



1-14/1-14K用ローターリスト

アングル (アダプター別売)									
カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM12096 	16	14,800 (1-14) 15,000 (1-14K)	11755 (1-14) 12,074 (1-14K)	¥52,000	0.2mL		不要		0.2mL PCRチューブ用
SGM12082 (アルミ) SGM12092 (PP) 	12	14,800 (1-14) 15,000 (1-14K)	15,183 (1-14) 15,596 (1-14K)	¥65,000 ¥36,000	0.2mL 0.5mL 1.5mL 2.0mL	SGM13021 SGM13002	2 2	¥1,000 ¥1,000	
SGM12083 (アルミ) SGM12093 (PP) 	18	14,800 (1-14) 15,000 (1-14K)	外側 15,873 (1-14) 16,099 (1-14K) 内側 14,448 (1-14) 14,841 (1-14K)	¥71,000 ¥46,000	0.2mL 0.5mL 1.5mL 2.0mL	SGM13021 SGM13002	2 2	¥1,000 ¥1,000	
SGM12084 (アルミ) SGM12094 (PP) 	24	14,800 (1-14) 15,000 (1-14K)	16,163 (1-14) 16,602 (1-14K)	¥71,000 ¥46,000	0.2mL 0.5mL 1.5mL 2.0mL	SGM13021 SGM13002	2 2	¥1,000 ¥1,000	
SGM12097 (PP) 	12	14,800 (1-14) 15,000 (1-14K)	15,183(1-14) 15,596(1-14K)	¥43,000	0.2mL 0.5mL 1.5mL 2.0mL	SGM13021 SGM13002	2 2	¥1,000 ¥1,000	スピнкаラム使用可能
スイング									
カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11128 (1-14K用) 	6	15,000	16,099	¥196,000	0.2mL 0.5mL 1.5mL 2.0mL	SGM13021 SGM13002	2 2	¥1,000 ¥1,000	バケット (SGM13126) 標準付属