














3-18KS用ローターリスト

アングル (アダプター別売)

カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM12115 	96	16,400	外側: 29,468 内側: 24,958	¥226,000				0.2mL			不要	
SGM12154 (g-lock: SGM91123) 	24	18,000	29,703	¥161,000 (¥228,000)				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
								1.5mL			不要	
								2.0mL			不要	
SGM12131 	30	16,400	28,761	¥226,000				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
								1.5mL			不要	
								2.0mL			不要	
SGM12349 (g-lock: SGM91520) 	48	15,000	25,155	¥267,000 (¥334,000)				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
								1.5mL			不要	
								2.0mL			不要	
SGM12182 	12	17,500	28,761	¥221,000				1.5-1.8mL	SGM14080	4	¥7,000	クライオチューブ用 ローターリッド不可
								1.5mL	SGM14082	4	¥7,000	
								2.0mL			不要	
								5.0mL			不要	
SGM12111 (g-lock: SGM91527) 	10	18,000	27,530	¥195,000 (¥262,000)				10mLラウンド (16.1mmΦ)			不要	
SGM12157 	20	10,000	10,956	¥263,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)			不要	
SGM12311 (g-lock: SGM91534) 	12	13,500	20,172	¥273,000 (¥341,000)				15mLコニカル			不要	
SGM12158 (g-lock: SGM91365) 	6	18,000	28,616	¥198,000 (¥329,000)				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13059	2	¥18,000	
								30mLラウンド			不要	
SGM12150 (g-lock: SGM91375) 	6	14,600	20,018	¥262,000 (¥329,000)				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13087	2	¥17,000	
								14mLラウンド (17mmΦ)	SGM13062	2	¥13,000	
								15mLラウンド (17.5mmΦ)	SGM16018	2	¥15,000	
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13086	2	¥17,000	
								30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16030	2	¥9,000	
								50mLラウンド			不要	
SGM12310 (g-lock: SGM91377) 	4	14,500	22,096	¥273,000 (¥341,000)				15mLコニカル	SGM13060	2	¥9,000	
								25mL/30mL自立	SGM13064	2	¥17,000	
								50mLラウンド	SGM13079	2	¥11,000	
								50mLコニカル			不要	
SGM12156 	8	13,800	20,440	¥263,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13087	2	¥17,000	
								14mLラウンド (17mmΦ)	SGM13062	2	¥13,000	
								15mLラウンド (17.5mmΦ)	SGM16018	2	¥15,000	
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13086	2	¥17,000	
								15mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16030	2	¥9,000	
								50mLラウンド			不要	
SGM12155 (g-lock: SGM91532) 	4	10,000	10,174	¥263,000 (¥331,000)				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13084	2	¥17,000	2本/アダプター
								14mLラウンド (17mmΦ)				
								15mLラウンド (17.5mmΦ)	SGM16019	2	¥16,000	
								15mLコニカル	SGM13081	2	¥17,000	
								25mLラウンド	SGM16031	2	¥11,000	
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13083	2	¥17,000	
								30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16031	2	¥11,000	
								50mLラウンド	SGM13082	2	¥17,000	

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11180 (g-lock: SGM91124)	4	4,700	4,248	¥138,000 (¥205,000)	SGM13180 4,223g	2	¥83,000	10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM18010	2	¥17,000	12本/アダプター SGM16909付属
								16/17mm	SGM18015	2	¥17,000	12本/アダプター SGM16909付属
								15mLコニカル	SGM18016	2	¥25,000	4本/アダプター
									SGM18018	2	¥25,000	7本/アダプター バケットキャップ不可
								25/30mL自立	SGM18022	2	¥25,000	4本/アダプター
								25/30mLラウンド (24mmΦ)	SGM18025	2	¥25,000	5本/アダプター SGM16906付属
								50mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM18030	2	¥25,000	5本/アダプター
								50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM18051	2	¥17,000	2本/アダプター
								50mLラウンド (34mmΦ)	SGM18050	2	¥17,000	2本/アダプター SGM16907付属
								50mL自立	SGM18053	2	¥25,000	2本/アダプター
								50mLコニカル	SGM18052	2	¥25,000	2本/アダプター
								85/94mLラウンド	SGM18085	2	¥25,000	
								100mLラウンド	SGM18100	2	¥17,000	SGM1698付属
								150mL平底	SGM18125	2	¥17,000	
								200mL平底	SGM18200	2	¥25,000	
								SGM11133 (g-lock: SGM91373)	4	5,500	5,242	¥113,000 (¥181,000)
			¥1,000									
0.5mL	SGM17008 & SGM13002	2	¥17,000	12本/アダプター								
			¥1,000									
1.5mL	SGM17008	2	¥17,000	12本/アダプター								
2.0mL												
12x75mm	SGM17006	2	¥12,000	12本/アダプター								
12x100mm	SGM17007	2	¥12,000	12本/アダプター								
10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM17012	2	¥17,000	10本/アダプター								
16/17mm	SGM17015	2	¥12,000	7本/アダプター								
15mLコニカル	SGM17019	2	¥17,000	3本/アダプター バケットキャップ不可								
25/30mL自立	SGM17032	2	¥17,000									
25/30mLラウンド (24mmΦ)	SGM17025	2	¥12,000	2本/アダプター								
50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM17052	2	¥17,000									
50mLラウンド (34mmΦ)	SGM17050	2	¥17,000	バケットキャップ不可								
50mL自立	SGM17048	2	¥17,000									
50mLコニカル	SGM17049	2	¥17,000									
85/94mLラウンド	SGM17085	2	¥17,000	バケットキャップ不可								
100mLラウンド	SGM17100	2	¥12,000	バケットキャップ不可								
100mLラウンド	SGM17100	2	¥12,000	バケットキャップ不可								
150mL平底	SGM17125	2	¥17,000									
200mL平底			不要									
SGM11135	6	14,000	16,215	¥299,000	SGM13124 (標準付属)	2	¥40,000	0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	4本/アダプター
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	4本/アダプター
								1.5mL			不要	4本/アダプター
								2.0mL			不要	
ドラムローター (アダプター別売)												
カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11136	6	14,500	16,454	¥211,000	/			0.2mL	SGM14021	2	¥23,000	32本/アダプター
								0.5mL	SGM14000	2	¥11,000	10本/アダプター
								1.5mL	SGM14020	2	¥23,000	10本/アダプター
								2.0mL	SGM14002	2	¥11,000	10本/アダプター
マイクロプレート用												
カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11222	2	3,000	1,218	¥258,000	SGM13222 (標準付属)	2	¥88,000	マイクロプレート	不要			フタなし: 6枚/ローター フタ付: 6枚/ローター
								ディーゼルプレート				2枚/ローター
								PCRプレート				4枚/ローター
SGM11241 (g-lock: SGM91551)	2	4,700	3,285	¥321,000 (¥398,000)	SGM13241 (標準付属)	2	¥132,000	マイクロプレート	SGM17982 (標準付属)	2	¥25,000	フタなし: 6枚/ローター フタ付: 6枚/ローター
								ディーゼルプレート				2枚/ローター
								PCRプレート				4枚/ローター