

お客様 各位

ビーエム機器株式会社
東京都江東区東陽 2 丁目 2 番 20 号 東陽駅前ビル
TEL03-6666-5905/ FAX03-6666-5907

ソニックバイオ社 Bioruptor II 専用冷水循環器 操作パネル仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社取り扱いソニックバイオ社 Bioruptor II 専用冷水循環器に関しまして、製造元の操作パネルの仕様を下記の通り変更させていただきます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品 ソニックバイオ社 Bioruptor II 専用冷水循環器
仕様変更内容 現) 現行操作パネル



新) 新操作パネル



現行操作パネルはフィルムに印字がされています。温度計の表示が液晶です。
新操作パネルは金属パネルに刻印されています。温度計の表示が LED に変わります。

その他、操作方法、装置性能、カタログ No、希望販売価格等に変更はございません。
尚、今回のパネル仕様変更は弊社の現行パネルの在庫が無くなり次第、順次変更となります。

以上