

2021年8月

お客様各位

Gyrozen 社遠心機仕様変更のお知らせ

ビーエム機器株式会社

135-0016

東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

下記弊社取り扱い Gyrozen 社遠心機商品につきまして、下記の通り仕様が変更となりますのでお知らせいたします。

敬具

記

対象商品 GZ-1536-110BMR 1536 卓上遠心機（ローター付）

変更内容 付属ローターの変更

変更前：GRE-m2.0-24

変更後：GREB-m2.0-24

変更点 イージーロック(*)式リッド付き

Public Health England 認証バイオシールローター

適応する最高回転数等基本的な仕様については変更はございません。

(*)イージーロック式リッドはワンクリックでリッドの取り付け・取り外しが可能です。

ローターの取り付け・取り外しには従来通り付属のレンチが必要となります。

変更時期 次回出荷分より

以上