

2021年12月

お客様各位

ハイランド株式会社 一部商品の販売終了のお知らせ

ビーエム機器株式会社
135-0016
東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
下記弊社取り扱いハイランド株式会社商品につきまして、製造元での製造中止により販売を終了させていただくこととなりました。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象商品 BRP-AB3 バリアパウチ用吸水バック

後継商品 BRP-AB3-N バリアパウチ用吸水バック
商品の相違点につきましては下表をご参照ください。

	(旧) BRP-AB3	(新) BRP-AB3-N
1次容器用ポケット	あり (分割なし)	あり (3分割)
収納可能1次容器数	15mL チューブ 3本 または 90mm ディッシュ 1枚	15mL チューブ 3本 (ポケットが分割されたため ディッシュの収納はできません。)

以上