

2022年4月

お客様各位

ソニック・バイオ社

BIORUPTOR II 用アクセサリ変更のお知らせ

ビーエム機器株式会社

135-0016

東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

TEL: 03-6666-5905/FAX: 03-6666-5907

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社取り扱いソニック・バイオ社 Type6 用 1.5mL、0.5mL チューブ用アクセサリにつきまして、変更させて頂くことになりました。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象商品

旧アクセサリ

カタログ No.	商品名	希望販売価格	ギヤー板
MAT-15	1.5ml チューブ用アタッチメント (for Type6)	¥71,000	NG-6(ALG-6) ¥9,000
MAT-05	0.5ml チューブ用アタッチメント (for Type6)	¥91,000	

新アクセサリ

カタログ No.	商品名	希望販売価格	ギヤー板
SRD-AD1508	スライド式アタッチメントアダプター 1.5ml チューブ 8 本用	¥76,000	SRD-MB1 ¥52,000
SRD-AD0512	スライド式アタッチメントアダプター 0.5ml チューブ 12 本用	¥82,000	

変更点 チューブが横から簡単にセット可能です。

1.5ml チューブ用については 6 本から 8 本セット可能になります。

MAT-05、MAT-15 は在庫限りで販売終了になります。



以上