

ウルトラキャンペーン

ULTRA

ビーエム機器株式会社

CAMPAIGN

2023

期間

2023年6月1日～6月30日

P.4 **BMBio**
ST (Standard & Stable)

在庫限り!
販売終了

ロングチップ
低吸着タイプ



P.5~7 **BMBio**
ST (Standard & Stable)

プラチナローリテンション
チップ&フィルターチップ

PLATINUM
SUPER POLYPROPYLENE



P.8~15 **QSP**
Quality Scientific Pipettes

T ラック & Q-One 詰め替えチップ
ファーストクラスフィルター付チップ
バルクチップ・ラックチップ



P.16 **BMBio**
ECO (Economy & Ecology)
リザーバー



P.17~21

ここがイチオシ!
ピペットパルプラス
まとめるとお得!

初めての方にオススメ!
スターターキット

**ピペット
下取りキャンペーン**



P.22 電動ピペッター

FASTPETTE
PRO

BlueSwan™



P.24~27 PCR チューブ・プレート



P.30~31 **BMBio**
EX (Excellent & Extra)

BM touch
ニトリル・ラテックスグローブ

在庫限り!
販売終了



P.32 **MICROFLEX**

DIAMOND GRIP PLUS™
XCEED®

在庫限り!
特別価格



P.33 **BMBio**
ST (Standard & Stable)

BMBio 不織布マスク

在庫限り!
販売終了



P.34~41 細胞培養関連製品

NEST



P.42 小型遠心機

BMBio
ECO (Economy & Ecology)
Flat Mini

Labnet
Force Mini™



P.43 **Blook™**

LED イルミネーター
BLook™



P.44 **SOL**

New!! セルカウンター
SOL COUNT



回覧 皆様でご回覧下さい。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や商品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

INDEX

消耗品

チップ

- **在庫限定(終)** ロングチップ 低吸着タイプ 4
- **PLATINUM** プラチナローリテンションチップ&フィルターチップ 5~7
- QSP Tラック&Q-One詰め替えチップ 8~11
 - ファーストクラスフィルター付チップ 12
 - バルクチップ・ラックチップ 13~15
 - 空ラック 15

リザーバー

- **BMBio** ECO (Economy & Ecology) エコノミカルタイプ 16

ピペット

- マニュアルピペット
 - ピペットバルプラス まとめるとお得!** 17~19
 - 初めての方におススメ! スターターキット** 20
 - ピペット下取りキャンペーン** 21
- 電動ピペッター
 - FASTPETTE PRO 22
 - BlueSwan 22

チューブ&プレート

- リングロックチューブ 23
- PCRチューブ・プレート 24~27
- 96ウェルテストプレート 28
- ディープウェルプレート 29

グローブ・マスク

- **在庫限定(終)** BM touch ニトリル・ラテックスグローブ 30-31
- **在庫限定** Microflexダイヤモンドグリッププラス・エクシード 32
- **在庫限定(終)** BMBio不織布マスク 33

細胞培養

- TPP・NEST 細胞培養関連製品 34~41

機器

- 小型遠心機 (Flat Mini・Force Mini) 42
- LEDイルミネーター BLook 43
- **New!!** セルカウンター SOL 44

共通アイコン

- ベストセラー** 当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文載っている商品です。
- New!!** 新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。
- 1本あたり ¥** 商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。(概算単価はバルク包装タイプより算出)
- 電子滅菌** 電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用いただけます。
- G滅菌** ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用いただけます。
- 個包装滅菌** 商品が1個単位で個別包装滅菌されております。
- 未滅菌** 未滅菌の商品です。商品種によっては、DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Freeの状態です。
- 滅菌済** 滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用いただけます。

- 3年保証** ご購入日より1~5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。
- 原寸大** 商品の写真を原寸大で掲載しております。
- 個装** 商品が1本、1個等の単位で個別包装されています。
- 目盛付** 商品に目盛(外側にラインまたは、印字、刻印等)が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。
- ウルトラクリア** 商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。
- 在庫限り!** **在庫限定(終)** 在庫限りで販売終了となります。
- 在庫限り!** **在庫限定** 在庫限り特別価格となります。記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。

チップアイコン

- 先端テーパード** チップ先端部分がテーパークット(斜角)になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。
- 先端ストレート** チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップが引っかかる事が少ない形状です。
- 先端広口** チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。
- ショート** ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。
- ロング** ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。
- Soft Fit** チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。
- OneFit** チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落ち込むこと無く、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。

- DMB® フラチナ柔** サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。
- Micro Point™** チップ材質を高品質パーシポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。
- バルク** 商品が袋(または+箱)にそのまま包装されています。
- ラック** チップがラックに立った状態で包装されています。
- 空ラック** チップ用の空ラックです。(包装にチップは含まれません。)
- 詰め替え** チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。
- フィルター** チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロゾルによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン

- 耐ボイル** チューブにロック性能またはスクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。
- 耐冷** スクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。
- フラットトップ** チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。
- ドームトップ** チューブのキャップがドーム状になっています。

- 書き込みOK** チューブ胴体部の外側(またはキャップ表面)に書き込みができる部分(印字またはfrosted)があります。
- シリコンリング** チューブのキャップ内にシリコン製のOリングを使用しておりますので気密性に優れています。
- リングロック** 特殊成型により、高气密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン/プレートシールアイコン

- 丸底** ウェル(またはチューブ)底が丸底になっています。
- 平底** ウェル(またはチューブ)底が平底になっています。
- V底** ウェル(またはチューブ)底がV底になっています。
- サークル** プレート(またはチューブ)・マットのウェル形状が○(サークル)型になっています。

- カットOK** プレート(またはキャップ・マット)をハサミでカット出来ます。
- ロール** シールがロール状に包装されています。箱から引き出しながらご使用頂けます。
- シート** シールがシート状に包装されています。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷などがございます。
- 粘着タイプ** 粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン

- 旋回** 機器商品の動線を表しています。
- 回転** 機器商品の動線を表しています。
- 往復** 機器商品の動線を表しています。
- 振動** 機器商品の動線を表しています。
- シーソー** 機器商品の動線を表しています。
- ウェーブ** 機器商品の動線を表しています。
- ローラー** 機器商品の動線を表しています。
- ロータリー** 機器商品の動線を表しています。
- HOT 150℃** 機器商品の仕様温度の上限を表しています。
- MAX 00 xg** 機器商品の最大遠心力を表しています。

商品の返品・交換について

製造元に品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡をお願いいたします。新しい商品と交換させていただきます。(ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただきます。)尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

チップ
リザーバー
ピペット
チューブ・プレート
グローブ
細胞培養
機器

在庫限り!
販売終了

チップ

ロングチップ 低吸着タイプ

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen Free



詰め替え方法

- ◆ ロングタイプの低吸着チップ
- ◆ DNase, RNase, パイロジェンフリー
- ◆ 目盛付
- ◆ 滅菌済み

-10μl



全長: 39.1±0.15mm 目盛: 2μl, 10μl



カタログ No.

BMSSCH0001

希望販売価格


¥7,300

→ 498個限り

キャンペーン中の参考価格

¥2,000

包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック**



BMSSCH0004

¥5,000

→ 768個限り

¥1,500

包装: 960本 (96本×10プレート) **詰め替え**

-200μl



全長: 59.3±0.2mm 目盛: 10μl, 50μl, 100μl



カタログ No.

BMSSCH0002

希望販売価格

¥6,000

→ 428個限り

キャンペーン中の参考価格

¥1,500

包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック**



BMSSCH0005

¥5,000

→ 2,779個限り

¥2,000

包装: 960本 (96本×10プレート) **詰め替え**

-1000μl



全長: 102±0.25mm 目盛: 200μl, 500μl, 1000μl



カタログ No.

BMSSCH0003

希望販売価格

¥8,000

→ 424個限り

キャンペーン中の参考価格

¥2,000

包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック**



BMSSCH0006

¥2,400

→ 5,056個限り

¥700

包装: 384本 (96本×4プレート) **詰め替え**

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器



チップ

プラチナローリテンションチップ & フィルター付チップ



プラチナチップ特徴 プラチナチップ VS 各種ポリプロピレンチップ

表面比較

BM Bio “プラチナチップ”と、通常チップ、シリコナイズチップの内壁表面をカットして50～5,000×で撮影

■ BM Bio “プラチナチップ”


非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。

■ 他メーカーポリプロピレンチップ

500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りがよくなっています。

■ 他メーカーシリコナイズチップ

シリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りがよいと判断してよいでしょう。




残液比較

サーモフィッシャーサイエンティフィック社 “Big Dye Terminator Ready Reaction Mix” をテスト用サンプルとして100μl吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にてBM Bioのプラチナチップと各社チップを計測したものが、右のグラフである。

結果、BM Bio “プラチナチップ” が各社チップに比べ残液量が極端に少ないことがわかる。

また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる（下記）。

この、PCRやDNA Sequencing時の試薬のロス、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。



BM Bio “プラチナチップ” 100μl排出後



他社ポリプロピレンチップ 100μl排出後

比較結果

上記の代表的な比較検討より、BM Bio “プラチナチップ” はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。

通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBM Bio “プラチナチップ” のパフォーマンスは実現できません。

BM Bio “プラチナチップ” は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%～15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器



プラチナローリテンションチップ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分) 適合ピペットは総合カタログ BM 0ピペット適合表をご覧ください

プラチナローリテンションチップはあらゆる点から“超低吸着・低残液”を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムーズにフィットします。

希少なサンプルの分注に最適です。是非、今ご使用のチップと比べて下さい。

-10μl ショート 先端ストレート 全長：31.6mm

◆ 10μlショート of the standard type.



カタログ No.

カタログ No.	未滅菌	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2010	未滅菌	包装：1,000本 (1,000本×1パック)	大箱包装：1,000本×20	バルク ¥3,600	→ ¥2,520
BM2011	未滅菌	包装：960本 (96本×10ラック)	大箱包装：960本×5	ラック ¥8,300	→ ¥5,810
BM2012	電子滅菌	包装：960本 (96本×10ラック)	大箱包装：960本×5	ラック ¥10,000	→ ¥7,000

-10μl ロング 先端テーパード 全長：45.0mm

◆ 10μlロング of the standard type.



カタログ No.

カタログ No.	未滅菌	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2016	未滅菌	包装：1,000本 (1,000本×1パック)	大箱包装：1,000本×20	バルク ¥3,600	→ ¥2,520
BM2017	未滅菌	包装：960本 (96本×10ラック)	大箱包装：960本×5	ラック ¥8,300	→ ¥5,810
BM2018	電子滅菌	包装：960本 (96本×10ラック)	大箱包装：960本×5	ラック ¥10,600	→ ¥7,420

-200μl 先端テーパード 目盛付 全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ 200μl先端テーパードで目盛がありサンプリング時の容量目視確認に最適です。




カタログ No.

カタログ No.	未滅菌	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2050	未滅菌	包装：1,000本 (1,000本×1パック)	大箱包装：1,000本×20	バルク ¥3,600	→ ¥2,520
BM2051	未滅菌	包装：960本 (96本×10ラック)	大箱包装：960本×5	ラック ¥7,800	→ ¥5,460
BM2052	電子滅菌	包装：960本 (96本×10ラック)	大箱包装：960本×5	ラック ¥10,000	→ ¥7,000

-1000μl 先端テーパード 全長：78.0mm

◆ -1000μl先端テーパードで大きい分注容量で起こりやすい残液を極力残すことなく吐出できます。



カタログ No.

カタログ No.	未滅菌	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2070 在庫限定	未滅菌	包装：1,000本 (1,000本×1パック)	大箱包装：1,000本×5	バルク ¥3,900	→ 212個限り ¥2,730
BM2071	未滅菌	包装：1,000本 (100本×10ラック)	大箱包装：1,000本×5	ラック ¥8,700	→ ¥6,090

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。



プラチナローリテンションフィルター付チップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

適合ピペットは総合カタログ BM0ピペット適合表をご覧ください

-10μl



先端スリット 全長：31.6mm

◆ -10μlショートのスタンダードタイプです。



原寸大



カタログ No.

BM3010 電子滅菌

希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

¥19,400 → **¥13,580**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

大箱包装：960本×5

-10μl



先端テーパ 全長：45.0mm

◆ -10μlロングのスタンダードタイプです。



原寸大



カタログ No.

BM3080 電子滅菌

希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

¥20,200 → **¥14,140**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

大箱包装：960本×5

-10μl



先端テーパ 全長：45.7mm

◆ 主にEppendorf社対応のロングタイプです。



原寸大



カタログ No.

BM3000 電子滅菌

希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

¥19,400 → **¥13,580**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

大箱包装：960本×5

-20μl



先端テーパ 全長：50.8mm

◆ 液切れのいい先端テーパカットタイプです。



原寸大



カタログ No.

BM3020 電子滅菌

希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

¥19,400 → **86個限り ¥13,580**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

大箱包装：960本×5

-100μl



先端テーパ 目盛付 全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ 液切れのいい先端テーパカット&目盛付タイプです。



原寸大



カタログ No.

BM3030 電子滅菌

希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

¥19,400 → **¥13,580**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

大箱包装：960本×5

-200μl



先端テーパ 目盛付 全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ 液切れのいい先端テーパカット&目盛付タイプです。



原寸大



カタログ No.

BM3040 電子滅菌

希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

¥19,400 → **104個限り ¥13,580**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

大箱包装：960本×5

-1000μl



先端テーパ 全長：78.0mm

◆ 液切れのいい先端テーパカットタイプです。



原寸大



カタログ No.

BM3070 電子滅菌

希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

¥19,400 → **152個限り ¥13,580**

包装：1,000本（100本×10ラック）ラック

大箱包装：1,000本×5

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

QSPのラックシステム


2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One®」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックにもご使用いただけます。



進化した詰め替えチップ Q-One®

エコロジー


スペースセーブ



イージーピールオフシュリンク

シュリンク中心にある帯を片手で引っ張り

両側に開けば簡単にビニールを取ることができます。



品質保証

各商品は以下の項目を含みません。

未滅菌：

- RNase/DNase
- DNA
- パイロジェン

電子滅菌済：

- RNase/DNase
- DNA
- パイロジェン/エンドトキシン
- バイオバーデン
- PCR インヒビター
- ATP

ロット固有の品質証明書のご依頼は、お近くの販売代理店に問い合わせ、カタログ番号とロット番号をお伝えください。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ



QSP
Quality Scientific Plastics

ピペットチップのリロードシステム



■ フリップロックラッチ:

片手での開閉が可能で、落下時に開くことはありません。

■ クリッククリップ:

凹凸の形状により、インサートを固定して抜け落ちを防ぎます。チップを付けて引き抜く時に角が持ち上がることはありません。

■ リサイクルロゴ:

すべてのラックコンポーネントに刻印されているため、リサイクル業者がプラスチックを適切にリサイクルできます。

■ U字の溝:

フタの取っ手はU字の溝にスライドし、オートクレープの通気時にフタを支持します。

■ 高さが一致:

インサートとラックの高さは一致しているため、マルチチャンネル分注が簡単に行えます。

■ フタの縁:

ラボ内で、積み上げたラックをカートに載せて移動する際、ラックが滑るのを防ぎます。

■ 逆向きにも使用可能なフタ:

ヒンジ式のフタは分注の妨げにならず、逆向きにして取り外し式のフタとして利用することもできます。

■ マルチチャンネル設計:

すべてのインサートは96ウェルマルチチャンネル形式です。

■ 堅牢なインサート:

折れ曲がりを防ぎ、ピペットをしっかり固定。マルチチャンネル分注に適しています。

■ 凹み穴:

マルチチャンネル作業用にチップをしっかり固定します。

■ インクジェット:

すべてのインサートに品番とロット番号が印字されているため、全商品のロットが追跡可能であり、再注文が簡単です。

■ エルゴクリップ:

縦に長いクリップにより、チップに手を触れることなく、簡単にインサートをつかめます。

リロード (詰め替え) のステップ

▶ ステップ 1



一番下のインサートをつかみ、ラックからスリーブを持ち上げて、スリーブ全体を空ラックに移します。スリーブの穴をラッチおよび背面のフタの突起部にしっかり合わせます。

▶ ステップ 2



一番上のインサートの中央部分を押し下げて、一番下のインサートを空トレイにそっと差し込みます。プラスチック製スリーブは、ラックが下にない状態で机上に置かないでください。

チップ

Tラック (ラックスリチップ) & Q-One® 詰め替えチップ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30% OFF!

ピペット適合表はこちら
https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html

-10μl 104シリーズ ショート 先端スリット 目盛付 全長：31.5mm

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T104R-Q 未滅菌	¥6,000	→ ¥4,200
T104RS-Q 電子滅菌	¥6,500	→ ¥4,550

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T104RL-Q 未滅菌	¥4,800	→ ¥3,360
T104RLS-Q 電子滅菌	¥5,600	→ ¥3,920

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-10μl 102シリーズ ロング 先端スリット 目盛付 全長：46.0mm

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。2, 5, 10, 20μlの目盛付



カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T102R-Q 未滅菌	¥6,200	→ ¥4,340
T102RS-Q 電子滅菌	¥6,600	→ ¥4,620

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-20μl 114シリーズ ロング 先端テーパード 全長：46.0mm

◆ シャープな先端テーパードカットが特徴の最もスタンダードなタイプ



カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T114R-Q 未滅菌	¥5,700	→ ¥3,990
T114RS-Q 電子滅菌	¥6,200	→ ¥4,340

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl 110NEWシリーズ 先端スリット 全長：50.0mm

◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110R-NEW 未滅菌	¥5,700	→ ¥3,990
T110RS-NEW 電子滅菌	¥6,200	→ ¥4,340

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl TW110Nシリーズ 先端スリット 全長：50.0mm

◆ 極薄・ストレート形状で好評のあるチップ



カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
在庫限定 T110R-NEW		
TTW110RN-Q 未滅菌	¥5,700	→ 34個限り ¥3,990
TTW110RNS-Q 電子滅菌	¥6,200	→ ¥4,340

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
在庫限定 T110R-NEW		
TTW110RLN-Q 未滅菌	¥4,800	→ ¥3,360
TTW110RLNS-Q 電子滅菌	¥5,500	→ 356個限り ¥3,850

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ



QSP
Quintek Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30% OFF!



ピペット適合表は
こちら

https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html



-200μl 113-Gシリーズ 全長: 51.0mm

◆先端テーパードットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ。50, 100, 200μlの目盛付




原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113R-Q	¥5,800	→ ¥4,060
在庫限定		
T113RS-Q	¥6,300	→ 49個限り ¥4,410
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RL-Q	¥4,800	→ ¥3,360
T113RLS-Q	¥5,500	→ ¥3,850
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-200μl 113-GNシリーズ 全長: 51.0mm

◆先端テーパードットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RN-Q	¥5,800	→ ¥4,060
T113RNS-Q	¥6,300	→ ¥4,410
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RLN-Q	¥4,800	→ ¥3,360
T113RLNS-Q	¥5,500	→ ¥3,850
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-1250μl 112-XLシリーズ 全長: 89.0mm

◆ロングタイプ
◆先端テーパードットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112XLR-Q	¥7,900	→ ¥5,530
T112XLRs-Q	¥8,900	→ ¥6,230
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112XLRL-Q	¥6,300	→ ¥4,410
在庫限定		
T112XLRLS-Q	¥7,200	→ 64個限り ¥5,040
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-1250μl 112-NXLシリーズ 全長: 89.0mm

◆ロングタイプ
◆先端テーパードットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112NXLR-Q	¥7,900	→ ¥5,530
T112NXLRs-Q	¥8,900	→ ¥6,230
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112NXLRL-Q	¥6,300	→ ¥4,410
T112NXLRLS-Q	¥7,200	→ ¥5,040
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

チップ

QSP ファーストクラスフィルター付チップ・ラック



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピペティング操作を行って下さい。

30% OFF!

ピペット適合表はこちら
https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html



チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

-10μl ショート 先端ストレート 目盛付 全長：31.5mm 目盛：2μl



原寸大

-10μl ロング 先端テーパード 全長：46.0mm



原寸大

-10μl ロング 先端ストレート 目盛付 全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10μl



原寸大

-20μl ロング 先端テーパード 全長：46.0mm



原寸大

-20μl 先端テーパード 全長：51.0mm



原寸大

-100μl 先端テーパード 全長：51.0mm



原寸大

-200μl 先端テーパード 目盛付 全長：59.0mm 目盛：10, 50, 100, 200μl



原寸大

-200μl 先端ストレート 目盛付 全長：50.0mm 目盛：50, 100, 200μl



原寸大

マルチフィットデザイン
マルチチャンネル
ピペットに最適!!

-1000μl 先端テーパード 目盛付 全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl



原寸大

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

TF104-10-Q 電子滅菌 ¥13,000 → **¥9,100**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -10μlで最もスタンダードなタイプ。

TF114-10-Q 電子滅菌 ¥13,000 → **¥9,100**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-10μlチップ

TF102-10-Q 電子滅菌 ¥13,000 → **¥9,100**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -10μlのロングタイプ

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止

TF114-20-Q 電子滅菌 ¥12,900 → **¥9,030**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-20μlチップ

◆ シャープな先端テーパードカットの最もスタンダードなタイプ

TF113-20-Q 電子滅菌 ¥13,000 → **¥9,100**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -20μlで最もスタンダードなタイプ

TF113-100-Q 電子滅菌 ¥13,000 → **¥9,100**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-100μlのスタンダードタイプ

TF108-200-Q 電子滅菌 ¥13,000 → **¥9,100**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-200μlのスタンダードタイプ

TF140-200-Q 電子滅菌 ¥13,000 → **¥9,100**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -200μlのスタンダードタイプ

TF112-1000-Q 電子滅菌 ¥13,000 → **¥9,100**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -1000μlのスリムデザインタイプ

ラック包装はイーजीピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っぱり、両側に開けば簡単にビニールを取ることができます。



使いやすい
Tラック



チップ

QSP バルクチップ & ラックチップ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30% OFF!

ピペット適合表はこちら
https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html

-10μl ショート 先端ストレート 目盛付 全長: 31.5mm 目盛: 2μl

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



-10μl ロング 先端ストレート 目盛付 全長: 46.0mm 目盛: 2, 5, 10, 20μl

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。



-20μl ロング 先端テーパード 全長: 46.0mm

◆ シャープな先端テーパードカットが特徴の最もスタンダードなタイプ



-200μl 先端ストレート 全長: 50.0mm

◆ 最高の液切れを達成したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



-200μl 先端ストレート 全長: 50.0mm

◆ 20年以上愛用され続けておりますスタンダードなイエローチップです。
 ※ご注文の際は "110-CLASSIC" とご指定ください。



-200μl 先端ストレート 全長: 50.0mm

◆ シンプルなスタンダードデザインです。
 ◆ 色もナチュラルで、サンプルの目視に最適です。



-200μl 先端ストレート 全長: 48.9mm

◆ 主に eppendorf社 対応のピペットチップです。



カタログ No. **104-Q** 未滅菌 希望販売価格 ~~¥2,800~~ → **¥1,960** キャンペーン中の参考価格
 包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No. **102-Q** 未滅菌 希望販売価格 ~~¥2,900~~ → **¥2,030** キャンペーン中の参考価格
 包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No. **114-Q** 未滅菌 希望販売価格 ~~¥2,800~~ → **¥1,960** キャンペーン中の参考価格
 包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No. **110NEW** 未滅菌 希望販売価格 ~~¥2,600~~ → **¥1,820** キャンペーン中の参考価格
 包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No. **110-CLASSIC** 未滅菌 希望販売価格 ~~¥2,500~~ → **¥1,750** キャンペーン中の参考価格
 包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×10

110-96R-CLASSIC 未滅菌 ¥5,700 → **¥3,990** キャンペーン中の参考価格
 包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

110-96RS-CLASSIC 電子滅菌 ¥6,200 → **¥4,340** キャンペーン中の参考価格
 包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

カタログ No. **110-N-Q** 未滅菌 希望販売価格 ~~¥2,600~~ → **¥1,820** キャンペーン中の参考価格
 包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×10

110-96RN-Q 未滅菌 ¥5,700 → **¥3,990** キャンペーン中の参考価格
 包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

110-96RNS-Q 電子滅菌 ¥6,200 → **¥4,340** キャンペーン中の参考価格
 包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

カタログ No. **115-Q** 未滅菌 希望販売価格 ~~¥2,800~~ → **¥1,960** キャンペーン中の参考価格
 包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×10

115-96RS-Q 電子滅菌 ¥5,700 → **¥3,990** キャンペーン中の参考価格
 包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

チップ

QSP バルクチップ & ラックチップ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30% OFF!

ピペット適合表はこちら
https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

-200μl 先端テーパ 目盛付 全長：51.0mm 目盛：50, 100, 200μl




カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
113-G-Q 未滅菌 ¥2,900 → **¥2,030**
 包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

-200μl 先端テーパ 目盛付 全長：51.0mm 目盛：50, 100, 200μl



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
113-GN-Q 未滅菌 ¥2,900 → **¥2,030**
 包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

-300μl 先端テーパ 目盛付 全長：59.0mm 目盛：10, 50, 100, 200μl



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
108-G-Q 未滅菌 ¥3,400 → **¥2,380**
 包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10


◆ 目盛付きでサンプルの目視に最適

在庫限り! 特別価格

108-96RG-Q 未滅菌 ¥6,000 → **150個限り ¥4,200**
 包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

108-96RGS-Q 電子滅菌 ¥6,300 → **101個限り ¥4,410**
 包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

-1000μl 先端スリット 全長：71.0mm




カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
111-Q 未滅菌 ¥3,000 → **¥2,100**
 包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなブルーチップ

111-R100-Q 未滅菌 ¥6,600 → **¥4,620**
 包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

111-R100S-Q 電子滅菌 ¥7,300 → **¥5,110**
 包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

-1000μl 先端スリット 全長：71.0mm



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
111-N-Q 未滅菌 ¥3,000 → **¥2,100**
 包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなタイプで、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適

111-R100N-Q 未滅菌 ¥6,600 → **¥4,620**
 包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

111-R100NS-Q 電子滅菌 ¥7,300 → **¥5,110**
 包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

-1000μl 先端スリット 目盛付 全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
112-G-Q 未滅菌 ¥3,300 → **¥2,310**
 包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。

112-R100GS-Q 電子滅菌 ¥7,600 → **¥5,320**
 包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

チップ

QSP バルクチップ & ラックチップ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)


30% OFF!

ピペット適合表はこちら
https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html



-1000μl 先端ストレート 目盛付 全長: 70.5mm 目盛: 250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

112-GN-Q 未滅菌 ~~¥3,300~~ → **¥2,310**


包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク**
 大箱包装: 1,000本×10

112-R100GNS-Q 電子滅菌 ~~¥7,600~~ → **¥5,320**

包装: 1,000本 (100本×10ラック) **ラック**
 大箱包装: 1,000本×5

-1000μl 先端ストレート 全長: 69.6mm

◆ 主に eppendorf社 対応のブルーチップです。



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

116-Q 未滅菌 ~~¥3,300~~ → **¥2,310**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク**
 大箱包装: 1,000本×10

116-R100S-Q 電子滅菌 ~~¥7,600~~ → **¥5,320**

包装: 1,000本 (100本×10ラック) **ラック**
 大箱包装: 1,000本×5

-1250μl ロング 先端テーパード 目盛付 全長: 89.0mm 目盛: 100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ
 ◆ 先端テーパードにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

112-XL-Q 未滅菌 ~~¥4,000~~ → **¥2,800**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク**
 大箱包装: 1,000本×10

-1250μl ロング 先端テーパード 目盛付 全長: 89.0mm 目盛: 100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ
 ◆ 先端テーパードにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**

112-NXL-Q 未滅菌 ~~¥4,000~~ → **¥2,800**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク**
 大箱包装: 1,000本×10

空ラックがお買い得!!

QSPバルクチップ用空ラック (インサート付)

● 10μl用

カタログ No.

T10ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格 ~~¥4,100~~ → **¥2,870**

包装: 10個 (10個×1パック) **空ラック**
 大箱包装: 10個×5

● 200μl用

カタログ No.

T200ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格 ~~¥4,100~~ → **¥2,870**

包装: 10個 (10個×1パック) **空ラック**
 大箱包装: 10個×5

● 1250μl用

カタログ No.

T1000ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格 ~~¥4,500~~ → **¥3,150**

包装: 10個 (10個×1パック) **空ラック**
 大箱包装: 10個×5

※112-XL,112-NXLチップ用

Q-One詰め替えチップ用空ラック

● 10μl用

カタログ No.

T10ER-Q 未滅菌

希望販売価格 ~~¥3,900~~ → **¥2,730** **在庫限り!**

包装: 10個 (10個×1パック) **空ラック**
 大箱包装: 10個×5

● 200μl用

カタログ No.

T200ER-Q 未滅菌

希望販売価格 ~~¥3,900~~ → **¥2,730** **在庫限り!**

包装: 10個 (10個×1パック) **空ラック**
 大箱包装: 10個×5

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

リザーバー

BMBio リザーバー (エコノミカル)



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

- ◆ ピペットで分注作業する際の容器
- ◆ マルチチャンネルピペット (~12ch) を使用するとき便利
- ◆ ディスポーザブルタイプ
- ◆ 個装滅菌タイプと使いやすい5枚滅菌タイプ
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free Certificationの発行も可能

★マルチチャンネルピペットに最適!
★リーズナブルプライス!!



目盛
各リザーバーには目盛が付いていますので注ぐサンプル量の目安としてご利用いただけます。

4コーナーに注ぎ口
4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。



チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器


V底をより深く



V底の先端部分をさらに深くしたことで、希少な少量サンプルの分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン：25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-1

希望販売価格
¥10,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥7,350**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：-

BM-0852-1

希望販売価格
¥8,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,600**

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：-

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)




最大容量各5mlの3レーン



少量のサンプルを分注する際に、各レーンにて最大5mlまで分注が可能です。

3レーン：25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0853-1

希望販売価格
¥11,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,050**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：-

BM-0853-2

希望販売価格
¥8,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,600**

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：-

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)



幅広サイズの50mlリザーバー



あえて100mlリザーバーと同サイズにすることでサンプル液面が低くなり、安定した分注操作が行えます。

1レーン：50ml

25,50ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-2

希望販売価格
¥10,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥7,350**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：-

BM-0852-5

希望販売価格
¥8,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,600**

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：-

材質：P.S

寸法：146×82.5×29mm (W×D×H)



分注・回収しやすいスロット構造



サンプルが減ってきても溝に集まりやすいスロット構造により、分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン：100ml

50,100ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-3

希望販売価格
¥10,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥7,350**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：-

BM-0852-3

希望販売価格
¥8,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,600**

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：-

材質：P.S

寸法：146×83×31mm (W×D×H)



注意：オートクレーブ不可

👍 **ここがイチオシ!**
BM から買うと
お得宣言!

ビーエムからピペットパルプラスを購入するとお得宣言!!

ピペットパルプラスどれでも まとめて **5本以上** 購入いただくと更にお得!!

シングルでも

マルチでも



例えば・・・
PALP-2

1本あたり
 5本まとめると
 キャンペーン中の参考価格
 ¥33,500 → **¥23,450** → **¥22,650**

例えば・・・
PALP-8-10

1本あたり
 5本まとめると
 キャンペーン中の参考価格
 ¥81,500 → **¥57,050** → **¥56,050**

PALP-12-200

1本あたり
 5本まとめると
 キャンペーン中の参考価格
 ¥96,500 → **¥67,550** → **¥66,550**

こんなに
お得!! (例) 下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

	キャンペーン中の参考価格	5本まとめると
PALP-2	¥33,500 → ¥23,450	→ ¥22,650
PALP-10	¥33,500 → ¥23,450	→ ¥22,650
PALP-20	¥31,500 → ¥22,050	→ ¥21,250
PALP-8-10	¥81,500 → ¥57,050	→ ¥56,050
PALP-12-200	¥96,500 → ¥67,550	→ ¥66,550
合計	¥276,500 → ¥193,550	→ ¥189,150

5本
 まとめて
¥4,400も
お得!!

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus シングルチャンネルピペット



チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器



●チップカラー表示
使用可能チップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易です。

●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。



●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。

●容量ロックシステム

ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。



●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

●チップエジェクターを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエジェクターの位置を上下に調整することができます。エジェクターは洗浄が可能で、取り外しが容易です。



5本まとめた場合の1本あたりの価格

3年保証

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-2	0.002μl	¥33,500 →	¥23,450 → ¥22,650
PALP-10	0.02μl	¥33,500 →	¥23,450 → ¥22,650
PALP-20	0.02μl	¥31,500 →	¥22,050 → ¥21,250
PALP-100	0.2μl	¥31,500 →	¥22,050 → ¥21,250
PALP-200	0.2μl	¥31,500 →	¥22,050 → ¥21,250
PALP-1000	2μl	¥31,500 →	¥22,050 → ¥21,250
PALP-5000	10μl	¥37,000 →	¥25,900 → ¥25,100
PALP-10ml	20μl	¥39,500 →	¥27,650 → ¥26,850

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3985 回転式スタンド 6本立て (シングルピペット用)	¥26,000

※キャンペーン対象外

◆ P3985はシングルピペットが6本掛けられ、回転式なので場所を取りません。(回転式スタンドはマルチチャンネルピペットを掛けることができません。)



Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
PALP-2	Min. 0.2	±12.0	±6.0	10μl
	Max. 2.0	±2.7 ±1.5	±1.3 ±0.7	
PALP-10	Min. 0.5	±4.0	±2.8	10μl
	Max. 10.0	±1.0 ±0.5	±0.6 ±0.4	
PALP-20	Min. 2	±3.0	±1.5	200μl
	Max. 20	±1.0 ±0.8	±0.5 ±0.3	
PALP-100	Min. 10	±1.6	±0.80	200μl
	Max. 100	±0.8 ±0.8	±0.24 ±0.20	
PALP-200	Min. 20	±1.2	±0.60	200μl
	Max. 200	±0.8 ±0.6	±0.25 ±0.20	
PALP-1000	Min. 100	±1.6	±0.40	1000μl
	Max. 1000	±0.7 ±0.6	±0.20 ±0.15	
PALP-5000	Min. 1000	±0.6	±0.25	5000μl
	Max. 5000	±0.6 ±0.5	±0.20 ±0.15	
PALP-10ml	Min. 1000	±2.5	±0.6	10000μl
	Max. 10000	±0.8 ±0.5	±0.3 ±0.2	

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus マルチチャンネルピペット



- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより、比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッチに対応
- ※ シングルチャンネルと特長は同じです。(チップエジェクターを除く)

● 疲れにくいデザイン設計

フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。

● 360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いてもチップをエジェクトすることができます。



● チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。



スムーズフィット

● オートクレープ滅菌可能

本体をまるごとオートクレープ滅菌することができます。通常のオートクレープ滅菌 (121℃ / 0.1Mpa / 20分) を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。
※ シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。
※ マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。

● 性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証



3年保証

5本まとめた場合の1本あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-8-10	0.02 µl	¥81,500 →	¥57,050 → ¥56,050
PALP-8-50	0.10 µl	¥81,500 →	¥57,050 → ¥56,050
PALP-8-200	0.20 µl	¥81,500 →	¥57,050 → ¥56,050
PALP-8-300	1.00 µl	¥81,500 →	¥57,050 → ¥56,050
PALP-12-10	0.02 µl	¥96,500 →	¥67,550 → ¥66,550
PALP-12-50	0.10 µl	¥96,500 →	¥67,550 → ¥66,550
PALP-12-200	0.20 µl	¥96,500 →	¥67,550 → ¥66,550
PALP-12-300	1.00 µl	¥96,500 →	¥67,550 → ¥66,550

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3989 スタンド式 6本立て	¥22,500

※キャンペーン対象外

◆ P3989はシングル・マルチチャンネルピペットが合わせて6本掛けられます。

※マルチチャンネルピペットを掛ける場合は、掛けられるピペットの本数が制限されますのでご了承下さい。



Model	Volume [µl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
8 channel				
PALP-8-10	Min 1	±8.0	±6.0	10µl
	Max 5	±4.0	±2.0	
PALP-8-50	Min 5	±4.0	±2.5	200µl
	Max 25	±3.0	±1.2	
PALP-8-200	Min 20	±3.0	±1.5	200µl 300µl
	Max 100	±1.5	±0.8	
PALP-8-300	Min 50	±1.6	±1.5	300µl
	Max 150	±1.2	±1.0	
PALP-12-10	Min 1	±8.0	±6.0	10µl
	Max 5	±4.0	±2.0	
PALP-12-50	Min 5	±4.0	±2.5	200µl
	Max 25	±3.0	±1.2	
PALP-12-200	Min 20	±3.0	±1.5	200µl 300µl
	Max 100	±1.5	±0.8	
PALP-12-300	Min 50	±1.6	±1.5	300µl
	Max 150	±1.2	±1.0	

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus スターターキット



初めての方にオススメ!

PipetPAL® plus Starter Kit

カタログ No.

PAL-S

合計希望販売価格

¥128,000

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥89,600**



専用注文書
はこちら

●セット内容

シングルピペット4本、専用スタンド1個、ビーエム機器おススメチップ (-10μl・-200μl・-1000μl) 各1ラック
*シングルピペットの他の容量のセットがご希望の場合は別途ご相談下さい。

シングルピペット4本

スタンド

ビーエム機器おススメチップ



P3985

6本立て回転式スタンド



初めての方にオススメ!

PipetPAL® plus MULTI Starter Kit

カタログ No.

PAL-MS

8ch

合計希望販売価格

¥81,500

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥57,650**

12ch

¥96,500

➔ **¥68,050**



専用注文書
はこちら

●セット内容

マルチチャンネルピペット1本、リザーバー10枚、おススメチップ3ラック

マルチチャンネル1本

リザーバー

おススメチップ

カタログNo.

PALP-8-10

1-10μl

カタログNo.

PALP-12-10

1-10μl



BM-0850-1 10枚

材質:P.S
容量:25ml
底形状:V底
寸法:146×63×24.5mm
(W×D×H)



3ラック

PALP-8-50

5-50μl

PALP-12-50

5-50μl

PALP-8-200

20-200μl

PALP-12-200

20-200μl

PALP-8-300

50-300μl

PALP-12-300

50-300μl



チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

お知らせ

ピペット 下取り キャンペーン

他社製手動ピペットを下取りします！

下取りと同時に、当社キャンペーン対象品のピペットパルプラスをお得にご購入いただけます。

*下取りと同じチャンネル数のピペット

キャンペーン期間：2023年6月1日（木）～2023年6月30日（金）まで



専用注文書はこちら

シングルチャンネルピペット

下取り
キャンペーン価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	下取り キャンペーン価格
PALP-2	0.002μl	¥33,500 →	¥23,450 →	¥22,650
PALP-10	0.02μl	¥33,500 →	¥23,450 →	¥22,650
PALP-20	0.02μl	¥31,500 →	¥22,050 →	¥21,250
PALP-100	0.2μl	¥31,500 →	¥22,050 →	¥21,250
PALP-200	0.2μl	¥31,500 →	¥22,050 →	¥21,250
PALP-1000	2μl	¥31,500 →	¥22,050 →	¥21,250
PALP-5000	10μl	¥37,000 →	¥25,900 →	¥25,100
PALP-10ml	20μl	¥39,500 →	¥27,650 →	¥26,850

マルチチャンネルピペット

下取り
キャンペーン価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	下取り キャンペーン価格
PALP-8-10	0.02μl	¥81,500 →	¥57,050 →	¥56,050
PALP-8-50	0.10μl	¥81,500 →	¥57,050 →	¥56,050
PALP-8-200	0.20μl	¥81,500 →	¥57,050 →	¥56,050
PALP-8-300	1.00μl	¥81,500 →	¥57,050 →	¥56,050
PALP-12-10	0.02μl	¥96,500 →	¥67,550 →	¥66,550
PALP-12-50	0.10μl	¥96,500 →	¥67,550 →	¥66,550
PALP-12-200	0.20μl	¥96,500 →	¥67,550 →	¥66,550
PALP-12-300	1.00μl	¥96,500 →	¥67,550 →	¥66,550

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器



**FASTPETTE 1本ご購入で、
交換用シリンジフィルター (P2023, 0.2μm)
5個をもれなくプレゼント!!**



電動ピペッター

FASTPETTE PRO



- ◆ 人間工学に基づいて設計しているため、長時間のピペティング作業による疲れを軽減させます。
- ◆ 0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
- ◆ フィルター及びピペットホルダーはオートクレープ可能です。
- ◆ 最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。
- ◆ フル充電で約2,000回ピペティング可能
- ◆ 用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。
- ◆ 壁掛け専用チャージスタンド付

重量	220g(本体)
バッテリー	ニッケル水素電池
バッテリー使用時間	約8時間(充電時間:7~8時間)
フィルター	疎水性0.2μm
材質	ノーズコーン: ポリプロピレン ピペットホルダー: シリコン

カタログ No. **BMP-7** 1年保証 希望販売価格 ~~¥59,800~~ **→ ¥47,840** キャンペーン中の参考価格

- 構成: ピペッター本体, スタンド, 0.2μm PTFEフィルター, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
P2023	交換用シリンジフィルター 0.2μm	5個(1個個装×5パック)	¥4,900

※キャンペーン対象外



電動ピペッター

BlueSwan™



- ◆ 自立型デザイン: ピペットをつけた状態で立てておけます。
- ◆ 軽量: たったの180g (バッテリー含む)
- ◆ 短時間充電: 4時間の充電で約4,500回使用可能
- ◆ 充電しながらも使用可能
- ◆ 容易なスピード調整: スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押しして重力モードになります。
- ◆ バッテリーの消費量を3色で識別: 青 (フル充電)、紫 (半分)、赤 (少量)
- ◆ UV耐性

BlueSwan™には他にはないユニークな機能として、液体と蒸気が放出される保護的な空洞があります。一般的に、ピペットの綿栓やノーズコーンのフィルターがピペッター内部への液体のオーバーフローを防ぎますがこの空洞は、有機溶剤や腐食により生じる蒸気からPCBAの損傷を防止することが主な機能です。空洞がなければ、これら蒸気はピペッター内部をランダムな方向に流れます。



カタログ No. **BS01-1000** 1年保証 希望販売価格 ~~¥41,800~~ **→ ¥29,260** キャンペーン中の参考価格

- 構成: ピペッター本体, リチウムイオンポリマーバッテリー, ウォールマウント, メンブレンフィルター (0.2μm), 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

ピペット容量	1-100mlプラスチックピペット もしくはガラスピペット
最大吸引/吐出スピード	>7.5ml/秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール	連続, ホイールの回転による速さの調製
回数	約4,500回 (25mlピペット使用時)
充電時間	約4時間
パワージャック	ミニUSB
フィルター	疎水性, Φ25mm, 0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレープ	ノーズコーン, ピペットホルダー, フィルターのみ可
動作条件	5-40℃, 0-85% RH
重量	180g (バッテリー含む)
電源	100-240VAC, 50/60Hz, 5V, 2.0A

*当ページ掲載商品は包装: 1式、大箱包装: なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

アクセスピ

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器



チューブ

リングロックチューブ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分) ※BM-15はオートクレーブ不可



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
NT-172 未滅菌 ¥4,800 → **¥3,360**
 包装：1,000本 (1,000本×1パック)
 大箱包装：1,000本×10



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
NT-175 未滅菌 ¥2,500 → **¥1,750**
 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
BM-20 未滅菌 ¥2,600 → **¥1,820**
 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

NT-175S 滅菌 ¥2,500 → **¥1,750**
 包装：250本 (50本×5パック)
 大箱包装：250本×10

BM-20S 滅菌 ¥2,500 → **¥1,750**
 包装：250本 (50本×5パック)
 大箱包装：250本×10

NT-175A 未滅菌 ¥2,800 → **¥1,960**
 6色ミックス (青、黄、緑、橙、紫、桃)
 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10



カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
BM-15 未滅菌 ¥2,500 → **¥1,750**
 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10




カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
BM-15F 未滅菌 ¥2,700 → **¥1,890**
 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

※オートクレーブ不可

平底チューブ BM-15F

平底チューブはエタノール沈澱における液層の除去、DNA沈澱物の回収が簡単です。




平底チューブをDNA沈澱物がチューブ底の下にくる様に傾けます。ピペットチップをチューブ底の上の角に合わせ、エタノールを回収します。

チューブ底の下部にあったDNA沈澱物が上部にくる様に180°回転させ、チューブ底の下部から残りのエタノールを回収します。


目視が容易なウルトラクリア!



キャップ及びその開閉部が大きいので開け閉めが滑らか



キャップと胴体両部分に凸ライン部があるのでシーリングが完全にできる



*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

PCR チューブ


PCRチューブ・プレート



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

スタンダードチューブ (フラットトップ) : 0.2ml



原寸大

ウルトラグリア 書込みOK フラットトップ

カタログ No.

PCR-02F2 未滅菌

希望販売価格
¥8,300


キャンペーン中の参考価格

→ ¥5,810

包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×10

◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダード (ドームトップ) : 0.2ml



原寸大

ウルトラグリア ドームトップ

カタログ No.

PCR-02D 未滅菌

希望販売価格
¥8,400


キャンペーン中の参考価格

→ ¥5,880

包装：1,000本 (1,000本×1パック)

◆ 非常に透明度が高く、サンプル目視が容易です。
◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダードフラットキャップ&スタンダードチューブ : 0.2ml



原寸大

フラットトップ

カタログ No.

PCR-12S 未滅菌

希望販売価格
¥17,500

キャンペーン中の参考価格


→ ¥12,250

包装：960本 (12ストリップ×80本)

※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせるご使用はお避けください。

◆ 壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能となりました。
◆ パージンポリプロピレンのみを使い、製造～袋詰めのをすべてを自動化しているため、細菌や人の接触による汚染の心配がありません。

96well ハーフスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

PCR-96-PE2 未滅菌

希望販売価格
¥6,700

キャンペーン中の参考価格

→ ¥4,690

包装：10枚 (10枚×1パック) 大箱包装：10枚×5

◆ 主なヒートシーラー、シーリングマットに対応
◆ 材質P.P

96well ハーフスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイムPCR

切り離し可能

カタログ No.

PCR-96-RT 未滅菌

希望販売価格
¥6,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥4,550

包装：10枚 (10枚×1パック)

◆ 24wellごとにカット可能です。
◆ Beckman社 "CEQ™" シーケンサーに使用できます。
※他ブランドのマット・キャップと組み合わせるご使用はお避けください。

96well エレベートスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

BMPCR-96-AB 未滅菌

希望販売価格
¥8,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥5,810

包装：10枚 (10枚×1パック) 大箱包装：10枚×5

◆ 材質P.P

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

PCR チューブ

経済的! エコノミカルPCRシングル・8連チューブ




DNase, RNase, endotoxin Free

経済的

小分け包装

スタンダードチューブ (フラットトップ) : 0.2ml



原寸大

フラット
トップ

スタンダードチューブ 0.2ml & ドームキャップ



原寸大

ドーム
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P02-A 未
減価

希望販売価格
¥18,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥12,600**

包装: 3,000本 (500本×6袋) 大箱包装: -

◆ キャップへの書き込み可能

カタログ No.

MB-P08-D 未
減価

希望販売価格
¥12,000


キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,400**

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装: -

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml & フラットキャップ




原寸大

フラット
トップ

8連×12strips包装

シングルフラットキャップ with チューブ: 0.2ml



原寸大

フラット
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-B 未
減価

希望販売価格
¥12,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,400**

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装: -

◆ キャップへの書き込み可能

カタログ No.

MB-P08-A 未
減価

希望販売価格
¥13,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥9,100**

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装: -

◆ キャップへの書き込み可能

チップ

リザーバー

ビレット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

在庫限り!
特別価格

PCR チューブ

経済的! エコノミカル8連チューブ



DNase, RNase, endotoxin Free

経済的

小分け包装

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ



原寸大

8連×12strips包装

フラット
トップ

カタログ No.

MB-Q200 未滅菌

希望販売価格
¥13,500

→ **163個
限り**

キャンペーン中の参考価格

¥9,450

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：—

- ◆ スタンダードプロファイル
- ◆ 色：ナチュラル

PCR チューブ

リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml/0.2ml




DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可

- ◆ リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
- ◆ 肉薄のため優れた熱伝導性
- ◆ 使いやすい小分け包装
- ◆ ロープロファイルのため反応効率を高めます。
- ◆ ナンバリング（キャップ：A～H、チューブ：1～8）が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 遠心耐性：5,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性：-40℃～121℃

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

MB-Q100 未滅菌

希望販売価格
¥12,000


キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,400**

包装：960本（8連×12本×10）

在庫限り!
特別価格

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

MB-Q100C 未滅菌

希望販売価格
¥18,000

→ **36個
限り**

キャンペーン中の参考価格

¥12,600

包装：960本（8連×12本×10）

- ◆ ボトムディテクションリアルタイムPCRマシンに最適

在庫限り!
特別価格

0.1ml ホワイト



カタログ No.

MB-Q100W 未滅菌

希望販売価格
¥19,000

→ **47個
限り**

キャンペーン中の参考価格

¥13,300

包装：960本（8連×12本×10）

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCRプレート

経済的! エコミカルPCRプレート




DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可


PCRプレート適合表は総合カタログBM 0 PCRプレート適合表をご覧ください

96wellハーフスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

96wellエレベートスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96-S 未滅菌

希望販売価格
¥25,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥17,500**

包装 : 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装 : -

- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

カタログ No.

MB-Q96 未滅菌

希望販売価格
¥25,000


キャンペーン中の参考価格

→ **¥17,500**

包装 : 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装 : -


- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellシンプレートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

在庫限り! 96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-P96 未滅菌

希望販売価格
¥25,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥17,500**

包装 : 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装 : -

- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

カタログ No.

MB-Q96-LP 未滅菌

希望販売価格
¥25,000

75個
限り


キャンペーン中の参考価格

→ **¥17,500**

包装 : 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装 : -

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル


96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR 未滅菌

希望販売価格
¥25,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥17,500**

包装 : 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装 : -

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

カタログ No.

MB-Q96-LBR-W 未滅菌

希望販売価格
¥27,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥19,250**

包装 : 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装 : -

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ホワイテ

注意 : 他社ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせるご使用はお避けください。

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ビレット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

テストプレート

96ウェル テストプレート〈ポリスチレン製〉




リーズナブルプライス

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレープ不可

BMBio独自の高度な生産技術とモールドにより製造されました。
DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。

96well 容量：275μl



カタログ No.

BM6000 G 滅菌


希望販売価格
¥18,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥13,020**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

96well 容量：300μl



カタログ No.

BM6001 G 滅菌


希望販売価格
¥21,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥15,330**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

96well 容量：275μl



カタログ No.

BM6002 G 滅菌


希望販売価格
¥20,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥14,140**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

96wellプレート用フタ



カタログ No.

BM6003 G 滅菌

希望販売価格
¥25,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥18,130**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

＼お得な情報を配信します！／

メルマガ会員募集中!!

登録
無料

メールニュースでは、
新商品発売・おすすめ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。



在庫限り!
特別価格


ディープウェルプレート
ディープウェルプレート



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

96well ハーフハイトタイプ 1.1ml



SBS HTS



カタログ No.

BM6019 未滅菌


希望販売価格
¥33,000

49個
限り

キャンペーン中の参考価格
¥23,100

包装: 50枚 (50枚×10パック)

96well ノーマルタイプ 1.64ml



SBS HTS



カタログ No.

BM6017 未滅菌


希望販売価格
¥34,500

13個
限り

キャンペーン中の参考価格
¥24,150

包装: 50枚 (50枚×10パック)

BM6019/BM6017対応マット〈ピアス式〉



カタログ No.

BM6018 未滅菌

希望販売価格
¥6,400


35個
限り

キャンペーン中の参考価格
¥4,480

包装: 10枚 (10枚×1パック)

- ◆ マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能です。
- ◆ ウェルに切り込みが入っています。

96well ノーマルタイプ 2.2ml



SBS HTS



カタログ No.

BM6030 未滅菌

希望販売価格
¥22,000

87個
限り

キャンペーン中の参考価格
¥15,400

包装: 25枚 (5枚×5パック)

BM6030S 電子滅菌 ¥30,500

29個
限り

¥21,350

包装: 25枚 (5枚×5パック)

BM6030/BM6030S 対応マット〈ピアス式〉



カタログ No.

BM6020 未滅菌

希望販売価格
¥7,900


106個
限り

キャンペーン中の参考価格
¥5,530

包装: 10枚 (10枚×1パック)

- ◆ マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能です。
- ◆ ウェルに切り込みが入っています。

384well ノーマルタイプ 240µl



SBS HTS



カタログ No.

BM6026 未滅菌

希望販売価格
¥44,000

14個
限り

キャンペーン中の参考価格
¥30,800

包装: 50枚 (50枚×10パック)

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

在庫限り!
販売終了

ニトリルグローブ

BM touch Nitrile



1枚あたり
¥7.8

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

希望販売価格
¥3,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥780

**1ケース(10箱)まとめ買いなら、
1箱あたり¥680!!**



カタログ No.	商品名	包装	
BMSTGV0002	BM touch Nitrile XS	100枚 (100枚×1パック)	1,678 個限り
BMSTGV0003	BM touch Nitrile S	100枚 (100枚×1パック)	3,031 個限り
BMSTGV0004	BM touch Nitrile M	100枚 (100枚×1パック)	3,517 個限り
BMSTGV0005	BM touch Nitrile L	100枚 (100枚×1パック)	759 個限り
BMSTGV0006	BM touch Nitrile XL	100枚 (100枚×1パック)	930 個限り

- ◆ 全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
- ◆ ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。
- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 優れた強度で破れにくくなっています。
- ◆ 快適でフィット感のあるデザインになっています。

品質基準

- ・ ASTM D6319およびEN 455規格に準拠しています。
- ・ QSR (GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016品質管理システムに基づいて製造されています。

	BMtouch Nitrile	ASTM	EN455
Length (mm)	Min 230 Min 240	Min 220 (XS, S) Min 230 (M, L, XL)	Min 240
Palm Width (mm)			
XS	76±3	70±10	<80
S	84±3	80±10	80±10
M	94±3	95±10	95±10
L	105±3	110±10	110±10
XL	113±3	120±10	>110
Thickness : Single Wall (mm)			
Finger	Min 0.05	Min 0.05	N/A
Palm	Min 0.05	Min 0.05	N/A

使用上の注意

- ・ 研究・検査用の手袋です。医療用としてはご使用できません。
- ・ 体質によっては、痒み、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用を控えてください。
- ・ 薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
- ・ 熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
- ・ 爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。破れの原因となります。
- ・ 感電の恐れがありますので、電気には触れないでください。
- ・ 品質保持のため、直射日光や高温、多湿での保管は避けてください。

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

在庫限り!
販売終了

ラテックスグローブ
BM touch

BMBio
EX (Excellent & Extra)

1枚あたり
¥9.8
(19.6円/1双)

パウダーフリー

天然ゴム

STERILE

左右別

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格
¥6,100



¥980

大幅値下げ!!

厚手

快適なフィット感
優れた操作性



装着動画

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
BMXTGV0001	G 滅菌 6.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8 936 個限り
BMXTGV0002	G 滅菌 6.5	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8 752 個限り
BMXTGV0003	G 滅菌 7.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8 2,416 個限り
BMXTGV0004	G 滅菌 7.5	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8 614 個限り
BMXTGV0005	G 滅菌 8.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8 1,379 個限り
BMXTGV0006	G 滅菌 9.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8 516 個限り

- ◆ ガンマ線滅菌済み (1双パック)
- ◆ ペアタイプ (左右別)
- ◆ 環境にやさしい天然ラテックス
- ◆ ビードカフでスムーズな装着
- ◆ 快適なフィット感で優れた操作性
- ◆ 外側全面エンボス加工
- ◆ ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- ◆ 安心の二重包装



品質基準


- ・ ASTM D3577およびEN455規格に準拠
- ・ QSR(GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016による品質管理システム
- ・ ガンマ線滅菌済み
- ・ 無菌性試験済み

	BM touch
Length (mm)	280
Finger (mm)	0.26
Palm (mm)	0.22
Cuff (mm)	0.19



使用上の注意

天然ゴム製グローブのご使用により、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。



*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

在庫限り!
特別価格

ラテックスグローブ

DIAMOND GRIP PLUS™ ダイヤモンドグリップ プラス

MICROFLEX

パウダーフリー

ラテックス

袖+ 3cm

AQL 1.5



スタンダード
ラテックスグローブ

希望販売価格
¥2,300 → **¥1,600**

キャンペーン中の参考価格

未減価

※カタログNo.が下記へ変更となりました。
DGP-INTが93754、サイズを表すXS～XLが
60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	数量
63754060	XS	877 個限り
63754070	S	1,053 個限り
63754080	M	1,276 個限り
63754090	L	910 個限り
63754100	XL	37 個限り

包装：100枚 (100枚×1パック)
大箱包装：100枚×10

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ パウダーからのコンタミを防ぎます。
- ◆ 米国FDA基準ASTM クリアー
- ◆ 外側はエンボス加工が施されており、滑りにくくなっています。

	ASTM	DIAMOND GRIP PLUS™
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.13
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	22
After Aging	min. 14	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

ラテックスグローブ

ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度で手にジャストフィットし、あらゆる研究分野で広く使われているスタンダードグローブです。

在庫限り!
特別価格

ニトリルグローブ

XCEED® エクシード

MICROFLEX

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

AQL 0.65

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology



希望販売価格
¥7,500 → **¥3,300**

キャンペーン中の参考価格

未減価

※カタログNo.が下記へ変更となりました。
XC-INTが93733、サイズを表すXS～XLが
60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	数量
93733060	XS	624 個限り
93733070	S	621 個限り
93733080	M	1,385 個限り
93733090	L	431 個限り
93733100	XL	55 個限り

包装：250枚 (250枚×1パック)
XLサイズ 230枚 (230枚×1パック)
大箱包装：250枚×10
XLサイズ 230枚×10

- ◆ 250枚入り (一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り) でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- ◆ 他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

注意：XC-INT-で始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

	ASTM	XCEED®
Length(mm)	220	240±10
Cuff Thickness(mm)	n/a	0.06
Palm Thickness(mm)	min. 0.05	0.07
Finger Thickness(mm)	min. 0.05	0.11
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	33
After Aging	min. 14	31
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 500	400

ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっています。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

在庫限り! マスク
BMBio不織布マスク
販売終了



- ◆ 使い捨てマスク
- ◆ 3層構造
- ◆ グラスファイバーフリー
- ◆ 通気性あり
- ◆ 高いフィルター性能
- ◆ ノーズワイヤ付き
- ◆ 材質：ポリプロピレンスパンボンド不織布およびポリプロピレンメルトブローン不織布
- ◆ 未滅菌

* 医療用マスクではありません。
 * 衛生目的でご使用いただけます。



**ウイルス飛まつ
99.8%カット**
(一財)カケンテストセンター測定

大幅値下げ!!



仕様

- ・サイズ (W×D) : 175±5×93±3mm
- ・ノーズワイヤ : 100±5mm
- ・耳ひも : 170±10mm

カタログ No. **BMSTGV0001** 希望販売価格 ~~¥1,700~~ → **4,017個限り ¥190** キャンペーン中の参考価格

包装 : 50枚 (50枚×1パック)

使用上の注意については、当社Webサイトにてご確認ください。

お得!!
 1ケース (40箱) 単位のご注文でさらにお得になります。
1箱あたり ¥150

試験方法 : JIS T 9001
 承認番号 : No.21-0135
 発行日 : 2021年8月25日
 有効期限 : 2023年10月21日

＼お得な情報を配信します!／

メルマガ会員募集中!!

**登録
無料**

メールニュースでは、
新商品発売・おススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。



チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ


細胞培養

機器

ここがイチオシ!
BM から買うと
お得宣言!

ビーエムから TPP商品 を購入するとお得宣言!!

本キャンペーン中の下記TPP商品を包装単位 (例: カタログNo.93040なら900枚) の購入につき、50ml・15ml用遠心管ラック (TPP, BMBioコラボモデル^{※1}) を1ラックもれなくプレゼント! (商品に添付されています)




TPPの
 50ml遠心管が 10本 または 15ml遠心管が 18本
 立てられます

※遠心管はついていません。

※1 在庫状況によりコラボモデル (上記BMBioロゴなし) ではない遠心管ラックを添付させていただく場合もございます。

プレゼント対象商品

細胞培養ディッシュ




(P.36)

細胞培養フラスコ



(P.37)

細胞培養プレート



(P.37)

ボトルトップフィルター



(P.39)

遠心管



(P.40)



世界が認める高品質とは・・・

1. ISO9001 の承認
2. ロット番号表示
3. 滅菌保証
4. ロット管理体制
5. ノンパイロジェニック保証
6. 標準組織培養処理保証

● ロットナンバー表示

TPP 社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしております。お客様に安心してお使いいただける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意できます。

● Non-Pyrogenic 保証

TPP 社細胞培養商品は、エンドキシンレベル 0.06EU/ml*以下であることを保証しております。Non-Pyrogenic を保証している TPP 社の細胞培養商品なら、パイロジェンによる培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。

* プラスチックピペット 25/50ml リザーバー付、バイオリクターチューブ 600ml は 0.1EU/ml

* ピールオフ・リクローザブルプラスコ、PCV 関連商品、クライオチューブ用カラーコードは 0.5EU/ml

各ロットごとに製品が ISO9001 規格の内容に従って製造されている事を明記した証明書をご用意致します。



チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

セルカルチャー



- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ 温度、遠心耐性
- P.P (ポリプロピレン)：-190～120℃ ～15,500×G
- P.S (ポリスチレン)：-40～70℃ ～1700×G
- P.E (ポリエチレン)：-40～70℃




シーリングパッケージ (クライオチューブ以外)
ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、
コンタミネーションを防ぎます。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。

30%OFF

セルカルチャー

細胞培養ディッシュ



- ◆ 標準組織培養処理 (コロナ処理) により、表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。
- ◆ 均一なガス交換を考え、フタには6つの突起付
- ◆ 積み重ねた時の結露によりディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目

■ グリップリング



ディッシュ本体側面にグリップリングが付いているので、重ねて持ち運ぶ際や、培地交換の際に非常に容易なハンドリング

■ 4方向ナンバリング

ディッシュ底面に4方向のナンバリング付時計の文字盤と同じ 12, 3, 6, 9 と印字されているので顕微鏡観察時の位置決めが容易

■ 高い透明性

ウルトラクリアポリスチレンを使用する事で、より高い透明性を実現。重ねてもクリアに見えます。



カタログNo.	滅菌	本体外寸	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
93040	G	Φ40×11mm	900枚 (20枚×45パック)	¥61,400 →	¥42,980	¥47.8
93060	G	Φ60×16mm	840枚 (14枚×60パック)	¥60,000 →	¥42,000	¥50.0
93100	G	Φ100×20mm	240枚 (10枚×24パック)	¥30,000 →	¥21,000	¥87.5
93150	G	Φ150×20mm	100枚 (5枚×20パック)	¥36,200 →	¥25,340	¥253.4

大箱包装：一

！お得な情報を配信します！

メルマガ会員募集中!!

登録
無料

メールニュースでは、
新商品発売・おススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。




30%OFF セルカルチャー
細胞培養フラスコ




◆ ピペティングやセルスクレーパーなどが細胞を掻き出す際に、フラスコ底面の角に楽に届くネック構造

■ **イエローキャップ (フィルターなし)**
キャップについているVENTマークが真上に来るとストッパーが働き、常に同じポジションでのガス交換が可能!



■ **フィルターキャップ**
0.22μm疎水性メンブレンの使用により外部からのコンタミネーションを防ぐのと共に、流速4.5 (LPM 13.7cm²/13.5pst)の均一なガス交換が可能




■ **大容量培養が可能**
フラスコでは珍しい**培養面積300cm²**のフラスコをラインナップ!

カタログ No.	滅菌	培養表面積	キャップ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
90025	G	25cm ²	イエロー	360個 (10個×36パック)	¥66,700 →	¥46,690	¥129.7
90026	G	25cm ²	フィルター	360個 (10個×36パック)	¥73,300 →	¥51,310	¥142.5
90075	G	75cm ²	イエロー	100個 (5個×20パック)	¥35,400 →	¥24,780	¥247.8
90076	G	75cm ²	フィルター	100個 (5個×20パック)	¥38,400 →	¥26,880	¥268.8
90150	G	150cm ²	イエロー	36個 (3個×12パック)	¥27,300 →	¥19,110	¥530.8
90151	G	150cm ²	フィルター	36個 (3個×12パック)	¥29,700 →	¥20,790	¥577.5
90300	G	300cm ²	イエロー	18個 (3個×6パック)	¥29,800 →	¥20,860	¥1,158.9
90301	G	300cm ²	フィルター	18個 (3個×6パック)	¥31,500 →	¥22,050	¥1,225.0


大箱包装：－

30%OFF セルカルチャー
細胞培養プレート




◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

■ **全商品黒色ナンバリング**
全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易



■ **フタ、本体にイエローラベル**
全商品のフタ、本体にイエローラベルが有り、書き込み可能

■ **プレート底面にはウェルNo.が刻印**
プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易



■ **全商品サイドグリップ付き**
サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。

カタログ No.	滅菌	ウェル数	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
92096	G	96ウェル	平底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥79,700 →	¥49,490	¥305.5
92696	G	96ウェル	平底	108枚 (6枚×18パック)	¥42,000 →	¥29,400	¥272.2
92097	G	96ウェル	丸底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥79,700 →	¥49,490	¥305.5
92697	G	96ウェル	丸底	108枚 (6枚×18パック)	¥42,000 →	¥29,400	¥272.2
92048	G	48ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥59,400 →	¥41,580	¥330.0
92448	G	48ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥30,300 →	¥21,210	¥294.6
92024	G	24ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥59,400 →	¥41,580	¥330.0
92424	G	24ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥30,300 →	¥21,210	¥294.6
92012	G	12ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥59,400 →	¥41,580	¥330.0
92412	G	12ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥30,300 →	¥21,210	¥294.6
92006	G	6ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥59,400 →	¥41,580	¥330.0
92406	G	6ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥30,300 →	¥21,210	¥294.6

大箱包装：－

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養


機器

30%OFF ピペット

プラスチックピペット



- ◆ DNase、RNase、パイロジェンフリー
- ◆ カラーコードで容量が容易に識別
- ◆ マイナス目盛付
- ◆ コンタミネーション抑制のためのポリオレフィン繊維フィルター
- ◆ 材質：透明性の高いポリスチレン製
- ◆ 電子滅菌済、SAL=10⁻⁶




カタログNo.	容量	長さ	マイナス目盛	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNB324001	電子滅菌 個装 1ml	280mm	-2ml	500本 (1本×500本)	¥10,300 →	¥7,210
WNB325001	電子滅菌 個装 2ml	280mm	-2ml	400本 (1本×400本)	¥9,500 →	¥6,650
WNB326001	電子滅菌 個装 5ml	340mm	-2ml	200本 (1本×200本)	¥5,900 →	¥4,130
WNB327001	電子滅菌 個装 10ml	339mm	-2ml	200本 (1本×200本)	¥6,700 →	¥4,690
WNB328001	電子滅菌 個装 25ml	309mm	-8ml	200本 (1本×200本)	¥12,300 →	¥8,610
WNB329001	電子滅菌 個装 50ml	344mm	-8ml	100本 (1本×100本)	¥10,000 →	¥7,000




大箱包装：-

30%OFF セルカルチャー

セルリフター・セルスクレーパー



- スクレーパーブレード ①
わずかな力でブレードが回転し、一定角度でブレードが止まるのでフラスコなどからの細胞の回収が容易
- スクレーパーブレード ②
弾力のあるポリプロピレン製で細胞を回収するのに最適
- セルリフター
ヘラのような形状のため、ディッシュ、ピールオフフラスコ、リクローザブルフラスコなどからの細胞や組織の回収に優れています。
- 包装
セルリフター、セルスクレーパー共にペーパープラスチック包装なので商品の取出しが容易



カタログNo.	柄の長さ	ブレード幅	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
セルスクレーパー						
99002	G滅菌 個装	240mm13mm	150本 (1本個装×150パック)	¥56,300 →	¥39,410	¥262.7
99003	G滅菌 個装	300mm20mm	150本 (1本個装×150パック)	¥64,000 →	¥44,800	¥298.7
99004	G滅菌 個装	380mm25mm	100本 (1本個装×100パック)	¥52,500 →	¥36,750	¥367.5
セルリフター						
99010	G滅菌 個装	195mm 14mm	150本 (1本個装×150パック)	¥49,200 →	¥34,440	¥229.6

大箱包装：-

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ


細胞培養

機器

30%OFF

セルカルチャー

ボトルトップフィルター




- ◆ 0.22μm PES（ポリエーテルスルフォン）を使用し、ろ過効率を向上
- ◆ タンパク質低吸着
- ◆ ボトル口径は45mmφ

■ 角型フィルター採用

角型フィルターを採用した事により、丸型フィルターに比べて約20%フィルター面積が拡大。速やかなフィルトレーションが可能

■ 均一なフィルトレーション

ボトルトップフィルターには、フィルター全体に均一な圧力がかかるように中心から同心円状の溝があります。



カタログNo.	Filter area	容量	寸法(L×W×H)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
セット (ボトルトップ&ボトル) 個装							
99150	49cm ²	150ml	93×93×103mm	18個 (1個個装×18パック)	¥33,100 →	¥23,170	¥1,287.2
99250	49cm ²	250ml	93×93×145mm	12個 (1個個装×12パック)	¥24,200 →	¥16,940	¥1,411.7
99500	49cm ²	500ml	93×93×214mm	10個 (1個個装×10パック)	¥25,600 →	¥17,920	¥1,792.0
99950	69cm ²	1000ml	111×111×285mm	9個 (1個個装×9パック)	¥43,300 →	¥30,310	¥3,367.8
ボトルトップのみ 個装							
99155	49cm ²	150ml	90×89×57mm	36個 (1個個装×36パック)	¥51,500 →	¥36,050	¥1,001.4
99255	49cm ²	250ml	90×89×75mm	24個 (1個個装×24パック)	¥37,300 →	¥26,110	¥1,087.9
99505	49cm ²	500ml	90×89×111mm	21個 (1個個装×21パック)	¥42,000 →	¥29,400	¥1,400.0
99955	69cm ²	1000ml	108×108×143mm	12個 (1個個装×12パック)	¥43,700 →	¥30,590	¥2,549.2
ボトルのみ 個装							
99157	—	150ml	93×93×63mm	24個 (1個個装×24パック)	¥17,600 →	¥12,320	¥513.3
99257	—	250ml	93×93×87mm	24個 (1個個装×24パック)	¥22,300 →	¥15,610	¥650.4
99507	—	500ml	93×93×121mm	36個 (1個個装×36パック)	¥54,600 →	¥38,220	¥1,061.7
99957	—	1000ml	111×111×160mm	20個 (1個個装×20パック)	¥46,000 →	¥32,200	¥1,610.0

大箱包装：—

バキュームフィルトレーション

バキュームフィルトレーションシステム セット (ボトルトップ & ボトル)



DNase, RNase, Pyrogen Free

- ◆ 高いろ過速度と流量
- ◆ タンパク質低吸着・化学物質低溶出
- ◆ ポアサイズ：0.22μm
- ◆ Pyrogen, DNase, RNaseフリー
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 研究用

注意：パッケージがダメージを受けている場合は使用しないでください。
 *CA、PVDF、MCEのメンブレンもございます。
 *0.1μm、0.45μmのポアサイズもございます。
 *他容量もございます。
 *ボトルトップのみ、ボトルのみもございます。別途お問い合わせください。



カタログNo.	容量	ポアサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNB342001	250ml	0.22μm	12個 (1個個装×12パック)	¥11,500 →	¥8,050
WNB343001	500ml	0.22μm	12個 (1個個装×12パック)	¥13,400 →	¥9,380
WNB344001	1000ml	0.22μm	12個 (1個個装×12パック)	¥21,200 →	¥14,840

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

30%OFF セルカルチャー
遠心管



◆ TPPの遠心管スクリュキャップは2方向に溝が切っており、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単

■ **書き込みスペース**

全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付 (ラベル貼付済み)だから文字が書き易い。

■ **先端メモリ**

91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見る事ができます。



カタログNo.	容量	材質	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
91050	50ml	コニカル P.P	360本 (20本×18パック)	¥25,200 →	¥17,640	¥49.0
91051	50ml	自立 P.P	320本 (20本×16パック)	¥24,500 →	¥17,150	¥53.6
91015	15ml	コニカル P.P	800本 (40本×20パック)	¥48,300 →	¥33,810	¥42.3
91115	15ml	コニカル P.S	800本 (40本×20パック)	¥69,900 →	¥48,930	¥61.2
91019	13ml	平底 P.P	800本 (40本×20パック)	¥62,900 →	¥44,030	¥55.0
91016	13ml	丸底 P.P	800本 (40本×20パック)	¥62,900 →	¥44,030	¥55.0
91017	15ml	丸底 P.P	800本 (40本×20パック)	¥65,700 →	¥45,990	¥57.5

大箱包装：－

● **ラック**

カタログNo.	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99017	50ml×10本, 15ml×18本	1ラック (1ラック×1パック)	¥900	キャンペーン対象外
99018	50ml×4本, 15ml×8本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,000 →	¥700
99019	50ml×20本, 15ml×30本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,100 →	¥770

大箱包装：カタログNo.99017なら1ラック×45, 99018なら1ラック×28, 99019なら1ラック×30

遠心管

遠心管



DNase, RNase, Pyrogen Free

- ◆ 目盛、書き込みエリア付
- ◆ チューブ：ポリプロピレン製、キャップ：高密度ポリエチレン製
- ◆ 遠心耐性：最大12,000g
- ◆ リークプルーフフラットキャップ
- ◆ 片手の操作が可能なキャップ
- ◆ Pyrogen, DNase, RNaseフリー
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶

プレミアムレベル

- ◆ 生物学的解析に最適
- ◆ 高強度、無毒性原材料
- ◆ 原材料はUPS CLASS VI準拠

スタンダードレベル

- ◆ 一般的な実験室で要求される品質のヴァージンポリプロピレン製
- ◆ 自立型のご用意があります。



カタログNo.	容量	最大遠心耐性 (xg)	タイプ	パッケージ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNB601002	15ml	12,000	プレミアム	バルク	500本 (50本×10パック)	¥12,900 →	¥9,030
WNB602002	50ml	12,000	プレミアム	バルク	500本 (25本×20パック)	¥17,600 →	¥12,320
WNB602072	50ml(自立型)	5,000	スタンダード	バルク	500本 (25本×20パック)	¥19,900 →	¥13,930

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

クライオチューブ

クライオチューブ (アウターキャップ)



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ サンプルの凍結保存に最適です。
- ◆ シリコンリングを使用しない気密設計です。
- ◆ 全てガンマ線滅菌済です。
- ◆ 温度耐性：-196℃~121℃

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。

1. クライオチューブ専用作業ラックで楽に作業ができます。
2. 容易にピペティング出来る構造をしています。
3. 4.5mlにも対応している、保存ラックがあります。
4. 専用ラックは片手でフタを開閉できる構造になっています。
5. 全てジッパーバックなので、清潔に保管できます。
6. トリプルパック包装



●クライオチューブ

カタログNo.	形状	容量	直径×長さ (キャップなし)	滅菌	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
89012	自立型 丸底	0.9ml	φ12×37 (33.8) mm	滅菌	800本 (100本×8パック)	—	¥58,900 →	¥41,230
89020	自立型 丸底	1.5ml	φ12×48 (45.5) mm	滅菌	800本 (100本×8パック)	—	¥60,900 →	¥42,630
89040	自立型 丸底	3.5ml	φ12×75 (72.5) mm	滅菌	400本 (100本×4パック)	—	¥34,000 →	¥23,800
89050	自立型 丸底	4.5ml	φ12×90 (86.5) mm	滅菌	400本 (100本×4パック)	—	¥35,000 →	¥24,500

●ラック・カラーコード

カタログNo.	仕様	寸法	滅菌	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99020	カラーコード (青, 黄, 緑, 紫, 赤, 白)	φ11×1mm	滅菌	600個 (600個×1パック)	600個×13	¥8,400 →	¥5,880
99014	在庫限定 ラック 81本立 (3.5ml, 4.5ml用)	133×133×95mm	滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×10	¥3,300 →	23個限り ¥2,310
99015	ラック 81本立 (0.9ml, 1.5ml用)	133×133×45mm	滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×20	¥3,000 →	¥2,100
99016	ラック 40本立 (4×10)	100×200×25mm	滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×12	¥3,000 →	¥2,100

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

ミニ卓上遠心機

Flat Mini



- ◆ 簡単操作（リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ）
- ◆ ショート遠心と15分間連続遠心が可能
- ◆ 1.5/2.0mLチューブ用ローター、0.2mL 8連PCRチューブ用ローター付属
- ◆ 非接触型リッドセンサー採用

チューブ数	1.5/2.0mLチューブ6本または 0.2mL 8連PCRチューブ 2ストリップ(0.2mL PCRチューブ 16本)
最大回転数	6,500rpm
最大RCF	2,234×g (1.5/2.0mLチューブ用ローター)、 2,182×g(0.2mL 8連PCRチューブ用ローター)
加速時間	4秒
減速時間	2秒
遠心時間	モード切替スイッチにより選択 ショートモード：12秒 連続モード：15分（リッドを開けた段階で停止）
サイズ (W×D×H)	150×150×103mm
重量	650g
電源	100-240V、50/60Hz、20W



カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

BMEGYR0001 1年保証 希望販売価格 ~~¥41,000~~ → **¥32,800**

- 構成：本体、ローター（2種）、ローター交換用スパナ、ACアダプター、操作マニュアル、保証書

チューブ用卓上遠心機

Force Mini™



- ◆ 1.5ml/2.0mlチューブ用ローター（8本掛け）と0.2ml 8連チューブ用ローター（4本掛け）が付属しているので、各容量のチューブを遠心することができます。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または0.2ml 8連チューブ×4本 または0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000×g
サイズ (D×W×H)	155×132×110mm
重量	0.75kg
電源	115V、50/60Hz、65mA

MAX
2,000×g



カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

SBC-140 1年保証 希望販売価格 ~~¥64,500~~ → **¥51,600**

- 構成：Force Mini本体、電源ケーブル、0.2mlチューブ用アダプター×8、0.4/0.6mlチューブ用アダプター×8、1.5/2.0mlチューブ用ローター、0.2ml 8連チューブ用ローター、マニュアル、保証書




LED イルミネーター

Blook™

Blook™

- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ 人間工学に基づいた視野角
- ◆ オートシャットオフ機構
- ◆ ゲルカッピングツール付属



ボトムアップイルミネーション



サイドイルミネーション

光源	ピルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長 (ピーク)	470nm
フィルターサイズ (W×L)	200×120mm
オートシャットオフ	5分
本体サイズ (W×L×H)	295×215×42mm
重量	1280g
電源	100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A

カタログ No.

BK001

1年保証

希望販売価格

¥78,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥62,880**

- 構成:イルミネーター本体, 電源コード, ゲルカッピングツール (替刃付), マニュアル (スリーブに記載されています)

● **Blook™ ゲル撮影用ミニ遮光フード**

カタログ No.

BK001-000B

1年保証

希望販売価格

¥1,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥960**



Blook™ゲル撮影用ミニ遮光フード
スマートフォンで簡単に撮影が可能



LED イルミネーター

PCR関連試薬

Blook™

蛍光色素入りPCRマスターミックス

amaR OnePCR

- ◆ 室温でも3ヶ月 (4℃で6か月, -20℃で1年間) 保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度
- ◆ amaR OnePCR SuperMix : 通常のPCR反応用
- ◆ amaR OnePCR HiFi : High Fidelity PCR用
- ◆ amaR OnePCR HotStar : Hot Start PCR用

蛍光色素入りゲルローディングダイ

Novel Juice

- ◆ 4℃で1年間保存可能
- ◆ 6Xローディングダイとして使用可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度

蛍光色素入りReady-To-Use DNAサイズマーカー

OneMARK

- ◆ 室温もしくは4℃で6か月保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度
- ◆ OneMARK 100 : 100 - 3,000 bps
- ◆ OneMARK B : 250 - 10,000 bps

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
SM213-0250	amaR OnePCR SuperMix 250反応*	1 kit	¥6,300
SM215-0250	amaR OnePCR HiFi 250反応*	1 kit	¥18,200
SM216-0250	amaR OnePCR HotStar 250反応*	1 kit	¥30,400
SL001-1000	Novel Juice (DNA Staining Reagent)	1mL (1mL×1本)	¥6,000
SD101-0100	OneMARK 100	600μL (600μL×1本)	¥5,000
SD110-0100	OneMARK B	600μL (600μL×1本)	¥5,000

*20mLのPCR反応系

キャンペーン対象外

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

リザーバー

ビレット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

機器

全自動セルカウンター


SOL COUNT



New!!

SOL COUNT全自動セルカウンターは、レンズレスLED光学系とCMOSセンシング技術により、細胞の総数、生細胞、死細胞を迅速かつ正確に測定し、データの保存と転送を容易に行うことができます。

使い捨ての4チャンネルカートリッジを採用しているため、使い勝手がよく、2種類のサンプルを同時に測定することが可能です。また、コンパクトで携帯性に優れているため、モバイルラボに設置することが可能です。



計測時間	10秒未満
細胞濃度範囲	1×10 ⁴ ~1×10 ⁷ cells/mL
細胞径範囲	5~50μm
サンプル量	10μL
染色法	トリパンブルー染色
画像解像度	8メガピクセル
データフォーマット	JPEG (画像)、PDF (レポート)
データ出力	USB、クラウドサーバー
ディスプレイ	6.95インチタッチLCD
外部接続	Wifi、Ethernet、HDMI
サイズ (W×D×H)	180×120×78mm
重量	0.82kg
電源	5V/2A、USB Cタイプケーブル

- ◆ 簡単操作で、素早い結果 (10秒以内)
- ◆ 2サンプル同時計測
- ◆ 小型軽量、バッテリー駆動
- ◆ Wifi接続で
 - ・クラウドサーバー (SOLOUD,無償)へのデータ保存
 - ・ソフトウェアの自動アップデート

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
SOLCOU1	SOL COUNT全自動セルカウンター	1式	¥403,000
SOLCOU2	SOL COUNT用カートリッジ	50枚 (50枚×1パック)	¥14,400

■ 構成：本体、カートリッジ、Cタイプケーブル、USB、マニュアル、保証書

キャンペーン対象外

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2023年5月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレット

グローブ

細胞培養

機器