

平成 28 年 9 月吉日

お客様各位

ビーエム機器株式会社
東京都江東区東陽2-2-20 東陽駅前ビル
TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081

BMBio PCR-8T,PCR-8C の金型変更に伴うカタログ No.変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼を申し上げます。

現在弊社が販売しております BMBio PCR 8 連チューブ(PCR-8T),PCR 8 連キャップ(PCR-8C)につきまして、金型変更に伴い下記のようにカタログ No.の変更をさせていただきます。

お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、なにとぞご理解いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

BMBio PCR 8 連チューブ 0.2ml 現行カタログ No. PCR-8T ⇒ 新カタログ No.PCR-8TNEW

BMBio PCR 8 連キャップ 0.2ml 現行カタログ No. PCR-8C ⇒ 新カタログ No.PCR-8CNEW

- * カタログ No.変更（金型変更）に伴う、入数、希望販売価格の変更はございません。
- * カタログ No.変更（金型変更）に伴い、現行カタログ No.（金型変更前）であります PCR-8T,PCR-8C 同士、新カタログ No.（金型変更後）であります PCR-8TNEW,PCR-8CNEW 同士の使用は可能ですが、現行カタログ No.（金型変更前）と新カタログ No.（金型変更後）を組み合わせたの使用は出来ません。

変更日 平成 28 年 10 月 17 日（月）受注分より

10 月 17 日（月）以降受注分の PCR-8T、PCR-8C のご注文に関しましては、誠に勝手ながらそれぞれ PCR-8TNEW、PCR-8CNEW を在庫させていただきます。

現在ご使用いただいております、PCR-8T および PCR-8C について、いずれか片方がお手元に余ってしまう場合、PCR-8TNEW および PCR-8CNEW への交換をさせていただきます。

ご希望されるお客様は**平成 29 年 3 月末日**までに次ページの交換依頼表にご記入いただき、**上記 FAX 番号へ事前に FAX** のうえ、交換依頼表をお手元の PCR-8T または PCR-8C に添えて、次ページ記載の弊社栃木倉庫まで着払いにて送付いただくようお願い申し上げます。現品が到着後、交換分の PCR-8TNEW または PCR-8CNEW を送付させていただきます。

お客様にはご不便をおかけすることを心よりお詫びを申し上げますとともに、引き続き弊社商品をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

以上

ビーエム機器株式会社
東京都江東区東陽2-2-20 東陽駅前ビル
FAX: 03-5677-4081
TEL: 03-6666-5902

PCR-8TNEW、PCR-8CNEW への交換依頼表

商品送り先：〒329-2746 栃木県那須塩原市四区町 681-75 中野四区倉庫内
ビーエム機器 株式会社 TEL:0287-36-9830

交換品は現品到着から数日以内に、**原則直送**させていただきます。

販売店経由交換希望（販売店経由をご希望の場合にはチェックしてください）

施設名：	部署名：
お名前：	
<input type="checkbox"/> PCR-8T <input type="checkbox"/> PCR-8C 1,000 本入 × 箱 交換希望	
住所： 〒	
TEL：	FAX：
E-mail： @	
お取り扱い販売店名：	営業所：
ご担当者名：	TEL：

<個人情報の取扱いについて>

お客様の個人情報は、個人情報保護方針に則り、適切な管理を行うとともに、漏洩、損失、毀損の防止のために最大限の注意を払っております。個人情報の提供は、お客様の任意であり、収集した個人情報は、当社が企画したセミナーや新しいサービス等をご案内する以外の使用目的では使用しません。また、お客様の同意なしに、第三者（業務委託先を除く）に開示、提供、販売、共有することはありません。