

# ARTローリテンションチップ **実質** 3+1 キャンペーン 25%OFF!!

thermo scientific

キャンペーン期間：～2017年11月30日受注分まで

対象商品Thermo Scientific™ ART Pipette Tipsのローリテンションタイプの  
同一商品3箱ご購入いただくと、同一商品1箱をプレゼント!!

対象商品は10μlから1000μl Reachのフィルター、ノンフィルター、ヒンジラック、詰め替え用リロードタワーと幅広くご用意しております。ご注文にはキャンペーン専用用紙をご利用ください。

● 各社ローリテンションタイプチップの残液量比較

	水	50%グリセロール	BSA
ART 標準タイプ	0.77+/-0.05	1.40+/-0.07	0.72+/-0.03
ART ローリテンション	0.06+/-0.02	0.06+/-0.01	0.32+/-0.10
A社	0.37+/-0.03	0.59+/-0.15	0.20+/-0.00
B社	1.00+/-0.03	0.41+/-0.04	1.56+/-0.05
C社	0.06+/-0.01	0.63+/-0.18	0.17+/-0.01
D社	0.31+/-0.04	0.31+/-0.04	0.36+/-0.01
E社	0.17+/-0.01	0.65+/-0.05	0.31+/-0.01

こんなご意見をいただいています

- 界面活性剤を含む溶液でも残さず吐出できた。
- GST 融合タンパク質が結合したグルタチオンセファロースの分注でも付着しなかった。
- 粘性の高いものでも正確性が高く、ばらつきも非常に小さかった。
- Dynabeads のビーズ残留がかなり軽減された。

## ART リロードタワー (-RT)

環境に配慮した詰め替えパック。省スペース、ゴミの軽減を実現。滅菌性を維持したままスムーズに詰め替えられます。



各トレイのチップが積み重なることでコンパクトな高さになりました。

プラスチック製のカバーが滅菌を保持しながら各トレイの位置を適切な状態で維持しているのでラックへの詰め替えがスムーズにできます。



トレイはチップのグラつきを押さえ、マルチチャンネルピペットの装着を安定。各トレイには商品内容とロットNo.が印字されています。



チップトレイの詰め替え方法

Step 1



空ラックを用意してフタを取り外しておきます。リロードタワーのカバーの下部をつかんで持ち上げ、そのまま空ラックにのせます。

**注意!!** リロードタワーの上の部分をつかんで持ち上げるとカバーの中でトレイの位置がずれてしまい、装着に支障をきたす場合があります。

Step 2



カバーの上から手を入れて一番上のチップトレイの中央部分を押し下して一番下のトレイをラックに落とし込みます。

**注意!!** リロードタワーは必ずラックの上に搭載して下さい。ラックのない状態で直接机の上に置かないようにして下さい。

### ART 10 $\mu$ l

-10 $\mu$ l **Micro Point™** フィルター付タイプ ショート 先端ストレート 目盛付 全長: 31.3mm 目盛: 2 $\mu$ l



原寸大

-10 $\mu$ l **Micro Point™** フィルターなしタイプ ショート 先端ストレート 目盛付 全長: 31.3mm 目盛: 2 $\mu$ l



原寸大

### ART 10 $\mu$ l REACH

-10 $\mu$ l **Micro Point™** フィルター付タイプ ロング 先端ストレート 目盛付 全長: 43.3mm 目盛: 2 $\mu$ l



原寸大

-10 $\mu$ l **Micro Point™** フィルターなしタイプ ロング 先端ストレート 目盛付 全長: 43.3mm 目盛: 2 $\mu$ l



原寸大

### ART 10/20 $\mu$ l ウルトラマイクロ

-10 $\mu$ l **Micro Point™** フィルター付タイプ ロング チェーパー 全長: 45.7mm



原寸大

-20 $\mu$ l **Micro Point™** フィルターなしタイプ ロング チェーパー 全長: 45.7mm



原寸大

### ART 20 $\mu$ l

-20 $\mu$ l **Micro Point™** フィルター付タイプ 先端ストレート 目盛付 全長: 50.7mm 目盛: 10 $\mu$ l




原寸大

カタログ No. 希望販売価格  
**2139-05-HR**  **¥16,300**

960本 (96本×10ラック) 


**2139-05-RT**  **¥10,900**

960本 (96本×5プレート×2パック) 


カタログ No. 希望販売価格  
**3501-05-HR**  **¥6,500**

960本 (96本×10ラック) 


カタログ No. 希望販売価格  
**2140-05-HR**  **¥16,300**

960本 (96本×10ラック) 

カタログ No. 希望販売価格  
**3511-05-HR**  **¥6,600**

960本 (96本×10ラック) 


カタログ No. 希望販売価格  
**2149E-05-HR**  **¥16,300**

960本 (96本×10ラック) 


カタログ No. 希望販売価格  
**3521-05-HR**  **¥6,600**

960本 (96本×10ラック) 

カタログ No. 希望販売価格  
**2149P-05-HR**  **¥16,300**

960本 (96本×10ラック) 

**2149P-05-RT**  **¥10,900**

960本 (96本×5プレート×2パック) 



## ART ヒンジラック (-HR)

ART ヒンジラックのフタは片手で開閉・ロックができます。  
着脱も簡単にでき、実験中の使い方はお客様次第。

### ART ヒンジラックの着脱しやすい3ステップ

Step 1



フタを 90 度の角度まで開けて引き抜きます。

Step 2



フタとラックの接続部分側が正面に  
向くように合わせてフタをラック  
の上に水平に位置させます。

Step 3



そのままゆっくりとフタを下して  
ラックの接続部をはめ込みます。

### ART 200μl

**-200μl** **Micro Point™** フィルター付タイプ 先端ストレート 目盛付 全長：58.8mm 目盛：10, 50, 100μl



**-200μl** **Micro Point™** フィルターなしタイプ 先端ストレート 目盛付 全長：50.7mm 目盛：10μl



### ART 200μl REACH

**-200μl** **Micro Point™** フィルター付タイプ ロング 先端ストレート 全長：90.9mm



**-200μl** **Micro Point™** フィルターなしタイプ ロング 先端ストレート 全長：90.9mm



### ART 300μl

**-300μl** **Micro Point™** フィルター付タイプ 先端ストレート 目盛付 全長：58.4mm 目盛：10, 50, 100μl



**-300μl** **Micro Point™** フィルターなしタイプ 先端ストレート 目盛付 全長：58.4mm 目盛：10, 50, 100μl



### ART 1000μl

**-1000μl** **Micro Point™** フィルター付タイプ 先端ストレート 全長：88.9mm



**-1000μl** **Micro Point™** フィルターなしタイプ 先端ストレート 全長：88.9mm



### ART 1000μl REACH

**-1000μl** **Micro Point™** フィルター付タイプ ロング 先端ストレート Soft Fit ソフトフィット 全長：118.5mm



**-1000μl** **Micro Point™** フィルターなしタイプ ロング 先端ストレート Soft Fit ソフトフィット 全長：118.5mm



カタログ No. 希望販売価格

**2069-05-HR** **電子滅菌** ￥16,300

960本 (96本×10ラック) ラック

**2069-05-RT** **電子滅菌** ￥10,900

960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え

カタログ No. 希望販売価格

**3551-05-HR** **電子滅菌** ￥6,100

960本 (96本×10ラック) ラック

カタログ No. 希望販売価格

**2160P-05-HR** **電子滅菌** ￥14,400

768本 (96本×8ラック) ラック

カタログ No. 希望販売価格

**3541-05-HR** **電子滅菌** ￥7,300

768本 (96本×8ラック) ラック

カタログ No. 希望販売価格

**2070-05-HR** **電子滅菌** ￥16,300

960本 (96本×10ラック) ラック

**2070-05-RT** **電子滅菌** ￥10,900

960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え

カタログ No. 希望販売価格

**3771-05-HR** **電子滅菌** ￥6,900

960本 (96本×10ラック) ラック

カタログ No. 希望販売価格

**2179-05-HR** **電子滅菌** ￥16,300

768本 (96本×8ラック) ラック

**2179-05-RT** **電子滅菌** ￥7,900

560本 (56本×5プレート×2パック) 詰め替え

カタログ No. 希望販売価格

**3101-05-HR** **電子滅菌** ￥6,300

768本 (96本×8ラック) ラック

カタログ No. 希望販売価格

**2079-05-HR** **電子滅菌** ￥16,300

768本 (96本×8ラック) ラック

カタログ No. 希望販売価格

**3791-05-HR** **電子滅菌** ￥6,100

768本 (96本×8ラック) ラック

**FAX : ビーエム機器 03-5677-4081**

**3+1キャンペーン 専用申込書**

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	包装	希望販売価格	ご購入数量
<b>ART 10<math>\mu</math>L</b>						
2139-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥16,300	
2139-05-RT	リロードタワー	●	●	960本 (96本×5プレート×2パック)	¥10,900	
3501-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥6,500	
<b>ART 10<math>\mu</math>L REACH</b>						
2140-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥16,300	
3511-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥6,600	
<b>ART 10/20<math>\mu</math>L ウルトラマイクロ</b>						
2149E-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥16,300	
3521-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥6,600	
<b>ART 20<math>\mu</math>L</b>						
2149P-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥16,300	
2149P-05-RT	リロードタワー	●	●	960本 (96本×5プレート×2パック)	¥10,900	
<b>ART 200<math>\mu</math>L</b>						
2069-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥16,300	
2069-05-RT	リロードタワー	●	●	960本 (96本×5プレート×2パック)	¥10,900	
3551-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥6,100	
<b>ART 200<math>\mu</math>L REACH</b>						
2160P-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本 (96本×8ラック)	¥14,400	
3541-05-HR	ヒンジラック		●	768本 (96本×8ラック)	¥7,300	
<b>ART 300<math>\mu</math>L</b>						
2070-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥16,300	
2070-05-RT	リロードタワー	●	●	960本 (96本×5プレート×2パック)	¥10,900	
3771-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥6,900	
<b>ART 1000<math>\mu</math>L</b>						
2179-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本 (96本×8ラック)	¥16,300	
2179-05-RT	リロードタワー	●	●	560本 (56本×5プレート×2パック)	¥7,900	
3101-05-HR	ヒンジラック		●	768本 (96本×8ラック)	¥6,300	
<b>ART 1000<math>\mu</math>L REACH</b>						
2079-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本 (96本×8ラック)	¥16,300	
3791-05-HR	ヒンジラック		●	768本 (96本×8ラック)	¥6,100	

**お客様記入欄** ※下記へご記入の上、当社販売店にお渡し下さい。

ご注文日 2017年 月 日

お名前 E-mail アドレス

住所 〒

電話番号 FAX

**販売店記入欄** ※お客様が記入済みの専用申込書と御社発行の注文書を併せて当社まで FAX 送信下さい。

販売店名 支店・営業所

ご担当者名

ご発注番号

<個人情報の取扱いについて>

お客様の個人情報は、個人情報保護方針に則り、適切な管理を行うとともに、漏洩、損失、毀損の防止のために最大限の注意を払っております。個人情報の提供は、お客様の任意であり、収集した個人情報は、当社が企画したセミナーや新しいサービス等をご案内する以外の使用目的では使用しません。また、お客様の同意なしに、第三者（業務委託先を除く）に開示、提供、販売、共有することはありません。詳細は当社 Web サイトにてご確認ください。