











## SIGMA 遠心機





	<b>Sigma 1-14</b>	<b>Sigma 1-14K</b>	<b>Sigma 1-16</b>	<b>Sigma 1-16K</b>
カタログ No.	<b>SGM10015</b>	<b>SGM10021</b>	<b>SGM10027</b>	<b>SGM10032</b>
	—	0.2-2ml	—	—
	0.2-2ml	0.2-2ml	0.2-5ml	0.2-5ml
	48ml	48ml	72ml	72ml
	14,800rpm	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm
	16,163xg	16,602xg	20,627xg	20,627xg
希望販売価格	<b>¥221,000</b>	<b>¥661,000</b>	<b>¥287,000</b>	<b>¥821,000</b>



	<b>Sigma 3-16L</b>	<b>Sigma 3-16KL</b>	<b>Sigma 3-18KS</b>
カタログ No.	<b>SGM10357</b>	<b>SGM10362</b>	<b>SGM10372</b>
	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-94ml	0.2-94ml
	1,600ml	1,600ml	1,600ml
	15,300rpm	15,300rpm	18,000rpm
	21,460xg	21,913xg	30,070xg
希望販売価格	<b>¥902,000</b>	<b>¥1,245,000</b>	<b>¥1,529,000</b>



### Sigma 2-16P

### Sigma 2-16KL

### アイコン

カタログ No.	<b>SGM10157</b>	<b>SGM10352</b>
	0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP
	0.2-50ml	0.2-85ml
	450ml	450ml
	15,000rpm	15,300rpm
	20,627xg	21,913xg
希望販売価格	<b>¥632,000</b>	<b>¥1,205,000</b>

	スイングローター
	アングルローター
	容量 (最大)
	最大回転数
	最大遠心力
	冷却
	g-lock








### Sigma 3-30KS

### Sigma 4-16S

### Sigma 4-16KS

カタログ No.	<b>SGM10378</b>	<b>SGM10383</b>	<b>SGM10388</b>
	0.2-100ml, MTP	0.2-750ml, MTP	0.2-750ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-250ml	0.2-250ml
	510ml	3,000ml	3,000ml
	30,000rpm	13,500rpm	15,000rpm
	70,121xg	20,376xg	25,155xg
希望販売価格	<b>¥2,327,000</b>	<b>¥1,194,000</b>	<b>¥1,806,000</b>



	Sigma 6-16S	Sigma 6-16KS	Sigma 8KS
カタログ No.	SGM10392	SGM10398	SGM10631(50Hz) SGM10630(60Hz)
	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-1500ml, MTP, BB
	0.2-500ml	0.2-500ml	0.2-1000ml
	3,200ml	3,200ml	12,000ml
	13,500rpm	15,000rpm	10,500rpm
	20,376xg	25,419xg	20,461xg
希望販売価格	¥1,506,000	¥2,418,000	¥5,953,000



## ローター交換は載せるだけ !! "g-lock" システム



回転開始と同時にローターがロックされ、終了と同時にロックが解除される SIGMA 社独自の機構 "g-lock" の採用により、ローター交換の際に固定工具は必要ありません。ローターは載せるだけです。

※いずれの機種もローターは別売となります。対応ローターの詳細につきましてはお問い合わせください。

### ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2019 年 9 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店