

SUMMER CAMPAIGN



在庫がなくなり次第、
販売終了となります。



記載の数量に達した場合、当キャンペーン
価格での販売はお請けできません。
予めご了承下さい。

INDEX

ピペット

マニュアルピペット ピペットパルプラス まとめてお買い得!	5～7
容量固定マニュアルピペット Labpette.....	8
電動ピペット dPette	8
電動ピペッター FASTPETTE PRO・BlueSwan	9

チップ

高品質チップ EXチップ -10 μ l.....	10
セルセイバーチップ -1000 μ l	10
BioConピペットチップ -200 μ l 個別包装	11
エコロジーチップ フィルターチップ.....	11

グローブ・マスク

ラテックスグローブ BM touch.....	12
BMBio 不織布マスク	13

チューブ・プレート

遮光チューブ 5ml.....	14
6WAYオープナー	14
ガラスプレート	15

CRYO

クライオチューブ.....	15
フリーザーボックス・ラック	16

こんな商品もあります！

滅菌用ダブルバッグ.....	15
ディッシュラック	17
イノキュレーション用ターンテーブル.....	17
マーキングペン.....	17~18
3チャンネルタイマー.....	18
アイスパケッツ Bath Armor Beads.....	20
紫外線保護 フェイスシールド.....	20
アスピレーションシステム SAFEVAC.....	20

機器

抗原賦活化装置 2100-Retriever.....	19
ドライバス Hot/Coldドライバス.....	21
マグネチックスターラー Hotplateマグネチックスターラー.....	22
トランスイルミネーター.....	22~23
小型プレートスピナー MPS1000	24
卓上遠心機.....	24~28
シェーカー.....	28~30
インキュベーター	30~31
PCRサーマルサイクラー Ocean	32



共通アイコン

- ベストセラー** 当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文載っている商品です。
- New!!** 新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。
- 1本あたり ¥** 商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。(概算単価はバルク包装タイプより算出)
- 電子滅菌** 電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用いただけます。
- G滅菌** ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用いただけます。
- 個装滅菌** 商品が1個単位で個別包装滅菌されております。
- 未滅菌** 未滅菌の商品です。商品種によっては、DNase,RNase,Pyrogen,endotoxin Freeの状態です。
- 滅菌** 滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用いただけます。
- 3年保証** ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。
- 原寸大** 商品の写真を原寸大で掲載しております。
- 個装** 商品が1本、1個等の単位で個別包装されております。
- 10目盛付** 商品に目盛(外側にラインまたは、印字、刻印等)が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。
- ウルトラクリア** 商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。

チップアイコン

- 先端テーパ** チップ先端部分がテーパカット(斜角)になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。
- 先端ストレート** チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップが引っかかる事が少ない形状です。
- 先端広口** チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。
- ショート** ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。
- ロング** ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。
- Soft Fit** チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。
- OneFit** チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落ち込むことなく、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。
- BMBio プラチナ** サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。
- Micro Point** チップ材質を高品質パージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。
- バルク** 商品が袋(または+箱)にそのまま包装されております。
- ラック** チップがラックに立った状態で包装されております。
- 空ラック** チップ用の空ラックです。(包装にチップは含まれません。)
- 詰め替え** チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。
- フィルター** チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロソルによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン

- 耐ボイル** チューブにロック性能またはスクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。
- 耐冷** スクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。
- フラットトップ** チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。
- ドームトップ** チューブのキャップがドーム状になっています。
- 書き込みOK** チューブ胴体部の外側(またはキャップ表面)に書き込みができる部分(印字またはfrosted)があります。
- シリコンリング** チューブのキャップ内にシリコン製のリングを使用しておりますので気密性に優れています。
- リングロック** 特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン/プレートシールアイコン

- 丸底** ウェル(またはチューブ)底が丸底になっています。
- 平底** ウェル(またはチューブ)底が平底になっています。
- V底** ウェル(またはチューブ)底がV底になっています。
- サークル** プレート(またはチューブ)・マットのウェル形状が○(サークル)型になっています。
- カットOK** プレート(またはキャップ・マット)をハサミでカット出来ます。
- ロール** シールがロール状に包装されております。箱から引き出しながらご使用いただけます。
- シート** シールがシート状に包装されております。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。
- 粘着タイプ** 粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン

- 回転** 機器商品の動線を動線を表示しています。
- 回転**
- 往復**
- 振動**
- シーソー**
- ウェーブ**
- ローラー**
- ロータリー**
- HOT 150℃** 機器商品の仕様温度の上限を表しています。
- MAX 00 xg** 機器商品の最大遠心力を表しています。

商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡をお願いいたします。新しい商品と交換させていただきます。(ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただきます。)

尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

👍 **ここがイチオシ!**
BM から買うと
お得宣言!

ビーエムからピペットパルプラスを購入するとお得宣言!!

ピペットパルプラスどれでも まとめて **5本以上** 購入いただくと更にお得!!

シングルでも

マルチでも



例えば・・・
PALP-2

1本あたり
 5本まとめると
 キャンペーン中の参考価格
 ¥26,000 → **¥15,500** → **¥14,700**

例えば・・・
PALP-8-10

1本あたり
 5本まとめると
 キャンペーン中の参考価格
 ¥66,000 → **¥39,500** → **¥38,500**

PALP-12-200

1本あたり
 5本まとめると
 キャンペーン中の参考価格
 ¥86,000 → **¥49,500** → **¥48,500**

**こんなに
 お得!!** (例) 下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

	キャンペーン中の参考価格	5本まとめると
PALP-2	¥26,000 → ¥15,500	→ ¥14,700
PALP-10	¥26,000 → ¥15,500	→ ¥14,700
PALP-20	¥24,000 → ¥14,300	→ ¥13,500
PALP-8-10	¥66,000 → ¥39,500	→ ¥38,500
PALP-12-200	¥86,000 → ¥49,500	→ ¥48,500
合計	¥228,000 → ¥134,300	→ ¥129,900

5本
 まとめると
**¥4,400も
 お得!!**

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus シングルチャンネルピペット



アビエス

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります！

機器



●チップカラー表示

使用可能チップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易です。

●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。



●容量ロックシステム

ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。

●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。



上面(白い部分)だけが回転します。

●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

●チップエジェクターを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエジェクターの位置を上下に調整することができます。エジェクターは洗浄が可能で、取り外しが容易です。



●オートクレーブ滅菌可能

本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌 (121℃ / 0.1Mpa / 20分) を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。
※シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。
※マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。

●性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証



5本まとめた場合の1本あたりの価格

3年保証

カタログNo.	一目盛り	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-2	0.002μl	¥26,000 →	¥15,500 → ¥14,700
PALP-10	0.02μl	¥26,000 →	¥15,500 → ¥14,700
PALP-20	0.02μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-50	0.2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-100	0.2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-200	0.2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-250	0.2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-1000	2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-5000	10μl	¥27,000 →	¥16,000 → ¥15,200
PALP-10ml	20μl	¥30,000 →	¥17,900 → ¥17,100

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3985 回転式スタンド 6本立て (シングルピペット用)	¥23,100

※キャンペーン対象外

- ◆ P3985はシングルピペットが6本掛けられ、回転式なので場所を取りません。(回転式スタンドはマルチチャンネルピペットを掛けることができません。)



Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
PALP-2	Min. 0.2	±12.0	±6.0	10μl
	1.0	±2.7	±1.3	
	Max. 2.0	±1.5	±0.7	
PALP-10	Min. 0.5	±4.0	±2.8	10μl
	5.0	±1.0	±0.6	
	Max. 10.0	±0.5	±0.4	
PALP-20	Min. 2	±3.0	±1.5	200μl
	10	±1.0	±0.5	
	Max. 20	±0.8	±0.3	
PALP-50	Min. 5	±2.5	±2.0	200μl
	25	±1.0	±0.6	
	Max. 50	±0.8	±0.4	
PALP-100	Min. 10	±1.6	±0.80	200μl
	50	±0.8	±0.24	
	Max. 100	±0.8	±0.20	
PALP-200	Min. 20	±1.2	±0.60	200μl
	100	±0.8	±0.25	
	Max. 200	±0.6	±0.20	
PALP-250	Min. 50	±1.0	±0.4	300μl
	125	±0.8	±0.3	
	Max. 250	±0.6	±0.3	
PALP-1000	Min. 100	±1.6	±0.40	1000μl
	500	±0.7	±0.20	
	Max. 1000	±0.6	±0.15	
PALP-5000	Min. 1000	±0.6	±0.25	5000μl
	2500	±0.6	±0.20	
	Max. 5000	±0.5	±0.15	
PALP-10ml	Min. 1000	±2.5	±0.6	10000μl
	5000	±0.8	±0.3	
	Max. 10000	±0.5	±0.2	

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus マルチチャンネルピペット



- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより、比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッチに対応
- ※ シングルチャンネルと特長は同じです。(チップエジェクターを除く)

● 疲れにくいデザイン設計

フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。

● 360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いていてもチップをエジェクトすることができます。



● チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。



5本まとめた場合の1本あたりの価格

3年保証

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-8-10	0.02µl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-50	0.10µl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-200	0.20µl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-300	1.00µl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-12-10	0.02µl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-50	0.10µl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-200	0.20µl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-300	1.00µl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3989 スタンド式 6本立て	¥19,000

※キャンペーン対象外

◆ P3989はシングル・マルチチャンネルピペットが合わせて6本掛けられます。

※マルチチャンネルピペットを掛ける場合は、掛けられるピペットの本数が制限されますのでご了承下さい。



ピペットPALプラスと相性抜群の プラチナ柔チップシリーズ

● プラチナ柔チップ (バルク・詰め替え・ラック)



カタログ No. 希望販売価格
W10 未減価 **¥2,400**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装: 1,000本×10

● プラチナ柔フィルター付チップ



カタログ No. 希望販売価格
WF-10RS 電子減価 **¥12,500**

包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

キャンペーン対象外

上記以外のプラチナ柔チップについては、Webサイトをご覧ください。

Model	Volume [µl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
8 channel				
PALP-8-10	Min 1	±8.0	±6.0	10µl
	Max 10	±4.0 ±2.0	±2.0 ±1.2	
PALP-8-50	Min 5	±4.0	±2.5	200µl
	Max 50	±3.0 ±1.6	±1.2 ±0.6	
PALP-8-200	Min 20	±3.0	±1.5	200µl 300µl
	Max 200	±1.5 ±1.0	±0.8 ±0.6	
PALP-8-300	Min 50	±1.6	±1.5	300µl
	Max 300	±1.2 ±1.0	±1.0 ±0.6	
12 channel				
PALP-12-10	Min 1	±8.0	±6.0	10µl
	Max 10	±4.0 ±2.0	±2.0 ±1.2	
PALP-12-50	Min 5	±4.0	±2.5	200µl
	Max 50	±3.0 ±1.6	±1.2 ±0.6	
PALP-12-200	Min 20	±3.0	±1.5	200µl 300µl
	Max 200	±1.5 ±1.0	±0.8 ±0.6	
PALP-12-300	Min 50	±1.6	±1.5	300µl
	Max 300	±1.2 ±1.0	±1.0 ±0.6	

在庫限り!
特別価格

ピペット (マニュアル・容量固定)

Labpette FX™ シングルチャンネル容量固定



Labpette FX™は容量固定のピペットです。
オートクレープすることで繰り返し使用できます。
2～1,000μlの容量を32種類のピペットがカバーします。

- ◆ 超軽量
- ◆ ユニークな“ツイスト・イジェクト”で必要な力を最小限に抑制
- ◆ 耐薬材
- ◆ オートクレープ可能 (121℃、15分)
- ◆ チップを選択しやすいようにカラーコード分けされています。



1年保証

カタログNo.	容量	正確性 (%)	再現性 (%)	チップタイプ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
P3900-2	2μl	±3.0	±1.5	200μl	1式	¥17,500 → 2本限り	¥11,800
P3900-10	10μl	±1.2	±0.5	200μl	1式	¥17,500 → 2本限り	¥11,800
P3900-20	20μl	±0.9	±0.4	200μl	1式	¥17,500 → 1本限り	¥11,800
P3900-50	50μl	±0.9	±0.3	200μl	1式	¥17,500 → 2本限り	¥11,800
P3900-100	100μl	±0.9	±0.3	200μl	1式	¥17,500 → 2本限り	¥11,800
P3900-200	200μl	±0.6	±0.2	200μl	1式	¥17,500 → 2本限り	¥11,800
P3900-300	300μl	±0.6	±0.2	1,000μl	1式	¥17,500 → 2本限り	¥11,800
P3900-1000	1,000μl	±0.6	±0.2	1,000μl	1式	¥17,500 → 2本限り	¥11,800

■ 構成：ピペット本体、校正証、マニュアル、保証書

在庫限り!
特別価格

電動ピペット

dPette (シングルチャンネル)



- ◆ 3段階調整の吸引・吐出スピード
- ◆ エラー制御機能を内蔵したモータードライブ
- ◆ 何度でも使える効率的なりチウムイオン電池
- ◆ オートクレープ可能 (ロアパレルのみ)
- ◆ 直接チャージ可能

1年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-2411	0.5～10μl	0.01μl	¥41,600 → 13本限り	¥28,800
01-2421	5～50μl	0.1μl	¥41,600 → 13本限り	¥28,800
01-2431	30～300μl	1μl	¥41,600 → 10本限り	¥28,800
01-2441	100～1000μl	5μl	¥41,600 → 10本限り	¥28,800

■ 構成：本体、チャージングベース、電源ケーブル、USBケーブル、マニュアル、保証書



ピペット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器

在庫限り!
特別価格

電動ピペッター

FASTPETTE PRO

Labnet
Labnet International, Inc.

- ◆ 人間工学に基づいて設計しているため、長時間のピペティング作業による疲れを軽減させます。
- ◆ 0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
- ◆ フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。
- ◆ 最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。
- ◆ 用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。
- ◆ 壁掛け式専用チャージスタンド付

重量	220g(本体)
バッテリー	ニッケル水素電池
バッテリー使用時間	約8時間(充電時間:7~8時間)
フィルター	疎水性0.2μm
材質	ノーズコーン: ポリプロピレン ピペットホルダー: シリコン

操作モード

- High-Blow : 速い速度で吸引、吐出し
- Low-Blow : 遅い速度で吸引、吐出し
- High-Grav : 速い速度で吸引、吐出しは自由落下
- Low-Grav : 遅い速度で吸引、吐出しは自由落下



充電しながら使用できます

25mlを3.2秒で吸い上げ
フル充電で約2,000回
ピペティング可能

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

BMP-7 1年保証 希望販売価格 ¥45,100 → 139本限り **¥29,800**

- 構成: ピペッター本体, スタンド, 0.2μm PTFEフィルター, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

在庫限り!
特別価格

電動ピペッター

BlueSwan™


BLUE-RAY
BIOTECH

- ◆ 自立型デザイン: ピペッターをつけた状態で立てておけます。
- ◆ 軽量: たったの180g(バッテリー含む)
- ◆ 短時間充電: 4時間の充電で約4,500回使用可能
- ◆ 充電しながらも使用可能
- ◆ 容易なスピード調整: スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードになります。
- ◆ バッテリーの消費量を3色で識別: 青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)
- ◆ UV耐性



BlueSwan™には他にはないユニークな機能として、液体と蒸気が放出される保護的な空洞があります。一般的に、ピペットの綿栓やノーズコーンのフィルターがピペッター内部への液体のオーバーフローを防ぎますがこの空洞は、有機溶剤や腐食により生じる蒸気からPCBAの損傷を防止することが主な機能です。空洞がなければ、これら蒸気はピペッター内部をランダムな方向に流れます。

- 1: バッテリーインジケーター
- 2: 蒸気排出保護孔
- 3: フィルター
- 4: ピペットホルダー
- 5: ノーズコーン
- 6: バッテリーカバー
- 7: リチウムイオンポリマーバッテリー
- 8: スピードコントロールホイール
- 9: 吸引ボタン
- 10: 吐出ボタン
- 11: ミニUSBソケット
- 12: アダプター
- 13: ミニUSBプラグ



ピペット容量	1-100mlプラスチックピペット もしくはガラスピペット
最大吸引/吐出スピード	>7.5ml/秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール回数	連続、ホイールの回転による速さの調製
充電時間	約4時間
パワージャック	ミニUSB
フィルター	疎水性、Φ25mm、0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレーブ	ノーズコーン、ピペットホルダー、 フィルターのみ可
動作条件	5-40℃、0-85% RH
重量	180g(バッテリー含む)
電源	100-240VAC、50/60Hz、5V、2.0A

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

BS01-1000 1年保証 希望販売価格 ¥34,000 → 89本限り **¥23,800**

- 構成: ピペッター本体, リチウムイオンポリマーバッテリー, ウォールマウント, メンブレンフィルター(0.2μm), 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ピペッター

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器

在庫限り!
販売終了

チップ

追求された高品質チップ EX (Excellent Tip) チップ

BMBio
EX (Excellent & Extra)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



OneFit
ワンフィット

ウルトラ

全長：31.24mm 目盛：0.5, 2, 10μl

◆ 3段階目盛付きの10μlショートスタンダードタイプです。



原寸大



EX-10-RS
(ヒンジラック)



EX-10-RL
(詰め替えタイプ)

※ 空ラックの販売はございません。

カタログ No.

EX-10

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×20

パレク

希望販売価格

¥3,500

→ 180個限り

キャンペーン中の参考価格

¥1,580

EX-10-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

詰め替え

¥6,900

→ 452個限り

¥2,900

EX-10-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥8,900

→ 246個限り

¥4,300

-10μl



OneFit
ワンフィット

ウルトラ

全長：45.84mm 目盛：2, 10μl

◆ 2段階目盛付きの10μlロングスタンダードタイプです。



原寸大



EX-10EXL-RS
(ヒンジラック)



EX-10EXL-RL
(詰め替えタイプ)

※ 空ラックの販売はございません。

カタログ No.

EX-10EXL

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×20

パレク

希望販売価格

¥3,500

→ 177個限り

キャンペーン中の参考価格

¥1,580

EX-10EXL-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

詰め替え

¥6,900

→ 385個限り

¥2,900

EX-10EXL-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥8,900

→ 329個限り

¥4,300

在庫限り!
販売終了

チップ

セルセイバーチップ

BMBio

-1000μl

全長：71.1 mm

- ◆ チップ先端径が太い広口タイプ
- ◆ 非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞のピペッティングに最適
- ◆ 色：ナチュラル



原寸大



カタログ No.

BMC-1000CR

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×10ラック)
大箱包装：1,000本×5

ラック

希望販売価格

¥6,400

→ 22個限り

キャンペーン中の参考価格

¥4,400

BMC-1000CRS

滅菌済

包装：1,000本 (1,000本×10ラック)
大箱包装：1,000本×5

ラック

¥6,900

→ 48個限り

¥4,800

在庫限り!
販売終了

個別包装・滅菌ピペットチップ

BioConピペットチップ

thermo scientific

DNase, RNase, endotoxin Free

適合ピペットは総合カタログ BM 0ピペット適合表をご覧ください

- ◆ 医薬品製造における工程・品質管理や透析液中のエンドトキシン測定試験にお使いいただけます。
- ◆ 個別包装なので細胞培養にお勧めします。

〈品質規格〉

- ① エンドトキシンおよび (1→3)-β-Dグルカンの測定は、エンドトキシンと (1→3)-β-Dグルカンに反応するエンドトキシン測定用試薬を使用し試験
- ② エンドトキシン試験に対する干渉作用はエンドトキシン検出用抽出液を使用し干渉作用がないことを確認
- ③ ISO9001、ISO14001、ISO13485(CE/IVD certified)に準拠し製造

〈品質証明〉

- Endotoxin < 0.005EU/tip
- Human DNA < 1.9 × 10⁻¹¹g/tip
- DNase < 9.4 × 10⁻⁴U/tip
- RNase < 6.5 × 10⁻⁸U/tip



〈品質証明書付〉

〈ピールオフ包装〉



チップリム側の先端がピールオフで開けやすい包装です。(A)

〈オールフィルム包装〉



オールフィルム包装で表裏のフィルムがスムーズに均等に開けられます。

-200μl



全長：95.0mm



原寸大

カタログ No.

94053250



希望販売価格
¥2,600

2,471個

キャンペーン中の参考価格
¥1,750

包装：50本 (1本個装×50パック)

バラック 個装

大箱包装：なし

在庫限り!
販売終了

チップ

フィルター付ピペットチップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

オートクレーブ不可

BMBio "ECO" グレードのフィルター付チップです。

最新の“ブレードテクノロジー”により吐出したサンプルがチップの内側に戻りにくく、外壁にも付きにくいのでスムーズなピペッティングが行えます。

ラックはスパーサー成型ラック採用で、マルチチャンネルピペットへのフィットは抜群です。

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからコンタミネーションを防ぎます。オーバーフローは防げませんので慎重なピペッティングを行なって下さい。

-10μl



全長：31.5mm 目盛：0.7μl, 2.5μl, 10μl



原寸大



カタログ No.

SF-10G-R



希望販売価格
¥9,000

225個

キャンペーン中の参考価格
¥6,600

包装：960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装：960本×5

-20μl



全長：49.5mm

- ◆ シャープな先端テーパークットが特徴の最もスタンダードなタイプです。



原寸大



カタログ No.

SF-20-R



希望販売価格
¥9,000

180個

キャンペーン中の参考価格
¥6,600

包装：960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装：960本×5

-100μl



全長：60.0mm

- ◆ 10μl、50μl、100μlの3段階の目盛付で、サンプル目視に最適です。



原寸大



カタログ No.

SF-100-R



希望販売価格
¥9,000

50個

キャンペーン中の参考価格
¥6,600

包装：960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装：960本×5

ラテックスグローブ

BM touch



**快適なフィット感
優れた操作性**



パウダーフリー

天然ゴム

STERILE

左右別

- ◆ ガンマ線滅菌済み (1双パック)
- ◆ ペアタイプ (左右別)
- ◆ 環境にやさしい天然ラテックス
- ◆ ビードカフでスムーズな装着
- ◆ 快適なフィット感で優れた操作性
- ◆ 外側全面エンボス加工
- ◆ ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- ◆ 安心の二重包装

品質基準

- ・ ASTM D3577およびEN455規格に準拠
- ・ QSR(GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016による品質管理システム
- ・ ガンマ線滅菌済み
- ・ 無菌性試験済み

ご注意
天然ゴム製グローブのご使用により、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。


キャンペーン中の参考価格

希望販売価格
¥6,100 → **¥4,500**

G
減価

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
BMXTGV0001	6.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0002	6.5	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0003	7.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0004	7.5	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0005	8.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0006	9.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8

BM touch	
Length (mm)	280
Finger (mm)	0.26
Palm (mm)	0.22
Cuff (mm)	0.19



マスク

BMBio 不織布マスク

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ 使い捨てマスク
- ◆ 3層構造
- ◆ 色：外層：ブルー、中層：ホワイト、内層：ホワイト
- ◆ グラスファイバーフリー
- ◆ 通気性あり
- ◆ 高いフィルター性能
- ◆ ノーズワイヤ付き
- ◆ 材質：ポリプロピレンスパンボンド不織布およびポリプロピレンメルトブローン不織布
- ◆ 未滅菌

* 医療用マスクではありません。
* 衛生目的でご使用いただけます。

仕様

- サイズ (W×D) : 175±5×93±3mm
- ノーズワイヤ : 100±5mm
- 耳ひも : 170±10mm

カタログ No.

BMSTGV0001

希望販売価格

¥1,700

キャンペーン中の参考価格

¥1,200

包装：50枚 (50枚×1パック)



【使用上の注意】

1. マスクに触れる前に、石鹸や消毒液で手を洗淨してください。
 2. 装着前にマスクの状態を確認し、不具合がある場合は廃棄し、新しいものを使用してください。
 3. 装着の際は両手で耳ひもを持ち、耳へかけてください。
 4. ノーズワイヤを鼻の形に沿うよう、調節してください
 5. 鼻から顎にかけて正しく覆われ、確実に装着されているかを確認してください。
 6. マスクが湿っていたり、濡れている場合は使用しないでください。
 7. 装着中、不快であったり、有害な反応がある場合は使用を停止してください。
 8. 使用後はマスクのひも部分を持って顔からはずし、表面に直接触れないようマスクを廃棄し、手を石鹸や消毒液で洗淨してください。
- 注意：マスクの捨て方については各自治体の指針に沿って廃棄してください。

ピ
ペット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります！

機器

在庫限り!
販売終了

チューブ
遮光チューブ 5ml



- ◆ 光に敏感なサンプルに使用可能
- ◆ オートクレープ可能
- ◆ 遠心中に誤って蓋があかないClick-Fitキャップ付き
- ◆ 材質：PP
- ◆ 温度耐性：-100℃～
- ◆ 遠心耐性：～15,000xg

カタログ No. **BMA-T2081** 希望販売価格 ~~¥16,500~~ → **40個限り** **¥7,900**
キャンペーン中の参考価格

包装：250本（250本×1パック） 大箱包装：250本×5



在庫限り!
特別価格

チューブ・プレート用ツール
6WAY オープナー



オートクレープ不可

これ一つで、各容量PCRチューブ、サンプリングチューブの開閉のみならず、シールを各プレートにしっかり貼り付けできます。

6WAY オープナーの使い方をご覧ください!!
<https://www.youtube.com/watch?v=zVn6vNSkIAQ>

カタログ No. **MB-OPENER** 未減価 希望販売価格 ~~¥2,200~~ → **485個限り** **¥1,500**
キャンペーン中の参考価格

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：1個×15



					
0.1/0.2ml 8連PCRチューブ（ドームキャップ）	0.1/0.2ml 8連PCRチューブ（フラットキャップ）	0.2ml シングルPCRチューブ	1.5ml サンプリングチューブ	0.1/0.2ml 8連PCRチューブ（ドーム・フラットキャップ）	粘着シールを各種プレートに貼れます

在庫限り!
特別価格

テストプレート
テストプレート〈ホウケイ酸ガラス製〉



オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能 (接着剤は一切使用していません)
- ◆ 透明度が高く、顕微鏡観察に最適
- ◆ 高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能

96well (フタなし)

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMB-1 未滅菌 ¥70,000 → **8個限り** **¥63,000**

包装: 1枚 (1枚×1パック) 大箱包装: -

24well (フタなし)

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMB-2 未滅菌 ¥70,000 → **4個限り** **¥63,000**

包装: 1枚 (1枚×1パック) 大箱包装: -

在庫限り!
特別価格

こんな商品もあります!
滅菌用ダブルバッグ



- ◆ 気密性の高い内袋とガス交換性の外袋の2重構造
- ◆ 2重構造なので破れにくい。
- ◆ 病原菌等の危険な物質の滅菌に最適
- ◆ 134℃ 30分間のオートクレーブ滅菌に耐えられます。
- ◆ 材質: PP/LDPE

大幅値下げ



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

09-382-0000 未滅菌 600×900mm ¥73,000 → **33個限り** **¥27,800**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

在庫限り!
特別価格

クライオチューブ
クライオチューブ 2.0ml インナーキャップ 自立型



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ 繰り返しの凍結融解が可能
- ◆ 安定した液体窒素保存
- ◆ インナーキャップはO-リングにより密閉性に優れています。
- ◆ 容量別にキャップカラーで識別できます。
- ◆ 全てのチューブが目盛、書き込みスペース付きです。



温度耐性: -196℃~121℃
材質: P.P.
直径×長さ: φ12.6×47.5mm



カタログNo.	キャップカラー	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
88-3212	<small>G 滅菌</small> 緑	1,000本 (25本×40パック)	¥29,000 → 5本限り	¥14,800
88-3213	<small>G 滅菌</small> 青	1,000本 (25本×40パック)	¥29,000 → 4本限り	¥14,800
88-3215	<small>G 滅菌</small> 紫	1,000本 (25本×40パック)	¥29,000 → 6本限り	¥14,800

大箱包装: -

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ビ
ス
ト

チ
ッ
プ

グ
ロ
ー
ブ
・
マ
ス
ク

チ
ュー
ブ
・
ラ
ック

こ
ん
な
商
品
も
あ
り
ま
す
!

機
器

在庫限り!
特別価格

フリーザーラック

フリーザーボックス (81穴 1.5ml・2.0ml チューブ用)

Argos

- ◆ 1.5mlもしくは2.0mlチューブが81本立てられます。
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ サイズ：45×128×128mm (H×W×D)
- ◆ ウェルサイズ：13.0mm
- ◆ 材質：P.P



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R3116	ナチュラル	5ラック	¥9,500 → 85個限り	¥6,500
BMA-R3117	5色セット	各色1ラック	¥9,500 → 29個限り	¥6,500

5色セット：●ナチュラル、●レッド、●ブルー、●グリーン、●オレンジ

フリーズ

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器

在庫限り!
特別価格

フリーザーラック

フリーザーラック (1.5ml・2.0ml チューブ用)

Argos

- ◆ 底部の4コーナーに突起があり、積み重ねてもずれにくい設計
- ◆ 横には数字、縦にアルファベットの印字付
- ◆ くり返し開閉しても丈夫なヒンジ
- ◆ ワンタッチ開閉
- ◆ クライオチューブサイズが100本立てられます。(1.5ml・2.0ml用)
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ 温度耐性：-90℃
- ◆ サイズ：55×140×140mm (H×W×D)
- ◆ ウェルサイズ：12.3mm
- ◆ 材質：P.P



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R3125	ナチュラル	1ラック	¥1,800 → 718個限り	¥1,200

在庫限り!
特別価格

メタルラック

メタルフリーザーボックス

Argos

- ◆ 金属製なので丈夫
- ◆ アルミ製とステンレス製の2種類をご用意
- ◆ それぞれ浅型と深型の2種類をご用意
 - ・BMAFB-3, BMSFB-3：132×132×50 mm
 - ・BMAFB-4, BMSFB-4：132×132×76 mm
- ◆ 81穴用、100穴用のディバイダー使用可能
- ◆ 錆びることはありません

液体窒素タンク
での保存に



カタログNo.	品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMAFB-3	未滅菌 メタルフリーザーボックス (アルミ・浅型)	1ボックス (1ボックス×1パック)	¥3,400 → 10個限り	¥2,400
BMAFB-4	未滅菌 メタルフリーザーボックス (アルミ・深型)	1ボックス (1ボックス×1パック)	¥3,700 → 19個限り	¥2,600
BMSFB-3	未滅菌 メタルフリーザーボックス (ステンレス・浅型)	1ボックス (1ボックス×1パック)	¥3,600 → 21個限り	¥2,500
BMSFB-4	未滅菌 メタルフリーザーボックス (ステンレス・深型)	1ボックス (1ボックス×1パック)	¥3,900 → 10個限り	¥2,700

大箱包装：—

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

在庫限り!
特別価格

こんな商品もあります!

ディッシュラック 100mm 用

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ 100mmディッシュ用ラック
- ◆ 48枚のディッシュを収納 (12枚×4)
- ◆ ターンテーブル (BM47750-516、別売)との併用も可能
- ◆ インキュベーター内での使用も可能
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃ 15分)
- ◆ サイズ (W×D×H) : 178×178×229mm
- ◆ 材質: ポリカーボネート



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM10600-108	ディッシュラック 100mm用	1式 ¥41,500	→ 5個限り ¥28,800
BM47750-516	ディッシュラック 100mm用ターンテーブル	1式 ¥16,200	→ 5個限り ¥10,800

在庫限り!
特別価格

こんな商品もあります!

イノキュレーション用ターンテーブル

BMBio
ST (Standard & Stable)

[BM50809-022]

- ◆ イノキュレーション用ターンテーブル
- ◆ 100mmディッシュ用
- ◆ 三脚付きで76mmの高さとなり目視が容易
- ◆ サイズ (φ×H) : φ114×76mm



BM50809-022



[BM50809-020]

- ◆ イノキュレーション用ターンテーブル
- ◆ 100mmもしくは150mmディッシュ用
- ◆ ターンテーブル (L)は高さのない安定した構造
- ◆ サイズ (φ×H) : φ152×35mm



BM50809-020

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM50809-022	イノキュレーション用ターンテーブル 100mmディッシュ用	1式 ¥31,000	→ 4個限り ¥21,500
BM50809-020	イノキュレーション用ターンテーブル 100/150mmディッシュ用	1式 ¥31,600	→ 4個限り ¥21,800

在庫限り!
特別価格

こんな商品もあります!

マーキングペン LabMarker

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ プラスチック上にも書いて消えません。
- ◆ すぐに乾きます。
- ◆ 耐久性のある先端と十分なインク量で長期間使用可能
- ◆ 耐水性インク
- ◆ 極細油性マーカー
- ◆ 色: 黒、青



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM52877-310	マーキングペン LabMarker 黒	10本 (10本×1パック)	¥4,300 → 4個限り ¥2,900
BM52877-355	マーキングペン LabMarker 青	10本 (10本×1パック)	¥4,300 → 13個限り ¥2,900

在庫限り!
特別価格

こんな商品もあります!

マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen



Lab Markerは乾燥した表面だけでなく湿り気のあるところでも簡単に書きこめ、あらゆるラボラトリー用に安定しています。プラスチックには永久的に使用できますが、ガラス、金属、磁器には水にさらされた時にインクがにじむことはありませんが、さまざまな溶剤で落とすことができ繰り返し書きこむことができます。

- ◆ 本体とキャップは高密度ポリエチレン製
- ◆ 未滅菌
- ◆ ISO CLASS 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) クリーンルームでの使用が可能
- ◆ 低ナトリウムインク
- ◆ 油性ボールペン もしくは フェルトマーカー
- ◆ 材質：P.E
- ◆ 色：赤、黒、青 *フェルトマーカーは黒のみ



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM51128-048	マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen 油性ボールペン 赤 10本 (10本×1パック)	¥4,200 → 18個限り	¥2,800
BM51280-874	マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen 油性ボールペン 黒 10本 (10本×1パック)	¥4,100 → 17個限り	¥2,800
BM51280-876	マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen 油性ボールペン 青 10本 (10本×1パック)	¥4,300 → 18個限り	¥2,900
BM51280-812	マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen フェルトマーカー 黒 12本 (12本×1パック)	¥16,500 → 18個限り	¥11,300

在庫限り!
特別価格

こんな商品もあります!

3チャンネルタイマー



- ◆ 100時間タイマー
- ◆ 3種類のタイマー時間を設定できます。
- ◆ 設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。
- ◆ アラーム経過後は自動的にカウントを終了
- ◆ 時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示ができます。
- ◆ マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能 (ストラップは付属しません)



設定範囲	最大99分50秒、最小1秒
タイマー数	3チャンネル
タイマー機能	カウントダウン (アラーム設定まで)、カウントアップ (アラーム時間後)
アラーム時間	ブザー音：約30秒間
ブザー音量	約70dB/距離10cm
防水機能	無
電源・電池寿命	単4形乾電池1本・約1年
サイズ (W×D×H)	80×30×70mm
重量	約85g (電池含む)

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM-AD5701A	3チャンネルタイマー 1個 (1個×1パック)	¥2,800 → 75個限り	¥2,200

■ 構成：タイマー本体、電池 (モニタ用)、マニュアル、保証書

スポット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器

**在庫
限り!**
特別価格


抗原賦活化装置

2100-Retriever




オートクレーブ装置としてもお使いいただけます!!

- ◆ 圧力鍋の原理で抗原の賦活化が容易
- ◆ 6個のチャンバーが装着可能 (18枚/チャンバー)
 - ・最大108枚のスライドを同時処理
 - ・6種類の異なるバッファーを同時に使用可能
- ◆ 形態の保存も良好
- ◆ 2時間半で作業完了 (加熱20分、冷却2時間以上)



CD8 (mAb) PCNA (mAb) Ki-67 (antibody MIB1)



未処理 マイクロウェーブ使用 2100-Retriever 使用



● 2100-Retriever (スライドチャンバー 3個付)

カタログ No.

R2100

1年保証

希望販売価格
¥350,000

→ 4台限り

キャンペーン中の参考価格

¥288,000

包装: 1式 大箱包装: なし

■ 構成: 2100-Retriever本体, 電源コード, スライドチャンバー×3, チャンバーバケット&フタ, クイックスタートガイド, マニュアル, 保証書

● スライドチャンバー (3個入)

カタログ No.

R21001

希望販売価格
¥32,000

→

キャンペーン中の参考価格

¥27,000

包装: 3個 (3個×1パック) 大箱包装: なし



ビ
ス
ト

チ
ッ
ブ

グ
ロ
ー
ブ
・
マ
ス
ク

チ
ュー
ブ
・
ラ
ック

こ
ん
な
商
品
も
あ
り
ま
す
!

機
器

ピペット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります！

機器

在庫限り!
特別価格

アイスパケッツ

Bath Armor Beads

BMBio
ST (Standard & Stable)



- ◆ 氷と違い融解しないため、サンプルが水没してコンタミする心配がありません。
- ◆ チューブなどを立てた場合ポジションをキープするため作業効率UP
- ◆ 消毒が出来るため衛生・安全です。
- ◆ ドライバスのアルミブロックの代替として使用可能 (チューブの大きさに関わらず様々なチューブを一度に使用することができます)
- ◆ 温度を一定にたもつためインキュベータ内などでの使用も可能

カタログNo.	容量	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
B-0700-2L	2L	1本 (2L×1本)	¥57,500 → 8個限り	¥38,500
B-0700-5M	500ml	1本 (500ml×1本)	¥14,400 → 1個限り	¥9,800

在庫限り!
販売終了

紫外線保護具

紫外線保護フェイスシールド

SPECTROLINE®



- ◆ 各種紫外線ランプから目を守るシールドです。

カタログ No.

UVF-80

希望販売価格

¥22,700

キャンペーン中の参考価格

→ 2個限り

¥14,800

在庫限り!
特別価格

アスピレーター

アスピレーションシステム SAFEVAC

BIOLOGIX
CORPORATION

SAFEVACアスピレーションシステムは、危険な溶媒を迅速かつ安全に吸引できます。

このシステムは細胞培養、遠心後の上清、免疫アッセイプレートでの洗浄溶液からの溶液を吸引するために広く使用されます。



- ◆ 調整可能な統合的ポンプ
- ◆ 迅速な取付および取り外し、液だれ防止、エアロゾル封じ込みのためのセルフクロージングコネクター
- ◆ オーバーフロー防止のための液面センサー付
- ◆ 廃棄回収ボトル、チューブ、ノズルはオートクレーブ可能
- ◆ 廃棄回収ボトルを持ち運ぶための便利な取り外し可能ハンドル
- ◆ シングルチャンネル、マルチチャンネルノズル、その他のアクセサリーの利用が可能

真空圧力	0-600mBar
流量	15L/min
吸引量	17L/min
ボトル容量	4L
サイズ (W×D×H)	180×240×450mm
重量	3kg

カタログ No.

01-2701

1年保証

希望販売価格

¥178,500

キャンペーン中の参考価格

→ 5個限り

¥135,000

- 構成：バキュームユニット、ボトル、チューブ、アスピレーションハンドル、ピペット、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

DRY BATH

Hot/Coldドライバス



Hot/Cold Dry Bath Incubator



HOT
100℃ **COLD**
-5℃

本体のみ

- ◆優れた温度コントロールシステム
- ◆高温でも低温でも維持できます。
- ◆カスタムオペレーションプログラムの作成を保存
- ◆目的に合わせたブロック (別売) をご用意しております (本体に 01-9292 は付属)。

温度範囲	室温以下～100℃ (温度設定範囲-5～100℃)
温度精度 (20～45℃)	0.5℃
最大加熱速度	5.5℃/分、5℃ (100℃→室温) /分
最大冷却速度	0.5℃ (室温以下) /分
プログラム	6
サイズ (W×D×H) (ヒートブロック含まず)	200×235×120mm
電源	100～240V、180W
電源	～120V、50/60Hz

カタログ No.

01-9201

1年保証

希望販売価格

¥238,500

→ 4台限り

キャンペーン中の参考価格

¥165,000

■構成：本体、ブロック (01-9292)、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Shaker Incubator



HOT
100℃ **ロータリー**

本体のみ

- ◆01-9201 にシェーカー機能が備っています。
- ◆優れた温度コントロールシステム
- ◆高温でも低温でも維持できます。
- ◆オービタルな動き
- ◆1500rpm までの攪拌が可能
- ◆カスタムオペレーションプログラムの作成と保存
- ◆目的に合わせたブロック (別売) をご用意しております。

温度範囲	15～100℃ (温度設定範囲0.1～100℃)
温度精度 (20～45℃)	±0.5
温度均一性	最大0.5
最大加熱速度	5.5℃/分
最大冷却速度	2.5℃ (100℃→室温) /分、0.5℃ (室温以下) /分
回転速度	300～1500rpm
動作/軌道範囲	円環状/3mm
プログラム	6
サイズ (W×D×H) (ヒートブロック含まず)	200×235×120mm
電源	100～240V、200W

カタログ No.

01-9301

1年保証

希望販売価格

¥388,600

→ 4台限り


キャンペーン中の参考価格

¥265,000

■構成：本体、ブロック (01-9292)、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Hot/Cold Dry BathおよびShaker Incubator用ブロック (別売)

カタログNo.	ウェルφ/深さ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-9291	0.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥54,200	→ ¥43,000
01-9292	1.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥54,200	→ ¥43,000
01-9293	2.0mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥54,200	→ ¥43,000
01-9294	5mlチューブ×8本	1個 (1個×1パック)	¥58,700	→ ¥47,000
01-9295	15mlチューブ×8本	1個 (1個×1パック)	¥103,000	→ ¥82,000
01-9296	50mlチューブ×4本	1個 (1個×1パック)	¥91,200	→ ¥73,000
01-9297	0.2ml PCRチューブ×96本または96ウェルPCRプレート×1枚	1個 (1個×1パック)	¥54,200	→ ¥43,000
01-9298	96ウェルマイクロプレート×1枚	1個 (1個×1パック)	¥54,200	→ ¥43,000



*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ベスト

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器

在庫限り!
特別価格

マグネティックスターラー

Hotplate マグネティックスターラー



ピペット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器



- ◆ デジタル制御システム
- ◆ LEDディスプレイ
- ◆ 材質はABSなので難燃性で化学物質耐性です。
- ◆ 加熱速度が早い
- ◆ 安全機能：
 - ・50℃以上ではHOT注意インジケータが表示されます。
 - ・ホットプレートの温度が320℃を超えると自動的に加熱が停止します。
- ◆ セラミックコートしたステンレス製プラットフォームは化学物質に耐性があり傷つきにくい。

振とう速度	100~1500rpm
最大攪拌容量 (L, H ₂ O)	3L
プラットフォームサイズ	φ135mm
温度条件	室温~280℃ (1℃刻み)
本体サイズ (W×D×H)	150×260×80mm
重量	1.8kg
電源	100-120VAC, 50/60Hz, 515W

カタログ No.

01-3101

1年保証

希望販売価格

¥46,600

キャンペーン中の参考価格

→ 8台限り **¥36,800**

■ 構成：スターラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

在庫限り!
販売終了

トランスイルミネーター

UltraThin White LED パネル



- ◆ 均一な照明設計 (導光板 + ディフューザー)
- ◆ SDS-PAGE ゲル・ザイモグラフィーゲル等、CBB染色・銀染色の観察に
- ◆ 長寿命 (~ 50,000 時間)
- ◆ 厚さ10mm、重さ1.2kgの Ultra Thinタイプ



本体サイズ (W×D×H)	288×210×10mm
重量	1.12kg
電源	DC15V, 3.6W
イルミネーションエリア (W×D)	228×150mm

カタログ No.

BMSWP-01

1年保証

希望販売価格

¥51,500

キャンペーン中の参考価格

→ 1台限り **¥34,800**

■ 構成：パネル本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

トランスイルミネーター

UltraBright Large Format UV トランスイルミネーター



Dual Wavelengths

- ◆ 均一な照明デザイン
- ◆ 超高コントラスト
- ◆ UV遮蔽カバー：ブロックUV透過率99.99%
- ◆ 強いフレームとスタイリッシュなデザイン（UVシールドの破損保護）
- ◆ UVランプの高速ターンオン速度
- ◆ 波長：302nmと365nm
- ◆ 波重さ5.4kg



本体サイズ (W×D×H)	340×280×80mm
ビューイングエリア (W×D)	200×160mm

カタログ No.

BMTUL-100  1年保証 希望販売価格 ~~¥218,700~~ → 2台限り **¥175,000** キャンペーン中の参考価格

- 構成：トランスイルミネーター本体、Imagel 用アダプタープレート、放電管×9（302nm×5、365nm×4）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

トランスイルミネーター

UltraBright Large Format LED トランスイルミネーター



Single Wavelength

- ◆ LEDの波長：470nm
- ◆ LED寿命：50,000時間
- ◆ 電源：24V ~ 1.25A
- ◆ アンバーフィルター付きの新しいデザインフレーム
- ◆ 重さ3kg



本体サイズ (W×D×H)	340×280×80mm
ビューイングエリア (W×D)	200×160mm

カタログ No.

BMTLL-100  1年保証 希望販売価格 ~~¥206,600~~ → 2台限り **¥165,000** キャンペーン中の参考価格

- 構成：トランスイルミネーター本体、Imagel 用アダプタープレート、LED 数64LED アレイ×2、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Dual Wavelengths

- ◆ 励起源としての応用（In-Cell westerns）
- ◆ 波長：740nm（NIR）、630nm（赤色）
- ◆ デルタLED配列
- ◆ 視野全体にわたる高い均一性
- ◆ 米国特許出願中
- ◆ CE / FCC認定
- ◆ 重さ4.0kg



本体サイズ (W×D×H)	340×280×80mm
ビューイングエリア (W×D)	200×160mm

カタログ No.

BMTLL-200  1年保証 希望販売価格 ~~¥218,700~~ → 1台限り **¥175,000** キャンペーン中の参考価格

- 構成：トランスイルミネーター本体、Imagel 用アダプタープレート、LED 数128LED アレイ×2、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

小型プレートスピナー

MPS1000

Labnet
Labnet International, Inc.

ピハット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器



動画配信中! www.bmbio.com/product/tabid73.html?pdid1=C1000

- ◆ 2枚のPCRプレートを一度に遠心することができるスピンドウン専用遠心機
- ◆ 様々な形状の96ウェル及び384ウェルプレートに対応します。
(遠心をかける際は、プレート用シールなどを貼って下さい)

収容枚数	PCRプレート×2枚
最大回転数	2500rpm
最大遠心力	500×g
ローター	固定(垂直)
使用温度範囲	4℃～35℃
サイズ(W×D×H)	190×210×183mm
重量	1.5kg
電源	～120V, 50/60Hz

カタログ No.

C1000

1年保証

希望販売価格

¥113,500

➡ 13台限り

キャンペーン中の参考価格

¥78,800

■ 構成：スピナー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ミニ卓上遠心機

Flat Mini

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

- ◆ 簡単操作 (リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ)
- ◆ ショート遠心と15分間連続遠心が可能
- ◆ 1.5/2.0mLチューブ用ローター、0.2mL 8連PCRチューブ用ローター付属
- ◆ 非接触型リッドセンサー採用



チューブ数	1.5/2.0mLチューブ6本 または 0.2mL 8連PCRチューブ 2ストリップ (0.2mL PCRチューブ 16本)
最大回転数	6,500rpm
最大RCF	2,234xg (1.5/2.0mLチューブ用ローター)、 2,182xg(0.2mL 8連PCRチューブ用ローター)
加速時間	4秒
減速時間	2秒
遠心時間	モード切替スイッチにより選択 ショートモード：12秒 連続モード：15分 (リッドを開けた段階で停止)
外寸 (W×D×H)	150×150×103mm
重量	650g
電源	100-240V、50/60Hz、20W

カタログ No.

BMEGYR0001 1年保証 希望販売価格 ~~¥24,300~~ → **¥19,800** キャンペーン中の参考価格

■ 構成：本体、ローター（2種）、ローター交換用スパナ、ACアダプター、操作マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

小型遠心機

MINI

GYROZEN®

MAX
12,300 xg



- ◆ 1.5ml/2.0mlチューブおよび8連PCRチューブ (PCRローター使用時) の遠心が可能
 - ◆ 自動RPM/RCF変更
 - ◆ 必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせします
- * 8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター (別売)

最大回転数/遠心力	13,500rpm/12,300xg
収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×12本、 0.2ml 8連PCRチューブ×4本
タイマー	パルス・≦30分
回転数 / 遠心力の切替え	有
プラスチック蓋のロック機能	有
プラスチック蓋の落下防止機能	有
電源	110V、50 ~ 60Hz
サイズ (W×D×H)	208×245×145mm
重量	4.4Kg

カタログ No.

GZ-1312-110BMR 1年保証 希望販売価格 ~~¥105,600~~ → **6台限り ¥74,800** キャンペーン中の参考価格

■ 構成：本体、電源ケーブル、ローター (GRF-m2.0-12)、0.2mlチューブ用アダプター×12、マニュアル、保証書



ベスト

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器

在庫限り!
特別価格

低速遠心管
406

GYROZEN®

MAX
2,075_{xg}



- ◆ 15mlチューブ×6本専用低速小型遠心機です。
- ◆ 15ml チューブ用ステンレススリーブ 6 本を含んだローター付
- ◆ プログラムは 10 件までメモリー可能
- ◆ 必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ

最大回転数/ 遠心力	アングルローター	4,000rpm/2,075xg
	スウィングローター	—
最大収容本数	アングルローター	15ml×6本
	スウィングローター	—
タイマー	パルス・≤100分・連続運転	
ノイズ	≤ 52dB	
Acc/Dec	≤ 20秒/≤ 20秒	
プログラム	10	
バランス認識機構	有	
セーフティードアロック	有	
終了時自動開蓋	有	
蓋転倒防止	有	
電力	140VA	
サイズ (W×D×H)	296×412×206mm	
重量 (ローターなし)	17.5Kg	
CEマーク	有	



カタログ No.

GZ-0406-110BMR **1年保証** 希望販売価格 **¥207,800** → **1台限り** **¥122,000** キャンペーン中の参考価格

- 構成：本体、ローター (GRA-15-6A)、スチールスリーブ (GLB-15A-FA) ×6、マニュアル、保証書

在庫限り!
特別価格

低速遠心管
416

GYROZEN®

MAX
2,075_{xg}



ご希望のローターをお選び下さい

- ◆ 用途に応じてローターを選択できる低速小型遠心機
- ◆ ユニークなエアフローシステム付で作動音も静か
- ◆ BioSealBuckets (別売) はしっかり閉まるのでコンタミネーションの防止可能
※ローターについてはお問い合わせ下さい (ローターは別売)。
- ◆ プログラムは 10 件までメモリー可能
- ◆ 必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ

最大回転数/ 遠心力	アングルローター	4,000rpm/2,700xg
	スウィングローター	4,000rpm/2,826xg
最大収容本数	アングルローター	15ml×16本
	スウィングローター	100ml×4本
タイマー	パルス・<100分・連続運転	
ノイズ	≤ 52dB	
Acc / Dec	≤ 20秒 / ≤ 20秒	
プログラム	10	
バランス認識機構	有	
セーフティードアロック	有	
終了時自動開蓋	有	
蓋転倒防止	有	
電力	340VA	
サイズ (W×D×H)	375×480×260mm	
重量 (ローターなし)	19.5Kg	
CEマーク	有	



カタログ No.

GZ-0416-110BM **1年保証** 希望販売価格 **¥246,800** → **1台限り** **¥182,000** キャンペーン中の参考価格

- 構成：416本体、ローターロックングツール、グリース、エマージェンシーオープンツール、電源ケーブル、マニュアル、保証書
- ※ローターは含まれていません。

ピ
ット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器

**在庫
限り!**
販売終了

小型遠心機

1524

GYROZEN®

MAX
21,206 xg



- ◆ 1.5mlマイクロチューブ用高性能小型遠心機
 - ◆ スタANDARDセットには本体、1.5/2.0mlチューブ×24本用ローター (GRF-m2.0-24) 付
 - ◆ プログラムは100件までメモリー可能
 - ◆ 必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ
 - ◆ 独特なエアフローシステム (特許済)
 - ◆ 8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター有 (別売)
- ※その他のローターについてはお問い合わせ下さい。

最大回転数/遠心力	15,000rpm/21,206xg
最大収容本数	2.0mlチューブ×24本
設定温度	-
タイマー	パルス・≤100分・連続運転
Time at Set Speed	有
ノイズ	≤ 60dB
Acc/Dec (ステップ)	9/10ステップ
プログラム	100
ローターの認識機構	-
バランス認識機構	有
セーフティロック機能	有
終了時自動開蓋	有
アラーム音量可変機能	有
電動式蓋の閉鎖	-
電力	440VA
サイズ (W×D×H)	249×368×240mm
重量 (ローターなし)	18Kg
CEマーク	有

カタログ No.

GZ-1524-110BMR

1年保証

希望販売価格

¥240,400

→ 3台限り

キャンペーン中の参考価格

¥162,000

■ 構成：本体、電源ケーブル、ローター (GRF-m2.0-24)、マニュアル、保証書

ピ
ス
トチ
ツ
ブグ
ロ
ー
ブ
・
マ
ス
クチ
ュ
ー
ブ
・
ラ
ックこ
ん
な
商
品
も
あ
り
ま
す
!機
器

在庫限り!
特別価格

小型遠心機

1536

GYROZEN®

MAX
21,206 xg



- ◆ 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2mlチューブ用小型遠心機
 - ◆ スタンダードセットには本体、2.0mlチューブ×24本用ローター（GRE-m2.0-24）付
 - ◆ プログラムは100件までメモリー可能
 - ◆ スピード設定機能
 - ◆ 密閉型バイオシールローター
- ※その他のローターについてはお問い合わせ下さい。

最大回転数/遠心力	15,000rpm/21,206xg
最大収容本数	2.0mlチューブ×36本（GRE-m2.0-36使用時）
設定温度	-
タイマー	パルス・≤99分・連続運転
Time at Set Speed	有
ノイズ	≤ 60dB
Acc/Dec（ステップ）	9/10ステップ
プログラム	100
ローターの認識機構	-
バランス認識機構	有
セーフティロック機能	有
終了時自動開蓋	有
アラーム音量可変機能	有
電動式蓋の閉鎖	有
電力	450VA
サイズ（W×D×H）	240×378×240mm
重量（ローターなし）	11.9Kg
CEマーク	有

カタログ No.

GZ-1536-110BMR 1年保証 希望販売価格 ¥341,100 → 1台限り **¥242,000** キャンペーン中の参考価格

■ 構成：1536本体、ローター（GRE-m2.0-24）、ローターロックングツール、グリース、電源ケーブル、マニュアル、保証書

在庫限り!
特別価格

シェーカー

ミディアムシェーカー

N-BIOTEK

- ◆ 病理診療所、細胞/微生物培養および広範囲な組織切片の封入実験に
- ◆ プレート式ブラシレス DC モーターにより低騒音、低振動、メンテナンスフリー
- ◆ AI システムにより正確な速度を維持し、MICOM により調整時間をコントロール
- ◆ 温度、速度、時間、停電状態は LED ランプで表示
- ◆ 回転速度：～400rpm（最大）、振とう幅：30mm
- ◆ 使用温度条件：4℃～60℃
- ◆ 別売のプラットフォームは簡単に交換できます。



動作/振とう幅	オービタル/ 30mm
設定速度範囲	30～300rpm
速度精度	±1rpm
速度幅	1rpm
設定時間範囲	1分～47時間59分もしくは連続運転
設定時間精度	±1%
設定時間幅	1分
プラットフォームサイズ	465×455mm ラバーパッド付
外寸（W×D×H）	465×540×125mm
重量	29Kg
電源	110/220V、50/60Hz、20W

カタログ No.

NB101M 1年保証 希望販売価格 ¥287,000 → 1台限り **¥165,000** キャンペーン中の参考価格

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ピ
ット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器

**在庫
限り!**
特別価格

シェーカー

コンビネーションシェーカー / マルチシェーカー

N-BIOTEK



NB101MC



NB101MT

【NB101MC】

- ◆ 1台で2つのプラットフォームが別々にオービタルと往復振とうが可能
- ◆ 両方のプラットフォームを1つのプラットフォームのように組み合わせ、オービタルとして動作させることも可能
- ◆ プレート式ブラシレス DC モーターにより低騒音、低振動、メンテナンスフリー
- ◆ AIシステムにより正確な速度を維持し、MICOMにより調整時間をコントロール
- ◆ 温度、速度、時間、停電状態は LED ランプで表示
- ◆ 回転速度：～400rpm (最大)、振とう幅：30mm
- ◆ 使用温度条件：4℃～60℃
- ◆ 別売のプラットフォームは簡単に交換できます。

【NB101MT】

- ◆ 2つの振とう：オービタルもしくは往復振とうのどちらかを選択できます。
- ◆ 試薬の混合、振盪培養、細胞培養に
- ◆ プレート式ブラシレス DC モーターにより低騒音、低振動、メンテナンスフリー
- ◆ AIシステムにより正確な速度を維持し、MICOMにより調整時間をコントロール
- ◆ 温度、速度、時間、停電状態は LED ランプで表示
- ◆ 回転速度：～400rpm (最大)、振とう幅：30mm
- ◆ 使用温度条件：4℃～60℃
- ◆ 別売のプラットフォームは簡単に交換できます。

カタログNo.	NB101MT	NB101MC
動作	オービタルもしくは往復振とう	オービタルもしくは往復振とう
振とう幅	30mm	
設定速度範囲	30～300rpm	
速度精度	±1rpm	
速度幅	1rpm	
設定時間範囲	1分～47時間59分もしくは連続運転	
設定時間精度	±1%	
設定時間幅	1分	
プラットフォームサイズ	465×455mm ラバーパッド付	220×455mm×2
外寸 (W×D×H)	465×540×145mm	465×540×195mm
重量	35Kg	38Kg
電源	110～220V、50/60Hz、30W	

カタログ No.

NB101MC

1年保証

希望販売価格

¥423,000

→ 2台限り

キャンペーン中の参考価格

¥238,000

NB101MT

1年保証

¥347,000

→ 1台限り

¥198,000

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ベスト

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります！

機器

在庫限り!
特別価格

シェーカー
ミニシェーカー

N-BIOTEK

ピペット

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります!

機器



- ◆ 水平に円環状で旋回する振とう機
 - ◆ 低騒音及び低振動、正確な速度と時間を維持するシステムを採用
 - ◆ 振盪幅が 25mm と大きく、300rpm まで動作することが可能
 - ◆ プラットフォームを変更することで様々なサイズの容器で使用できます（プラットフォームについてはお問い合わせください）。
- ※プラットフォームは別売

動作/振とう幅	オービタル/ 22mm
設定速度範囲	30 ~ 300rpm
設定幅	1rpm
設定時間範囲	1分 ~ 47時間59分もしくは連続運転
設定時間精度	±1%
設定時間幅	1分
温度制御方式	マイクロプロセッサデジタル
ディスプレイ	LED
使用温度条件	4℃ ~ 60℃
プラットフォームサイズ	300×330mm シリコンラバーパッド付
外寸 (W×D×H)	305×350×75mm
重量	5Kg
電源	110/220V、50/60Hz、15W

カタログ No. **NB101S** 1年保証 希望販売価格 ~~¥220,000~~ → 1台限り **¥125,000** キャンペーン中の参考価格

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

在庫限り!
特別価格

インキュベーター
インキュベーター

N-BIOTEK



- ◆ AI システム (NB-TAC SYS) によって温度均一性が正確に維持
- ◆ マイクロプロセッサ制御
マイクロプロセッサコントローラの使用で、温度精度と再現性が優れています。
- ◆ 過熱を防止するために装備された安全スイッチ
- ◆ 内側がガラス扉になっているので、ドアを開けずに観察できます。
- ◆ チャンバー：材質 ステンレス、容量 42L
- ◆ プラットフォーム：材質 ステンレス、2 枚付属

温度範囲	+5℃ ~ 60℃
温度精度	±0.3℃、37℃の場合
温度設定幅	0.1℃
冷却機能	無
温度制御方式	マイクロプロセッサデジタルPID
ディスプレイ	LEDディスプレイ
チャンバーサイズ (W×D×H)	320×350×370mm
外寸 (W×D×H)	408×482×550mm
重量	30Kg
電源	110 ~ 220V、50/60Hz、350W

カタログ No. **NB201** 1年保証 希望販売価格 ~~¥346,000~~ → 1台限り **¥218,000** キャンペーン中の参考価格

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

インキュベーター

ハイブリダイゼーションインキュベーター (ロッカー付)

N-BIOTEK



- ◆ 安定かつ安全なハイブリダイゼーションにより、非常に効率的な結果が得られます。
- ◆ マイクロプロセッサコントローラの使用で、優れた温度精度と再現性
- ◆ 安定した旋回により安定した動作と低騒音を維持
- ◆ 外側がガラス扉になっているので、扉を開けずに観察
- ◆ 過熱を防止するために装備された安全スイッチ
- ◆ ボトルラックは、非常に簡単にボトルホルダーに交換できます。
- ◆ ローテーターとロッカーの同時使用
サンプルを同時に旋回および揺らすことができます。ロッカーは写真のようにインキュベーター内に設置可能です。

温度範囲	+5℃～80℃
温度精度	±0.3℃、37℃の場合
温度安全性	過熱防止スイッチ
温度制御方式	マイクロプロセッサデジタルPID
ディスプレイ	LEDディスプレイ
スピード幅	2～35rpm
ラック容量	φ40×200mm×8、φ40×120mm×8
ロッカープラットフォームサイズ	300×250mm
チャンバーサイズ (W×D×H)	320×350×370mm
外寸 (W×D×H)	415×465×540mm
重量	30Kg
電源	110～220V、50/60Hz、400W

カタログ No.

NB202R

1年保証

希望販売価格

¥569,000

→ 1台限り

キャンペーン中の参考価格

¥368,000

■ 構成：本体、ロッカーユニット、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

インキュベーター

シェーキングインキュベーター (冷却機能付)

N-BIOTEK



本体のみ

- ◆ 冷却機能付タイプ
 - ◆ 正確な温度制御で発酵触媒・微生物 / 植物培養などに最適
 - ◆ 自動停止機能※
 - ◆ 透明なアクリルの蓋は、中の様子を確認可能
 - ◆ 低騒音および低振動
 - ◆ 様々な付属品 (100ml～500ml、スプリング製のラックおよびマイクロプレートラック) を配置することができ、容易に交換可能
- ※カバーが開いているときは、自動的に安全性と利便性のため停止します。

設定温度範囲	室温-12℃～60℃ (最低設定温度：4℃)
温度分布精度	±1.0℃ at 37℃
温度設定幅	0.1℃
温度制御方式	Microprocessor Digital PID
設定回転速度	30～300rpm
回転精度	±1rpm
設定時間範囲	1分～47時間59分
設定時間精度	±1%
振とう幅	22mm
プラットフォームサイズ (W×D)	450×450mm
サイズ (W×D×H)	510×600×410mm
重量	78kg
電源	110V/220V、50/60Hz

カタログ No.

NB-205LF

1年保証

希望販売価格

¥844,000

→ 1台限り

キャンペーン中の参考価格

¥398,000

■ 構成：本体、ロッカーユニット、電源ケーブル、マニュアル、保証書

BMBioサーマルサイクラー

BMBio
ST (Standard & Stable)

Ocean 2D <グラジェント付>

優れた2D機能

- 変性とアニーリングの温度の同時設定により、実験時間を大幅に短縮
- 96パターン of 温度の組み合わせからデータを取得。実験の成功に最適な設定を選択可能


最大8℃/sの加熱・冷却速度 (もしくはランピング速度)

- 貴重な時間を無駄にしません。

オペレーションシステムは Androidベース

- 10.1インチの大画面タッチスクリーン
- メニュー画面の見やすさ、シンプルで使いやすいユーザーインターフェース

- ◆ 優れた耐久性のペルチェヒーティングユニットを搭載
- ◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック (腐食防止処理済) を使用
- ◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- ◆ 本体前後の通気口により、横に並べた使用が可能
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- ◆ 必要に応じて9個のショートカットキーを自由に設定
- ◆ ワンクリック・インキュベーション機能を搭載。変性、酵素処理、ELISAに対応
- ◆ リッドの温度とホット・リッド・モードは各実験のニーズに合わせた設定が可能
- ◆ USBドライブを搭載し、データ移動、マウス使用も可能
- ◆ 電源が断たれてしまった場合でも回復後にプログラムを中止されたところから自動的に再開



2Dグラジェント

カタログ No.

希望販売価格

BMSHBG0002

3年保証

¥911,000

キャンペーン対象外

■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×96本
温度設定範囲	0℃～105℃
最大温度上昇速度/下降速度	8℃/秒、6℃/秒
速度調節	0.1-8℃
温度均一性	<±0.2℃
温度コントロール精度	<±0.1℃
グラジェント精度	±0.2℃
グラジェント設定範囲	30℃～105℃
グラジェント幅	ヨコ：1-30℃ タテ：1-24℃
ホットリッド温度範囲	30-115℃
プログラム容量	20000 + (USB FLASH)
最大ステップ数	40
最大サイクル数	100

継続時間	1秒～18時間
時間インクリメント/デクリメント	1秒～600秒
温度インクリメント/デクリメント	0.1℃～10.0℃
インキュベーション機能	あり
自動データ保護機能	あり
一時停止機能	あり
ディスプレイ	10.1インチ、1024x600ピクセル、TFTカラータッチスクリーン
インターフェース	USB2.0、WIFI
サイズ (W×D×H)	270×385×255mm
重量	17.0kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
消費電力	1200W

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2021年7月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081

アシスト

チップ

グローブ・マスク

チューブ・ラック

こんな商品もあります！

機器