



2100-Retriever




- ◆ 圧力鍋の原理で抗原の賦活化が容易
- ◆ 6個のチャンバーが装着可能
 - ・ 最大108枚のスライドを同時処理
 - ・ 6種類の異なるバッファーを同時に使用可能
- ◆ 形態の保存も良好
- ◆ 2時間半で作業完了（加熱20分、冷却2時間以上）



未処理



マイクロウェーブ使用



2100-Retriever 使用



2100-Retriever



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
R2100	2100-Retriever (スライドチャンバー 3個付) 	1式	¥480,000
R21001	スライドチャンバー	3個 (3個×1パック)	¥35,000

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2022年8月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。