

BMBio サーマルサイクラー ダブル




Android OS システム、カラー静電容量式タッチスクリーン、独立したデュアルブロック、内蔵 Wifi モジュール、モバイルアプリおよびソフトウェア制御機能、大容量ストレージ、メールアラート機能等、様々なテクノロジーを組み合わせています。

上記のそれぞれの機能により、PCR の優れたパフォーマンスが実行され、高度な実験ニーズにお応えします。

特徴

1. 8 つの長寿命ペルチェユニットが 4 つのサーキット回路を形成し、4 種類の温度ゾーンを制御する事でダブルブロックグラジェント機能を実現
2. 強化アルミニウムモジュールが高い熱伝導性を維持し、耐食性も備えています
3. 2 つのブロックが独立して動作する為、異なるプログラムを同時に実行可能
4. プログラム実行中、プログラム名及び残り時間が表示可能
5. 10,000 通りのプログラムが保存可能
6. 停電からの自動復帰機能付
7. プログラム終了後にステップ毎の GLP レポートが出力され、実験分析のデータサポートを提供
8. ユーザーログイン管理機能有
9. プログラム終了時に e メールで報告機能有

カタログ No.	BMSHBG0006
対応容器	0.2ml チューブ ×48 本 ×2
温度設定範囲	0-100℃
温度上昇速度	5℃/ 秒
温度下降速度	4℃/ 秒
温度均一性	≤±0.2℃
温度精度	≤±0.1℃
ディスプレイ解像度	0.1℃
温度制御モード	Block モード /Tube モード
ランピングレート	0.1-5℃
グラジエント均一性	≤±0.2℃
グラジエント精度	≤±0.2℃
グラジエント設定範囲	30-100℃
グラジエント幅	1-30℃
ホットリッド温度範囲	30-110℃
ホットリッド固定方式	ステップレス
プログラム容量	10000 +(USB FLASH)
最大ステップ数	30
最大サイクル数	100
時間インクリメント / デクリメント	1 秒～ 600 秒
温度インクリメント / デクリメント	0.1-10.0℃
一時停止機能	有
データ自動保護機能	有
4℃固定機能	Forever
タッチダウン機能	有
ロング PCR 機能	有
言語	English
モバイルアプリ	Android
ディスプレイ	8 インチ、 800×600pels
サイズ (WxDxH)	270×390×255mm
重量	9kg
電源	85-264VAC、 47-63Hz、 600W
希望販売価格	 ¥ 798,000

構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2024 年 4 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店