

高品質をリーズナブルな価格で!

# Chanshow® ノーマルチップ

- 高い透明度
- ユニバーサルフィット
- DNase/RNase/DNA/PCR inhibitor/Pyrogen フリー

## ノンフィルターチップ (詰め替え)

**10 μL** 10 μL ロングタイプ 原寸大



カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱
16.106.0101 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">滅菌済</span> <span style="background-color: #E0E0E0; padding: 2px;">詰め替え</span>	960 本 (96 本 × 10 プレート)	¥3,600	960 本 × 10
29.001.0012 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">未滅菌</span> <span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">空ラック</span>	10 個 (10 個 × 1 パック)	¥2,200	10 個 × 5

オートクレーブ可能  
全長：39.2mm  
目盛：2μL



専用空ラック (別売)

**200 μL** 200 μL ロングタイプ 原寸大



カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱
16.106.0106 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">滅菌済</span> <span style="background-color: #E0E0E0; padding: 2px;">詰め替え</span>	960 本 (96 本 × 10 プレート)	¥3,600	960 本 × 10
29.001.0013 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">未滅菌</span> <span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">空ラック</span>	10 個 (10 個 × 1 パック)	¥2,200	10 個 × 5

オートクレーブ可能  
全長：59.3mm  
目盛：20, 50μL



専用空ラック (別売)

**1000 μL** 1000 μL ロングタイプ 原寸大



カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱
16.106.0109 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">滅菌済</span> <span style="background-color: #E0E0E0; padding: 2px;">詰め替え</span>	384 本 (96 本 × 4 プレート)	¥1,500	384 本 × 20
29.001.0014 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">未滅菌</span> <span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">空ラック</span>	10 個 (10 個 × 1 パック)	¥2,600	10 個 × 5

オートクレーブ可能  
全長：101.8mm  
目盛：200, 500, 1000μL



専用空ラック (別売)

## フィルターチップ（ラック入り）



カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱
16.101.2101	<span style="background-color: #e0f0e0;">ラック</span> 960 本 (96 本 × 10 ラック)	¥11,900	960 本 × 5

オートクレーブ不可  
全長：39.2mm  
目盛：2µL



カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱
16.101.2102	<span style="background-color: #e0f0e0;">ラック</span> 960 本 (96 本 × 10 ラック)	¥11,900	960 本 × 5

オートクレーブ不可  
全長：59.3mm  
目盛：20µL



カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱
16.101.2105	<span style="background-color: #e0f0e0;">ラック</span> 960 本 (96 本 × 10 ラック)	¥11,900	960 本 × 5

オートクレーブ不可  
全長：59.3mm  
目盛：20, 50µL



カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱
16.101.2106	<span style="background-color: #e0f0e0;">ラック</span> 960 本 (96 本 × 10 ラック)	¥11,900	960 本 × 5

オートクレーブ不可  
全長：59.3mm  
目盛：20, 50µL



カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱
16.101.2109	<span style="background-color: #e0f0e0;">ラック</span> 960 本 (96 本 × 10 ラック)	¥11,900	960 本 × 5

オートクレーブ不可  
全長：101.8mm  
目盛：200, 500, 1000µL



### ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。  
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2025年4月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。  
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店