

ACCUMAX LFチップ (LTSタイプ)

- ◆ LTS タイプのピペットに適合
- ◆ 低吸着仕様
- ◆ DNase, RNase, PCR インヒビター、エンドトキシン、パイロジェンフリー
- ◆ 滅菌済み



カタログ No.		品名	入数	希望販売価格
ALF-20-S-L-R		LFスタンダードチップ	-20μL ラック LTSタイプ 960本 (96本×10)	¥10,700
ALF-20-S-L-K		LFスタンダードチップ	-20μL 詰め替え LTSタイプ 960本 (96本×10)	¥8,500
ALF-20-S-L-F-R		LFフィルターチップ	-20μL ラック LTSタイプ 960本 (96本×10)	¥17,300
ALF-200-S-L-R		LFスタンダードチップ	-200μL ラック LTSタイプ 960本 (96本×10)	¥10,700
ALF-200-S-L-K		LFスタンダードチップ	-200μL 詰め替え LTSタイプ 960本 (96本×10)	¥8,500
ALF-200-S-L-F-R		LFフィルターチップ	-200μL ラック LTSタイプ 960本 (96本×10)	¥17,300
ALF-1000-S-L-R		LFスタンダードチップ	-1000μL ラック LTSタイプ 576本 (96本×6)	¥8,000
ALF-1000-S-L-K		LFスタンダードチップ	-1000μL 詰め替え LTSタイプ 576本 (96本×6)	¥6,800
ALF-1000-S-L-F-R		LFフィルターチップ	-1000μL ラック LTSタイプ 576本 (96本×6)	¥12,400

NEUATION 小型卓上遠心機 iFuge D08

- ◆ コンパクトサイズながら最大 50mL 遠心管に対応
- ◆ ブラシレスモーター採用で長寿命・メンテナンスフリー
- ◆ RPM/RCF いずれの設定も可能

カタログ No.	希望販売価格
D08-1111	¥110,000
本数	50mL×4または15mL×8
対応チューブ容量	2/5/7/10/15/50mL
回転数設定範囲	500-4500RPM
最大RCF	2109g
加速/減速時間	35±5秒
タイマー設定範囲	1-99分/連続
電源	100-220V 60/50Hz 3A
サイズ (W×D×H)	265×300×161mm
重量	4kg

構成：本体、電源コード、テストチューブ用アダプター（4種類、各8個）、マニュアル、保証書

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は 2025 年 11 月 1 日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL：03-6666-5903／FAX：03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL：03-6666-5902／FAX：03-5677-4081



NEUATION

ACCUMAX 電動ピペット

ACCUMAX

5種類の機能を直観的に設定可能

ピペッティング ミキシング リバースピペッティング

希釈 連続分注

ヘッドは360°回転

チップを挿入しやすいコーン設計

マグネチックピストンの採用によりチャンネル間のばらつきを低減

ISO17025 認定機関での ISO8655-6 校正済み

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
AE-10		0.5-10μL	¥69,000
AE-100		5-100μL	¥69,000
AE-200	1	10-200μL	¥69,000
AE-1000		50-1000μL	¥69,000
AE-5000		250-5000μL	¥69,000

構成：本体、マニュアル、保証書

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
AE-8-10		0.5-10μL	¥87,300
AE-8-20		2-20μL	¥87,300
AE-8-100	8	5-100μL	¥87,300
AE-8-200		10-200μL	¥87,300
AE-8-300		15-300μL	¥87,300
AE-12-10		0.5-10μL	¥98,200
AE-12-20		2-20μL	¥98,200
AE-12-100	12	5-100μL	¥98,200
AE-12-200		10-200μL	¥98,200
AE-12-300		15-300μL	¥98,200

ACCUMAX Fab/Fab-LFピペット



1年保証

Fab（ユニバーサルタイプ）

Fab-LF（LTSタイプ）

- ◆ 独自のマグネットアシストメカニズムの採用でより軽いピPETTINGが可能
- ◆ ボリュームロック機能装備
- ◆ フルオートクレーパブル
- ◆ マルチチャンネルピPETのヘッドは 360°回転可能
- ◆ LTS タイプはコーンを円筒状にすることで、より少ない力でチップの装着が可能

FabピPET

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
AFV-10	1	0.5-10μL	¥ 21,600
AFV-20		2-20μL	¥ 21,600
AFV-100		10-100μL	¥ 21,600
AFV-200		20-200μL	¥ 21,600
AFV-300		30-300μL	¥ 21,600
AFV-1000		100-1000μL	¥ 21,600
AFV-5000	8	500-5000μL	¥ 21,600
AFV-10000		1000-10000μL	¥ 21,600
AFM8-010		0.5-10μL	¥ 58,800
AFM8-050		5-50μL	¥ 58,800
AFM8-200		20-200μL	¥ 58,800
AFM8-300		30-300μL	¥ 58,800
AFM8-1200		120-1200μL	¥ 58,800

Fab-LFピPET

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
ALFV-10	1	0.5-10μL	¥ 23,500
ALFV-20		2-20μL	¥ 23,500
ALFV-100		10-100μL	¥ 23,500
ALFV-200		20-200μL	¥ 23,500
ALFV-1000		100-1000μL	¥ 23,500
ALFV-5000		500-5000μL	¥ 23,500
ALFV-10000	8	1000-10000μL	¥ 23,500
ALFM8-010		0.5-10μL	¥ 67,800
ALFM8-050		5-50μL	¥ 67,800
ALFM8-200		20-200μL	¥ 67,800
ALFM8-300		30-300μL	¥ 67,800

構成：本体、マニュアル、保証書

ACCUMAX マイクロピPET用スタンド



SA-200 AccuMAX電動ピPET用アクリルスタンド



AE-CS-01
AccuMAX電動ピPET用
充電スタンド



AE-S-01
AccuMAX電動ピPET用
アクリルスタンド

- ◆ 実験台の整理整頓に
- ◆ さまざまなタイプのスタンドをご用意



FS-1
AccuMAXマニュアルピPET用
カールセルスタンド

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
AE-CS-01	AccuMAX電動ピPET用充電スタンド	1個（1個x1/パック）	¥9,700
AE-S-01	AccuMAX電動ピPET用アクリルスタンド 1本立	1個（1個x1/パック）	¥4,300
SA-200	AccuMAX電動ピPET用アクリルスタンド 6本立	1個（1個x1/パック）	¥5,100
FS-1	AccuMAXマニュアルピPET用カールセルスタンド 6本立	1個（1個x1/パック）	¥9,700