

# フローチューブ & ストレーナーキャップ



## フローチューブ (キャップなし) / FACSチューブ

5mL(12x75mm)培養チューブおよびFACSチューブです。  
Strainer Capシリーズ(Cat# T9009/T9009-20/T9009-70/T9009-100)のチューブです。

### 【特徴】

- ◆ 電子滅菌済(SAL10<sup>-6</sup>)
- ◆ オートクレーブ不可



## ストレーナーキャップ フローチューブ / FACSチューブ用

5mL(12x75mm)培養チューブおよびFACSチューブで使用する為の4種のポアサイズの異なるCell Strainerを提供します。

12x75mm培養チューブ、FACSチューブとの互換性が確認されている為、FACS用サンプルの事前選別や前処理に有用です。

通常、FACS用には35μmのメッシュが使用されますが、20μmの様なより細かいポアサイズもシリーズ化されており、高速フロー用の大きなポアサイズ(70μm、100μm)の製品もございます。

### 【特徴】

- ◆ ポアサイズは20μm、35μm、70μm、100μmの4種
- ◆ ポアサイズによるカラーリング
- ◆ 電子滅菌済(SAL10<sup>-6</sup>)
- ◆ オートクレーブ不可



カタログ No.		容量	サイズ	包装	希望販売価格
<b>フローチューブ (キャップなし) / FACSチューブ</b>					
T9014		5mL	12x75mm	1000本(250本x4トレイ)	¥32,000
T9020		5mL	12x75mm	4000本(1000本x1パック)	¥69,000
カタログ No.		ポアサイズ	カラー	包装	希望販売価格
<b>ストレーナーキャップ</b>					
T9009-20		20μm	赤	500個(25個x20パック)	¥49,000
T9009		35μm	緑	500個(25個x20パック)	¥49,000
T9009-70		70μm	白	500個(25個x20パック)	¥49,000
T9009-100		100μm	黄	500個(25個x20パック)	¥49,000

# セルストレーナー & セルストレーナーアダプター



## SureStrain™ Premium Cell Strainers

SureStrain™ Premium Cell Strainers システムはフローサイトメトリーの前準備として細胞をクラスター、組織から分離、ろ過する為の高速かつユーザーフレンドリーなソリューションです。

ポリプロピレンフレームは 3 種類のカラーリングされた異なるポアサイズのナイロンメッシュをサポートします。

本設計による「エアロック」効果を排除する事で優れたパフォーマンスと処理時間を実現します。

エアレーションの改善により、ろ液がナイロンメッシュを通過してチューブに入る際に空気を逃がして、こぼれを防ぎます。

### 【特徴】

- ◆ 高度な設計により、より早い処理速度を提供します。
- ◆ 6 ウェルプレートに対応
- ◆ 連結、積み重ね可能
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen, Cytotoxin フリー
- ◆ 材質：P.P (フレーム)、ナイロン (メンブレン)

カタログ No.	ポアサイズ	カラー	包装	希望販売価格		
<b>セルストレーナー</b>						
C4040	セルストレーナー アダプター1個付き	個装 滅菌済	40µm	青	50個(1個個装x50パック)	¥31,000
C4070	セルストレーナー アダプター1個付き	個装 滅菌済	70µm	白	50個(1個個装x50パック)	¥31,000
C4100	セルストレーナー アダプター1個付き	個装 滅菌済	100µm	黄	50個(1個個装x50パック)	¥31,000
<b>アダプター</b>						
C4015	15mL, 17x100mm, 12x75mm, 5mLコニカルチューブ用アダプター	個装 滅菌済			25個(1個個装x25パック)	¥13,000

### ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2025 年 8 月 1 日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店