


2026 プレートシールカタログ

プレートシールセレクションガイド

商品名	カタログ No.		掲載ページ	温度耐性 (°C)	接着タイプ		
	未滅菌	滅菌			粘着	圧着	熱溶着
フィルムシール							
SureSeal	BMF-100-SEAL-PLT	BMF-STR-SEAL-PLT	4	-40~120	✓		
SureSeal GP	BMEEXC0006	BMEEXC0008	5	-40~120	✓		
SureSeal Single Strips	BMEEXC0005		5	-40~120	✓		
SureSeal Strips	BMF-SP-2 × 8-50	BMF-SPS-2 × 8-50	5	-40~120	✓		
96WS	96WS		5	5~50	✓		
SureSeal LC	BMEEXC0015		6	-40~120	✓		
SureSeal ST	BMPCR-SP	BMPCR-SPS	6	-40~104	✓		
SureSeal PE Pierceable	BMF-EZP-100	BMF-EZPS-25	6	-40~90	✓		
SureSeal Thermal	BMF-100-THER-PLT	BMF-STR-THER-PLT	6	-40~120	✓		
SureSeal Thermal Single Strips	BMEEXC0017		7	-20~120	✓		
SureSeal TS	BMPCR-TS		7	-40~104	✓		
SureSeal Thermal MAX	BMF-TS2-100		7	-40~120	✓		
SureSeal Thermal II	BMF-TSA-100		7	-40~120	✓		
SureSeal Tough	BMEEXC0021		8	-20~120	✓		
	BMEEXC0020						
MB-PSM	MB-PSM		8	-40~120	✓		
SecureSeal	T329-1		8	-70~100	✓		
SureSeal Thermal qPCR	BMF-TS-RT2-100		9	-40~120	✓		
SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt	BMF-TS-RT2RR-100		9	-40~120	✓		
MB-BQSM	MB-BQSM		9	-40~120	✓		
AMS-1001	AMS-1001		9	-20~120	✓		
Clear Zone	BMF-ZAF-PE-50		10	-40~90	✓		
	BMF-ZAF-384-50						
MultiPierce	BMF-XP-100	BMF-XPS-25	10	-40~90	✓		
SureSeal Breathable	BMF-B-100	BMF-BS-25	11	-20~80	✓		
SureSeal RA Breathable	BMBF-400		11	-20~80	✓		
SureSeal White	BMF-WT-50		11	-40~80	✓		
SureSeal Thermal qPCR II	BMF-TSS-RTQ-100	BMF-TSS-RTQS-50	12	-70~100		✓	
MB-QSM	MB-QSM		12	-40~120		✓	
SureSeal qPCR	BMUC-500		12	-40~104		✓	
SureSeal Thermal qPCR	BMEEXC0016		12	-80~105		✓	
アルミシール							
SureSeal AL	BMEEXC0002	BMEEXC0004	13	-20~120	✓		
SureSeal AL Thermal Single Strips	BMEEXC0001		13	-20~120	✓		
MB-ASM	MB-ASM		13	-80~120	✓		
SureSeal AL Pierceable	BMPCR-AS-200		13	-80~104	✓		
SureSeal AL MAX	BMF-AF-100	BMF-AFS-25	14	-80~120	✓		
SureSeal AL Cryo	BMF-FC-100	BMF-FCS-25	14	-80~120	✓		
SureSeal AL Tough	BMEEXC0019		14	-80~120	✓		
	BMEEXC0018						
SureSeal AL LS	BMPCR-AS-600		14	-80~104	✓		
Ultraseal™ Peel Seal DMSO Foil	SF05078LS		15	-20~120			✓
Ultraseal™ Pierce Seal Foil	SF06078LS		15	-20~120			✓
Ultraseal™ Pierce Seal Foil PS	SF07078LS		15	-20~110			✓
Ultraseal™ Therm Seal Foil	SF08078LS		15	-20~110			✓



汎用粘着フィルムシール（インキュベーション、サンプルの短期保存、ELISA）



SureSeal Roll

- ◆ サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ELISA用、短期間保存に適しています。
- ◆ eliminates edge effects
- ◆ 100枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード：グリーン

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・ロールタイプ
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリエステル



ELISA
インキュベーション
保存


粘着タイプ
ロール

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-SM-KIT-SP	未滅菌 SureSeal Starter kit	1式 (2巻, 1ディスペンサー)	¥34,100
BMF-RSMSP-2	未滅菌 SureSeal Rolls	2巻 (2巻×1パック)	¥31,600

SureSeal

- ◆ eliminates edge effects
- ◆ サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ELISA用、短期間保存に適しています。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・寸法 (W×D) : 79.4×146.1mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリエステル



ELISA
インキュベーション
保存

粘着タイプ
シート

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-100-SEAL-PLT	未滅菌 SureSeal	100枚 (100枚×1パック)	¥13,800
BMF-STR-SEAL-PLT	滅菌 SureSeal	100枚 (100枚×1パック)	¥18,800

SureSeal GP

- ◆ 強い粘着力でサンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ポリプロピレンプレートでの短期間のサンプル保存、インキュベーション、ELISA等一般的な用途に適しています。
- ◆ より柔軟なポリプロピレン製フィルムによりはがしたときのエアロゾルを低減します。
- ◆ 特別な配合の接着剤によりプレートへの残存を最小限にします。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・DNase, RNase Free
- ・寸法 (W×D) : 79.4×146.1mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリプロピレン

ELISA

インキュベーション

保存



シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0006	SureSeal GP	100枚 (100枚×1パック)	¥13,800
BMEEXC0008		100枚 (100枚×1パック)	¥18,800

SureSeal Single Strips

- ◆ プレートの一部の列をシールするのに適しています。
- ◆ チップなどで一度貫通させたウェルをシールするのに適しています。
- ◆ より柔軟なポリプロピレン製フィルムによりはがしたときのエアロゾルを低減します。
- ◆ 8ストリップが1枚になっているので使いやすい。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・DNase, RNase Free
- ・寸法 (W×D) : 102.9×9.5mm (1ストリップ)
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリプロピレン

ELISA

インキュベーション

保存



シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0005	SureSeal Single Strips	400枚 (8枚×50パック)	¥9,100

SureSeal Strips


- ◆ サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ELISA用8ウェル、2列ごとにシーリングができます。
- ◆ 短期間の保存に適しています。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・寸法 (W×D) : 102.9×19.0mm (1ストリップ)
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリエステル

ELISA

インキュベーション

保存



シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-SP-2×8-50	SureSeal Strips	200枚 (200枚×1パック)	¥13,300
BMF-SPS-2×8-50		200枚 (200枚×1パック)	¥14,900

シーリングフィルム

- ◆ 短期保存や搬送用に最適です。
- ◆ インキュベーション・ELISA用としてもご使用頂けます。

- ・温度耐性：5℃~50℃
- ・寸法 (W×D) : 79.4×145.5mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：PET

保存



シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
96WS	シーリングフィルム	500枚 (500枚×1パック)	¥31,900

SureSeal LC

- ◆ ポリプロピレンプレートでの短期間のサンプル保存、インキュベーション、ELISA等実験室での一般的な用途に適しています。
- ◆ 経済的
- ◆ 硬質ポリエステル製で透明度が高く扱いやすい。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・DNase, RNase Free
- ・寸法 (W×D) : 97.4×133.4mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリエステル



ELISA
インキュベーション
保存


シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0015	SureSeal LC	100枚 (100枚×1パック)	¥9,400

SureSeal ST

- ◆ 短期保存や搬送用に最適です。
- ◆ インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としてもご使用頂けます。

- ・温度耐性：-40℃~104℃
- ・寸法 (W×D) : 79.6×146.0mm
- ・シール厚：80μm
- ・材質：ポリエステル



BMBio
ST (Standard & Stable)

保存

シート 粘着タイプ

カタログNo.	包装	希望販売価格
BMPCR-SP	100枚 (100枚×1パック)	¥8,000
BMPCR-SPS	100枚 (100枚×1パック)	¥11,100


SureSeal PE Pierceable

- ◆ 簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用
- ◆ シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。
- ◆ 薬品耐性に優れています。

- ・温度耐性：-40℃~90℃
- ・寸法 (W×D) : 82.6×142.9mm
- ・シール厚：70μm
- ・材質：ポリエチレン



ELISA
インキュベーション
保存



シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-EZP-100	SureSeal PE Pierceable	100枚 (100枚×1パック)	¥17,500
BMF-EZPS-25		50枚 (50枚×1パック)	¥13,600


汎用粘着フィルムシール (PCR、サンプルの保存)

SureSeal Thermal

- ◆ PCR用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・DNase, RNase Free
- ・寸法 (W×D) : 79.4×135.1mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリプロピレン

PCR
保存



シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-100-THER-PLT	SureSeal Thermal	100枚 (100枚×1パック)	¥20,900
BMF-STR-THER-PLT		100枚 (100枚×1パック)	¥27,400

SureSeal Thermal Single Strips

- ◆ 8連PCRキャップの代用に適しています。
- ◆ 蒸発を最小限に抑えるための、非常に強力な厚みのある接着剤を採用
- ◆ フィルムストリップは、ストリップキャップで発生する可能性のある飛散なしに簡単にはがせます。
- ◆ 8ストリップが1枚になっているので使いやすい。

- 温度耐性：-20℃~120℃
- DNase, RNase Free
- 寸法 (W×D) : 93.1×10.1mm (1ストリップ)
- シール厚：50μm
- 材質：ポリエステル

リアルタイムPCR

PCR

保存




カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0017	SureSeal Thermal Single Strips	400枚 (8枚×50パック)	¥15,400

SureSeal TS

- ◆ コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。(直接ヒートリッドに接しないで下さい。)

- 温度耐性：-40℃~104℃
- 寸法 (W×D) : 80.0×135.5mm
- シール厚：60μm
- 材質：ポリエステル

PCR



カタログNo.	包装	希望販売価格
BMPCR-TS	100枚 (100枚×1パック)	¥10,300

PCR 用粘着フィルムシール

SureSeal Thermal MAX

- ◆ ThermalSeal (P.6) より優れた接着性と蒸発の低減を実現
- ◆ 長めのタブにより、プレートへの脱着が容易
- ◆ PCRプレート用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- 温度耐性：-40℃~120℃
- DNase, RNase Free
- 寸法 (W×D) : 79.4×139.7mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリエステル

PCR

保存




カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-TS2-100	SureSeal Thermal MAX	100枚 (100枚×1パック)	¥23,000

SureSeal Thermal II

- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 両端のタブにより、容易にシールをはがせます。
- ◆ プレートシーリング用パドルを使用することでしっかりと圧着が可能

- 温度耐性：-40℃~120℃
- 寸法 (W×D) : 77.8×135.5mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリプロピレン

PCR



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-TSA-100	SureSeal Thermal II	100枚 (100枚×1パック)	¥23,000

SureSeal Tough

- ◆ 蒸発を最小限に抑えるための、非常に強力で厚みのある接着剤を採用
- ◆ リム付き、ノンスカートタイプPCRプレートのシールに適しています。(BMEEXC0021)
- ◆ フラットトップ、スカート、セミスカートタイプPCRプレートのシールに適しています。(BMEEXC0020)
- ◆ エンドタブが切り取れるので、サーマルサイクラーにかけるときに便利です。
- ◆ 接着剤のプレートへの残存を最小限にしています。

- ・ 温度耐性：-20℃~120℃
- ・ シール厚：50μm
- ・ DNase, RNase Free
- ・ 材質：ポリエステル
- ・ 寸法 (W×D)：78.3×140.5mm (BMEEXC0021)、81.5×143.0mm (BMEEXC0020)



PCR

シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0021	SureSeal Tough	100枚 (100枚×1パック)	¥16,300
BMEEXC0020	SureSeal Tough Large	100枚 (100枚×1パック)	¥17,100

PCRプレート 96well用シール

- ◆ PCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ 強い粘着力

- ・ 温度耐性：-40℃~120℃
- ・ DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- ・ 寸法 (W×D)：79.3×142mm
- ・ シール厚：80μm
- ・ 材質：ポリプロピレン



PCR

シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
MB-PSM	PCRプレート 96well用シール	100枚 (10枚×10パック)	¥12,100

SecureSeal™ PCR用ポリオレフィンサーマルシール

- ◆ サンプルの蒸発を最小限にします。
- ◆ ピペットチップなどで容易に貫通が可能です。
- ◆ DMSOに対して耐背を持っています。

- ・ 温度耐性：-70℃~100℃
- ・ DNase, RNase DNA Free
- ・ 寸法 (W×D)：79.3×142mm
- ・ シール厚：50μm
- ・ 材質：ポリオレフィン



PCR

保存

シート 粘着タイプ


カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
T329-1	SecureSeal™ PCR用ポリオレフィンサーマルシール 透明 未滅菌	100枚 (100枚×1パック)	¥22,600

リアルタイム PCR/PCR 用粘着フィルムシール

SureSeal Thermal qPCR

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ 透明度が高い

- 温度耐性：-40℃~120℃
- **DNase, RNase Free**
- 寸法 (W×D) : 79.4×142.9mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリエステル



リアルタイムPCR

PCR


シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-TS-RT2-100	SureSeal Thermal qPCR	100枚 (100枚×1パック)	¥42,000

SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 透明度が高く、再現性が高い

- 温度耐性：-40℃~120℃
- **DNase, RNase Free**
- 寸法 (W×D) : 77.8×130.8mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリエステル



リアルタイムPCR

PCR

シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-TS-RT2RR-100	SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt	100枚 (100枚×1パック)	¥42,000

qPCRプレート 96Well用シール (粘着タイプ)

- ◆ 透明度が高く、透過性も高いのでリアルタイムPCRに適しています。
- ◆ 強力な粘着力
- ◆ 少量パックによりコンタミネーションの危険性を低減しています。

- 温度耐性：-40℃~120℃
- **DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free**
- 寸法 (W×D) : 79.3×142mm
- シール厚：80μm
- 材質：ポリプロピレン



リアルタイムPCR

PCR


シート 粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
MB-BQSM	qPCRプレート 96Well用シール (粘着タイプ)	100枚 (10枚×10パック)	¥18,200

PCRプレート 96Well用シール (粘着タイプ)

- ◆ 透明度が高く、透過性も高いのでリアルタイムPCRに適しています。
- ◆ 強力な粘着力でサンプルの蒸発を最小限にします。

- 温度耐性：-20℃~120℃
- **DNase, RNase, DNA Free**
- 寸法 (W×D) : 80×135mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリエステル



リアルタイムPCR

PCR

シート 粘着タイプ


カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
AMS-1001	PCRプレート 96Well用シール (粘着タイプ)	100枚 (100枚×1パック)	¥32,200

■ HTS/ ロボティクス用粘着フィルムシール

Clear Zone


- ◆ 各ウェル部分には、接着剤がついていないため、サンプルへの接着剤の混入を最小限に抑えます。
- ◆ BMF-ZAF-PE-50 : 96ウェルプレート用、BMF-ZAF-384-50 : 384プレート用
- ◆ ピペットチップでも容易に貫通できます。

- 温度耐性：-40℃~90℃
- 寸法 (W×D) : 79.4×142.9mm (BMF-ZAF-PE-50)、80.9×139.7mm (BMF-ZAF-384-50)
- シール厚：70μm
- 材質：ポリエチレン



HTS

ロボット



シート

粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-ZAF-PE-50	Clear Zone	50枚 (50枚×1パック)	¥39,700
BMF-ZAF-384-50		50枚 (50枚×1パック)	¥36,900


MultiPierce

- ◆ ピペットチップやロボットが突き刺ししやすいように、十字の切れ込みが入っています。
- ◆ サンプルング後に突き刺したフラップが元に戻ります。

- 温度耐性：-40℃~90℃
- 寸法 (W×D) : 79.4×145.5mm
- シール厚：89μm
- 材質：ピニル

HTS

ロボット



シート

粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-XP-100	MultiPierce	100枚 (100枚×1パック)	¥30,600
BMF-XPS-25		50枚 (50枚×1パック)	¥19,200

■ 細胞培養用通気性粘着フィルムシール

SureSeal Breathable

- ◆ 培養用途に最適なシールです。
- ◆ ガス通気性プレートシール

- 温度耐性：-20℃~80℃
- 寸法 (W×D) : 82.6×142.9mm
- シール厚：140μm
- 材質：レーヨン



HTS

培養




カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-B-100 未滅菌	SureSeal Breathable	100枚 (100枚×1パック)	¥24,800
BMF-BS-25 滅菌		50枚 (50枚×1パック)	¥16,900

SureSeal RA Breathable

- ◆ 細胞培養やバクテリア培養に最適です。
- ◆ 通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防ぎます。

- 温度耐性：-20℃~80℃
- 寸法 (W×D) : 82.3×153mm
- シール厚：50μm
- 材質：レーヨン

培養



カタログNo.	包装	希望販売価格
BMBF-400 期返 未滅菌	100枚 (100枚×1パック)	¥14,600

■ 化学発光・蛍光観察用粘着フィルムシール


SureSeal White

- ◆ 白色マイクロプレート用シール
- ◆ 用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能

- 温度耐性：-40℃~80℃
- 寸法 (W×D) : 76.2×116.0mm
- シール厚：203μm
- 材質：ピニル



発光




カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-WT-50 未滅菌	SureSeal White	50枚 (50枚×1パック)	¥12,400

リアルタイム PCR/PCR 用圧着フィルムシール

SureSeal Thermal qPCR II

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ サンプル保存用としても適しています。

- ・ 温度耐性：-70℃~100℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 78.6×139.7mm
- ・ シール厚：50μm
- ・ 材質：ポリオレフィン



蛍光

リアルタイムPCR

保存

シート 圧着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-TSS-RTQ-100 未滅菌	SureSeal Thermal qPCR II	100枚 (100枚×1パック)	¥58,900
BMF-TSS-RTQS-50 滅菌		50枚 (50枚×1パック)	¥32,800

qPCRプレート 96Well用シール (圧着タイプ)

- ◆ 透明度が高く、透過性も高いのでリアルタイムPCRに適しています。
- ◆ 圧力をかけることにより強力な粘着力が得られます。
- ◆ 少量パックによりコンタミネーションの危険性を提言しています。

- ・ 温度耐性：-40℃~120℃
- ・ **DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 79.3×141.4mm
- ・ シール厚：80μm
- ・ 材質：ポリプロピレン



リアルタイムPCR

PCR


シート 圧着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
MB-QSM 未滅菌	qPCRプレート 96Well用シール (圧着タイプ)	100枚 (10枚×10パック)	¥29,800

SureSeal qPCR リアルタイムPCR・蛍光アプリケーション用

- ◆ 透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに最適
- ◆ 粘着式ではなく、圧力接着方式

- ・ 温度耐性：-40℃~104℃
- ・ **DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 77.7×141.5mm
- ・ シール厚：70μm
- ・ 材質：ポリオレフィン



リアルタイムPCR

ベストセラー

ウルトラクリア

シート 圧着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMUC-500 未滅菌	SureSeal qPCR リアルタイムPCR・蛍光アプリケーション用	100枚 (100枚×1パック)	¥45,800

注意：・ 接着の際、シール用ローラー (BM-R) をご使用ください。

SureSeal Thermal qPCR

- ◆ 高い透明性と低い自家蛍光
- ◆ DMSO、アセトニトリル、メタノールに耐性があるのでHPLCサンプルの保存に適しています。
- ◆ 圧着タイプなので乾燥したサンプル (種子など) の保存に最適

- ・ 温度耐性：-80℃~105℃
- ・ **DNase, RNase, huma DNA Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 78.2×139.7mm
- ・ シール厚：50μm
- ・ 材質：ポリオレフィン



qPCR

ウルトラクリア

シート 圧着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0016 未滅菌	SureSeal Thermal qPCR	25枚 (25枚×1パック)	¥19,200

PCR 用粘着アルミシール

SureSeal AL

- ◆ 蒸発を最小限に抑えるための、非常に強力で厚みのある接着剤を採用
- ◆ 破れたり裂けたりすることなく剥がすことが可能です。
- ◆ ピペットチップ等で貫通させることが可能です。
- ◆ 各ウェルのシーリング状態を視認することが可能です。
- ◆ 長期のサンプル保存には適していません。

- 温度耐性：-20℃~120℃
- DNase, RNase Free
- 寸法 (W×D) : 78.2×128.0mm
- シール厚：50μm
- 材質：アルミニウム



PCR

ロボット

シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0002	SureSeal AL	100枚 (100枚×1パック)	¥22,300
BMEEXC0004		50枚 (50枚×1パック)	¥14,000

SureSeal AL Thermal Single Strips

- ◆ 8連PCRキャップの代用に適しています。
- ◆ 破れたり裂けたりすることなく剥がすことが可能です。
- ◆ ピペットチップ等で貫通させることが可能です。
- ◆ 各ウェルのシーリング状態を視認することが可能です。
- ◆ 6ストリップが1枚になっているので使いやすい。

- 温度耐性：-20℃~120℃
- DNase, RNase Free
- 寸法 (W×D) : 10.1×101.0mm
- シール厚：50μm
- 材質：アルミニウム



PCR

シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0001	SureSeal AL Thermal Single Strips	300枚 (6枚×50パック)	¥9,700

- ◆ PCR用アルミシール
- ◆ PCRもしくは保存用
- ◆ 強い粘着力

- 温度耐性：-80℃~120℃
- DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- 寸法 (W×D) : 79.3×142.0mm
- シール厚：60μm
- 材質：アルミニウム



PCR

保存

シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
MB-ASM	PCRプレート用シール アルミ製	100枚 (10枚×10パック)	¥13,800

SureSeal AL Pierceable

- ◆ PCRや嫌光サンプルの保存に最適
- ◆ ピペットチップやノズルで貫通できる薄さ

- 温度耐性：-80℃~104℃
- DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- 寸法 (W×D) : 80.0×146.0mm
- シール厚：35μm
- 材質：アルミニウム



PCR

保存

BMBio
ST (Standard & Stable)シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMPCR-AS-200	SureSeal AL Pierceable	100枚 (100枚×1パック)	¥21,000

■ サンプル保存用粘着アルミシール


SureSeal AL MAX

- ◆ PCRやサンプルの保存に適しています。
- ◆ 他のアルミシールと比べ裏紙をはがした時の巻き戻りが少ない。

- ・ 温度耐性：-80℃~120℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 82.6×146.1mm
- ・ シール厚：35.6μm
- ・ 材質：アルミニウム

PCR

保存

シート
粘着
タイプ


カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-AF-100	SureSeal AL MAX	100枚 (100枚×1パック)	¥27,100
BMF-AFS-25		50枚 (50枚×1パック)	¥22,600

SureSeal AL Cryo

- ◆ 低温でのサンプル保存に最適
- ◆ ピペットチップ等で貫通させることが可能です。
- ◆ PCRでの使用には適していません。

- ・ 温度耐性：-80℃~120℃
- ・ 寸法 (W×D) : 82.6×132.6mm
- ・ シール厚：50μm
- ・ 材質：アルミ

長期保存

シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-FC-100	SureSeal AL Cryo	100枚 (100枚×1パック)	¥27,700
BMF-FCS-25		50枚 (50枚×1パック)	¥18,700

SureSeal AL Tough

- ◆ -80℃の超低温下での使用が可能です。
- ◆ 特別な配合の接着剤によりプレートへの残存を最小限にします。
- ◆ 破れたり裂けたりすることなく剥がすことが可能です。
- ◆ ピペットチップ等で貫通させることが可能です。

- ・ 温度耐性：-80℃~120℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 78.3×129.0mm
- ・ シール厚：48μm
- ・ 材質：アルミニウム

PCR

長期保存

シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMEEXC0019	SureSeal AL Tough	100枚 (100枚×1パック)	¥24,800
BMEEXC0018	SureSeal AL Tough Large	100枚 (100枚×1パック)	¥27,300


SureSeal AL LS

- ◆ PCRや嫌光サンプルの保存に最適

- ・ 温度耐性：-80℃~104℃
- ・ **DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 79.2×133.3mm
- ・ シール厚：50μm
- ・ 材質：アルミニウム

PCR

保存

BMBio
ST (Standard & Stable)シート
粘着
タイプ


カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMPCR-AS-600	SureSeal AL LS	100枚 (100枚×1パック)	¥18,300

Ultraseal™ Peel Seal DMSO Foil

- ◆ DMSOをはじめとする溶剤に高い耐性
- ◆ シール後はがすことが可能
- ◆ ポリプロピレン製プレートでの低温・室温保存に最適

- 温度耐性: -20℃~120℃
- 寸法 (W×D): 78×125mm
- 厚み: 21μm
- 材質: アルミニウム
- 剥離: 可能
- 貫通: 不可
(金属製の針であれば可能)
- 推奨ヒートリング温度・時間: 175℃、2秒

長期保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
SF05078LS	Ultraseal™ Peel Seal DMSO Foil	100枚 (100枚×1パック)	¥33,200

Ultraseal™ Pierce Seal Foil

- ◆ DMSOをはじめとする溶剤に高い耐性
- ◆ ピペットチップ等で貫通可能
- ◆ ポリプロピレン、ポリスチレン製プレートでの低温・室温保存に最適


- 温度耐性: -20℃~120℃
- 寸法 (W×D): 78×125mm
- 厚み: 20μm
- 材質: アルミニウム
- 剥離: 不可
- 貫通: 可能
- 推奨ヒートリング温度・時間: 175℃、2秒

PCR

長期保存

ロボット

HTS



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
SF06078LS	Ultraseal™ Pierce Seal Foil	100枚 (100枚×1パック)	¥32,700

Ultraseal™ Pierce Seal Foil PS

- ◆ DMSOをはじめとする溶剤に高い耐性
- ◆ ピペットチップ等で貫通可能
- ◆ ポリプロピレン、ポリスチレン製プレートでの低温・室温保存に最適

- 温度耐性: -20℃~110℃
- 寸法 (W×D): 78×125mm
- 厚み: 30μm
- 材質: アルミニウム
- 剥離: 可能 (PS製プレートのみ)
- 貫通: 可能
- 推奨ヒートリング温度・時間: 175℃、2秒

PCR

長期保存

ロボット

HTS



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
SF07078LS	Ultraseal™ Pierce Seal Foil PS	100枚 (100枚×1パック)	¥33,100


Ultraseal™ Therm Seal Foil

- ◆ DMSOをはじめとする溶剤に高い耐性
- ◆ ピペットチップ等での貫通不可
- ◆ ポリプロピレン、ポリスチレン製プレートでの低温・室温保存に最適

- 温度耐性: -20℃~110℃
- 寸法 (W×D): 78×125mm
- 厚み: 60μm
- 材質: アルミニウム
- 剥離: 可能
- 貫通: 不可
- 推奨ヒートリング温度・時間: 175℃、2秒

PCR

長期保存




カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
SF08078LS	Ultraseal™ Therm Seal Foil	100枚 (100枚×1パック)	¥36,300

■ シーリング用アクセサリ

シーリングパッド

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 特にリム付プレートのシーリングに最適
- 寸法 (W×D) : 73×96mm
- 材質 : P.E



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-PDL-5	Film-Sealing Paddle	5個 (5個×1パック)	¥2,000

シール用ローラー

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- 寸法 (W×D) : 114×142mm
- 材質 : ゴム (ローラー部)、アルミ (ハンドル部)



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMF-RL-PLT-01	Soft Rubber Roller	1個 (1個×1パック)	¥9,000

■ セミオートマチックサーマルプレートシーラー

- ◆ 高速加熱 (170℃まで約5分) および正確な温度コントロール
- ◆ シーリング時の温度、時間、圧力の設定が可能
- ◆ コンパクト設計
- ◆ 多様なマイクロプレートに対応
- 温度設定範囲 : 80℃~200℃ (1.0℃刻み)
- 温度精度 : ±0.1℃
- 温度均一性 : ±0.1℃
- シーリング時間 : 0.5~10秒 (0.1秒刻み)
- 対応プレート : SBSフォーマットマイクロプレート、PCRプレート、ディーブウェルプレート
- 対応プレート高 : 9~48mm
- 対応プレート材質 : ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン
- 外寸 (W×D×H) : 370×178×330mm
- 重量 : 9.6kg
- 電源 : 100V、50/60Hz、300W

構成

- 本体
- マイクロプレート用アダプター
- PCRプレート用アダプター
- シーリングフィルム (1袋)
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

ALLSHENG



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
AS-15020-00	SealBio-2 セミオートプレートシーラー	1式	¥510,000

■ 高機能被覆フィルム

Labopita
ラボピタ

ラボピタ®は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。ハサミを使わずに手で簡単にカットできますが、ミシン目入りタイプなら更にカットが容易です。雛形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにお使いいただけます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くお使いください。

- ◆ シャーレの隙間を密閉するのに便利
- ◆ 試験管などの径の小さい場合には W20mm タイプ、ビーカーなどの径の大きい場合には W50mm タイプをお勧めします。
- ◆ フィルムは約 6 倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィット!
- ◆ 保管: 10℃～50℃

● W20mm 30m Roll

巻箱サイズ (フタを閉じた状態) (W×D×H) : 89×25×89mm
ミシン目なし : W20mm 30m
ミシン目あり : W20mm 30m P100、ミシン目間隔: 100mm



● W50mm 30m Roll

巻箱サイズ (フタを閉じた状態) (W×D×H) : 89×55×89mm
ミシン目なし : W50mm 30m
ミシン目あり : W50mm 30m P50、ミシン目間隔: 50mm



注意: ・ 伸ばし過ぎると切れてしまいます。少しずつ力を加えて引っ張ってください。

・ 自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

カタログNo.	商品名・規格	テープ幅	ミシン目	包装	希望販売価格
21-513	ラボピタ W20mm×30m	20mm	なし	5巻 (5巻×1パック)	¥3,600
21-514	ラボピタ W20mm×30m P100	20mm	あり	5巻 (5巻×1パック)	¥3,600
21-515	ラボピタ W50mm×30m	50mm	なし	2巻 (2巻×1パック)	¥3,200
21-516	ラボピタ W50mm×30m P50	50mm	あり	2巻 (2巻×1パック)	¥3,200

プレート用シール一覧表

カタログNo.	タイプ	材 質	温度耐性	寸法 (W×D) 厚み	用 途	掲載 ページ
BMF-SM-KIT-SP BMF-RSMSP-2	粘着	ポリエステル	-40℃~120℃	ロールタイプ(100枚分) 50μm	ELISA・インキュベーション・ 保存(短期)	4
BMF-100-SEAL-PLT BMF-STR-SEAL-PLT	粘着	ポリエステル	-40℃~120℃	79.4×146.1mm 50μm	ELISA・インキュベーション・ 保存(短期)	4
BMEEXC0006 BMEEXC0008	粘着	ポリプロピレン	-40℃~120℃	79.4×146.1mm 50μm	ELISA・インキュベーション・ 保存(短期)	5
BMEEXC0005	粘着	ポリプロピレン	-40℃~120℃	102.9×9.5mm(1ストリップ) 50μm	ELISA・インキュベーション・ 保存(短期)	5
BMF-SP-2×8-50 BMF-SPS-2×8-50	粘着	ポリエステル	-40℃~120℃	102.9×19.0mm(1ストリップ) 50μm	ELISA・インキュベーション・ 保存(短期)	5
96WS	粘着	PET	5℃~50℃	79.4×145.5mm 50μm	ELISA・インキュベーション・ 保存(短期)	5
BMEEXC0015	粘着	ポリエステル	-40℃~120℃	97.4×133.4mm 50μm	ELISA・PCR・ インキュベーション・保存(短期)	6
BMPCR-SP BMPCR-SPS	粘着	ポリエステル	-40℃~104℃	79.6×146.0mm 80μm	ELISA・インキュベーション・ 保存(短期)	6
BMF-EZP-100 BMF-EZPS-25	粘着	ポリエチレン	-40℃~90℃	82.6×142.9mm 70μm	ELISA・インキュベーション・ 保存(短期)	6
BMF-100-THER-PLT BMF-STR-THER-PLT	粘着	ポリプロピレン	-40℃~120℃	79.4×135.1mm 50μm	PCR・保存(短期)	6
BMEEXC0017	粘着	ポリエステル	-20℃~120℃	93.1×10.1mm(1ストリップ) 50μm	PCR・リアルタイムPCR・ 保存(短期)	7
BMPCR-TS	粘着	ポリエステル	-40℃~104℃	80.0×135.5mm 60μm	PCR(コンプレッション マット使用)・保存(短期)	7
BMF-TS2-100	粘着	ポリエステル	-40℃~120℃	79.4×139.7mm 50μm	PCR・保存(短期)	7
BMF-TSA-100	粘着	ポリプロピレン	-40℃~120℃	77.8×135.5mm 50μm	PCR(リムありプレート用)・ 保存(短期)	7
BMEEXC0021 BMEEXC0020	粘着	ポリエステル	-20℃~120℃	78.3×140.5mm (BMEEXC0021) 81.5×143.0mm (BMEEXC0020) 50μm	PCR(リムあり/ノンスカートプレート) (BMEEXC0021)・ PCR(スカート、セミスカートプレート) (BMEEXC0020)・ 保存(短期)	8
MB-PSM	粘着	ポリプロピレン	-40℃~120℃	79.3×142.0mm 80μm	PCR	8
T329-1	粘着	ポリオレフィン	-70℃~100℃	79.3×142mm 50μm	PCR・保存(凍結)	8
BMF-TS-RT2-100	粘着	ポリエステル	-40℃~120℃	79.4×142.9mm 50μm	PCR・リアルタイムPCR	9
BMF-TS-RT2RR-100	粘着	ポリエステル	-40℃~120℃	77.8×130.8mm 50μm	PCR・ リアルタイムPCR(リムありプレート)	9
MB-QQSM	粘着	ポリプロピレン	-40℃~120℃	79.3×142.0mm 80μm	PCR・リアルタイムPCR	9
AMS-1001	粘着	ポリエステル	-20℃~120℃	80×135mm 50μm	PCR・リアルタイムPCR	9

カタログNo.	タイプ	材 質	温度耐性	寸法 (W×D) 厚み	用 途	掲載 ページ
BMF-ZAF-PE-50 BMF-ZAF-384-50	粘着	ポリエチレン	-40℃~90℃	79.4×142.9mm (BMF-ZAF-PE-50) 80.9×139.7mm (BMF-ZAF-384-50) 70μm	HTS・ロボティクス (96ウェルブ レート) (BMF-ZAF-PE-50) HTS・ロボティクス (384ウェルブ レート) (BMF-ZAF-384-50)	10
BMF-XP-100 BMF-XPS-25	粘着	ビニル	-40℃~90℃	79.4×145.5mm 89μm	HTS・ロボティクス・ 保存 (短期)	10
BMF-B-100 BMF-BS-25	粘着	レーヨン	-20℃~80℃	82.6×142.9mm 140μm	HTS・培養	11
BMBF-400	粘着	レーヨン	-20℃~80℃	82.3×153.0mm 50μm	培養	11
BMF-WT-50	粘着	ビニル	-40℃~80℃	76.2×116.0mm 203μm	蛍光・発光	11
BMF-TSS-RTQ-100 BMF-TSS-RTQS-50	圧着	ポリオレフィン	-70℃~100℃	78.6×139.7mm 50μm	PCR・リアルタイムPCR	12
MB-QSM	圧着	ポリプロピレン	-40℃~120℃	79.3×141.4mm 80μm	PCR・リアルタイムPCR	12
BMUC-500	圧着	ポリオレフィン	-40℃~104℃	77.7×141.5mm 70μm	PCR・リアルタイムPCR	12
BMEEXC0016	圧着	ポリオレフィン	-80℃~105℃	78.2×139.7mm 50μm	PCR・リアルタイムPCR	12
BMEEXC0002 BMEEXC0004	粘着	アルミニウム	-20℃~120℃	78.2×128.0mm 50μm	PCR・インキュベーション・ ロボティクス	13
BMEEXC0001	粘着	アルミニウム	-20℃~120℃	10.1×101.0mm 50μm	PCR・インキュベーション・ ロボティクス	13
MB-ASM	粘着	アルミニウム	-80℃~120℃	79.3×142.0mm 60μm	PCR・保存 (長期、凍結)	13
BMPCR-AS-200	粘着	アルミニウム	-80℃~104℃	80.0×146.0mm 35μm	PCR・保存 (長期、凍結)	13
BMF-AF-100 BMF-AFS-25	粘着	アルミニウム	-80℃~120℃	82.6×146.1mm 35.6μm	PCR・保存 (長期、凍結)・ ロボティクス	14
BMF-FC-100 BMF-FCS-25	粘着	アルミニウム	-80℃~120℃	82.6×132.6mm 50μm	保存 (長期、凍結)・ ロボティクス	14
BMEEXC0019 BMEEXC0018	粘着	アルミニウム	-80℃~120℃	78.3×129.0mm 48μm	PCR・保存 (長期、凍結)・ ロボティクス	14
BMPCR-AS-600	粘着	アルミニウム	-80℃~104℃	79.2×133.3mm 50μm	PCR・保存 (長期、凍結)	14
SF05078LS	熱溶着	アルミニウム	-20℃~120℃	78.0×125.0mm 21μm	保存 (長期)	15
SF06078LS	熱溶着	アルミニウム	-20℃~120℃	78.0×125.0mm 20μm	PCR (剥離不可)・ 保存 (長期)・ロボティクス	15
SF07078LS	熱溶着	アルミニウム	-20℃~110℃	78.0×125.0mm 30μm	PCR (剥離不可)・ 保存 (長期)・ロボティクス	15
SF08078LS	熱溶着	アルミニウム	-20℃~110℃	78.0×125.0mm 60μm	PCR・保存 (長期)	15

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は 2026 年 4 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際に確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店