

Premium Campaign 2026

期間



ew!!

SCORE

A white handheld electronic device, possibly a game console or a specialized calculator, with a screen displaying a grid of colorful icons. It has a keypad and a small display at the top. The device is shown from a three-quarter perspective.

RWD

台数限定



ACCUMAX

GeneX

Labnet
Labnet International, Inc.



PETTE

QSP
Quality Scientific Plastics

30% OFF

chanshow®



Ansell
グローブ

エクシード・



New!!

[illegible]

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や商品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

INDEX

機 器

・高密度微小電極アレイシステム.....	5
・ New!! HiSCORE Haloカウンター.....	6～7
・ New!! NanoEntek ハイスループット自動セルカウンター.....	8
・ New!! RWD C100-SE/C100自動セルカウンター.....	9
・ SOL 全自動セルカウンター.....	10
・ BLooK LEDイルミネーター／関連試薬.....	10～11
・ Azureイメージングシステム.....	12～13
・ ライブセルイメージングシステム EzScope.....	14
・ New!! ピペットスタイルエレクトロポレーションシステム.....	15
・ BMBio PCRサーマルサイクラーシリーズ.....	16～21
・ Biometra PCRサーマルサイクラーシリーズ.....	22～23
・ 微量分光光度計 Nanoシリーズ.....	24～25
EzDropシリーズ.....	26～27
・ フルオロメーター EzCube.....	28
Fluoシリーズ.....	29～31
・ コンパクトプレートリーダー Absorbance 96 plate reader.....	32
・ 卓上遠心機.....	33～37
・ EzDecap™ スクリューキャップ開閉システム ver.2.....	38
・ ボルテックスミキサー・旋回ミキサー.....	39～43
・ シェーカー.....	44～49
・ ローテーター.....	50
・ サーマシェーカー.....	52～55
・ ドライバス.....	56～59
・ ウォーターバス.....	60～63
・ マグネチックスターラー.....	64～66
・ 数量限定 RWDシングルセルディソシエーター.....	67
・ ビーズ式サンプル破碎装置 BeadBug™.....	68
・ 電気泳動装置 MyGEL™ InstaView™ システム.....	69
・ 小型アスピレーター.....	70～71
・ SealBio-2セミオートプレートシーラー.....	72
・ コンパクト多目的インキュベーター CULTURA® M.....	72

消 耗 品

ピペット

【マニュアルピペット】

・  イチオシ! ピペットパルプラス シングルチャンネル・マルチチャンネル.....	73～75
・ ACCUMAX マニュアルピペット ユニバーサルタイプ.....	76
・ ACCUMAX マニュアルピペット ライトフォースタイプ・LFチップ.....	77～78
・ お得 GeneX シングルチャンネル・マルチチャンネルピペット.....	79
・ Finnpiquetteデジタル シングルチャンネル・マルチチャンネル.....	80～81

【電動ピペット】

・ ACCUMAX 電動ピペット シングルチャンネル・マルチチャンネル.....	82～83
--	-------

【電動ピペッター】

・ New!! FASTPETTE PRO.....	84
・ BlueSwan™ /EP100PRO.....	85

リザーバー

・ エコノミカルリザーバー.....	86
--------------------	----

冊子に掲載されない
キャンペーンがある場合は、
こちらに掲載されます。



チップ

- ・ **30% OFF!** QSP Tラックヒンジ & Q-One®詰め替えチップ..... 87~89
 - ファーストクラスフィルター付チップ・ラック..... 90
 - バルクチップ・詰め替えチップ・ラックチップ..... 91~93
 - バルクチップ用空ラック（インサート付）..... 93
- ・  **フィット感バツグン! プラチナ柔チップ 低吸着タイプ・フィルター付チップ**..... 94~96
- ・ 経済的! エコノミカルチップ..... 97
- ・ **超お得** Chanshowスタンダードチップ・フィルター付チップ..... 98~99
- ・ 大容量チップ 5,000μL・10,000μL..... 100~101

チューブ・プレート・シール

- ・ Tサンプルストックチューブ..... 102~103
- ・  スクリューキャップチューブ..... 104
- ・ セーフロックチューブ・マイクロチューブ・リングロックチューブ..... 105~106
- ・ 滅菌済 遠心管..... 107
- ・ 2ポジションチューブ..... 108
- ・ PCRシングル・8連チューブ・12連チューブ..... 109~111
- ・ PCRプレート..... 112~114
- ・ 96ウェル テストプレート..... 115
- ・  96ウェル ELISAプレート..... 116
- ・ プレート用シール..... 117~120
- ・ プレート用シーリングパッド・ローラー..... 121
- ・ チューブ・プレート用ツール 6WAYオープナー..... 121

ディスポーザブルグローブ

- ・ Ansellグローブ（エクシード・ダイヤモンドグリッププラス・ネオタッチ他）..... 122~124

細胞培養

- ・ **New!!** JET BIOFIL細胞培養関連製品..... 125~135
- ・ TPP細胞培養関連製品..... 136~140
- ・ nerbeplus/Argos プラスチップピペット..... 141
- ・  細胞培養関連製品..... 142~150
- ・ フローチューブ & ストレーナーキャップ..... 151
- ・ セルストレーナー & セルストレーナーアダプター..... 152

こんな製品もあります!

- ・ ボトルトップディスペンサー..... 153
- ・ ラボ用高機能被覆フィルム ラボピタ..... 154
- ・ チューブ輸送を安全に! G-Medic™ Pouch..... 154
- ・ バリアパウチ用輸送箱 バリアボックス..... 154
- ・ コレクションプレート 1.5ml/2.0mlチューブ用..... 155
- ・ オートクレープバッグ・バイオハザードバッグ..... 155~157

CRYO製品

- ・ クライオチューブ用ラベル PolarSafe..... 158
- ・ TPPクライオチューブ..... 159
- ・  クライオチューブ..... 160~161
- ・ フリーザーボックス..... 161
- ・ biocision製品（アルコールフリー細胞凍結コンテナ、アイスフリー冷却システム、他）..... 162~168

新製品

- | | |
|---|---------------------------------|
| HiSCORE Haloカウンター..... 6~7 | JOANLab ボルテックスミキサー..... 40~41 |
| NanoEntek ハイスループット自動セルカウンター..... 8 | FASTPETTE PRO..... 84 |
| RWD C100-SE/C100自動セルカウンター..... 9 | JET BIOFIL細胞培養関連製品..... 125~135 |
| NanoEntek ピペットスタイルエレクトロポレーションシステム..... 15 | |
| JOANLab 卓上遠心機..... 33 | コスモ・バイオ おススメ製品..... 51 |

共通アイコン



当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文載っている商品です。



新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。



商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。
(概算単価はバルク包装タイプより算出)



電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



商品が1個単位で個別包装滅菌されております。



未滅菌の商品です。商品種によっては、
DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Freeの状態です。



滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。



ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。



商品の写真を原寸大で掲載しております。



商品が1本、1個等の単位で個別包装されております。



商品に目盛(外側にラインまたは、印字、刻印等)が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。



商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。



在庫限りで販売終了となります。



在庫限り特別価格となります。
記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。

チップアイコン



チップ先端部分がテーパーカット(斜角)になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。



チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップが引っかかる事が少ない形状です。



チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。



ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。



ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落し込むことなく、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。



チップ材質を高品質パーজনポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。



商品が袋(または+箱)にそのまま包装されております。



チップがラックに立った状態で包装されております。



チップ用の空ラックです。(包装にチップは含まれません。)



チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。



チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロソールによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン



チューブにロック性能またはスクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。



スクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。



チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。



チューブのキャップがドーム状になっています。



チューブ胴体部の外側(またはキャップ表面)に書き込みができる部分(印字またはfrosted)があります。



チューブのキャップ内にシリコン製のOリングを使用しておりますので気密性に優れています。



特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン/プレートシールアイコン



ウェル(またはチューブ)底が丸底になっています。



ウェル(またはチューブ)底が平底になっています。



ウェル(またはチューブ)底がV底になっています。



プレート(またはチューブ)・マットのウェル形状が○(サークル)型になっています。



プレート(またはキャップ・マット)をハサミでカット出来ます。



シールがロール状に包装されております。箱から引き出しながらご使用戴けます。



シールがシート状に包装されております。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。



粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン



機器商品の動線を動線を表しています。



機器商品の仕様温度の上限を表しています。



機器商品の最大遠心力を表しています。

商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡お願いいたします。
新しい商品と交換させていただきます。(ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただきます。)

尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。



高密度微小電極アレイシステム

BioCAM DupleX

Single-well HD-MEA


高密度微小電極アレイ（High-Density Microelectrode Array）は、細胞の電気活動を非侵襲的かつ高解像度で記録・解析できる革新的な技術です。



- 4,096 電極から細胞外電位を同時に測定
- $3.8 \times 3.8 \text{ mm}^2$ の広い測定可能エリアにより、サイズの大きいサンプルからも測定が可能
- 3D 電極プレートの利用が可能


Single-well HD-MEA プレート

$3.8 \times 3.8 \text{ mm}^2$ の測定エリア内に 4,096 個の電極が $60 \mu\text{m}$ 間隔で設置されています。4,096 個全ての電極から同時に細胞外電位を測定することが可能であるとともに、すべての電極から電気刺激を行うことが可能です。専用ソフトウェア上では、各電極における細胞外電位変化をリアルタイムで確認することができます。




3D 電極プレート

$90 \mu\text{m}$ の高さで突き出した構造の先端に電極を設置することで、サンプルの表面ではなく、オルガノイドや脳スライス内部の細胞から電位を測定することができます。2D プレートと同様に 4,096 個の電極が $60 \mu\text{m}$ 間隔で設置されているため、高解像度のまま 3D 測定が可能です。



他シリーズ・詳細は
← こちらから



機
器

ビ
ヘ
ット

リ
ザ
ー
バ
ー

チ
ッ
プ

チ
ュー
プ
&
プ
レ
ー
ト

グ
ロー
プ

細
胞
培
養

こ
んな
商
品
も
あ
り
ま
す

C
R
Y
O

New!!

プラスチックスライド不要な次世代セルカウンター

Halo Counter**HSCORE**

Halo Counter は、研究現場の効率化と高精度な解析を両立する次世代の自動セルカウンターです。

最大の特長は、専用スライドを必要としない自動細胞カウント機能です。これにより、日々のランニングコストとプラスチック廃棄物を大幅に削減します。さらに、一度に4つまたは8つのサンプルを同時に測定できる高スループット設計に加え、オートフォーカスや露出調整、画像処理までの一連の工程をすべて自動化。手間をかけずスピーディーな測定を実現します。オプションのHalo Boxアダプターを使用すると、6ウェルプレートやペトリディッシュ、T25フラスコ、血球計算盤などを保持でき容器に入れたまま直接セルカウントが可能です。

◆ 消耗品不要

革新的なサンプルステージ技術により、使い捨てのプラスチックスライドが不要です。

◆ エコフレンドリー

HaloCounter を1台導入するだけで、年間数千枚ものプラスチックスライドを削減。コストを大幅に抑え、研究室から排出されるプラスチックごみによる汚染も劇的に減らします。

◆ 圧倒的なスピード




一度に最大8サンプルを同時に処理可能。ピペティング、カウント、ふき取りだけの流れるようなワークフローを実現します。

◆ 広いダイナミックレンジ

高さ調節可能なサンプルチャンバーを使用しており、 $1 \times 10^3 \sim 3 \times 10^7$ Cells/mLの広いダイナミックレンジがあり。低濃度から高濃度まで対応できます。


◆ AIアルゴリズム

ディープラーニングニューラルネットワークにより、複雑に凝集した細胞群でも99%以上の精度で識別します。



◆ マルチチャンネル蛍光

高感度なAO（アクリジンオレンジ）/PI、GFP、mCherryイメージングに対応し、細胞生存率の測定やトランスフェクションアッセイに最適です。



Liver tissue lysate


mCherry

◆ 多彩なモジュール


接着細胞アッセイ: GFP/RFP遺伝子導入効率: セルコンフルエンス



Halo BOX adherent cell assay adapter



Smaller cells: *Staphylococcus aureus*
(diameter approximately 2-3 microns)



	HD-4	HD-8	HD-4PLUS	HD-8PLUS	HD-4FL	HD-8FL	HD-4FLPLUS	HD-8FLPLUS
チャンバー数	4	8	4	8	4	8	4	8
細胞のサイズ	4-400 μ m		1-400 μ m		4-400 μ m		1-400 μ m	
倍率	4×		4×、10×		4×		4×、10×	
対応細胞濃度	1×10 ³ -3×10 ⁷ Cells/mL							
励起波長	—				488nm、587nm LED			
蛍光波長	—				535nm、600nmLP			
フォーカス	オートフォーカス							
カメラ	6.3MP CMOS							
外寸 (W×D×H)	272×366×240mm							
重量	6Kg							
電源	100-240V、50/60Hz、1.1A							

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
HD-4	HaloCounter HD-4	1年保証 1式	¥1,110,000	→ ¥888,000
HD-8	HaloCounter HD-8	1年保証 1式	¥1,330,000	→ ¥1,064,000
HD-4PLUS	HaloCounter HD-4+	1年保証 1式	¥1,400,000	→ ¥1,120,000
HD-8PLUS	HaloCounter HD-8+	1年保証 1式	¥1,620,000	→ ¥1,296,000
HD-4FL	HaloCounter HD-4FL	1年保証 1式	¥1,510,000	→ ¥1,208,000
HD-8FL	HaloCounter HD-8FL	1年保証 1式	¥1,730,000	→ ¥1,384,000
HD-4FLPLUS	HaloCounter HD-4FL+	1年保証 1式	¥1,840,000	→ ¥1,472,000
HD-8FLPLUS	HaloCounter HD-8FL+	1年保証 1式	¥2,070,000	→ ¥1,656,000
21CFR	HaloCounter用21CFRソフトウェア	1式	¥332,000	
ABKITS	明視野用 Halo Boxアダプター	1式	¥184,000	*キャンペーン対象外
AFKITS	蛍光・明視野用 Halo Boxアダプター	1式	¥295,000	

■ 構成: 本体、ACアダプター、ワイピングツールボックス、マニュアル、保証書

New!!

ハイスループット自動セルカウンター

EVE™ HT シリーズ

NanoEntek



EVE™ HT

ハイスループットセルカウンター

- ◆ 48サンプル測定可能
- ◆ 測定時間は最短3分
- ◆ サンプル量は20μL
- ◆ ユーザーに依存しない結果の一貫性
- ◆ 21 CRF Part11（オプション）

EVE™ HT FL

蛍光対応
ハイスループットセルカウンター

- ◆ 48サンプル測定可能
- ◆ 明視野に加え、蛍光測定(AO/DAPI)に対応
- ◆ 測定時間は最短3分
- ◆ サンプル量は20μL
- ◆ 21 CRF Part11（オプション）

EVE™ HT A26

蛍光対応
全自動セルカウンター

- ◆ フルオートメーション
- ◆ 96サンプルを10分で測定
- ◆ 明視野に加え、蛍光測定(AO/DAPI)に対応
- ◆ 21 CRF Part11（オプション）

モデル	EVE™ HT	EVE™ HT FL	EVE™ HT A26
カタログ番号	EVE-HT	EVE-HT FL	EVE HT A26
サンプル数	48	48	96
サンプル量(μL /チャンネル)	20	20	30
光学チャンネル	明視野	明視野/蛍光（2チャンネル）	明視野/蛍光（2チャンネル）
染色方法	トリパンブルー	トリパンブルー エリスロシンB AO/DAPI	トリパンブルー エリスロシンB AO/DAPI
計測細胞濃度範囲（推奨）（個/mL）	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$	$1 \times 10^4 \sim 2 \times 10^7$ ($1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7$)	
検出可能細胞サイズ範囲（μm）	5～80	明視野：5～85/蛍光：1～85	
計測時間	3分	3～20分	10分
サイズ（WxDxH）本体のみ	588×461×458mm		700×690×858mm
重量（本体のみ）	58kg	81kg	147kg

● EVE™ HTハイスループットセルカウンター

カタログ No.

希望販売価格

EVE-HT  1年保証 ¥11,940,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、電源コード、制御用デスクトップPC（モニター付）、マルチチャンネルピペット、カウンティングキット、マニュアル、保証書

● EVE™ HT FLハイスループット蛍光セルカウンター

カタログ No.

希望販売価格

EVE-HT FL  1年保証 ¥18,750,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、電源コード、制御用デスクトップPC（モニター付）、マルチチャンネルピペット、カウンティングキット、マニュアル、保証書

● EVE™ HT A26ハイスループット全自動蛍光セルカウンター

カタログ No.

希望販売価格

EVE HT A26  1年保証 ¥29,100,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、電源コード、制御用デスクトップPC（モニター付）、カウンティングキット、専用チップ、マニュアル、保証書


*各モデルの消耗品につきましては別途カタログをご参照ください。

New!!

セルカウンター

C100-SE / C100 自動セルカウンター

RWD



凝集した細胞を認識可能なアルゴリズム



鮮明な蛍光イメージング画像




DS-50カウンティングスライドは2サンプルまでセット可能です。



動画はこちら

わずか9秒で高精度な測定を叶えるセルカウンター

RWD自動セルカウンターは、トリパンブルー染色法、インテリジェント画像認識、および先進的な光学イメージング技術を採用し、正確かつ自動的な細胞分析を実現します。アルゴリズムは生細胞と死細胞をわずか数秒で識別可能です。細胞数、生存率、直径などの情報がワンクリックで取得可能です。蛍光キューブを搭載したC100は、明視野 (BF) と蛍光 (FL) チャンネルの画像を同時に表示し、細胞数と細胞形態を明瞭に提示します。免疫学・ワクチン開発、細胞治療、腫瘍研究、幹細胞・代謝研究などにおける細胞生存率やトランスフェクション効率の分析に最適な装置です。



モデル	C100-SE	C100
蛍光オプション	N/A	● (Ex: 375/28nm; Em: 460/50nm) ● (Ex: 480/30nm; Em: 535/40nm) ● (Ex: 540/25nm; Em: 620/60nm)
倍率、解像度	2.5×、5.0 Megapixel	
フォーカス調整	マニュアル/オート	
計測エリア	2.15mm×1.62mm	
細胞種	細胞株、幹細胞、初代培養細胞、花粉、ビール酵母	
細胞サイズ	4-60 μm (推奨: 7-60 μm)	
細胞濃度	10 ⁴ -10 ⁷ cell/mL	
計測時間	9秒未満	
データ保存	最大1000件 (レポートおよび画像)	
サイズ (W×D×H)	212×165×264mm	
重量	3.0kg	3.2kg
電源	90-264V、50/60Hz、2A	

● C100-SE自動セルカウンター (明視野)

カタログ No.

C100-SE

1年保証

希望販売価格

¥517,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥413,600**

● C100自動セルカウンター (明視野+蛍光)

カタログ No.

C100

1年保証

希望販売価格

¥730,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥584,000**

■ 構成: 本体、ACアダプター、カウンティングスライド (50枚)、USBメモリー、マニュアル、保証書 *蛍光フィルターキューブは別売となります。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
FLCube-01	蛍光フィルターキューブ (DAPI)	1個	¥259,000
FLCube-02	蛍光フィルターキューブ (AO/GFP)	1個	¥259,000
FLCube-03	蛍光フィルターキューブ (PI)	1個	¥259,000
DS-50	カウンティングスライド (C100-SE/C100用)	50枚 (1枚x50パック)	¥11,000

*キャンペーン対象外

全自動セルカウンター

SOL COUNT



バッテリー駆動が可能な小型軽量セルカウンター

SOL COUNT全自動セルカウンターは、レンズレスLED光学系とCMOSセンシング技術により、細胞の総数、生細胞、死細胞を迅速かつ正確に測定し、データの保存と転送を容易に行うことができます。

使い捨ての4チャンネルカートリッジを採用しているため、使い勝手がよく、2種類のサンプルを同時に測定することが可能です。また、コンパクトで携帯性に優れているため、モバイルラボに設置することが可能です。

- ◆ 簡単操作で、素早い結果（10秒以内）
- ◆ 2サンプル同時計測
- ◆ 小型軽量、バッテリー駆動
- ◆ Wifi接続で
 - ・クラウドサーバー（SOLOUD, 無償）へのデータ保存
 - ・ソフトウェアの自動アップデート

計測時間	10秒未満
細胞濃度範囲	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$ cells/mL
細胞径範囲	5~50μm
サンプル量	10μL
染色法	トリパンブルー染色
画像解像度	8メガピクセル
データフォーマット	JPEG（画像）、PDF（レポート）
データ出力	USB、クラウドサーバー
ディスプレイ	6.95インチタッチLCD
外部接続	Wifi、Ethernet、HDMI
サイズ（W×D×H）	180×120×78mm
重量	0.82kg
電源	5V/2A、USB Cタイプケーブル

● SOL COUNT全自動セルカウンター

カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
SOLCOU1 1年保証 ~~¥450,000~~ → **¥360,000**

■ 構成：本体、カートリッジ（50枚）、充電用電源ケーブル（タイプC給電）、USB、マニュアル、保証書

● SOL COUNT用カートリッジ

カタログ No. 希望販売価格 **キャンペーン中の参考価格**
SOLCOU2 ~~¥17,200~~ → **¥13,760 @¥275.2**

包装：50枚（50枚×1パック）

小型で軽量
0.82Kg



LED イルミネーター

電気泳動関連試薬



蛍光色素入りゲルローディングダイ

Novel Juice

- ◆ 4℃で1年間保存可能
- ◆ 6Xローディングダイとして使用可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
SL001-1000	Novel Juice (DNA Staining Reagent)	1mL (1mL×1本)	¥6,000	¥4,200

LED イルミネーター

BLook™・μBLook™・pBLook™

BLook™

BLook™

- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ 人間工学に基づいた視野角
- ◆ オートシャットオフ機構
- ◆ ゲルカッティングツール付属

売れて
ます!!

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	200×120mm
オートシャットオフ	5分
本体サイズ（W×L×H）	295×215×42mm
重量	1280g
電源	100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A

カタログ No.

BK001

1年保証

希望販売価格

¥98,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥78,560

■ 構成：イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール（替刃付）、マニュアル（スリーブに記載されています）

● BLook™ ゲル撮影用ミニ遮光フード

BK001-000B


1年保証

希望販売価格

¥1,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥960



BLook™ゲル撮影用ミニ遮光フード
スマートフォンで簡単に撮影が可能

μBLook™

- ◆ コンパクト設計（フットプリント 193mm×199mm）
- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ フィルター面の汚れを防ぐゲルトレー付属

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	88×119mm
本体サイズ（W×L×H）	193×199×33mm
重量	500g
電源	入力：100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A 出力：12V, 1.5A

カタログ No.

BK003

1年保証

希望販売価格

¥115,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥92,000

■ 構成：イルミネーター本体、ゲルトレー、電源アダプター

注意：本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。



ゲルトレーの着脱によりLEDが自動的に
点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載

pBLook™

- ◆ 手のひらサイズ
- ◆ 泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
本体サイズ（W×L×H）	83×83×22mm
重量	100g
電源	1.5V単四電池 3個

カタログ No.

BK002

1年保証

希望販売価格

¥36,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥29,520

■ 構成：イルミネーター本体、マニュアル



pBLook™のご使用にあたって

pBLook™を使用してPCR産物を検出する場合、別途470nmで励起されるDNA染色用蛍光色素（SYBR® Greenなど）が必要となります。

検出方法としては下記の2通りがあります。

PCR反応の際に

① 蛍光色素入りの反応液（マスターミックス）を使用した場合：そのまま検出することが可能です。

② 蛍光色素が入っていない反応液を使用した場合：DNA検出用の蛍光色素入り染色液もしくは蛍光色素入りゲルローディングバッファーを添加する必要があります。

なお、エチジウムブロマイドはご使用になれません。

イメージング装置

Azure Imaging System



Azure 200 / Azure 280 / Azure 300 / Azure 400 / Azure 500 / Azure 600

◆ マルチファンクション

UV ゲル撮影から近赤外蛍光イメージングまで多種多様なニーズに対応

◆ 正確な定量性

高感度かつ屈指のダイナミックレンジ（4.80D）により正確な定量解析が可能

◆ 直観的なキャプチャーソフトウェア


オート撮影モードでは飽和しない最適な露光時間を自動的に算出

* Azure Capture ソフトウェアには 21CFR Part 11 対応のバージョンもございます。詳細についてはお問い合わせください。




■ 構成：イメージングシステム本体、UVトランスイルミネーター、オレンジトレイ、ブラケット、電源ケーブル、マニュアル、保証書


1年保証



マルチプレックス検出



高感度・広いダイナミックレンジによる正確な定量化学発光



- A. 近赤外ウエスタンブロット
- B. 化学発光ウエスタンブロット
- C. 着色マーカを含む化学発光ウエスタンブロット
- D. 3カラー蛍光ウエスタンブロット
- E. 生物発光バクテリア
- F. タンパク質染色ゲル
- G. AZURERED 染色ウエスタンブロット
- H. DNA 電気泳動ゲル
- I. 4カラー蛍光ウエスタンブロット

カタログNo.	AZI200	AZI280	AZI300	AZI400	AZI500	AZI600	
商品名	Azure 200	Azure 280	Azure 300	Azure 400	Azure 500	Azure 600	
							
アプリケーション	UV BLUE LIGHT TRUE COLOR TRANS WHITE	CHEMI UV BLUE LIGHT TRUE COLOR TRANS WHITE	CHEMI UV BLUE LIGHT TRUE COLOR TRANS WHITE	RGB CHEMI UV BLUE LIGHT TRUE COLOR TRANS WHITE	NIR CHEMI UV BLUE LIGHT TRUE COLOR TRANS WHITE	NIR RGB CHEMI UV BLUE LIGHT TRUE COLOR TRANS WHITE	
カメラ解像度	5.4MP	6.1MP	9.1MP				
ペルチェ冷却	N/A	-50℃					
カメラビット数	16bit（65,536階調 グレースケール）						
ピクセルサイズ	2.5×2.5μm	4.54×4.54μm	3.69×3.69μm				
レンズ	8mm、f/1.8	25mm、f/0.95					
ダイナミックレンジ	4.8OD						
撮影範囲	20×15cm	20.4×16.6cm	20.5×16.5cm				
光源	落射光源						
	青色LED (472nm)	●*	●*	●*	●	●*	●
	緑色LED (524nm)	●*	●*	●*	●	●*	●
	赤色LED (628nm)	●*	●*	●*	●	●*	●
	近赤外レーザー (685、784nm)					●	●
	透過光源						
	UV (302、365nm)	●	●	●	●	●	●
白色 (オレンジプレート)	●	●	●	●	●	●	
白色 (白色光源)	オプション						
検出フィルター	フィルターホイール	7ポジション電動フィルターホイール					
	フィルター枚数 (標準装備)	1	1	1	4	3	6
	検出波長	595nm	595nm	595nm	513、572、595、684nm	595、735、832nm	513、572、595、684、735、832nm
コントロールワークステーション	内蔵PC（5G RAM/500GB SSD）、フルHD13.3インチタッチスクリーン						
外部PC制御	可						
画像取得ソフトウェア	Azure Acquisition Software						
解析ソフトウェア	AzureSpot Pro（別売）						
外寸（W×D×H）	420×330×560mm						
重量	20kg						
電源	100-240VAC、50/60Hz、4A						
包装	1式						
希望販売価格	¥2,000,000	¥4,300,000	¥5,000,000	¥8,200,000	¥9,000,000	¥11,000,000	

* ブルーライトイメーシング・True color イメーシング用 (蛍光励起には使用できません)

※ ご購入後に上位機種にアップグレードすることが可能です (Azure 280 を除く)。

* キャンペーン対象外

ライブセルイメージングシステム

EzScope



EzScopeは非常にコンパクトでCO₂インキュベーター内に設置したまま、タイムラプスイメージを取得できます。

制御された条件下で24時間365日の測定を可能にします。

インキュベーターの外に出さずに離れた所でいつでも画像を観察することができる上、細胞への不要な刺激も与えません。

対物レンズは10x (付属)と20x (オプション)を使用でき高品質なイメージを取得できます。

1台のPCで最大4台までのEzScopeをコントロールできるので繰り返しの作業を減らすことで時間を節約し、実験効率を高めます。

- ◆ CO₂インキュベーター内に設置可能
- ◆ 1台のPCで4台のEzScopeを管理可能
- ◆ 明視野光源：白色LED
- ◆ 電動フォーカス
- ◆ ユーザーフレンドリーなソフトウェア
- ◆ EzCaptureソフトウェアによる画像編集
- ◆ XYステージ (オプション)も搭載可能
- ◆ サードパーティソフトウェアを導入することで遠隔操作可能



カタログ No.

BRLC-0101

1年保証

希望販売価格

¥1,152,000

キャンペーン中の参考価格

¥921,600

■ 構成：EzScope 101 本体 (10x対物レンズ付き)、USBフラッシュドライブ、LEDランプアーム、USBデータケーブル、電源アダプター (DC 5V)、マニュアル、クイックガイド、保証書

アプリケーション

- 生細胞イメージング
- 細胞増殖および密度
- 細胞遊走能
- 創傷治癒
- 幹細胞分化



明視野光源	白色LED
対物レンズ	10x、20x (オプション)
カメラ	1.3 MP CMOS Sensor
画像解像度	1280×1024ピクセル
出力フォーマット	Tiff (画像)、AVI (ビデオ)
ソフトウェア	EzCapture (スナップショット、タイムラプスなど)
視野サイズ	2.6×2.0mm (10x対物レンズ)
解像度	2 μm/pixel (10x対物レンズ)、1 μm/pixel (20x対物レンズ)
Live View Frame Rate	8フレーム/秒
フォーカス	電動
ステージ	XYステージ (オプション)
	SBSフットプリント
ラボウェアホルダー (オプション)	35mm培養用ディッシュおよびスライド、60mm培養用ディッシュおよびスライド、25cm ² 培養フラスコ、75cm ² 培養フラスコ
制御用PC	i3 CPU with 4 GB RAM, Windows 10 OS, i5 CPU with 8 GB RAM, Windows 10 OS for multiple units connection
インターフェース	USB 2.0/3.0、4台まで
操作環境条件	0℃～42℃、5%～95%湿度 (結露なし)
サイズ (W×D×H)	225×131×205mm
重量	2.0kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、DC5V,2A

■ 関連商品

カタログNo.		大箱包装	希望販売価格
275-LCBR02-00	EzScope用 20x 対物レンズ	1個	¥70,000
275-LCBR03-00	EzScope用 XYステージ アダプター付	1式	¥291,000
275-LCBR04-00	EzScope XYステージ用アダプター 35mm 細胞培養・スライド用	1個	¥24,500
275-LCBR05-00	EzScope XYステージ用アダプター 60mm 細胞培養・スライド用	1個	¥24,500
275-LCBR06-00	EzScope XYステージ用アダプター 25cm ² フラスコ用	1個	¥24,500
275-LCBR07-00	EzScope XYステージ用アダプター 75cm ² フラスコ用	1個	¥24,500

※キャンペーン対象外

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

エレクトロポレーションシステム

ピペットスタイルエレクトロポレーションシステム

NanoEntek

ExTransfection™

ExTransfection™ エレクトロポレーションシステムは、シングルチャンバーチップを用いて精密な電気パルスを負荷する卓上型装置であり、高い細胞生存率を維持しながら効率的なトランスフェクションを実現します。



- ◆ **高効率**：ロスなく強力かつ均一な電気パルスを供給します。
- ◆ **優れた生存率**：プロセス全体を通じて高い細胞生存率を維持します。
- ◆ **適用性**：哺乳類細胞、初代培養細胞、幹細胞、血液細胞など、さまざまな細胞タイプに対応
- ◆ **一貫性**：同一条件下で再現性のある結果を保証
- ◆ **使いやすさ**：さまざまな実験ニーズに合わせて、10μLおよび100μLのサンプル容量に対応
- ◆ **最適化されたプロトコル**：プロトコルライブラリーで300種類の細胞別プロトコルが利用可能



マイクロポレーション技術は、以下の点において従来のエレクトロポレーションの課題を克服しています。

電極の表面積の極小化

発熱の最小化

pH変動の極小化

金属イオン精製の最小化



*Conventional cuvette

サンプル量	10μLまたは100μL
細胞濃度	1×10 ⁴ -5×10 ⁵ /10μL 5×10 ⁵ -5×10 ⁶ /100μL
パルス電圧	500-2500V
パルス幅	1-100ms
パルス数	1-10
インターフェース	8インチタッチスクリーン
電源	100-240V, 4.5A, 50/60Hz
サイズ(WxDxH)	251.6×384.3×185.1mm
重量	6kg

● ExTransfectionシステム

カタログ No.

希望販売価格

EXT1000

1年保証

¥1,710,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、電源コード、ピペット、ピペットステーション、マニュアル、保証書

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
EXT1025K	ExTransfection 10μLキット (25x2 reactions)	1式	¥95,500
EXT10025K	ExTransfection 100μLキット (25x2 reactions)	1式	¥98,900
EXT1096K	ExTransfection 10μLキット (96x2 reactions)	1式	¥290,000
EXT10096K	ExTransfection 100μLキット (96x2 reactions)	1式	¥294,000
EXT50T	ExTransfectionチューブ	50本 (5本x10パック)	¥61,400

*キャンペーン対象外

BMBio PCR サーマルサイクラー

ダブル



Android OSシステム、カラー静電容量式タッチスクリーン、独立したデュアルブロック、内蔵Wifiモジュール、モバイルアプリおよびソフトウェア制御機能、大容量ストレージ、メールアラート機能等、様々なテクノロジーを組み合わせています。

上記のそれぞれの機能により、PCRの優れたパフォーマンスが実行され、高度な実験ニーズにお応えします。

- ◆ 8つの長寿命ペルチェユニットが4つのサーキット回路を形成し、4種類の温度ゾーンを制御する事でダブルブロックグラジエント機能を実現
- ◆ 強化アルミニウムモジュールが高い熱伝導性を維持し、耐食性も備えています
- ◆ 2つのブロック (2×48well) が独立して動作する為、異なるプログラムを同時に実行可能
- ◆ プログラム実行中、プログラム名及び残り時間が表示可能
- ◆ 10,000通りのプログラムが保存可能
- ◆ 停電からの自動復帰機能付
- ◆ プログラム終了後にステップ毎のGLPレポートが出力され、実験分析のデータサポートを提供
- ◆ ユーザーログイン管理機能有
- ◆ プログラム終了時に eメールで報告機能有



カタログ No.

BMSHBG0006



希望販売価格

¥999,999

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥720,000**

■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書

対応容器	0.2mlチューブ×48本×2
温度設定範囲	0-100℃
温度上昇速度	5℃/秒
温度下降速度	4℃/秒
温度均一性	±0.2℃
温度精度	±0.1℃
ディスプレイ解像度	0.1℃
温度制御モード	Blockモード/Tubeモード
ランピングレート	0.1-5℃
グラジエント均一性	±0.2℃
グラジエント精度	±0.2℃
グラジエント設定範囲	30-100℃
グラジエント幅	1-30℃
ホットリッド温度範囲	30-110℃
ホットリッド固定方式	ステップレス
プログラム容量	10000 +(USB FLASH)

最大ステップ数	30
最大サイクル数	100
時間インクリメント/デクリメント	1秒～600秒
温度インクリメント/デクリメント	0.1-10.0℃
一時停止機能	有
データ自動保護機能	有
4℃固定機能	Forever
タッチダウン機能	有
ロングPCR機能	有
言語	English
モバイルアプリ	Android
ディスプレイ	8インチ、800×600pels
サイズ (W×D×H)	270×390×255mm
重量	9kg
電源	85-264VAC、47-63Hz、600W

BMBio PCR サーマルサイクラー

Single96 〈グラジエント機能付〉



BMBioサーマルサイクラー Single96は、
6つの独立した温度制御機能、
グラジエント機能、カラータッチスクリーン、
大容量ストレージ、マウス・キーボードの外部接続、
Bluetoothプリンター対応など、
さまざまな実験ニーズ対応した機能を備えています。
最大ランピングレートは6℃/秒、100万回以上の
サイクルが可能です。



- ◆ 長寿命のペルチエーターユニットを6個搭載し、6つの温度ゾーンを独立して制御可能。
- ◆ 陽極酸化処理技術により強化されたアルミニウムモジュールにより高い温度伝達能と耐腐食性を 実現しています。
- ◆ 最大6℃/秒の加熱・冷却速度（もしくはランピング速度）により貴重な時間を無駄にしません。
- ◆ 無段階調整可能なホットリッドは、異なる高さのチューブに調節可能。チューブの溶融と蒸発を防ぎます。
- ◆ Windowsインターフェース、8インチ（800×600、16色）TFTカラータッチスクリーンによるグラフィカルな表示で、設定やモニタリングが簡単に行えます。
- ◆ 11種類の標準プログラムファイルテンプレートを内蔵し、必要なファイルを素早く編集できます。
- ◆ フォルダー管理、ユーザーによるディレクトリの構築が可能です。
- ◆ 実行しているプログラムと残り時間をリアルタイムで表示し、実行中のプログラム編集も可能です。
- ◆ ワンクリック・インキュベーション機能を搭載し、変性、酵素処理、ELISAに対応可能です。
- ◆ 内蔵されているフラッシュメモリに10000個の標準的なPCRプログラムを保存可能で、自由なフォルダー構成も可能です。
- ◆ リッドの温度とホット・リッド・モードは各種実験のニーズにあわせて設定可能です。
- ◆ 停電した場合、中止されたところから自動的にプログラムが再開します。
- ◆ 各ステップのデータをGLP形式で記録し、正確な実験結果の解析をサポートします。
- ◆ ユーザーのログイン管理、3段階の許可、パスワード保護機能により、データの安全性を確保しています。
- ◆ USBドライブを介してマウスやキーボードを使用でき、データ移動も可能です。
- ◆ USBおよびLANによるソフトウェアアップデートに対応。
- ◆ ネットワーク接続により、1台のコンピュータで複数台のPCRを制御可能。
- ◆ Bluetooth対応のプリンターの使用が可能です。

カタログ No.

BMSHBG0004

3年保証

希望販売価格
¥800,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥640,000**

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書



対応容器	0.2mlチューブ×96本 (8連チューブ×12本)
温度設定範囲	4-100℃
最大温度上昇速度/下降速度	6℃/秒、4℃/秒
温度均一性	±0.3℃
温度精度	±0.2℃
表示（設定）温度	0.1℃刻み
温度制御モード	Blockモード／Tubeモード
ランブスピード設定範囲	0.1-6℃
グラジエント設定温度	30-100℃
グラジエント温度幅	隣接する温度ゾーンの温度差は0.1～5℃
リッド温度設定範囲	30-110℃
リッド高調節	無段階
プログラム容量	10000 + (USB FLASH)
最大ステップ数	30

最大サイクル数	100
ステップ時間の増減設定範囲	1 Sec - 600 Sec
ステップ温度の増減設定範囲	0.1-10.0℃
ポーズ機能	有
自動データー保護機能	有
4℃でのホールド時間	無限
タッチダウン機能	有
ロングPCR機能	有
言語	英語
LAN接続	有
LCD	8インチ、800×600ピクセル
外部接続	USB2.0, LAN
サイズ (WxDxH)	270×390×255mm
重量	約9Kg
電源	85-264VAC, 47-63Hz, 600 W


BMBio PCR サーマルサイクラー

ミニサーマルサイクラー EL (32×0.2ml グラジエント機能付)

BMBio
ST (Standard & Stable)

BMBio ミニサーマルサイクラー EL は非常にコンパクトな32ウェルタイプのグラジエント付サーマルサイクラーです。小さいながらも、高性能・ロングライフのペルチェを搭載し、ランピングレートは最大5℃/s、最大可能サイクル数100と大変パワフルです。また、グラジエント機能、大容量ストレージ、カラータッチスクリーンを備え、フルサイズのサーマルサイクラーにも引けを取らず、本格的なテストを大変お気軽に開始頂けます。

軽い! 重さ2.6kg



- ◆ 高性能なロングライフペルチェを搭載
- ◆ 熱伝導性の高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済み）を使用
- ◆ スケーラブルリッドは様々なチューブの高さに対応可能
- ◆ 5インチのTFTカラータッチディスプレイで、設定は簡単
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートによりお手軽にPCR開始可能
- ◆ フォルダ階層は自由に構成可能。
- ◆ 実行プログラムの経過をリアルタイム表示。
- ◆ ワンクリックインキュベーション機能搭載
- ◆ 電源が切れた場合は、回復後に自動的に再開
- ◆ USBコネクタ搭載で外部ストレージやマウスを使用可能
- ◆ ソフトウェア更新可能

リーズナブル

カタログ No.

BMSHBG0005

2年保証

希望販売価格
¥360,000

キャンペーン中の参考価格


→ ¥288,000

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

サンプル数	32×0.2ml
温度選定範囲	4～100℃
加熱速度（最大）	5℃/s
冷却速度（最大）	4℃/s
温度均一性	±0.2℃
温度精度	±0.2℃
設定温度	0.1℃刻み
温度制御モード	BlockまたはTube
速度調節範囲	0.1～5℃
グラジエント設定温度	30～100℃
グラジエント温度幅	1～30℃
リッド温度設定範囲	30～110℃
保存可能なプログラム数	10000 + (USB FLASH)

最大ステップ数	30
最大サイクル数	100
ステップ時間の増減設定範囲	1秒～600秒
ステップ温度の増減設定範囲	0.1～10.0℃
一時停止機能	あり
自動データ保護機能	あり
4℃でのホールド時間	無限
ディスプレイ	5インチ, 800×480ピクセル
外部接続	USB2.0
サイズ (W×D×H)	190×267×115mm
重量	2.6kg
電源	85～264 VAC, 47～63 Hz, 600 W


おすすめ



PCRチューブ・プレート

P.109～114 に掲載しております。

おすすめ



プレートシール

P.117～120 に掲載しております。

BMBio PCR サーマルサイクラー

Ocean 2D 〈グラジエント機能付〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

優れた2D機能

- 変性とアニーリングの温度の同時設定により、実験時間を大幅に短縮
- 96パターンの温度の組み合わせからデータを取得。実験の成功に最適な設定を選択可能


最大8℃/sの加熱・冷却速度
(もしくはランピング速度)

- 貴重な時間を無駄にしません。

オペレーションシステムは
Androidベース

- 10.1インチの大画面タッチスクリーン
- メニュー画面の見やすさ、シンプルで使いやすいユーザーインターフェース

- ◆ 優れた耐久性のペルチェヒーティングユニットを搭載
- ◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- ◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- ◆ 本体前後の通気口により、横に並べた使用が可能
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- ◆ 必要に応じて9個のショートカットキーを自由に設定
- ◆ ワンクリック・インキュベーション機能を搭載。変性、酵素処理、ELISAに対応
- ◆ リッドの温度とホット・リッド・モードは各実験のニーズに合わせた設定が可能
- ◆ USBドライブを搭載し、データ移動、マウス使用も可能
- ◆ 電源が断たれてしまった場合でも回復後にプログラムを中止されたところから自動的に再開



2Dグラジエント



カタログ No.

BMSHBG0002

3年保証

希望販売価格

¥1,320,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,056,000**

■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×96本
温度設定範囲	0℃～105℃
最大温度上昇速度/下降速度	8℃/秒、6℃/秒
速度調節	0.1-8℃
温度均一性	<±0.2℃
温度コントロール精度	<±0.1℃
グラジエント精度	±0.2℃
グラジエント設定範囲	30℃～105℃
グラディエント幅	ヨコ：1-30℃ タテ：1-24℃
ホットリッド温度範囲	30-115℃
プログラム容量	20000 + (USB FLASH)
最大ステップ数	40
最大サイクル数	100


継続時間	1秒～18時間
時間インクリメント/デクリメント	1秒～600秒
温度インクリメント/デクリメント	0.1℃～10.0℃
インキュベーション機能	あり
自動データ保護機能	あり
一時停止機能	あり
ディスプレイ	10.1インチ、1024x600ピクセル、TFTカラータッチスクリーン
インターフェース	USB2.0、WIFI
サイズ (W×D×H)	270×385×255mm
重量	17.0kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
消費電力	1200W

BMBio PCR サーマルサイクラー

TRIPLE〈グラジエント機能付〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

- 3×32well ブロック
- 高性能ペルチェを使用することで優れた耐久性を実現
- 最大温度上昇毎秒 5℃、下降速度毎秒 4℃
- コンパクト設計
- ◆ ブロックごとに8段階のグラジエント設定が可能
- ◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- ◆ ブロックごとに独立に制御でき、3種類のプログラムを同時に実施できます。
- ◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- ◆ 設定が容易なユーザーフレンドリーなインターフェース
- ◆ 8インチのTFTカラータッチスクリーンディスプレイ搭載
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- ◆ プログラム容量：10000+（USBフラッシュ）
- ◆ 停電等で電源が切れた場合でも、回復後に自動的に再開
- ◆ GLPに準拠したレポートがすべてのステップを正確に記録し、実験結果の分析をサポート
- ◆ 3段階のユーザー管理機能、パスワードの設定でセキュリティをより確かなものにします。



グラジエントの方向 PCR温度条件の最適化

カタログ No.

BMSHBG0001

3年保証

希望販売価格
¥980,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥784,000

■ 構成：サーマルサイクラー本体、ヒューズ×2、タッチペン、電源ケーブル、マニュアル、保証書



動画はこちら

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×32本×3
温度設定範囲	0-100℃
最大温度上昇速度/下降速度	5℃/秒、4℃/秒
温度コントロール精度	<±0.2℃
温度均一性	<±0.3℃
グラジエント設定範囲	30～100℃
ヒートリッド温度設定範囲	30～110℃
時間インクリメント	1秒～600秒
温度インクリメント	0.1～10.0℃

一時停止機能	有
ディスプレイ	8インチ TFTカラータッチスクリーン
プログラム	10000+（USBフラッシュ）
インターフェース	USB2.0
オートリスタート機能	有
サイズ (W×D×H)	270×390×255mm
重量	9kg
電源	110VAC、50/60Hz
消費電力	600W



- ・ブロックごとに独立にコントロール
- ・3種類のプログラムを同時にPCR

8インチTFTカラー
タッチスクリーンディスプレイ

背面インターフェース

BMBio リアルタイム PCR サーマルサイクラー

snow

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ ダブルチャンネル、ダブルブロックなので、2つのプログラムを同時に実行可能
- ◆ 小型で軽量なので持ち運びが容易
- ◆ 高性能な分析ソフトウェア -定性/定量、融解曲線、遺伝子鑑定- に対応
- ◆ 7インチ高解像度TFTカラータッチスクリーン、Windows10オペレーティングシステムを搭載
- ◆ 20Gのフラッシュメモリを標準装備。40,000件の実験データを保存可能
- ◆ プリンターに直接つなげられるので、コンピュータなしで印刷可能
- ◆ サイドスキャンテクノロジーで光路を短縮でき、安定した蛍光シグナル検出を実現
- ◆ ブラックリアクションブロックによるバックグラウンドのノイズを排除
- ◆ 検出光路を同一にすることで、再現性を向上
- ◆ 光源はメンテナンスフリーで長寿命、環境にもやさしいLED
- ◆ 電磁気ロックカバーを採用し、ホットリッドが不意に開くことを防止
- ◆ 前面のシャットダウンボタンがファイルデータを厳守
- ◆ 定電流回路でスムーズなパワー出力、ペルチェの保護、より正確な温度コントロールを実現
- ◆ 過電流、過加熱などを防ぐ機能および停電時の自動復帰機能を搭載
- ◆ 排熱口が前後についているので複数台並べて設置可能



アプリケーション例

- ・ バイオテクノロジーの研究分野
- ・ 家畜飼育
- ・ 各種伝染病
- ・ 農業、水産業 など
- ・ 食品安全検査

カタログ No.

BMSHBG0003

2年保証

希望販売価格

¥1,550,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,240,000**


■ 構成：本体、ACアダプター、マニュアル、保証書



動画はこちら



オペレーションシステムはWindowsを採用



サイドスキャンテクノロジー

サンプル容量	0.2ml×16本 (8ウェル×2ブロック)
対応容器	0.2ml PCRチューブ、8連チューブ
反応容量	10~100μl
温度設定範囲	0~100℃
最大加熱速度	6℃/秒
温度変動	±0.1℃
均一性	±0.25℃
精度	±0.25℃
Lid設定温度	30~115℃
励起波長	460~550nm
蛍光波長	F1:520~540nm, F2:540~580nm
校正済み色素	F1:FAM/SYBR Green, F2:HEX/VIC/JOE/TET

光源	長寿命LED
検出器	高感度光電センサー
ダイナミックレンジ	1-10 ¹⁰ コピー
検出感度	1コピー
出力フォーマット	excel, csv, txt
ディスプレイ	7インチ カラー-TFTタッチスクリーン、1280×800ピクセル
インターフェース	wifi, USB2.0
サイズ (W×D×H)	267×300×198mm
重量	5.5kg
電源	100-240V, 50/60Hz, 255W

PCR サーマルサイクラー

Biometra TAdvanced

analytikjena
An Endress+Hauser Company

プレミアムな品質の次世代型サーマルサイクラー

- ◆ クラッチ機構採用によりサンプル容器への適正な圧力コントロールを実現
- ◆ 高い熱伝導性と温度均一性を実現
- ◆ リニアな温度勾配で容易にセットアップ可能
- ◆ 静かな作動音：＜45dB
- ◆ ユーザーごとにプロトコルを管理
- ◆ ブロック交換が容易



● BiometraTAdvanced 96 G (Gradient)

希望販売価格

846-5-070-201 1年保証

¥1,500,000 *キャンペーン対象外

● BiometraTAdvanced 96 SG (Gradient)

希望販売価格

846-5-070-241 1年保証

¥1,700,000 *キャンペーン対象外

● BiometraTAdvanced 384G (Gradient)

希望販売価格

846-5-070-214 1年保証

¥1,500,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

カタログNo.	846-5-070-201	846-5-070-241	846-5-070-214
商品名	BiometraTAdvanced 96 G (Gradient)	BiometraTAdvanced 96 SG (Gradient)	BiometraTAdvanced 384G (Gradient)
対応容器	0.2mlチューブ×96本または96ウェルプレート1枚		384ウェルプレート1枚
ブロック材質	アルミニウム	シルバー	アルミニウム
コーティング	特殊合金	ゴールド	特殊合金
ブロックの交換	Quick-X-change		
最大温度上昇速度/下降速度	6.0℃/秒 4.0℃/秒	8.0℃/秒 5.5℃/秒	4.0℃/秒 2.0℃/秒
平均温度上昇速度/下降速度	5.5℃/秒 3.5℃/秒	7.0℃/秒 4.5℃/秒	3.8℃/秒 1.7℃/秒
グラジェント設定範囲	30℃	40℃	24℃
温度均一性 55℃	±0.20℃	±0.15℃	
温度設定範囲	3℃～99℃		
コントロール精度	±0.1℃		
外寸 (W×D×H)	280×460×270mm		
重量	15kg		
消費電力 (最大)	850W		
電源	100V、50/60Hz		


PCR サーマルサイクラー

Biometra TOne

analytikjena
An Endress+Hauser Company

リーズナブルなサーマルサイクラー

- ◆ クラッチ機構採用によりサンプル容器への適正な圧力コントロールを実現
- ◆ 高い熱伝導性と温度均一性を実現
- ◆ リニアな温度勾配で容易にセットアップ可能
- ◆ 静かな作動音：＜45dB
- ◆ ユーザーごとにプロトコルを管理



● Biometra TOne 96G

カタログ No.

希望販売価格

846-5-070-301 1年保証

¥900,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

対応容器	0.2mlチューブ×96本 96ウェルプレート1枚	温度均一性 55℃	±0.2℃
ブロック材質	アルミニウム	温度設定範囲	3℃～99℃
コーティング	特殊合金	コントロール精度	±0.1℃
最大温度上昇速度/下降速度	4.0℃/秒 3.3℃/秒	外寸 (W×D×H)	260×430×210mm
平均温度上昇速度/下降速度	3.8℃/秒 3.0℃/秒	重量	11.5kg
グラジェント設定範囲	0.1℃～20℃	消費電力 (最大)	550W
		電源	100V、50/60Hz

PCR サーマルサイクラー

Biometra TRIO

analytikjena
An Endress+Hauser Company



独立して運用できる3ブロックのマルチタイプ

- ◆ 3ブロックシステム
- ◆ 3ブロックを使用したグラジエント機能
- ◆ クラッチ機構採用によりサンプル容器への適正な圧力コントロールを実現
- ◆ 静かな作動音：<45dB
- ◆ ユーザーごとにプロトコルを管理



● Biometra TRIO 48

846-5-070-723 **1年保証**

希望販売価格

¥1,900,000 *キャンペーン対象外

● Biometra TRIO combi

846-5-070-724 **1年保証**

希望販売価格

¥1,900,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

カタログNo.	846-5-070-723	846-5-070-724
商品名	Biometra TRIO 48	Biometra TRIO combi
ブロック材質/コーティング	アルミニウム/特殊合金	
対応容器 (1ブロックあたり)	0.2mlチューブ×48本 48ウェルプレート×1枚	0.2mlチューブ×48本 0.5mlチューブ×18本 48ウェルプレート×1枚
温度設定範囲	3℃～99℃	
最大温度上昇速度/下降速度	5.0℃/秒 4.2℃/秒	3.0℃/秒 2.7℃/秒
平均温度上昇速度/下降速度	4.5℃/秒 3.8℃/秒	2.7℃/秒 2.4℃/秒
コントロール精度	±0.1℃	
温度均一性	95℃：±0.6℃ 70℃：±0.3℃ 50℃：±0.2℃	
ヒートリッド温度設定範囲	30℃～110℃	
ヒートリッド高さ調整機構	あり (TPProfessional Lid採用)	
インターフェース	1×USB Aポート、1×Ethernetポート	
外寸 (W×D×H)	300×410×250mm	
重量	17.3kg	
電源	100V、50/60Hz、1.000W (最大)	

PCR サーマルサイクラー

Biometra TAdvanced Twin

analytikjena
An Endress+Hauser Company



Biometraからツインブロックの新機種登場

2つのブロックを搭載し別々に運転が可能です。
ユーザー数の多い研究室に最適です。

- ◆ 高性能アルミブロック
- ◆ HPSL
- ◆ グラジエント
- ◆ Quick-X-changeシステム



● Biometra TAdvanced Twin 48G

846-5-070-202 **1年保証**

希望販売価格

¥1,500,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

対応容器 (1ブロックあたり)	0.2mlチューブ×48本 48ウェルプレート×1枚 8連チューブ×6	グラジエント設定範囲	20℃/0.1℃
ブロック材質	アルミニウム	温度均一性 55℃	±0.20℃
コーティング	特殊合金	温度設定範囲	3℃～99℃
ブロックの交換	Quick-X-change	コントロール精度	±0.1℃
最大温度上昇速度	5.2℃/秒	リッド温度設定幅	30℃～99℃
		外寸 (W×D×H)	280×460×270mm
		電源	100V、50/60Hz、850W

高性能アルミブロック

5.2
℃/sec

最大温度
上昇速度

± 0.20
℃

温度均一性
55℃

± 0.1
℃

コントロール
精度

微量分光光度計

Nano-500

ALLSHENG



フルオロメーターの機能を搭載した微量分光光度計

最小 0.05mm の光路長により最大 15,000ng/μL の核酸濃度検出が可能。モーター昇降構造で安定した検出結果が得られます。

蛍光検出機能により 5ng/μL 以下の DNA サンプルを正確に測定できます。対応する検出キットを使用した場合の検出限界は 0.5pg/μL (dsDNA)。

自動検出機能により検出アームが下がると自動的に濃度検出を開始し、測定時間効率が大幅に向上します。

- ◆ 特許取得のモーター昇降構造により、構造的な問題による液柱の破損を防ぎ、検出の安定性を高めます。
 - ◆ 光路長を変更 (0.05、0.2、1.0mm) することで、より高濃度サンプルの測定が可能
 - ◆ 細菌濃度測定に最適な OD600 測定が可能 (キューベットモード)
 - ◆ 蛍光色素を用いた核酸定量測定が可能 (フルオロメーターモード)
 - ◆ 7 インチタッチスクリーン搭載
 - ◆ 高解像度 CCD アレイ検出により 6 秒で検出を完了し、結果を表示することができます。
 - ◆ 長寿命キセノンランプ搭載
 - ◆ 検出データは USB 経由でコンピュータに転送でき、データ処理と分析に便利です。
- 内蔵プリンターでデータを直接印刷できます。

● Nano-500微量分光光度計

カタログ No.

AS-11060-00 **1年保証**

希望販売価格

¥2,333,000

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥1,866,400**

■ 構成：本体、キューベット (1 個)、ACアダプター、マウス、USB、プリンター用紙 (2 巻)、0.5mLチューブホルダー、マニュアル、保証書

微量測定モード	測定波長	200~800nm
	最小サンプル量	0.5~2.0uL
	光路長	0.05、0.2、1.0mm
	光源	キセノンフラッシュランプ
	検出器	2048-リニアCCDアレイ
	波長精度	1nm
	分光分解能	≤3nm
	吸光度精度	0.003Abs
	吸光度誤差	1% (7.332Abs@260nm)
	吸光度範囲	0.04~300Abs
	核酸濃度測定範囲	2~15,000ng/uL (dsDNA)
	測定時間	<6秒
フルオロメーターモード	光源	LED
	波長 (Ex/Em)	460±20nm/525~570nm
	ダイナミックレンジ	5桁
	直線性	R ² >0.995
	検出器	フォトダイオード
	再現性	≤1.5%
	安定性	≤1.5%
	感度	0.5pg/uL (dsDNA)
キューベットモード	測定時間	3秒 (1回測定)
	光源	LED (600±8nm)
	吸光度範囲	0~4.0Abs
外寸 (W×D×H)		208×320×186mm
重量		3.6kg
電源		100V、50/60Hz、25W (最大)

微量分光光度計

Nano-300

ALLSHENG



OD600測定（キュベット法）の機能を搭載した微量分光光度計

- ◆ 細菌濃度測定に最適な OD600 測定が可能（キュベットモード）
 - ◆ 7 インチタッチスクリーン搭載
 - ◆ 高解像度 CCD アレイ検出により 5 秒で検出を完了し、結果を表示することができます。
 - ◆ 長寿命キセノンランプ搭載
 - ◆ 検出データは USB 経由でコンピュータに転送でき、データ処理と分析に便利です。
- 内蔵プリンターでデータを直接印刷できます。

● Nano-300微量分光光度計

カタログ No.

AS-11020-00

1年保証

希望販売価格

¥1,931,000

キャンペーン中の参考価格

➔ ¥1,544,800

■ 構成：本体、キュベット（1個）、ACアダプター、マウス、USB、プリンター用紙（2巻）、マニュアル、保証書

微量測定モード	測定波長	200~800nm
	最小サンプル量	0.5~2.0uL
	光路長	0.2、1.0mm
	光源	キセノンフラッシュランプ
	検出器	2048-リニアCCDアレイ
	波長精度	1nm
	分光分解能	≤3nm
	吸光度精度	0.003Abs
	吸光度誤差	1% (7.332Abs@260nm)
	吸光度範囲	0.04~90Abs
	核酸濃度測定範囲	2~4,500ng/uL (dsDNA)
	測定時間	<5秒
キュベットモード	光源	LED (600±8nm)
	吸光度範囲	0~4.0Abs
外寸 (W×D×H)		208×320×186mm
重量		2.8kg
電源		100V、50/60Hz、25W（最大）

微量分光光度計

EzDrop 1000/1000C



BRED1000



BRED1000C

簡単操作で、サンプル1滴から迅速なデータ取得が可能

EzDrop 1000/1000C 微量分光光度計は、貴重なサンプルと時間を最大限に活用し、迅速（約3秒）に測定結果を提供します。微量測定モードとキュベット測定モード（1000Cのみ）を搭載し、タッチスクリーンで簡単に操作できます。これらの機能を組み合わせることで、核酸およびタンパク質の定量等、幅広い用途に対応します。また、タッチスクリーンでの操作に加え、パソコンに接続しての操作も可能です。

◆ 迅速に結果を取得

調整可能な光路長セレクターを備え、3秒でサンプルを迅速に測定できます。

- 光路長：0.05mm / 0.5mm（選択式）
- 最少サンプル必要量：1 μ L
- dsDNA：2–20,000ng/ μ L（光路長0.5mm：2–1,500ng/ μ L、0.05mm：1,000–20,000ng/ μ L）

◆ 2つの測定モードを搭載（1000Cのみ）

微量測定モードとキュベット測定モードからご使用いただくサンプルに適したモードを選択可能で、190～1000nmの全波長範囲を活用して幅広いアプリケーションに対応します。

※キュベット（W×L×H）：12.5×12.5×45mm, Beam height：8.5mm

◆ 一貫性と信頼性

吸光度のCV値は1%未満です。

◆ 柔軟なデータ管理

タッチスクリーン操作とパソコン操作の両方に対応し、多様なサンプルの測定が可能です。

● EzDrop 微量分光光度計

カタログ No.

BRED-1000

1年保証

希望販売価格

¥1,630,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥1,304,000**

■ 構成：本体、電源コード、USB-Bケーブル、保証書、マニュアル

● EzDrop 微量分光光度計 キュベットモード搭載モデル

カタログ No.

BRED-1000C

1年保証

希望販売価格

¥1,950,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥1,560,000**

■ 構成：本体、電源コード、USB-Bケーブル、クォーツキュベット、スターラー（6xΦ3mm）、保証書、マニュアル

● 関連製品

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
207-000535-00	EzDrop用スターラー	1式	¥2,800
219-110000-00	EzDrop用キュベット	1式	¥13,300

*キャンペーン対象外

カタログNo.	BRED-1000	BRED-1000C
モデル	EzDrop 1000	EzDrop 1000C
最少サンプル量	1 μ L	
光路長	0.5mm / 0.05mm (選択式)	
光源	キセノンフラッシュランプ	
検出器	2048 画素 CMOS	
測定波長範囲	190 – 1000nm	
波長制度	$\pm$ 1.0nm	
スペクトル分解能	1.5nm (Hg 253.7nm における半値幅)	
吸光度精度	Raw: 0.0015A (0.5mm) ; 0.03A (光路長 1cm 換算)	
吸光度正確性	1.5% at 1.0 A at 300nm	
吸光度範囲 (光路長 1cm換算)	0.04 – 400 A	
検出範囲	dsDNA: 2–20000ng/ μ L BSA: 0.06–600mg/mL	
測定時間	約3秒	

キュベット測定モード		
光路長 ^{※1}	—	10/5/2/1/0.5/0.2/0.125/0.1mm
吸光度範囲 (光路長 1cm換算)	—	0.002 – 1.5A
検出範囲	—	dsDNA: 0.3 – 75ng/ μ L BSA: 0.003 – 2.25mg/mL
スターラー	—	8 Speed (150 – 850rpm)
温度制御	—	37 – 45°C $\pm$ 0.5°C (クオーツ キュベット)

一般	
ディスプレイ	7インチ タッチスクリーン、1280×800 high-definition color display
接続性	USB type A (前面、データ出力用)、USB type B (背面、PC接続用)
データ保存容量	32GB フラッシュメモリ
外寸 (W×D×H)	206×333×166mm
重量	3.3kg
電源	Input : AC100-240V、50/60Hz Output : DC24V、2.08A

ソフトウェア	
Operationg System	Custom Linux based OS
制御用PC ^{※2}	Windows [®] 11

- ※ 1 キュベット (WxLxH) : 12.5x12.5x45mm、Beam height : 8.5mm
 キュベットを使用する際は、必要に応じて適切なアダプターとあわせてご使用ください。
- ※ 2 本機器はタッチパネル操作、または PC を接続して PC での操作が可能です。

フルオロメーター

3チャンネル搭載フルオロメーター EzCube



EzCube は選択可能な 3 つの蛍光チャンネルを備えており、核酸やタンパク質を高感度かつ高精度に定量可能です。1 μ L で低濃度サンプルを正確に測定できるため、次世代シーケンシング (NGS) 等のアプリケーションのためのサンプル測定に最適です。専用の定量試薬 EzQuant、タッチスクリーンおよび USB 接続と組み合わせる事で、EzCube は簡便で容易な高精度の核酸 / タンパク質定量を提供します。

◆ 高精度で高感度

低濃度のDNAやRNA、タンパク質でもわずか1 μ Lで、UVによる測定以上の感度で定量化可能です。

◆ 3つの蛍光チャンネル

3つの蛍光チャンネルにより、幅広いアプリケーションに対応可能です。

- Blue LED (max~480nm)
- Green LED (max~535nm)
- Red LED (max~630nm)

◆ 簡単操作


7インチのタッチスクリーンと内臓の試薬計算機により、ワークフローを円滑に制御します。

◆ 柔軟なデータ管理

USBを介して容易にデータを出力できます。



モデル	BRFP-0300
ダイナミックレンジ	5 orders of magnitude
光源	Blue LED (max ~ 480nm) Green LED (max ~ 535nm) Red LED (max ~ 630nm)
励起フィルター Excitation filter	Blue (430 - 495nm) Green (490 - 535nm) Red (600 - 645nm)
吸収フィルター Emission filter	Blue (510 - 580nm) Green (564 - 650nm) Red (665 - 720nm)
検出器 Detectors	フォトダイオード (測定性能: 320 - 1,100nm)
使用チューブ	0.5 mL polypropylene thin wall PCR tubes (品番 BRQK100-050000)
Operating System (OS)	Custom Linux based OS
ディスプレイ	7 インチ touch screen, 1,280x800 TFT-LCD
外部接続	USB Type A x2 (Data output)
データ保存容量	32GB flash memory
サイズ (W x D x H)	196x248x68mm
重量	1kg
電源	Input : AC100-240V, 50/60Hz Output : DC12V, 3A



● フルオロメーター EzCube 3波長 (Blue、Red、Green)

カタログ No.

BRFP-0300

希望販売価格

¥525,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥420,000**

■ 構成：EzCube本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

フルオロメーター

Fluo-100

ALLSHENG

軽量 0.4Kg



▲ Fluo-100A フルオロメーター (UV/ ブルー)

小型軽量2チャンネルフルオロメーター

- ◆ 小型軽量 (400g) でありながら 2 波長測定可能
- ◆ 短時間測定 (3 秒以内)
- ◆ 専用試薬不要なオープンシステム
- ◆ 3 種類の波長の組み合わせからお選びいただけます。

● NFluo-100Aフルオロメーター (UV/ブルー)

カタログ No.

AS-18010-00

1年保証

希望販売価格

¥403,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥322,400**

● Fluo-100Bフルオロメーター (ブルー/レッド)

カタログ No.

AS-18020-00

1年保証

希望販売価格

¥403,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥322,400**

● Fluo-100Cフルオロメーター (ブルー/グリーン)

カタログ No.

AS-18030-00

1年保証

希望販売価格

¥403,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥322,400**

■ 構成：本体、0.5mLチューブ用アダプター、ACアダプター、USB、マニュアル、保証書

カタログNo.	AS-18010-00	AS-18020-00	AS-18030-00
商品名	Fluo-100Aフルオロメーター (UV/ブルー)	Fluo-100Bフルオロメーター (ブルー/レッド)	Fluo-100Cフルオロメーター (ブルー/グリーン)
光源	LED		
波長 (Ex/Em)	UV (365±20nm/420~480nm) ブルー (420±20nm/525~570nm)	ブルー (420±20nm/525~570nm) レッド (625±20nm/670~725nm)	ブルー (420±20nm/525~570nm) グリーン (525±20nm/575~640nm)
ダイナミックレンジ、直線性	5桁、R ² > 0.995		
検出器	フォトダイオード		
再現性	<1.5%		
安定性	<1.5%		
検出感度	0.5ng/mL (dsDNA) *		
外寸 (W×D×H)	194×156×72.5mm		
重量	0.4kg		
電源	100V、50/60Hz、4.5W		

* 使用するキットに依存します。

フルオロメーター

Fluo-200

ALLSHENG



高感度2チャンネルフルオロメーター

- ◆ 測定時間が5秒以内と速く、かつ高感度（検出限界 0.1pg/uL（dsDNA））
- ◆ 2波長同時測定
- ◆ 7インチタッチスクリーン採用で直観的な操作を実現
- ◆ 20,000件のデータをCSVもしくはPDF形式で保存可能
- ◆ データのエクスポートはUSBもしくは外部プリンターで可能
- ◆ 専用試薬を必要としないオープンシステム
- ◆ 多機能なソフトウェア
 - ・ユーザーごとにアカウント作成可能
 - ・試薬濃度の計算機能
 - ・サンプルの定量解析
 - ・NGS ワークフロー

● Fluo-200 フルオロメーター

カタログ No.

AS-18050-00

1年保証

希望販売価格

¥766,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥612,800

■ 構成：本体、ACアダプター、マウス、USB、マニュアル、保証書



光源	LED
励起フィルター	ブルー：460±20nm レッド：625±20nm
検出フィルター	グリーン：525～570nm レッド：670～725nm
検出器	フォトダイオード
サンプル数	1
サンプル量	1～20uL
ダイナミックレンジ、直線性	5桁、R ² >0.995
検出限界	0.1pg/uL（dsDNA）*
測定時間	5秒/サンプル
ディスプレイ	7インチタッチスクリーン
外部出力ポート	USB-A×2、USB-B×1、LAN
外寸（W×D×H）	286×161×61mm
重量	1.5kg
電源	100V、50/60Hz、8W（最大）

* 使用するキットに依存します。

フルオロメーター

Fluo-800

ALLSHENG

8サンプル同時測定可能な高感度 2チャンネルフルオロメーター



- ◆ 8 サンプル同時に 6 秒以内、かつ高感度（検出限界 1pg/uL（dsDNA））
- ◆ 2 波長同時測定
- ◆ 7 インチタッチスクリーン採用で直観的な操作を実現
- ◆ 20,000 件のデータを CSV もしくは PDF 形式で保存可能
- ◆ データのエクスポートは USB もしくは外部プリンターで可能
- ◆ 専用試薬を必要としないオープンシステム
- ◆ 多機能なソフトウェア
 - ・ユーザーごとにアカウント作成可能
 - ・試薬濃度の計算機能
 - ・サンプルの定量解析
 - ・NGS ワークフロー

● Fluo-800 フルオロメーター

カタログ No.

AS-18060-00

1年保証

希望販売価格

¥1,073,000

キャンペーン中の参考価格

¥858,400

■ 構成：本体、ACアダプター、マウス、USB、マニュアル、保証書



光源	LED
励起フィルター	ブルー：460±20nm レッド：625±20nm
検出フィルター	グリーン：525～570nm レッド：670～725nm
検出器	フォトダイオード
サンプル数	8
サンプル量	1～20uL
ダイナミックレンジ、直線性	4桁、R ² >0.995
検出限界	1pg/uL（dsDNA）*
測定時間	5秒/サンプル
ディスプレイ	7インチタッチスクリーン
外部出力ポート	USB-A×2、USB-B×1、LAN
外寸（W×D×H）	286×161×61mm
重量	1.5kg
電源	100V、50/60Hz、15W（最大）

* 使用するキットに依存します。

コンパクトプレートリーダー

Absorbance 96 plate reader



当社取扱い製品比較でいつもそばにある、 これまでで最もコンパクトなプレートリーダー

革新的にシンプル、コンパクトな Enzo の Absorbance 96 Plate Reader は、プレートリーダーをこれまでにないくらい手軽で、パーソナルなものにします。

ELISA、タンパク質定量アッセイ、セルベースアッセイなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。

- ◆ 省スペース設計
- ◆ 速い読み出しスピード
- ◆ 信頼性の高い測定結果
- ◆ 直感的な操作
- ◆ メンテナンスフリー



カタログ No.

ENZ-INS-A96

1年保証

希望販売価格

¥1,140,000

キャンペーン中の参考価格

¥912,000

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

Application note

Benchmark Analysis of Novel Portable Absorbance Microplate Reader




Figure: Precision Testing.

TNF- α (mouse) ELISA was performed using a uniform solution of analyte across all analyzed wells. (A) Variation of wells within each device depicted as a box-and whisker plot. (B) Relative OD value change across single rows of the plate for all three devices. Midline shows median, box indicates inner-quartile range (IQR) from first to third quartile, whiskers indicate $\pm 1.5 \times \text{IQR}$ and dots show outliers. Rhombus shows the mean and dotted line shows the overall mean (o.m.) across all three devices.

アプリケーションノート（英文）は下記よりご覧いただけます。
https://www.bmbio.com/img/product/ENZ_applicationnote.pdf

検知方法	吸光度	
検知モード	エンドポイント、カインेटクス	
プレートタイプ	96ウェルマイクロプレート	
制御方法	専用ソフトウェアインストール済み外部PC	
光源	LED×4	
検知器	フォトダイオード×96	
波長	405、450、492、620nm（半値全幅10nm） ※タンパク、細胞関連アッセイ等に使用される その他フィルターは、別途お問い合わせください。	
測光範囲	0.0～4.0OD	
直線性	405nm: $\leq 1.5\%$ (0～2OD) $\leq 3.0\%$ (2～3OD)	$\geq 450\text{nm}$: $\leq 1.0\%$ (0～2OD) $\leq 1.5\%$ (2～3OD)
精度	$\leq 1.5\%$ または $\pm 0.010\text{OD}$ (0～2OD)	
再現性	$\leq 0.5\% + 0.005\text{OD}$ (0.0～2.0OD) $\leq 1\% + 0.005\text{OD}$ (2.0～3.0OD)	
分解能	0.001OD	
読み込み時間	単波長で最短2秒	
データ出力	USB2.0 PC接続	
外寸 (W×D×H)	96×154×55mm	
重量	0.9kg	
電源	5V USB電源	
消費電力	2.5W	

New!!

卓上小型遠心機

卓上小型遠心機 MC-4/7S



ローターを交換せずに多彩なチューブに対応する卓上小型遠心機

- ◆ **速度切替&タイマー対応**
4,000rpm/7,000rpmの速度切り替えが可能です。また、10秒～99分のタイマー設定が可能です。
- ◆ **低騒音・低振動**
作動音は 47dB (A) 以下 と非常に静かで、振動を抑えた設計になっています。
- ◆ **省スペース&大容量**
コンパクトな本体サイズながら、マイクロチューブやPCRチューブを効率よくセットできます。
- ◆ **マルチローター採用**
ローター交換をせずに、マイクロチューブとPCRチューブの遠心が可能です。

収容本数	0.5、1.5、2.0mlチューブ×12本、 0.2ml 8連チューブ×4ストリップ、 0.2ml シングルチューブ×48本
ディスプレイ	LCD（液晶表示）
タイマー機能	10秒 ～ 99分
回転数	4,000 rpm / 7,000 rpm
最大遠心力 (RCF)	1,080 × g / 3,286 × g
加減速時間	加速 ≤12秒 / 減速 ≤15秒
動作音	≤47dB(A)
サイズ (W×D×H)	184×184×130 mm
電源	AC100-240V, DC24V / 25W

● MC-4/7S 卓上小型遠心機

カタログ No.

JOL22102

希望販売価格

¥55,000

*キャンペーン対象外



■ 構成：本体、マルチローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

大好評!!

プライスダウン実施商品のお知らせ

さまざまな商品をお得な価格でご提供いたします。

アウトレット商品

数量限定で当社で販売を終了した商品、メーカーで製造を中止した商品をお得な価格でご提供します。

詳しくは当社ホームページのアウトレット掲載品ページもしくは右記QRコードからご確認下さい。

アウトレットページ： <https://www.bmbio.com/shop/pages/bmoutlet.aspx>



マイクロチューブ遠心機

Mini マイクロチューブ遠心機

Labnet
Labnet International, Inc.

リーズナブルプライス!



リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ

- ◆ 工具を使わずに簡単にローター交換ができます
- ◆ 素早く減速し、待ち時間なし
- ◆ デュアルリッドスイッチ採用で意図しないリッド開放を防ぎます
- ◆ 1.5/2.0mlチューブ用ローター、0.2ml 8連PCRチューブ用ローター付

収容本数	1.5、2.0mlチューブ×8本 0.2ml 8連チューブ×4ストリップ 0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000xg
外寸 (W×D×H)	172×147×122mm
重量	1.2kg
電源	100-240V、50-60Hz

カタログ No.

C1601-B

1年保証

希望販売価格

¥39,000

キャンペーン中の参考価格

¥31,200

- 構成：Mini本体、電源ケーブル、0.2mlチューブ用アダプター、0.25mlチューブ用アダプター、0.5mlチューブ用アダプター、1.5、2.0mlチューブ用ローター、0.2ml 8連チューブ用ローター、マニュアル、保証書

ミニ卓上遠心機

Flat Mini

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

- ◆ 簡単操作 (リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ)
- ◆ ショート遠心と15分間連続遠心が可能
- ◆ 1.5/2.0mLチューブ用ローター、0.2mL 8連PCRチューブ用ローター付属
- ◆ 非接触型リッドセンサー採用



チューブ数	1.5/2.0mLチューブ6本または 0.2mL 8連PCRチューブ 2ストリップ (0.2mL PCRチューブ 16本)
最大回転数	6,500rpm
最大RCF	2,234xg (1.5/2.0mLチューブ用ローター)、 2,182xg(0.2mL 8連PCRチューブ用ローター)
加速時間	4秒
減速時間	2秒
遠心時間	モード切替スイッチにより選択 ショートモード：12秒 連続モード：15分 (リッドを開けた段階で停止)
外寸 (W×D×H)	150×150×103mm
重量	650g
電源	100-240V、50/60Hz、20W

カタログ No.

BMEGYR0001

1年保証

希望販売価格

¥53,000

キャンペーン中の参考価格

¥42,400

- 構成：本体、ローター (2種)、ローター交換用スパン、ACアダプター、操作マニュアル、保証書

遠心機

Mini 卓上小型遠心機 (ローター付)

GYROZEN

MAX
12,300_{xg}



- ◆ コンパクト設計
- ◆ 最大回転数：13,500rpm
- ◆ 最大容量：2mL×12
- ◆ 独自のアンチバイブレーションシステムと空冷方式で騒音と温度上昇を最小限に
- ◆ 高い静粛性
- ◆ ローター・ローターリッド、アダプターはオートクレーブ可
- ◆ ローター (GRF-m2.0-12) 付属
- ◆ 8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター (別売)

最大回転数/遠心力	13,500rpm/12,300 _{xg}
収容本数	1.5、2.0mlチューブ×12本
タイマー	パルス/1～30分
最高速時騒音	≤56dB
最大加速時間	≤12秒
最大制動時間	≤16秒
外寸 (W×D×H)	208×245×145mm
重量	4.4kg
電源	110V、50-60Hz



カタログ No.

GZ-1312-110BMR

1年保証

希望販売価格

¥198,000

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥158,400**

- 構成：Mini本体、電源ケーブル、ローター (GRF-m2.0-12)、0.2mlチューブ用アダプター×12、マニュアル、保証書

小型遠心機 3モデル 比較・使い分けガイド

実験の目的、スペース、ご予算に合わせて最適な1台をお選びください。

	汎用・コスパ型 Miniマイクロチューブ遠心機 (C1601-B)	超小型・パーソナル型 ミニ卓上遠心機 Flat mini (BMEGYR0001)	本格・ハイスpekク型 Mini 卓上小型遠心機 (GZ-1312-110BMR)
キャンペーン中の参考価格			
最大回転数/遠心力	6,000rpm/2,000 _{xg}	6,500rpm/2,234 _{xg}	13,500rpm/12,300 _{xg}
主な特長・機能	・工具不要で簡単にローター交換可能 ・素早く原則(待ち時間なし) ・デュアルリッドスイッチで意図しないリッド開放を防止	・フタの開閉のみの直感的な簡単操作 ・ショート/15分連続モード切替 ・非接触型リッドセンサー採用	・空冷方式と防振システムで温度上昇と騒音を最小限に ・タイマー機能搭載(パルス/1～30分)
最大収容本数 (1.5/2.0ml)	8本 (※0.2mlPCRチューブ：8連×4本、シングル×32本も可)	6本 (※0.2mlPCRチューブ：8連×2本、シングル×16本も可)	12本 (PCRチューブローターは別売)
サイズ/重量	W172×D147×H122mm / 1.2kg	【最軽量・最小スペース】 W150×D150×H103mm / 0.65kg	W208×D245×H145mm / 4.4kg
こんな方におすすめです！	【手軽な日常使いに】 ご予算を抑えつつ、PCRチューブから1.5/2.0mlチューブまで、ローターを頻繁に交換してスピンドダウンを行いたい方に。	【個人のペンチに】 とにかく省スペースを重視、自分専用の1台が欲しい方に。フタの開閉だけなので、直感的に素早く使いたい方に最適。	【本格的な分離作業に】 10,000 _{xg} 以上の強い遠心力が必要な実験を行う方に。また、静かなラボ環境を求める方に。

遠心機


卓上遠心機 5mL / 15mL チューブ対応



動画はこちら



- ◆ 1.5mLマイクロチューブから15mL遠心管まで対応可能な低速卓上遠心機
15mL遠心管（6本）、または5mLチューブ（6本）、付属のアダプターを用いる事で
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ（6本）も使用可能



- ◆ 遠心条件は回転数 (rpm)、または遠心力 (xg) とタイマーで設定
回転数300～5,000rpm、または遠心力10～2600xgで設定可能
タイマーは30秒～99分で設定可能。＊タイマー設定無しでの連続運転も可能
- ◆ 2種類のプログラムを保存可能
保存したプログラムはボタン1つで呼び出し可能
- ◆ 運転終了後（ローター静止後）、カバーは自動でオープン

収容本数	15mL遠心管×6本、または5mLチューブ×6本、 1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本、 テストチューブ (φ13×75～100mm) ×6本
回転数、設定単位	300～5,000rpm、10rpm
遠心力、設定単位	10～2,600xg、10xg
タイマー	30秒～99分
安全装置	フタロック、速度超過検出装置、自動内部診断装置
サイズ (D×W×H)	240×300×180mm
重量	5.3kg
電源	100-240V、50/60Hz

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

CD-0506 1年保証

¥98,000

→ ¥78,400

- 構成：遠心機本体（ローター付）、アダプター（1.5mL/2.0mLチューブ用、6本）、
アダプター（テストチューブ（φ13）用、6本）、六角レンチ、電源ケーブル、マニュアル、
保証書

遠心機

Neuation 小型卓上遠心機 iFuge D08 15mL/50mLチューブ対応

NEUATION



15ml / 50ml チューブ対応

- ◆ コンパクトサイズながら最大50mL遠心管に対応
- ◆ ブラシレスモーター採用で長寿命・メンテナンスフリー
- ◆ RPM/RCFいずれの設定も可能

本数	50mL×4または15mL×8
対応チューブ容量	2/5/7/10/15/50mL
回転数設定範囲	500-4500RPM
最大RCF	2109g
加速/減速時間	35±5秒
タイマー設定範囲	1-99分/連続
電源	100-220V 60/50Hz 3A
サイズ (W×D×H)	265×300×161mm
重量	4kg

＊ローターはシンプルな1種類構成です。付属の4種類のアダプターを使用することで、幅広いチューブサイズに対応でき、用途に合わせた運用が可能です。



動画はこちら



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

D08-1111 1年保証

¥110,000

→ ¥88,000

- 構成：本体、電源コード、テストチューブ用アダプター（4種類、各8個）、
マニュアル、保証書

<https://www.accumaxlab.com/doctor-centrifuge/ifuge-d08/>

マイクロプレート遠心機

MPC-P25小型プレート遠心機

ALLSHENG



動画はこちら

ストリップチューブも遠心可能なプレート遠心機

- ◆ 独自のローター設計
- ◆ 0.2mL PCRチューブから96/384ウェルPCRプレートまで対応可能
- ◆ 遠心後30秒以内で停止
- ◆ 10分までタイマー設定可能

遠心可能なサンプル数	2×PCRプレートまたはマイクロプレート 24×8連PCRチューブ 192×0.2mL PCRチューブ	
最大回転数	100V/50Hz	2,000rpm
	100V/60Hz	1,600rpm
最大RCF	100V/50Hz	400xg
	100V/60Hz	250xg
タイマー設定	0～10分	
外寸 (W×D×H)	290×360×140mm	
重量	3.6kg	
電源	120V、50/60Hz、55W (最大)	

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

AS-08090-00

1年保証

¥108,000

→ ¥86,400

■ 構成：MPC-P25本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター（2個）、PCRプレート用アダプター（2個）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

PCR プレート遠心機

Mini-P25小型プレート遠心機

ALLSHENG



動画はこちら

コンパクトな PCR プレートスピナー

- ◆ 様々なタイプのPCRプレートに対応
- ◆ PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作

遠心可能なサンプル数	2×PCRプレート
最大回転数	2,500rpm
最大RCF	500xg
外寸 (W×D×H)	190×220×186mm
重量	3.6kg
電源	120V、50/60Hz、50W

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

AS-08010-00

1年保証

¥76,300

→ ¥61,040

■ 構成：Mini-P25本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

自動キャップ開閉装置

EzDecap™ スクリューキャップ開閉システム ver.2



4オペレーションモード

1. Hold Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーに保持されます。

2. Release Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

3. Decap Only モード

連続でキャップを開けます。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

4. Cap Only モード

連続でキャップを締めます。

5. Release Cap + Decap Only (ver.2 追加モード)

連続でキャップを開けます。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーで 1.5 秒保持された後、グリッパーから外れます。
※本モード選択時は、Release Cap モードと Decap Only モードのランプが点灯します。

スマートなデザインの自動キャップ開閉装置

EzDecap™ は、スクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから 50mL の遠心管まで幅広い用途で、チューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です。特許出願中の独自の技術を用いており、キャップの落下エラーを低減し、片手で効率的なキャップ開閉が可能です。さまざまなチューブに対応した 5 つの動作モードを搭載し、かつ、コンパクトなデザインにより実験台のみならず、安全キャビネット内でも使用可能です。

◆ 業務効率の向上

特許出願中の独自の技術により、片手での操作を可能にし、日常業務を効率化します。

◆ 省スペースで設置可能

コンパクトなデザインで、実験台や安全キャビネット内で使用可能

◆ 様々な大きさのチューブに幅広く対応

クライオチューブから 50mL 遠心管まで、キャップグリッパーの交換不要で、様々な大きさのチューブに対応可能です。
適用範囲：キャップの直径 11 ～ 40mm

◆ 多彩な動作モード

様々なキャッピングおよびデキャップのニーズに合わせて、5 つの異なる動作モードから選択可能です。

◆ 開閉時間設定の調整可能【ver.2 追加機能】

グリッパー部の回転時間を3段階で設定可能です。

Cycle time	Decapping	Capping
スタンダードモード	1.1 秒	1.0 秒
ショートモード	1.1 秒	0.7 秒
ロングモード	1.9 秒	1.8 秒

カタログ No.

BRDC-0000

1年保証

希望販売価格

¥198,000

キャンペーン中の参考価格

¥158,400

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

サイズ (W×D×H)	170×240×290mm
重量	3.0kg (Body : 0.9kg, Bracket : 2.1kg)
所要時間 (Cap/Decap)	約3秒
適用キャップの範囲	直径11 ～ 40mm
電源	Input : AC100-240V, 50/60Hz Output : DC9V, 4A



動画はこちら



日本語マニュアル

**デモ機
受付中!!**

ボルテックスミキサー

MTV-1ミニボルテックスミキサー

ALLSHENG

軽い! 重さ0.35kg



- ◆ 市場最小クラスの小型ボルテックスミキサー
- ◆ 15mL以下の遠心チューブに対応
- ◆ タッチモード、連続運転の選択が可能

振とう速度	800~2500rpm
動作	円環状/13mm
サイズ (W×D×H)	71×91×84mm
重量	350g

カタログ No.

AS-02070-00

1年保証

希望販売価格

¥23,400

キャンペーン中の参考価格

→ ¥18,720

ボルテックスミキサー

BM-V2 LPボルテックスミキサー

BMBio
ST (Standard & Stable)

重さ3.8kg&4足吸盤で
しっかり実験台に固定され、
ミキシング中、本体が横ズレしません。



- ◆ コンパクト設計
- ◆ 独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
- ◆ 標準付属のヘッドはすりばち状で直径5cmです。

振とう速度	200~3200rpm
動作/軌道範囲	円環状/3mm
オペレーションモード	ON (連続運転) / OFFもしくは、タッチモード
温度条件	4℃~45℃
サイズ (W×D×H)	130×160×170mm
重量	3.8kg
電源	115VAC, 1.5A

カタログ No.

BM-V2

1年保証

希望販売価格

¥60,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥48,400

■ 構成: BM-V2本体, 電源ケーブル, アダプター, マニュアル, 保証書

● BM-V2用パーツ (フラットホームⅡ)

BM-V2FH

希望販売価格

¥7,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥5,600

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: なし

※BM-V2FH (フラットホームⅡ) は、凹凸付すりばち状の直径5.0cmのヘッドで小サイズのチューブのミキシングが可能です。

機
器

ビ
ヘ
ット

リ
ザ
ー
バ
ー

チ
ッ
プ

チ
ュー
プ
&
フ
レ
ー
ト

グ
ロー
プ

細
胞
培
養

こ
んな
商
品
も
あ
り
ま
す

C
R
Y
O

New!!

ボルテックスミキサー

ミニボルテックスミキサー VM-300 シリーズ**手のひらサイズのミニボルテックスミキサー**◆ **タッチ起動で使いやすい (VM-300)**

上部（カップ部分）に押し当てるだけで直感的に攪拌がスタートするため、片手でスムーズに作業が行えます。

◆ **ダイヤルによる「無段階スピード調節」 (VM-300S)**

ノブ（ダイヤル）を回すだけで 0～3000RPMまで直感的に速度を変えられます。

泡立ちやすい液体は低速で、沈殿しやすい顔料や重い液体は最高速で…といった使い分けが可能です。

◆ **長寿命なブラシレスモーター搭載**

ブラシレスモーターを採用しており、耐久性が高く、安定した強力な攪拌が可能です。

◆ **小型・軽量で場所を取らない**

約9～10cm四方の手のひらサイズで、狭い作業スペースやデスク上でも邪魔になりません。

カタログNo.	JOL21901	JOL21902
型式	VM-300	VM-300S
制御方式	定速（一定スピード）	ノブによる無段階速度調節
回転速度	3000RPM	0～3000RPM
振とう軌道	Φ4.5mm（円運動）	
最大処理量	50ml	
モーター	ブラシレスモーター	
サイズ（W×D×H）	93×93×72mm	100×93×72mm
重量	0.36kg	0.37kg
電源	100-240V 50/60Hz（12W）	

● **VM-300 ミニボルテックスミキサー**

カタログ No.

JOL21901

1年保証

希望販売価格
¥16,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥12,800**● **VM-300S ミニボルテックスミキサー**

カタログ No.

JOL21902

1年保証

希望販売価格
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥19,200**

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

New!!

ボルテックスミキサー

超スリムなボルテックスミキサー VM-400 シリーズ



幅広い容器に対応するコストパフォーマンスに優れたボルテックスミキサー (VM-400)

押し込まず、かざすだけ。進化した次世代ボルテックスミキサー (VM-400Max)

- ◆ レーザーセンサーによる自動起動（非接触）（VM-400Max）
容器をパッドの上にかざすとレーザーセンサーが感知して自動で回転が始まります。
従来の「上から強く押し当てる」作業が不要なため、長時間の反復作業でも腕や手首への負担を大幅に軽減できます。
- ◆ 幅広い容器に対応する広い攪拌面
中央部だけでなく全域で効果的に振動するマルチ対応シリコンパッドを採用。一般的な試験管やマイクロチューブはもちろん、フラスコなどの底が広い容器にも対応します。
- ◆ 静音・長寿命なブラシレスモーター
メンテナンスフリーで耐久性の高いブラシレスDCモーターを搭載。摩耗しにくく、長期間安定したパフォーマンスを発揮します。
- ◆ デジタル速度調整（100～3000 RPM）
100 RPM刻みで細かく調整でき、デジタルディスプレイに現在の設定速度が表示されるため、再現性の高い混合が可能です。
- ◆ 低重心・省スペース設計
全高わずか45mmの低いフォルムと適度な重量(1.26kg)により、3000 RPMの高速回転時でも本体がブレにくく安定します。

カタログNo.	JOL21090	JOL21091
型式	VM-400	VM-400Max
制御・起動方式	ボタン操作（連続運転）	ボタン操作（連続運転）／ レーザーセンサー（非接触起動）
回転速度	100 ～ 3,000RPM	
回転数調節ステップ	100RPM	
振とう軌道（運動方式）	Φ4 mm（円運動）	
モーター	ブラシレスDCモーター	
サイズ（W×D×H）	150×150×45mm	
重量	1.26kg	
電源	AC100-240V（DC12V 2A） / 20W	

● VM-400 ボルテックスミキサー

カタログ No.

JOL21090

1年保証

希望販売価格
¥32,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥25,600**

● VM-400Max ボルテックスミキサー

カタログ No.

JOL21091

1年保証

希望販売価格
¥38,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥30,400**

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書



ボルテックスミキサー


ボルテックスミキサー VM-500PRO



様々な容器に対応可能なボルテックスミキサー

- ◆ 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- ◆ 重心の低いボディーで安定した操作性
- ◆ 連続的なスピード調整、タッチセンサー内蔵
- ◆ 多彩なモジュールで様々な容器に対応
- ◆ 簡便なモジュール交換
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

回転径（直径）	4.5mm
スピード設定*	タッチセンサー：0～3000RPM 連続運転時：100～3000RPM
タイマー設定	1分～8時間
サイズ（WxDxH）	275×200×135mm
重量	3kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	20W



● VM-500PRO ボルテックスミキサー

カタログ No.

JOL21094

1年保証

希望販売価格
¥52,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥41,680

■ 構成：本体、モジュール（VM501、VM502）、ACアダプター、マニュアル、保証書



オプションモジュール

	カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
	JOL2108402	VM501 モジュール 各種遠心管	1個（1個×1パック）	¥2,100	→ ¥1,680
	JOL2108403	VM502 モジュール フラスコ等	1個（1個×1パック）	¥2,100	→ ¥1,680
	JOL2108404	VM503 モジュール 12mm 径チューブ× 21	1個（1個×1パック）	¥3,600	→ ¥2,880
	JOL2108405	VM504 モジュール 5/15mL 遠心管× 12	1個（1個×1パック）	¥4,200	→ ¥3,360
	JOL2108406	VM505 モジュール 5/15mL 遠心管× 5 50mL 遠心管× 4	1個（1個×1パック）	¥4,200	→ ¥3,360
	JOL2108407	VM506 モジュール 0.2mL PCR チューブ× 96 PCR プレート× 1	1個（1個×1パック）	¥4,200	→ ¥3,360
	JOL2108408	VM507 モジュール 0.5mL チューブ× 20 1.5/2mL チューブ× 30	1個（1個×1パック）	¥4,200	→ ¥3,360
	JOL2108409	VM508 モジュール カルチャープレート× 1	1個（1個×1パック）	¥2,100	→ ¥1,680

旋回ミキサー

RML-80PRO



様々なチューブに対応するロッキングローテーター

- ◆ ロッキング機能内蔵
- ◆ モジュール交換により様々なチューブに対応
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現



スピード設定範囲	20~80RPM
対応チューブ	標準モジュール 50mL 遠心管×4 15mL 遠心管×10 1.5/2.0mLチューブ×8
タイマー設定範囲	1分~23時間59分
サイズ (W×D×H)	425×100×125mm
重量	3kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	25W

● RML-80PRO 旋回ミキサー

カタログ No.

JOL21903-2

1年保証

希望販売価格

¥51,800

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥41,440**

■ 構成：本体、標準モジュール、電源ケーブル、マニュアル、保証書

【オプションモジュール】

RML801		50mL 遠心管 x12
RML802		15mL 遠心管 x23
RML803		1.5mL/2mL チューブ x28
RML804		15mL 遠心管 x16 (横置き)
RML805		50mL 遠心管 x12 (横置き)



動画はこちら

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL21904-1	RML801 モジュール	1枚	¥10,400	➡ ¥8,320
JOL21904-2	RML802 モジュール	1枚	¥10,400	➡ ¥8,320
JOL21904-3	RML803 モジュール	1枚	¥10,400	➡ ¥8,320
JOL21904-4	RML804 モジュール	1枚	¥10,400	➡ ¥8,320
JOL21904-5	RML805 モジュール	1枚	¥10,400	➡ ¥8,320

3D シェーカー

SK-3D



コンパクトサイズ 3Dシェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ スリップレスシリコントレイの採用により様々な実験用容器の安定したミキシングを実現
使用例：ディッシュ、プレート、遠心管、フラスコ、ビーカー等
- ◆ コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター（CO₂インキュベーターを除く）内での使用が可能
- ◆ LCDインジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

傾斜角	10°
最大積載重量	0.8kg
スピード設定範囲	10～80RPM
トレイサイズ	184×184mm
スピード設定刻み	1RPM
タイマー設定範囲	1分～8時間
サイズ（W×D×H）	184×184×130mm
重量	2.8kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	10W

● SK-3D 3Dシェーカー

カタログ No.

JOL23610

1年保証

希望販売価格
¥62,400

キャンペーン中の参考価格

→ ¥49,920

■ 構成：本体、トレイ、マット、ACアダプター、マニュアル、保証書

2026 細胞培養カタログ発刊！！



詳細はこちら↓

<https://www.bmbio.com/shop/t/t1268/>

オービタルシェーカー

SK-20 シリーズ



SK-20



SK-20PRO

コンパクトオービタルシェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適（SK-20）
- ◆ ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能（SK-20PRO）
- ◆ コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター（CO₂ インキュベーターを除く）内での使用が可能
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定



カタログNo.	JOL23611	JOL23611-3
モデル	SK-20	SK-20PRO
トレイタイプ	フラットトレイ	ユニバーサルトレイ
トレイサイズ	200×200mm	
回転径（直径）	20mm	
最大積載重量	1.2kg	2kg
スピード設定範囲	40～200RPM	
タイマー設定範囲	1分～24時間/連続	
サイズ（W×D×H）	220×230×95mm	220×235×120mm
重量	3.5kg	
電源	100-240V、50/60Hz、20W	

● SK-20 オービタルシェーカー

カタログ No.

JOL23611



希望販売価格
¥36,400

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥29,120**

● SK-20PRO オービタルシェーカー

カタログ No.

JOL23611-3



希望販売価格
¥46,100

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥36,880**

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

CRYO

オービタルシェーカー

OS シリーズ



汎用性の高いオービタルシェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適 (OS-20F、OS-40F)
- ◆ ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能 (OS-20PRO、OS-40Max)
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定


カタログNo.	JOL23612-1	JOL23612	JOL23612-3	JOL23613
モデル	OS-20F	OS-20PRO	OS-40F	OS-40Max
トレイタイプ	フラットトレイ	ユニバーサルトレイ	フラットトレイ	ユニバーサルトレイ
トレイサイズ	250×250mm		320×320mm	
回転径（直径）	20mm			
最大積載重量	2kg	3kg	5kg	2kg
スピード設定範囲	40～200RPM			
タイマー設定範囲	1分～23時間59分/連続			
サイズ（W×D×H）	220×235×95mm	220×235×135mm	330×435×140mm	330×435×165mm
重量	3.65kg	4.85kg	3.75kg	8.1kg
電源	100-240V、50/60Hz、30W		100-240V、50/60Hz、40W	

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL23612-1	OS-20F オービタルシェーカー	1式	¥51,800	→ ¥41,440
JOL23612	OS-20PRO オービタルシェーカー	1式	¥62,400	→ ¥49,920
JOL23612-3	OS-40F オービタルシェーカー	1式	¥83,400	→ ¥66,720
JOL23613	OS-40Max オービタルシェーカー	1式	¥104,000	→ ¥83,200


■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

レシプロ（リニア）シェーカー

LS シリーズ



LS-40F



LS-40Max

汎用性の高いレシプロシェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適 (LS-40F)
- ◆ ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能 (LS-40Max)
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定



カタログNo.	JOL23612-4	JOL23614
モデル	LS-40F	LS-40Max
トレイタイプ	フラットトレイ	ユニバーサルトレイ
トレイサイズ	320×320mm	
最大積載重量	3kg	5kg
スピード設定範囲	40~200RPM	
タイマー設定範囲	1分~23時間59分/連続	
サイズ (W×D×H)	330×435×140mm	330×435×165mm
重量	4kg	8.1kg
電源	100-240V、50/60Hz、45W	

● LS-40F リニアシェーカー

カタログ No.

JOL23612-4



希望販売価格
¥83,400

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥66,720**

● LS-40Max リニアシェーカー

カタログ No.

JOL23614



希望販売価格
¥104,000

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥83,200**

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

機
器

ビ
ヘ
ット

リ
ザ
ー
バ
ー

チ
ップ

チューブ&プレート

グ
ローブ

細胞培養

こんな商品もあります

C
R
Y
O

ロッキングシェーカー

RS-20PRO



コンパクトなシーソー式シェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ スリップレスシリコントレイの採用によりディッシュやプレートのミキシングに最適
- ◆ コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター（CO₂ インキュベーターを除く）内での使用が可能
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定



傾斜角	7°
最大積載重量	2kg
スピード設定範囲	10～80RPM
トレイサイズ	250×250mm
タイマー設定範囲	1分～24時間
サイズ（W×D×H）	260×355×135mm
重量	2.8kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	25W

● RS-20PRO ロッキングシェーカー

カタログ No.

JOL23612-2



希望販売価格

¥93,400

キャンペーン中の参考価格

→ ¥74,720


■ 構成：本体、トレイ、マット、ACアダプター、マニュアル、保証書

ローラーミキサー


RM シリーズ



RM-4Max



RM-6H/RM-6PRO



RM-8H/RM-8PRO

スタンダードローラーミキサー

RM-6H/RM-8H/RM-4Max

- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ◆ アンチロック機構によりスムーズな回転
- ◆ シリコンローラー採用でスリップ・ノイズを低減

ロッキングローラーミキサー

RM-6PRO/RM-8PRO

- ◆ ロッキングしながら水平回転
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ◆ アンチロック機構によりスムーズな回転
- ◆ シリコンローラー採用でスリップ・ノイズを低減

カタログNo.	JOL21900-2	JOL21900-1	JOL21901-2	JOL21901-1	JOL21901-3
モデル	RM-6H	RM-6PRO	RM-8H	RM-8PRO	RM-4Max
ローラー数	6		8		4
スピード設定範囲	20～80RPM				
傾斜角度	－	3.5°	－	3.5°	－
最大積載重量	50mL遠心管×10（0.5kg）		50mL遠心管×14（0.7kg）		1L 試薬ボトル×2（2kg）
タイマー設定範囲	1分～23時間59分				
サイズ（W×D×H）	440×255×105mm	430×320×100mm	330×435×140mm	330×435×165mm	440×255×105mm
重量	4kg	5kg	7kg		5kg
電源	100-240V、50/60Hz、25W				

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL21900-2	RM-6H ローラーミキサー	1年保証 1式	¥51,800	→ ¥41,440
JOL21900-1	RM-6PRO ローラーミキサー	1年保証 1式	¥56,800	→ ¥45,440
JOL21901-2	RM-8H ローラーミキサー	1年保証 1式	¥72,700	→ ¥58,160
JOL21901-1	RM-8PRO ローラーミキサー	1年保証 1式	¥77,700	→ ¥62,160
JOL21901-3	RM-4Max ローラーミキサー	1年保証 1式	¥78,600	→ ¥62,880

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書


旋回ローテーター

RMO-80PRO



様々なチューブに対応するローテーター

- ◆ 360° 旋回ミキシング
- ◆ グリップ交換により様々なチューブに対応
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現



傾斜角は 40° ～ 80° に調整可能

傾斜角	40～80°
スピード設定範囲	20～80RPM
対応チューブ	50mL 遠心管×8 15mL 遠心管×16 1.5/2.0mL チューブ×24
タイマー設定範囲	1分～23時間59分
サイズ (W×D×H)	230×180×265mm
重量	2.8kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	25W

● RMO-80PRO ローテーター

カタログ No.

JOL21902-2

1年保証

希望販売価格

¥51,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥41,440

■ 構成：本体、回転盤、スクリーナット、クリップ（50mL遠心管用 8個、15mL遠心管用 16個、1.5/2.0mLチューブ用 24個）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

● RMO-80PRO用クリップ

カタログ No.

JOL21902-CLIP

1年保証

希望販売価格

¥3,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,120

包装：1セット（50mL遠心管用 8個、15mL遠心管用 16個、1.5/2.0mLチューブ用 24個）



動画はこちら



HIENAI シリーズ

HIENAI Mat / Tube / Plate Warmer

ひえない

アルミマット保温装置

HIENAI 検索

- ▶ 培地交換時の温度低下を防ぐアルミ保温装置です。
- ▶ クリーンベンチで使える廃棄が出ないコンパクトなサイズです。
- ▶ タイプは、マット・チューブ・プレートから選べます。

HIENAI Tube Warmer GX01



あらかじめ 37℃ で温めた培地をチューブに分注して使用してください。温めた培地の温度低下を防ぐことができます。

HIENAI Plate Warmer GX01



アッセイや培地交換での温度低下を抑えるために使用してください。培養中のプレートの温度低下を防ぎます。

HIENAI MAT 01R



クリーンベンチでの使用例

アルミマット表面全体を 37℃ に温め、最大 9 枚のプレートを載せることができます。

関連商品：HIENAI Glass Plate for Multiwell-plate



プレートのフタの結露を防ぐガラスプレートです。顕微鏡観察は、結露のないクリアな視野で可能です。

HIENAI BOX01 モバイルバッテリー駆動アルミ保温装置



コンパクトで軽く、持ち運べるボックス型のアルミ保温装置です。アルミ製の保温部は温度精度に優れ、 $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$ にキープします。培養プレートがぴったり入るサイズで、2 枚分のプレートが入る市販のモバイルバッテリー※1 が使用でき、電源コードがなくどこでも使えます。

※1 モバイルバッテリーは付属しておりません。お客様でご用意ください。



コンパクトで軽く持ち運べます。



培養プレートがぴったり入ります。
※培養プレートを出し入れするときは蓋が開かないように気を付けてください。

人と科学のステキな未来へ

Inspiration for Life Science

コスモ・バイオグループは、生命科学に携わるすべての人に科学を届けるための機能的な組織となり、生命科学に携わるすべての皆様から信頼されるパートナーとして、生命科学の進歩の一助になります。

コスモ・バイオ株式会社、ピーエム機器株式会社、COSMO BIO USA, Inc. は、コスモ・バイオグループです。



コスモ・バイオ株式会社
COSMO BIO Co., LTD.

サーモシェーカー

MS-100/MSC-100

ALLSHENG

▲ MSC-100 サーモシェーカー
(冷却機能付)

▲ MS-100 サーモシェーカー



振動

多様な容器に対応可能なサーモシェーカー

- ◆ 設定が簡単なLCDディスプレイ
- ◆ マイクロプロセッサによる正確な温度・ミキシング速度制御
- ◆ 温度校正機能内蔵
- ◆ 多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
- ◆ 停電時の自動復帰機能装備
- ◆ 冷却機能付き (MSC-100のみ)

ブロック
モジュールは
別売となります

● MSC-100サーモシェーカー (冷却機能付)

カタログ No.

AS-02020-00 **1年保証**

希望販売価格

¥295,000

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥236,000**

● MS-100サーモシェーカー

カタログ No.

AS-02010-00 **1年保証**

希望販売価格

¥177,000

キャンペーン中の参考価格

➔ **¥141,600**

■ 構成：MSC-100/MS-100本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書

カタログNo.	AS-02020-00	AS-02010-00
商品名	MSC-100サーモシェーカー（冷却機能付）	MS-100サーモシェーカー
機能	ヒーティング/クーリング/ミキシング	ヒーティング/ミキシング
温度設定範囲	0℃～100℃（@室温≤20℃） 4℃～100℃（室温≤25℃） 10℃～100℃（室温≤30℃）	室温+5℃～100℃
タイマー設定	1分～99時間59分	-99時間59分/-99分59秒
温度制御精度（@20℃-50℃）	±0.5℃	
温度均一性（@20℃-50℃）	±0.5℃	
表示精度	0.1℃	
加熱時間（20→100℃）	≤10分	≤15分
冷却時間	100→20℃	N/A
	室温→室温-20℃	
ミキシング速度*	200～1,500rpm	
ミキシング径	2mm	
外寸（W×D×H）	300×220×170mm	
重量	≤8.5kg	≤7kg
電源	120V、50/60Hz、250W	120V、50/60Hz、150W

* 最高スピードは使用するブロックモジュールに依存します。

カタログ No.	規格		最高スピード (rpm)	最高温度 (℃)
AS-01051-01	A ブロック	0.2mL × 96	1,500	100
AS-01051-02	B ブロック	0.5mL × 54	1,500	100
AS-01051-03	C ブロック	1.5mL × 35	1,500	100
AS-01051-04	D ブロック	2.0mL × 35	1,500	100
AS-01051-05	E ブロック	0.5mL × 15+1.5mL × 20	1,500	100
AS-01051-06	F ブロック	12mm × 24	1,200	100
AS-01051-07	G ブロック	15mL × 12	750	100
AS-01051-08	H ブロック	50mL × 6	750	100
AS-01051-09	I ブロック	角型パスブロック	1,500	100
AS-01051-10	J ブロック	96 ウェルマイクロプレート用	1,500	100
AS-01051-11	K ブロック	5.0mL × 24	1,200	100
AS-01051-12	L ブロック	96 ウェルディープウェルプレート用	800	80
AS-01051-13	M ブロック	5.0mL EP チューブ× 15	1,200	100
AS-01051-14	N ブロック	2.0mL × 24/ ディープホール	1,200	100
AS-01051-15	O ブロック	1.5mL × 24/ ディープホール	1,200	100
AS-01051-16	P ブロック	1.0mL 96 ウェルディープウェルプレート用	1,200	100
AS-01051-17	Q ブロック	マイクロプレート / ディープウェルプレート用	1,200	100

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
AS-01051-01	MS-100/MSC-100用A Block (0.2mL×96)	1個 (1個×1パック)	¥26,100 →	¥20,880
AS-01051-02	MS-100/MSC-100用B Block (0.5mL×54)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-03	MS-100/MSC-100用C Block (1.5mL×35)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-04	MS-100/MSC-100用D Block (2.0mL×35)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-05	MS-100/MSC-100用E Block (0.5mL×15+1.5mL×20)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-06	MS-100/MSC-100用F Block (12mm×24)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-07	MS-100/MSC-100用G Block (15mL×12)	1個 (1個×1パック)	¥32,600 →	¥26,080
AS-01051-08	MS-100/MSC-100用H Block (50mL×6)	1個 (1個×1パック)	¥32,600 →	¥26,080
AS-01051-09	MS-100/MSC-100用I Block (角型パスブロック)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-10	MS-100/MSC-100用J Block (96ウェルマイクロプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-11	MS-100/MSC-100用K Block (5.0mL×24)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-12	MS-100/MSC-100用L Block (96ウェルディープウェルプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥32,600 →	¥26,080
AS-01051-13	MS-100/MSC-100用M Block (5.0mL EPチューブ×15)	1個 (1個×1パック)	¥24,200 →	¥19,360
AS-01051-14	MS-100/MSC-100用N Block (2.0mL×24/ディープホール)	1個 (1個×1パック)	¥26,100 →	¥20,880
AS-01051-15	MS-100/MSC-100用O Block (1.5mL×24/ディープホール)	1個 (1個×1パック)	¥26,100 →	¥20,880
AS-01051-16	MS-100/MSC-100用P Block (1.0mL 96ウェルディープウェルプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥32,600 →	¥26,080
AS-01051-17	MS-100/MSC-100用Q Block (マイクロプレート/ディープウェルプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥26,100 →	¥20,880

サーモシェーカー

MS-3000/MSC-3000

ALLSHENG

冷却機能付きプログラムサーモシェーカー/
多様な容器に対応可能なプログラムサーモシェーカー

- ◆ 独自のミキシング機構で均一な反応を実現
- ◆ プログラミング（5ステップ）が可能
プログラムモードと連続モードがリンクしているので都度設定する必要がありません。
- ◆ 加熱速度（5段階）、冷却速度（4段階）（AS-02080-00のみ）を設定可能
- ◆ 凍結保存機能装備
プログラム終了後、サンプルを凍結状態（0℃）にすることが可能
- ◆ 多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
- ◆ ThermoLid（オプション）を使用することでサンプルの蒸発を防止
- ◆ 停電時の自動復帰機能装備

ブロック
モジュールは
別売となりますブルーの蓋は通常の
リッドです。（別売）▲ MSC-3000
サーモシェーカー（冷却機能付）

▲ MS-3000 サーモシェーカー

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

AS-02080-00（冷却機能付） 1年保証 ¥518,000 → ¥414,400

AS-02090-00 1年保証 ¥353,000 → ¥282,400

■ 構成：MSC-3000/MS-3000本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書



サーモリッド

試薬の蒸発を効果的に防止し、均一な濃度を維持します。

カタログ No.	規格		最高スピード (rpm)	最高温度 (℃)	ThermoLid 適用
AS-02081-01	MateB 0.5mL	0.5mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-02	MateB 1.5mL	1.5mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-03	MateB 2.0mL	2.0mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-04	MateB 0.5mL+1.5mL	0.5mL × 15+1.5mL × 20	2,000	105	●
AS-02081-05	MateB 5.0mL	5.0mL × 8	1,000	105	●
AS-02081-06	MateB 12mm	12mm × 24	2,000	105	
AS-02081-08	MateB Cryo	1.5/2.0mL クライオチューブ × 24	2,000	105	
AS-02081-09	MateB 15mL	15mL × 8	1,000	105	
AS-02081-10	MateB 50mL	50mL × 4	1,000	105	
AS-02081-11	MateB Plate-1	96 ウェルマイクロプレート用	3,000	105	●
AS-02081-12	MateB Plate-2	2mL ディープウェルプレート用	1,000	105	
AS-02081-13	MateB PCR 96	0.2mL PCR プレート用	2,000	105	●
AS-02081-14	MateB PCR 384	384 ウェル PCR プレート用	3,000	105	●
AS-02081-15	MateB DWP 500	0.5mL ディープウェルプレート用	1,600	105	●
AS-02081-16	MateB DWP 1000	1.0mL ディープウェルプレート用	1,600	105	●
AS-02081-17	MateB L-Lid *1	ローリッド			
AS-02081-18	MateB H-Lid *2	ハイリッド			
AS-02081-26	ThermoLid	サーモリッド			

*1：0.5mL、1.5mL、2.0mL、5mL、Plate-1、Plate-2、PCR 96、PCR 384 用

*2：DWP500、DWP1000 用

カタログNo.	AS-02080-00	AS-02090-00
商品名	MSC-3000サーモシェーカー（冷却機能付）	MS-3000サーモシェーカー
機能	ヒーター/クーリング/ミキシング	ヒーター/ミキシング
温度設定範囲	0℃～105℃	室温+5℃～105℃
タイマー設定	-99時間59分/-99分59秒	-99時間59分/-99分59秒
温度制御精度（@20℃-50℃）	±0.5℃	
温度均一性（@20℃-50℃）	±0.5℃	
表示精度	0.1℃	
加熱時間（20→100℃）	≤15分	
冷却時間	100→20℃	N/A
	25→4℃（@室温25℃以下）	
	20→0℃（@室温20℃以下）	
加熱速度設定	5段階（最高速、3℃/分、2℃/分、1℃/分、0.1℃/分）	
冷却速度設定	4段階（最高速、1℃/分、0.5℃/分、0.1℃/分）	N/A
ミキシング速度*	200～3,000rpm	
ミキシング径	3mm	
プログラム数	50	
設定可能ステップ数/プログラム	5	
サイクル数	最大99	
ブロック自動認識	あり	
ディスプレイ	4.3インチタッチスクリーン	
ポート	USB（プログラム関連）、4-ピンプラグ（ThermoLid用）	
ThermoLid（オプション）	取り付け可能	
ThermoLid温度範囲	室温+5℃～110℃	
外寸（W×D×H）	220×318×154mm	
重量	≤10kg	≤9kg
電源	100V、50/60Hz、200W（最大）	

*最高スピードは使用するブロックモジュールに依存します。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
AS-02081-01	0.5mL×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-02	1.5mL×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-03	2.0mL×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-04	0.5mL×15+1.5mL×20	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-05	5.0mL×8	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-06	12mL×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-08	1.5/2.0mLクライオチューブ×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-09	MK-3000/MS-3000/ MSC-3000用	15mL×8	¥38,300 →	¥30,640
AS-02081-10	MateBブロック	50mL×4	¥34,500 →	¥27,600
AS-02081-11	96ウェルマイクロプレート用	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-12	2mLディープウェルプレート用	1個（1個×1パック）	¥42,200 →	¥33,760
AS-02081-13	0.2mL PCRプレート用	1個（1個×1パック）	¥42,200 →	¥33,760
AS-02081-14	384ウェルPCRプレート用	1個（1個×1パック）	¥46,000 →	¥36,800
AS-02081-15	0.5mLディープウェルプレート用	1個（1個×1パック）	¥52,900 →	¥42,320
AS-02081-16	1.0mLディープウェルプレート用	1個（1個×1パック）	¥60,600 →	¥48,480
AS-02081-17	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド	1個（1個×1パック）	¥3,900 →	¥3,120
AS-02081-18	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド	1個（1個×1パック）	¥5,800 →	¥4,640
AS-02081-26	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用サーモリッド	1個（1個×1パック）	¥108,000 →	¥86,400

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

C R Y O

ドライバス

MK-3000 ドライバスインキュベーター

ALLSHENG

HOT
105℃

冷却機能付き

プログラムドライバスインキュベーター

ブロックモジュール
とリッドは
別売となります

- ◆ プログラミング (5ステップ) が可能
- ◆ プログラムモードと連続モードがリンクしているので都度設定する必要がありません。
- ◆ 加熱速度 (5段階)、冷却速度 (4段階) を設定可能
- ◆ 凍結保存機能装備
- ◆ プログラム終了後、サンプルを凍結状態 (0℃) にすることが可能です。
- ◆ 多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
- ◆ ThermoLid (オプション) を使用することでサンプルの蒸発を防ぐことができます。
- ◆ 停電時の自動復帰機能装備

機能	ヒーティング/クーリング
温度設定範囲	-10℃～105℃
タイマー設定	-99時間59分/-99分59秒
温度制御精度 (@20℃-50℃)	±0.5℃
温度均一性 (@20℃-50℃)	±0.5℃
表示精度	0.1℃
加熱時間 (20→100℃)	≤10分
冷却時間	100→20℃
	25→4℃ (@室温25℃以下)
	20→0℃ (@室温20℃以下)
	≤10分
	≤15分
	≤15分
加熱速度設定	5段階 (最高速、3℃/分、2℃/分、1℃/分、0.1℃/分)
冷却速度設定	4段階 (最高速、1℃/分、0.5℃/分、0.1℃/分)
プログラム数	50
ステップ数/プログラム	5
サイクル数	~99
ブロック自動認識	あり
ディスプレイ	4.3インチタッチスクリーン
ポート	USB (プログラム関連)、4-ピンプラグ (ThermoLid用)
ThermoLid (オプション)	取り付け可能
ThermoLid温度範囲	室温+5℃～110℃
外寸 (W×D×H)	220×318×154mm
重量	≤7kg
電源	100V、50/60Hz、200W (最大)

● MK-3000ドライバスインキュベーター (冷却機能付)

カタログ No.

AS-01280-00 1年保証

希望販売価格

¥403,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥322,400

■ 構成：MK-3000本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

オプションアクセサリ：サーモリッド (別売)

チューブやPCRプレートなどをインキュベートする際、チューブ壁やキャップに結露が発生します。Allshengの新世代の温度制御およびミキシング装置は、チューブ内の結露を確実に防止するサーモリッド技術を搭載しており、インキュベーション時間にわたって安定したサンプル濃度を可能にします。そのため、サーモリッドは温度均一性のさらなる向上を促し、試料が最良の結果をもたらす最適な反応条件を得ることを可能にします。



サーモリッド

試薬の蒸発を効果的に防止し、均一な濃度を維持します。



取り付けと接続

マグネチックポート、簡単かつ迅速な接続；サーモリッドのパフォーマンスを確保するための安定したデータ伝送



高さ調整

様々な仕様の遠心管に対応、5mLまでの遠心管に使用可能

カタログ No.	規格		最高スピード (rpm)	最高温度 (℃)	ThermoLid 適用
AS-02081-01	MateB 0.5mL	0.5mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-02	MateB 1.5mL	1.5mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-03	MateB 2.0mL	2.0mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-04	MateB 0.5mL+1.5mL	0.5mL × 15+1.5mL × 20	2,000	105	●
AS-02081-05	MateB 5.0mL	5.0mL × 8	1,000	105	●
AS-02081-06	MateB 12mm	12mm × 24	2,000	105	
AS-02081-08	MateB Cryo	1.5/2.0mL クライオチューブ× 24	2,000	105	
AS-02081-09	MateB 15mL	15mL × 8	1,000	105	
AS-02081-10	MateB 50mL	50mL × 4	1,000	105	
AS-02081-11	MateB Plate-1	96 ウェルマイクロプレート用	3,000	105	●
AS-02081-12	MateB Plate-2	2mL ディープウェルプレート用	1,000	105	
AS-02081-13	MateB PCR 96	0.2mL PCR プレート用	2,000	105	●
AS-02081-14	MateB PCR 384	384 ウェル PCR プレート用	3,000	105	●
AS-02081-15	MateB DWP 500	0.5mL ディープウェルプレート用	1,600	105	●
AS-02081-16	MateB DWP 1000	1.0mL ディープウェルプレート用	1,600	105	●
AS-02081-17	MateB L-Lid *1	ローリッド			
AS-02081-18	MateB H-Lid *2	ハイリッド			
AS-02081-26	ThermoLid	サーモリッド			

* 1 : 0.5mL、1.5mL、2.0mL、5mL、Plate-1、Plate-2、PCR 96、PCR 384 用

* 2 : DWP500、DWP1000 用

カタログ No.		商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
AS-02081-01		0.5mL×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-02		1.5mL×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-03		2.0mL×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-04		0.5mL×15+1.5mL×20	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-05		5.0mL×8	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-06		12mm×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-08	MK-3000/MS-3000/	1.5/2.0mLクライオチューブ×24	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-09	MSC-3000用	15mL×8	1個（1個×1パック）	¥38,300 →	¥30,640
AS-02081-10	MateBブロック	50mL×4	1個（1個×1パック）	¥34,500 →	¥27,600
AS-02081-11		96ウェルマイクロプレート用	1個（1個×1パック）	¥30,700 →	¥24,560
AS-02081-12		2mLディープウェルプレート用	1個（1個×1パック）	¥42,200 →	¥33,760
AS-02081-13		0.2mL PCRプレート用	1個（1個×1パック）	¥42,200 →	¥33,760
AS-02081-14		384ウェルPCRプレート用	1個（1個×1パック）	¥46,000 →	¥36,800
AS-02081-15		0.5mLディープウェルプレート用	1個（1個×1パック）	¥52,900 →	¥42,320
AS-02081-16		1.0mLディープウェルプレート用	1個（1個×1パック）	¥60,600 →	¥48,480
AS-02081-17	MK-3000/MS-3000/MS-3000用MateBブロック用ローリッド		1個（1個×1パック）	¥3,900 →	¥3,120
AS-02081-18	MK-3000/MS-3000/MS-3000用MateBブロック用ハイリッド		1個（1個×1パック）	¥5,800 →	¥4,640
AS-02081-26	MK-3000/MS-3000/MS-3000用MateBブロック用サーモリッド		1個（1個×1パック）	¥108,000 →	¥86,400

ドライバス

MiniTドライバスインキュベーター

ALLSHENG

軽い! 重さ0.8kg

▲ MiniT-100
ドライバスインキュベーター

軽い! 重さ1kg

▲ MiniT-C
ドライバスインキュベーター（冷却機能付）

手のひらサイズのコンパクトドライバスインキュベーター

- ◆ 軽量コンパクト
- ◆ LCD ディスプレイで温度と残り時間を確認可能
- ◆ 温度キャリブレーション機能内蔵
- ◆ ブロック交換が簡単
- ◆ 冷却機能付き（MiniT-Cのみ）

ブロック
モジュールは
別売となります

カタログNo.	AS-01150-00	AS-01170-00
商品名	MiniT-100 ドライバス インキュベーター	MiniT-Cドライバス インキュベーター (冷却機能付)
温度設定範囲	室温+5℃～100℃	0℃～100℃
温度安定性	±0.3℃	
温度精度	±0.5℃	
表示精度	±0.1℃	
加熱時間（25℃→100℃）	≤15分	≤20分
冷却時間（20℃→0℃）	N/A	≤25分
タイマー設定範囲	1～999分/1～999秒	
外寸（W×D×H）	152×120×112mm	162×110×140mm
重量	0.8kg	1kg
電源	100V、50/60Hz、 40W（最大）	100V、50/60Hz、 60W（最大）

● MiniT-100ドライバスインキュベーター

カタログ No.

AS-01150-00 1年保証

希望販売価格

¥40,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥32,240

● MiniT-Cドライバスインキュベーター（冷却機能付）

カタログ No.

AS-01170-00 1年保証

希望販売価格

¥72,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥58,240

- 構成：MiniT/MiniT-C本体、ACアダプター、リッド（AS-01170-00）、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書

MiniT 用ブロック

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
AS-01131-01	A-MiniT用ブロック（0.2mLx40） 1個（1個×1パック）	¥12,300	→ ¥9,840
AS-01131-02	B-MiniT用ブロック（0.5mLx24） 1個（1個×1パック）	¥12,300	→ ¥9,840
AS-01131-03	C-MiniT用ブロック（1.5mLx15） 1個（1個×1パック）	¥11,500	→ ¥9,200
AS-01131-04	D-MiniT用ブロック（2.0mLx15） 1個（1個×1パック）	¥11,500	→ ¥9,200
AS-01131-05	E-MiniT用ブロック（キューベツト用） 1個（1個×1パック）	¥17,300	→ ¥13,840
AS-01131-06	F-MiniT用ブロック（15mLx4） 1個（1個×1パック）	¥15,400	→ ¥12,320
AS-01131-07	G-MiniT用ブロック（50mLx2） 1個（1個×1パック）	¥11,500	→ ¥9,200



A-MiniT



B-MiniT



C-MiniT



D-MiniT



E-MiniT



F-MiniT



G-MiniT

ドライバス

Labnet Digital Dry Baths



本体のみ

HOT
150℃

- ◆ シングル、デュアルまたは4ブロックの3種類があります（シングルモデルは1個、デュアルモデルは2個、4ブロックは4個のブロックを設置することができます）。
- ◆ 2つのディスプレイ
- ◆ USB接続により、データのトレーサビリティが可能
- ◆ 透明なフタ付

*注意：別途ブロックが必要となります。

▲ D1301

▲ D1302

▲ D1304

カタログNo.	D1301	D1302	D1304
ブロック	1	2	4
温度範囲	室温+5℃～150℃		
タイマー	1分～99時間59分 または 連続運転		
最小表示単位	0.1℃/1分		
ブロック温度の均一性	±0.2℃		
温度精度	±0.3℃		
インターフェイス	USB		
サイズ (W×D×H)	210×290×120mm		210×390×120mm
重量 (本体のみ)	3.2kg		4.4kg
電源	～115V, 1.6A, 50/60Hz		

*注意：デュアルブロックでのブロック1つまたは4ブロックモデルでのブロック1～3つでの使用をお控えください。

カタログ No.

D1301 シングルブロック **1年保証** 希望販売価格 ~~¥103,000~~ → **¥82,400** キャンペーン中の参考価格

D1302 デュアルブロック **1年保証** 希望販売価格 ~~¥127,000~~ → **¥101,600**

D1304 4ブロック **1年保証** 希望販売価格 ~~¥183,000~~ → **¥146,400**

■ 構成：ドライバス本体、ブロックリフター、USB ケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Digital Dry Baths専用 Block

- ◆ それぞれのブロックは腐食防止加工を施したアルミニウムを使用しています。
- ◆ 加工されたブロックは温度を効率よく伝導します。

カタログNo.	用途	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
D1101	穴なしブロック	1個 (1個×1パック)	¥23,500	→ ¥18,800
D1102	0.2ml PCRチューブ×48本 または 0.2ml 8連PCRチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥26,500	→ ¥21,200
D1102A	2.0mlチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥25,400	→ ¥20,320
D1105	0.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥27,000	→ ¥21,600
D1105A	1.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥25,400	→ ¥20,320
D1106	6mmチューブ×35本	1個 (1個×1パック)	¥27,000	→ ¥21,600
D1110	10mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥25,300	→ ¥20,240
D1112	12mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥25,300	→ ¥20,240
D1113	13mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥25,300	→ ¥20,240
D1115-TALL	15ml遠心管×12本	1個 (1個×1パック)	¥27,000	→ ¥21,600
D1116	15/16mlチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥27,000	→ ¥21,600
D1117	17mmチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥25,300	→ ¥20,240
D1120	20mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥25,300	→ ¥20,240
D1125	25mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥25,300	→ ¥20,240
D1150-TALL	50ml遠心管×5本	1個 (1個×1パック)	¥25,400	→ ¥20,320
D1196-PCR	96ウェルPCRプレート×1枚 ※シングルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥62,500	→ ¥50,000
D1296	96ウェルプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥48,300	→ ¥38,640
D12384	384ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥65,300	→ ¥52,240

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

C R Y O

ウォーターバス

ウォーターバス WB シリーズ

HOT
100℃

安全機能が搭載されたスタンダードウォーターバス

- ◆ 錆びにくいステンレス製水槽
- ◆ タイマー機能内蔵
- ◆ 空焚き防止機能内蔵
- ◆ ヒーターを内蔵することで安全性を向上



WB-2S



ヒータ内蔵タイプで熱源が露出していないので安全



WB-6S

モデル	WB-2S	WB-6S
水槽サイズ	Φ150×105mm (2L)	200×200×130mm (4L)
温度設定範囲	室温～100℃	室温+5℃～100℃
温度表示精度	0.1℃	
温度安定性	±1℃	
タイマー設定範囲	1分～24時間	1分～23時間59分
サイズ (WxDxH)	190×190×260mm	260×265×325mm
重量	1.5kg	4.5kg
電源	100-240V、50/60Hz、300W	100-240V、50/60Hz、800W

● WB-2S ウォーターバス

カタログ No.

JOL20304-2

1年保証

希望販売価格
¥12,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥10,000

● WB-6S ウォーターバス

カタログ No.

JOL20304

1年保証

希望販売価格
¥36,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥29,200

■ 構成：本体、電源ケーブル、透明カバー、カバー用ハンドル、ネジ、ドライバー、底じきネット、マニュアル、保証書

ウォーターバス

スターラー内蔵ウォーターバス WBS-6PRO



HOT
100℃



マグネチックスターラー内蔵ウォーターバス

- ◆ マグネチックスターラー内蔵
- ◆ 錆びにくいステンレス製水槽
- ◆ タイマー機能内蔵
- ◆ 空焚き防止機能内蔵
- ◆ ヒーターを内蔵することで安全性を向上



ヒータ内蔵タイプで熱源が露出していないので安全

水槽サイズ	200×200×130mm
温度設定範囲	室温+5℃～100℃
温度表示精度	0.1℃
温度安定性	±1℃
スピード設定範囲	100～1200RPM
タイマー設定範囲	1分～23時間59分
サイズ (WxDxH)	260×260×325mm
重量	4.5kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	800W

● WBS-6PRO ウォーターバス

カタログ No.

JOL20304-1

1年保証

希望販売価格

¥52,500

キャンペーン中の参考価格

¥42,000

- 構成：本体、電源ケーブル、透明カバー、カバー用ハンドル、ネジ、ドライバー、底じきネット、スターラーバー、マニュアル、保証書



機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

CRYO

ウォーターバス

マルチウォーターバス WB100 シリーズ



HOT
99.9℃



WB100-1/WB100-1F



WB100-2/WB100-2F



WB100-4/WB100-4F



WB100-6/WB100-6F



WB100-8F

開口部の調整が可能なマルチウォーターバス

- ◆ 錆びにくく継ぎ目のないステンレス製水槽槽
- ◆ リングキャップにより開口部径の調節が可能
- ◆ 空焚き防止機能（WB100-1F/2F/4F/6F/8F）
- ◆ 液体が付着しにくい表面エンボス加工
- ◆ ドレインポート装備



PP 製リングキャップで開口部の径を調節可能

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL20300	WB100-1 ウォーターバス	1年保証	1式	¥14,900	→ ¥11,920
JOL20300-1	WB100-1F ウォーターバス	1年保証	1式	¥18,100	→ ¥14,480
JOL20301	WB100-2 ウォーターバス	1年保証	1式	¥15,900	→ ¥12,720
JOL20301-1	WB100-2F ウォーターバス	1年保証	1式	¥20,200	→ ¥16,160
JOL20302	WB100-4 ウォーターバス	1年保証	1式	¥21,500	→ ¥17,200
JOL20302-1	WB100-4F ウォーターバス	1年保証	1式	¥25,900	→ ¥20,720
JOL20303	WB100-6 ウォーターバス	1年保証	1式	¥28,000	→ ¥22,400
JOL20303-1	WB100-6F ウォーターバス	1年保証	1式	¥32,400	→ ¥25,920
JOL20305	WB100-8F ウォーターバス	1年保証	1式	¥44,100	→ ¥35,280

■ 構成：本体、電源ケーブル、PP リングキャップ、ステンレスキャリア、ステンレスカバー、マニュアル、保証書



動画はこちら



カタログNo.	JOL20300	JOL20300-1	JOL20301	JOL20301-1
モデル	WB100-1	WB100-1F	WB100-2	WB100-2F
水槽サイズ	160×160×130mm (3L)		150×300×140mm (6L)	
ポート数	1		2	
温度設定範囲	室温～99.9℃			
温度表示精度	0.1℃			
空焚き防止機能	なし	あり	なし	あり
サイズ (W×D×H)	250×250×250mm		400×250×250mm	
重量	5kg		7kg	
電源	100-240V、50/60Hz、300W		100-240、50/60Hz、600W	

カタログNo.	JOL20302	JOL20302-1	JOL20303	JOL20303-1
モデル	WB100-4	WB100-4F	WB100-6	WB100-6F
水槽サイズ	300×300×140mm（12L）		450×250×250mm（18L）	
ポート数	4		6	
温度設定範囲	室温～99.9℃			
温度表示精度	0.1℃			
空焚き防止機能	なし	あり	なし	あり
サイズ（W×D×H）	400×400×250mm		560×400×250mm	
重量	8kg		11.5kg	
電源	100-240V、50/60Hz、800W		100-240V、50/60Hz、1200W	

カタログNo.	JOL20305
モデル	WB100-8F
水槽サイズ	620×300×140mm (24L)
ポート数	8
温度設定範囲	室温～99.9℃
温度表示精度	0.1℃
空焚き防止機能	あり
サイズ (W×D×H)	700×400×250mm
重量	15kg
電源	100-240V、50/60Hz、1500W

機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

CRYO

コンパクトマグネチックスターラー

MS5S



コンパクトなマグネチックスターラー

- ◆ 小型ながらパワフル（最大 2L）
- ◆ 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- ◆ 広い回転スピードレンジで、無段階調節可能
- ◆ LCD インジケーター内蔵

上面プレートサイズ	Φ135mm
最大攪拌容量（水）	2L
スピード設定範囲	200～2000RPM
推奨スターラーバー	20～30mm
サイズ（W×D×H）	160×168×47mm
重量	0.46kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	5W

● MS5S マグネチックスターラー

カタログ No.

JOL20151

1年保証

希望販売価格
¥15,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥12,480

■ 構成：本体、スターラーバー、AC アダプター、マニュアル、保証書

2026 細胞培養カタログ発刊！！



詳細はこちら↓

<https://www.bmbio.com/shop/t/t1268/>

マグネチックスターラー

MS シリーズ



大容量の攪拌が可能なマグネチックスターラー

- ◆ 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- ◆ タイマー設定可能
- ◆ 反転機能内蔵
- ◆ LCD インジケーター内蔵



カタログNo.	JOL20130	JOL20123	JOL20124	JOL20125	JOL20126
モデル	MS5L	MS10L	MS15L	MS30L	MS50L
上部プレートサイズ	180×180mm	220×220mm		260×260mm	330×330mm
最大攪拌容量（水）	2L	10L	15L	30L	50L
スピード設定範囲	20～1500RPM			50～1300RPM	50～1100RPM
タイマー設定範囲	1分～23時間59分				
推奨スターラーバー	40mm	50nn	60mm	80mm	100mm
サイズ（W×D×H）	180×280×65mm	220×315×65mm		280×350×82mm	330×435×85mm
重量	3kg			5kg	
電源	100-240V、50/60Hz				
消費電力	10W	20W		30W	50W

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL20130	MS5L マグネティックスターラー	1年保証 1式	¥31,200	→ ¥24,960
JOL20123	MS10L マグネティックスターラー	1年保証 1式	¥41,500	→ ¥33,200
JOL20124	MS15L マグネティックスターラー	1年保証 1式	¥52,000	→ ¥41,600
JOL20125	MS30L マグネティックスターラー	1年保証 1式	¥73,200	→ ¥58,560
JOL20126	MS50L マグネティックスターラー	1年保証 1式	¥83,500	→ ¥66,800

■ 構成：本体、スターラーバー、電源ケーブル、マニュアル、保証書

マルチポジションマグネチックスターラー

MMS シリーズ




MMS4Max




MMS4PRO



MMS6PRO



MMS9PRO



MMS15Max

独立制御が可能なマルチポジションマグネチックスターラー

- ◆ 各ポジションが独立制御が可能（同一条件での一括設定も可能）
- ◆ 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- ◆ タイマー設定可能
- ◆ LCD インジケーター内蔵



カタログNo.	JOL20120-1	JOL20120	JOL20121	JOL20122	JOL20135
モデル	MMS4Max	MMS4PRO	MMS6PRO	MMS9PRO	MMS15Max
ポジション数	4		6	9	15
ポジションサイズ	120×120mm	110×110mm			
最大攪拌容量（水）	1L	500mL			250mL×15または 500mL×8
スピード設定範囲	20～1500RPM			50～1300RPM	50～1100RPM
タイマー設定範囲	1分～19時間				
推奨スターラーバー	30mm				
サイズ（W×D×H）	240×380×56mm	225×305×65mm	225×415×65mm	330×435×85mm	330×576×63mm
重量	3.5kg	3kg	4kg	9kg	8.5kg
電源	100-240V、50/60Hz				
消費電力	40W		60W	90W	150W

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL20120-1	MMS4Max マグネチックスターラー	1年保証 1式	¥66,700	→ ¥53,360
JOL20120	MMS4PRO マグネチックスターラー	1年保証 1式	¥53,100	→ ¥42,480
JOL20121	MMS6PRO マグネチックスターラー	1年保証 1式	¥78,000	→ ¥62,400
JOL20122	MMS9PRO マグネチックスターラー	1年保証 1式	¥105,000	→ ¥84,000
JOL20135	MMS15Max マグネチックスターラー	1年保証 1式	¥125,000	→ ¥100,000

■ 構成：本体、スターラーバー、電源ケーブル、マニュアル、保証書

機
器

ビ
ヘ
ット

リ
ザ
ー
バ
ー

チ
ップ

チューブ&フ
レート

グ
ローブ

細胞培養

こんな商品も
あります

C
R
Y
O



自動で組織分散とホモジナイズ
VDSC シリーズ

シングルセル化の価格革命

台数限定キャンペーン

2026年6月～ 各モデル5台ずつ対象



- 新鮮組織・凍結組織・FFPEから組織分散・シングルセル化
- 温度制御可能な独立チャンネルで実験をスピードアップ
- あらゆる組織で均一・再現性ある実験が可能

名 称	型式	数量	キャンペーン中の参考価格
シングルセルディソシエーター (2チャンネル)	VDSC-200	一式	1,280,000円 ⇒ 980,000円
シングルセルディソシエーター (4チャンネル)	VDSC-410	一式	2,580,000円 ⇒ 1,980,000円
シングルセルディソシエーター (8チャンネル)	VDSC-810	一式	3,450,000円 ⇒ 2,700,000円

詳細はこちら→



ビーズ式サンプル破碎装置

BeadBug™



▲ BeadBug™ 3
マイクロチューブホモジナイザー

BeadBug™ 3/6 マイクロチューブホモジナイザー

- ◆ 溶解、粉碎、均質化を非常に強力に実行します
- ◆ ティッシュグラインダーよりも早く、効率的です
- ◆ 最大6チューブの同時処理が可能です（D1036の場合）
- ◆ 手動ホモジナイザー等によるコンタミネーションを減少させます
- ◆ 様々なサイズのビーズ充填済のチューブが使用可能です



速度範囲	2800～4000rpm
容量	3×2.0ml (Screw cap/non-skirted)
タイマー	3秒～3分
外寸 (W×D×H)	170×210×135mm
重量	2.2kg
電源	115V、50Hz/60Hz

● BeadBug™ 3 マイクロチューブホモジナイザー

カタログ No.

D1030 1年保証

希望販売価格

¥245,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥196,000**




電気泳動装置

MYGEL™ InstaView™システム



myGel™ InstaView™には、ミニ電気泳動ゲルのキャストイング、泳動、観察に必要なものがすべて揃っており、パワーサプライも内蔵されています



売れて
ます!!



動画はこちら



- ◆ ゲルトankには、大型（10.5×10cm）または小型（10.5×6cm）のゲルトレイを1つ収容できます。
- ◆ 付属のトレイ、コーム、漏れ防止用キャストイングスタンドを使って、簡単にゲルを流し込むことができます。
- ◆ パワーサプライはゲルトankに直接接続するため、リード線が不要で毎回確実に接続されます。
- ◆ 出力電圧は35V、50V、100Vに調整でき、泳動時間は最大99分まで設定できます。
- ◆ ゲルトankとフタの間の磁気ロックにより、フタが適切に閉まっていない場合には装置に電流が流れるのを防ぎます。
- ◆ セットアップ完了後、ミニLEDトランスイルミネーターをタンクの下の所定の位置にスライドさせ、スイッチを入れるだけで、いつでもリアルタイムで泳動の様子を見ることができます。
- ◆ 波長465nmの青色光はDNAにダメージを与えることがなく、SmartGlow™、SYBR™ Green、GelGreenなどの一般的な緑色蛍光染色を励起することが可能です。
- ◆ フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAバンドを確認することができます。
- ◆ 電気泳動後は、付属のイメージングエンクロージャーを使用し、簡単にスマートフォンで高解像度の画像を撮影することができます。
- ◆ 画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。



出力電圧	35V、50V、100V
タイマー	0-99分、連続
安全機能	磁気ロック
バッファー容量	230ml
トレイ容量	大 10.5×10cm (厚さ 0.5cm) 小 10.5×6cm (厚さ 0.5cm)
光源	青色LED、465nm
サイズ (W×D×H)	255×210×140mm
重量	1.04kg
入力電圧	115V ~ 230V, 50/60Hz
保証	2年

● myGel™ InstaView™ Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator

カタログ No.

E1201

1年保証

希望販売価格

¥229,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥183,200**

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
E1200-CS1	InstaView™ Electrophoresis System , Extra casting set	1式	¥11,300
E1101-COMB1	myGel™ Mini Electrophoresis System , Reversible Combs	1式	¥2,300
E1200-OC	InstaView™ Electrophoresis System, Orange filter cover for mini LED transilluminator	1式	¥9,300

*キャンペーン対象外

アスピレーター

VP-6PRO



8 連ノズル標準付属

小型軽量アスピレーションシステム

- ◆ オーバーフロー防止液面センサー内臓
- ◆ 吸引速度の調整（9 段階）が可能：最大 1.6L/分
- ◆ 小型軽量で静か
- ◆ オートクレーブ可能（本体を除く）

廃液ボトル容量	1L
吸引スピード	1.6L/分（最大）
真空ポンプ性能	6L/分
真空到達度	0.06MPa
スピード設定	9段階
サイズ（W×D×H）	150×150×260mm
重量	780g
電源	100-220V、50/60Hz
消費電力	10W

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL22923	VP-6PRO アスピレーター	1 年保証 1 式	¥51,800	→ ¥41,440
JOL22923-8PIN	VP-6PRO 用 8 連ノズル	1 個（1 個×1 パック）	¥11,500	→ ¥9,200
JOL22923-SC	VP-6PRO 用コネクター（200μL チップ用）	1 個（1 個×1 パック）	¥5,800	→ ¥4,640
JOL22923-BOT	VP-6PRO 用廃液ボトル	1 個（1 個×1 パック）	¥7,700	→ ¥6,160
JOL22923-FIL	VP-6PRO 用エアフィルター	5 個（1 個×5 パック）	¥2,000	→ ¥1,600

■ 構成：本体、廃液ボトル、ACアダプター、コネクター（200μLチップ用）、8連ノズル、ホルダー、エアフィルター、チューブ、マニュアル、保証書

ボトルトップフィルター用バキュームポンプ

VP-6L



(注) ボトルトップフィルターは、商品構成に含まれません。

ボトルトップフィルター用バキュームポンプ

- ◆ ボトル径最大 93mm のボトルトップフィルターに対応
(93mm を超える場合は本体の外に置いて使用してください)
- ◆ 吸引速度の調整 (9 段階) が可能: 1.6 ~ 6L/分
- ◆ 小型軽量で静か

真空ポンプ性能 (空気)	6L/分 (最大)
真空到達度	0.06MPa
スピード設定	9段階
サイズ (W×D×H)	150×150×110mm
重量	600g
電源	100-220V、50/60Hz
消費電力	10W

● VP-6L バキュームポンプ ボトルトップフィルター用

カタログ No.

JOL22924

1年保証

希望販売価格

¥36,500

キャンペーン中の参考価格

➔ ¥29,200

■ 構成: 本体、AC アダプター、チューブ、エアフィルター、マニュアル、保証

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
JOL20924-FIL	VP-6L用エアフィルター	5個 (1個×5パック)	¥2,000

*キャンペーン対象外

2026 細胞培養カタログ発刊!!



詳細はこちら↓

<https://www.bmbio.com/shop/t/t1268/>



プレートシーラー

SealBio-2 セミオートプレートシーラー

ALLSHENG



セミオートマチックサーマルプレートシーラー

- ◆ 高速加熱（170℃まで約5分）および正確な温度コントロール
- ◆ シーリング時の温度、時間、圧力の設定が可能
- ◆ コンパクト設計
- ◆ 多様なマイクロプレートに対応

温度設定範囲	80℃～200℃（1.0℃刻み）
温度精度	±0.1℃
温度均一性	±0.1℃
シーリング時間	0.5～10秒（0.1秒刻み）
対応プレート	SBS フォーマットマイクロプレート、PCR プレート、ディープウェルプレート
対応プレート高	9～48mm
対応プレート材質	PP、PE、PS
外寸（W×D×H）	370×178×330mm
重量	9.6kg
電源	120V、50/60Hz、300W

カタログ No.

AS-15020-00

1年保証

希望販売価格

¥510,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥408,000

■ 構成：SealBio-2本体、マイクロプレート用アダプター、PCRプレート用アダプター、シーリングフィルム（1袋）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

コンパクト多目的インキュベーター

CULTURA® M

AIDIAN

少数検体の細菌培養等に最適

- ◆ 小型・軽量：持ち運び可能で、置き場所を選びません。
- ◆ 温度設定25～45℃：微生物培養や化学反応など多目的に使用可能
- ◆ 透明なドア：ドアが透明なので、いつでもドアを開けずに内部観察が可能
- ◆ 縦置きも可能

カタログ No.

132754

1年保証

希望販売価格

¥118,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥94,400

■ 構成：本体、棚板（ディッシュ用）、マルチラック（チューブ用）、サーモメーター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

設定温度範囲	25～45℃
温度精度	±1℃
材質	ABS（本体） / PC（ドア）
庫内寸法（W×D×H）	220×150×120mm
本体寸法（W×D×H）	310×168×155mm
重量	1.1kg
電源	100VAC、50/60Hz
消費電力（最大）	30W

縦置きも
できます

ここが イチオシ! **BM** から買うと **お得宣言!**

ビーエムから**ピペットパルプラス**を購入すると**お得宣言!!**

ピペットパルプラスどれでも まとめて **5本以上** 購入いただくと更にお得!!

シングルでも

マルチでも

更にお求めやすく



**プライス
ダウン!**

例えば・・・

PALP-2 (シングル)

1本あたり

1本あたり
**¥800
お得!!**

キャンペーン中の参考価格

5本まとめると

¥34,000 → **¥27,200** → **¥26,400**

PALP-8-10 (マルチ)

1本あたり

1本あたり
**¥1,000
お得!!**

キャンペーン中の参考価格

5本まとめると

¥83,000 → **¥66,400** → **¥65,400**

PALP-12-200 (マルチ)

1本あたり

1本あたり
**¥1,000
お得!!**

キャンペーン中の参考価格

5本まとめると

¥98,500 → **¥78,800** → **¥77,800**

こんなに**お得!!**

(例) 下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

		キャンペーン中の参考価格		5本まとめると
PALP-2	¥34,000 →	¥27,200	→	¥26,400
PALP-10	¥34,000 →	¥27,200	→	¥26,400
PALP-20	¥32,000 →	¥25,600	→	¥24,800
PALP-8-10	¥83,000 →	¥66,400	→	¥65,400
PALP-12-200	¥98,500 →	¥78,800	→	¥77,800
合計	¥281,500 →	¥225,200	→	¥220,800

**5本
まとめると
¥4,400も
お得!!**

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus シングルチャンネルピペット

BMBio
ST (Standard & Stable)● チップカラー表示
(シングル、マルチともに)

使用可能チップと同じ色を
マーキングしているため、
チップの選択が容易です。

● 容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。



● 容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。

● 容量ロックシステム
(PAL Plusのみ)

ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。



上面(白い部分)だけが回転します。

● 紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。
紫外線下に長時間置いていても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

● チップエジェクターを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエジェクターの位置を上下に調整することができます。
エジェクターは洗浄が可能で、取り外しが容易です。



3年保証

5本まとめた
場合の1本
あたりの価格

更にお求めやすく
プライスダウン!

カタログNo.	一目盛読み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-2	0.002 μ l	¥34,000 →	¥27,200 → ¥26,400
PALP-10	0.02 μ l	¥34,000 →	¥27,200 → ¥26,400
PALP-20	0.02 μ l	¥32,000 →	¥25,600 → ¥24,800
PALP-100	0.2 μ l	¥32,000 →	¥25,600 → ¥24,800
PALP-200	0.2 μ l	¥32,000 →	¥25,600 → ¥24,800
PALP-1000	2 μ l	¥32,000 →	¥25,600 → ¥24,800
PALP-5000	10 μ l	¥38,000 →	¥30,400 → ¥29,600
PALP-10ml	20 μ l	¥40,500 →	¥32,400 → ¥31,600

Model	Volume [μ l]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
PALP-2	Min. 0.2	± 12.0	± 6.0	10 μ l
	1.0	± 2.7	± 1.3	
	Max. 2.0	± 1.5	± 0.7	
PALP-10	Min. 0.5	± 4.0	± 2.8	10 μ l
	5.0	± 1.0	± 0.6	
	Max. 10.0	± 0.5	± 0.4	
PALP-20	Min. 2	± 3.0	± 1.5	200 μ l
	10	± 1.0	± 0.5	
	Max. 20	± 0.8	± 0.3	
PALP-100	Min. 10	± 1.6	± 0.80	200 μ l
	50	± 0.8	± 0.24	
	Max. 100	± 0.8	± 0.20	
PALP-200	Min. 20	± 1.2	± 0.60	200 μ l
	100	± 0.8	± 0.25	
	Max. 200	± 0.6	± 0.20	
PALP-250	Min. 50	± 1.0	± 0.4	300 μ l
	125	± 0.8	± 0.3	
	Max. 250	± 0.6	± 0.3	
PALP-1000	Min. 100	± 1.6	± 0.40	1000 μ l
	500	± 0.7	± 0.20	
	Max. 1000	± 0.6	± 0.15	
PALP-5000	Min. 1000	± 0.6	± 0.25	5000 μ l
	2500	± 0.6	± 0.20	
	Max. 5000	± 0.5	± 0.15	
PALP-10ml	Min. 1000	± 2.5	± 0.6	10000 μ l
	5000	± 0.8	± 0.3	
	Max. 10000	± 0.5	± 0.2	

残りわずか!
在庫
2本

PALP-250
在庫限定特別価格
¥23,600

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus マルチチャンネルピペット

BMBio
ST (Standard & Stable)

- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッチに対応
- ※ シングルチャンネルと特長は同じです。(チップエジェクターを除く)

● 疲れにくいデザイン設計

フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。

● 360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いてもチップをエジェクトすることができます。



● チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。



スムーズフィット

● オートクレープ滅菌可能

本体をまるごとオートクレープ滅菌することができます。通常のオートクレープ滅菌 (121℃ / 0.1Mpa / 20分) を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。
※ シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。
※ マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。

● 性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証



3年保証

5本まとめた場合の1本あたりの価格

更にお求めやすく
プライスダウン!

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8 channel			
PALP-8-10	0.02 μ l	¥83,000 → ¥66,400 → ¥65,400	
PALP-8-50	0.10 μ l	¥83,000 → ¥66,400 → ¥65,400	
PALP-8-200	0.20 μ l	¥83,000 → ¥66,400 → ¥65,400	
PALP-8-300	1.00 μ l	¥83,000 → ¥66,400 → ¥65,400	
12 channel			
PALP-12-10	0.02 μ l	¥98,500 → ¥78,800 → ¥77,800	
PALP-12-50	0.10 μ l	¥98,500 → ¥78,800 → ¥77,800	
PALP-12-200	0.20 μ l	¥98,500 → ¥78,800 → ¥77,800	
PALP-12-300	1.00 μ l	¥98,500 → ¥78,800 → ¥77,800	

Model	Volume [μ l]	Accuracy[%]	Precision[%]	Fit to tips
8 channel				
PALP-8-10	Min 1	$\pm$ 8.0	$\pm$ 6.0	10 μ l
	Max 5	$\pm$ 4.0	$\pm$ 2.0	
PALP-8-50	Min 25	$\pm$ 4.0	$\pm$ 2.5	200 μ l
	Max 50	$\pm$ 3.0	$\pm$ 1.2	
PALP-8-200	Min 100	$\pm$ 3.0	$\pm$ 1.5	200 μ l
	Max 200	$\pm$ 1.5	$\pm$ 0.8	
PALP-8-300	Min 150	$\pm$ 1.6	$\pm$ 1.5	300 μ l
	Max 300	$\pm$ 1.2	$\pm$ 1.0	
12 channel				
PALP-12-10	Min 1	$\pm$ 8.0	$\pm$ 6.0	10 μ l
	Max 5	$\pm$ 4.0	$\pm$ 2.0	
PALP-12-50	Min 25	$\pm$ 4.0	$\pm$ 2.5	200 μ l
	Max 50	$\pm$ 3.0	$\pm$ 1.2	
PALP-12-200	Min 100	$\pm$ 3.0	$\pm$ 1.5	200 μ l
	Max 200	$\pm$ 1.5	$\pm$ 0.8	
PALP-12-300	Min 150	$\pm$ 1.6	$\pm$ 1.5	300 μ l
	Max 300	$\pm$ 1.2	$\pm$ 1.0	

マニュアルピペット

Accumax Fab ピペット (ユニバーサルタイプ)

△ACCUMAX
ACCURACY AT MAXIMUM


- ◆ 独自のマグネットアシストメカニズムの採用により軽いピペッティングが可能
- ◆ 人間工学に基づいた重量分布
- ◆ ボリュームロック機能装備
- ◆ マルチチャンネルピペットのヘッドは360°回転可能
- ◆ フルオートクレーパブル (121℃、20分)

1年保証

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
AFV-10		0.5-10μL	¥21,600 →	¥17,280
AFV-20		2-20μL	¥21,600 →	¥17,280
AFV-100		10-100μL	¥21,600 →	¥17,280
AFV-200		20-200μL	¥21,600 →	¥17,280
AFV-300	1	30-300μL	¥21,600 →	¥17,280
AFV-1000		100-1000μL	¥21,600 →	¥17,280
AFV-5000		500-5000μL	¥21,600 →	¥17,280
AFV-10000		1000-10000μL	¥21,600 →	¥17,280
AFM8-010		0.5-10μL	¥58,800 →	¥47,040
AFM8-050		5-50μL	¥58,800 →	¥47,040
AFM8-200	8	20-200μL	¥58,800 →	¥47,040
AFM8-300		30-300μL	¥58,800 →	¥47,040
AFM8-1200		120-1200μL	¥58,800 →	¥47,040

■ 構成：本体、マニュアル、保証書

マグネットアシストメカニズムを採用



第1ストップ

第2ストップ

磁石の吸着力を利用して、軽い力でも「止まる位置」がはっきりと指に伝わり、疲れにくく正確なピペッティングができます。



動画はこちら

https://youtu.be/Zg13_vhR9H4

カタログ番号	容量範囲 (μL)	容量刻み (μL)	試験容量 (μL)	正確度誤差 (±) %	精度誤差 (±) %
Single channel Pipettes					
AFV-10	0.5-10	0.02	1	2.5	1.5
			5	1.5	0.8
			10	1	0.4
AFV-20	2-20	0.02	2	3	1.5
			10	1.2	0.6
			20	0.9	0.3
AFV-100	10-100	0.1	10	3	1
			50	1	0.50
			100	0.8	0.20
AFV-200	20-200	0.2	20	2.5	0.7
			100	0.7	0.3
			200	0.6	0.2
AFV-300	30-300	0.2	30	2.5	0.7
			150	1	0.3
			300	0.6	0.2
AFV-1000	100-1000	1	100	3	0.6
			500	1	0.20
			1000	0.6	0.20
AFV-5000	500-5000	10	500	2.4	0.6
			2500	1.2	0.25
			5000	0.6	0.2
AFV-10000	1000-10000	20	1000	3	0.6
			5000	0.8	0.2
			10000	0.6	0.15

カタログ番号	容量範囲 (μL)	容量刻み (μL)	試験容量 (μL)	正確度誤差 (±) %	精度誤差 (±) %
8 Channel Pipettes					
AFM8-010	0.5-10	0.02	1	8	5
			5	4	2
			10	2	1
AFM8-050	5-50	0.1	5	3	2
			25	1.5	1
			50	1	0.7
AFM8-200	20-200	0.2	20	5	1.4
			100	1	0.40
			200	0.7	0.25
AFM8-300	30-300	0.2	30	3	1
			150	1	0.5
			300	0.6	0.3
AFM8-1200	120-1200	1	120	4	0.9
			600	2	0.4
			1200	1	0.3

AFV-5000 適合チップ：BM-5ML、090-Q

AFV-10000 適合チップ：BM-10MLXL、097-Q

AFM8-1200 適合チップ：112XL-Q、WE1000

マニュアルピペット

Accumax Fab-LF ピペット (ライトフォースタイプ)

ACCUMAX
ACCURACY AT MAXIMUM



通常、ピペットは先端部分が円すい形になっており、摩擦によってチップをしっかり保持しています。そのため、確実なシールを得るにはピペットをチップに強く押し込む必要があり、その力は親指で加えることになります。

Accumax の FAB LF テクノロジーは、シリンダー形状のチップとシャフト機構を採用することで、こうした力を不要にし、より快適なピペッティング操作を実現します。

- ◆ 各種ライトフォースタイプのチップに適合
- ◆ 独自のマグネットアシストメカニズムの採用により軽いピペッティングが可能
- ◆ 人間工学に基づいた重量分布
- ◆ ボリュームロック機能装備
- ◆ マルチチャンネルピペットのヘッドは360° 回転可能
- ◆ フルオートクレーパブル (121℃、20分)

1年保証

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
ALFV-10	1	0.5-10μL	¥23,500
ALFV-20		2-20μL	¥23,500
ALFV-100		10-100μL	¥23,500
ALFV-200		20-200μL	¥23,500
ALFV-1000		100-1000μL	¥23,500
ALFM8-010	8	0.5-10μL	¥67,800
ALFM8-050		5-50μL	¥67,800
ALFM8-200		20-200μL	¥67,800
ALFM8-300		30-300μL	¥67,800

■ 構成：本体、マニュアル、保証書

*キャンペーン対象外



動画はこちら



<https://youtu.be/J7plaegu74U>

従来型のピペッティング

広いシール面積と厚肉のチップにより、摩擦が大きくなる。

円錐状のシャフトは円錐状のチップに差し込まれるが、確実に止まるストッパーがないため、過剰に差し込んでしまう可能性がある。

LF (ライトフォース) 円筒形チップとシャフト

シール面積が小さい円筒形のシャフトのため、摩擦が少ない

ストッパーがあることにより、圧力のかけすぎによる詰まりが防止される。

カタログ番号	容量範囲 (μL)	容量刻み (μL)	試験容量 (μL)	正確度誤差 (±) %	精度誤差 (±) %
Single channel Pipettes					
ALFV-10	0.5-10	0.02	1	0	0
			5	0.5	0.5
			10	0.1	0.1
AFLV-20	2-20	0.02	2	-0.5	-0.5
			10	0	0
			20	0.2	0.2
ALFV-100	10-100	0.1	10	-0.1	-0.1
			50	-0.2	-0.20
			100	0.3	0.30
ALFV-200	20-200	0.2	20	-0.3	-0.3
			100	0.1	0.1
			200	0.3	0.3
ALFV-1000	100-1000	1	100	-0.2	-0.2
			500	0.1	0.1
			1000	0.2	0.2

カタログ番号	容量範囲 (μL)	容量刻み (μL)	試験容量 (μL)	正確度誤差 (±) %	精度誤差 (±) %
8 Channel Pipettes					
AFLM8-010	0.5-10	0.02	1	8	5
			5	4	2
			10	2	1
AFLM8-050	5-50	0.1	5	3	2
			25	1.5	1
			50	1	0.7
AFLM8-200	20-200	0.2	20	5	1.4
			100	1	0.40
			200	0.7	0.25
AFLM8-300	30-300	0.2	30	3	1
			150	1	0.5
			300	0.6	0.3

チップ

Accumax LF チップ (ライトフォースタイプ)

△ACCUMAX
 ACCURACY AT MAXIMUM

- ◆ LTS タイプのピペットに適合
- ◆ 低吸着仕様
- ◆ DNase, RNase, PCR インヒビター、エンドトキシン、パイロジェンフリー
- ◆ 滅菌済み



カタログ No.		品名	入数	希望販売価格
ALF-20-S-L-R	滅菌	LFスタンダードチップ -20µL ラック	960本 (96本×10)	¥10,700
ALF-20-S-L-K	滅菌	LFスタンダードチップ -20µL 詰め替え	960本 (96本×10)	¥8,500
ALF-20-S-L-F-R	滅菌	LFフィルターチップ -20µL ラック	960本 (96本×10)	¥17,300
ALF-200-S-L-R	滅菌	LFスタンダードチップ -200µL ラック	960本 (96本×10)	¥10,700
ALF-200-S-L-K	滅菌	LFスタンダードチップ -200µL 詰め替え	960本 (96本×10)	¥8,500
ALF-200-S-L-F-R	滅菌	LFフィルターチップ -200µL ラック	960本 (96本×10)	¥17,300
ALF-1000-S-L-R	滅菌	LFスタンダードチップ -1000µL ラック	576本 (96本×6)	¥8,000
ALF-1000-S-L-K	滅菌	LFスタンダードチップ -1000µL 詰め替え	576本 (96本×6)	¥6,800
ALF-1000-S-L-F-R	滅菌	LFフィルターチップ -1000µL ラック	576本 (96本×6)	¥12,400

※キャンペーン対象外

Accumax Fab-LFピペット適合チップ一覧表

カタログ番号	適合チップ	カタログ番号	適合チップ
Single channel Pipettes		8 Channel Pipettes	
ALFV-10	ALF-20-S-L-R ALF-20-S-L-K ALF-20-S-L-F-R	AFLM8-010	ALF-20-S-L-R
AFLV-20			ALF-20-S-L-K
			ALF-20-S-L-F-R
ALFV-100	ALF-200-S-L-R ALF-200-S-L-K ALF-200-S-L-F-R	AFLM8-050	ALF-200-S-L-R
ALFV-200		AFLM8-200	ALF-200-S-L-K
			ALF-200-S-L-F-R
ALFV-1000	ALF-1000-S-L-R ALF-1000-S-L-K ALF-1000-S-L-F-R	AFLM8-300	3731-05-HR 3731-05-RI 2739-05-HR

ピペット (マニュアル)

GeneX (ジーンエックス) シングル・8ch マルチチャンネルピペット



- ◆ 快適なピPETTING (エルゴノミックデザイン)
- ◆ 高精度、軽量、高耐久
- ◆ イジェクターの着脱が容易
- ◆ ピペットヘッドは360°回転可能
- ◆ 多様なチップに対応

売れて
ます!!

デモOK!



点検・校正の
ご依頼はこちら



1年保証

③本以上まとめて
お得キャンペーン!!

シングル・マルチの種類を問わず、
合計3本以上でキャンペーン対象となります。

*1本でのご購入はキャンペーン対象外となります。

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
シングルチャンネル		
GX-2.5 0.1-2.5uL	¥9,800 →	¥7,840*
GX-10 0.5-10uL	¥9,800 →	¥7,840*
GX-20 2-20uL	¥9,800 →	¥7,840*
GX-200 20-200uL	¥9,800 →	¥7,840*
GX-1000 100-1000uL	¥9,800 →	¥7,840*

*3本以上まとめた場合の1本あたりの価格

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8チャンネル		
GX-8-10 0.5-10uL	¥42,800 →	¥34,240*
GX-8-300 50-300uL	¥42,800 →	¥34,240*
GX-8-1000 100-1000uL	¥42,800 →	¥34,240*

*3本以上まとめた場合の1本あたりの価格

■ 構成: 本体、マニュアル、保証書

※パーツ・消耗品の販売はございません。

	チャンネル	容量範囲	容量	正確度	精度/再現性	刻み	適合チップ
シングルチャンネルピペット							
GX-2.5	1-ch	0.1-2.5μL	2.5μL 1.25μL 0.25μL	±2.50 % ±3.00 % ±12.00 %	2.00% 3.00% 6.00%	0.05μL	10μL
GX-10	1-ch	0.5-10 μL	10μL 5μL 1μL	±1.00 % ±1.50 % ±2.50 %	0.80% 1.50% 1.50%	0.1μL	10μL
GX-20	1-ch	2-20μL	20μL 10μL 2μL	±0.90 % ±1.20 % ±3.00 %	0.40% 1.00% 2.00%	0.5μL	200μL
GX-200	1-ch	20-200μL	200μL 100μL 20μL	±0.60 % ±0.80 % ±2.50 %	0.20% 0.30% 0.80%	1μL	200μL & 300μL
GX-1000	1-ch	100-1000μL	1000μL 500μL 100μL	±0.60 % ±0.70 % ±2.00 %	0.20% 0.25% 0.70%	5μL	1000μL
8ch マルチチャンネルピペット							
GX-8-10	8-ch	0.5-10μL	10μL 5μL 1μL	±1.50 % ±2.50 % ±4.00 %	1.50% 2.50% 4.00%	0.1μL	10μL
GX-8-300	8-ch	50-300μL	300μL 150μL 50μL	±0.70 % ±1.00 % ±1.50 %	0.25% 0.50% 0.80%	5μL	200μL* & 300μL
GX-8-1000	8-ch	100-1000μL	1000μL 500μL 100μL	±0.60 % ±0.70 % ±2.00 %	0.20% 0.25% 0.70%	10μL	1000μL

*200μLチップをご使用の際はピペットへの吸い込みにご注意ください。

※オートクレープ不可。

*当ページ掲載商品は包装: 1式、大箱包装: なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機
器

ピ
ペ
ット

リ
ザー
バー

チ
ップ

チ
ュー
プ
&
フ
レ
ート

グ
ロー
プ

細
胞
培
養

こ
んな
商
品
も
あ
り
ま
す

C
R
Y
O

ピペット（マニュアル）

Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット

thermo scientific

Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペットです。

人気の理由はスマートな軽量デザイン（シングル約 100g、8ch/12ch/16ch 約 200g）で特に女性の研究者の皆様にも最適です。更に高正確度、高精密度で高精度な分注を実現します。

● セーフティラベル

透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利です。

● ユニークなフィンガーレスト

分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザインです。

● クイック・クリック容量設定

操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。

● ソフトタッチチップイジェクション

特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減します。

● 見やすいデジタルディスプレイ

ブラックバックに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザインです。

● エルゴノミクススマートデザイン

軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで手の小さい方や長時間使用の方でもハンドリングしやすいデザインです。

● フルオートクレーブ対応

ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます。（121℃、20分）

● 優れた耐久性材質

金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用。これにより、軽量化と腐食体制を高めました。また、熱伝導性が低いいため、ハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。

● 容易なIn-Labメンテナンス

シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解ができます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単に行えます。



3年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM4500000	0.2-2 μ l	0.01 μ l	¥31,700 →	¥22,190
BM4500010	0.5-10 μ l	0.1 μ l	¥31,700 →	¥22,190
BM4500080	2-20 μ l	0.1 μ l	¥28,960 →	¥20,300
BM4500110	10-100 μ l	1.0 μ l	¥28,960 →	¥20,300
BM4500090	20-200 μ l	1.0 μ l	¥28,960 →	¥20,300
BM4500120	100-1000 μ l	5.0 μ l	¥28,960 →	¥20,300
BM4500060	1000-5000 μ l	50.0 μ l	¥31,700 →	¥22,190
BM4500070	2000-10000 μ l	100.0 μ l	¥34,760 →	¥24,400

Model	検定容量		不正確度		不精密度		適合チップ
		[μ l]	[μ l]	[%]	[s.d. μ l]	[cv. %]	[μ l]
BM4500000	Min	0.2	± 0.024	± 12.0	0.02	10.0	10
	1		± 0.035	± 3.5	0.035	3.5	
	Max	2	± 0.05	± 2.5	0.04	2.0	
BM4500010	Min	1	± 0.025	± 2.5	0.02	2.0	10
	5		± 0.10	± 2.0	0.05	1.0	
	Max	10	± 0.10	± 1.0	0.05	0.5	
BM4500080	Min	2	± 0.06	± 3.0	0.05	2.5	200
	10		± 0.15	± 1.5	0.07	0.7	
	Max	20	± 0.20	± 1.0	0.08	0.4	
BM4500110	Min	10	± 0.30	± 3.0	0.10	1.0	200
	50		± 0.60	± 1.2	0.20	0.4	
	Max	100	± 0.80	± 0.8	0.20	0.2	
BM4500090	Min	20	± 0.36	± 1.8	0.14	0.7	200
	100		± 1.00	± 1.0	0.40	0.4	
	Max	200	± 1.20	± 0.6	0.40	0.2	
BM4500120	Min	100	± 1.00	± 1.0	0.60	0.6	1000
	500		± 4.00	± 0.8	1.50	0.3	
	Max	1000	± 6.00	± 0.6	2.00	0.2	
BM4500060	Min	1000	± 8.00	± 0.8	3.0	0.3	5000
	2500		± 17.5	± 0.7	7.5	0.3	
	Max	5000	± 25.0	± 0.5	10.0	0.2	
BM4500070	Min	2000	± 20.0	± 1.0	6.0	0.3	10000
	5000		± 40.0	± 0.8	15.0	0.3	
	Max	10000	± 50.0	± 0.8	20.0	0.2	

ピペット (マニュアル)

Finnpipetteデジタル マルチチャンネルピペット

thermo scientific



● グラビティデザイン

ピペット全体の重量をヘッドにある程度比重をおいたデザインにより、チップ装着、サンプル分注等のハンドリングが重力に大きく抵抗せずにスムーズに行えます。

● スローカーブイジェクト

緩やかな湾曲を描いたイジェクターがチップイジェクト時に各ノズルごとイジェクトするデザインの為一度にイジェクトする(例: 8チャンネルであれば8本) 負荷がかからず、チップイジェクトに必要な力を軽減します。



3年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8 チャンネル				
BM4510000	0.5-10 μ l	0.1 μ l	¥125,420 →	¥87,800
BM4510020	5-50 μ l	0.5 μ l	¥125,420 →	¥87,800
BM4510030	50-300 μ l	5.0 μ l	¥125,420 →	¥87,800
12 チャンネル				
BM4510040	5-50 μ l	0.5 μ l	¥144,120 →	¥100,900
16 チャンネル				
BM4510070	5-50 μ l	0.5 μ l	¥187,160 →	¥131,000

Model	検定容量		不正確度		不精密度		適合チップ
	〔μl〕		〔μl〕	〔%〕	〔s.d. μl〕	〔cv. %〕	
8チャンネル							
BM4510000	Min	1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
		5	±0.20	±4.0	0.15	3.0	
	Max	10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510020	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510030	Min	50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
		150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max	300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
12チャンネル							
BM4510010	Min	1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
		5	±0.2	±4.0	0.15	3.0	
	Max	10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510040	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510050	Min	50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
		150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max	300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
16チャンネル							
BM4510070	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	50μl 専用
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	

機器

ピペット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

C R Y O

電動ピペット（シングルチャンネル）

AccuMax 電動ピペットシングルピペット

ACCUMAX
ACCURACY AT MAXIMUMデモ
OK!

5種類の機能を直観的に設定可能



ピペッティング



ミキシング



リバースピペッティング



希釈



連続分注

- ◆ 軽量設計
- ◆ チップコーンの装着が容易
- ◆ スムーズフィットでリークのない操作性を実現
- ◆ 高精度な分注を可能にする磁気ピストン採用
- ◆ ISO17025認定機関でのISO8655-6キャリブレーション済み
- ◆ オートクレーブ可能（ローワーパートのみ、121℃ 25分以内）
- ◆ 3種類の連続分注機能
 - ・手動連続分注：排出ボタンを押して分注
 - ・自動連続分注：インターバル時間（1～3秒）を設定することで、1度の排出ボタン操作で連続分注
 - ・可変連続分注：最大4回、異なる容量で連続分注
(例：1回目50uL/2回目150uL/3回目200uL/4回目300uL)

チップを挿入しやすいコーン設計

1年保証

カタログ No.	容量	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
AE-10	0.5-10μL	¥69,000 →	¥55,200
AE-100	5-100μL	¥69,000 →	¥55,200
AE-200	10-200μL	¥69,000 →	¥55,200
AE-1000	50-1000μL	¥69,000 →	¥55,200
AE-5000	250-5000μL	¥69,000 →	¥55,200

■ 構成：本体、マニュアル、保証書



動画はこちら



カタログ番号	容量範囲 (uL)	容量刻み (uL)	試験容量 (uL)	正確度誤差 (±) %	正確度誤差 (±) uL	精度誤差 (±) %	精度誤差 (±) uL
Single channel Pipettes							
AE-10	0.5-10	0.01	1	2.5	0.025	1.8	0.02
			5	1.2	0.060	0.7	0.04
			10	1	0.10	0.4	0.04
AE-100	5-100	0.1	10	1	0.200	1	0.10
			50	0.7	0.350	0.2	0.10
			100	0.5	0.500	0.15	0.15
AE-200	10-200	0.1	20	2.5	0.50	0.7	0.14
			100	0.7	0.70	0.30	0.30
			200	0.6	1.20	0.20	0.40
AE-1000	50-1000	1	100	2	2.000	0.5	0.50
			500	0.6	3.000	0.2	1.00
			1000	0.45	4.500	0.15	1.50
AE-5000	250-5000	5	500	0.6	8.000	0.6	3.00
			2500	0.7	17.500	0.25	6.25
			5000	0.5	25.000	0.2	10.00

電動ピペット (マルチチャンネル)

AccuMax 電動ピペットマルチチャンネルピペット

ACCUMAX
ACCURACY AT MAXIMUM

高いコストパフォーマンスを実現したモデル

ISO17025 認定機関での
ISO8655-6 校正済み



5種類の機能を直観的に設定可能



ピペッティング



ミキシング



リバースピペッティング



希釈



連続分注

ヘッドは360°回転

マグネチックピストンの採用によりチャンネル間のばらつきを低減

チップを挿入しやすいコーン設計

- ◆ 軽量設計
- ◆ チップコーンの装着が容易
- ◆ スムーズフィットでリークのない操作性を実現
- ◆ 高精度な分注を可能にする磁気ピストン採用
- ◆ ヘッド部分は360°回転可能
- ◆ ISO17025認定機関でのISO8655-6キャリブレーション済み
- ◆ オートクレーブ可能 (ローワーパートのみ、121℃ 25分以内)
- ◆ 3種類の連続分注機能
 - ・手動連続分注: 排出ボタンを押して分注
 - ・自動連続分注: インターバル時間 (1~3秒) を設定することで、1度の排出ボタン操作で連続分注
 - ・可変連続分注: 最大4回、異なる容量で連続分注 (例: 1回目50uL / 2回目150uL / 3回目200uL / 4回目300uL)

1年保証

電動マルチが
この価格!

カタログ No.	容量	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8 Channel Pipettes			
AE-8-10	0.5-10μL	¥87,300 →	¥69,840
AE-8-20	2-20μL	¥87,300 →	¥69,840
AE-8-100	5-100μL	¥87,300 →	¥69,840
AE-8-200	10-200μL	¥87,300 →	¥69,840
AE-8-300	15-300μL	¥87,300 →	¥69,840
12 Channel Pipettes			
AE-12-10	0.5-10μL	¥98,200 →	¥78,560
AE-12-20	2-20μL	¥98,200 →	¥78,560
AE-12-100	5-100μL	¥98,200 →	¥78,560
AE-12-200	10-200μL	¥98,200 →	¥78,560
AE-12-300	15-300μL	¥98,200 →	¥78,560

■ 構成: 本体、マニュアル、保証書

カタログ番号	容量範囲 (μ L)	容量刻み (μ L)	試験容量 (μ L)	正確度誤差 ($\pm$) %	正確度誤差 ($\pm$) μ L	精度誤差 ($\pm$) %	精度誤差 ($\pm$) μ L
8 Channel Pipettes							
AE8-10	0.5-10	0.01	1	4	0.040	3	0.03
			5	1.5	0.075	0.8	0.01
			10	1.2	0.120	0.5	0.05
AE8-20	2-20	0.01	2	7	0.14	3	0.06
			10	3	0.30	2	0.20
			20	2	0.40	1.6	0.32
AE8-100	5-100	0.1	10	2.5	0.250	2	0.20
			50	0.8	0.400	0.4	0.20
			100	0.6	0.600	0.3	0.30
AE8-200	10-200	0.1	20	5	1.00	1.4	0.28
			100	1	1.00	0.4	0.40
			200	0.7	1.40	0.25	0.50
AE8-300	15-300	0.1	30	2.33	0.699	1	0.30
			150	0.6	1.200	0.5	0.75
			300	0.6	1.80	0.3	0.90
12 Channel Pipettes							
AE12-10	0.5-10	0.01	1	4	0.040	3	0.03
			5	1.5	0.075	0.8	0.04
			10	1.2	0.120	0.5	0.05
AE12-20	2-20	0.01	2	7	0.14	3	0.08
			10	3	0.30	2	0.20
			20	2	0.40	1.6	0.32
AE12-100	5-100	0.1	10	2.5	0.250	2	0.20
			50	0.8	0.400	0.4	0.30
			100	0.6	0.600	0.3	0.30
AE12-200	10-200	0.1	20	5	1.00	1.4	0.28
			100	1	1.00	0.4	0.40
			200	0.7	1.40	0.25	0.50
AE12-300	15-300	0.1	30	2.33	0.699	1	0.30
			150	0.8	1.200	0.5	0.75
			300	0.6	1.800	0.3	0.90

New!!

電動ピペッター

FASTPETTE PROLabnet
Labnet International, Inc.

- ◆ 人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペティング作業による疲れを軽減させます。
- ◆ 0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
- ◆ フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。
- ◆ 最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。
- ◆ フル充電で約2,000回ピペティング可能
- ◆ 用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。

● 操作モード

High-Blow：速い速度で吸引、吐出
 Low-Blow：遅い速度で吸引、吐出
 High-Grav：速い速度で吸引、吐出は自由落下
 Low-Grav：遅い速度で吸引、吐出は自由落下

重量	220g(本体)
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー使用時間	約6時間(充電時間：約3時間)
フィルター	疎水性0.2μm
材質	ノーズコーン：ポリプロピレン ピペットホルダー：シリコン

オートクレーブ滅菌
 が可能なピペットホル
 ダーとフィルター



動画はこちら



電池残量や設定
 モードを一目で確
 認できる液晶ディス
 プレイを搭載

本体を持ったま
 ま親指でモード
 変換、スピード変
 換が可能

簡単にバッテリー
 交換が可能

充電しながら
 使用できます

カタログ No.

BMP-7PRO

1年保証

希望販売価格

¥52,400

キャンペーン中の参考価格

→ **¥41,920**

■ 構成：ピペット本体、0.2μm PTFEフィルター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
SP29056	BMP-7PRO用チャージングスタンド	1個（1個×1パック）	¥10,000
SP9143	交換用シリンジフィルター 0.2μm	5個（1個個装×5パック）	¥10,600

*キャンペーン対象外



電動ピペッター

BlueSwan™



- ◆ 自立型デザイン：ピペットをつけた状態で立てておけます。
- ◆ 軽量：たったの180g（バッテリー含む）
- ◆ 短時間充電：4時間の充電で約4,500回使用可能
- ◆ 充電しながらも使用可能
- ◆ 容易なスピード調整：スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードになります。
- ◆ バッテリーの消費量を3色で識別：青（フル充電）、紫（半分）、赤（少量）
- ◆ UV耐性

ピペット容量	1-100mlプラスチックピペットもしくはガラスピペット
最大吸引/吐出スピード	>7.5ml/秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール	連続、ホイールの回転による速さの調整
回数	約4,500回（25mlピペット使用時）
充電時間	約4時間
パワージャック	ミニUSB
フィルター	疎水性、Φ25mm、0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレープ	ノーズコーン、ピペットホルダー、フィルターのみ可
動作条件	5-40℃、0-85% RH
重量	180g（バッテリー含む）
電源	100-240VAC、50/60Hz、5V、2.0A



充電しながら
使用できます



カタログ No.

BS01-1000 **1年保証** 希望販売価格 ¥43,800 → **¥35,040**

■ 構成：ピペッター本体、リチウムイオンポリマーバッテリー、ウォールマウント、メンブレンフィルター（0.2μm）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

電動ピペッター

電動ピペッター EP100PRO



軽量で使いやすい電動ピペットコントローラー

- ◆ 軽量：180g
- ◆ 1～100mLピペット（プラスチック、ガラス）に対応
- ◆ フル充電で8時間連続使用が可能
- ◆ テーブルトップスタンド標準付属

吸引容量範囲	0.1～100mL
吸引スピード	5秒以下（25mL）
吸引スピード設定	6段階
排出モード	重力排出 / 強制排出
フィルター	45μm 疎水性メンブレン
タイマー設定範囲	1分～23時間59分
重量	180g
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	10W

充電しながら
使用できます



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL21008-1	EP100PRO 電動ピペッター スタンド付 1年保証	1式	¥26,100	→ ¥20,880
JOL21008-HOL	EP100PRO用ピペットホルダー	1個（1個×1パック）	¥800	
JOL21008-NC	EP100PRO用ノーズコーン	1個（1個×1パック）	¥800	*キャンペーン対象外
JOL21008-FIL	EP100PRO用エアフィルター	5個（1個×5パック）	¥2,000	

■ 構成：本体、ACアダプター、エアフィルター（1個）、スタンド、マニュアル、保証書

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機
器

ピ
ペ
ッ
タ
ー

リ
ザ
ー
バ
ー

チ
ッ
プ

チ
ュー
ブ
&
フ
レ
ー
ト

グ
ロー
ブ

細
胞
培
養

こ
んな
商
品
も
あ
り
ま
す

C
R
Y
O

リザーバー

BMBio リザーバー (エコノミカル)

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

- ◆ ピペットで分注作業する際の容器
- ◆ マルチチャンネルピペット (～12ch) を使用するとき便利
- ◆ ディスポーザブルタイプ
- ◆ 個装滅菌タイプと使いやすい5枚滅菌タイプ
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free Certificationの発行も可能

★マルチチャンネル
ピペットに最適!★リーズナブル
プライス!!


目盛

各リザーバーには目盛が付いて
いますので注ぐサンプル量の目安と
してご利用いただけます。

4コーナーに注ぎ口

4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、
リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。


V底をより深く



V底の先端部分をさらに深く
したことで、希少な少量サン
プルの分注・回収が行いやす
くなっています。

1レーン：25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0851-1

未滅菌

希望販売価格
¥12,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥8,820 @¥88.2

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：100枚×4

BM-0852-1

電子滅菌

希望販売価格
¥9,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥6,440 @¥128.8


包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：50枚×4

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)




最大容量各5mlの3レーン



少量のサンプルを分注する際
に、各レーンにて最大5mlまで
分注が可能です。

3レーン：25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0853-3

未滅菌

希望販売価格
¥13,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,660 @¥96.6

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：100枚×4

BM-0853-2

電子滅菌

希望販売価格
¥9,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥6,720 @¥134.4

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：50枚×4

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)




幅広サイズの50mlリザーバー



あえて100mlリザーバーと同
サイズにすることでサンプル
液面が低くなり、安定した分注
操作が行えます。

1レーン：50ml

25,50ml 目盛付



カタログ No.

BM-0851-2

未滅菌

希望販売価格
¥12,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥8,820 @¥88.2

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：100枚×4

BM-0852-5

電子滅菌

希望販売価格
¥9,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥6,440 @¥128.8

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：50枚×4

材質：P.S

寸法：146×82.5×29mm (W×D×H)




分注・回収しやすいスロット構造



サンプルが減ってきて溝に
集まりやすいスロット構造に
より、分注・回収が行いやす
くなっています。

1レーン：100ml

50,100ml 目盛付



カタログ No.

BM-0851-3

未滅菌

希望販売価格
¥12,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥8,820 @¥88.2

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：100枚×4

BM-0852-3

電子滅菌

希望販売価格
¥9,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥6,440 @¥128.8

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：50枚×4

材質：P.S

寸法：146×83×31mm (W×D×H)



注意：オートクレーブ不可

チップ

Tラックヒンジ (ラック入りチップ)



&Q-One® 詰め替えチップ



QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

-10μl

104シリーズ



全長: 31.5mm

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大

30%
OFF!



ピペット適合表は
こちら

[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)



Tラックヒンジ	カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
	T104R-Q	¥6,300	→ ¥4,410 @¥4.6
	T104RS-Q	¥6,800	→ ¥4,760 @¥5.0
	包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

詰め替え	カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
	T104RL-Q	¥5,100	→ ¥3,570 @¥3.7
	T104RLS-Q	¥5,900	→ ¥4,130 @¥4.3
	包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-10μl

102シリーズ



全長: 46.0mm

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。2, 5, 10, 20μlの目盛付



原寸大

-20μl

114シリーズ



全長: 46.0mm

◆ シャープな先端テーパークットが特徴の最もスタンダードなタイプ



原寸大

Tラックヒンジ	カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
	T1102R-Q	¥6,500	→ ¥4,550 @¥4.7
	T1102RS-Q	¥6,900	→ ¥4,830 @¥5.0
	包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

Tラックヒンジ	カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
	T1114R-Q	¥6,000	→ ¥4,200 @¥4.4
	T1114RS-Q	¥6,500	→ ¥4,550 @¥4.7
	包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

機器

ピペット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

CRYO

機器

ピペット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

CRYO

チップ

Tラックヒンジ (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

QSP
Quality Scientific Plastics

-200μl

110NEWシリーズ

先端
ストレート

全長：50.0mm

- ◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大

30%
OFF!ピペット適合表は
こちら
[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)
T
ラック
ヒンジ

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T110R-NEW

未
減価

¥6,000

→ ¥4,200 @¥4.4

T110RS-NEW

電子
減価

¥6,500

→ ¥4,550 @¥4.7

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め
替え

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

110RL-NEW

未
減価

¥5,100

→ ¥3,570 @¥3.7

110RLS-NEW

電子
減価

¥5,800

→ ¥4,060 @¥4.2

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-200μl

TW110Nシリーズ

先端
ストレート

全長：50.0mm

- ◆ 極薄・ストレート形状で好評のあるチップ



原寸大

T
ラック
ヒンジ

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

TTW110RN-Q

未
減価

¥6,300

→ ¥4,410 @¥4.6

TTW110RNS-Q

電子
減価

¥6,500

→ ¥4,550 @¥4.7

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め
替え

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

TTW110RLN-Q

未
減価

¥5,100

→ ¥3,570 @¥3.7

TTW110RLNS-Q

電子
減価

¥6,000

→ ¥4,200 @¥4.4

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-200μl

113-Gシリーズ

先端
テーパ目盛付
50
100

全長：51.0mm

- ◆ 先端テーパークットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

T
ラック
ヒンジ

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T113R-Q

未
減価

¥6,100

→ ¥4,270 @¥4.4

T113RS-Q

電子
減価

¥6,600

→ ¥4,620 @¥4.8

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め
替え

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T113RL-Q

未
減価

¥5,100

→ ¥3,570 @¥3.7

T113RLS-Q

電子
減価

¥5,800

→ ¥4,060 @¥4.2

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-200μl

113-GNシリーズ

先端
テーパ目盛付
50
100

全長：51.0mm

- ◆ 先端テーパークットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

T
ラック
ヒンジ

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T113RN-Q

未
減価

¥6,100

→ ¥4,270 @¥4.4

T113RNS-Q

電子
減価

¥6,600

→ ¥4,620 @¥4.8

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め
替え

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T113RLN-Q

未
減価

¥5,100

→ ¥3,570 @¥3.7

T113RLNS-Q

電子
減価

¥5,800

→ ¥4,060 @¥4.2

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

チップ

Tラックヒンジ (ラック入りチップ)



&Q-One® 詰め替えチップ



QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30%
OFF!



ピペット適合表は
こちら

[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)



-1250μl 112-XLシリーズ ロング 先端テーパ 目盛付 全長: 89.0mm

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112XLR-Q	未滅菌 ¥8,400	→ ¥5,880 @¥6.1
T112XLRS-Q	電子滅菌 ¥9,400	→ ¥6,580 @¥6.9
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112XLRL-Q	未滅菌 ¥6,600	→ ¥4,620 @¥4.8
T112XLRLS-Q	電子滅菌 ¥7,700	→ ¥5,390 @¥5.6
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-1250μl 112-NXLシリーズ ロング 先端テーパ 目盛付 全長: 89.0mm

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112NXLR-Q	未滅菌 ¥8,400	→ ¥5,880 @¥6.1
T112NXLRS-Q	電子滅菌 ¥9,400	→ ¥6,580 @¥6.9
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112NXLRL-Q	未滅菌 ¥6,600	→ ¥4,620 @¥4.8
T112NXLRLS-Q	電子滅菌 ¥7,700	→ ¥5,390 @¥5.6
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

チップ

QSP ファーストクラスフィルター付チップ・ラック

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピペティング操作を行って下さい。

30%
OFF!

ピペット適合表は
こちら

https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html



-10μl



全長：31.5mm 目盛：2μl



原寸大

-10μl



全長：46.0mm



原寸大

-10μl



全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10μl



原寸大

-20μl



全長：46.0mm



原寸大

-20μl



全長：51.0mm



原寸大

-100μl



全長：51.0mm



原寸大

-200μl



全長：59.0mm 目盛：10, 50, 100, 200μl



原寸大

-200μl



全長：50.0mm 目盛：50, 100, 200μl



原寸大

マルチフィットデザイン
マルチチャンネル
ピペットに最適!!

-1000μl



全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl



原寸大

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

TF104-10-Q

電子
減価

¥13,700

→ ¥9,590 @¥10.0

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -10μlで最もスタンダードなタイプ。

TF114-10-Q

電子
減価

¥13,700

→ ¥9,590 @¥10.0

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-10μlチップ

TF102-10-Q

電子
減価

¥13,700

→ ¥9,590 @¥10.0

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -10μlのロングタイプ

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止

TF114-20-Q

電子
減価

¥14,000

→ ¥9,800 @¥10.2

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-20μlチップ

◆ シャープな先端テーパークットの最もスタンダードなタイプ

TF113-20-Q

電子
減価

¥13,700

→ ¥9,590 @¥10.0

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -20μlで最もスタンダードなタイプ

TF113-100-Q

電子
減価

¥13,700

→ ¥9,590 @¥10.0

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-100μlのスタンダードタイプ

TF108-200-Q

電子
減価

¥13,700

→ ¥9,590 @¥10.0

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-200μlのスタンダードタイプ

TF140-200-Q

電子
減価

¥13,700

→ ¥9,590 @¥10.0

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -200μlのスタンダードタイプ

TF112-1000-Q

電子
減価

¥13,700


→ ¥9,590 @¥10.0

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -1000μlのスリムデザインタイプ

ラック包装はイーザーピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っぱり、両側に開けば簡単にビニールを取ることができます。



使いやすい
ラック



チップ

QSP バルクチップ & 詰め替えチップ・ラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30%
OFF!



ピペット適合表は
こちら

[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)



-10μl



全長: 31.5mm 目盛: 2μl

カタログ No.

104-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,000 →

キャンペーン中の参考価格

¥2,100 @¥2.1

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大



包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

H-104-96RS-LR-Q 電子滅菌

¥7,400 →

¥5,180 @¥5.4

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

-10μl



全長: 46.0mm 目盛: 2, 5, 10, 20μl

カタログ No.

102-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,100 →

キャンペーン中の参考価格

¥2,170 @¥2.2

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。



原寸大

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

-20μl



全長: 46.0mm

カタログ No.

114-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,000 →

キャンペーン中の参考価格

¥2,100 @¥2.1

◆ シャープな先端テーパークットが特徴の最もスタンダードなタイプ



原寸大

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

-200μl



全長: 50.0mm

カタログ No.

110NEW 未滅菌

希望販売価格

¥2,800 →

キャンペーン中の参考価格

¥1,960 @¥2.0

◆ 最高の液切れを迫及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大



包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

HRI-110NEW 未滅菌

¥26,300 →

¥18,410 @¥3.8

包装: 4800本 (96本×50プレート) 詰め替え 大箱包装: -

-200μl



全長: 50.0mm

カタログ No.

110-CLASSIC 未滅菌

希望販売価格

¥2,700 →

キャンペーン中の参考価格

¥1,890 @¥1.9

◆ 20年以上愛用され続けておりますスタンダードなイエローチップです。

※ご注文の際は「110-CLASSIC」とご指定ください。



原寸大



包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

110-96R-CLASSIC 未滅菌

¥6,000 →

¥4,200 @¥4.4

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

110-96RS-CLASSIC 電子滅菌

¥6,500 →

¥4,550 @¥4.7

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

-200μl



全長: 50.0mm

カタログ No.

110-N-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,800 →

キャンペーン中の参考価格

¥1,960 @¥2.0

◆ シンプルなスタンダードデザインです。

◆ 色もナチュラルで、サンプルの目視に最適です。



原寸大



包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

110-96RN-Q 未滅菌

¥6,000 →

¥4,200 @¥4.4

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

110-96RNS-Q 電子滅菌

¥6,500 →

¥4,550 @¥4.7

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

チップ

QSP バルクチップ & ラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30%
OFF!ピペット適合表は
こちら[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)

-200μl



全長：51.0mm 目盛：50, 100, 200μl



原寸大

カタログ No.

113-G-Q 未減価

希望販売価格

¥3,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,170 @¥2.2

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×10

-200μl



全長：51.0mm 目盛：50, 100, 200μl



原寸大

カタログ No.

113-GN-Q 未減価

希望販売価格

¥3,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,170 @¥2.2

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×10

-300μl



全長：59.0mm 目盛：10, 50, 100, 200μl

◆ 目盛付きでサンプルの目視に最適



原寸大



(ノーマルラック)

カタログ No.

108-G-Q 未減価

希望販売価格

¥3,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,520 @¥2.5

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×10

108-96RG-Q 未減価

¥6,300

→ ¥4,410 @¥4.6

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

108-96RGS-Q 電子減価

¥6,600

→ ¥4,620 @¥4.8

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-1000μl



全長：71.0mm

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなブルーチップ



原寸大



(ノーマルラック) (ヒンジラック)

カタログ No.

111-Q 未減価

希望販売価格

¥3,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,240 @¥2.2

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×10

111-R100-Q 未減価

¥6,900

→ ¥4,830 @¥4.8

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

111-R100S-Q 電子減価

¥7,800

→ ¥5,460 @¥5.5

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

H-111-R100S-Q 電子減価

¥7,500

→ ¥5,250 @¥5.3

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

-1000μl




全長：71.0mm

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなタイプで、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



原寸大



(ノーマルラック) (ヒンジラック)

カタログ No.

111-N-Q 未減価

希望販売価格

¥3,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,240 @¥2.2

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×10

111-R100N-Q 未減価

¥6,900

→ ¥4,830 @¥4.8

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

111-R100NS-Q 電子減価

¥7,800

→ ¥5,460 @¥5.5

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

チップ

QSP バルクチップ & ラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30%
OFF!

ピペット適合表は
こちら

[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)



-1000μl



全長: 70.5mm 目盛: 250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



原寸大

(ノーマルラック)

カタログ No.

112-G-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,450 @¥2.5

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク

大箱包装: 1,000本×10

112-R100GS-Q 電子滅菌

¥8,300

→ ¥5,810 @¥5.8

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック


大箱包装: 1,000本×5

-1000μl



全長: 70.5mm 目盛: 250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



原寸大

(ノーマルラック)

カタログ No.

112-GN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,450 @¥2.5

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク

大箱包装: 1,000本×10

112-R100GNS-Q 電子滅菌

¥8,100

→ ¥5,670 @¥5.7

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック

大箱包装: 1,000本×5

-1250μl



全長: 89.0mm 目盛: 100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパークットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ



原寸大

カタログ No.

112-XL-Q 未滅菌

希望販売価格

¥4,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,010 @¥3.0

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク

大箱包装: 1,000本×10

-1250μl



全長: 89.0mm 目盛: 100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパークットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



原寸大

カタログ No.

112-NXL-Q 未滅菌

希望販売価格

¥4,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,010 @¥3.0

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク

大箱包装: 1,000本×10

空ラックが
お買い得!!

QSPバルクチップ用空ラック (インサート付)

● 10μl用

カタログ No.

T10ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥4,700

→ ¥3,290

@¥329

包装: 10個 (10個×1パック) 空ラック

大箱包装: 10個×5



● 200μl用

カタログ No.

T200ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥4,400

→ ¥3,080

@¥308

包装: 10個 (10個×1パック) 空ラック

大箱包装: 10個×5



● 1250μl用

カタログ No.

T1000ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥5,000

→ ¥3,500

@¥350

包装: 10個 (10個×1パック) 空ラック

大箱包装: 10個×5

※112-XL, 112-NXLチップ用





チップ

フィット感の高い プラチナ柔チップ〈低吸着タイプ〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

ビペット適合表は
こちら
[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)


-10μl

ロング 先端
ストレート目盛付
100Soft Fit
ソフトフィットウルトラ
クリア

全長：45.7mm 目盛：2, 10μl



原寸大

カタログ No.

WE10

未滅菌

 包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥3,800

→ ¥2,660 @¥2.7

WE10-RL

電子滅菌

 包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

リフィル

¥7,600

→ ¥5,320 @¥5.5

WE10-RS

電子滅菌

 包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥9,700

→ ¥6,790 @¥7.1

-200μl

先端
ストレート目盛付
100Soft Fit
ソフトフィットウルトラ
クリア

全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl



原寸大

カタログ No.

WE200

未滅菌

 包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥3,500

→ ¥2,450 @¥2.5

WE200-RL

電子滅菌

 包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

リフィル

¥7,100

→ ¥4,970 @¥5.2

WE200-RS

電子滅菌

 包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥10,000

→ ¥7,000 @¥7.3

-300μl

先端
ストレート目盛付
100Soft Fit
ソフトフィットウルトラ
クリア

全長：59.4mm 目盛：10, 50, 100μl



原寸大

カタログ No.

WE300

未滅菌

 包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥4,100

→ ¥2,870 @¥2.9

WE300-RL

電子滅菌

 包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

リフィル

¥8,000

→ ¥5,600 @¥5.8

WE300-RS

電子滅菌

 包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥9,800

→ ¥6,860 @¥7.1

-1000μl

ロング 先端
ストレート目盛付
100Soft Fit
ソフトフィットウルトラ
クリア

全長：98.3mm 目盛：200, 500, 1000μl



原寸大

カタログ No.

WE1000

未滅菌

 包装：768本 (768本×1パック)
大箱包装：768本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥4,700

→ ¥3,290 @¥4.3

WE1000-RL

電子滅菌

 包装：768本 (96本×8プレート)
大箱包装：768本×5

リフィル

¥8,100

→ ¥5,670 @¥7.4

WE1000-RS

電子滅菌

 包装：768本 (96本×8ラック)
大箱包装：768本×5

ラック

¥10,500

→ ¥7,350 @¥9.6

機器

ビペット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

CRYO



チップ



フィット感の高い プラチナ柔チップ〈低吸着タイプ〉

プラチナ柔チップ用空ラック

*詰替え用に使用する場合、付属のプレートを外してご使用ください

1ラック
¥462



● 10μl用

カタログ No.

WE10-ERI 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥6,600 → **¥4,620 @¥462**

包装：10個（10個×1パック） **空ラック**

1ラック
¥462



● 200/300μl用

カタログ No.

WE200-ERI 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥6,600 → **¥4,620 @¥462**

包装：10個（10個×1パック） **空ラック**

1ラック
¥577.5



● 1000μl用

カタログ No.

WE1000-ERI 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥6,600 → **¥4,620 @¥577.5**

包装：8個（8個×1パック） **空ラック**

バルク
（フィルターなし）



開閉が便利なチャック袋

リフィル
（フィルターなし）



詰め替え簡単！
省スペース！ゴミ削減！

ラック
（フィルター付・なし）



開閉が便利なヒンジ式ラック
（ロック付き）

機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

CRYO



チップ

フィット感の高い プラチナ柔フィルター付チップ〈低吸着タイプ〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

ビペット適合表は
こちら
[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)
-10 μ l全長：45.7mm 目盛：2, 10 μ l

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

WEF-10RS 電子滅菌

¥18,900 → ¥13,230 @¥13.8

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

大箱包装：960本×5

-20 μ l全長：50.8mm 目盛：10 μ l

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

WEF-20RS 電子滅菌

¥18,900 → ¥13,230 @¥13.8

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

大箱包装：960本×5

-100 μ l全長：59.4mm 目盛：10, 50, 100 μ l

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

WEF-100RS 電子滅菌

¥18,900 → ¥13,230 @¥13.8

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

大箱包装：960本×5

-200 μ l全長：59.4mm 目盛：10, 50, 100 μ l

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

WEF-200RS 電子滅菌

¥18,900 → ¥13,230 @¥13.8

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

大箱包装：960本×5

-1000 μ l全長：98.3mm 目盛：200, 500, 1000 μ l

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

WEF-1000RS 電子滅菌

¥18,900 → ¥13,230 @¥17.2

包装：768本 (96本×8ラック) ラック

大箱包装：768本×5

機器

ビペット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

CRYO

チップ

経済的！エコノミカルチップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- エコノミカルプライス
- わずかな力でスムーズフィットするチップ成型

ビベット適合表
はこちら



-10μl



全長: 31.6mm

◆ 10μlショートのスタンダードタイプ



原寸大



-200μl



全長: 50.8mm

◆ イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大



-300μl



全長: 52.8mm

◆ 透明度が高く、サンプル目視に最適です。



原寸大



-1000μl




全長: 78.0mm

◆ ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大



カタログNo.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-10GB 未滅菌

~~¥3,000~~

→ **¥2,100 @¥2.1**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×20

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-10GR 未滅菌

~~¥6,700~~

→ **¥4,690 @¥4.9**

包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

カタログNo.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-200B 未滅菌

~~¥2,600~~

→ **¥1,820 @¥1.8**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×20

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-200R 未滅菌

~~¥6,700~~

→ **¥4,690 @¥4.9**

包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-200RS 電子滅菌

~~¥7,700~~

→ **¥5,390 @¥5.6**

包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

カタログNo.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-300B 未滅菌

~~¥3,700~~

→ **¥2,590 @¥2.6**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-300R 未滅菌

~~¥7,900~~

→ **¥5,530 @¥5.8**

包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 960本×5

カタログNo.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-1000B 未滅菌

~~¥3,100~~

→ **¥2,170 @¥2.2**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装: 1,000本×5

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-1000R 未滅菌

~~¥9,000~~

→ **¥6,300 @¥6.3**

包装: 1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 1,000本×5

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-1000RS 電子滅菌

~~¥10,500~~

→ **¥7,350 @¥7.4**

包装: 1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装: 1,000本×5

チップ

スタンダードチップ -10 μ L・200 μ L・1000 μ L 詰め替え

chanshow®

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ ロングタイプ
- ◆ 高い透明度
- ◆ ユニバーサルフィット
- ◆ 滅菌済
- ◆ 詰め替えタイプ
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, Pyrogen, endotoxin Free
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 色：ナチュラル

-10 μ L全長：39.2mm 目盛：2 μ L

原寸大

-200 μ L全長：59.3mm 目盛：20, 50 μ L

原寸大

-1000 μ L全長：101.8mm 目盛：200, 500, 1000 μ L

原寸大



驚きプライスの詰め替えチップ

リーズナブルに選ぶなら
このチップ!

詰め替え

ラック

1本あたり

1ラックあたり

¥2.6~¥2.7

¥154~¥182

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

16.106.0101 滅菌

¥3,600

→ ¥2,520 @¥2.6

包装：960本 (96本×10プレート) 詰め替え 大箱：960本×10

● 10 μ L詰め替え用空ラック (16.106.0101用)

29.001.0012 未滅菌

¥2,200

→ ¥1,540 @¥154

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック 大箱：10個×5

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

16.106.0106 滅菌

¥3,600

→ ¥2,520 @¥2.6

包装：960本 (96本×10プレート) 詰め替え 大箱：960本×10

● 200 μ L詰め替え用空ラック (16.106.0106用)

29.001.0013 未滅菌

¥2,200

→ ¥1,540 @¥154

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック 大箱：10個×5

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

16.106.0109 滅菌

¥1,500

→ ¥1,050 @¥2.7

包装：384本 (96本×4プレート) 詰め替え 大箱：384本×20

● 1000 μ L詰め替え用空ラック (16.106.0109用)

29.001.0014 未滅菌

¥2,600

→ ¥1,820 @¥182

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック 大箱：10個×5

チップ

フィルター付きチップ -10μL・20μL・100μL・200μL・1000μL ラック

chanshow®

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free


オートクレーブ不可

- ◆ フィルター付ロングタイプ
- ◆ 高い透明度
- ◆ ユニバーサルフィット
- ◆ 滅菌済
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, Pyrogen, endotoxin Free
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

リーズナブルに選ぶなら
このフィルターチップ!

1本あたり
¥8.7

-10μl 全長: 39.2mm 目盛: 2μL



カタログ No.

16.101.2101 滅菌

希望販売価格

¥11,900

キャンペーン中の参考価格

¥8,330 @¥8.7

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

-20μl 全長: 59.3mm 目盛: 20μL



カタログ No.

16.101.2102 滅菌

希望販売価格

¥11,900

キャンペーン中の参考価格

¥8,330 @¥8.7

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

-100μl 全長: 59.3mm 目盛: 20, 50μL



カタログ No.

16.101.2105 滅菌

希望販売価格

¥11,900

キャンペーン中の参考価格

¥8,330 @¥8.7

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

-200μl 全長: 59.3mm 目盛: 20, 50μL



カタログ No.

16.101.2106 滅菌

希望販売価格

¥11,900

キャンペーン中の参考価格

¥8,330 @¥8.7

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

-1000μl 全長: 101.8mm 目盛: 200, 500, 1000μL



カタログ No.

16.101.2109 滅菌

希望販売価格

¥11,900

キャンペーン中の参考価格

¥8,330 @¥8.7

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

チップ

大容量チップ -5,000 μ l

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分) (※フィルター付は不可)

-5000 μ l

BM-5MLシリーズ



全長：123.0mm 目盛：0.5ml刻み

◆主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM-5ML



包装：250本 (250本×1パック) 大箱包装：250本×10



¥5,000 →

¥3,500

@¥14

BM-R5ML



包装：500本 (50本×10ラック) 大箱包装：500本×4



¥24,300 →

¥17,010

@¥34

BM-RS5ML



包装：500本 (50本×10ラック) 大箱包装：500本×4



¥28,900 →

¥20,230

@¥40.5

-5000 μ l

BM-5MLFシリーズ



全長：147.2mm 目盛：1, 2, 3, 4, 5mL

フィンピペットに対応!!



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM-5MLF



包装：500本 (100本×5パック) 大箱包装：500本×4



¥25,800 →

¥18,060

@¥36.1

BM-R5MLF



包装：500本 (50本×10ラック) 大箱包装：500本×4



¥39,800 →

¥27,860

@¥55.7

BM-RS5MLF



包装：500本 (50本×10ラック) 大箱包装：500本×4



¥49,400 →

¥34,580

@¥69.2

BM-FR5MLF



包装：500本 (50本×10ラック) 大箱包装：500本×4



¥129,000 →

¥90,300

@¥180.6

-5000 μ l

BM-5MLEシリーズ



全長：123.0mm 目盛：0.5ml刻み

◆主にeppendorf社対応ピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM-5MLE



包装：250本 (250本×1パック) 大箱包装：250本×10



¥5,000 →

¥3,500

@¥14

BM-R5MLE



包装：500本 (50本×10ラック) 大箱包装：500本×4



¥24,300 →

¥17,010

@¥34

BM-RS5MLE



包装：500本 (50本×10ラック) 大箱包装：500本×4



¥28,900 →

¥20,230

@¥40.5

BM-FR5MLE



包装：500本 (50本×10ラック) 大箱包装：500本×4



¥118,000 →

¥82,600

@¥165.2

チップ

大容量チップ -10,000μl

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分) (※フィルター付は不可)

-10000μl BM-10MLXLシリーズ   全長: 161.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。



カタログ No.


希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM-10MLXL	 包装: 100本 (100本×1パック) 大箱包装: 100本×10	 ¥5,400 → ¥3,780 @ ¥37.8
BM-R10MLXL	 包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 250本×4	 ¥30,500 → ¥21,350 @ ¥85.4
BM-RS10MLXL	 包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 250本×4	 ¥33,900 → ¥23,730 @ ¥94.9
BM-FR10MLXL	  包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 250本×4	 ¥112,000 → ¥78,400 @ ¥313.6

-10000μl BM-10MLXLFシリーズ  全長: 144.0mm

◆主にFinnpipette、sartorius (BIOHIT) 社対応のピペットチップです。



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM-10MLXLF	 包装: 100本 (100本×1パック) 大箱包装: 100本×10	 ¥5,400 → ¥3,780 @ ¥37.8
BM-R10MLXLF	 包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 250本×4	 ¥27,900 → ¥19,530 @ ¥78.1
BM-RS10MLXLF	 包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 250本×4	 ¥31,300 → ¥21,910 @ ¥87.6


チューブ

T サンプルストックチューブ

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free


オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ シリコン製のOリング付キャップを使用していますので、ボイル、凍結時にもサンプルが漏れません。
- ◆ 50psi、20,000RCF (×g)の遠心耐性があります。
- ◆ 透明度が非常に高く、サンプルの目視が容易です。
- ◆ 滅菌済は、材質が傷みにくい電子線滅菌です。
- ◆ 滅菌済はチューブにキャップがプリセットされています。

コニカル型 0.5ml

原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
Oリング

カタログ No.

BMSST-201

チューブのみ
ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,640 @¥7.3

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×8

BMSSTC-◆

BMSST-20X 用
色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥7,700 @¥15.4

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×8

T-201S

電子
滅菌キャップ付
ナチュラル

希望販売価格

¥19,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥13,930 @¥27.9


包装：500本 (100本×5パック) 大箱包装：500本×4

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

自立型 0.5ml

原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
Oリング

カタログ No.

BMSST-200

チューブのみ
ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,640 @¥7.3

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×8

BMSSTC-◆

BMSST-20X 用
色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥7,700 @¥15.4

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×8

T-200S

電子
滅菌キャップ付
ナチュラル

希望販売価格

¥19,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥13,930 @¥27.9


包装：500本 (100本×5パック) 大箱包装：500本×4

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

コニカル型 1.5ml

原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
Oリング

カタログ No.

BMSST-202

チューブのみ
ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,640 @¥7.3

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×8

BMSSTC-◆

BMSST-20X 用
色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥7,700 @¥15.4

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×8

T-202S

電子
滅菌キャップ付
ナチュラル

希望販売価格

¥19,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥13,930 @¥27.9

包装：500本 (100本×5パック) 大箱包装：500本×4

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

チューブ

T サンプルストックチューブ(スクリューキャップ)

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

自立型 1.5ml



カタログ No.

BMSST-205 未滅菌

チューブのみ
ナチュラル

希望販売価格
¥5,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,640 @¥7.3**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

BMSSTC-◆ 未滅菌

BMSST-20X 用
色付キャップ

希望販売価格
¥11,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥7,700 @¥15.4**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

T-205S 電子滅菌

キャップ付
ナチュラル

希望販売価格
¥19,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥13,930 @¥27.9**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

BMSST-203 未滅菌

チューブのみ
ナチュラル

希望販売価格
¥5,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,640 @¥7.3**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

BMSSTC-◆ 未滅菌

BMSST-20X 用
色付キャップ

希望販売価格
¥11,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥7,700 @¥15.4**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

T-203S 電子滅菌

キャップ付
ナチュラル

希望販売価格
¥19,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥13,930 @¥27.9**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

自立型 2.0ml



カタログ No.

BMSST-204 未滅菌

チューブのみ
ナチュラル

希望販売価格
¥5,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,640 @¥7.3**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

BMSSTC-◆ 未滅菌

BMSST-20X 用
色付キャップ

希望販売価格
¥11,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥7,700 @¥15.4**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

T-204S 電子滅菌

キャップ付
ナチュラル

希望販売価格
¥19,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥13,930 @¥27.9**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

セルカルチャー

BMBio スクリューキャップチューブ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

※画像のキャップの色はブルーです。

- ◆ 透明なポリマーポリプロピレン (PP)製で、USPクラス VI規格に準拠し、重金属イオンを含まないため、プロテオミクス、医薬品の研究開発、ゲノミクス、およびその他の分野で使用できます。
- ◆ チューブ本体の特別なローレットデザインは、片手で締めることができる特別なベースにはめ込まれています。
- ◆ 柔軟なOリングがスクリーキャップに装着され、サンプルチューブをしっかりと閉じます。ADR & IATA規格に準拠、0.95 barの負圧テストで液漏れのしないことを確認しています。
- ◆ 最大 20,000xgの遠心力に耐性
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶



● サンプルストックチューブ (チューブのみ)

カタログ No.	容量	底形状	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-63390A	0.5mL	自立型	電子滅菌 2,000本(500本x4パック)	¥18,900 →	¥13,230 @¥6.6
WNBM-63490A	1.5mL	自立型	電子滅菌 2,000本(500本x4パック)	¥18,900 →	¥13,230 @¥6.6
WNBM-63491A	1.5mL	コニカル	電子滅菌 2,000本(500本x4パック)	¥18,900 →	¥13,230 @¥6.6
WNBM-63590A	2.0mL	自立型	電子滅菌 2,000本(500本x4パック)	¥18,900 →	¥13,230 @¥6.6

大箱包装：2,000本x4

● サンプルストックチューブ用スクリーキャップ

カタログ No.	キャップタイプ	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-63395AN	ループなし	ナチュラル	電子滅菌 2,000本(500本x4パック)	¥26,300 →	¥18,410 @¥9.2
WNBM-63396AN	ループ付	ナチュラル	電子滅菌 2,000本(500本x4パック)	¥35,400 →	¥24,780 @¥12.4

大箱包装：2,000本x4

サンプリングチューブ

セーフロックチューブ 5ml

chanshow®

DNase, RNase, Pyrogen, DNA, Pyrogen, PCR inhibitor Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ セーフロック付きで加熱処理、輸送に最適
- ◆ 高い透明度
- ◆ 温度耐性: -80℃~121℃
- ◆ 遠心耐性: 20,000xg
- ◆ 材質: P.P.

カタログ No.

11.011.0004 未滅菌

希望販売価格
¥12,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,750 @¥17.5**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×6



原寸大

サンプリングチューブ

マイクロチューブ 5mL ナチュラル、ブラック

BMBio®

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ◆ 標準的な 15mL 遠心ローターに適合
- ◆ 500 μl 刻みの目盛付
- ◆ チューブ側面に書き込み可能なフロスト処理済み
- ◆ 未滅菌
- ◆ 開口外寸: 口部Φ 18.69mm, 全長 59.33mm, 胴部Φ 15.80mm
- ◆ 材質: ポリプロピレン
- ◆ 色: ナチュラル (BM-50)、ブラック (BM-50BK)
- ◆ 遠心耐性: 純水時 14,000RCF (xg)
- ◆ 温度耐性: -80℃~121℃

カタログ No.

BM-50 未滅菌 ナチュラル

希望販売価格
¥9,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥6,860 @¥27.4**

包装: 250本 (250本×1パック) 大箱包装: 250本×5

カタログ No.

BM-50BK 未滅菌 ブラック

希望販売価格
¥11,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,050 @¥32.2**

包装: 250本 (250本×1パック) 大箱包装: 250本×5



機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

C R Y O

チューブ

リングロックチューブ・マイクロチューブ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

※BM-15はオートクレーブ不可

0.6ml

原寸大



カタログ No.

NT-172 未滅菌

キャンペーン中の参考価格


希望販売価格

¥5,500 → ¥3,850 @¥3.9

 包装：1,000本 (1,000本×1パック)
 大箱包装：1,000本×10

1.5ml

原寸大



カタログ No.

NT-175 未滅菌

キャンペーン中の参考価格


希望販売価格

¥2,800 → ¥1,960 @¥3.9

 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

2.0ml

原寸大



カタログ No.

BM-20 未滅菌

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥3,000 → ¥2,100 @¥4.2

 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

1.7ml

原寸大



BM-15 未滅菌

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格


¥2,800 → ¥1,960 @¥3.9

 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

※オートクレーブ不可

1.5ml

原寸大



BM-15F 未滅菌

キャンペーン中の参考価格


希望販売価格

¥3,100 → ¥2,170 @¥4.3

 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

平底チューブ BM-15F

平底チューブはエタノール沈澱における液層の除去、DNA沈澱物の回収が簡単です。




平底チューブをDNA沈澱物がチューブ底の下にくる様に傾けます。ピペットチップをチューブ底の上の角に合わせ、エタノールを回収します。

チューブ底の下部にあったDNA沈澱物が上部にくる様に180°回転させチューブ底の下部から残りのエタノールを回収します。

0.6ml

原寸大



502-GRD-Q 未滅菌

キャンペーン中の参考価格


希望販売価格

¥4,100 → ¥2,870 @¥2.9

 包装：1,000本 (1,000本×1パック)
 大箱包装：1,000本×10

1.5ml

原寸大



509-GRD-Q 未滅菌

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥2,500 → ¥1,750 @¥3.5

 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

2.0ml

原寸大



508-GRD-Q 未滅菌

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥3,200 → ¥2,240 @¥4.5

 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

遠心管

ProSeries™ 遠心管 滅菌済

MTC Bio

MTC Bio の ProSeries™ 遠心管は、最大のパフォーマンスと幅広い革新的な機能を提供します。ProSeries™ 遠心管は、20,000 × g RCF 定格、業界初の温度インジケータ パッチ、およびどの角度から見ても認識できる Hi-Viz™ 目盛を備えています。

サンプル
あります!



凍結する際の最大容量が表記



最大遠心回転数の表記



0℃以下の場合、
インジケータが出現

- ◆ 最大容量と最大凍結容量の表示
- ◆ 環境保護と廃棄物の削減に重点を置いた設計
- ◆ 標準化されたリサイクル情報がマーク済
- ◆ フラットスクリーキャップは高精度のスクリーンを備えており、95kPa 定格の漏れ防止シールを損なうことなく片手で簡単に開けることが可能
- ◆ C2801 容量：15mL サイズ：29 × 117mm
C2803 容量：50mL サイズ：17 × 122.6mm
- ◆ 材質：PE (チューブ) / HDPE (高密度ポリエチレン) (キャップ)
- ◆ 遠心耐性：20000xg
- ◆ 温度耐性：-80℃～120℃

カタログ No. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
C2801 滅菌 15mL ¥53,500 → **¥37,450 @¥74.9**
包装：500本 (25本×20パック) 大箱包装：500本×4

カタログ No. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
C2803 滅菌 50mL ¥59,800 → **¥41,900 @¥83.7**
包装：500本 (25本×20パック) 大箱包装：500本×4



機
器

ビ
ヘ
ット

リ
ザ
ー
バ
ー

チ
ップ

チューブ&プレート

グ
ロー
ブ

細胞培養

こんな商品もあります

C
R
Y
O

チップ

2ポジションチューブ 5mL, 12x75mm / 14mL, 17x100mm、キャップ付、滅菌済



MTC Bio 2ポジションチューブについている低密度ポリエチレン (LDPE) スナップ キャップは 2か所で取り付け可能です。最初の位置では、チューブの内外の両方に空気の流れが可能になり、好気培養が可能になります。2番目の位置は漏れ防止および気密シールを提供し、嫌気性培養及び、またはサンプルの保管に最適です。

- ◆ DNase、RNase、Pyrogen、Cytotoxinフリー
- ◆ 2ポジションキャップ付
- ◆ 目盛り付
- ◆ 容量：5mL/14mL
- ◆ サイズ：Φ12x75mm/Φ17x100mm
- ◆ 材質：ポリプロピレン製/ポリスチレン製（チューブ）
低密度ポリエチレン (LDPE)（キャップ）
- ◆ 滅菌済
- ◆ 遠心耐性：最大2,000xg (PS) / 最大4,000xg (PP)
- ◆ 温度耐性：0℃～70℃ (PS) / -86℃～121℃ (PS)

● 5mL, Φ12x75mm, PP

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T8301

滅菌

¥40,100

→ ¥28,070 @¥28.1

包装：1,000本（25本×40パック） 大箱包装：1,000本×4

● 5mL, Φ12x75mm, PS

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T8305

滅菌

¥40,100

→ ¥28,070 @¥28.1

包装：1,000本（25本×40パック） 大箱包装：1,000本×4

● 14mL, Φ17x100mm, PP

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T8235

滅菌

¥63,000

→ ¥44,100 @¥44.1

包装：1,000本（25本×40パック） 大箱包装：1,000本×4

● 14mL, Φ17x100mm, PS

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T8225

滅菌

¥64,300

→ ¥45,010 @¥45.0

包装：1,000本（25本×40パック） 大箱包装：1,000本×4



PCR チューブ

PCRシングル・8連チューブ・12連チューブ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

キャップ

ドームキャップ

原寸大

フラットキャップ (リアルタイムPCR用)

ドーム
トップ

フラット
トップ

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

PCR-8CNEW 未滅菌 希望販売価格 ¥3,600 → **¥2,520 @¥2.5**

包装: 1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

QPCR-8C 未滅菌 希望販売価格 ¥6,600 → **¥4,620 @¥4.6**

包装: 1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装: 1,000本×10

温度耐性: -80℃~121℃

◆ PCR-8TNEWシリーズ専用のキャップとしてご使用頂けます。
※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

※PCR-8CおよびPCR-8Tは金型変更に伴い、PCR-8CNEW、PCR-8TNEWへカタログNo.を変更しております。(2016年10月17日)。
詳細は当社ホームページ (<https://www.bmbio.com>)内「商品のお知らせ」をご覧ください。

スタンダードチューブ: 0.2ml

原寸大

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

PCR-8TNEW 未滅菌 希望販売価格 ¥17,300 → **¥12,110 @¥12.1**

包装: 1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装: 1,000本×10

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80℃~121℃

◆ チューブにはナンバリングが刻印されており、ハンドリングミスが軽減されます。
◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

スタンダードチューブ (フラットトップ): 0.2ml

原寸大

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

PCR-02F2 未滅菌 希望販売価格 ¥9,400 → **¥6,580 @¥6.6**

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80℃~121℃

◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダードチューブ: 0.2ml

原寸大

■キャップ

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

T-3034-1C 希望販売価格 ¥5,200 → **¥3,640 @¥3.8**

包装: 960本 (12連×80ストリップ) 大箱包装: 960本×10

■チューブ

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

T-3114-1 希望販売価格 ¥22,200 → **¥15,540 @¥16.2**

包装: 960本 (12連×80ストリップ) 大箱包装: 960本×10

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

C R Y O

PCR チューブ

経済的！ エコノミカルPCRシングル・8連チューブ



DNase, RNase, endotoxin Free


経済的

小分け包装

適合表は
こちら

スタンダードチューブ（フラットトップ）：0.2ml

原寸大

フラット
トップ

カタログ No.

MB-P02-A

未滅菌

希望販売価格

¥19,900


キャンペーン中の参考価格

→ ¥13,930 @¥4.6

包装：3,000本（500本×6袋） 大箱包装：3,000本×4

スタンダードチューブ 0.2ml & ドームキャップ

原寸大

ドーム
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-D

未滅菌

希望販売価格

¥13,900


キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,730 @¥10.1

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：960本×4

スタンダードチューブ 0.2ml & フラットキャップ

原寸大

フラット
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-B

未滅菌

希望販売価格

¥13,900


キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,730 @¥10.1

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：960本×4

シングルフラットキャップ with チューブ：0.2ml

原寸大

フラット
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-A

未滅菌

希望販売価格

¥14,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥10,010 @¥10.4

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：960本×4

PCR チューブ


Amplitube™PCR 8 連チューブ & シングルロックフラットキャップ 0.1ml



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

- ◆ チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。
- ◆ ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
- ◆ ロープロファイルのため反応効率が高い
- ◆ プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
- ◆ 未滅菌
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 色：ナチュラル
- ◆ 遠心耐性：純水時 5,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性：-40℃～121℃



カタログ No.

T320-2LPN

希望販売価格

¥34,700

キャンペーン中の参考価格

→ ¥24,290 @¥24.3

包装：1,000本（8連×125ストリップ）
大箱包装：1,000本×5

PCR チューブ

リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml/0.2ml



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可

- ◆ リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
- ◆ 肉薄のため優れた熱伝導性
- ◆ 使いやすい小分け包装
- ◆ ロープロファイルのため反応効率を高めます。
- ◆ ナンバリング (キャップ: A~H, チューブ: 1~8) が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性: 5,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性: -40℃~121℃

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

MB-Q100

未滅菌

希望販売価格

¥15,500

→ **¥10,850** @¥11.3

キャンペーン中の参考価格

包装: 960本 (8連×12ストリップ×10パック)
大箱包装: 960本×4

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

MB-Q100C

未滅菌

希望販売価格

¥19,900

→ **¥13,930** @¥14.5

キャンペーン中の参考価格

包装: 960本 (8連×12ストリップ×10パック)
大箱包装: 960本×4

- ◆ ボトムディテクションリアルタイムPCRマシーンに最適

0.1ml ホワイト



カタログ No.

MB-Q100W

未滅菌

希望販売価格

¥20,900

→ **¥14,630** @¥15.2

キャンペーン中の参考価格

包装: 960本 (8連×12ストリップ×10パック)
大箱包装: 960本×4

0.2ml ホワイト



カタログ No.

MB-Q200W

未滅菌

希望販売価格

¥20,900


→ **¥14,630** @¥15.2

キャンペーン中の参考価格

包装: 960本 (8連×12ストリップ×10パック)
大箱包装: 960本×4

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ

原寸大



8連×12strips包装

フラット
トップ

カタログ No.

MB-Q200

未滅菌

希望販売価格

¥15,500

→ **¥10,850** @¥11.3

キャンペーン中の参考価格

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック)
大箱包装: 960本×4

- ◆ スタンダードプロファイル
- ◆ 色: ナチュラル

機器

ビヘット

リザーバー

チップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

C R Y O

PCR プレート

経済的！ エコノミカルPCRプレート




DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可

適合表は
こちら

96wellハーフスカートタイプ：0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

希望販売価格 ~~¥27,600~~ → **¥19,320 @¥386.4**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：21mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 色：ナチュラル

96wellエレベースカートタイプ：0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.


希望販売価格 ~~¥27,600~~ → **¥19,320 @¥386.4**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：21mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 色：ナチュラル

96wellシンプレートタイプ：0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.


希望販売価格 ~~¥27,600~~ → **¥19,320 @¥386.4**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：21mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml



リアルタイム PCR Low Profile

カタログ No.


希望販売価格 ~~¥27,600~~ → **¥19,320 @¥386.4**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：16mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml



リアルタイム PCR Low Profile

カタログ No.


希望販売価格 ~~¥27,600~~ → **¥19,320 @¥386.4**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：16mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml



リアルタイム PCR Low Profile

カタログ No.

希望販売価格 ~~¥30,300~~ → **¥21,210 @¥424.2**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：16mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 色：ホワイト

注意：他社ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

リアルタイム PCR プレート

96well シンプレート 0.1ml ナチュラル



DNase, RNase, endotoxin Free

- ◆ DNase, RNase, DNA, Endotoxin Free
- ◆ チューブの高さ: 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル
- ◆ 未滅菌

カタログ No.


MB-Q96-LN

希望販売価格
¥34,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥23,940** @¥478.8

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 50枚×5



機
器

ビ
ヘ
ット

リ
ザ
ー
バ
ー

チ
ツ
ブ

チ
ュー
ブ
&
プ
レ
ー
ト

グ
ロー
ブ

細
胞
培
養

こ
んな
商
品
も
あ
り
ま
す

C
R
Y
O

PCR プレート

96well シンプレート 0.2ml 切断可能 ナチュラル



DNase, RNase, endotoxin Free

- ◆ DNase, RNase, DNA, Endotoxin Free
- ◆ 8ウェル単位での切り離しが可能
- ◆ チューブの高さ: 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル
- ◆ 未滅菌
- ◆ 別売りキャップ有り (8連フラットキャップ、品番MB-P96-T-CAP)
※8連フラットキャップは120ストリップ入りのため、全てのチューブ
(8x 12x50strip) 分キャップが必要な場合は品番MB-P96-T-
CAPを5個ご購入ください。

カタログ No.


MB-P96-T

希望販売価格
¥27,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥19,320** @¥386.4

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 50枚×5



PCR プレート

96well用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル



DNase, RNase, endotoxin Free

- ◆ DNase, RNase, DNA, Endotoxin Free
- ◆ MB-P96-T用8連フラットキャップ
※品番MB-P96-T (8x 12x50strip) の全てのチューブ分キャップ
が必要な場合は本商品を5個ご購入ください。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル
- ◆ 未滅菌

カタログ No.

MB-P96-T-CAP

希望販売価格
¥7,300

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,110** @¥5.3

包装: 960本 (8本×120ストリップ) 大箱包装: 960本×5



PCR プレート

PCR プレート

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM 0 PCRプレート適合表をご覧ください

96well ハーフスカートタイプ：0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

PCR-96-PE2

未減価

希望販売価格

¥7,700

キャンペーン中の参考価格

→ ¥5,390 @¥539

包装：10枚（10枚×1パック） 大箱包装：10枚×5

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）

温度耐性：-80℃～121℃

◆ 主なヒートシーラー、シーリングマットに対応 ◆ 材質P.P

96well エレベートスカートタイプ：0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

BMPCR-96-AB

未減価

希望販売価格

¥9,400

キャンペーン中の参考価格

→ ¥6,580 @¥658


包装：10枚（10枚×1パック） 大箱包装：10枚×5

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）

温度耐性：-80℃～121℃

◆ 材質P.P

96well シンプルタイプ：0.2ml



カットOK

カタログ No.

PCR-96-I

未減価

希望販売価格

¥39,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥27,650 @¥553

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×2

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）

温度耐性：-80℃～121℃

◆ 材質P.P

PCR プレート

96 ウェル 0.1mL 切断可能 クリア

Simport
Scientific

DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free

- ◆ DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free
- ◆ PCR、リアルタイムPCR対応
- ◆ 8ウェル単位での切り離しが可能（ハサミ等不要）
- ◆ ノンスカート・ロープロファイルプレートに対応するPCR装置で使用可能
- ◆ 材質：PP
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ 適合キャップ：T321-96N

カタログ No.

T320-96N

未減価

希望販売価格

¥12,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥8,470 @¥847

包装：10枚（10枚×1パック） 大箱包装：10枚×10

キャンペーン中の参考価格

T320-96N1S


減価

希望販売価格

¥12,600

→ ¥8,820 @¥882

包装：10枚（10枚×1パック） 大箱包装：10枚×10

8ウェル単位
での切り離しが可能
（ハサミ等不要）

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

テストプレート

96ウェル テストプレート〈ポリスチレン製〉

BMBio
ST (Standard & Stable)


リーズナブルプライス

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

BMBio独自の高度な生産技術とモールドにより製造されました。
DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。

96well 容量：275μl



カタログ No.

BM6000




希望販売価格
¥31,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥22,120 @¥221.2**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：100枚×4

96well 容量：300μl



カタログ No.

BM6001




希望販売価格
¥45,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥31,640 @¥316.4**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：100枚×4

96well 容量：275μl



カタログ No.

BM6002




希望販売価格
¥36,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥25,200 @¥252**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：100枚×4

96wellプレート用フタ



カタログ No.

BM6003



希望販売価格
¥46,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥32,760 @¥327.6**

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：100枚×4

大好評!!

プライスダウン実施商品のお知らせ

さまざまな商品をお得な価格でご提供いたします。

アウトレット商品

数量限定で当社で販売を終了した商品、メーカーで製造を中止した商品をお得な価格でご提供します。

詳しくは当社ホームページのアウトレット掲載品ページもしくは右記QRコードからご確認下さい。

アウトレットページ：https://www.bmbio.com/shop/pages/bmoutlet.aspx





ELISA プレート

BMBio 96 ウェル ELISA プレート



ELISAプレートは、ELISA実験において安全性・信頼性が高く、効果的な担体として広く用いられているポリスチレン素材で製造されており、抗原・抗体、さらには抗原抗体複合体の吸着に重要な役割を果たします。

また、High Binding処理により、理想的な実験結果を得ることができ、免疫学研究、トランスジェニック産物の同定、医療臨床診断など、多様な酵素免疫測定法に広く利用されています。



- ◆ 原料はポリスチレンで、ELISA測定用に特別に設計されており、吸着性能が高く、ブランク値が低い。
- ◆ 寸法はANSI-SBS規格に準拠しており、ELISA測定器と高い互換性を有しております。
- ◆ ウェルの厚み、ウェル径の大きさも均一。
- ◆ ロット間安定性が高く、ロット内変動係数（CV）が低い。
- ◆ ボトム形状はフラットタイプ、着脱可能・着脱不可の2つタイプがあります。
- ◆ フレームには識別用の固有の文字と数字があり、実験に便利です。
- ◆ 透明プレートはウェルの底部の透明度が高く、白色ウェルプレートの原材料は光から十分に保護されているため、ウェル間の信号干渉が大幅に減少します。
- ◆ 各製品には独立したアイテム番号とバッチ番号の識別があり、品質の追跡とトレーサビリティに便利です。

カタログ No.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-51420A	96ウェル ELISAプレート High Binding	透明	50枚 (5枚×10パック)	¥10,100 → ¥7,070 @¥141.4
WNBM-50420A	96ウェル (8連×12ストリップ) ELISAプレート High Binding 取り外し可能	白 (フレーム) / 透明 (ウェル)	50枚 (5枚×10パック)	¥12,900 → ¥9,030 @¥180.6

大箱包装：50枚×4

プレート用シール

プレート用シール (粘着)



DNase, RNase Free



PCRプレート 96well用シール

カタログ No.

MB-PSM 未滅菌

希望販売価格

¥12,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥8,470 @¥84.7

包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ PCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ 強い粘着力
- DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- 寸法 (W×D) : 142×79.3mm
- シール厚: 80μm
- 材質: P.P
- 温度耐性: -40℃~120℃

qPCRプレート 96Well用シール (粘着タイプ)

カタログ No.

MB-BQSM 未滅菌

希望販売価格

¥18,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥12,740 @¥127.4

包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ Bio-Rad機器対応
- ◆ 透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
- ◆ 強い粘着力
- DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- 寸法 (W×D) : 142×79.3mm
- シール厚: 80μm
- 材質: ポリエステル
- 温度耐性: -40℃~120℃



プレート用シール

プレート用シール (圧着)



DNase, RNase Free



カタログ No.

MB-QSM 未滅菌

希望販売価格

¥29,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥20,860 @¥208.6

包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ 透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
- DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- 寸法 (W×D) : 141.4×79.3mm
- シール厚: 80μm
- 材質: ポリエステル
- 色: ウルトラクリア
- 温度耐性: -40℃~120℃

プレート用シール

プレート用シール (粘着)



DNase, RNase Free

SureSeal Thermal Max



カタログ No.

BMF-TS2-100 未減価

希望販売価格

~~¥23,000~~

キャンペーン中の参考価格


→ **¥16,100 @¥161**

包装：100枚 (100枚×1パック) 大箱包装：100枚×4

- ◆ SureSeal Thermal (下記) より優れた接着性と蒸発の低減を実現
- ◆ 長めのタブによりプレートへの脱着が容易
- ◆ PCRプレート用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・寸法 (W×D) : 79.4×139.7mm
- ・シール厚 : 50μm
- ・材質 : ポリエステル
- ・温度耐性 : -40℃～120℃

SureSeal Thermal



カタログ No.

BMF-100-THER-PLT 未減価

希望販売価格

~~¥20,900~~

キャンペーン中の参考価格

→ **¥14,630 @¥146.3**

包装：100枚 (100枚×1パック) 大箱包装：100枚×4

BMF-STR-THER-PLT 減価

希望販売価格

~~¥27,400~~

キャンペーン中の参考価格

→ **¥19,180 @¥191.8**

包装：50枚 (50枚×1パック) 大箱包装：50枚×4

- ◆ PCR用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・寸法 (W×D) : 79.4×135.1mm
- ・シール厚 : 50μm
- ・材質 : P.P
- ・温度耐性 : -40℃～120℃

プレート用シール

プレート用シール (粘着)

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

SureSeal AL MAX



PCR

保存



粘着
タイプ

カタログ No.

BMF-AF-100 未滅菌

希望販売価格
¥27,100

キャンペーン中の参考価格

→ **¥18,970 @¥189.7**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: 100枚×4

BMF-AFS-25 滅菌

希望販売価格
¥22,600

キャンペーン中の参考価格


→ **¥15,820 @¥316.4**

包装: 50枚 (50枚×1パック) 大箱包装: 50枚×4

- ◆ PCRやサンプリング保存に適しています。
- ◆ 他のアルミシールと比べ裏紙を剥がしたときの巻き戻りが少ない。

- ・寸法 (W×D) : 82.6×146.1mm
- ・シール厚: 36μm
- ・材質: アルミニウム
- ・温度耐性: -80℃~120℃

SureSeal AL Raised-skirt



PCR

保存



粘着
タイプ

カタログ No.

BMF-F-96-100 未滅菌

希望販売価格
¥16,700

キャンペーン中の参考価格


→ **¥11,690 @¥116.9**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ 96ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能

- ・寸法 (W×D) : 77.8×127.0mm
- ・シール厚: 38μm
- ・材質: アルミニウム
- ・温度耐性: -80℃~120℃

SureSeal AL Flat-top



PCR

保存



粘着
タイプ

カタログ No.

BMF-F-384-100 未滅菌

希望販売価格
¥21,100

キャンペーン中の参考価格


→ **¥14,770 @¥147.7**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ 384ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能

- ・寸法 (W×D) : 82.5×137.3mm
- ・シール厚: 38μm
- ・材質: アルミニウム
- ・温度耐性: -80℃~120℃

PCRプレート用シール アルミ製



GUNSTER



粘着
タイプ

カタログ No.

MB-ASM 未滅菌

希望販売価格
¥13,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥9,660 @¥96.6**

包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ PCR用アルミシール
- ◆ PCRもしくは保存用
- ◆ 強い粘着力

- ・DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- ・寸法 (W×D) : 142×79.3mm
- ・シール厚: 60μm
- ・材質: アルミニウム
- ・温度耐性: -80℃~120℃


プレート用シール

プレート用シール (粘着)

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

SureSeal Thermal qPCR



カタログ No.

BMF-TS-RT2-100 未滅菌

希望販売価格
¥42,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥29,400 @¥294

包装：100枚 (100枚×1パック) 大箱包装：100枚×4

◆ リアルタイムPCR用プレートシール

◆ 透明度が高い


・ 寸法 (W×D) : 79.4×142.9mm

・ シール厚 : 50μm

・ 材質 : ポリエステル

・ 温度耐性 : -40℃～120℃

SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt



カタログ No.

BMF-TS-RT2RR-100 未滅菌

希望販売価格
¥42,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥29,400 @¥294

包装：100枚 (100枚×1パック) 大箱包装：100枚×4

◆ リアルタイムPCR用プレートシール

◆ リムのあるプレートにも使用可能

◆ 透明度が高く、再現性が高い


・ 寸法 (W×D) : 77.8×130.8mm

・ シール厚 : 50μm

・ 材質 : ポリエステル

・ 温度耐性 : -40℃～120℃

SureSeal Thermal qPCR II



カタログ No.

BMF-TSS-RTQ-100 未滅菌

希望販売価格
¥58,700

キャンペーン中の参考価格

→ ¥41,090 @¥410.9

包装：100枚 (100枚×1パック) 大箱包装：100枚×4

◆ リアルタイムPCR用プレートシール

◆ サンプル保存用としても適しています。

・ 寸法 (W×D) : 78.6×139.7mm

・ シール厚 : 50μm

・ 材質 : ポリオレフィン

・ 温度耐性 : -70℃～100℃

希望販売価格
¥32,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥22,960 @¥459.2


包装：50枚 (50枚×1パック) 大箱包装：50枚×4

プレート用ツール

プレート用シーリングパッド・ローラー



シール用ローラー



カタログ No.

BMF-RL-PLT-01 未減価 希望販売価格 ¥9,000 → **キャンペーン中の参考価格 ¥6,300**

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: 1個×4

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 寸法 (W×D): 114×142mm
- ◆ 材質: ゴム (ローラー部)、アルミ (ハンドル部)

フィルムシーリングパッド



カタログ No.

BMF-PDL-5 未減価 希望販売価格 ¥2,000 → **キャンペーン中の参考価格 ¥1,400 @¥280**

包装: 5個 (5個×1パック) 大箱包装: 5個×4

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 特にリム付プレートのシーリングに最適
- ◆ 寸法 (W×D): 73×96mm
- ◆ 材質: P.E

チューブ・プレート用ツール

6WAY オープナー



オートクレープ不可

これ一つで、各容量PCRチューブ、サンプリングチューブの開閉のみならず、シールを各プレートにしっかり貼り付けできます。



6WAY オープナーの使い方をご覧ください!!
<https://www.youtube.com/watch?v=zVn6vNSkIAQ>

カタログ No.

MB-OPENER 未減価 希望販売価格 ¥3,900 → **キャンペーン中の参考価格 ¥2,730**

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: 1個×15



0.1/0.2ml 8連PCR
チューブ (ドームキャップ)

0.1/0.2ml 8連PCR
チューブ (フラットキャップ)

0.2ml シングル
PCRチューブ

1.5ml サンプリング
チューブ

0.1/0.2ml 8連PCRチューブ
(ドーム・フラットキャップ)

粘着シールを各種
プレートに貼れます

ニトリルグローブ

XCEED® エクシード

MICROFLEX®



パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

AQL 0.65

キャンペーン中の参考価格


希望販売価格

¥8,100

→ ¥5,670

@¥22.7

(XLのみ@ ¥24.7)

未
減価

1箱 250枚入



カタログNo.	サイズ	包 装	ASTM	XCEED®
93733060	XS		Length(mm)	220
93733070	S	250枚	Cuff Thickness(mm)	n/a
93733080	M	(250枚×1パック)	Palm Thickness(mm)	min. 0.05
93733090	L		Finger Thickness(mm)	min. 0.05
93733100	XL	230枚	Tensile Strength	
		(230枚×1パック)	Before Aging	min. 14
			After Aging	min. 14
			Elasticity/Elongation	
			Before Aging	min. 500
			After Aging	min. 500

- ◆ 250枚入り（一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り）でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- ◆ 他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

注意：XC-INT-で始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっています。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

ラテックスグローブ

DIAMOND GRIP PLUS™ ダイヤモンドグリップ プラス

MICROFLEX®

パウダーフリー

ラテックス

袖+3cm

AQL 1.5

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥2,900

→ ¥2,030

未
減価

スタンダード
ラテックスグローブ

カタログNo.	サイズ	包 装	ASTM	DIAMOND GRIP PLUS™
63754060	XS		Length (mm)	220
63754070	S		Cuff Thickness (mm)	n/a
63754080	M	100枚	Palm Thickness (mm)	min. 0.08
63754090	L	(100枚×1パック)	Finger Thickness (mm)	min. 0.08
63754100	XL		Tensile Strength	
			Before Aging	min. 18
			After Aging	min. 14
			Elasticity/Elongation	
			Before Aging	min. 650
			After Aging	min. 500

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ パウダーからのコンタミを防ぎます。
- ◆ 米国FDA基準ASTM クリアー
- ◆ 外側はエンボス加工が施されており、滑りにくくなっています。

ラテックスグローブ

ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度で手にジャストフィットし、あらゆる研究分野で広く使われているスタンダードグローブです。

ノンラテックスグローブ

ネオタッチ 25-101

MICROFLEX®

NeoTouch®

パウダーフリー

ノンラテックス

耐薬品性

AQL 1.5



希望販売価格
¥5,700 → **¥3,990 @¥39.9**

キャンペーン中の参考価格

未滅菌

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
25101060	XS (5.5-6.0)	100枚 (100枚×1パック)	100枚×10
25101070	S (6.5-7.0)	100枚 (100枚×1パック)	100枚×10
25101080	M (7.5-8.0)	100枚 (100枚×1パック)	100枚×10
25101090	L (8.5-9.0)	100枚 (100枚×1パック)	100枚×10
25101100	XL (9.5-10.0)	100枚 (100枚×1パック)	100枚×10

	ASTM	NeoTouch®
Length (mm)	D3767, EN420	240
AQL	D5151	1.5
Palm Thickness (mm)	D3767, EN420	0.13
Finger Thickness (mm)	D3767, EN420	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	D412	>14
After Aging	D412	>18
Elongation		
Before Aging	D412	>700
After Aging	D412	>600

◆ EN374-5 ウイルス規格取得

◆ ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性

◆ 湿気や乾燥した環境でも滑りにくい

◆ ネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減

◆ 内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい

◆ 従来品のNPG-INTよりも若干短く (- 5mm)、指先が薄くなっています (0.01mm)。手のひらの厚さは同じです。

◆ 工業用グレードで、優れた化学的性能を持ち、REACH準拠、EN420特別な目的のためのサイジング、欧州指令89/686/EEC、EN374などの追加認証を取得済み

◆ AQL 1.5

◆ 静電気防止機能規格：EN1149取得済

LLDPE ラミネートフィルム コーティンググローブ

AlphaTec® 02-100

Ansell



化学薬品取扱い用
インナー用グローブ
として売られています！

化学薬品に対して優れた耐性を発揮します。

希望販売価格
¥2,900 → **¥2,030 @¥2,030**

キャンペーン中の参考価格

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
02-100-6	XS	1双	1双×10袋
02-100-7	S	1双	1双×10袋
02-100-8	M	1双	1双×10袋
02-100-9	L	1双	1双×10袋
02-100-10	XL	1双	1双×10袋

■ 主な特徴

- ・ 合格品質基準 (AQL) : 0.065
- ・ 個別に空気圧試験を実施、100%検査済み
- ・ シリコン不使用

各種飛沫と応急キットとしてお使いいただける汎用性の高い手袋で、自信を持って作業していただけます。

- ◆ 耐化学薬品性、5層ラミネート構造の手袋
- ◆ 手専用的人間工学に基づく設計
- ◆ 幅広い耐性を発揮
- ◆ 100%検査済み。手袋はすべて個別に空気圧試験が実施されています。

ニトリル／ネオプレングローブ

Microflex® 93-260

Ansell



化学薬品に対して
優れた耐性を発揮します。



キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥5,000

→ ¥3,500 @¥70

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
93260060	XS	50枚	50枚×10箱
93260070	S	50枚	50枚×10箱
93260080	M	50枚	50枚×10箱
93260090	L	50枚	50枚×10箱
93260100	XL	50枚	50枚×10箱

最薄の耐薬品性使い捨て手袋（合成複合素材製）

- ◆ 刺激の強い化学薬品に対する優れた保護を提供する3層設計
有機溶剤耐性に優れたニトリルと酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重ねることによって優れた耐薬品性を実現
- ◆ 繊細な指先の感覚と細かな指先の動きを可能にする最薄の耐薬品性使い捨て手袋
- ◆ 抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現する極めてやわらかい素材と人間工学に基づく設計
- ◆ 有害物質に対する信頼できる保護を提供するため、許容されるピンホール発生率が低い（合格品質基準（AQL）0.65）

物理的特性	標準値		試験方法
全長（mm）	≥ 285		ASTM D3767,EN 420
水密性検査（検査レベル I）	合格品質基準（AQL）0.65		ASTM D5151,EN 455-1
掌部の厚さ（mm）	0.198		ASTM D3767,EN 420
指部の厚さ（mm）	0.20		ASTM D3767,EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度（MPa）	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び（％）	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力（N）	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

Biological Laboratory
Consumables

New!!



BIOFIL®

— Stock Code: 688026 —

Cell Culture Products



会社概要

2001年に設立された Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. は、中国広州市黄埔区に位置し、ライフサイエンス研究室（生物実験室）向けのトータルソリューションを提供する、中国国内トップクラスのハイテク企業です。

JET BIOFIL は 490,000 m² の延床面積を擁し、そのうちスマート製造工場が 40,000 m² 以上、GMP 基準のクリーンルームが 65,000 m² 以上を占めています。

提供する 1,000 種類以上の製品（ライフサイエンス研究用消耗品、バイオプロセス用消耗品、バイオ試薬、実験室設備など）は、世界 70 以上の国と地域で広く導入されています。

また、研究用消耗品分野における複数のコア技術と先進的な製造プロセスを保有しており、優れた技術力、高品質な製品、そして迅速かつ効率的なサービスを通じて、世界的に著名な研究ライフサイエンス資材プロバイダーのグローバルサプライチェーン・パートナーとして選ばれています。

JET BIOFIL はイノベーション精神を原動力に、コア技術の研究開発に注力しています。

現在、特許 233 件（うち発明特許 41 件）を保有し、4 年連続で中国特許賞を受賞いたしました。

さらに、2 件の省級地方規格、29 件の団体規格の策定を主導したほか、1 件の国家規格と 4 件の業界規格の策定にも参画しています。

機
器

ビ
ヘ
ット

リ
ザ
ー
バ
ー

チ
ップ

チューブ&プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

C
R
Y
O

New!!

セルカルチャー

細胞培養フラスコJET BIOFIL®
— Stock code: 688026 —

低血清／無血清条件下において培養が困難な細胞、初代細胞、およびトランスフェクション細胞株の付着と増殖を改善されます。



人間工学に基づいたキャップデザイン
全可動域の1/4回転させることでガ
ス交換が可能です。



両側面に目盛りがはっきりと表示
されており、フロスト部分には書
き込むことが可能です。



ボトルネックが傾斜しているため、
液体の注ぎやすさが向上するほ
か、ピペットやセルスクレーパーの
操作もスムーズに行えます。



0.22μm PTFE 疎水性ペントフィ
ルターキャップはガス交換を促進
し、クロスコンタミネーションを防
止します。

- ◆ 12.5cm²から300cm²まで様々な培養面積から選択が可能
- ◆ 細胞・用途に応じて様々な表面処理から選択が可能
- ◆ 疎水性のペントフィルターキャップが継続的な通気を確保し、プラグシールキャップは全回転範囲の1/4を回転させることでガス交換が可能
- ◆ ボトルネックの傾斜により、ピペットやセルスクレーパーの操作が容易
- ◆ 薄型設計により、積み重ねた際のインキュベーター内部空間を有効活用
- ◆ ボトルネック付近のフロスト部分に書き込みが可能、フラスコの両側面にわかりやすい目盛表示
- ◆ 品質のトレーサビリティを確保するため、各フラスコおよび包装袋の底面にロット番号を記載
- ◆ 生産ラインでの100%リーク検査済み

- オートクレーブ不可
- DNase、RNase、Pyrogen、Endotoxin フリー
- 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- 材質：PS (本体)、HDPE (キャップ)、PTFE (T150/T175/T225フィルター)、PVDF (上記以外のサイズフィルター)

● 接着細胞用

カタログ No.		容量 (推奨容量: mL)	培養表面 面積 (cm ²)	寸法 (L×W×H: mm)	キャップタイプ	包装	希望販売価格
TCF011025		25 (2.5-3.8)	12.5	73.7×40.4×22.8	プラグシール	200個 (10個×10パック)	¥17,800
TCF012025		25 (2.5-3.8)	12.5	73.7×40.4×22.8	ベントフィルター	200個 (10個×10パック)	¥21,500
TCF011050		50 (5-7.5)	25	92.9×49.5×29.1	プラグシール	200個 (10個×10パック)	¥18,700
TCF012050		50 (5-7.5)	25	92.9×49.5×29.1	ベントフィルター	200個 (10個×10パック)	¥23,000
TCF011250		250(15-22.5)	75	152.5×81.5×35.2	プラグシール	100個 (10個×10パック)	¥21,500
TCF012250		250 (15-22.5)	75	152.5×81.5×35.2	ベントフィルター	100個 (10個×10パック)	¥25,100
TCF011175		600 (35-52.5)	175	199.9×122.7×49.2	プラグシール	50個 (5個×10パック)	¥24,100
TCF012175		600 (35-52.5)	175	199.9×122.7×49.2	ベントフィルター	50個 (5個×10パック)	¥23,400
TCF011600		600 (36.4-54.6)	182	219.3×115.7×38.3	プラグシール	40個 (5個×8パック)	¥14,300
TCF012600		600 (36.4-54.6)	182	219.3×115.7×38.3	ベントフィルター	40個 (5個×8パック)	¥17,200
TCF011225		850 (45-67.5)	225	221.9×137.2×49.5	プラグシール	25個 (5個×5パック)	¥14,800
TCF012225		850 (45-67.5)	225	221.9×137.2×49.5	ベントフィルター	25個 (5個×5パック)	¥16,000
TCF011850		850 (60-90)	300	269.2×47×29.5	プラグシール	18個 (3個×6パック)	¥13,200
TCF012850		850	300	269.2×47×29.5	ベントフィルター	18個 (3個×6パック)	¥14,500

*キャンペーン対象外

2026 細胞培養カタログ発刊!!

詳細はこちら↓


<https://www.bmbio.com/shop/t/t1268/>



New!!

セルカルチャー

細胞培養プレート

JET BIOFIL®
— Stock code: 688026 —

JET BIO-FILでは、実験研究、最適化、および分析向けに、さまざまな仕様と表面処理を施した高品質な細胞培養プレートを供給しており、細胞培養およびその後の細胞アッセイ（細胞トランスフェクション、免疫蛍光法、クローン形成など）において最良の結果をもたらします。

表面未処理のプレートは浮遊培養に適しており、TC処理を施したプレートは、ポリスチレン表面の優れた親水性により、一般的な接着性細胞株に適しています。CellATTACH®超親水性処理表面は、ORによる技術的進歩を体現しており、低血清／無血清条件下において、培養が困難な細胞や、初代細胞、トランスフェクションを施した細胞株の付着および増殖促進します。



一方向カバーにより、操作の一貫性を確保し、コンタミネーションリスクを低減



省スペースを実現する積み重ね可能なデザイン



底面が平らで、ウェルサイズが均一、プレートは均質で透明度が高く、顕微鏡観察が容易




英数字ラベルにより識別や記録が容易

- ◆ 底面の厚さ、ウェルサイズが均一で透明度高いので顕微鏡下での観察が容易
- ◆ 積み重ね可能な省スペース設計で、ANSI/SLAS規格に準拠
- ◆ プレート側面および包装袋にロット番号が印刷されており、品質のトレーサビリティを確保しています。
- ◆ モジュールタイプ、ブラック/ホワイトプレートもご用意

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase、RNase、Pyrogen、Endotoxinフリー
- ・電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ・材質：PS



モジュールタイプ



ホワイトプレート



ブラックプレート

● 接着細胞用

カタログ No.		ウェル数	底形状	ウェル容量 (推奨容量、mL)	培養面積 (cm ²)	包装	希望販売価格
TCP011006	電子滅菌	6	平底	17 (1.9-2.9)	9.6	100枚 (1枚個装×100パック)	¥20,700
TCP011012	電子滅菌	12	平底	6.8 (0.75-1.14)	3.85	100枚 (1枚個装×100パック)	¥21,500
TCP011024	電子滅菌	24	平底	3.5 (0.36-0.57)	1.93	100枚 (1枚個装×100パック)	¥21,500
TCP011048	電子滅菌	48	平底	1.55 (0.19-0.29)	0.84	100枚 (1枚個装×100パック)	¥23,200
TCP011096	電子滅菌	96	平底	0.39 (0.075-0.2)	0.33	100枚 (1枚個装×100パック)	¥20,700
TCP012096	電子滅菌	96	U底	0.39 (0.075-0.2)	0.33	100枚 (1枚個装×100パック)	¥25,700
TCP017096	電子滅菌	96 (ホワイト)	平底	0.39 (0.075-0.2)	0.33	100枚 (1枚個装×100パック)	¥31,600
TCP019096	電子滅菌	96 (ブラック)	平底	0.39 (0.075-0.2)	0.33	100枚 (1枚個装×100パック)	¥31,600
TCP011384	電子滅菌	384	平底	0.145 (0.01-0.1)	0.1135	100枚 (1枚個装×100パック)	¥27,200

*キャンペーン対象外

2026 細胞培養カタログ発刊!!



詳細はこちら↓
<https://www.bmbio.com/shop/t/t1268/>



New!!

セルカルチャー

細胞培養ディッシュ

JET BIOFIL®
— Stock code: 688026 —

細胞および組織培養用ディッシュは、植物、動物細胞、微生物の培養に使用できます。

未処理表面のディッシュは浮遊培養に適している一方、TC処理が施された表面を持つディッシュは、ポリスチレン表面の優れた親水性により、一般的な接着性細胞株に適しています。CellATTACH®超親水性処理表面では、低血清／無血清条件下における、培養が困難な細胞、初代細胞、およびトランスフェクション細胞株の接着性と増殖が改善されます。



ギアリングデザインにより、使用時の保持が容易になり、コンタミネーションのリスクを低減します。



ディッシュのリッドにあるリング状の突起により、安定して積み重ねることが可能になります。



リッド内壁に施されたノッチ構造により、無菌状態と通気性の両方が確保されます。



ディッシュの底にある位置決めマークにより、細胞の位置決めが容易になります。

- ◆ 細胞・用途に応じて様々な表面処理から選択が可能
- ◆ 側面に施されているギアリング設計により保持しやすく、コンタミネーションのリスクを低減
- ◆ リッドにあるリング状の突起が、シャーレの底にぴったりとフィットするので、安定した積み重ねが可能
- ◆ リッドにある3ヶ所のノッチ構造により、無菌状態を維持しつつガス交換が可能
- ◆ ジッパー式のバッグを採用することで無菌状態のまま繰り返し保管が可能

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase、RNase、Pyrogen、Endotoxinフリー
- ・電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ・材質：PS

● 接着細胞用

カタログ No.		タイプ	培養面積 (cm ²)	推奨培地量 (mL)	寸法 (mm)	包装	希望販売価格
TCD010018	電子滅菌	18mm	1.4		φ17.9×12.1	300枚 (10枚×30パック)	¥17,200
TCD010035	電子滅菌	35mm	9.5	2-3.5	φ35.8×12.6	960枚 (10枚×96パック)	¥31,500
TCD010060	電子滅菌	60mm	21.2	4-7	φ57.6×17.3	600枚 (10枚×60パック)	¥24,400
TCD010070	電子滅菌	70mm	36.5	6-11	φ74.3×15.5	600枚 (10枚×60パック)	¥24,400
TCD010090	電子滅菌	90mm	55.0	10-18	φ91.9×16.9	500枚 (10枚×50パック)	¥29,000
TCD010100	電子滅菌	100mm	60.8	12-20	φ96.2×22.6	300枚 (10枚×30パック)	¥17,400
TCD010150	電子滅菌	150mm	143	25-50	φ143.36×22.7	120枚 (1枚個装×120パック)	¥28,300
TCD110150	電子滅菌	150mm	143	25-50	φ143.36×22.7	100枚 (5枚×200パック)	¥17,900

*キャンペーン対象外

New!!

セルカルチャー

15mL/50mL/100mL遠心管

BIOFIL
— Stock code: 688026 —




この遠心管は、USPクラスVI規格に準拠したポリプロピレン（PP）製であり、細胞生物学、免疫学、微生物学、分子生物学など、さまざまな分野における実験室での遠心分離に加え、サンプルの前処理や保存にも適しています。


- ◆ 目盛りが鮮明かつ正確で、観察しやすい。
- ◆ 記録用の広い記入スペースを備え、アルコールによる拭き取りにも耐性があります。
- ◆ 厳格な気密性試験を経ており、漏れや変形はありません。
- ◆ 遮光タイプもご用意しています。



- オートクレーブ可能
（オートクレーブにかけるときはふたを緩めてください。）
- 温度耐性：-80 ~ 121℃
- DNase、RNase、Pyrogen、Endotoxinフリー
- 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- 材質：PP（チューブ）、HDPE（キャップ）



凍結する際の最大容量表記



最大遠心回転数の表記

カタログ No.	容量 (mL)	底形状	最大RCF (g)	包装	希望販売価格
CFT011150 	15	コニカル	12,000	500本 (25本×20パック)	¥13,300
CFT011500 	50	コニカル	12,000	500本 (25本×20パック)	¥17,300
CFT111500 	50	自立型	6,000	500本 (25本×20パック)	¥21,400
CFT011100 	100	丸底	6,000	300本 (25本×12パック)	¥19,800
CFT711150 	15 (アンバー)	コニカル	12,500	500本 (25本×20パック)	¥16,000
CFT711500 	50 (アンバー)	コニカル	12,500	500本 (25本×20パック)	¥20,800

*キャンペーン対象外

New!!

セルカルチャー

ボトルトップフィルトレーションシステム PESメンブレン



ボトルトップフィルトレーションシステムは、真空ポンプによって圧力差を発生させ、組織培養液やその他の実験用溶液のろ過に使用され、ろ過後のサンプルは滅菌済みの回収ボトルに直接保存することができます。これらの製品は、培養液、緩衝液、試薬の無菌ろ過に最適です。



傾斜付きのホースコネクターを使用すれば、真空ポンプへの接続が容易です。



本製品は真空パックされており、放射線滅菌処理が施されています。



リザーバーボトル両側の握りやすい設計は、人間工学に基づいており、持ちやすくなっています



さまざまな実験要件に対応できるよう、多種多様なメンブレン材料および容量（150mL、250mL、500mL、1000mL）をご用意しています。

- ◆ 用途に応じたさまざまなニーズにお応えするため、多彩なメンブレンと仕様をご用意しています。
- ◆ 傾斜付きのホースコネクターにより、真空ポンプの接続が容易になります。
- ◆ 上部カップにはGL-45規格のネジが採用されており、ほとんどのガラス製およびプラスチック製の保存ボトルに適合します。
- ◆ リザーバーボトルの両側にある握りやすいデザインは人間工学に基づいており、ボトルをしっかりと保持できます。
- ◆ 透明度が高く、目盛りがはっきりしているため、容量の確認が容易です。
- ◆ PESエクスプレスメンブレンはろ過速度が速く、目詰まりの発生率が低くなっています。
- ◆ 各バッグには品質のトレーサビリティを確保するため、製品ロット番号が印刷されています。

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase、RNase、Pyrogen、Endotoxinフリー
- ・電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ・材質：PS（フィルターカップ）、リザーバーボトル）、HDPE（ボトルキャップ）、ABS（コネクター）、PP（ホースコネクター）

フィルトレーションシステム (フィルターアッパーカップ・リザーバーボトルセット)

● PESメンブレン

カタログ No.		容量 (mL)	ポアサイズ (μm)	メンブレン径 (mm)	包装	希望販売価格
FPE104150		150	0.1	50	12個 (1個個装×12パック)	¥14,200
FPE104250		250	0.1	50	12個 (1個個装×12パック)	¥16,000
FPE104500		500	0.1	50	12個 (1個個装×12パック)	¥19,700
FPE104000		1000	0.1	50	12個 (1個個装×12パック)	¥32,000
FPE204150		150	0.22	50	12個 (1個個装×12パック)	¥12,900
FPE204250		250	0.22	50	12個 (1個個装×12パック)	¥14,600
FPE204500		500	0.22	50	12個 (1個個装×12パック)	¥17,900
FPE204000		1000	0.22	50	12個 (1個個装×12パック)	¥29,100
FPE404150		150	0.45	50	12個 (1個個装×12パック)	¥12,900
FPE404250		250	0.45	50	12個 (1個個装×12パック)	¥14,600
FPE404500		500	0.45	50	12個 (1個個装×12パック)	¥17,900
FPE404000		1000	0.45	50	12個 (1個個装×12パック)	¥29,100

*キャンペーン対象外

フィルターアッパーカップ

● PESメンブレン

カタログ No.		容量 (mL)	ポアサイズ (μm)	メンブレン径 (mm)	包装	希望販売価格
FPE114150		150	0.1	50	24個 (1個個装×24パック)	¥17,700
FPE114250		250	0.1	50	24個 (1個個装×24パック)	¥19,900
FPE114500		500	0.1	50	24個 (1個個装×24パック)	¥25,300
FPE114000		1000	0.1	50	24個 (1個個装×24パック)	¥41,300
FPE214150		150	0.22	50	24個 (1個個装×24パック)	¥16,100
FPE214250		250	0.22	50	24個 (1個個装×24パック)	¥18,100
FPE214500		500	0.22	50	24個 (1個個装×24パック)	¥23,000
FPE214000		1000	0.22	50	24個 (1個個装×24パック)	¥37,500
FPE414150		150	0.45	50	24個 (1個個装×24パック)	¥16,100
FPE414250		250	0.45	50	24個 (1個個装×24パック)	¥18,100
FPE414500		500	0.45	50	24個 (1個個装×24パック)	¥23,000
FPE414000		1000	0.45	50	24個 (1個個装×24パック)	¥37,500

*キャンペーン対象外


リザーバーボトル

カタログ No.		容量 (mL)	包装	希望販売価格
FRB000150		150	24個 (1個個装×24パック)	¥11,900
FRB000250		250	24個 (1個個装×24パック)	¥13,400
FRB000500		500	24個 (1個個装×24パック)	¥14,900
FRB000000		1000	24個 (1個個装×24パック)	¥23,300

*キャンペーン対象外


New!!

セルカルチャー

プラスチックピペットJET BIOFIL®
— Stock code: 688026 —

プラスチックピペットは、主に一定量の液体を測定または移液するために使用されます。適切なピペットと組み合わせて使用することで、細胞培養、細菌学、さらには臨床およびライフサイエンス研究の分野で幅広く活用されています。

JET BIO-FIL社のプラスチックピペットは、さまざまな精度の目盛りが付いたピペット本体に加え、識別と使用を容易にするため、各容量と色分けされたコードが印字されたピペットヘッドを備えています。ピペットのヘッドにはフィルタープラグが装着されており、サンプルを吸引する際のクロスコンタミネーションを防ぎます。また、最適化されたピペットヘッド設計により、各種一般的なピペッターとの互換性を確保しています。



ピペットのヘッドには異なる色のコードが印字されており、ピペットのシリーズやモデルを簡単に識別できます。



2種類の日盛りが付いているため、ピペットの容量を簡単に確認できます。



超音波接合または一体成型の選択



ポリオレフィン製のフィルターエレメントは、エアロゾルや液体がピペッティング装置を汚染するのを防ぎます。

- ◆ さまざまな容量や仕様をご用意しています。
- ◆ ピペットヘッドには、ピペットのシリーズやモデルを簡単に識別できるよう、異なるカラーコードが印字されています。
- ◆ ピペッティング量の識別を容易にするため、二重目盛りが採用されています。マイナス目盛りによりピペットの容量が拡大され、より大きな容量のニーズにも対応します。
- ◆ 目盛は鮮明かつ正確で、総容量の±2%以内の精度を有しています。
- ◆ 各仕様のピペットにはフィルターエレメントが装備されており、試料やエアロゾル、水蒸気がピペット内部に侵入するのを防ぎます。また、ピペット内の不純物による試料の汚染や交差汚染も防止します。
- ◆ 1.0、2.0、5.0、10.0mLのピペットは延伸加工されており、10.0、25.0、50.0、100mLのピペットは先端と口部が超音波溶接されています。
- ◆ 最適化されたピペットヘッドは、市販されているほとんどのアダプターチップ付きピペットと互換性があります。
- ◆ さまざまな包装タイプをご用意しています：紙・プラスチックまたはプラスチック・プラスチック製の包装で、容易に破ったり開けたりできます。バルク包装はロット単位での使用に便利で、包装廃棄物を削減します。
- ◆ 超音波溶接により組み立てられ、生産ラインで100%厳格な気密性試験を実施しています。
- ◆ 品質のトレーサビリティを確保するため、ロット番号が印刷された、剥がして開けるタイプの紙・プラスチックおよびプラスチック・プラスチック製の包装に、個別にブリストア包装されています。

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase、RNase、Pyrogen、Endotoxinフリー
- ・電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ・材質：PS (PS)、ポリオレフィン (フィルター)

● 個別包装（プラスチック/プラスチック包装）

カタログ No.		容量 (mL)	目盛 (mL)	全長	カラーコード	包装	希望販売価格
GSP020001	電子滅菌	1	1/100	268.5	■	500本 (1本個装×500パック)	¥13,900
GSP020102	電子滅菌	2	1/100	272.0	■	500本 (1本個装×500パック)	¥17,300
GSP020005	電子滅菌	5	1/10	341.0	■	200本 (1本個装×200パック)	¥9,700
GSP021010	電子滅菌	10 (一体)	1/10	303.4	■	200本 (1本個装×200パック)	¥9,500
GSP020025	電子滅菌	25	2/10	308.5	■	150本 (1本個装×150パック)	¥13,900
GSP020050	電子滅菌	50	5/10	346.6	■	100本 (1本個装×100パック)	¥17,800
GSP020100	電子滅菌	100	1	346.8	■	50本 (1本個装×50パック)	¥15,300

*キャンペーン対象外

カテゴリーカタログ発刊中！



詳細はこちら↓

<https://www.bmbio.com/shop/pages/categorycatalog.aspx>


セルカルチャー

細胞培養フラスコ



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可



- ◆ 標準組織培養処理（コロナ処理）により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。
- ◆ キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップを採用
- ◆ キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認できます。
- ◆ 300cm²のBigサイズフラスコを採用
- ◆ 記入可能な書き込みスペース、容量目盛付
- ◆ 特殊設計により、縦置き横置きの場合でも抜群の安定性があります。
- ◆ 顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付
- ◆ キャップはポリエチレン製、ガンマー線滅菌済です。
- ◆ フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付き
- ◆ 温度耐性：P.S（ポリスチレン） -40～70℃
P.E（ポリエチレン） -40～70℃
- ◆ ガンマー線滅菌済
- ◆ 材質：P.S（キャップはP.E）

1. ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造
2. 複数のフラスコを積み重ねても崩れません
3. VENTキャップとフィルターキャップ
4. 側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付き
5. トリプルバッグ包装



シーリングパッケージ

ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。

バイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンバイロジェニックを保証しております。

カタログ No.	培養表面面積	キャップ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
90025	25cm ²	イエロー	360個（10個×36パック）	¥92,800	→ ¥64,960 @¥180.4
90026	25cm ²	フィルター	360個（10個×36パック）	¥102,000	→ ¥71,400 @¥198.3
90075	75cm ²	イエロー	100個（5個×20パック）	¥49,200	→ ¥34,440 @¥344.4
90076	75cm ²	フィルター	100個（5個×20パック）	¥53,500	→ ¥37,450 @¥374.5
90150	150cm ²	イエロー	36個（3個×12パック）	¥38,000	→ ¥26,600 @¥738.9
90151	150cm ²	フィルター	36個（3個×12パック）	¥41,200	→ ¥28,840 @¥801.1
90300	300cm ²	イエロー	18個（3個×6パック）	¥41,500	→ ¥29,050 @¥1613.9
90301	300cm ²	フィルター	18個（3個×6パック）	¥43,800	→ ¥30,660 @¥1703.3

大箱包装：各包装×4


セルカルチャー

細胞培養ディッシュ



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可



- ◆ 標準組織培養処理（コロナ処理）により、表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。
- ◆ 均一なガス交換を考慮、フタには6つの突起付
- ◆ 積み重ねた時の結露によりディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目

■ グリップリング


ディッシュ本体側面にグリップリングが付いているので、重ねて持ち運ぶ際や、培地交換の際に非常に容易なハンドリング

■ 4方向ナンバリング

ディッシュ底面に4方向のナンバリング付
時計の文字盤と同じ 12, 3, 6, 9 と印字されているので顕微鏡観察時の位置決めが容易

■ 高い透明性

ウルトラクリアポリスチレンを使用する事で、より高い透明性を実現。重ねてもクリアに見えます。



カタログ No.		本体外寸 (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
93040		Φ40×11	900枚 (20枚×45パック)	¥85,400 →	¥59,780 @¥66.4
93060		Φ60×16	840枚 (14枚×60パック)	¥83,600 →	¥58,520 @¥69.7
93100		Φ100×20	240枚 (10枚×24パック)	¥41,800 →	¥29,260 @¥121.9
93150		Φ150×20	100枚 (5枚×20パック)	¥50,400 →	¥35,280 @¥352.8

大箱包装：各包装×4

セルカルチャー

セルリフター・セルスクレーパー



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可



■ スクレーパーブレード ①


わずかな力でブレードが回転し、一定角度でブレードが止まるのでフラスコなどからの細胞の回収が容易
弾力のあるポリプロピレン製で細胞を回収するのに最適

■ セルリフター

ヘラの様な形状のため、ディッシュ、ピールオフフラスコ、リクローザブルフラスコなどからの細胞や組織の回収に優れています。

■ 包装

セルリフター、セルスクレーパー共にペーパープラスチック包装なので商品の取出しが容易



カタログNo.		柄の長さ	ブレード幅	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
セルスクレーパー						
99002	個装	240mm	13mm	150本 (1本個装×150パック)	¥78,300 →	¥54,810 @¥365.4
99003	個装	300mm	20mm	150本 (1本個装×150パック)	¥89,000 →	¥62,300 @¥415.3
99004	個装	380mm	25mm	100本 (1本個装×100パック)	¥73,100 →	¥51,170 @¥511.7
セルリフター						
99010	個装	195mm	14mm	150本 (1本個装×150パック)	¥68,400 →	¥47,880 @¥319.2

大箱包装：各包装×4


セルカルチャー

細胞培養プレート



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可



◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

■ 全商品黒色ナンバリング

全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易

■ フタ、本体にイエローラベル


全商品のフタ、本体にイエローラベルが有り、書き込み可能

■ プレート底面にはウェルNo.が刻印

プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易

■ 全商品サイドグリップ付き

サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。



カタログ No.	ウェル数	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
92096	減菌 個装 96ウェル	平底	162枚 (1枚個装×162/パック)	¥98,400 →	¥68,880 @¥425.2
92696	減菌 96ウェル	平底	108枚 (6枚×18/パック)	¥58,400 →	¥40,880 @¥378.5
92097	減菌 個装 96ウェル	丸底	162枚 (1枚個装×162/パック)	¥98,400 →	¥68,880 @¥425.2
92697	減菌 96ウェル	丸底	108枚 (6枚×18/パック)	¥58,400 →	¥40,880 @¥378.5
92048	減菌 個装 48ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126/パック)	¥82,600 →	¥57,820 @¥458.9
92448	減菌 48ウェル	平底	72枚 (4枚×18/パック)	¥42,100 →	¥29,470 @¥409.3
92024	減菌 個装 24ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126/パック)	¥82,600 →	¥57,820 @¥458.9
92424	減菌 24ウェル	平底	72枚 (4枚×18/パック)	¥42,100 →	¥29,470 @¥409.3
92012	減菌 個装 12ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126/パック)	¥82,600 →	¥57,820 @¥458.9
92412	減菌 12ウェル	平底	72枚 (4枚×18/パック)	¥42,100 →	¥29,470 @¥409.3
92006	減菌 個装 6ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126/パック)	¥82,600 →	¥57,820 @¥458.9
92406	減菌 6ウェル	平底	72枚 (4枚×18/パック)	¥42,100 →	¥29,470 @¥409.3

大箱包装：各包装×4

セルカルチャー

ボトルトップフィルター



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可



- ◆ 0.22μm PES（ポリエーテルスルホン）を使用し、ろ過効率を向上
- ◆ タンパク質低吸着
- ◆ ボトル口径は45mmφ

■ 角型フィルター採用

角型フィルターを採用した事により、丸型フィルターに比べて約20%フィルター面積が拡大。速やかなフィルトレーションが可能

■ 均一なフィルトレーション

ボトルトップフィルターには、フィルター全体に均一な圧力がかかるように中心から同心円状の溝があります。



カタログNo.	Filter area	容量	寸法 (L×W×H)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
セット (ボトルトップ&ボトル) 個装						
99150	滅菌	49cm ²	150ml	93×93×103mm	18個 (1個個装×18/パック)	¥46,000 → ¥32,200 @¥1,788.9
99250	滅菌	49cm ²	250ml	93×93×145mm	12個 (1個個装×12/パック)	¥33,700 → ¥23,590 @¥1,965.8
99500	滅菌	49cm ²	500ml	93×93×214mm	10個 (1個個装×10/パック)	¥35,600 → ¥24,920 @¥2,492.0
99950	滅菌	69cm ²	1000ml	111×111×285mm	9個 (1個個装×9/パック)	¥60,200 → ¥42,140 @¥4,682.2
ボトルトップのみ 個装						
99155	滅菌	49cm ²	150ml	90×89×57mm	36個 (1個個装×36/パック)	¥71,600 → ¥50,120 @¥1,392.2
99255	滅菌	49cm ²	250ml	90×89×75mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥51,900 → ¥36,330 @¥1,513.8
99505	滅菌	49cm ²	500ml	90×89×111mm	21個 (1個個装×21/パック)	¥58,400 → ¥40,880 @¥1,946.7
99955	滅菌	69cm ²	1000ml	108×108×143mm	12個 (1個個装×12/パック)	¥60,800 → ¥42,560 @¥3,546.7
ボトルのみ 個装						
99157	滅菌	—	150ml	93×93×63mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥24,500 → ¥17,150 @¥714.6
99257	滅菌	—	250ml	93×93×87mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥31,000 → ¥21,700 @¥904.2
99507	滅菌	—	500ml	93×93×121mm	36個 (1個個装×36/パック)	¥75,900 → ¥53,130 @¥1,475.8
99957	滅菌	—	1000ml	111×111×160mm	20個 (1個個装×20/パック)	¥64,000 → ¥44,800 @¥2,240.0

大箱包装：各包装×4

セルカルチャー

遠心管



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可



◆ TPPの遠心管スクリューキャップは2方向に溝が切っており、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単

書き込みスペース

全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付(ラベル貼付済み)だから文字が書き易い。

先端メモリ

91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見る事ができます。




カタログ No.		容量	形状	材質	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
91050		50ml	コニカル	P.P	360本 (20本×18パック)	¥34,900 →	¥24,430 @¥67.9
91051		50ml	自立	P.P	320本 (20本×16パック)	¥34,100 →	¥23,870 @¥74.6
91015		15ml	コニカル	P.P	800本 (40本×20パック)	¥67,200 →	¥47,040 @¥58.8
91115		15ml	コニカル	P.S	800本 (40本×20パック)	¥97,200 →	¥68,040 @¥85.1
91019		13ml	平底	P.P	800本 (40本×20パック)	¥87,600 →	¥61,320 @¥76.7
91016		13ml	丸底	P.P	800本 (40本×20パック)	¥87,600 →	¥61,320 @¥76.7

大箱包装：各包装×4

● ラック

カタログ No.		仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99017		50ml×10本, 15ml×18本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,300 →	¥910
99018		50ml×4本, 15ml×8本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,400 →	¥980
99019		50ml×20本, 15ml×30本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,500 →	¥1,050

大箱包装：カタログNo.99017なら1ラック×45, 99018なら1ラック×28, 99019なら1ラック×30



ピペット


プラスチックピペット

nerbeplus

DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free

オートクレーブ不可

- ◆ ディスペンサーボックスは開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい
- ◆ プラスチック／紙のピールオフパック入り（個包装）
- ◆ SAL: 10^{-6}
- ◆ 材質: PS（フィルターは PE）



■ ディスペンサーボックス



箱の前面に取り出し口があるので、積み重ねて収納できます。



カタログNo.	規格	全長	マイナス目盛り	目盛	カラーコード	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
12-401-9203	個装	1ml	Φ4.6x270mm	0.3ml	0.01	●黄 500本（1本個装×500パック）	¥29,800 →	¥20,860 @¥41.7
12-421-9201	個装	2ml	Φ6.1x275mm	0.8ml	0.01	●緑 500本（1本個装×500パック）	¥27,100 →	¥18,970 @¥37.9
12-441-9205	個装	5ml	Φ8.0x335mm	2.5ml	0.1	●青 200本（1本個装×200パック）	¥15,200 →	¥10,640 @¥53.2
12-461-9208	個装	10ml	Φ9.6x340mm	3.0ml	0.1	●橙 200本（1本個装×200パック）	¥18,700 →	¥13,090 @¥65.5
12-481-9202	個装	25ml	Φ14.5x345mm	10.0ml	0.2	●赤 150本（1本個装×150パック）	¥19,400 →	¥13,580 @¥90.5

大箱包装：包装×4

バスツールピペット

プラスチックバスツールピペット

Argos

- ◆ ガラスピペットの代わりとなる安全なプラスチックピペット
- ◆ 先端が細長く曲げられるので、細口チューブや少量のチューブからのピペッティングが可能
- ◆ アスピレーター用のピペットとしても使用可能
- ◆ 材質: P.S クラス 100,000 クリーンルーム内で製造
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ 材質: P.S

Flexibility equals safer pipetting options



曲げられるから
とっても
便利!



カタログNo.	長さ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-P0534	145mm	200本（1本個装×200パック）	¥32,700 →	¥22,890 @¥114.5
BMA-P0900	230mm	200本（1本個装×200パック）	¥31,700 →	¥22,190 @¥111.0

大箱包装：200本×4

セルカルチャー

細胞培養フラスコ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)


DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可



セルカルチャーフラスコは培養面積25cm²から225cm²までご用意がございます。
これらのフラスコは必要に応じて接着細胞用フラスコと浮遊細胞用フラスコがあり、それぞれベントフィルターキャップ付き、プラグシールキャップフィルターなしからお選びいただけます。

- ◆ 透明性の高い100%ヴァージンポリスチレン製
- ◆ フロスト加工された書き込み部とクリアな目盛付き
- ◆ 底面のノッチにより、滑らず積み重ね可能
- ◆ ロット番号によるトレサビリティ
- ◆ 滅菌状態でジップバッグ入り
- ◆ スタック可能
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：P.S (キャップはP.P)



フロスト加工



プラグシールキャップとベントフィルターキャップ



浮遊細胞用フラスコのキャップは黄色で識別可能

コンタミネーションを防ぎながらガス交換を可能にする0.22μm疎水性ベントフィルターキャップ

●接着細胞用

カタログNo.	容量 (推奨容量:ml)	培養表面 面積 (cm ²)	寸法 (L×W×H:mm)	キャップ タイプ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-70700A	50 (5-7.5)	25	97×53×25	プラグシール 	200個 (10個×20パック)	¥22,000	→ ¥15,400 @¥77
WNBM-70800A	250 (15-22.5)	75	160×89×35	プラグシール 	100個 (5個×20パック)	¥22,000	→ ¥15,400 @¥154
WNBM-70900A	750 (35-52.5)	175	217×120×40	プラグシール 	40個 (5個×8/パック)	¥16,400	→ ¥11,480 @¥287
WNBM-72100A	950 (45-67.5)	225	238×137×46	プラグシール 	25個 (5個×5/パック)	¥16,100	→ ¥11,270 @¥450.8
WNBM-70700C	50 (5-7.5)	25	97×53×25	ベントフィルター 	200個 (10個×20パック)	¥24,200	→ ¥16,940 @¥84.7
WNBM-70800C	250 (15-22.5)	75	160×89×35	ベントフィルター 	100個 (5個×20パック)	¥25,100	→ ¥17,570 @¥175.7
WNBM-70900C	750 (35-52.5)	175	217×120×40	ベントフィルター 	40個 (5個×8/パック)	¥17,400	→ ¥12,180 @¥304.5
WNBM-72100C	950 (45-67.5)	225	238×137×46	ベントフィルター 	25個 (5個×5/パック)	¥17,500	→ ¥12,250 @¥490

大箱包装：各包装×4

セルカルチャー

細胞培養ディッシュ



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可



細胞培養ディッシュは顕微鏡観察を必要とするすべての培養実験系に最適です。
底面の番号表示で細胞の位置を簡単に認識することが可能です。

- ◆ 透明性の高い100%ヴァージンポリスチレン製
- ◆ ゆがみのない平らで透明な底面
- ◆ 真空プラズマ処理により優れた細胞接着
- ◆ 積み重ねが可能
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：P.S



ガス交換のための通気ポイント

カタログ No.	培養面積 (cm ²)	寸法 (mm)	推奨培地量 (mL)	仕様 (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-70600A	8.5	Φ33.6×12	1.8-2.7	35	電子滅菌 500枚 (20枚×25パック)	¥17,300 →	¥12,110 @¥24.2
WNBM-70500A	22.9	Φ55.2×15	4.2-6.3	60	電子滅菌 500枚 (20枚×25パック)	¥19,800 →	¥13,860 @¥27.7
WNBM-70400A	57.6	Φ87.2×20	11-16.5	100	電子滅菌 300枚 (20枚×15パック)	¥19,000 →	¥13,300 @¥44.3
WNBM-70400B	57.6	Φ87.2×20	11-16.5	100	電子滅菌 300枚 (10枚×30パック)	¥22,300 →	¥15,610 @¥52
WNBM-71500A	150.1	Φ139.9×25	30.4-45.6	150	電子滅菌 100枚 (5枚×20パック)	¥21,000 →	¥14,700 @¥147


大箱包装：各包装×4

セルカルチャー

セルスクレーパー



DNase, RNase, Pyrogen Free



- ◆ 回転するブレード
- ◆ 2サイズ (13mm/20mm) をご用意
- ◆ 取り出しが簡単な滅菌済みパック
- ◆ 個別包装
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：HIPS (ブレード)、P.P (柄)

カタログ No.		柄の長さ (mm)	ブレード幅 (mm)		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-71000A	個装	220	13	電子滅菌	100本 (1本個装×100パック)	¥7,900 →	¥5,530 @¥55.3
WNBM-71001A	個装	280	20	電子滅菌	100本 (1本個装×100パック)	¥8,400 →	¥5,880 @¥58.8

大箱包装：各包装×4

セルカルチャー

セルストレーナー



DNase, RNase, Pyrogen Free



- ◆ 幹細胞や組織由来の初代細胞の調製に最適
- ◆ ほぼすべての50mLコニカルチューブにフィット
- ◆ 上部のタブにより滅菌操作が容易
- ◆ 個別包装
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：P.P (メンブレンはNylon)

カタログ No.		ポアサイズ (μm)	色		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-25836J	個装	40	青	G滅菌	50個 (1個個装×50パック)	¥19,100 →	¥13,370 @¥267.4
WNBM-25836H	個装	70	白	G滅菌	50個 (1個個装×50パック)	¥19,100 →	¥13,370 @¥267.4
WNBM-25836G	個装	100	黄	G滅菌	50個 (1個個装×50パック)	¥19,500 →	¥13,650 @¥273

大箱包装：各包装×4

セルカルチャー

イノキュレーティングニードル & ループ




- ◆ 材質：PP製、親水性
- ◆ 微生物学実験に使用可能
- ◆ 識別用に色分けされています。
- ◆ 扱いやすい柔軟なハンドル
- ◆ EO滅菌済み。
- ◆ 簡単に開封できる滅菌済み個包装

カタログ No.		色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-71600A	個装	イノキュレーティング ニードル	ホワイト 滅菌	400本 (1本個装×400パック)	¥5,700 → ¥3,990 @¥10
WNBM-71710A	個装	イノキュレーティング ループ 1μl	ブルー 滅菌	400本 (1本個装×400パック)	¥4,900 → ¥3,430 @¥8.6
WNBM-71820A	個装	イノキュレーティング ループ 10μl	イエロー 滅菌	400本 (1本個装×400パック)	¥5,100 → ¥3,570 @¥8.9

大箱包装：400本×10

セルカルチャー

スプレッダー



- ◆ 材質：PS製
- ◆ EO滅菌済み
- ◆ サイズ：144x33mm

カタログ No.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-71100A	個装	スプレッダー L型 滅菌	200本 (1本個装×200パック)	¥3,100 → ¥2,170 @¥10.9

大箱包装：200本×10

セルカルチャー

細胞培養プレート

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可




細胞培養プレートはコーナーが丸みを帯びており取り扱いやすくなっています。背が低く蒸発を抑えるようデザインされたフタは均一な増殖を保証します。培養表面を組織培養用に処理されたプレートと未処理プレートの両方のご用意があります。未処理プレートの表面は細胞培養用に処理された表面よりも疎水性が高く、細菌培養用のペトリディッシュに近いものになっています。その四隅にある短い脚により顕微鏡レンズに傷がつくことを防いでいます。


- ◆ 透明度の高い100%ヴァージンポリスチレン製
- ◆ 接着細胞用は真空プラズマ処理されています。
- ◆ ロット番号によるトレサビリティ
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：P.S



ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
ペーパーとプラスチック包装を容易にはがせる事ができ、商品を取り出せます。




優れた底面の均一性




蒸発を抑制するために特別に設計されたフタ




単位：mm



96ウェル (平底)



96ウェル (U底)



96ウェル (V底)

セルカルチャープレート ピールオフ包装 個別包装


●接着細胞用

カタログ No.	ウェル数	推奨容量 (ml)	培養面積 (mm ²)	ウェル内寸 (mm)	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-70100A	96	0.1-0.2	32	Φ6.8×10.8	平底	100枚 (1枚個装×100パック)	¥23,100 →	¥16,170 @¥161.7
WNBM-70110A	96	0.1-0.2	66	Φ6.9×10.5	U底	100枚 (1枚個装×100パック)	¥27,300 →	¥19,110 @¥191.1
WNBM-70120A	96	0.1-0.2	41	Φ6.9×10.5	V底	100枚 (1枚個装×100パック)	¥27,300 →	¥19,110 @¥191.1
WNBM-74800A	48	0.19-0.285	88	Φ11.3×17.3	平底	50枚 (1枚個装×50パック)	¥13,900 →	¥9,730 @¥194.6
WNBM-70200A	24	0.38-0.57	190	Φ16.3×17.5	平底	50枚 (1枚個装×50パック)	¥13,500 →	¥9,450 @¥189
WNBM-71200A	12	0.76-1.14	360	Φ22×17	平底	50枚 (1枚個装×50パック)	¥13,600 →	¥9,520 @¥190.4
WNBM-70300A	6	1.9-2.9	950	Φ35.5×17.5	平底	50枚 (1枚個装×50パック)	¥11,400 →	¥7,980 @¥159.6

大箱包装：各包装×4

プレート

細胞培養プレート 96ウェル クリアボトム 平底 接着細胞用



ウェルの底面は透明度の高いP.S.材質でできており、厚みが均一で光の透過性が高く、歪みがありません。
ウェル間のクロストークを避けるためにウェルの壁は光を吸収する材質で作られています。
ブラックプレートは蛍光検出に、ホワイトプレートは発光検出に最適です。

●接着細胞用

カタログ No.		色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-70170A	クリアボトム 平底	ホワイト	電子滅菌 30枚 (1枚個装×30パック)	¥15,700 →	¥10,990 @¥366.3
WNBM-70140A	クリアボトム 平底	ブラック	電子滅菌 30枚 (1枚個装×30パック)	¥15,700 →	¥10,990 @¥366.3

大箱包装：30枚×4


ディッシュ

スクウェアディッシュ



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可



角格子ディッシュは、複数の正方形のマス目を持つ細胞培養および観察用のディッシュです。
これらのマス目は、異なる実験や観察のために異なる細胞培養物を分離するために使用することができます。

- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ 電子滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：P.S
- ◆ Non-treated

カタログ No.	サイズ(mm)	高さ(mm)	容量(mL)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-75390A	100×100×15	17.25	45	電子滅菌 500枚 (20枚×25パック)	¥27,200 →	¥19,040 @¥38.1

大箱包装：500枚×4

セルカルチャー

15mL / 50mL 遠心管



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可



自立型

生化学および他の生物学的分野で遠心分離によって細胞を収集し、生体高分子を分離する等一般的な用途に使用することができます。また、感光性サンプルや特殊な化学発光試薬の保存にも使用されます。

- ◆ 目盛、書き込みエリア付
- ◆ 遠心耐性：最大12,000g
- ◆ リークプルーフフラットキャップ
- ◆ 片手の操作が可能なキャップ
- ◆ 温度耐性： P.P (ポリプロピレン)：-80℃～121℃
P.E (ポリエチレン)：-40℃～70℃
- ◆ タイプ：プレミアム
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：P.P (キャップは、HDPE)

プレミアムレベル

- ◆ 生物学的解析に最適
- ◆ 高強度、無毒性原材料
- ◆ 原材料はUSP CLASS VI準拠

カタログ No.	寸法 (mm)	容量 (mL)	形状	色	パッケージ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-60100B	Φ17×118	15	コニカル	クリア	バルク	電子滅菌 500本 (50本×10パック)	¥15,600 →	¥10,920 @¥21.8
WNBM-60200B	Φ27×114	50	コニカル	クリア	バルク	電子滅菌 500本 (25本×20パック)	¥21,300 →	¥14,910 @¥29.8
WNBM-60120A	Φ17×118	15	コニカル	茶	ラック入	電子滅菌 500本 (50本×10ラック)	¥23,200 →	¥16,240 @¥32.5
WNBM-60220A	Φ27×114	50	コニカル	茶	ラック入	電子滅菌 500本 (25本×20ラック)	¥31,100 →	¥21,770 @¥43.5

大箱：500本×4

●ラック

カタログ No.	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-61000A	遠心管ラック 15mL×50本	50個 (1個個装×50パック)	¥19,500 →	¥13,650 @¥273
WNBM-61010A	遠心管ラック 50mL×25本	50個 (1個個装×50パック)	¥19,500 →	¥13,650 @¥273

セルカルチャー

50mL ミニバイオリアクター (浮遊細胞用)



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可



細胞培養用に特別に設計されています。強い薬品耐性と機械的強度を備えています。一般的な50mLコニカルチューブ用遠心機で使用可能です。

- ◆ USP CLASS VI適合ポリプロピレン製
- ◆ チューブに書き込みスペースと目盛り付き
- ◆ 高い透明度で観察が容易
- ◆ コンタミネーションを防ぎながらガス交換を可能にする0.22μm疎水性フィルター付バントキャップ
- ◆ 遠心機で使用可能
- ◆ 遠心耐性：12,000×g
- ◆ フィルターの径：3.4mm

- ・ オートクレーブ不可
- ・ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ・ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ・ 材質：P.P (キャップはP.E)

カタログ No.	容量 (mL)	タイプ	寸法 (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-78821A	50	コニカル	φ28×115	電子滅菌 100本 (10本×10パック)	¥16,900 →	¥11,830 @¥118.3

セルカルチャー

プラスチックピペット

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可



プラスチックピペットは、組織培養や細菌培養などの生物学的研究に使用することができます。透明度の高いポリスチレン製で、プラスチック/紙のピールオフバッグに個包装されています。仕様の異なるピペットは、色の違いで区別されます。

- ◆ 透明度の高いヴァージンポリスチレン製
- ◆ 容量の違いをカラーバンドで識別可能
- ◆ マイナス目盛付き
- ◆ コンタミネーションを低減させるポリオレフィンフィルター
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：P.S (フィルターはポリオレフィン)
- ◆ プラスチック/紙のピールオフ個包装

カタログ No.		容量 (mL)	全長 (mm)	マイナス 目盛(mL)	カラー コード		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-32400A	個装	1	Φ5×277	-0.4	●黄	電子滅菌	500本 (1本個装×500パック)	¥11,400 →	¥7,980 @¥16
WNBM-32500A	個装	2	Φ6.2×277	-0.8	●緑	電子滅菌	400本 (1本個装×400パック)	¥10,500 →	¥7,350 @¥18.4
WNBM-32600A	個装	5	Φ8×338	-2	●青	電子滅菌	200本 (1本個装×200パック)	¥6,700 →	¥4,690 @¥23.5
WNBM-32700A	個装	10	Φ9.8×342	-2	●橙	電子滅菌	200本 (1本個装×200パック)	¥7,600 →	¥5,320 @¥26.6
WNBM-32800A	個装	25	Φ15.1×314	-7	●赤	電子滅菌	200本 (1本個装×200パック)	¥13,500 →	¥9,450 @¥47.3
WNBM-32900A	個装	50	Φ17.7×367	-7	●紫	電子滅菌	100本 (1本個装×100パック)	¥11,700 →	¥8,190 @¥81.9
WNBM-32950A	個装	100	Φ24.5×345		●黒	電子滅菌	50本 (1本個装×50パック)	¥11,300 →	¥7,910 @¥158.2

大箱包装：各包装×4 (WNBM-32400A、WNBM-32500A、WNBM-32900Aのみ包装×6)

セルカルチャー

ボトルトップフィルトレーションシステム

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可



ボトルトップフィルトレーションシステムは、大量のサンプル分離と組織培養液やその他の生物学的バッファーの滅菌に便利です。PESまたはPVDFメンブレンフィルターのポリスチレン製の目盛付きフィルタートップ、ABS製ネックとポリスチレン製ボトルがセットになっています。保存用の滅菌ポリエチレンキャップが付属しています。ろ過システムは、高透明ポリスチレン (PS) を原料として製造され、50mL/150mL/250mL/500mL/1000mLの3種類の容量があります。ボトルトップ・ボトルのセット、ボトルトップのみ、ボトルのみの3つのスタイルで提供されています。

- ◆ 高いろ過速度と流量
- ◆ タンパク質低吸着・化学物質低溶出
- ◆ ポアサイズ: 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm
- ◆ ボトル口径 45mmφ
- ◆ 研究用
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 材質：P.S (ネックはABS樹脂、フィルターはPESもしくはPVDF)

注意：パッケージがダメージを受けている場合は使用しないでください。

● ボトルトップフィルトレーションシステム (ボトルトップ&ボトル)：PESメンブレン

カタログ No.	メンブレン 直径 (mm)	容量 (mL)	ポアサイズ (μm)	寸法 (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-34700A 個装	Φ50	50	0.22	Φ86×191	電子線滅菌 12個 (1個個装×12パック)	¥12,900 →	¥9,030 @¥752.5
WNBM-34600A 個装	Φ50	150	0.22	Φ89×150	電子線滅菌 12個 (1個個装×12パック)	¥12,100 →	¥8,470 @¥705.8
WNBM-34200A 個装	Φ50	250	0.22	Φ88×197	電子線滅菌 12個 (1個個装×12パック)	¥14,400 →	¥10,080 @¥840
WNBM-34300A 個装	Φ89	500	0.22	Φ125×246	電子線滅菌 12個 (1個個装×12パック)	¥16,700 →	¥11,690 @¥974.2
WNBM-34400A 個装	Φ89	1000	0.22	Φ125×323	電子線滅菌 12個 (1個個装×12パック)	¥25,800 →	¥18,060 @¥1,505

● ボトルトップフィルトレーションシステム用ボトルトップ：PESメンブレン

カタログ No.	メンブレン 直径 (mm)	容量 (mL)	ポアサイズ (μm)	寸法 (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-34701A 個装	Φ50	50	0.22	Φ86×92	電子線滅菌 24個 (1個個装×24パック)	¥21,400 →	¥14,980 @¥624.2
WNBM-34601A 個装	Φ50	150	0.22	Φ86×92	電子線滅菌 24個 (1個個装×24パック)	¥19,600 →	¥13,720 @¥571.7
WNBM-34201A 個装	Φ50	250	0.22	Φ86×114	電子線滅菌 24個 (1個個装×24パック)	¥20,200 →	¥14,140 @¥589.2
WNBM-34301A 個装	Φ89	500	0.22	Φ125×123	電子線滅菌 24個 (1個個装×24パック)	¥24,800 →	¥17,360 @¥723.3
WNBM-34401A 個装	Φ89	1000	0.22	Φ125×123	電子線滅菌 24個 (1個個装×24パック)	¥36,500 →	¥25,550 @¥1,064.6

● ボトルトップフィルトレーションシステム用ボトル (キャップ付き)

カタログ No.	容量 (mL)	材質	寸法 (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-34602A 個装	150	PS	Φ89×79	電子線滅菌 24個 (1個個装×24パック)	¥10,700 →	¥7,490 @¥312.1
WNBM-34202A 個装	250	PS	Φ88×105	電子線滅菌 24個 (1個個装×24パック)	¥11,800 →	¥8,260 @¥344.2
WNBM-34302A 個装	500	PS	Φ96×145	電子線滅菌 24個 (1個個装×24パック)	¥13,200 →	¥9,240 @¥385
WNBM-34402A 個装	1000	PS	Φ122×178	電子線滅菌 12個 (1個個装×12パック)	¥10,900 →	¥7,630 @¥635.8

大箱包装：各包装×4

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

FACS チューブ

フローチューブ & ストレーナーキャップ



フローチューブ（キャップなし）／FACSチューブ

5mL (12x75mm) 培養チューブおよびFACSチューブです。

Strainer Capシリーズ (Cat# T9009/T9009-20/T9009-70/T9009-100) のチューブです。

【特徴】

- ◆ 電子滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- ◆ オートクレーブ不可

ストレーナーキャップ フローチューブ／FACSチューブ用

5mL (12x75mm) 培養チューブおよびFACSチューブで使用する為の4種のポアサイズの異なるCell Strainerを提供します。

12x75mm 培養チューブ、FACSチューブとの互換性が確認されている為、FACS用サンプルの事前選別や前処理に有用です。

通常、FACS用には35μmのメッシュが使用されますが、20μmの様なより細かいポアサイズもシリーズ化されており、高速フロー用の大きなポアサイズ (70μm、100μm) の製品もございます。

【特徴】

- ◆ ポアサイズは20μm、35μm、70μm、100μmの4種
- ◆ ポアサイズによるカラーリング
- ◆ T9014は、250本／トレイで整列包装されています。
T9020は、800本入りパックが5パック、バラで梱包されています。
- ◆ 電子滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- ◆ オートクレーブ不可

カタログ No.	容量	サイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
フローチューブ（キャップなし）／FACSチューブ					
T9014	電子滅菌	5mL	12x75mm	1000本 (250本×4トレイ)	¥35,700 → ¥24,990 @¥25.0
T9020	未滅菌	5mL	12x75mm	4000本 (800本×5パック)	¥77,900 → ¥54,530 @¥13.6

カタログ No.	ポアサイズ	カラー	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
ストレーナーキャップ					
T9009-20	電子滅菌	20μm	赤	500個 (25個×20パック)	¥55,700 → ¥38,990 @¥78.0
T9009	電子滅菌	35μm	緑	500個 (25個×20パック)	¥55,700 → ¥38,990 @¥78.0
T9009-70	電子滅菌	70μm	白	500個 (25個×20パック)	¥55,700 → ¥38,990 @¥78.0
T9009-100	電子滅菌	100μm	黄	500個 (25個×20パック)	¥55,700 → ¥38,990 @¥78.0

セルストレーナー

セルストレーナー & セルストレーナーアダプター




Opening for SureStrain Strainers

Stepdown for 15mL & 17x100mm tubes

Stepdown for 5mL, 12x75mm & FACS tubes

Final flow-through opening



SureStrain™ Premium Cell Strainers

SureStrain™ Premium Cell Strainersシステムはフローサイトメトリーの前準備として細胞をクラスター、組織から分離、ろ過する為の高速かつユーザーフレンドリーなソリューションです。

ポリプロピレンフレームは3種類のカラーリングされた異なるポアサイズのナイロンメッシュをサポートします。

本設計による「エアロック」効果を排除する事で優れたパフォーマンスと処理時間を実現します。

エアレーションの改善により、ろ液がナイロンメッシュを通過してチューブに入る際に空気を逃がして、こぼれを防ぎます。

【特徴】

- ◆ 高度な設計により、より早い処理速度を提供します。
- ◆ 6ウェルプレートに対応
- ◆ 連結、積み重ね可能
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen, Cytotoxinフリー
- ◆ 材質：P.P（フレーム）、ナイロン（メンブレン）

カタログ No.			ポアサイズ	カラー	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
セルストレーナー							
C4040	滅菌 個装	セルストレーナー アダプター1個付き	40 μm	青	50個 (1個個装×50パック)	¥35,300 →	¥24,710 @¥494.2
C4070	滅菌 個装	セルストレーナー アダプター1個付き	70 μm	白	50個 (1個個装×50パック)	¥35,300 →	¥24,710 @¥494.2
C4100	滅菌 個装	セルストレーナー アダプター1個付き	100 μm	黄	50個 (1個個装×50パック)	¥35,300 →	¥24,710 @¥494.2
アダプター							
C4015	滅菌 個装	15mL, 17×100mm, 12×75mm, 5mL コニカルチューブ用アダプター			25個 (1個個装×25パック)	¥14,400 →	¥10,080 @¥403.2



動画はこちら



<https://www.youtube.com/watch?v=EhuEazBVxQA>



ボトルトップディスペンサー

ボトルトップディスペンサー DA シリーズ




様々な規格のボトルに対応可能なボトルトップディスペンサー

- ◆ デジタル表示で簡単設定 ◆ 高い薬品耐性と温度耐性
- ◆ オートクレーブ可能
- ◆ アダプターの使用で様々な規格のボトルに対応
対応規格：GL25/GL28/GL32/GL38/S40/GL45（GL45のみアダプター不要）
- ◆ 内蔵バルブ、付属のキャップにより液漏れを防止



付属のアダプターにより様々な規格のボトルで使用可能



内蔵バルブ、付属のキャップにより液漏れを防止



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
JOL21020	DA-2ML ボトルトップディスペンサー 0.4-2mL	1式	¥52,400 →	¥41,920
JOL21021	DA-5 ML ボトルトップディスペンサー 1-5mL	1式	¥52,400 →	¥41,920
JOL21022	DA-10ML ボトルトップディスペンサー 2-10mL	1式	¥52,400 →	¥41,920
JOL21023	DA-30ML ボトルトップディスペンサー 5-30mL	1式	¥58,400 →	¥46,720
JOL21024	DA-60ML ボトルトップディスペンサー 10-60mL	1式	¥58,400 →	¥46,720

■ 構成：本体、チューブ、ボトル、アダプター（5種）、キャップ、マニュアル、保証書

モデル	分注量範囲	刻み	分注量	系統誤差		確率誤差	
				± %	± μ L	± %	± μ L
DA-2ML	0.4-2mL	0.05mL	0.4mL	5	10	1	2
			1mL	1	10	0.2	2
			2mL	0.5	10	0.1	2
DA-5ML	1-5mL	0.1mL	1mL	5	25	1	5
			2.5mL	1	25	0.2	5
			5mL	0.5	25	0.1	5
DA-10ML	2-10mL	0.25mL	2mL	5	50	1	10
			5mL	1	50	0.2	10
			10mL	0.5	50	0.1	10
DA-30ML	5-30mL	0.5mL	5mL	5	125	1	25
			15mL	1	125	0.2	25
			30mL	0.5	125	0.1	25
DA-60ML	10-60mL	1mL	10mL	5	250	1	50
			30mL	1	250	0.2	50
			60mL	0.5	250	0.1	50



こんな商品もあります！

Labopita ラボ用高性能被覆フィルム

ラボピタ。

株式会社アグリス
aglis

ラボピタ®は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くお使いください。

- ◆ ハサミを使わずに手で簡単にカットできますが、ミシン目入りタイプなら更にカットが容易です。
- ◆ 雛形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにお使いいただけます。
- ◆ シャーレの隙間を密閉するのに便利
- ◆ 試験管などの径の小さい場合はW20mmタイプ、ピーカーなどの径の大きい場合はW50mmタイプをお勧めします。
- ◆ フィルムは約6倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィット！
- ◆ 保管：10℃～50℃

注意：・伸ばし過ぎると切れてしまいます。少しずつ力を加えて引っ張ってください。
・自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。



カタログNo.	商品名・規格	テープ幅	ミシン目	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
21-513	W20mm×30m	20mm	なし	未滅菌 5巻(5巻×1パック)	¥3,600 →	¥2,880 @¥576
21-514	W20mm×30m P100	20mm	あり(間隔：100mm)	未滅菌 5巻(5巻×1パック)	¥3,600 →	¥2,880 @¥576
21-515	W50mm×30m	50mm	なし	未滅菌 2巻(2巻×1パック)	¥3,200 →	¥2,560 @¥1,280
21-516	W50mm×30m P50	50mm	あり(間隔：50mm)	未滅菌 2巻(2巻×1パック)	¥3,200 →	¥2,560 @¥1,280

大箱包装：なし



こんな商品もあります！

G-Medic™ Pouch

IMP
ハイランドIMP株式会社

新型コロナウイルス検査のためのサンプルが入ったチューブの移送に使えます！

バッグの底にマチがあるので検体を自立した状態で輸送できます。3次容器（外装容器）をコンパクトに。

- ◆ 国連（UN）規格（UN3373 P650）の耐圧基準をクリア
UN規格3重包装の2次容器として使用できます。
- ◆ 国際航空運送協会（IATA）の包装基準（PI650）に適合する耐漏洩性
航空輸送にも対応

収納本数	15mL遠心管×3本、50mL遠心管×1本、 Φ45×60mmコンテナ×1本
パウチ外寸（W×L）	120×250mm
有効内寸（W×L）	100×139mm（参考値）

使用上の注意

- ・検体はUN規格（UN3373 P650）に定める3重包装を行い輸送してください。
- ・本容器は2次容器として吸水シートおよび外装容器を合わせてご使用ください。
- ・2次容器は密閉性を有しているためドライアイス等温度変化等の影響によって容器を破裂させる恐れのある物質を2次容器内に入れないでください。

大幅値引き



カタログNo.	製品名	包装単位	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
ST-50	G-Medic™ Pouch	10枚(10枚×1パック)	¥4,900 →	¥3,920 @¥392

注意：必ず下記吸水パックをご使用ください。



こんな商品もあります！

バリアパウチ用輸送箱 バリアボックス 1000

IMP
ハイランドIMP株式会社

- ◆ IATA包装基準650（PI650）適合
- ◆ バリアパウチを中に入れることでカテゴリー B感染性物質（UN3373）の3次容器として使用可能
- ◆ 保冷性能を有し、カテゴリー A感染性物質（UN2814/UN2900）の保冷用オーバーパックとして使用可能*
*BRB-1000、国連規格の3重包装容器に収納後オーバーパックとして使用してください。
- ◆ 外寸（W×D×H）：345×310×310mm
- ◆ 有効内寸（W×D×H）：255×220×180mm

構成：

- ・バリアボックス x 1
- ・断熱材 x 1
- ・パウチ保護用内箱 x 1
- ・吸水紙 x 1
- ・ラベル4種類（感染性検体表示、セキュリティラベル、オーバーパック、ドライアイス）



カタログNo.	製品名	包装単位	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BRB-1000	バリアボックス1000	1式	¥15,300 →	¥12,240

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ラック **コレクションプレート 80穴 1.5ml・2.0ml チューブ用** BMBio ST (Standard & Stable)

- ◆ サンプルチューブ1.5ml・2.0ml×80
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ サイズ: 28×227×67mm (H×W×D)
- ◆ ウェル直径: 11.2mmφ
- ◆ 温度耐性: -80℃～121℃
- ◆ 材質: P.P



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
801-02W	○白	1ラック	¥1,000 →	¥700
801-02B	●青	1ラック	¥1,000 →	¥700
801-02R	●赤	1ラック	¥1,000 →	¥700
801-02Y	●黄	1ラック	¥1,000 →	¥700
801-02O	●橙	1ラック	¥1,000 →	¥700
801-02L	●紫	1ラック	¥1,000 →	¥700

こんな商品もあります！ **オートクレーブバッグ** n nerbeplus

- ◆ ビニール袋タイプ (材質: CPP) のオートクレーブバッグです。
- ◆ 1枚ずつ容易に取り出すことができます (09-302-0020)。
- ◆ 小型のバッグのため、生物学的に危険な試料を容易に廃棄することができます。
- ◆ 丈夫な材質のため、傷つきにくく破れにくいです。

カタログ No. **09-302-0020** 未減価 20cm×30cm 希望販売価格 ¥4,100 → キャンペーン中の参考価格 **¥2,870 @¥28.7**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: 100枚×10

カタログ No. **09-332-0000** 未減価 40cm×50cm 希望販売価格 ¥38,600 → キャンペーン中の参考価格 **¥27,020 @¥108.1**

包装: 250枚 (250枚×1パック) 大箱包装: 250枚×4

カタログ No. **09-342-0000** 未減価 50cm×80cm 希望販売価格 ¥52,800 → キャンペーン中の参考価格 **¥36,960 @¥147.8**

包装: 250枚 (250枚×1パック) 大箱包装: 250枚×4



※プリントは入っておりません。

こんな商品もあります！ **バイオハザードバッグ** BMBio ST (Standard & Stable)

Benchtop Biohazard Bag

- ◆ チップやマイクロチューブなどを廃棄する際に適しています。
- ◆ バッグをホルダーにかけることができます。
- ◆ 小型タイプなので場所を取りません。
- ◆ 標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷されています。
- ◆ オートクレーブ処理可能

● バイオハザードバッグ

カタログ No. **B-1005-4** 未減価 216×280mm 希望販売価格 ¥10,300 → キャンペーン中の参考価格 **¥7,210 @¥72.1**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: 100枚×4

● バッグホルダー

B-1005-6 未減価 希望販売価格 ¥14,600 → キャンペーン中の参考価格 **¥10,220**

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: 1個×4





こんな商品もあります！

オートクレープバッグ & バイオハザードバッグ



MTCBio社 オートクレープバッグは、ポリエチレンよりも突き刺し耐性が高いだけでなく、最大134℃ の温度でのオートクレープ滅菌にも耐えるヘビーゲージのポリプロピレン素材で製造されています。

- ◆ 封じ込め能力は、標準的なオートクレープ温度（121℃）ではまったく影響を受けません。
- ◆ 各バッグには特大の白いマーキングスペースが付いており、あらゆる種類の油性マーカーの使用に適しています。
- ◆ 非常に柔軟性があり中の廃棄物が漏れ難く、かつ突き刺し耐性に優れた設計のバッグです。また、シームレスな底部が、優れた強度を実現しています。
- ◆ 別売のワイヤースタンド（A9004WR）との使用も可能です（オートクレープバッグ A9004R のみ）。



カタログNo.	色	サイズ (cm)	厚さ (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
A9000C	オートクレープバッグ ■ クリア	31×66	2.25	200枚 (200枚×1パック)	¥29,800 →	¥20,860 @¥104.3
A9000R	オートクレープバッグ ■ 赤	31×66	2.25	200枚 (200枚×1パック)	¥29,800 →	¥20,860 @¥104.3
A9002C	オートクレープバッグ ■ クリア	61×81.3	2.25	200枚 (200枚×1パック)	¥59,800 →	¥41,860 @¥209.3
A9002R	オートクレープバッグ ■ 赤	61×81.3	2.25	200枚 (200枚×1パック)	¥59,800 →	¥41,860 @¥209.3
A9004R	オートクレープバッグ ■ 赤	21.6×28	2.25	100枚 (100枚×1パック)	¥9,400 →	¥6,580 @¥65.8
A9004WR	オートクレープバッグ用ワイヤースタンド A9004R用			1個 (1個×1パック)	¥7,400 →	¥5,180 —



こんな商品もあります！

BowTie™ バイオハザードバッグ シリーズ



BowTie™ バイオハザード バッグ独自の巾着ループ形状は、廃棄物を簡単に締めることができ、ハンドルを使用してゴミ箱からバッグを簡単に取り出すことができます。また、滅菌中の通気を可能にし、高温のオートクレーブからバッグを簡単かつ安全に取り出せます。
BowTie™ バッグの厚さ 2.25mmのHDPE（高密度ポリエチレン）は、121℃ サイクルでのオートクレーブ滅菌に適しています。

- ◆ 大きなバイオハザードマークや温度制限警告など、多数の識別マーカが印刷済み
- ◆ 幅広いマーキングスペース付き
- ◆ オートクレーブ処理後に色が変わる滅菌パッチも装備
- ◆ BowTie™ バッグは、バイオハザード容器に完璧にフィットします。※ A8001R と A8000B、A8003R と A8002B の組み合わせ
- ◆ 容器の蓋はハンドフリーでペダルを踏むだけで廃棄可能、よりクリーンでタッチレスです。



カタログNo.	色	容量	サイズ (cm)	材質	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
A8001R	オートクレープバッグ	赤	45L	64×89	HDPE	100枚 (100枚×1パック)	¥44,700 → ¥31,290 @¥312.9
A8003R	オートクレープバッグ	赤	113L	84×104	HDPE	100枚 (100枚×1パック)	¥67,600 → ¥47,320 @¥473.2
A8000B	バイオハザード容器	赤	30L	25×35×48	PP	1個 (1個×1パック)	¥23,600 → ¥16,520 —
A8002B	バイオハザード容器	赤	100L	48×48×84	PP	1個 (1個×1パック)	¥56,800 → ¥39,760 —



こんな商品もあります！

BowTie™ ベンチトップバイオハザードボックス



BenchBin™ は、クリーンベンチ等の作業スペースの個人用廃棄物コンテナです。
オートクレープバッグと併用して、その後の処理のために生物学的廃棄物を入れることも、非危険物質の廃棄物容器として BenchBin™ を使用することもできます。

- ◆ 赤いカバーは簡単に取り外す事が可能です。
- ◆ ピペット チップ、微量遠心管、手袋の廃棄に最適
- ◆ 押して開閉する蓋を装備
- ◆ クリーンベンチをきれいに保ちます。
- ◆ A8401B には A9004R (P.156 参照) が適合します。



カタログNo.	容量	サイズ (cm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
A8401B	BenchBinベンチトップバイオハザードボックス	1.5L	17.8×12.7×17.8	1個 (1個×1パック)	¥12,000 → ¥8,400

チューブ用クライオラベル

PolarSafeチューブ用クライオラベル

Argos

- ◆ -196℃使用可能
- ◆ インキュベーター使用可能
- ◆ ポリエステル製
- ◆ チューブサイドの丸みのある曲面にもスムーズフィット
- ◆ 剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質です
- ◆ プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムーズフィット

使用目的

9.5mm

0.5ml・1.5ml
サンプリングチューブ用

13mm

0.5ml・1.5ml・2.0ml
サンプリングチューブ用

20×6mm

0.2ml
PCRチューブ用

25×13mm

0.5ml
サンプリングチューブ用

33×13mm

1.5ml・2.0ml
サンプリングチューブ用

67×25mm

各種ラック・ボックス用

スポットラベルシリーズ (ストリップラベルタイプ)

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1274	未減価 ○白	9.5mmφ	1,000枚 (1ロール)	¥18,300 →	¥12,810 @¥12.8
BMA-L1275	未減価 ○白	9.5mmφ	5,000枚 (1ロール)	¥80,800 →	¥56,560 @¥11.3
BMA-L1292	未減価 白以外の5色	9.5mmφ	5,000枚 (1ロール)	¥86,900 →	¥60,830 @¥12.2
BMA-L1293	未減価 ●青	9.5mmφ	1,000枚 (1ロール)	¥18,300 →	¥12,810 @¥12.8
BMA-L1294	未減価 ●赤	9.5mmφ	1,000枚 (1ロール)	¥18,300 →	¥12,810 @¥12.8
BMA-L1296	未減価 ●黄	9.5mmφ	1,000枚 (1ロール)	¥18,300 →	¥12,810 @¥12.8
BMA-L1182	未減価 ○白	13mmφ	1,000枚 (1ロール)	¥20,800 →	¥14,560 @¥14.6

大箱包装：各包装×4

スポットラベルシリーズ (レーザープリンタータイプ)

・ラベルテンプレートを当社 WEB サイトよりダウンロードできます。

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1181	未減価 ○白	9.5mmφ	3,840枚 (192枚×20シート)	¥60,300 →	¥42,210 @¥11

大箱包装：3,840枚×4

サイドラベルシリーズ (ストリップラベルタイプ)

カタログNo.	色	枚サイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1273	未減価 ○白	20×6mm	1,000枚 (1ロール)	¥18,300 →	¥12,810 @¥12.8
BMA-L1271	未減価 ○白	33×13mm	1,000枚 (1ロール)	¥21,400 →	¥14,980 @¥15
BMA-L1286	未減価 ●青	33×13mm	1,000枚 (1ロール)	¥21,000 →	¥14,700 @¥14.7
BMA-L1287	未減価 ●赤	33×13mm	1,000枚 (1ロール)	¥21,000 →	¥14,700 @¥14.7
BMA-L1290	未減価 ●紫	33×13mm	1,000枚 (1ロール)	¥21,000 →	¥14,700 @¥14.7

大箱包装：1,000枚×4

サイドラベルシリーズ (レーザープリンタータイプ)

・ラベルテンプレートを当社 WEB サイトよりダウンロードできます。


カタログNo.	色	枚サイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1281	未減価 ○白	25×13mm	2,380枚 (119枚×20シート)	¥35,100 →	¥24,570 @¥10.3
BMA-L1280	未減価 白以外の5色	33×13mm	2,125枚 (85枚×25シート)	¥45,200 →	¥31,640 @¥14.9

大箱包装：各包装×4

レーザープリンタータイプの
ラベルテンプレートは
右記よりダウンロードできます。



<https://firestorage.jp/link/j7e4kewoukw15rzw4jcsr74r>



▲ BMA-L1000

クライオチューブ

クライオチューブ(アウターキャップ)



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ サンプルの凍結保存に最適です。
- ◆ シリコンリングを使用しない気密設計です。
- ◆ 全てガンマ線滅菌済です。
- ◆ 温度耐性：-196℃～121℃

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。

1. クライオチューブ専用作業ラックで楽に作業ができます。
2. 容易にピペティング出来る構造をしています。
3. 4.5mlにも対応している、保存ラックがあります。
4. 専用ラックは片手でフタを開閉できる構造になっています。
5. 全てジッパーバックなので、清潔に保管できます。
6. トリプルバック包装



● クライオチューブ

カタログNo.	形状	最大目盛	直径×長さ (キャップなし)	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
89012	自立型 丸底	0.9ml	φ12×37 (33.8) mm	800本 (100本×8パック)	—	¥82,100 →	¥57,470 @¥71.8
89020	自立型 丸底	1.5ml	φ12×48 (45.5) mm	800本 (100本×8パック)	—	¥84,900 →	¥59,430 @¥74.3
89040	自立型 丸底	3.5ml	φ12×75 (72.5) mm	400本 (100本×4パック)	—	¥47,400 →	¥33,180 @¥83.0
89050	自立型 丸底	4.5ml	φ12×90 (86.5) mm	400本 (100本×4パック)	—	¥48,800 →	¥34,160 @¥85.4

● ラック・カラーコード

カタログNo.	仕様	寸法	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99020	カラーコード (青, 黄, 緑, 紫, 赤, 白)	φ11×1mm	600個 (600個×1パック)	600個×13	¥11,700 →	¥8,190 @¥13.7
99014	ラック 81本立 (3.5ml, 4.5ml用)	133×133×95mm	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×10	¥4,700 →	¥3,290
99015	ラック 81本立 (0.9ml, 1.5ml用)	133×133×45mm	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×20	¥4,200 →	¥2,940
99016	ラック 40本立 (4×10)	100×200×25mm	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×12	¥4,200 →	¥2,940

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機
器

ピ
ペ
ット

リ
ザ
ー
バー

チ
ュー
ブ

チ
ュー
ブ
&
フ
レ
ート

グ
ロー
ブ

細
胞
培
養

こ
んな
商
品
も
あ
り
ま
す

C
R
Y
O

クライオチューブ

クライオチューブ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



キャップタイプ	アウターキャップ					インナーキャップ			
容量 (mL)	1.0	1.5	2.0	4.0	5.0	1.5	1.8	4.0	5.0
全高 (mm)	46	40.7	45.5	76.3	93.3	40.7	45.5	76.3	93.3
蓋の高さ (mm)	5.3	10				8.3			
外径 (mm)	8.85	12.85				12.10			
温度耐性	-196 ~ 121° C					-196 ~ 121° C			

備考:

1. アウターキャップはねじ山が直接外部に露出しないため、二次汚染の可能性を最小限に抑えることができます。
2. インナーキャップはクライオチューブ本体と同径で、集中保管用途に適しています。
3. アウターキャップの最大容積は、インナーキャップよりも公称容積に近くなります。内容積は通常、液体凍結中に増加するため、アウターキャップおよびインナーキャップの両方の極低温チューブの推奨使用量は、最大容積の80%です。
4. いずれの保管方法も、極低温貯蔵の安全性を確保することを目的としており、ユーザーの実際のニーズに応じて自由に選択することができます。

● クライオチューブ (2Dバーコードなし) バルクパック

カタログ No.	容量 (mL)	キャップタイプ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-61890A	1.0	アウターキャップ	960本 (96本×10パック)	¥26,500 →	¥18,550 @¥37.1
WNBM-60690A	1.5	アウターキャップ	500本 (50本×10パック)	¥15,400 →	¥10,780 @¥21.6
WNBM-60740A	2.0	アウターキャップ	500本 (50本×10パック)	¥17,700 →	¥12,390 @¥24.8
WNBM-60840A	4.0	アウターキャップ	250本 (50本×5パック)	¥8,100 →	¥5,670 @¥22.7
WNBM-60940A	5.0	アウターキャップ	250本 (50本×5パック)	¥12,500 →	¥8,750 @¥35.0
WNBM-60680A	1.5	インナーキャップ	500本 (50本×10パック)	¥18,900 →	¥13,230 @¥26.5
WNBM-60730A	1.8	インナーキャップ	500本 (50本×10パック)	¥19,100 →	¥13,370 @¥26.7
WNBM-60830A	4.0	インナーキャップ	250本 (50本×5パック)	¥9,700 →	¥6,790 @¥27.2
WNBM-60930A	5.0	インナーキャップ	250本 (50本×5パック)	¥13,600 →	¥9,520 @¥38.1

大箱包装：各包装×4

● クライオチューブ ラック入り (2Dバーコードなし)

カタログ No.	容量 (mL)	キャップタイプ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNBM-60690B	1.5	アウターキャップ	1400本 (100本×14ラック)	¥56,600 →	¥39,620 @¥28.3
WNBM-60740B	2.0	アウターキャップ	1200本 (100本×12ラック)	¥54,400 →	¥38,080 @¥31.7
WNBM-60840B	4.0	アウターキャップ	800本 (100本×8ラック)	¥33,600 →	¥23,520 @¥29.4
WNBM-60940B	5.0	アウターキャップ	600本 (100本×6ラック)	¥35,700 →	¥24,990 @¥41.7
WNBM-60680B	1.5	インナーキャップ	1400本 (100本×14ラック)	¥66,900 →	¥46,830 @¥33.5
WNBM-60730B	1.8	インナーキャップ	1200本 (100本×12ラック)	¥57,900 →	¥40,530 @¥33.8
WNBM-60830B	4.0	インナーキャップ	800本 (100本×8ラック)	¥39,000 →	¥27,300 @¥34.1
WNBM-60930B	5.0	インナーキャップ	600本 (100本×6ラック)	¥38,000 →	¥26,600 @¥44.3

大箱包装：各包装×4



紙ラック

フリーザーボックス

Argos

オートクレープ不可

材質：耐冷紙

温度耐性：-196℃～室温

● 25穴 1.5ml・2.0mlチューブ用

カタログ No.

BMFB-S25

未滅菌

希望販売価格
¥18,000


キャンペーン中の参考価格

→ ¥12,600 @¥630

包装：20セット (20セット×1パック) 大箱包装：20セット×4

◆ サイズ (W×D×H)：75×75×50mm

◆ 穴径：11.5mm



● 81穴 1.5ml・2.0mlチューブ用

カタログ No.

BMFB-S81

未滅菌

希望販売価格
¥18,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥12,600 @¥630

包装：20セット (20セット×1パック) 大箱包装：20セット×4

◆ サイズ (W×D×H)：132×132×50mm

◆ 穴径：12.7mm

◆ 底部にナンバリング有



● 196穴

カタログ No.

BMFB-S196

未滅菌

希望販売価格
¥43,300

キャンペーン中の参考価格


→ ¥30,310 @¥1,515.5

包装：20セット (20セット×1パック) 大箱包装：20セット×4

温度耐性：-196℃～室温

◆ 0.2ml PCRチューブが196本立てられます。

◆ 8連・12連の0.2ml PCRチューブにも対応しています。



細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision


CoolCell® alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃ / 1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。

Why Alcohol-Free?

- ◆ 安定した冷却速度-1℃ / 1分
- ◆ 高い細胞生存率
- ◆ メンテナンス不要で廃棄物もない。
- ◆ 取り扱いが簡単


CoolCell® アルコールコンテナ

メンテナンス	不要	5回に一度アルコール交換
予冷	不要	要
再現性	高い	アルコールの劣化による冷却能のバラツキあり
再使用	5分後	1時間以上
庫内への影響	小	大



CoolCell® LX

-80℃のフリーザーに入れば、あとは細胞凍結に理想的な、-1℃ / 1分の冷却速度で細胞を凍結します。気密性の高いコンテナと特殊合金のコアリングにより、中のチューブを均等に冷却します。



CoolCell® FTS30

CoolCell® FTS30は特殊な金属合金とマイクロ対流を利用して、フリーザー内の-80℃の空気を下部ベントから引き入れて、均一に各チューブに分散させます。上部ベントからは熱を放出し、細胞凍結に理想的な冷却速度で30本のチューブ同時に凍結が可能です。凍結後は、チューブモジュールごとすべてのチューブ一度に取り出せます。

CoolCell® LX

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×12本

従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- コンテナサイズ：Φ11.7×9.9 cm
- ウェルサイズ：12.7mm

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-405	パープル	1個 (1個×1パック)	¥32,800	→ ¥24,600
BCS-405G	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥32,800	→ ¥24,600
BCS-405O	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥32,800	→ ¥24,600
BCS-405PK	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥32,800	→ ¥24,600



BCS-405

CoolCell® 5mL LX

3.5ml ~ 5.0mlクライオチューブ×12本

従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- コンテナサイズ：Φ9.5×14.5 cm
- ウェルサイズ：15.2mm

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-406	パープル	1個 (1個×1パック)	¥43,200	→ ¥32,400



BCS-406

CoolCell® FTS30

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本

本体とフタについている気孔ポートを介したエア対流設計により均等にクライオチューブを冷凍します。

- コンテナサイズ：Φ16.5×11.5 cm
- ウェルサイズ：12.3mm

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-170	パープル	1個 (1個×1パック)	¥87,800	→ ¥65,850
BCS-170G	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥87,800	→ ¥65,850
BCS-170O	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥87,800	→ ¥65,850
BCS-170PK	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥87,800	→ ¥65,850



BCS-170

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™ XT and 2XT

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-502	パープル	1式	¥101,800 →	¥76,350
BCS-502G	グリーン	1式	¥101,800 →	¥76,350
BCS-502PK	ピンク	1式	¥101,800 →	¥76,350

サイズ: XT: 内寸 (14×9.9×9.4cm)※ 外寸 (20×16×15cm)

※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 ・XT: 本体+XT Cooling Core×1個



CoolBox™ XT
BCS-502

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-503	パープル	1式	¥156,800 →	¥117,600
BCS-503G	グリーン	1式	¥156,800 →	¥117,600

サイズ: 2XT: 内寸 (21×14.3×13.4cm)※ 外寸 (26.5×20×15cm)

※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 ・2XT: 本体+XT Cooling Core×2個



CoolBox™ 2XT
BCS-503

XT Cooling Core & XT Freezing Core

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-511	XT Cooling Core	1個 (1個×1パック)	¥37,100 →	¥27,830
BCS-512	XT Freezing Core	1個 (1個×1パック)	¥49,400 →	¥37,050




XT Cooling Core
BCS-511





XT Freezing Core
BCS-512

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5 ~ 4℃	XT Cooling Core	10時間	16時間
-20℃ ~ 0℃	XT Freezing Core	5時間	8時間
-78℃	200ml Dry Ice	4時間	5時間

How It Works



CoolBox™ システムは、ベース、クーリングカートリッジ、蓋で構成されています。CoolBox™ XT にはマグネットスパーサーが含まれ、1℃~8℃の温度帯をインジケーターで確認することが出来ます。CoolBox™ は熱伝導モジュールを合わせて使用できるようデザインされています。



CoolBox™ XTシステムは、Cooling Coreを使用した場合、4℃以下を、蓋をあけた状態で、10時間、蓋を閉めた状態で、16時間温度を保つことが出来ます。

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision



BCS-163



BCS-125G



BCS-535



BCS-539



BCS-108



BCS-102



BCS-116

CoolRack® M - microtube modules

カタログNo.	商品名	使用可能チューブ	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-163				グレー	1個 (1個×1パック)	¥12,600 →	¥9,450
BCS-164	CoolRack® M6	1.5ml/2mlチューブ×6本	60×43×38mm	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥12,600 →	¥9,450
BCS-165				オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥12,700 →	¥9,530
BCS-125				グレー	1個 (1個×1パック)	¥30,000 →	¥22,500
BCS-125G	CoolRack® M15	1.5ml/2mlチューブ×15本	102×64×38mm	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥30,000 →	¥22,500
BCS-1250				オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥30,000 →	¥22,500
BCS-535	CoolRack® XT M24*	1.5ml/2mlチューブ×24本	128×85×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥53,500 →	¥40,130
BCS-539	CoolRack® XT 5ml*	5.0ml遠心チューブ×12本	127×86×50mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥60,200 →	¥45,150
BCS-108	CoolRack® M30	1.5ml/2mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,100 →	¥39,080
BCS-102	CoolRack® M90	1.5ml/2mlチューブ×90本	268×112×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥78,000 →	¥58,500
BCS-116	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥103,000 →	¥77,250

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-128



BCS-137

CoolRack® M-PF (conical tubes)

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-128	CoolRack® M30-PF	1.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥60,700 →	¥45,530
BCS-137	CoolRack® M30-PF 500ul	0.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥60,700 →	¥45,530

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision



BCS-126



BCS-534



BCS-138



BCS-105

CoolRack® CF - cryogenic vial & FACS tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ×15本	102×64×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥30,000 →	¥22,500
BCS-534	CoolRack® XT CFT24*	クライオチューブ×24本 グリップ機能付	128×85×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥58,000 →	¥43,500
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ×30本 グリップ機能付	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥60,700 →	¥45,530
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ×45本	173×97×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥55,000 →	¥41,250

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-529



BCS-523



BCS-538

CoolRack® PCR

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-529	CoolRack® XT PCR96*	96ウェルプレート×1枚/ 0.2mlチューブ×96本 (12連・8連・シングル)	127×86×25mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥64,100 →	¥48,080
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR*	PCRチューブ×48本 (8連・シングル) +1.5ml/2mlチューブ×12本	127×86×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥62,600 →	¥46,950
BCS-538	CoolRack® XT PCR384*	384ウェルプレート×1枚	127×86×19mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥70,500 →	¥52,880

※ ANSI/SLAS 適合

機
器

ビ
ヘ
ット

リ
ザ
ー
バー

チ
ップ

チ
ュー
ブ
&
フ
レ
ート

グ
ロー
プ

細
胞
培
養

こ
んな
商
品
も
あ
り
ま
す

C
R
Y
O

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision



BCS-153



BCS-154



BCS-532

CoolRack® Tall Tube Modules - 15ml/50ml Tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml遠心管×9本	89×89×107mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥53,900	→ ¥40,430
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml遠心管×4本	89×89×107mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥53,900	→ ¥40,430
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF*	250ml遠心管×1本	89×89×140mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥81,800	→ ¥61,350

* コニカルチューブ

CoolSink® & ThermalTray™

biocision

BCS-536
平底プレート用

カタログNo.	商品名	使用用途	外寸	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-536	CoolSink® XT 96F	6, 12, 24, 48, 96, 384 ウエルプレート (平底)	128×85×17mm	1個 (1個×1パック)	¥56,800	→ ¥42,600

アクセサリ

biocision



BCS-213MC

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-213MC	CrybCeps™ Cryogenic Vial Grippers; green, purple, pink, orange, blue	5個 (5個×1パック)	¥11,100	→ ¥8,330 @¥1,666

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

TruCool® Ice Buckets and Pans

biocision

- ◆ EVA（エチレン酢酸ビニルコポリマー）製
毒性のない物質のため安心して使用可能
- ◆ さまざまな用途で使用可能
氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能
- ◆ 結露の発生防止
外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易
- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
カラーバリエーションは6色（パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー）

	パープル	ライムグリーン	オレンジ	ピンク	ブルー	グリーン	レッド
Mini 1L Ice Pan (159×159×95mm)							
	BCS-211PL	BCS-211GR	BCS-211OR	BCS-211PK	BCS-211B	BCS-211	—
希望販売価格 ¥13,400 →	¥10,050	¥10,050	¥10,050	¥10,050	¥10,050	¥10,050	—
Midi 4L Ice Pan (311×222×114mm)							
	BCS-113PL	BCS-113GR	BCS-113OR	BCS-113PK	BCS-113B	BCS-113	—
希望販売価格 ¥20,600 →	¥15,450	¥15,450	¥15,450	¥15,450	キャンペーン 対象外	¥15,450	—
Maxi 9L Ice Pan (406×318×114mm)							
	BCS-111PL	BCS-111GR	BCS-111OR	BCS-111PK	BCS-111B	—	—
希望販売価格 ¥27,600 →	¥20,700	¥20,700	キャンペーン 対象外	¥20,700	¥20,700	—	—
Midi 4L Ice Pan with Lid (350×225×114mm)							
	BCS-117PL	BCS-117GR	BCS-117OR	BCS-117PK	BCS-117B	—	—
希望販売価格 ¥23,700 →	¥17,780	¥17,780	キャンペーン 対象外	キャンペーン 対象外	¥17,780	—	—

* 上記、各1個（1個×1パック）になります。

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

TruCool®

biocision

- ◆ ヒンジタイプの蓋
蓋の開閉/チューブの管理が容易・コンタミリスクの軽減
- ◆ さまざまな温度帯で使用可能
防水性・耐久性に優れており、ディープフリーザーや液体窒素内で何度でも使用可能
- ◆ 仕切りがプラスチック製
常に仕切り板が安定しているので、サンプルの管理が容易
- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
ボックスサイズ：81本用



BCS-206MC



BCS-206



BCS-217P

カタログNo.	サイズ	使用可能チューブ&本数	カラー	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-206	133×133×51mm	1.0ml/2.0ml クライオチューブ、 マイクロチューブ×81本	ホホワイト	5個 (5個×1パック)	¥9,200 →	¥6,900 @¥1,380
BCS-206B			ブルー	5個 (5個×1パック)	¥7,400 →	¥5,550 @¥1,110
BCS-206G			グリーン	5個 (5個×1パック)	¥7,400 →	¥5,550 @¥1,110
BCS-206O			オレンジ	5個 (5個×1パック)	¥7,400 →	¥5,550 @¥1,110
BCS-206MC			白以外5色	5個 (5個×1パック)	¥7,500 →	¥5,630 @¥1,126
BCS-207	133×133×51mm	1.0ml/2.0ml クライオチューブ、 マイクロチューブ×81本	ホホワイト	50個 (50個×1パック)	¥59,400 →	¥44,550 @¥891
BCS-207B			ブルー	50個 (50個×1パック)	¥59,200 →	¥44,400 @¥888
BCS-217G	133×133×51mm	1.0ml/2.0ml クライオチューブ×81本 穴付	グリーン	5個 (5個×1パック)	¥7,900 →	¥5,930 @¥1,186
BCS-217P			パープル	5個 (5個×1パック)	¥7,900 →	¥5,930 @¥1,186

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。 *当ページ掲載商品は、大箱包装：なしです。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は2026年9月1日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081