

RESERVOIR

CATALOG 2026



RESERVOIRS

マルチチャンネル対応リザーバー…………… P4 ~ 10


HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格) …… P10 ~ 22



RESERVOIRS

マルチチャンネル対応リザーバー

1レーン：25ml



カタログNo.		包 装	希望販売価格
BM-0851-1	未滅菌	100枚 (5枚×20パック)	¥12,600
BM-0850-1	滅菌	100枚 (5枚×20パック)	¥12,600
BM-0852-1	個装滅菌	50枚 (1枚個装×50パック)	¥9,200

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

・オートクレーブ不可
 ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free




材 質：P.S
 容 量：25ml
 底形状：V底
 色：白
 寸法 (W×D×H)：146×63×24.5mm



底形状

1レーン：25ml



カタログNo.		包 装	希望販売価格
BM8093-11	未滅菌	100枚 (10枚×10パック)	¥18,100
BM8094	個装滅菌	50枚 (1枚個装×50パック)	¥18,100

thermo scientific

・オートクレーブ不可
 ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free




材 質：P.S
 容 量：25ml
 底形状：V底
 色：白
 寸法 (W×D×H)：148×59×25.5mm



底形状

2レーン：25ml



カタログNo.		包 装	希望販売価格
BM8095	未滅菌	100枚 (10枚×10パック)	¥18,100
BM8096-11	個装滅菌	50枚 (1枚個装×50パック)	¥18,100

thermo scientific

・オートクレーブ不可
 ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材 質：P.S
 容 量：25ml (9ml/8ml)
 底形状：V底
 色：白
 寸法 (W×D×H)：148×59×25.5mm



底形状



RESERVOIRS

マルチチャンネル対応リザーバー

3レーン：25ml



カタログNo.		包 装	希望販売価格
BM-0853-3	未滅菌	100枚 (5枚×20パック)	¥13,800
BM-0853-1	滅菌	100枚 (5枚×20パック)	¥13,800
BM-0853-2	個装滅菌	50枚 (1枚個装×50パック)	¥9,600

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

・オートクレーブ不可
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材 質：P.S
容 量：25ml (5ml/5ml/5ml)
底形状：V底
色：白
寸法 (W×D×H)：146×63×24.5mm



底形状

1レーン：36～80ml



カタログNo.		包 装	希望販売価格
BM-0851-2	未滅菌	100枚 (5枚×20パック)	¥12,600
BM-0850-2	滅菌	100枚 (5枚×20パック)	¥12,600
BM-0852-5	個装滅菌	50枚 (1枚個装×50パック)	¥9,200

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

・オートクレーブ不可
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free




材 質：P.S
容 量：50ml
底形状：V底
色：白
寸法 (W×D×H)：146×82.5×29mm



底形状

1レーン：36～80ml



カタログNo.		包 装	希望販売価格
BM-0750-2	個装滅菌	200枚 (1枚個装×200パック)	¥43,800

BMBio
ST (Standard & Stable)

・オートクレーブ不可
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材 質：PET
容 量：50ml/100ml 両面使用可能
底形状：V底
色：透明
寸法 (W×D×H)：140×52×26mm




底形状



RESERVOIRS

マルチチャンネル対応リザーバー

1レーン：36～80ml



カタログNo.

包装

希望販売価格

25-0052

未滅菌

800枚 (100枚×8パック)

¥42,800

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

・オートクレーブ不可

・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材質：PVC

容量：55ml

底形状：V底

色：透明

寸法 (W×D×H)：149×65.2×26.2mm



底形状

1レーン：36～80ml フタ付



カタログNo.

包装

希望販売価格

WNBM-36000B

未滅菌

25枚 (5枚×5パック)

¥4,900

WNBM-36001B

滅菌

25枚 (5枚×5パック)

¥5,400

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材質：P.P


容量：60ml フタ付

底形状：V底

色：ナチュラル

寸法 (W×D×H)：139×55×34mm

1レーン：36～80ml



カタログNo.

包装

希望販売価格

A-01

未滅菌

25枚 (25枚×1パック)

¥10,100

BMBio
ST (Standard & Stable)

・オートクレーブ不可

・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材質：P.P

容量：80ml

底形状：V底

色：ナチュラル


寸法 (W×D×H)：148.2×67.1×29.2mm



RESERVOIRS

マルチチャンネル対応リザーバー

1レーン：36～80ml

BM8075
(リザーバー)

BM8076(専用フタ)

カタログNo.	包 装	希望販売価格
BM8075	未滅菌 10枚 (10枚×1パック)	¥14,940

専用フタ

カタログNo.	包 装	希望販売価格
BM8076	未滅菌 10枚 (10枚×1パック)	¥6,700

thermo scientific

- ・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free




材 質：PET
容 量：75ml フタ別売
底形状：V底
色：ナチュラル
寸法 (W×D×H)：127×47×33mm



底形状

8レーン：36～80ml



カタログNo.	包 装	希望販売価格
A-08	個装滅菌 10枚 (1枚個装×10パック)	¥3,600

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free




材 質：P.E
容 量：40ml (5ml/レーン)
底形状：丸底
色：白
寸法 (W×D×H)：125.5×84.5×12.3mm



底形状

12レーン：36～80ml




カタログNo.	包 装	希望販売価格
BMA-B3134	未滅菌 50枚 (1枚個装×50パック)	¥36,200
BMA-B3135	個装滅菌 20枚 (1枚個装×20パック)	¥27,400

ARGOS

- ・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材 質：P.P
容 量：36ml (3ml/レーン)
底形状：V底
色：ナチュラル
寸法 (W×D×H)：148×62.4×36.1mm



底形状



マルチチャンネル対応リザーバー

12レーン：36～80ml



カタログNo.

包 装

希望販売価格

A-12

個装
滅菌

10枚 (1枚個装×10パック)

¥3,600

BMBio
ST (Standard & Stable)・オートクレーブ不可
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質：P.E
容 量：48ml (4ml/レーン)
底形状：丸底
色：白
寸法 (W×D×H)：125.5×84.5×12.3mm

12レーン：36～80ml フタ付



※透明な番号印字付

カタログNo.

包 装

希望販売価格

B-0817-2

未
滅菌

50枚 (50枚×1パック)

¥163,000

B-0817-1

個装
滅菌

20枚 (1枚個装×20パック)

¥48,200

B-0819-1

個装
滅菌

8枚 (1枚個装×8パック)

¥29,000

BMBio
ST (Standard & Stable)・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質：P.P
容 量：60ml (5ml/レーン) フタ付
底形状：丸底 (B-0817-1/B-0817-2)、V底 (B-0819-1)
色：ナチュラル
寸法 (W×D×H)：148×62.4×36.1mm

1レーン：100ml



カタログNo.

包 装

希望販売価格

BM-0851-3

未
滅菌

100枚 (5枚×20パック)

¥12,600

BM-0850-3

滅菌

100枚 (5枚×20パック)

¥12,600

BM-0852-3

個装
滅菌

50枚 (1枚個装×50パック)

¥9,200

BMBio
ECO (Economy & Ecology)・オートクレーブ不可
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質：P.S
容 量：100ml
底形状：V底
色：白
寸法 (W×D×H)：146×83×31mm



底形状



RESERVOIRS

マルチチャンネル対応リザーバー

1レーン：100ml



カタログNo.

包 装

希望販売価格

BM-0750-2

個装
滅菌

200枚 (1枚個装×200パック)

¥43,800

BMBio
ST (Standard & Stable)・オートクレーブ不可
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質：PET
容 量：50ml/100ml 両面使用可能
底形状：V底
色：透明
寸法 (W×D×H)：140×52×26mm



1レーン：100ml



カタログNo.

包 装

希望販売価格

BM8085

未
滅菌

100枚 (10枚×10パック)

¥18,100

BM8086

個装
滅菌

50枚 (1枚個装×50パック)

¥18,100

thermo scientific

・オートクレーブ不可
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質：P.S
容 量：100ml
底形状：V底
色：白
寸法 (W×D×H)：148×83×31.5mm



1レーン：100ml



カタログNo.

包 装

希望販売価格

25-1100

個装
滅菌

50枚 (1枚個装×50パック)

¥11,400

BIOLOGIX
GROUP LIMITED・オートクレーブ不可
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質：P.S
容 量：100ml
底形状：V底
色：白
寸法 (W×D×H)：149×65.2×26.2mm



RESERVOIRS

マルチチャンネル対応リザーバー

1レーン：175ml



カタログNo.

BMEEXC0013

未
滅菌

包 装

10枚 (10枚×1パック)

希望販売価格

¥9,400

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材 質：P.P

容 量：175ml

底形状：V底

色：ナチュラル


寸法 (W×D×H)：123×93×34mm



RESERVOIRS

HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

1レーン (平底)



カタログNo.

390009

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥84,900

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free




材 質：P.P

容 量：85ml

底形状：平底


色：ナチュラル

寸法 (W×D×H)：127.76×85.47×19.05mm



底形状

1レーン (96ウェルスポット)



カタログNo.

390004

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥88,800

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質：P.P

容 量：80ml

底形状：V底

色：ナチュラル

寸法 (W×D×H)：127.76×85.47×19.05mm



底形状



HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

1レーン (96ウェルスポット)



カタログNo.	包 装	希望販売価格
WNBM-36010C	10枚 (10枚×1パック)	¥5,700
WNBM-36011C	50枚 (5枚×10パック)	¥34,000




ECO (Economy & Ecology)

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase Free



材 質: P.P
容 量: 195ml
底形状: V底
色 : ナチュラル
寸法 (W×D×H): 127.76×85.48×31.4mm



底形状

1レーン (96ウェルスポット)



カタログNo.	包 装	希望販売価格
96WR	10枚 (10枚×1パック)	¥7,900



biocomma


・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材 質: P.P
容 量: 195ml
底形状: V底
色 : ナチュラル
寸法 (W×D×H): 127.96×85.48×33mm

1レーン (96ウェルスポット)



カタログNo.	包 装	希望販売価格
390001	25枚 (25枚×1パック)	¥97,500
390101	25枚 (1枚個装×25パック)	¥103,000



sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P
容 量: 300ml
底形状: V底
色 : ナチュラル
寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm



底形状



HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

1レーン (96ウェルスポット)



カタログNo.	包 装	希望販売価格
391002	未滅菌 25枚 (25枚×1パック)	¥99,700

専用フタ

カタログNo.	包 装	希望販売価格
229126	未滅菌 100枚 (100枚×1パック)	¥90,800

porvair
sciences

- ・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質 : P.P
容 量 : 300ml
底形状 : V底
色 : 黒
寸法 (W×D×H) : 127.76×85.47×44.04mm



底形状

1レーン (384ウェルスポット)



カタログNo.	包 装	希望販売価格
390008	未滅菌 25枚 (25枚×1パック)	¥88,800

porvair
sciences

- ・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質 : P.P
容 量 : 92ml
底形状 : V底
色 : ナチュラル
寸法 (W×D×H) : 127.76×85.47×19.05mm



底形状

1レーン (384ウェルスポット)



カタログNo.	包 装	希望販売価格
390019	未滅菌 25枚 (25枚×1パック)	¥84,900

porvair
sciences

- ・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質 : P.P
容 量 : 155ml
底形状 : V底
色 : ナチュラル
寸 法 (W×D×H) : 127.76×85.47×30.6mm



HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

1レーン (384ウェルスポット)



カタログNo.

390109

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥84,900

porvair
sciences・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen Free

材 質: P.P

容 量: 155ml (145ml+2.5ml×4)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×30.6mm



底形状

1レーン (384ウェルスポット)



カタログNo.

384WR

未
滅菌

包 装

10枚 (10枚×1パック)

希望販売価格

¥11,700

biocomma

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質: P.P

容 量: 195ml

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.48×31.4mm



底形状

1レーン (384ウェルスポット)



カタログNo.

WNBM-36010D

未
滅菌

包 装

10枚 (10枚×1パック)

希望販売価格

¥5,700

BMBio
ECO (Economy & Ecology)・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質: P.P

容 量: 195ml

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.48×31.4mm




底形状



HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

1レーン (384ウェルスポット)



カタログNo.

390007

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥97,500

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 282ml

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm



底形状

1レーン (384ウェルスポット)



カタログNo.

390016

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥95,200

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 287ml (273ml+4ml×2)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm

1レーン (8レーン底)



カタログNo.

390003

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥97,500

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free




材 質: P.P

容 量: 300ml

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm



底形状



RESERVOIRS

HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

1レーン (12レーン底)



カタログNo.

391001

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥95,800

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 170ml

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×30.6mm



底形状

1レーン (12レーン底)



カタログNo.

390002

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥97,500

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 290ml

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm



底形状

1レーン (20レーン底))



カタログNo.

390013

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥84,900

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 100ml (87ml+3.25ml×4)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×19mm



底形状



RESERVOIRS

HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

2レーン



カタログNo.

391003

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥93,200

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P


容 量: 292ml (146ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm

4レーン



カタログNo.

390107

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥95,700

391006

個
装
滅菌

25枚 (1枚個装×25パック)

¥103,000

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 292ml (73ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm



4レーン



カタログNo.

390111

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥92,400

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 292ml (73ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm





HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

6レーン



カタログNo.

390015

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥93,200

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 282ml (47ml/レーン)

底形状: V底


色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm



底形状

8レーン



カタログNo.

390014

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥84,900

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 84ml (10.6ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×19.05mm



底形状

8レーン フタ付



▲R08R01S

▲R08R02S

カタログNo.

R08R01S

個装
滅菌

包 装

20枚 (1枚個装×20パック)

希望販売価格

¥13,800

R08R02S

個装
滅菌

20枚 (1枚個装×20パック)

¥13,800

BMBio
ST (Standard & Stable)

・R08R01S ……オートクレーブ不可

・R08R02S ……オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free




材 質: R08R01S…P.S R08R02S…P.P

容 量: 64ml (8ml/レーン) フタ付

底形状: 丸底

色 : R08R01S…透明 R08R02S…ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.5×85×14.5mm



底形状



底形状



HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

8レーン



カタログNo.

8WR

未
滅菌

包 装

10枚 (10枚×1パック)

希望販売価格

¥13,500



・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材 質: P.P

容 量: 176ml (22ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.48×33mm

8レーン



カタログNo.

WNBM-36010A

未
滅菌

包 装

10枚 (10枚×1パック)

希望販売価格

¥7,100



・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



材 質: P.P


容 量: 176ml (22ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.48×31.4mm

8レーン



カタログNo.

390006

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥97,500

391005

個装
滅菌

25枚 (1枚個装×25パック)

¥95,800



・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: P.P

容 量: 256ml (32ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm



底形状



RESERVOIRS

HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

12レーン



カタログNo.

390108

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥84,900

porvair
sciences・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen Free

材 質: P.P

容 量: 78ml (3.5ml×2/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm

12レーン



カタログNo.

390012

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥84,900

porvair
sciences・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen Free

材 質: P.P

容 量: 84ml (7ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×19.05mm



底形状

12レーン



カタログNo.

12WR

未
滅菌

包 装

10枚 (10枚×1パック)

希望販売価格

¥13,500

biocomma

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

材 質: P.P

容 量: 180ml (15ml/レーン)

底形状: V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H): 127.76×85.48×33mm



RESERVOIRS

HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

12レーン



カタログNo.

包 装

希望販売価格

WNB-36010B

未
滅菌

10枚 (10枚×1パック)

¥7,100

WNB-36011B


滅菌

50枚 (5枚×10パック)

¥42,200

BMBio
ECO (Economy & Ecology)・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free材 質: P.P
容 量: 180ml
底形状: V底
色 : ナチュラル
寸法 (W×D×H): 127.76×85.48×31.4mm

12レーン



カタログNo.

包 装

希望販売価格

BMSC0200617

未
滅菌

5枚 (5枚×1パック)

¥7,600

BMBio
ST (Standard & Stable)・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, Pyrogen Free材 質: P.P
容 量: 240ml (20ml/レーン)
底形状: V底
色 : ナチュラル
寸法 (W×D×H): 127.8×85.8×44.5mm

12レーン



カタログNo.

包 装

希望販売価格

390005

未
滅菌

25枚 (25枚×1パック)

¥97,500

porvair
sciences・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
・DNase, RNase, Pyrogen Free材 質: P.P
容 量: 252ml (21ml/レーン)
底形状: V底
色 : ナチュラル
寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×44.04mm


底形状



RESERVOIRS

HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

16レーン フタ付



▲R16F01S

▲R16F02S

カタログNo.	包 装	希望販売価格
R16F01S	個装 滅菌	20枚 (1枚個装×20パック) ￥27,500
R16F02S	個装 滅菌	20枚 (1枚個装×20パック) ￥27,500


BMBio
ST (Standard & Stable)

- ・ R16F01S …… オートクレープ不可
- ・ R16F02S …… オートクレープ可能 (121℃, 15分)
- ・ DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: R16F01S……P.S R16F02S……P.P
 容 量: 62.4ml (3.9ml/レーン) フタ付
 底形状: 平底
 色 : R16F01S…透明 R16F02S…ナチュラル
 寸法 (W×D×H): 127.5×85×14.5mm

16レーン



カタログNo.	包 装	希望販売価格
390017	未 滅菌	25枚 (25枚×1パック) ￥84,900

porvair
sciences

- ・ オートクレープ可能 (121℃, 15分)
- ・ DNase, RNase, Pyrogen Free




材 質: P.P
 容 量: 78ml (4.9ml/レーン)
 底形状: V底
 色 : ナチュラル
 寸法 (W×D×H): 127.76×85.47×19.05mm



底形状

24レーン フタ付



▲R24F01S

▲R24F02S

カタログNo.	包 装	希望販売価格
R24F01S	個装 滅菌	20枚 (1枚個装×20パック) ￥27,500
R24F02S	個装 滅菌	20枚 (1枚個装×20パック) ￥27,500

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ・ R24F01S …… オートクレープ不可
- ・ R24F02S …… オートクレープ可能 (121℃, 15分)
- ・ DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質: R24F01S……P.S R24F02S……P.P
 容 量: 62.4ml (2.6ml/レーン) フタ付
 底形状: 平底
 色 : R24F01S…透明 R24F02S…ナチュラル
 寸法 (W×D×H): 127.5×85×14.5mm



RESERVOIRS

HTS 対応リザーバー (ANSI/SLAS 規格)

24レーン



カタログNo.

390018

未
滅菌

包 装

25枚 (25枚×1パック)

希望販売価格

¥106,000

porvair
sciences

・オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

・DNase, RNase, Pyrogen Free



材 質 : P.P

容 量 : 84ml (3.5ml/レーン)

底形状 : V底

色 : ナチュラル

寸法 (W×D×H) : 127.76×85.47×19.05mm



底形状

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。

実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は 2026 年 4 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。

● 使用範囲 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店