



2026 STORAGE TUBE CATALOG

ストレージチューブカタログ

STORAGE TUBE

T サンプルストックチューブ	P3 ~ 5
マイクロチューブ	P6 ~ 9
MICREW TUBE®	P11 ~ 34
BMBio スクリューキャップチューブ	P36 ~ 39
ACCUMAX スクリューキャップチューブ・低吸着タイプ	P40 ~ 41
2D コードチューブ	P42 ~ 43
サンプルトラックチューブラック	P44 ~ 46
FluidX™ (Azenta) チューブ	
デュアルコードチューブ	P47 ~ 50
トリコードチューブ	P51 ~ 56
スクリューキャップ	P57 ~ 58
TPP クライオチューブ	P59 ~ 61
BMBio クライオチューブ	P62 ~ 65
BMBio SBS フォーマットクライオチューブ	P66 ~ 69
フリーザーボックス	P70
biocision 凍結保存容器	P71 ~ 87

T サンプルストックチューブ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free


オートクレーブ可能 (121℃, 15 分)

BMBio T サンプルストックチューブの特長

キャップの
密着部分が深い

- 温度耐性: -80℃～121℃
- 遠心耐性: 20,000RCF (xg) 純水時
- 透明度が非常に高く、サンプルの目視が容易
- 滅菌済は、材質が傷みにくい電子線滅菌
- 未滅菌のキャップはカラーが豊富 (レッド・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ)

- シリコン製の O リング付キャップは、ボイルや凍結時にもサンプルが漏れません。
- キャップとチューブの密着部分が深く、密閉性が優れています。
- 位置合わせタブ (米国特許 5891327 号) により、脱塩処理などにおける複数回の遠心操作にて、チューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。
- 長いリップ部により、フリーザーでの長期保存でも霜が付きにくいです。




- 底形状は、コニカル型と自立型よりお選びできます。

T サンプルストックチューブ 0.5ml・1.5ml

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15 分)

コニカル型 0.5ml



カタログ No.

BMSST-201

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

BMSSTC-◆

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

T-201S

電子滅菌


キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥19,900

包装: 500 本 (100 本× 5 パック)

自立型 0.5ml



カタログ No.

BMSST-200

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

BMSSTC-◆

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

T-200S

電子滅菌


キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥19,900

包装: 500 本 (100 本× 5 パック)

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

BMSST-202

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

BMSSTC-◆

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

T-202S

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥19,900

包装: 500 本 (100 本× 5 パック)


T サンプルストックチューブ 1.5ml・2.0ml

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15 分)

自立型 1.5ml



カタログ No.

BMSST-205

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

BMSSTC-◆

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

T-205S

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥19,900

包装: 500 本 (100 本× 5 パック)

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

BMSST-203

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

BMSSTC-◆

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

T-203S

電子滅菌


キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥19,900

包装: 500 本 (100 本× 5 パック)

自立型 2.0ml



カタログ No.

BMSST-204

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

¥5,200

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

BMSSTC-◆

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

¥11,000

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

T-204S

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥19,900


包装: 500 本 (100 本× 5 パック)

マイクロチューブ 0.5ml・1.5ml

thermo scientific

DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

コニカル型 0.5ml



カタログ No.

3431-11滅菌
済

スクリーキャップ付


希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 25,000 ×g

自立型 0.5ml



カタログ No.

3465滅菌
済

スクリーキャップ付


希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 30,000 ×g

自立型 1.5ml



カタログ No.

3467滅菌
済

スクリーキャップ付

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 18,000 ×g

マイクロチューブ 1.5ml・2.0ml

thermo scientific

DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

3464未
滅菌

スクリューキャップ付

希望販売価格

¥16,480

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

カタログ No.

3461滅菌
済

スクリューキャップ付

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリューキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 20,000 ×g

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

3463滅菌
済

スクリューキャップ付


希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリューキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 20,000 ×g

自立型 2.0ml



カタログ No.

3469-11滅菌
済

スクリューキャップ付

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリューキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 18,000 ×g

マイクロチューブ 遮光タイプ 0.5ml・1.5ml

thermo scientific

DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

コニカル型 0.5ml



カタログ No.

3460A

未滅菌

スクリーキャップ付 アンバー (別包装)

希望販売価格

¥16,480

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

カタログ No.

3431A

滅菌済

スクリーキャップ付 アンバー

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 25,000 ×g
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 95℃

自立型 0.5ml



カタログ No.

3472A

未滅菌

スクリーキャップ付 アンバー (別包装)

希望販売価格

¥16,480

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

カタログ No.

3465A

滅菌済

スクリーキャップ付 アンバー

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 30,000 ×g
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 95℃

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

3464A

未滅菌

スクリーキャップ付 アンバー (別包装)

希望販売価格

¥16,480

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

カタログ No.

3461A

滅菌済

スクリーキャップ付 アンバー

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本 × 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 30,000 ×g
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 95℃

マイクロチューブ 遮光タイプ 1.5ml・2.0ml

thermo scientific

DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

自立型 1.5ml



カタログ No.

3474A未
滅菌

スクリーキャップ付 アンバー (別包装)

希望販売価格

¥16,480

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

カタログ No.

3467A滅菌
済

スクリーキャップ付 アンバー

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 18,000 ×g
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 95℃

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

3468A未
滅菌

スクリーキャップ付 アンバー (別包装)

希望販売価格

¥16,480

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

カタログ No.

3463A滅菌
済

スクリーキャップ付 アンバー

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 20,000 ×g
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 95℃

自立型 2.0ml



カタログ No.

3488A未
滅菌

スクリーキャップ付 アンバー (別包装)

希望販売価格

¥16,480

包装: 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

3469A滅菌
済

スクリーキャップ付 アンバー

希望販売価格

¥17,160

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

- ◆ O-リング付スクリーキャップ
- ◆ サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の 2 タイプ
- ◆ 遠心耐性: 18,000 ×g
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 95℃

Simport MICREWUBE®

シールタイプ	ウォッシャーシール		リップシール	
キャップタイプ	インデントキャップ	フラットトップ	インデントキャップ	フラットトップ
T332-シリーズ	● * ループ付			
T334-シリーズ	●			
T335-シリーズ		●		
T336-シリーズ			● * ループ付	
T338-シリーズ			●	
T339-シリーズ				●

ウォッシャーシール：キャップ上部にしっかりと固定されたシールにより、常に漏れ防止を保証します。過酷な条件下でも少量のサンプルを漏らさずに保管します。

リップシール：過酷な条件下でも確実に漏れ防止を保証します。この深い内側の溝はチューブの内壁にぴったりと密着し、内容物がネジ山に接触するのを防ぎ、サンプルのコンタミネーションリスクを低減します。

容量	タイプ	未滅菌	滅菌済	滅菌済 目盛り・書き込みスペース付	タンパーキャップ	滅菌済 タンパーキャップ	滅菌済 タンパーキャップ 目盛り・書き込みスペース付
0.5ml	自立型	2	2S	2SPR * 目盛りなし	2TP	2STP	2SPRTP * 目盛り無し
1.5ml	自立型	4	4S	4SPR	4TP	4STP	4SPRTP
1.5ml	コニカル型	5	5S	5SPR	5TP	5STP	5SPRTP
2.0ml	自立型	6	6S	6SPR	6TP	6STP	6SPRTP
2.0ml	コニカル型	7	7S	7SPR	7TP	7STP	7SPRTP

MICREWTube® 0.5ml ウォッシャーシールキャップ®



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

自立型 0.5ml



カタログ No.

T334-2

未滅菌

ナチュラル

希望販売価格

¥50,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T334-2S

滅菌済

ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 0.5ml



カタログ No.

T335-2

未滅菌

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥54,600

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-2S

滅菌済

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥37,100

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-2TP

未滅菌

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥101,000

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-2STP

滅菌済

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥53,700

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。



MICREWTube® 0.5ml リップシールキャップ



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

自立型 0.5ml



カタログ No.

T338-2

未滅菌

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥42,700

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T338-2S

滅菌済

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥32,400

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
 コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 0.5ml



カタログ No.

T339-2

未滅菌

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥42,700

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T339-2S

滅菌済

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥32,400

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
 コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。



MICREWTube® 1.5ml ウォッシャーシールキャップ®




DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T334-5

未滅菌

ナチュラル

希望販売価格

¥50,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T334-5S

滅菌済

ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T334-4

未滅菌

ナチュラル

希望販売価格

¥50,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T334-4S

滅菌済

ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 1.5ml ウォッシャーシールキャップ®



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 1.5ml

フラット
トップ

カタログ No.

T335-5未
滅菌

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥46,200

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-5S滅菌
済

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-5TP未
滅菌

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥85,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-5STP滅菌
済

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml

フラット
トップ

カタログ No.

T335-4未
滅菌

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥50,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-4S滅菌
済

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-4TP未
滅菌

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥96,600

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-4STP滅菌
済

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥51,600

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 1.5ml リップシールキャップ



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T338-5

未滅菌

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥39,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T338-5S

滅菌済

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥30,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T338-4

未滅菌

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥39,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T338-4S

滅菌済

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥30,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWTube® 1.5ml リップシールキャップ



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 1.5ml

フラット
トップ

カタログ No.

T339-5未
滅菌

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥39,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T339-5S滅菌
済

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥30,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml

フラット
トップ

カタログ No.

T339-4未
滅菌

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥39,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T339-4S滅菌
済

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥30,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 2.0ml ウォッシャーシールキャップ®



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T334-7

未滅菌

ナチュラル

希望販売価格

¥50,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T334-7S

滅菌済

ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T334-6

未滅菌

ナチュラル

希望販売価格

¥50,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T334-6S

滅菌済

ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWTube® 2.0ml ウォッシャーシールキャップ®



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 2.0ml

フラット
トップ

カタログ No.

T335-7未
滅菌

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥46,200

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-7S滅菌
済

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-7TP未
滅菌

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥86,200

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-7STP滅菌
済

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml

フラット
トップ

カタログ No.

T335-6未
滅菌

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥50,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-6S滅菌
済

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥34,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-6TP未
滅菌

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥86,000

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T335-6STP滅菌
済

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 2.0ml リップシールキャップ



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
PR : 目盛付、書き込みスペース付
SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
STP : タンパーキャップ、滅菌済
SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T338-7

未滅菌

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥39,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T338-7S

滅菌済

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥30,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使えます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T338-6

未滅菌

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥45,000

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T338-6S

滅菌済

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥30,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使えます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 2.0ml リップシールキャップ



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 2.0ml

フラット
トップ

カタログ No.

T339-7未
滅菌

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥39,000

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T339-7S滅菌
済

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥30,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml

フラット
トップ

カタログ No.

T339-6未
滅菌

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥39,800

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T339-6S滅菌
済

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥30,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 0.5ml ウォッシャーシール 書き込みスペース付



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛り、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛り、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済み
 SPRTP : 目盛り、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済み

自立型 0.5ml

書き込み
OK

カタログ No.

T334-2SPR滅菌
済

ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
 コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

* T334-2SPR には目盛りはついていません。

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 0.5ml

書き込み
OKフラット
トップ

カタログ No.

T335-2SPR滅菌
済

フラットトップ ナチュラル

希望販売価格

¥44,400

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

カタログ No.

T335-2SPRTP滅菌
済

フラットトップ タンパーキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥58,900

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
 コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

* T335-2SPR・T335-2SPRTP には目盛りはついていません。

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 0.5ml リップシールキャップ® 書き込みスペース付



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
PR : 目盛付、書き込みスペース付
SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
STP : タンパーキャップ、滅菌済
SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

自立型 0.5ml



書き込み
OK

カタログ No.

T338-2SPR

滅菌
済

リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥40,700

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

* **T338-2SPR** には目盛りはついていません。

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 0.5ml



書き込み
OK

フラット
トップ

カタログ No.

T339-2SPR

滅菌
済

フラットトップ リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥40,500

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

* **T339-2SPR** には目盛りはついていません。

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWTube® 1.5ml ウォッシャーシール 目盛り・書き込みスペース付



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するために再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛り、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛り、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛り、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

自立型 1.5ml



カタログ No.

T334-4SPR

滅菌済

目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
 コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T334-5SPR

滅菌済

目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
 コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T335-4SPR

滅菌済

フラットトップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-4SPRTP

滅菌済

フラットトップ タンパーキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥56,800

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
 コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T335-5SPR

滅菌済

フラットトップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-5SPRTP

滅菌済

フラットトップ タンパーキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥81,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
 コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 1.5ml リップシールキャップ 目盛り・書き込みスペース付



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するために再密封可能な袋に包装
PR : 目盛り、書き込みスペース付
SPR : 滅菌済み、目盛り、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
STP : タンパーキャップ、滅菌済み
SPRTP : 目盛り、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済み

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T338-5SPR

滅菌済

リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥38,000

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T338-4SPR

滅菌済

リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥37,800

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T339-5SPR

滅菌済

フラットトップ リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥37,800

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T339-4SPR

滅菌済

フラットトップ リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥37,800

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 2.0ml ウォッシャーシール 目盛り・書き込みスペース付



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するために再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

自立型 2.0ml



カタログ No.

T334-6SPR

滅菌済

目盛付 ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T334-7SPR

滅菌済

目盛付 ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T335-7SPR

滅菌済

フラットトップ 目盛付 ナチュラル

希望販売価格

¥41,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-7SPRTP

滅菌済

フラットトップ タンパーキャップ 目盛付 ナチュラル

希望販売価格

¥51,600

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T335-6SPR

滅菌済

フラットトップ 目盛付 ナチュラル

希望販売価格

¥39,400

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

カタログ No.

T335-6SPRTP

滅菌済

フラットトップ タンパーキャップ 目盛付 ナチュラル

希望販売価格

¥51,500

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 2.0ml リップシールキャップ 目盛り・書き込みスペース付




DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
PR : 目盛り、書き込みスペース付
SPR : 滅菌済み、目盛り、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
STP : タンパーキャップ、滅菌済み
SPRTP : 目盛り、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済み

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T338-7SPR

滅菌済

リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥38,000

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T338-6SPR

滅菌済

リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥37,800

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T339-7SPR

滅菌済

フラットトップ リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥37,800

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T339-6SPR

滅菌済

フラットトップ リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥37,800

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWTube® 0.5ml ループ付キャップ



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

自立型 0.5ml



カタログ No.

T332-2

未滅菌

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥54,600

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T332-2S

滅菌済

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥37,100

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使えます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 0.5ml



カタログ No.

T336-2

未滅菌

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥47,300

包装 : 1,000 本 (1,000 本× 1 パック)

カタログ No.

T336-2S

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥37,000

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使えます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWTube® 1.5ml ループ付キャップ



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T332-5

未滅菌

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥54,600

包装: 1,000 本 (1,000 本×1 パック)

カタログ No.

T332-5S

滅菌済

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥29,300

包装: 500 本 (50 本×10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体室素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T332-4

未滅菌

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥54,600

包装: 1,000 本 (1,000 本×1 パック)

カタログ No.

T332-4S

滅菌済

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥37,100

包装: 500 本 (50 本×10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体室素での使用は避けてください。

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T336-5

未滅菌

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥44,000

包装: 1,000 本 (1,000 本×1 パック)

カタログ No.

T336-5S

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥34,400

包装: 500 本 (50 本×10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体室素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T336-4

未滅菌

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥44,000

包装: 1,000 本 (1,000 本×1 パック)

カタログ No.

T336-4S

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥34,400

包装: 500 本 (50 本×10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体室素での使用は避けてください。

MICREWTube® 2.0ml ループ付キャップ



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛付、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛付、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛付、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T332-7

未滅菌

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥54,600

包装: 1,000 本 (1,000 本 × 1 パック)

カタログ No.

T332-7S

滅菌済

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥37,100

包装: 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T332-6S

滅菌済

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥37,100

包装: 500 本 (50 本 × 10 パック)

カタログ No.

T332-6

未滅菌

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥54,600

包装: 1,000 本 (1,000 本 × 1 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T336-7

未滅菌

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥44,000

包装: 1,000 本 (1,000 本 × 1 パック)

カタログ No.

T336-7S

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥34,400

包装: 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T336-6

未滅菌

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥44,000

包装: 1,000 本 (1,000 本 × 1 パック)

カタログ No.

T336-6S

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥34,400

包装: 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 0.5ml ループ付キャップ 書き込みスペース付



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛り、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛り、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済
 SPRTP : 目盛り、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済

自立型 0.5ml



カタログ No.

T332-2SPR

滅菌済

ループ付 ナチュラル

希望販売価格

¥44,400

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

* **T332-2SPR** には目盛りはついていません。

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 0.5ml



カタログ No.

T336-2SPR

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ ナチュラル

希望販売価格

¥43,200

包装 : 500 本 (50 本 × 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ボーリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。
コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

* **T336-2SPR** には目盛りはついていません。

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWTube® 1.5ml ループ付キャップ 目盛り・書き込みスペース付



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛り、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛り、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済み
 SPRTP : 目盛り、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済み

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T332-5SPR

滅菌済

ループ付 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥51,300

包装: 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T332-4SPR

滅菌済

ループ付 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥44,400

包装: 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T336-5SPR

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥40,200

包装: 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 1.5ml



カタログ No.

T336-4SPR

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥40,200

包装: 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Micrewtube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質: ポリプロピレン製
 - ・温度耐性: -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性: 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意: 液体窒素での使用は避けてください。

MICREWUBE® 2.0ml ループ付キャップ 目盛り・書き込みスペース付



DNase, RNase, Pyrogen および DNA フリー

チューブタイプ (カタログ No. 語尾) :

S : ガンマ線滅菌済み、コンタミネーションから保護するため再密封可能な袋に包装
 PR : 目盛り、書き込みスペース付
 SPR : 滅菌済み、目盛り、書き込みスペース付

TP : タンパーキャップ
 STP : タンパーキャップ、滅菌済み
 SPRTP : 目盛り、書き込みスペース付、タンパーキャップ、滅菌済み

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T332-7SPR

滅菌済

ループ付 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥44,400

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T332-6SPR

滅菌済

ループ付 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥44,400

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T336-7SPR

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥50,300

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)

- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

自立型 2.0ml



カタログ No.

T336-6SPR

滅菌済

ループ付 リップシールキャップ 目盛り ナチュラル

希望販売価格

¥40,200

包装 : 500 本 (50 本× 10 パック)


- ◆ サンプルの凍結保存、ポイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できます。コニカルタイプチューブなら、標準的な遠心機のローターにも使用可能
- ◆ Microwube® のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能
- ◆ 材質 : ポリプロピレン製
 - ・温度耐性 : -196℃ ~ 121℃
 - ・遠心耐性 : 最大 17,000g (自立型) / 最大 20,000g (コニカル型)

注意 : 液体窒素での使用は避けてください。

スクリーキャップチューブ 1.5ml

DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

BMSC0200163 未滅菌

マイクロチューブ スクリュータイプ クリア


希望販売価格

¥6,600

包装: 500 本 (500 本× 1 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃~121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

BMSC0200139 滅菌済

リブ付 キャップ付 クリア

希望販売価格

¥12,100

包装: 250 本 (50 本× 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃~121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 1.5ml



カタログ No.

BMSC0200146 滅菌済

キャップ付 クリア

希望販売価格

¥12,100

包装: 250 本 (50 本× 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃~121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

スクリューキャップチューブ 2.0ml

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free

自立型 2.0ml



カタログ No.

BMSC0200149滅菌
済

リップ付 キャップ付 クリア

希望販売価格

¥12,100

包装: 250 本 (50 本 × 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 2.0ml



カタログ No.

BMSC0200166未
滅菌

マイクロチューブ スクリューキャップ O-リング付

希望販売価格

¥21,200


包装: 200 本 (200 本 × 1 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

スクリーキャップチューブ 1.5ml・2.0ml 目盛り付

DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

BMSC0200142滅菌
済

目盛付 キャップ付 クリア

希望販売価格

¥12,100

包装: 250 本 (50 本 × 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

BMSC0200152滅菌
済

目盛付 キャップ付 クリア

希望販売価格

¥12,100

包装: 250 本 (50 本 × 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 2.0ml



カタログ No.

BMSC0200156滅菌
済

目盛付 キャップ付 クリア

希望販売価格

¥12,100

包装: 250 本 (50 本 × 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

スクリーキャップチューブ 0.5ml・1.5ml・2.0ml ループ付キャップ

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free

自立型 0.5ml



カタログ No.

BMSC0200137

滅菌
済

ループキャップ付 クリア

希望販売価格

¥16,800

包装: 250 本 (50 本 × 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

BMSC0200143

滅菌
済

ループ付 目盛付 ループキャップ付 クリア

希望販売価格

¥16,000

包装: 250 本 (50 本 × 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 1.5ml



カタログ No.

BMSC0200147

滅菌
済

ループ付 目盛付 ループキャップ付 クリア

希望販売価格

¥16,000

包装: 250 本 (50 本 × 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

BMSC0200153

滅菌
済

ループ付 目盛付 ループキャップ付 クリア

希望販売価格

¥16,000

包装: 250 本 (50 本 × 5 パック)

- ◆ 超高純度ポリプロピレン (FDA 21 CFR 177.1520 および USP クラス VI に準拠) 製
- ◆ 高温での用途に使用可能
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
* 液体窒素保存には使用不可
- ◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

スクリーキャップチューブ 0.5ml・1.5ml・2.0ml

ACCUMAX
 ACCURACY AT MAXIMUM

Dnase, RNase, DNase, Endotoxin, Human DNA, PCR Inhibitor free

自立型 0.5ml



カタログ No.

AST-005-T-C 未滅菌

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥16,800

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

カタログ No.

AST-005-T-S-C 滅菌済

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥18,700

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 1.5ml



カタログ No.

AST-015-T-C 未滅菌

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥16,800

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

カタログ No.

AST-015-T-S-C 滅菌済

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥18,700

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 1.5ml



カタログ No.

AST-015-A-T-C 未滅菌

キャップ付 アンバー

希望販売価格

¥18,800

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

カタログ No.

AST-015-A-T-S-C 滅菌済

キャップ付 アンバー

希望販売価格

¥20,900

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 2.0ml



カタログ No.

AST-020-T-C 未滅菌

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥16,800

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

カタログ No.

AST-020-T-S-C 滅菌済

キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥18,700

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

スクリーキャップチューブ 0.5ml・1.5ml・2.0ml 低吸着タイプ

ACCUMAX
ACCURACY AT MAXIMUM

Dnase, RNase, DNase, Endotoxin, Human DNA, PCR Inhibitor free

自立型 0.5ml



カタログ No.

AST-005-L-T-S-C

滅菌
済

低吸着 キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥26,200

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 1.5ml



カタログ No.

AST-015-L-T-S-C

滅菌
済

低吸着 キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥26,200

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 1.5ml



カタログ No.

AST-015-L-A-T-S-C

滅菌
済

低吸着 キャップ付 アンバー

希望販売価格

¥26,200

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

自立型 2.0ml



カタログ No.

AST-020-L-T-S-C

滅菌
済

低吸着 キャップ付 ナチュラル

希望販売価格

¥26,200

包装: 1,000 本 (100 本× 10 パック)

◆ 遠心強度: ~ 20,000 ×g

2D コードチューブ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15 分)

2D コード 0.75ml



カタログ No.

BM3731-11

未滅菌

希望販売価格

¥78,740

包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

カタログ No.

BM3732

G 滅菌

希望販売価格

¥74,260

包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

- ◆ チューブ外寸: 全長 34.0mm, 胴部 φ9.0mm
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 温度耐性: -80℃~ 121℃
- ◆ V 底ですのでサンプル回収が容易です。



2D コード 1.4ml



カタログ No.

BM3791

未滅菌

希望販売価格

¥76,240

包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

カタログ No.

BM3792

G 滅菌

希望販売価格

¥81,040

包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

- ◆ チューブ外寸: 全長 49.5mm, 胴部 φ9.0mm
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 温度耐性: -80℃~ 121℃
- ◆ V 底ですのでサンプル回収が容易です。



2D コード 1.4ml



カタログ No.

BM3711

未滅菌

希望販売価格

¥76,180

包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

カタログ No.

BM3712-11

G 滅菌

希望販売価格

¥81,440

包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

- ◆ チューブ外寸: 全長 44.5mm, 胴部 φ9.0mm
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 温度耐性: -80℃~ 121℃
- ◆ 平底のスタンダードタイプです。
- ◆ 2D コードの周りに目視コードが付いています。



2D コードチューブ

thermo scientific

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

セブラシールマット



カタログ No.

BM4463

未滅菌

希望販売価格

¥11,760

包装: 10 枚 (96 個 × 10 枚)

カタログ No.

BM4464

G 滅菌

希望販売価格

¥12,320

包装: 10 枚 (96 個 × 10 枚)

- ◆ 材質: T.P.E
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 121℃
- ◆ プレートをチューブに合わせて押すだけで、チューブ 1 本 1 本にジャストフィットし、最高の気密性を実現します。

※ Screen Mates® シリーズにも使用可能です。

プレスリットセブラシールマット



カタログ No.

BM4465

未滅菌

希望販売価格

¥13,080

包装: 10 枚 (96 個 × 10 枚)

カタログ No.

BM4466

G 滅菌

希望販売価格

¥14,280

包装: 10 枚 (96 個 × 10 枚)

- ◆ 材質: T.P.E
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 121℃
- ◆ スリット入りマットで簡単にピアッシングできます。

※ Screen Mates® シリーズにも使用可能です。

セブラシールマット用ツール



カタログ No.

BM4469

未滅菌

希望販売価格

¥63,780

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)


- ◆ チューブにフィッティングしたセブラシールを 1 つずつ、または 1 列 (8 本) ごとに簡単に外せます。

サンプルトラックチューブラック

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15 分)

サンプルトラック 1.2ml



カタログ No.

BM5115未
滅菌

希望販売価格

¥6,500包装: 960 本 (960 本 × 1 パック) **バルク**

カタログ No.

BM5111未
滅菌

希望販売価格

¥22,000包装: 960 本 (96 本 × 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

BM5112電子
滅菌

希望販売価格

¥23,000包装: 960 本 (96 本 × 10 ラック) **ラック**

- ◆ チューブ外寸: 全長 46.0mm, 胴部 φ8.5mm
- ◆ ラックサイズ (W × D × H): 128 × 85 × 50mm
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 温度耐性: -100℃ ~ 121℃
- ◆ マルチチャンネルピペットが利用できます。
- ◆ HIV 型テスト・サンプル搬送等に便利です。
- ◆ コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ -100℃まで耐えられます。
- ◆ オートメーションロボット対応 HTS (High Throughput Screening)

サンプルトラックチューブラック

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15 分)

サンプルトラック 8 連 1.2ml, 材質: P.P



カタログ No.

P-8702-1

未滅菌

希望販売価格

¥7,800包装: 1,000 本分 (8 連× 125 ストリップ) **バルク**

カタログ No.

P-8702-2

未滅菌

希望販売価格

¥13,500包装: 960 本分 (8 連× 12 ストリップ× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

P-8702-3

G 滅菌

希望販売価格


¥15,000包装: 960 本分 (8 連× 12 ストリップ× 10 ラック) **ラック**

- ◆ チューブ外寸: 全長 45.0mm, 胴部 φ9.0mm (1 本)
- ◆ ラックサイズ (W × D × H) : 128 × 85 × 74mm
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 温度耐性: -100℃ ~ 121℃
- ◆ チューブは 8 本連結しています。
- ◆ 必要時には 1 本ずつ簡単にカットすることができます。
- ◆ マルチチャンネルピペットが利用できます。
- ◆ HIV 型テスト・サンプル搬送等に便利です。
- ◆ コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ -100℃まで耐えられます。

DNase, RNase Free

オートクレーブ不可

8 連チューブ用キャップ



カタログ No.

P-8702-C

未滅菌

希望販売価格

¥5,300

包装: 1,000 本分 (8 連× 125 ストリップ)

カタログ No.

P-8702-CS

G 滅菌

希望販売価格

¥6,500

包装: 1,000 本分 (8 連× 125 ストリップ)


- ◆ 材質: P.E
- ◆ P-8702 シリーズ用 8 連キャップです。
- ◆ キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。

サンプルトラックチューブラック

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15 分)

サンプルトラック 12 連 1.2ml



カタログ No.

P-8703-1

未滅菌

希望販売価格

¥7,800包装: 960 本分 (12 連× 80 ストリップ) **バルク**

カタログ No.

P-8703-2

未滅菌

希望販売価格

¥13,500包装: 960 本分 (12 連× 8 ストリップ× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

P-8703-3

G 滅菌

希望販売価格

¥15,000包装: 960 本分 (12 連× 8 ストリップ× 10 ラック) **ラック**


- ◆ チューブ外寸: 全長 45.0mm, 胴部 φ9.0mm (1 本)
- ◆ ラックサイズ (W × D × H) : 128 × 85 × 74mm
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 温度耐性: -100℃ ~ 121℃
- ◆ チューブは 12 本連結しています。
- ◆ 必要時には 1 本ずつ簡単にカットする事ができます。
- ◆ マルチチャンネルピペットが利用できます。
- ◆ HIV 型テスト・サンプル搬送等に便利です。
- ◆ コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ -100℃まで耐えられます。



DNase, RNase Free

オートクレーブ不可

12 連チューブ用キャップ



カタログ No.

P-8703-C

未滅菌

希望販売価格

¥5,500

包装: 960 本分 (12 連× 80 ストリップ)

カタログ No.

P-8703-CS

G 滅菌

希望販売価格

¥6,500

包装: 960 本分 (12 連× 80 ストリップ)

- ◆ 材質: P.E
- ◆ P-8703 シリーズ用 12 連キャップです。
- ◆ キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。

FluidX™ (Azenta) チューブ製品ガイド

トリコードチューブ (Tri-coded Tubes)

- ▶ 各チューブには以下の 3 種類のコードが**高コントラストのレーザー刻印**で記されています：
 - ①チューブ底面：**2D コード**
 - ②チューブ側面：**1D (リニアバーコード)**
 - ③チューブ側面：**ヒューマンリーダブルナンバー (英数字)**
- ▶ 先進的な成形技術により、**透明なウィンドウと黒い側面 (コード印字用)**を持つ**一体構造チューブ**として製造。
- ▶ 3 つのコードはすべて同一の内容で、**監査工程によって一致が保証**されています。
- ▶ 標準 2D コードの配色は**黒地に白**です。

デュアルコードチューブ (Dual-coded Tubes)

- ▶ 各チューブには、以下の 2 種類のコードが**高コントラストのレーザー刻印**で記されています：
 - ①**2D コード**
 - ②**ヒューマンリーダブルナンバー**
- ▶ コードはチューブ底面または側面に配置。
- ▶ 2 色の樹脂を一体成形する**高度な成形技術**により製造されており、**高解像度の刻印**が可能。
- ▶ 両コードは同一内容で、**監査工程により一致が保証**されています。
- ▶ 標準 2D コードの配色は**白地に黒**です。



デュアルコードチューブ

DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

0.26ml



カタログ No.

68-0303-00 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 141,200包装: 960 本 (960 本× 1 箱) バルク

カタログ No.

68-0303-01 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 170,900包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

カタログ No.

68-0303-10 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 203,800包装: 960 本 (960 本× 1 箱) バルク

カタログ No.

68-0303-11 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 211,200包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

- ◆ 外寸: $\phi 8.7 \times 18.6\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

0.3ml



カタログ No.

66-62326 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 62,700包装: 960 本 (960 本× 1 箱) バルク

カタログ No.

66-62325 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 95,500包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

カタログ No.

66-62326-Y6 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 140,100包装: 960 本 (960 本× 1 箱) バルク

カタログ No.

66-62325-Y6 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 178,300包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

- ◆ 外寸: $\phi 8.7 \times 29.3\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

デュアルコードチューブ



DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

0.5ml



カタログ No.

68-0701-00 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥51,000包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

68-0701-02 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥84,900包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

68-0701-10 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥118,900包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

68-0701-11 * 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥144,400包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

68-0701-12 ** 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥144,400包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 8.5 \times 29.8\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

- * ローベースラック
- ** ハイベースラック

0.7ml



カタログ No.

66-62318 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥62,700包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

66-62319 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥95,500包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

66-62318-Y6 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥140,100包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

66-62319-Y6 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥178,300包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 8.6 \times 44.5\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

デュアルコードチューブ

DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

0.9ml



カタログ No.

66-62330

未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥95,500包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

66-62345

未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥62,700包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

66-62345-Y6

未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥140,100包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

66-62330-Y6

未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥178,300包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 8.6 \times 51.8\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

0.9ml



カタログ No.

68-1001-00

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥51,000包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

68-1001-01

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥84,900包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

68-1001-10

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥118,900包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

68-1001-11

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥144,400包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 8.6 \times 51.8\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

トリコードチューブ

DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

0.48ml



カタログ No.

67-0753-00 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 125,300包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

67-0753-02 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 149,700包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

67-0753-10 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 195,300包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

67-0753-12 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 216,600包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 8.6 \times 34.7\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

0.5ml



カタログ No.

68-0703-00 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 125,300包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

68-0703-02 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 149,700包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

68-0703-10 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 197,400包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

68-0703-11 * 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 204,800包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

68-0703-12 ** 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 204,800包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 8.7 \times 29.8\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

- * ローベースラック
- ** ハイベースラック

トリコードチューブ

DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

0.65ml



カタログ No.

67-0755-00 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 125,300包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

67-0755-01 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 149,700包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

67-0755-10 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 195,300包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

67-0755-11 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 203,800包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 8.4 \times 45.1\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

0.8ml



カタログ No.

68-0801-00 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 125,300包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

68-0801-01 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 149,700包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

68-0801-10 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 197,400包装: 960 本 (960 本× 1 箱) **バルク**

カタログ No.

68-0801-11 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 204,800包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 8.7 \times 40.3\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

トリコードチューブ



DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

0.9ml



カタログ No.

67-0757-00 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 125,300

包装: 960 本 (960 本 × 1 箱) バルク

カタログ No.

67-0757-01 未滅菌

インナーキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 149,700

包装: 960 本 (96 本 × 10 ラック) ラック

カタログ No.

67-0757-10 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 195,300

包装: 960 本 (960 本 × 1 箱) バルク

カタログ No.

67-0757-11 未滅菌

インナーキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 203,800

包装: 960 本 (96 本 × 10 ラック) ラック

- ◆ 外寸: $\phi 8.4 \times 52.5\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

トリコードチューブ

DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

1.0ml



カタログ No.

68-1003-00 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 125,300包装: 960 本 (960 本× 1 箱) バルク

カタログ No.

68-1003-01 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 149,700包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

カタログ No.

68-1003-10 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 197,400包装: 960 本 (960 本× 1 箱) バルク

カタログ No.

68-1003-11 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 204,800包装: 960 本 (96 本× 10 ラック) ラック

- ◆ 外寸: $\phi 8.7 \times 49.6\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

1.5ml



カタログ No.

65-7660 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 99,900包装: 480 本 (480 本× 1 箱) バルク

カタログ No.

65-7662 未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 121,100包装: 480 本 (48 本× 10 ラック) ラック

カタログ No.

65-7661 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 138,000包装: 480 本 (480 本× 1 箱) バルク

カタログ No.

65-7663 未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 158,200包装: 480 本 (48 本× 10 ラック) ラック

- ◆ 外寸: $\phi 12.8 \times 36.3\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

トリコードチューブ

DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

1.6ml



カタログ No.

65-7650

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 105,100包装: 480 本 (480 本 × 1 箱) **バルク**

カタログ No.

65-7652

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 126,300包装: 480 本 (48 本 × 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

65-7651

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 144,400包装: 480 本 (480 本 × 1 箱) **バルク**

カタログ No.

65-7653

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 165,600包装: 480 本 (48 本 × 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 12.8 \times 49.3\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

1.9ml



カタログ No.

65-7640

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 105,100包装: 480 本 (480 本 × 1 箱) **バルク**

カタログ No.

65-7642

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 126,300包装: 480 本 (48 本 × 10 ラック) **ラック**

カタログ No.

65-7641

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 144,400包装: 480 本 (480 本 × 1 箱) **バルク**

カタログ No.

65-7643

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 165,600包装: 480 本 (48 本 × 10 ラック) **ラック**

- ◆ 外寸: $\phi 12.8 \times 43.9\text{mm}$
- ◆ 温度耐性: $-196^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

トリコードチューブ

DNase, RNase, Endotoxin Free

オートクレーブ可能

3.8ml



カタログ No.

65-7516

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 156,100包装: 480 本 (48 本 × 10 ラック) **バルク**

カタログ No.

65-7514

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 174,100包装: 480 本 (480 本 × 1 箱) **ラック**

カタログ No.

65-7517

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 168,800包装: 480 本 (48 本 × 10 ラック) **バルク**

カタログ No.

65-7515

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 186,800包装: 480 本 (480 本 × 1 箱) **ラック**

- ◆ 外寸: φ12.8 × 80.7mm
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

7.6ml



カタログ No.

65-9303

未滅菌

アウターキャップ無 ナチュラル

希望販売価格

¥ 115,700包装: 960 本 (96 本 × 10 ラック) **バルク**

カタログ No.

66-9302

未滅菌

アウターキャップ有 ナチュラル

希望販売価格

¥ 134,900包装: 960 本 (960 本 × 1 箱) **バルク**

- ◆ 外寸: φ17.0 × 83.6mm
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃
- ◆ 液体窒素の液層への浸透は不可

スクリューキャップ



オートクレーブ可能



68-53100- (他色)

スクリュートップを備えたすべてのアゼンタ社製のサンプル保存チューブと互換性があります。

サンプルの安全性、管理、追跡に対する高度なニーズを満たすために開発されたスクリューキャップは、大容量サンプル保管用途に最適です。高品質のバージン・ポリプロピレンから製造されており、密封性を保ちつつ液体の残留を抑制し、サンプルロスを軽減するよう設計されています。

アウターキャップおよびインナーキャップのいずれの Azenta スクリューキャップチューブにも使用可能です。

特長

- 高い耐薬品性
- 幅広い動作温度範囲（-196℃～+121℃）
※液体窒素の液相では使用不可
- 自動化対応：Azenta キャップキャリアを使用することで、自動開閉システムと併用可能
- オートクレーブ滅菌対応
- サンプル識別を容易にする最大 10 色展開
- 高品質のバージン・ポリプロピレン製

仕様

温度耐性	-196℃～+121℃ ※液体窒素の液相では使用不可
------	-------------------------------

Azenta スクリューキャップチューブに使用可能

96 フォーマット用スクリューキャップ（アウターキャップ）

カタログ No.	希望販売価格
68-53111-10N	キャップキャリア（96 フォーマット用 / アウターキャップ付 / 10 キャリア） ¥61,600
包装：960 個（96 個× 10 キャリア）	
カタログ No.	希望販売価格
68-53111-50N	キャップキャリア（96 フォーマット用 / アウターキャップ付 / 50 キャリア） ¥290,800
包装：4,800 個（96 個× 50 キャリア）	
カタログ No.	希望販売価格
68-53100-Z6N	スクリューキャップ（96 フォーマット用 / アウターキャップ / オレンジ） ¥50,000
包装：960 個（960 個× 1 ケース）	
他色：68-53100…Z1N（ホワイト）、Z2N（レッド）、Z3N（イエロー）、Z4N（ブルー）、Z5N（クリアブルー）、Z8N（グリーン）、Z10N（アンバー）、Z11N（パープル）、Z12N（ナチュラル）、Z13N（ブラック）	

スクリーキャップ



48 フォーマット用スクリーキャップ (アウターキャップ)

カタログ No.		希望販売価格
65-7572	スクリーキャップ (48 フォーマット用 / アウターキャップ / オレンジ)	¥26,600
包装 : 480 個 (480 個 × 1 ケース)		
カタログ No.		希望販売価格
65-7573	スクリーキャップ (48 フォーマット用 / アウターキャップ / レッド)	¥26,600
包装 : 480 個 (480 個 × 1 ケース)		
カタログ No.		希望販売価格
65-7574	スクリーキャップ (48 フォーマット用 / アウターキャップ / ブルー)	¥26,600
包装 : 480 個 (480 個 × 1 ケース)		
カタログ No.		希望販売価格
65-7575	スクリーキャップ (48 フォーマット用 / アウターキャップ / グリーン)	¥26,600
包装 : 480 個 (480 個 × 1 ケース)		
カタログ No.		希望販売価格
65-7576	スクリーキャップ (48 フォーマット用 / アウターキャップ / イエロー)	¥26,600
包装 : 480 個 (480 個 × 1 ケース)		
カタログ No.		希望販売価格
65-7577	スクリーキャップ (48 フォーマット用 / アウターキャップ / パープル)	¥26,600
包装 : 480 個 (480 個 × 1 ケース)		

96 フォーマット用スクリーキャップ (インナーキャップ)

カタログ No.		希望販売価格
66-63100-Y6	スクリーキャップ (96 フォーマット用 / インナーキャップ / オレンジ)	¥50,000
包装 : 960 個 (960 個 × 1 ケース)		
カタログ No.		希望販売価格
66-63100-Y12	スクリーキャップ (96 フォーマット用 / インナーキャップ / ナチュラル)	¥50,000
包装 : 960 個 (960 個 × 1 ケース)		

他色 : 66-63100-Y1 (ホワイト) 、Y2 (レッド) 、Y3 (イエロー) 、Y4 (ブルー) 、Y5 (クリアブルー) 、Y8 (グリーン) 、Y10 (アンバー) 、Y11 (パープル) 、Y13 (ブラック)

24 フォーマット用 スクリーキャップ (アウターキャップ)

カタログ No.		希望販売価格
66-9401	スクリーキャップ (24 フォーマット用 / アウターキャップ / オレンジ)	¥31,900
包装 : 240 個 (240 個 × 1 ケース)		
カタログ No.		希望販売価格
66-9402	スクリーキャップ (24 フォーマット用 / アウターキャップ / ナチュラル)	¥31,900
包装 : 240 個 (240 個 × 1 ケース)		

クライオチューブ (アウターキャップ)



DNase, RNase, Pyrogen, Endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15 分)



高品質精密成型

目盛付 10 100 書込み OK

- ◆ -196℃までの超低温フリーザー等でのサンプル保存が可能
- ◆ シリコンガスケットのないエクスターナルスレッドタイプ
- ◆ 確実かつ高い密閉性
- ◆ 自立型
- ◆ ロッキングシステムを持つ専用ラック (99018) とともに使用することで、片手での操作が可能
- ◆ 再密封可能な包装形態
- ◆ サンプル識別のためカラーコード (6色) の使用が可能
- ◆ 温度耐性: -196℃~121℃

- ・ガンマ線滅菌済
- ・材質: P.P (クライオチューブ、ラック、カラーコード)

バイロジェントテストを実施しており、エンドキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンバイロジェニックを保証しております。

注意: 最大容量を超えての使用は推奨しません。

TPPクライオチューブは液体窒素の気相での使用を推奨します。

液相で使用した場合、液体窒素がチューブ内に侵入し、液体窒素の蒸発によりチューブ内圧上昇の原因となります。

その結果、チューブが破裂し、有害な内容物が飛散する可能性があります。

液相で使用する場合は、液体窒素のチューブ内への侵入を防ぐような2重包装を施すことをお勧めします。

クライオチューブ (アウターキャップ)



容易にピペティング出来る構造をしています。



クライオチューブ専用作業ラックで楽に作業ができます。



専用ラックは片手でフタを開閉できる構造になっています。



4.5mlにも対応している、保存ラックがあります。



トリプルバッグ



全てジッパーバックなので、清潔に保管できます。

●クライオチューブ

カタログ No.	89012	G 滅菌	希望販売価格 ¥82,100
形状：自立型 丸底 最大目盛：1.2ml 推奨容量：0.7ml 直径×長さ（キャップなし）：φ12 × 37 (33.8) mm 包装：800 本（100 本× 8 パック）			
カタログ No.	89020	G 滅菌	希望販売価格 ¥84,900
形状：自立型 丸底 最大目盛：2.0ml 推奨容量：1.3ml 直径×長さ（キャップなし）：φ12 × 48 (45.5) mm 包装：800 本（100 本× 8 パック）			
カタログ No.	89040	G 滅菌	希望販売価格 ¥47,400
形状：自立型 丸底 最大目盛：3.8ml 推奨容量：3.3ml 直径×長さ（キャップなし）：φ12 × 75 (72.5) mm 包装：400 本（100 本× 4 パック）			
カタログ No.	89050	G 滅菌	希望販売価格 ¥48,800
形状：自立型 丸底 最大目盛：4.5ml 推奨容量：4.3ml 直径×長さ（キャップなし）：φ12 × 90 (86.5) mm 包装：400 本（100 本× 4 パック）			

クライオチューブ (アウターキャップ)



●ラック・カラーコード

カタログ No.			希望販売価格
89801		カラーコード 白	¥11,300
寸法: $\phi 11 \times 1\text{mm}$ 包装: 600 枚 (600 枚 $\times$ 1 パック)			
カタログ No.			希望販売価格
89802		カラーコード 青	¥11,300
寸法: $\phi 11 \times 1\text{mm}$ 包装: 600 枚 (600 枚 $\times$ 1 パック)			
カタログ No.			希望販売価格
89803		カラーコード 黄	¥11,300
寸法: $\phi 11 \times 1\text{mm}$ 包装: 600 枚 (600 枚 $\times$ 1 パック)			
カタログ No.			希望販売価格
89804		カラーコード 緑	¥11,300
寸法: $\phi 11 \times 1\text{mm}$ 包装: 600 枚 (600 枚 $\times$ 1 パック)			
カタログ No.			希望販売価格
89805		カラーコード 紫	¥11,300
寸法: $\phi 11 \times 1\text{mm}$ 包装: 600 枚 (600 枚 $\times$ 1 パック)			
カタログ No.			希望販売価格
89806		カラーコード 赤	¥11,300
寸法: $\phi 11 \times 1\text{mm}$ 包装: 600 枚 (600 枚 $\times$ 1 パック)			
カタログ No.			希望販売価格
99014		ラック 81 本立 (3.8ml, 4.5ml 用)	¥4,700
寸法: $133 \times 133 \times 95\text{mm}$ 包装: 1 個 (1 個 $\times$ 1 パック)			
カタログ No.			希望販売価格
99015		ラック 81 本立 (1.2ml, 2.0ml 用)	¥4,200
寸法: $133 \times 133 \times 45\text{mm}$ 包装: 1 個 (1 個 $\times$ 1 パック)			
カタログ No.			希望販売価格
99016		ラック 40 本立 (4 $\times$ 10)	¥4,200
寸法: $100 \times 200 \times 25\text{mm}$ 包装: 1 個 (1 個 $\times$ 1 パック)			

クライオチューブ



キャップタイプ	アウターキャップ					インナーキャップ			
容量 (ml)	1.0	1.5	2.0	4.0	5.0	1.5	1.8	4.0	5.0
全高 (mm)	46	40.7	45.5	76.3	93.3	40.7	45.5	76.3	93.3
蓋の高さ (mm)	5.3	10				8.3			
外径 (mm)	8.85	12.85				12.10			
温度耐性	- 196 ~ 121° C					- 196 ~ 121° C			

備考:

1. アウターキャップはねじ山が直接外部に露出しないため、二次汚染の可能性を最小限に抑えることができます。
2. インナーキャップはクライオチューブ本体と同径で、集中保管用途に適しています。
3. アウターキャップの最大容積は、インナーキャップよりも公称容積に近くなります。内容積は通常、液体凍結中に増加するため、アウターキャップおよびインナーキャップの両方の極低温チューブの推奨使用量は、最大容積の80%です。
4. いずれの保管方法も、極低温貯蔵の安全性を確保することを目的としており、ユーザーの実際のニーズに応じて自由に選択することができます。




クライオチューブ



バルクパック



ラック入り



2D クライオチューブ

●クライオチューブ（自立型、滅菌済）バルクパック

カタログ No.

WNBM-60700A

アウターキャップ

希望販売価格

¥67,700

容量：2.0ml 包装：2000 本（50 本× 10 パック× 4）

カタログ No.

WNBM-60710A

インナーキャップ

希望販売価格

¥73,400

容量：2.0ml 包装：2000 本（50 本× 10 パック× 4）

●クライオチューブ（2D バーコードなし）バルクパック

カタログ No.

WNBM-61890A

アウターキャップ

希望販売価格

¥26,500

容量：1.0ml 包装：960 本（96 本× 10 パック）

カタログ No.

WNBM-60690A

アウターキャップ

希望販売価格

¥15,400

容量：1.5ml 包装：500 本（50 本× 10 パック）

カタログ No.

WNBM-60740A

アウターキャップ

希望販売価格

¥17,700

容量：2.0ml 包装：500 本（50 本× 10 パック）

カタログ No.

WNBM-60840A

アウターキャップ

希望販売価格

¥8,100

容量：4.0ml 包装：250 本（50 本× 5 パック）

カタログ No.

WNBM-60940A

アウターキャップ

希望販売価格

¥12,500

容量：5.0ml 包装：250 本（50 本× 5 パック）

カタログ No.

WNBM-60680A

インナーキャップ

希望販売価格

¥18,900

容量：1.5ml 包装：500 本（50 本× 10 パック）

カタログ No.

WNBM-60730A

インナーキャップ

希望販売価格

¥19,100

容量：1.8ml 包装：500 本（50 本× 10 パック）

カタログ No.

WNBM-60830A

インナーキャップ

希望販売価格

¥9,700

容量：4.0ml 包装：250 本（50 本× 5 パック）

クライオチューブ

カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60930A	¥13,600
インナーキャップ	
容量: 5.0ml 包装: 250 本 (50 本× 5 パック)	

●クライオチューブ ラック入り

カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60690B	¥56,600
2D バーコードなし アウターキャップ	
容量: 1.5ml 包装: 1400 本 (100 本× 14 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60740B	¥54,400
2D バーコードなし アウターキャップ	
容量: 2.0ml 包装: 1200 本 (100 本× 12 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60840B	¥33,600
2D バーコードなし アウターキャップ	
容量: 4.0ml 包装: 800 本 (100 本× 8 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60940B	¥35,700
2D バーコードなし アウターキャップ	
容量: 5.0ml 包装: 600 本 (100 本× 6 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60680B	¥66,900
2D バーコードなし インナーキャップ	
容量: 1.5ml 包装: 1400 本 (100 本× 14 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60730B	¥57,900
2D バーコードなし インナーキャップ	
容量: 1.8ml 包装: 1200 本 (100 本× 12 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60830B	¥39,000
2D バーコードなし インナーキャップ	
容量: 4.0ml 包装: 800 本 (100 本× 8 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60930B	¥38,000
2D バーコードなし インナーキャップ	
容量: 5.0ml 包装: 600 本 (100 本× 6 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60695B	¥68,900
2D バーコード付 アウターキャップ	
容量: 1.5ml 包装: 1400 本 (100 本× 14 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60745B	¥79,200
2D バーコード付 アウターキャップ	
容量: 2.0ml 包装: 1200 本 (100 本× 12 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60845B	¥67,500
2D バーコード付 アウターキャップ	
容量: 4.0ml 包装: 800 本 (100 本× 8 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60945B	¥40,100
2D バーコード付 アウターキャップ	
容量: 5.0ml 包装: 600 本 (100 本× 6 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60685B	¥77,800
2D バーコード付 インナーキャップ	
容量: 1.5ml 包装: 1400 本 (100 本× 14 ラック)	

クライオチューブ

カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60735B	2D バーコード付 インナーキャップ ¥89,500
容量: 1.8ml 包装: 1200 本 (100 本× 12 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60835B	2D バーコード付 インナーキャップ ¥49,500
容量: 4.0ml 包装: 800 本 (100 本× 8 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60935B	2D バーコード付 インナーキャップ ¥44,200
容量: 5.0ml 包装: 600 本 (100 本× 6 ラック)	
SBS	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61890F	2D バーコードなし アウターキャップ ¥39,000
容量: 1.0ml 包装: 960 本 (96 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61289A	2D バーコード付 アウターキャップ ¥27,100
容量: 2.0ml 包装: 480 本 (48 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61459A	2D バーコード付 アウターキャップ ¥35,800
容量: 4.0ml 包装: 480 本 (48 本× 10 ラック)	

●クライオチューブ (2D バーコードなし) TriSteri™ トリプルバッグ製品

カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61890J	アウターキャップ ¥9,600
容量: 1.0ml 包装: 200 本 (5 本× 40 パック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60690J	アウターキャップ ¥9,600
容量: 1.5ml 包装: 200 本 (5 本× 40 パック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-60740J	アウターキャップ ¥10,900
容量: 2.0ml 包装: 200 本 (5 本× 40 パック)	

SBS フォーマットクライオチューブ

シーリングデザイン

- 新しいシール構造設計、最適化されたシール性能、より良い液体窒素シール、より滑らかな感触。

高品質な原材料

- 医療グレードの高純度ポリプロピレン製、超高剛性強化素材、耐候性に優れ、ISO10993規格に適合

エンコード・ルール

- DATAMATRIXコード、バーコード、読み取りコードからなる3コード・イン・ワンで、チューブの底面と側面にレーザー・エッチングされています。
- 読み取りやすいコードは、DMSOやその他の有機溶剤に耐性です。
- 国際標準のDATAMATRIXコードをレーザーエッチングした高い独自性。

品質保証

- ISO9001およびISO13485基準に適合したGMPLレベル 100,000のクリーンルームで製造されています。
- 厳格な生産プロセス、バッチ品質の安定性を確保するための開発された管理システム。

無菌性保証

- 電子線滅菌済み, SAL=10⁻⁶。

容器の特徴

- クライオボックス識別コード ラックの底面にユニークなQRコード、側面に一次元バーコードがレーザー刻印されており、クライオチューブ情報を読み取る際にボックス情報も自動的に読み取られます。
- ボックスリッドのバックル クライオボックスのリッドにはバックルが付いており、落下時のチューブの飛散を防止します。バックルスイッチも便利で、液体窒素で凍結してもサンプルの安全性を確保できます。



SBS フォーマットクライオチューブ



キャップタイプ	アウターキャップ							インナーキャップ	
容量 (ml)	0.5	0.75	1.0	2.0	4.0	6.0	8.0	0.5	1.0
全高 (mm)	27.6	37.3	45.6	45.5	76.3	57.5	71.7	33.5	51.4
蓋の高さ (mm)	5.3			10		10.3		6.55	
外径 (mm)	8.85			12.85		17.8		8.7	
温度耐性	−196 ~ 121℃							−196 ~ 121℃	

備考:

1. アウターキャップはスレッドが直接外部に露出しないため、二次汚染の可能性が最小限に抑えられます。
2. インナーキャップはクライオチューブと同径で、クライオボックスでも保存に有利です。
3. アウターキャップの最大容積は、インナーキャップよりも公称容積に近くなります。通常、内容積は液体凍結中に増加するため、アウターキャップ、インナーキャップともに推奨使用量は、最大容積の80%です。
4. どちらの保存方法も、極低温保存の安全性を確保することを目的としており、ユーザーの実際のニーズに応じて自由に選択することができます。



バルクパック



ラック入り

● SBS 3D バーコードクライオチューブ バッグパッケージ

カタログ No.

WNBM-61254A

アウターキャップ

希望販売価格

¥56,300

容量: 0.5ml 包装: 960 本 (96 本× 10 パック)

カタログ No.

WNBM-61264A

アウターキャップ

希望販売価格

¥56,300

容量: 0.75ml 包装: 960 本 (96 本× 10 パック)

カタログ No.

WNBM-61274A

アウターキャップ

希望販売価格

¥59,400

容量: 1.0ml 包装: 960 本 (96 本× 10 パック)

SBS フォーマットクライオチューブ

カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61284A	¥34,400
容量: 2.0ml 包装: 480 本 (48 本× 10 パック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61454A	¥40,400
容量: 4.0ml 包装: 480 本 (48 本× 10 パック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61464A	¥22,000
容量: 6.0ml 包装: 240 本 (24 本× 10 パック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61474A	¥23,500
容量: 8.0ml 包装: 240 本 (24 本× 10 パック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61252A	¥61,800
容量: 0.5ml 包装: 960 本 (96 本× 10 パック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61272A	¥65,700
容量: 1.0ml 包装: 960 本 (96 本× 10 パック)	

● SBS 3D バーコードクライオチューブ ラック入り

カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61255A	¥68,800
容量: 0.5ml 包装: 960 本 (96 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61265A	¥68,800
容量: 0.75ml 包装: 960 本 (96 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61275A	¥71,900
容量: 1.0ml 包装: 960 本 (96 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61285A	¥40,700
容量: 2.0ml 包装: 480 本 (48 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61455A	¥46,700
容量: 4.0ml 包装: 480 本 (48 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61465A	¥28,200
容量: 6.0ml 包装: 240 本 (24 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61475A	¥29,800
容量: 8.0ml 包装: 240 本 (24 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61253A	¥74,300
容量: 0.5ml 包装: 960 本 (96 本× 10 ラック)	
カタログ No.	希望販売価格
WNBM-61273A	¥78,200
容量: 1.0ml 包装: 960 本 (96 本× 10 ラック)	

キャップインサート (アウターキャップ・インナーキャップ用)



カタログ No.	未滅菌	ホワイト	希望販売価格
WNBM-61120A			¥5,300
包装: 1,000 個 (100 個 × 10 パック)			
カタログ No.	未滅菌	レッド	希望販売価格
WNBM-61120B			¥5,300
包装: 1,000 個 (100 個 × 10 パック)			
カタログ No.	未滅菌	イエロー	希望販売価格
WNBM-61120C			¥5,300
包装: 1,000 個 (100 個 × 10 パック)			
カタログ No.	未滅菌	ブルー	希望販売価格
WNBM-61120D			¥5,300
包装: 1,000 個 (100 個 × 10 パック)			
カタログ No.	未滅菌	グリーン	希望販売価格
WNBM-61120E			¥5,300
包装: 1,000 個 (100 個 × 10 パック)			
カタログ No.	未滅菌	パープル	希望販売価格
WNBM-61120F			¥5,300
包装: 1,000 個 (100 個 × 10 パック)			

クライオボックス



カタログ No.	未滅菌	ホワイト	希望販売価格
WNBM-61665A			¥19,500
適応チューブ: 1.5ml フォーマット: 10 × 10 サイズ (L × W × Hmm) : 133.6 × 133.6 × 44 包装: 14 個 (14 個 × 1 パック)			
カタログ No.	未滅菌	グリーン	希望販売価格
WNBM-61605A			¥16,700
適応チューブ: 2.0ml アウターキャップ / 1.8ml インナーキャップ フォーマット: 10 × 10 サイズ (L × W × Hmm) : 133.6 × 133.6 × 48.8 包装: 12 個 (12 個 × 1 パック)			
カタログ No.	未滅菌	イエロー	希望販売価格
WNBM-61615A			¥12,700
適応チューブ: 4.0ml フォーマット: 10 × 10 サイズ (L × W × Hmm) : 133.6 × 133.6 × 79.5 包装: 8 個 (8 個 × 1 パック)			
カタログ No.	未滅菌	ブルー	希望販売価格
WNBM-61655A			¥9,500
適応チューブ: 5.0ml フォーマット: 10 × 10 サイズ (L × W × Hmm) : 133.6 × 133.6 × 96.5 包装: 6 個 (6 個 × 1 パック)			

フリーザーボックス



オートクレープ不可



カタログ No.

BMFB-S25

未滅菌

セット

希望販売価格

¥ 18,000

包装：20 セット (20 セット× 1 パック)

- ◆ サイズ (W × D × H) : 75 × 75 × 50mm
 - ◆ 穴径 : 11.5mm
 - ◆ 材質 : 耐冷紙
 - ◆ 温度耐性 : -196℃～室温
 - ◆ フリーザーボックス 25 穴
 - ◆ 1.5ml・2.0ml チューブが 25 本立てられます。
- ※セット：ボックス&ディバイダー



カタログ No.

BMFB-S81

未滅菌

セット

希望販売価格

¥ 18,000

包装：20 セット (20 セット× 1 パック)

- ◆ サイズ (W × D × H) : 132 × 132 × 50mm
 - ◆ 穴径 : 12.7mm
 - ◆ 材質 : 耐冷紙
 - ◆ 温度耐性 : -196℃～室温
 - ◆ フリーザーボックス 81 穴
 - ◆ 1.5ml・2.0ml チューブが 81 本立てられます。
- ※セット：ボックス&ディバイダー



カタログ No.

BMFB-S100

未滅菌

セット

希望販売価格

¥ 18,000

包装：20 セット (20 セット× 1 パック)

- ◆ サイズ (W × D × H) : 132 × 132 × 50mm
 - ◆ 穴径 : 11.5mm
 - ◆ 材質 : 耐冷紙
 - ◆ 温度耐性 : -196℃～室温
 - ◆ フリーザーボックス 100 穴
 - ◆ 0.5ml チューブが 100 本立てられます。
- ※セット：ボックス&ディバイダー

細胞凍結用コンテナ : CoolCell®

biocision®

CoolCell® alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、 -80°C のフリーザー内で、 $-1^{\circ}\text{C} / 1$ 分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。

Why Alcohol-Free?

- ◆ 安定した冷却速度 $-1^{\circ}\text{C} / 1$ 分
- ◆ 高い細胞生存率
- ◆ メンテナンス不要で廃棄物もない。
- ◆ 取り扱いが簡単


CoolCell®	アルコール コンテナ	
メンテナンス	不要	5 回に一度アルコール交換
予冷	不要	要
再現性	高い	アルコールの劣化による 冷却能のバラツキあり
再使用	5 分後	1 時間以上
庫内への影響	小	大

構成


- ・ CoolCell®本体 1個
- ・ 専用コア 1個

使用方法

- ① 細胞凍結に使用するチューブ・本数に合ったコンテナを選択
- ② チューブをコンテナ内に挿入する
- ③ ディープフリーザー内にコンテナを入れる
- ④ 約200分後に細胞凍結が完了




How It Works



CoolCell® LX

-80°C のフリーザーに入れば、あとは細胞凍結に理想的な、 $-1^{\circ}\text{C} / 1$ 分の冷却速度で細胞を凍結します。気密性の高いコンテナと特殊合金のコアリングにより、中のチューブを均等に冷却します。



CoolCell® FTS30

CoolCell® FTS30 は特殊な金属合金とマイクロ対流を利用して、フリーザー内の -80°C の空気を下部バントから引き入れて、均一に各チューブに分散させます。上部バントからは熱を放出し、細胞凍結に理想的な冷却速度で 30 本のチューブ同時に凍結が可能です。凍結後は、チューブモジュールごとすべてのチューブ一度に取り出せます。

細胞凍結用コンテナ: CoolCell®

biocision®

CoolCell® Performance

幹細胞

Human Embryonic Stem
Preadipocytes
Breast Cancer Stem
Colon Cancer Stem
Glioblastoma Cancer Stem
Mouse Embryonic Stem
Human Endothelial Progenitor




図 1: ヒト ES 細胞をそれぞれの方法で凍結した 3 本のチューブを液体窒素で 2 週間凍結保存した。その後、各 3 本のチューブを解凍直後 (Day1) と 3 日間の (Day3) 培養後にそれぞれ細胞数測定を行った。CoolCell® を使用して凍結した細胞には、33% の細胞増殖が確認された。




図 2: アラマール酸化還元反応での RC10 細胞の細胞増殖測定。CoolCell® で凍結した細胞は成長が早く、高い増殖率と細胞数の増加が確認された。

初代細胞

Neonatal Keratinocytes
Human WBCs
Mouse WBCs
Human CD34+
Muscle
Human Tendon Fibroblasts
Melanoma Tumor
Human Cardiac Ventricular
Human Cardiac Atrial




図 3: PBMC を CoolCell® と他社アルコール式コンテナをそれぞれ使用して凍結し、液体窒素で保存。その後解凍し、トリパンブルー染色方法で生細胞数を測定し、比較を行った。両商品とも、結果に大きな違いは見られなかったが、CoolCell® の場合、メンテナンスが不要である。




図 4: HUVEC 混濁液を CoolCell® と他社アルコールコンテナ (各 5 個) で凍結し、急速に解凍後、培地に再混濁して生細胞数を測定した。CoolCell® の性能は、他社商品を大きく上回った。

細胞株

CHO
LnCap
HTB₇₇
A₅₄₉
HeLa




図 5: HeLa, CHO-K, K562, NIH3T3 の各細胞株を CoolCell® LX, CoolCell® FTS30、他社商品のアルコール式コンテナを使用して凍結を行った。解凍後、遺伝子導入効率と細胞生存率のいずれも同じ結果が得られた。




図 6: 解凍後、24 時間、同様の細胞増殖が確認された。

CoolCell® LX



BCS-405

カタログ No.

BCS-405

パープル

希望販売価格

¥32,800

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-405G

グリーン

希望販売価格

¥32,800

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-405O

オレンジ

希望販売価格

¥32,800

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-405PK

ピンク

希望販売価格

¥32,800

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

- ◆ 1.0ml/2.0ml クライオチューブ × 12 本
- ◆ 従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ
- ◆ コンテナサイズ: $\phi 11.7 \times 9.9\text{cm}$
- ◆ ウェルサイズ: 12.7mm

CoolCell® 5ml LX



BCS-406

カタログ No.

BCS-406

パープル

希望販売価格

¥43,200

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

- ◆ 3.5ml ~ 5.0ml クライオチューブ × 12 本
- ◆ 従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ
- ◆ コンテナサイズ: $\phi 9.5 \times 14.5\text{cm}$
- ◆ ウェルサイズ: 15.2mm

CoolCell® FTS30



BCS-170

カタログ No.

BCS-170

パープル

希望販売価格

¥87,800

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-170G

グリーン

希望販売価格

¥87,800

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-170O

オレンジ

希望販売価格

¥87,800

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-170PK

ピンク

希望販売価格

¥87,800

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

- ◆ 1.0ml/2.0ml クライオチューブ × 30 本
- ◆ 本体とフタについている気孔ポートを介したエア対流設計により均等にクライオチューブを冷凍します。
- ◆ コンテナサイズ: $\phi 16.5 \times 11.5\text{cm}$
- ◆ ウェルサイズ: 12.3mm

CoolCell® SV2



BCS-172

カタログ No.

BCS-172

パープル

希望販売価格

¥61,800

包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

カタログ No.

BCS-172CS

パープル

希望販売価格

¥161,000

包装: 1 式

- ◆ 2.0ml 注射用アンプル× 12 本
- ◆ コンテナサイズ: φ13.9 × 10.5cm
- ◆ ウェルサイズ: φ14.7 × 44.5mm

BCS-172CS には下記が含まれます。

- BCS-172 • BCS-266 • BCS-504

CoolCell® SV10



BCS-262

カタログ No.

BCS-262

パープル

希望販売価格

¥61,900

包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

- ◆ 10ml 注射用アンプル× 6 本
- ◆ コンテナサイズ: φ12.1 × 10.5cm
- ◆ ウェルサイズ: φ23.6 × 48.0mm

CoolCell® Filler Vial, 2.0ml



BCS-3105

カタログ No.

BCS-3105

希望販売価格

¥5,600

包装: 6 本 (6 本× 1 パック)

- ◆ Cool Cell® 用クライオバイアル 2.0ml
- ◆ Cool Cell® LX、Cool Cell® FTS30、Cool Cell® に使用可能
- ◆ 他の凍結容器でも安定性あり
- ◆ グリセロール含有

CoolCell® Filler Vial, 5.0ml



BCS-3106

カタログ No.

BCS-3106

希望販売価格

¥5,600

包装: 6 本 (6 本× 1 パック)

- ◆ Cool Cell® 5ml LX および Cool Cell® 5ml 用クライオバイアル 5.0ml
- ◆ Cool Cell® 5ml LX および Cool Cell® 5ml に使用可能
- ◆ グリセロール含有

CoolBox™は氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。

CoolBox™システムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack®やCoolSink®と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。

◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション

ボックスサイズは4種類

カラーバリエーションは4色（パープル・グリーン・オレンジ・ピンク）

使用方法

- ① カートリッジを冷凍庫予冷
- ② 本体にカートリッジをセット
- ③ CoolRack®（専用ラック）またはアルミラックなどをセットし使用

	XT Starter	CoolBox™ 30	CoolBox™ XT
チューブの使用	●	●	●
プレートの使用	●	—	●
0.5℃～4℃ Cooling Cartridges	蓋なし 4時間	4時間	10時間
蓋あり	—	10時間	16時間
–20℃～0℃ Freezing Cartridge	蓋なし —	3時間	5時間
蓋あり	—	6時間	8時間



サンプルを氷上に直接保存

- 温度分布は不均一
- 氷とサンプルが接触するのでコンタミネーションの危険があります



CoolRack®にて保存

- 温度分布を均一に保つことが可能
- コンタミネーションの危険なし



CoolBox™にて保存

- 長時間、温度分布を均一に保つことが可能
- 電源や氷など必要なし



XT Starter

カタログ No.

BCS-504

希望販売価格

¥42,800

包装：1 式

- ◆ CoolBox™ XT Starter
- ◆ 外寸：16.2 × 12.0 × 6.1cm

構成

- ・ Starter XTホルダーベース + XT Cooling Core×1個
- ・ホルダー XTホルダーベース



XT Holder

カタログ No.


BCS-513

希望販売価格

¥13,700

包装：1 個（1 個 × 1 バック）

How It Works



保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間（蓋なし）
0.5～4℃	XT Cooling Core	4時間

CoolBox™, Freezing · Colling Core

biocision®

CoolBox™ XT

CoolBox™ XT
BCS-502

カタログ No.

BCS-502

パープル

希望販売価格

¥ 101,800

包装: 1 式

カタログ No.

BCS-502G

グリーン

希望販売価格

¥ 101,800

包装: 1 式

カタログ No.

BCS-502O

オレンジ

希望販売価格

¥ 101,800

包装: 1 式

カタログ No.

BCS-502PK

ピンク

希望販売価格

¥ 101,800

包装: 1 式

◆ サイズ: XT: 内寸 (14 × 9.9 × 9.4cm) ※ 外寸 (20 × 16 × 15cm)

※ Cooling Core が中に入っている時の内寸

構成

・ XT: 本体 + XT Cooling Core × 1個

CoolBox™ 2XT

CoolBox™ 2XT
BCS-503

カタログ No.

BCS-503

パープル

希望販売価格

¥ 156,800

包装: 1 式

カタログ No.

BCS-503G

グリーン

希望販売価格

¥ 156,800

包装: 1 式

カタログ No.

BCS-503O

オレンジ

希望販売価格

¥ 156,800

包装: 1 式

カタログ No.

BCS-503PK

ピンク

希望販売価格

¥ 156,800

包装: 1 式

◆ サイズ: 2XT: 内寸 (21 × 14.3 × 13.4cm) ※ 外寸 (26.5 × 20 × 15cm)

※ Cooling Core が中に入っている時の内寸

構成

・ 2XT: 本体 + XT Cooling Core × 2個

CoolBox™, Freezing · Colling Core

biocision®

XT Cooling Core & XT Freezing Core



XT Cooling Core
BCS-511



XT Freezing Core
BCS-512

カタログ No.

BCS-511

XT Cooling Core

希望販売価格

¥37,100

包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-512

XT Freezing Core


希望販売価格

¥49,400



包装: 1 個 (1 個 × 1 パック)

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5 ~ 4℃	XT Cooling Core	10時間	16時間
-20℃ ~ 0℃	XT Freezing Core	5時間	8時間
-78℃	200ml Dry Ice	4時間	5時間

How It Works



CoolBox™ システムは、ベース、クーリングカートリッジ、蓋で構成されています。CoolBox™ XT にはマグネットスパーサーが含まれ、1℃ ~ 8℃ の温度帯をインジケータで確認することが出来ます。CoolBox™ は熱伝導モジュールを合わせて使用できるようデザインされています。



CoolBox™ XTシステムは、Cooling Coreを使用した場合、4℃以下を、蓋をあけた状態で、10時間、蓋を閉めた状態で、16時間温度を保つことが出来ます。

BCS-502C
XT 用カラーBCS-503C
XT2 用カラーMicroTube24 CoolBox™ XT Workstation
BCS-576PCR96 CoolBox™ XT Workstation
BCS-570

カタログ No.

BCS-502C

CoolBox™ XT Extension Collar パープル

希望販売価格

¥18,900

包装 : 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-503C

CoolBox™ 2XT Extension Collar パープル

希望販売価格

¥23,500

包装 : 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-503CG

CoolBox™ 2XT Extension Collar グリーン

希望販売価格

¥22,800

包装 : 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-503CO

CoolBox™ 2XT Extension Collar オレンジ

希望販売価格

¥22,800

包装 : 1 個 (1 個 × 1 パック)

カタログ No.

BCS-503CPK

CoolBox™ 2XT Extension Collar ピンク

希望販売価格

¥22,800

包装 : 1 個 (1 個 × 1 パック)

CoolBox™ XT & CoolBox™ 2XT コンプリートワークステーション〈包装 : 各1式〉

カタログNo.	BCS-576	BCS-575	BCS-570	BCS-572	BCS-573
商品名	MicroTube24 CoolBox™ XT Workstation	CryoTube24 CoolBox™ XT Workstation	PCR96 CoolBox™ XT Workstation	PCR Strip CoolBox™ XT Workstation	PCR Sample Preparation CoolBox™ 2XT Workstation
システムに含まれるもの	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT
CoolRack®	XT M24(BCS-535)	XT CFT24(BCS-534)	XT PCR96(BCS-529)	XT M-PCR(BCS-523)	XT M24(BCS-535) XT PCR96(BCS-529)
収容本数	1.5ml/2.0mlマイクロ チューブ×24本	1.5ml/2.0mlクライオ チューブ×24本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 0.2mlPCRチューブ×96本	0.2mlPCRチューブ×48本 + 1.5ml/2.0mlマイクロ チューブ×12本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 1.5ml/2.0mlチューブ×24本
カラー	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
希望販売価格	¥146,500	¥150,700	¥156,600	¥154,900	¥254,100

XT Starter PCR System

biocision®

XT Starter PCR System



BCS-556



BCS-557

カタログ No.

BCS-556

XT starter PCR 96 system

希望販売価格

¥ 106,800

包装: 1 式

カタログ No.

BCS-557

XT starter M-PCR system

希望販売価格

¥ 105,000

包装: 1 式

カタログNo.	BCS-556	BCS-557
商品名	XT starter PCR 96 system	XT starter M-PCR system
システムに含まれるもの	●	●
XT-starter (BCS-504)		
CoolRack®	BCS-529	BCS-523
収容本数	PCR 96ウェルプレート1枚、 ストリップチューブ、 PCRチューブ×96本	6ストリップ×8本、 1.5ml/2.0mlチューブ×12本



CoolRack® M - microtube modules

カタログNo.	商品名	使用可能チューブ	外 寸	色	包 装	希望販売価格
BCS-163	CoolRack® M6	1.5ml/2mlチューブ×6本	60×43×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥12,600
BCS-164				オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥12,600
BCS-125	CoolRack® M15	1.5ml/2mlチューブ×15本	102×64×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥30,000
BCS-125G				グリーン	1個 (1個×1パック)	¥30,000
BCS-1250				オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥30,000
BCS-535	CoolRack® XT M24※	1.5ml/2mlチューブ×24本	128×85×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥53,500
BCS-539	CoolRack® XT 5ml※	5.0ml遠心チューブ×12本	127×86×50mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥60,200
BCS-108	CoolRack® M30	1.5ml/2mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,100
BCS-108G				グリーン	1個 (1個×1パック)	¥52,100
BCS-1080				オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥52,100
BCS-116	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥103,000

※ SBS 適合

CoolRack®

biocision®

CoolRack® M-PF (conical tubes)



BCS-127



BCS-128



BCS-137

カタログ No.

BCS-127

CoolRack® M15-PF グレー

希望販売価格

¥40,500

サンプル数: 1.5ml チューブ× 15 本 外寸: 102 × 64 × 38mm 包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

カタログ No.

BCS-128

CoolRack® M30-PF グレー

希望販売価格

¥60,700

サンプル数: 1.5ml チューブ× 30 本 外寸: 120 × 102 × 38mm 包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

カタログ No.

BCS-137

CoolRack® M30-PF 500ul グレー

希望販売価格

¥60,700

サンプル数: 0.5ml チューブ× 30 本 外寸: 120 × 102 × 38mm 包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

CoolRack® CF - cryogenic vial & FACS tube modules



BCS-126



BCS-534



BCS-138



BCS-105

カタログ No.

BCS-126

CoolRack® CF15 グレー

希望販売価格

¥30,000

サンプル数: クライオチューブ× 15 本 外寸: 102 × 64 × 38mm 包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

カタログ No.

BCS-534

CoolRack® XT CFT24※ グレー

希望販売価格

¥58,000

サンプル数: クライオチューブ× 24 本 グリップ機能付 外寸: 128 × 85 × 38mm 包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

カタログ No.

BCS-138

CoolRack® CFT30 グレー

希望販売価格

¥60,700

サンプル数: クライオチューブ× 30 本 グリップ機能付 外寸: 120 × 102 × 38mm 包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

カタログ No.

BCS-105

CoolRack® CF45 グレー

希望販売価格

¥55,000

サンプル数: クライオチューブ× 45 本 外寸: 173 × 97 × 38mm 包装: 1 個 (1 個× 1 パック)

※ SBS 適合

CoolRack® PCR



BCS-529



BCS-523



BCS-538

カタログ No.

BCS-529

CoolRack® XT PCR96※ グレー

希望販売価格

¥64,100

サンプル数: 96 ウェルプレート×1枚 / 0.2ml チューブ×96本 (12連・8連・シングル) 外寸: 127×86×25mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-523

CoolRack® XT M-PCR※ グレー

希望販売価格

¥62,600

サンプル数: PCR チューブ×48本 (8連・シングル) + 1.5ml/2ml チューブ×12本 外寸: 127×86×38mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-538

CoolRack® XT PCR384※ グレー

希望販売価格

¥70,500

サンプル数: 384 ウェルプレート×1枚 外寸: 127×86×19mm 包装: 1個 (1個×1パック)

※ SBS 適合

CoolRack® 96 - 2D barcode Storage tube modules



BCS-231



BCS-149

カタログ No.

BCS-231

CoolRack® 96 × 0.5ml グレー

希望販売価格

¥75,700

サンプル数: 0.5ml 2D サンプル保存チューブ×96本 外寸: 131×89×36mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-149

CoolRack® 96 × 1ml グレー

希望販売価格

¥69,200

サンプル数: 1.4ml 2D サンプル保存チューブ×96本 外寸: 132×89×36mm 包装: 1個 (1個×1パック)

CoolRack® SV - cell therapy injectable ampule modules



BCS-266



BCS-265

カタログ No.

BCS-266

CoolRack® SV2 グレー

希望販売価格

¥69,100

サンプル数: 2.0ml アンブル×12本 外寸: 127×86×38mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-265

CoolRack® SV10 グレー

希望販売価格

¥69,100

サンプル数: 10.0ml アンブル×12本 外寸: 127×36×38mm 包装: 1個 (1個×1パック)

CoolRack® Tall Tube Modules - 15ml/50ml Tube modules



BCS-232



BCS-153



BCS-154



BCS-532



BCS-533

カタログ No.

BCS-232

CoolRack® L パープル

希望販売価格

¥59,300

サンプル数: 15ml 遠心管×12本 外寸: 137×95×118mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-153

CoolRack® 15ml グレー

希望販売価格

¥53,900

サンプル数: 15ml 遠心管×9本 外寸: 89×89×107mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-154

CoolRack® 50ml グレー

希望販売価格

¥53,900

サンプル数: 50ml 遠心管×4本 外寸: 89×89×107mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-532

CoolRack® 250ml-PF* グレー

希望販売価格

¥81,800

サンプル数: 250ml 遠心管×1本 外寸: 89×89×140mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-533

CoolRack® 250ml グレー

希望販売価格

¥81,800

サンプル数: 250ml 遠心管×1本 外寸: 89×89×72mm 包装: 1個 (1個×1パック)

*コニカルチューブ

CoolRack® V blood collection tube modules



BCS-235



BCS-157



BCS-155



BCS-156

カタログ No.

BCS-235

CoolRack® LV パープル

希望販売価格

¥59,300

サンプル数: φ13mm/φ16mm テストチューブ×12本 外寸: 137×95×96mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-157

CoolRack® VS13 グレー

希望販売価格

¥56,500

サンプル数: φ13mm×75mm テストチューブ×9本 外寸: 89×89×61mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-155

CoolRack® V13 グレー

希望販売価格

¥56,500

サンプル数: φ13mm×100mm テストチューブ/5ml クライオチューブ×9本 外寸: 89×89×84mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-156


CoolRack® V16 グレー

希望販売価格

¥56,500

サンプル数: φ16×100mm テストチューブ×9本 外寸: 89×89×84mm 包装: 1個 (1個×1パック)

CoolSink® & ThermalTray™

BCS-536
平底プレート用BCS-537
丸底プレート用BCS-184
55ml リザーバー

カタログ No.

BCS-536

CoolSink® XT 96F

希望販売価格

¥56,800

使用用途: 6, 12, 24, 48, 96, 384 ウェルプレート (平底) 外寸: 128×85×17mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-537

CoolSink® XT 96U

希望販売価格

¥63,500

使用用途: 96 ウェルプレート (U底) 外寸: 128×85×17mm 包装: 1個 (1個×1パック)

カタログ No.

BCS-184

CoolSink® LX 55

希望販売価格

¥50,200

使用用途: 55ml リザーバー 外寸: 146×64×35mm 包装: 1個 (1個×1パック)

CoolRack® 適合表

biocision®

- ◆ 優れた温度均一性
- ◆ さまざまな用途で使用可能
- ◆ それぞれの熱源使用時の平衡状態到達時間

CoolRack® 対応 CoolBox

カタログNo.	商品名	フォーマット	XT Starter	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT	CoolBox™ 30
CoolRack® M (円筒形)						
BCS-163	CoolRack® M6	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-125	CoolRack® M15	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-535	CoolRack® XT M24	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-539	CoolRack® XT 5ml	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-108	CoolRack® M30	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-116	CoolRack® M96 ID	マイクロチューブ	※CoolRackのみでの使用			
CoolRack® M-PF (コニカル)						
BCS-127	CoolRack® M15-PF	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-128	CoolRack® M30-PF	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-137	CoolRack® 500ul M30-PF	マイクロチューブ	●		●	●
CoolRack® CF						
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ	●	●	●	●
BCS-534	CoolRack® CT CFT24	クライオチューブ	●	●	●	
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ・FACS チューブ	●		●	●
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ・FACS チューブ			●	
CoolRack® PCR						
BCS-529	CoolRack® XT PCR 96	96-well PCR プレート	●	●	●	
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR	8連0.2ml PCRチューブ+マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-538	CoolRack® XT PCR 384	384-well PCR プレート	●	●	●	
CoolRack® 96						
BCS-231	CoolRack® 96×0.5ml	2D チューブ	●	●	●	
BCS-149	CoolRack® 96×1ml	2D チューブ	●	●	●	
CoolRack® SV						
BCS-266	CoolRack® SV2	アンプル	●	●	●	
BCS-265	CoolRack® SV10	アンプル	●	●	●	
CoolRack® Tall Madule (XT で使用する場合、別途 XT Extension Collar (BCS-502-C、オプション) が必要)						
BCS-232	CoolRack® L	15ml 遠心管	●	●※	●※	
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml 遠心管	●	●※	●※	
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml 遠心管	●	●※	●※	
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF	250ml 遠心管	●	●★	●★	
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml 遠心管	●	●	●	
CoolRack® V						
BCS-235	CoolRack® LV	13mm/16mmチューブ	●	●※	●※	
BCS-157	CoolRack® VS13	13×75mmチューブ	●	●※	●※	
BCS-155	CoolRack® V13	13×100mmチューブ	●	●※	●※	
BCS-156	CoolRack® V16	16×100mmチューブ	●	●※	●※	

※ 蓋を閉じるにはエクステンションカラーが必要です。

★ エクステンションカラーを付けても蓋は閉じられません。

TruCool® Ice Buckets and Pans

- ◆ **EVA (エチレン酢酸ビニルコポリマー) 製**
毒性のない物質のため安心して使用可能
- ◆ **さまざまな用途で使用可能**
氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能
- ◆ **結露の発生防止**
外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易
- ◆ **豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション**
ボックスサイズは 6 種類
カラーバリエーションは 7 色 (パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)

	商品名	サイズ/ 希望販売価格	パープル	ライムグリーン	オレンジ	ピンク	ブルー	グリーン	レッド
	Mini 1L Ice Pan	159×159×95mm ¥13,400	BCS-211PL	BCS-211GR	BCS-211OR	BCS-211PK	BCS-211B	BCS-211	BCS-212
	Midi 4L Ice Pan	311×222×114mm ¥20,600	BCS-113PL	BCS-113GR	BCS-113OR	BCS-113PK	BCS-113B	BCS-113	BCS-114
	Maxi 9L Ice Pan	406×318×114mm ¥27,600	BCS-111PL	BCS-111GR	BCS-111OR	BCS-111PK	BCS-111B	BCS-111	BCS-112
	Midi 4L Ice Pan with Lid	350×225×114mm ¥23,700	BCS-117PL	BCS-117GR	BCS-117OR	BCS-117PK	BCS-117B	—	—
	Round 2.5L Ice Bucket with Lid	φ241×121mm ¥15,900	BCS-115-25PL	BCS-115-25GR	BCS-115-25OR	BCS-115-25PK	BCS-115-25B	BCS-115-25G	BCS-115-25R
	Round 4L Ice Bucket with Lid	φ260×184mm ¥17,900	BCS-115PL	BCS-115GR	BCS-115OR	BCS-115PK	BCS-115B	BCS-115	BCS-115R

* 上記、各 1 個 (1 個× 1 パック) になります。

TruCool® Hinged Cryo Boxes

biocision®

◆ ヒンジタイプの蓋

蓋の開閉/チューブの管理が容易・コンタミリスクの軽減

◆ さまざまな温度帯で使用可能

防水性・耐久性に優れており、ディープフリーザーや液体窒素素内で何度でも使用可能

◆ 仕切りがプラスチック製

常に仕切り板が安定しているので、サンプルの管理が容易

◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション

ボックスサイズ: 81本用, 100本用

カラーバリエーション: 6色 (ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク) ※BCS-206シリーズ



カタログNo.	サイズ	使用可能チューブ & 本数	カラー	包装	希望販売価格
BCS-206	133×133×51mm	1.0ml/2.0mlクライオチューブ、 マイクロチューブ×81本	○ホワイト	5個 (5個×1パック)	¥9,200
BCS-206B			●ブルー	5個 (5個×1パック)	¥7,400
BCS-206G			●グリーン	5個 (5個×1パック)	¥7,400
BCS-206O			●オレンジ	5個 (5個×1パック)	¥7,400
BCS-206P			●パープル	5個 (5個×1パック)	¥7,400
BCS-206PK			●ピンク	5個 (5個×1パック)	¥7,400
BCS-206MC			白以外5色	5個 (5個×1パック)	¥7,500
BCS-207			○ホワイト	50個 (50個×1パック)	¥59,400
BCS-207B			●ブルー	50個 (50個×1パック)	¥59,200
BCS-207G			●グリーン	50個 (50個×1パック)	¥59,200
BCS-207O			●オレンジ	50個 (50個×1パック)	¥59,200
BCS-207P			●パープル	50個 (50個×1パック)	¥59,200
BCS-207PK			●ピンク	50個 (50個×1パック)	¥59,200
BCS-209G	133×133×92mm	1.0ml/2.0mlクライオチューブ、 マイクロチューブ×100本	●グリーン	5個 (5個×1パック)	¥8,200
BCS-209P			●パープル	5個 (5個×1パック)	¥8,200
BCS-220G			●グリーン	50個 (50個×1パック)	¥67,200
BCS-220P			●パープル	50個 (50個×1パック)	¥67,200
BCS-215G	133×133×92mm	3.0ml/5.0mlクライオチューブ×81本 穴付	●グリーン	6個 (6個×1パック)	¥11,500
BCS-215P			●パープル	6個 (6個×1パック)	¥11,500
BCS-219G			●グリーン	30個 (30個×1パック)	¥45,400
BCS-219P			●パープル	30個 (30個×1パック)	¥45,400
BCS-217G	133×133×51mm	1.0ml/2.0mlクライオチューブ×81本 穴付	●グリーン	5個 (5個×1パック)	¥7,900
BCS-217P			●パープル	5個 (5個×1パック)	¥7,900
BCS-221G			●グリーン	50個 (50個×1パック)	¥67,200
BCS-221P			●パープル	50個 (50個×1パック)	¥67,200

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。

実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は 2026 年 6 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。

なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。

- 使用範囲 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。

人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio  **ビーエム機器株式会社**
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL : 03-6666-5903 / FAX : 03-6666-5907

商品の在庫・ご注文について TEL : 03-6666-5902 / FAX : 03-5677-4081