

5mL チューブ特集

サンプリングチューブ



マイクロチューブ 5mL ナチュラル

- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ◆ 標準的な 15mL 遠心ローターに適合
- ◆ 500 μl 刻みの目盛付
- ◆ チューブ側面に書き込み可能なフロスト処理済み
- ◆ 未滅菌
- ◆ 開口外寸: 口部φ 18.69mm, 全長 59.33mm, 胴部φ 15.80mm
- ◆ 材質: ポリプロピレン
- ◆ 色: ナチュラル
- ◆ 遠心耐性: 純水時 14,000RCF (xg)
- ◆ 温度耐性: -80℃~121℃



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	大箱包装
BM-50	Natural	250本 (250本×1パック)	¥8,600	250本×5

スクリーキャップチューブ



5.0mL MicrewTube™ チューブ

- ◆ DNase, RNase, Pyrogen and DNA free
- ◆ 高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。
- ◆ フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能
- ◆ CAPINSERT™: キャップインサート (M957 シリーズ) によるサンプル識別も大変便利
- ◆ フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能
- ◆ フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 20分, チューブのみ)
- ◆ 材質: ポリプロピレン (チューブ)、ポリエチレン (キャップ)
- ◆ 遠心耐性: ~25,000xg
- ◆ 温度耐性: -196 ~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	大箱包装
T365-5NLSS	Natural	200本 (20本×10パック)	¥11,600	200本×4
T365-5AMLSS	Amber	200本 (20本×10パック)	¥11,600	200本×4

5.0mL セーフロックチューブ・遮光チューブ

chanshow®



- ◆ オートクレーブ可能 (121℃、15分)
- ◆ DNase、RNase、DNA、Pyrogen、PCR inhibitor フリー
- ◆ セーフロック付きで加熱処理、輸送に最適
- ◆ 低吸着仕様はタンパクやDNAの保存に最適
- ◆ 外寸：胴部φ14.89mm、高さ56.6mm
- ◆ 目盛：1~5mL (0.5mL刻み)
- ◆ 温度耐性：-80℃~121℃
- ◆ 遠心耐性：20,000xg
- ◆ 材質：ポリプロピレン

※ 遮光タイプについては他容量のご用意もございます。




カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
11.011.0004	500本 (500本×1パック)	¥11,600	500本×6
11.011.1004	500本 (500本×1パック)	¥22,000	500本×6
11.011.0804	500本 (500本×1パック)	¥11,600	500本×6

ロックチューブ

5.0mL KlikLok™ チューブ

Simport Scientific



フラットトップキャップ ※ M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	大箱包装
T330-75N	Natural	200本 (100本×2パック)	¥9,500	200本×4
T330-75NS	Natural Sterile	200本 (100本×2パック)	¥12,300	200本×4
T330-75B	Blue	200本 (100本×2パック)	¥9,500	200本×4
T330-75G	Green	200本 (100本×2パック)	¥9,500	200本×4
T330-75R	Red	200本 (100本×2パック)	¥9,500	200本×4
T330-75Y	Yellow	200本 (100本×2パック)	¥9,500	200本×4
T330-75AM	Amber	200本 (100本×2パック)	¥9,500	200本×4
T330-75AMS	Amber Sterile	200本 (100本×2パック)	¥12,300	200本×4

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年6月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL:03-6666-5903/FAX:03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL:03-6666-5902/FAX:03-5677-4081

■ 代理店