



薬品透過性レポート

対象商品

BMXTGV0001	BM touch	天然ラテックス [®] ロープ	滅菌済み	6.0
BMXTGV0002	BM touch	天然ラテックス [®] ロープ	滅菌済み	6.5
BMXTGV0003	BM touch	天然ラテックス [®] ロープ	滅菌済み	7.0
BMXTGV0004	BM touch	天然ラテックス [®] ロープ	滅菌済み	7.5
BMXTGV0005	BM touch	天然ラテックス [®] ロープ	滅菌済み	8.0
BMXTGV0006	BM touch	天然ラテックス [®] ロープ	滅菌済み	9.0

BS EN ISO 374-1 : 2016 透過性能レベル

透過性能レベル	透過時間(分)	評価
1	>10	耐性なし
2	>30	低耐性
3	>60	中程度耐性
4	>120	中程度耐性
5	>240	高耐性
6	>480	高耐性

対象製品の BS EN ISO 374-1 : 2016 要件に従った評価

Chemical	透過性能レベル
40%水酸化ナトリウム (CAS : 1310-73-2)	5
65%硝酸 (CAS : 7697-37-2)	3
37%ホルムアルデヒド (CAS : 50-00-0)	6
30%過酸化水素 (CAS : 7722-841)	6
40%フッ化水素酸 (CAS : 7664-39-3)	4