

# 1-16/1-16K用ローターリスト

アングル (アダプター別売)									
カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM12135 	32	15,000	16,502	¥163,000	0.2mL	不要			0.2mL PCRチューブ用
SGM12024 (アルミ) SGM12134 (PP) 	24	15,000	20,627	¥156,000 ¥112,000	0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
					0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
					1.5mL	不要			
					2.0mL	不要			
SGM12136 	36	15,000	20,124	¥227,000	0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
					0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
					1.5mL	不要			
					2.0mL	不要			
SGM12180 	12	15,000	20,124	¥161,000	1.5-1.8mL	SGM14080	4	¥7,000	クライオチューブ用 ローターリッド不可
					1.5mL	SGM14082	4	¥7,000	
					2.0mL				
					5.0mL	不要			
SGM12118 	18	15,000	20,124	¥161,000	0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	スピнкаラム使用可能
					0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
					1.5mL	不要			
					2.0mL	不要			