

3-16L/3-16KL用ローターリスト

アングル (アダプター別売)

| カタログ番号 | チューブ数 | 最大回転数 (RPM) | 最大遠心力 (g) | 希望販売価格 | バケット | 入数 | 希望販売価格 | チューブ容量 | アダプター | 入数 | 希望販売価格 | 備考 |
|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|----|--------|--------------------|----------|----|---------|------------------------|
| SGM12115  | 96 | 14,000 | 外側: 21,475 内側: 18,297 | ¥226,000 | | | | 0.2mL | 不要 | | | |
| SGM12154 (g-lock: SGM91123)  | 24 | 15,300 | 21,460 | ¥161,000 (¥228,000) | | | | 0.2mL | SGM13021 | 2 | ¥1,000 | |
| | | | | | | | | 0.5mL | SGM13002 | 2 | ¥1,000 | |
| | | | | | | | | 1.5mL | 不要 | | | |
| | | | | | | | | 2.0mL | 不要 | | | |
| SGM12131  | 30 | 13,200 (3-16L) 14,000 (3-16KL) | 19,480 (3-16L) 21,913 (3-16KL) | ¥226,000 | | | | 0.2mL | SGM13021 | 2 | ¥1,000 | |
| | | | | | | | | 0.5mL | SGM13002 | 2 | ¥1,000 | |
| | | | | | | | | 1.5mL | 不要 | | | |
| | | | | | | | | 2.0mL | 不要 | | | |
| SGM12349 (g-lock: SGM91520)  | 48 | 13,000 (3-16L) 14,000 (3-16KL) | 18,894 (3-16L) 21,913 (3-16KL) | ¥267,000 (¥334,000) | | | | 0.2mL | SGM13021 | 2 | ¥1,000 | |
| | | | | | | | | 0.5mL | SGM13002 | 2 | ¥1,000 | |
| | | | | | | | | 1.5mL | 不要 | | | |
| | | | | | | | | 2.0mL | 不要 | | | |
| SGM12182  | 12 | 15,000 (3-16L) 15,300 (3-16KL) | 21,130 (3-16L) 21,984 (3-16KL) | ¥221,000 | | | | 1.5-1.8mL | SGM14080 | 4 | ¥7,000 | クライオチューブ用 ローターリッド不可 |
| | | | | | | | | 1.5mL | SGM14082 | 4 | ¥7,000 | |
| | | | | | | | | 2.0mL | 不要 | | | |
| | | | | | | | | 5.0mL | 不要 | | | |
| SGM12111 (g-lock: SGM91527)  | 10 | 15,300 | 19,890 | ¥195,000 (¥262,000) | | | | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | 不要 | | | |
| SGM12157  | 20 | 9,000 (3-16L) 10,000 (3-16KL) | 8,875 (3-16L) 10,956 (3-16KL) | ¥263,000 | | | | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | 不要 | | | |
| SGM12311 (g-lock: SGM91534)  | 12 | 9,000 (3-16L) 10,000 (3-16KL) | 8,965 (3-16L) 11,068 (3-16KL) | ¥273,000 (¥341,000) | | | | 15mLコニカル | 不要 | | | |
| SGM12158 (g-lock: SGM91365)  | 6 | 15,300 | 20,675 | ¥198,000 (¥329,000) | | | | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | SGM13059 | 2 | ¥18,000 | |
| | | | | | | | | 30mLラウンド | 不要 | | | |
| SGM12150 (g-lock: SGM91375)  | 6 | 10,000 (3-16L) 11,000 (3-16KL) | 9,391 (3-16L) 11,363 (3-16KL) | ¥262,000 (¥329,000) | | | | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | SGM13087 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 14mLラウンド (17mmΦ) | SGM13062 | 2 | ¥13,000 | |
| | | | | | | | | 15mLラウンド (17.5mmΦ) | SGM16018 | 2 | ¥15,000 | |
| | | | | | | | | 30mLラウンド (25.3mmΦ) | SGM13086 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 30mLラウンド (23.6mmΦ) | SGM16030 | 2 | ¥9,000 | |
| | | | | | | | | 50mLラウンド | 不要 | | | |
| SGM12310 (g-lock: SGM91377)  | 4 | 9,000 (3-16L) 10,000 (3-16KL) | 8,512 (3-16L) 10,509 (3-16KL) | ¥273,000 (¥341,000) | | | | 15mLコニカル | SGM13060 | 2 | ¥9,000 | |
| | | | | | | | | 25mL/30mL自立 | SGM13064 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 50mLラウンド | SGM13079 | 2 | ¥11,000 | |
| | | | | | | | | 50mLコニカル | 不要 | | | |
| SGM12156  | 8 | 9,000 (3-16L) 10,000 (3-16KL) | 8,694 (3-16L) 10,733 (3-16KL) | ¥263,000 | | | | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | SGM13087 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 14mLラウンド (17mmΦ) | SGM13062 | 2 | ¥13,000 | |
| | | | | | | | | 15mLラウンド (17.5mmΦ) | SGM16018 | 2 | ¥15,000 | |
| | | | | | | | | 30mLラウンド (25.3mmΦ) | SGM13086 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 15mLラウンド (23.6mmΦ) | SGM16030 | 2 | ¥9,000 | |
| | | | | | | | | 50mLラウンド | 不要 | | | |
| SGM12155 (g-lock: SGM91532)  | 4 | 10,000 | 10,174 | ¥263,000 (¥331,000) | | | | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | SGM13084 | 2 | ¥17,000 | 2本/アダプター |
| | | | | | | | | 14mLラウンド (17mmΦ) | SGM16019 | 2 | ¥16,000 | |
| | | | | | | | | 15mLラウンド (17.5mmΦ) | 不要 | | | |
| | | | | | | | | 15mLコニカル | SGM13081 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 25mLラウンド | SGM16031 | 2 | ¥11,000 | |
| | | | | | | | | 30mLラウンド (25.3mmΦ) | SGM13083 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 30mLラウンド (23.6mmΦ) | SGM16031 | 2 | ¥11,000 | |
| | | | | | | | | 50mLラウンド | SGM13082 | 2 | ¥17,000 | |

| カタログ番号 | チューブ数 | 最大回転数 (RPM) | 最大遠心力 (g) | 希望販売価格 | バケツ | 入数 | 希望販売価格 | チューブ容量 | アダプター | 入数 | 希望販売価格 | 備考 |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|------------------------|-----|----|--------|--------------------|----------|----|---------|----------|
| SGM12155 (g-lock: SGM91532) | 4 | 10,000 | 10,174 | ¥263,000 (¥331,000) | | | | 50mLコニカル | SGM13080 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 85mLラウンド | | | 不要 | |
| SGM12159 (g-lock: SGM91119) | 6 | 8,000 | 7,012 | ¥303,000 (¥370,000) | | | | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | SGM13084 | 2 | ¥17,000 | 2本/アダプター |
| | | | | | | | | 14mLラウンド (17mmΦ) | SGM16019 | 2 | ¥16,000 | |
| | | | | | | | | 15mLラウンド (17.5mmΦ) | | | | |
| | | | | | | | | 15mLコニカル | SGM13081 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 25mLラウンド | SGM16031 | 2 | ¥11,000 | |
| | | | | | | | | 30mLラウンド (25.3mmΦ) | SGM13083 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 30mLラウンド (23.6mmΦ) | SGM16031 | 2 | ¥11,000 | |
| | | | | | | | | 50mLラウンド | SGM13082 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 50mLコニカル | SGM13080 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 85/94mLラウンド | | | 不要 | |

スイング (バケツ・アダプター別売)

| カタログ番号 | バケツ数 | 最大回転数 (RPM) | 最大遠心力 (g) | 希望販売価格 | バケツ | 入数 | 希望販売価格 | チューブ容量 | アダプター | 入数 | 希望販売価格 | 備考 |
|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|----|----------|---|------------------------|----|-------------------|-------------------------|
| SGM11180 (g-lock: SGM91124) | 4 | 4,200 (3-16L) 4,500 (3-16KL) | 3,392 (3-16L) 3,894 (3-16KL) | ¥138,000 (¥205,000) | SGM13190 3,392g (3-16L) 3,894g (3-16KL) | 2 | ¥110,000 | 0.2mL | SGM17353 & SGM13021 | 2 | ¥12,000 ¥1,000 | 20本/アダプター |
| | | | | | | | | 0.5mL | SGM17350 | 2 | ¥32,000 | 24本/アダプター |
| | | | | | | | | 1.5mL | SGM17353 | 2 | ¥32,000 | 20本/アダプター |
| | | | | | | | | 2.0mL | | | | |
| | | | | | | | | 5mL | SGM17210 | 2 | ¥32,000 | 10本/アダプター |
| | | | | | | | | 12x75-100mm | SGM17354 | 2 | ¥32,000 | 16本/アダプター |
| | | | | | | | | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | SGM17355 | 2 | ¥32,000 | 12本/アダプター |
| | | | | | | | | 16/17mm | SGM17358 | 2 | ¥32,000 | 12本/アダプター |
| | | | | | | | | 15mLコニカル | SGM17345 | 2 | ¥32,000 | 5本/アダプター |
| | | | | | | | | | SGM17359 | 2 | ¥32,000 | 9本/アダプター バケツキャップ不可 |
| | | | | | | | | 25/30mL自立 | SGM17362 | 2 | ¥32,000 | 5本/アダプター |
| | | | | | | | | 25/30mLラウンド | SGM17370 | 2 | ¥32,000 | 5本/アダプター |
| | | | | | | | | 50mLラウンド (28.5mmΦ) | SGM17376 | 2 | ¥32,000 | 4本/アダプター |
| | | | | | | | | 50mLラウンド (34mmΦ) | SGM17375 | 2 | ¥32,000 | 3本/アダプター |
| | | | | | | | | 50mL自立 | SGM17344 | 2 | ¥32,000 | 3本/アダプター |
| | | | | | | | | 50mLコニカル | SGM17345 | 2 | ¥32,000 | 3本/アダプター |
| | | | | | | | | | SGM17377 | 2 | ¥32,000 | 4本/アダプター バケツキャップ不可 |
| | | | | | | | | 85/94mLラウンド | SGM17385 | 2 | ¥32,000 | |
| | | | | | | | | 100mLラウンド | SGM17390 | 2 | ¥32,000 | SGM16051付属 |
| | | | | | | | | 150mL平底 | SGM17395 | 2 | ¥32,000 | |
| | | | | | | | | 150mLラウンド | SGM17401 | 2 | ¥32,000 | SGM16250付属 |
| | | | | | | | | 175mLコニカル (62mmΦx139.2) | SGM17393 | 2 | ¥32,000 | バケツキャップ不可 |
| | | | | | | | | 175mLコニカル (61mmΦx118) | SGM17402 | 2 | ¥32,000 | バケツキャップ不可 |
| | | | | | | | | 200mL平底 | SGM17400 | 2 | ¥32,000 | |
| | | | | | | | | 200mLラウンド | SGM17401 | 2 | ¥32,000 | SGM16250付属 |
| | | | | | | | | 200mLコニカル | SGM17393 | 2 | ¥32,000 | バケツキャップ不可 |
| | | | | | | | | 225mLコニカル | SGM17402 | 2 | ¥50,000 | バケツキャップ不可 |
| | | | | | | | | 250mL平底 | SGM17347 | 2 | ¥32,000 | |
| | | | | | | | | 400mL平底 | | | 不要 | |
| | | | | | | | | SGM13194 3,313g (3-16L) 3,803g (3-16KL) | | | | ¥134,000 |
| 25/30mL自立 | SGM18313 | 2 | ¥60,000 | 4本/アダプター | | | | | | | | |
| 50mLコニカル | SGM18310 | 2 | ¥60,000 | 4本/アダプター | | | | | | | | |
| 50mL自立 | SGM18309 | 2 | ¥60,000 | 4本/アダプター | | | | | | | | |
| SGM13180 3,372g (3-16L) 3,871g (3-16KL) | | | | ¥83,000 | | 2 | | 0.2mL | SGM18002 & SGM13021 | 2 | ¥25,000 ¥1,000 | 20本/アダプター |
| | | | | | | | | 0.5mL | SGM18002 & SGM13002 | 2 | ¥25,000 ¥1,000 | 20本/アダプター |
| | | | | | | | | 1.5mL | SGM18002 | 2 | ¥25,000 | 20本/アダプター |
| | | | | | | | | 2.0mL | | | | |
| | | | | | | | | 12x75mm | SGM18005 | 2 | ¥17,000 | 20本/アダプター SGM16909付属 |
| | | | | | | | | 12x100mm | SGM18007 | 2 | ¥17,000 | 20本/アダプター SGM16909付属 |
| | | | | | | | | 5mL | SGM18006 | 2 | ¥17,000 | 6本/アダプター |



SGM13190 (アダプター別売)



SGM13194



SGM13180

| カタログ番号 | バケット数 | 最大回転数 (RPM) | 最大遠心力 (g) | 希望販売価格 | バケット | 入数 | 希望販売価格 | チューブ容量 | アダプター | 入数 | 希望販売価格 | 備考 |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----|----------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| SGM11180 (g-lock: SGM91124) | 4 | 4,200 (3-16L) 4,500 (3-16KL) | 3,392 (3-16L) 3,894 (3-16KL) | ¥138,000 (¥205,000) | SGM13180 3,372g (3-16L) 3,871g (3-16KL) | 2 | ¥83,000 | 10mLラウンド (16.1mmΦ) | SGM18010 | 2 | ¥17,000 | 12本/アダプター SGM16909付属 |
| | | | | | | | | 16/17mm | SGM18015 | 2 | ¥17,000 | 12本/アダプター SGM16909付属 |
| | | | | | | | | 15mLコニカル | SGM18016 | 2 | ¥25,000 | 4本/アダプター |
| | | | | | | | | | SGM18018 | 2 | ¥25,000 | 7本/アダプター バケットキャップ不可 |
| | | | | | | | | 25/30mL自立 | SGM18022 | 2 | ¥25,000 | 4本/アダプター |
| | | | | | | | | 25/30mLラウンド (24mmΦ) | SGM18025 | 2 | ¥25,000 | 5本/アダプター SGM16906付属 |
| | | | | | | | | 50mLラウンド (25.3mmΦ) | SGM18030 | 2 | ¥25,000 | 5本/アダプター |
| | | | | | | | | 50mLラウンド (28.5mmΦ) | SGM18051 | 2 | ¥17,000 | 2本/アダプター |
| | | | | | | | | 50mLラウンド (34mmΦ) | SGM18050 | 2 | ¥17,000 | 2本/アダプター SGM16907付属 |
| | | | | | | | | 50mL自立 | SGM18053 | 2 | ¥25,000 | 2本/アダプター |
| | | | | | | | | 50mLコニカル | SGM18052 | 2 | ¥25,000 | 2本/アダプター |
| | | | | | | | | 85/94mLラウンド | SGM18085 | 2 | ¥25,000 | |
| | | | | | | | | 100mLラウンド | SGM18100 | 2 | ¥17,000 | SGM1698付属 |
| | | | | | | | | 150mL平底 | SGM18125 | 2 | ¥17,000 | |
| | | | | | | | | 200mL平底 | SGM18200 | 2 | ¥25,000 | |
| | | | | | | | | SGM11133 (g-lock: SGM91373) | 4 | 5,000 (3-16L) 5,500 (3-16KL) | 4,332 (3-16L) 5,242 (3-16KL) | ¥113,000 (¥181,000) |
| 0.5mL | SGM17008 & SGM13002 | 2 | ¥17,000 ¥1,000 | 12本/アダプター | | | | | | | | |
| 1.5mL | SGM17008 | 2 | ¥17,000 | 12本/アダプター | | | | | | | | |
| 2.0mL | | | | | | | | | | | | |
| 12x75mm | SGM17006 | 2 | ¥12,000 | 12本/アダプター | | | | | | | | |
| 12x100mm | SGM17007 | 2 | ¥12,000 | 12本/アダプター | | | | | | | | |
| 10mLラウンド (16.1mmΦ) | SGM17012 | 2 | ¥17,000 | 10本/アダプター | | | | | | | | |
| 16/17mm | SGM17015 | 2 | ¥12,000 | 7本/アダプター | | | | | | | | |
| 15mLコニカル | SGM17019 | 2 | ¥17,000 | 3本/アダプター バケットキャップ不可 | | | | | | | | |
| 25/30mL自立 | SGM17032 | 2 | ¥17,000 | | | | | | | | | |
| 25/30mLラウンド (24mmΦ) | SGM17025 | 2 | ¥12,000 | 2本/アダプター | | | | | | | | |
| 50mLラウンド (28.5mmΦ) | SGM17052 | 2 | ¥17,000 | | | | | | | | | |
| 50mLラウンド (34mmΦ) | SGM17050 | 2 | ¥17,000 | バケットキャップ不可 | | | | | | | | |
| 50mL自立 | SGM17048 | 2 | ¥17,000 | | | | | | | | | |
| 50mLコニカル | SGM17049 | 2 | ¥17,000 | | | | | | | | | |
| 85/94mLラウンド | SGM17085 | 2 | ¥17,000 | バケットキャップ不可 | | | | | | | | |
| 100mLラウンド | SGM17100 | 2 | ¥12,000 | バケットキャップ不可 | | | | | | | | |
| 100mLラウンド | SGM17100 | 2 | ¥12,000 | バケットキャップ不可 | | | | | | | | |
| 150mL平底 | SGM17125 | 2 | ¥17,000 | | | | | | | | | |
| 200mL平底 | | | 不要 | | | | | | | | | |
| SGM11135 | 6 | 12,500 (3-16L) 14,000 (3-16KL) | 12,927 (3-16L) 16,215 (3-16KL) | ¥299,000 | SGM13124 (標準付属) | 2 | ¥40,000 | 0.2mL | SGM13021 | 2 | ¥1,000 | 4本/アダプター |
| | | | | | | | | 0.5mL | SGM13002 | 2 | ¥1,000 | 4本/アダプター |
| | | | | | | | | 1.5mL | | | 不要 | 4本/アダプター |
| | | | | | | | | 2.0mL | | | 不要 | 4本/アダプター |
| ドラムローター | | | | | | | | | | | | |
| カタログ番号 | バケット数 | 最大回転数 (RPM) | 最大遠心力 (g) | 希望販売価格 | バケット | 入数 | 希望販売価格 | チューブ容量 | アダプター | 入数 | 希望販売価格 | 備考 |
| SGM11136 | 6 | 13,000 (3-16L) 14,500 (3-16KL) | 13,226 (3-16L) 16,454 (3-16KL) | ¥211,000 | / | | | 0.2mL | SGM14021 | 2 | ¥23,000 | 32本/アダプター |
| | | | | | | | | 0.5mL | SGM14000 | 2 | ¥11,000 | 10本/アダプター |
| | | | | | | | | 1.5mL | SGM14020 | 2 | ¥23,000 | 10本/アダプター |
| | | | | | | | | 2.0mL | SGM14002 | 2 | ¥11,000 | 10本/アダプター |
| マイクロプレート用 | | | | | | | | | | | | |
| カタログ番号 | バケット数 | 最大回転数 (RPM) | 最大遠心力 (g) | 希望販売価格 | バケット | 入数 | 希望販売価格 | チューブ容量 | アダプター | 入数 | 希望販売価格 | 備考 |
| SGM11222 | 2 | 3,000 | 1,218 | ¥258,000 | SGM13222 (標準付属) | 2 | ¥88,000 | マイクロプレート | 不要 | | | フタなし: 6枚/ローター フタ付: 6枚/ローター |
| | | | | | | | | ディーゼルプレート | | | | 2枚/ローター |
| | | | | | | | | PCRプレート | | | | 4枚/ローター |
| SGM11241 (g-lock: SGM91551) | 2 | 4,200 | 2,623 | ¥321,000 (¥398,000) | SGM13241 (標準付属) | 2 | ¥132,000 | マイクロプレート | SGM17982 (標準付属) | 2 | ¥25,000 | フタなし: 6枚/ローター フタ付: 6枚/ローター |
| | | | | | | | | ディーゼルプレート | | | | 2枚/ローター |
| | | | | | | | | PCRプレート | | | | 4枚/ローター |