

WONDERFUL CAMPAIGN 2020

ビーエム機器株式会社 ワンダフルキャンペーン

期 間
2020年1月6日～
3月19日

P.5~10 **HOT TOPICS**

サーマルサイクラー
TRIPLE

ライブセル
イメージングシステム
EzScope

Guava[®]
Muse[™]
セルアナライザー

発売記念
20% OFF!!

Sigma 遠心機

P.11~17

BMBio[®]
EX (Excellent & Extra)

プレミア企画
お試し価格中!!

EXチップ

ここが
イチオシ!

**プラチナ
柔チップ**

P.18~29 **QSP**
Quality Scientific Plastics

QSP商品 35%OFF

ここが
イチオシ!

※本冊子掲載QSP商品対象

P.36~39 **thermo scientific**

New!!

ART SoftFit~L
ピペットチップ

P.58~59 **Labnet**
Labnet International, Inc.

電動ピペッター
FASTPETTE PRO

ここが
イチオシ!

P.66~67 **Simport**

New!!

ClikLok[™] チューブ
MacrewTube[™] チューブ

P.84~91

ここが
イチオシ!

MICROFLEX[®]
大箱包装購入で
ハンドクリームプレゼント!

P.92~97 **TEP**

ここが
イチオシ!

30%OFF

P.103~129

CRYO関連商品

P.41~42, 69, 129

こんな商品もあります!

P.135~137

卓上
遠心機

プレートスピナー
ボルテックスミキサー

P.144~145 **Blook[™]**

LED イルミネーター
Blook[™]

P.149

ウエスタンブロッティング
GOBlot[™]

在庫
限定価格

P.150~152 **BTX**
Bio-Tech

遺伝子導入装置
キュベット, バッファー

P.155~159

PCR サーマルサイクラー

analytikjena **BLUE-RAY**
An Endress+Hauser Company BIOTECH

回覧 皆様でご回覧下さい。

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や製品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

INDEX

HOT TOPICS

- ・BMBio サーマルサイクラー トリプル..... 5
- ・ライブセルイメージングシステム EzScope..... 6
- ・超小型セルアナライザー Guava® Muse™ セルアナライザー..... 7
- ・発売記念 **20%OFF!!** Sigma 遠心機..... 8～10

消耗品

チップ

- ・**イチオシ!** 抜群のフィット感! プラチナ柔チップ&フィルターチップ..... 11～13
- ・**プレミアム企画!** EX (Excellent Tip) チップ&フィルターチップ..... 14～17
- ・**イチオシ!** QSP Tラック & Q-One® 詰め替えチップ..... 18～21
- ・**35%OFF!!** QSP バルクチップ&ノーマルラックチップ..... 22～24
- QSP 大容量チップ..... 25
- QSP ゲルローディングチップ..... 26
- QSP ロングチップ..... 27
- QSP ファーストクラスフィルター付チップ..... 28
- QSP IWピペットチップ..... 29
- ・個別包装・滅菌ピペットチップ BioConピペットチップ..... 29
- ・経済的! エコノミカルチップ&フィルターチップ..... 30～31
- ・先端径が太い! セルセイバーチップ..... 32
- ・大容量チップ..... 33
- ・詰め替えが簡単! スピードローダーシステム..... 34
- ・BMBio  低吸着イエローチップ..... 34
- ・BMBio  オートクレープ可能 フィルターチップ..... 35
- ・**New!!** ART SoftFit~L ピペットチップ (レーニン LTSピペット用)..... 36～39

リザーバー

- ・BMBio  エコノミカルリザーバー..... 40
- ・1レールリザーバー・12レールリザーバー..... 41

ピペット

- ・**イチオシ!** ピペットパルプラス シングルチャンネル・マルチチャンネルピペット..... 43～45
- ・**イチオシ!** Finnpipetteデジタルピペット..... 46～48
- ・**イチオシ!** 電動ピペット: pipetty & pipetty® pro..... 49～51
- MPA & MPBピペット..... 52～55
- エクセルピペット..... 56～57
- ・**イチオシ!** 電動ピペッター: FASTPETTE PRO..... 58～59
- BlueSwan™..... 59
- LEVO ME Pipetta..... 62
- ・連続分注器〈Ripette, Ripette pro〉とユニバーサルチップ〈Ritips® evolution〉..... 60～61
- ・ピペットポンプ, ピペッティングバルブ..... 62

チューブ & プレート

- ・**イチオシ!** **35%OFF** QSPマイクロチューブ..... 63
- ・ClikLok™ チューブ, リングロックチューブ, サンプリングチューブ, コレクションプレート..... 63～65
- ・**New!!** ClikLok™ チューブ & MacrewTube™ チューブ, 5.0mlチューブ..... 66～67
- ・大容量サンプリングチューブ 5.0ml, 小型遠心機..... 68
- ・PCRシングル・8連チューブ・プレート..... 70～73
- ・プレート用ツール: ローラー, パッド..... 71
- ・Tサンプルストックチューブ..... 74～75
- ・テストチューブ (外径12mm)..... 75
- ・2ポジションキャップ付チューブ..... 76
- ・テストプレート 96ウエル, 24ウエル..... 77

・プレート用シール.....	78~81
・ピペティングワークステーション Flexirack™.....	82
・チューブ・プレート用ツール 6WAY オープナー.....	83
・0.2ml シングル・8連・12連チューブ用ラック, フリーザーボックス.....	83

グローブ

・ イチオシ! MICROFLEXグローブ.....	84~91
エクシード・エッジ82-133・スプリノ・アルティメイトバリア・ネオプロ TCR・ダイヤモンドグリッププラス・エボリューションワン・ラック	

細胞培養

・ イチオシ! 30%OFF TPP細胞培養関連商品.....	92~97
・ プレミア企画! 細胞培養容器 CELLline & G-Rex®.....	98
・プラスチックピペット&ラック.....	99~100
・細胞ろ過フィルター.....	100
・ボトルトップフィルター.....	101
・イノキュレーティンググループ・ニードル.....	101~102

CRYO商品

・クライオチューブ, CRYOKINGシリーズ.....	103~108
・クライオチューブ用ラック.....	105
・フリーザーボックス・クーラーラック.....	109~111
・クライオラベル.....	112
・ イチオシ! 30%OFF biocision商品.....	113~128
・凍結細胞融解装置YSシリーズ.....	129

こんな商品もあります!

・4チャンネルタイマー.....	41
・BMBio ^{ECO} (Economy & Ecology) 滅菌シャーレ, コンラージ棒, 広口ボトル.....	42
・オートクレープバッグ, 滅菌用ダブルバッグ, バイオハザードバッグ.....	69
・ラボ用高機能被覆フィルム ラボピタ.....	129
・マイクロチューブホモジナイザー, 電動ミキサー.....	130~133
・アスピレーター PVAC バキュームポンプ, E-Vac, HandE-Vac set.....	134

機 器

・卓上遠心機: 在庫限定 Palm, Force Mini™, PrismMini.....	135
・ボルテックスミキサー: MX-S, Vortamix, BM-V2 LP.....	136~137
・小型プレートスピナー.....	137
・チューブローテーター.....	138
・マグネットスターラー.....	138
・小型シェーカー.....	139~140
・オープン HB-1000, クロスリンカー CX-2000.....	140
・ドライバス.....	141
・ゲル撮影機 GelDoc-It®.....	142
・簡易型スマートフォン撮影装置 Imager.....	143
・LEDイルミネーター BLook.....	144~145
・トランスイルミネーター.....	146~147
・ウエスタンブロットリング自動プロセッシング: BlotCycler™, 在庫限定 GOBlot™.....	148~149
・遺伝子導入装置: ECM® 399, 630, 830, Gemini.....	150~151
・ディスポキュベット, バッファー, キュベット専用ラック.....	150, 152
・抗原賦活化装置 2100-Retriever.....	153
・ 在庫限定 微量透析装置〈低速タイプ〉.....	154
・PCR サーマルサイクラー: Biometra TOne 96G, TWIN 48G, TRIO, TADVANCED 96G.....	155~157
BLUE-RAY TurboCycler.....	158~159

共通アイコン



当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文載っている商品です。



新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。



商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。
(概算単価はバルク包装タイプより算出)



電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



商品が1個単位で個別包装滅菌されております。



未滅菌の商品です。商品種によっては、
DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Freeの状態です。



滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。



ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。



商品の写真を原寸大で掲載しております。



商品が1本、1個等の単位で個別包装されております。



商品に目盛(外側にラインまたは、印字、刻印等)が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。



商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。

チップアイコン



チップ先端部分がテーパーカット(斜角)になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。



チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップが引っかかる事が少ない形状です。



チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。



ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。



ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落し込むことなく、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。



チップ材質を高品質パージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。



商品が袋(または+箱)にそのまま包装されております。



チップがラックに立った状態で包装されております。



チップ用の空ラックです。(包装にチップは含まれません。)



チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。



チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロソールによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン



チューブにロック性能またはスクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。



スクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。



チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。



チューブのキャップがドーム状になっています。



チューブ胴体部の外側(またはキャップ表面)に書き込みができる部分(印字またはfrosted)があります。



チューブのキャップ内にシリコン製のリングを使用しておりますので気密性に優れています。



特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン/プレートシールアイコン



ウェル(またはチューブ)底が丸底になっています。



ウェル(またはチューブ)底が平底になっています。



ウェル(またはチューブ)底がV底になっています。



プレート(またはチューブ)・マットのウェル形状が○(サークル)型になっています。



プレート(またはキャップ・マット)をハサミでカット出来ます。



シールがロール状に包装されております。箱から引き出しながらご使用戴けます。



シールがシート状に包装されております。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。



粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン



機器商品の動線を動線を表示しています。



機器商品の仕様温度の上限を表示しています。



機器商品の最大遠心力を表示しています。

商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡お願いいたします。新しい商品と交換させていただきます。(ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただきます。)

尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

HOT TOPICS

BMBio
ST (Standard & Stable)

トリプル

BMBio サーマルサイクラー
〈グラジエント機能付〉 **TRIPLE**

- 3×32well ブロック
- 高性能ペルチェを使用することで優れた耐久性を実現
- 最大温度上昇毎秒 5℃、下降速度毎秒 4℃
- コンパクト設計

New!!



- ◆ ブロックごとに8段階のグラジエント設定が可能
- ◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- ◆ ブロックごとに独立に制御でき、3種類のプログラムを同時に実施できます。
- ◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- ◆ 設定が容易なユーザーフレンドリーなインターフェース
- ◆ 8インチのTFTカラータッチスクリーンディスプレイ搭載
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- ◆ プログラム容量：10000+（USBフラッシュ）
- ◆ 停電等で電源が切れた場合でも、回復後に自動的に再開
- ◆ GLPに準拠したレポートがすべてのステップを正確に記録し、実験結果の分析をサポート
- ◆ 3段階のユーザー管理機能、パスワードの設定でセキュリティをより確かなものにします。

カタログ No.

BMSHBG0001

3年保証

希望販売価格

¥764,000


キャンペーン中の参考価格

→ ¥678,000

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×32本×3
温度設定範囲	0-100℃
最大温度上昇速度/下降速度	5℃/秒、4℃/秒
温度コントロール精度	±0.2℃
温度均一性	±0.3℃
グラジエント設定範囲	30～100℃
ヒートリッド温度設定範囲	30～110℃
時間インクリメント	1秒～600秒
温度インクリメント	0.1～10.0℃
一時停止機能	有
ディスプレイ	8インチ TFTカラータッチスクリーン
プログラム	10000+（USBフラッシュ）
インターフェース	USB2.0
オートリスタート機能	有
サイズ（W×D×H）	270×390×255mm
重量	9kg
電源	110VAC、50/60Hz
消費電力	600W

構成

- サーマルサイクラー本体
- ヒューズ×2
- タッチペン
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

グラジエントの方向
PCR温度条件の最適化

- ・ブロックごとに独立にコントロール
- ・3種類のプログラムを同時にPCR

8インチTFTカラー
タッチスクリーンディスプレイ

背面インターフェース

HOT TOPICS

ライブセル
イメージングシステム EzScope

EzScopeは非常にコンパクトでCO₂インキュベーター内に設置したまま、タイムラプスイメージを取得できます。制御された条件下で24時間365日の測定を可能にします。インキュベーターの外に出さずに離れた所でいつでも画像を観察することができます。細胞への不要な刺激も与えません。

対物レンズは10x (付属)と20x (オプション)を使用でき高品質なイメージを取得できます。

1台のPCで最大4台までのEzScopeをコントロールできるので繰り返しの作業を減らすことで時間を節約し、実験効率を高めます。

- ◆ CO₂インキュベーター内に設置可能
- ◆ 1台のPCで4台のEzScopeを管理可能
- ◆ 明視野光源：白色LED
- ◆ 電動フォーカス
- ◆ ユーザーフレンドリーなソフトウェア
- ◆ EzCaptureソフトウェアによる画像編集
- ◆ XYステージ (オプション)も搭載可能
- ◆ サードパーティソフトウェアを導入することで遠隔操作可能



New!!



構成

- EzScope 101 本体 (10x対物レンズ付き)
- USBフラッシュドライブ
- USBデータケーブル
- マニュアル
- 保証書
- LEDランプアーム
- 電源アダプター (DC 5V)
- クイックガイド

カタログ No.

BRLC-0101 1年保証 希望販売価格 ¥938,000 → **¥828,000**

キャンペーン中の参考価格

アプリケーション

- 生細胞イメージング
- 細胞増殖および密度
- 細胞遊走能
- 創傷治癒
- 幹細胞分化



Synovial Mesenchymal Stem Cells



Cardiomyocytes



Lung cancer



MDA-MB-231



A549

明視野光源	白色LED
対物レンズ	10x、20x (オプション)
カメラ	1.3 MP CMOS Sensor
画像解像度	1280×1024ピクセル
出力フォーマット	Tiff (画像)、AVI (ビデオ)
ソフトウェア	EzCapture (スナップショット、タイムラプスなど)
視野サイズ	2.6×2.0mm (10x対物レンズ)
解像度	2 μm/pixel (10x対物レンズ)、1 μm/pixel (20x対物レンズ)
Live View Frame Rate	8フレーム/秒
フォーカス	電動
XYステージ (オプション)	SBSフットプリント
ラボウェアホルダー (オプション)	35mm培養用ディッシュおよびスライド、60mm培養用ディッシュおよびスライド、25cm ² 培養フラスコ、75cm ² 培養フラスコ
制御用PC	i3 CPU with 4 GB RAM, Windows 10 OS, i5 CPU with 8 GB RAM, Windows 10 OS for multiple units connection
インターフェース	USB 2.0/3.0、4台まで
操作環境条件	0℃～42℃、5%～95%湿度 (結露なし)
サイズ (W×D×H)	225×131×205mm
重量	2.0kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、DC5V,2A

■ 関連商品

カタログNo.		大箱包装	希望販売価格
275-LCBR02-00	EzScope用 20x 対物レンズ	1個	¥39,000
275-LCBR03-00	EzScope用 XYステージ アダプター付	1式	¥117,000
275-LCBR04-00	EzScope XYステージ用アダプター 35mm 細胞培養・スライド用	1個	¥10,000
275-LCBR05-00	EzScope XYステージ用アダプター 60mm 細胞培養・スライド用	1個	¥10,000
275-LCBR06-00	EzScope XYステージ用アダプター 25cm ² フラスコ用	1個	¥10,000
275-LCBR07-00	EzScope XYステージ用アダプター 75cm ² フラスコ用	1個	¥10,000

※キャンペーン対象外

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

Luminex

簡単でお手頃なフローサイトメトリーをもっと身近に

Guava® Muse™ セルアナライザー

洗練された細胞解析は柔軟かつシンプルでコストもかかりません。

Guava® Muse™ セルアナライザーを使用すると、コスト、労力、時間を節約して定量的な細胞解析を簡単に実施いただけます。Muse セルアナライザーは、3種のパラメータ解析をコンパクトで使いやすいベンチトップ装置にまとめ、フローサイトメトリーをいつでも誰でも利用可能にしました。ユーザーフレンドリーなタッチスクリーンインターフェース、直感的な細胞解析ソフトウェア、最適化されたアッセイキットが、細胞解析を簡素化させます。

New!!



- ◆ コンパクトデザインで操作も簡便
- ◆ 直感的なソフトウェアとタッチスクリーンによりセットアップ・解析も迅速
- ◆ 専用試薬のMuse アッセイ試薬は単純プロトコルで結果の入手も簡単
- ◆ 設置面積が20 cm×25 cmの省スペースモデル
- ◆ 手頃な価格でフローサイトメトリーを実現

直感的なタッチスクリーンインターフェース

Museのインターフェースは、直感的なタッチスクリーンで簡単に操作ができ、フローサイトメトリーの専門知識はアッセイの実行に不要です。タッチスクリーン操作をたどるとサンプルローディング、測定調整、結果の取得まで簡単に実施いただけます。

簡単・迅速に細胞解析

信頼いただけるアッセイのために、LuminexではMuse セルアナライザーで堅牢な測定を行うために最適化された検証済みのキットを開発しました。プロトコルは単純化されているので、サンプル調製も簡単です。ソフトウェア設定を最適化する必要もありません。Museは、すべてのゲーティングパラメータ値と閾値を計算します。結果は各アプリケーションに固有のグラフィック形式と統計形式で表示されるため分析が明瞭です。最適化された設定で時間を節約し、試薬の無駄を省き予算を有効にお使いいただけます。

Muse Cell Count and Viability Kit



2種類のDNA結合試薬の透過性に基づく死細胞と生細胞の絶対数カウントと生存率を測定します。

Muse Multi-color DNA Damage Kit



細胞内のDNA損傷の程度を検出するためにリン酸化ATMタンパク質とヒストンH2A.Xのタンパク質をマルチプレックスで同時測定します。

Muse MultiCaspase Kit



カスパーゼ群の活性を検出する試薬と死細胞染色試薬を用いたアポトーシスモニタリングです。

HOT TOPICS

Sigma 遠心機



Sigma 1-14



Sigma 1-14K



Sigma 1-16



Sigma 1-16K

カタログ No.	SGM10015	SGM10021	SGM10027	SGM10032
	—	0.2-2ml	—	—
	0.2-2ml	0.2-2ml	0.2-5ml	0.2-5ml
	48ml	48ml	72ml	72ml
	14,800rpm	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm
	16,163xg	16,602xg	20,627xg	20,627xg
希望販売価格	¥221,000	¥661,000	¥287,000	¥821,000
キャンペーン中の参考価格 (単品時)	¥176,800	¥528,800	¥229,600	¥656,800



Sigma 3-16L



Sigma 3-16KL



Sigma 3-18KS

カタログ No.	SGM10357	SGM10362	SGM10372
	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-94ml	0.2-94ml
	1,600ml	1,600ml	1,600ml
	15,300rpm	15,300rpm	18,000rpm
	21,460xg	21,913xg	30,070xg
希望販売価格	¥902,000	¥1,245,000	¥1,529,000
キャンペーン中の参考価格 (単品時)	¥721,600	¥996,000	¥1,223,200

発売記念
キャンペーン本体、ローターすべて
20%OFF!!本体+ローターセットなら
25%OFF!!

Sigma 2-16P



Sigma 2-16KL



カタログ No.	SGM10157	SGM10352
	0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP
	0.2-50ml	0.2-85ml
	450ml	450ml
	15,000rpm	15,300rpm
	20,627xg	21,913xg
希望販売価格	¥632,000	¥1,205,000
キャンペーン中の参考価格 (単品時)	¥505,600	¥964,000

アイコン



スイングローター



アングルローター



容量 (最大)



最大回転数



最大遠心力



冷却



g-lock



Sigma 3-30KS



Sigma 4-16S



Sigma 4-16KS

カタログ No.	SGM10378	SGM10383	SGM10388
	0.2-100ml, MTP	0.2-750ml, MTP	0.2-750ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-250ml	0.2-250ml
	510ml	3,000ml	3,000ml
	30,000rpm	13,500rpm	15,000rpm
	70,121xg	20,376xg	25,155xg
希望販売価格	¥2,327,000	¥1,194,000	¥1,806,000
キャンペーン中の参考価格 (単品時)	¥1,861,600	¥955,200	¥1,444,800

Sigma 遠心機



**発売記念
キャンペーン**

本体、ローターすべて
20%OFF!!

本体+ローターセットなら
25%OFF!!



Sigma 6-16S



Sigma 6-16KS



Sigma 8KS

カタログ No.	SGM10392	SGM10398	SGM10631(50Hz) SGM10630(60Hz)
	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-1500ml, MTP, BB
	0.2-500ml	0.2-500ml	0.2-1000ml
	3,200ml	3,200ml	12,000ml
	13,500rpm	15,000rpm	10,500rpm
	20,376xg	25,419xg	20,461xg
希望販売価格	¥1,506,000	¥2,418,000	¥5,953,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	¥1,204,800	¥1,934,400	¥4,762,400



ローター交換は載せるだけ!! "g-lock" システム

回転開始と同時にローターがロックされ、終了と同時にロックが解除される SIGMA 社独自の機構 "g-lock" の採用により、ローター交換の際に固定工具は必要ありません。ローターは載せるだけです。



今なら
20%OFF!!

※いずれの機種もローターは別売となります。対応ローターの詳細につきましてはお問い合わせください。

🔍 Sigma適合商品をWEBで簡単検索

Sigma社には多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を取り揃えております。下記検索画面にて必要な条件（温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど）をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。

<https://www.bmbio.com/download/download/?itemid=132&dispmid=433&TabModule414=4>

ここがイチオシ! **BM から買うと** **お得宣言!**

ビーエムからピペットパルプラスを購入するとお得宣言!!

ピペットパルプラス シングルでもマルチでも
 どれでも1本ご購入いただくとピペットパルプラスと相性抜群の
 プラチナ柔チップシリーズ(本冊子12～13ページ記載)がさらにお買い得!

※ピペットパルプラスに添付されている専用注文書にてご注文下さい。
 ※ピペットパルプラス1本につきプラチナ柔チップシリーズ(バルク・詰め替え・ラック・フィルター付)
 いずれかをキャンペーン価格より更にお買い得に!

さらに! ピペットパルプラスどれでも **5本以上** まとめて購入いただくと
 1本あたりの価格が更にお得!! ※詳しくは、本冊子43～45ページをご覧ください。



プラチナ柔チップ(バルク・詰め替え・ラック)が
 キャンペーン参考価格より更に**200円引き**。

例)

カタログ No.

W10

キャンペーン中の参考価格

¥1,480

更に

→ ¥1,280

包装: 1,000本(1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10



プラチナ柔フィルター付チップが
 キャンペーン参考価格より更に**400円引き**。

例)

カタログ No.

WF-10RS

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

更に

→ ¥7,500

包装: 960本(96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

Check!!

プラチナ柔チップとピペットパル(プラス)の相性

チップの装着部が非常に柔らかいようになっている為、
 ピペットパル(プラス)への装着が容易です。
 シングルチャンネルはもちろん、マルチチャンネルへの装着も
 容易にできます。





チップ

フィット感の高い プラチナ柔チップ〈低吸着タイプ〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



Soft Fit
ソフトフィット

ウルトラ
クリア

全長：45.7mm 目盛：2, 10μl



カタログ No.

W10

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥2,400 → **¥1,480**

W10-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

リフィル

¥4,200 → **¥2,800**

W10-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥7,000 → **¥3,900**

-200μl



Soft Fit
ソフトフィット

ウルトラ
クリア

全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

W200

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥2,400 → **¥1,480**

W200-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

リフィル

¥4,100 → **¥2,800**

W200-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥7,000 → **¥3,900**

-300μl



Soft Fit
ソフトフィット

ウルトラ
クリア

全長：59.4mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

W300

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥2,400 → **¥1,480**

W300-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

リフィル

¥3,800 → **¥2,800**

W300-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥7,000 → **¥3,900**

-1000μl



Soft Fit
ソフトフィット

ウルトラ
クリア

全長：98.3mm 目盛：200, 500, 1000μl



カタログ No.

W1000

未滅菌

包装：768本 (768本×1パック)
大箱包装：768本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥2,100 → **¥1,280**

W1000-RL

未滅菌

包装：768本 (96本×8プレート)
大箱包装：768本×5

リフィル

¥4,400 → **¥2,600**

W1000-RS

電子滅菌

包装：768本 (96本×8ラック)
大箱包装：768本×5

ラック

¥6,300 → **¥3,500**

ここが
イチオシ！
ピペットパルプラスとの
ご購入で更にお得！！

※詳細は本冊子11ページをご参照下さい。

3つのパッケージ

バルク (フィルターなし)	リフィル (フィルターなし)	ラック (フィルター付・なし)
開閉が便利な チャック袋	詰め替え簡単！ 省スペース！ゴミ削減！	開閉が便利なヒンジ式 ラック (ロック付き)



スムーズフィット

柔らかさが
スゴい！

高いフィット感で高精度な
ピペッティングを実現

ウルトラクリア

透明度が
スゴい！

高い透明度で高精度な
ピペッティングを実現

極薄先端

先端が
スゴい！

一般的な
弊社チップ
最高の液切れを実現

CRYO

機器



チップ

BMBio
ST (Standard & Stable)

フィット感の高い プラチナ柔フィルター付チップ〈低吸着タイプ〉

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



全長: 45.7mm 目盛: 2, 10μl

カタログ No.

WF-10RS 電子滅菌

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥7,900

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック
大箱包装: 960本×5

-20μl



全長: 50.8mm 目盛: 10μl

カタログ No.

WF-20RS 電子滅菌

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥7,900

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック
大箱包装: 960本×5

-100μl



全長: 59.4mm 目盛: 10, 50, 100μl

カタログ No.

WF-100RS 電子滅菌

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥7,900

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック
大箱包装: 960本×5

-200μl



全長: 59.4mm 目盛: 10, 50, 100μl

カタログ No.

WF-200RS 電子滅菌

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥7,900

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック
大箱包装: 960本×5

-1000μl



全長: 98.3mm 目盛: 200, 500, 1000μl

カタログ No.

WF-1000RS 電子滅菌

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥7,900

包装: 768本 (96本×8ラック) ラック
大箱包装: 768本×5

他商品

こんなにも
切れ味が
違う!!

他商品



チップ

追求された高品質チップ EX (Excellent Tip) チップ

BMBio
EX (Excellent & Extra)

プレミア企画

お試し価格中!!

究極のフィット感

独自に開発したリム構造により
非常に弱い力でピペットにしっかり
装着可能。



高密度フィルター

新開発の高密度フィルターにより親
水性フィルターでありながらエアロ
ゾルをしっかりシャットアウト。

新開発のレジン

独自に改良を重ねたレジンにより極
めて高い透明性を実現。
サンプルの吸着を極限まで抑え、
正確なピペッティングを実現。

最高の液切れ

高い成型技術により先端部の表面
積を極限まで抑えることにより優れ
た液切れを実現。

● ソフトフィット

人間工学を念頭においてデザインされており、その技術によりリム部分に高い柔軟性があります。

そのため、少ない力でピペットにチップの装着が可能です。


エジェクトの際も力をいれる必要がないので、疲労を軽減します。



● 低吸着

最高の液切れを実現するために、特別に開発された特殊樹脂が使用されております。材質のみならず、高い成型技術によってチップの壁面を非常に滑らかに仕上げているため、凸凹がなく、サンプルが残りにくくなっています。

また、チューブ先端の表面積を最小限におさえたことにより、サンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さず内から吐出されます。



チップ

追求された高品質チップ EX (Excellent Tip) チップ



データーに裏付けられた品質

● ソフトフィット

研究者にとって長時間のピペッティング操作は反復疲労障害の原因となりえます。

具体的には年間300時間を超えるマニュアルピペットでのピペッティング作業は手や肩の障害リスクを高めると言われています。

エルゴノミクス（人間工学）を考慮した作業環境の整備にはコストがかかります。たとえば標準的に使用されているマニュアルピペッターを電動ピペッターに変える場合、その価格差は大きくなります。

また、エルゴノミクスを考慮したマニュアルピペッターを使用する場合、そのピペッター専用に設計されたチップを必要とする場合が多く、ピペッター・チップをすべて交換する必要があることから莫大なコストがかかります。

そこで、より小さい力で着脱が可能で、かつ市販されている様々なマニュアルピペッターに適合するチップを求めて開発されたのが、このEXチップです。

EXチップはリムの部分に特殊な構造を持たせることにより、下記に示す通り、通常のチップのみならず、他のソフトフィットを謳っているチップと比較しても小さな力でチップの着脱が可能になっています。

● 低吸着




ピペッティングエラーという言葉を実験室でよく聞かれます。ピペッティングエラーは矛盾した結果をもたらすことがあり、特に微量のDNAやタンパク質を扱う際には結果に大きな影響を与えます。EXチップでは新たに開発したレジンを使用することでチップ内壁への吸着が極限まで抑えられています。

DNAの吸着

1. 100 μ Lの蛍光標識DNA溶液を3回吸引・吐出を繰り返した後、元のチューブに吐出する。
2. 100 μ Lの蒸留水を3回吸引・吐出を繰り返したのち新しいチューブに吐出する。
3. 蒸留水中の蛍光シグナルを測定し、チップに吸着したDNA量を算出する。

タンパク質の吸着

1. 100 μ Lの蛍光標識BSA溶液（5mg/mL）を3回吸引・吐出を繰り返した後、元のチューブに吐出する。
2. 100 μ Lの蒸留水を3回吸引・吐出を繰り返したのち新しいチューブに吐出する。
3. 蒸留水中の蛍光シグナルを測定し、チップに吸着したタンパク質量を算出する。



ラック特徴

省スペース

底面にリムを作成

- 重ねて保存する際の安定性重視



安心してお使い下さい

プレートの安定性重視

- チップ装着の際にプレートが動かない設計

可動域の広い蓋

- 180度開閉可能
- 衝撃で閉まらない安全設計



エコロジー

ラックをリザーバーとして使用可能

- 底面部96スポットあり



チップ

追求された高品質チップ EX (Excellent Tip) チップ

BMBio
EX (Excellent & Extra)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



全長：31.24mm 目盛：0.5, 2, 10μl

◆ 3段階目盛付きの10μlショートスタンダードタイプです。



原寸大

カタログ No.

EX-10

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×20

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥3,500 → ¥1,580

EX-10-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

詰め替え

¥6,900 → ¥2,900

EX-10-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥8,900 → ¥4,300

プレミア企画

お試し価格中!!



EX-10-RS
(ヒンジラック)



EX-10-RL
(詰め替えタイプ)

※ 空ラックの販売はございません。

-10μl



全長：45.84mm 目盛：2, 10μl

◆ 2段階目盛付きの10μlロングスタンダードタイプです。



原寸大

カタログ No.

EX-10EXL

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×20

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥3,500 → ¥1,580

EX-10EXL-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

詰め替え

¥6,900 → ¥2,900

EX-10EXL-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥8,900 → ¥4,300



EX-10EXL-RS
(ヒンジラック)



EX-10EXL-RL
(詰め替えタイプ)

※ 空ラックの販売はございません。

-200μl



全長：50.75mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ 3段階目盛付き、長めの成型でゆとりを持って200μlを吸引できます。



原寸大

カタログ No.

EX-200

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥3,500 → ¥1,580

EX-200-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5

詰め替え

¥6,900 → ¥2,900

EX-200-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥8,900 → ¥4,300



EX-200-RS
(ヒンジラック)



EX-200-RL
(詰め替えタイプ)

※ 空ラックの販売はございません。

-1000μl



全長：98.5mm 目盛：200, 500, 1000μl

◆ 3段階目盛付き、長めの成型でゆとりを持って1000μlを吸引できます。



原寸大

カタログ No.

EX-1000

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×4

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥3,500 → ¥1,580

EX-1000-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×4

詰め替え

¥6,900 → ¥2,900

EX-1000-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×4

ラック

¥8,900 → ¥4,300



EX-1000-RS
(ヒンジラック)



EX-1000-RL
(詰め替えタイプ)

※ 空ラックの販売はございません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

追求された高品質チップ EX (Excellent Tip) フィルター付チップ

BMBio
EX (Excellent & Extra)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



全長: 31.24mm 目盛: 0.5, 2, 10μl

◆ 3段階目盛付きの10μlショートスタンダードタイプです。



原寸大

カタログ No.

EXF-10-RS

包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥16,300 → ¥8,200

プレミア企画

お試し価格中!!



-10μl



全長: 45.84mm 目盛: 2, 10μl

◆ 2段階目盛付きの10μlロングスタンダードタイプです。



原寸大

カタログ No.

EXF-10EXL-RS

包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥16,300 → ¥8,200



-20μl



全長: 50.75mm 目盛: 10μl

◆ 10μl目盛付きの20μlスタンダードタイプです。



原寸大

カタログ No.

EXF-20-RS

包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥16,300 → ¥8,200



-200μl



全長: 59.54mm 目盛: 10, 50, 100μl

◆ 3段階目盛付き、長めの成型でゆとりを持って200μlを吸引できます。



原寸大

カタログ No.

EXF-200-RS

包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥16,300 → ¥8,200



-1000μl



全長: 98.5mm 目盛: 200, 500, 1000μl

◆ 3段階目盛付き、長めの成型でゆとりを持って1000μlを吸引できます。



原寸大

カタログ No.

EXF-1000-RS

包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×4

ラック

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥16,300 → ¥8,200



チップ

Tラック (ラック入りチップ)



& Q-One® 詰め替えチップ



QSP
Quality Scientific Plastics



ここが
イチオシ!

※本冊子掲載QSP商品対象

QSP商品 35%OFF
QSPバULKチップ 40%OFF



QSPのラックシステム

2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One®」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックとして使用できます。



Tラック

Q-One®



進化した詰め替えチップ Q-One®

エコロジー



ごみはプレート10枚と
トランスポートスリーブ1枚のみ

ごみ50%削減!

交換プレートは
0.2ml・0.6mlチューブ
ラックとして再利用可能



スペースセーブ



**保管スペース
縮小!**




詰める手間が
はぶけます

使いやすい Tラック



ラック包装はイーザーピールオフ
シュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っ張り



両側に開けば簡単に
ビニールを取ること
ができます。



チップ

Q-One®詰め替えチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

Q-One®チップ詰め替え方法



1 ビニールを取り、紙製の帯を外します。

注 空のラックはプレートを除いた状態でご用意下さい。

One point
アドバイス

Q-One®の広い面を持って詰め替えるとスムーズに行えます。



2 ラック上部のフタを取り、両手でQ-One®の4番目のプレート部分を持ち上げます。

注 上部を持ち上げるとプレートが崩れ、正しく詰め替えが行えません。



3 持ち上げたQ-One®をそのまま空ラックの上に置きます。

注 Q-One®が残っている状態で透明スリーブをテーブルなどに置くとチップ先端が折れてしまいます。



4 この時、透明スリーブの凹部とラックの凸部の位置を合わせて下さい。



5 Q-One®上部の透明なプレートを押すとチップがラックに入ります。

一目でカタログNo.とLot No.がわかります。



6 2で外したラックのフタをラックにはめて完成です。

7 1ラックのみの詰め替えの場合はこのまま保管して下さい。



詰め替え方法の動画配信中
www.bmbio.com/

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl

104シリーズ

ショート ストレート 目盛付

全長：31.5mm

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T104R-Q 未滅菌	¥5,200	→ ¥3,380
T104RS-Q 電子滅菌	¥5,700	→ ¥3,700
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

-10μl

102シリーズ

ロング ストレート 目盛付

全長：46.0mm

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。2, 5, 10, 20μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T102R-Q 未滅菌	¥5,400	→ ¥3,510
T102RS-Q 電子滅菌	¥5,800	→ ¥3,770
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

-200μl

110NEWシリーズ

先端 ストレート

全長：50.0mm

◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110R-NEW 未滅菌	¥4,900	→ ¥3,180
T110RS-NEW 電子滅菌	¥5,400	→ ¥3,510
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

-200μl

TW110Nシリーズ

先端 ストレート

全長：50.0mm

◆ 極薄・ストレート形状で好評のあるチップ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TTW110RN-Q 未滅菌	¥4,900	→ ¥3,180
TTW110RNS-Q 電子滅菌	¥5,400	→ ¥3,510
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

-200μl

110-Bシリーズ

先端 テーパー

全長：50.0mm

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110BR-Q 未滅菌	¥4,900	→ ¥3,180
T110BRS-Q 電子滅菌	¥5,400	→ ¥3,510
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		



ここが
イチオシ!

QSP商品 35%OFF
バルクチップ 40%OFF

※本冊子掲載QSP商品対象

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T104RL-Q 未滅菌	¥4,200	→ ¥2,730
T104RLS-Q 電子滅菌	¥4,800	→ ¥3,120
包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5		

-20μl

114シリーズ

ロング テーパー

全長：46.0mm

◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T114R-Q 未滅菌	¥4,900	→ ¥3,180
T114RS-Q 電子滅菌	¥5,400	→ ¥3,510
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
110RL-NEW 未滅菌	¥4,100	→ ¥2,660
110RLS-NEW 電子滅菌	¥4,700	→ ¥3,050
包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TTW110RLN-Q 未滅菌	¥4,100	→ ¥2,660
TTW110RLNS-Q 電子滅菌	¥4,700	→ ¥3,050
包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110BRL-Q 未滅菌	¥4,100	→ ¥2,660
T110BRLS-Q 電子滅菌	¥4,700	→ ¥3,050
包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5		

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-200μl 110-BNシリーズ 全長: 51.0mm

- ◆ 先端テーパードにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



原寸大

ここがイチオシ! QSP商品 **35%OFF**
バルクチップ **40%OFF**
※本冊子掲載QSP商品対象

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110BRN-Q 	¥4,900	→ ¥3,180
T110BRNS-Q 	¥5,400	→ ¥3,510
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110BRLN-Q 	¥4,100	→ ¥2,660
T110BRLNS-Q 	¥4,700	→ ¥3,050
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-200μl 113-Gシリーズ 全長: 51.0mm

- ◆ 先端テーパードにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113R-Q 	¥5,000	→ ¥3,250
T113RS-Q 	¥5,500	→ ¥3,570
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RL-Q 	¥4,100	→ ¥2,660
T113RLS-Q 	¥4,700	→ ¥3,050
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-200μl 113-GNシリーズ 全長: 51.0mm

- ◆ 先端テーパードにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RN-Q 	¥5,000	→ ¥3,250
T113RNS-Q 	¥5,500	→ ¥3,570
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RLN-Q 	¥4,100	→ ¥2,660
T113RLNS-Q 	¥4,700	→ ¥3,050
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-1250μl 112-XLシリーズ 全長: 89.0mm

- ◆ ロングタイプ ◆ 先端テーパードにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112XLR-Q 	¥7,000	→ ¥4,550
T112XLRS-Q 	¥7,800	→ ¥5,070
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112XLRL-Q 	¥5,500	→ ¥3,570
T112XLRLS-Q 	¥6,300	→ ¥4,090
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-1250μl 112-NXLシリーズ 全長: 89.0mm

- ◆ ロングタイプ ◆ 先端テーパードにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112NXLR-Q 	¥7,000	→ ¥4,550
T112NXLR-S-Q 	¥7,800	→ ¥5,070
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112NXLR-L-Q 	¥5,500	→ ¥3,570
T112NXLR-L-S-Q 	¥6,300	→ ¥4,090
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



全長：31.5mm 目盛：2μl

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大

-10μl



全長：46.0mm 目盛：2.5, 10, 20μl

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。



原寸大

-20μl



全長：46.0mm

◆ シャープな先端テーパークットが特徴の最もスタンダードなタイプ



原寸大

-200μl



全長：50.0mm

◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大

-200μl




全長：50.0mm


◆ 20年以上愛用され続けておりますスタンダードなイエローチップです。
※ご注文の際は「110-CLASSIC」とご指定ください。



原寸大



-200μl



全長：50.0mm


◆ シンプルなスタンダードデザインです。
◆ 色もナチュラルで、サンプルの目視に最適です。



原寸大



-200μl




全長：48.9mm

◆ 主に eppendorf 社 対応のピペットチップです。



原寸大



ここが
イチオシ! **QSP商品 35%OFF**
バルクチップ 40%OFF
※本冊子掲載QSP商品対象

カタログ No.

104-Q 未減価

希望販売価格
¥2,300

キャンペーン中の参考価格

¥1,380

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

102-Q 未減価

希望販売価格
¥2,400

キャンペーン中の参考価格

¥1,440

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

114-Q 未減価

希望販売価格
¥2,300

キャンペーン中の参考価格

¥1,380

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

110NEW 未減価

希望販売価格
¥2,200

キャンペーン中の参考価格

¥1,320

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

110-CLASSIC 未減価

希望販売価格
¥2,100

キャンペーン中の参考価格

¥1,260

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

110-96R-CLASSIC 未減価

¥4,900

¥3,180

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

110-96RS-CLASSIC 電子減価

¥5,400

¥3,510

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

カタログ No.

110-N-Q 未減価

希望販売価格
¥2,200

キャンペーン中の参考価格

¥1,320

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

110-96RN-Q 未減価

¥4,900

¥3,180

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

110-96RNS-Q 電子減価

¥5,400

¥3,510

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

カタログ No.

115-Q 未減価

希望販売価格
¥2,300

キャンペーン中の参考価格

¥1,380

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

115-96RS-Q 電子減価

¥4,900

¥3,180

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free


オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-200μl

先端
テーパー 全長: 50.0mm

- ◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい
イエローチップ




原寸大

-200μl

先端
テーパー 全長: 51.0mm

- ◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、
色がナチュラルでサンプルの目視に最適



原寸大

-200μl

先端
テーパー 目盛付 全長: 51.0mm 目盛: 50, 100, 200μl

- ◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい
イエローチップ



原寸大

-200μl

先端
テーパー 目盛付 全長: 51.0mm 目盛: 50, 100, 200μl

- ◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、
色がナチュラルでサンプルの目視に最適



原寸大

-300μl

先端
テーパー 目盛付 全長: 59.0mm 目盛: 10, 50, 100, 200μl

- ◆ 目盛付きでサンプルの目視に最適



原寸大

-1000μl

先端
ストレート 全長: 71.0mm

- ◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなブルーチップ



原寸大

-1000μl

先端
ストレート 全長: 71.0mm

- ◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなタイプで、色が
ナチュラルなのでサンプルの目視に最適



原寸大

ここが
イチオシ! QSP商品 35%OFF
バルクチップ 40%OFF
※本冊子掲載QSP商品対象

カタログ No.

110-B-Q 未減価

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,200 → ¥1,320

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

110-BN-Q 未減価

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,200 → ¥1,320

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

113-G-Q 未減価

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,400 → ¥1,440

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

113-GN-Q 未減価

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,400 → ¥1,440

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

108-G-Q 未減価

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,900 → ¥1,740

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

108-96RG-Q 未減価

¥5,200 → ¥3,380

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

108-96RGS-Q 電子減価

¥5,500 → ¥3,570

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

111-Q 未減価

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,500 → ¥1,500

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

111-R100-Q 未減価

¥5,800 → ¥3,770

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

111-R100S-Q 電子減価

¥6,400 → ¥4,160

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

カタログ No.

111-N-Q 未減価

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,500 → ¥1,500

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

111-R100N-Q 未減価

¥5,800 → ¥3,770

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

111-R100NS-Q 電子減価

¥6,400 → ¥4,160

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

ここがイチオシ! **QSP商品 35%OFF**
バルクチップ 40%OFF
※本冊子掲載QSP商品対象

-1000μl



全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



カタログ No.

112-G-Q 未滅菌

希望販売価格
¥2,700

キャンペーン中の参考価格

¥1,620

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

112-R100GS-Q 電子滅菌 ¥6,700 → **¥4,350**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

-1000μl



全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



カタログ No.

112-GN-Q 未滅菌

希望販売価格
¥2,700

キャンペーン中の参考価格

¥1,620

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

112-R100GNS-Q 電子滅菌 ¥6,700 → **¥4,350**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

-1000μl



全長：69.6mm

◆ 主に eppendorf社 対応のブルーチップです。



カタログ No.

116-Q 未滅菌

希望販売価格
¥2,700

キャンペーン中の参考価格

¥1,620

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

116-R100S-Q 電子滅菌 ¥6,700 → **¥4,350**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

-1250μl



全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパークットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ



カタログ No.

112-XL-Q 未滅菌

希望販売価格
¥3,400

キャンペーン中の参考価格

¥2,040

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

-1250μl



全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパークットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



カタログ No.

112-NXL-Q 未滅菌

希望販売価格
¥3,400

キャンペーン中の参考価格

¥2,040

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

**空ラックが
お買い得!!**

QSPバルクチップ用空ラック (インサート付)

● 10μl用

カタログ No.

T10ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格
¥3,500 → **¥1,750**

包装：10ラック/ 96本立て **空ラック**
大箱包装：10ラック×5

● 200μl用

カタログ No.

T200ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格
¥3,500 → **¥1,750**

包装：10ラック/ 96本立て **空ラック**
大箱包装：10ラック×5

● 1250μl用

カタログ No.

T1000ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格
¥3,900 → **¥1,950**

包装：10ラック/ 96本立て **空ラック**
大箱包装：10ラック×5

※112-XL, 112-NXLチップ用

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

QSP 大容量チップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

ここがイチオシ! QSP商品 **35%OFF**
バルクチップ 40%OFF
※本冊子掲載QSP商品対象

-5000μl



全長: 117.0mm

- ◆ 主に ピペットマンP-5000 対応のピペットチップです。
 - ◆ チップが長い為、チューブ等からのサンプリング時にピペットがチューブへ入らず、コンタミネーションを防ぎます。
- ※ラック入りの販売はございません。



原寸大

カタログ No.

090-Q 未減価

希望販売価格

¥2,000

キャンペーン中の参考価格

¥1,200

包装: 250本 (250本×1パック) **バルク** 大箱包装: 250本×10

-5000μl



全長: 147.5mm

- ◆ 主に フィンピペット 対応のピペットチップです。
 - ◆ チップが長い為、チューブ等からのサンプリング時にピペットがチューブへ入らず、コンタミネーションを防ぎます。
- ※ラック入りの販売はございません。



原寸大

カタログ No.

095-Q 未減価

希望販売価格

¥2,000

キャンペーン中の参考価格

¥1,200

包装: 250本 (250本×1パック) **バルク** 大箱包装: 250本×10

-5000μl



全長: 121.0mm

- ◆ 主に eppendorf社 対応のピペットチップです。
 - ◆ チップ先端が細めにデザインしてあり、サンプルのロスがありません。
- ※ラック入りの販売はございません。



原寸大

カタログ No.

096-Q 未減価

希望販売価格

¥2,100

キャンペーン中の参考価格

¥1,260

包装: 250本 (250本×1パック) **バルク** 大箱包装: 250本×10

-5000μl



全長: 151.0mm

- ◆ 主に eppendorf社・sartorius (BIOHIT)社 対応のピペットチップです。
 - ◆ 長さ100mm以上の大容量のテストチューブからのサンプリングに最適です。
- ※ラック入りの販売はございません。



原寸大

カタログ No.

096-NXL-Q 未減価

希望販売価格

¥2,300

キャンペーン中の参考価格

¥1,380

包装: 250本 (250本×1パック) **バルク** 大箱包装: 250本×10

チップ

QSP ゲルローディングチップ(先端：丸型)

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

先端丸型のゲルローディングチップは、電気泳動時のサンプルアプライに最適です。
丸型である事で角度、チップの向きを気にせずにサンプリングができます。
また、ゲルローディング以外にも細口のテストチューブ・キュベットなどからのサンプリングにも適しています。

-10μl 全長：56.8mm 先端：丸型0.6mm

◆ -10μlの最もスタンダードなタイプです。



原寸大



カタログ No.

103-Q

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

バルク

希望販売価格

¥5,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,000**

1本あたり
¥3.0

(バルクタイプ)

103-R204S-Q

電子滅菌

包装：1,020本 (204本×5ラック)
大箱包装：1,020本×5

ラック


¥8,500

→ **¥5,520**


ここが
イチオシ! QSP商品 **35%OFF**
バルクチップ **40%OFF**
※本冊子掲載QSP商品対象

-10μl 全長：56.6mm 先端：丸型0.3mm

◆ -10μlの先端径0.3mmの極細タイプです。



原寸大



カタログ No.

124-R204S-Q

電子滅菌

包装：1,020本 (204本×5ラック)
大箱包装：1,020本×10

ラック

希望販売価格

¥26,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥17,220**


-200μl 全長：68.7mm 先端：丸型0.6mm

◆ -200μlの最もスタンダードなタイプです。

◆ H-010-96R (S)は便利なヒンジラック入りで、8×12列のマルチチャンネルフォーマットです。



原寸大



010-R204S-Q
(ノーマルラック)

H-010-96R(S)-Q
(ヒンジラック)

カタログ No.

010-Q

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

バルク

希望販売価格

¥5,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,000**

1本あたり
¥3.0

(バルクタイプ)

010-R204S-Q

電子滅菌

包装：1,020本 (204本×5ラック)
大箱包装：1,020本×5

ラック

¥9,400

→ **¥6,110**

H-010-96R-Q

未滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥10,400

→ **¥6,760**

H-010-96RS-Q

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥11,200

→ **¥7,280**

ホットピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

QSP ロングチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

QSPのロングチップは、長い試験管や深いウェルプレートにも届くよう設計されており、ピペットが容器の側面に接触するのを防ぐことでキャリーオーバーによるコンタミネーションのリスクを低減します。



-10μl

ロング 先端
ストレート 目盛付
1000

全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10, 20μl

- ◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防げます。
- ◆ 2, 5, 10, 20μlの目盛付



原寸大



ここが
イチオシ! QSP商品 35%OFF
バルクチップ 40%OFF
※本冊子掲載QSP商品対象

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

102-Q

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

バルク

¥2,400

→

¥1,440

T102R-Q

未滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥5,400

→

¥3,510

T102RS-Q

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック

¥5,800

→

¥3,770

-200μl


ロング 先端
ストレート

全長：90.9mm

- ◆ 12×75mm, 13×75mmのテストチューブからのサンプリングに最適です。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

110-NXL-Q

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×5

バルク

¥3,300

→

¥1,980

110-NXL-R204S-Q

電子滅菌

包装：1,632本 (204本×8ラック)
大箱包装：1,632本×3

ラック

¥14,000

→

¥9,100

-1000μl


ロング 先端
テーパー

全長：88.3mm

- ◆ 最もスタンダードな111Nのロングタイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

111-NXL-Q

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

バルク

¥2,700

→

¥1,620

111-NXL-R100S-Q

電子滅菌

包装：1,000本 (100本×10ラック)
大箱包装：1,000本×5

ラック

¥6,700

→

¥4,350

チップ

QSP ファーストクラスフィルター付チップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピペッティング操作を行って下さい。


ここがイチオシ! QSP商品 **35%OFF**
バルクチップ **40%OFF**
※本冊子掲載QSP商品対象

ラック包装はイーザーピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っ張り



両側に開けば簡単にビニールを取ることができます。




使いやすい
Tラック



-10μl



全長：31.5mm 目盛：2μl



原寸大

-10μl



全長：46.0mm



原寸大

-10μl



全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10μl



原寸大

-20μl



全長：46.0mm



原寸大

-20μl



全長：51.0mm



原寸大

-100μl



全長：51.0mm



原寸大

-200μl



全長：59.0mm 目盛：10, 50, 100, 200μl



原寸大

-200μl



全長：50.0mm 目盛：50, 100, 200μl



原寸大

マルチフィットデザイン
マルチチャンネル
ピペットに最適!!

-1000μl



全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl



原寸大

カタログ No.

TF104-10-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -10μlで最もスタンダードなタイプ。

TF114-10-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-10μlチップ

TF102-10-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -10μlのロングタイプ
◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止

TF114-20-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-20μlチップ
◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプ

TF113-20-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -20μlで最もスタンダードなタイプ

TF113-100-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-100μlのスタンダードタイプ

TF108-200-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-200μlのスタンダードタイプ

TF140-200-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -200μlのスタンダードタイプ

TF112-1000-Q

希望販売価格 ¥11,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,410**

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

◆ -1000μlのスリムデザインタイプ

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

個別包装・滅菌ピペットチップ

BioConピペットチップ

thermo scientific

DNase, RNase, endotoxin Free

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

- ◆ 医薬品製造における工程・品質管理や透析液中のエンドトキシン測定試験にお使いいただけます。
- ◆ 個別包装なので細胞培養にお勧めします。

〈品質規格〉

- ① エンドトキシンおよび (1→3)-β-Dグルカンの測定は、エンドトキシンと (1→3)-β-Dグルカンに反応するエンドトキシン測定用試薬を使用し試験
- ② エンドトキシン試験に対する干渉作用はエンドトキシン検出用抽出液を使用し干渉作用がないことを確認
- ③ ISO9001、ISO14001、ISO13485(CE/IVD certified)に準拠し製造

〈品質証明〉

- Endotoxin < 0.005EU/tip
- Human DNA < 1.9×10^{-11} g/tip
- DNase < 9.4×10^{-4} U/tip
- RNase < 6.5×10^{-8} U/tip



〈品質証明書付〉

〈ピールオフ包装〉



チップリム側の先端がピールオフで開けやすい包装です。(A)

〈オールフィルム包装〉



オールフィルム包装で表面のフィルムがスムーズに均等に開けられます。

-200μl



全長：95.0mm



原寸大

カタログ No.

94053250 G 滅菌

希望販売価格

¥2,600

キャンペーン中の参考価格

¥1,850

包装：50本 (1本個装×50パック) バルク 個装 大箱包装：なし

個別包装・滅菌ピペットチップ

IWピペットチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

- ◆ より厳密な無菌操作が必要な実験に適しています。

〈品質規格〉

- 無菌性保証レベル (SAL) : 10^{-6}

〈品質証明〉

- Endotoxin ≤ 0.06 EU/ml
- DNase < 10^{-7} KunitzUnits/μl
- DNA < 30pg
- RNase < 10^{-9} KunitzUnits/μl

品質証明書はご購入後ロット番号をお知らせください。後日発行が可能です。

ここがイチオシ! QSP商品 **35%OFF**
バルクチップ **40%OFF**
※本冊子掲載QSP商品対象



-200μl



全長：50.0mm



原寸大

カタログ No.

110-S-CLASSIC 電子 滅菌

希望販売価格

¥3,900

キャンペーン中の参考価格

¥2,340

包装：500本 (1本個装×500パック) バルク 個装 大箱包装：500本×10

-1000μl



全長：71.0mm



原寸大

カタログ No.

111-S-Q 電子 滅菌

希望販売価格

¥4,700

キャンペーン中の参考価格

¥2,820

包装：500本 (1本個装×500パック) バルク 個装 大箱包装：500本×10

★適合ピペット：BioCon、IW ピペットチップは主にギルソン、エッペン、フィン、ニチリョー、PipetPAL に適合しますが各社ピペットモデルにより適合しない場合がございます。あらかじめサンプルにてピペットの適合性をご確認ください。

チップ

経済的！エコノミカルチップ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

- エコノミカルプライス。1本単価目安(バルク) **¥1.0 ~ 1.5**
- わずかな力でスムーズフィットするチップ成型

-10μl



全長：31.6mm

- ◆10μlショート of スタンダードタイプ



原寸大

1本あたり
¥1.2

カタログNo.

BMT-10GB 未滅菌

希望販売価格

¥2,200 → **¥1,180**

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×20

BMT-10GR 未滅菌

¥4,900 → **¥2,900**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

BMT-10GRS 電子滅菌

¥5,500 → **¥3,300**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

-10μl



全長：45.0mm

- ◆10μlロング of スタンダードタイプ



原寸大

1本あたり
¥1.5

カタログNo.

BMT-10GXLB 未滅菌

希望販売価格

¥2,700 → **¥1,480**

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×20

BMT-10GXLR 未滅菌

¥4,900 → **¥2,900**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

BMT-10GXLRs 電子滅菌

¥5,500 → **¥3,300**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

-200μl



全長：50.8mm

- ◆イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大

1本あたり
¥1.0

カタログNo.

BMT-200B 未滅菌

希望販売価格

¥1,700 → **¥980**

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×20

BMT-200R 未滅菌

¥4,900 → **¥2,900**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

BMT-200RS 電子滅菌

¥5,500 → **¥3,300**


包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

-1000μl



全長：78.0mm

- ◆ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大

1本あたり
¥1.3

カタログNo.

BMT-1000B 未滅菌

希望販売価格

¥2,300 → **¥1,280**

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×5

BMT-1000R 未滅菌

¥6,500 → **¥3,900**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

BMT-1000RS 電子滅菌

¥7,100 → **¥4,300**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

チップ

経済的！エコノミカルフィルター付チップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください


親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。オーバーフローは防げませんが、慎重なピペッティング操作を行って下さい。

-10 μ l先端
スリット

全長：31.6mm



原寸大



カタログ No.

GF-10G-R

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-10 μ l先端
デーパー

全長：45.0mm



原寸大



カタログ No.

GF-10GXL-R

希望販売価格

~~¥14,300~~

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-10 μ l先端
デーパー

全長：45.7mm



原寸大



カタログ No.

GF-10E-R

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-20 μ l先端
デーパー

全長：50.8mm



原寸大



カタログ No.

GF-20-R

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-100 μ l先端
デーパー全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100 μ l

原寸大



カタログ No.

GF-100-R

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200 μ l先端
デーパー全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100 μ l

原寸大



カタログ No.

GF-200-R

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-1000 μ l先端
デーパー

全長：78.0mm



カタログ No.

GF-1000-R

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

チップ

先端径が太い セルセイバーチップ



DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM0ピペット適合表をご覧ください

セルセイバーチップは、通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍になっています。先端が太いことにより非常にデリケートな、粘調度の高いサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなく、サンプリングできます。

セルセイバーチップ 通常チップ

-200μl



全長：50.4mm 先端内径：1.5mm



原寸大

カタログ No.

BMT-200W

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×20

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク ¥2,600 → **¥1,900**

BMT-200WR

未滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック ¥5,200 → **¥3,700**

BMT-200WRS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5

ラック ¥5,900 → **¥4,300**

-1000μl



全長：70.5mm 先端内径：1.8mm



原寸大

カタログ No.

BMT-1000W

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×5

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク ¥3,000 → **¥2,100**

BMT-1000WR

未滅菌

包装：1,000本 (100本×10ラック)
大箱包装：1,000本×5

ラック ¥6,900 → **¥4,900**

BMT-1000WRS

電子滅菌

包装：1,000本 (100本×10ラック)
大箱包装：1,000本×5

ラック ¥7,800 → **¥5,500**

ワンポイント!

オートクレーブ滅菌ガイド

実験を行う際には実験の目的や廃棄物の状態（感染性等）に応じて、実験器具やサンプルを滅菌する必要があります。オートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）は乾熱滅菌に比べ滅菌効率が高く、低い温度・短時間で滅菌ができることから実験室で最も一般的に使用される滅菌法です。しかしながら、加圧下で高温の蒸気を用いて滅菌するため、使用法を誤ると重大な事故につながるリスクがあります。

注意事項

サンプル投入時

- 一度に大量の滅菌対象物を投入しないこと。特に液体等の熱容量が大ききものを大量に入れた場合は適切な滅菌を行うために時間を延長する必要があります。
- プラスチック商品を滅菌する場合、対象物が装置の内壁に接触しないようにすること。接触していると滅菌中に溶けてしまう可能性があるため、かご等に入れて投入するとよい。
- ボトル等の容器を使用する場合、容器内に飽和蒸気が十分にいきわたり、容器の内外で圧力差が少ないように、ふたを少し緩めておくこと。
- 廃棄物を滅菌する場合は、専用のオートクレーブバッグを使用すること。

滅菌中

- 滅菌中は本体が熱くなっているため、決して手を触れないこと。
- 加圧中は決して本体のふたを開けないこと。
- 万が一の事故に備えて、本体の近くにいないこと。

滅菌後

- 圧力が0になり、ある程度温度が下がったことを確認してから本体のふたを開けること。
加圧状態でふたを開けた場合、高温の蒸気が放出され非常に危険です。
- 解放弁が装備されている機種の場合、ふたを開ける前に弁を開放すること。
加圧状態で弁を開放すると、対象物が液体の場合、突沸を起こしますので注意してください。
- 対象物が液体の場合、装置本体内で十分に冷めたことを確認してからふたを閉めること。
熱いうちにふたを閉めると、内圧によりふたが空気にくくることがあります。
- 滅菌後のプラスチック商品の表面には水滴がついていますので、乾燥機やデシケーター等で速やかに乾燥させること。
水滴が付いたまま放置すると、落下菌等により汚染することがあります。

オートクレーブ滅菌を行う際には耐熱グローブの使用等、十分な防護措置を講じてください。
また、一部の商品ではオートクレーブ滅菌により本来の性能が低下する場合があります。

チップ

大容量チップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分) (※フィルター付は不可)

-5000μl

BM-5MLシリーズ



全長: 123.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

BM-5ML

未滅菌

包装: 250本 (250本×1パック) 大箱包装: 250本×10

バルク

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥3,700

→ ¥2,550

BM-R5ML

未滅菌

包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥11,500

→ ¥7,900

BM-RS5ML

電子滅菌

包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥12,500

→ ¥8,900

BM-FR5ML

フィルター

電子滅菌

包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥72,500

→ ¥50,000

-5000μl

BM-5MLEシリーズ



全長: 123.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆主にeppendorf社対応ピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

BM-5MLE

未滅菌

包装: 250本 (250本×1パック) 大箱包装: 250本×10

バルク

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥3,700

→ ¥2,550

BM-R5MLE

未滅菌

包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥11,500

→ ¥7,900

BM-RS5MLE

電子滅菌

包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥12,500

→ ¥8,900

BM-FR5MLE

フィルター

電子滅菌

包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥72,500

→ ¥50,000

-10000μl

BM-10MLXLシリーズ



全長: 161.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

BM-10MLXL

未滅菌

包装: 200本 (200本×1パック) 大箱包装: 200本×10

バルク

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥8,500

→ ¥6,000

BM-R10MLXL

未滅菌

包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥13,500

→ ¥9,400

BM-RS10MLXL

電子滅菌

包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥16,000

→ ¥11,200

BM-FR10MLXL

フィルター

電子滅菌

包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥69,900

→ ¥48,000

-10000μl

BM-10MLXLFシリーズ



全長: 144.0mm

◆主にFinnpipette、sartorius (BIOHIT)社対応のピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

BM-10MLXLF

未滅菌

包装: 200本 (200本×1パック) 大箱包装: 200本×10

バルク

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥8,500

→ ¥6,000

BM-R10MLXLF

未滅菌

包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥13,500

→ ¥9,400

BM-RS10MLXLF

電子滅菌

包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: ー

ラック

¥16,000

→ ¥11,200

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

詰め替えが簡単！スピードローダーシステム



DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



全長：38.1mm 目盛：5, 10μl

◆ チップ全体がストレート成型によりシャープな液切れが行えます。



原寸大



カタログ No.

BIO10RF 未減価

希望販売価格
¥4,600 →

キャンペーン中の参考価格

¥3,200

包装：960本 (96本×10プレート×1パック) 詰め替え
大箱包装：960本×10

-200μl



全長：50.7mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ 先端テーパークットにより分注時にサンプルがチップの外壁に付きにくくなっています。



原寸大



カタログ No.

BIO200RF 未減価

希望販売価格
¥3,900 →

キャンペーン中の参考価格

¥2,700


包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え
大箱包装：960本×10

-1000μl



全長：86.2mm 目盛：100, 200, 500μl

◆ チップ全体がストレート成型によりシャープな液切れが行えます。



原寸大



カタログ No.

BIO1000RF 未減価

希望販売価格
¥5,000 →

キャンペーン中の参考価格

¥3,500

包装：840本 (70本×4プレート×3パック) 詰め替え
大箱包装：840本×10

※詰め替えに必要なローディングプレートは箱上部に白いラベル (Open Firstと記載) が貼ってある箱に1枚のみ付属されています。

スピードローダーシステム専用空ラック

● BIO10RF用

カタログ No.

BIO10ER 未減価

希望販売価格
¥2,500 →



キャンペーン中の参考価格

¥1,750


包装：10ラック/箱 (96本立て用) 空ラック
大箱包装：10ラック×10

● BIO200RF用

カタログ No.

BIO200ER 未減価

希望販売価格
¥2,500 →



キャンペーン中の参考価格

¥1,750

包装：10ラック/箱 (96本立て用) 空ラック
大箱包装：10ラック×10

● BIO1000RF用

カタログ No.

BIO1000ER 未減価

希望販売価格
¥3,800 →



キャンペーン中の参考価格

¥2,700

包装：12ラック/箱 (70本立て用) 空ラック
大箱包装：12ラック×6

チップ

低吸着イエローチップ



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-200μl




全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ イエローチップでは珍しいサンプル低吸着 (ローリテンション) タイプです。
※空ラックの販売はございません。



原寸大



カタログ No.

BMT-200LY 未減価

包装：1,000本 (1,000本×1パック)

大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

パルク

¥2,400 →

¥1,100

BMT-200LYRS 電子減価

包装：960本 (96本×10ラック)

大箱包装：960本×5

ラック

¥7,000 →

¥3,200

BMT-200LYRL 未減価

包装：960本 (96本×10プレート)

大箱包装：960本×5

詰め替え

¥4,100 →

¥2,400

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

オートクレーブ可能な フィルター付チップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

オートクレーブ
可能

- ◆ エアロゾルを効果的にブロックし、ピペッターを介したコンタミネーションを防止します。
 - ◆ 誤ってサンプルをフィルターまで吸い込んでもサンプルの回収が可能で、PCRを阻害することはありません。
 - ◆ オートクレーブ滅菌が可能です。
- 【推奨オートクレーブ条件】** 121℃ 1気圧で15分間オートクレーブ後、温風乾燥してください。
オートクレーブ装置の乾燥サイクルは使用しないでください。
- ◆ 市販の多くのピペットに適用します。適用の詳細についてはお問い合わせください。

-10μl



全長: 32.0mm 目盛: 2, 10μl

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

原寸大

BMAN-0010-B

未滅菌 包装: 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装: 1,000本×10

バルク

¥7,300 → ¥5,200

BMAN-0010-R

未滅菌 包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥7,800 → ¥5,600

BMAN-0010-RS

電子滅菌 包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥8,700 → ¥6,200

-30μl



全長: 50.5mm

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

原寸大

BMAN-0030-B

未滅菌 包装: 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装: 1,000本×10

バルク

¥7,300 → ¥5,200

BMAN-0030-R

未滅菌 包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥7,800 → ¥5,600

BMAN-0030-RS

電子滅菌 包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥8,700 → ¥6,200

-100μl



全長: 50.5mm

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

原寸大

BMAN-0100-B

未滅菌 包装: 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装: 1,000本×10

バルク

¥7,300 → ¥5,200

BMAN-0100-R

未滅菌 包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥7,800 → ¥5,600

BMAN-0100-RS

電子滅菌 包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥8,700 → ¥6,200

-200μl



全長: 51.0mm

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

原寸大

BMAN-0200-B

未滅菌 包装: 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装: 1,000本×10

バルク

¥7,300 → ¥5,200

BMAN-0200-R

未滅菌 包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥7,800 → ¥5,600

BMAN-0200-RS

電子滅菌 包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥8,700 → ¥6,200

-1000μl



全長: 73.0mm

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

原寸大

BMAN-1000-B

未滅菌 包装: 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装: 1,000本×10

バルク

¥7,600 → ¥5,400

BMAN-1000-R

未滅菌 包装: 1,000本 (100本×10ラック)
大箱包装: 1,000本×5

ラック

¥8,400 → ¥6,000

BMAN-1000-RS

電子滅菌 包装: 1,000本 (100本×10ラック)
大箱包装: 1,000本×5

ラック

¥8,900 → ¥6,300

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

ART SoftFit~L ピペットチップ (レーニン LTSピペット用)

New!!

thermo scientific

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ 信頼ある結果：レーニン LTSピペットにおいて確かな正確性、精密性を保証
- ◆ 円筒型シャフトとポジティブストップ設計：完全なチップ適合を確立し、チップの脱着に要する力を軽減
- ◆ DNase, RNase, DNA, ATP, endotoxinフリー
- ◆ 5種類の容量チップ：20/200/300/1000/1200 μ l
- ◆ カラーコードインサートトレイ：チップとピペットの選択が容易
- ◆ トレーサビリティ：ロットナンバー、商品番号がインサートトレイにラベリング
- ◆ ローリテンションタイプもご用意しております。



溶液の排出口を最小限に抑えます。

ローリテンションタイプのチップは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、チップ内の溶液残量を最小限に抑え、ピペットの正確度や再現性を向上。微量サンプルや粘性の高いサンプルに最適です。

チップ


ART SoftFit~L ピペットチップ(レーニン LTSピペット用)

New!!

thermo scientific

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



チップタイプ

特 長

SoftFit~L フィルターチップ



- ◆ エアロゾルによるピペット汚染をブロックし、サンプルのクロスコンタミネーションを防止
- ◆ 細胞培養、PCR、核酸などのアプリケーション
- ◆ 揮発性、腐食性の高いサンプル

SoftFit~L ノンフィルターチップ



- ◆ 高い品質で経済的
- ◆ 汎用アプリケーション

SoftFit~L ローリテンションチップ



- ◆ 疎水性表面により、分注効率を上げ、高価な試薬を節約
- ◆ ピペット精度の向上
- ◆ サンプルや試薬廃棄の軽減
- ◆ 粘性のあるサンプル、洗剤含有サンプル、DNAやタンパク質サンプル
- ◆ 少量分注

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チップ

ART SoftFit~L ピペットチップ (レーニン LTSピペット用)

New!!

thermo scientific

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



フィルターチップ

カタログNo.	商品名		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
2749-HR	SoftFit L 20µL	電子滅菌 ラック	960本 (96本×10ラック)	¥12,500 →	¥8,125
2749-RI	SoftFit L 20µL	電子滅菌 詰め替え	960本 (96本×10プレート)	¥11,900 →	¥7,735
2749-05-HR	SoftFit L 20µL, ローリテンション	電子滅菌 ラック	960本 (96本×10ラック)	¥13,700 →	¥8,905
2749-05-RI	SoftFit L 20µL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え	960本 (96本×10プレート)	¥13,000 →	¥8,450
2769-HR	SoftFit L 200µL	電子滅菌 ラック	960本 (96本×10ラック)	¥12,500 →	¥8,125
2769-RI	SoftFit L 200µL	電子滅菌 詰め替え	960本 (96本×10プレート)	¥11,900 →	¥7,735
2769-05-HR	SoftFit L 200µL, ローリテンション	電子滅菌 ラック	960本 (96本×10ラック)	¥13,700 →	¥8,905
2769-05-RI	SoftFit L 200µL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え	960本 (96本×10プレート)	¥13,000 →	¥8,450
2739-HR	SoftFit L 300µL	電子滅菌 ラック	960本 (96本×10ラック)	¥12,500 →	¥8,125
2739-RI	SoftFit L 300µL	電子滅菌 詰め替え	960本 (96本×10プレート)	¥11,900 →	¥7,735
2739-05-HR	SoftFit L 300µL, ローリテンション	電子滅菌 ラック	960本 (96本×10ラック)	¥13,700 →	¥8,905
2739-05-RI	SoftFit L 300µL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え	960本 (96本×10プレート)	¥13,000 →	¥8,450
2779-HR	SoftFit L 1000µL	電子滅菌 ラック	768本 (96本×8ラック)	¥12,500 →	¥8,125
2779-RI	SoftFit L 1000µL	電子滅菌 詰め替え	768本 (96本×8プレート)	¥11,900 →	¥7,735
2779-05-HR	SoftFit L 1000µL, ローリテンション	電子滅菌 ラック	768本 (96本×8ラック)	¥13,700 →	¥8,905
2779-05-RI	SoftFit L 1000µL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え	768本 (96本×8プレート)	¥13,000 →	¥8,450
2789-HR	SoftFit L 1200µL	電子滅菌 ラック	768本 (96本×8ラック)	¥12,500 →	¥8,125
2789-RI	SoftFit L 1200µL	電子滅菌 詰め替え	768本 (96本×8プレート)	¥11,900 →	¥7,735
2789-05-HR	SoftFit L 1200µL, ローリテンション	電子滅菌 ラック	768本 (96本×8ラック)	¥13,700 →	¥8,905
2789-05-RI	SoftFit L 1200µL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え	768本 (96本×8プレート)	¥13,000 →	¥8,450

チップ

ART SoftFit~L ピペットチップ(レーニン LTSピペット用)

New!!

thermo scientific

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

ノンフィルターチップ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
3721-HR	SoftFit L 20μL	電子滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥8,300 →	¥5,395
3721-RI	SoftFit L 20μL	電子滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥7,900 →	¥5,135
3721-05-HR	SoftFit L 20μL, ローリテンション	電子滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥9,400 →	¥6,110
3721-05-RI	SoftFit L 20μL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥9,400 →	¥6,110
3751-HR	SoftFit L 200μL	電子滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥7,900 →	¥5,135
3751-RI	SoftFit L 200μL	電子滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥7,400 →	¥4,810
3751-05-HR	SoftFit L 200μL, ローリテンション	電子滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥9,400 →	¥6,110
3751-05-RI	SoftFit L 200μL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥9,400 →	¥6,110
3731-HR	SoftFit L 300μL	電子滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥7,900 →	¥5,135
3731-RI	SoftFit L 300μL	電子滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥7,400 →	¥4,810
3731-05-HR	SoftFit L 300μL, ローリテンション	電子滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥9,400 →	¥6,110
3731-05-RI	SoftFit L 300μL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥9,400 →	¥6,110
3781-HR	SoftFit L 1000μL	電子滅菌 ラック 768本 (96本×8ラック)	¥8,300 →	¥5,395
3781-RI	SoftFit L 1000μL	電子滅菌 詰め替え 768本 (96本×8プレート)	¥7,400 →	¥4,810
3781-05-HR	SoftFit L 1000μL, ローリテンション	電子滅菌 ラック 768本 (96本×8ラック)	¥9,400 →	¥6,110
3781-05-RI	SoftFit L 1000μL, ローリテンション	電子滅菌 詰め替え 768本 (96本×8プレート)	¥9,400 →	¥6,110
3741-HR	SoftFit L 1200μL	電子滅菌 ラック 768本 (96本×8ラック)	¥8,300 →	¥5,395
3741-RI	SoftFit L 1200μL	電子滅菌 詰め替え 768本 (96本×8プレート)	¥7,900 →	¥5,135
3722-HR	SoftFit L 20μL	未滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥7,400 →	¥4,810
3722-RI	SoftFit L 20μL	未滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥6,800 →	¥4,420
3722-05-HR	SoftFit L 20μL, ローリテンション	未滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥8,400 →	¥5,460
3722-05-RI	SoftFit L 20μL, ローリテンション	未滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥8,400 →	¥5,460
3752-HR	SoftFit L 200μL	未滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥6,800 →	¥4,420
3752-RI	SoftFit L 200μL	未滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥6,200 →	¥4,030
3752-05-HR	SoftFit L 200μL, ローリテンション	未滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥8,400 →	¥5,460
3752-05-RI	SoftFit L 200μL, ローリテンション	未滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥8,400 →	¥5,460
3732-HR	SoftFit L 300μL	未滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥6,800 →	¥4,420
3732-RI	SoftFit L 300μL	未滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥6,200 →	¥4,030
3732-05-HR	SoftFit L 300μL, ローリテンション	未滅菌 ラック 960本 (96本×10ラック)	¥8,400 →	¥5,460
3732-05-RI	SoftFit L 300μL, ローリテンション	未滅菌 詰め替え 960本 (96本×10プレート)	¥8,400 →	¥5,460
3782-HR	SoftFit L 1000μL	未滅菌 ラック 768本 (96本×8ラック)	¥7,400 →	¥4,810
3782-RI	SoftFit L 1000μL	未滅菌 詰め替え 768本 (96本×8プレート)	¥6,200 →	¥4,030
3782-05-HR	SoftFit L 1000μL, ローリテンション	未滅菌 ラック 768本 (96本×8ラック)	¥8,400 →	¥5,460
3782-05-RI	SoftFit L 1000μL, ローリテンション	未滅菌 詰め替え 768本 (96本×8プレート)	¥8,400 →	¥5,460
3742-HR	SoftFit L 1200μL	未滅菌 ラック 768本 (96本×8ラック)	¥7,400 →	¥4,810
3742-RI	SoftFit L 1200μL	未滅菌 詰め替え 768本 (96本×8プレート)	¥6,800 →	¥4,420

SoftFit~L 詰め替え用空ラック

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
3704-ER	SoftFit L 空ラック 20μL-300μL用	空ラック 960本 (96本×10ラック)	¥4,000 →	¥2,600
3706-ER	SoftFit L 空ラック 1000μL-1200μL用	空ラック 768本 (96本×8ラック)	¥4,000 →	¥2,600

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

リザーバー

BMBio リザーバー (エコノミカル)

BMBio
ECO (Economy & Ecology)


DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

- ◆ ピペットで分注作業する際の容器
- ◆ マルチチャンネルピペット (～12ch) を使用するとき便利
- ◆ ディスポーザブルタイプ
- ◆ 個装滅菌タイプと使いやすい5枚滅菌タイプ
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free Certificationの発行も可能

★マルチチャンネル
ピペットに最適!

★リーズナブル
プライス!!



目盛

各リザーバーには目盛が付いていますので注ぐサンプル量の目安としてご利用いただけます。


4コーナーに注ぎ口

4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。

ハイスダウン!!

1枚あたり
¥55
(個装¥80)

V底をより深く



V底の先端部分をさらに深くしたことで、希少な少量サンプルの分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン：25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-1 希望販売価格 **¥8,300** → **¥5,500** (キャンペーン中の参考価格)

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

BM-0852-1 希望販売価格 **¥7,700** → **¥4,000** (キャンペーン中の参考価格)

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)



最大容量各5mlの3レーン



少量のサンプルを分注する際に、各レーンにて最大5mlまで分注が可能です。

3レーン：25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0853-1 希望販売価格 **¥8,300** → **¥5,500** (キャンペーン中の参考価格)

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

BM-0853-2 希望販売価格 **¥7,700** → **¥4,000** (キャンペーン中の参考価格)

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)




幅広サイズの50mlリザーバー



あえて100mlリザーバーと同サイズにすることでサンプル液面が低くなり、安定した分注操作が行えます。

1レーン：50ml

25,50ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-2 希望販売価格 **¥8,300** → **¥5,500** (キャンペーン中の参考価格)

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

BM-0852-5 希望販売価格 **¥7,700** → **¥4,000** (キャンペーン中の参考価格)

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×82.5×29mm (W×D×H)




分注・回収しやすいスロット構造



サンプルが減ってきてても溝に集まりやすいスロット構造により、分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン：100ml

50,100ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-3 希望販売価格 **¥8,300** → **¥5,500** (キャンペーン中の参考価格)

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

BM-0852-3 希望販売価格 **¥7,700** → **¥4,000** (キャンペーン中の参考価格)

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×83×31mm (W×D×H)




注意：オートクレーブ不可

リザーバー

1 レーンリザーバー

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ フタ付とフタなしの2タイプ
- ◆ フタ付リザーバーは重ねることが可能
- ◆ 25、50、75、100、125、150mlの目盛付

材 質：P.P
容 量：150ml
寸 法：84.0×122.0×34.0mm (W×D×H)




底形状



カタログ No.

希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM-RSV-0175-N10 未滅菌 フタなし	包 装：100枚 (10枚×10パック) 大箱包装：—
BM-RSV-0175-S05 滅菌 フタなし	包 装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—
BM-RSV-L175-N10 未滅菌 フタ付	包 装：100枚 (10枚×10パック) 大箱包装：—
BM-RSV-L175-S05 滅菌 フタ付	包 装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—




リザーバー

12 レーンリザーバー

Argos

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ 見やすい赤色の1～12のナンバリング付です。
- ◆ マルチチャンネルピペット (8ch, 12ch) に最適です。
- ◆ フタ付き

材 質：P.P
容 量：36ml (12レーン3ml)
寸 法：148.0×62.4×36.1mm (W×D×H)



底形状

カタログ No.

希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-B3135 G 滅菌	包 装：20枚 (1枚個装×20パック) 大箱包装：—
BMA-B3134 未滅菌	包 装：50枚 (1枚個装×50パック) 大箱包装：—

こんな商品もあります！

4 チャンネルタイマー

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ 4つのチャンネルは独立しており、同時に時間をカウントできます。
- ◆ カウントがゼロになると、時間が経過したことを知らせるため、自動的にカウントアップします。
- ◆ メモリーリコール付 最後に表示されていた時間は再生されます。
- ◆ 見やすい大型ディスプレイ
- ◆ アラーム機能、時計表示機能、スタンド、ポケットクリップ、マグネット付

1台で
4タイマー

カタログ No.

T-2504-5

希望販売価格

¥5,500

キャンペーン中の参考価格

¥4,400

包装：1個 (1個×1パック) 大箱包装：なし





こんな商品もあります！

BMBio 滅菌シャーレ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)



BME-SNS0001
(Φ90×15mm)



BME-SNS0002
(Φ90×20mm)

- ◆ 透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
- ◆ スレ防止リップ付きで、段積時の安定性に優れています。
- ◆ 浅型と深型の2タイプ
- ◆ 深型は混釈が可能です。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ 電子滅菌済み



カタログ No.

BME-SNS0001 浅型  希望販売価格 ¥7,150 → **¥5,650** キャンペーン中の参考価格

包装：500枚 (10枚×50パック) 大箱包装：ー

カタログ No.

BME-SNS0002 深型  希望販売価格 ¥9,350 → **¥7,400** キャンペーン中の参考価格


包装：500枚 (10枚×50パック) 大箱包装：ー



こんな商品もあります！

BMBio コンラージ棒

BMBio
ECO (Economy & Ecology)



BME-SNS0003
(T型)

BME-SNS0004
(デルタ型)

- ◆ ディスパーザブルタイプなので火炎滅菌が不要です。
- ◆ 表面が鏡面仕上げで培地を傷つけません。
- ◆ 2種類の先端形状 (T型、デルタ型)。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ サイズ：35×130mm (デルタ型) / 39×129mm (T型)
- ◆ 電子滅菌済み

カタログ No.

BME-SNS0003 T型  希望販売価格 ¥11,000 → **¥8,700** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (10本×100パック) 大箱包装：ー

カタログ No.

BME-SNS0004 デルタ型  希望販売価格 ¥11,000 → **¥8,700** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (10本×100パック) 大箱包装：ー



こんな商品もあります！

BMBio 広口ボトル

BMBio
ECO (Economy & Ecology)



- ◆ 広口密閉容器なので溶液の出し入れが容易です。
- ◆ 材質：P.E (本体)、P.P (キャップ)
- ◆ 容量：100ml
- ◆ サイズ：Φ50×87mm (外径)、Φ32mm (口内)
- ◆ 目盛付

カタログ No.

BME-SNS0005  希望販売価格 ¥8,800 → **¥6,900** キャンペーン中の参考価格

包装：100個 (100個×1パック) 大箱包装：ー

ここがイチオシ! **BM から買うと お得宣言!**

ビーエムからピペットパルプラスを購入するとお得宣言!!

ピペットパルプラスどれでも まとめて **5本以上** 購入いただくと更にお得!!

シングルでも

マルチでも

例えば・・・

PALP-20

1本あたり

5本まとめると

キャンペーン中の参考価格

¥24,000 → ¥14,300 → **¥13,500**

例えば・・・

PALP-8-10

1本あたり

5本まとめると

キャンペーン中の参考価格

¥66,000 → ¥39,500 → **¥38,500**

PALP-12-200

1本あたり

5本まとめると

キャンペーン中の参考価格

¥86,000 → ¥49,500 → **¥48,500**

**ダブル
お徳!!**

プラチナ柔チップも更にお得!

詳細は11～13ページをご覧ください。

**こんなに
お徳!!**

(例) 下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

		キャンペーン中の参考価格	5本まとめると
PALP-2	¥26,000 →	¥15,500 →	¥14,700
PALP-10	¥26,000 →	¥15,500 →	¥14,700
PALP-20	¥24,000 →	¥14,300 →	¥13,500
PALP-8-10	¥66,000 →	¥39,500 →	¥38,500
PALP-12-200	¥86,000 →	¥49,500 →	¥48,500
合計	¥228,000 →	¥134,300 →	¥129,900


**5本
まとめると
¥4,400も
お徳!!**

ピペットまるごと オートクレーバブルで高性能!! リーズナブルプライス!!

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus シングルチャンネルピペット

BMBio
ST (Standard & Stable)



●チップカラー表示

使用可能チップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易です。

●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。



●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。

●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

●チップエジェクターを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエジェクターの位置を上下に調整することができます。エジェクターは洗浄が可能で、取り外しが容易です。



●性能保証

全製品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証



ピペットパルプラスどれでも
5本以上 まとめて購入いただくと
1本あたりの価格が更に **お得!!**

●容量ロックシステム

ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。



●オートクレーブ滅菌可能

本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌 (121℃ / 0.1Mpa / 20分) を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。
※シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。
※マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。



3年保証

5本まとめた
場合の1本
あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-2	0.002μl	¥26,000 →	¥15,500 → ¥14,700
PALP-10	0.02μl	¥26,000 →	¥15,500 → ¥14,700
PALP-20	0.02μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-50	0.2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-100	0.2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-200	0.2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-250	0.2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-1000	2μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-5000	10μl	¥27,000 →	¥16,000 → ¥15,200
PALP-10ml	20μl	¥30,000 →	¥17,900 → ¥17,100

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
P3985 回転式スタンド 6本立て (シングルピペット用)	¥23,100 →	¥16,200

◆ P3985はシングルピペットが6本掛けられ、回転式なので場所を取りません。

※マルチチャンネルピペットを掛けることはできません。



Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
PALP-2	0.2	±12.0	±6.0	10μl
	Max. 1.0	±2.7	±1.3	
PALP-10	Min. 0.5	±4.0	±2.8	10μl
	Max. 5.0	±1.0	±0.6	
PALP-20	Min. 2	±3.0	±1.5	200μl
	Max. 10	±1.0	±0.5	
PALP-50	Min. 5	±2.5	±2.0	200μl
	Max. 25	±1.0	±0.6	
PALP-100	Min. 10	±1.6	±0.80	200μl
	Max. 50	±0.8	±0.24	
PALP-200	Min. 20	±1.2	±0.60	200μl
	Max. 100	±0.8	±0.25	
PALP-250	Min. 50	±1.0	±0.4	300μl
	Max. 125	±0.8	±0.3	
PALP-1000	Min. 100	±1.6	±0.40	1000μl
	Max. 500	±0.7	±0.20	
PALP-5000	Min. 1000	±0.6	±0.25	5000μl
	Max. 2500	±0.6	±0.20	
PALP-10ml	Min. 1000	±2.5	±0.6	10000μl
	Max. 5000	±0.8	±0.3	

マルチチャンネルピペットは可動式チップコーンが **チップ脱着負荷軽減!!**

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus マルチチャンネルピペット

BMBio
ST (Standard & Stable)

- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより、比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッチに対応
※ シングルチャンネルと特長は同じです。
(チップエジェクターを除く)

● 疲れにくいデザイン設計

フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。

● 360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いてもチップをエジェクトすることができます。



● チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。

スムーズフィット

3年保証

5本まとめた
場合の1本
あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-8-10	0.1μl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-50	0.5μl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-200	1.0μl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-300	5.0μl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-12-10	0.1μl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-50	0.5μl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-200	1.0μl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-300	5.0μl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
P3989 スタンド式 6本立て	¥19,000 →	¥13,200

- ◆ P3989はシングル・マルチチャンネルピペットが合わせて6本掛けられます。

※マルチチャンネルピペットを掛ける場合は、掛けられるピペットの本数が制限されますのでご了承下さい。



ピペットパルプラス シングルでもマルチでも
どれでも1本ご購入いただくと
ピペットパルプラスと相性抜群の
プラチナ柔チップシリーズ

(本冊子11～13ページ記載) がさらにお買い得!

※ピペットパルプラスに添付されている専用注文書にてご注文下さい。

※ピペットパルプラス1本につきプラチナ柔チップシリーズ (バルク・詰め替え・ラック・フィルター付) いずれかをキャンペーン価格より更にお買い得に!



- プラチナ柔チップ (バルク・詰め替え・ラック) が
キャンペーン参考価格より更に**200円引き**。
例)

カタログ No. **W10** キャンペーン中の参考価格 更に **¥1,480 → ¥1,280**

包 装 : 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装 : 1,000本×10

- プラチナ柔フィルター付チップが
キャンペーン参考価格より更に**400円引き**。
例)

カタログ No. **WF-10RS** キャンペーン中の参考価格 更に **¥7,900 → ¥7,500**

包 装 : 960本 (96本×10ラック)
大箱包装 : 960本×5

Model	Volume [μl]	Accuracy[%]	Precision[%]	Fit to tips
8 channel				
PALP-8-10	Min 1	±8.0	±6.0	10μl
	Max 5	±4.0	±2.0	
PALP-8-50	Min 10	±2.0	±1.2	200μl
	Max 25	±3.0	±1.2	
PALP-8-200	Min 50	±1.6	±0.6	200μl 300μl
	Max 100	±1.5	±0.8	
PALP-8-300	Min 200	±1.0	±0.6	300μl
	Max 50	±1.6	±1.5	
	Min 150	±1.2	±1.0	
	Max 300	±1.0	±0.6	
12 channel				
PALP-12-10	Min 1	±8.0	±6.0	10μl
	Max 5	±4.0	±2.0	
PALP-12-50	Min 10	±2.0	±1.2	200μl
	Max 25	±3.0	±1.2	
PALP-12-200	Min 50	±1.6	±0.6	200μl 300μl
	Max 100	±1.5	±0.8	
PALP-12-300	Min 200	±1.0	±0.6	300μl
	Max 50	±1.6	±1.5	
	Min 150	±1.2	±1.0	
	Max 300	±1.0	±0.6	

👍 **ここがイチオシ!**

BM から買うと お得宣言!


ビーエムからFinnpipetteデジタルピペットを 購入するとお得宣言!!

Finnpipetteデジタルピペットどれでも1本ご購入で
QSPチップ(ラック)を2ラック(96本×2)をプレゼント

※BM4500060はバルクチップ(250本×1)となります。

※BM4500070はBMBioチップ(ラック)を2ラック(25本×2)となります。

※BM4510070(16チャンネル)はプレゼント対象外



プレゼント

Finnpipetteデジタル

0.2-2μl
0.5-10μl

QSP

T102R-Q




(本冊子P.20掲載)

2-20μl, 5-50μl
10-100μl
20-200μl

QSP

T110R-NEW




(本冊子P.20掲載)

50-300μl

QSP

108-96RG-Q




(本冊子P.23掲載)

100-1000μl

QSP

T112XLR-Q



(本冊子P.21掲載)

1000-5000μl

QSP

095-Q



(本冊子P.25掲載)

2000-10000μl

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

BM-R10MLXLF



(本冊子P.33掲載)

ピペット (マニュアル)

Finnpipette デジタル シングルチャンネルピペット

thermo scientific

Finnpipette デジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペットです。

人気の理由はスマートな軽量デザイン (シングル約 100g、8ch/12ch/16ch 約 200g) で特に女性の研究者の皆様に最適です。更に高正確度、高精度で高精度な分注を実現します。

●セーフティラベル

透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利です。

●ユニークなフィンガーレスト

分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザインです。

●クイック・クリック容量設定

操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。

●ソフトタッチチップイジェクション

特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減します。

●見やすいデジタルディスプレイ

ブラックバックに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザインです。

●エルゴノミクススマートデザイン

軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで手の小さい方や長時間使用の方でもハンドリングしやすいデザインです。

●フルオートクレーブ対応

ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます。(121℃、20分)

●優れた耐久性材質

金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用。これにより、軽量化と腐食体制を高めました。また、熱伝導性が低いので、ハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。

●容易なIn-Labメンテナンス

シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解ができます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単に行えます。



5年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM4500000	0.2-2 μ l	0.01 μ l	¥26,100 →	¥18,800
BM4500010	0.5-10 μ l	0.1 μ l	¥26,100 →	¥18,800
BM4500080	2-20 μ l	0.1 μ l	¥23,900 →	¥17,200
BM4500110	10-100 μ l	1.0 μ l	¥23,900 →	¥17,200
BM4500090	20-200 μ l	1.0 μ l	¥23,900 →	¥17,200
BM4500120	100-1000 μ l	5.0 μ l	¥23,900 →	¥17,200
BM4500060	1000-5000 μ l	50.0 μ l	¥26,100 →	¥18,800
BM4500070	2000-10000 μ l	100.0 μ l	¥28,700 →	¥20,600

Finnpipette用スタンド

カタログNo.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM9420320	Finnpipette ミニスタンド	¥7,800 →	¥5,600

注意：直接ピペットをかける場合には、クロスバーの丸みのある側を上にしてかけて下さい。

Model	検定容量		不正確度		不精密度		適合チップ
		[μ l]	[μ l]	[%]	[s.d. μ l]	[cv. %]	[μ l]
BM4500000	Min	0.2	± 0.024	± 12.0	0.02	10.0	10
	1		± 0.035	± 3.5	0.035	3.5	
	Max	2	± 0.05	± 2.5	0.04	2.0	
BM4500010	Min	1	± 0.025	± 2.5	0.02	2.0	10
	5		± 0.10	± 2.0	0.05	1.0	
	Max	10	± 0.10	± 1.0	0.05	0.5	
BM4500080	Min	2	± 0.06	± 3.0	0.05	2.5	200
	10		± 0.15	± 1.5	0.07	0.7	
	Max	20	± 0.20	± 1.0	0.08	0.4	
BM4500110	Min	10	± 0.30	± 3.0	0.10	1.0	200
	50		± 0.60	± 1.2	0.20	0.4	
	Max	100	± 0.80	± 0.8	0.20	0.2	
BM4500090	Min	20	± 0.36	± 1.8	0.14	0.7	200
	100		± 1.00	± 1.0	0.40	0.4	
	Max	200	± 1.20	± 0.6	0.40	0.2	
BM4500120	Min	100	± 1.00	± 1.0	0.60	0.6	1000
	500		± 4.00	± 0.8	1.50	0.3	
	Max	1000	± 6.00	± 0.6	2.00	0.2	
BM4500060	Min	1000	± 8.00	± 0.8	3.0	0.3	5000
	2500		± 17.5	± 0.7	7.5	0.3	
	Max	5000	± 25.0	± 0.5	10.0	0.2	
BM4500070	Min	2000	± 20.0	± 1.0	6.0	0.3	10000
	5000		± 40.0	± 0.8	15.0	0.3	
	Max	10000	± 50.0	± 0.8	20.0	0.2	

ピペット（マニュアル）

Finnpipetteデジタル マルチチャンネルピペット

thermo scientific



●グラビティデザイン

ピペット全体の重量をヘッドにある程度比重をおいたデザインにより、チップ装着、サンプル分注等のハンドリングが重力に大きく抵抗せずにスムーズに行えます。

●スローカーブイジェクト

緩やかな湾曲を描いたイジェクターがチップイジェクト時に各ノズルごとイジェクトするデザインの為一度にイジェクトする（例：8チャンネルであれば8本）負荷がかからず、チップイジェクトに必要な力を軽減します。



5年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8チャンネル				
BM4510000	0.5-10 μ l	0.1 μ l	¥104,100	→ ¥74,900
BM4510020	5-50 μ l	0.5 μ l	¥104,100	→ ¥74,900
BM4510030	50-300 μ l	5.0 μ l	¥104,100	→ ¥74,900
12チャンネル				
BM4510010	0.5-10 μ l	0.1 μ l	¥119,700	→ ¥85,900
BM4510040	5-50 μ l	0.5 μ l	¥119,700	→ ¥85,900
BM4510050	50-300 μ l	5.0 μ l	¥119,700	→ ¥85,900
16チャンネル				
BM4510070	5-50 μ l	0.5 μ l	¥160,200	→ ¥115,300

Model	検定容量		不正確度		不精密度		適合チップ
		[μ l]	[μ l]	[%]	[s.d. μ l]	[cv.%]	[μ l]
8チャンネル							
BM4510000	Min	1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
		5	±0.20	±4.0	0.15	3.0	
	Max	10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510020	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510030	Min	50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
		150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max	300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
12チャンネル							
BM4510010	Min	1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
		5	±0.2	±4.0	0.15	3.0	
	Max	10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510040	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510050	Min	50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
		150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max	300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
16チャンネル							
BM4510070	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	50 μ l 専用
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	

ここがイチオシ! **BM から買うと** **お得宣言!**

ビーエムからpipettyおよびpipetty proを 購入するとお得宣言!!

pipetty および pipetty pro どれでも1本ご購入いただくと
相性抜群のプラチナ柔チップシリーズ (本冊子12～13ページ記載) がさらにお買い得!

※pipettyおよびpipetty proに添付されている専用注文書にてご注文下さい。

※pipettyおよびpipetty pro 1本につきプラチナ柔チップシリーズ (バルク・詰め替え・ラック・フィルター付)
いずれかをキャンペーン価格より更にお買い得に!



プラチナ柔チップ (バルク・詰め替え・ラック) が
キャンペーン参考価格より更に**200円引き**。

例)

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

更に

W10

¥1,480

→

¥1,280

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10



プラチナ柔フィルター付チップが
キャンペーン参考価格より更に**400円引き**。

例)

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

更に

WF-10RS

¥7,900

→

¥7,500

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

さらに!!




プレゼント

**pipetty, pipetty proどれでも1本購入でプラチナ柔チップを
2ラック (96本×2) プレゼント!**

pipetty 20
pipetty pro 20

W10-RS×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.12掲載)

pipetty 250
pipetty pro 250

W300-RS×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.12掲載)

pipetty 1000
pipetty pro 1000

W1000-RS×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.12掲載)

Check!! プラチナ柔チップとpipetty (pipetty pro) の相性

チップの装着部が非常に柔らかいつくりになっている為、pipetty または pipetty pro への
装着が容易です。



ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

高精度軽量電動ピペット

pipetty




- ◆ 世界最小・最軽量クラスの電動ピペット
- ◆ 優れた操作性・安定性
- ◆ 高精度連続分注
- ◆ ハンドウォーミングによる精度悪化を改善する温度制御機構搭載

通常のピペットのようにピペット上部のプッシュボタンを使用する操作に加え、ペンのような筆記スタイル（下写真）での操作が可能。筆記スタイルで操作することでマイクロプレートなどの小さなウェルに安定して分注することが可能。




ハンドウォーミングの問題点

従来のピペットは、手の熱がピペット内部に伝わり、分注精度を悪化させる「ハンドウォーミング」の問題がありました（下写真）。pipetty は本体内部に温度センサーを搭載し、内部温度を検出して分注量を制御することでこの問題を解決しています（右図）。




【外観】



- 1 PUSH ボタン.....吸入動作および吐出動作をします。バックボタンと同機能です。
- 2 UP/DOWN ボタン.....数値およびモードを切り替えます。
- 3 MODE/ENTER ボタン.....数値およびモードを決定します。
- 4 LCD設定した数値やモードが表示されます。
- 5 バックボタン.....吸入動作および吐出動作をします。PUSH ボタンと同機能です。
- 6 ノズル.....チップを取り付けます。
- 7 イジェクトレバー.....スライドさせるとチップの取り外し（イジェクト）ができます。
- 8 バッテリーカバー.....取り外すとバッテリーの交換が可能です。

【画面表示】



- バッテリーインジケーター
- モード
 - S (シングル) モード
 -定量分注、ミキシング
 - M (マルチ) モード
 -等量連続分注
 - SC (シングルキャリブレーション) モード
 -Sモード校正
 - MC (マルチキャリブレーション) モード
 -Mモード校正
 - SEL (セレクト) モード
 -速度・ブザー設定
- 吐出量
- ミキシング量または吐出回数
- START (分注開始可能時に点灯)

Bluetooth® 搭載電動ピペット

pipetty® pro



Bluetooth® を搭載しているので専用無償ソフトウェアが
インストールされた PC と通信することが可能

【主な機能】

• プログラミング機能

PC で分注量設定が可能

⇒多検体処理に要する作業時間を短縮

• ログイング機能

実験日時や作業者名、分注量などを自動で記録

⇒実験結果の信頼性が向上

• ナビゲーション機能

分注箇所をディスプレイに表示

⇒ヒューマンエラー（二重分注や入れ忘れ）の抑制

pipetty pro



モデル	pipetty 20μl	pipetty pro 20μl	pipetty 250μl	pipetty pro 250μl	pipetty 1000μl	pipetty pro 1000μl
無線通信	不可	可	不可	可	不可	可
吐出範囲容量	0.1 – 20 μl		1 – 250 μl		5 – 1000 μl	
精度保証範囲	2 – 20 μl		25 – 250 μl		100 – 1000 μl	
再現性（連続分注時）	20 μl: ≦ 0.4% 2 μl: ≦ 2.0% (2 μl: ≦ 5.0%)		250 μl: ≦ 0.15% 25 μl: ≦ 0.7% (25 μl: ≦ 3.0%)		1000 μl: ≦ 0.15% 100 μl: ≦ 0.5% (100 μl: ≦ 3.0%)	
正確度（連続分注時）	20 μl: ≦ +/-1.0% 2 μl: ≦ +/-3.5% (2 μl: ≦ +/-5.0%)		250 μl: ≦ +/-0.5% 25 μl: ≦ +/-1.5% (25 μl: ≦ +/-3.0%)		1000 μl: ≦ +/-0.5% 100 μl: ≦ +/-1.5% (100 μl: ≦ +/-3.0%)	
ブザー音	ON/OFF切り替え可能					
サイズ (mm)	20×54×185		20×54×181		20×54×181	
重量	約75g（充電電池含む）					
電源	単四形ニッケル水銀電池（指定バッテリー：Panasonic製充電式EVOLTA BK-4HLD）					

1年保証

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLIC01-20	pipetty 20	1式	¥32,000 →	¥28,800
TLIC01-250	pipetty 250	1式	¥32,000 →	¥28,800
TLIC01-1000	pipetty 1000	1式	¥32,000 →	¥28,800
MSIC04-01-20	pipetty pro 20	1式	¥120,000 →	¥108,000
MSIC04-01-250	pipetty pro 250	1式	¥120,000 →	¥108,000
MSIC04-01-1000	pipetty pro 1000	1式	¥120,000 →	¥108,000

■ 構成：ピペット本体、専用ホルダー、クイックガイド、検査成績書、保証書

👍 **ここがイチオシ!** **BM** から買うと **お得宣言!**


ビーエムからMPA・MPB電動ピペットを購入するとお得宣言!!

MPAもしくはMPB電動ピペット1本購入でQSP Tラックチップ入りを2ラック(96本×2)プレゼント!!

注：・BM-MPA10000はバルクチップ200本となります。

・BM-MPBマルチピペットは、プラチナ柔チップ2ラック(96本×2)となります。

BM-MPA10	BM-MPA20	BM-MPA200	BM-MPA1200	BM-MPA10000	BM-MPB200-8	BM-MPB1200-8
[0.5-10μl]	[2-20μl]	[10-200μl]	[100-1200μl]	[0.1-10ml]	[3.0-200μl]	[15-1200μl]




プレゼント

QSP
T102R-Q
×2ラック
(96本×2)




(本冊子P.20掲載)

QSP
T110R-NEW
×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.20掲載)

QSP
T112XLR-Q
×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.21掲載)

QSP
097-Q
×1パック
(200本)



(BMO P.1-24掲載)

BMBio
ST (Standard & Stable)
W200-RS
×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.12掲載)

BMBio
ST (Standard & Stable)
W1000-RS
×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.12掲載)

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット



高精度

誰でも高い再現性の確保

速い

設定した量を正確に
吸引・吐出するので調整不要

疲れない

プッシュボタンの
上下繰り返し操作不要

多彩で便利なモード

- ◆ MD (Multiple Dispensing: 連続分注) モード: 1回の吸引で連続分注が可能
- ◆ MIX (混合) モード: ワンプッシュで設定した容量×回数でピペッティング
- ◆ AUTO + MIX (分注混合) モード: 分注後に続けて混合(攪拌)
- ◆ SA (Sequential Aspirating: 逐次吸引) モード: 異なる液体を、設定した容量で吸引した後、全量吐出
- ◆ SD (Sequential Dispensing: 逐次排出) モード: 同一サンプルを異なる容量に分注
- ◆ ブローアウト動作/リバース動作も各モードごとに設定可能です。

親指が痛くなるのは

MPA電動ピペットなら

長いストック量の操作
を繰り返すことが原因左手でも
使えます人差し指
で操作手になじむ形状は、長時間の作業による
疲労の蓄積や腱鞘炎の問題を低減衝撃プロテクター
(特許申請中)

簡単設定

見やすい表示画面と使い
やすいボタン配置オートクレーブ可能な
ロアパーツ

有機溶剤・酸に強い設計

- ◆ 揮発性ガスに触れる部分はフッ素樹脂 (PVDF) を使用
- ◆ ピストン部には耐酸性・耐薬品性に優れたフッ素系グリースをコーティング

BM-MPAピペット用ガラスチップ: 200μl ~ 1200μl・10ml

- ◆ アルカリ溶出が極めて少ない【ホウケイ酸ガラス -I】仕様
- ◆ 樹脂製チップを使用できないサンプルに便利
- ◆ BM-MPA ピペットシリーズとの組み合わせにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引
- ◆ ガラスチップ、接続アダプタはオートクレーブ可能 (121℃、15分)
- ◆ 200/1200 μl 用接続アダプタは、市販のパスツールピペット (銅外径Φ 7mm) も使用可能

カタログNo.	規格	包装	大箱包装	希望販売価格
BM-AX-GL-200/1200	200/1200 μl	10本 (10本×1パック)	なし	¥3,500
BM-AX-GL10ML	10ml	10本 (10本×1パック)	なし	¥4,000

※キャンペーン対象外

*商品の詳細については
ホームページをご覧ください。

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット



ワイドな容量レンジ



● MPAシリーズ (シングルチャンネル)

希望販売価格
¥38,000 → **¥32,300**

キャンペーン中の参考価格

3 年保証

● MPBシリーズ (マルチチャンネル)

希望販売価格
¥120,000 → **¥102,000**

キャンペーン中の参考価格

3 年保証

**MPA電動ピペッターに
マルチチャンネルタイプが新登場**
先端部シリンドーユニットの着脱により
チャンネル数の変更が可能

選べる充電方法

充電ハンガー

カタログNo.	包装	希望販売価格
BM-AX-HA-CHG	1個 (1個×1パック)	¥5,000

◆ 付属のUSBケーブルによる充電(充電中も使用可能)

充電スタンド

カタログNo.	包装	希望販売価格
BM-AX-ST-CH-A1	1本用 1式	¥12,000
BM-AX-ST-CH-M4	4本用 1式	¥36,000



3台まで連結可能

BM-AX-ST-CH-A1

BM-AX-ST-CH-M4

※上記充電商品はキャンペーン対象外

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット



● MPAシリーズ (シングルチャンネル)

モデル		BM-MPA10		BM-MPA20		BM-MPA200		BM-MPA1200		BM-MPA10000		
容量範囲		0.5 – 10 μ L		2.0 – 20 μ L		10 – 200 μ L		100 – 1200 μ L		0.1 – 10mL		
性能	容量	1.0 μ L	10 μ L	2.0 μ L	20 μ L	10 μ L	200 μ L	100 μ L	1200 μ L	1.0mL	5.0mL	10.0mL
	正確さ (±)	4.00%	1.00%	4.00%	1.00%	2.50%	0.60%	2.50%	0.50%	2.50%	1.00%	0.50%
	再現性 (CV)	2.50%	0.40%	2.50%	0.40%	1.00%	0.15%	0.60%	0.15%	0.60%	0.15%	0.15%
最小可変容量		0.1 μ L				1 μ L				0.1mL		
プログラムメモリー		9種類										
分注スピード		5段階調整										
省エネルギー		10分後に自動電源オフ										
充電時間		約5時間／100%チャージ										
電源*1		ACアダプター：100VAC 50/60Hz DC 5V（標準付属品）、本体バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V/920mAh										
最大分注回数		約1800回（フル充電、標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて）										
オートクレープ		ロアパーツのみ可能										
使用環境条件		15～30℃／85%RH以下										
全長		約280mm										
重量（電池を含む）		約150g				約160g		約170g		約190g		

*1：充電中もお使いいただけます。

● MPBシリーズ (マルチチャンネル)

モデル		BM-MPB200-8			BM-MPB1200-8		
容量範囲		3.0–200 μ L			15–1200 μ L		
性能	容量	10 μ L	100 μ L	200 μ L	100 μ L	600 μ L	1200 μ L
	正確さ (±)	5.00%	2.40%	1.20%	5.00%	2.00%	1.00%
	再現性 (CV)	2.00%	0.60%	0.30%	1.20%	0.60%	0.30%
最小可変容量		0.1 μ L			1 μ L		
プログラムメモリー		9種類					
分注スピード		5段階調節					
省エネルギー		10分後に自動電源オフ					
充電時間		約5時間／100%チャージ					
電源*1		ACアダプター：100VAC 50/60Hz DC 5V（標準付属品）、本体バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V/920mAh					
最大分注回数*2		10 μ L×66回			15 μ L×80回		
オートクレープ		不可					
使用環境条件		15～30℃／85%RH以下					
全長		約290mm					
重量（電池を含む）		約290g			約280g		

*1：充電中もお使いいただけます。

*2：フル充電、標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて

注意：MPBシリーズはオートクレープ滅菌できません。

👍 **ここがイチオシ!** **BM** から買うと **お得宣言!**

ビーエムからエクセル電動ピペットを購入するとお得宣言!!

エクセル電動ピペットどれでも1本購入で
プラチナ柔チップラック (詳細は11～13ページをご覧ください) を2ラックプレゼント!!




プラチナ柔チップラック 2ラックをプレゼント

プレゼント

LE10, 20シリーズには


W10-RS×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.12掲載)

LE200シリーズには


W200-RS×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.12掲載)

LE1200シリーズには

W1000-RS×2ラック
(96本×2)



(本冊子P.12掲載)

電動ピペット

エクセル電動ピペット



操作モード

- **オートモード (AUTO)**
オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。
- **MDモード (反復分注モード)**
MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。
- **MIXモード (ミキシングモード)**
定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。
- **SAモード (連続定量分注)** ※LE1200シリーズではお使いいただけません。
設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。
- **SDモード (連続可変分注)**
設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。

*充電しながらのご使用は出来ません。

1年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	正確度 (%)	再現性 (%)	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
シングルチャンネル						
LE10-1	0.5-10 μ l	0.1 μ l	$\pm 4.0 \sim \pm 1.5$	$\leq 2.5 \sim \leq 0.4$	¥56,400 →	¥36,900
LE20-1	2-20 μ l	0.1 μ l	$\pm 5.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 2.0 \sim \leq 0.3$	¥56,400 →	¥36,900
LE200-1	10-200 μ l	1 μ l	$\pm 2.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.15$	¥56,400 →	¥36,900
LE1200-1*	100-1200 μ l	1 μ l	$\pm 1.5 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.15$	¥56,400 →	¥36,900
マルチチャンネル (8ch)						
LE10-8	0.5-10 μ l	0.1 μ l	$\pm 4.0 \sim \pm 1.5$	$\leq 2.5 \sim \leq 0.5$	¥105,000 →	¥74,300
LE20-8	2-20 μ l	0.1 μ l	$\pm 5.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 2.0 \sim \leq 0.3$	¥105,000 →	¥74,300
LE200-8	10-200 μ l	1 μ l	$\pm 2.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.15$	¥105,000 →	¥74,300
LE1200-8*	100-1200 μ l	1 μ l	$\pm 1.5 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.15$	¥123,000 →	¥94,300
マルチチャンネル (12ch)						
LE10-12	0.5-10 μ l	0.1 μ l	$\pm 4.0 \sim \pm 1.5$	$\leq 2.5 \sim \leq 0.5$	¥138,000 →	¥96,300
LE20-12	2-20 μ l	0.1 μ l	$\pm 4.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 2.5 \sim \leq 0.5$	¥138,000 →	¥96,300
LE200-12	10-200 μ l	1 μ l	$\pm 3.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.15$	¥138,000 →	¥96,300
LE1200-12*	100-1200 μ l	1 μ l	$\pm 3.0 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.8 \sim \leq 0.2$	¥154,000 →	¥103,000

* LE1200 シリーズでは SA モードをお使い頂けません。ご注意ください。

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ピペット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

👍 **ここがイチオシ!**

BM から買うと お得宣言!

ビーエムからFASTPETTE Proを購入するとお得宣言!!

FASTPETTE Pro 1本ご購入でシリンジフィルター（交換用パーツ）5個をもちろんプレゼント!!

さらに、TPPプラスチックピペット（3-Bタイプ除く 本冊子P.96）がさらにお買い得に!

※FASTPETTE Proに添付されている専用注文書にてご注文下さい。



シリンジフィルター
P2023 (0.2μm)
5個をプレゼント



更に

FASTPETTE Proのご購入で
TPPプラスチックピペット（3-B除く）が
キャンペーン価格より更に**500円引き**

例えば・・・

94001

キャンペーン中の参考価格

さらに

¥9,900 →

¥6,930 →

¥6,430

包装：200本（1本個装×200パック） 大箱包装：—



■ ディスペンサーボックス



箱の前面に取り出し口があるので、積み重ねて収納できます。

商品の取り出しも
楽々!



■ 一体成型 (94001, 94002, 94005, 94010, 94024)



つなぎ目がないから
溶液が残りません!



94525, 94550はリザーバーピペットだから
大容量分注に最適!是非一度、お試しください。

電動ピペッター

FASTPETTE PRO

Labnet
Labnet International, Inc.

- ◆ 人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペティング作業による疲れを軽減させます。
- ◆ 0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
- ◆ フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。
- ◆ 最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。
- ◆ 用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。
- ◆ 壁掛け式専用チャージスタンド付

重量	220g(本体)
バッテリー	ニッケル水素電池
バッテリー使用時間	約8時間(充電時間: 7~8時間)
フィルター	疎水性0.2μm
材質	ノーズコーン: ポリプロピレン ピペットホルダー: シリコン

操作モード

- High-Blow : 速い速度で吸引、吐出し
- Low-Blow : 遅い速度で吸引、吐出し
- High-Grav : 速い速度で吸引、吐出しは自由落下
- Low-Grav : 遅い速度で吸引、吐出しは自由落下

カタログ No.

BMP-7

1年保証

希望販売価格

¥42,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥26,800

- 構成: ピペット本体, スタンド, 0.2μm PTFEフィルター, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



25mlを3.2秒で吸い上げ
フル充電で約2,000回
ピペティング可能

電動ピペッター


BlueSwan™

BLUE-RAY
BIOTECH

- ◆ 自立型デザイン: ピペットをつけた状態で立てておけます。
- ◆ 軽量: たったの180g (バッテリー含む)
- ◆ 短時間充電: 4時間の充電で約4,500回使用可能
- ◆ 充電しながらも使用可能
- ◆ 容易なスピード調整: スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードになります。
- ◆ バッテリーの消費量を3色で識別: 青 (フル充電)、紫 (半分)、赤 (少量)
- ◆ UV耐性

BlueSwan™には他にはないユニークな機能として、液体と蒸気が放出される保護的な空洞があります。一般的に、ピペットの綿栓やノーズコーンのフィルターがピペッター内部への液体のオーバーフローを防ぎますがこの空洞は、有機溶剤や腐食により生じる蒸気からPCBAの損傷を防止することが主な機能です。空洞がなければ、これら蒸気はピペッター内部をランダムな方向に流れます。

- 1: バッテリーインジケーター
- 2: 蒸気排出保護孔
- 3: フィルター
- 4: ピペットホルダー
- 5: ノーズコーン
- 6: バッテリーカバー
- 7: リチウムイオンポリマーバッテリー
- 8: スピードコントロールホイール
- 9: 吸引ボタン
- 10: 吐出ボタン
- 11: ミニUSBソケット
- 12: アダプター
- 13: ミニUSBプラグ



カタログ No.

BS01-1000

1年保証

希望販売価格

¥34,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥21,800

- 構成: ピペッター本体, リチウムイオンポリマーバッテリー, ウォールマウント, メンブレンフィルター (0.2μm), 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



ピペット容量	1-100mlプラスチックピペット もしくはガラスピペット
最大吸引/吐出スピード	>7.5ml/秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール	連続、ホイールの回転による速さの調製
回数	約4,500回 (25mlピペット使用時)
充電時間	約4時間
パワージャック	ミニUSB
フィルター	疎水性、Φ25mm、0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレーブ	ノーズコーン、ピペットホルダー、 フィルターのみ可
動作条件	5-40℃、0-85% RH
重量	180g (バッテリー含む)
電源	100-240VAC、50/60Hz、5V、2.0A

連続分注器

Ripette



- ◆ 定量連続分注が可能です。
- ◆ 人間工学に基づいた設計の為、快適にご使用いただけます。
- ◆ ダイヤルポジションによって分注回数を変えることができます。
- ◆ 軽量な105gなので、長時間の使用でも疲れを軽減できます。
- ◆ 20ml、50mlチップをご使用の際は別売の専用アダプターが必要です。

カタログ No.

42001-0000

1年保証

希望販売価格

¥40,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥29,800**

■ 構成：分注器本体、25ml/50mlチューブ用アダプター、マニュアル、保証書

ダイヤルポジション	1	2	3	4	5
チップサイズ	48回分注	23回分注	15回分注	11回分注	8回分注
0.05ml	1μl	2μl	3μl	4μl	5μl
0.50ml	10μl	20μl	30μl	40μl	50μl
1.25ml	25μl	50μl	75μl	100μl	125μl
2.50ml	50μl	100μl	150μl	200μl	250μl
5.00ml	100μl	200μl	300μl	400μl	500μl
12.5ml	250μl	500μl	750μl	1000μl	1250μl
25.00ml	500μl	1000μl	1500μl	2000μl	2500μl
50.00ml	1000μl	2000μl	3000μl	4000μl	5000μl



連続分注器

Ripette pro



- ◆ 連続分注器Ripette® Pro
- ◆ 定量連続分注が可能です。
- ◆ 人間工学に基づいた設計の為、快適にご使用いただけます。
- ◆ 10種類のプログラムより分注回数を決めることができます。
- ◆ ボディー横に分注量、分注回数が表示されます。

カタログ No.

42020-0000

1年保証

希望販売価格

¥42,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥34,800**


■ 構成：分注器本体、25ml/50mlチューブ用アダプター、マニュアル、保証書

プログラムNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
チップサイズ	48回分注	31回分注	23回分注	18回分注	15回分注	11回分注	10回分注	9回分注	8回分注	7回分注
0.05ml	1μl	1.5μl	2μl	2.5μl	3μl	3.5μl	4μl	4.5μl	5μl	5.5μl
0.10ml	2μl	3μl	4μl	5μl	6μl	7μl	8μl	9μl	10μl	11μl
0.20ml	4μl	6μl	8μl	10μl	12μl	14μl	16μl	18μl	20μl	22μl
0.50ml	10μl	15μl	20μl	25μl	30μl	35μl	40μl	45μl	50μl	55μl
1.00ml	20μl	30μl	40μl	50μl	60μl	70μl	80μl	90μl	100μl	110μl
1.25ml	25μl	37.5μl	50μl	62.5μl	75μl	87.5μl	100μl	112.5μl	125μl	137.5μl
2.50ml	50μl	75μl	100μl	125μl	150μl	175μl	200μl	225μl	250μl	275μl
5.00ml	100μl	150μl	200μl	250μl	300μl	350μl	400μl	450μl	500μl	550μl
10.00ml	200μl	300μl	400μl	500μl	600μl	700μl	800μl	900μl	1000μl	1100μl
12.50ml	250μl	375μl	500μl	625μl	750μl	875μl	1000μl	1125μl	1250μl	1375μl
25.00ml	500μl	750μl	1000μl	1250μl	1500μl	1750μl	2000μl	2250μl	2500μl	2750μl
50.00ml	1000μl	1500μl	2000μl	2500μl	3000μl	3500μl	4000μl	4500μl	5000μl	5500μl



連続分注機用ユニバーサルチップ

Ritips® evolution



- ◆ 連続分注機 Ritter Ripette® (#42001-0000) もしくは Ripette® pro (#42020-0000) に適合する上、他のほとんどの分注機に適合した設計
- ◆ すべてのアプリケーションに対して確実にそして正確に機能するような分注システムを提供
- ◆ 連続分注に対応する 1 µl ~ 50ml の9種類のチップを用意、品質を保証するための試験済
- ◆ 滅菌済の bioclean 品質のチップは個別包装
- ◆ DNase, RNase, DNA, endotoxin free (biocleanのみ)
- ◆ 各パッチごとの証明書は必要に応じて入手可能でトレーサビリティのためのロット番号は外箱に記載済



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
RIT-40077-0000	Ritips® evolution 0.1ml	100本 (100本×1パック)	¥12,600 →	¥8,800
RIT-40077-0011		  100本 (1本個装×100パック)	¥22,100 →	¥15,200
RIT-40077-0001	Ritips® evolution 0.2ml	100本 (100本×1パック)	¥12,600 →	¥8,800
RIT-40077-0012		  100本 (1本個装×100パック)	¥22,100 →	¥15,200
RIT-40077-0003	Ritips® evolution 0.5ml	100本 (100本×1パック)	¥12,600 →	¥8,800
RIT-40077-0013		  100本 (1本個装×100パック)	¥22,100 →	¥15,200
RIT-40077-0004	Ritips® evolution 1.0ml	100本 (100本×1パック)	¥12,600 →	¥8,800
RIT-40077-0014		  100本 (1本個装×100パック)	¥22,100 →	¥15,200
RIT-40077-0005	Ritips® evolution 2.5ml	100本 (100本×1パック)	¥12,600 →	¥8,800
RIT-40077-0015		  100本 (1本個装×100パック)	¥22,100 →	¥15,200
RIT-40077-0006	Ritips® evolution 5.0ml	100本 (100本×1パック)	¥12,600 →	¥8,800
RIT-40077-0016		  100本 (1本個装×100パック)	¥22,100 →	¥15,200
RIT-40077-0007	Ritips® evolution 10.0ml	100本 (100本×1パック)	¥12,600 →	¥8,800
RIT-40077-0017		  100本 (1本個装×100パック)	¥22,100 →	¥15,200
RIT-40077-0009	Ritips® evolution 25.0ml	25本 (25本×1パック)	¥3,500 →	¥2,450
RIT-40077-0019		  25本 (1本個装×25パック)	¥6,300 →	¥4,400
RIT-40077-0010	Ritips® evolution 50.0ml	25本 (25本×1パック)	¥3,500 →	¥2,450
RIT-40077-0020		  25本 (1本個装×25パック)	¥6,700 →	¥4,650
RIT-43001-0947	Ritips® evolution adapter 25ml	1個 (1個×1パック)	¥700 →	¥480
RIT-43001-0948	Ritips® evolution adapter 50ml	1個 (1個×1パック)	¥700 →	¥480

電動ピペッター

LEVO ME Pipetta

BIOL-GIX

- ◆ 人間工学に基づいたデザイン
- ◆ ボタンを押すことで吸引/吐出スピードを調整
- ◆ オートクレープ可能な疎水性フィルターにより過剰な吸引を防止
- ◆ リチウムイオンバッテリーにより長時間の使用が可能
- ◆ スピード設定やバッテリーの状況が見易いLCDディスプレイ
- ◆ 市販のガラスおよびプラスチックピペットに適合

吸引スピード	25ml/8秒
吐出スピード	重力落下
バッテリー持続時間	8時間(断続的な使用)
充電時間	2～3時間
フィルターポアサイズ	0.45 μm 疎水性

カタログ No.

01-2211

1年保証

希望販売価格

¥24,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥16,800**

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：ピペッター本体、電源ケーブル、保証書、パワープラグ、マニュアル



ボタンを押すことによる
吸引(電動)・吐出(重力落下)
スピード調整!!
※吐出は電動制御ではなく重力落下となります。

手動式ピペッター

ピペットポンプ

Argos

- ◆ プラスチックおよびガラスピペット対応
- ◆ サイドバーもしくはプランジャーを押すことで吐出します。
- ◆ 片手で操作可能
- ◆ 酸やアルカリに耐性あり
- ◆ 分解が容易で標準的な実験用洗剤で洗浄可能
- ◆ 容量別に識別可能(2ml：青、10ml：緑、25ml：赤)
- ◆ 材質：プラスチック

カタログ No.

BMA-P5202

2ml用 青

希望販売価格

¥2,100

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,500**

BMA-P5210

10ml用 緑

¥2,700

→ **¥1,900**


BMA-P5225

25ml用 赤

¥3,100

→ **¥2,200**

包装：1個(1個×1パック) 大箱包装：なし



ゴム製ピペティングバルブ

ピペティングバルブ

Argos

- ◆ 吸引・吐出用バルブ
- ◆ 50ml ピペットまで対応可能
- ◆ 片手で操作可能
- ◆ 揮発性溶液や危険な溶液使用時に推奨
- ◆ 材質：天然ゴム

カタログ No.

BMA-P6500R


希望販売価格

¥1,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥750**

包装：1個(1個×1パック) 大箱包装：なし



チューブ


マイクロチューブ

ここが
イチオシ!QSP商品 35%OFF
※本冊子掲載QSP商品対象QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

0.6ml



原寸大

フラット
トップ
目盛付
書き込み
OK1本あたり
¥1.9

カタログ No.

502-GRD-Q 未減価

希望販売価格
¥3,200


キャンペーン中の参考価格

¥1,920

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10

- ◆ 抜群の透明度 ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 100μl刻みの目盛付

0.6ml



原寸大

フラット
トップ1本あたり
¥2.0

カタログ No.

502-PLN-Q 未減価

希望販売価格
¥3,300


キャンペーン中の参考価格

¥1,980

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10

- ◆ シンプルなスタンダードデザインでサンプルの目視に最適

1.5ml



原寸大

フラット
トップ
目盛付
書き込み
OK1本あたり
¥2.3

カタログ No.

509-GRD-Q 未減価

希望販売価格
¥1,900


キャンペーン中の参考価格

¥1,140

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×10

- ◆ 人気No.1のスタンダードタイプ
- ◆ シンプルな目盛でサンプルの目視が容易
- ◆ 500μl刻みの目盛付

2.0ml



原寸大

フラット
トップ
目盛付
書き込み
OK1本あたり
¥2.9

カタログ No.

508-GRD-Q 未減価

希望販売価格
¥2,400

キャンペーン中の参考価格

¥1,440

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×10

- ◆ 抜群の透明度
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 250μl刻みの目盛付

チューブ

ClikLok™ チューブ/マイクロチューブ



1.5ml

ウルトラ
クリア
フラット
トップ茶色
(アンバー)
もあります!

カタログ No.

T330-7 ◆ 未減価

希望販売価格
¥2,400

キャンペーン中の参考価格

¥1,680

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装:

- ◆ 目視でも確認できる明瞭なチューブ ◆ 耐熱性
- ◆ 高速遠心可能な頑丈さ

◆ …ご注文の際にはご希望の色を指定してください。N: ナチュラル AM: アンバー B: ブルー G: グリーン Y: イエロー

2.0ml

フラット
トップ
目盛付
書き込み
OK茶色
(アンバー)
もあります!

カタログ No.

T330-72 ◆ 未減価

希望販売価格
¥3,800

キャンペーン中の参考価格

¥2,660

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装:

- ◆ 使用中のキャップの開口をしっかりと防止 ◆ コニカル型
- ◆ 目盛(0.5, 1.0, 1.5ml)および書き込みスペース付

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チューブ

リングロックチューブ




DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

※BM-15はオートクレーブ不可

0.6ml

原寸大



1本あたり
¥2.8

カタログ No.

NT-172 未滅菌

希望販売価格
¥3,900


キャンペーン中の参考価格

→ **¥2,750**

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

1.5ml

原寸大



1本あたり
¥2.9

カタログ No.

NT-175 未滅菌

希望販売価格
¥2,100


キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,450**

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

2.0ml

原寸大



1本あたり
¥2.9

カタログ No.

BM-20 未滅菌

希望販売価格
¥2,100


キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,450**

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

1.5ml

原寸大



1本あたり
¥2.9

カタログ No.

BM-15 未滅菌

希望販売価格
¥2,100

キャンペーン中の参考価格


→ **¥1,450**

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

※オートクレーブ不可

1.5ml

原寸大



1本あたり
¥3.1

カタログ No.

BM-15F 未滅菌

希望販売価格
¥2,400


キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,550**

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

平底チューブ BM-15F

平底チューブはエタノール沈澱における液層の除去、DNA沈澱物の回収が簡単です。




平底チューブをDNA沈澱物がチューブ底の下にくる様に傾けます。ピペットチップをチューブ底の上の角に合わせ、エタノールを回収します。

チューブ底の下部にあったDNA沈澱物が上部にくる様に180°回転させチューブ底の下部から残りのエタノールを回収します。

目視が容易な **ウルトラクリア!**



キャップ及びその開閉部が大きいので開け閉めが滑らか



この部分が薄くなっているため、キャップをシールしたままシリッジ等でサンプルを上から注入できる

目盛

底の近くでもクリアー

キャップと胴体両部分に凸ライン部があるのでシーリングが完全にできる



キャップと胴体の2ヶ所に書き込みができます。

−80℃～121℃の範囲で使用可能
遠心耐性：14,000RCF (×g)

チューブ

サンプリングチューブ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

0.6ml

原寸大



カタログ No.

BMC-06 未滅菌希望販売価格
¥4,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,950**
 包装：1,000本 (1,000本×1パック)
 大箱包装：1,000本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 胴体に書き込み可能です。

1本あたり
¥2.0

1.5ml

原寸大



カタログ No.

BMC-15 未滅菌希望販売価格
¥2,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,150**
 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 胴体に書き込み可能です。

1本あたり
¥2.3

2.0ml

原寸大



カタログ No.

BMC-20 未滅菌希望販売価格
¥2,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,450**
 包装：500本 (500本×1パック)
 大箱包装：500本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 胴体に書き込み可能です。

1本あたり
¥2.9

ラック

コレクションプレート 80穴 1.5ml・2.0ml チューブ用

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ サンプリングチューブ1.5ml・2.0ml×80
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ サイズ：28×227×67mm (H×W×D)
- ◆ ウェル直径：11.2mmφ
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ 材質：P.P

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
801-02W	○白	1ラック	¥700	→ ¥450
801-02B	●青	1ラック	¥700	→ ¥450
801-02R	●赤	1ラック	¥700	→ ¥450
801-02Y	●黄	1ラック	¥700	→ ¥450
801-02O	●橙	1ラック	¥700	→ ¥450
801-02L	●紫	1ラック	¥700	→ ¥450



5.0ml サンプリングチューブ

ClikLok™ チューブ & MacrewTube™ チューブ

New!!



Simportの5.0mlチューブ

ClikLok™チューブ と MacrewTube™チューブは、中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。

これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。

Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。

チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。

- ◆ DNase, RNase, Pyrogen and DNA free
- ◆ 高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。
- ◆ フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能
- ◆ CAPINSERT™：キャップインサート (M957 シリーズ) によるサンプル識別も大変便利
- ◆ フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能
- ◆ フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのに利用できます。
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 20 分、フタを開けた状態)
- ◆ 材質：ポリプロピレン
- ◆ 遠心耐性：～ 25,000xg
- ◆ 温度耐性：-196 ～ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)

*チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験では Simport CapLock™ の使用をおすすめしています。



T330 ClikLok™チューブ



T365 MacrewTube™チューブ

- ① 滑らかな底面
- ② 高い透明性でサンプルの識別が容易
- ③ 収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン
- ④ 目盛付き (0.5ml 刻み)
- ⑤ 加熱、保存、移動中に不意に開くことのない、信頼性の高いフタ
- ⑥ 90 度まで大きく開くフタ
- ⑦ サンプルを注入しやすい平らな開口部
- ⑧ ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
- ⑨ 3/4 回転でもれのないスクリーキャップ

5.0ml サンプルングチューブ

ClikLok™ チューブ & MacrewTube™ チューブ

New!!



T330 ClikLok™ チューブ

フラットトップキャップ



カタログNo.		色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T330-75N		■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥6,000 →	¥4,200
T330-75NS		■ Natural Sterile	200本 (100本×2パック)	¥6,600 →	¥4,620
T330-75B		■ Blue	200本 (100本×2パック)	¥6,000 →	¥4,200
T330-75G		■ Green	200本 (100本×2パック)	¥6,000 →	¥4,200
T330-75R		■ Red	200本 (100本×2パック)	¥6,000 →	¥4,200
T330-75Y		■ Yellow	200本 (100本×2パック)	¥6,000 →	¥4,200
T330-75AM		■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥6,000 →	¥4,200
T330-75AMS		■ Amber Sterile	200本 (100本×2パック)	¥6,600 →	¥4,620
T330-76N	キャップインサート対応*	■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥6,600 →	¥4,620
T330-76NS	キャップインサート対応*	■ Natural Sterile	200本 (100本×2パック)	¥7,300 →	¥5,110
T330-76B	キャップインサート対応*	■ Blue	200本 (100本×2パック)	¥6,600 →	¥4,620
T330-76G	キャップインサート対応*	■ Green	200本 (100本×2パック)	¥6,600 →	¥4,620
T330-76R	キャップインサート対応*	■ Red	200本 (100本×2パック)	¥6,600 →	¥4,620
T330-76Y	キャップインサート対応*	■ Yellow	200本 (100本×2パック)	¥6,600 →	¥4,620
T330-76AM	キャップインサート対応*	■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥6,600 →	¥4,620
T330-76AMS	キャップインサート対応*	■ Amber Sterile	200本 (100本×2パック)	¥7,300 →	¥5,110

※ M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

T365 MacrewTube™ チューブ

チューブ単体 (チューブのみ) *キャップについては下記 T366 シリーズよりお選びください。



カタログNo.		色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T365-5TN		■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥3,400 →	¥2,380
T365-5TAM		■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥3,400 →	¥2,380

チューブ & スクリューキャップ (滅菌済み)

カタログNo.		色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T365-5NLSS		■ Natural	200本 (20本×10パック)	¥7,800 →	¥5,460
T365-5AMLSS		■ Amber	200本 (20本×10パック)	¥7,800 →	¥5,460

スクリューキャップ 5ml チューブ用 (キャップのみ) M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

カタログNo.		色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T366NLS	ループなしフラットトップタイプ	● Natural	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366AMLS	ループなしフラットトップタイプ	● Amber	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366BLS	ループなしフラットトップタイプ	● Blue	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366GLS	ループなしフラットトップタイプ	● Green	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366RLS	ループなしフラットトップタイプ	● Red	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366WLS	ループなしフラットトップタイプ	○ White	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366YLS	ループなしフラットトップタイプ	● Yellow	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366NLSL	ループ付フラットトップタイプ	● Natural	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366AMLSL	ループ付フラットトップタイプ	● Amber	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366BLSL	ループ付フラットトップタイプ	● Blue	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366GLSL	ループ付フラットトップタイプ	● Green	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366RLSL	ループ付フラットトップタイプ	● Red	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366WLSL	ループ付フラットトップタイプ	○ White	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660
T366YLSL	ループ付フラットトップタイプ	● Yellow	200個 (100個×2パック)	¥3,800 →	¥2,660

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器


チューブ

大容量サンプリングチューブ：5.0ml

Argos

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



5mLサンプリングチューブ用ラック (20本立)

※商品にはチューブは含まれておりません。



スタンダードタイプ

Capsafe™タイプ

- ◆ 大容量の5mLチューブ
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 0.5ml刻みの目盛付きでフタに書き込み可能
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃、15分)
- ◆ DNase, RNase, Pyrogenフリー

大幅
値引き

カタログ No.

			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-T2076A	5mLサンプリングチューブ スタンダードタイプ	未滅菌	包装：200本 (200本×1パック) 大箱包装：—	¥5,700 → ¥3,400
BMA-T2076S-CA	5mLサンプリングチューブ スタンダードタイプ	G滅菌	包装：200本 (200本×1パック) 大箱包装：—	¥7,600 → ¥4,500
BMA-T2075A	5mLサンプリングチューブ Capsafe™タイプ	未滅菌	包装：200本 (200本×1パック) 大箱包装：—	¥6,900 → ¥4,000
BMA-R6010	5mLサンプリングチューブ用ラック	未滅菌	包装：1ラック (1ラック×1パック) 大箱包装：なし	¥7,700 → ¥4,600

小型遠心機

FlexiFuge

Argos

- ◆ 卓上式で5mlチューブの遠心が可能です。
- ◆ 遠心中に青・赤・緑のLEDランプが点灯します。
(回転中の光は、遠心機の裏のボタンで止めることが出来ます)
- ◆ タイマー or パルスでの使用可能です。



回転数	6000 or 9200 rpm (切替可能)
最大遠心力	2000×g or 5,000×g (切替可能)
タイマー	1分～15分設定可能
サイズ (D×W×H)	24×18.7×13.9cm
重量	1.6kg
電源	120V, 50/60Hz

■ 構成

FlexiFuge本体、電源ケーブル、
ローター各1個 (1.5ml/2.0ml用・0.2ml用・5ml用 (スタンダード、Capsafe™))
0.5mlチューブ用アダプター 8本、マニュアル、保証書



▲1.5ml/2.0ml用 (8本)



▲5ml用 (4本)



▲0.2ml用 (16本)

カタログ No.

BMA-C1000 希望販売価格 ¥91,100 → **¥49,800**

1年保証


包装：1式 大箱包装：なし

■ 5mLサンプリングチューブ Capsafe™タイプ用ローター

カタログ No.

BMA-C0307 希望販売価格 ¥8,700 → **¥6,300**

包装：1個 (1個×1パック) 大箱包装：なし



▲BMA-C0307



こんな商品もあります！

オートクレープバッグ



- ◆ ビニール袋タイプ (材質: CPP) のオートクレープバッグです。
- ◆ 1枚ずつ容易に取り出すことができます (09-302-0020)。
- ◆ 小型のバッグのため、生物学的に危険な試料を容易に廃棄することができます。
- ◆ 丈夫な材質のため、傷つきにくく破れにくいです。

カタログ No. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
09-302-0020 未減価 20cm×30cm ~~¥1,900~~ → **¥1,400**
 包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: 100枚×10

1枚あたり
¥14.0

カタログ No. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
09-332-0000 未減価 40cm×50cm ~~¥18,100~~ → **¥13,300**
 包装: 250枚 (250枚×1パック) 大箱包装: -

1枚あたり
¥53.2

カタログ No. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
09-342-0000 未減価 50cm×80cm ~~¥24,800~~ → **¥18,300**
 包装: 250枚 (250枚×1パック) 大箱包装: -

1枚あたり
¥73.2

※プリントは入っておりません。



こんな商品もあります！

滅菌用ダブルバッグ



- ◆ 気密性の高い内袋とガス交換性の外袋の2重構造
- ◆ 2重構造なので破れにくい。
- ◆ 病原菌等の危険な物質の滅菌に最適
- ◆ 134℃ 30分間のオートクレープ滅菌に耐えられます。
- ◆ 材質: PP/LDPE

**在庫
限定価格****大幅
値下げ**

カタログ No. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
09-382-0000 未減価 600×900mm ~~¥73,000~~ → **29個限定 ¥29,800**
 包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -



こんな商品もあります！

バイオハザードバッグ




Benchtop Biohazard Bag

- ◆ チップやマイクロチューブなどを廃棄する際に適しています。
- ◆ バッグをホルダーにかけすることができます。
- ◆ 小型タイプなので場所を取りません。
- ◆ 標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷されています。
- ◆ オートクレープ処理可能

カタログ No. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
B-1005-4 未減価 バイオハザードバッグ 216×280mm ~~¥3,700~~ → **¥2,700**
 包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
B-1005-6 未減価 バッグホルダー ~~¥7,800~~ → **¥5,700**
 包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: -




B-1005-4

B-1005-6

Biohazard Bag

- ◆ 標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷されています。
- ◆ オートクレープ処理可能

カタログ No. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
B-1002-30 未減価 610×760mm ~~¥35,300~~ → **¥26,000**
 包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -



B-1002-30

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

PCR チューブ

PCRシングル・8連チューブ




DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可


BMBio PCR チューブは

ロングフィットキャップ



十分な長さのキャップにより高いフィッティングを実現し、サンプル蒸発のリスクを軽減します。

極薄均一構造



常に同基準のチューブが成型される様、厳しい品質管理のもと生産されています。これにより、極めて薄く均一な壁面を実現しました。

スムーズチューブボトム



底部は、キズや割れの原因となるゲート構造ではなくスムーズな形状になっています。

Certification 発行



ロットごとに品質証明の発行が可能です。ご要望の際は弊社までお問い合わせ下さい。

キャップ

ドームキャップ



原寸大

フラットキャップ (リアルタイムPCR用)



ドーム

フラット

カタログ No.

PCR-8CNEW 未減価

希望販売価格

¥2,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,700**

包装：1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

QPCR-8C 未減価

希望販売価格

¥4,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,300**


包装：1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装：1,000本×10

温度耐性：-80℃～121℃

◆ PCR-8TNEWシリーズ専用のキャップとしてご使用頂けます。
※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用は避けください。

※PCR-8CおよびPCR-8Tは金型変更に伴い、PCR-8CNEW、PCR-8TNEWへカタログNo.を変更しております。(2016年10月17日)。
詳細は当社ホームページ (<https://www.bmbio.com>) 内「商品のお知らせ」をご覧ください。

スタンダードチューブ：0.2ml



原寸大

カタログ No.

PCR-8TNEW 未減価

希望販売価格

¥12,400

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,900**

包装：1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装：1,000本×10

遠心耐性：純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性：-80℃～121℃

◆ チューブにはナンバリングが刻印されており、ハンドリングミスが軽減されます。

◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用は避けください。

スタンダードチューブ (フラットトップ)：0.2ml



原寸大

ウルトラクリア 香込みOK フラットトップ

カタログ No.

PCR-02F2 未減価

希望販売価格

¥7,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥4,900**

包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×10

遠心耐性：純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性：-80℃～121℃

◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCR プレート



PCR プレート・プレート用シーリングパッド・ローラー

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM0PCRプレート適合表をご覧ください

96well ハーフスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

PCR-96-PE2 未減価

希望販売価格
¥5,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,300

包装: 10枚 (10枚×1パック) 大箱包装: 10枚×5

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80℃~121℃

- ◆ 主なヒートシーラー、シーリングマットに対応
- ◆ 材質P.P

96well エレベートスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

BMPCR-96-AB 未減価

希望販売価格
¥6,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,900


包装: 10枚 (10枚×1パック) 大箱包装: 10枚×5

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80℃~121℃

- ◆ 材質P.P

96well シンプレートタイプ : 0.2ml



カットOK

カタログ No.

PCR-96-I 未減価

希望販売価格
¥21,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥14,800

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 50枚×2

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80℃~121℃

- ◆ 材質P.P

シーリングローラー



カタログ No.

BMF-RL-PLT-01 未減価

希望販売価格
¥4,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,000

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: ー

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 寸法 (W×D): 114×142mm
- ◆ 材質: ゴム (ローラー部)、アルミ (ハンドル部)

シーリングパッド



カタログ No.

T-2417-17 未減価

希望販売価格
¥1,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥900

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: ー

- ◆ 柔軟性があり、各種シールをスムーズに貼ることができます。
- ◆ プレートに粘着シールを貼り、ヘラの様にシールに押しあてて、シーリングさせて下さい。

フィルムシーリングパッド



カタログ No.

BMF-PDL-5 未減価

希望販売価格
¥900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥650

包装: 5個 (5個×1パック) 大箱包装: ー

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 特にリム付プレートのシーリングに最適
- ◆ 寸法 (W×D): 73×96mm
- ◆ 材質: P.E

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

PCR チューブ

経済的！ エコノミカルPCRシングル・8連チューブ



DNase, RNase, endotoxin Free

経済的

小分け包装

スタンダードチューブ (フラットトップ) : 0.2ml



カタログ No.

MB-P02-A 未減価

希望販売価格
¥18,000


キャンペーン中の参考価格

→ **¥6,700**

包装：3,000本 (500本×6袋) 大箱包装：－

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml & ドームキャップ



8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-D 未減価

希望販売価格
¥12,000


キャンペーン中の参考価格

→ **¥4,500**

包装：960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装：－

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml & フラットキャップ



8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-B 未減価

希望販売価格
¥12,000


キャンペーン中の参考価格

→ **¥4,500**

包装：960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装：－

◆ キャップへの書き込み可能

シングルフラットキャップ with チューブ : 0.2ml



8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-A 未減価

希望販売価格
¥13,000


キャンペーン中の参考価格

→ **¥4,500**

包装：960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装：－

◆ キャップへの書き込み可能

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ



8連×12strips包装

カタログ No.

MB-Q200 未減価

希望販売価格
¥13,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥4,900**

包装：960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装：－

◆ スタンダードプロファイル
◆ 色：ナチュラル

PCR プレート

経済的! エコノミカルPCRプレート

1枚あたり
¥198

DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM 0 PCRプレート適合表をご覧ください

96wellハーフスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96-S 未滅菌希望販売価格
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellエレベートスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96 未滅菌希望販売価格
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellシンプレートタイプ: 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-P96 未滅菌希望販売価格
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ: 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LP 未滅菌希望販売価格
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ: 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR 未滅菌希望販売価格
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ: 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR-W 未滅菌希望販売価格
¥25,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ホワイト

注意: 他社ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせるご使用はお避けください。

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チューブ

T サンプルストックチューブ(スクリュキャップ)

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

T サンプルストックチューブ特長

ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造された O リングを使用しています。位置合わせタブ (米国特許 5891327 号) により、脱塩を含む複数の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。


これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。

- ◆ シリコン製の O リング付キャップは、ボイルや凍結時にもサンプルが漏れません。
- ◆ 50psi、20,000RCF (×g) の遠心耐性があります。
- ◆ 透明度が非常に高く、サンプルの目視が容易です。
- ◆ 滅菌済は、材質が傷みにくい電子線滅菌です。
- ◆ 箱の開口部はスライド式で取り出しやすくなっています。
- ◆ T タイプの未滅菌はキャップカラーが豊富です。(ブルー・レッド・イエロー・グリーン・オレンジ)



便利な
開閉箱入り

滅菌済タイプは
100本×5袋の小分け包装で
チャック袋入り



位置合わせタブ

O リング付き

特に長いリップ部により
サンプルを保護

キャップとチューブには
片手操作に便利なりブ付き



キャップの
密着部分が深い

キャップとチューブ本体は別包装です

コニカル型 0.5ml


原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
リング

自立型 0.5ml

原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
リング

コニカル型 1.5ml

原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
リング

希望販売価格 ¥11,000 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,700** 1本あたり ¥15.4

カタログNo. T-201 未滅菌 キャップカラー ナチュラル

T-201 ◆ 未滅菌 色付キャップ

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

希望販売価格 ¥11,000 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,700** 1本あたり ¥15.4

カタログNo. T-200 未滅菌 キャップカラー ナチュラル

T-200 ◆ 未滅菌 色付キャップ

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

希望販売価格 ¥11,000 → **キャンペーン中の参考価格 ¥7,700** 1本あたり ¥15.4

カタログNo. T-202 未滅菌 キャップカラー ナチュラル

T-202 ◆ 未滅菌 色付キャップ

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

希望販売価格 ¥13,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥9,500** 1本あたり ¥19.0

カタログNo. T-201S 電子滅菌 キャップカラー ナチュラル

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: -

希望販売価格 ¥13,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥9,500** 1本あたり ¥19.0

カタログNo. T-200S 電子滅菌 キャップカラー ナチュラル

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: -

希望販売価格 ¥13,400 → **キャンペーン中の参考価格 ¥9,500** 1本あたり ¥19.0

カタログNo. T-202S 電子滅菌 キャップカラー ナチュラル

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: -

◆…注文の際はキャップの色を1色御指定下さい。 ●レッド ●ブルー ●イエロー ●グリーン ●オレンジ

チューブ

T サンプルストックチューブ(スクリューキャップ)

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

自立型 1.5ml



希望販売価格 ¥11,000 → **¥7,700** (キャンペーン中の参考価格) 1本あたり **¥15.4**

カタログNo.	キャップカラー
T-205 未滅菌	ナチュラル
T-205 ◆ 未滅菌	色付キャップ
包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: —	

コニカル型 2.0ml



希望販売価格 ¥11,000 → **¥7,700** (キャンペーン中の参考価格) 1本あたり **¥15.4**

カタログNo.	キャップカラー
T-203 未滅菌	ナチュラル
T-203 ◆ 未滅菌	色付キャップ
包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: —	

自立型 2.0ml



希望販売価格 ¥11,000 → **¥7,700** (キャンペーン中の参考価格) 1本あたり **¥15.4**

カタログNo.	キャップカラー
T-204 未滅菌	ナチュラル
T-204 ◆ 未滅菌	色付キャップ
包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: —	

希望販売価格 ¥13,400 → **¥9,500** (キャンペーン中の参考価格) 1本あたり **¥19.0**

カタログNo.	キャップカラー
T-205S 電子滅菌	ナチュラル
包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: —	

希望販売価格 ¥13,400 → **¥9,500** (キャンペーン中の参考価格) 1本あたり **¥19.0**

カタログNo.	キャップカラー
T-203S 電子滅菌	ナチュラル
包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: —	

希望販売価格 ¥13,400 → **¥9,500** (キャンペーン中の参考価格) 1本あたり **¥19.0**

カタログNo.	キャップカラー
T-204S 電子滅菌	ナチュラル
包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: —	

◆…注文の際はキャップの色を1色御指定下さい。 ●レッド ●ブルー ●イエロー ●グリーン ●オレンジ

チューブ

テストチューブ 外径12mm / 整列包装

Simport



▲125本/バック



▲T401-3N

12×75mm 容量: 5.0ml

カタログ No.

カタログNo.	材質	包装
T400-3S 未滅菌	P.S	包装: 1,000本 (125本×8トレイ) 大箱包装: —
T400-3AS 未滅菌	P.P	包装: 1,000本 (125本×8トレイ) 大箱包装: —

全長: 75mm, 外径: 12mm

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥11,300 → **¥7,800**¥11,300 → **¥7,800**

● P.S (ポリスチレン)製

オートクレーブ不可
遠心耐性: 1,400g

● P.P (ポリプロピレン)製

オートクレーブ (121℃, 15分)可能
遠心耐性: 3,000g

テストチューブ用キャップ (12mm用)

カタログ No.

カタログNo.	材質	包装
T401-3N 未滅菌	P.E	包装: 1,000個 (1,000個×1パック) 大箱包装: 1,000個×4

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥4,800 → **¥3,300**

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チューブ

2ポジションキャップ付チューブ〈目盛なし〉

EVERGREEN


オートクレーブ不可

滅菌済

小分け包装

2ポジションキャップ

ポジション①は通気性用途、
ポジション②は非通気性用途に適しています。




P.S

・オートクレーブ不可
・遠心耐性：純水時 3000g
・温度耐性：-40℃～60℃

P.P

・オートクレーブ不可
・遠心耐性：純水時 6000g
・温度耐性：-80℃～121℃



12×75mm 容量5.0ml



カタログNo. **222-2036-050**

希望販売価格
¥15,300

キャンペーン中の参考価格
¥10,400


包装：500本（25本×20パック）
大箱包装：—

カタログNo. **222-2376-080**

希望販売価格
¥17,300

キャンペーン中の参考価格
¥11,700

包装：500本（25本×20パック）
大箱包装：—



13×100mm 容量8.0ml



カタログNo. **222-2061-050**

希望販売価格
¥19,400

キャンペーン中の参考価格
¥13,100


包装：500本（25本×20パック）
大箱包装：—

カタログNo. **222-2381-080**

希望販売価格
¥22,900

キャンペーン中の参考価格
¥15,500

包装：500本（25本×20パック）
大箱包装：—



17×100mm 容量16.0ml



カタログNo. **222-2094-050**

希望販売価格
¥20,300

キャンペーン中の参考価格
¥13,800

包装：500本（25本×20パック）
大箱包装：—

カタログNo. **222-2393-080**

希望販売価格
¥21,700

キャンペーン中の参考価格
¥14,700

包装：500本（25本×20パック）
大箱包装：—

テストプレート

96ウェル テストプレート〈ポリスチレン製〉


BMBio
ST (Standard & Stable)

リーズナブルプライス

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

BMBio独自の高度な生産技術とモールドにより製造されました。
DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。

96well
容量：275μl

1枚あたり
¥86

カタログ No.


BM6000

希望販売価格
¥12,300

キャンペーン中の参考価格

¥8,600

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

96well
容量：300μl

1枚あたり
¥96

カタログ No.


BM6001

希望販売価格
¥13,700

キャンペーン中の参考価格

¥9,600

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

96well
容量：275μl

1枚あたり
¥89

カタログ No.

BM6002


希望販売価格
¥12,700

キャンペーン中の参考価格

¥8,900

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

96wellプレート用

1枚あたり
¥120

カタログ No.

BM6003

希望販売価格
¥17,200

キャンペーン中の参考価格

¥12,000


包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

テストプレート

テストプレート〈ホウケイ酸ガラス製〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



96well (フタなし)

カタログ No.

BMB-1

希望販売価格
¥70,000

キャンペーン中の参考価格

¥63,000

包装：1枚 (1枚×1パック) 大箱包装：—

24well (フタなし)

カタログ No.

BMB-2

希望販売価格
¥70,000

キャンペーン中の参考価格

¥63,000

包装：1枚 (1枚×1パック) 大箱包装：—

専用フタ

カタログ No.

BMB-LID

希望販売価格
¥23,000

キャンペーン中の参考価格

¥20,700

包装：1枚 (1枚×1パック) 大箱包装：—

- ◆ 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能 (接着剤は一切使用していません)
- ◆ 透明度が高く、顕微鏡観察に最適
- ◆ 高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能

プレート用シール

プレート用シール (粘着)



SureSeal & SureSeal Breathable Dispenser



- ◆ SureSeal & SureSeal Breathable 用ディスペンサー
- ◆ プレートへのシーリングが容易です。
- ・材質：P.P (ディスペンサー)
- ・温度耐性：-80℃～121℃



SureSeal DNase, RNase Free



- ◆ 100枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード：グリーン
- ・シール厚：38μm
- ・材質：ポリエステル
- ・温度耐性：-40℃～120℃

● SureSeal Dispenser + 2×SureSeal Rollsのセット

カタログ No.

BMF-SM-KIT-SP 未減価 希望販売価格 ¥15,700 → **¥11,000** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装：-

BMF-SM-KIT-SPS 減価 希望販売価格 ¥21,800 → **¥15,200** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装：-

● SureSeal Rolls

カタログ No.

BMF-RSMSP-2 未減価 希望販売価格 ¥14,500 → **¥10,150** (キャンペーン中の参考価格)

包装：2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装：-

BMF-RSMSP-2-S 減価 希望販売価格 ¥19,800 → **¥13,850** (キャンペーン中の参考価格)

包装：2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装：-

SureSeal Breathable DNase, RNase Free



- ◆ 50枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード：レッド
- ・シール厚：140μm
- ・材質：レーヨン
- ・温度耐性：-20℃～80℃

● SureSeal Breathable Dispenser + 2×SureSeal Breathable Rollsのセット

カタログ No.

BMF-SM-KIT-B 未減価 希望販売価格 ¥13,900 → **¥9,700** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装：-

BMF-SM-KIT-BS 減価 希望販売価格 ¥19,300 → **¥13,500** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装：-

● SureSeal Breathable Rolls

カタログ No.

BMF-RSMB-2 未減価 希望販売価格 ¥12,500 → **¥8,750** (キャンペーン中の参考価格)

包装：2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装：-

BMF-RSMB-2-S 減価 希望販売価格 ¥17,100 → **¥11,950** (キャンペーン中の参考価格)

包装：2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装：-

プレート用シール

プレート用シール (粘着)

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

SureSeal Thermal Max



PCR

保存

粘着
タイプ

カタログ No.

BMF-TS2-100 未減価

希望販売価格

¥10,500

キャンペーン中の参考価格

¥7,350

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ SureSeal Thermal (下記) より優れた接着性と蒸発の低減を実現
- ◆ 長めのタブによりプレートへの脱着が容易
- ◆ PCRプレート用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・寸法 (W×D) : 79.4×139.7mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: ポリエステル
- ・温度耐性: -40℃~120℃

SureSeal Thermal



PCR

保存

粘着
タイプ

カタログ No.

BMF-100-THER-PLT 未減価

希望販売価格

¥9,500

キャンペーン中の参考価格

¥6,650

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

BMF-STR-THER-PLT 減価

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

¥8,750

包装: 50枚 (50枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ PCR用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・寸法 (W×D) : 79.4×135.1mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: P.P
- ・温度耐性: -40℃~120℃

SureSeal Thermal II



PCR

粘着
タイプ

カタログ No.

BMF-TSA-100 未減価

希望販売価格

¥10,500

キャンペーン中の参考価格

¥7,350

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 両端のタブにより容易にシールを剥がせます。
- ◆ プレートシーリング用パドルを使用することでしっかりと圧着が可能

- ・寸法 (W×D) : 77.8×135.5mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: P.P
- ・温度耐性: -40℃~120℃


プレート用シール

プレート用シール (粘着)



DNase, RNase Free

SureSeal AL MAX



PCR

保存

粘着
タイプ
シート

カタログ No.

BMF-AF-100 未減価

希望販売価格
¥12,100

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,450**

包装：100枚 (100枚×1パック) 大箱包装：—

BMF-AFS-25 減価

希望販売価格
¥10,100

キャンペーン中の参考価格


→ **¥7,050**

包装：50枚 (50枚×1パック) 大箱包装：—

- ◆ PCRやサンプリング保存に適しています。
- ◆ 他のアルミシールと比べ裏紙を剥がしたときの巻き戻りが少ない。

- ・寸法 (W×D) : 82.6×146.1mm
- ・シール厚 : 36 μ m
- ・材質 : アルミニウム
- ・温度耐性 : -80℃～120℃

SureSeal AL Raised-skirt



PCR

保存

粘着
タイプ
シート

カタログ No.

BMF-F-96-100 未減価

希望販売価格
¥7,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,300**

包装：100枚 (100枚×1パック) 大箱包装：—

- ◆ 96ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能

- ・寸法 (W×D) : 77.8×127.0mm
- ・シール厚 : 38 μ m
- ・材質 : アルミニウム
- ・温度耐性 : -80℃～120℃

SureSeal AL Flat-top



PCR

保存

粘着
タイプ
シート

カタログ No.

BMF-F-384-100 未減価

希望販売価格
¥9,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥6,700**

包装：100枚 (100枚×1パック) 大箱包装：—

- ◆ 384ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能

- ・寸法 (W×D) : 82.5×137.3mm
- ・シール厚 : 38 μ m
- ・材質 : アルミニウム
- ・温度耐性 : -80℃～120℃


プレート用シール

プレート用シール (粘着)

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

SureSeal Thermal qPCR



カタログ No.

BMF-TS-RT2-100 未滅菌希望販売価格
¥16,700

キャンペーン中の参考価格

→ **¥11,650**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ 透明度が高い

- ・寸法 (W×D) : 79.4×142.9mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: ポリエステル
- ・温度耐性: -40℃~120℃

SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt



カタログ No.

BMF-TS-RT2RR-100 未滅菌希望販売価格
¥16,700

キャンペーン中の参考価格


→ **¥11,650**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 透明度が高く、再現性が高い

- ・寸法 (W×D) : 77.8×130.8mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: ポリエステル
- ・温度耐性: -40℃~120℃

SureSeal Thermal qPCR II



カタログ No.

BMF-TSS-RTQ-100 未滅菌希望販売価格
¥26,100

キャンペーン中の参考価格

→ **¥18,250**

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

BMF-TSS-RTQS-50 滅菌希望販売価格
¥14,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥10,150**

包装: 50枚 (50枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ サンプル保存用としても適しています。

- ・寸法 (W×D) : 78.6×139.7mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: ポリオレフィン
- ・温度耐性: -70℃~100℃


ピペティングワークステーション

Flexirack™



オートクレーブ可能 (121℃, 15分) ※リザーバーは不可

- ◆ この多目的ラックは便利なピペティング作業用のワークステーションです。
- ◆ 各チューブインサートを変更することが可能なので、個々のアプリケーションに応じてカスタマイズすることが出来ます。
- ◆ 階層構造になっているので、すべてのチューブが容易に目視可能です。
- ◆ コンパクトな設計なので省スペースで作業ができます。
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 温度耐性：- 20℃～ 122℃



Flexirack™を横に並べるか、または全てのチューブを認識しやすくするためにひな壇のようにセット可能です。



チューブインサートは簡単に取り外しが可能なので、アプリケーションに応じて素早く交換できます。



チューブインサートは容量ごとに色が分かれており、認識しやすいように各ウェルには番号が振ってあります。

カタログ No.

カタログ No.	商品名	未減価	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R6000	コンプリートセット (ブラケット付)	未減価	1式	¥13,100	→ ¥8,500
BMA-R6001	ラック (インサート含まず)	未減価	2個 (2個×1パック)	¥6,800	→ ¥4,400
BMA-R6002	ブラケット	未減価	6個 (6個×1パック)	¥3,200	→ ¥2,050

■ 構成 (BMA-R6000) : ラック, ブラケット, インサート (1.5ml用×6, 0.5ml用×2, 15ml用×2, 50ml用×2)

大箱包装：なし

チューブインサート

カタログ No.	商品名	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R6009	0.2ml PCRチューブ×36本用	イエロー	5個 (5個×1パック)	¥2,400	→ ¥1,550
BMA-R6003	0.5ml サンプルングチューブ×12本用	レッド	5個 (5個×1パック)	¥2,400	→ ¥1,550
BMA-R6004	1.5ml サンプルングチューブ×12本用	パープル	5個 (5個×1パック)	¥2,400	→ ¥1,550
BMA-R6005	5.0ml サンプルングチューブ×7本用	グリーン	5個 (5個×1パック)	¥2,400	→ ¥1,550
BMA-R6006	15ml 遠心管×4本用	ブルー	5個 (5個×1パック)	¥2,400	→ ¥1,550
BMA-R6007	50ml 遠心管×3本用	オレンジ	5個 (5個×1パック)	¥2,600	→ ¥1,650

大箱包装：なし

リザーバー

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R6008	PS リザーバー、V底	50枚 (50枚×1パック)	¥6,900	→ ¥4,450

大箱包装：なし

- ◆ ポリスチレン製

※予告なく仕様変更になる場合がございます。

チューブ・プレート用ツール 6WAY オープナー



オートクレーブ不可

これ一つで、各容量PCRチューブ、サンプリングチューブの開閉のみならず、シールを各プレートにしっかり貼り付けできます。



6WAY オープナーの使い方をご覧くださいませ!!
<https://www.youtube.com/watch?v=zVn6vNSkIAQ>

カタログ No.

MB-OPENER 未滅菌

希望販売価格
¥2,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥1,500

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：1個×15



開
0.1/0.2ml 8連PCR
チューブ（ドームキャップ）



開
0.1/0.2ml 8連PCR
チューブ（フラットキャップ）



開
0.2ml シングル
PCRチューブ



開
1.5ml サンプル
チューブ



開
0.1/0.2ml 8連PCRチューブ
（ドーム・フラットキャップ）



貼
粘着シールを各種
プレートに貼れます



ラック

0.2ml シングル・8 連・12 連チューブ用ラック



オートクレーブ可能（121℃, 15分）



カタログ No.

R-7909-2 未滅菌

希望販売価格
¥5,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,700

包装：5ラック（青・緑・黄・橙・ピンク 各1） 大箱包装：—

- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ サイズ：129.5×88.9mm (W×D) (フタ付)
- ◆ ウェル直径：6.0mmφ
- ◆ 材質：P.P



カタログ No.

R-7919-2 未滅菌

希望販売価格
¥6,400

キャンペーン中の参考価格



→ ¥4,500

包装：5ラック（青・緑・黄・紫・赤 各1） 大箱包装：—

- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ サイズ：138.0×98.0 mm (W×D) (フタ付)
- ◆ ウェル直径：6.0mmφ
- ◆ 材質：P.P

フリーザーボックス

フリーザーボックス

196
穴64
穴

カタログ No.

BMFB-S196 未滅菌

希望販売価格
¥12,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥8,600

包装：20セット（20セット×1パック） 大箱包装：—

温度耐性：-196℃～室温

- ◆ 0.2ml PCRチューブが196本立てられます。
- ◆ 8連・12連の0.2ml PCRチューブにも対応しています。

カタログ No.

BMFB-S64 未滅菌

希望販売価格
¥10,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥6,900

包装：20セット（20セット×1パック） 大箱包装：—

温度耐性：-196℃～室温

- ◆ 0.2ml PCRチューブが64本立てられます。
- ◆ 8連の0.2ml PCRチューブにも対応しています。

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

MICROFLEX® 世界で最も信頼されるグローブ

Microflex®のディスポーザブルグローブは世界トップのグローブです。

Microflex®のグローブならディスポーザブルグローブにおける全世界のリーダーブランドを選んだことになります。

一貫して信頼できる優良製品を製造すると共に、常に革新的な製品を生み出し、「世界で最も信頼できるグローブ」という評価をいただきました。

現在ではネットワークも広がり、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北アメリカ、南アメリカなど広範囲に流通しています。

ユーザー様の安全と満足感を最優先事項とし、PPE、ASTM、FDAおよびISO 9001を含む厳しい品質基準とISO 13485にMicroflex®グローブは対応しています。

安定した信頼のできる品質のための、他に類のない約束

ディスポーザブルグローブの最も信頼されるブランドとしての評価の礎は、厳しい品質管理、製造過程にあります。



グローブを選ぶとき、素材で悩みますか？

ラテックス 天然資源から作られる天然ゴム製のラテックスは、その特別な柔軟性と快適さのために広く認知されています。

ニトリル 近年のニトリル生産技術の向上は、ラテックスのフィット感と感触に劣らない、より柔軟なグローブの生産を可能にしました。

ニトリルはラテックスより頑丈で破れにくく、強度と耐久性を提供します。

クロロプレン クロロプレングローブは、より優れた耐薬品性をもち、さらにニトリルと同じ特徴を持ちます。

ビニール ビニールグローブは、簡易的な作業に適しています。

ビニールの特性は、高温湿度の環境、摩滅、熱、化学物質に対する耐性は低いです。

Properties	Latex	Nitrile	Chloroprene	Vinyl
Elasticity	Best	Good	Good	Poor
Latex Allergy	Poor	Best	Best	Good
Puncture Resistance	Good	Better	Better	Poor
Chemical Resistance	ホームページよりご確認ください。 https://www.bmbio.com/Portals/0/images/news/support/2018_glove_catalog.pdf			



ここが イチオシ! **BM** から買うと **お得宣言!**

ビーエムから MICROFLEX® グローブを大箱で購入するとお得宣言!!

各種MICROFLEX®グローブを大箱(包装×10) 包装購入で
花王 アトリックス ハンドクリーム 50g 1本を
もれなくプレゼント!(商品に添付されています)

★キャンペーン掲載以外のMICROFLEX商品もプレゼント対象となります!!



キャンペーンでないMICROFLEX®グローブ(商品カタログBM0 P.8-1~8-16参照下さい)も対象となりますので、是非この機会にお買い求め下さい。



プレゼント

**花王 アトリックスハンドクリーム50g を
大箱包装(包装×10) 1箱につき1本プレゼント**

器具洗浄で荒れがちな手肌にうるおいベールを!

- ・荒れがちな手肌にうるおいを届けるために「浸透」と「保水」の2つの働きに着目。「うるおい持続ベール」が、乾燥や水仕事などのダメージから、手肌を守ります。しっかりとなじんでベタつきません。
- ・角層深くまでうるおいをとける浸透性保湿成分*1配合
- ・角層内部でうるおいをしっかり抱え込む水分保持成分*2配合
- ・うるおい成分:セラミドE・カモミールエキス・月下香エキス配合
- ・微香性、無着色

*1:ペタイン

*2:ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル)

注意:上記、花王掲載部分を引用



Check!! AQL (Acceptable Quality Level) とは

AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の割合(%)を表します。Microflex®ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質管理が行われております。

検査方法

- ① 各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査
- ② 1リットルの水を用いた水密性検査
- ③ 持続的な圧力負荷によるリーク検査

また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。

Microflex®ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。

ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器



ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology

人間工学設計技術によって

- パフォーマンスの向上
- 優れた快適性
- 怪我のリスク低減を実現



関節・腱・靱帯への
ストレスを低減する
デザイン

人間工学に基づいた
フィット感が動きの
範囲を最大化

手首を0° から30° に動かした時の筋力量



最小限の
筋力量

ニトリルグローブ

XCEED® エクシード

MICROFLEX®



1枚あたり
¥7.1
XLは¥7.7

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

AQL 0.65



キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥2,900

→ ¥1,780

※カタログNo.が下記へ変更となりました。

XC-INTが93733、サイズを表すXS～XLが60～100に変更です。

未
減
価

カタログNo.	サイズ	包 装
93733060	XS	
93733070	S	250枚
93733080	M	(250枚×1パック)
93733090	L	
93733100	XL	230枚 (230枚×1パック)

大箱包装：250枚×10
(XLサイズのみ230枚×10)

	ASTM	XCEED®
Length(mm)	220	240±10
Cuff Thickness(mm)	n/a	0.06
Palm Thickness(mm)	min. 0.05	0.07
Finger Thickness(mm)	min. 0.05	0.11
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	33
After Aging	min. 14	31
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 500	400

- ◆ 250枚入り（一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り）でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- ◆ 他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

注意：XC-INTで始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

グローブラック

インターロッキンググローブラック

Argos

- ◆ スチール製グローブラック（パテント申請中）
- ◆ ラックはスライド式にスタック（接続）させることができます。
- ◆ グローブを縦でも横でも置くことができます。
- ◆ 取付けネジ付属。
- ◆ 破損しやすいアクリル製ラックに代わる使いやすいラックです。

※ホルダー内のグローブは含まれていません。

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMA-RG001未
減
価


¥4,300

→ ¥2,800

包装：1ラック（1ラック×1パック） 大箱包装：なし



▲ ラック2個分



▲ 簡単にスライド

▲ 縦でも横でも設置可能

ニトリルグローブ

EDGE® 82-133

MICROFLEX®

1枚あたり
¥5.2
XLは¥6.2

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

超薄

AQL 1.5

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥2,500

¥1,550

未
減価

カタログNo.	サイズ	包装
82133060	XS	
82133070	S	300枚
82133080	M	(300枚×1パック)
82133090	L	
82133100	XL	250枚 (250枚×1パック)

大箱包装：300枚×10
(XLサイズのみ250枚×10)

EDGE® 82-133	
Length(mm)	230
Palm Thickness(mm)	0.06
Ultimate Tensile Strength	Before(MPa) >14 After(MPa) >14
Elongation at Break(%)	Before >500 After >400
AQL	1.5



- ◆ 300枚入り (XLサイズのみ250枚入り)
- ◆ 非常に薄く柔らかめの仕上がり
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

XCEED® vs. EDGE® 82-133 vs. Competitor C Standard thin mil nitrile

Glove Name	XCEED®	EDGE® 82-133	Competitor C Standard thin mil nitrile
AQL	0.65	1.5	1.5
Chemo drug approved?	N	Y	N
US Ergonomics certified?	Y	N*	N
Weight (g)	4.0	3.1	3.9
Length (mm)	252	237	243
Palm Thickness (mils)	2.8	2.5	2.4
Unaged Modulus (MPa)	10.7		12.1
Unaged Elongation (%)	547	549	445
Unaged Tensile Strength (MPa)	31	25	32
Puncture Resistance (N)	6	6	3.9

- ▶ XCEED®は、AQLにおいて競合他社Cと比べて優れています。XCEED®はアメリカで人間工学的にデザインされた快適に使用できるグローブとして認定されました。
- ▶ XCEED®の耐突刺性は競合他社Cよりも優れています。
- ▶ XCEED®は環境に配慮したパッケージも提供しています。
- ▶ EDGE® 82-133は、軽い手袋の中でも最も薄い手袋でありながら、多くのSU属性に対して非常によく似た結果を示します。
- ▶ EDGE® 82-133は、6N FABを満たします。これは手袋のフィルムが非常に強く、より優れた耐引裂性や耐突刺性を備えたことを意味します。すべての試験用手袋は、6Nを満たす必要があるため、EU 28用の医療機器認証のためにも重要となります。

ニトリルグローブ

Supreno® スプリーノ

MICROFLEX®

1枚あたり
¥14.2

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

AQL 0.65

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥2,900

→ ¥1,420

※カタログNo.が下記へ変更となりました。

SU-INTが93743、サイズを表すXS～XLが
60～100に変更です。エンボス加工で
滑りにくい未
減価

カタログNo.	サイズ	包装
93743060	XS	100枚 (100枚×1パック)
93743070	S	
93743080	M	
93743090	L	
93743100	XL	

大箱包装：100枚×10

	ASTM	SUPRENO®
Length (mm)	220	245±5
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.09
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.11
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.18
Tensile Strength	min. 14	36
Elongation	min. 500	500

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっている。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

ニトリルグローブ

ULTIMATE BARRIER

MICROFLEX®

1枚あたり
¥27.0
XXLは¥30.0

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

AQL 0.4

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥4,500

→ ¥2,700

未
減価

カタログNo.	サイズ	包装
93850060	XS	100枚 (100枚×1パック)
93850070	S	
93850080	M	
93850090	L	
93850100	XL	
93850110	XXL	90枚 (90枚×1パック)

大箱包装：100枚×10
(XXLサイズのみ90枚×10)

	93-850
Length (mm)	240
AQL	0.4
Palm Thickness (mm)	0.12
Finger Thickness (mm)	0.19
Tensile Strength (MPa)	
Before Aging	27
After Aging	27
Elongation at Break (%)	
Before Aging	620
After Aging	520
Force at Break (N)	
Before Aging	12
After Aging	12

高い耐薬品性と
優れた装着感の両立

動画

<http://www.ansell.com/en/Campaigns/TNT/Video.aspx>

ノンラテックスグローブ

NEOPRO® ネオプロ

MICROFLEX®

1枚あたり
¥15.5

パウダーフリー

ノンラテックス

耐薬品性

AQL 1.5

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥2,600

→ ¥1,550

未
減価

カタログNo.	サイズ	包 装
NPG-INT-XS	XS	100枚 (100枚×1パック)
NPG-INT-S	S	
NPG-INT-M	M	
NPG-INT-L	L	

大箱包装：100枚×10

	ASTM	NeoPro®
Length (mm)	min. 230	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.11
Palm Thickness (mm)	min. 2.0	0.13
Finger Thickness (mm)	min. 2.0	0.17
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	22
After Aging	min. 14	23
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 400	400

抜群の耐薬性
ラテックスアレルギーフリー

- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 100%合成ポリマー（ポリクロロブレン）製、アレルギー対策の決定版です。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリアー
- ◆ SUPRENO®同様に耐薬品性に優れている商品です。

クロロプレングローブ

独自のクロロプレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬品性を提供します。

ノンラテックスグローブ

93-260 TCR (Tough Chemical Resistant)

MICROFLEX®

独自の3層構造により、優れた耐薬品性を実現

パウダーフリー

ノンラテックス

耐薬品性

薄手

AQL 0.65

- ◆ 有機溶剤耐性に優れたニトリルと酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで優れた耐薬品性を実現。
- ◆ 内面の特殊コーティングにより脱着しやすくなっています。
- ◆ 3層構造でありながら薄手 (0.19mm, NeoPro® EC 0.16mm, SUPRENO® PLUS EC 0.14mm) となっており、また人間工学に基づいたデザインにより装着感に優れ、長時間の使用にも適しています。



キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥3,680

→ ¥1,840


1枚あたり
¥36.8

未
減価

カタログNo.	サイズ	包 装
93-260-XS	XS	50枚 (50枚×1パック)
93-260-S	S	
93-260-M	M	
93-260-L	L	
93-260-XL	XL	

大箱包装：50枚×10

	ATSM	93-260
Length (mm)	220	300
Palm Thickness (mm)	min. 0.20	0.198
Tensile Strength		
Before Aging (MPa)	min. 14	22
After Aging (Mpa)	min. 14	26
Elasticity/Elongation		
Before Aging (%)	min. 500	620
After Aging (%)	min. 400	520



ラテックスグローブ

DIAMOND GRIP PLUS™ ダイヤモンドグリップ プラス

MICROFLEX®

1枚あたり
¥8.7

パウダーフリー

ラテックス

袖+ 3cm

AQL 1.5

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥1,700

→ ¥870

※カタログNo.が下記へ変更となりました。

DGP-INTが93754、サイズを表すXS ~ XLが
60 ~ 100に変更です。スタンダード
ラテックスグローブ未
減価

カタログNo.	サイズ	包 装
63754060	XS	
63754070	S	
63754080	M	100枚 (100枚×1パック)
63754090	L	
63754100	XL	

大箱包装：100枚×10

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ パウダーからのコンタミを防ぎます。
- ◆ 米国FDA基準ASTM クリアー
- ◆ 外側はエンボス加工が施されており、滑りにくなっています。

	ASTM	DIAMOND GRIP PLUS™
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm) min.	0.08	0.13
Finger Thickness (mm) min.	0.08	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	22
After Aging	min. 14	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

ラテックスグローブ

EVOLUTION ONE® エボリューションワン

MICROFLEX®

1枚あたり
¥11.8

パウダーフリー

ラテックス

ナチュラルフィット

AQL 1.5

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥2,000

→ ¥1,180

未
減価

カタログNo.	サイズ	包 装
EV-2050-XS	XS	
EV-2050-S	S	
EV-2050-M	M	100枚 (100枚×1パック)
EV-2050-L	L	
EV-2050-XL	XL	

大箱包装：100枚×10

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ 内側のポリマーコートにより、装着がスムーズ
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

	ASTM	EVOLUTION ONE®
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm) min.	0.08	0.14
Finger Thickness (mm) min.	0.08	0.15
Tensile Strength(MPa) min.	18	24
Elongation (%) min.	650	700


ラテックスグローブ

ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度で手にジャストフィットし、あらゆる研究分野で広く使われているスタンダードグローブです。

👍 **ここがイチオシ!** **BM** から買うと **お得宣言!**

ビーエムから TPP商品 を購入するとお得宣言!!

本キャンペーン中の下記TPP商品を包装単位 (例: カタログNo.93040なら900枚) の購入につき、50ml・15ml用遠心管ラック (TPP, BMBioコラボモデル^{※1}) を1ラックもれなくプレゼント! (商品に添付されています)



TPPの

50ml遠心管が
10本

または

15ml遠心管が
18本

立てられます

※遠心管はついていません。

※1 在庫状況によりコラボモデル (上記BMBioロゴなし) ではない遠心管ラックを添付させていただく場合もございます。

プレゼント対象商品

細胞培養ディッシュ



(P.94)

遠心管



(P.94)

細胞培養フラスコ



(P.95)

細胞培養プレート



(P.95)

ボルトトップフィルター



(P.96)



ここが
イチオシ!

TPP商品 **30%OFF**

※本冊子掲載TPP商品が対象となります。



Made in Swiss

世界が認める高品質とは・・・

試験成績書が TPP 社ホームページからダウンロードできます。

<https://www.tpp.ch/page/zertifikate/index.php> からカタログ No. およびロット番号を入力して下さい。

TPP - Tecton Plastic Products AG
Schweizer 145, CH-6210 Tecton, Switzerland
Tel. +41 (0)52 887 31 41 Fax +41 (0)52 887 31 31
info@tpp.ch, www.tpp.ch

Certificate of Quality

Product location: 81211
Lot number: 20040227
Product description: Cartridge box 10 x 10 (small)
Buying date: 11/2014

Quality Management System
DIN EN ISO 9001
Certified (DIN 9001)
Issued on: 2008-07-09
Validity date: 2011-07-09
Registration number: CH-12402

Strength Rating
Category: Non-cylindrical based on ISO 10995-5:1997 V1
Character: CHAUSSE
Pressure: 10 bar (10 MPa)
Grade: 10 (10 MPa)

Material
Description: High grade polypropylene, free of mineral content, meeting requirements
Production (PP): High grade polypropylene, free of mineral content, meeting requirements
Processing (PP): High grade polypropylene, free of mineral content, meeting requirements

Functional Attributes
Calculation: In accordance with the test specifications
Conformity to the specifications: In accordance with the test specifications
Material Properties: No defects found, in accordance with the test specifications
Load Capacity: In accordance with the test specifications
Load Capacity of Flange: In accordance with the test specifications
Load Capacity of Flange: In accordance with the test specifications
Load Capacity of Flange: In accordance with the test specifications

Visual Attributes
Color: In accordance with the test specifications

Quantitative Quality
Packaging Quantity: Quantity declared in the specifications

Order number: 20040227



TPP - Tecton Plastic Products AG
Schweizer 145, CH-6210 Tecton, Switzerland
Tel. +41 (0)52 887 31 41 Fax +41 (0)52 887 31 31
info@tpp.ch, www.tpp.ch

Certificate of Quality

Product location: 81211
Lot number: 20040227
Product description: Cartridge box 10 x 10 (small)
Buying date: 11/2014

Quality Management System
DIN EN ISO 9001
Certified (DIN 9001)
Issued on: 2008-07-09
Validity date: 2011-07-09
Registration number: CH-12402

Strength Rating
Category: Non-cylindrical based on ISO 10995-5:1997 V1
Character: CHAUSSE
Pressure: 10 bar (10 MPa)
Grade: 10 (10 MPa)

Material
Description: High grade polypropylene, free of mineral content, meeting requirements
Production (PP): High grade polypropylene, free of mineral content, meeting requirements
Processing (PP): High grade polypropylene, free of mineral content, meeting requirements

Functional Attributes
Calculation: In accordance with the test specifications
Conformity to the specifications: In accordance with the test specifications
Material Properties: No defects found, in accordance with the test specifications
Load Capacity: In accordance with the test specifications
Load Capacity of Flange: In accordance with the test specifications
Load Capacity of Flange: In accordance with the test specifications
Load Capacity of Flange: In accordance with the test specifications

Visual Attributes
Color: In accordance with the test specifications

Quantitative Quality
Packaging Quantity: Quantity declared in the specifications

Order number: 20040227

TPP Tecton Plastic Products AG

888
Rolf Fritsch
CEO
Printing date: 10-04-2006

M. Stoll
Rolf Fritsch
Supply Manager
10-04-2006

ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビネット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

セルカルチャー



- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ 温度、遠心耐性
- P.P (ポリプロピレン)：-190～120℃ ～15,500×G
- P.S (ポリスチレン)：-40～70℃ ～1700×G
- P.E (ポリエチレン)：-40～70℃



シーリングパッケージ (クライオチューブ以外)

ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンバイロジェニックを保証しております。

30%OFF

細胞培養ディッシュ



- ◆ 標準組織培養処理 (コロナ処理) により、表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。
- ◆ 均一なガス交換を考え、フタには6つの突起付
- ◆ 積み重ねた時の結露によりディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目

■ グリップリング


ディッシュ本体側面にグリップリングが付いているので、重ねて持ち運ぶ際や、培地交換の際に非常に容易なハンドリング

■ 4方向ナンバリング

ディッシュ底面に4方向のナンバリング付
時計の文字盤と同じ 12, 3, 6, 9 と印字されているので顕微鏡観察時の位置決めが容易

■ 高い透明性

ウルトラクリアポリスチレンを使用する事で、より高い透明性を実現。重ねてもクリアに見えます。



カタログNo.	本体外寸	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
93040	Φ40×11mm	900枚 (20枚×45パック)	¥35,100 →	¥24,570	¥27.3
93060	Φ60×16mm	840枚 (14枚×60パック)	¥34,400 →	¥24,080	¥28.7
93100	Φ100×20mm	240枚 (10枚×24パック)	¥117,300 →	¥12,110	¥50.5
93150	Φ150×20mm	100枚 (5枚×20パック)	¥21,300 →	¥14,900	¥149.0

大箱包装：—

30%OFF

遠心管




- ◆ TPPの遠心管スクリュキャップは2方向に溝が切っており、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単

■ 書き込みスペース

全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付 (ラベル貼付済み) だから文字が書き易い。

■ 先端メモリ

91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見る事ができます。



カタログNo.		容量	材質	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価	
91050		50ml	コニカル	P.P	360本 (20本×18パック)	¥15,000 →	¥10,500	¥29.2
91051		50ml	自立	P.P	320本 (20本×16パック)	¥13,800 →	¥9,660	¥30.2
91015		15ml	コニカル	P.P	800本 (40本×20パック)	¥31,300 →	¥21,910	¥27.4
91115		15ml	コニカル	P.S	800本 (40本×20パック)	¥40,200 →	¥28,140	¥35.2
91019		13ml	平底	P.P	800本 (40本×20パック)	¥35,800 →	¥25,060	¥31.3
91016		13ml	丸底	P.P	800本 (40本×20パック)	¥35,800 →	¥25,060	¥31.3
91017		15ml	丸底	P.P	800本 (40本×20パック)	¥40,200 →	¥28,140	¥35.2

大箱包装：—

●ラック

カタログNo.	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99017	50ml×10本, 15ml×18本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,200 →	¥840
99018	50ml×4本, 15ml×8本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,200 →	¥840
99019	50ml×20本, 15ml×30本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,200 →	¥840

大箱包装：カタログNo.99017なら1ラック×45, 99018なら1ラック×28, 99019なら1ラック×30



30%OFF 細胞培養フラスコ



◆ ピペッティングやセルスクレーパーなどが細胞を掻き出す際に、フラスコ底面の角に楽に届くネック構造

■ イエローキャップ (フィルターなし)

キャップについているVENTマークが真上に来るとストッパーが働き、常に同じポジションでのガス交換が可能!

■ フィルターキャップ


0.22 μ m疎水性メンブレンの使用により外部からのコンタミネーションを防ぐのと共に、流速4.5 (LPM 13.7cm²/13.5pst)の均一なガス交換が可能

■ 大容量培養が可能

フラスコでは珍しい培養面積300cm²のフラスコをラインナップ!



シーリングポイント
疎水性メンブレン
スクリューキャップ
フラスコ



カタログ No.		培養表面積	キャップ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
90025		25cm ²	イエロー	360個 (10個×36パック)	¥38,200 →	¥26,740	¥74.3
90026		25cm ²	フィルター	360個 (10個×36パック)	¥42,100 →	¥29,460	¥81.8
90075		75cm ²	イエロー	100個 (5個×20パック)	¥20,500 →	¥14,340	¥143.4
90076		75cm ²	フィルター	100個 (5個×20パック)	¥22,100 →	¥15,460	¥154.6
90150		150cm ²	イエロー	36個 (3個×12パック)	¥15,700 →	¥10,990	¥305.3
90151		150cm ²	フィルター	36個 (3個×12パック)	¥17,100 →	¥11,970	¥332.5
90300		300cm ²	イエロー	18個 (3個× 6パック)	¥17,200 →	¥12,040	¥668.9
90301		300cm ²	フィルター	18個 (3個× 6パック)	¥18,200 →	¥12,740	¥707.8

大箱包装: -

30%OFF 細胞培養プレート



◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

■ 全商品黒色ナンバリング

全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易

■ フタ、本体にイエローラベル

全商品のフタ、本体にイエローラベルが有り、書き込み可能

■ プレート底面にはウェルNo.が刻印

プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易

■ 全商品サイドグリップ付き

サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。



カタログ No.		ウェル数	仕様	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
92096		96ウェル	平底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥42,900 →	¥30,020	¥185.3
92696		96ウェル	平底	108枚 (6枚×18パック)	¥25,300 →	¥17,710	¥164.0
92097		96ウェル	丸底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥42,900 →	¥30,020	¥185.3
92697		96ウェル	丸底	108枚 (6枚×18パック)	¥25,300 →	¥17,710	¥164.0
92048		48ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥33,800 →	¥23,660	¥187.8
92448		48ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥17,100 →	¥11,970	¥166.3
92024		24ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥34,300 →	¥24,010	¥190.6
92424		24ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥17,500 →	¥12,250	¥170.1
92012		12ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥34,300 →	¥24,010	¥190.6
92412		12ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥17,500 →	¥12,250	¥170.1
92006		6ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥34,300 →	¥24,010	¥190.6
92406		6ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥17,500 →	¥12,250	¥170.1


大箱包装: -



30%OFF プラスチックピペット




- ◆ ディスペンサーボックスは開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい
- ディスペンサーボックス



箱の前面に取り出し口があるので、積み重ねて収納できます。



- 一体成型
(94001, 94002, 94005, 94010, 94024)



94525, 94550はリザーバーピペットだから大容量分注に最適！是非一度、お試しください。

FASTPETTE との ご購入でさらにお得！

例えば・・・
94001

キャンペーン中の参考価格

¥6,930 → ¥6,430

さらに
**¥500も
お得！**


詳細は P.58 をご参照

カタログNo.	規格	マイナス目盛り	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
94001	G 滅菌 個装	1ml 0.2ml	400本 (1本個装×400パック)	¥9,900 →	¥6,930	¥17.3
94002	G 滅菌 個装	2ml 0.2ml	300本 (1本個装×300パック)	¥7,800 →	¥5,460	¥18.2
94005*	G 滅菌 個装	5ml 2ml	200本 (1本個装×200パック)	¥8,800 →	¥6,160	¥30.8
94010	G 滅菌 個装	10ml 3ml	200本 (1本個装×200パック)	¥9,000 →	¥6,300	¥31.5
94024	G 滅菌 個装	25ml 2ml	100本 (1本個装×100パック)	¥8,600 →	¥6,020	¥60.2
94525	G 滅菌 個装	25ml +15ml (リザーバー付)	60本 (1本個装×60パック)	¥6,700 →	¥4,690	¥78.2
94550	G 滅菌 個装	50ml +20ml (リザーバー付)	50本 (1本個装×50パック)	¥7,800 →	¥5,460	¥109.2

* 94005は在庫限りの販売となります。後継品はnerbeplus社の下記商品をお勧めしております。
12-441-9105 G 滅菌 個装 2.5ml 200本 (1本個装×200パック) 希望販売価格 ¥6,000 (キャンペーン対象外)

大箱包装：—

30%OFF ボルトトップフィルター



- ◆ 0.22μm PES (ポリエーテルスルホン) を使用し、ろ過効率を向上
- ◆ タンパク質低吸着
- ◆ ボトル口径は45mmφ

■ 角型フィルター採用

角型フィルターを採用した事により、丸型フィルターに比べて約20%フィルター面積が拡大。速やかなフィルトレーションが可能

■ 均一なフィルトレーション

ボルトトップフィルターには、フィルター全体に均一な圧力がかかるように中心から同心円状の溝があります。



カタログNo.	Filter area	容量	寸法 (L×W×H)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
セット (ボルトトップ&ボトル) 個装							
99150	G 滅菌	49cm ²	150ml	93×93×103mm	18個 (1個個装×18パック)	¥19,000 →	¥13,300 ¥738.9
99250	G 滅菌	49cm ²	250ml	93×93×145mm	12個 (1個個装×12パック)	¥14,000 →	¥9,800 ¥816.7
99500	G 滅菌	49cm ²	500ml	93×93×214mm	10個 (1個個装×10パック)	¥14,700 →	¥10,290 ¥1,029.0
99950	G 滅菌	69cm ²	1000ml	111×111×285mm	9個 (1個個装×9パック)	¥30,000 →	¥21,000 ¥2,333.3
ボルトトップのみ 個装							
99155	G 滅菌	49cm ²	150ml	90×89×57mm	36個 (1個個装×36パック)	¥29,600 →	¥20,720 ¥575.6
99255	G 滅菌	49cm ²	250ml	90×89×75mm	24個 (1個個装×24パック)	¥21,600 →	¥15,110 ¥629.6
99505	G 滅菌	49cm ²	500ml	90×89×111mm	21個 (1個個装×21パック)	¥24,200 →	¥16,940 ¥806.7
99955	G 滅菌	69cm ²	1000ml	108×108×143mm	12個 (1個個装×12パック)	¥30,800 →	¥21,560 ¥1,796.7
ボトルのみ 個装							
99157	G 滅菌	—	150ml	93×93×63mm	24個 (1個個装×24パック)	¥10,600 →	¥7,410 ¥308.8
99257	G 滅菌	—	250ml	93×93×87mm	24個 (1個個装×24パック)	¥14,100 →	¥9,870 ¥411.3
99507	G 滅菌	—	500ml	93×93×121mm	36個 (1個個装×36パック)	¥32,000 →	¥22,400 ¥622.2
99957	G 滅菌	—	1000ml	111×111×160mm	20個 (1個個装×20パック)	¥28,400 →	¥19,880 ¥994.0

大箱包装：—

* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。



30%OFF セルリフター・ セルスクレーパー



■ スクレーパーブレード ①

わずかな力でブレードが回転し、一定角度でブレードが止まるのでフラスコなどからの細胞の回収が容易

■ スクレーパーブレード ②


弾力のあるポリプロピレン製で細胞を回収するのに最適

■ セルリフター

ヘラのような形状のため、ディッシュ、ピールオフフラスコ、リクローザブルフラスコなどからの細胞や組織の回収に優れています。

■ 包装

セルリフター、セルスクレーパー共にペーパープラスチック包装なので商品の取出しが容易



カタログNo.		柄の長さ	ブレード幅	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
セルスクレーパー							
99002	個装	240mm	13mm	150本 (1本個装×150パック)	¥33,800 →	¥23,660	¥157.7
99003	個装	300mm	20mm	150本 (1本個装×150パック)	¥38,400 →	¥26,880	¥179.2
99004	個装	380mm	25mm	100本 (1本個装×100パック)	¥31,600 →	¥22,120	¥221.2
セルリフター							
99010	個装	195mm	14mm	150本 (1本個装×150パック)	¥29,400 →	¥20,580	¥137.2


大箱包装：—

30%OFF Clipmax チャンバースライド



スライド (25×75mm) 上で直接培養できます。

- ◆ 細胞培養、免疫化学、さまざまな細胞分析に使用できます。
- ◆ アセトン、エタノール、キシレンなどに耐性。
- ◆ スライドの取りはずしに道具は必要ありません。
- ◆ フィルターキャップには0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付。
- ◆ サイズ：33×93×32mm (W×D×H)
(スライド部分：25×75mm)
- ◆ 材質：P.S (チャンバー), COP (スライド)
P.E (キャップ)
- ◆ 温度耐性：
P.S (ポリスチレン) -40~70℃
COP (シクロオレフィンポリマー) -40~120℃
P.E (ポリエチレン) -40~70℃



1. 積み重ねられます。
2. チャンバーを取り除く前
3. チャンバーを取り除いた後
4. "クリックオフ" によりチャンバーを取りはずします。

カタログNo.		最大容量 (推奨容量)	培養面積	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
70010	個装	5.0ml (3.5ml)	10cm ²	5個 (1個個装×5パック)	¥8,300 →	¥5,810	¥1,162.0

大箱包装：—

手 順

1. パッケージから取り出し



2. 培養 注意：最大37℃、3週間



3. チャンバーの取り出し



細胞培養容器

CELLine

Argos

マニュアル（英語）PDF：http://www.argos-tech.com/pdfs/celline-manual.pdf

- ◆ モノクローナル抗体や組換えタンパク質の作製に最適
- ◆ 底面にガス透過性メンブレンを使用することでガス交換効率が向上
- ◆ 長期間培養が可能
- ◆ 分子量10,000以上のタンパク質は2枚の膜の間にとどまるので、作製後の精製が容易
- ◆ 培養後の濃縮、生成に関わるコストの低減
- ◆ 高価な培地添加物等のコストを削減
- ◆ 腹水化の必要がありません。



プレミアム企画
大特価!!


CELLine CLシリーズ

実験室規模で浮遊細胞または接着細胞をマイクロキャリアと組み合わせて使用するアプリケーションに最適。このCELLine CLシリーズは、ハイブリッドマおよび他の多くのタイプの培養にお使いいただけます（CHO、NSO、SF細胞）。

CELLine Adhere

接着細胞の増殖に最適（HEK、BHK、CHO細胞）。バイオリアクターは、細胞の区画に織られたポリエチレンテレフタレート（PET）マトリックスを含み、細胞付着に理想的です。

CELLine Bioreactors



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-90010	CELLine CL350 350mlフラスコ	5個（1個個装×5パック）	¥182,200 →	¥85,000
BMA-90005	CELLine CL1000 1000mlフラスコ	3個（1個個装×3パック）	¥135,300 →	¥88,000
BMA-90025	CELLine Adhere 1000mlフラスコ	3個（1個個装×3パック）	¥156,800 →	¥99,000

大箱包装：—

細胞培養容器

G-Rex®

在庫
限定価格

Argos


浮遊細胞の培養に最適!!

（T細胞、NK、TIL、Treg、CIK、HeLa、CHO、SF9）

- ◆ 底面にガス透過性メンブレンを使用し、ガス交換効率を向上
- ◆ 通常のプレートに比べ多量の培地を使用することが可能
 - ・通常のプレートに比べ養分が多量に存在し、代謝物が希釈されるので細胞増殖効率が向上し、培地交換の回数を減らすことが可能（4～5日に1回）
 - ・通常のプレート20枚以上分の細胞を培養することが可能
 - ・コンタミネーションのリスクを低減

	24 well	
	G-REX	通常
細胞数／well	$2-8 \times 10^7$	2×10^6 *
Wellの底面積	2cm ²	2cm ²
1wellあたりの培地量	8ml	1ml
培地量／1cm ²	4ml	0.5ml

* 継代時の細胞数の目安



▲BMA-GP1024

ガス透過性メンブレン
二酸化炭素 酸素

カタログNo.	商品名	容量/ウェル	サイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-GP1024	G-Rex 24ウェルプレート	7ml	φ13mm	1個（1個個装×1パック）	¥12,000 → 14個限定	¥4,700


大箱包装：—

プラスチックピペット

プラスチックピペット ショートタイプ

Argos

- ◆ 通常のピペットよりも 10cm ほど短い
- ◆ 読み取りやすい目盛
- ◆ 個別包装
- ◆ カラーコードで容量が見分けられます
- ◆ ディスペンサーボックスはピペットの出し入れが容易
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, endotoxin, Pyrogen Free
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ 材質：P.S



カタログNo.	規格	全長	目盛り	マイナス目盛り	カラーコード	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-PM5		5ml	235mm	0.1ml	3ml	■ 青 200本 (1本個装×200パック)	¥15,200 →	¥10,400
BMA-PM10		10ml	235mm	0.2ml	10ml	■ 橙 150本 (1本個装×150パック)	¥11,600 →	¥7,800
BMA-PM25		25ml	235mm	0.5ml	10ml	■ 緑 100本 (1本個装×100パック)	¥19,200 →	¥13,000

大箱包装：－

プラスチックピペット

プラスチックピペット オープンエンドタイプ

Argos

- ◆ チップを使用しないピペット先端が広口タイプ
- ◆ 粘度の高いサンプル向け
- ◆ 個別包装
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase Free
- ◆ ガンマ線滅菌済



カタログNo.	規格	全長	目盛り	マイナス目盛り	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-OEPS1		1ml	270mm	0.1ml	0.3ml 500本 (1本個装×500パック)	¥16,700 →	¥11,300
BMA-OEPS2		2ml	270mm	0.1ml	0.3ml 500本 (1本個装×500パック)	¥21,000 →	¥14,100
BMA-OEPS5		5ml	320mm	0.1ml	5ml 200本 (1本個装×200パック)	¥11,400 →	¥7,800
BMA-OEPS10		10ml	310mm	0.1ml	3ml 200本 (1本個装×200パック)	¥11,800 →	¥7,900

大箱包装：－

ラック

プラスチックピペットラック

Argos

- ◆ 1ml～100ml ピペットの収納が可能
- ◆ 4つの収納棚
- ◆ ラック上部には2本のピペッターが掛けられる設計になっています。

<性状>

- ・オートクレーブ不可
- ・サイズ (WxDxH)：89×292×402mm
- ・色：ブルー
- ・材質：アクリル製

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-AR5000	1個 (1個×パック)	¥19,200 →	¥15,800

大箱包装：－



※実際の色はブルーになります。


パスツールピペット

プラスチックパスツールピペット

曲げられるから
とっても
便利！

Argos

- ◆ ガラスピペットの代わりとなる安全なプラスチックピペット
- ◆ 先端が細長く曲げられるので、細口チューブや少量のチューブからのピペッティングが可能
- ◆ アスピレーター用のピペットとしても使用可能
- ◆ 材質：P.S クラス 100,000 クリーンルーム内で製造
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ 材質：P.S



カタログNo.		長さ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-P0534	 	145mm	200本 (1本個装×200パック)	¥10,800 →	¥7,700
BMA-P0900	 	230mm	200本 (1本個装×200パック)	¥12,900 →	¥9,100

大箱包装：—

細胞ろ過フィルター

Cell strainers

Argos

- ◆ タブがついているのでピンセットでの取扱いが容易
- ◆ ガーゼろ過よりも速く容易に使用可能
- ◆ 均一な単細胞浮遊液が得られます。
- ◆ シンプルなディスポーザブルタイプでそのまま使用できるろ過フィルター
- ◆ 50ml 遠心管に使用可能
- ◆ 3種類のポアサイズで各色分けされている：40 (青) , 70 (白) , 100 (黄) μ m
- ◆ 材質 (フレーム) : P.P 製
- ◆ ガンマ線滅菌済



アプリケーション

次のようなフローサイトメトリーのサンプル準備にお使い頂けます。

- ・ 髄、脾臓、胸腺、扁桃腺、リンパ節の単一細胞浮遊液
- ・ 幹細胞、組織由来細胞、ガン細胞
- ・ 初代細胞培養やイムノグンの標準準備
- ・ 凍結保存の準備
- ・ 不活化血清で生じた凝集タンパク質のろ過

カタログNo.		ポアサイズ	カラーコード	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-CS040	 	40 μ m	青	50個 (1個個装×50パック)	¥13,600 →	¥9,600
BMA-CS070	 	70 μ m	白	50個 (1個個装×50パック)	¥13,600 →	¥9,600
BMA-CS100	 	100 μ m	黄	50個 (1個個装×50パック)	¥13,600 →	¥9,600

大箱包装：—

ボトルトップフィルター

ザップキャップS〈細胞培養用培地ろ過〉



〈用途〉

- ・低タンパク質結合のセルロースアセテート膜（CA）は細胞培養用培地やその他の水溶液用に最適
- ・加圧滅菌不能なサンプルのろ過滅菌

- ◆ ボトル（ボトル上部）への取付用チューブ付（500ml）
- ◆ 直径 33 ～ 45mm のボトルに対応する接続部密封システム
- ◆ 50℃まで使用可能
- ◆ メンブレン材質：セルロースアセテート
- ◆ 容器容量：500ml
- ◆ 材質：P.S



カタログNo.	ポアサイズ	フィルターサイズ	フィルター面積	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
10443401	0.2 μ m	76mm ϕ	39.2cm ²	12個（1個個装×12パック）	¥15,400 →	¥11,900
10443411	0.45 μ m	76mm ϕ	39.2cm ²	12個（1個個装×12パック）	¥15,400 →	¥11,900

大箱包装：なし

ボトルトップフィルター

エクストラクター エチジウムブロマイド廃棄物削減システム



〈用途〉

- ・ゲル染色溶液からエチジウムブロマイドを迅速に除去するワンステップろ過

- ◆ 活性炭マトリックスにより電気泳動緩衝剤から EtBr を 99%除去します。
- ◆ 除染された溶液は排水溝に安全に流せます。
- ◆ 抽出装置は標準のフラスコやボトル（直径 33 ～ 45mm）に合うよう設計されています。
- ◆ グラスファイバー製プレフィルターを含むのでゲル片やその他残留物を除去し、カーボンフィルターの目詰まりを防止します。
- ◆ 1 個のカップで最大 10L のゲル染色溶液を除染できます。
- ◆ 次の使用まで間隔があく場合の保管のためのキャップ付
- ◆ 材質：P.P



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
10448030	2個（1個個装×2パック）	¥7,200 →	¥5,500
10448031	6個（1個個装×6パック）	¥18,000 →	¥13,900


大箱包装：なし

培養関連製品

イノキュレーティンググループ・ニードル



- ◆ ハンドリングしやすいプラスチック設計です。
- ◆ ループの曲がり防止の為、箱に梱包されています。
- ◆ 全てガンマ線滅菌済です。
- ◆ 温度耐性：0℃～80℃



カタログNo.	色	規格	全長	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
333-5001-B10	ブルー	1 μ l ループ+スプレッター	230.0mm	500本（25本×20パック）	¥11,700 →	¥7,800
333-5010-Y10	イエロー	10 μ l ループ+スプレッター	225.0mm	500本（25本×20パック）	¥11,700 →	¥7,800
333-5012-G10	グリーン	ニードル+スプレッター	225.0mm	500本（25本×20パック）	¥12,000 →	¥7,800

大箱包装：500本×12

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

培養関連製品

イノキュレーティングループ・ニードル

Argos

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ Argosのループ&ニードルは、高品質なツイストニクロム線で作られており、釣菌・接種作業に使用できます。
- ◆ ループは寒天培地を傷めることなく表面に沿ってスライドするよう設計されています。
- ◆ ハンドルなしループはホルダーと合わせて使用でき、釣菌・接種作業から手を保護します。
- ◆ 材質はニッケルメッキした真ちゅう製で6インチと8インチから選択できます。



カタログNo.	規 格	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
ハンドルなしループ				
BMA-L1102	ループ S φ2.26mm	25本 (25本×1パック)	¥9,600 →	¥6,500
BMA-L1103	ループ M φ2.91mm	25本 (25本×1パック)	¥9,600 →	¥6,500
BMA-L1104	ループ L φ5.0mm	25本 (25本×1パック)	¥9,600 →	¥6,500
ハンドルなしループ (1μlもしくは10μl用)				
BMA-L1101	ループ 1μl用 φ1.45mm	5本 (5本×1パック)	¥31,900 →	¥21,700
BMA-L1100	ループ 10μl用 φ4.0mm	5本 (5本×1パック)	¥31,900 →	¥21,700
ループホルダー				
BMA-L1110	6インチ ループホルダー	1本 (1本×1パック)	¥5,600 →	¥3,700
BMA-L1111	8インチ ループホルダー	1本 (1本×1パック)	¥5,600 →	¥3,700
ハンドル付ループ				
BMA-L1120	ハンドル (青)付ループ S φ2.5mm	5本 (5本×1パック)	¥8,300 →	¥5,500
BMA-L1121	ハンドル (緑)付ループ M φ3.5mm	5本 (5本×1パック)	¥8,300 →	¥5,500
BMA-L1122	ハンドル (赤)付ループ L φ5.5mm	5本 (5本×1パック)	¥8,300 →	¥5,500
ハンドル付ループ (1μlもしくは10μl用)				
BMA-L1123	ハンドル (白)付ループ 1μl用 φ1.45mm	5本 (5本×1パック)	¥37,200 →	¥25,100
BMA-L1124	ハンドル (クリア)付ループ 10μl用 φ4.0mm	5本 (5本×1パック)	¥30,700 →	¥20,700
ニードル				
BMA-L1125	ハンドル (白)付 8インチストレートニードル	1本 (1本×1パック)	¥3,500 →	¥2,200
BMA-L1126	ハンドル (青)付 8インチアングルニードル	1本 (1本×1パック)	¥3,500 →	¥2,200
BMA-L1127	ハンドルなし 3インチ ストレートニードル 25ゲージ	12本 (12本×1パック)	¥1,600 →	¥1,000
BMA-L1128	ハンドル (クリア)付 10.75インチ ニードル	5本 (5本×1パック)	¥9,100 →	¥5,900

大箱包装：－

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

クライオチューブ

クライオチューブ(アウターキャップ)



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ サンプルの凍結保存に最適です。
- ◆ シリコンリングを使用しない気密設計です。
- ◆ 全てガンマ線滅菌済です。
- ◆ 温度耐性：-196℃～121℃

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

パイロジェンテストを実施しており、エンドキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。

1. クライオチューブ専用作業ラックで楽に作業ができます。
2. 容易にピペティング出来る構造をしています。
3. 4.5mlにも対応している、保存ラックがあります。
4. 専用ラックは片手でフタを開閉できる構造になっています。
5. 全てジッパーバックなので、清潔に保管できます。
6. トリプルパック包装



●クライオチューブ

カタログNo.	形状	容量	直径×長さ (キャップなし)	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
89012	自立型 丸底	0.9ml	φ12×37 (33.8) mm	800本 (100本×8/パック)	—	¥33,400 →	¥23,380
89020	自立型 丸底	1.5ml	φ12×48 (45.5) mm	800本 (100本×8/パック)	—	¥34,300 →	¥24,010
89040	自立型 丸底	3.5ml	φ12×75 (72.5) mm	400本 (100本×4/パック)	—	¥19,300 →	¥13,510
89050	自立型 丸底	4.5ml	φ12×90 (86.5) mm	400本 (100本×4/パック)	—	¥19,900 →	¥13,930

●ラック・カラーコード

カタログNo.	仕様	寸法	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99020	カラーコード(青, 黄, 緑, 紫, 赤, 白)	φ11×1mm	600個 (600個×1/パック)	600個×13	¥4,900 →	¥3,430
99014	ラック 81本立 (3.5ml, 4.5ml用)	133×133×95mm	1ラック (1ラック×1/パック)	1ラック×10	¥2,200 →	¥1,540
99015	ラック 81本立 (0.9ml, 1.5ml用)	133×133×45mm	1ラック (1ラック×1/パック)	1ラック×20	¥2,100 →	¥1,470
99016	ラック 40本立 (4×10)	100×200×25mm	1ラック (1ラック×1/パック)	1ラック×12	¥2,100 →	¥1,470

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビベット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器


クライオチューブ

BMS Cryo Vial チューブ(インナーキャップ)

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能(121℃, 15分)※キャップ不可



- ◆ 高い透明度で高純度のポリプロピレン製です。(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)
- ◆ チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。
- ◆ 胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。
- ◆ 100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。
- ◆ 生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。
- ◆ 温度耐性：-190℃～121℃

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

●シリコンシール

インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。

●フラットネスシール

チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。



50本包装バックは自立型のバック入りでチャック付です。

●クライオチューブ

カタログNo.	形状	容量	直径×長さ(キャップなし)	滅菌	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMS6112	自立型	1.0ml	φ12.3×41.2 (31.7) mm	G 滅菌	500本 (100本×5パック)	¥27,600	→ ¥19,320
BMS6121	コニカル型	1.8ml	φ12.3×46.8 (37.3) mm	G 滅菌	500本 (100本×5パック)	¥27,600	→ ¥19,320
BMS6122	自立型	1.8ml	φ12.3×48.2 (38.4) mm	G 滅菌	500本 (100本×5パック)	¥27,600	→ ¥19,320
BMS6131	コニカル型	3.6ml	φ12.3×69.3 (59.7) mm	G 滅菌	400本 (100本×4パック)	¥31,800	→ ¥22,260
BMS6132	自立型	3.6ml	φ12.3×70.7 (60.9) mm	G 滅菌	400本 (100本×4パック)	¥31,800	→ ¥22,260
BMS6141	コニカル型	4.5ml	φ12.3×89.2 (79.7) mm	G 滅菌	300本 (100本×3パック)	¥32,500	→ ¥22,750
BMS6142	自立型	4.5ml	φ12.3×90.6 (81.0) mm	G 滅菌	300本 (100本×3パック)	¥32,500	→ ¥22,750

注意：従来の50本入から100本入に随時包装内訳を変更しております。

大箱包装：—

●BMS Cryo Vial 用カラーキャップインサート

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMS6000-09	G 滅菌 10色混合	500個 (10色混合×1パック)	¥2,600	→ ¥1,800

※色：白・青・赤・緑・黄・茶・オレンジ・グレー・紫・ピンク

大箱包装：—

- ◆ 10色のカラーキャップインサートをチューブのインナーおよびアウターキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易に行えます。




クライオチューブ

BMS Cryo Vial チューブ(アウターキャップ)

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分) ※キャップ不可



BMS6212 BMS6321 BMS6222 BMS6242

- ◆ HDPEキャップは安全なリップシール機能があり、O-リング不要タイプです。
- ◆ アウターキャップにより、キャップ側面に試料が触れにくく、コンタミネーションを低減します。
- ◆ 温度耐性：-190℃～121℃

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

カタログNo.	形状	容量	直径×長さ(キャップなし)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMS6212	自立型	1.0ml	φ12.3×40.4 (32.8) mm	500本 (100本×5パック)	¥27,600	→ ¥19,320
BMS6321	コニカル型	1.8ml	φ12.3×46.8 (37.3) mm	500本 (100本×5パック)	¥27,600	→ ¥19,320
BMS6222	自立型	1.8ml	φ12.3×47.5 (39.9) mm	500本 (100本×5パック)	¥27,600	→ ¥19,320
BMS6242	自立型	4.5ml	φ12.3×90.9 (83.3) mm	300本 (100本×3パック)	¥32,500	→ ¥22,750

大箱包装：—

ラック

BMS Cryo Vial チューブ用作業ラック

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレーブ不可

材質：TPE / ポリプロピレン

- ◆ チューブを取り間違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
- ◆ 自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。
- ◆ ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ サイズ(W×D×H)：193.7×95.3×22.9mm
- ◆ ウェル直径：13mmφ



カタログNo.	容量	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMS5160	40本立 未滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	¥3,200	→ ¥2,240

大箱包装：1ラック×5

ラック

BMS Cryo Vial チューブストレージラック

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

材質：ポリカーボネイト

- ◆ 耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
- ◆ 排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
- ◆ サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
- ◆ チューブを取り間違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
- ◆ 赤、青、黄、緑、橙の5色セットです。
- ◆ 温度耐性：-196℃～121℃



カタログNo.	容量	サイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMS5700	25本立 未滅菌	1.0/1.8mlチューブ用	76×76×54mm	5ラック (5ラック×1パック)	¥4,500 → ¥3,150
BMS5720	81本立 未滅菌	1.0/1.8mlチューブ用	133×133×54mm	5ラック (5ラック×1パック)	¥6,900 → ¥4,830
BMS5730	81本立 未滅菌	4.5mlチューブ用	133×133×95mm	5ラック (5ラック×1パック)	¥9,200 → ¥6,440
BMS5750	100本立 未滅菌	1.0/1.8mlチューブ用	133×133×54mm	5ラック (5ラック×1パック)	¥7,500 → ¥5,250

大箱包装：5ラック×4

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

CRYO Products

CRYOKING コンプリートプロダクトライン



CryoKing とは Biologix Group Limited のサブブランドであり、クライオジェニックに特化しています。


様々な容量のクライオジェニックバイアル、ユニバーサルタイプのフリーズラックを取り揃え、2D バーコードシステムにも対応しています。

- ◆ CryoKING は厳密に品質管理され、多くの特許も取得済み
- ◆ すべての CryoKING 商品は先進的なコンセプトで、安全かつ効率性の高いデザイン
- ◆ ハイレベルな標準化、デジタル化を実現し、作業をルーティーン化
- ◆ CryoKing こそバイオバンキングデータベース作成に完璧な選択肢です。



CRYO Products

CRYOKING コンプリートプロダクトライン



CryoKING® クライオジェニックバイアル マルチコード※, アウターキャップ

※ 底部、サイドにバーコードがついています。

カタログNo.	商品名	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
88-9050	CryoKINGバイアル 0.5ml マルチコード	○ ホワイト	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9051	CryoKINGバイアル 0.5ml マルチコード	● レッド	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9052	CryoKINGバイアル 0.5ml マルチコード	● グリーン	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9053	CryoKINGバイアル 0.5ml マルチコード	● ブルー	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9054	CryoKINGバイアル 0.5ml マルチコード	● イエロー	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9055	CryoKINGバイアル 0.5ml マルチコード	● パープル	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9100	CryoKINGバイアル 1.0ml マルチコード	○ ホワイト	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9101	CryoKINGバイアル 1.0ml マルチコード	● レッド	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9102	CryoKINGバイアル 1.0ml マルチコード	● グリーン	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9103	CryoKINGバイアル 1.0ml マルチコード	● ブルー	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9104	CryoKINGバイアル 1.0ml マルチコード	● イエロー	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9105	CryoKINGバイアル 1.0ml マルチコード	● パープル	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9150	CryoKINGバイアル 1.5ml マルチコード	○ ホワイト	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9151	CryoKINGバイアル 1.5ml マルチコード	● レッド	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9152	CryoKINGバイアル 1.5ml マルチコード	● グリーン	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9153	CryoKINGバイアル 1.5ml マルチコード	● ブルー	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9154	CryoKINGバイアル 1.5ml マルチコード	● イエロー	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200
88-9155	CryoKINGバイアル 1.5ml マルチコード	● パープル	1000本 (25本×20パック×2)	¥66,000 →	¥46,200

CryoKING® コンボ (マルチコードバイアル&ボックス)

カタログNo.	商品名	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
89-9050	CryoKING Combo 0.5mlバイアル マルチコード	○ ホワイト	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9051	CryoKING Combo 0.5mlバイアル マルチコード	● レッド	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9052	CryoKING Combo 0.5mlバイアル マルチコード	● グリーン	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9053	CryoKING Combo 0.5mlバイアル マルチコード	● ブルー	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9054	CryoKING Combo 0.5mlバイアル マルチコード	● イエロー	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9055	CryoKING Combo 0.5mlバイアル マルチコード	● パープル	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9100	CryoKING Combo 1.0mlバイアル マルチコード	○ ホワイト	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9101	CryoKING Combo 1.0mlバイアル マルチコード	● レッド	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9102	CryoKING Combo 1.0mlバイアル マルチコード	● グリーン	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9103	CryoKING Combo 1.0mlバイアル マルチコード	● ブルー	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9104	CryoKING Combo 1.0mlバイアル マルチコード	● イエロー	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9105	CryoKING Combo 1.0mlバイアル マルチコード	● パープル	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9150	CryoKING Combo 1.5mlバイアル マルチコード	○ ホワイト	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9151	CryoKING Combo 1.5mlバイアル マルチコード	● レッド	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9152	CryoKING Combo 1.5mlバイアル マルチコード	● グリーン	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9153	CryoKING Combo 1.5mlバイアル マルチコード	● ブルー	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9154	CryoKING Combo 1.5mlバイアル マルチコード	● イエロー	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060
89-9155	CryoKING Combo 1.5mlバイアル マルチコード	● パープル	1200本 (100本×6パック×2)	¥85,800 →	¥60,060

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

CRYO Products

CRYOKING コンプリートプロダクトライン



CryoKING® クライオジェニックバイアル サイドバーコード, アウターキャップ

※ 88-621x シリーズのみインナーキャップ

カタログNo.	商品名	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
88-6050	CryoKINGバイアル 0.5ml サイドバーコード	○ ホワイト	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6051	CryoKINGバイアル 0.5ml サイドバーコード	● レッド	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6052	CryoKINGバイアル 0.5ml サイドバーコード	● グリーン	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6053	CryoKINGバイアル 0.5ml サイドバーコード	● ブルー	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6054	CryoKINGバイアル 0.5ml サイドバーコード	● イエロー	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6055	CryoKINGバイアル 0.5ml サイドバーコード	● パープル	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6100	CryoKINGバイアル 1.0ml サイドバーコード	○ ホワイト	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6101	CryoKINGバイアル 1.0ml サイドバーコード	● レッド	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6102	CryoKINGバイアル 1.0ml サイドバーコード	● グリーン	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6103	CryoKINGバイアル 1.0ml サイドバーコード	● ブルー	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6104	CryoKINGバイアル 1.0ml サイドバーコード	● イエロー	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6105	CryoKINGバイアル 1.0ml サイドバーコード	● パープル	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6150	CryoKINGバイアル 1.5ml サイドバーコード	○ ホワイト	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6151	CryoKINGバイアル 1.5ml サイドバーコード	● レッド	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6152	CryoKINGバイアル 1.5ml サイドバーコード	● グリーン	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6153	CryoKINGバイアル 1.5ml サイドバーコード	● ブルー	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6154	CryoKINGバイアル 1.5ml サイドバーコード	● イエロー	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6155	CryoKINGバイアル 1.5ml サイドバーコード	● パープル	1000本 (25本×20パック×2)	¥29,000 →	¥20,300
88-6200	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	○ ホワイト	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6201	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● レッド	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6202	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● グリーン	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6203	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● ブルー	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6204	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● イエロー	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6205	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● パープル	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6210	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	○ ホワイト	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6211	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● レッド	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6212	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● グリーン	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6213	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● ブルー	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6214	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● イエロー	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6215	CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード	● パープル	1000本 (25本×40パック)	¥29,100 →	¥20,370
88-6500	CryoKINGバイアル 5.0ml サイドバーコード	○ ホワイト	1000本 (25本×40パック)	¥35,000 →	¥24,500
88-6501	CryoKINGバイアル 5.0ml サイドバーコード	● レッド	1000本 (25本×40パック)	¥35,000 →	¥24,500
88-6502	CryoKINGバイアル 5.0ml サイドバーコード	● グリーン	1000本 (25本×40パック)	¥35,000 →	¥24,500
88-6503	CryoKINGバイアル 5.0ml サイドバーコード	● ブルー	1000本 (25本×40パック)	¥35,000 →	¥24,500
88-6504	CryoKINGバイアル 5.0ml サイドバーコード	● イエロー	1000本 (25本×40パック)	¥35,000 →	¥24,500
88-6505	CryoKINGバイアル 5.0ml サイドバーコード	● パープル	1000本 (25本×40パック)	¥35,000 →	¥24,500



クライオジェニックバイアル マルチコード



コンボ (マルチコードバイアル&ボックス)



クライオジェニックバイアル サイドバーコード

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

紙ラック

フリーザーボックス

Argos

リーズナブルプライス

オートクレーブ不可

材質：耐冷紙

温度耐性：-196℃～室温

底部ドレイン有り

フリーザーボックス 25穴 1.5ml・2.0mlチューブ用

カタログNo.	未 減 価	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1 個あたり
BMFB-S25	セット	20セット (20セット×1パック)	¥6,000 →	¥4,000	¥200
BMFB-1	ボックスのみ	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥9,400 →	¥6,600	¥330
BMFB-D25-1	ディバイダーのみ	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900	¥95

- ◆ サイズ (W×D×H) : 75×75×50mm
- ◆ 穴径 : 11.5mm
- ◆ BMFB-1は空ラックです。別売りのディバイダー (BMFB-D25-1)が必要です。
- ◆ BMFB-D25-1は25穴用空ラック専用ディバイダーです。

大箱包装：－



フリーザーボックス 81穴 1.5ml・2.0mlチューブ用

カタログNo.	未 減 価	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1 個あたり
BMFB-S81	セット	20セット (20セット×1パック)	¥6,500 →	¥4,500	¥225

- ◆ サイズ (W×D×H) : 132×132×50mm
- ◆ 穴径 : 12.7mm
- ◆ 底部にナンバリング有

大箱包装：－



フリーザーボックス 100穴 0.5mlチューブ用

カタログNo.	未 減 価	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1 個あたり
BMFB-S100	セット	20セット (20セット×1パック)	¥6,500 →	¥4,500	¥225

- ◆ サイズ (W×D×H) : 132×132×50mm
- ◆ 穴径 : 11.5mm
- ◆ 底部にナンバリング有

大箱包装：－




フリーザーボックス 空タイプ

カタログNo.	未 減 価	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1 個あたり
BMFB-2	ボックスのみ	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥7,100 →	¥4,900	¥245
BMFB-D36	15mlチューブ用ディバイダーのみ	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900	¥95
BMFB-D16	50mlチューブ用ディバイダーのみ	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900	¥95

- ◆ サイズ (W×D×H) : 146×146×123mm
- ◆ 穴径 : 15ml用22.0mm, 50ml用33.5mm
- ◆ 15ml・50mlチューブ用ディバイダーをお選び下さい。

大箱包装：－



フリーザーボックス 空タイプ

カタログNo.	未 減 価	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1 個あたり
BMFB-3	ボックスのみ	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥6,500 →	¥4,500	¥225
BMFB-4	ボックスのみ	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥6,500 →	¥4,500	¥225

- ◆ サイズ (W×D×H) : BMFB-3 / 132×132×50mm, BMFB-4 / 132×132×76mm
- ◆ BMFB-3およびBMFB-4は空ラックです。下記空ラック用のディバイダーからお選び下さい。

大箱包装：－



空ラック用ディバイダー (BMFB-3、BMFB-4専用)

カタログNo.	未 減 価	穴 径	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1 個あたり
BMFB-D25-2	25穴用ディバイダーのみ	5×5本立て	24.5×24.5mm	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900 ¥95
BMFB-D49	49穴用ディバイダーのみ	7×7本立て	16.7×16.7mm	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900 ¥95
BMFB-D64	64穴用ディバイダーのみ	8×8本立て	14.6×14.6mm	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900 ¥95
BMFB-D81	81穴用ディバイダーのみ	9×9本立て	12.7×12.7mm	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900 ¥95
BMFB-D100	100穴用ディバイダーのみ	10×10本立て	11.5×11.5mm	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900 ¥95
BMFB-D144	144穴用ディバイダーのみ	12×12本立て	9.5×9.5mm	20枚 (20枚×1パック)	¥3,100 →	¥1,900 ¥95

大箱包装：－

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

ラック

マグネット付 Cryo Vial ストレージラック

Argos

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

材質：ポリカーボネイト

- ◆ マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
- ◆ 耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
- ◆ 急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
- ◆ ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易
- ◆ 温度耐性：-196℃～121℃

	サイズ (W×D×H)	ウェル直径
BMA-R3142	76×76×52mm	Φ11.5mm
BMA-R3143	133×133×54mm	Φ11.5mm
BMA-R3144	133×133×95mm	Φ12.7mm
BMA-R3145	133×133×52mm	Φ12.7mm



ラックの色別でサンプル管理が容易です。

カタログNo.	色	容量	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R3142	未滅菌 オレンジ	25本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	8ラック (8ラック×1パック)	¥13,900 → ¥9,730
BMA-R3143	未滅菌 アソート (紫・緑・青・橙、各1)	81本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥9,000 → ¥6,300
BMA-R3144	未滅菌 青	81本立	4.0/5.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥11,200 → ¥7,840
BMA-R3145	未滅菌 緑	100本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥8,100 → ¥5,670

大箱包装：—

ラック

クーラーラック

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレーブ不可

材質：ポリカーボネイト

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ0.5/1.5/2.0mlチューブ用
クーラーラック 24穴 (フタ付)

- ◆ 耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
- ◆ 片面0.6ml、片面1.5mlまたは2.0mlチューブ各20本のリバーシブルタイプ。
- ◆ ラック内の温度を0℃もしくは-15～-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適です。
- ◆ 万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブを入れてサンプル保存をすれば最低約3時間はサンプル解凍を防げます。
- ◆ 保冷温度：R-2020-1 (白) …0℃
R-2020-2 (青) …-15～-20℃
- ◆ サイズ (W×D×H)：172.0×104.0×108.0mm
- ◆ ウェル直径：表8.1mmφ、裏11.1mmφ



▲ R-2020-2

▲ R-2020-1

ご使用前に予めクーラーラックを指定温度 (0℃もしくは-15～-20℃) で24時間以上冷しておく、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。

カタログNo.		色	保冷温度	包 装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
R-2020-1	未滅菌 未滅菌	白	0℃	1ラック (1ラック×1パック)	¥15,400	➡	¥10,780
R-2020-2		青	-15 ～ -20℃	1ラック (1ラック×1パック)	¥12,300	➡	¥8,610

大箱包装：なし

ラック

クーラーラック

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレープ不可

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 (フタ付)

- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます (予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見ても温度上昇の危険が判断できます。(※下写真参照)
- ◆ 0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用できます。
- ◆ サイズ (W×D×H) : 141.0×99.0×44.0mm
- ◆ ウェル直径: 6.8mmφ
- ◆ 材質: P.P/ポリカーボネイト



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-2022-G	未滅菌 黄⇄緑	2ラック (2ラック×1パック)	¥11,600	→ ¥8,120
R-2022-P	未滅菌 ピンク⇄紫	2ラック (2ラック×1パック)	¥11,600	→ ¥8,120

大箱包装: なし

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック96穴 ANSI/SLAS規格 (フタなし)

- ◆ ANSI/SLASスタンダード
- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます。(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見ても温度上昇の危険が判断できます。
- ◆ 0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用できます。
- ◆ 温度耐性: -80℃~121℃
- ◆ サイズ (W×D×H) : 128×85.9×25.9mm
- ◆ ウェル直径: 6.8mmφ
- ◆ 材質: P.P

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-2SBS-G	未滅菌 黄⇄緑	2ラック (2ラック×1パック)	¥11,200	→ ¥7,840
R-2SBS-P	未滅菌 ピンク⇄紫	2ラック (2ラック×1パック)	¥11,200	→ ¥7,840

大箱包装: なし

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用
クーラーラック24穴 (フタ付)

- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます。(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見ても温度上昇の危険が判断できます。
- ◆ 0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用できます。
- ◆ 温度耐性: -80℃~121℃
- ◆ サイズ (W×D×H) : 146.0×105.0×70.0mm
- ◆ ウェル直径: 12.0mmφ
- ◆ 材質: P.P/ポリカーボネイト

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-3033-G	未滅菌 黄⇄緑	1ラック (1ラック×1パック)	¥10,700	→ ¥7,490
R-3033-P	未滅菌 ピンク⇄紫	1ラック (1ラック×1パック)	¥10,700	→ ¥7,490


大箱包装: なし



▲ R-2022-G



▲ R-2022-P



▲ R-2SBS-G



▲ R-2SBS-P



▲ R-3033-G



▲ R-3033-P

ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

チューブ用クライオラベル

PolarSafeチューブ用クライオラベル



リーズナブルプライス



シロクマ基金協賛 PolarSafeクライオラベル

Argos 社では PolarSafe 製品の売上の 1% を北極のシロクマ保護のためのシロクマ基金に寄付をしております。

- ◆ -196℃使用可能
- ◆ インキュベーター使用可能
- ◆ ポリエステル製
- ◆ チューブサイドの丸みのある曲面にもスムーズフィット
- ◆ 剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質です
- ◆ プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムーズフィット

スポットラベルシリーズ (ストリップラベルタイプ)

1ラベルあたり ¥2.8～4.4

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1274	未減価 ○白	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥5,100 →	¥3,500
BMA-L1275	未減価 ○白	9.5mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥27,700 →	¥19,300
BMA-L1292	未減価 白以外の5色	9.5mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥20,000 →	¥14,000
BMA-L1293	未減価 ●青	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100 →	¥2,800
BMA-L1294	未減価 ●赤	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100 →	¥2,800
BMA-L1295	未減価 ●緑	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100 →	¥2,800
BMA-L1296	未減価 ●黄	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100 →	¥2,800
BMA-L1297	未減価 ●紫	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100 →	¥2,800
BMA-L1182	未減価 ○白	13mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥6,300 →	¥4,400
BMA-L1277	未減価 ○白	19mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥29,800 →	¥20,800

大箱包装：ー

スポットラベルシリーズ (レーザープリンタータイプ)

・ラベルテンプレートを当社 WEB サイトよりダウンロードできます。

1ラベルあたり ¥2.0～5.4

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1181	未減価 ○白	9.5mmφ	3,840ラベル (192ラベル×20シート)	¥11,000 →	¥7,700
BMA-L1291	未減価 ○白	13mmφ	3,840ラベル (192ラベル×20シート)	¥12,900 →	¥9,000
BMA-L1278	未減価 ○白	19mmφ	2,160ラベル (108ラベル×20シート)	¥16,700 →	¥11,600

大箱包装：ー

サイドラベルシリーズ (ストリップラベルタイプ)

1ラベルあたり ¥3.7

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1273	未減価 ○白	20×6mm	1,000ラベル (1ロール)	¥5,400 →	¥3,700
BMA-L1271	未減価 ○白	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥5,400 →	¥3,700
BMA-L1286	未減価 ●青	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥5,400 →	¥3,700
BMA-L1287	未減価 ●赤	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥5,400 →	¥3,700
BMA-L1288	未減価 ●緑	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥5,400 →	¥3,700
BMA-L1289	未減価 ●黄	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥5,400 →	¥3,700
BMA-L1290	未減価 ●紫	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥5,400 →	¥3,700

大箱包装：ー

サイドラベルシリーズ (レーザープリンタータイプ)

・ラベルテンプレートを当社 WEB サイトよりダウンロードできます。

1ラベルあたり ¥3.1～12.8

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1281	未減価 ○白	25×13mm	2,380ラベル (119ラベル×20シート)	¥10,700 →	¥7,400
BMA-L1279	未減価 ○白	33×13mm	1,700ラベル (85ラベル×20シート)	¥11,100 →	¥7,700
BMA-L1280	未減価 白以外の5色	33×13mm	2,125ラベル (85ラベル×25シート)	¥19,100 →	¥13,300
BMA-L1283	未減価 ○白	67×25mm	600ラベル (30ラベル×20シート)	¥11,000 →	¥7,700
BMA-L1284	未減価 ○白	38×6mm	3,120ラベル (156ラベル×20シート)	¥16,200 →	¥11,300
BMA-L1285	未減価 白以外の5色	38×6mm	3,900ラベル (156ラベル×25シート)	¥36,100 →	¥25,200

大箱包装：ー

アクリル製ラベルディスペンサー デモOK!

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1000	未減価 1個	¥8,700 →	¥6,000

大箱包装：なし

- ◆ アクリル製のラベルディスペンサーは PolarSafe を6個収納できます。
- ◆ 底部に滑り止めのラバーが付いています。

使用目的

9.5mm	0.5ml・1.5ml サンプリングチューブ用
13mm	0.5ml・1.5ml・2.0ml サンプリングチューブ用
19mm	15ml・50ml 遠心管用
20×6mm	0.2ml PCRチューブ用
25×13mm	0.5ml サンプリングチューブ用
33×13mm	1.5ml・2.0ml サンプリングチューブ用
38×6mm	96well・384well テストプレート用
67×25mm	各種ラック・ ボックス用

レーザープリンタータイプの設定方法


Microsoft Word 2010の場合

- ① ツールバー上の差し込み文書メニュー中のラベルを選択します。
- ② オプションを選択します。
- ③ ページプリンターを選択し、用紙トレイは手差しを選択します。
- ④ ラベルの製造元で「Microsoft」を選択し、用紙サイズはレター（縦）を選択します。
- ⑤ 「新しいラベル」を選択し、同封されたデータシート中の表に記載されているパラメーターとラベル名を入力しOKを選択します。
- ⑥ もう一度OKをクリックし、宛名ラベルの作成まで戻ります。
- ⑦ 「新規文書」を選択すると入力画面となります。
- ⑧ 入力後、印刷します。
プリンターによっては微調整が必要な場合がありますので、初めて使用する場合は同サイズの用紙に試し印刷されることをお勧めします。



👍 **ここが
イチオシ!**

BM から買うと **お得宣言!**



ビーエムから **biocision**商品 を購入すると**お得宣言!!**

biocision 商品

全品 30% OFF!!

数量限定の 40% OFF もあります!

※数量限定の40%OFF商品は該当数量がなくなり次第30%OFFとなります。

アルコール不要の冷却コンテナー
CoolCell®



氷不要の冷凍・冷却ボックス
CoolBox™



短時間の冷却で優れた保冷機能
CoolRack®



液体窒素も使用可能な
アイスバケツ・パン
TruCool®



など多数!他にもございます (P.114~P.128)

細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision

CoolCell® alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃ / 1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。

Why Alcohol-Free?

- ◆ 安定した冷却速度-1℃ / 1分
- ◆ 高い細胞生存率
- ◆ メンテナンス不要で廃棄物もない。
- ◆ 取り扱いが簡単


CoolCell®	アルコールコンテナ	
メンテナンス	不要	5回に一度アルコール交換
予冷	不要	要
再現性	高い	アルコールの劣化による冷却能のバラツキあり
再使用	5分後	1時間以上
庫内への影響	小	大

構成


- ・ CoolCell®本体 1個
- ・ 専用コア 1個

使用方法

- ① 細胞凍結に使用するチューブ・本数に合ったコンテナを選択
- ② チューブをコンテナ内に挿入する
- ③ ディープフリーザー内にコンテナを入れる
- ④ 約200分後に細胞凍結が完了




How It Works



CoolCell® LX

-80℃のフリーザーに入れば、あとは細胞凍結に理想的な、-1℃ / 1分の冷却速度で細胞を凍結します。気密性の高いコンテナと特殊合金のコアリングにより、中のチューブを均等に冷却します。



CoolCell® FTS30

CoolCell® FTS30は特殊な金属合金とマイクロ対流を利用して、フリーザー内の-80℃の空気を下部ベントから引き入れて、均一に各チューブに分散させます。上部ベントからは熱を放出し、細胞凍結に理想的な冷却速度で30本のチューブ同時に凍結が可能です。凍結後は、チューブモジュールごとすべてのチューブ一度に取り出せます。

細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision

CoolCell® Performance

幹細胞

Human Embryonic Stem
Preadipocytes
Breast Cancer Stem
Colon Cancer Stem
Glioblastoma Cancer Stem
Mouse Embryonic Stem
Human Endothelial Progenitor




図1: ヒト ES 細胞をそれぞれの方法で凍結した 3 本のチューブを液体窒素で 2 週間凍結保存した。その後、各 3 本のチューブを解凍直後 (Day1) と 3 日間の (Day3) 培養後にそれぞれ細胞数測定を行った。CoolCell® を使用して凍結した細胞には、33% の細胞増殖が確認された。




図2: アラマブルー酸化還元反応での RC10 細胞の細胞増殖測定。CoolCell® で凍結した細胞は成長が早く、高い増殖率と細胞数の増加が確認された。

初代細胞

Neonatal Keratinocytes
Human WBCs
Mouse WBCs
Human CD34+
Muscle
Human Tendon Fibroblasts
Melanoma Tumor
Human Cardiac Ventricular
Human Cardiac Atrial




図3: PBMC を CoolCell® と他社アルコール式コンテナをそれぞれ使用して凍結し、液体窒素で保存。その後解凍し、トリパンブルー染色方法で生細胞数を測定し、比較を行った。両商品とも、結果に大きな違いは見られなかったが、CoolCell® の場合、メンテナンスが不要である。




図4: HUVEC 混濁液を Coolcell® と他社アルコールコンテナ (各 5 個) で凍結し、急速に解凍後、培地に再混濁して生細胞数を測定した。CoolCell® の性能は、他社商品を大きく上回った。

細胞株

CHO
LnCap
HTB77
A549
HeLa




図5: HeLa, CHO-K, K562, NIH3T3 の各細胞株を CoolCell® LX、CoolCell® FTS30、他社商品のアルコール式コンテナを使用して凍結を行った。解凍後、遺伝子導入効率と細胞生存率のいずれも同じ結果が得られた。




図6: 解凍後、24 時間、同様の細胞増殖が確認された。

細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision

CoolCell® LX

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×12本

従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- コンテナサイズ：Φ11.7×9.9 cm
- ウェルサイズ：12.7mm

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-405	パープル	1個 (1個×1パック)	¥29,000	→ ¥20,300
BCS-405G	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥29,000	→ ¥20,300
BCS-405O	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥29,000	→ ¥20,300
BCS-405PK	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥29,000	→ ¥20,300



BCS-405

CoolCell® 5mL LX

3.5ml ~ 5.0mlクライオチューブ×12本

従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- コンテナサイズ：Φ9.5×14.5 cm
- ウェルサイズ：15.2mm

数量限定価格
40%OFF

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-406	パープル	1個 (1個×1パック)	¥39,000	→ 2個限定 ¥23,400



BCS-406

CoolCell® FTS30

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本

本体とフタについている気孔ポートを介したエア対流設計により均等にクライオチューブを冷凍します。

- コンテナサイズ：Φ16.5×11.5 cm
- ウェルサイズ：12.3mm

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-170	パープル	1個 (1個×1パック)	¥80,000	→ ¥56,000
BCS-170G	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥80,000	→ ¥56,000
BCS-170O	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥80,000	→ ¥56,000
BCS-170PK	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥80,000	→ ¥56,000



BCS-170

CoolCell® バイアルモジュール

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本

Cool Cell® FTS30用取りはずし可能なモジュール。

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-210	グレー	10個 (10個×1パック)	¥19,800	→ ¥13,860



BCS-210

細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision

CoolCell® SV2

2.0ml注射用アンプル×12本

- コンテナサイズ：Φ13.9×10.5 cm
- ウェルサイズ：Φ14.7×44.5mm

数量限定価格
40%OFF

カタログNo.	色	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-172	パープル	1個 (1個×1パック)	¥53,000	→ 1個限定	¥31,800
BCS-172CS	パープル	1式	¥154,000	→ 2式限定	¥92,400

BCS-172CSには下記が含まれます。

- BCS-172
- BCS-266
- BCS-504



BCS-172

CoolCell® SV10

10ml注射用アンプル×6本

- コンテナサイズ：Φ12.1×10.5 cm
- ウェルサイズ：Φ23.6×48.0mm

数量限定価格
40%OFF

カタログNo.	色	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-262	パープル	1個 (1個×1パック)	¥53,000	→ 1個限定	¥31,800
BCS-262CS	パープル	1式	¥170,000	→ 2式限定	¥102,000

BCS-262CSには下記が含まれます。

- BCS-262
- BCS-504
- BCS-265




BCS-262

CoolCell® Filler Vial, 2.0ml

Cool Cell®用クライオバイアル2.0ml

- Cool Cell® LX、Cool Cell® FTS30、Cool Cell®に使用可能
- 他の凍結容器でも安定性あり
- グリセロール含有

カタログNo.	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-3105	6本 (6本×1パック)	¥5,000	→	¥3,500



BCS-3105

CoolCell® Filler Vial, 5.0ml

Cool Cell® 5ml LXおよびCool Cell® 5ml用クライオバイアル5.0ml

- Cool Cell® 5ml LXおよびCool Cell® 5mlに使用可能
- グリセロール含有

数量限定価格
40%OFF

カタログNo.	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-3106	6本 (6本×1パック)	¥5,000	→ 3パック限定	¥3,000



BCS-3106

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™は氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBox™システムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack®やCoolSink®と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。

- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
ボックスサイズは4種類
カラーバリエーションは4色（パープル・グリーン・オレンジ・ピンク）

使用方法

- ① カートリッジを冷凍庫予冷
- ② 本体にカートリッジをセット
- ③ CoolRack®（専用ラック）またはアルミラックなどをセットし使用

	XT Starter	CoolBox™ 30	CoolBox™ XT
チューブの使用	●	●	●
プレートの使用	●	—	●
0.5℃～4℃ Cooling Cartridges 蓋なし	4時間	4時間	10時間
0.5℃～4℃ Cooling Cartridges 蓋あり	—	10時間	16時間
-20℃～0℃ Freezing Cartridge 蓋なし	—	3時間	5時間
-20℃～0℃ Freezing Cartridge 蓋あり	—	6時間	8時間



サンプルを氷上に直接保存

- ・温度分布は不均一
- ・氷とサンプルが接触するのでコンタミネーションの危険があります



CoolRack®にて保存

- ・温度分布を均一に保つことが可能
- ・コンタミネーションの危険なし



CoolBox™にて保存

- ・長時間、温度分布を均一に保つことが可能
- ・電源や氷など必要なし

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-504	1式	¥41,000	→ ¥28,700

CoolBox™ XT Starter
・外寸：16.2×12.0×6.1cm

構成


- ・ Starter XTホルダーベース + XT Cooling Core×1個
- ・ホルダー XTホルダーベース



XT Starter

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-513	1個（1個×1パック）	¥11,000	→ ¥7,700

How It Works



クーリングコア

ベース



XT Holder

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間（蓋なし）
0.5～4℃	XT Cooling Core	4時間

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™


biocision

CoolBox™ 30

- ・サイズ：内寸 (12×10.4×7.9cm)※
外寸 (16.5×15.25×12.7cm)
※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成

- ・CoolBox™本体
- ・Cooling Cartridge×1



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-130	パープル	1式	¥39,000	→ ¥27,300
BCS-1300	オレンジ	1式	¥39,000	→ ¥27,300



BCS-130

Freezing Cartridge & Cooling Cartridge

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-131	Freezing Cartridge	3個 (3個×1パック)	¥28,000	→ ¥19,600
BCS-132	Cooling Cartridge	3個 (3個×1パック)	¥28,000	→ ¥19,600

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5 ~ 4℃	Cooling Cartridge	4時間	10時間
-20℃ ~ 0℃	Freezing Cartridge	3時間	6時間
-78℃	200ml Dry Ice	4時間	5時間

Freezing Cartridge
BCS-131Cooling Cartridge
BCS-132

CoolBox™ 30 System

CoolBox™ 30 コンプリートシステム〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-133	BCS-166
商品名	M30 CoolBox™ System	CFT30 CoolBox™ System
システムに含まれるもの	●	●
CoolBox™ 30	●	●
CoolRack®	M30 (BCS-108)	CFT30 (BCS-138)
収容本数	1.5ml/2.0ml マイクロチューブ×30本	1.0ml/2.0ml クライオチューブ×30本
カラー	パープル	パープル
希望販売価格	¥81,400	¥91,300
キャンペーン中の参考価格	¥56,980	¥63,910

M30 CoolBox™ System
BCS-133CFT30 CoolBox™ System
BCS-166

数量限定価格
40%OFF

CoolBox™ MP コンプリートシステム〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-146	BCS-147
商品名	PCR384 CoolBox™ System	96F CoolBox™ System
システムに含まれるもの	●	●
CoolBox™ MP (BCS-144)	●	●
CoolRack®	XT PCR384 (BCS-538)	—
CoolSink®	—	XT 96F (BCS-536)
収容本数	384ウェルPCRプレート×1枚	96ウェルもしくは 384ウェルPCRプレート (平底)×1枚
カラー	パープル	パープル
希望販売価格	¥89,000	¥78,000
	↓1式限定	↓1式限定
キャンペーン中の参考価格	¥53,400	¥46,800

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™ XT and 2XT

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-502	パープル	1式	¥98,000 →	¥68,600
BCS-502G	グリーン	1式	¥98,000 →	¥68,600
BCS-502O	オレンジ	1式	¥98,000 →	¥68,800
BCS-502PK	ピンク	1式	¥98,000 →	¥68,600

サイズ：XT：内寸（14×9.9×9.4cm）※ 外寸（20×16×15cm）

※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 ・XT：本体+XT Cooling Core×1個



CoolBox™ XT
BCS-502

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-503	パープル	1式	¥151,000 →	¥105,700
BCS-503G	グリーン	1式	¥151,000 →	¥105,700
BCS-503O	オレンジ	1式	¥151,000 →	¥105,700
BCS-503PK	ピンク	1式	¥151,000 →	¥105,700

サイズ：2XT：内寸（21×14.3×13.4cm）※ 外寸（26.5×20×15cm）

※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 ・2XT：本体+XT Cooling Core×2個



CoolBox™ 2XT
BCS-503

XT Cooling Core & XT Freezing Core

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-511	XT Cooling Core	1個（1個×1パック）	¥36,000 →	¥25,200
BCS-512	XT Freezing Core	1個（1個×1パック）	¥47,000 →	¥32,900

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5～4℃	XT Cooling Core	10時間	16時間
-20℃～0℃	XT Freezing Core	5時間	8時間
-78℃	200ml Dry Ice	4時間	5時間




XT Cooling Core
BCS-511




XT Freezing Core
BCS-512

How It Works



CoolBox™ システムは、ベース、クーリングカートリッジ、蓋で構成されています。CoolBox™ XTにはマグネットスペーサーが含まれ、1℃～8℃の温度帯をインジケータで確認することが出来ます。CoolBox™ は熱伝導モジュールを合わせて使用できるようにデザインされています。



CoolBox™ XTシステムは、Cooling Coreを使用した場合、4℃以下を、蓋をあけた状態で、10時間、蓋を閉めた状態で、16時間温度を保つことが出来ます。

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

BCS-502C
XT 用カラーBCS-503C
XT2 用カラーMicroTube24 CoolBox™ XT
Workstation BCS-576PCR96 CoolBox™ XT Workstation
BCS-570

・CoolRack® Tall Tube Modules
使用時に BCS-502 と共に使用

・CoolRack® Tall Tube Modules
使用時に BCS-503 と共に使用

数量限定価格 **40%OFF**BCS-502Cのみ
(他は30%OFF)

カタログNo.	商品名	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-502C	CoolBox™ XT Extension Collar	パープル	1個 (1個×1パック)	¥18,000 → 1個限定	¥10,800
BCS-502CG	CoolBox™ XT Extension Collar	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥18,000 →	¥12,600
BCS-503C	CoolBox™ 2XT Extension Collar	パープル	1個 (1個×1パック)	¥22,000 →	¥15,400
BCS-503CG	CoolBox™ 2XT Extension Collar	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥22,000 →	¥15,400
BCS-503CO	CoolBox™ 2XT Extension Collar	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥22,000 →	¥15,400
BCS-503CPK	CoolBox™ 2XT Extension Collar	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥22,000 →	¥15,400

CoolBox™ XT & CoolBox™ 2XT コンプリートワークステーション〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-576	BCS-575	BCS-570	BCS-572	BCS-573
商品名	MicroTube24 CoolBox™ XT Workstation	CryoTube24 CoolBox™ XT Workstation	PCR96 CoolBox™ XT Workstation	PCR Strip CoolBox™ XT Workstation	PCR Sample Preparation CoolBox™ 2XT Workstation
システムに含まれるもの	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT
CoolRack®	XT M24(BCS-535)	XT CFT24 (BCS-534)	XT PCR96 (BCS-529)	XT M-PCR (BCS-523)	XT M24(BCS-535) XT PCR96(BCS-529)
収容本数	1.5ml/2.0mlマイクロ チューブ×24本	1.5ml/2.0mlクライオ チューブ×24本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 0.2mlPCRチューブ×96本	0.2mlPCRチューブ×48本 + 1.5ml/2.0mlマイクロ チューブ×12本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 1.5ml/2.0mlチューブ×24本
カラー	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
希望販売価格	¥126,000 ↓	¥141,900 ↓	¥147,400 ↓	¥146,300 ↓	¥240,900 ↓
キャンペーン中の参考価格	¥88,200	¥99,330	¥103,180	¥102,410	¥168,630

XT Starter PCR System

biocision

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-556	XT starter PCR 96 system	1式	¥100,000 →	¥70,000
BCS-557	XT starter M-PCR system	1式	¥95,000 →	¥66,500



BCS-556



BCS-557

カタログNo.	BCS-556	BCS-557
商品名	XT starter PCR 96 system	XT starter M-PCR system
システムに含まれるもの	●	●
XT-starter (BCS-504)		
CoolRack®	BCS-529	BCS-523
収容本数	PCR 96ウェルプレート1枚 ストリップチューブ、PCRチューブ×96本	6ストリップ×8本、 1.5ml/2.0mlチューブ×12本

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision



BCS-163



BCS-125G



BCS-535



BCS-539



BCS-108



BCS-102



BCS-116

数量限定価格

40%OFF

BCS-539のみ
(他は30%OFF)

CoolRack® M - microtube modules

カタログNo.	商品名	使用可能チューブ	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-163	CoolRack® M6	1.5ml/2mlチューブ×6本	60×43×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥9,800	→ ¥6,860
BCS-164				グリーン	1個 (1個×1パック)	¥9,800	→ ¥6,860
BCS-165				オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥9,800	→ ¥6,860
BCS-125	CoolRack® M15	1.5ml/2mlチューブ×15本	102×64×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥27,000	→ ¥18,900
BCS-125G				グリーン	1個 (1個×1パック)	¥27,000	→ ¥18,900
BCS-125O				オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥27,000	→ ¥18,900
BCS-535	CoolRack® XT M24*	1.5ml/2mlチューブ×24本	128×85×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥51,000	→ ¥35,700
BCS-539	CoolRack® XT 5ml*	5.0ml遠心チューブ×12本	127×86×50mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥58,400	→ 1個限定 ¥35,040
BCS-108	CoolRack® M30	1.5ml/2mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥48,000	→ ¥33,600
BCS-108G				グリーン	1個 (1個×1パック)	¥48,000	→ ¥33,600
BCS-108O				オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥48,000	→ ¥33,600
BCS-102	CoolRack® M90	1.5ml/2mlチューブ×90本	268×112×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥72,000	→ ¥50,400
BCS-116	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥95,000	→ ¥66,500

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-127



BCS-128



BCS-137

CoolRack® M-PF (conical tubes)

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-127	CoolRack® M15-PF	1.5mlチューブ15本	102×64×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥37,000	→ ¥25,900
BCS-128	CoolRack® M30-PF	1.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥56,000	→ ¥39,200
BCS-137	CoolRack® M30-PF 500ul	0.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥56,000	→ ¥39,200

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision



BCS-126



BCS-534



BCS-138



BCS-105

数量限定価格

40%OFF

BCS-129のみ
(他は30%OFF)

CoolRack® CF - cryogenic vial & FACS tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ×15本	102×64×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥27,000 →	¥18,900
BCS-534	CoolRack® XT CFT24*	クライオチューブ×24本 グリップ機能付	128×85×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥55,000 →	¥38,500
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ×30本 グリップ機能付	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥56,000 →	¥39,200
BCS-129	CoolRack® CF30	クライオチューブ×30本 グリップ機能なし	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥38,000 → 1個限定	¥22,800
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ×45本	173×97×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥51,000 →	¥35,700

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-529



BCS-523



BCS-538

CoolRack® PCR

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-120	CoolRack® PCR96*	96ウェルプレート×1枚/ 0.2mlチューブ×96本 (12連・8連・シングル)	131×89×25mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥45,000 →	¥31,500
BCS-529	CoolRack® XT PCR96*	96ウェルプレート×1枚/ 0.2mlチューブ×96本 (12連・8連・シングル)	127×86×25mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥61,000 →	¥42,700
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR*	PCRチューブ×48本 (8連・シングル) +1.5ml/2mlチューブ×12本	127×86×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥59,000 →	¥41,300
BCS-538	CoolRack® XT PCR384*	384ウェルプレート×1枚	127×86×19mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥67,000 →	¥46,900

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-231



BCS-149

数量限定価格

40%OFF

BCS-149のみ
(他は30%OFF)

CoolRack® 96 - 2D barcode Storage tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-231	CoolRack® 96×0.5ml	0.5ml 2Dサンプル 保存チューブ×96本	131×89×36mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥70,000 →	¥49,000
BCS-149	CoolRack® 96×1ml	1.4ml 2Dサンプル 保存チューブ×96本	132×89×36mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥64,000 → 1個限定	¥38,400

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision



BCS-266



BCS-265

数量限定価格
40%OFF

CoolRack® SV - cell therapy injectable ampule modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-266	CoolRack® SV2	2.0mlアンプル×12本	127×86×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥67,000 → 4個限定	¥40,200
BCS-265	CoolRack® SV10	10.0mlアンプル×12本	127×36×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥67,000 → 4個限定	¥40,200



BCS-232



BCS-153



BCS-154



BCS-532



BCS-533

CoolRack® Tall Tube Modules - 15ml/50ml Tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-232	CoolRack® L	15ml遠心管×12本	137×95×118mm	パープル	1個 (1個×1パック)	¥56,000 →	¥39,200
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml遠心管×9本	89×89×107mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥50,000 →	¥35,000
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml遠心管×4本	89×89×107mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥50,000 →	¥35,000
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF*	250ml遠心管×1本	89×89×140mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥79,400 →	¥55,580
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml遠心管×1本	89×89×72mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥79,400 →	¥55,580

*コニカルチューブ



BCS-235



BCS-157



BCS-155



BCS-156

CoolRack® V blood collection tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外 寸	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-235	CoolRack® LV	φ13mm/φ16mm テストチューブ×12本	137×95×96mm	パープル	1個 (1個×1パック)	¥56,000 →	¥39,200
BCS-157	CoolRack® VS13	φ13mm×75mm テストチューブ×9本	89×89×61mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,000 →	¥36,400
BCS-155	CoolRack® V13	φ13mm×100mm テストチューブ/ 5mlクライオチューブ×9本	89×89×84mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,000 →	¥36,400
BCS-156	CoolRack® V16	φ16×100mm テストチューブ×9本	89×89×84mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,000 →	¥36,400

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack® 適合表

biocision

- ◆ 優れた温度均一性
- ◆ さまざまな用途で使用可能
- ◆ それぞれの熱源使用時の平衡状態到達時間

CoolRack® 対応 CoolBox™

カタログNo.	商品名	フォーマット	XT Starter	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT	CoolBox™ 30
CoolRack® M (円筒形)						
BCS-163	CoolRack® M6	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-125	CoolRack® M15	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-535	CoolRack® XT M24	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-539	CoolRack® XT 5ml	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-108	CoolRack® M30	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-102	CoolRack® M90	マイクロチューブ	※CoolRack®のみでの使用			
BCS-116	CoolRack® M96 ID	マイクロチューブ	※CoolRack®のみでの使用			
CoolRack® M-PF (コニカル)						
BCS-137	CoolRack® 500ul M30-PF	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-127	CoolRack® M15-PF	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-128	CoolRack® M30-PF	マイクロチューブ	●		●	●
CoolRack® CF						
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ	●	●	●	●
BCS-534	CoolRack® CT CFT24	クライオチューブ	●	●	●	
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ・FACS チューブ			●	
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ・FACS チューブ	●		●	●
CoolRack® PCR						
BCS-529	CoolRack® XT PCR 96	96-well PCR プレート	●	●	●	
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR	8連0.2ml PCRチューブ+マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-538	CoolRack® XT PCR 384	384-well PCR プレート	●	●	●	
CoolRack® 96						
BCS-231	CoolRack® 96x0.5ml	2D チューブ	●	●	●	
BCS-149	CoolRack® 96x1ml	2D チューブ	●	●	●	
CoolRack® SV						
BCS-266	CoolRack® SV2	アンプル	●	●	●	
BCS-265	CoolRack® SV10	アンプル	●	●	●	
CoolRack® Tall Madule (XT で使用する場合、別途 XT Extension Collar (BCS-502-C、オプション) が必要)						
BCS-232	CoolRack® L	15ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF	250ml 遠心管	●	●★	●★	
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml 遠心管	●	●	●	
CoolRack® V						
BCS-157	CoolRack® VS13	13×75mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-156	CoolRack® V16	16×100mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-155	CoolRack® V13	13×100mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-235	CoolRack® LV	13mm/16mmチューブ	●	●*	●*	

※ 蓋を閉じるにはエクステンションカラーが必要です。

★ エクステンションカラーを付けても蓋は閉じられません。

CoolSink® & ThermalTray™

biocision



BCS-536
平底プレート用



BCS-537
丸底プレート用



BCS-184
55ml リザーバー

数量限定価格
40%OFF
BCS-536は30%OFF

カタログNo.	商品名	使用用途	外 寸	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-536	CoolSink® XT 96F	6, 12, 24, 48, 96, 384 ウエルプレート (平底)	128×85×17mm	1個 (1個×1パック)	¥54,000 →	¥37,800
BCS-537	CoolSink® XT 96U	96ウエルプレート (U底)	128×85×17mm	1個 (1個×1パック)	¥61,000 → 2個限定	¥36,600
BCS-184	CoolSink® LX 55	55mlリザーバー	146×64×35mm	1個 (1個×1パック)	¥46,000 → 2個限定	¥27,600
BCS-313	CoolSink® HL	細胞切片、スライド用 (平型)	279×203×10mm	1個 (1個×1パック)	¥64,000 → 1個限定	¥38,400
BCS-303	CoolMat HL	CoolSink® HL用サーフェス ロテクター		4個 (4個×1パック)	¥12,000 → 1式限定	¥7,200



BCS-252
液体室素用



BCS-123
氷上用



BCS-104
ウォーターバス用

数量限定価格
40%OFF
BCS-252は30%OFF

カタログNo.	商品名	使用用途	外 寸	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-252	ThermalTray™ SLP	液体室素内9Lアイスパン	280×140×32mm	1個 (1個×1パック)	¥53,000 →	¥37,100
BCS-123	ThermalTray™ LP	氷上の9Lアイスパン	280×140×51mm	1個 (1個×1パック)	¥55,000 → 2個限定	¥33,000
BCS-104	ThermalTray™ MP	ウォーターバス	280×140×86mm	1個 (1個×1パック)	¥59,000 → 2個限定	¥35,400

アクセサリ

biocision



BCS-143



BCS-205



BCS-213MC



BCS-200

数量限定価格
40%OFF
BCS-202のみ
(他は30%OFF)

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-143	Temperature strip 1℃～8℃, 3枚	3本 (3本×1パック)	¥8,800 →	¥6,160
BCS-205	CoolRack®スリーブ, 4個	4個 (4個×1パック)	¥4,400 →	¥3,080
BCS-213MC	CrybCeps™ Cryogenic Vial Grippers; green, purple, pink, orange, blue	5個 (5個×1パック)	¥9,600 →	¥6,720
BCS-200	CoolProbe™ U Temperature Monitor チューブ・プレート用	1式	¥32,000 →	¥22,400
BCS-201	CoolProbe™ M Temperature Monitor CoolRack® M用	1式	¥32,000 →	¥22,400
BCS-202	CoolProbe™ CF Temperature Monitor CoolRack® CF用	1式	¥32,000 → 1式限定	¥19,200

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

biocision

- ◆ EVA（エチレン酢酸ビニルコポリマー）製
毒性のない物質のため安心して使用可能
- ◆ さまざまな用途で使用可能
氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能
- ◆ 結露の発生防止
外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易
- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
ボックスサイズは 5 種類
カラーバリエーションは 7 色（パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド）

数量限定価格

40%OFFBCS-112のみ
(他は30%OFF)

	パープル	ライムグリーン	オレンジ	ピンク	ブルー	グリーン	レッド
Mini 1L Ice Pan (159×159×95mm)							
	BCS-211PL	BCS-211GR	BCS-211OR	BCS-211PK	BCS-211B	BCS-211	BCS-212
希望販売価格 ¥13,000 →	¥9,100	¥9,100	¥9,100	¥9,100	¥9,100	¥9,100	¥9,100
Midi 4L Ice Pan (311×222×114mm)							
	BCS-113PL	BCS-113GR	BCS-113OR	BCS-113PK	BCS-113B	BCS-113	BCS-114
希望販売価格 ¥20,000 →	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000
Maxi 9L Ice Pan (406×318×114mm)							
	BCS-111PL	BCS-111GR	BCS-111OR	BCS-111PK	BCS-111B	BCS-111	BCS-112
希望販売価格 ¥26,000 →	¥18,200	¥18,200	¥18,200	¥18,200	¥18,200	¥18,200	1個限定 ¥15,600
Midi 4L Ice Pan with Lid (350×225×114mm)							
	BCS-117PL	BCS-117GR	BCS-117OR	BCS-117PK	BCS-117B	—	—
希望販売価格 ¥23,000 →	¥16,100	¥16,100	¥16,100	¥16,100	¥16,100	—	—
Round 2.5L Ice Bucket with Lid (φ241×121mm)							
	BCS-115-25PL	BCS-115-25GR	BCS-115-25OR	BCS-115-25PK	BCS-115-25B	BCS-115-25G	BCS-115-25R
希望販売価格 ¥15,000 →	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500
Round 4L Ice Bucket with Lid (φ260×184mm)							
	BCS-115PL	BCS-115GR	BCS-115OR	BCS-115PK	BCS-115B	BCS-115	BCS-115R
希望販売価格 ¥17,000 →	¥11,900	¥11,900	¥11,900	¥11,900	¥11,900	¥11,900	¥11,900

* 上記、各1個（1個×1パック）になります。

* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

* 当ページ掲載商品は大量包装：なしです。

ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

TruCool®

biocision

- ◆ ヒンジタイプの蓋
蓋の開閉/チューブの管理が容易・コンタミリスクの軽減
- ◆ さまざまな温度帯で使用可能
防水性・耐久性に優れており、ディープフリーザーや液体窒素内で何度でも使用可能
- ◆ 仕切りがプラスチック製
常に仕切り板が安定しているので、サンプルの管理が容易
- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
ボックスサイズ：81本用、100本用
カラーバリエーション：6色（ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク）※BCS-206シリーズ

数量限定価格
40%OFF
BCS-207P, -221Pのみ
(他は30%OFF)



BCS-206MC



BCS-206



BCS-209G



BCS-215P



BCS-217P

カタログNo.	サイズ	使用可能チューブ&本数	カラー	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-206			ホワイト	5個 (5個×1パック)	¥6,500	→ ¥4,550
BCS-206B			ブルー	5個 (5個×1パック)	¥6,500	→ ¥4,550
BCS-206G			グリーン	5個 (5個×1パック)	¥6,500	→ ¥4,550
BCS-206O			オレンジ	5個 (5個×1パック)	¥6,500	→ ¥4,550
BCS-206P			パープル	5個 (5個×1パック)	¥6,500	→ ¥4,550
BCS-206PK			ピンク	5個 (5個×1パック)	¥6,500	→ ¥4,550
BCS-206MC			白以外5色	5個 (5個×1パック)	¥6,500	→ ¥4,550
BCS-207	133×	1.0ml/2.0ml クライオチューブ、 マイクロチューブ×81本	ホワイト	50個 (50個×1パック)	¥58,000	→ ¥40,600
BCS-207B	133×		ブルー	50個 (50個×1パック)	¥58,000	→ ¥40,600
BCS-207G	51mm		グリーン	50個 (50個×1パック)	¥58,000	→ ¥40,600
BCS-207O			オレンジ	50個 (50個×1パック)	¥58,000	→ ¥40,600
BCS-207P			パープル	50個 (50個×1パック)	¥58,000	→ 1パック限定 ¥34,800
BCS-207PK			ピンク	50個 (50個×1パック)	¥58,000	→ ¥40,600
BCS-209G		1.0ml/2.0ml クライオチューブ、 マイクロチューブ×100本	グリーン	5個 (5個×1パック)	¥7,200	→ ¥5,040
BCS-209P			パープル	5個 (5個×1パック)	¥7,200	→ ¥5,040
BCS-220G			グリーン	50個 (50個×1パック)	¥66,000	→ ¥46,200
BCS-220P			パープル	50個 (50個×1パック)	¥66,000	→ ¥46,200
BCS-215G		3.0ml/5.0ml クライオチューブ×81本	グリーン	6個 (6個×1パック)	¥11,000	→ ¥7,700
BCS-215P	133×		パープル	6個 (6個×1パック)	¥11,000	→ ¥7,700
BCS-219G	133×		グリーン	30個 (30個×1パック)	¥45,000	→ ¥31,500
BCS-219P	92mm	穴付	パープル	30個 (30個×1パック)	¥45,000	→ ¥31,500
BCS-217G		1.0ml/2.0ml クライオチューブ×81本	グリーン	5個 (5個×1パック)	¥7,200	→ ¥5,040
BCS-217P	133×		パープル	5個 (5個×1パック)	¥7,200	→ ¥5,040
BCS-221G	133×		グリーン	50個 (50個×1パック)	¥66,000	→ ¥46,200
BCS-221P	51mm	穴付	パープル	50個 (50個×1パック)	¥66,000	→ 1パック限定 ¥39,600

凍結細胞融解装置

凍結細胞融解装置YSシリーズ



解凍ブロックにセットするだけで再現性の高い融解処理が可能。
CPC/クリーンベンチ内にセットでき、ウォーターバスを使用しないのでコンタミネーションのリスクも低減する凍結細胞融解装置です。

- ◆ iPS/ES細胞/ヒト・動物のIVF/プライマリー細胞用
- ◆ ウォーターバスを使用しません
水によるコンタミネーションリスクを低減
- ◆ 簡単操作
ブロックにセットするだけで効率的な融解処理が可能
- ◆ コンパクト設計
CPC/クリーンベンチ内での使用が可能
- ◆ 融解ブロックのサイズ設計が可能
チューブサイズに合わせたブロックの製作が可能
- ◆ バリデーション対応
温度チェックポートを装備しており、温度校正対応



カタログ No.

YS-1

希望販売価格

¥290,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥270,000

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：YS-1本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

温度設定	室温～40℃
サイズ (W×D×H)	105×235×75mm
電源	AC100～240V, 50/60Hz, 50W

ラボ用高機能被覆フィルム

Labopita

ラボピタ



ラボピタ®は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
ハサミを使わずに手で簡単にカットできますが、ミシン目入りタイプなら更にカットが容易です。
雛形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにお使いいただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くお使いください。

- ◆ シャーレの隙間を密閉するのに便利
- ◆ 試験管などの径の小さい場合にはW20mmタイプ、ビーカーなどの径の大きい場合にはW50mmタイプをお勧めします。
- ◆ フィルムは約6倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィット！
- ◆ 保管：10℃～50℃

● W20mm 30m Roll

巻箱サイズ (フタを閉じた状態) (W×D×H) : 89×25×89mm

ミシン目なし : W20mm 30m

ミシン目あり : W20mm 30m P100、ミシン目間隔 : 100mm



● W50mm 30m Roll

巻箱サイズ (フタを閉じた状態) (W×D×H) : 89×55×89mm

ミシン目なし : W50mm 30m

ミシン目あり : W50mm 30m P50、ミシン目間隔 : 50mm



サンプルをご用意しております！



(20mm・ミシン目あり)
サンプル品番 : S1-Labopita

注意：・伸ばし過ぎると切れてしまいます。少しずつ力を加えて引っ張ってください。

・自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

カタログNo.	商品名・規格	テープ幅	ミシン目	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
21-513	ラボピタ W20mm×30m	20mm	なし	5ロール (5ロール×1パック)	¥3,000	→ ¥2,300
21-514	ラボピタ W20mm×30m P100	20mm	あり	5ロール (5ロール×1パック)	¥3,000	→ ¥2,300
21-515	ラボピタ W50mm×30m	50mm	なし	2ロール (2ロール×1パック)	¥2,400	→ ¥1,900
21-516	ラボピタ W50mm×30m P50	50mm	あり	2ロール (2ロール×1パック)	¥2,400	→ ¥1,900

大箱包装：なし

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器



ホモジナイザー

フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー

- ◆ エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。
- ◆ 各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微量な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。
- ◆ 0.数μL程度の微細な試料から、また0.5mL用はさらに少量から対応可能。
- ◆ 高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)。
- ◆ 新たにエッペンドルフ・セーフロック0.5mL、1.5mLおよび5.0mL対応品をご用意(5.0mLは44ページ掲載掲載)。

溝付きGタイプの先端部
チューブの底に試料が
トラップされません!



コードレス用ホモジナイザー

1.5 / 0.5mL用ホモジナイザー

有限会社アイ・エス・オー

ヘッド形状	ラージヘッド型 (LHタイプ)			ストレート型 (PAタイプ)			スモールヘッド型 (SHタイプ)		
全長/軸径/最大径	100/5/8mm			100/5/5mm			100/5/4mm		
先端材質	全PCTFE (継ぎ目なし)			全PCTFE (継ぎ目なし)			全PCTFE (継ぎ目なし)		
適合電動ツール	23M, 23M-R25			23M, 23M-R25			23M, 23M-R25		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ 3810X型 1.5mL	LH-EP3810X (旧: 226AX)	2本	¥19,000 → ¥16,150	PA-EP3810X (旧: 223AX)	4本	¥14,000 → ¥11,900	—		
	LHG-EP3810X (溝付) (旧: 226AXG)	2本	¥20,000 → ¥17,000	PAG-EP3810X (溝付) (旧: 223AXG)	4本	¥16,000 → ¥13,600			
エッペンドルフ 3810型 1.5mL	LH-EP3810 (旧: 226A)	2本	¥19,000 → ¥16,150	PA-EP3810 (旧: 223A)	4本	¥14,000 → ¥11,900	—		
	LHG-EP3810 (溝付) (旧: 226AG)	2本	¥20,000 → ¥17,000	PAG-EP3810 (溝付) (旧: 223AG)	4本	¥16,000 → ¥13,600			
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL	LH-EPSL15	2本	¥19,000 → ¥16,150	PA-EPSL15	4本	¥14,000 → ¥11,900	—		
	LHG-EPSL15 (溝付)	2本	¥20,000 → ¥17,000	PAG-EPSL15 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥13,600			
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 0.5mL	—			—			SH-EPSL05	4本	¥16,000 → ¥13,600
ワトソン 131-415C型 1.5mL	LH-WA415 (旧: 276A)	2本	¥19,000 → ¥16,150	PA-WA415 (旧: 227A)	4本	¥14,000 → ¥11,900	—		
	LHG-WA415 (溝付) (旧: 276AG)	2本	¥20,000 → ¥17,000	PAG-WA415 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥13,600			
ワトソン 131-515C型 1.5mL	LH-WA515 (旧: LH-WATSON-515C)	2本	¥19,000 → ¥16,150	PA-WA515	4本	¥14,000 → ¥11,900	—		
	LHG-WA515 (溝付)	2本	¥20,000 → ¥17,000	PAG-WA515 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥13,600			
ワトソン 130-806C型 0.5mL	—			—			SH-WA806 (旧: 451A)	4本	¥16,000 → ¥13,600

*セーフロックチューブ1.5mL 型番: 0030 120.086 *セーフロックチューブ0.5mL型番: 0030 121.023

*チューブ内に浮遊する試料などの場合はチューブ側面を含め接触面積が大きいLH,LHGタイプが効果的です。

*型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。

*PCTFE: 3フッ化フッ素樹脂

*オートクレープ可能

*上記以外のメーカーに対応するホモジナイザーの製作可能です。お問い合わせください。

大箱包装: なし

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホモジナイザー用コードレス電動ミキサー

有限会社 アイ・エス・オー

電動ミキサー 23M

簡易型電動ツールの着脱が容易なスナップフィット採用。

- ◆ 高回転タイプ
- ◆ 適合ホモジナイザー・・・ LH、LHG、PA、PAG、SH型0.5～5.0ml用、FT-2012A、FT-2012AG

- ◆ 汎用DCモーター仕様

電源	単4型乾電池2本（試用電池付属）
回転速度	約9,000rpm 固定(3V時)
全長	127mm
本体重量	約80g

カタログNo.	商品名	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
23M	電動ミキサー	1式	なし	¥7,000 →	¥5,950

大箱包装：なし



※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

ホモジナイザー用コードレス電動ミキサー

有限会社 アイ・エス・オー

パワー電動ミキサー 23M-R25

低回転・高トルク型電動ツール。着脱が容易なスナップフィット採用。

- ◆ 適合ホモジナイザー・・・ LH、LHG、PA、PAG、SH型0.5～5.0ml用、FT-2012A、FT-2012AG
- ◆ 日本製精密コアレスモーターおよび精密ギアヘッド装着した低回転、高トルク型。
- ◆ 低消費電力型で長時間運転（2.5V低下まで連続30時間）が可能。
- ◆ 低回転で摩擦による発熱も少なく、試料へのダメージも最小限。

電源	単4型乾電池2本（試用電池付属）
回転数	約350 rpm固定（3V時）
全長	130mm
重量	約75g

在庫
限定!

カタログNo.	商品名	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
23M-R25	パワー電動ミキサー	1式	なし	¥19,500 →	¥16,575

大箱包装：なし



※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

マニュアルディスパーザブルホモジナイザー

BMBio
ST (Standard & Stable)

チューブミキサー


1.5mlマイクロチューブの形状に合わせてあります。
サンプルの混合、組織細胞のホモジナイズにお使い下さい。

オートクレーブ可能（121℃、15分）

- ◆ 長さ：8.5cm
- ◆ 材質：P.P

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
C-3452-2	チューブミキサー	100本（100本×1パック）	¥12,100 →	¥8,900

大箱包装：—



パワーツール用ホモジナイザー

1.5mLチューブ用ホモジナイザー

有限会社アイ・エス・オー

ヘッド形状	 ステンレス軸N型 (SNタイプ)			 ステンレス軸型 (SSタイプ)		
全長/軸径/最大径	115/3 (SUS304) /8mm			115/3 (SUS304) /8mm		
先端材質	PCTFE			PCTFE		
適合電動ツール	PT-33M, PT-101			PT-33M, PT-101		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ 3810X型 1.5mL	SN-EP3810X (旧 : N556X)	2本	¥16,000 → ¥13,600	SS-EP3810X (旧 : 556X)	2本	¥14,000 → ¥11,900
	SNG-EP3810X (溝付) (旧 : N556XG)	2本	¥17,000 → ¥14,450	SG-EP3810X (溝付) (旧 : 556XG)	2本	¥15,000 → ¥12,750
エッペンドルフ 3810型 1.5mL	SN-EP3810 (旧 : N556)	2本	¥16,000 → ¥13,600	SS-EP3810 (旧 : 556)	2本	¥14,000 → ¥11,900
	SNG-EP3810 (溝付) (旧 : N556G)	2本	¥17,000 → ¥14,450	SG-EP3810 (溝付) (旧 : 556G)	2本	¥15,000 → ¥12,750
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL	SN-EPSL15	2本	¥16,000 → ¥13,600	SS-EPSL15	2本	¥14,000 → ¥11,900
	SNG-EPSL15 (溝付)	2本	¥17,000 → ¥14,450	SG-EPSL15 (溝付)	2本	¥15,000 → ¥12,750
ワトソン 131-415C型 1.5mL	SN-WA415 (旧 : N557)	2本	¥16,000 → ¥13,600	SS-WA415 (旧 : 557)	2本	¥14,000 → ¥11,900
	SNG-WA415 (溝付) (旧 : N557G)	2本	¥17,000 → ¥14,450	SG-WA415 (溝付) (旧 : 557G)	2本	¥15,000 → ¥12,750
ワトソン 131-515C型 1.5mL	SN-WA515 (旧 : SN-WATSON-515C)	2本	¥16,000 → ¥13,600	SS-WA515	2本	¥14,000 → ¥11,900
	SNG-WA515 (溝付)	2本	¥17,000 → ¥14,450	SG-WA515 (溝付)	2本	¥15,000 → ¥12,750

*セーフロックチューブ1.5ml 型番：0030 120.086 *セーフロックチューブ0.5ml型番：0030 121.023

大箱包装：なし

*SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さがフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。

*型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。

*PCTFE：3フッ化フッ素樹脂

*オートクレープ可能

*上記以外のメーカーに対応するホモジナイザーの製作可能です。お問い合わせください。

コードレス用／パワーツール用ホモジナイザー

エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー

有限会社アイ・エス・オー

ヘッド形状	 ラージヘッド型（LHタイプ）			 ステンレス軸型（SSタイプ）		
全長/軸径/最大径	155/5/12mm			145/3/10mm		
先端材質	PCTFE（M4ネジによる接合）			PCTFE/ステンレス		
適合電動ツール	23M, 23M-R25			PT-33M, PT-101		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL	LH-EPSL50	2本	¥19,000 → ¥16,150	SS-EPSL50	2本	¥16,500 → ¥14,025
	LHG-EPSL50（溝付）	2本	¥20,000 → ¥17,000	SG-EPSL50（溝付）	2本	¥17,500 → ¥14,875

*Safe-Lock Tube 0030 119.401 5.0ml対応品

大箱包装：なし

*LHタイプ：全フッ素樹脂タイプ、SSタイプ：ステンレス軸タイプ

*オートクレープ可能


*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

パワーツール用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー

- ◆ マイクロチューブホモジナイザーと同様に各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザーです。
- ◆ 各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微量な動植物試料などを粉碎、成分抽出が可能です。
- ◆ 高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉碎で発熱の心配もありません（手動または低速型電動ツール使用時）。



全長/先端部径/軸径	170/24/3mm	170/10/3mm	175/12/3mm	135/12/5mm
材質（先端部/軸部）	PCTFE/ステンレス	PCTFE/ステンレス	PCTFE/ステンレス	PCTFE
適合電動ツール	PT-33M, PT-101	PT-33M, PT-101	PT-33M, PT-101	23M, 23M-R25
対応チューブ	ファルコン 50mL	ファルコン 15mL	ファルコン 15mL	ファルコン 15mL
	—	FT-3010S 包装：2本 ¥16,500 → ¥14,025	FT-3012S 包装：2本 ¥18,000 → ¥15,300	FT-2012A 包装：2本 ¥19,000 → ¥16,150
	FT-3050SG（溝付） 包装：1本 ¥12,000 → ¥10,200	FT-3010SG（溝付） 包装：2本 ¥17,500 → ¥14,875	FT-3012SG（溝付） 包装：2本 ¥19,000 → ¥16,150	FT-2012AG（溝付） 包装：2本 ¥20,000 → ¥17,000

* 型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。

* PCTFE：3フッ化フッ素樹脂

* オートクレーブ可能

大箱包装：なし

電動ミキサー

有限会社 アイ・エス・オー

パワーツール PT-33M

100V電源使用。着脱が容易なコレットチャック採用
（3mm軸タイプホモジナイザーと接続可能）。

- ◆ 適合ホモジナイザー・・・ SN、SNG、SS、SG、FT-3010S、FT-3010SG、FT-3012S、FT-3012SG、FT-3050SG
- ◆ 汎用DCモーター仕様

電源	AC 100V（AC-DCアダプター付属）
回転速度	4,000～18,000rpm（可変連型）

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PT-33M	パワーツール PT-33M	1式	¥15,000	→ ¥12,750

大箱包装：なし



※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

電動ミキサー

有限会社 アイ・エス・オー

パワーツール PT-101

低回転・高トルク。高い回転精度。電源・モーター分離型。デジタル表示。

- ◆ 電源部、ハンドピース、フットスイッチから構成されています。
- ◆ 高精度のハンドピースで軸振れがきわめて少なくなっています。
- ◆ 超低速（0）から8,000rpmまでフットスイッチで可変速運転が可能で、回転摩擦による発熱も最小限に抑えることが可能です。
- ◆ ホモジナイザーとの接続：ワンタッチコレットチャック（全てのステンレス3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能）
- ◆ 適合ホモジナイザー・・・ SN、SNG、SS、SG、FT-3010S、FT-3010SG、FT-3012S、FT-3012SG、FT-3050SG

電源	AC100V
回転速度	0～800～8,000rpm （ツマミで最大回転数を設定し、その範囲をフットスイッチで回転数制御します。） （例：0～800rpmをフットスイッチで制御可能）

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PT-101	パワーツール セット（パワーパック、ハンドピース、フットスイッチ）	1式	¥195,000	→ ¥165,750
AD-352	全フッ素樹脂ホモジナイザー用アダプター	2個	¥3,600	→ ¥3,060

大箱包装：なし

* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。



※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

ホットビックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

こんな商品もあります

機器



ポータブルアスピレーター

PVAC バキュームポンプ

Argos

でも吸引作業



- ◆ 最大2Lの吸引ボトルを接続可能（お持ちのボトルも使用可能）
- ◆ バッテリー内蔵なので場所を選ばず吸引操作（フル充電で最長2時間）
- ◆ 便利なHandE-Vac本体（シングルチャンネル）、HandE-Vac用セーフティスタンド付属
- ◆ ボトルトップフィルター用ポンプとしても使用可能

真空圧力	-25～-50kPa (-250～-500mBar)
流量	≧ 4L/min
サイズ（フィルター込）（W×D×H）	127×147×147mm
重量	910g
電源	100-240 VAC, 50/60Hz

■セット内容

- ・ PVACバキュームポンプ(PVAC)
PVACバキュームポンプ本体、HandE-Vac本体（シングルチャンネル）、HandE-Vac用セーフティスタンド、チューブ
- ・ PVACコンプリートシステム(PVAC-CS)
PVACバキュームポンプ本体、2Lポリプロピレンボトル、専用スタンド、HandE-Vac本体（シングルチャンネル）、HandE-Vac用セーフティスタンド、チューブ

● PVACバキュームポンプ

カタログ No.

BMA-PVAC

1年保証

希望販売価格
¥80,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥68,700**

● PVACコンプリートシステム

カタログ No.

BMA-PVAC-CS

1年保証

希望販売価格
¥131,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥113,000**

● PVAC, E-Vac用8チャンネルアダプター

カタログ No.

BMA-EV520 プラスチックタイプ

希望販売価格
¥26,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥22,700**

BMA-EV503 ステンレスタイプ

¥17,100

→ **¥14,500**



アスピレーションシステム

E-Vac

Argos

- ◆ E-Vac アスピレーションシステムは危険性の高い液体を吸引する作業に最も適したシステムです。
- ◆ 吸引速度は用途に合わせて調整することが可能です。微量また大量に液体を吸引する際、それぞれの量に応じた吸引速度が調整することができます。
- ◆ 本システムのハウジングは UV 耐性のステンレス製です。
- ◆ ボトルはオートクレープが可能です（121℃、20分）
- ◆ ボトル内の吸引量が一目で判別できるよう、ボトル内部を LED で照らします。



1年保証

カタログ No.

BMA-EV320

希望販売価格
¥291,400

キャンペーン中の参考価格

→ **¥250,000**



ハンドアスピレーター

HandE-Vac set

Argos

- ◆ 培養用のセルプレートやマイクロプレート、マイクロチューブから上澄液を効率的に吸引することができます。
- ◆ 様々なアダプターを用意していますので、ピペットチップやパストールピペットなどに適合することができます。
- ◆ 本体のボタンを押す事によって吸引を調整することができます。



■ セット内容

- HandE-Vac本体（シングルチャンネル）
- HandE-Vac用セーフティスタンド
- シングルチャンネル用プラスチックアダプター（イジェクター付き）
- 8チャンネル用プラスチックアダプター（イジェクター付き）
- 8チャンネル用ステンレスアダプター

カタログ No.

BMA-EV500

希望販売価格
¥90,400

キャンペーン中の参考価格

→ **¥77,000**

卓上遠心機

Palm Micro Centrifuge



回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適

収容本数	0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、 0.2ml 8連PCRチューブ×2本
最大遠心力	2,680RCF(xg)
最大回転数	7,000rpm
タイマー	連続運転
ノイズ	<45dB
サイズ (W×D×H)	150×150×117mm
重量	0.5kg
電源	100-240V、50/60Hz

カタログ No.

01-8001

1年保証

希望販売価格

¥27,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥17,800

■ 構成：Palm本体、0.2mlチューブアダプター、8連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ここが
イチオシ!

先着200台の
数量限定価格!!

安い!!



MAX
2,680 xg

チューブ用卓上遠心機

Force Mini™



◆ 1.5ml/2.0mlチューブ用ローター（8本掛け）と0.2ml 8連チューブ用ローター（4本掛け）が付属しているので、各容量のチューブを遠心することができます。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または 0.2ml 8連チューブ×4本 または 0.2ml シングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000×g
サイズ (D×W×H)	155×132×110mm
重量	0.75kg
電源	115V、50/60Hz、65mA

カタログ No.

SBC-140

1年保証

希望販売価格

¥41,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥24,800

■ 構成：Force Mini本体、電源ケーブル、0.2mlチューブ用アダプター×8、0.4/0.6mlチューブ用アダプター×8、1.5/2.0mlチューブ用ローター、0.2ml 8連チューブ用ローター、マニュアル、保証書



MAX
2,000 xg

マイクロチューブ卓上遠心機

PrismMini



◆ 1.5ml/2.0mlチューブ（8本）および0.2ml PCRチューブの遠心が可能です。

◆ ローターの脱着は、工具不要の簡単設計です。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または 0.2ml 8連チューブ×4本、0.2ml シングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000×g
サイズ (D×W×H)	132×132×112mm
重量	0.55kg
電源	120V、50/60Hz

カタログ No.

C-1801

1年保証

希望販売価格

¥44,700

キャンペーン中の参考価格

→ ¥28,800

■ 構成：PrismMini本体、電源ケーブル、1.5/2.0ml用ローター、0.2ml用ローター、マニュアル、保証書



MAX
2,000 xg

小型ボルテックスミキサー

MX-S ボルテックスミキサー

BIOLOGIX

アダプターごとチューブを外さずボルテックス（※アクセサリーのロッド&アダプター使用時）

- ◆ スピードレンジ：最大2500rpm
- ◆ オペレーションモード：固定もしくは連続
- ◆ さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類（別売）



■ アプリケーション

	固定（高速）	連続（低速）
01-1191（標準付属品）	●	●
01-1192+01-1131	●	
01-1192+01-1132	●	
01-1192+01-1133	●	
01-1192+01-1134	●	
01-1192+01-1135	●	
01-1193+01-1136	●	
01-1193+01-1131		●
01-1193+01-1132		●
01-1193+01-1133		●
01-1193+01-1134		●
01-1193+01-1135		●

カタログ No.

01-1101 **1年保証**

希望販売価格
¥29,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥24,700**

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：MX-S本体、電源ケーブル、アダプター（01-1191）マニュアル、保証書

■ アクセサリー

チューブアダプター（48本）



カタログNo. 希望販売価格 **01-1131** ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ6mmテストチューブ×48本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（15本）



カタログNo. 希望販売価格 **01-1132** ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ10mmテストチューブ×15本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（12本）



カタログNo. 希望販売価格 **01-1133** ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ12mmテストチューブ×12本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）



カタログNo. 希望販売価格 **01-1134** ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ16mmテストチューブ×8本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）



カタログNo. 希望販売価格 **01-1135** ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ20mmテストチューブ×8本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

プラットフォームパッド



カタログNo. 希望販売価格 **01-1136** ¥1,000 → **¥800**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・直径99mm以下のチューブ用プラットフォームパッド
- ・01-1193と共に使用

吸引フット



カタログNo. 希望販売価格 **01-1137** ¥500 → **¥400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・ゴム製吸引フット
- ・本体の足に使用すればより安定に使用可能

注意：使用するには4つ必要となります。

ホールディングロッド



カタログNo. 希望販売価格 **01-1192** ¥7,000 → **¥5,600**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・チューブアダプター用ホールディングロッド

ユニバーサルトッププレート



カタログNo. 希望販売価格 **01-1193** ¥2,500 → **¥2,000**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・ユニバーサルトッププレート（Φ100mm）

パーソナルボルテックスミキサー

Vortamix

Argos

95mmφの
コンパクトサイズ値下げ
しました

振動

- ◆手のひらサイズの超小型
- ◆パッドにチューブを押し付けるだけの簡単操作
- ◆50mL遠心管まで対応可能

振とう速度	3000rpm固定
サイズ (W×H)	φ95×85mm
重量	0.55kg
電源	100V

カタログ No.

BMA-V0000

1年保証

希望販売価格
¥30,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥21,700

■ 構成：Vortamix本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ボルテックスミキサー

BM-V2 LPボルテックスミキサー

BMBio
ST (Standard & Stable)

重さ3.8kg&4足吸盤で
しっかり実験台に固定され、
ミキシング中、本体が横ズレしません。



振動

- ◆コンパクト設計
- ◆独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
- ◆標準付属のヘッドはすりばち状で直径5cmです。

振とう速度	200~3200rpm
動作/軌道範囲	円環状/3mm
オペレーションモード	ON (連続運転) / OFFもしくは、タッチモード
温度条件	4℃~45℃
サイズ (W×D×H)	130×160×170mm
重量	3.8kg
電源	115VAC, 1.5A

カタログ No.

BM-V2

1年保証

希望販売価格
¥29,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥25,700

■ 構成：BM-V2本体、電源ケーブル、アダプター、マニュアル、保証書

● BM-V2用パーツ (フラットホームⅡ)

BM-V2FH

希望販売価格
¥4,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,900

包装：1個 (1個×1パック) 大箱包装：なし

※BM-V2FH (フラットホームⅡ) は、凹凸付すりばち状の直径5.0cmのヘッドで小サイズのチューブのミキシングが可能です。

小型プレートスピナー

MPS1000

Labnet
Labnet International, Inc.動画配信中! www.bmbio.com/product/tabid73.html?pdid1=C1000

- ◆2枚のPCRプレートを一度に遠心することができるスピンドウン専用遠心機
- ◆様々な形状の96ウェル及び384ウェルプレートに対応します。
(遠心をかける際は、プレート用シールなどを貼って下さい)

収容枚数	PCRプレート×2枚
最大回転数	2500rpm
最大遠心力	500×g
ローター	固定(垂直)
使用温度範囲	4℃~35℃
サイズ (W×D×H)	190×210×183mm
重量	1.5kg
電源	~120V, 50/60Hz

カタログ No.

C1000

1年保証

希望販売価格
¥78,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥59,700

■ 構成：スピナー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ベンチトップチューブローテーター

RotoFlex Plus



値下げ
しました



※本体にチューブは含まれません。

▲BMA-R2012<Platformのみ>

- ◆ 0.5～1.5mlチューブはパドルの組み合わせにより異なるサイズのチューブを同時に攪拌することが可能
- ◆ 別売のMagnetic platformを使用することで、プラスチックバックの攪拌も可能です。

回転数	10～40rpm
パドル角度	0～90°に調整
振動幅	40°
使用温度範囲	4℃～60℃
サイズ(W×D×H)	260×148×195mm
重量	1.09kg
電源	100V

RotoFlex Plus

カタログ No.

BMA-R2200

1年保証

希望販売価格
¥80,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥55,500**

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：RotoFlex本体、電源ケーブル、BMA-R2002～BMA-R2005 各2枚、BMA-R2006 1枚、マニュアル、保証書

Magnetic Platform

BMA-R2012

希望販売価格
¥24,500

キャンペーン中の参考価格


→ **¥17,800**

包装：1枚(1枚×1パック) 大箱包装：なし

■ 構成：プラットフォーム、マグネット

■ Rotisserie


0.5mlチューブ×21本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2002 ¥4,300 → **¥3,500**

包装：2個(2個×1パック) 大箱包装：なし


1.5/2.0mlチューブ×15本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2003 ¥4,300 → **¥3,500**

包装：2個(2個×1パック) 大箱包装：なし


5.0mlチューブ×7本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2004 ¥4,300 → **¥3,500**

包装：2個(2個×1パック) 大箱包装：なし

10～15mlチューブ×7本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2005 ¥4,300 → **¥3,500**

包装：2個(2個×1パック) 大箱包装：なし

50mlチューブ×6本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2006 ¥4,300 → **¥3,500**

包装：1個(1個×1パック) 大箱包装：なし

マグネチックスターラー

Thin Spinコンパクトマグネットスターラー



- ◆ 超薄くて軽いスターラー
- ◆ 振とう速度：15～1500rpm (15rpm刻み)
- ◆ プラットフォームは防水でほとんどの化学物質に耐性

攪拌容量	500ml
最大積載量	2.0kg
プラットフォームサイズ	110×110mm
本体サイズ(W×D×H)	175×125×20.5mm
重量	0.3kg
電源	100～240V、50/60Hz

カタログ No.

BMA-S2000

1年保証

希望販売価格
¥36,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥28,800**

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：スターラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

小型シェーカー

Orbital Shaker



オービタルの動きにより、ゲル染色を含む多くの分野で応用が可能です。
洗浄、ハイブリダイゼーション、免疫沈降法、ウェスタンブロットなど様々な場合で応用が可能です。

- ◆ コンパクト設計で場所をとりません。
- ◆ スピード：最大200rpm
- ◆ トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンドが含まれています。

大幅
値下げ



▲01-6201



動作	Orbital
軌道範囲	20mm
最大許容重量（プラットフォーム含む）	3kg
モータータイプ	DCモーター
Motor rating input	16W
Motor rating output	10W
スピード範囲	最大200rpm
オペレーションタイプ	継続
温度条件	5 ~ 40℃
湿度条件	80%
サイズ（W×D×H）	330×270×110mm
重量	3.1kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
電力	30W
保護レベル（DIN EN60529）	IP21

小型オービタルシェーカー

カタログ No.

01-6201

1年保証

希望販売価格

¥85,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥64,900

- 構成：シェーカー本体、トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンド、電源ケーブル、クイックスタートガイド、マニュアル、保証書

小型シェーカー

CLASSIC Rocking Shaker



シーソーロッキングの動きにより、ゲル染色を含む多くの分野で応用が可能です。
洗浄、ハイブリダイゼーション、免疫沈降法、ウェスタンブロットなど様々な場合で応用が可能です。

- ◆ コンパクトなデザインで、インキュベーター内にも収まります。
- ◆ スピード：最大80rpm
- ◆ トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンドが含まれています。

大幅
値下げ



▲01-6301



動作	シーソー
傾斜角度	7°
最大許容重量（プラットフォーム含む）	3kg
モータータイプ	DCモーター
スピード範囲	最大80rpm
オペレーションタイプ	継続
温度条件	5 ~ 40℃
湿度条件	80%
サイズ（W×D×H）	270×330×130mm
重量	3.2kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
電力	20W
保護レベル（DIN EN60529）	IP21

小型ロッキングシェーカー

カタログ No.

01-6301

1年保証

希望販売価格

¥85,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥64,900

- 構成：シェーカー本体、トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンド、電源ケーブル、クイックスタートガイド、マニュアル、保証書

ベンチトップローラーシェーカー

FlexiRoll

Argos



- ◆ ローラーを追加することで15ml/50ml遠心管をセットすることが可能 (要O-リング)
- ◆ 付属のリモートコントローラーにより、CO₂ インキュベーター内でも使用可能
- ◆ 別売のスタッキングロッドを使用することで本体を2段重ねにすることが可能

回転数	0.5～80rpm
収容本数	850cm ² ローラーボトル×3
使用温度条件	4℃～60℃
サイズ (W×D×H)	360×400×70mm

大幅
値下げ

カタログ No.

BMA-R1000

1年保証

希望販売価格
¥462,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥298,000

■ 構成：FlexiRoll本体、リモートコントローラー、ローラーロッド、
ローリング (15ml・50ml各20)、電源ケーブル、マニュアル、保証書

■FlexiRoll用アクセサリ (別売)

カタログNo.	商品名	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R1100	ローラーロッド	2本 (2本×1パック)	なし	¥35,500	→ ¥27,700
BMA-R1101	パワーサプライ&アダプター	1式	なし	¥14,200	→ ¥11,200
BMA-R1102	O-リング (15ml・50ml各20)	20セット (20セット×1パック)	なし	¥4,600	→ ¥3,500
BMA-R1205	スタッキングロッド	4本 (4本×1パック)	なし	¥16,000	→ ¥12,500

オープン

HB-1000

analytikjena

An Endress+Hauser Company

ボトルロータリーユニット式、ベーシックタイプのオープンです。

- ◆ 室温+10℃から99.9℃の温度コントロール可能
- ◆ 回転速度を10～18rpmで制御可能
- ◆ ローター部を外し、オプションのロッカープレートを使用することによりシーソー式振とうにも対応可能です。
- ◆ 専用ボトル (大) (φ35×300mm) 1本が標準添付されています。

HOT
99.9℃

振とう方式	ボトルロータリー式
使用温度範囲	室温+10℃～99.9℃
ボトル回転速度	10～18rpm
温度設定/表示	デジタル設定/デジタル(LED)表示
ボトル回転速度設定/表示	OFF・ダイヤルつまみ設定/無し
ボトルサイズ/装填可能本数	φ35×150mmボトル/20本、又は φ35×300mmボトル/10本
ヒーター	1200W
チャンバー内寸法 (W×D×H)	356×273×273mm
本体寸法 (W×D×H)	445×381×406mm
本体重量	20kg
電源	100V

カタログ No.

HB-1000

1年保証

希望販売価格
¥460,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥391,000

■ 構成：オープン本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

注意：本体の色は白色です。(2017年12月1日現在)
予告なく仕様変更される場合がございます。

*ボトルは別売
になります。

クロスリンカー

UV CrossLinker CX-2000

analytikjena

An Endress+Hauser Company

サザン、ノーザン、スロット、ドットプロット及びコロニー、プラークリフト後のDNA、RNAをニトロセルロース、
又ナイロンメンブレンに共有結合により架橋するクロスリンカーです。

- ◆ 254nmUV 放電管を5本装備しており、照射時間の任意セット・プリセット、照射線量の任意セット・プリセットによる運用が可能です。
- ◆ 前面覗き窓で紫外線カットしています。



波長	254nm
UV放電管	8W放電管×5本
動作モード	照射時間セット/照射線量セット 照射時間プリセット/照射線量プリセット
チャンバー内寸法 (W×D×H)	288×292×95mm
本体寸法 (W×D×H)	445×381×248mm
本体重量	7.5kg
電源	100V

カタログ No.

CX-2000

1年保証

希望販売価格
¥260,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥219,800

■ 構成：クロスリンカー本体、8W放電管、電源ケーブル、マニュアル、保証書

注意：本体の色は白色です。(2017年12月1日現在)
予告なく仕様変更される場合がございます。

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ドライバス

Labnet Digital Dry Baths

Labnet
Labnet International, Inc.本体
のみ

▲ D1301



▲ D1302

HOT
150℃

- ◆ シングルブロックまたはデュアルブロックのモデルがあります。
(シングルモデルは 1 個、デュアルモデルは 2 個のブロックを設置することができます。)
 - ◆ 透明なフタ付
- ※別途、下記ブロックを購入して下さい (すでに AccuBlock™ 用ブロックをお持ちであればそのままお使いいただけます)。

カタログNo.	D1301	D1302
ブロック	シングルブロック	デュアルブロック
温度範囲	室温+5℃～150℃	
タイマー	1分～99時間59分 または 連続運転	
最少表示単位	0.1℃/1分	
ブロック温度の均一性	±0.2℃	
温度精度	±0.3℃	
インターフェイス	USB	
サイズ (W×D×H)	210×290×120mm	
重量	3.2kg (本体のみ)	
電源	～115V、1.6A、50/60Hz	

注意：デュアルブロックモデルでのブロック1つでのご使用をお控え下さい。

シングルブロック

カタログ No.

D1301

1年保証

希望販売価格

¥63,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥49,900

デュアルブロック

D1302

1年保証

希望販売価格

¥80,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥62,900

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：ドライバス本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Digital Dry Baths専用 Block

- ◆ それぞれのブロックは腐食防止加工を施したアルミニウムを使用しています。
- ◆ 加工されたブロックは温度を効率よく伝導します。

カタログNo.	用 途	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
D1101	穴なしブロック	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1102	0.2ml PCRチューブ×48本 または 0.2ml 8連PCRチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1102A	2.0mlチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1105	0.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1105A	1.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1105A-RACK	1.5mlチューブ×20本用ラック D1105Aに適合 3個入	3個 (3個×1パック)	¥7,000	→ ¥3,900
D1106	6mmチューブ×35本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1110	10mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1112	12mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1113	13mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1115-TALL	15ml遠心管×12本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1116	15/16mlチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1117	17mmチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1120	20mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1125	25mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1150-TALL	50ml遠心管×5本	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1196-PCR	96ウェルPCRプレート×1枚 ※シングルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥38,900	→ ¥27,300
D1296	96ウェルプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥30,100	→ ¥21,000
D1296-PCR	96ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥38,000	→ ¥26,700
D1100-PS	D1102、D1102A、D1105、D1105A用ポップチューブストッパー	1個 (1個×1パック)	¥6,300	→ ¥4,300
D12384	384ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥40,700	→ ¥28,500

大箱包装：なし

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットビックス

チップ

リザーバー

ビレット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

ゲル撮影機

GelDoc-It^eanalytikjena
An Endress+Hauser Company画像解析とゲル切り出し対応で、**80万円以下!!!**高解像度
CCDカメラUV 防護観察窓
UV 照射された
サンプルを観察
することができます。

ワイドアクセスドア



切り出し用側面ドア

UVトランスイルミネーター
別途白色コンバータにより、
CBB 等に対応できます。

スリッドモデル

前面ドアを開けずにイルミネーター
上へアクセスできる扉をキャビネット
両サイドに装備しています。

高解像度CCDカメラを搭載したゲル撮影装置です。(操作には別途PCが必要です。)

- ◆ 省スペース設計
- ◆ ワイドアクセスドア
開口の大きいドアを搭載している為、サンプルのセットが容易になります。
安全装置によりドア開放時はUVトランスイルミネーターがOFFになります。
- ◆ 切り出し対応
両サイドにダークルーム内へアクセスできるドアが搭載されている為、前面ドアを開けずにゲルの切り出しが可能となっております。
- ◆ 高解像度CCDカメラ
500万画素のCCDカメラを搭載している為、鮮明な画像を得ることが可能です。



カメラ	GelCam 315
解像度	2592×1944 (500万画素)
レンズ	8-48mmマニュアルズーム f1.2
UVトランスイルミネーター	254/302/365nm 3波長切替え式 21×26cm
エミッションフィルター	EtBr用標準装備
制御ソフト	VisionWorks LS
本体サイズ (W×D×H)	444×368×851mm

注意：予告なく仕様が変更される場合がございます。

カタログ No.

GelDoc-It^e希望販売価格
¥900,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥785,000**

※PCIは含まれておりません。

撮影装置

簡易型スマートフォン撮影装置: Imagen Gel doc Imaging



Ultra Thin LEDイルミネーター

容易にゲルの切断ができ、コンパクトかつ軽量で持ち運びも簡単です。

- ◆ 使いやすい: 観察やゲルの切り出しが容易。アンバーガラスを必要としません。
- ◆ 安全: 青色LEDはUVよりも安全で、DNAへのダメージもありません。
- ◆ 感度: 核酸、タンパク質の検出が可能 (~ 0.5ng)
- ◆ 均一: ビューイングエリアにおける変動係数(CV)<10%

波長	Blue LED (470nm)
フィルターサイズ (W×D)	70×120mm
本体サイズ (W×D×H)	210×210×300mm
重量	1.5kg

注意: 予告なく仕様変更される場合がございます。
カタログ No.

BMTLB-01 Ultra Thin LEDイルミネーター

包装: 1式
大箱包装: なし

1年保証


希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥115,400

➡ **¥92,000**

■ 構成: イルミネーター本体, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



スマートフォンで簡単撮影〜スマートフォンカメラを使用して、イメージングが可能〜 Imagen: ゲル撮影用フード

イルミネーターにフードを被せてお手持ちのスマートフォンをフード上部にセットするだけで簡単に撮影できます。

- ◆ スマートフォンのカメラを使用するゲル撮影フード
- ◆ 別売のフィルターの選択により、紫外線や青色LEDによる検出が可能
- ◆ サイズ (W×D×H): 170×170×140mm
- ◆ 材質: 遮光性樹脂

カタログ No.

BMGDR-500 iPhone® 4/4S, 5/5S, 6/6S/7用

包装: 1式
大箱包装: なし

1年保証

希望販売価格

¥36,800

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥29,800**

BMGDR-510 iPhone® 6 Plus用

包装: 1式
大箱包装: なし

1年保証

¥36,800

➡ **¥29,800**

BMGDR-520 iPhone® 7 Plus用

包装: 1式
大箱包装: なし

1年保証

¥36,800

➡ **¥29,800**

BMGDR-530 iPhone® 8/X用

包装: 1式
大箱包装: なし

1年保証

¥36,800

➡ **¥29,800**

BMGDR-550 Galaxy S® 3/4/5用

包装: 1式
大箱包装: なし

1年保証

¥36,800

➡ **¥29,800**

■ 構成: フード本体

注意: 予告なく仕様変更される場合がございます。



注意: フードにはイルミネーターは付属されていません。

Imagen用オレンジフィルター / Imagen用UVフィルター

- ◆ 2種類のフィルターにより紫外線や青色LEDによる検出が可能

●BMGDR-580-F

フィルターなしの青色LED光源を使用するお客様向けオレンジフィルター

●BMGDR-590-F

フィルターなしのUV光源を使用するお客様向けUVフィルター

エチジウムブロマイド染色結果を観察する

- ◆ 波長範囲と材質

GDR-580-F……波長範囲: 540 ~ 700nm、材質: プラスチックフィルター

GDR-590-F……波長範囲: 540 ~ 640nm、材質: ガラスフィルター

カタログ No.

BMGDR-580-F Imagen用オレンジフィルター

包装: 1個 (1個×1パック)
大箱包装: なし

希望販売価格

¥16,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥12,800**

BMGDR-590-F Imagen用UVフィルター

包装: 1個 (1個×1パック)
大箱包装: なし

¥16,000

➡ **¥12,800**

注意: 予告なく仕様変更される場合がございます。



BMGDR-580-F



BMGDR-590-F


LED イルミネーター

BLook™


BLook™



- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ 人間工学に基づいた視野角
- ◆ オートシャットオフ機構
- ◆ ゲルカッティングツール付属



ボトムアップイルミネーション



サイドイルミネーション

BLook™ゲル撮影用ミニ遮光フード
スマートフォンで簡単に撮影が可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	200×120mm
オートシャットオフ	5分
本体サイズ（W×L×H）	295×215×42mm
重量	1280g
電源	100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A

カタログ No.

BK001 1年保証

希望販売価格

¥74,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥59,200

■ 構成：イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール（替刃付）、マニュアル（スリーブに記載されています）

● BLook™ ゲル撮影用ミニ遮光フード

カタログ No.

BK001-000B 1年保証

希望販売価格

¥1,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥880

LED イルミネーター

PCR関連試薬

BLook™

蛍光色素入りPCRマスターミックス

amaR OnePCR

- ◆ 室温でも3ヶ月（4℃で6か月、-20℃で1年間）保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度
- ◆ amaR OnePCR SuperMix：通常のPCR反応用
- ◆ amaR OnePCR HiFi：High Fidelity PCR用
- ◆ amaR OnePCR HotStar：Hot Start PCR用

蛍光色素入りゲルローディングダイ

Novel Juice

- ◆ 4℃で1年間保存可能
- ◆ 6Xローディングダイとして使用可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度

蛍光色素入りReady-To-Use DNAサイズマーカー

OneMARK

- ◆ 室温もしくは4℃で6か月保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度
- ◆ OneMARK 100：100 - 3,000 bps
- ◆ OneMARK B：250 - 10,000 bps

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
SM213-0250	amaR OnePCR SuperMix 250反応*	1 kit	¥6,000
SM215-0250	amaR OnePCR HiFi 250反応*	1 kit	¥16,000
SM216-0250	amaR OnePCR HotStar 250反応*	1 kit	¥26,000
SL001-1000	Novel Juice (DNA Staining Reagent) 1mL	1mL×1本	¥5,000
SD101-0100	OneMARK 100 600μL	600μL×1本	¥4,000
SD110-0100	OneMARK B 600μL	600μL×1本	¥4,000

*20mLのPCR反応系

キャンペーン対象外

LED イルミネーター（コンパクトタイプ）

μBLook™**Blook™**

ゲルトレーの着脱により
LEDが自動的に点灯・消
灯するオートスイッチ機
構搭載

- ◆ コンパクト設計（フットプリント 193mm×199mm）
- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ フィルター面の汚れを防ぐゲルトレー付属

注意：本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	88×119mm
本体サイズ（W×L×H）	193×199×33mm
重量	500g
電源	入力：100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A 出力：12V, 1.5A

● μBLook™

カタログ No.

BK003

1年保証

希望販売価格

¥111,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥88,800**

■ 構成：イルミネーター本体、ゲルトレー、電源アダプター

LED イルミネーター（ハンディタイプ）

pBLook™**Blook™**

- ◆ 手のひらサイズ
- ◆ 泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
本体サイズ（W×L×H）	83×83×22mm
重量	100g
電源	1.5V単四電池 3個

カタログ No.

BK002

1年保証


希望販売価格

¥24,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥19,200**

■ 構成：イルミネーター本体、マニュアル



- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1 | Plasmid 4K | 139ng |
| 2 | Plasmid 4K | 13.9ng |
| 3 | Plasmid 4K | 1.39ng |
| 4 | Plasmid 4K | 0.139ng |
| 5 | Plasmid 4K | 0.0139ng |
| 6 | Plasmid 4K | 0.00139ng |



pBLookのご使用にあたって

pBLookを使用してPCR産物を検出する場合、別途470nmで励起されるDNA染色用蛍光色素（SYBR® Greenなど）が必要となります。検出方法としては下記の2通りがあります。

PCR反応の際に

- ① 蛍光色素入りの反応液（マスターミックス）を使用した場合
そのまま検出することが可能です。
- ② 蛍光色素が入っていない反応液を使用した場合
DNA検出用の蛍光色素入り染色液もしくは蛍光色素入りゲルローディングバッファーを添加する必要があります。

なお、エチジウムブロマイドはご使用になれません。

トランスイルミネーター

UltraThin White LED パネル



- ◆ 均一な照明設計（導光板 + ディフューザー）
- ◆ SDS-PAGE ゲル・ザイモグラフィーゲル等、CBB染色・銀染色の観察に
- ◆ 長寿命（～50,000 時間）
- ◆ 厚さ10mm、重さ1.2kgの Ultra Thinタイプ

本体サイズ (W×D×H)	288×210×10mm
重量	1.12kg
電源	DC15V, 3.6W
イルミネーションエリア (W×D)	228×150mm

カタログ No.

BMSWP-01

1年保証

希望販売価格
¥51,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥43,800**

■ 構成：パネル本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書



トランスイルミネーター

UltraThin UV トランスイルミネーター Single Wavelength



- ◆ 核酸やタンパク質の染色に最適
- ◆ 取り外し可能なUV遮蔽カバー付
- ◆ ゲル切断が容易
- ◆ 波長：302nm
- ◆ 重さ1.4kgの Ultra Thinタイプ

本体サイズ (W×D×H)	132×247×48.5mm
ビューイングエリア (W×D)	80×150mm

カタログ No.

BMTUL-200

1年保証

希望販売価格
¥121,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥99,800**

■ 構成：トランスイルミネーター本体、UV シールド、iPhone 用フード、電源ケーブル、放電管×1、マニュアル、保証書



※ピペットバルプラスシングルピペット200μlとのサイズを比較。
※注意：ピペットはイルミネーターに含まれていません。

トランスイルミネーター

UltraBright Large Format UV トランスイルミネーター Dual Wavelengths



- ◆ 均一な照明デザイン
- ◆ 超高コントラスト
- ◆ UV遮蔽カバー：ブロックUV透過率99.99%
- ◆ 強いフレームとスタイリッシュなデザイン（UVシールドの破損保護）
- ◆ UVランプの高速ターンオン速度
- ◆ 波長：302nmと365nm
- ◆ 波重さ5.4kg

本体サイズ (W×D×H)	340×280×80mm
ビューイングエリア (W×D)	200×160mm

カタログ No.

BMTUL-100

1年保証

希望販売価格
¥218,700

キャンペーン中の参考価格

→ **¥185,800**

■ 構成：トランスイルミネーター本体、Imagel 用アダプタープレート、放電管×9（302nm×5、365nm×4）、電源ケーブル、マニュアル、保証書



トランスイルミネーター

UltraBright Large Format LED トランスイルミネーター
Single Wavelength

- ◆ LEDの波長：470nm
- ◆ LED寿命：50,000時間
- ◆ 電源：24V～1.25A
- ◆ アンバーフィルター付きの新しいデザインフレーム
- ◆ 重さ3kg

本体サイズ (W×D×H)	340×280×80mm
ビューイングエリア (W×D)	200×160mm

カタログ No.

BMTLL-100



希望販売価格

¥206,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥174,000

- 構成：トランスイルミネーター本体, Imager 用アダプタープレート,
LED 数64LED アレイ×2, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



トランスイルミネーター

UltraBright Large Format LED トランスイルミネーター
Dual Wavelengths

- ◆ 励起源としての応用 (In-Cell westerns)
- ◆ 波長：740nm (NIR)、630nm (赤色)
- ◆ デルタLED配列
- ◆ 視野全体にわたる高い均一性
- ◆ 米国特許出願中
- ◆ CE / FCC認定
- ◆ 重さ4.0kg

本体サイズ (W×D×H)	340×280×80mm
ビューイングエリア (W×D)	200×160mm

カタログ No.

BMTLL-200



希望販売価格

¥218,700

キャンペーン中の参考価格

→ ¥187,000

- 構成：トランスイルミネーター本体, Imager 用アダプタープレート,
LED 数128LED アレイ×2, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



トランスイルミネーター

UltraBright Large Format LED トランスイルミネーター
Triple Wavelengths

- ◆ 励起用の強力なR / G / B LED
- ◆ 波長：470nm (青色)、530nm (緑色)、630nm (赤色)
- ◆ デルタLED配列
- ◆ 視野全体にわたる高い均一性
- ◆ 米国特許出願中
- ◆ CE / FCC認定
- ◆ 重さ4.0kg

本体サイズ (W×D×H)	340×280×80mm
ビューイングエリア (W×D)	200×160mm

カタログ No.

BMTLL-300



希望販売価格

¥228,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥192,000

- 構成：トランスイルミネーター本体, Imager 用アダプタープレート,
LED 数192LED アレイ×2, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



ホットトビックス

チップ

リザーバー

ビヘット

チューブ・プレート

グローブ

細胞培養

CRYO

機器

ウエスタンブロッティング自動プロセッシング

BlotCycler™



ブロッティングから2次抗体反応までの工程を全自動で行う装置

全自動


- ◆ 最大12枚のメンブレンを同時に処理
- ◆ すべてのブロッティング試薬を自動で送液
- ◆ 6種類の異なる抗体を使用可能
- ◆ 2種類の異なるプロトコルが同時に可能
- ◆ すべてのステップを簡単プログラミング
- ◆ トレーは振とう可能

信頼性

- ◆ 正確な送液
- ◆ 1次抗体は自動的に回収されるので再利用が可能
- ◆ 自動化による高い再現性
- ◆ 効率的な洗浄操作による感度の向上と低いバックグラウンド
- ◆ 低温室内で使用可能

簡単操作

- ◆ タッチパネルで簡単プログラミング
- ◆ コンパクト設計
- ◆ 本体内の自動洗浄機能搭載
- ◆ ポンプ等を使用していないのでメンテナンスフリー



BlotCycler™ の使用により
検出強度およびバックグラウンドの改善が認められる

チャンバー数	Miniチャンバー	3チャンバー/トレイ
	Midiチャンバー	2チャンバー/トレイ
抗体溶液量 (1次抗体/2次抗体)	Miniチャンバー	10-15mL/12-18mL
	Midiチャンバー	18-25mL/18-30mL
ブロッキング液量	Miniチャンバー	12-18mL
	Midiチャンバー	18-30mL
洗浄液量	-3.5L (枚数による)	
サイズ (Miniチャンバー) (W×D×H)	350×420×340mm	
重量	12kg	
電源	100-240V/5A (最大)	



抗体・洗浄液タンク



1次抗体回収バイアル



操作タッチパネル

カタログNo.			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
W5W1016	BlotCycler™ Mini	Miniチャンパートレー×2	1年保証 ¥1,580,000 →	¥1,264,000
W5W1015	BlotCycler™ Combi	Miniチャンパートレー×1, Midiチャンパートレー×1	1年保証 ¥1,600,000 →	¥1,280,000
W5W1014	BlotCycler™ Midi	Midiチャンパートレー×2	1年保証 ¥1,640,000 →	¥1,312,000
W5W1020	BlotCycler™ Convert	チャンバー交換可能 (Miniチャンパートレー×2, Midiチャンパートレー×2)	1年保証 ¥1,760,000 →	¥1,408,000

■ 構成：BioCycler™本体、コレクションバイアル、プラグ、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ウエスタンブロッティング

GOBlot™

在庫
限定価格

ブロッキングから2次抗体反応までの工程を全自動で行う装置

簡単・全自動

- ◆ 4種類のプリセットプロトコール内蔵
- ◆ 試薬をセットしてプロトコールを選択した後、ボタンを押すだけ

経済的

- ◆ 専用試薬は必要ありません。
- ◆ 1次抗体は回収されるので再利用が可能

省スペース

- ◆ B5サイズ以下のコンパクト設計で場所を選びません。
- ◆ ポンプ等は必要ありません。

再現性

- ◆ 自動化による高い再現性



カタログ No.

CYT-WBM01-Y

1年保証

希望販売価格

¥223,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥189,000

■ 構成：GOBlot™ 本体、シリンジ（10/20mL各1本）、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書

プリセットプロトコール

プロトコール	1	2	3	4
ブロッキング	1時間	1時間	1時間	
洗浄	5分×1回	5分×1回	5分×1回	
1次抗体	1時間	2時間	オーバーナイト	
洗浄	5分×3回	5分×3回	5分×3回	5分×3回
2次抗体	1時間	1時間	1時間	1時間
洗浄	5分×5回	5分×5回	5分×5回	5分×5回
所要時間	3時間53分	4時間53分	16時間53分	1時間47分

メンブレン数	1枚
メンブレンサイズ	70×80mm（最大）
ブロッキング液量	20mL
抗体液量 （1次抗体/2次抗体）	6～10mL/15～20mL
洗浄液量	240mL（プロトコール1、2、3） 150mL（プロトコール4）
サイズ（W×D×H）	150×230×230mm
重量	1.1kg
電源	100-240V、1A（最大）


遺伝子導入装置

ECM® 399



エクスポネンシャル波形の出力制御を行える 低価格版 遺伝子導入装置

エクスポネンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、バクテリアなどの遺伝子導入に多用される5msec/パルス幅（時定数）の出力や植物・哺乳動物細胞等の遺伝子導入時の低電圧設定にも対応しています。



パルス形状			エクスポネンシャル
DCパルス 設定	電圧 設定	高電圧モード	10 ～ 2500V (10V刻み)
		低電圧モード	2 ～ 500V (2V刻み)
	内部 抵抗	高電圧モード	150Ω (固定)
		低電圧モード	150Ω (固定)
	静電 容量	高電圧モード	36μF (固定)
		低電圧モード	1050μF (固定)
条件メモリー機能			無
モニタリング機能			有 (パルス出力後実効電圧、実効波形時定数 τ 表示)

カタログ No.

ECM399

1年保証

希望販売価格
¥485,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥335,000

■ 構成：ECM® 399本体、PEPキューベットモジュール、キューベトラック、電源ケーブル、マニュアル、保証書


遺伝子導入装置

ECM® 630



幅広いアプリケーションに対応 エクスポネンシャル波形の出力制御を行える 遺伝子導入装置

エクスポネンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、広い電圧値、R値（内部抵抗値）、C値（静電容量）の設定範囲を掛け合わせることで、非常に多くの導入条件を設定することが可能、同社製 ECM600で培われた数多くのプロトコル条件（文献データ）を再現することができま



カタログ No.

BTX45-2051

1年保証

希望販売価格
¥1,250,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥859,000

在庫限定
1台

ECM630旧モデルがお得！※現行モデルとの違いはお問い合わせ下さい。

ECM630

1年保証

¥1,250,000

→ ¥750,000

■ 構成：ECM® 630本体、セーフティスタンド、キューベトラック、電源ケーブル、マニュアル、保証書

キューベット

ディスポキューベット電極

BTX純正品



個装滅菌スリット付

希望販売価格
¥32,300キャンペーン中の参考価格
→ ¥25,9001個あたり
¥518

- ◆ ECMシリーズ (BTX®) の遺伝子導入装置に電極として使用できます。
- ◆ アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キューベット電極です。
- ◆ キューベット内電極の表面が滑らかなになる様製造されており、導入効率に大きく貢献致します。
- ◆ キューベットからサンプルを回収するピペット(滅菌済) が1個ずつに付いています。
- ◆ 3種類のギャップの違いに応じてキューベットキャップを3色に分けており、キューベットのとり間違えを防ぎます。

カタログNo.	キャップ色	ギャップ	容量	包装
BTX640	イエロー	4mm	80～800μl	G 滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)
BTX620	ブルー	2mm	40～400μl	G 滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)
BTX610	グレイ	1mm	20～70μl	G 滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)

大箱包装：なし

遺伝子導入装置

ECM® 830



細胞へのダメージを抑えられる スクエアパルスの出力制御を行える遺伝子導入装置

スクエアパルスの特徴は、出力電圧、パルス幅、パルス数を正確に制御できる点で、これにより対象細胞への電氣的なダメージを最小限に抑え、パルス出力後の細胞の生存率を向上させることができ、より幅広い対象細胞への遺伝子導入に対応できると共に、電氣的ダメージを受け易い動物細胞での *in vivo* 実験にも有効です。



パルス形状		スクエア
DCパルス 設定	電圧設定	高電圧モード 505 ～ 3000V (5V刻み)
		低電圧モード 5 ～ 500V (1V刻み)
	パルス幅 設定	高電圧モード 10 ～ 600μsec (1μsec刻み)
		低電圧モード 10 ～ 999μsec (1μsec刻み) 1 ～ 999msec (1msec刻み)
	パルス数 1 ～ 99	
	パルスインターバル 0.1 ～ 10sec	
条件メモリー機能 有 (1000プロトコル以上)		
モニタリング機能 有 (パルス出力後実効電圧, パルス幅表示)		

カタログ No.

BTX45-2052

1年保証

希望販売価格

¥1,560,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥1,248,000


Twin-Wave エレクトロポレータ

Gemini



バクテリアから動物細胞まであらゆる細胞に対応する遺伝子導入装置

- 初心者にも使いやすいインターフェース
タッチパネルの採用により直観的にパラメーターの設定が可能です。
- すぐに使えるプリセットプロトコル
多彩なプリセットプロトコルによりプロトコルを検索する煩わしさが軽減されます。
細菌・酵母 (15種)、動物細胞 (28種)、植物細胞 (12種)・・・等
新しいプリセットプロトコルは随時BTX社から供給されます。
もちろんご希望のパラメーターを設定することも可能です。



Gemini X2

BTX45-2040

1年保証

希望販売価格

¥1,940,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥1,560,000

Gemini SC2 System

BTX45-2002

1年保証

希望販売価格

¥1,430,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥858,000



■ 構成：Gemini 本体、電源ケーブル、キューベット、セーフティドーム、キューベトラック、マニュアル、保証書

カタログNo.	BTX45-2040	BTX45-2002
電圧	5-500V (LV) / 505-3000V (HV)	10-500V (LV) / 510-3000V (HV)
パルス幅 (矩形波)	0.01-999ms (LV) / 0.01-0.6ms (HV)	0.05-100ms (LV) / 0.05-5ms (HV)
連続パルス出力 (矩形波)	1-99	1-10 (LV) / 1-2 (HV)
パルス間隔 (矩形波)	0.1-10sec	0.1-10sec
キャパシティー (減衰波)	25-3275μF (LV) / 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μF (HV)	25-3275μF (LV) / 10, 25, 50μF (HV)
抵抗 (減衰波)	25-1575Ω (LV) / 50-1575Ω (HV)	50-1000Ω
連続パルス出力 (減衰波)	1-2 (>100Ω)	設定なし
パルス間隔 (減衰波)	5-30sec	設定なし
データ出力	USB/PC	設定なし

キュベット

ディスポキュベット電極



- ◆ バイオラッド社およびエッペンドルフ社の遺伝子導入装置に電極として使用できます。
- ◆ アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極です。
- ◆ キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献致します。
- ◆ 各キュベットは、γ線滅菌済み、個装包装です。

希望販売価格
¥10,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,800**

1個あたり
¥232

カタログNo.	キャップ色	ギャップ	容量		包装	包装
BM165-2088	ブルー	4mm	80～800μl	G 滅菌	個装	25個 (1個個装×25パック)
BM165-2086	グリーン	2mm	40～400μl	G 滅菌	個装	25個 (1個個装×25パック)
BM165-2089	ブラウン	1mm	20～70μl	G 滅菌	個装	25個 (1個個装×25パック)

大箱包装：なし

注意：必要に応じてトランスファーピペット（#231-1S, 400本入）を別途ご購入下さい。

動物細胞遺伝子導入用バッファー

BTXpress™



先着30名 2mlサンプルをご用意しています! (カタログNo. S1-45-0802)



- ◆ 高導入効率・高生存率：
これまで導入が難しかった細胞にも高い効率で遺伝子導入が可能
また低い細胞毒性により、導入後の生存率が改善
- ◆ あらゆる細胞種に対応：
BTXpress™は細胞種を選びません。これ1本であらゆる動物細胞種に対応可能
- ◆ 至適化を簡便に：バッファー条件を固定できるので、条件の至適化がより簡便
- ◆ 波形を選びません：矩形波はもちろん、減衰波を用いた動物細胞への遺伝子導入が可能

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BTX45-0802	5ml×1キット (50反応分)	¥44,000 →	¥38,000
BTX45-0805	10ml×1キット (100反応分)	¥81,800 →	¥72,000

大箱包装：なし

キュベット電極用クーラーラック

Electroporation Cuvette Chiller



- ◆ エレクトロポレーション前の細胞の冷却に最適
- ◆ 氷上に置くだけで、2～8℃に保持
- ◆ ディスポキュベット電極を最大、12本収納可能
- ◆ 寸法 (W×D×H)：127×85×33mm
- ◆ 材質：特殊合金

カタログ No.

ECC100-12

希望販売価格
¥68,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥39,000**

包装：1ラック (1ラック×1パック) 大箱包装：なし

抗原賦活化装置

2100-Retriever



オートクレーブ装置としてもお使いいただけます!!

- ◆ 圧力鍋の原理で抗原の賦活化が容易
- ◆ 6個のチャンバーが装着可能 (18枚/チャンバー)
 - ・ 最大108枚のスライドを同時処理
 - ・ 6種類の異なるバッファーを同時に使用可能
- ◆ 形態の保存も良好
- ◆ 2時間半で作業完了 (加熱20分、冷却2時間以上)



CD8 (mAb)



PCNA (mAb)



Ki-67 (antibody MIB1)



未処理



マイクロウェーブ使用



2100-Retriever 使用



加圧中インジケーター



● 2100-Retriever (スライドチャンバー 3個付)

カタログ No.

R2100

1年保証

希望販売価格

¥347,000

キャンペーン中の参考価格

¥293,000

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：2100-Retriever本体、電源コード、スライドチャンバー×3、
チャンバーバケット&フタ、クイックスタートガイド、マニュアル、保証書

● スライドチャンバー (3個入)

カタログ No.

R21001

希望販売価格

¥20,000

キャンペーン中の参考価格

¥16,900

包装：3個 (3個×1パック) 大箱包装：なし



微量透析装置

微量透析システム〈低速タイプ〉

在庫
限定価格

Bio-Tech

微量でデリケートなサンプルにも安心

- ◆ 微量サンプルに適応！：20～250 μ l
- ◆ 高効率！反転運動の採用
- ◆ 簡単・迅速！：タイマー & 反転速度調節機能付
- ◆ 試料のコンタミネーションなし！*ディスポーザブルタイプの透析カップ使用

サンプルは
ピペットでカップに
添加するだけ！！スターラーや
ピーカーも
必要ありません！！カップ方式透析で
効率アップ！

本体サイズ (W×D×H)	140×190×170mm
カップ寸法	ϕ 8×33mm
本体重量	1.35 kg

カタログ No.

238376

1年保証

希望販売価格
¥116,000

5台限定

キャンペーン中の参考価格

¥95,000


包装：1式 大箱包装：なし

※注意：透析カップは含まれておりません。下記より別途ご購入ください。

■ 透析カップ (カップ寸法：33 (H)× ϕ 8mm)

カタログNo.		カットオフ分子量	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
212932	微量透析カップ MWCO 3,500	3,500	100個 (100個×1パック)	なし	¥45,000 →	¥39,000
212949	微量透析カップ MWCO 8,000	8,000	100個 (100個×1パック)	なし	¥45,000 →	¥39,000
212956	微量透析カップ MWCO 12,000	12,000	100個 (100個×1パック)	なし	¥45,000 →	¥39,000

■ 構成



使用例

■ 試料

50 mM リン酸緩衝液(pH 7.0)、1% BSA 含有

■ 透析外液

精製水(透析中無交換)


■ 透析膜

透析カップ MWCO 3500

■ 反転速度

目盛 1 (22 r.p.m.)にセット

- 透析中に透析外液を交換すればさらに迅速な透析が期待できます。
- 使用するカップ、試料、バッファーによって透析時間は変動します。



PCR サーマルサイクラー

Biometra TOne 96G

analytikjena
An Endress+Hauser Company

Biometra

PRODUCT LINE

ヒートリッド

クラッチ機能式リッド採用により
幅広い容器が使用可能
(高さ調整機構)

ディスプレイ

大画面 7インチ
カラータッチ
スクリーン

排気が背面へ
抜ける設計

USB ポート

プロトコルを USB メモリ
へバックアップ可能

2年保証

カタログ No.

846-5-070-301

希望販売価格

¥640,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥495,000

■ 構成：サーマルサイクラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書



クラッチ機構採用により
サンプル容器への適正な
圧力コントロールを実現



静かな作動音：
≤45dB



高い熱伝導性と温度均一
性を実現



ユーザーごとにプロト
コルを管理



リニアな温度勾配で容易
にセットアップ可能

● 高性能アルミブロック

独創的な温度制御システムにより最大4℃/秒の温度上昇速度、温度均一性 ±0.20℃、コントロール精度 ±0.1℃を達成しました。目標温度をオーバーシュートすることなく制御可能です。

正確な温度コントロールは実験の再現性を大きく向上させます。

またサンプルブロックは腐食から保護するため、特殊合金でコーティングされています。



● 低ノイズ

効率的なエアフローシステムで作動音を最大45dBと非常に静かに運転できます。また背面排気設計になっているため、背面10cmのスペースがあれば設置可能です。

● HPSSL

ヒートリッドに上位機種でも採用されているHPSSL技術を採用しています。一体型スリックラッチはチューブの形状や高さにかかわらず常に一定の圧力で加圧します。チューブとブロックの接触が最適化され、再現性のある条件が得られます。ヒートリッドが閉じられるとリッド上のゴムシールがブロックの周囲を密閉します。これによりサンプルブロックの温度均一性を高めさらに再現性が向上します。

● オートリッドオープン

蓋のロックを解除すると自動的に開いた状態になり蓋を保持します。

● アルミブロック

最大温度
上昇速度 4.0
℃/sec

最大温度
下降速度 3.3
℃/sec

温度均一性 55℃ ±0.20℃

コントロール精度 ±0.1℃



対応容器	0.2mlチューブ×96本 96ウェルプレート1枚
ブロック材質	アルミニウム
コーティング	特殊合金
最大温度上昇速度/下降速度	4.0℃/秒 3.3℃/秒
平均温度上昇速度/下降速度	3.7℃/秒 3.0℃/秒
グラジエント設定範囲	20℃
温度均一性 55℃	±0.20℃
温度設定範囲	3℃~99℃
コントロール精度	±0.1℃
プログラム容量	最大30人のユーザー管理、350プログラム
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン
オートリスタート機能	有
リッド温度設定幅	30℃~110℃
ノイズ (最大)	45dB
サイズ (W×D×H)	260×430×210mm
重量	11.5Kg
消費電力 (最大)	550W
電源	100V、50/60Hz


● オペレーション

大型7インチカラータッチスクリーンを搭載し、見やすく直感的に操作できます。

プログラムはプリセットされており、すべてを入力する必要はありません。プログラムはスプレッドシートもしくはグラフィカルプログラミングで表示され直接編集できます。良く使うプログラムはログイン後リストアップされて表示されるので、すぐに運転を開始できます。ルーチンワークに最適です。

● グラジエント

リニアグラジエントツールは計算されたTm値を中央として隣り合うウェルの温度差を入力でき、希望の温度勾配を簡単に入力できます。下のグラフは55℃から65℃のグラジエントで設定した場合の各ウェルの温度です。他メーカーに比べ、理想的な直線に一番近い温度分布になっています。



● オートリスタート

運転中に停電などで運転が中止された場合、自動的に復旧するオートリスタート機能が搭載されています。

PCR サーマルサイクラー

Biometra TADVANCED TWIN 48G

analytikjena
An Endress+Hauser Company

2年保証

1台2役のBiometra TADVANCED TWINなら
1ブロック使用中でも他ブロックで
実験が行える優れもの！！

- ◆ 2つの独立したサンプルブロック
- ◆ 優れたサンプルブロックの温度制御
- ◆ 見やすい7インチカラータッチスクリーン
- ◆ 静音設計 最大45dBの稼働音
- ◆ ユーザーごとの権限設定が可能



Biometra TADVANCED TWIN 48G

カタログ No.

846-5-070-202

希望販売価格

¥1,000,000

キャンペーン中の参考価格

¥770,000

■ 構成：サーマルサイクラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

対応容器	0.2mlチューブ×48本、48ウェルプレート1枚、8連チューブ6本
ブロック材質	アルミニウム
コーティング	特殊合金
ブロックの交換	Quick-X-change
最大温度上昇速度/下降速度	5.2℃/秒 4.1℃/秒
平均温度上昇速度/下降速度	5.1℃/秒 4.0℃/秒
グラジエント設定範囲	20℃/0.1℃
温度均一性 55℃	±0.20℃
温度設定範囲	3℃～99℃
コントロール精度	±0.1℃
プログラム容量	最大30人のユーザー管理、350プログラム
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン
オートリスタート機能	有
リッド温度設定幅	30℃～110℃
ノイズ（最大）	45dB
サイズ（W×D×H）	280×460×270mm
重量	15Kg
消費電力（最大）	850W
電源	100V、50/60Hz

PCR サーマルサイクラー

Biometra TRIO

analytikjena
An Endress+Hauser Company

2年保証

1台3役のBiometra TRIOなら
1ブロック使用中でも他ブロックで
実験が行える優れもの！！

- ◆ 3つの独立したサンプルブロック
- ◆ 優れたサンプルブロックの温度制御
- ◆ 見やすい7インチカラータッチスクリーン
- ◆ 静音設計 最大45dBの稼働音
- ◆ ユーザーごとの権限設定が可能



● Biometra TRIO 48

カタログ No.

846-5-070-723

希望販売価格

¥1,610,000

キャンペーン中の参考価格

¥1,245,000

● Biometra TRIO combi

希望販売価格

846-5-070-724

¥1,610,000

キャンペーン中の参考価格

¥1,245,000

■ 構成：サーマルサイクラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

製品名	Biometra TRIO 48	Biometra TRIO combi
対応容器 (1ブロックあたり)	0.2mlチューブ×48本 48ウェルプレート×1枚	0.2mlチューブ×48本 0.5mlチューブ×18本 48ウェルプレート×1枚
ブロック材質	アルミニウム	
コーティング	特殊合金	
最大温度上昇速度/下降速度	5.0℃/秒 4.2℃/秒	3.0℃/秒 2.7℃/秒
平均温度上昇速度/下降速度	4.5℃/秒 3.8℃/秒	2.7℃/秒 2.4℃/秒
温度均一性	95℃：±0.6℃ 70℃：±0.3℃ 50℃：±0.2℃	
温度設定範囲	3℃～99℃	
コントロール精度	±0.1℃	
プログラム容量	最大30人のユーザー管理、350プログラム	
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン	
オートリスタート機能	有	
リッド温度設定幅	30℃～110℃	
リッド高さ調整機構	有（TProfessional Lid採用）	
インターフェース	1×USB A Port, 1×Ethernet Port	
ノイズ（最大）	45dB	
サイズ（W×D×H）	300×410×250mm	
重量	17.3Kg	
消費電力（最大）	1,000W	
電源	100V、50/60Hz、1,000W（最大）	

動画配信中！！

<https://youtu.be/JENXmDH4Kbg>

PCR サーマルサイクラー

Biometra TAdvanced 96G

analytikjena
An Endress+Hauser Company25年の経験とノウハウを生かしたプレミアムな
品質の次世代型サーマルサイクラー

Biometra TAdvanced 96 G (Gradient)

カタログ No.

846-5-070-201

希望販売価格

¥1,000,000

キャンペーン中の参考価格

¥770,000

2年保証

Biometra TAdvanced 96 SG (Gradient)

カタログ No.

846-5-070-241

希望販売価格

¥1,150,000

キャンペーン中の参考価格

¥890,000

■ 構成：サーマルサイクラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Cat.No.	846-5-070-201	846-5-070-241
対応容器	0.2mlチューブ×96本または96ウェルプレート1枚	
ブロック材質	アルミニウム	シルバー
コーティング	特殊合金	ゴールド
ブロックの交換	Quick-X-change	
最大温度上昇速度/下降速度	6.0℃/秒 4.0℃/秒	8.0℃/秒 5.5℃/秒
平均温度上昇速度/下降速度	5.5℃/秒 3.5℃/秒	7.0℃/秒 4.5℃/秒
グラジエント設定範囲	30℃	40℃
温度均一性 55℃	±0.20℃	±0.15℃
温度設定範囲	3℃~99℃	
コントロール精度	±0.1℃	
プログラム容量	最大30人のユーザー管理、350プログラム	
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン	
オートリスタート機能	有	
リッド温度設定幅	30℃~110℃	
ノイズ (最大)	45dB	
サイズ (W×D×H)	280×460×270mm	
重量	15Kg	
消費電力 (最大)	850W	
電源	100V、50/60Hz	



特殊合金コーティングされたアルミブロック (96G)

高性能アルミブロックを採用し、より高い熱伝導率と温度均一性を実現しました。最大温度上昇6.0℃/Sec最大温度下降4.0℃/Secとされており高速で運転可能です。ブロック内の温度均一性も±0.20℃になっておりウェル間の誤差もありません。

最大温度
上昇速度 6.0
℃/sec最大温度
下降速度 4.0
℃/sec

幅広いグラジエント

簡単なセットアップで12レーンのグラジエントが可能です。設定範囲温度も30℃と幅広いグラジエントが可能です。

クラッチメカニズム機構
(High-Performance Smart Lid: HPSEL)

HPSELと呼ばれるスリックラッチによりチューブの高さに関係なく一定の圧力でヒートリッドを密着できます。これにより再現性の高い結果が得られます。

7インチ カラータッチスクリーン




7インチTFT液晶ディスプレイを採用しコントラストも高く均一でムラのない表示。ラボ手袋を着用していても操作可能です。

静かな動作音



動作音は最大45dB (図書館内と同等の騒音レベル) です。ラボ内の音環境に悪影響を与えません。また、排気が本体背面に抜ける機構になっており複数台設置する場合に隣の機械に排気があるため機械の性能を落とすという心配がありません。

ユーザー管理



30ユーザーを設定できます。ユーザーにより権限を変更することにより、ケアレスミスによるプログラムの消失や変更を防止することができます。共同で使用する際に安全に使用することができます。

PCR サーマルサイクラー

TurboCycler 2



コンパクト
A4サイズ

最大温度上昇速度
5.5℃/秒

大型タッチスクリーン
7インチ

リモートモニタリング
Wifi搭載

- ◆ コンパクト設計 (A4サイズ)
- ◆ 素早い起動 (投入後45秒で操作可能)
- ◆ 7インチ大型カラータッチスクリーン搭載
- ◆ 使いやすいオリジナルプログラムソフト
- ◆ 最大温度上昇速度 5.5℃ / 秒
- ◆ グラジェント機能搭載
- ◆ スマホアプリでリモートモニター可能
- ◆ USBでのプログラム移動が可能

● TurboCycler 2

カタログ No.

TCST-9612

2年保証

希望販売価格
¥590,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥433,000

■ 構成：本体、マニュアル、クイックガイド、キャリブレーションレポート、コンプレッションマット (5.2mm, 1.0mm各2枚)、電源コード、保証書




手袋を着用したまま操作可能な
タッチパネルインターフェース



直観的なプログラミングが可能な「対話型」プログラミング



- 多彩な便利ツール標準装備
- Tmカルキュレーター
 - インキュベーションモード
 - コピー数コンバーター
 - マスターミックスウィザード



進行状況が一目でわかるモニタリング画面

PCR サーマルサイクラー

TurboCycler^{LITE}エコノミカル
モデルコンパクト
A4サイズグラジェント
機能

- ◆ コンパクト設計 (A4サイズ)
- ◆ 5インチモノクロLCMモニター搭載
- ◆ 最大温度上昇速度 3.0℃/秒
- ◆ 最小ランブスピード 0.1℃/秒
- ◆ リッド温度を35℃～120℃まで設定可能
- ◆ グラジェント機能搭載

● TurboCycler^{LITE}

カタログ No.

TCLT-9610

2年保証

希望販売価格

¥430,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥343,000

- 構成：本体、マニュアル、クイックガイド、キャリブレーションレポート、コンプレッションマット（5.2mm、1.0mm各2枚）、電源コード、スペアヒューズ、保証書

モデル	TurboCycler 2	TurboCycler ^{LITE}
対応容器	0.2mlPCRチューブ×96本もしくは96ウェルプレート1枚	
ブロック材質／加熱技術	アルミニウムブロック／ペルチェ素子	
最大温度上昇・下降速度	5.5℃/秒・3.3℃/秒	3.0℃/秒・2.0℃/秒
温度精度	±0.3℃	
温度均一性	±0.3℃	±0.5℃
温度設定範囲	4～99.9℃	
リッド温度	105℃/120℃/OFF	35～120℃/OFF
グラジェント段階／温度設定範囲／温度幅	12段階／30～99℃／24.9℃	12段階／30～99℃／24.0℃
保存可能プログラム数	500プログラム	200プログラム
ユーザーフォルダー数	100ユーザー	50ユーザー
パスワードプロテクション	あり	
ディスプレイ	7インチ カラーLCDタッチパネル	5インチ モノクロLCM
Wifiリモートモニタリング	有	なし
サイズ (W×D×H)	245×415×225mm	245×415×225mm
重量	9.5kg	9.0kg
電源	100～240V, 50/60Hz, 750W	100～240V, 50/60Hz, 500W

ユーザー様も代理店の皆様も是非！ BM会員募集中

当社新商品や各種サービスの情報をいち早くお知らせするための e-mail 送信用の会員です。
登録料、年会費は一切ございません。
皆様のお役に立つサービスをご提供させていただきます。
ぜひご入会下さい！！

www.bmbio.com



会員特典

新商品、セミナー、勉強会などを
ご案内いたします。

会員特典

先着限定や数量限定など
お得なキャンペーン情報を随時更新します。

ご登録は
ホームページの
こちらから



BM会員に登録いただいた方先着2,000名様に
便利なスティック型USBハブをプレゼント！！

★USBハブ

アイフォンでもアンドロイドでも立てかけられるモバイルグッズ。持ち運びもできるスリム形状（300×840mm）で4口のUSBポート付。
デスク上でも出張先でも場所をとらず便利です。コードの長さ：約61mm。延長USBコードが別途付属。



◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2019年12月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio  ビーエム機器株式会社

商品の仕様・在庫・ご注文についてのお問い合わせ

TEL：03-6666-5902
FAX：03-5677-4081

〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル | WEB: www.bmbio.com

■ 代理店