

Explore your qPCR Campaign

1. August 2022 -



Analytik Jena 2022 See, Marvel, Experience: The Performance of the new real-time PCR qTOWER³
Limited
30 units

あなただけのリアルタイムPCR装置を

Your Ways of qPCR

*台数限定のキャンペーンとなりますのでお早目のお声かけをお願い申し上げます

Order number	Product name	定価	キャンペーン定価
844-00554-5	qTOWER ³ G	2,500,000 円(外税)	1,950,000 円(外税)

印象的でモダンなデザインの96wellフォーマットのリアルタイムPCR装置
シルバープロックを採用し、世界最速クラスのランピング速度(加熱 8°C/sec., 冷却 6°C/sec.)と±0.1°Cという高精度な
温度コントロールを実現 *カラーモジュール1標準搭載

analytikjena

An Endress+Hauser Company

追加のカラーモジュールをお選びください

Product name	定価	キャンペーン定価
追加カラーモジュール 1色	250,000円(外税)	195,000円(外税)

Order number	カラーモジュール	励起波長	検出波長	測定可能な色素*
844-00520-0	Color module 1 Blue	465 ± 15 nm	524 ± 12 nm	FAM™, Sybr®Green, Alexa488®
844-00521-0	Color module 2 Green	510 ± 15 nm	565 ± 15 nm	JOE™, HEX™, VIC®, YakimaYellow®
844-00522-0	Color module 3 Yellow	530 ± 15 nm	585 ± 15 nm	TAMRA™, DFO™, Alexa546®, NED™
844-00523-0	Color module 4 Orange	560 ± 15 nm	610 ± 15 nm	ROX™, TexasRed®, Cy3.5®
844-00524-0	Color module 5 Red	625 ± 10 nm	680 ± 15 nm	Cy5®, Alexa633®, Quasar670™
844-00525-0	Color module 6 NIR	625 ± 10 nm	710 ± 20 nm	Cy5.5®, LightCycler Red®

* この他、FRETモジュールおよびサーマルシフトアッセイ用モジュールのご用意がございます。



弊社リアルタイムPCR用試薬および消耗品もぜひお試しください

	Order number	Product name	定価	キャンペーン定価
インターカレーター	845-AS-1310100	innuMIX qPCR SyGreen Sensitive - 100 reactions	29,000円(外税)	22,000円(外税)
	845-AS-1320100	innuMIX qPCR DSGreen Standard - 100 reactions	15,000円(外税)	11,000円(外税)
プローブ	845-AS-1200100	innuMIX qPCR MasterMix Probe - 100 reactions	8,000円(外税)	6,000円(外税)
RTプローブ	845-RT-9000100	innuDRY qRT-PCR Mix Probe - 100 reactions	43,000円(外税)	32,000円(外税)
8連チューブ	844-70086-0	8 Well Strip (0.2mL; HP), white without lid	22,000円(外税)	16,000円(外税)
	844-70087-0	Optical 8 Well Lid Chain, clears, flat	8,000円(外税)	6,000円(外税)
96wellプレート	844-70038-S	96 Well PCR-Plate (0.2mL; LP), full-skirted, white	98,000円(外税)	73,000円(外税)
	846-050-258	Optical Sealing foil (77x140 mm), well guide	28,000円(外税)	18,000円(外税)

*15 reactions 無償サンプル試薬のご用意がございます。
また掲載されていない反応数およびリアルタイムPCR用試薬についてもキャンペーン価格でのご提供が可能ですので、ご要望の場合はお問合せをお願い申し上げます。



デモをご希望の場合は
お気軽にお問合せください



株式会社アナリティクイエナジャパン

本社 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134
横浜ビジネスパークイーストタワー 11 階
Tel 045-340-5740 Fax 045-340-5745

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 3-23-15
セントアーバンビル 3 階
Tel 06-6829-7577 Fax 06-6829-7688

analytikjena
An Endress+Hauser Company

e-mail sales.jp@analytik-jena.com
URL <https://www.analytik-jena.de/jp>

カタログに記載された内容は予告なく変更する場合があります。
掲載製品は試験研究目的にのみ使用でき、臨床、医薬品・食品製造用途には使用できません。