

ビーエム機器株式会社 プレミアキャンペーン

Premium Campaign 2022

期間 2022年 10月3日～12月20日

P.5～8 HOT TOPICS

BMBioオリジナル
PCRサーマルサイクラー



P.9～11

ここが
イチオシ!

プラチナ柔チップ・
フィルターチップ

BMBio
柔
PLATINUM TIP



P.12～20、44

QSP
Quality Scientific Products

QSPチップ・
マイクロチューブ

30%
OFF!



P.25～27

ここが
イチオシ!

ピペットバルプラス
まとめると
お得!



P.31～37

ここが
イチオシ!

pipetty
pipetty pro




P.39

FASTPETTE PRO

P.41～42

キャンペーン限定

テストチューブ



P.66～68



チューブ用
アクセサリー

P.69～74

ここが
イチオシ!

30%OFF



P.82～83

キャンペーン限定

BMBio
ST (Standard & Stable)

BM touch
ニトリル



P.84～85

リザーバー



P.110～125

キャンペーン限定



こんな商品もあります!



P.80～81

MICROFLEX



P.86～109

CRYO関連製品



P.126～163

機器



遺伝子導入装置



20%
OFF
Sigma 遠心機



サンプル密閉式
超音波破碎装置

キャンペーン限定



回覧 皆様でご覧下さい。

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や商品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

INDEX

HOT TOPICS

BMBioオリジナルPCRサーマルサイクラー


• snow	5
• Single96	6
• Ocean 2D	7
• TRIPLE	8

消耗品

チップ

•  イチオシ！ プラチナ柔チップ	9~10
• プラチナ柔フィルターチップ	11
• 30%OFF! QSPチップ Tラック&Q-One詰め替えチップ	12~15
バルクチップ・詰め替えチップ・ラックチップ	16~18
ファーストクラスフィルターチップ	19~20
• キャンペーン限定 ERシステム	20
•  BMBio ECO (Economy & Ecology) エコノミカルチップ・フィルターチップ	21~22
•  BMBio ECO (Economy & Ecology) 大容量チップ	23
• NOVASフィルターチップ	24

ピペット

• マニュアルピペット  イチオシ！ ピペットパルプラス（シングルチャンネル・マルチチャンネル）	25~27
Finnpipetteデジタルピペット（シングルチャンネル・マルチチャンネル）	28~29
キャンペーン限定 mLNEピペットパック	30
キャンペーン限定 Labvette FXシングルチャンネル容量固定	30
• 電動ピペット キャンペーン限定 dPette	30
 イチオシ！ pipetty・pipetty pro	31~33
 イチオシ！ MPAピペット	34~37
エクセル電動ピペット	38
• 電動ピッパー  イチオシ！ FASTPETTE PRO	39
BlueSwan	39
• トランスマーパピペット Exact Volume Pipette	40

チューブ・PCRチューブ・プレート

• サンプル保存チューブ&キャップ	40
• 2ポジションキャップ付チューブ	41
キャンペーン限定 テストチューブ	42
• リングロックチューブ・サンプリングチューブ・マイクロチューブ・ClickLokチューブ · Tサンプルストックチューブ・大容量サンプリングチューブ	43~49
• PCRシングルチューブ・8連チューブ・PCRプレート	50~55
• テストプレート・ディープウェルプレート	56~57
• プレートシール・マット	58~64
• シール用アクセサリー（パッド・ローラー・6WAYオープナー）	65
キャンペーン限定 チューブ用アクセサリー	66
キャンペーン限定 チューブラック	66~68

細胞培養

30%OFF TPP細胞培養商品	69~74
30%OFF nerbeplus プラスチックピペット	73

• NEST 培養容器：BioFactory	75
• プラスチックピペット	76~77
• キャンペーン限定 細胞ろ過フィルター	77
• キャンペーン限定 イノキュレーティングループ・ニードル	77~78
• セルスプレッダー・ピペットラック	79

グローブ

• Microflexグローブ（エクシード・ダイヤモンドグリッププラス）	80~81
• BMBioSTグローブ（BM touch ニトリル・キャンペーン限定アイコン ラテックス）	82~83

リザーバー

• エコノミカルリザーバー・フタ付リザーバー	84~85
------------------------------	-------

CRYO商品

• クライオチューブ	86~88
• クライオチューブ用ラック・フリーザーボックス・クーラーラック	88~95
• クライオチューブラベル	96
• biocision CoolCell・CoolBox・CoolRack・アクセサリー・他	97~109

こんな商品もあります！

• ホモジナイザー（アイ・エス・オー商品、バイオマッシャー）	110~117
• 減菌シャーレ・コンラージ棒・広口ボトル	118
• オートクレーブパック・滅菌パック	119~120
• ラボ用フィルム（DURA Seal・ラボピタ）	121
• キャンペーン限定 タイマー	122
• キャンペーン限定 ディッシュラック	122
• キャンペーン限定 マーキングペン	123
• キャンペーン限定 ゲルバンド切り出しチップ ジーンキャッチャー	123
• キャンペーン限定 PPラミネートパック	124
• キャンペーン限定 タフタグレーザープリンター用ラベル ホワイト	124
• キャンペーン限定 グローブボックスホルダー	124
• キャンペーン限定 BMBio不織布マスク	125
• キャンペーン限定 ボトルディスペンサー Labmax	125

機器

• 凍結細胞融解装置 YSシリーズ	126
• キャンペーン限定 スターラー	127
• 遠心機（ 20%OFF! Sigma遠心機・小型遠心機）	128~133
• アスピレーションシステム SAFEVAC	133
• ボルテックスミキサー	134~135
• 小型プレートスピナー	135
• 振とう機	136~138
• コンパクト多目的インキュベーター CULTURA M	138
• キャンペーン限定 N-BIOTEKシェーカー・インキュベーター	139~142
• ドライバス	143~145
• LEDイルミネーター	146~147
• キャンペーン限定 トランスイルミネーター	148
• 抗原賦活化装置 2100-Retriever	149
• ウェスタンブロッティング自動プロセッシングシステム BlotCycler	150~151
• サンプル密閉式超音波破碎装置 Bioruptor II	152
• 遺伝子導入装置・バッファー・ディスポキュベット）	153~155
• キャンペーン限定 PCRサーマルサイクラー	156~157
• プレートリーダー	158~160
• ライブセルイメージングシステム EzScope	161
• Luminex Guava Museセルアナライザー	162~163

共通アイコン



当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文戴いている商品です。



新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。

商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。
(概算単価はパルク包装タイプより算出)

電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



ガム線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



商品が1個単位で個別包装滅菌されております。



未滅菌の商品です。商品種によっては、DNase,RNase,Pyrogen,endotoxin Freeの状態です。



滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。



ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。



商品の写真を原寸大で掲載しております。



商品が1本、1個等の単位で個別包装されています。



商品に目盛（外側にラインまたは、印字、刻印等）が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。



商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。



在庫限りで販売終了となります。

在庫限り特別価格となります。
記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。

チップアイコン



チップ先端部分がテーパーカット（斜角）になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。



チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にブレードの内壁やチューブの内壁にチップがひっかかる事が少ない形状です。



チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。



ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。



ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。



チップのビベットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



チップのビベットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もビベットを落ち込むこと無く、ビベットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。



チップ材質を高品質バージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。



商品が袋（または+箱）にそのまま包装されています。



チップがラックに立った状態で包装されています。



チップ用の空ラックです。（包装にチップは含まれません。）



チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。



チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロゾルによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン



チューブにロック性能またはスクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。



スクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。



チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。



チューブのキャップがドーム状になっています。



チューブ胴体部の外側（またはキャップ表面）に書き込みができる部分（印字またはfrosted）があります。



チューブのキャップ内にシリコン製のOリングを使用しておりますので気密性に優れています。



特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン／プレートシールアイコン



ウェル（またはチューブ）底が丸底になっています。



ウェル（またはチューブ）底が平底になっています。



ウェル（またはチューブ）底がV底になっています。



プレート（またはチューブ）・マットのウェル形状が○（サークル）型になっています。



プレート（またはキャップ・マット）をハサミでカット出来ます。



シールがロール状に包装されています。箱から引き出しながらご使用戴けます。



シールがシート状に包装されています。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。



粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン



旋回

機器商品の仕様温度の上限を表しています。



回転



往復



振動



シーソー



ウェーブ



ローラー



ロータリー

機器商品の動線を動線を表しています。



機器商品の最大遠心力を表しています。

商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡をお願いいたします。
新しい商品と交換させていただきます。（ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただいております。）
尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

HOT TOPICS

• BMBioリアルタイムPCRサーマルサイクラー

snow

特徴

- ◆ ダブルチャンネル、ダブルブロックなので、2つのプログラムを同時に実行可能
- ◆ 小型で軽量なので持ち運びが容易
- ◆ 高性能な分析ソフトウェア -定性/定量、融解曲線、遺伝子鑑定- に対応
- ◆ 7インチ高解像度TFTカラータッチスクリーン、Windows10オペレーティングシステムを搭載
- ◆ 20Gのフラッシュメモリを標準装備。40,000件の実験データを保存可能
- ◆ プリンターに直接つなげられるので、コンピュータなしで印刷可能
- ◆ サイドスキャンテクノロジーで光路を短縮でき、安定した蛍光シグナル検出を実現
- ◆ ブラックリアクションブロックによるバックグラウンドのノイズを排除
- ◆ 検出光路を同一にすることで、再現性を向上
- ◆ 光源はメンテナンスフリーで長寿命、環境にもやさしいLED
- ◆ 電磁気ロックカバーを採用し、ホットリッドが不意に開くことを防止
- ◆ 前面のシャットダウンボタンがファイルデータを厳守
- ◆ 定電流回路でスムーズなパワー出力、ペルチェの保護、より正確な温度コントロールを実現
- ◆ 過電流、過加熱などを防ぐ機能および停電時の自動復帰機能を搭載
- ◆ 排熱口が前後についているので複数台並べて設置可能

BMBio
ST (Standard & Stable)



アプリケーション例

- ・バイオテクノロジーの研究分野
- ・各種伝染病
- ・食品安全検査
- ・家畜飼育
- ・農業、水産業 など



動画はこちら

カタログ No.

BMSHBG0003 **2年保証**希望販売価格
¥1,380,000


キャンペーン中の参考価格

¥1,104,000

■構成：本体、ACアダプター、マニュアル、保証書



オペレーションシステムはWindowsを採用



サイドスキャンテクノロジー

サンプル容量	0.2ml×16本 (8ウェル×2ブロック)
対応容器	0.2ml PCRチューブ、8連チューブ
反応容量	10～100μl
温度設定範囲	0～100°C
最大加熱速度	6°C/秒
温度変動	±0.1°C
均一性	±0.25°C
精度	±0.25°C
Lid設定温度	30～115°C
励起波長	460～550nm
蛍光波長	F1:520～540nm, F2:540～580nm
校正済み色素	F1:FAM/SYBR Green, F2:HEX/VIC/JOE/TET

光源	長寿命LED
検出器	高感度光電センサー
ダイナミックレンジ	1-10 ¹⁰ コピー
検出感度	1コピー
出力フォーマット	excel, csv, txt
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン、1280×800ピクセル
インターフェース	wifi, USB2.0
サイズ (W×D×H)	267×300×198mm
重量	5.5kg
電源	100-240V, 50/60Hz, 255W

HOT TOPICS

BMBioサーマルサイクラー Single96

〈グラジェント機能付〉

BMBioサーマルサイクラー Single96は、6つの独立した温度制御機能、グラジェント機能、カラータッチスクリーン、大容量ストレージ、マウス・キーボードの外部接続、Bluetoothプリンター対応など、さまざまな実験ニーズに対応した機能を備えています。最大ランピングレートは6°C/秒、100万回以上のサイクルが可能です。



BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ 長寿命のペルチェヒータユニットを6個搭載し、6つの温度ゾーンを独立して制御可能。
- ◆ 陽極酸化処理技術により強化されたアルミニウムモジュールにより高い温度伝達能と耐腐食性を実現しています。
- ◆ 最大6°C/秒の加熱・冷却速度（もしくはランピング速度）により貴重な時間を無駄にしません。
- ◆ 無段階調整可能なホットリッドは、異なる高さのチューブに調節可能。チューブの溶融と蒸発を防ぎます。
- ◆ Windowsインターフェース、8インチ（800×600、16色）TFTカラータッチスクリーンによるグラフィカルな表示で、設定やモニタリングが簡単に行えます。
- ◆ 11種類の標準プログラムファイルテンプレートを内蔵し、必要なファイルを素早く編集できます。
- ◆ フォルダー管理、ユーザーによるディレクトリの構築が可能です。
- ◆ 実行しているプログラムと残り時間をリアルタイムで表示し、実行中のプログラム編集も可能です。
- ◆ ワンクリック・インキュベーション機能を搭載し、変性、酵素処理、ELISAに対応可能です。
- ◆ 内蔵されているフラッシュメモリーに10000個の標準的なPCRプログラムを保存可能で、自由なフォルダー構成も可能です。
- ◆ リッドの温度とホット・リッド・モードは各種実験のニーズにあわせて設定可能です。
- ◆ 停電した場合、中止されたところから自動的にプログラムが再開します。
- ◆ 各ステップのデータをGLP形式で記録し、正確な実験結果の解析をサポートします。
- ◆ ユーザーのログイン管理、3段階の許可、パスワード保護機能により、データの安全性を確保しています。
- ◆ USBドライブを介してマウスやキーボードを使用でき、データ移動も可能です。
- ◆ USBおよびLANによるソフトウェアアップデートに対応。
- ◆ ネットワーク接続により、1台のコンピューターで複数台のPCRを制御可能。
- ◆ Bluetooth対応のプリンターの使用が可能です。

カタログ No.

BMSHBG0004

3年保証

希望販売価格
¥690,000

キャンペーン中の参考価格

¥552,000



動画はこちら



■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

対応容器	0.2mlチューブ×96本 (8連チューブ×12本)	最大サイクル数	100
温度設定範囲	4-100°C	ステップ時間の増減設定範囲	1 Sec - 600 Sec
最大温度上昇速度/下降速度	6°C/秒、4°C/秒	ステップ温度の増減設定範囲	0.1-10.0°C
温度均一性	≤±0.3°C	ポーズ機能	有
温度精度	≤±0.2°C	自動データー保護機能	有
表示（設定）温度	0.1°C刻み	4°Cでのホールド時間	無限
温度制御モード	Blockモード／Tubeモード	タッチダウン機能	有
ランプスピード設定範囲	0.1-6°C	ロングPCR機能	有
グラジェント設定温度	30-100°C	言語	英語
グラジェント温度幅	隣接する温度ゾーンの温度差は0.1～5°C	LAN接続	有
リッド温度設定範囲	30-110°C	LCD	8インチ、800×600ピクセル
リッド高調節	無段階	外部接続	USB2.0, LAN
プログラム容量	10000 + (USB FLASH)	サイズ (WxDxH)	270x390x255mm
最大ステップ数	30	重量	約9Kg
		電源	85-264VAC, 47-63Hz, 600 W

HOT TOPICS


ST (Standard & Stable)
BMBioサーマルサイクラー**Ocean 2D 〈グラジェント付〉****優れた2D機能**

- 変性とアニーリングの温度の同時設定により、実験時間を大幅に短縮
- 96パターンの温度の組み合わせからデータを取得。実験の成功にベストな設定を選択可能


**最大8°C/sの加熱・冷却速度
(もしくはランピング速度)**

- 貴重な時間を無駄にしません。

**オペレーションシステムは
Androidベース**

- 10.1インチの大画面タッチスクリーン
- メニュー画面の見やすさ、シンプルで使いやすいユーザーインターフェース

- 優れた耐久性のペルチェヒーティングユニットを搭載
- 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック(腐食防止処理済)を使用
- チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- 本体前後の通気口により、横に並べた使用が可能
- 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- 必要に応じて9個のショートカットキーを自由に設定
- ワンクリック・インキュベーション機能を搭載。変性、酵素処理、ELISAに対応
- リッドの温度とホット・リッド・モードは各実験のニーズに合わせた設定が可能
- USBドライブを搭載し、データ移動、マウス使用も可能
- 電源が断たれてしまった場合でも回復後にプログラムを中止されたところから自動的に再開



2Dグラジェント

カタログ No.

BMSHBG0002

3年保証

希望販売価格
¥1,090,000

キャンペーン中の参考価格

¥872,000

■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書



動画
動画は[こちら](#)


プロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×96本
温度設定範囲	0°C～105°C
最大温度上昇速度/下降速度	8°C /秒、6°C /秒
速度調節	0.1-8°C
温度均一性	<±0.2°C
温度コントロール精度	<±0.1°C
グラジェント精度	±0.2°C
グラジェント設定範囲	30°C～105°C
グラディエント幅	ヨコ：1-30°C タテ：1-24°C
ホットリッド温度範囲	30-115°C
プログラム容量	20000 + (USB FLASH)
最大ステップ数	40
最大サイクル数	100

継続時間	1秒～18時間
時間インクリメント/デクリメント	1秒～600秒
温度インクリメント/デクリメント	0.1°C～10.0°C
インキュベーション機能	あり
自動データ保護機能	あり
一時停止機能	あり
ディスプレイ	10.1インチ、1024x600ピクセル、TFTカラータッチスクリーン
インターフェース	USB2.0、WIFI
サイズ (W×D×H)	270×385×255mm
重量	17.0kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
消費電力	1200W

HOT TOPICS**BMBioサーマルサイクラー**


トリプル

TRIPLE 〈グラジェント付〉

- 3×32well ブロック
- 高性能ペルチェを使用することで優れた耐久性を実現
- 最大温度上昇毎秒 5°C、下降速度毎秒 4°C
- コンパクト設計

- ◆ ブロックごとに8段階のグラジェント設定が可能
- ◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- ◆ ブロックごとに独立に制御でき、3種類のプログラムを同時に実施できます。
- ◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- ◆ 設定が容易なユーザーフレンドリーなインターフェース
- ◆ 8インチのTFTカラータッチスクリーンディスプレイ搭載
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- ◆ プログラム容量：10000+ (USBフラッシュ)
- ◆ 停電等で電源が切れた場合でも、回復後に自動的に再開
- ◆ GLPに準拠したレポートがすべてのステップを正確に記録し、実験結果の分析をサポート
- ◆ 3段階のユーザー管理機能、パスワードの設定でセキュリティをより確かなものにします。

BMBio
ST (Standard & Stable)



グラジェントの方向 PCR温度条件の最適化

カタログ No.

BMSHBG0001 3年保証希望販売価格
¥894,000

キャンペーン中の参考価格

¥715,200

■ 構成：サーマルサイクラー本体、ヒューズ×2、タッチペン、電源ケーブル、マニュアル、保証書




動画はこちら

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×32本×3
温度設定範囲	0-100°C
最大温度上昇速度/下降速度	5°C /秒、4°C /秒
温度コントロール精度	<±0.2°C
温度均一性	<±0.3°C
グラジェント設定範囲	30 ~ 100°C
ヒートリッド温度設定範囲	30 ~ 110°C
時間インクリメント	1秒~ 600秒
温度インクリメント	0.1 ~ 10.0°C

一時停止機能	有
ディスプレイ	8インチ TFTカラータッチスクリーン
プログラム	10000+ (USBフラッシュ)
インターフェース	USB2.0
オートリストア機能	有
サイズ (W×D×H)	270×390×255mm
重量	9kg
電源	110VAC、50/60Hz
消費電力	600W



- ・ブロックごとに独立にコントロール
- ・3種類のプログラムを同時にPCR

8インチTFTカラー
タッチスクリーンディスプレイ

背面インターフェース

ここが
イチオシ!

BM から買うと お得宣言!

ビーエムからピペットパルプラスもしくは
pipetty (pipetty pro) を購入すると**お得宣言!!**

ピペットパルプラス（シングル・マルチ）または、pipetty (pipetty pro) をどれでも1本ご購入いただくと
相性抜群のプラチナ柔チップシリーズ（本冊子10～11ページ記載）がさらにお買い得！

※ピペットに添付されている専用注文書にてご注文下さい。

※ピペット1本につきプラチナ柔チップシリーズ（詰め替え・ラック・フィルター付）いずれかを
キャンペーン価格より更にお買い得に！

さらに！ ピペットパルプラスどれでも **5本以上** まとめて購入いただくと
1本あたりの価格が更にお得！！ ※詳しくは、本冊子25～27ページをご覧ください。



プラチナ柔チップ（詰め替え・ラック）が
キャンペーン参考価格より更に**200円引き**。
例)

カタログ No.	キャンペーン中の参考価格	更に	¥3,650
W10-RL	¥3,850	→	¥3,650

包装：960本（96本×10プレート） 大箱包装：960本×5



プラチナ柔フィルター付チップが
キャンペーン参考価格より更に**400円引き**。
例)


カタログ No.	キャンペーン中の参考価格	更に	¥9,190
WF-10RS	¥9,590	→	¥9,190

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

Check!!

プラチナ柔チップとピペットパル（プラス）の相性

チップの装着部が非常に柔らかいつくりになっている為、
ピペットパル（プラス）への装着が容易です。
シングルチャンネルはもちろん、マルチチャンネルへの装着も
容易にできます。





チップ

フィット感の高い プラチナ柔チップ[®](低吸着タイプ)BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

-10μl



Soft Fit ソフトフィット

ウルトラクリア

全長：45.7mm 目盛：2, 10μl



カタログ No.

W10

未滅菌

包 装：1,000本 (1,000本×1パック)

大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥2,700 → ¥1,890

W10-RL

未滅菌

包 装：960本 (96本×10プレート)

大箱包装：960本×5

リフィル

¥5,500 → ¥3,850

W10-RS

電子滅菌

包 装：960本 (96本×10ラック)

大箱包装：960本×5

ラック

¥7,000 → ¥4,900

-200μl



Soft Fit ソフトフィット

ウルトラクリア

全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

W200

未滅菌

包 装：1,000本 (1,000本×1パック)

大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥2,500 → ¥1,750

W200-RL

未滅菌

包 装：960本 (96本×10プレート)

大箱包装：960本×5

リフィル

¥5,100 → ¥3,570

W200-RS

電子滅菌

包 装：960本 (96本×10ラック)

大箱包装：960本×5

ラック

¥7,200 → ¥5,040

-300μl



Soft Fit ソフトフィット

ウルトラクリア

全長：59.4mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

W300

未滅菌

包 装：1,000本 (1,000本×1パック)

大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥3,000 → ¥2,100

W300-RL

未滅菌

包 装：960本 (96本×10プレート)

大箱包装：960本×5

リフィル

¥5,800 → ¥4,060

W300-RS

電子滅菌

包 装：960本 (96本×10ラック)

大箱包装：960本×5

ラック

¥7,200 → ¥5,040

-1000μl



Soft Fit ソフトフィット

ウルトラクリア

全長：98.3mm 目盛：200, 500, 1000μl



カタログ No.

W1000

未滅菌

包 装：768本 (768本×1パック)

大箱包装：768本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

バルク

¥3,400 → ¥2,380

W1000-RL

未滅菌

包 装：768本 (96本×8プレート)

大箱包装：768本×5

リフィル

¥5,800 → ¥4,060

W1000-RS

電子滅菌

包 装：768本 (96本×8ラック)

大箱包装：768本×5

ラック

¥7,500 → ¥5,250



3つのパッケージ

バルク
(フィルターなし)リフィル
(フィルターなし)ラック
(フィルター付・なし)



チップ

フィット感の高い プラチナ柔フィルター付チップ[®](低吸着タイプ)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

-10 μl



全長: 45.7mm 目盛: 2, 10 μl



原寸大



カタログ No.

WF-10RS 電子滅菌

希望販売価格
¥13,700 → ¥9,590
キャンペーン中の参考価格包 装: 960本 (96本×10ラック) ラック
大箱包装: 960本×5ピペット適合表
はこちら

-20 μl



全長: 50.8mm 目盛: 10 μl



カタログ No.

WF-20RS 電子滅菌

希望販売価格
¥13,700 → ¥9,590
キャンペーン中の参考価格包 装: 960本 (96本×10ラック) ラック
大箱包装: 960本×5

-100 μl



全長: 59.4mm 目盛: 10, 50, 100 μl



カタログ No.

WF-100RS 電子滅菌

希望販売価格
¥13,700 → ¥9,590
キャンペーン中の参考価格包 装: 960本 (96本×10ラック) ラック
大箱包装: 960本×5

-200 μl



全長: 59.4mm 目盛: 10, 50, 100 μl



カタログ No.

WF-200RS 電子滅菌

希望販売価格
¥13,700 → ¥9,590
キャンペーン中の参考価格包 装: 960本 (96本×10ラック) ラック
大箱包装: 960本×5

-1000 μl



全長: 98.3mm 目盛: 200, 500, 1000 μl





カタログ No.

WF-1000RS 電子滅菌

希望販売価格
¥13,700 → ¥9,590
キャンペーン中の参考価格包 装: 768本 (96本×8ラック) ラック
大箱包装: 768本×5

他商品

こんなにも
切れ味が
違う!!

他商品



チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One®詰め替えチップ

QSPのラックシステム


2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One®」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックにもご使用いただけます。



Tラック



Q-One®



進化した詰め替えチップ Q-One®


エコロジー



ごみ50%削減!

ごみはプレート10枚と
トランスポートスリーブ
1枚のみ

交換プレートは0.2ml・0.6ml
チューブラックとして再利用可能



スペースセーブ



**保管スペース
縮小!**




詰める手間が
省けます

イージーピールオフシュリンク

シュリンク中心にある帯を片手で引っぱり

両側に開けば簡単にビニールを取
ることができます。



品質保証

各商品は以下の項目を含みません。

未滅菌：

- RNase/DNase
- DNA
- パイロジエン

電子滅菌済：

- RNase/DNase
- DNA
- パイロジエン/エンドトキシン
- バイオバーゲン
- PCR インヒビター
- ATP

ロット固有の品質証明書のご依頼は、お近くの販売代理店に問い合わせて、カタログ番号とロット番号をお伝えください。

チップ

Tラック(ラック入りチップ)



& Q-One®詰め替えチップ

QSP[®]
Quincy Scientific Plastics

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

ピペットチップのリロードシステム



■ フリップロックラッチ:

片手での開閉が可能で、落下時に開くことはありません。

■ クリッククリップ:

凹凸の形状により、インサートを固定して抜け落ちを防ぎます。チップを付けて引き抜く時に角が持ち上がるかもしれません。

■ リサイクルロゴ:

すべてのラックコンポーネントに刻印されているため、リサイクル業者がプラスチックを適切にリサイクルできます。

■ U字の溝:

フタの取っ手はU字の溝にスライドし、オートクレーブの通気時にフタを支持します。

■ 高さが一致:

インサートとラックの高さは一致しているため、マルチチャンネル分注が簡単に行えます。

■ フタの縁:

ラボ内で、積み上げたラックをカートに載せて移動する際、ラックが滑るのを防ぎます。

■ 逆向きにも使用可能なフタ:

ヒンジ式のフタは分注の妨げにならず、逆向きにして取り外し式のフタとして利用することもできます。

■ マルチチャンネル設計:

すべてのインサートは96ウェルマルチチャンネル形式です。

■ 堅牢なインサート:

折れ曲がりを防ぎ、ピペットをしっかりと固定。マルチチャンネル分注に適しています。

■ 凹み穴:

マルチチャンネル作業用にチップをしっかりと固定します。

■ インクジェット:

すべてのインサートに品番とロット番号が印字されているため、全商品のロットが追跡可能であり、再注文が簡単です。

■ エルゴクリップ:

縦に長いクリップにより、チップに手を触れることなく、簡単にインサートをつかめます。

リロード(詰め替え)のステップ

▶ ステップ 1



▶ ステップ 2



一番下のインサートをつかみ、ラックからスリーブを持ち上げて、スリーブ全体を空ラックに移します。スリーブの穴をラッタおよび背面のフタの突起部にしっかりと合わせます。

一番上のインサートの中央部分を押し下げて、一番下のインサートを空トレイにそっと差し込みます。プラスチック製スリーブは、ラックが下にない状態で机上に置かないでください。

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One®詰め替えチップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

-10μl

104シリーズ

ショート ストレート 目盛付

全長：31.5mm

- ◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大

30% OFF!

ピペット適合表
はこちら

Tラック

カタログ No.

T104R-Q 未滅菌

希望販売価格

¥5,800 → ¥4,060

キャンペーン中の参考価格

T104RS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥6,300 → ¥4,410

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.

T104RL-Q 未滅菌

希望販売価格

¥4,600 → ¥3,220

T104RLS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥5,400 → ¥3,780

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-10μl

102シリーズ

ロング ストレート 目盛付

全長：46.0mm

- ◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。2, 5, 10, 20μlの目盛付



原寸大

Tラック

カタログ No.

T102R-Q 未滅菌

希望販売価格

¥6,000 → ¥4,200

キャンペーン中の参考価格

T102RS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥6,400 → ¥4,480

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

Tラック

カタログ No.

T114R-Q 未滅菌

希望販売価格

¥5,500 → ¥3,850

T114RS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥6,000 → ¥4,200

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl

110NEWシリーズ

先端ストレート

全長：50.0mm

- ◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムースにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大

Tラック

カタログ No.

T110R-NEW 未滅菌

希望販売価格

¥5,500 → ¥3,850

キャンペーン中の参考価格

T110RS-NEW 電子滅菌

希望販売価格

¥6,000 → ¥4,200

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

Tラック

カタログ No.

110RL-NEW 未滅菌

希望販売価格

¥4,500 → ¥3,150

110RLS-NEW 電子滅菌

希望販売価格

¥5,300 → ¥3,710

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-200μl

TW110Nシリーズ

先端ストレート

全長：50.0mm

- ◆ 極薄・ストレート形状で好評のあるチップ



原寸大

Tラック

カタログ No.

TTW110RN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥5,500 → ¥3,850

キャンペーン中の参考価格

TTW110RNS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥6,000 → ¥4,200

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

Tラック

カタログ No.

TTW110RLN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥4,500 → ¥3,150

TTW110RLNS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥5,300 → ¥3,710

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One®詰め替えチップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free



& Q-One®詰め替えチップ

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

QSP®
Quinton Scientific Plastics**-200μl 113-Gシリーズ**先端
テープ
目盛付

全長: 51.0mm

30% OFF!ピペット適合表
はこちら

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.

T113R-Q

未滅菌

希望販売価格

¥5,600 → ¥3,920

キャンペーン中の参考価格

T113RS-Q

電子滅菌

¥6,100 →

¥4,270

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

T113RL-Q

未滅菌

希望販売価格

¥4,500 → ¥3,150

キャンペーン中の参考価格

T113RLS-Q

電子滅菌

¥5,300 →

¥3,710

包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5

-200μl 113-GNシリーズ先端
テープ
目盛付

全長: 51.0mm

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.

T113RN-Q

未滅菌

希望販売価格

¥5,600 → ¥3,920

キャンペーン中の参考価格

T113RNS-Q

電子滅菌

¥6,100 →

¥4,270

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

T113RLN-Q

未滅菌

希望販売価格

¥4,500 → ¥3,150

キャンペーン中の参考価格

T113RLNS-Q

電子滅菌

¥5,300 →

¥3,710

包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5

-1250μl 112-XLシリーズ

ロング

先端
テープ

目盛付

全長: 89.0mm

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.

T112XLR-Q

未滅菌

希望販売価格

¥7,600 → ¥5,320

キャンペーン中の参考価格

T112XLRS-Q

電子滅菌

¥8,600 →

¥6,020

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

T112XLRL-Q

未滅菌

希望販売価格

¥6,100 → ¥4,270

キャンペーン中の参考価格

T112XLRLS-Q

電子滅菌

¥6,900 →

¥4,830

包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5

-1250μl 112-NXLシリーズ

ロング

先端
テープ

目盛付

全長: 89.0mm

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.

T112NXLR-Q

未滅菌

希望販売価格

¥7,600 → ¥5,320

キャンペーン中の参考価格

T112NXLRS-Q

電子滅菌

¥8,600 →

¥6,020

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

T112NXLRL-Q

未滅菌

希望販売価格

¥6,100 → ¥4,270

キャンペーン中の参考価格

T112NXLRLS-Q

電子滅菌

¥6,900 →

¥4,830

包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5

ホットトピックス

チップ

ピペット

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

チップ

QSP バルクチップ & 詰め替えチップ・ラックチップ

QSP
Quality Scientific Products

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

30% OFF!

ピペット適合表
はこちら

-10μl



10

100

目盛付

全長：31.5mm 目盛：2μl

- ◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大



(ヒンジラック)

カタログ No.

104-Q

希望販売価格

¥2,700 → ¥1,890

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

H-104-96RS-LR-Q

¥6,700 → ¥4,690

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-10μl



10

100

目盛付

全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10, 20μl

- ◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。



原寸大



(ヒンジラック)

カタログ No.

102-Q

希望販売価格

¥2,800 → ¥1,960

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

-20μl



10

100

目盛付

I

全長：46.0mm

- ◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプ



原寸大



(ヒンジラック)

カタログ No.

114-Q

希望販売価格

¥2,700 → ¥1,890

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

H-114-96RS-Q

¥6,100 → ¥4,270

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl



10

100

目盛付

全長：50.0mm

- ◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大



(ノーマルラック)

カタログ No.

110-NEW

希望販売価格

¥2,500 → ¥1,750

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

HRI-110NEW

¥24,000 → ¥16,800

包装：4800本 (96本×50プレート) 詰め替え 大箱包装：4800本×4

-200μl



10

100

目盛付

全長：50.0mm

- ◆ 20年以上愛用され続けておりますスタンダードなイエローチップです。
※ご注文の際は“110-CLASSIC”とご指定ください。



原寸大



(ノーマルラック)

カタログ No.

110-CLASSIC

希望販売価格

¥2,400 → ¥1,680

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

110-96R-CLASSIC

¥5,500 → ¥3,850

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

110-96RS-CLASSIC

¥6,000 → ¥4,200

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl



10

100

目盛付

全長：50.0mm

- ◆ シンプルなスタンダードデザインです。
◆ 色もナチュラルで、サンプルの目視に最適です。



原寸大



(ヒンジラック)

カタログ No.

110-N-Q

希望販売価格

¥2,500 → ¥1,750

キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

110-96RN-Q

¥5,500 → ¥3,850

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

110-96RNS-Q

¥6,000 → ¥4,200

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

H-110-96RNS-Q

¥6,100 → ¥4,270

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

チップ

QSP バルクチップ & ラックチップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

QSP
Quincy Scientific Plastics30%
OFF!ピペット適合表
はこちら

-200μl 先端ストレート 全長: 48.9mm

◆ 主に eppendorf社 対応のピペットチップです。



-200μl 先端テーパー 目盛付 全長: 51.0mm 目盛: 50, 100, 200μl



-200μl 先端テーパー 目盛付 全長: 51.0mm 目盛: 50, 100, 200μl




-300μl 先端テーパー 目盛付 全長: 59.0mm 目盛: 10, 50, 100, 200μl

◆ 目盛付きでサンプルの目視に最適



-1000μl 先端ストレート 全長: 71.0mm

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなブルーチップ



-1000μl 先端ストレート 全長: 71.0mm

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなタイプで、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



カタログ No.

115-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,700 → ¥1,890

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

115-96RS-Q 電子滅菌

¥5,500 → ¥3,850

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

113-G-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,800 → ¥1,960

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

113-GN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,800 → ¥1,960

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

108-G-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,300 → ¥2,310

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

108-96RG-Q 未滅菌

¥5,800 → ¥4,060

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

108-96RGS-Q 電子滅菌

¥6,100 → ¥4,270

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

111-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,900 → ¥2,030

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

111-R100-Q 未滅菌

¥6,400 → ¥4,480

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

111-R100S-Q 電子滅菌

¥7,000 → ¥4,900

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

H-111-R100S-Q 電子滅菌

¥6,900 → ¥4,830

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

カタログ No.

111-N-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,900 → ¥2,030

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

111-R100N-Q 未滅菌

¥6,400 → ¥4,480

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

111-R100NS-Q 電子滅菌

¥7,000 → ¥4,900

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

H-111-R100NS-Q 電子滅菌

¥7,600 → ¥5,320

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

チップ

QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ

QSP
Quality Scientific Products

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

30% OFF!

ピペット適合表
はこちら

-1000μl 先端ストレート 目盛付 10目盛付 全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl



カタログ No.

112-G-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,100 → ¥2,170

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク
大箱包装：1,000本×10

-1000μl 先端ストレート 目盛付 10目盛付 全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl



カタログ No.

112-GN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,100 → ¥2,170

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク
大箱包装：1,000本×10

-1000μl 先端ストレート 全長：69.6mm

◆ 主に eppendorf社 対応のブルーチップです。



カタログ No.

116-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,100 → ¥2,170

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク
大箱包装：1,000本×10

-1250μl ロング 先端テープ 目盛付 全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ
◆ 先端テープカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ

原寸大

カタログ No.

112-XL-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,800 → ¥2,660

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク
大箱包装：1,000本×10

-1250μl ロング 先端テープ 目盛付 全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ
◆ 先端テープカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、
色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適

原寸大

カタログ No.

112-NXL-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,800 → ¥2,660

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク
大箱包装：1,000本×10空ラックが
お買い得!!

QSPバルクチップ用空ラック (インサート付)

● 10μl用

カタログ No.

T10ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格
¥3,900 → ¥2,730包装：10個 (10個×1パック) 空ラック
大箱包装：10個×5

● 200μl用

カタログ No.


T200ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格
¥3,900 → ¥2,730包装：10個 (10個×1パック) 空ラック
大箱包装：10個×5

● 1250μl用

カタログ No.

T1000ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格
¥4,300 → ¥3,010包装：10個 (10個×1パック) 空ラック
大箱包装：10個×5
※112-XL, 112-NXLチップ用

チップ

QSP ファーストクラスフィルター付チップ

QSP[®]
Quincy Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミを防ぎます。
オーバーフローは防げませんので、慎重なピッティング操作を行って下さい。

30% OFF!

ピペット適合表
はこちら

ラック包装はイージーピールオフシーリングを採用

ショート
先端
ストレート
目盛付
-100両側に開けば
簡単にピニールを
取ることができます。使いやすい
Tラック-10μl ショート 先端
ストレート 目盛付 -100 全長: 31.5mm 目盛: 2μl-10μl ロング 先端
テーパー 全長: 46.0mm-10μl ロング 先端
ストレート 目盛付 -100 全長: 46.0mm 目盛: 2, 5, 10μl-20μl ロング 先端
テーパー 全長: 46.0mm-20μl 先端
テーパー 全長: 51.0mm-100μl 先端
テーパー 全長: 51.0mm-200μl 先端
テーパー 目盛付 -100 全長: 59.0mm 目盛: 10, 50, 100, 200μl-200μl 先端
ストレート 目盛付 -100 全長: 50.0mm 目盛: 50, 100, 200μlマルチフィットデザイン
マルチチャンネル
ピペットに最適!!-1000μl 先端
テーパー 目盛付 -100 全長: 89.0mm 目盛: 100, 200, 500, 1000μl

カタログ No.

TF104-10-Q 電子
滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥12,600 → ¥8,820

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -10μlで最もスタンダードなタイプ。

TF114-10-Q 電子
滅菌

¥12,600 → ¥8,820

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ 主にエッペンドルフ社 対応の-10μlチップ

TF102-10-Q 電子
滅菌

¥12,600 → ¥8,820

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -10μlのロングタイプ

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばした
デザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止TF114-20-Q 電子
滅菌

¥12,500 → ¥8,750

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ 主にエッペンドルフ社 対応の-20μlチップ

◆ シャープな先端テーパーカットの最もスタンダードなタイプ

TF113-20-Q 電子
滅菌

¥12,600 → ¥8,820

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -20μlで最もスタンダードなタイプ

TF113-100-Q 電子
滅菌

¥12,600 → ¥8,820

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-100μlのスタンダードタイプ

TF108-200-Q 電子
滅菌

¥12,600 → ¥8,820

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-200μlのスタンダードタイプ

TF140-200-Q 電子
滅菌

¥12,600 → ¥8,820

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -200μlのスタンダードタイプ

TF112-1000-Q 電子
滅菌

¥12,600 → ¥8,820

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -1000μlのスリムデザインタイプ

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&ブレード

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

チップ

QSP ファーストクラスフィルター付チップ・バルク

QSP
Quality Scientific Products

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミを防ぎます。
オーバーフローは防げませんので、慎重なピッティング操作を行って下さい。

30% OFF!

ピペット適合表
はこちら

-10μl



全長：31.5mm 目盛：2μl

◆ -10μlで最もスタンダードなタイプ。



原寸大

-10μl



全長：46.0mm

◆ 主にエッペンドルフ社 対応の-10μlチップ



原寸大



-10μl



全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10μl

◆ -10μlのロングタイプ

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止



原寸大

-1000μl



カタログ No.

F104-S-10-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥23,000 → ¥16,100 キャンペーン中の参考価格包装：1000本（1本個装×100×10）バルク 大箱包装：1000本×4

カタログ No.

FA114-10-Q 未滅菌

希望販売価格

¥9,900 → ¥6,930 キャンペーン中の参考価格包装：1000本（1本個装×100×10）バルク 大箱包装：1000本×4

カタログ No.

F102-S-10-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥23,000 → ¥16,100 キャンペーン中の参考価格包装：1000本（1本個装×100×10）バルク 大箱包装：1000本×4

カタログ No.

F111-NXL-S-1000-Q

希望販売価格

¥23,000 → ¥16,100 キャンペーン中の参考価格包装：1000本（1本個装×100×10）バルク 大箱包装：1000本×5在庫
限り!
販売終了

チップ

ERシステム

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

-10μl



全長：31.6mm

◆ 透明度が高く、サンプル目視に最適です。
◆ ナチュラルフィットデザインで、ピペットの脱着がスムーズです。



原寸大



-10μl,-200μl用 詰め替え用空ラック

◆ フタの開閉が容易なヒンジラックタイプです。
◆ 全体が透明で中のチップの残液が容易に確認できます。



カタログ No.

BMTR-10G

希望販売価格

¥26,400 → 44個限り ¥18,480 キャンペーン中の参考価格包装：96本×5プレート×2パック/箱 詰め替え
大箱包装：

カタログ No.

R2 未滅菌

希望販売価格

¥2,500 → 1個限り ¥1,750 キャンペーン中の参考価格包装：10ラック 空ラック
大箱包装：

ERシステム使用方法

チップ

経済的！エコノミカルフィルター付チップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。
オーバーフローは防げませんので、慎重なピッティング操作を行って下さい。



-10μl ショート 先端ストレート 全長：31.6mm



カタログ No.

GF-10G-R 電子滅菌

希望販売価格

¥11,500 → ¥8,050

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-20μl 先端テーパー 全長：50.8mm



カタログ No.

GF-20-R 電子滅菌

希望販売価格

¥11,500 → ¥8,050

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl 先端テーパー 目盛付 全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

GF-200-R 電子滅菌

希望販売価格

¥11,500 → ¥8,050

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-1000μl 先端テーパー 全長：78.0mm



カタログ No.

GF-1000-R 電子滅菌

希望販売価格

¥11,500 → ¥8,050

1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5


ERシステム使用方法

step 1



チップが入っていないラックのフタを開けます。

step 2



リフィルプレートの突起部を持ちます。

step 3



リフィルプレートの突起部を軽く押込みながら持ち上げます。

step 4



リフィルシステムよりチップの充填されたリフィルプレートを1プレート取り出します。

step 5



空ラックにリフィルプレートを充填します。

step 6

これで充填完了です。
詰め替え作業時間はたったの3秒程度です。

チップ

経済的！ エコノミカルチップ[®]BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

- エコノミカルプライス。1本単価目安（バルク）¥1.5～1.8
- わずかな力でスムースフィットするチップ成型

 ピペット適合表
はこちら


-10μl ショート 先端ストレート 全長：31.6mm

◆ 10μlショートのスタンダードタイプ



原寸大

1本あたり
¥1.7

カタログNo.

BMT-10GB 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥2,400 → ¥1,680

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×20



BMT-10GR 未滅菌

¥5,500

キャンペーン対象外

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

BMT-10GRS 電子滅菌

¥6,500 → ¥4,550

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl 先端テープバー 全長：50.8mm

◆ イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大

1本あたり
¥1.5

カタログNo.

BMT-200B 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥2,100 → ¥1,470

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×20



BMT-200R 未滅菌

¥5,500

キャンペーン対象外

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

BMT-200RS 電子滅菌

¥6,300

キャンペーン対象外

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-1000μl 先端テープバー 全長：78.0mm

◆ ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大

1本あたり
¥1.8

カタログNo.

BMT-1000B 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥2,500 → ¥1,750

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×5



BMT-1000R 未滅菌

¥7,400 → ¥5,180

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

BMT-1000RS 電子滅菌

¥8,600

キャンペーン対象外

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

チップ

大容量チップ*



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分) (※フィルター付は不可)

-5000μl BM-5MLシリーズ



全長: 123.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆ 主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

BM-5ML



包装: 250本 (250本×1パック) 大箱包装: 250本×10



希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥3,700 → ¥2,590

BM-R5ML



包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥16,400 → ¥11,480

BM-RS5ML



包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥18,700 → ¥13,090

BM-FR5ML



包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥80,800 → ¥56,560

-5000μl BM-5MLEシリーズ



全長: 123.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆ 主にeppendorf社対応ピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

BM-5MLE



包装: 250本 (250本×1パック) 大箱包装: 250本×10



希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥3,500 → ¥2,450

BM-R5MLE



包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥16,400 → ¥11,480

BM-RS5MLE



包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥18,700 → ¥13,090

BM-FR5MLE



包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格


¥80,800 → ¥56,560

-10000μl BM-10MLXLシリーズ



全長: 161.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆ 主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。



カタログ No.

BM-10MLXL



包装: 100本 (100本×1パック) 大箱包装: 100本×10★



希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥3,800 → ¥2,660

BM-R10MLXL



包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥21,300 → ¥14,910

BM-RS10MLXL



包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥23,700 → ¥16,590

BM-FR10MLXL



包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥78,200 → ¥54,740

★200本入りから100本入りに変更しました。

-10000μl BM-10MLXLFシリーズ



全長: 144.0mm

◆ 主にFinnpipette、sartorius (BIOHIT) 社対応のピペットチップです。



カタログ No.

BM-10MLXLF



包装: 100本 (100本×1パック) 大箱包装: 100本×10★



希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥3,800 → ¥2,660

BM-R10MLXLF



包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥19,500 → ¥13,650

BM-RS10MLXLF



包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: 一



希望販売価格

¥21,800 → ¥15,260

★200本入りから100本入りに変更しました。

* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

NOVAS フィルターチップ



- ◆ ローリテンションタイプ
- ◆ 減菌済

-10μl 全長：35.1mm



原寸大

-10μl ロング 全長：45.7mm



原寸大

-20μl 全長：50.7mm



原寸大

-100μl 全長：51.5mm



原寸大

-200μl 全長：51.5mm



原寸大

-1000μl 全長：78.1mm



原寸大

-1000μl ロング 全長：83.1mm



原寸大

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

FT-10-L-R-S 減菌

¥15,300 → **¥9,640**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

FT-10XL-L-R-S 減菌

¥15,300 → **¥9,640**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

FT-20-L-R-S 減菌

¥15,300 → **¥9,640**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

FT-100-L-R-S 減菌

¥15,300 → **¥9,640**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

FT-200-L-R-S 減菌

¥17,200 → **¥10,940**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

FT-1000-L-R-S 減菌

¥17,200 → **¥10,940**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

FT-1000XL-L-R-S 減菌

¥17,200 → **¥10,940**

包装：960本（96本×10ラック）ラック

BM から買うと お得宣言!

ビーエムからピペットパルプラスを購入すると**お得宣言!!**

ピペットパルプラスどれでもまとめて**5本以上** 購入いただくと更にお得!!

シングルでも マルチでも



例えば・・・
PALP-2

1本あたり
キャンペーン中の参考価格
¥31,500 → ¥22,050 → ¥21,250

例えば・・・
PALP-8-10

1本あたり
キャンペーン中の参考価格
¥77,500 → ¥54,250 → ¥53,250

PALP-12-200

1本あたり
キャンペーン中の参考価格
¥91,500 → ¥64,050 → ¥63,050

ダブルで
お得!!

プラチナ柔チップも更にお得!!

詳細は9~11ページをご覧下さい。

こんなに
お得!!

(例) 下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

	キャンペーン中の参考価格	5本まとめると
PALP-2	¥31,500 → ¥22,050 →	¥21,250
PALP-10	¥31,500 → ¥22,050 →	¥21,250
PALP-20	¥29,500 → ¥22,050 →	¥21,250
PALP-8-10	¥77,500 → ¥54,250 →	¥53,250
PALP-12-200	¥91,500 → ¥64,050 →	¥63,050
合計	¥261,500 → ¥184,450 →	¥180,050

5本
まとめると
¥4,400も
お得!!

ピベット（マニュアル）

PipetPAL® plus シングルチャンネルピベット

BMBio
ST (Standard & Stable)

●チップカラー表示

使用可能チップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易です。



●容量ロックシステム

ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピベッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。

●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。



PipetPAL plus

●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。



●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。

紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

上面(白い部分)
だけが回転します。

●チップエJECTERを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエJECTERの位置を上下に調整することができます。エJECTERは洗浄が可能で、取り外しが容易です。



●オートクレーブ滅菌可能

本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌 (121°C / 0.1Mpa / 20分)を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。

※シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。

※マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。

●性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証



3年保証

5本まとめた場合の1本あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-2	0.002μl	¥31,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-10	0.02μl	¥31,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-20	0.02μl	¥29,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-50	0.2μl	¥29,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-100	0.2μl	¥29,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-200	0.2μl	¥29,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-250	0.2μl	¥29,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-1000	2μl	¥29,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-5000	10μl	¥34,000	→ ¥23,800 → ¥23,000
PALP-10ml	20μl	¥36,500	→ ¥25,550 → ¥24,750

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3985 回転式スタンド 6本立て (シングルピベット用)	¥25,600

※キャンペーン対象外

◆ P3985はシングルピベットが6本掛けられ、回転式なので場所を取りません。
(回転式スタンドはマルチチャンネルピベットをかけることができません。)



Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision[%]	Fit to tips
PALP-2	Min. 0.2	±12.0	±6.0	10μl
	1.0	±2.7	±1.3	
	Max. 2.0	±1.5	±0.7	
PALP-10	Min. 0.5	±4.0	±2.8	10μl
	5.0	±1.0	±0.6	
	Max. 10.0	±0.5	±0.4	
PALP-20	Min. 2	±3.0	±1.5	200μl
	10	±1.0	±0.5	
	Max. 20	±0.8	±0.3	
PALP-50	Min. 5	±2.5	±2.0	200μl
	25	±1.0	±0.6	
	Max. 50	±0.8	±0.4	
PALP-100	Min. 10	±1.6	±0.80	200μl
	50	±0.8	±0.24	
	Max. 100	±0.8	±0.20	
PALP-200	Min. 20	±1.2	±0.60	200μl
	100	±0.8	±0.25	
	Max. 200	±0.6	±0.20	
PALP-250	Min. 50	±1.0	±0.4	300μl
	125	±0.8	±0.3	
	Max. 250	±0.6	±0.3	
PALP-1000	Min. 100	±1.6	±0.40	1000μl
	500	±0.7	±0.20	
	Max. 1000	±0.6	±0.15	
PALP-5000	Min. 1000	±0.6	±0.25	5000μl
	2500	±0.6	±0.20	
	Max. 5000	±0.5	±0.15	
PALP-10ml	Min. 1000	±2.5	±0.6	10000μl
	5000	±0.8	±0.3	
	Max. 10000	±0.5	±0.2	

ピペット（マニュアル）

PipetPAL® plus マルチチャンネルピペット

- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッヂに対応
- シングルチャンネルと特長は同じです。
(チップエジェクターを除く)

● 疲れにくいデザイン設計

フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。

● 360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いていてもチップをエJECTすることができ



●チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。



ピペットパルプラス シングルでもマルチでも
どれでも1本ご購入いただけ
ピペットパルプラスと相性抜群の
プラチナ柔チップシリーズ

(本冊子9～11ページ記載) がさらにお買い得!

※ピペットパルプラスに添付されている専用注文書にてご注文下さい。

※ピペットパルプラス1本につきプラチナ柔チップシリーズ
(詰め替え・ラック・フィルター付) いずれかをキャンペー
ン価格より更にお買い得に!



● プラチナ柔チップ(詰め替え・ラック)が
キャンペーン参考価格より更に**200円引き**。
例)

カタログ No. キャンペーン中の参考価格 更に
W10-RL ¥3,850 → ¥3,650

包 装: 960本 (96×10プレート)
大箱包装: 960本×5

● プラチナ柔フィルター付チップが
キャンペーン参考価格より更に**400円引き**。
例)

カタログ No. キャンペーン中の参考価格 更に
WF-10RS ¥9,590 → ¥9,190

包 装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5



3年保証

5本まとめた
場合の1本
あたりの価格

カタログNo.	一目盛り込み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-8-10	0.02μl	¥77,500	→ ¥54,250 → ¥53,250
PALP-8-50	0.10μl	¥77,500	→ ¥54,250 → ¥53,250
PALP-8-200	0.20μl	¥77,500	→ ¥54,250 → ¥53,250
PALP-8-300	1.00μl	¥77,500	→ ¥54,250 → ¥53,250
PALP-12-10	0.02μl	¥91,500	→ ¥64,050 → ¥63,050
PALP-12-50	0.10μl	¥91,500	→ ¥64,050 → ¥63,050
PALP-12-200	0.20μl	¥91,500	→ ¥64,050 → ¥63,050
PALP-12-300	1.00μl	¥91,500	→ ¥64,050 → ¥63,050

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3989 スタンド式 6本立て	¥22,000

※キャンペーン対象外

◆ P3989はシングル・マルチチャンネルピペット
が合わせて6本掛けられます。

*マルチチャンネルピペットを掛ける場合は、掛けられるピペット
の本数が制限されますのでご了承下さい。



Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
8 channel				
PALP-8-10	Min 1 Max 10	±8.0 ±4.0 ±2.0	±6.0 ±2.0 ±1.2	10μl
PALP-8-50	Min 5 25 Max 50	±4.0 ±3.0 ±1.6	±2.5 ±1.2 ±0.6	200μl
PALP-8-200	Min 20 100 Max 200	±3.0 ±1.5 ±1.0	±1.5 ±0.8 ±0.6	200μl 300μl
PALP-8-300	Min 50 150 Max 300	±1.6 ±1.2 ±1.0	±1.5 ±1.0 ±0.6	300μl
12 channel				
PALP-12-10	Min 1 5 Max 10	±8.0 ±4.0 ±2.0	±6.0 ±2.0 ±1.2	10μl
PALP-12-50	Min 5 25 Max 50	±4.0 ±3.0 ±1.6	±2.5 ±1.2 ±0.6	200μl
PALP-12-200	Min 20 100 Max 200	±3.0 ±1.5 ±1.0	±1.5 ±0.8 ±0.6	200μl 300μl
PALP-12-300	Min 50 150 Max 300	±1.6 ±1.2 ±1.0	±1.5 ±1.0 ±0.6	300μl

ピペット（マニュアル）

Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット

thermoscientific

Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペットです。

人気の理由はスマートな軽量デザイン（シングル約100g、8ch/12ch/16ch約200g）で特に女性の研究者の皆様に最適です。更に高正確度、高精密度で高精度な分注を実現します。

●セーフティラベル

透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利です。

●ユニークなフィンガーレスト

分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザインです。

**●クイック・クリック容量設定**

操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかるかもしれません。

**●ソフトタッチチップイジェクション**

特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減します。

●見やすいデジタルディスプレイ

ブラックパックに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザインです。

●エルゴノミクスマートデザイン

軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで手の小さい方や長時間使用の方でもハンドリングしやすいデザインです。

●フルオートクレーブ対応

ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます。(121°C、20分)

●優れた耐久性材質

金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用。これにより、軽量化と腐食体制を高めました。また、熱伝導性が低いため、ハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。

●容易なIn-Labメンテナンス

シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解ができます。

定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単に行えます。

3年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM4500000	0.2-2μl	0.01μl	¥27,900	→ ¥19,530
BM4500010	0.5-10μl	0.1μl	¥27,900	→ ¥19,530
BM4500080	2-20μl	0.1μl	¥25,500	→ ¥17,850
BM4500110	10-100μl	1.0μl	¥25,500	→ ¥17,850
BM4500090	20-200μl	1.0μl	¥25,500	→ ¥17,850
BM4500120	100-1000μl	5.0μl	¥25,500	→ ¥17,850
BM4500060	1000-5000μl	50.0μl	¥27,900	→ ¥19,530
BM4500070	2000-10000μl	100.0μl	¥30,600	→ ¥21,420

Finnpipette用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
BM9420320 Finnpipette ミニスタンド 1台	¥9,000

*キャンペーン対象外

注意：直接ピペットをかける場合には、クロスバーの丸みのある側を上にしてかけて下さい。

Model	検定容量		不正確度		不精密度		適合チップ
	[μl]	[μl]	[%]	[s.d.μl]	[cv.%]	[μl]	
BM4500000	Min 0.2	±0.024	±12.0	0.02	10.0	10	
	1	±0.035	±3.5	0.035	3.5		
	Max 2	±0.05	±2.5	0.04	2.0		
BM4500010	Min 1	±0.025	±2.5	0.02	2.0	10	
	5	±0.10	±2.0	0.05	1.0		
	Max 10	±0.10	±1.0	0.05	0.5		
BM4500080	Min 2	±0.06	±3.0	0.05	2.5	200	
	10	±0.15	±1.5	0.07	0.7		
	Max 20	±0.20	±1.0	0.08	0.4		
BM4500110	Min 10	±0.30	±3.0	0.10	1.0	200	
	50	±0.60	±1.2	0.20	0.4		
	Max 100	±0.80	±0.8	0.20	0.2		
BM4500090	Min 20	±0.36	±1.8	0.14	0.7	200	
	100	±1.00	±1.0	0.40	0.4		
	Max 200	±1.20	±0.6	0.40	0.2		
BM4500120	Min 100	±1.00	±1.0	0.60	0.6	1000	
	500	±4.00	±0.8	1.50	0.3		
	Max 1000	±6.00	±0.6	2.00	0.2		
BM4500060	Min 1000	±8.00	±0.8	3.0	0.3	5000	
	2500	±17.5	±0.7	7.5	0.3		
	Max 5000	±25.0	±0.5	10.0	0.2		
BM4500070	Min 2000	±20.0	±1.0	6.0	0.3	10000	
	5000	±40.0	±0.8	15.0	0.3		
	Max 10000	±50.0	±0.8	20.0	0.2		

ピペット（マニュアル）

Finnpipetteデジタル マルチチャンネルピペット

thermoscientific

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

**●グラビティデザイン**

ピペット全体の重量をヘッドにある程度比重をおいたデザインにより、チップ装着、サンプル分注等のハンドリングが重力に大きく抵抗せずにスムースに行えます。

●スローカーブイジェクト

緩やかな湾曲を描いたイジェクターがチップイジェクト時に各ノズルごとイジェクトするデザインの為一度にイジェクトする（例：8チャンネルであれば8本）負荷がかからず、チップイジェクトに必要な力を軽減します。

3年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8 チャンネル				
BM4510000	0.5-10μl	0.1μl	¥109,700	¥76,790
BM4510020	5-50μl	0.5μl	¥109,700	¥76,790
BM4510030	50-300μl	5.0μl	¥109,700	¥76,790
12 チャンネル				
BM4510010	0.5-10μl	0.1μl	¥126,000	¥88,200
BM4510040	5-50μl	0.5μl	¥126,000	¥88,200
BM4510050	50-300μl	5.0μl	¥126,000	¥88,200
16 チャンネル				
BM4510070	5-50μl	0.5μl	¥167,000	¥116,900

Model	検定容量 [μl]	不正確度		不精密度		適合チップ [μl]
		[μl]	[%]	[s.d.μl]	[cv.%]	
8チャンネル						
BM4510000	Min 1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
	5	±0.20	±4.0	0.15	3.0	
	Max 10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510020	Min 5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
	25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max 50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510030	Min 50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
	150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max 300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
12チャンネル						
BM4510010	Min 1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
	5	±0.2	±4.0	0.15	3.0	
	Max 10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510040	Min 5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
	25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max 50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510050	Min 50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
	150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max 300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
16チャンネル						
BM4510070	Min 5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	50μl 専用
	25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max 50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	

在庫
限り！
特別価格

ピペット

mLINE ピペット 4 本パック

ザルトリウス

- ◆ 高精度の手動ピペット
- ◆ 最小限の力でピッティング操作可能で腱鞘炎を予防
- ◆ チップの密着性が高い。
- ◆ セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減
- ◆ 耐薬品性・UV 耐性
- ◆ オートクレーブ可能
- ◆ ロックボタンによる容量ズレの防止

カタログ No.

LH-725663

1年保証

希望販売価格
¥111,000

キャンペーン中の参考価格

→ 1個限り
¥99,900

- 構成:mLINEピペット (0.5-10μL, 10-100μL, 20-200μL, 100-1000μL)
スタンダードチップ、ラック入り (0.2-10μL, 0.5-200μL, 10-1000μL)
スタンド

在庫
限り！
特別価格

ピペット（マニュアル・容量固定）

Labpette FX™ シングルチャンネル容量固定

Labnet
Labnet International, Inc.

Labpette FX™は容量固定のピペットです。オートクレーブすることで繰り返し使用できます。
2～1,000μlの容量を32種類のピペットがカバーします。

- ◆ 超軽量
- ◆ ユニークな“ツイスト・イジェクト”で必要な力を最小限に抑制
- ◆ 耐薬材
- ◆ オートクレーブ可能 (121°C、15分)
- ◆ チップを選択しやすいうようにカラーコード分けされています。



1年保証

カタログNo.	容量	正確性 (%)	再現性 (%)	チップタイプ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
P3900-2	2μl	±3.0	±1.5	200μl	1式	¥20,000	→ 2本限り ¥8,480
P3900-10	10μl	±1.2	±0.5	200μl	1式	¥20,000	→ 2本限り ¥8,480
P3900-20	20μl	±0.9	±0.4	200μl	1式	¥20,000	→ 1本限り ¥8,480
P3900-50	50μl	±0.9	±0.3	200μl	1式	¥18,000	→ 2本限り ¥7,630
P3900-100	100μl	±0.9	±0.3	200μl	1式	¥20,000	→ 2本限り ¥8,480
P3900-200	200μl	±0.6	±0.2	200μl	1式	¥20,000	→ 2本限り ¥8,480
P3900-300	300μl	±0.6	±0.2	1,000μl	1式	¥18,000	→ 2本限り ¥7,630
P3900-1000	1,000μl	±0.6	±0.2	1,000μl	1式	¥20,000	→ 2本限り ¥8,480

- 構成:ピペット本体、校正証、マニュアル、保証書

在庫
限り！
特別価格

電動ピペット

dPette (シングルチャンネル)

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

- ◆ 3段階調整の吸引・吐出スピード
- ◆ エラー制御機能を内蔵したモータードライブ
- ◆ 何度も使える効率的なリチウムイオン電池
- ◆ オートクレーブ可能 (ロアバレルのみ)
- ◆ 直接チャージ可能

1年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-2411	0.5～10μl	0.01μl	¥50,700	→ 11本限り ¥22,310
01-2421	5～50μl	0.1μl	¥60,700	→ 11本限り ¥22,310
01-2431	30～300μl	1μl	¥50,700	→ 9本限り ¥22,310
01-2441	100～1000μl	5μl	¥50,700	→ 8本限り ¥22,310

- 構成:本体、チャージングベース、電源ケーブル、USB ケーブル、マニュアル、保証書



ここが イチオシ! BM から買うと お得宣言!

**ビーエムからpipettyおよびpipetty proを
購入するとお得宣言!!**

pipetty および pipetty pro どちらでも1本ご購入いただくと
相性抜群のプラチナ柔チップシリーズ（本冊子9～11ページ記載）がさらにお買い得！

※pipettyおよびpipetty proに添付されている専用注文書にてご注文下さい。
※pipettyおよびpipetty pro1本につきプラチナ柔チップシリーズ（詰め替え・ラック・フィルター付）いずれかを
キャンペーン価格より更にお買い得に！



プラチナ柔チップ（詰め替え・ラック）がキャンペーン参考価格より更に**200円引き**。

例) カタログ No. **W10-RL** キャンペーン中の参考価格 **¥3,850** 更に **¥3,650**

包装：960本（96本×10プレート）
大箱包装：960本×5



プラチナ柔フィルター付チップがキャンペーン参考価格より更に**400円引き**。

例) カタログ No. **WF-10RS** キャンペーン中の参考価格 **¥9,590** 更に **¥9,190**

包装：960本（96本×10ラック）
大箱包装：960本×5

Check!! プラチナ柔チップとpipetty (pipetty pro) の相性

チップの装着部が非常に柔らかいつくりになっている為、pipetty または pipetty pro への
装着が容易です。



ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ＆プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

高精度軽量電動ピペット

pipetty

ICOMES
株式会社アイカムス・ラボ



- ◆ 世界最小・最軽量クラスの電動ピペット
- ◆ 優れた操作性・安定性
- ◆ 高精度連続分注
- ◆ ハンドウォーミングによる精度悪化を改善する温度制御機構搭載

通常のピペットのようにピペット上部のプッシュボタンを使用する操作に加え、ペンのような筆記スタイル（下写真）での操作が可能。筆記スタイルで操作することでマイクロプレートなどの小さなウェルに安定して分注することが可能。




ハンドウォーミングの問題点

従来のピペットは、手の熱がピペット内部に伝わり、分注精度を悪化させる「ハンドウォーミング」の問題がありました（下写真）。pipettyは本体内部に温度センサーを搭載し、内部温度を検出して分注量を制御することでこの問題を解決しています（右図）。



【外観】



- ① PUSH ボタン 吸入動作および吐出動作をします。バックボタンと同機能です。
- ② UP/DOWN ボタン 数値およびモードを切り替えます。
- ③ MODE/ENTER ボタン 数値およびモードを決定します。
- ④ LCD 設定した数値やモードが表示されます。
- ⑤ バックボタン 吸入動作および吐出動作をします。PUSH ボタンと同機能です。
- ⑥ ノズル チップを取り付けます。
- ⑦ イジェクトレバー スライドさせるとチップの取り外し（イジェクト）ができます。
- ⑧ バッテリーカバー 取り外すとバッテリーの交換が可能です。

【画面表示】



- バッテリーインジケーター
- モード
 - S (シングル) モード
...定量分注、ミキシング
 - M (マルチ) モード
...等量連続分注
 - SC (シングルキャリブレーション) モード
...Sモード校正
 - MC (マルチキャリブレーション) モード
...Mモード校正
 - SEL (セレクト) モード
...速度・ブザー設定
- 吐出量
- ミキシング量または吐出回数
- START (分注開始可能時に点灯)

Bluetooth® 搭載電動ピペット

pipetty® pro

Bluetooth® を搭載しているので専用無償ソフトウェアがインストールされた PC と通信することが可能

【主な機能】

• プログラミング機能

PC で分注量設定が可能

⇒多検体処理に要する作業時間を短縮

• ロギング機能

実験日時や作業者名、分注量などを自動で記録

⇒実験結果の信頼性が向上

• ナビゲーション機能

分注箇所をディスプレイに表示

⇒ヒューマンエラー（二重分注や入れ忘れ）の抑制



モデル	pipetty 20μl	pipetty pro 20μl	pipetty 250μl	pipetty pro 250μl	pipetty 1000μl	pipetty pro 1000μl
無線通信	不可	可	不可	可	不可	可
吐出範囲容量	0.1 - 20 μl		1 - 250 μl		5 - 1000 μl	
精度保証範囲	2 - 20 μl		25 - 250 μl		100 - 1000 μl	
再現性（連続分注時）	20 μl: ≤ 0.4% 2 μl: ≤ 2.0% (2 μl: ≤ 5.0%)		250 μl: ≤ 0.15% 25 μl: ≤ 0.7% (25 μl: ≤ 3.0%)		1000 μl: ≤ 0.15% 100 μl: ≤ 0.5% (100 μl: ≤ 3.0%)	
正確度（連続分注時）	20 μl: ≤ +/-1.0% 2 μl: ≤ +/-3.5% (2 μl: ≤ +/-5.0%)		250 μl: ≤ +/-0.5% 25 μl: ≤ +/-1.5% (25 μl: ≤ +/-3.0%)		1000 μl: ≤ +/-0.5% 100 μl: ≤ +/-1.5% (100 μl: ≤ +/-3.0%)	
ブザー音			ON/OFF切り替え可能			
サイズ (mm)	20×54×185		20×54×181		20×54×181	
重量			約75g (充電池含む)			
電源			単四形ニッケル水銀電池 (指定バッテリー: Panasonic製充電式EVOLTA BK-4HLD)			



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLIC01-20	pipetty 20	1式	¥32,000 →	¥27,200
TLIC01-250	pipetty 250	1式	¥32,000 →	¥27,200
TLIC01-1000	pipetty 1000	1式	¥32,000 →	¥27,200
MSIC04-01-20	pipetty pro 20	1式	¥120,000 →	¥102,000
MSIC04-01-250	pipetty pro 250	1式	¥120,000 →	¥102,000
MSIC04-01-1000	pipetty pro 1000	1式	¥120,000 →	¥102,000

■構成: ピペット本体、専用ホルダー、クイックガイド、検査成績書、保証書

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&フレート

細胞培養

グローブ

リザーバー


CRYO

こんな商品もあります

機器

ここが
イチオシ!

BM から買うと お得宣言!



ビーエムから下記MPA (200/1200/10000) 電動ピペットを
購入するとお得宣言!!

下記MPA (200/1200/10000) 電動ピペット1本購入で
各ピペットに適応したガラスチップ2箱プレゼント!!

注：
 • BM-MPA200、BM-MPA1200を購入した方には、BM-AX-GL-200/1200
 • BM-MPA10000を購入した方には、BM-AX-GL-10ML



プレゼント

BM-MPA200、BM-MPA1200を
購入した方には、
BM-AX-GL-200/1200
2箱プレゼント!!



プレゼント

BM-MPA10000を購入した方には、
BM-AX-GL-10ML
2箱プレゼント!!

*プレゼント品の在庫が無くなり次第、プレゼントを終了とさせていただきます。

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット

高精度

誰でも高い再現性の確保

速い

設定した量を正確に
吸引・吐出するので調整不要

疲れない

プッシュボタンの
上下繰り返し操作不要

多彩で便利なモード

- ◆ MD (Multiple Dispensing: 連続分注) モード: 1回の吸引で連続分注が可能
- ◆ MIX (混合) モード: ワンプッシュで設定した容量×回数でピッティング
- ◆ AUTO + MIX (分注混合) モード: 分注後に続けて混合(攪拌)
- ◆ SA (Sequential Aspirating: 逐次吸引) モード: 異なる液体を、設定した容量で吸引した後、全量吐出
- ◆ SD (Sequential Dispensing: 逐次排出) モード: 同一サンプルを異なる容量に分注
- ◆ プローアウト動作/リバース動作も各モードごとに設定可能です。

親指が痛くなるのは

MPA電動ピペットなら

左手でも
使えます

人差し指
で操作

手になじむ形状は、長時間の作業による疲労の蓄積や腱鞘炎の問題を低減

有機溶剤・酸に強い設計

- ◆ 挥発性ガスが触れる部分はフッ素樹脂(PVDF)を使用
- ◆ ピストン部には耐酸性・耐薬品性に優れたフッ素系グリースをコーティング

BM-MPAピペット用ガラスチップ: 200μl ~ 1200μl · 10ml

- ◆ アルカリ溶出が極めて少ない【ホウケイ酸ガラス-1】仕様
- ◆ 樹脂製チップを使用できないサンプルに便利
- ◆ BM-MPA ピペットシリーズとの組み合わせにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引
- ◆ ガラスチップ、接続アダプタはオートクレーブ可能 (121°C、15分)
- ◆ 200/1200 μl 用接続アダプタは、市販のパストールピペット(銅外径Φ 7mm)も使用可能

カタログNo.	規格	包装	希望販売価格
BM-AX-GL-200/1200	200/1200 μl	10本 (10本×1パック)	¥3,500
BM-AX-GL-10ML	10ml	10本 (10本×1パック)	¥4,000

大箱包装:なし キャンペーン対象外

*商品の詳細については
ホームページをご覧ください。

*当ページ掲載商品は包装:1式、大箱包装:なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&フレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

35

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット



ワイドな容量レンジ

ここがイチオシ! ここがイチオシ! ここがイチオシ!



● MPAシリーズ
MPA200/MPA1200/MPA10000

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格
¥42,000 → ¥33,600 3年保証

MPA10/MPA20

希望販売価格

¥42,000 キャンペーン対象外

3年保証

● MPBシリーズ（マルチチャンネル）

希望販売価格

¥120,000 キャンペーン対象外

3年保証

MPA電動ピッパーに
マルチチャンネルタイプが新登場
先端部シリンダユニットの着脱により
チャンネル数の変更が可能

選べる充電方法

充電ハンガー

カタログNo.	包装	希望販売価格
BM-AX-HA-CHG	1個 (1個×1パック)	¥5,000

◆ 付属のUSBケーブルによる充電(充電中も使用可能)



充電スタンド

カタログNo.	包装	希望販売価格
BM-AX-ST-CH-A1	1本用	1式 ¥12,000
BM-AX-ST-CH-M4	4本用	1式 ¥36,000



BM-AX-ST-CH-A1



3台まで連結可能



BM-AX-ST-CH-M4

※上記充電商品はキャンペーン対象外

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット



● MPAシリーズ（シングルチャンネル）

モデル	BM-MPA10		BM-MPA20		BM-MPA200		BM-MPA1200		BM-MPA10000							
容量範囲	0.5 - 10 μL		2.0 - 20 μL		10 - 200 μL		100 - 1200 μL		0.1 - 10mL							
性能	容量	1.0 μL	10 μL	2.0 μL	20 μL	10 μL	200 μL	100 μL	1200 μL	1.0mL						
	正確さ（±）	4.00%	1.00%	4.00%	1.00%	2.50%	0.60%	2.50%	0.50%	2.50%						
	再現性（CV）	2.50%	0.40%	2.50%	0.40%	1.00%	0.15%	0.60%	0.15%	0.15%						
最小可変容量	0.1 μL			1 μL			0.1mL									
プログラムメモリー	9種類															
分注スピード	5段階調整															
省エネルギー	10分後に自動電源オフ															
充電時間	約5時間／100%チャージ															
電源 ^{*1}	ACアダプター：100VAC 50/60Hz DC 5V（標準付属品）、本体バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V/920mAh															
最大分注回数	約1800回（フル充電、標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて）															
オートクレーブ	ロアパーテのみ可能															
使用環境条件	15~30°C／85%RH以下															
全長	約280mm															
重量（電池を含む）	約150g			約160g			約170g			約190g						

*1：充電中もお使いいただけます。

● MPBシリーズ（マルチチャンネル）

モデル	BM-MPB200-8			BM-MPB1200-8									
容量範囲	3.0 - 200 μL			15 - 1200 μL									
性能	容量	10 μL	100 μL	200 μL	100 μL	600 μL							
	正確さ（±）	5.00%	2.40%	1.20%	5.00%	2.00%							
	再現性（CV）	2.00%	0.60%	0.30%	1.20%	0.60%							
最小可変容量	0.1 μL			1 μL									
プログラムメモリー	9種類												
分注スピード	5段階調整												
省エネルギー	10分後に自動電源オフ												
充電時間	約5時間／100%チャージ												
電源 ^{*1}	ACアダプター：100VAC 50/60Hz DC 5V（標準付属品）、本体バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V/920mAh												
最大分注回数 ^{*2}	10 μL × 66回			15 μL × 80回									
オートクレーブ	不可												
使用環境条件	15~30°C／85%RH以下												
全長	約290mm												
重量（電池を含む）	約290g					約280g							

*1：充電中もお使いいただけます。

*2：フル充電、標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて

注意：MPBシリーズはオートクレーブ滅菌できません。

電動ピペット

エクセル電動ピペット



操作モード

● オートモード (AUTO)

オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸い・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ビッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。

● MDモード (反復分注モード)

MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。

● MIXモード (ミキシングモード)

定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。

● SAモード (連続定量分注) ※LE1200シリーズではお使いいただけません。

設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。

● SDモード (連続可変分注)

設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。

*充電しながらのご使用は出来ません。

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	正確度 (%)	再現性 (%)	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
シングルチャンネル						
LE10-1	0.5-10 μl	0.1 μl	±4.0 ~ ±1.5	≤2.5 ~ ≤0.4	¥71,000 →	¥56,800
LE20-1	2-20 μl	0.1 μl	±5.0 ~ ±1.0	≤2.0 ~ ≤0.3	¥72,000 →	¥57,600
LE200-1	10-200 μl	1 μl	±2.0 ~ ±0.6	≤1.0 ~ ≤0.15	¥72,000 →	¥57,600
LE1200-1*	100-1200 μl	1 μl	±1.5 ~ ±0.5	≤0.6 ~ ≤0.15	¥69,000 →	¥55,200
マルチチャンネル (8ch)						
LE10-8	0.5-10 μl	0.1 μl	±4.0 ~ ±1.5	≤2.5 ~ ≤0.5	¥144,000 →	¥115,200
LE20-8	2-20 μl	0.1 μl	±5.0 ~ ±1.0	≤2.0 ~ ≤0.3	¥144,000 →	¥115,200
LE200-8	10-200 μl	1 μl	±2.0 ~ ±0.6	≤1.0 ~ ≤0.15	¥155,000 →	¥124,000
LE1200-8*	100-1200 μl	1 μl	±1.5 ~ ±0.5	≤0.6 ~ ≤0.15	¥155,000 →	¥124,000
マルチチャンネル (12ch)						
LE10-12	0.5-10 μl	0.1 μl	±4.0 ~ ±1.5	≤2.5 ~ ≤0.5	¥157,000 →	¥125,600
LE20-12	2-20 μl	0.1 μl	±4.0 ~ ±1.0	≤2.5 ~ ≤0.5	¥165,000 →	¥132,000
LE200-12	10-200 μl	1 μl	±3.0 ~ ±0.6	≤1.0 ~ ≤0.15	¥168,000 →	¥134,400
LE1200-12*	100-1200 μl	1 μl	±3.0 ~ ±0.5	≤0.8 ~ ≤0.2	¥188,000 →	¥150,400

* LE1200 シリーズでは SA モードをお使い頂けません。ご注意下さい。

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。



**FASTPETTE 1本ご購入で、
交換用シリンジフィルター (P2023, 0.2μm)
5個をもれなくプレゼント!!**



電動ピッパー

FASTPETTE PRO

Labnet
Labnet International, Inc.

- 人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピッティング作業による疲れを軽減させます。
- 0.5mlから100mlまでのピッペットに対応しています。
- フィルター及びピッペットホルダーはオートクレーブ可能です。
- 最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げることができます。
- フル充電で約2,000回ピッティング可能
- 用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。
- 壁掛け式専用チャージスタンド付

重量	220g(本体)
バッテリー	ニッケル水素電池
バッテリー使用時間	約8時間(充電時間: 7 ~ 8時間)
フィルター	疎水性0.2μm
材質	ノーズコーン: ポリプロピレン ピッペットホルダー: シリコン

カタログ No. **BMP-7** 1年保証 希望販売価格 **¥51,700** → **¥41,360** キャンペーン中の参考価格

- 構成: ピッペット本体、スタンド、0.2μm PTFEフィルター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
P2023	交換用シリンジフィルター 0.2μm	5個(1個個装×5パック)	¥4,200

※キャンペーン対象外



電動ピッパー

BlueSwan™

BLUE-RAY
BIOTECH

- 自立型デザイン: ピッペットをつけた状態で立てておけます。
- 軽量: たったの180g(バッテリー含む)
- 短時間充電: 4時間の充電で約4,500回使用可能
- 充電しながらも使用可能
- 容易なスピード調整: スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードになります。
- バッテリーの消費量を3色で識別: 青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)
- UV耐性



カタログ No. **BS01-1000** 1年保証 希望販売価格 **¥38,000** → **¥26,600** キャンペーン中の参考価格

- 構成: ピッペッター本体、リチウムイオンポリマーバッテリー、ウォールマウント、メンブレンフィルター(0.2μm)、電源ケーブル、マニュアル、保証書

BlueSwan™には他にはないユニークな機能として、液体と蒸気が放出される保護的な空洞があります。一般的に、ピッペッター内部への液体のオーバーフローを防ぎますがこの空洞は、有機溶剤や腐食により生じる蒸気からPCBAの損傷を防止することが主な機能です。空洞がなければ、これら蒸気はピッペッター内部をランダムな方向に流れます。

ピッペット容量	1-100mlプラスチックピッペット もしくはガラスピッペット
最大吸引/吐出スピード	>7.5ml/秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール	連続、ホイールの回転による速さの調製
回数	約4,500回(25mlピッペット使用時)
充電時間	約4時間
パワージャック	ミニUSB
フィルター	疎水性、Φ25mm、0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレーブ	ノーズコーン、ピッペットホルダー、フィルターのみ可
動作条件	5-40°C、0-85% RH
重量	180g(バッテリー含む)
電源	100-240VAC、50/60Hz、5V、2.0A

**在庫
限り!**
特別価格

トランスマーピペット

Exact Volume Pipettes

thermoscientific

- ◆ 20～150 μlの正確な量を正確に分注
- ◆ 毒性のないポリエチレンを使用し、ピペットの表面はサンプルが吸着しにくく、貴重なサンプルを無駄にしません。
- ◆ 液体窒素を用いた凍結が可能で、ヒートシーラーを用いて保存容器としても可能



カタログNo.	788NL	784NL	783NL
全長	8.0cm	5.9cm	5.3cm
胴径	3.0mm	2.3mm	2.0mm
全容量	150 μl	40 μl	20 μl

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
783NL	Exact Volume Pipettes 20 μl	500本 (500本×1パック)	¥2,500 → 68箱限り	¥500
784NL	Exact Volume Pipettes 40 μl	500本 (500本×1パック)	¥2,400 → 229箱限り	¥500
788NL	Exact Volume Pipettes 150 μl	500本 (500本×1パック)	¥2,700 → 27箱限り	¥500

チューブ

サンプル保存チューブ 0.6ml & キャップSimport
Scientific Inc.

DNase, RNase, Pyrogen, DNA Free

- ◆ SBS/ANSI 規格
- ◆ 優れた化学的安定性
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen, DNAフリー
- ◆ 底形状: V
- ◆ ウエル容量: 600 μl
- ◆ サイズ (WxDxH) : 85.5x127.8x41.6mm
- ◆ 材質: P.P



カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM8111	¥35,300 →	¥24,710

包装: 2304本 (96本×24個)



カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM8115	¥18,300 →	¥12,810

包装: 4800本 (8連本×600本)

**在庫
限り!**
特別価格

8連キャップ

- ◆ 漏れ防止/蒸発テスト済み
- ◆ 使いやすい小分け包装
- ◆ 材質: P.P

**8連ドームキャップ ナチュラル**

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM8113	¥4,800 → 8個限り	¥3,020

包装: 1000本 (8連×125本)

**8連フラットキャップ ナチュラル**

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM8114	¥4,800 → 6個限り	¥3,020

包装: 1000本 (8連×125本)

チューブ

2ポジションキャップ付チューブ(目盛なし)

EVERGREEN


オートクレープ不可

滅菌済

小分け包装

2ポジションキャップ

ポジション①は通気性用途、
ポジション②は非通気性用途に適しています。




P.S

- ・オートクレープ不可
- ・遠心耐性：純水時 3000g
- ・温度耐性：-40℃～60℃

P.P

- ・オートクレープ不可
- ・遠心耐性：純水時 6000g
- ・温度耐性：-80℃～121℃



12×75mm 容量5.0ml 丸底

カタログNo.

P.S 222-2036-050 G 滅菌

希望販売価格

¥20,900 → ¥14,630


包 装：500本 (25本×20パック)
大箱包装：—

カタログNo.

P.P 222-2376-080 G 滅菌

希望販売価格

¥22,600 → ¥15,820

包 装：500本 (25本×20パック)
大箱包装：—

13×100mm 容量8.0ml 丸底

カタログNo.

P.S 222-2061-050 G 滅菌

希望販売価格

¥24,900 → ¥17,430

包 装：500本 (25本×20パック)
大箱包装：—

カタログNo.

P.P 222-2381-080 G 滅菌

希望販売価格

¥35,200 → ¥24,640

包 装：500本 (25本×20パック)
大箱包装：—

17×100mm 容量16.0ml 丸底

カタログNo.

P.S 222-2094-050 G 滅菌

希望販売価格

¥28,300 → ¥19,810

包 装：500本 (25本×20パック)
大箱包装：—

カタログNo.

P.P 222-2393-080 G 滅菌

希望販売価格

¥28,400 → ¥19,880

包 装：500本 (25本×20パック)
大箱包装：—

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

在庫
限り！
特別価格

チューブ
テストチューブ

nerbe plus



12×55mm 容量4.0ml

カタログ No.

02-111-0001

希望販売価格

¥34,500 → 5個限り

キャンペーン中の参考価格

¥21,750

包装: 5,000本 (1,000本×5袋) / 箱

大箱包装:



16×95mm 容量11.0ml

カタログ No.

02-212-0001

希望販売価格

¥39,600 → 11個限り

キャンペーン中の参考価格

¥24,950

包装: 2,000本 (250本×8袋) / 箱

大箱包装:



12×75mm 容量4.5ml

カタログ No.

02-411-0001

希望販売価格

¥48,000 → 7個限り

キャンペーン中の参考価格

¥30,240

包装: 5,250本 (525本×10袋) / 箱

大箱包装:



16×100mm 容量12.0ml

カタログ No.

02-352-1000

希望販売価格

¥49,800 → 6個限り

キャンペーン中の参考価格

¥31,370

包装: 1,000本 / 箱

大箱包装:



02-352-6000

G

滅菌

¥69,700 → 15個限り

¥43,910

包装: 1,000本 / 箱

大箱包装:

チューブ

リングロックチューブ


 BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレープ可能 (121℃, 15分) ※BM-15はオートクレープ不可


カタログ No.
NT-172 未滅菌希望販売価格
¥4,3001本あたり
¥3.0
キャンペーン中の参考価格
¥3,010包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10カタログ No.
NT-175 未滅菌希望販売価格
¥2,3001本あたり
¥3.2
キャンペーン中の参考価格
¥1,610包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10カタログ No.
BM-20 未滅菌希望販売価格
¥2,3001本あたり
¥3.2
キャンペーン中の参考価格
¥1,610包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10カタログ No.
BM-15 未滅菌希望販売価格
¥2,2001本あたり
¥3.1
キャンペーン中の参考価格
¥1,540包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

※オートクレープ不可

カタログ No.
BM-15F 未滅菌希望販売価格
¥2,5001本あたり
¥3.5
キャンペーン中の参考価格
¥1,750包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

平底チューブ BM-15F

平底チューブはエタノール沈澱における液層の除去、DNA沈澱物の回収が簡単です。



平底チューブをDNA沈澱物がチューブ底の下にくる様に傾けます。ピペットチップをチューブ底の上の角に合わせ、エタノールを回収します。

チューブ底の下部にあったDNA沈澱物が上部にくる様に180°回転させ、チューブ底の下部から残りのエタノールを回収します。



キャップ及びその開閉部が大きいので開け閉めが滑らか

この部分が薄くなっているので、キャップをシールしたまま、シリンジ等でサンプルを上から注入できる

目盛
底の近くでもクリアー

キャップと胴体両部分に凸ライン部があるのでシーリングが完全にできる

キャップと胴体の2ヶ所に書き込みができます。

-80℃～121℃の範囲で使用可能
遠心耐性: 14,000RCF (×g)

チューブ

サンプリングチューブ



DNase, RNase Free

オートクレープ可能 (121°C, 15分)

0.6ml

1.5ml

2.0ml

- フラットトップ
- 目盛付
- 書込みOK

カタログ No.

BMC-06

- フラットトップ
- 目盛付
- 書込みOK

カタログ No.

BMC-15

- フラットトップ
- 目盛付
- 書込みOK

カタログ No.

BMC-20希望販売価格
¥5,4001本あたり
¥3.8
キャンペーン中の参考価格
¥3,780希望販売価格
¥3,2001本あたり
¥4.4
キャンペーン中の参考価格
¥2,240希望販売価格
¥3,6001本あたり
¥5.0
キャンペーン中の参考価格
¥2,520

包 装：1,000本 (1,000本×1パック)

大箱包装：1,000本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 脳体に書き込み可能です。

包 装：500本 (500本×1パック)

大箱包装：500本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 脳体に書き込み可能です。

包 装：500本 (500本×1パック)

大箱包装：500本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 脳体に書き込み可能です。

チューブ

マイクロチューブ

30% OFF!



DNase, RNase Free

オートクレープ可能 (121°C, 15分)

0.6ml

1.5ml

2.0ml

- フラットトップ
- 目盛付
- 書込みOK

カタログ No.

502-GRD-Q希望販売価格
¥3,6001本あたり
¥2.5
キャンペーン中の参考価格
¥2,520

- フラットトップ
- 目盛付
- 書込みOK

カタログ No.

509-GRD-Q希望販売価格
¥2,2001本あたり
¥3.1
キャンペーン中の参考価格
¥1,540

- フラットトップ
- 目盛付
- 書込みOK

カタログ No.

508-GRD-Q希望販売価格
¥2,8001本あたり
¥3.9
キャンペーン中の参考価格
¥1,960包 装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

- ◆ 抜群の透明度
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 100μl刻みの目盛付

包 装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

- ◆ 人気No.1のスタンダードタイプ
- ◆ シンプルな目盛でサンプルの目視が容易
- ◆ 500μl刻みの目盛付

包 装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

- ◆ 抜群の透明度
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 250μl刻みの目盛付

チューブ

マイクロチューブ Micrewtube® チューブ

Simport Scientific Inc.

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレープ可能 (121°C, 15分)

- Micrewtube®は、サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。
- 3種類の容量 (0.5/1.5/2.0ml)、自立型とコニカル型からお選びいただけます。
- Micrewtube®チューブは-196°C～+121°Cの温度耐性があり、コニカル型タイプは最大20,000gで、自立型タイプは最大17,000gで遠心が可能です。
- キャップはウォッシャーシールタイプでキャップ上部に固定されたウォッシャーシールがサンプルの漏れを防止し、何度も使用できます。フラットトップなので書き込みができ、自動キャッピングマシンに使用できます。
- Micrewtube®のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能です。ガンマ線滅菌済みのチューブは、コンタミネーションから保護するために再密封可能な袋に包装されています (カタログNo.の後ろに "S" がついたもの)。また、カタログNo.に "SPR" がついた滅菌済みチューブは目盛付、書き込みスペース付になります。
- チューブ・キャップはポリプロピレン製
- 温度耐性: -196°C～121°C
- 遠心耐性: <自立型> 最大17,000g <コニカル型> 最大20,000g

注意:

- 0.5/2.0ml 自立型Micrewtube®は、アングルローターのついたマイクロ遠心機には直接使用できません。
遠心操作中は、チューブの底とローターチャンバーの壁の間に十分な隙間があることを確認してください。
- チューブに水を入れてキャップし、フルスピードでテストしてください。
- 液体窒素での使用は避けてください。



カタログ No.

T335-2 未滅菌希望販売価格
¥28,800→ **¥20,160**

包装: 1000本 (1000本×1パック)

大箱包装: -



カタログ No.

T335-2S G滅菌希望販売価格
¥18,200→ **¥12,740**

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -



カタログ No.

T335-2SPR G滅菌希望販売価格
¥24,500→ **¥17,150**

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -



カタログ No.

T335-4 未滅菌希望販売価格
¥28,700→ **¥20,090**

包装: 1000本 (1000本×1パック)

大箱包装: -



カタログ No.

T335-4S G滅菌希望販売価格
¥18,200→ **¥12,740**

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -



カタログ No.

T335-4SPR G滅菌希望販売価格
¥24,500→ **¥17,150**

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

チューブ

マイクロチューブ Micrewtube® チューブ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレープ可能 (121°C, 15分)

コニカル型 1.5ml

コニカル型 1.5ml

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

T335-5 未滅菌希望販売価格
¥28,700キャンペーン中の参考価格
→ ¥20,090

包装: 1000本 (1000本×1パック)

大箱包装: -

自立型 2.0ml

自立型 2.0ml

自立型 2.0ml



カタログ No.

T335-6 未滅菌希望販売価格
¥28,800キャンペーン中の参考価格
→ ¥20,160

包装: 1000本 (1000本×1パック)

大箱包装: -

コニカル型 2.0ml

コニカル型 2.0ml

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

T335-7 未滅菌希望販売価格
¥28,700キャンペーン中の参考価格
→ ¥20,090

包装: 1000本 (1000本×1パック)

大箱包装: -

カタログ No.

T335-7S 未滅菌希望販売価格
¥18,200キャンペーン中の参考価格
→ ¥12,740

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

カタログ No.

T335-7SPR 未滅菌希望販売価格
¥21,900キャンペーン中の参考価格
→ ¥17,150

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

*当ページ掲載商品は包装: 1式、大箱包装: なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

ClikLok™ チューブ/マイクロチューブ



チューブ

T サンプルストックチューブ

BMBio ST (Standard & Stable)

原寸大

コニカル型 1.5ml



1.5ml

茶色
(アンバー)
もあります!

2.0ml

茶色
(アンバー)
もあります!

カタログ No.

T330-7AM 未滅菌 アンバー

希望販売価格

¥3,100

キャンペーン中の参考価格

¥2,170

T330-7 未滅菌 色付

希望販売価格

¥3,000

キャンペーン中の参考価格

¥2,170

包装: 500本 (500本×1パック)

◆ 目視でも確認できる明瞭なチューブ

◆ 耐熱性

◆ 高速遠心可能な頑丈さ

◆ ご注文の際にはご希望の色を指定してください。
N:ナチュラル B:ブルー G:グリーン Y:イエロー

カタログ No.

T330-72 未滅菌 色付

希望販売価格

¥5,400

キャンペーン中の参考価格

¥3,780

包装: 500本 (500本×1パック)

◆ 使用中のキャップの開口をしっかりと防

◆ コニカル型

◆ 目盛 (0.5, 1.0, 1.5ml) および書き込み
スペース付◆ ご注文の際にはご希望の色を指定してください。
N:ナチュラル AM:アンバー B:ブルー G:グリー
ン Y:イエロー



チューブ

大容量サンプリングチューブ : 5.0ml

Argos TECHNOLOGIES

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)



5mLサンプリングチューブ用ラック (20本立)

※商品にはチューブは含まれておりません。

- ◆ 大容量の5mLチューブ
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 0.5ml刻みの目盛付きでフタに書き込み可能
- ◆ オートクレーブ可能 (121°C、15分)
- ◆ DNase, RNase, Pyrogenフリー

カタログ No.

BMA-T2076A

5mLサンプリングチューブ
スタンダードタイプ

未滅菌

包 装: 200本 (200本×1パック)

大箱包装: 一

希望販売価格

¥14,700

キャンペーン中の参考価格

¥10,290

BMA-T2076S-CA

5mLサンプリングチューブ
スタンダードタイプ

G滅菌

包 装: 200本 (200本×1パック)

大箱包装: 一

希望販売価格

¥16,000

キャンペーン中の参考価格

¥11,200

BMA-T2075A

5mLサンプリングチューブ
Capsafe™タイプ

未滅菌

包 装: 200本 (200本×1パック)

大箱包装: 一

希望販売価格

¥12,800

キャンペーン中の参考価格

¥8,960

BMA-R6010

5mLサンプリングチューブ用ラック

未滅菌

包 装: 1ラック (1ラック×1パック)

大箱包装: なし

希望販売価格

¥9,400

キャンペーン中の参考価格

¥6,580

*T2076(A/S-CA)とT2075Aは胴径が異なります。

*当ページ掲載商品は包装: 1式、大箱包装: なしです。

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

大幅
値引き

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ & プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

5.0ml サンプリングチューブ

ClikLok™ チューブ & MacrewTube™ チューブ



Simportの5.0mlチューブ

ClikLok™チューブとMacrewTube™チューブは、中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。


これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。

Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くのでピッパーのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。


チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。

- ◆ DNase, RNase, Pyrogen and DNA free
- ◆ 高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。
- ◆ フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能
- ◆ CAPINSERT™：キャップインサート（M957シリーズ）によるサンプル識別も大変便利
- ◆ フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能
- ◆ フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。
- ◆ オートクレーブ可能（121°C, 20分、フタを開けた状態）
- ◆ 材質：ポリプロピレン
- ◆ 遠心耐性：～25,000xg
- ◆ 温度耐性：-196～+121°C（液体窒素での液相保存には使用できません）

*チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80°Cを越える実験ではSimport CapLock™の使用をおすすめしています。



T330 ClikLok™チューブ



T365 MacrewTube™チューブ

- ① 滑らかな底面
- ② 高い透明性でサンプルの識別が容易
- ③ 収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン
- ④ 目盛付き（0.5ml 刻み）
- ⑤ 加熱、保存、移動中に不意に開くことのない、信頼性の高いフタ
- ⑥ 90度まで大きく開くフタ
- ⑦ サンプルを注入しやすい平らな開口部
- ⑧ ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
- ⑨ 3/4回転でもれのないスクリューキャップ

5.0ml サンプリングチューブ

ClikLok™ チューブ & MacrewTube™ チューブ**Simport**
Scientific Inc.**T330 ClikLok™ チューブ**

フラットトップキャップ



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	
T330-75N	■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75NS	■ Natural Sterile	200本 (100本×2パック)	¥10,000	→ ¥7,000	
T330-75B	■ Blue	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75G	■ Green	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75R	■ Red	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75Y	■ Yellow	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75AM	■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75AMS	■ Amber Sterile	200本 (100本×2パック)	¥10,000	→ ¥7,000	
T330-76N	キャップインサート対応*	■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76NS	キャップインサート対応*	■ Natural Sterile	200本 (100本×2パック)	¥9,300	→ ¥6,510
T330-76B	キャップインサート対応*	■ Blue	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76G	キャップインサート対応*	■ Green	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76R	キャップインサート対応*	■ Red	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76Y	キャップインサート対応*	■ Yellow	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76AM	キャップインサート対応*	■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥10,000	→ ¥7,000
T330-76AMS	キャップインサート対応*	■ Amber Sterile	200本 (100本×2パック)	¥11,000	→ ¥7,000

※ M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

T365 MacrewTube™ チューブ

チューブ単体（チューブのみ）*キャップについては下記 T366 シリーズよりお選びください。

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T365-5TN	■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥4,900	→ ¥3,430
T365-5TAM	■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥4,900	→ ¥3,430

チューブ & スクリューキャップ（滅菌済み）M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T365-5NLSS	■ Natural	200本 (20本×10パック)	¥9,400	→ ¥6,580
T365-5AMLSS	■ Amber	200本 (20本×10パック)	¥9,400	→ ¥6,580

スクリューキャップ 5ml チューブ用（キャップのみ）M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T366NLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Natural	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366AMLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Amber	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366BLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Blue	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366GLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Green	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366RLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Red	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366WLS	ループなしフラットトップタイプ	○ White	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366YLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Yellow	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366NLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Natural	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366AMSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Amber	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366BLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Blue	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366GLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Green	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366RLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Red	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366WLSL	ループ付フラットトップタイプ	○ White	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366YLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Yellow	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器





49

PCR チューブ

PCRシングルチューブ・8連チューブ



- ◆ PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ
- ◆ 全体的に非常にクリアで透明感があります。
- ◆ キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりとフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。



カタログ No.	規格	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PCR-0104	0.1mL 4連チューブ キャップ、Rotor-Gene Q 適合	1000本 (4連×250ストリップ)	¥24,800 →	¥17,360
PCR-0108LP-TCP-C	0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 透明薄壁タイプ 8連クリアキャップ付	960本 (8連×120ストリップ)	¥22,800 →	¥15,960
PCR-0108LP-TCP-W	0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 白色薄壁タイプ 8連クリアキャップ付	960本 (8連×120ストリップ)	¥26,600 →	¥18,620
PCR-0208	8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ	1000本 (8連×125ストリップ)	¥15,200 →	¥10,640
PCR-0208-IF-F	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ プロストラットキャップ付	960本 (8連×120ストリップ)	¥17,200 →	¥12,040
PCR-0208-IF-Q	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ クリアキャップ(凹型) qPCR用	960本 (8連×120ストリップ)	¥19,000 →	¥13,300
PCR-0208-IF-RT	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ クリアキャップ付 qPCR用	960本 (8連×120ストリップ)	¥18,600 →	¥13,020
PCR-0208-TCP-F	0.2mL 8連チューブ 透明薄壁タイプ 8連フラットキャップ付	960本 (8連×120ストリップ)	¥18,600 →	¥13,020
PCR-0208-TCP-RT	0.2mL 8連チューブ 透明薄壁タイプ 8連透明フラットキャップ付 qPCR用	960本 (8連×120ストリップ)	¥19,000 →	¥13,300
PCR-0208CP-F	8連フラットキャップ プロストタイプ	1000本 (8連×125ストリップ)	¥3,200 →	¥2,240
PCR-0208CP-Q	8連フラットキャップ 透明 qPCR用 (凹型)	1000本 (8連×125ストリップ)	¥4,400 →	¥3,080
PCR-0208CP-RT	8連フラットキャップ 透明 qPCR用	1000本 (8連×125ストリップ)	¥4,000 →	¥2,800
PCR-02F	0.2mL PCRチューブ 透明薄壁タイプ プロストラットキャップ付	1000本 (1000本×1パック)	¥8,600 →	¥6,020
PCR-02Q	0.2mL PCRチューブ 透明薄壁タイプ 8連透明フラットキャップ(凹型)付	1000本 (1000本×1パック)	¥8,600 →	¥6,020

PCR チューブ

PCRシングル・8連・12連チューブ




DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレープ不可

キップ

ドームキャップ



原寸大

フラットキャップ(リアルタイムPCR用)

ドーム
トップ
フラット
トップ

カタログ No.

PCR-8CNEW 未滅菌

希望販売価格
¥3,000

キャンペーン中の参考価格

¥2,100

包装: 1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

QPCR-8C 未滅菌

希望販売価格
¥5,400

キャンペーン中の参考価格

¥3,780

包装: 1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装: 1,000本×10

温度耐性: -80°C~121°C

◆ PCR-8TNEWシリーズ専用のキャップとしてご使用戴けます。
※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

※PCR-8CおよびPCR-8Tは金型変更に伴い、PCR-8CNEW、PCR-8TNEWへカタログNo.を変更しております。(2016年10月17日)。

詳細は当社ホームページ (<https://www.bmbio.com>)内「商品のお知らせ」をご覧ください。

スタンダードチューブ: 0.2ml

原寸大



カタログ No.

PCR-8TNEW 未滅菌

希望販売価格
¥14,300

キャンペーン中の参考価格

¥10,010

包装: 1,000本分 (8連×125ストリップ) 大箱包装: 1,000本×10

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ チューブにはナンバリングが刻印されており、ハンドリングミスが軽減されます。

◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

スタンダードチューブ(フラットトップ): 0.2ml

原寸大

ウェルト
クリア

カタログ No.

PCR-02F2 未滅菌

希望販売価格
¥7,900

キャンペーン中の参考価格

¥5,530

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。



スタンダードチューブ: 0.2ml



原寸大

ドーム
トップ

■ キャップ

カタログ No.

T-3034-1C

希望販売価格
¥3,700

→ 15個限り

キャンペーン中の参考価格
¥2,330

包装: 960本/箱 大箱包装:

■ チューブ

カタログ No.

T-3114-1

希望販売価格
¥15,800

→ 213個限り

キャンペーン中の参考価格
¥9,950

包装: 960本/箱 大箱包装:

PCR チューブ



経済的！エコノミカルPCRシングル・8連チューブ

DNase, RNase, endotoxin Free

経済的

小分け包装

スタンダードチューブ（フラットトップ）：0.2ml



カタログ No.

MB-P02-A 未滅菌

希望販売価格

¥18,000

→ **¥12,600**

包装：3,000本（500本×6袋）大箱包装：—

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml & ドームキャップ



カタログ No.

MB-P08-D 未滅菌

希望販売価格


¥12,000

→ **¥8,400**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：—

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml & フラットキャップ



カタログ No.

MB-P08-B 未滅菌

希望販売価格

¥12,000

→ **¥8,400**包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：—
◆ キャップへの書き込み可能

シングルフラットキャップ with チューブ：0.2ml



カタログ No.

MB-P08-A 未滅菌

希望販売価格

¥13,000

→ **¥9,100**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：—

◆ キャップへの書き込み可能

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ



カタログ No.

MB-Q200 未滅菌

希望販売価格

¥13,500

→ **¥9,450**包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：—
◆ スタンダードプロファイル
◆ 色：ナチュラル

PCR チューブ

リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml/0.2ml



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレープ不可

- ◆ リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
- ◆ 肉薄のため優れた熱伝導性
- ◆ 使いやすい小分け包装
- ◆ ロープロファイルのため反応効率を高めます。
- ◆ ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
- ◆ 材質:P.P
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性:5,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性:-40°C~121°C

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

MB-Q100 未滅菌希望販売価格
¥12,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,400**

包装:960本(8連×12本×10)

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

MB-Q100C 未滅菌希望販売価格
¥18,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥12,600**

包装:960本(8連×12本×10)

- ◆ ボトムディテクションリアルタイムPCRマシンに最適

0.1ml ホワイト



カタログ No.

MB-Q100W 未滅菌希望販売価格
¥19,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥13,300**

包装:960本(8連×12本×10)

0.2ml ホワイト



カタログ No.

MB-Q200W 未滅菌希望販売価格
¥19,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥13,300**

包装:960本(8連×12本×10)

PCR チューブ

AmpliTubes™PCR 8連チューブ & シングルロックフラットキャップ 0.1ml



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレープ不可

- ◆ チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないで、コンタミネーション防止につながります。
- ◆ ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
- ◆ ロープロファイルのため反応効率が高い
- ◆ プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
- ◆ 未滅菌
- ◆ 材質:P.P
- ◆ 色:ナチュラル
- ◆ 遠心耐性:純水時 5,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性:-40°C~121°C



カタログ No.

T320-2LPN希望販売価格
¥21,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥14,700**

包装:1000本(8連×125本)

PCR プレート




経済的！ エコノミカルPCRプレート

DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレープ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM ZERO PCRプレート適合表をご覧下さい

96wellハーフスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96-S 未滅菌

希望販売価格


¥24,000

→ ¥16,800

包装:50枚(10枚×5パック) 大箱包装:—

- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellシンプレートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-P96 未滅菌

希望販売価格


¥24,000

→ ¥16,800

包装:50枚(10枚×5パック) 大箱包装:—

- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR 未滅菌

希望販売価格


¥24,000

→ ¥16,800

包装:50枚(10枚×5パック) 大箱包装:—

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellエレベートスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96 未滅菌

希望販売価格


¥24,000

→ ¥16,800

包装:50枚(10枚×5パック) 大箱包装:—

- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LP 未滅菌

希望販売価格


¥24,000

→ ¥16,800

包装:50枚(10枚×5パック) 大箱包装:—

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR-W 未滅菌

希望販売価格

¥25,000

→ ¥17,500

包装:50枚(10枚×5パック) 大箱包装:—

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ホワイト

注意：他社ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

*当ページ掲載商品は包装:1式、大箱包装:なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCR プレート

PCR プレート



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM ZERO PCRプレート適合表をご覧下さい

96well ハーフスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

PCR-96-PE2 未滅菌

希望販売価格

¥6,300

→

¥4,410

キャンペーン中の参考価格

包装: 10枚 (10枚×1パック) 大箱包装: 10枚×5

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 主なヒートシーラー、シーリングマットに対応
- ◆ 材質P.P

96well エレベートスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

BMPCR-96-AB 未滅菌

希望販売価格

¥7,800

→

¥5,460

キャンペーン中の参考価格


包装: 10枚 (10枚×1パック) 大箱包装: 10枚×5

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 材質P.P

96wellシンプルプレートタイプ: 0.2ml



カットOK

カタログ No.

PCR-96-I 未滅菌

希望販売価格

¥26,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥18,550**

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 50枚×2

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 材質P.P

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

テストプレート

96ウェル テストプレート〈ポリスチレン製〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

リーズナブルプライス

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレープ不可

BMBio独自の高度な生産技術とモールドにより製造されました。
DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。

96well
容量: 275μl

カタログ No.

BM6000 G 滅菌

希望販売価格
¥15,400→ キャンペーン中の参考価格
¥10,780

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

96well
容量: 300μl

カタログ No.

BM6001 G 滅菌

希望販売価格
¥18,200→ キャンペーン中の参考価格
¥12,740

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

96well
容量: 275μl

カタログ No.

BM6002 G 滅菌

希望販売価格
¥16,700→ キャンペーン中の参考価格
¥11,690

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

96wellプレート用



カタログ No.

BM6003 G 滅菌

希望販売価格
¥21,500→ キャンペーン中の参考価格
¥15,050

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

在庫
限り!
特別価格

テストプレート

テストプレート〈ホウケイ酸ガラス製〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレープ可能 (121°C, 15分)



- 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能（接着剤は一切使用していません）
- 透明度が高く、顕微鏡観察に最適
- 高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能

24well (フタなし)

カタログ No.

BMB-2 G 滅菌

希望販売価格
¥75,000

→ 4個限り

→ キャンペーン中の参考価格
¥48,880

包装: 1枚 (1枚×1パック) 大箱包装: -


ディープウェルプレート

NOVAS ディープウェルプレート 96well



- ◆ DNase, RNaseフリー
- ◆ 耐久性のあるポリプロピレン製
- ◆ SBS規格

- ◆ -80°Cまでの低温に耐性
- ◆ 遠心耐性: ~4,000RCF

96well
容量: 1.1 mL
 サークル
 丸底

カタログ No.

DWP-11-RDU 未滅菌

希望販売価格

¥4,000

キャンペーン中の参考価格

¥2,800

包装: 5枚 (5枚×1パック) *ハーフハイド

96well
容量: 2.0 mL
 サークル
 丸底

カタログ No.

DWP-20-SQU 未滅菌

希望販売価格

¥5,000

キャンペーン中の参考価格

¥3,500

包装: 5枚 (5枚×1パック)

96well
容量: 2.0 mLカタログ No.
DWP-20-RDU 未滅菌

希望販売価格

¥4,000

キャンペーン中の参考価格

¥2,800

包装: 5枚 (5枚×1パック)

96well
容量: 2.0 mL
 サークル
 丸底

カタログ No.

DWP-20-SQV 未滅菌

希望販売価格

¥5,000

キャンペーン中の参考価格

¥3,500

包装: 5枚 (5枚×1パック)



テストプレート

テストプレート 48ウェル・24ウェル



- ◆ 低吸着ポリプロピレン製
- ◆ デッドボリュームが少ないピラミッド状の底面
- ◆ シーリングのためのウェル周囲の隆起

- ◆ 曲線を帯びた四隅
- ◆ SLASに準拠したサイズ
- ◆ 高い耐薬品性・耐熱性

48ウェル



カタログ No.

T-3180-6

希望販売価格

¥66,700

→ 13個限り

キャンペーン中の参考価格

¥22,600

包装: 25枚

24ウェル



カタログ No.

T-3180-8

希望販売価格

¥67,800

→ 1個限り

キャンペーン中の参考価格


¥16,500

包装: 25枚

PCRストリップシール

SureSeal AL Thermal Single Strips・SureSeal Thermal Single Strips

ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。
指が痛くなることはもうありません。



SureSeal AL Thermal Single Strips
BMEEXC0001

SureSeal Thermal Single Strips
BMEEXC0017

- ◆ 96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR 8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカットされています。
- ◆ 各シートには、使いやすいように連続パッキングライナーに8枚のストリップが入っています。
- ◆ プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することができます。
- ◆ DNase, RNaseフリー
- ◆ 当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現
- ◆ フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥がせます。
- ◆ 両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
- ◆ サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例: 96ラウンドウェルPCRプレート)
- ◆ 温度耐性:-20°C~120°C

SureSeal AL Thermal Single Strips

- ◆ 厚さ: 50.8μmのアルミニウム製フィルムは、廃棄物を最小限に抑えた設計になっています。
- ◆ アルミニウムの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単です。
- ◆ ピペットチップまたはロボットプローブでピアス可能なので、直接サンプルを回収できます。

SureSeal Thermal Single Strips


- ◆ ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることができます。
- ◆ 厚さ: 50.8μmの透明ポリエチレン製フィルム

注意: • PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。
• 8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
• ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)

カタログ No.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMEEXC0001	SureSeal AL Thermal Single Strips	300ストリップ (6ストリップ×50パック)	¥6,200 →	¥4,340
BMEEXC0017	SureSeal Thermal Single Strips	400ストリップ (8ストリップ×50パック)	¥9,900 →	¥6,930

プレートシール

SureSeal Single Strips

 BMBio
ECO (Economy & Ecology)

 ポリプロ
ピレン

- ◆ DNase, RNaseフリー
- ◆ ポリスチレン製およびポリプロピレン製のプレートに使用できるように設計されています。
- ◆ 96ウェルプレートまたはELISAストリップウェルプレートの8ウェル1列をシールするために、より小さな寸法に精密にカットされています。
- ◆ 各シートには、使いやすいように連続パッキングライナーに8枚のストリップが入っています。
- ◆ ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることができます。
- ◆ プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なビッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することができます。
- ◆ 厚さ: 50.8μmのポリプロピレン製のフィルムは非常にクリアで扱いやすい仕様となっています。
- ◆ 当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロス kontaminationを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現
- ◆ フィルムストリップは簡単にきれいに剥がせます。
- ◆ フィルム除去時のエアロゾルの発生を最小限に抑えることができます。
- ◆ 両側エンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
- ◆ 温度耐性: -40°C~120°C

カタログ No.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMEEXC0005	SureSeal Single Strips	400ストリップ (8ストリップ×50パック)	¥5,900	¥4,130
BMEEXC0007	SureSeal Single Strips, 滅菌済	400ストリップ (8ストリップ×50パック)	¥7,500	¥5,250

プレート用シール


プレート用シール（粘着）

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

SureSeal & SureSeal Breathable Dispenser



- ◆ SureSeal & SureSeal Breathable 用ディスペンサー
- ◆ プレートへのシーリングが容易です。
- ・材質:P.P (ディスペンサー)
- ・温度耐性:−80°C～121°C



SureSeal DNase, RNase Free



- ◆ 100枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード: グリーン
- ・シール厚: 38μm
- ・材質: ポリエチル
- ・温度耐性: −40°C～120°C

● SureSeal Dispenser + 2×SureSeal Rollsのセット

カタログ No.

BMF-SM-KIT-SP 未滅菌希望販売価格 **¥22,000** → **¥15,400** キャンペーン中の参考価格

包装: 1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装: —

BMF-SM-KIT-SPS 滅菌希望販売価格 **¥30,600** → **¥21,420** キャンペーン中の参考価格

包装: 1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装: —

● SureSeal Rolls

カタログ No.

BMF-RSMSP-2 未滅菌希望販売価格 **¥20,400** → **¥14,280** キャンペーン中の参考価格

包装: 2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装: —

BMF-RSMSP-2-S 滅菌希望販売価格 **¥27,800** → **¥19,460** キャンペーン中の参考価格

包装: 2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装: —

SureSeal Breathable DNase, RNase Free



- ◆ 50枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード: レッド
- ・シール厚: 140μm
- ・材質: レーヨン
- ・温度耐性: −20°C～80°C

● SureSeal Breathable Dispenser + 2×SureSeal Breathable Rollsのセット

カタログ No.

BMF-SM-KIT-B 未滅菌希望販売価格 **¥20,000** → **¥14,000** キャンペーン中の参考価格

包装: 1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装: —

BMF-SM-KIT-BS 滅菌希望販売価格 **¥27,700** → **¥19,390** キャンペーン中の参考価格

包装: 1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装: —

● SureSeal Breathable Rolls

カタログ No.

BMF-RSMB-2 未滅菌希望販売価格 **¥18,200** → **¥12,740** キャンペーン中の参考価格

包装: 2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装: —

BMF-RSMB-2-S 滅菌希望販売価格 **¥24,400** → **¥17,080** キャンペーン中の参考価格

包装: 2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装: —

プレート用シール

プレート用シール(粘着)

DNase, RNase Free

SureSeal Thermal Max



カタログ No.

BMF-TS2-100

未滅菌


希望販売価格
¥14,800キャンペーン中の参考価格
¥10,360

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ SureSeal Thermal (下記) より優れた接着性と蒸発の低減を実現
- ◆ 長めのタブによりプレートへの脱着が容易
- ◆ PCRプレート用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・寸法 (W×D) : 79.4×139.7mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: ポリエステル
- ・温度耐性: -40°C~120°C

SureSeal Thermal



カタログ No.

BMF-100-THER-PLT

未滅菌

希望販売価格
¥13,400キャンペーン中の参考価格
¥9,380

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

BMF-STR-THER-PLT


滅菌

希望販売価格
¥17,600キャンペーン中の参考価格
¥12,320

包装: 50枚 (50枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ PCR用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない
- ・寸法 (W×D) : 79.4×135.1mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: P.P
- ・温度耐性: -40°C~120°C

SureSeal Thermal II



カタログ No.

BMF-TSA-100

未滅菌

希望販売価格
¥14,800キャンペーン中の参考価格
¥10,360

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -


- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆両端のタブにより容易にシールを剥がせます。
- ◆ プレートシーリング用パドルを使用することでしっかりと圧着が可能
- ・寸法 (W×D) : 77.8×135.5mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: P.P
- ・温度耐性: -40°C~120°C

プレート用シール

プレート用シール（粘着）

DNase, RNase Free

SureSeal AL MAX



カタログ No.

BMF-AF-100 未滅菌希望販売価格
¥17,300キャンペーン中の参考価格
→ **¥12,110**


包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：—

BMF-AFS-25 滅菌希望販売価格
¥14,400キャンペーン中の参考価格
→ **¥10,080**

包装：50枚（50枚×1パック）大箱包装：—

- ◆ PCRやサンプリング保存に適しています。
- ◆ 他のアルミシールと比べ裏紙を剥がしたときの巻き戻りが少ない。
- 寸法 (W×D) : 82.6×146.1mm
- シール厚: 36μm
- 材質: アルミニウム
- 温度耐性: -80°C～120°C

SureSeal AL Raised-skirt



カタログ No.

BMF-F-96-100 未滅菌希望販売価格
¥10,700キャンペーン中の参考価格
→ **¥7,490**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：—

- ◆ 96ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- 寸法 (W×D) : 77.8×127.0mm
- シール厚: 38μm
- 材質: アルミニウム
- 温度耐性: -80°C～120°C

SureSeal AL Flat-top




カタログ No.

BMF-F-384-100 未滅菌希望販売価格
¥13,500キャンペーン中の参考価格
→ **¥9,450**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：—

- ◆ 384ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- 寸法 (W×D) : 82.5×137.3mm
- シール厚: 38μm
- 材質: アルミニウム
- 温度耐性: -80°C～120°C

SureSeal ST 短期保存・搬送用



カタログ No.

BMPCR-SPS 電子滅菌希望販売価格
¥9,200キャンペーン中の参考価格
→ **¥6,440**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：100枚×5

- ◆ 短期保存や搬送用に最適です。
- ◆ インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としてもご使用戴けます。
- 温度耐性: -40°C～104°C


プレート用シール

プレート用シール(粘着)

DNase, RNase Free

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

SureSeal Thermal qPCR



カタログ No.

BMF-TS-RT2-100

未滅菌

希望販売価格
¥27,000

キャンペーン中の参考価格


→ ¥18,900

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ 透明度が高い

- ・寸法 (W×D) : 79.4×142.9mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: ポリエチル
- ・温度耐性: -40°C~120°C

SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt



カタログ No.

BMF-TS-RT2RR-100

未滅菌

希望販売価格
¥27,000

キャンペーン中の参考価格


→ ¥18,900

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 透明度が高く、再現性が高い

- ・寸法 (W×D) : 77.8×130.8mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: ポリエチル
- ・温度耐性: -40°C~120°C

SureSeal Thermal qPCR II



カタログ No.

BMF-TSS-RTQ-100

未滅菌

希望販売価格
¥37,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥26,530

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

BMF-TSS-RTQS-50

滅菌

希望販売価格
¥21,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥14,700

包装: 50枚 (50枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
 - ◆ サンプル保存用としても適しています。
- ・寸法 (W×D) : 78.6×139.7mm
 - ・シール厚: 50μm
 - ・材質: ポリオレフィン
 - ・温度耐性: -70°C~100°C

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

シーリングマット

NOVAS プレートシール・マット



- ◆ リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン
- ◆ フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用
- ◆ -80℃～+105℃の環境で使用可能
- ◆ 低い自家蛍光特性
- ◆ フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。

● PCR用サーマルシール



カタログ No.

SF-TS-600 未滅菌


希望販売価格

¥12,600 → **¥8,820**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (100枚×1パック)

● リアルタイムPCR用オプティカルシール ウルトラクリア



カタログ No.

SF-UC-500 未滅菌


希望販売価格

¥47,800 → **¥33,460**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (100枚×1パック)

● シーリングマット 1.1/2mL 96wellプレート用 丸穴



カタログ No.

SM-2ML-RD 未滅菌

希望販売価格

¥7,500 → **¥5,250**

キャンペーン中の参考価格

包装：10枚 (10枚×1パック)

● シーリングマット 2mL 96wellプレート用 角穴



カタログ No.

SM-2ML-SQ 未滅菌


希望販売価格

¥7,500 → **¥5,250**

キャンペーン中の参考価格

包装：10枚 (10枚×1パック)

● シーリングマット 750μL 96wellプレート用 丸穴



カタログ No.

SM-750UL-RD 未滅菌

希望販売価格

¥7,500 → **¥5,250**

キャンペーン中の参考価格

包装：10枚 (10枚×1パック)

プレート用ツール

プレート用シーリングパッド・ローラー

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

シール用ローラー



カタログ No.

BMF-RL-PLT-01 未滅菌希望販売価格
¥5,700

キャンペーン中の参考価格

¥3,990

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: 一

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 尺寸 (W×D): 114×142mm
- ◆ 材質: ゴム (ローラー部)、アルミ (ハンドル部)

シーリングパッド



カタログ No.

T-2417-17 未滅菌希望販売価格
¥1,700

キャンペーン中の参考価格

¥1,190

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: 一

- ◆ 柔軟性があり、各種シールをスムースに貼ることができます。
- ◆ プレートに粘着シールを貼り、ヘラの様にシールに押しあてて、シーリングさせて下さい。

フィルムシーリングパッド

在庫限り!
特別価格

カタログ No.

BMF-PDL-5 未滅菌希望販売価格
¥1,300

キャンペーン中の参考価格

¥460

包装: 5個 (5個×1パック) 大箱包装: 一

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 特にリム付プレートのシーリングに最適
- ◆ 尺寸 (W×D): 73×96mm
- ◆ 材質: P.E

チューブ・プレート用ツール

6WAY オープナー



オートクレーブ不可

これ一つで、各容量PCRチューブ、サンプリングチューブの開閉のみならず、シールを各プレートにしっかりと貼り付けできます。



6WAY オープナーの使い方をご覧いただけます!!

<https://www.youtube.com/watch?v=zVn6vNSkIAQ>

カタログ No.

MB-OPENER 未滅菌希望販売価格
¥3,200

キャンペーン中の参考価格

¥2,240

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: 1個×15

0.1/0.2ml 8連PCR
チューブ (ドームキャップ)0.1/0.2ml 8連PCR
チューブ (フラットキャップ)0.2ml シングル
PCRチューブ1.5ml サンプルリング
チューブ0.1/0.2ml 8連PCRチューブ
(ドーム・フラットキャップ)粘着シールを各種
プレートに貼れます

在庫
限り！
特別価格

チューブ用アクセサリー

チューブカッター・チューブロック・チューブオープナー

BMBio



■チューブカッター

カタログ No. 希望販売価格

C-1270-1 ¥11,100 → 5個限り ¥5,220

キャンペーン中の参考価格

包装：1個

- サンプルを飛散させる事なく、P.P・P.E製のマイクロチューブをカットでき、安全にサンプルを取り出せます。
- チューブ外径9.0mm以下のタイプに使用可能です。



■チューブロック 1.5ml・2.0mlチューブ用

カタログ No. 希望販売価格

C-3271-2 ¥9,600 → 26個限り ¥3,860

キャンペーン中の参考価格

包装：100個／袋

- 0.6ml・1.5ml・2.0mlのチューブのフタを、ボイリング・凍結時に開かない様しっかりと押さえます。



■チューブロック 0.6mlチューブ用

カタログ No. 希望販売価格

C-3271-4 ¥9,200 → 5個限り ¥2,680

包装：100個／袋

キャンペーン中の参考価格

在庫
限り！
特別価格

ラック

マルチラック（テストチューブ用）

Simport Scientific Inc.

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- オートクレーブ可能 (121℃、15分)
- 耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。
- 腐食の心配もありません。
- インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能
- 材質：アセタール
- 色：ブルー
- 未滅菌



S600-16B



S610-16B



S600-13B



S610-13B


カタログNo.	規格	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
S600-16B	Φ16mm、60本立	1個 (1個×1パック)	¥3,500 → 46個限り	¥2,200
S610-16B	Φ16mm、30本立	1個 (1個×1パック)	¥2,100 → 31個限り	¥1,320
S600-13B	Φ12～13mm、84本立	1個 (1個×1パック)	¥3,500 → 35個限り	¥2,200
S610-13B	Φ12～13mm、42本立	1個 (1個×1パック)	¥2,100 → 35個限り	¥1,320

**在庫
限り!**
特別価格

チューブ関連

フロートラック

BMBio

**■50mlチューブ用**

カタログ No.

SL-10希望販売価格
¥4,900
15個
限り
→ **¥2,400** キャンペーン中の参考価格

包装:5ラック/袋

- ◆ 50ml×4本立てられます。


**■15mlチューブ用**

カタログ No.

SL-11希望販売価格
¥4,400
18個
限り
→ **¥2,300** キャンペーン中の参考価格

包装:5ラック/袋

- ◆ 15ml×8本立てられます。

**■0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用**

カタログ No.

SL-12希望販売価格
¥5,000
17個
限り
→ **¥2,460** キャンペーン中の参考価格

包装:5ラック/袋

- ◆ 0.6ml、1.5ml、2.0mlが24本立てられます。

**■1.5ml・2.0mlチューブ用**

カタログ No.

SL-9希望販売価格
¥1,500
36個
限り
→ **¥790** キャンペーン中の参考価格

包装:5ラック/袋

- ◆ 1.5ml×9本立てられます。
- ◆ DNAの変性や凍結サンプルの解凍に便利。

**■1.5ml・2.0mlチューブ用**

カタログ No.

R-6266-1希望販売価格
¥11,100
6個
限り
→ **¥5,740** キャンペーン中の参考価格

包装:4ラック/袋

- ◆ ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付きです。
- ◆ 1.5mlまたは2.0mlのサンプリングチューブが24本立てられます。

**■0.2ml・0.6mlチューブ用**

カタログ No.

R-8011-1希望販売価格
¥7,600
7個
限り
→ **¥3,230** キャンペーン中の参考価格

包装:10ラック/袋

- ◆ 非吸収性のポリフォーム製
- ◆ 0.2mlまたは0.6mlのサンプリングチューブが25本立てられます。

**■0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用**

カタログ No.

R-8011-2希望販売価格
¥8,600
6個
限り
→ **¥4,450** キャンペーン中の参考価格

包装:10ラック/袋

- ◆ 非吸収性のポリフォーム製
- ◆ 0.6mlが4本、1.5mlまたは2.0mlのサンプリングチューブが12本立てられます。

**■15ml・50ml遠心管用**

カタログ No.

R-8011-3希望販売価格
¥7,300
7個
限り
→ **¥4,450** キャンペーン中の参考価格

包装:10ラック/袋

- ◆ 非吸収性のポリフォーム製
- ◆ 15ml・50mlの遠心管が各3本立てられます。

**在庫
限り!**
特別価格

チューブ関連

バブルラック

BMBio

**■1.5ml・2.0mlチューブ用
(400mlビーカーサイズ)**

カタログ No.

R-6260-1希望販売価格
¥3,600
3個
限り
→ **¥1,430** キャンペーン中の参考価格

包装:1ラック/袋

- ◆ 400mlのビーカーに使用できます。
- ◆ 1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブが8本立てられます。

**■1.5ml・2.0mlチューブ用
(1000mlビーカーサイズ)**

カタログ No.

R-6260-2希望販売価格
¥4,000
2個
限り
→ **¥1,500** キャンペーン中の参考価格

包装:1ラック/袋

- ◆ 1000mlのビーカーに使用できます。
- ◆ 1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブが20本立てられます。

**■0.6mlチューブ用
(1000mlビーカーサイズ)**

カタログ No.

R-6260-4希望販売価格
¥3,700
2個
限り
→ **¥1,310** キャンペーン中の参考価格

包装:1ラック/袋

- ◆ 1000mlのビーカーに使用できます。
- ◆ 0.6mlのサンプリングチューブが20本立てられます。

ラック

コレクションプレート 80穴 1.5ml・2.0ml チューブ用

BMBio
ST (Standard & Stable)

- サンプリングチューブ1.5ml・2.0ml×80
- オートクレーブ可能(121℃,15分)
- サイズ: 28×227×67mm (H×W×D)
- ウェル直径: 11.2mmφ
- 温度耐性: -80℃～121℃
- 材質: P.P

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
801-02W	○白	1ラック	¥600 →	¥420
801-02B	●青	1ラック	¥700 →	¥490
801-02R	●赤	1ラック	¥700 →	¥490
801-02Y	●黄	1ラック	¥700 →	¥490
801-02O	●橙	1ラック	¥700 →	¥490
801-02L	●紫	1ラック	¥700 →	¥490



ラック

0.2ml シングル・8連・12連チューブ用ラック

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレーブ可能(121℃,15分)



カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-7909-2 <small>未滅菌</small>	¥6,500	¥4,550

包装: 5ラック (青・緑・黄・橙・ピンク 各1) 大箱包装: -

- 温度耐性: -80℃～121℃
- サイズ: 129.5×88.9mm (W×D) (フタ付)
- ウェル直径: 6.0mmφ
- 材質: P.P




カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-7919-2 <small>未滅菌</small>	¥7,000	¥4,900

包装: 5ラック (青・緑・黄・紫・赤 各1) 大箱包装: -

- 温度耐性: -80℃～121℃
- サイズ: 138.0×98.0 mm (W×D) (フタ付)
- ウェル直径: 6.0mmφ
- 材質: P.P


ここが
イチオシ!

BM から買うと お得宣言!

ビーエムから TPP商品 を購入するとお得宣言!!

本キャンペーン中の下記TPP商品を包装単位(例:カタログNo.93040なら900枚)の購入につき、50ml・15ml用遠心管ラック(TPP, BMBioコラボモデル^{※1})を1ラックもれなくプレゼント!(商品に添付されています)



※遠心管はついていません。

※1 在庫状況によりコラボモデル(上記BMBioロゴなし)ではない遠心管ラックを添付させていただく場合もございます。

プレゼント対象商品



(P.71)



(P.71)



(P.72)



(P.72)



(P.73)

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器



世界が認める高品質とは・・・

1. ISO9001 の承認
2. ロット番号表示
3. 滅菌保証
4. ロット管理体制
5. ノンパイロジェニック保証
6. 標準組織培養処理保証

● ロットナンバー表示

TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意できます。

● Non-Pyrogenic 保証

TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル 0.06EU/ml*以下であることを保証しております。Non-Pyrogenic を保証しているTPP社の細胞培養商品なら、バイロジエンによる培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。

* プラスチックビペット 25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ 600ml は 0.1EU/ml

* ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV 関連商品、クライオチューブ用カラーコードは 0.5EU/ml

各ロットごとに製品が ISO9001 規格の内容に従って製造されている事を明記した証明書をご用意致します。



セルカルチャー



- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ 温度、遠心耐性
P.P(ポリプロピレン) : -190 ~ 120°C ~ 15,500×G
P.S(ポリスチレン) : -40 ~ 70°C ~ 1700×G
P.E(ポリエチレン) : -40 ~ 70°C




シーリングパッケージ(クライオチューブ以外)
ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、
コンタミネーションを防ぎます。

パイロジエンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジエニックを保証しております。

30%OFF


細胞培養ディッシュ



- ◆ 標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。
- ◆ 均一のガス交換を考え、フタには6つの突起付
- ◆ 積み重ねた時の結露によりディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目

■ グリップリング

ディッシュ本体側面にグリップリングが付いているので、重ねて持ち運ぶ際や、培地交換の際に非常に容易なハンドリング



■ 4方向ナンバリング

ディッシュ底面に4方向のナンバリング付
時計の文字盤と同じ 12, 3, 6, 9 と印字されているので顕微鏡観察時の位置決めが容易



■ 高い透明性

ウルトラクリアポリスチレンを使用する事で、より高い透明性を実現。重ねてもクリアに見えます。

カタログNo.	本体外寸	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
93040 <small>G 滅菌</small>	Φ40×11mm	900枚 (20枚×45パック)	¥52,800	¥36,960	¥41.1
93060 <small>G 滅菌</small>	Φ60×16mm	840枚 (14枚×60パック)	¥51,700	¥36,190	¥43.1
93100 <small>G 滅菌</small>	Φ100×20mm	240枚 (10枚×24パック)	¥25,800	¥18,060	¥75.3
93150 <small>G 滅菌</small>	Φ150×20mm	100枚 (5枚×20パック)	¥31,100	¥21,770	¥217.7

大箱包装 : -

30%OFF

遠心管



- ◆ TPPの遠心管スクリューキャップは2方向に溝が切ってあり、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単

■ 書き込みスペース

全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付(ラベル貼付済み)だから文字が書き易い。



■ 先端メモリ

91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見る事ができます。

カタログNo.	容 量	材 質	包 装	希望販売価格	キャンペー中の参考価格	1本単価
91050 <small>G 滅菌</small>	50ml	コニカル	P.P	360本 (20本×18パック)	¥21,600	¥15,120 ¥42.0
91051 <small>G 滅菌</small>	50ml	自立	P.P	320本 (20本×16パック)	¥21,000	¥14,700 ¥45.9
91015 <small>G 滅菌</small>	15ml	コニカル	P.P	800本 (40本×20パック)	¥41,500	¥29,050 ¥36.3
91115 <small>G 滅菌</small>	15ml	コニカル	P.S	800本 (40本×20パック)	¥60,000	¥42,000 ¥52.5
91019 <small>G 滅菌</small>	13ml	平底	P.P	800本 (40本×20パック)	¥54,000	¥37,800 ¥47.3
91016 <small>G 滅菌</small>	13ml	丸底	P.P	800本 (40本×20パック)	¥54,000	¥37,800 ¥47.3
91017 <small>G 滅菌</small>	15ml	丸底	P.P	800本 (40本×20パック)	¥56,500	¥39,550 ¥49.4

大箱包装 : -

● ラック

カタログNo.	仕 様	包 装	希望販売価格	キャンペー中の参考価格
99017 <small>G 滅菌</small>	50ml×10本, 15ml×18本	1ラック (1ラック×1パック)	¥800	¥560
99018 <small>G 滅菌</small>	50ml×4本, 15ml×8本	1ラック (1ラック×1パック)	¥900	¥630
99019 <small>G 滅菌</small>	50ml×20本, 15ml×30本	1ラック (1ラック×1パック)	¥1,000	¥700

大箱包装 : カタログNo.99017なら1ラック×45, 99018なら1ラック×28, 99019なら1ラック×30

* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。



Made in Swiss

30%OFF 細胞培養フラスコ



◆ ピペットティングやセルスクレーパーなどが細胞を掻き出す際に、フラスコ底面の角に楽に届くネック構造

■ イエロー・キャップ（フィルターなし）



キャップについているVENTマークが真上に来るとストッパーが動き、常に同じポジションでのガス交換が可能！

■ フィルター・キャップ

0.22 μm疎水性メンブレンの使用により外部からのコンタミネーションを防ぐと共に、流速4.5 (LPM 13.7cm²/13.5pst) の均一なガス交換が可能

■ 大容量培養が可能

フラスコでは珍しい**培養面積300cm²**のフラスコをラインナップ！



カタログ No.	培養表面面積	キャップ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
90025	25cm ²	イエロー	360個 (10個×36パック)	¥57,300 →	¥40,110	¥111.4
90026	25cm ²	フィルター	360個 (10個×36パック)	¥63,000 →	¥44,100	¥122.5
90075	75cm ²	イエロー	100個 (5個×20パック)	¥30,400 →	¥21,280	¥212.8
90076	75cm ²	フィルター	100個 (5個×20パック)	¥33,000 →	¥23,100	¥231.0
90150	150cm ²	イエロー	36個 (3個×12パック)	¥23,500 →	¥16,450	¥456.9
90151	150cm ²	フィルター	36個 (3個×12パック)	¥25,500 →	¥17,850	¥495.8
90300	300cm ²	イエロー	18個 (3個× 6パック)	¥25,600 →	¥17,920	¥995.6
90301	300cm ²	フィルター	18個 (3個× 6パック)	¥27,000 →	¥18,900	¥1,050.0

大箱包装：-

30%OFF 細胞培養プレート



◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

■ 全商品黒色ナンバリング

全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易

■ フタ、本体にイエロー・ラベル


全商品のフタ、本体にイエロー・ラベルが有り、書き込み可能

■ プレート底面にはウェルNo.が刻印

プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易

■ 全商品サイドグリップ付き

サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。



カタログ No.	ウェル数	仕様	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
92096	96ウェル 個装	96ウェル 平底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥60,800 →	¥42,560	¥262.7
92696	96ウェル 個装	96ウェル 平底	108枚 (6枚×18パック)	¥36,000 →	¥25,200	¥233.3
92097	96ウェル 個装	96ウェル 丸底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥60,800 →	¥42,560	¥262.7
92697	96ウェル 個装	96ウェル 丸底	108枚 (6枚×18パック)	¥36,000 →	¥25,200	¥233.3
92048	48ウェル 個装	48ウェル 平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥51,000 →	¥35,700	¥283.3
92448	48ウェル 個装	48ウェル 平底	72枚 (4枚×18パック)	¥26,000 →	¥18,200	¥252.8
92024	24ウェル 個装	24ウェル 平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥51,000 →	¥35,700	¥283.3
92424	24ウェル 個装	24ウェル 平底	72枚 (4枚×18パック)	¥26,000 →	¥18,200	¥252.8
92012	12ウェル 個装	12ウェル 平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥51,000 →	¥35,700	¥283.3
92412	12ウェル 個装	12ウェル 平底	72枚 (4枚×18パック)	¥26,000 →	¥18,200	¥252.8
92006	6ウェル 個装	6ウェル 平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥51,000 →	¥35,700	¥283.3
92406	6ウェル 個装	6ウェル 平底	72枚 (4枚×18パック)	¥26,000 →	¥18,200	¥252.8

大箱包装：-

ピペット

プラスチップピペット

◆ ディスペンサーBOXは開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい



■ ディスペンサーBOX



箱の前面に取り出し口があるので、積み重ねて収納できます。



商品の取り出しも
楽々!

カタログNo.		規格	マイナス目盛り	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
12-401-9103	G滅菌	個装	1ml	0.3ml	500本 (1本個装×500/パック)	¥17,300 → ¥12,110
12-421-9101	G滅菌	個装	2ml	0.8ml	500本 (1本個装×500/パック)	¥15,700 → ¥10,990
12-441-9105	G滅菌	個装	5ml	2.5ml	200本 (1本個装×200/パック)	¥8,800 → ¥6,160
12-461-9108	G滅菌	個装	10ml	3.0ml	200本 (1本個装×200/パック)	¥11,000 → ¥7,700
12-481-9102	G滅菌	個装	25ml	10.0ml	150本 (1本個装×150/パック)	¥11,200 → ¥7,840

大箱包装：包装×4



30%OFF



ボトルトップフィルター



- 0.22μm PES (ポリエーテルスルファン) を使用し、ろ過効率を向上
- タンパク質低吸着
- ボトル口径は45mmΦ

■ 角型フィルター採用

角型フィルターを採用した事により、丸型フィルターに比べて約20%フィルター面積が拡大。速やかなフィルトレーションが可能



■ 均一なフィルトレーション

ボトルトップフィルターには、フィルター全体に均一な圧力がかかるように中心から同心円状の溝があります。


カタログNo.	Filter area	容量	寸法 (L×W×H)	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
セット(ボトルトップ&ボトル) 個装							
99150	G滅菌	49cm ²	150ml	93×93×103mm	18個 (1個個装×18/パック)	¥28,400 → ¥19,880	¥1,104.4
99250	G滅菌	49cm ²	250ml	93×93×145mm	12個 (1個個装×12/パック)	¥20,900 → ¥14,630	¥1,219.2
99500	G滅菌	49cm ²	500ml	93×93×214mm	10個 (1個個装×10/パック)	¥22,000 → ¥15,400	¥1,540.0
99950	G滅菌	69cm ²	1000ml	111×111×285mm	9個 (1個個装×9/パック)	¥37,200 → ¥26,040	¥2,893.3
ボトルトップのみ 個装							
99155	G滅菌	49cm ²	150ml	90×89×57mm	36個 (1個個装×36/パック)	¥44,200 → ¥30,940	¥859.4
99255	G滅菌	49cm ²	250ml	90×89×75mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥32,100 → ¥22,470	¥936.3
99505	G滅菌	49cm ²	500ml	90×89×111mm	21個 (1個個装×21/パック)	¥36,100 → ¥25,270	¥1203.3
99955	G滅菌	69cm ²	1000ml	108×108×143mm	12個 (1個個装×12/パック)	¥37,600 → ¥26,320	¥2,193.3
ボトルのみ 個装							
99157	G滅菌	—	150ml	93×93×63mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥15,200 → ¥10,640	¥443.3
99257	G滅菌	—	250ml	93×93×87mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥19,200 → ¥13,440	¥560.0
99507	G滅菌	—	500ml	93×93×121mm	36個 (1個個装×36/パック)	¥46,900 → ¥32,830	¥911.9
99957	G滅菌	—	1000ml	111×111×160mm	20個 (1個個装×20/パック)	¥39,600 → ¥27,720	¥1,386.0

大箱包装：—

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。



30%OFF セルリフター・ セルスクレーパー



■ スクレーパーブレード ①

わずかな力でブレードが回転し、一定角度でブレードが止まるのでフラスコなどからの細胞の回収が容易

■ スクレーパーブレード ②


弾力のあるポリプロピレン製で細胞を回収するのに最適

■ セルリフター

ヘラの様な形状のため、ディッシュ、ピールオフフラスコ、リクローザブルフラスコなどからの細胞や組織の回収に優れています。

■ 包装

セルリフター、セルスクレーパー共にペーパープラスチック包装なので商品の取出しが容易



カタログNo.	柄の長さ	ブレード幅	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
セルスクレーパー						
99002	G滅菌 個装	240mm13mm	150本 (1本個装×150パック)	¥48,400	¥33,880	¥225.9
99003	G滅菌 個装	300mm20mm	150本 (1本個装×150パック)	¥55,000	¥38,500	¥256.7
99004	G滅菌 個装	380mm25mm	100本 (1本個装×100パック)	¥45,200	¥31,640	¥316.4
セルリフター						
99010	G滅菌 個装	195mm 14mm	150本 (1本個装×150パック)	¥42,300	¥29,610	¥197.4


大箱包装：—

30%OFF Clipmax チャンバースライド



スライド(25×75mm)上で直接培養できます。

- ◆ 細胞培養、免疫化学、さまざまな細胞分析に使用できます。
- ◆ アセトン、エタノール、キシレンなどに耐性。
- ◆ スライドの取りはずしに道具は必要ありません。
- ◆ フィルターキャップには0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付。
- ◆ サイズ: 33×93×32mm (W×D×H)
(スライド部分: 25×75mm)
- ◆ 材質: P.S (チャンバー), COP (スライド)
P.E (キャップ)
- ◆ 温度耐性:
P.S (ポリスチレン) -40～70°C
COP (シクロオレフィンポリマー) -40～120°C
P.E (ポリエチレン) -40～70°C



1. 積み重ねられます。
2. チャンバーを取り除く前
3. チャンバーを取り除いた後
4. “クリックオフ”によりチャンバーを取りはずします。

カタログNo.	最大容量 (推奨容量)	培養面積	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価	
70010	G滅菌 個装	5.0ml(3.5ml)	10cm ²	5個 (1個個装×5パック)	¥10,500	¥7,350	¥1470.0


大箱包装：—

手 順

1.パッケージから取り出し



2.培養 注意:最大37°C、3週間



3.チャンバーの取り出し



細胞培養容器

NEST BioFactory™**NEST®**


最大限に培養面積を活用した細胞培養容器

省スペース

低コスト

Pyrogen free


電子滅菌済



1層



5層



10層

コンパクトで多層
省スペース!

- ◆品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造
- ◆材質: クラスVI グレードのポリスチレン製
- ◆温度耐性: -86 ~ 64°C
- ◆電子滅菌済: SAL=10⁻⁶
- ◆Pyrogen free
- ◆2重の滅菌バッグの個包装
- ◆VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養
- ◆良好な細胞接着や増殖にTC処理済
- ◆明確なロット番号はバッチごとのトレーサビリティが可能
- ◆超音波溶接: 優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化
- ◆ポアサイズ0.22μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能
- ◆広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能
- ◆増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能
- ◆広い培養面積: 1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能
- ◆自動化が可能: バッチの違いをなくした培養の標準化が可能

カタログ No.	層数	培養面積 (cm ²)	奥行 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
広口フィルターベントキャップ / 広口フィルターベントキャップ								
WNB771001	1	647	335	205	44	8個(1個個装×8パック)	¥42,100	→ ¥29,470
WNB771101	2	1279	335	205	61	8個(1個個装×8パック)	¥61,300	→ ¥42,910
WNB771204	5	3175	335	205	112	4個(1個個装×4パック)	¥46,000	→ ¥32,200
WNB771302	10	6335	335	205	197	6個(1個個装×6パック)	¥88,000	→ ¥61,600
WNB771403	40	25295	335	205	712	2個(1個個装×2パック)	¥88,000	→ ¥61,600
細口フィルターベントキャップ / 細口プラグシールキャップ								
WNB772001	1	647	335	205	44	8個(1個個装×8パック)	¥42,100	→ ¥29,470
WNB772101	2	1279	335	205	61	8個(1個個装×8パック)	¥61,300	→ ¥42,910
WNB772204	5	3175	335	205	112	4個(1個個装×4パック)	¥46,000	→ ¥32,200
WNB772302	10	6335	335	205	197	6個(1個個装×6パック)	¥88,000	→ ¥61,600
WNB772403	40	25295	335	205	712	2個(1個個装×2パック)	¥88,000	→ ¥61,600
広口フィルターベントキャップ / 細口プラグシールキャップ								
WNB773001	1	647	335	205	44	8個(1個個装×8パック)	¥42,100	→ ¥29,470
WNB773101	2	1279	335	205	61	8個(1個個装×8パック)	¥61,300	→ ¥42,910
WNB773204	5	3175	335	205	112	4個(1個個装×4パック)	¥46,000	→ ¥32,200
WNB773302	10	6335	335	205	197	6個(1個個装×6パック)	¥88,000	→ ¥61,600
WNB773403	40	25295	335	205	712	2個(1個個装×2パック)	¥88,000	→ ¥61,600

在庫
限り！
特別価格

プラスチックピペット

プラスチックピペット

BIOLOGIX
GROUP COMPANY

- ◆ DNase, RNase, human DNA, Pyrogen, cytotoxic フリー
- ◆ 細胞培養用に処理済
- ◆ カラーコード：オレンジ
- ◆ 材質：P.S製
- ◆ 電子滅菌済

カタログNo.	規格	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
07-5010	10ml	400本（1本個装×400本）	¥19,600 → 2個限り	¥8,220



プラスチックピペット

プラスチックピペット ショートタイプ

Argos

- ◆ 通常のピペットよりも 10cm ほど短い
- ◆ 読み取りやすい目盛
- ◆ 個別包装
- ◆ カラーコードで容量が見分けられます
- ◆ ディスペンサーBOXはピペットの出し入れが容易
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, endotoxin, Pyrogen Free
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ 材質：P.S



カタログNo.	規格	全長	目盛り	マイナス目盛り	カラーコード	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-PM5	G滅菌 個装	5ml	235mm	0.1ml	3ml	■ 青	200本（1本個装×200パック）	¥20,000 → ¥14,000
BMA-PM10	G滅菌 個装	10ml	235mm	0.2ml	10ml	■ 橙	150本（1本個装×150パック）	¥15,600 → ¥10,920
BMA-PM25	G滅菌 個装	25ml	235mm	0.5ml	10ml	■ 緑	100本（1本個装×100パック）	¥25,800 → ¥18,060

大箱包装：-

プラスチックピペット

プラスチックピペット オープンエンドタイプ

Argos

- ◆ チップを使用しないピペット先端が広口タイプ
- ◆ 粘調度の高いサンプル向け
- ◆ 個別包装
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase Free
- ◆ ガンマ線滅菌済



カタログNo.	規格	全長	目盛	マイナス目盛	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-OEPS1	G滅菌 個装	1ml	270mm	0.1ml	0.3ml	500本（1本個装×500パック）	¥26,300 → ¥18,410
BMA-OEPS2	G滅菌 個装	2ml	270mm	0.1ml	0.3ml	500本（1本個装×500パック）	¥33,000 → ¥23,100
BMA-OEPS5	G滅菌 個装	5ml	320mm	0.1ml	5ml	200本（1本個装×200パック）	¥18,000 → ¥12,600
BMA-OEPS10	G滅菌 個装	10ml	310mm	0.1ml	3ml	200本（1本個装×200パック）	¥18,800 → ¥13,160

大箱包装：-

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

**在庫
限り!**
特別価格

パストールピペット

プラスチックパストールピペット

曲げられるから
とっても
便利!

Argos

- ガラスピペットの代わりとなる安全なプラスチックピペット
- 先端が細長く曲げられるので、細口チューブや少量のチューブからのピッティングが可能
- アスピレーター用のピペットとしても使用可能
- 材質：P.S クラス 100,000 クリーンルーム内で製造
- DNase, RNase, Pyrogen Free
- 材質：P.S

Flexibility equals safer pipetting options

カタログNo.	長さ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-P0534	145mm	200本 (1本個装×200パック)	¥17,700 → 35 個限り	¥6,570
BMA-P0900	230mm	200本 (1本個装×200パック)	¥21,200 → 38 個限り	¥8,620

大箱包装：-

**在庫
限り!**
特別価格

細胞ろ過フィルター

Cell strainers**Argos**

- タブがついているのでピンセットでの取扱いが容易
- ガーゼろ過よりも速く容易に使用可能
- 均一な単細胞浮遊液が得られます。
- シンプルなディスポーザブルタイプでそのまま使用できるろ過フィルター
- 50ml 遠心管に使用可能
- 材質（フレーム）：P.P 製
- ガンマ線滅菌済

**アプリケーション**

次のようなフローサイトメトリーのサンプル準備にお使い頂けます。


- 髓、脾臓、胸腺、扁桃腺、リンパ節の単一細胞浮遊液
- 幹細胞、組織由来細胞、ガン細胞
- 初代細胞培養やイムノゲンの標本準備
- 凍結保存の準備
- 不活性化血清で生じた凝集タンパク質のろ過

カタログNo.	ボアサイズ	カラーコード	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-CS040	40 µm	青	50個 (1個個装×50パック)	¥21,000 → 23 個限り	¥8,870
BMA-CS070	70 µm	白	50個 (1個個装×50パック)	¥21,000 → 18 個限り	¥8,870
BMA-CS100	100 µm	黄	50個 (1個個装×50パック)	¥21,000 → 14 個限り	¥8,870

大箱包装：-

培養関連製品**イノキュレーティングループ・ニードル****EVERGREEN**

- ハンドリングしやすいプラスチック設計です。
- ループの曲がり防止の為、箱に梱包されています。
- 全てガンマ線滅菌済です。
- 温度耐性：0°C～80°C



カタログNo.	色	規格	全長	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
333-5001-B10	ブルー	1 µl ループ+スプレッダー	230.0mm	500本 (25本×20パック)	¥15,000 →	¥10,500
333-5010-Y10	イエロー	10 µl ループ+スプレッダー	225.0mm	500本 (25本×20パック)	¥15,000 →	¥10,500
333-5012-G10	グリーン	ニードル+スプレッダー	225.0mm	500本 (25本×20パック)	¥15,200 →	¥10,640

大箱包装：500本×12

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

77

**在庫
限り!**
特別価格

培養関連製品

イノキュレーティングループ・ニードル**Argos**

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

- ◆ Argosのループ&ニードルは、高品質なツイストニクロム線で作られており、鈎菌・接種作業に使用できます。
- ◆ ループは寒天培地を傷めることなく表面に沿ってスライドするよう設計されています。
- ◆ ハンドルなしループはホルダーと合わせて使用でき、鈎菌・接種作業から手を保護します。
- ◆ 材質はニッケルメッキした真ちゅう製で6インチと8インチから選択できます。



カタログNo.	規 格	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
ハンドルなしループ				
BMA-L1102	ループ S φ2.26mm	25本 (25本×1パック)	¥18,200 → 9個限り	¥3,950
BMA-L1103	ループ M φ2.91mm	25本 (25本×1パック)	¥18,200 → 8個限り	¥5,620
BMA-L1104	ループ L φ5.0mm	25本 (25本×1パック)	¥18,200 → 8個限り	¥5,620
ハンドルなしループ (1μlもしくは10μl用)				
BMA-L1101	ループ 1μl用 φ1.45mm	5本 (5本×1パック)	¥60,500 → 18個限り	¥13,200
BMA-L1100	ループ 10μl用 φ4.0mm	5本 (5本×1パック)	¥60,500 → 17個限り	¥13,200
ループホルダー				
BMA-L1110	6インチ ループホルダー	1本 (1本×1パック)	¥9,300 → 14個限り	¥2,050
BMA-L1111	8インチ ループホルダー	1本 (1本×1パック)	¥9,300 → 42個限り	¥3,250
ハンドル付ループ				
BMA-L1120	ハンドル(青)付ループ S φ2.5mm	5本 (5本×1パック)	¥15,800 → 6個限り	¥4,400
BMA-L1121	ハンドル(緑)付ループ M φ3.5mm	5本 (5本×1パック)	¥15,800 → 20個限り	¥4,560
BMA-L1122	ハンドル(赤)付ループ L φ5.5mm	5本 (5本×1パック)	¥15,800 → 17個限り	¥3,530
ハンドル付ループ (1μlもしくは10μl用)				
BMA-L1123	ハンドル(白)付ループ 1μl用 φ1.45mm	5本 (5本×1パック)	¥68,500 → 49個限り	¥13,080
BMA-L1124	ハンドル(クリア)付ループ 10μl用 φ4.0mm	5本 (5本×1パック)	¥56,500 → 48個限り	¥13,080
ニードル				
BMA-L1125	ハンドル(白)付 8インチストレートニードル	1本 (1本×1パック)	¥6,500 → 12個限り	¥1,500
BMA-L1126	ハンドル(青)付 8インチアングルニードル	1本 (1本×1パック)	¥6,500 → 13個限り	¥1,500
BMA-L1127	ハンドルなし 3インチ ストレートニードル 25ゲージ	12本 (12本×1パック)	¥2,900 → 20個限り	¥710
BMA-L1128	ハンドル(クリア)付 10.75インチ ニードル	5本 (5本×1パック)	¥17,600 → 18個限り	¥3,890

大箱包装：—

BMBio


**在庫
限り!**
特別価格

細胞培養関連製品

セルスプレッダー

- ◆ ステンレス静
- ◆ オートクレープ可能
- ◆ 火炎滅菌も可能
- ◆ 先端は滑らかな三角形状
- ◆ 長さ : 203mm
- ◆ 16mm幅のものは6cmプレートに、25mm幅のものは9cmプレートに最適

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
S-6672-1	16mm幅	¥5,700 → 12個限り	¥3,590
S-6672-2	25mm幅	¥5,500 → 4個限り	¥3,470

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

プラスチックピペットラックvwr
part of avantor

- ◆ 1~100mlピペットを収めることができます（4つの収納）。
- ◆ 付属のアタッチメントで2本のピッパーを取りつけられるよう設計されています。
- ◆ オートクレープ不可
- ◆ サイズ (W×D×H) : 85×292×410mm
- ◆ 材質 : ABS

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM82007-220	1個 (1個×パック)	¥13,500 → 14個限り	¥9,450

大箱包装 : 一

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

プラスチックピペットラック

Argos

- ◆ 1ml ~ 100ml ピペットの収納が可能
- ◆ 4つの収納棚
- ◆ ラック上部には 2 本のピッパーが掛けられる設計になっています。

<性状>

- オートクレープ不可
- サイズ (WxDxH) : 89×292×402mm
- 色 : ブルー
- 材質 : アクリル製

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-AR5000	1個 (1個×パック)	¥25,800 → 7個限り	¥20,640

大箱包装 : 一

ピペットは含まれ
ていません。**在庫
限り!**
特別価格

ラック

プラスチックピペットラックBMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ 透明度の高いアクリル製
- ◆ 1ml ~ 50ml のピペットが収納可能
- ◆ サイズ : 89 × 292 × 406mm (W × D × H)
- ◆ 材質 : アクリル

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
S-3900-2068	1個 (1個×パック)	¥36,000 → 10個限り	¥22,680



MICROFLEX® 大箱購入で ハンドクリームプレゼント！

エクシードもしくはダイヤモンドグリッププラスを大箱（包装×10）包装購入で
花王 アトリックス ハンドクリーム 50g 1本を
もれなくプレゼント！（商品に添付されています）



花王 アトリックスハンドクリーム50g を 大箱包装（包装×10）1箱につき1本プレゼント

プレゼント

器具洗浄で荒れがちな手肌にうるおいベールを！

- ・荒れがちな手肌にうるおいを届けるために「浸透」と「保水」の2つの働きに着目。「うるおい持続ベール」が、乾燥や水仕事などのダメージから、手肌を守ります。しっとりとなじんでべたつきません。
- ・角層深くまでうるおいをとどける浸透性保湿成分*1配合
- ・角層内部でうるおいをしっかり抱え込む水分保持成分*2配合
- ・うるおい成分：セラミドE・カモミールエキス・月下香エキス配合
- ・微香性、無着色

*1: ベタイン

*2: ラウロイルグルタミン酸ジ(フィステリル・オクチルドデシル)

注意：上記、花王掲載部分を引用



Check!! AQL (Acceptable Quality Level) とは

AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の割合(%)を表します。
Microflex®ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査（気密性検査）により厳重に品質管理が行われております。

検査方法

- ① 各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査
- ② 1リットルの水を用いた水密性検査
- ③ 持続的な圧力負荷によるリーク検査

また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。

Microflex®ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。

ニトリルグローブ

XCEED® エクシード

MICROFLEX


ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

パウダーフリー ニトリル 耐薬品性 柔軟性抜群 AQL 0.65
希望販売価格 **¥8,500** キャンペーン中の参考価格**¥3,950**

未滅菌

※カタログNo.が下記へ変更となりました。

XC-INTが93733、サイズを表すXS～XLが
60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	包 装
93733060	XS	
93733070	S	250枚
93733080	M	(250枚×1パック)
93733090	L	
93733100	XL	230枚 (230枚×1パック)

大箱包装: 250枚×10
(XLサイズのみ230枚×10)

ASTM	XCEED®
Length(mm)	220
Cuff Thickness(mm)	n/a
Palm Thickness(mm)	min. 0.05
Finger Thickness(mm)	min. 0.05
Tensile Strength	
Before Aging	min. 14
After Aging	min. 14
Elasticity/Elongation	
Before Aging	min. 500
After Aging	min. 500

- ◆ 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- ◆ 他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

注意: XC-INTで始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっています。
指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

ラテックスグローブ**DIAMOND GRIP PLUS™ ダイヤモンドグリップ プラス**

MICROFLEX

パウダーフリー ラテックス 袖+3cm AQL 1.5
希望販売価格 **¥3,500** キャンペーン中の参考価格**¥1,750**

未滅菌

※カタログNo.が下記へ変更となりました。

DGP-INTが93754、サイズを表すXS～XLが
60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	包 装
63754060	XS	
63754070	S	
63754080	M	100枚 (100枚×1パック)
63754090	L	
63754100	XL	

大箱包装: 100枚×10

ASTM	DIAMOND GRIP PLUS™
Length (mm)	220
Cuff Thickness (mm)	n/a
Palm Thickness (mm)	min. 0.08
Finger Thickness (mm)	min. 0.08
Tensile Strength	
Before Aging	min. 18
After Aging	min. 14
Elasticity/Elongation	
Before Aging	min. 650
After Aging	min. 500

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ パウダーからのコンタミを防ぎます。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア
- ◆ 外側はエンボス加工が施されており、滑りにくくなっています。

スタンダード ラテックスグローブ**ラテックスグローブ**

ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度で手にジャストフィットし、あらゆる研究分野で広く使われているスタンダードグローブです。

ニトリルグローブ

BM touch Nitrile

BMBio
EX (Excellent & Extra)

1枚あたり
¥14

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

希望販売価格

¥3,500

キャンペーン中の参考価格

¥1,400

大幅値下げ!!



カタログ No.

商品名

包装

BMSTGV0002	未滅菌	BM touch Nitrile XS	100枚 (100枚×1パック)
BMSTGV0003	未滅菌	BM touch Nitrile S	100枚 (100枚×1パック)
BMSTGV0004	未滅菌	BM touch Nitrile M	100枚 (100枚×1パック)
BMSTGV0005	未滅菌	BM touch Nitrile L	100枚 (100枚×1パック)
BMSTGV0006	未滅菌	BM touch Nitrile XL	100枚 (100枚×1パック)

- 全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
- ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっています。
- パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- 優れた強度で破れにくくなっています。
- 快適でフィット感のあるデザインになっています。

品質基準

- ASTM D6319およびEN 455規格に準拠しています。
- QSR (GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016品質管理システムに基づいて製造されています。

	BMtouch Nitrile	ASTM	EN455
Length (mm)	Min 230 Min 240	Min 220 (XS, S) Min 230 (M, L, XL)	Min 240
Palm Width (mm)			
XS	76±3	70±10	<80
S	84±3	80±10	80±10
M	94±3	95±10	95±10
L	105±3	110±10	110±10
XL	113±3	120±10	>110
Thickness : Single Wall (mm)			
Finger	Min 0.05	Min 0.05	N/A
Palm	Min 0.05	Min 0.05	N/A

使用上の注意

- 研究・検査用の手袋です。医療用としてはご使用できません。
- 体質によっては、痒み、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用を控えてください。
- 薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
- 熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
- 爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。破れの原因となります。
- 感電の恐れがありますので、電気には触れないでください。
- 品質保持のため、直射日光や高温、多湿での保管は避けてください。

**在庫
限り!**
特別価格

ラテックスグローブ
BM touch

BMBio
EX (Excellent & Extra)



1枚あたり
¥21
(42円/1双)

パウダーフリー

天然ゴム

STERILE

左右別

希望販売価格
¥6,100

キャンペーン中の参考価格

¥2,100

大幅値下げ!!

快適なフィット感
優れた操作性

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
BMXTGV0001	6.0 G滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 1031個限り
BMXTGV0002	6.5 G滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 1234個限り
BMXTGV0003	7.0 G滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 2723個限り
BMXTGV0004	7.5 G滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 767個限り
BMXTGV0005	8.0 G滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 1398個限り
BMXTGV0006	9.0 G滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 517個限り

- ◆ ガンマ線滅菌済み(1双パック)
- ◆ ペアタイプ(左右別)
- ◆ 環境にやさしい天然ラテックス
- ◆ ビードカフでスムーズな装着
- ◆ 快適なフィット感で優れた操作性
- ◆ 外側全面エンボス加工
- ◆ ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- ◆ 安心の二重包装



品質基準


- ASTM D3577およびEN455規格に準拠
- QSR(GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016による品質管理システム
- ガンマ線滅菌済み
- 無菌性試験済み

BM touch	
Length (mm)	280
Finger (mm)	0.26
Palm (mm)	0.22
Cuff (mm)	0.19



使用上の注意

天然ゴム製グローブのご使用により、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。



**在庫
限り!**
特別価格

リザーバー

BMBio リザーバー (エコノミカル)

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

- ◆ ピペットで分注作業する際の容器
- ◆ マルチチャンネルピペット (~12ch) を使用するときに便利
- ◆ ディスポーザブルタイプ
- ◆ 個装滅菌タイプと使いやすい5枚滅菌タイプ
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free Certificationの発行も可能

★マルチチャンネル
ピペットに最適!

★リーズナブル
プライス!!



目盛
各リザーバーには目盛が付いていますので注ぐサンプル量の目安としてご利用いただけます。

4コーナーに注ぎ口
4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。



1レーン : 25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-1

希望販売価格
電子
滅菌

¥9,100

547個
限り

¥6,370

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

BM-0852-1

希望販売価格
電子
滅菌

¥7,700

310個
限り

¥5,390

包装: 50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装: -

材質: P.S

寸法: 146×63×24.5mm (W×D×H)



3レーン : 25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0853-1

希望販売価格
電子
滅菌

¥9,900

31個
限り

¥6,930

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

BM-0853-2

希望販売価格
電子
滅菌

¥7,700

10個
限り

¥5,390

包装: 50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装: -

材質: P.S

寸法: 146×63×24.5mm (W×D×H)



1レーン : 50ml

25,50ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-2

希望販売価格
電子
滅菌

¥9,100

403個
限り

¥6,370

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

BM-0852-5

希望販売価格
電子
滅菌

¥7,700

206個
限り

¥5,390

包装: 50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装: -

材質: P.S

寸法: 146×82.5×29mm (W×D×H)



1レーン : 100ml

50,100ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-3

希望販売価格
電子
滅菌

¥9,100

116個
限り

¥6,370

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

BM-0852-3

希望販売価格
電子
滅菌

¥7,700

140個
限り

¥5,390

包装: 50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装: -

材質: P.S

寸法: 146×83×31mm (W×D×H)



注意: オートクレーブ不可

**在庫
限り!**
特別価格

リザーバー

1レーンリザーバー

オートクレープ可能 (121°C, 15分)


BMBio
ST (Standard & Stable)



- ◆ フタ付とフタなしの2タイプ
- ◆ フタ付リザーバーは重ねることが可能
- ◆ 25、50、75、100、125、150mlの目盛付

材質:P.P
容量:150ml
寸法:84.0×122.0×34.0mm (W×D×H)

V底



カタログ No.

			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM-RSV-0175-N10 <small>未滅菌</small>	フタなし	包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: -	¥24,900 → 3個限り	¥14,000
BM-RSV-0175-S05 <small>滅菌</small>	フタなし	包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -	¥37,200 → 3個限り	¥12,880
BM-RSV-L175-N10 <small>未滅菌</small>	フタ付	包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: -	¥29,700 → 3個限り	¥10,580

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

クライオチューブ

クライオチューブ(アウターキャップ)

目盛付
書込みOK

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)



- ◆サンプルの凍結保存に最適です。
- ◆シリコンリングを使用しない気密設計です。
- ◆全てガンマ線滅菌済です。
- ◆温度耐性:-196°C~121°C

注意: 液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

バイオジエンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンバイオジエニックを保証しております。

1. クライオチューブ専用作業ラックで楽に作業ができます。
2. 容易にピッピング出来る構造をしてます。
3. 4.5mlにも対応している、保存ラックがあります。
4. 専用ラックは片手でフタを開閉できる構造になっています。
5. 全てジッパー付きなので、清潔に保管できます。
6. トリプレパック包装



●クライオチューブ

カタログNo.	形状	容量	直径×長さ(キャップなし)	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
89012	自立型 丸底	0.9ml	φ12×37 (33.8) mm	G滅菌	800本 (100本×8パック)	—	¥50,600 → ¥35,420
89020	自立型 丸底	1.5ml	φ12×48 (45.5) mm	G滅菌	800本 (100本×8パック)	—	¥52,300 → ¥36,610
89040	自立型 丸底	3.5ml	φ12×75 (72.5) mm	G滅菌	400本 (100本×4パック)	—	¥29,300 → ¥20,510
89050	自立型 丸底	4.5ml	φ12×90 (86.5) mm	G滅菌	400本 (100本×4パック)	—	¥30,000 → ¥21,000

●ラック・カラーコード


カタログNo.	仕様	寸法	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99020	カラーコード(青、黄、緑、紫、赤、白)	φ11×1mm	G滅菌	600個 (600個×1パック)	600個×13	¥7,200 → ¥5,040
99014	ラック 81本立 (3.5ml, 4.5ml用)	133×133×95mm	G滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×10	¥2,900 → ¥2,030
99015	ラック 81本立 (0.9ml, 1.5ml用)	133×133×45mm	G滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×20	¥2,600 → ¥1,820
99016	ラック 40本立 (4×10)	100×200×25mm	G滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×12	¥2,600 → ¥1,820

クライオチューブ

BMS Cryo Vial チューブ(インナーキャップ)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)※キャップ不可



- ◆ 高い透明度で高純度のポリプロピレン製です。(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)
- ◆ チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。
- ◆ 胴体に大きな白い書き込み可能なエリアがあります。
- ◆ 100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。
- ◆ 生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。
- ◆ 温度耐性 : -190°C~121°C

注意:液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。



50本包装パックは
自立型のパック入り
でチャック付です。

●シリコンシール

インナーキャップ・チューブ間にシリコンシールにより、密閉性に優れています。

●フラットネスシール

チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。

●クライオチューブ

カタログNo.	形 状	容 量	直 径×長さ (キャップなし)	包 装	希望販売価格	キャンペーントリニティーの参考価格
BMS6112	自立型	1.0ml	φ12.3×41.2 (31.7) mm	G滅菌 500本 (100本×5パック)	¥32,000 →	¥22,400
BMS6121	コニカル型	1.8ml	φ12.3×46.8 (37.3) mm	G滅菌 500本 (100本×5パック)	¥32,000 →	¥22,400
BMS6122	自立型	1.8ml	φ12.3×48.2 (38.4) mm	G滅菌 500本 (100本×5パック)	¥32,000 →	¥22,400
BMS6131	コニカル型	3.6ml	φ12.3×69.3 (59.7) mm	G滅菌 400本 (100本×4パック)	¥33,800 →	¥23,660
BMS6132	自立型	3.6ml	φ12.3×70.7 (60.9) mm	G滅菌 400本 (100本×4パック)	¥33,800 →	¥23,660
BMS6141	コニカル型	4.5ml	φ12.3×89.2 (79.7) mm	G滅菌 300本 (100本×3パック)	¥24,800 →	¥17,360
BMS6142	自立型	4.5ml	φ12.3×90.6 (81.0) mm	G滅菌 300本 (100本×3パック)	¥24,800 →	¥17,360

注意:従来の50本入から100本入に随时包装内訳を変更しております。

大箱包装: -

●BMS Cryo Vial 用カラーキャップインサート

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーントリニティーの参考価格
BMS6000-09	G滅菌 10色混合	500個 (10色混合×1パック)	¥3,600 →	¥2,520

※色… 白・青・赤・緑・黄・茶・オレンジ・グレー・紫・ピンク

大箱包装: -

- ◆ 10色のカラーキャップインサートをチューブのインナーおよびアウターキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易に行えます。

注意: BMS6321のチューブにはお使いいただけません。



クライオチューブ

BMS Cryo Vial チューブ(アウターキャップ)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレープ可能 (121°C, 15分) ※キャップ不可



- HDPEキャップは安全なリップシール機能があり、O-リング不要タイプです。
- アウターキャップにより、キャップ側面に試料が触れにくく、コンタミネーションを低減します。
- 温度耐性：−190°C～121°C

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

カタログNo.	形 状	容 量	直 径×長さ (キャップなし)	包 装	希望販売価格	キャンペーント中の参考価格
BMS6212	自立型	1.0ml	φ12.3×40.4 (32.8) mm	G 滅菌	500本 (100本×5パック)	¥32,500 → ¥22,750
BMS6321*	コニカル型	1.8ml	φ12.3×46.8 (37.3) mm	G 滅菌	500本 (100本×5パック)	¥31,500 → ¥22,050
BMS6222	自立型	1.8ml	φ12.3×47.5 (39.9) mm	G 滅菌	500本 (100本×5パック)	¥32,500 → ¥22,750
BMS6242	自立型	4.5ml	φ12.3×90.9 (83.3) mm	G 滅菌	300本 (100本×3パック)	¥23,000 → ¥16,100

*カラーアイナード (#BMS6000-09)をお使いいただけません。

大箱包装：—

ラック

BMS Cryo Vial チューブ用作業ラック

オートクレープ不可

材質：TPE／ポリプロピレン

- チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
- 自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。
- ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
- 温度耐性：−80°C～121°C
- サイズ (W×D×H) : 193.7×95.3×22.9mm
- ウェル直径:13mmΦ



カタログNo.	容 量	包 装	希望販売価格	キャンペーント中の参考価格
BMS5160	未滅菌 40本立	1ラック (1ラック×1パック)	¥4,500	→ ¥3,150

大箱包装：1ラック×5


ラック

BMS Cryo Vial チューブストレージラック

オートクレープ可能 (121°C, 15分)

材質：ポリカーボネイト

- 耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
- 排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
- サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
- チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
- 赤、青、黄、緑、橙の5色セットです。
- 温度耐性：−196°C～121°C



カタログNo.	容 量	サ イ ズ	包 装	希望販売価格	キャンペーント中の参考価格
BMS5700	未滅菌 25本立	1.0/1.8mlチューブ用	76×76×54mm 5ラック (5ラック×1パック)	¥6,400	→ ¥4,480
BMS5720	未滅菌 81本立	1.0/1.8mlチューブ用	133×133×54mm 5ラック (5ラック×1パック)	¥9,800	→ ¥6,860
BMS5730	未滅菌 81本立	4.5mlチューブ用	133×133×95mm 5ラック (5ラック×1パック)	¥13,200	→ ¥9,240
BMS5750	未滅菌 100本立	1.0/1.8mlチューブ用	133×133×54mm 5ラック (5ラック×1パック)	¥10,600	→ ¥7,420

大箱包装：5ラック×4

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

フリーザーボックス

Argos

フリーザーボックス

196
穴64
穴

カタログ No.

BMFB-S196 未滅菌希望販売価格
¥18,800

キャンペーン中の参考価格

➡ ¥13,160

包装: 20セット (20セット×1パック) 大箱包装: -

温度耐性: -196°C~室温

- ◆ 0.2ml PCRチューブが196本立てられます。
- ◆ 8連・12連の0.2ml PCRチューブにも対応しています。

カタログ No.

BMFB-S64 未滅菌希望販売価格
¥13,800

キャンペーン中の参考価格

➡ ¥9,660

包装: 20セット (20セット×1パック) 大箱包装: -

温度耐性: -196°C~室温

- ◆ 0.2ml PCRチューブが64本立てられます。
- ◆ 8連の0.2ml PCRチューブにも対応しています。

紙ラック

フリーザーボックス 空タイプ

Argos

リーズナブルプライス

オートクレープ不可

材質: 耐冷紙

温度耐性: -196°C~室温

底部ドレン有り



カタログNo.

BMFB-D36 在庫限定

未滅菌

15mlチューブ用ディバイダーのみ

包 装

20枚 (20枚×1パック)

希望販売価格

¥3,100 ➡ 76袋限定

キャンペーン中の参考価格 1個あたり

¥1,510 ¥75.5

BMFB-D16 在庫限定

未滅菌

50mlチューブ用ディバイダーのみ

包 装

20枚 (20枚×1パック)

希望販売価格

¥4,400 ➡ 36袋限定

キャンペーン中の参考価格 1個あたり

¥1,610 ¥80.5

◆ サイズ (W×D×H) : 146×146×123mm

大箱包装: -

◆ 穴径: 15ml用22.0mm, 50ml用33.5mm

◆ 15ml・50mlチューブ用ディバイダーをお選び下さい。

カタログNo.

BMFB-4

未滅菌

ポックスのみ

包 装

20ボックス (20ボックス×1パック)

希望販売価格

¥10,000 ➡

キャンペーン中の参考価格 1個あたり

¥7,000 ¥350

◆ サイズ (W×D×H) : 132×132×76mm

大箱包装: -

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

フリーザーボックスラック (ラックのみ)

BMBio

◆ 縦型フリーザー用のステンレス製ラック



カタログNo.

R-7861-332

包装

1個

希望販売価格

¥21,783 ➡ 2個限定

キャンペーン中の参考価格

¥13,720

**在庫
限り!**
特別価格

紙ラック
カラーバンドフリーザーボックス

Argos

リーズナブルプライス

オートクレープ不可

材質：耐冷紙

温度耐性：-196℃～室温

底部ドレン有り

- ◆ 色鮮やかな5色をご用意（青、紫、緑、オレンジ、ピンク）
- ◆ 書き込みスペースあり
- ◆ 81穴用、100穴用のディバイダー使用可能
- ◆ 標準的なフリーザーラックに収納可能
(132×132×50mm)
- ◆ 材質：耐冷紙

サンプルの識別に便利

カタログNo.	品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMFB-3B	耐冷紙 空ラック（青）	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥25,000	→ 10個限定 ¥7,550
BMFB-3G	耐冷紙 空ラック（緑）	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥25,000	→ 5個限定 ¥7,550
BMFB-3O	耐冷紙 空ラック（オレンジ）	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥25,000	→ 4個限定 ¥7,550
BMFB-3P	耐冷紙 空ラック（ピンク）	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥25,000	→ 3個限定 ¥7,550
BMFB-3V	耐冷紙 空ラック（紫）	20ボックス (20ボックス×1パック)	¥25,000	→ 6個限定 ¥7,550

大箱包装：-

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

CryoVial チューブ用作業ラック ブルー

BMBio

- ◆ クライオチューブ用ラック
- ◆ 50本
- ◆ サイズ：100x200x250mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ チューブは各ウェルにしっかりとロック
- ◆ 英数字の印字があるのでチューブ識別が可能
- ◆ 滑り止めゴム付き
- ◆ コンパクトで積み重ね可能



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-7902-B	4ラック	¥15,800	→ 4個限定 ¥5,530

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

クーラーラックボックス

BMBio

- ◆ 1.5mlチューブを合計12本収納できます。
- ◆ プラスチック製でサンプルのトランスポートボックスとして、そのままご利用戴けます。
- ◆ ボックスは積み重ねられる形状です。
- ◆ -15℃の状態を1.5時間保持できます。（フリーザー等に-20℃で24時間入れた後、ご使用下さい。）



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-7917-1	1ラック	¥16,000	→ 5個限定 ¥10,050

ラック

マグネット付 Cryo Vial ストレージラック


Argos

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

材質: ポリカーボネイト

- ◆ マグネットでフタとラック本体がしっかりと付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
- ◆ 耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
- ◆ 急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
- ◆ ラック底面にウェルナンパリングがあり、サンプル管理が容易
- ◆ 温度耐性: -196℃ ~ 121℃

	サイズ (W×D×H)	ウェル直径
BMA-R3142	76×76×52mm	Φ11.5mm
BMA-R3143	133×133×54mm	Φ11.5mm
BMA-R3144	133×133×95mm	Φ12.7mm
BMA-R3145	133×133×52mm	Φ12.7mm

ラックの色別でサンプル
管理が容易です。

カタログNo.	色	容 量	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R3142	未滅菌	オレンジ	25本立 1.0/2.0/3.0mlチューブ用	8ラック (8ラック×1パック)	¥21,800 → ¥15,260
BMA-R3143	未滅菌	アソート(紫・緑・青・橙、各1)	81本立 1.0/2.0/3.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥16,400 → ¥11,480
BMA-R3144	未滅菌	青	81本立 4.0/5.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥20,000 → ¥14,000
BMA-R3145	未滅菌	緑	100本立 1.0/2.0/3.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥17,200 → ¥12,040

大箱包装: なし

ラック

クーラーラック

BMBio
ST (Standard & Stable)

オートクレーブ不可

材質: ポリカーボネイト

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ0.5/1.5/2.0mlチューブ用
クーラーラック 24穴 (フタ付)

- ◆ 耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
- ◆ 片面0.6ml、片面1.5mlまたは2.0mlチューブ各20本のリバーシブルタイプ。
- ◆ ラック内の温度を0℃もしくは-15 ~ -20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適です。
- ◆ 万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブを入れてサンプル保存をしていれば最低約3時間はサンプル解凍を防げます。
- ◆ 保冷温度: R-2020-1 (白) …0℃
R-2020-2 (青) …-15 ~ -20℃
- ◆ サイズ (W×D×H) : 172.0×104.0×108.0mm
- ◆ ウエル直径: 表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ



▲ R-2020-2

▲ R-2020-1

ご使用前に予めクーラーラックを指定温度 (0℃もしくは-15 ~ -20℃) で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。

カタログNo.	色	保冷温度	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-2020-1	未滅菌	白	0℃	1ラック (1ラック×1パック)	¥17,000 → ¥11,900
R-2020-2	未滅菌	青	-15 ~ -20℃	1ラック (1ラック×1パック)	¥17,000 → ¥11,900

大箱包装: なし


在庫
限り!
特別価格

ラック

フリーザーボックス＆ディバイダー

BMBio

- ◆ 冷凍庫に貯蔵可能
- ◆ ディバイダーはサンプルの収容本数によって使い分ける事ができます。
- ◆ 丈夫な厚紙で作られているため、型崩れがしにくいです。
- ◆ 温度耐性：-196℃～常温



カタログNo.	品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-7935-1	フリーザーボックス	13×13×51cm	10個 ￥2,800	→ 9個限り ￥1,600
R-7935-2	フリーザーボックス	13×13×76cm	10個 ￥4,000	→ 9個限り ￥1,320
R-7936-2	ディバイダー	100本立て用	10個 ￥4,700	→ 2個限り ￥2,960

在庫
限り!
特別価格

フリーザーラック

フリーザーボックス (81穴 1.5ml・2.0ml チューブ用)

Argos

- ◆ 1.5mlもしくは2.0mlチューブが81本立てられます。
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ サイズ：45×128×128mm (H×W×D)
- ◆ ウエルサイズ：13.0mm
- ◆ 材質：P.P



5色セット：●ナチュラル、●レッド、●ブルー、●グリーン、●オレンジ

在庫
限り!
特別価格

フリーザーラック

フリーザーラック (1.5ml・2.0ml チューブ用)

Argos

- ◆ 底部の4コーナーに突起があり、積み重ねてもずれにくい設計
- ◆ 横には数字、縦にアルファベットの印字付
- ◆ くり返し開閉しても丈夫なヒンジ
- ◆ ワンタッチ開閉
- ◆ クライオチューブサイズが100本立てられます。(1.5ml・2.0ml用)
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ 温度耐性：-90℃
- ◆ サイズ：55×140×140mm (H×W×D)
- ◆ ウエルサイズ：12.3mm
- ◆ 材質：P.P



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R3125	ナチュラル	1ラック	￥2,600	→ 626個限り ￥1,640


ラック

クーラーラック

オートクレーブ不可


PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 (フタ付)

- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます (予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見て温度上昇の危険が判断できます。(※下写真参照)
- ◆ 0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用できます。
- ◆ サイズ (W×D×H) : 141.0×99.0×44.0mm
- ◆ ウェル直径: 6.8mmΦ
- ◆ 材質: P.P./ポリカーボネイト



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-2022-G 未滅菌	黄 ⇄ 緑	2ラック (2ラック×1パック)	¥15,300	¥10,710
R-2022-P 未滅菌	ピンク ⇄ 紫	2ラック (2ラック×1パック)	¥15,300	¥10,710

大箱包装:なし



▲ R-2022-G



▲ R-2022-P

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック96穴 ANSI/SLAS規格 (フタなし)

- ◆ ANSI/SLASスタンダード
- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます。(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見て温度上昇の危険が判断できます。
- ◆ 0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用できます。
- ◆ 温度耐性: -80℃~121℃
- ◆ サイズ (W×D×H) : 128×85.9×25.9mm
- ◆ ウェル直径: 6.8mmΦ
- ◆ 材質: P.P.

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-2SBS-G 未滅菌	黄 ⇄ 緑	2ラック (2ラック×1パック)	¥16,100	¥11,270
R-2SBS-P 未滅菌	ピンク ⇄ 紫	2ラック (2ラック×1パック)	¥16,100	¥11,270

大箱包装:なし



▲ R-2SBS-G



▲ R-2SBS-P

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴 (フタ付)

- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます。(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見て温度上昇の危険が判断できます。
- ◆ 0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用できます。
- ◆ 温度耐性: -80℃~121℃
- ◆ サイズ (W×D×H) : 146.0×105.0×70.0mm
- ◆ ウェル直径: 12.0mmΦ
- ◆ 材質: P.P./ポリカーボネイト

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-3033-G 未滅菌	黄 ⇄ 緑	1ラック (1ラック×1パック)	¥13,000	¥9,100
R-3033-P 未滅菌	ピンク ⇄ 紫	1ラック (1ラック×1パック)	¥13,000	¥9,100

大箱包装:なし



▲ R-3033-G



▲ R-3033-P

**在庫
限り!**
特別価格

メタルラック

メタルフリーザーボックス

Argos

- ◆ 金属製なので丈夫
- ◆ アルミ製とステンレス製の2種類をご用意
- ◆ 浅型と深型の2種類をご用意
 - ・ BMAFB-3 : 132×132×50 mm
 - ・ BMAFB-4 : 132×132×76 mm
- ◆ 81穴用、100穴用のディバイダー使用可能
- ◆ 錫びることはありません

液体窒素タンク
での保存に

カタログNo.	品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMAFB-3 <small>未滅菌</small>	メタルフリーザーボックス（アルミ・浅型）	1ボックス（1ボックス×1パック）	¥4,800 → 12個限り	¥1,580
BMAFB-4 <small>未滅菌</small>	メタルフリーザーボックス（アルミ・深型）	1ボックス（1ボックス×1パック）	¥5,300 → 18個限り	¥1,740

大箱包装：—

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

フリーザーボックス貯蔵ラック

BMBio

- ◆ フリーザー内の整理整頓に最適です。(スペース効率が改善されます)
- ◆ フリーザーボックスに便利なスライダー式と棚式双方ご用意しています。
- ◆ 耐久性のあるステンレス製です。
- ◆ カーボンフリーザーボックス (W137×D136×H54mm) 対応しています。



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-7860-442	1個	¥29,000 → 5個限り	¥18,270

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

50mL 遠心管スライド式ラック

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ 50ml×60本用
- ◆ フリーザー内の整理整頓に(スペース効率が改善されます!)
- ◆ チューブの出し入れに便利な引き出し式
- ◆ 耐久性のあるステンレス製
- ◆ 未滅菌
- ◆ オートクレーブ可能 (121°C, 15分)
- ◆ サイズ (W×D×H) : 140×419×252mm
- ◆ ウエル直径 : Φ29.0mm
- ◆ 材質 : ステンレス




カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-7861-T50	1式	¥36,700 → 8個限り	¥7,400

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

フリーザーボックス貯蔵ラック 棚式 4x5列 ステンレス製**BIOLOGIX**

- ◆ 耐腐食性のステンレス製
- ◆ 標準的なフリーザーボックスの保存
- ◆ 標準的なフリーザーに適応
- ◆ シンプルな構造と軽量によりフリーザーボックスの扱いが効率的
- ・ 収納数(DxH) : 4x5列
- ・ 外寸法(WxDxH) : 137x560x204mm
- ・ 収納フリーザーボックス寸法 : 133x133x36mm
- ・ 材質 : ステンレス



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99-2120	1式	¥23,500 → 5個限り	¥9,150

**在庫
限り!**
特別価格

ラック

フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式 アルミ製**BIOLOGIX**

- ◆ 高性能なアルミニウム合金は頑丈さと耐腐食性です。
- ◆ アルミ製なので軽量で取り出しが容易
- ◆ 標準的なフリーザーボックスに対応
- ◆ 液体窒素内の使用可能
- ◆ 霜がつきにくいレールデザイン
- ◆ 収納フリーザーボックス寸法 : 133x133x52mm
- ◆ 材質 : アルミニウム合金



カタログNo.	規格	外寸法 (W × D × H)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
96-7216	4×4列	144×564×231mm	1式	¥22,000 → 6個限り	¥11,300
96-7220	4×5列	144×564×288.5mm	1式	¥23,500 → 13個限り	¥11,520
96-7224	4×6列	144×564×346mm	1式	¥24,500 → 5個限り	¥11,520

チューブ用クライオラベル

PolarSafeチューブ用クライオラベル

Argos

- ◆ -196°C使用可能
- ◆ インキュベーター使用可能
- ◆ ポリエチレン製
- ◆ チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット
- ◆ 剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質です
- ◆ プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット



スポットラベルシリーズ（ストリップラベルタイプ）

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1274	未滅菌	○白	9.5mmφ 1,000ラベル (1ロール)	¥11,200	¥7,840
BMA-L1275	未滅菌	○白	9.5mmφ 5,000ラベル (1ロール)	¥50,000	¥35,000
BMA-L1292	未滅菌	白以外の5色	9.5mmφ 5,000ラベル (1ロール)	¥51,400	¥35,980
BMA-L1293	未滅菌	●青	9.5mmφ 1,000ラベル (1ロール)	¥11,200	¥7,840
BMA-L1294	未滅菌	●赤	9.5mmφ 1,000ラベル (1ロール)	¥11,200	¥7,840
BMA-L1295	未滅菌	●緑	9.5mmφ 1,000ラベル (1ロール)	¥11,200	¥7,840
BMA-L1296	未滅菌	●黄	9.5mmφ 1,000ラベル (1ロール)	¥11,200	¥7,840
BMA-L1297	未滅菌	●紫	9.5mmφ 1,000ラベル (1ロール)	¥11,200	¥7,840
BMA-L1182	未滅菌	○白	13mmφ 1,000ラベル (1ロール)	¥11,700	¥8,190
BMA-L1277	未滅菌	○白	19mmφ 5,000ラベル (1ロール)	¥66,700	¥8,440

大箱包装：-

スポットラベルシリーズ（レーザープリンタータイプ）

- ・ラベルテンプレートを当社WEBサイトよりダウンロードできます。

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1181	未滅菌	○白	9.5mmφ 3,840ラベル (192ラベル×20シート)	¥33,300	¥23,310
BMA-L1278	未滅菌	○白	19mmφ 2,160ラベル (108ラベル×20シート)	¥50,200	¥3,920

大箱包装：-

使用目的

9.5mm	0.5ml・1.5ml サンプリングチューブ用
13mm	0.5ml・1.5ml・2.0ml サンプリングチューブ用
19mm	15ml・50ml 遠心管用
20×6mm	0.2ml PCRチューブ用
25×13mm	0.5ml サンプリングチューブ用
33×13mm	1.5ml・2.0ml サンプリングチューブ用
38×6mm	96well・384well テストプレート用
67×25mm	各種ラック・ ボックス用

サイドラベルシリーズ（ストリップラベルタイプ）

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1273	未滅菌	○白	20×6mm 1,000ラベル (1ロール)	¥10,600	¥4,860
BMA-L1271	未滅菌	○白	33×13mm 1,000ラベル (1ロール)	¥12,900	¥9,030
BMA-L1286	未滅菌	●青	33×13mm 1,000ラベル (1ロール)	¥13,000	¥4,440
BMA-L1287	未滅菌	●赤	33×13mm 1,000ラベル (1ロール)	¥13,000	¥4,440
BMA-L1288	未滅菌	●緑	33×13mm 1,000ラベル (1ロール)	¥13,000	¥4,440
BMA-L1289	未滅菌	●黄	33×13mm 1,000ラベル (1ロール)	¥13,000	¥4,440
BMA-L1290	未滅菌	●紫	33×13mm 1,000ラベル (1ロール)	¥13,000	¥4,440

大箱包装：-

サイドラベルシリーズ（レーザープリンタータイプ）

- ・ラベルテンプレートを当社WEBサイトよりダウンロードできます。

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1281	未滅菌	○白	25×13mm 2,380ラベル (119ラベル×20シート)	¥21,400	¥14,980
BMA-L1279	未滅菌	○白	33×13mm 1,700ラベル (85ラベル×20シート)	¥22,200	¥15,540
BMA-L1280	未滅菌	白以外の5色	33×13mm 2,125ラベル (85ラベル×25シート)	¥30,600	¥21,420
BMA-L1283	未滅菌	○白	67×25mm 600ラベル (30ラベル×20シート)	¥38,900	¥13,500
BMA-L1284	未滅菌	○白	38×6mm 3,120ラベル (156ラベル×20シート)	¥31,300	¥13,500
BMA-L1285	未滅菌	白以外の5色	38×6mm 3,900ラベル (156ラベル×25シート)	¥254,000	¥13,500

大箱包装：-

アクリル製ラベルディスペンサー テモOK!

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1000	未滅菌 1個	¥13,500	¥4,970

大箱包装：なし

- ◆ アクリル製のラベルディスペンサーは PolarSafeを6個収納できます。
- ◆ 底部に滑り止めのラバーが付いています。



細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision

CoolCell® LX

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×12本

従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- ・コンテナサイズ : Φ11.7×9.9 cm
- ・ウェルサイズ:12.7mm

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-405	パープル	1個 (1個×1パック)	¥30,200 →	¥22,650
BCS-405G	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥30,200 →	¥22,650
BCS-405O	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥30,200 →	¥22,650
BCS-405PK	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥30,200 →	¥22,650



BCS-405

CoolCell® 5mL LX

3.5ml ~ 5.0mlクライオチューブ×12本

従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- ・コンテナサイズ : Φ9.5×14.5 cm
- ・ウェルサイズ:15.2mm

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-406	パープル	1個 (1個×1パック)	¥40,400 →	¥30,300



BCS-406

CoolCell® FTS30

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本

本体とフタについている気孔ポートを介したエア対流設計により均等にクライオチューブを冷凍します。

- ・コンテナサイズ : Φ16.5×11.5 cm
- ・ウェルサイズ:12.3mm

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-170	パープル	1個 (1個×1パック)	¥82,400 →	¥60,000
BCS-170G	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥82,400 →	¥61,800
BCS-170O	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥82,400 →	¥61,800
BCS-170PK	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥82,400 →	¥61,800



BCS-170

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ & プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision

CoolCell® SV2

2.0ml注射用アンプル×12本

- ・コンテナサイズ：Φ13.9×10.5 cm
- ・ウェルサイズ：Φ14.7×44.5mm

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-172	パープル	1個 (1個×1パック)	¥57,800 →	¥43,350
BCS-172CS	パープル	1式	¥150,800 →	¥113,100

BCS-172CSには下記が含まれます。

- ・BCS-172
- ・BCS-266
- ・BCS-504



BCS-172



CoolCell® SV10

10ml注射用アンプル×6本

- ・コンテナサイズ：Φ12.1×10.5 cm
- ・ウェルサイズ：Φ23.6×48.0mm

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-262	パープル	1個 (1個×1パック)	¥57,800 → 1個限り	¥33,250
BCS-262CS	パープル	1式	¥170,000 → 2個限り	¥85,100

BCS-262CSには下記が含まれます。

- ・BCS-262
- ・BCS-504
- ・BCS-265



BCS-262

CoolCell® Filler Vial, 2.0ml

Cool Cell®用クライオバイアル2.0ml

- ・Cool Cell® LX、Cool Cell® FTS30、Cool Cell®に使用可能
- ・他の凍結容器でも安定性あり
- ・グリセロール含有

カタログNo.	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-3105	6本 (6本×1パック)	¥5,200 →	¥3,900



BCS-3105

CoolCell® Filler Vial, 5.0ml

Cool Cell® 5ml LXおよびCool Cell® 5ml用クライオバイアル5.0ml

- ・Cool Cell® 5ml LXおよびCool Cell® 5mlに使用可能
- ・グリセロール含有

カタログNo.	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-3106	6本 (6本×1パック)	¥5,200 →	¥3,900



BCS-3106

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™は氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することができるベンチトップ型のツールです。CoolBox™システムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack®やCoolSink®と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。

◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション

ボックスサイズは4種類

カラーバリエーションは4色（パープル・グリーン・オレンジ・ピンク）

使用方法

- ① カートリッジを冷凍庫予冷
- ② 本体にカートリッジをセット
- ③ CoolRack®（専用ラック）またはアルミラックなどをセットし使用

	XT Starter	CoolBox™ 30	CoolBox™ XT
チューブの使用	●	●	●
プレートの使用	●	—	●
0.5°C~4°C 蓋なし Cooling Cartridges 蓋あり	4時間	4時間	10時間
-20°C~0°C 蓋なし Freezing Cartridge 蓋あり	—	10時間	16時間
-20°C~0°C 蓋なし Freezing Cartridge 蓋あり	—	3時間	5時間
-20°C~0°C 蓋なし Freezing Cartridge 蓋あり	—	6時間	8時間



サンプルを氷上に直接保存

- ・温度分布は不均一
- ・氷とサンプルが接触するのでコンタミネーションの危険があります



CoolRack®にて保存

- ・温度分布を均一に保つことが可能
- ・コンタミネーションの危険なし



CoolBox™にて保存

- ・長時間、温度分布を均一に保つことが可能
- ・電源や氷など必要なし

カタログNo.	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-504	1式	¥41,200	→ ¥30,900

CoolBox™ XT Starter
・外寸：16.2×12.0×6.1cm

構成


- ・Starter XTホルダーベース + XT Cooling Core×1個
- ・ホルダー XTホルダーベース



XT Starter

カタログNo.	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-513	1個 (1個×1パック)	¥13,200	→ 2個限り ¥7,500

How It Works



XT Holder

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間 (蓋なし)
0.5 ~ 4°C	XT Cooling Core	4時間

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™


biacision



CoolBox™ 30

- ・サイズ：内寸 (12×10.4×7.9cm)※
外寸 (16.5×15.25×12.7cm)
- ※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

- 構成**
- ・CoolBox™本体
 - ・Cooling Cartridge×1



BCS-130

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-130	パープル	1式	¥39,800	→ 5個限り ￥29,850



Freezing Cartridge & Cooling Cartridge

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-131	Freezing Cartridge	3個 (3個×1パック)	¥84,400	→ 4個限り ￥63,300
BCS-132	Cooling Cartridge	3個 (3個×1パック)	¥27,800	→ 1個限り ￥20,850

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5～4°C	Cooling Cartridge	4時間	10時間
-20°C～0°C	Freezing Cartridge	3時間	6時間
-78°C	200ml Dry Ice	4時間	5時間

Freezing Cartridge
BCS-131Cooling Cartridge
BCS-132

CoolBox™ 30 System

CoolBox™ 30 コンプリートシステム〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-133	BCS-166
商品名	M30 CoolBox™ System	CFT30 CoolBox™ System
システムに含まれるもの		
CoolBox™ 30	●	●
CoolRack®	M30 (BCS-108)	CFT30 (BCS-138)
収容本数	1.5ml/2.0mlマイクロチューブ×30本	1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本
カラー	パープル	パープル
希望販売価格	¥82,000 ↓	¥94,200 ↓
キャンペーン中の参考価格	￥61,500	￥70,650

M30 CoolBox™ System
BCS-133CFT30 CoolBox™ System
BCS-166

CoolBox™ MP コンプリートシステム〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-146
商品名	PCR384 CoolBox™ System
システムに含まれるもの	
CoolBox™ MP (BCS-144)	●
CoolRack®	XT PCR384 (BCS-538)
収容本数	384ウェルPCRプレート×1枚
カラー	パープル
希望販売価格	¥89,000 ↓
キャンペーン中の参考価格	￥66,750

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™ XT and 2XT

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-502	パープル	1式	¥98,800 →	¥74,100
BCS-502G	グリーン	1式	¥98,800 →	¥74,100
BCS-502O	オレンジ	1式	¥98,800 →	¥74,100
BCS-502PK	ピンク	1式	¥98,800 →	¥74,100

サイズ: XT: 内寸 (14×9.9×9.4cm)※ 外寸 (20×16×15cm)

※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 · XT: 本体+XT Cooling Core×1個

CoolBox™ XT
BCS-502

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-503	パープル	1式	¥152,000 →	¥114,000
BCS-503G	グリーン	1式	¥152,000 →	¥114,000
BCS-503O	オレンジ	1式	¥152,000 →	¥114,000
BCS-503PK	ピンク	1式	¥152,000 →	¥114,000

サイズ: 2XT: 内寸 (21×14.3×13.4cm)※ 外寸 (26.5×20×15cm)


※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 · 2XT: 本体+XT Cooling Core×2個



CoolBox™ 2XT
BCS-503XT Cooling Core
BCS-511XT Freezing Core
BCS-512在庫
限り!
特別価格**XT Cooling Core & XT Freezing Core**

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-511	XT Cooling Core	1個 (1個×1パック)	¥36,000	キャンペーン対象外
BCS-512	XT Freezing Core	1個 (1個×1パック)	¥47,800 → 7個限り	¥28,590

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5 ~ 4°C	XT Cooling Core	10時間	16時間
-20°C ~ 0°C	XT Freezing Core	5時間	8時間
-78°C	200ml Dry Ice	4時間	5時間

How It Works

CoolBox™ システムは、ベース、クーリングカートリッジ、蓋で構成されています。CoolBox™ XTにはマグネットスペーサーが含まれ、1°C~8°Cの温度帯をインジケーターで確認することができます。CoolBox™ は熱伝導モジュールを合わせて使用できるようデザインされています。



CoolBox™ XTシステムは、Cooling Coreを使用した場合、4°C以下を、蓋を開いた状態で、10時間、蓋を閉めた状態で、16時間温度を保つことが出来ます。

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

BCS-502C
XT用カラーBCS-503C
XT2用カラーMicroTube24 CoolBox™ XT
Workstation BCS-576PCR96 CoolBox™ XT Workstation
BCS-570• CoolRack® Tall Tube Modules
使用時に BCS-502 と共に使用• CoolRack® Tall Tube Modules
使用時に BCS-503 と共に使用

カタログNo.	商品名	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-502C	CoolBox™ XT Extension Collar	パープル	1個 (1個×1パック)	¥18,200	¥13,650
BCS-502CG	CoolBox™ XT Extension Collar	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥18,200	¥13,650
BCS-503C	CoolBox™ 2XT Extension Collar	パープル	1個 (1個×1パック)	¥22,800	¥17,100
BCS-503CG	CoolBox™ 2XT Extension Collar	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥22,800	¥17,100
BCS-503CO	CoolBox™ 2XT Extension Collar	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥22,800	¥17,100
BCS-503CPK	CoolBox™ 2XT Extension Collar	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥22,800	¥17,100

CoolBox™ XT & CoolBox™ 2XT コンプリートワークステーション〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-576	BCS-575	BCS-570	BCS-572	BCS-573
商品名	MicroTube24 CoolBox™ XT Workstation	CryoTube24 CoolBox™ XT Workstation	PCR96 CoolBox™ XT Workstation	PCR Strip CoolBox™ XT Workstation	PCR Sample Preparation CoolBox™ 2XT Workstation
システムに含まれるもの					
CoolBox™	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT
CoolRack®	XT M24(BCS-535) (BCS-534)	XT CFT24 (BCS-529)	XT PCR96 (BCS-529)	XT M-PCR (BCS-523)	XT M24(BCS-535) XT PCR96(BCS-529)
収容本数	1.5ml/2.0mlマイクロ チューブ×24本	1.5ml/2.0mlクライオ チューブ×24本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 0.2mlPCRチューブ×96本	0.2mlPCRチューブ×48本 + 1.5ml/2.0mlマイクロ チューブ×12本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 1.5ml/2.0mlチューブ×24本
カラー	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
希望販売価格	¥146,200 ↓	¥151,400 ↓	¥150,200 ↓	¥246,400 ↓	¥240,900 ↓
キャンペーン中の参考価格	¥106,500	¥109,650	¥113,550	¥112,650	¥184,800

XT Starter PCR System

biocision

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-556	XT starter PCR 96 system	1式	¥103,400	¥77,550
BCS-557	XT starter M-PCR system	1式	¥101,800	¥76,350

カタログNo.	BCS-556	BCS-557
商品名	XT starter PCR 96 system	XT starter M-PCR system
システムに含まれるもの		
XT-starter (BCS-504)	●	●
CoolRack®	BCS-529	BCS-523
収容本数	PCR 96ウェルプレート1枚 ストリップチューブ、PCRチューブ×96本	6ストリップ×8本、 1.5ml/2.0mlチューブ×12本



BCS-556



BCS-557

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision



BCS-163



BCS-125G



BCS-535



BCS-539



BCS-108



BCS-102



BCS-116

CoolRack® M - microtube modules

カタログNo.	商品名	使用可能チューブ	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-163	CoolRack® M6	1.5ml/2mlチューブ×6本	60×43×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥11,400 →	¥8,550
BCS-164	CoolRack® M15	1.5ml/2mlチューブ×15本	102×64×38mm	グリーン	1個(1個×1パック)	¥11,400 →	¥8,550
BCS-165				オレンジ	1個(1個×1パック)	¥11,400 →	¥8,550
BCS-125	CoolRack® M90	1.5ml/2mlチューブ×24本	128×85×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥27,600 →	¥20,700
BCS-125G	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	グリーン	1個(1個×1パック)	¥27,600 →	¥20,700
BCS-535	CoolRack® XT M24*	5.0ml遠心チューブ×12本	127×86×50mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥51,600 →	¥38,700
BCS-539	CoolRack® XT 5ml*	1.5ml/2mlチューブ×30本	120×102×38mm	グリーン	1個(1個×1パック)	¥58,400 →	¥43,800
BCS-108	CoolRack® M30	1.5ml/2mlチューブ×90本	268×112×38mm	オレンジ	1個(1個×1パック)	¥48,400 →	¥36,300
BCS-108G	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥48,400 →	¥36,300
BCS-1080				オレンジ	1個(1個×1パック)	¥48,400 →	¥36,300
BCS-102	CoolRack® M90	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥72,600 →	¥54,450
BCS-116	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥96,200 →	¥72,150

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-127



BCS-128



BCS-137

CoolRack® M-PF (conical tubes)

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-127	CoolRack® M15-PF	1.5mlチューブ15本	102×64×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥37,800 →	¥28,350
BCS-128	CoolRack® M30-PF	1.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥56,800 →	¥42,600
BCS-137	CoolRack® M30-PF 500ul	0.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥56,800 →	¥42,600

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。 *当ページ掲載商品は大箱包装:なしです。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biacision



BCS-126



BCS-534



BCS-138



BCS-105

CoolRack® CF - cryogenic vial & FACS tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包裝	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ×15本	102×64×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥27,600 →	¥20,700
BCS-534	CoolRack® XT CFT24*	クライオチューブ×24本 グリップ機能付	128×85×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥56,200 →	¥32,930
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ×30本 グリップ機能付	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥56,800 →	¥42,600
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ×45本	173×97×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥51,400 →	¥38,550

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-529



BCS-523



BCS-538

CoolRack® PCR

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包裝	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-529	CoolRack® XT PCR96*	96ウェルプレート×1枚/ 0.2mlチューブ×96本 (12連・8連・シングル)	127×86×25mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥62,000 →	¥46,500
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR*	PCRチューブ×48本 (8連・シングル) +1.5ml/2mlチューブ×12本	127×86×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥60,400 →	¥45,300
BCS-538	CoolRack® XT PCR384*	384ウェルプレート×1枚	127×86×19mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥68,400 →	¥51,300

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-231

CoolRack® 96 - 2D barcode Storage tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包裝	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-231	CoolRack® 96×0.5ml	0.5ml 2Dサンプル 保存チューブ×96本	131×89×36mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥71,000 →	¥53,250

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision



BCS-266



BCS-265

CoolRack® SV - cell therapy injectable ampule modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-266	CoolRack® SV2	2.0mlアンプル×12本	127×86×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥67,000 →	¥50,250
BCS-265	CoolRack® SV10	10.0mlアンプル×12本	127×36×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥67,000 →	¥33,300



BCS-232



BCS-153



BCS-154



BCS-532



BCS-533

CoolRack® Tall Tube Modules - 15ml/50ml Tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-232	CoolRack® L	15ml遠心管×12本	137×95×118mm	パープル	1個 (1個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml遠心管×9本	89×89×107mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥50,600 →	¥37,950
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml遠心管×4本	89×89×107mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥50,600 →	¥37,950
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF*	250ml遠心管×1本	89×89×140mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥79,400 →	¥59,550
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml遠心管×1本	89×89×72mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥79,400 →	¥59,550

*コニカルチューブ



BCS-235



BCS-157



BCS-155



BCS-156

CoolRack® V blood collection tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-235	CoolRack® LV	φ13mm/φ16mm テストチューブ×12本	137×95×96mm	パープル	1個 (1個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-157	CoolRack® VS13	φ13mm×75mm テストチューブ×9本	89×89×61mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,400 →	¥39,300
BCS-155	CoolRack® V13	φ13mm×100mm テストチューブ/ 5mlクリオチューブ×9本	89×89×84mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,400 →	¥39,300
BCS-156	CoolRack® V16	φ16×100mm テストチューブ×9本	89×89×84mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,400 →	¥39,300

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。 *当ページ掲載商品は大箱包装:なしです。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack® 適合表

biacision

- ◆ 優れた温度均一性
- ◆ さまざまな用途で使用可能
- ◆ それぞれの熱源使用時の平衡状態到達時間

CoolRack® 対応 CoolBox™

カタログNo.	商品名	フォーマット	XT Starter	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT	CoolBox™ 30
CoolRack® M (円筒形)						
BCS-163	CoolRack® M6	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-125	CoolRack® M15	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-535	CoolRack® XT M24	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-539	CoolRack® XT 5ml	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-108	CoolRack® M30	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-102	CoolRack® M90	マイクロチューブ		※CoolRack®のみでの使用		
BCS-116	CoolRack® M96 ID	マイクロチューブ		※CoolRack®のみでの使用		
CoolRack® M-PF (コニカル)						
BCS-137	CoolRack® 500ul M30-PF	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-127	CoolRack® M15-PF	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-128	CoolRack® M30-PF	マイクロチューブ	●		●	●
CoolRack® CF						
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ	●	●	●	●
BCS-534	CoolRack® CT CFT24	クライオチューブ	●	●	●	
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ・FACSチューブ			●	
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ・FACSチューブ	●		●	●
CoolRack® PCR						
BCS-529	CoolRack® XT PCR 96	96-well PCR プレート	●	●	●	
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR	8連0.2ml PCRチューブ+マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-538	CoolRack® XT PCR 384	384-well PCR プレート	●	●	●	
CoolRack® 96						
BCS-231	CoolRack® 96x0.5ml	2D チューブ	●	●	●	
CoolRack® SV						
BCS-266	CoolRack® SV2	アンプル	●	●	●	
BCS-265	CoolRack® SV10	アンプル	●	●	●	
CoolRack® Tall Module (XTで使用する場合、別途 XT Extension Collar (BCS-502-C、オプション) が必要)						
BCS-232	CoolRack® L	15ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF	250ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml 遠心管	●	●	●	
CoolRack® V						
BCS-157	CoolRack® VS13	13×75mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-156	CoolRack® V16	16×100mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-155	CoolRack® V13	13×100mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-235	CoolRack® LV	13mm/16mmチューブ	●	●*	●*	

※ 蓋を閉じるにはエクステンションカラーが必要です。

★ エクステンションカラーを付けても蓋は閉じられません。

CoolSink® & ThermalTray™

biocision

BCS-536
平底プレート用BCS-537
丸底プレート用BCS-184
55ml リザーバー

カタログNo.	商品名	使用用途	外寸	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-536	CoolSink® XT 96F	6, 12, 24, 48, 96, 384 ウエルプレート(平底)	128×85×17mm	1個 (1個×1パック)	¥55,000 →	¥41,250
BCS-537	CoolSink® XT 96U	96ウエルプレート(U底)	128×85×17mm	1個 (1個×1パック)	¥61,400 →	¥46,050
BCS-184	CoolSink® LX 55	55mlリザーバー	146×64×35mm	1個 (1個×1パック)	¥47,000 →	¥28,780
BCS-313	CoolSink® HL	細胞切片、スライド用(平型)	279×203×10mm	1個 (1個×1パック)	¥64,000 →	¥34,530
BCS-303	CoolMat HL	CoolSink® HL用サーフェス プロテクター		4個 (4個×1パック)	¥12,000 →	¥7,050

BCS-303
液体窒素用BCS-123
氷上用BCS-104
ウォーターバス用

カタログNo.	商品名	使用用途	外寸	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-252	ThermalTray™ SLP	液体窒素内9Lアイスパン	280×140×32mm	1個 (1個×1パック)	¥54,600 →	¥40,950
BCS-123	ThermalTray™ LP	氷上の9Lアイスパン	280×140×51mm	1個 (1個×1パック)	¥57,000 →	¥42,750
BCS-104	ThermalTray™ MP	ウォーターバス	280×140×86mm	1個 (1個×1パック)	¥61,000 →	¥45,750

アクセサリー

biocision



BCS-213MC



BCS-202

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-213MC	CrybCeps™ Cryogenic Vial Grippers; green, purple, pink, orange, blue	5個 (5個×1パック)	¥10,600 →	¥7,950
BCS-202 在庫限定	CoolProbe™ CF Temperature Monitor CoolRack® CF用	1式	1年保証 ¥32,000 →	¥15,000

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

TruCool® Ice Buckets and Pans

biacision

- ◆ EVA（エチレン酢酸ビニルコポリマー）製
毒性のない物質のため安心して使用可能
- ◆ さまざまな用途で使用可能
氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能
- ◆ 結露の発生防止
外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易
- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
ボックスサイズは5種類
カラーバリエーションは7色（パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド）

	パープル	ライムグリーン	オレンジ	ピンク	ブルー	グリーン	レッド
Mini 1L Ice Pan (159×159×95mm)							
	BCS-211PL	BCS-211GR	BCS-211OR	BCS-211PK	BCS-211B	BCS-211	BCS-212
希望販売価格 ¥13,000 →	¥9,750	¥9,750	¥9,750	¥9,750	¥9,750	¥9,750	¥9,750
Midi 4L Ice Pan (311×222×114mm)							
	BCS-113PL	BCS-113GR	BCS-113OR	BCS-113PK	BCS-113B	BCS-113	BCS-114
希望販売価格 ¥19,800 →	¥14,850	¥14,850	¥14,850	¥14,850	¥14,850	¥14,850	¥14,850
Maxi 9L Ice Pan (406×318×114mm)							
	BCS-111PL	BCS-111GR	BCS-111OR	BCS-111PK	BCS-111B	BCS-111	BCS-112
希望販売価格 ¥26,000 →	¥19,950	¥19,950	¥19,950	¥19,950	¥19,950	¥19,950	¥19,950
Midi 4L Ice Pan with Lid (350×225×114mm)							
	BCS-117PL	BCS-117GR	BCS-117OR	BCS-117PK	BCS-117B	—	—
希望販売価格 ¥23,000 →	¥17,250	¥17,250	¥17,250	¥17,250	¥17,250	—	—
Round 2.5L Ice Bucket with Lid (φ241×121mm)							
	BCS-115-25PL	BCS-115-25GR	BCS-115-25OR	BCS-115-25PK	BCS-115-25B	BCS-115-25G	BCS-115-25R
希望販売価格 ¥15,400 →	¥11,550	¥11,550	¥11,550	¥11,550	¥11,550	¥11,550	¥11,550
Round 4L Ice Bucket with Lid (φ260×184mm)							
	BCS-115PL	BCS-115GR	BCS-115OR	BCS-115PK	BCS-115B	BCS-115	BCS-115R
希望販売価格 ¥17,200 →	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900

* 上記、各1個（1個×1パック）になります。

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

TruCool®

biocision

- ◆ ヒンジタイプの蓋
蓋の開閉/チューブの管理が容易・コンタミリスクの軽減

- ◆ さまざまな温度帯で使用可能
防水性・耐久性に優れており、ディープフリーザーや液体窒素内で何度も使用可能

- ◆ 仕切りがプラスチック製
常に仕切り板が安定しているので、サンプルの管理が容易

- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
ボックスサイズ: 81本用、100本用
カラーバリエーション: 6色(ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク) ※BCS-206シリーズ



BCS-206MC



BCS-206



BCS-209G



BCS-215P



BCS-217P

カタログNo.	サイズ	使用可能チューブ&本数	カラー	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-206			ホワイト	5個(5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206B			ブルー	5個(5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206G			グリーン	5個(5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206O			オレンジ	5個(5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206P			パープル	5個(5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206PK			ピンク	5個(5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206MC		クライオチューブ、マイクロチューブ×81本	白以外5色	5個(5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-207	133×	1.0ml/2.0ml	ホワイト	50個(50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207B	133×		ブルー	50個(50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207G	51mm		グリーン	50個(50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207O			オレンジ	50個(50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207P			パープル	50個(50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207PK			ピンク	50個(50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-209G			グリーン	5個(5個×1パック)	¥7,600 →	¥5,700
BCS-209P		1.0ml/2.0ml	パープル	5個(5個×1パック)	¥7,600 →	¥5,700
BCS-220G		クライオチューブ、マイクロチューブ×100本	グリーン	50個(50個×1パック)	¥65,000 →	¥48,750
BCS-220P 在庫限定			パープル	50個(50個×1パック)	¥65,000 → 6個限り	¥37,500
BCS-215G			グリーン	6個(6個×1パック)	¥10,800 →	¥8,100
BCS-215P 在庫限定	133×	3.0ml/5.0ml	パープル	6個(6個×1パック)	¥10,800 → 2個限り	¥6,130
BCS-219G	133×	クライオチューブ×81本	グリーン	30個(30個×1パック)	¥44,200 →	¥33,150
BCS-219P	92mm	穴付	パープル	30個(30個×1パック)	¥44,200 →	¥33,150
BCS-217G			グリーン	5個(5個×1パック)	¥7,600 →	¥5,700
BCS-217P	133×	1.0ml/2.0ml	パープル	5個(5個×1パック)	¥7,600 →	¥5,700
BCS-221G	133×	クライオチューブ×81本	グリーン	50個(50個×1パック)	¥65,000 →	¥48,750
BCS-221P 在庫限定	51mm	穴付	パープル	50個(50個×1パック)	¥65,000 → 1個限り	¥37,500



ホモジナイザー

フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー

- ◆ エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。
- ◆ 各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉碎、成分抽出が可能。
- ◆ 0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能。
- ◆ 高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉碎で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)。
- ◆ 新たにエッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品をご用意(5.0mlは44ページ掲載掲載)。

溝付きGタイプの先端部
チューブの底に試料が
トラップされません!



コードレス用ホモジナイザー

1.5 / 0.5mL用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

ヘッド形状									
全長/軸径/最大径	100/5/8mm	100/5/5mm	100/5/4mm						
先端材質	全PCTFE (継ぎ目なし)	全PCTFE (継ぎ目なし)	全PCTFE (継ぎ目なし)						
適合電動ツール	23M, 23M-R25	23M, 23M-R25	23M, 23M-R25						
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ 3810X型 1.5mL	LH-EP3810X (旧: 226AX)	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-EP3810X (旧: 223AX)	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-EP3810X (溝付) (旧: 226AXG)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-EP3810X (溝付) (旧: 223AXG)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
エッペンドルフ 3810型 1.5mL	LH-EP3810 (旧: 226A)	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-EP3810 (旧: 223A)	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-EP3810 (溝付) (旧: 226AG)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-EP3810 (溝付) (旧: 223AG)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL	LH-EPSL15	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-EPSL15	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-EPSL15 (溝付)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-EPSL15 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 0.5mL	-			-			SH-EPSL05	4本	¥16,000 → 1個限り ¥12,800
ワトソン 131-4150型 1.5mL	LH-WA415 (旧: 276A)	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-WA415 (旧: 227A)	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-WA415 (溝付) (旧: 276AG)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-WA415 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
ワトソン 131-5150型 1.5mL	LH-WA515 (旧: LH-WATSON-515C)	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-WA515	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-WA515 (溝付)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-WA515 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
ワトソン 130-8060型 0.5mL	-			-			SH-WA806 (旧: 451A)	4本	¥16,000 → 1個限り ¥12,800

*セーフロックチューブ1.5ml 型番: 0030 120.086 *セーフロックチューブ0.5ml型番: 0030 121.023
 *チューブ内に浮遊する試料などの場合はチューブ側面を含め接触面積が大きいLH,LHGタイプが効果的です。
 *型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。
 *PCTFE: 3 フッ化フッ素樹脂
 *オートクレーブ可能
 *上記以外のメーカーに対応するホモジナイザーの製作可能です。お問い合わせください。

*当ページ掲載商品は包装:1式、大箱包装:なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホモジナイザー用コードレス電動ミキサー

電動ミキサー 23M

有限会社 アイ・エス・オー

簡易型電動ツールの着脱が容易なスナップフィット採用。

- ◆ 高回転タイプ
- ◆ 適合ホモジナイザー・・・ LH、LHG、PA、PAG、SH型0.5～5.0ml用、FT-2012A、FT-2012AG
- ◆ 汎用DCモーター仕様

電源	単4型乾電池2本（試用電池付属）
回転速度	約9,000rpm 固定(3V時)
全長	127mm
本体重量	約80g

カタログNo.	商品名	包 装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
23M	電動ミキサー	1式	なし	¥7,000 →	¥5,600

大箱包装：なし



※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

マニュアルディスポーザブルホモジナイザー

チューブミキサーBMBio
ST (Standard & Stable)

1.5mlマイクロチューブの形状に合わせてあります。
サンプルの混合、組織細胞のホモジナイズにお使い下さい。

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ 長さ：8.5cm
- ◆ 材質：P.P

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
C-3452-2	チューブミキサー 100本 (100本×1パック)	¥21,000 →	¥9,510	

大箱包装：一



ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

パワーツール用ホモジナイザー

1.5mLチューブ用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オ-

ヘッド形状	ステンレス軸N型 (SNタイプ)			ステンレス軸型 (SSタイプ)		
全長/軸径/最大径	115/3 (SUS304) /8mm			115/3 (SUS304) /8mm		
先端材質	PCTFE			PCTFE		
適合電動ツール	PT-33M, PT-101			PT-33M, PT-101		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ 3810X型 1.5mL	SN-EP3810X (旧: N556X)	2本	¥16,000 → ¥12,800	SS-EP3810X (旧: 556X)	在庫限定	2本 ¥14,000 → 1個限り ¥11,200
	SNG-EP3810X (溝付) (旧: N556XG)	2本	¥17,000 → ¥13,600			
エッペンドルフ 3810型 1.5mL	SN-EP3810 (旧: N556)	2本	¥16,000 → ¥12,800			
	SNG-EP3810 (溝付) (旧: N556G)	2本	¥17,000 → ¥13,600			
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL	SNG-EPSL15 (溝付)	2本	¥17,000 → ¥13,600			
ワトソン 131-415C型 1.5mL	SN-WA415 (旧: N557)	2本	¥16,000 → ¥12,800	SS-WA415 (旧: 557)	在庫限定	2本 ¥14,000 → 1個限り ¥11,200
	SNG-WA415 (溝付) (旧: N557G)	2本	¥17,000 → ¥13,600			
ワトソン 131-515C型 1.5mL	SN-WA515 (旧: SN-WATSON-515C)	2本	¥16,000 → ¥12,800			
	SNG-WA515 (溝付)	2本	¥17,000 → ¥13,600			

*セーフロックチューブ1.5ml 型番: 0030 120.086 *セーフロックチューブ0.5ml型番: 0030 121.023

大箱包装: なし

*SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。

*型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。

*PCTFE : 3フッ化フッ素樹脂

*オートクレーブ可能

*上記以外のメーカーに対応するホモジナイザーの製作可能です。お問い合わせください。

コードレス用／パワーツール用ホモジナイザー

エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オ-

ヘッド形状	ラージヘッド型 (LHタイプ)			ステンレス軸型 (SSタイプ)		
全長/軸径/最大径	155/5/12mm			145/3/10mm		
先端材質	PCTFE (M4ネジによる接合)			PCTFE/ステンレス		
適合電動ツール	23M, 23M-R25			PT-33M, PT-101		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL	LH-EPSL50	2本	¥19,000 → ¥15,200	SS-EPSL50	2本	¥16,500 → ¥13,200
	LHG-EPSL50 (溝付)	2本	¥20,000 → ¥16,000	SG-EPSL50 (溝付)	2本	¥17,500 → ¥14,000

*Safe-Lock Tube 0030 119.401 5.0ml対応品

大箱包装: なし

*LHタイプ: 全フッ素樹脂タイプ、SSタイプ: ステンレス軸タイプ

*オートクレーブ可能

パワーツール用ホモジナイザー

ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

- マイクロチューブホモジナイザーと同様に各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザーです。
- 各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉碎、成分抽出が可能です。
- 高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉碎で発熱の心配もありません（手動または低速型電動ツール使用時）。



全長/先端部径/軸径	170/24/3mm	170/10/3mm	175/12/3mm	135/12/5mm
材質（先端部/軸部）	PCTFE/ステンレス	PCTFE/ステンレス	PCTFE/ステンレス	PCTFE
適合電動ツール	PT-33M, PT-101	PT-33M, PT-101	PT-33M, PT-101	23M, 23M-R25
対応チューブ	ファルコン 50mL	ファルコン 15mL	ファルコン 15mL	ファルコン 15mL
	FT-3010S 包装：2本 ￥16,500 →￥13,200	FT-3012S 包装：2本 ￥18,000 →￥14,400	FT-3012SG (溝付) 包装：2本 ￥19,000 →￥15,200	FT-2012A 包装：2本 ￥19,000 →￥15,200
	FT-3050SG (溝付) 包装：1本 ￥12,000 →￥9,600	FT-3010SG (溝付) 包装：2本 ￥17,500 →￥14,000	FT-3012SG (溝付) 包装：2本 ￥19,000 →￥15,200	FT-2012AG (溝付) 包装：2本 ￥20,000 →￥16,000

*型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。

*PCTFE：3フッ化フッ素樹脂

*オートクレーブ可能

大箱包装：なし

電動ミキサー

パワーツール PT-33M

有限会社 アイ・エス・オー

100V電源使用。着脱が容易なコレットチャック採用

(3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能)。

- 適合ホモジナイザー・・・ SN, SNG, SS, SG, FT-3010S, FT-3010SG, FT-3012S, FT-3012SG, FT-3050SG
- 汎用DCモーター仕様



電源	AC 100V (AC-DCアダプター付属)
回転速度	4,000 ~ 18,000rpm (可変連型)

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PT-33M	パワーツール PT-33M	1式	￥19,500	→ ￥15,600

大箱包装：なし

※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

電動ミキサー

パワーツール PT-101

有限会社 アイ・エス・オー

低回転・高トルク。高い回転精度。電源・モーター分離型。デジタル表示。

- 電源部、ハンドピース、フットスイッチから構成されています。
- 高精度のハンドピースで軸振れがきわめて少なくなっています。
- 超低速（0）から8,000rpmまでフットスイッチで可変速運転が可能で、回転摩擦による発熱も最小限に抑えることが可能です。
- ホモジナイザーとの接続：ワンタッチコレットチャック（全てのステンレス3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能）
- 適合ホモジナイザー・・・ SN, SNG, SS, SG, FT-3010S, FT-3010SG, FT-3012S, FT-3012SG, FT-3050SG



電源	AC100V
回転速度	0 ~ 800 ~ 8,000rpm (ツマミで最大回転数を設定し、その範囲をフットスイッチで回転数制御します。 (例：0 ~ 800rpmをフットスイッチで制御可能)

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PT-101	パワーツール セット (パワーパック, ハンドピース, フットスイッチ)	1式	￥195,000	→ ￥156,000
AD-352	全フッ素樹脂ホモジナイザー用アダプター	2個	￥3,600	→ ￥2,880

大箱包装：なし

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ & プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器




ディスポーザブルホモナイザー
バイオマッシャー

nippi 株式会社ニッピ

BioMasher®

サンプルからRNA・DNA・タンパク質を抽出する時に、試料を破碎する目的で使用します。

製品選択ガイド



バイオマッシャー BioMasher® I O-リング付き

遠心分離により試料を効率よく簡単に破碎

逆流を防ぐためのOリング付タイプ

特長	機器による同時処理
回収量	少
発熱	なし
使用機器	遠心分離機
コスト	¥141/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	△

*チューブとホモナイザーのセットです。

バイオマッシャー BioMasher® I O-リングなし

すり潰しが楽なリングなしタイプ

バイオマッシャー BioMasher® II

売れ筋 No.1

広範囲の試料をスピーディに大量に破碎

ディンブル加工(破碎棒+チューブ)

マイクロチューブ
破碎棒

特長	高い回収量
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	—
コスト	¥100/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

*チューブとホモナイザーのセットです。

バイオマッシャー BioMasher® sp

広範囲の試料をスピーディに大量に破碎

搅拌棒グリップ
搅拌棒
穴あきキャップ
遠心チューブ

特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥250/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

*チューブとホモナイザーのセットです。

バイオマッシャー BioMasher® III

すり潰しとフィルターの通過で二重の破碎効果

特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥160/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

*チューブとホモナイザーのセットです。

バイオマッシャー BioMasher® V

大量の試料に適用できるビッグサイズ

ディンブル加工(破碎棒+チューブ)

特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥440/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

*チューブとホモナイザーのセットです。


BioMasher® I バイオマッシャーI

遠心分離により試料を効率よく破碎

試料の逆流を防ぐためのO-リング付タイプと、
すり潰しが楽なO-リングなしタイプの2種類ラインナップ

- ◆ 遠心分離機を用いて生体組織を簡単に破碎できるディスポーザブルホモジナイザーです。試料は遠心力でフィルターを通過し、破碎されます。
- ◆ 破碎棒の先端に十字型のブレードがあり、手で押し回すことで、遠心力のみでは破碎しにくい試料をすり潰す効果があります。
- ◆ フィルターチューブには、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪があります。
- ◆ ポリエチレン製フィルター(PE)タイプはポリプロピレン製フィルター(PP)タイプよりもポアサイズが小さく、より細かい破碎が可能です。

※ 一部の試料（表皮や腸間膜、尾などの繊維質の多い組織）を除き、フィルターチューブにはバッファーを入れずに使用してください。
遠心時にフィルターが詰まり、チューブが破損するおそれがあります。



カタログ No.	商品名	Oリング	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
NIP-30-15-O	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	○	PP	30本 (30本×1パック)	¥5,000 →	¥4,000
NIP-120-15-O	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	○	PP	120本 (30本×4パック)	¥17,000 →	¥13,600
NIP-30-20-O	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	○	PP	30本 (30本×1パック)	¥5,000 →	¥4,000
NIP-120-20-O	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	○	PP	120本 (30本×4パック)	¥17,000 →	¥13,600
NIP-30-15	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	×	PP	30本 (30本×1パック)	¥4,500 →	¥3,600
NIP-120-15	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	×	PP	120本 (30本×4パック)	¥15,000 →	¥12,000
NIP-30-20	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	×	PP	30本 (30本×1パック)	¥4,500 →	¥3,600
NIP-120-20	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	×	PP	120本 (30本×4パック)	¥15,000 →	¥12,000
NIP-30-15-O-PE	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	○	PE	30本 (30本×1パック)	¥5,000 →	¥4,000
NIP-120-15-O-PE	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	○	PE	120本 (30本×4パック)	¥17,000 →	¥13,600
NIP-30-20-O-PE	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	○	PE	30本 (30本×1パック)	¥5,000 →	¥4,000
NIP-120-20-O-PE	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	○	PE	120本 (30本×4パック)	¥17,000 →	¥13,600


チューブとホモジナイザーのセットになっています。

BioMasher® III バイオマッシャーIII

破碎とフィルトレーションが同じ容器内で可能！

- ◆ バイオマッシャーIとIIの特長を併せ持ったタイプです。
- ◆ 内面ディンプル加工のフィルターチューブと表面ディンプル加工の攪拌棒の組み合わせで試料を破碎した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。
- ◆ 繊維質の多い試料の破碎にお勧めします。

※ 破碎が困難な試料は、専用電動攪拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破碎できます。



カタログ No.	商品名	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
320302	バイオマッシャー3 <small>未滅菌</small>	PP	50本 (1本×50パック)	¥8,000 →	¥6,400

チューブとホモジナイザーのセットになっています。


BioMasher® II バイオマッシャーII

売れ筋
No.1

nippi 株式会社ニッピ

すり面のディンプル加工により破碎効率UP!

- 内側ディンプル加工の1.5mlチューブと表面ディンプル加工の攪拌棒の組み合わせにより、効果的に試料を破碎するホモジナイザーです。
 - 試料をマイクロチューブに入れ、手で攪拌棒を回転して試料を破碎します。
 - 攪拌棒は、試料の跳ね返りを防ぎ、飛散・逆流を防止します。
 - マイクロチューブの底面に攪拌棒がフィットし、確実に試料を捉えます。
 - 動物組織・臓器・植物（茎・根・種子）、昆虫など各種試料の破碎に使用できます。
- * 破碎が困難な試料は、専用の電動攪拌機（パワーマッシャーII）を使用すると効果的に破碎できます。
- * 攪拌棒はオートクレープできません。
滅菌が必要な場合は、滅菌済み製品（#320103）をご使用ください。



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
320102	バイオマッシャー2 未滅菌	100セット (1セット×100パック)	¥10,000	¥8,000
320103	バイオマッシャー2 滅菌済	100セット (1セット×100パック)	¥12,000	¥9,600


チューブとホモジナイザーのセットになっています。

BioMasher® sp バイオマッシャーSP

nippi 株式会社ニッピ

破碎の対象範囲が広がりよりスピーディに！

- バイオマッシャーIIの容量が大きくなったタイプです。
 - 内面ディンプル加工の15mlチューブと表面ディンプル加工の攪拌棒の組み合わせにより、破碎効果を高めたホモジナイザーです。簡単に試料破碎が行えます。
 - 試料をチューブに入れ、手で攪拌棒を回転させて試料の破碎を行います。
 - チューブは底面が平底のため、確実に試料を破碎できます。
 - 動物組織・臓器・植物試料（茎・根・種）、昆虫試料など各種試料の破碎に使用できます。
- * 破碎が困難な試料は、専用電動攪拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破碎できます。
- * 攪拌棒はオートクレープできません。
滅菌が必要な場合は滅菌済み製品（#893163、893164）をご使用ください。



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
893161	バイオマッシャーSP 未滅菌	40本 (40本×1パック)	¥10,000	¥8,000
893162	バイオマッシャーSP 未滅菌	100本 (50本×2パック)	¥25,000	¥20,000
893163	バイオマッシャーSP 滅菌済	40本 (40本×1パック)	¥12,000	¥9,600
893164	バイオマッシャーSP 滅菌済	100本 (50本×2パック)	¥28,000	¥22,400


チューブとホモジナイザーのセットになっています。

BioMasher® V バイオマッシャーV

遠心分離により試料を効率よく破碎

- ◆バイオマッシャーIIIの容量が大きくなったタイプです。
 - ◆内面ディンプル加工のチューブと表面ディンプル加工の搅拌棒の組み合わせで試料を破碎した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。
 - ◆繊維質の多い試料の破碎にお勧めします。
- ※ 破碎が困難な試料は、専用電動搅拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破碎できます。

nippi 株式会社 ニッピ



カタログ No.	商品名	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
891390	バイオマッシャー5 未滅菌	PP	20本 (20本×1パック)	¥8,800	→ ¥7,040
891391	バイオマッシャー5 滅菌済	PP	100本 (20本×5パック)	¥44,000	→ ¥35,200
891392	バイオマッシャー5 滅菌済	PP	20本 (20本×1パック)	¥12,000	→ ¥9,600
891393	バイオマッシャー5 滅菌済	PP	100本 (20本×5パック)	¥60,000	→ ¥48,000

チューブとホモジナイザーのセットになっています。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ & プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

バイオマッシャー® II・III・V・SP専用 電動搅拌機

nippi 株式会社 ニッピ

PowerMasher II

パワーマッシャーII

大量サンプルの破碎、
手作業では困難な破碎もサポート！

- ◆バイオマッシャーII、III、V、SPの搅拌棒にセットして、電動で搅拌可能です（ギヤー式高トルク：450rpm）。
- ◆単3乾電池2本を使用します。



- 単3乾電池×2
- ギヤー式高トルク
- 回転数：約450回転/分

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
891300	パワーマッシャー2	1式	¥10,000	→ ¥9,000



こんな商品もあります！

BMBio 滅菌シャーレ

BME-SNS0001
(Φ90×15mm)BME-SNS0002
(Φ90×20mm)

- ◆ 透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
- ◆ ズレ防止リブ付きで、段積時の安定性に優れています。
- ◆ 浅型と深型の2タイプ
- ◆ 深型は混釀が可能です。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ 電子滅菌済み



カタログ No.

BME-SNS0001 浅型 希望販売価格
電子滅菌 ¥8,600 → **¥6,020**

包装：500枚 (10枚×50パック) 大箱包装：-

カタログ No.


BME-SNS0002 深型 希望販売価格
電子滅菌 ¥11,800 → **¥8,260**

包装：500枚 (10枚×50パック) 大箱包装：-



こんな商品もあります！

BMBioコンラージ棒

BME-SNS0003
(T型)BME-SNS0004
(デルタ型)

- ◆ ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要です。
- ◆ 表面が鏡面仕上げで培地を傷つけません。
- ◆ 2種類の先端形状 (T型、デルタ型)。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ サイズ：35×130mm (デルタ型) / 39×129mm (T型)
- ◆ 電子滅菌済み

カタログ No.

BME-SNS0003 T型 希望販売価格
電子滅菌 ¥12,200 → **¥8,540**

包装：1,000本 (10本×100パック) 大箱包装：-

カタログ No.

BME-SNS0004 デルタ型 希望販売価格
電子滅菌 ¥12,200 → **¥8,540**

包装：1,000本 (10本×100パック) 大箱包装：-



こんな商品もあります！

BMBio広口ボトル



- ◆ 広口密閉容器なので溶液の出し入れが容易です。
- ◆ 材質：P.E (本体)、P.P (キャップ)
- ◆ 容量：100ml
- ◆ サイズ：Φ50×87mm (外径)、Φ32mm (口内)
- ◆ 目盛付

カタログ No.

BME-SNS0005 希望販売価格
広口 ¥9,700 → **¥6,790**

包装：100個 (100個×1パック) 大箱包装：-



こんな商品もあります！

オートクレーブバッグ



- ◆ ビニール袋タイプ（材質：CPP）のオートクレーブバッグです。
- ◆ 1枚ずつ容易に取り出することができます（09-302-0020）。
- ◆ 小型のバッグのため、生物学的に危険な試料を容易に廃棄することができます。
- ◆ 丈夫な材質のため、傷つきにくく破れにくいです。

カタログ No. **09-302-0020** 20cm×30cm 希望販売価格 ~~¥2,400~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥1,680**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：100枚×10

1枚あたり
¥16.0

カタログ No. **09-332-0000** 40cm×50cm 希望販売価格 ~~¥22,400~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥15,680**

包装：250枚（250枚×1パック） 大箱包装：—

1枚あたり
¥62.4

カタログ No. **09-342-0000** 50cm×80cm 希望販売価格 ~~¥30,600~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥21,420**

包装：250枚（250枚×1パック） 大箱包装：—

1枚あたり
¥85.6



※プリントは入っておりません。



こんな商品もあります！

バイオハザードバッグ

Benchtop Biohazard Bag

- ◆ チップやマイクロチューブなどを廃棄する際に適しています。
- ◆ バッグをホルダーにかけることができます。
- ◆ 小型タイプなので場所を取りません。
- ◆ 標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷されています。
- ◆ オートクレーブ処理可能

カタログ No. **B-1005-4** バイオハザードバッグ 216×280mm 希望販売価格 ~~¥6,200~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥4,340**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：—



B-1005-6 バッグホルダー 希望販売価格 ~~¥9,000~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥6,300**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：—

Biohazard Bag

- ◆ 標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷されています。
- ◆ オートクレーブ処理可能

カタログ No. **B-1002-30** 610×760mm 希望販売価格 ~~¥45,300~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥31,710**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：—





こんな商品もあります！

オートクレーブ廃棄用バッグ サンバッグ

BB systems
サービスシステムズ株式会社


使用例



SB001 & SB005

使用例



SB004 & SB006

- ◆ 材質はポリプロピレン製なので耐熱性は抜群
- ◆ 耐熱性：～132℃まで使用可能
- ◆ 透明性と耐久性もさらにアップし破れづらい
- ◆ 付属の結束バンドは溶けたアガロースをも漏らしません。
- ◆ 付属の滅菌テープにより、滅菌済みか未滅菌かの識別が可能
- ◆ 使いやすい専用スタンドもラインナップ

カタログ No.	商品名	規格	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
SB001	サンバッグSS	250×370mm	100枚 (100枚×1パック)	¥4,500	→ ¥3,600
SB002	サンバッグS	305×660mm	100枚 (100枚×1パック)	¥8,000	→ ¥6,400
SB003	サンバッグM	405×660mm	100枚 (100枚×1パック)	¥11,000	→ ¥8,800
SB004	サンバッグL	610×810mm	100枚 (100枚×1パック)	¥15,000	→ ¥12,000

構成：サンバック100枚、結束バンド100本、滅菌テープ1巻

注意：サンバックSSは結束バンドと滅菌テープは付属しません

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
SB005	サンバッグSS用スタンド	1式	¥4,800	→ ¥3,840
SB006	サンバッグL用スタンド	1式	¥17,000	→ ¥13,600
SB007	サンバッグS,M用アダプター	1式	¥8,500	→ ¥6,800

注意：SB007を使用するにはSB006が必要になります。

**在庫
限り!**
特別価格



こんな商品もあります！

DURA SEAL™ デュラシール

- ◆ 強い耐有機溶媒性 (ほとんどの溶媒・薬品が可能)
- ◆ 優れた密封性 ※良く伸ばして下さい。
(伸ばすことにより密着性がでます。)
- ◆ 優れた伸長性能 (500 ~ 800%)
- ◆ 耐熱性 (~ 100°C)
- ◆ 管接合部等の漏洩防止に。
- ◆ 試験管、フラスコ、シャーレ等の密封に。



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
L-2012-1	5cm 幅 × 150m	1巻 ￥14,700 → 4個限り	￥9,260
L-2012-3	10cm 幅 × 150m	1巻 ￥28,400 → 6個限り	￥17,890



こんな商品もあります！

Labopita ラボ用高機能被覆フィルム

株式会社アクリス
aglis

ラボピタ®は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。

ハサミを使わずに手で簡単にカットできますが、ミシン目入りタイプなら更にカットが容易です。

雑形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにお使いいただけます。

研究施設や病院検査室などの器具の密栓用フィルムとして幅広くお使いください。

- ◆ シャーレの隙間を密閉するのに便利
- ◆ 試験管などの径の小さい場合にはW20mmタイプ、ビーカーなどの径の大きい場合にはW50mmタイプをお勧めします。
- ◆ フィルムは約6倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィット！
- ◆ 保管：10°C～50°C

● W20mm 30m Roll

巻箱サイズ (フタを閉じた状態) (W×D×H) : 89×25×89mm
ミシン目なし : W20mm 30m
ミシン目あり : W20mm 30m P100、ミシン目間隔 : 100mm

ロール

**● W50mm 30m Roll**

巻箱サイズ (フタを閉じた状態) (W×D×H) : 89×55×89mm
ミシン目なし : W50mm 30m
ミシン目あり : W50mm 30m P50、ミシン目間隔 : 50mm

ロール



注意：・伸ばし過ぎると切れてしまいます。少しづつ力を加えて引っ張ってください。

・自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

カタログNo.	商品名・規格	テープ幅	ミシン目	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
21-513	ラボピタ W20mm × 30m	20mm	なし	未滅菌 5ロール (5ロール×1パック)	￥3,000 →	￥2,400
21-514	ラボピタ W20mm × 30m P100	20mm	あり	未滅菌 5ロール (5ロール×1パック)	￥3,000 →	￥2,400
21-515	ラボピタ W50mm × 30m	50mm	なし	未滅菌 2ロール (2ロール×1パック)	￥2,400 →	￥1,920
21-516	ラボピタ W50mm × 30m P50	50mm	あり	未滅菌 2ロール (2ロール×1パック)	￥2,400 →	￥1,920

大箱包装 : なし



こんな商品もあります！


4 チャンネルタイマー

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ 4つのチャンネルは独立しており、同時に時間をカウントできます。
- ◆ カウントがゼロになると、時間が経過したことを知らせるため、自動的にカウントアップします。
- ◆ メモリーリコール付 最後に表示されていた時間は再生されます。
- ◆ 見やすい大型ディスプレイ
- ◆ アラーム機能、時計表示機能、スタンド、ポケットクリップ、マグネット付

1台で
4タイマー

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T-2504-5 4チャンネルタイマー	1個(1個×1パック)	¥12,800 → 16個限り	¥8,640



こんな商品もあります！

3 チャンネルタイマー

AND
Discover Precision

- ◆ 100時間タイマー
- ◆ 3種類のタイマー時間設定できます。
- ◆ 設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。
- ◆ アラーム経過後は自動的にカウントを終了
- ◆ 時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示ができます。
- ◆ マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能（ストラップは付属しません）

設定範囲	最大99分50秒、最小1秒
タイマー数	3チャンネル
タイマー機能	カウントダウン（アラーム設定まで）、カウントアップ（アラーム時間後）
アラーム時間	ブザー音：約30秒間
ブザー音量	約70dB/距離10cm
防水機能	無
電源・電池寿命	単4形乾電池1本・約1年
サイズ(W×D×H)	80×30×70mm
重量	約85g(電池含む)



※仕様は予告なく変更する場合がございます。

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM-AD5701A 3チャンネルタイマー	1個(1個×1パック)	¥2,800 → 5個限り	¥2,240

■構成：タイマー本体、電池（モニタ用）、マニュアル、保証書



こんな商品もあります！

ディッシュラック 100mm用

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ 100mmディッシュ用ラック
- ◆ 48枚のディッシュを収納（12枚×4）
- ◆ ターンテーブル（BM47750-516、別売）との併用も可能
- ◆ インキュベーター内での使用も可能
- ◆ オートクレーブ可能（121℃ 15分）
- ◆ サイズ（W×D×H）：178×178×229mm
- ◆ 材質：ポリカーボネート



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM10600-108 ディッシュラック 100mm用	1式	¥42,500 → 5個限り	¥21,070
BM47750-516 ディッシュラック 100mm用ターンテーブル	1式	¥17,700 → 5個限り	¥10,920

**在庫
限り!**
特別価格



こんな商品もあります！

マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen

BMBio
ST (Standard & Stable)

Lab Markerは乾燥した表面だけでなく湿り気のあるところでも簡単に書きこめ、あらゆるラボラトリー用に安定しています。

プラスチックには永久的に使用できますが、ガラス、金属、磁器には水にさらされた時にインクがにじむことはありませんが、さまざまな溶剤で落とすことができ繰りかえし書きこむことができます。

- ◆ 本体とキャップは高密度ポリエチレン製
- ◆ 未滅菌
- ◆ ISO CLASS 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5)クリーンルームでの使用が可能
- ◆ 低ナトリウムインク
- ◆ 油性ボールペン もしくは フェルトマーカー
- ◆ 材質: P.E
- ◆ 色: 赤、黒、青 *フェルトマーカーは黒のみ



カタログNo.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM51128-048	マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen 油性ボールペン 赤	10本 (10本×1パック)	¥4,300 → 12個限り	¥1,620
BM51280-874	マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen 油性ボールペン 黒	10本 (10本×1パック)	¥4,200 → 10個限り	¥1,480
BM51280-876	マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen 油性ボールペン 青	10本 (10本×1パック)	¥4,400 → 14個限り	¥1,480
BM51280-812	マーキングペン Critical Print Cleanroom Pen フェルトマーカー 黒	12本 (12本×1パック)	¥19,500 → 18個限り	¥5,600

**在庫
限り!**
特別価格



こんな商品もあります！

マーキングペン LabMarker

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ プラスチック上にも書いて消えません。
- ◆ すぐに乾きます。
- ◆ 耐久性のある先端と十分なインク量で長期間使用可能
- ◆ 耐水性インク
- ◆ 極細油性マーカー
- ◆ 色: 黒、青



カタログNo.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM52877-310	マーキングペン LabMarker 黒	10本 (10本×1パック)	¥4,400 → 4個限り	¥2,770
BM52877-355	マーキングペン LabMarker 青	10本 (10本×1パック)	¥4,400 → 6個限り	¥2,770

**在庫
限り!**
特別価格




こんな商品もあります！

ジーンキャッチャー 6.5mmx1.0mm

gel
company

- ◆ ゲルバンド切り出し用チップ Gene Catcher
- ◆ アガロースゲルからバンドを迅速に切り出す為のチップ
- ◆ ディスポーザブルで先端は長方形の形状
- ◆ カッターの刃を用いた作業では危険で時間もかかる上にゲル断片の大きさも統一されませんが、GeneCatcherなら安全で作業もシンプル
- ◆ ゲル断片そしてチップのリリースも容易
- ◆ スタンダードな1000μlピペットで使用可能です。
- ◆ 先端形状:6.5×1.0mm



カタログNo.	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PKB6.5	250本 (250本×1パック)	¥12,200 → 8個限り	¥8,340

在庫
限り！
特別価格


こんな商品もあります！

PP ラミネートプラスチックパック

日本ジェネティクス

- ◆ プレハイブリダイゼーション
- ◆ サンプル等の防湿保存に御使用戴けます。
- ◆ ハイブリダイゼーション
- ◆ メンブレンアッセイ等

片方のみのシーリング加工でメンブレンを入れやすくむだがありません。



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PS-I-300	300枚 (300枚×1パック)	¥22,000 → 2個限り	¥15,810

在庫
限り！
特別価格

こんな商品もあります！

タフタッグ レーザープリンター用ラベル ホワイト

BMBio[®]

Tough-Tag[®]は、耐薬品性、柔軟性に優れたポリエチル製のラベルで、オートクレーブ、沸騰水槽、-40℃までの冷凍、121℃までの加熱に劣化することなく耐えることができます。熱転写タイプのTough-Tagは、150℃までの耐熱性があります。

プラスチックなどの素材に強力に接着します。Tough-Tag[®]は薄いので、遠心分離機のローターを拘束することはありません。

- ◆ 0.5ml チューブ用
- ◆ ラベルサイズ：24×12.7mm

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
L-1000-7	2975枚(85枚×35シート)	¥21,800 → 4個限り	¥8,340

在庫
限り！
特別価格

こんな商品もあります！

グローブホルダー 3 箱用

BMBio[®]

- ◆ 手袋の箱が3個入りますので、実験台の上などに種類・サイズ別に置き、グローブを取り出することができます。
- ◆ 材質：アクリル

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-8018-3	1個	¥20,000 → 10個限り	¥5,350



**在庫
限り!**
特別価格



こんな商品もあります！

BMBio不織布マスク

- ◆ 使い捨てマスク
- ◆ 3層構造
- ◆ グラスファイバーフリー
- ◆ 通気性あり
- ◆ 高いフィルター性能
- ◆ ノーズワイヤ付き
- ◆ 材質：ポリプロピレンスパンボンド不織布および
ポリプロピレンメルトブローン不織布
- ◆ ノーズワイヤ付き
- ◆ 未滅菌

*医療用マスクではありません。

*衛生目的でご使用いただけます。

仕様

- ・サイズ (W×D) : 175±5×93±3mm
- ・ノーズワイヤ: 100±5mm
- ・耳ひも: 170±10mm

**大幅値下げ!!****ウイルス飛まつ
99.8%カット**

(一財)カケンテストセンター測定

**お得!!**1ケース(40箱)単位の
ご注文でさらにお得に
なります。**1箱あたり¥200**

試験方法: JIS T 9001
承認番号: No.21-0135
発行日: 2021年8月25日
有効期限: 2023年10月21日

カタログ No.

BMSTGV0001

希望販売価格

¥1,700 → 7002個限り

キャンペーン中の参考価格

¥400

包装: 50枚 (50枚×1パック)

使用上の注意については、当社Webサイトにてご確認ください。

**在庫
限り!**
特別価格



こんな商品もあります！

ボトルトップディスペンサー Labmax™

1年保証

- ◆ユニークな空気排除システム
- ◆安全に試薬を完封するためのガードバルブ
- ◆迅速かつ正確な容量調整

ピストン	直接置換できるガラスピストン
シリンダー	PTFE
ハウジング	ポリプロピレン
ボリューム調整	ロックングロッカースイッチ
精度/再現性	±0.7%/±0.1%
オートクレーブ	可能 (121°C)
適応性	ほとんどの試薬や有機溶媒に安定。 HFバージョン商品は、フッ化水素酸の使用が可能

口径33mmタイプ: 24、28、38、45mmアダプター付

口径45mmタイプ: 28、33、38mmアダプター付

※HF=フッ化水素酸や他の溶媒用PTFEピストンおよびシリンダーバージョン

カタログNo.	容 量	正 確 度	許 容 誤 差	口 径	包 装	希 望 販 売 価 格	キャンペーントピックス
BMD5370-2	0.3-2.5ml	0.05ml	0.02ml	33mm	1式	¥68,300 → 2個限定	¥24,310
BMD5370-5	1.0-5.0ml	0.10ml	0.04ml	33mm	1式	¥55,700	キャンペーントピックス
BMD5370-10	2.0-10.0ml	0.20ml	0.08ml	33mm	1式	¥68,300 → 4個限定	¥23,560
BMD5370-10HF*	2.0-10.0ml	0.20ml	0.08ml	33mm	1式	¥193,000 → 1個限定	¥65,900
BMD5370-25	5.0-25.0ml	0.50ml	0.15ml	45mm	1式	¥91,800 → 5個限定	¥31,340
BMD5370-25HF*	5.0-25.0ml	0.50ml	0.15ml	45mm	1式	¥255,000 → 1個限定	¥89,050
BMD5370-50	10.0-50.0ml	1.00ml	0.40ml	45mm	1式	¥99,000 → 1個限定	¥33,800

*当ページ掲載商品は包装: 1式、大箱包装: なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

凍結細胞融解装置

凍結細胞融解装置YSシリーズ

STREX ストレックス株式会社

解凍ブロックにセットするだけで再現性の高い融解処理が可能。

CPC/クリーンベンチ内にセットでき、ウォーターバスを使用しないのでコンタミネーションのリスクも低減する
凍結細胞融解装置です。

- ◆ iPS/ES細胞/ヒト・動物のIVF/プライマリー細胞用
- ◆ ウォーターバスを使用しません
水によるコンタミネーションリスクを低減
- ◆ 簡単操作
ブロックにセットするだけで効率的な融解処理が可能
- ◆ コンパクト設計
CPC/クリーンベンチ内の使用が可能
- ◆ 融解ブロックのサイズ設計が可能
チューブサイズに合わせたブロックの製作が可能
- ◆ バリデーション対応
温度チェックポートを装備しており、温度校正対応



温度設定	室温～40℃
サイズ (W×D×H)	105×235×75mm
電源	AC100～240V, 50/60Hz, 50W

カタログ No.

YS-1

希望販売価格

¥290,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥246,500

■ 構成：YS-1本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

マグネティックスターラー

Hotplate マグネットスターラー

BIOLOGIX



- ◆ デジタル制御システム
- ◆ LEDディスプレイ
- ◆ 材質はABSなので難燃性で化学物質耐性です。
- ◆ 加熱速度が早い
- ◆ 安全機能：
 - ・50°C以上ではHOT注意インジケーターが表示されます。
 - ・ホットプレートの温度が320°Cを超えると自動的に加熱が停止します。
- ◆ セラミックコートしたステンレス製プラットフォームは化学物質に耐性があり傷つきにくい。

振とう速度	100~1500rpm
最大攪拌容量 (L, H ₂ O)	3L
最大積載量	—
プラットフォームサイズ	φ135mm
温度条件	室温~280°C (1°C刻み)
本体サイズ (W×D×H)	150×260×80mm
重量	1.8kg
電源	100-120VAC, 50/60Hz, 515W

カタログ No.

01-3101**1年保証**希望販売価格
¥57,000

→ 9台限り

キャンペーン中の参考価格

¥41,000

■ 構成：スターラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

マグネットスターラー

マグネットスターラー RTベーシック

thermoscientific



- ◆ 軽くて、設置面積の小さいコンパクトサイズのスターラー
- ◆ 滑り止めのシリコンプレートカバー付（白1枚、黒1枚）

攪拌容量(L,H ₂ O)	4L
振とう速度	150-2500rpm
最大積載量	20kg
本体材質	ポリプロピレン
トッププレートサイズ	170mm
サイズ (W×D×H)	185×185×65mm
電源	100-240V, 50/60Hz

●170mmφ

カタログ No.

88880009**1年保証**希望販売価格
¥31,500

→ 3台限り

キャンペーン中の参考価格

¥22,680

遠心機

Sigma 遠心機



1年保証

本体、ローターすべて **20% OFF!!**

ローターのキャンペーン価格については
ホームページをご覧ください。
*アダプターはキャンペーン対象外です。

Sigma
総合カタログ
はこちら

Sigma 1-14



Sigma 1-14K



Sigma 1-16



Sigma 1-16K



カタログ No.	SGM10015	SGM10021	SGM10045	SGM10048
	—	0.2-2ml	—	—
	0.2-2ml	0.2-2ml	0.2-5ml	0.2-5ml
	48ml	48ml	72ml	72ml
	14,800rpm	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm
	16,163xg	16,602xg	20,627xg	20,627xg
希望販売価格	¥260,000	¥780,000	¥337,000	¥968,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	¥208,000	¥624,000	¥269,600	¥774,400



Sigma 3-16L



Sigma 3-16KL



Sigma 3-18KS



カタログ No.	SGM10357	SGM10362	SGM10372
	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-94ml	0.2-94ml
	1,600ml	1,600ml	1,600ml
	15,300rpm	15,300rpm	18,000rpm
	21,460xg	21,913xg	30,070xg
希望販売価格	¥1,120,000	¥1,520,000	¥1,810,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	¥896,000	¥1,216,000	¥1,448,000

本体、ローターすべて **20% OFF!!**

ローターのキャンペーン価格については
ホームページをご覧ください。
*アダプターはキャンペーン対象外です。

1年保証



Sigma
総合カタログ
はこちら



Sigma 2-16P



Sigma 2-16KL



カタログ No.	SGM10157	SGM10352
	0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP
	0.2-50ml	0.2-85ml
	450ml	450ml
	15,000rpm	15,300rpm
	20,627xg	21,913xg
希望販売価格	¥745,000	¥1,430,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	¥596,000	¥1,144,000

アイコン

- スイングローター
- アングルローター
- 容量（最大）
- 最大回転数
- 最大遠心力
- 冷却



Sigma 3-30KS



Sigma 4-16S



Sigma 4-16KS

カタログ No.	SGM10378	SGM10383	SGM10388
	0.2-100ml, MTP	0.2-750ml, MTP	0.2-750ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-250ml	0.2-250ml
	510ml	3,000ml	3,000ml
	30,000rpm	13,500rpm	15,000rpm
	70,121xg	20,376xg	25,155xg
希望販売価格	¥2,750,000	¥1,380,000	¥2,090,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	¥2,200,000	¥1,104,000	¥1,672,000

遠心機

Sigma 遠心機



本体、ローターすべて **20% OFF!!**

1年保証

ローターのキャンペーン価格については
ホームページをご覧ください。
*アダプターはキャンペーン対象外です。

Sigma
総合カタログ
はこちら

Sigma 6-16S



Sigma 6-16KS



Sigma 8KS



カタログ No.	SGM10392	SGM10398	SGM10631(50Hz) SGM10630(60Hz)
	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-1500ml, MTP, BB
	0.2-500ml	0.2-500ml	0.2-1000ml
	3,200ml	3,200ml	12,000ml
	13,500rpm	15,000rpm	10,500rpm
	20,376xg	25,419xg	20,461xg
希望販売価格	¥1,840,000	¥2,790,000	¥8,040,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	¥1,472,000	¥2,232,000	¥6,432,000

Sigma適合商品をWEBで簡単検索

Sigma社には多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を取り揃えております。下記検索画面にて必要な条件（温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど）をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。

<https://www.bmbio.com/download/download/?itemid=132&dispid=433&TabModule414=4>

卓上遠心機

Palm Micro Centrifuge

回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適

収容本数	0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、 0.2ml 8連PCRチューブ×2本
最大遠心力	2,680RCF(xg)
最大回転数	7,000rpm
タイマー	連続運転
サイズ (W×D×H)	150×150×117mm
重量	0.5kg
電源	100-240V、50/60Hz

カタログ No.

01-8001

1年保証

希望販売価格
¥34,000キャンペーン中の参考価格
→ ¥27,200

■構成：Palm本体、0.2mlチューブアダプター、8連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

MAX
2,680 xg

動画はこちら



安い!!

チューブ用卓上遠心機

Force Mini™**Labnet**
Labnet International, Inc.

- ◆ 1.5ml/2.0mlチューブ用ローター（8本掛け）と0.2ml 8連チューブ用ローター（4本掛け）が付属しているので、各容量のチューブを遠心することができます。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または0.2ml 8連チューブ×4本 または0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000xg
サイズ (D×W×H)	155×132×110mm
重量	0.75kg
電源	115V、50/60Hz、65mA

カタログ No.

SBC-140

1年保証

希望販売価格
¥55,700キャンペーン中の参考価格
→ ¥44,560

■構成：Force Mini本体、電源ケーブル、0.2mlチューブ用アダプター×8、0.4/0.6mlチューブ用アダプター×8、1.5/2.0mlチューブ用ローター、0.2ml 8連チューブ用ローター、マニュアル、保証書

MAX
2,000 xg

動画はこちら



マイクロチューブ卓上遠心機

PrismMini**Labnet**
Labnet International, Inc.

- ◆ 1.5ml/2.0mlチューブ（8本）および0.2mlPCRチューブの遠心が可能です。
- ◆ ローターの脱着は、工具不要の簡単設計です。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または 0.2ml 8連チューブ×4本、0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000xg
サイズ (D×W×H)	132×132×112mm
重量	0.55kg
電源	120V、50/60Hz

カタログ No.

C-1801

1年保証

希望販売価格
¥58,600キャンペーン中の参考価格
→ ¥46,880

■構成：PrismMini本体、電源ケーブル、1.5/2.0ml用ローター、0.2ml用ローター、マニュアル、保証書

MAX
2,000 xg

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

ミニ卓上遠心機

Flat Mini

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

- ◆簡単操作（リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ）
- ◆ショート遠心と15分間連続遠心が可能
- ◆1.5/2.0mLチューブ用ローター、0.2mL 8連PCRチューブ用ローター付属
- ◆非接触型リッドセンサー採用

チューブ数	1.5/2.0mLチューブ6本または 0.2mL 8連PCRチューブ 2ストリップ(0.2mL PCRチューブ 16本)
最大回転数	6,500rpm
最大RCF	2,234xg (1.5/2.0mLチューブ用ローター)、 2,182xg(0.2mL 8連PCRチューブ用ローター)
加速時間	4秒
減速時間	2秒
遠心時間	モード切替スイッチにより選択 ショートモード：12秒 連続モード：15分（リッドを開けた段階で停止）
サイズ (W×D×H)	150×150×103mm
重量	650g
電源	100-240V, 50/60Hz, 20W



カタログ No.

BMEGYR0001 1年保証希望販売価格
¥28,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥22,400**

- 構成：本体、ローター（2種）、ローター交換用スパナ、ACアダプター、操作マニュアル、保証書

在庫
限り！
特別価格

チューブ用卓上遠心機

Force Spin Prep™Labnet
Labnet International, Inc.

- ◆素早い遠心加速と停止。約10秒で2枚のスライドを素早く乾燥させます。
- ◆2個のスライドカセットに、それぞれ一枚ずつスライドを設置（スライドはインチタイプ）
- ◆本体のON/OFFスイッチによる操作と、フタの開閉による操作でON／OFFのコントロールができます。

収容本数	スライド×2枚（標準的なサイズ）（インチタイプ）
最大遠心力	1,750RCF(g)
最大回転数	4,800rpm
サイズ (W×D×H)	132×155×110mm
重量	0.75kg
電源	115V, 50／60Hz, 130mA

カタログ No.

SBC-150 1年保証希望販売価格
¥79,000

→ 6台限り

キャンペーン中の参考価格
¥33,660

- 構成：遠心機本体、スライドカセット2個、マニュアル、保証書



卓上遠心機

卓上遠心機 5mLチューブ用 (穴径14.2mm)

- ◆ 5mlチューブ (アダプターの穴径が14.2mm) 用遠心機
※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。
- ◆ 5mlチューブx8本用
- ◆ 電子ロック：遠心分離中は蓋がロックされており、遠心終了後に自動的に開きます。
- ◆ 素早い遠心加速を実現。作動中でも作動音が静か
- ◆ 使いやすいタッチパネル操作
- ◆ LCDディスプレイは速度、時間、動作状態をリアルタイム表示
- ◆ 遠心時間と速度設定が調整しやすく、遠心分離中でも速度の調整が可能

収容本数	5mlチューブ×8
回転数	500-6000rpm
最大遠心力	2400g
サイズ (W×D×H)	260×220×150mm
電源	110-220V、50/60Hz

※ 予告なく仕様が変更される場合がございます。

※ 注意：5ml チューブを遠心する際、専用の5ml チューブのみ使用可能です。推奨
チューブ：WNB603011、WNB603111

カタログ No.

WNB102002 1年保証

希望販売価格

→ **¥37,360**

キャンペーン中の参考価格

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

■ 専用5ml チューブ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
WNB603011	マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ	未滅菌	2000本 (200本×10パック)
WNB603111	マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ	滅菌	2000本 (200本×10パック)

キャンペーン対象外



アスピレーター

アスピレーションシステム SAFEVAC

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

SAFEVACアスピレーションシステムは、危険な溶媒を迅速かつ安全に吸引できます。

このシステムは細胞培養、遠心後の上清、イムノアッセイプレートでの洗浄溶液からの溶液を吸引するために広く使用されます。

- ◆ 調整可能な統合的ポンプ
- ◆ 迅速な取付および取り外し、液だれ防止、エアロゾル封じ込みのためのセルフクリーニングコネクター
- ◆ オーバーフロー防止のための液面センサー付
- ◆ 廃棄回収ボトル、チューブ、ノズルはオートクレープ可能
- ◆ 廃棄回収ボトルを持ち運ぶための便利な取り外し可能ハンドル
- ◆ シングルチャンネル、マルチチャンネルノズル、その他のアクセサリーの利用が可能

真空圧力	0-600mBar
流量	15L/min
吸引量	17L/min
ボトル容量	4L
サイズ (W×D×H)	180×240×450mm
重量	3kg

カタログ No.

01-2701 1年保証

希望販売価格

→ **¥156,960**

キャンペーン中の参考価格

■ 構成：バキュームユニット、ボトル、チューブ、アスピレーションハンドル、ピペット、マニュアル、保証書



小型ボルテックスミキサー

MX-S ボルテックスミキサー

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

アダプターごとチューブを外さずボルテックス（※アクセサリーのロッド&アダプター使用時）

- ◆ スピードレンジ：最大2500rpm
- ◆ オペレーションモード：固定もしくは連続
- ◆ さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類（別売）



振動



01-1191



■ アプリケーション

	固定（高速）	連続（低速）
01-1191 (標準付属品)	●	
01-1192+01-1131	●	
01-1192+01-1132	●	
01-1192+01-1133	●	
01-1192+01-1134	●	
01-1192+01-1135	●	
01-1193+01-1136	●	
01-1193+01-1131		●
01-1193+01-1132		●
01-1193+01-1133		●
01-1193+01-1134		●
01-1193+01-1135		●

カタログ No.

01-1101 1年保証希望販売価格
¥36,700キャンペーン中の参考価格
¥29,360

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：MX-S本体、電源ケーブル、アダプター（01-1191）マニュアル、保証書

■ アクセサリー

チューブアダプター（48本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1131	¥1,900	→ ¥1,520

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • Φ6mmテストチューブ×48本用アダプター
 • 01-1192または01-1193と共に使用


チューブアダプター（15本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1132	¥1,900	→ ¥1,520

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • Φ10mmテストチューブ×15本用アダプター
 • 01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（12本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1133	¥1,900	→ ¥1,520

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • Φ12mmテストチューブ×12本用アダプター
 • 01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1134	¥1,900	→ ¥1,520

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • Φ16mmテストチューブ×8本用アダプター
 • 01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1135	¥1,900	→ ¥1,520

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • Φ20mmテストチューブ×8本用アダプター
 • 01-1192または01-1193と共に使用

プラットフォームパッド



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1136	¥1,900	→ ¥880

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • 直径99mm以下のチューブ用プラットフォームパッド
 • 01-1193と共に使用

吸引フット



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1137	¥700	→ ¥120

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • ゴム製吸引フット
 • 本体の足に使用すればより安定に使用可能
 注意：使用するには4つ必要となります。

ホールディングロッド



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1192	¥8,400	→ ¥6,720

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • チューブアダプター用ホールディングロッド

ユニバーサルトッププレート



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1193	¥2,800	→ ¥2,240

- 包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし
 • ユニバーサルトッププレート（Φ100mm）

パーソナルボルテックスミキサー

Vortamix95mmφの
コンパクト
サイズ

振動

- ◆ 手のひらサイズの超小型
- ◆ パッドにチューブを押し付けるだけの簡単操作
- ◆ 50mL遠心管まで対応可能

振とう速度	3000rpm固定
サイズ (W×H)	φ95×85mm
重量	0.55kg
電源	100V

カタログ No. **BMA-V0000** 1年保証 希望販売価格 **¥33,500** → **¥26,800** キャンペーン中の参考価格

■ 構成 : Vortamix本体, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

ボルテックスミキサー

BM-V2 LPボルテックスミキサー

重さ3.8kg&4足吸盤で
しっかりと実験台に固定され、
ミキシング中、本体が横ズレしません。



BM-V2FH



振動

- ◆ コンパクト設計
- ◆ 独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
- ◆ 標準付属のヘッドはすりばち状で直径5cmです。

振とう速度	200~3200rpm
動作／軌道範囲	円環状／3mm
オペレーションモード	ON (連続運転) / OFFもしくは、タッチモード
温度条件	4°C~45°C
サイズ (W×D×H)	130×160×170mm
重量	3.8kg
電源	115VAC, 1.5A

カタログ No. **BM-V2** 1年保証 希望販売価格 **¥33,000** → **¥26,400** キャンペーン中の参考価格

■ 構成 : BM-V2本体, 電源ケーブル, アダプター, マニュアル, 保証書

● BM-V2用パーツ (フラットホームII)
BM-V2FH キャンペーン中の参考価格 **¥6,800** → **¥5,440**

包装 : 1個 (1個×1パック) 大箱包装 : なし
※BM-V2FH (フラットホームII) は、凹凸付すりばち状の直径5.0cmのヘッドで小サイズのチューブのミキシングが可能です。

小型プレートスピナー

MPS1000

動画はこちら

- ◆ 2枚のPCRプレートを一度に遠心することができるスピンドラウン専用遠心機
- ◆ 様々な形状の96ウェル及び384ウェルプレートに対応します。
(遠心をかける際は、プレート用シールなどを貼って下さい)

収容枚数	PCRプレート×2枚
最大回転数	2500rpm
最大遠心力	500×g
ローター	固定(垂直)
使用温度範囲	4°C~35°C
サイズ (W×D×H)	190×210×183mm
重量	1.5kg
電源	~120V, 50/60Hz

カタログ No. **C1000** 1年保証 希望販売価格 **¥130,000** → **¥104,000** キャンペーン中の参考価格

■ 構成 : スピナー本体, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

在庫
限り！
特別価格

往復振とう機

ProBlot™ Rocker25／25XL

Labnet
Labnet International, Inc.

▲S2025D



左右上下動するシーソー式振とう機

- ハイブリダイゼーションやサンプルのミキシングに適しています。
- 振とう速度の調節は可能。様々な用途に対応しています。
- プラットフォームの表面はノンスリップラバー製。作動中でも容器は滑りません。

カタログNo.	S2025-B	S2025XL-B
プラットフォーム	シングル	シングル
プラットフォーム面積	260×200mm	300×300mm
往復速度	5～120回／分	
タイマー	0～2時間または連続運転	
動作	シーソー 左右	
最大積載量	5kg	
温度条件	4°C～65°C	
傾斜角度	7°固定	
サイズ (W×D×H)	290×320×145mm	325×360×145mm
重量	5.3kg	
電源	～120V、50/60Hz	

●ProBlot™ Rocker25

カタログ No.

S2025-B希望販売価格
1年保証 ￥156,000キャンペーン中の参考価格
→ 4台限り ￥66,550

▲S2025XLD

●ProBlot™ Rocker25XL

カタログ No.

S2025XL-B希望販売価格
1年保証 ￥176,000キャンペーン中の参考価格
→ 1台限り ￥70,650

■構成：シェーカー本体、プラットフォーム、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ProBlot™ Rocker25／25XL 用アクセサリー

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格
S2025-T	弾力性バンド*	4本 (4本×1パック)	￥2,800

キャンペーン対象外



動画はこちら



**在庫
限り!**
特別価格

ボルテンブインキュベーター

Vortemp1550™

15ml・50ml遠心管用

HOT
99°C

- ◆ 搅拌とインキュベートを同時に行なえ、幅広い範囲で振動速度と温度の調節が可能
- ◆ 50ml遠心管×8本または15ml遠心管のプラットフォーム交換使用可能
- ◆ 振動加速は3段階の調整が可能です。
- ◆ 全ての機能はマイクロプロセッサによりコントロールされており、自己診断ソフトにより温度と振動速度の精度を保っています。
- ◆ 加熱や振動はフィードバック回路によってコントロールされています。
- ◆ チャンバーは、温度の精度を一定に維持、振動によるノイズの防音構造です。

温度範囲	室温+5°C ~ 99°C
温度精度	±0.5°C
振動速度範囲	200 ~ 900rpm
旋回幅	3mm
タイマー	1 ~ 99分または連続運転
収容本数	50ml遠心管×8本または15ml遠心管×18本
本体寸法 (W×D×H)	260×310×310mm
重量	12kg
電源	100V, 5.8A, 15W

カタログ No.

S2050A 1年保証

希望販売価格

¥650,000

→ 2台限り

¥225,530

■ 構成：シェーカー本体, 15ml遠心用プラットフォーム×1,

50ml遠心用プラットフォーム×1, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

**在庫
限り!**
特別価格

多目的ボルテックスシェーカー

Orbit™ 300本体
のみ

振動

ローラー



※プラットフォームは別売

- ◆ 3種類のプラットフォームを使い分けることによって、ディープウェルプレートやディッシュ・遠心管ラック・フラスコなど様々な容器でも振とうが可能
- ◆ 見やすくて大きなディスプレイを搭載しています。

振とう速度	100 ~ 1200rpm
作動時間	0 ~ 99分または連続運転
動作/軌道範囲	円環状 / 3mm
最大積載量	2kgまで
温度条件	4°C ~ 65°C
サイズ (W×D×H)	256×317×127mm
重量	7.3kg
電源	~ 120V
消費電力	15W

カタログ No.

S2030-300 1年保証

希望販売価格

¥260,000

→ 3台限り

¥91,550

■ 構成：シェーカー本体, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

ローター

CLASSIC Rotator

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

クラシックローターは回転・旋回の動きでサンプルを十分混合させ、その状態を保持します。
旋回式、回転式の2種類があります。



▲01-1201



▲01-1301

- ◆ スピード：最大80rpm
- ◆ コンパクトなデザインで、インキュベーター内にも使用可能
- ◆ 回転・旋回の動きで穏やかかつ効率的に混合
- ◆ 1.5-50mlチューブが使用可能

商品名	旋回式ローター	回転式ローター
モーター形状	DCモーター	
傾斜角度	90°	
スピード範囲	最大80rpm	
オペレーションタイプ	継続	
温度条件	5 ~ 40°C	
湿度条件	80%	
サイズ (W×D×H)	220×300×310mm	530×150×190mm
重量	2.0kg	1.7kg
電源	100-240VAC, 50/60Hz	
電力	20W	
保護レベル (DIN EN60529)	IP21	

●旋回式ローター

カタログ No.

01-1201

1年保証

希望販売価格
¥105,000

キャンペーン中の参考価格

¥84,000

●回転式ローター

01-1301

1年保証

希望販売価格
¥105,000

キャンペーン中の参考価格

¥84,000

■ 構成：ローター本体、電源ケーブル、チューブホルダー（1.5/15/50ml用）、マニュアル、クイックスタートガイド、保証書

コンパクト多目的インキュベーター

CULTURA® M

AIDIAN

少数検体の細菌培養等に最適

- ◆ 小型・軽量：持ち運び可能で、置き場所を選びません。
- ◆ 温度設定25～45°C：微生物培養や化学反応など多目的に使用可能
- ◆ 透明なドア：ドアが透明なので、いつでもドアを開けずに内部観察が可能
- ◆ 縦置きも可能



カタログ No.

132754

1年保証

希望販売価格
¥77,000

キャンペーン中の参考価格

¥61,600

■ 構成：本体、棚板（ディッシュ用）、マルチラック（チューブ用）、サーモメーター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

設定温度範囲	25 ~ 45°C
温度精度	±1°C
材質	ABS（本体）/ PC（ドア）
庫内寸法 (W×D×H)	220×150×120mm
本体寸法 (W×D×H)	310×168×155mm
重量	1.1kg
電源	100VAC, 50/60Hz
消費電力（最大）	30W

縦置きもできます



在庫
限り!
特別価格

シェーカー

コンビネーションシェーカー / マルチシェーカー

N-BIOTEK



NB101MC



NB101MT

【NB101MC】

- ◆ 1台で2つのプラットフォームが別々にオービタルと往復振とうが可能
- ◆ 両方のプラットフォームを1つのプラットフォームのように組み合わせて、オービタルとして動作させることも可能
- ◆ プレート式ブラシレスDCモータにより低騒音、低振動、メンテナンスフリー
- ◆ AIシステムにより正確な速度を維持し、MICOMにより調整時間をコントロール
- ◆ 温度、速度、時間、停電状態はLEDランプで表示
- ◆ 回転速度：～400rpm（最大）、振とう幅：30mm
- ◆ 使用温度条件：4°C～60°C
- ◆ 別売のプラットフォームは簡単に交換できます。

【NB101MT】

- ◆ 2つの振とう：オービタルもしくは往復振とうのどちらかを選択できます。
- ◆ 試薬の混合、振盪培養、細胞培養に
- ◆ プレート式ブラシレスDCモータにより低騒音、低振動、メンテナンスフリー
- ◆ AIシステムにより正確な速度を維持し、MICOMにより調整時間をコントロール
- ◆ 温度、速度、時間、停電状態はLEDランプで表示
- ◆ 回転速度：～400rpm（最大）、振とう幅：30mm
- ◆ 使用温度条件：4°C～60°C
- ◆ 別売のプラットフォームは簡単に交換できます。

カタログNo.	NB101MT	NB101MC
動作	オービタルもしくは往復振とう	オービタルもしくは往復振とう
振とう幅	30mm	
設定速度範囲	30～300rpm	
速度精度	±1rpm	
速度幅	1rpm	
設定時間範囲	1分～47時間59分もしくは連続運転	
設定時間精度	±1%	
設定時間幅	1分	
プラットフォームサイズ	465×455mm ラバーパッド付	220×455mm×2
外寸 (W×D×H)	465×540×145mm	465×540×195mm
重量	35Kg	38Kg
電源	110～220V, 50/60Hz, 30W	

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

NB101MC 1年保証 希望販売価格 **¥465,000** → **2台限り** **¥207,280**

NB101MT 1年保証 希望販売価格 **¥380,000** → **1台限り** **¥169,650**

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&フレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

在庫
限り！
特別価格

シェーカー

ミニシェーカー

N-BIOTEK



- ◆ 水平に円環状で旋回する振とう機
 - ◆ 低騒音及び低振動、正確な速度と時間を維持するシステムを採用
 - ◆ 振盪幅が 25mm と大きく、300rpm まで動作することが可能
 - ◆ プラットフォームを変更することで様々なサイズの容器で使用できます（プラットフォームについてはお問い合わせください）。
- ※プラットフォームは別売

動作／振とう幅	オービタル／22mm
設定速度範囲	30 ~ 300rpm
設定幅	1rpm
設定時間範囲	1分～47時間59分もしくは連続運転
設定時間精度	±1%
設定時間幅	1分
温度制御方式	マイクロプロセッサーデジタル
ディスプレイ	LED
使用温度条件	4°C～60°C
プラットフォームサイズ	300×330mm シリコンラバーパッド付
外寸 (W×D×H)	305×350×75mm
重量	5Kg
電源	110/220V、50/60Hz、15W

カタログ No.

NB101S

1年保証

希望販売価格
¥240,000

→ 1台限り

キャンペーン中の参考価格
¥172,800

■構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

在庫
限り！
特別価格

インキュベーター

インキュベーター

N-BIOTEK



- ◆ AI システム (NB-TAC SYS) によって温度均一性が正確に維持
- ◆ マイクロプロセッサ制御
マイクロプロセッサコントローラの使用で、温度精度と再現性が優れています。
- ◆ 過熱を防止するために装備された安全スイッチ
- ◆ 内側がガラス扉になっているので、ドアを開けずに観察できます。
- ◆ チャンバー：材質 ステンレス、容量 42L
- ◆ プラットフォーム：材質 ステンレス、2 枚付属

温度範囲	+5°C～60°C
温度精度	±0.3°C、37°Cの場合
温度設定幅	0.1°C
冷却機能	無
温度制御方式	マイクロプロセッサーデジタルPID
ディスプレイ	LEDディスプレイ
チャンバーサイズ (W×D×H)	320×350×370mm
外寸 (W×D×H)	408×482×550mm
重量	30Kg
電源	110～220V、50/60Hz、350W

カタログ No.

NB201

1年保証

希望販売価格
¥372,000

→ 1台限り

キャンペーン中の参考価格
¥197,960

■構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

インキュベーター

ハイブリダイゼーションインキュベーター (ロッカー付)**N-BIOTEK**

- ◆ 安定かつ安全なハイブリダイゼーションにより、非常に効率的な結果が得られます。
- ◆ マイクロプロセッサコントローラの使用で、優れた温度精度と再現性
- ◆ 安定した旋回により安定した動作と低騒音を維持
- ◆ 外側がガラス扉になっているので、扉を開けずに観察
- ◆ 過熱を防止するために装備された安全スイッチ
- ◆ ボトルラックは、非常に簡単にボトルホルダーに交換できます。
- ◆ ローターとロッカーの同時使用
サンプルを同時に旋回および揺らすことができます。ロッカーは写真のようにインキュベーター内に設置可能です。

温度範囲	+5°C ~ 80°C
温度精度	±0.3°C、37°Cの場合
温度安全性	過熱防止スイッチ
温度制御方式	マイクロプロセッサーDigital PID
ディスプレイ	LEDディスプレイ
スピード幅	2 ~ 35rpm
ラック容量	Φ40×200mm×8、Φ40×120mm×8
ロッカープラットフォームサイズ	300×250mm
チャンバーサイズ (W×D×H)	320×350×370mm
外寸 (W×D×H)	415×465×540mm
重量	30Kg
電源	110 ~ 220V、50/60Hz、400W

カタログ No.

NB202R 1年保証

希望販売価格

¥623,000

キャンペーン中の参考価格

¥331,030

■ 構成：本体、ロッカーユニット、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格

インキュベーター

シェーキングインキュベーター (冷却機能付)**N-BIOTEK**本体
のみ

- ◆ 冷却機能付タイプ
 - ◆ 正確な温度制御で発酵触媒・微生物 / 植物培養などに最適
 - ◆ 自動停止機能※
 - ◆ 透明なアクリルの蓋は、中の様子を確認可能
 - ◆ 低騒音および低振動
 - ◆ 様々な付属品 (100ml ~ 500ml、スプリング製のラックおよびマイクロフレートラック) を配置することができ、容易に交換可能
- ※カバーが開いているときは、自動的に安全性と利便性のため停止します。

設定温度範囲	室温~12°C ~ 60°C (最低設定温度 : 4°C)
温度分布精度	±1.0°C at 37°C
温度設定幅	0.1°C
温度制御方式	Microprocessor Digital PID
設定回転速度	30~300rpm
回転精度	±1rpm
設定時間範囲	1分~47時間59分
設定時間精度	±1%
振とう幅	22mm
プラットフォームサイズ (W×D)	450×450mm
サイズ (W×D×H)	510×600×410mm
重量	78kg
電源	110V/220V、50/60Hz

カタログ No.

NB-205LF 1年保証

希望販売価格

¥925,000

キャンペーン中の参考価格

¥666,000

■ 構成：本体、ロッカーユニット、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**在庫
限り!**
特別価格NB101S用プラットフォーム
スプリングラック

N-BIOTEK



- ◆ NB101S用スプリングラック

カタログ No.

101S-SR

希望販売価格
¥45,600


→ 1個限り

キャンペーン中の参考価格

¥14,220

**在庫
限り!**
特別価格マイクロプレートラック
NBT205 マイクロプレートラック

N-BIOTEK



- ◆ NBI-NBT205用

カタログ No.

NB205-MR

希望販売価格
¥52,500

→ 1個限り

キャンペーン中の参考価格

¥16,280

**在庫
限り!**
特別価格卓上型シェーキングインキュベーター
卓上型シェーキングインキュベーター タッチパネルタイプ

N-BIOTEK



- ◆ 卓上での使用が可能なコンパクトデザイン
- ◆ 3.2インチ LCDカラータッチスクリーン
- ◆ アクリル製のフタが付いた一体型構造
- ◆ ウオッヂドッグ機能付
- ◆ 優れた温度均一性
- ◆ 自動停止機能
- ◆ ブラシレスDCモーターによる穏やかな振動と低作動音
- ◆ PID制御により、穏やかなスピードアップとダウンを実現
- ◆ プラットフォームの取り付けにネジの必要がなく、簡単でシンプルな取り付け
 - ・プレートの隅にある4つのソポーターだけでプラットフォームを取り付け可能
 - ・より大きなシェーカーの場合、2本の蝶ネジを使用して固定
- ◆ Microprocessor PID制御と効率的な空気流構造により、安定した温度制御を実現
- ◆ 4ステッププログラムでコントロール可能な温度と攪拌スピード

設定温度範囲 室温+5℃～60℃（±0.1℃刻み）

温度精度 ±0.25℃（37℃の場合）

設定回転速度 30～300rpm（±1rpm刻み）

回転精度 ±1rpm

設定時間範囲 連続もしくは～47時間59分まで

時間精度 ±1分

モーター プレートタイプ ブラシレスDCモーター

温度コントローラー マイクロプロセッサーデジタルPID

駆動システム ベルトレースダイレクトドライブ

振とう幅 22mm

プラットフォームサイズ (WxD) 250x310mm

本体サイズ (WxDxH) 285x400x290mm

重量 13kg

電源 110/220V、50/60Hz、250W



カタログ No.

NBI-NBT205

1年
保証希望販売価格
¥410,600

→ 1台限り

キャンペーン中の参考価格

¥199,270

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ドライバス

AccuBlock™ Mini

**HOT
100°C**

- ◆ 1.5ml チューブ専用小型ドライバス
- ◆ マイクロプロセッサー制御により、正確な温度コントロールを実現できます。
- ◆ 大きく見やすいLCDディスプレイ / タイマー付き。
- ◆ 付属のサンプリングチューブ用のラック（AccuRack）を使用することにより、サンプリングチューブを容易にブロックから取り出すことができます。
- ◆ ブロック材質：アルミニウム（腐食防止加工）

温度範囲	室温+5°C~100°C
温度設定	0.1°Cずつ
温度均一性	≤0.2°C
温度精度	≤0.2°C
時間	1分~19時間59分または連続運転
収容本数	1.5mlサンプリングチューブ×12本
サイズ (W×D×H)	140×120×60mm
重量	1.3kg
電源	~120V, 50/60Hz

カタログ No.

D0100

1年保証

希望販売価格
¥65,300

キャンペーン中の参考価格

¥52,240

■構成：ドライバス本体, AccuRack™, 電源ケーブル, コード, マニュアル, 保証書

ドライバス

Dry Bath Incubator

**HOT
120°C**

- ◆ 温度範囲：室温～120°C
- ◆ 過熱防止機能内蔵
- ◆ 目的に合わせたブロック（別売）を用意しております。（本体に 01-9193 は付属）

温度範囲	室温+5°C~120°C
温度精度	±0.5°C
最大温度	140°C
タイマー	1分~99時間59分または連続運転
サイズ (W×D×H)	175×290×85mm
重量	1.6kg
電源	100~240V, 160W

カタログ No.

01-9101

1年保証

希望販売価格
¥78,400

キャンペーン中の参考価格

¥62,720

■構成：ドライバス本体, ブロック（01-9193）, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



▲ 01-9193



▲ 01-9194

■ ブロック

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-9193	1.5ml/2.0ml チューブx40本、ウェルΦ / 深さ：11/34.7mm	1個 (1個×1パック)	¥23,700	→ ¥18,960
01-9194	5ml/15ml チューブx28本、ウェルΦ / 深さ：17/48mm	1個 (1個×1パック)	¥23,700	→ ¥18,960

ドライバス

Labnet Digital Dry Baths

Labnet
Labnet International, Inc.本体
のみ

▲ D1301

▲ D1302



▲ D1304



お得!!

- ◆ シングル、デュアルまたは4ブロックの3種類があります（シングルモデルは1個、デュアルモデルは2個、4ブロックは4個のブロックを設置することができます）。
- ◆ 2つのディスプレイ
- ◆ USB接続により、データのトレーサビリティが可能
- ◆ 透明なフタ付

*注意：別途ブロックが必要となります。

カタログNo.	D1301	D1302	D1304
ブロック	1	2	4
温度範囲	室温+5°C～150°C		
タイマー	1分～99時間59分 または 連続運転		
最小表示単位	0.1°C／1分		
ブロック温度の均一性	±0.2°C		
温度精度	±0.3°C		
インターフェイス	USB		
サイズ (W×D×H)	210×290×120mm	210x390x120mm	
重量 (本体のみ)	3.2kg	4.4kg	
電源	～115V、1.6A、50/60Hz		

*注意：デュアルブロックでのブロック1つまたは4ブロックモデルでのブロック1～3つでのご使用をお控えください。

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
D1301 シングルブロック 1年保証	¥81,000	→ ¥64,800
D1302 デュアルブロック 1年保証	¥99,800	→ ¥79,840
D1304 4ブロック 1年保証	¥143,000	→ ¥114,400

■構成：ドライバス本体、ブロックリフター、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Digital Dry Baths専用 Block

- ◆ それぞれのブロックは腐食防止加工を施したアルミニウムを使用しています。
- ◆ 加工されたブロックは温度を効率よく伝導します。

カタログNo.	用途	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
D1101	穴なしブロック	1個 (1個×1パック)	¥18,400	→ ¥14,720
D1102	0.2ml PCRチューブ×48本 または 0.2ml 8連PCRチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥20,800	→ ¥16,640
D1102A	2.0mlチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ ¥16,000
D1105	0.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥21,200	→ ¥16,960
D1105A	1.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ ¥16,000
D1105A-RACK 在庫限定	1.5mlチューブ×20本用ラック D1105AIに適応 3個入	3個 (3個×1パック)	¥7,000	→ 8個限定 ¥2,210
D1106	6mmチューブ×35本	1個 (1個×1パック)	¥21,200	→ ¥16,960
D1110	10mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ ¥16,000
D1112 在庫限定	12mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ 8個限定 ¥9,540
D1113 在庫限定	13mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ 6個限定 ¥9,540
D1115-TALL	15ml遠心管×12本	1個 (1個×1パック)	¥21,200	→ ¥16,960
D1116	15/16mlチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥21,200	→ ¥16,960
D1117	17mmチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ ¥16,000
D1120	20mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ ¥16,000
D1125	25mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ ¥16,000
D1150-TALL	50ml遠心管×5本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ ¥16,000
D1196-PCR	96ウェルPCRプレート×1枚 ※シングルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥49,000	→ ¥39,200
D1296 在庫限定	96ウェルプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥28,000	→ 3個限定 ¥16,160
D1296-PCR	96ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥48,000	→ ¥38,400
D1100-PS	D1102, D1102A, D1105, D1105A用ポップチューブストッパー	1個 (1個×1パック)	¥7,400	→ ¥5,920
D12384	384ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥51,300	→ ¥41,040

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

**在庫
限り!**
特別価格

ドライバス

Hot/Coldドライバス**Hot/Cold Dry Bath Incubator**本体
のみ

HOT 100c COLD -5c

- ◆ 優れた温度コントロールシステム
- ◆ 高温でも低温でも維持できます。
- ◆ カスタムオペレーションプログラムの作成を保存
- ◆ 目的に合わせたブロック（別売）をご用意しております（本体に 01-9292 は付属）。

温度範囲	室温以下～100°C (温度設定範囲-5～100°C)
温度精度 (20～45°C)	0.5°C
最大加熱速度	5.5°C /分、5°C (100°C→室温) /分
最大冷却速度	0.5°C (室温以下) /分
プログラム	6
サイズ(W×D×H) (ヒートブロック含まず)	200×235×120mm
電源	100～240V、180W
電源	～120V、50/60Hz

カタログ No.

01-9201

1年保証

希望販売価格
¥292,000

キャンペーン中の参考価格

→ 4台限り
¥159,400

■構成：本体、ブロック（01-9292）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Shaker Incubator本体
のみ

HOT 100c ローター

- ◆ 01-9201 にシェーカー機能が備っています。
- ◆ 優れた温度コントロールシステム
- ◆ 高温でも低温でも維持できます。
- ◆ オービタルな動き
- ◆ 1500rpmまでの搅拌が可能
- ◆ カスタムオペレーションプログラムの作成と保存
- ◆ 目的に合わせたブロック（別売）をご用意しております。

温度範囲	15～100°C (温度設範囲0.1～100°C)
温度精度 (20～45°C)	±0.5
温度均一性	最大0.5
最大加熱速度	5.5°C /分
最大冷却速度	2.5°C (100°C→室温) /分、0.5°C (室温以下) /分
回転速度	300～1500rpm
動作/軌道範囲	円環状/3mm
プログラム	6
サイズ(W×D×H) (ヒートブロック含まず)	200×235×120mm
電源	100～240V、200W

カタログ No.

01-9301

1年保証

希望販売価格
¥475,000






キャンペーン中の参考価格

→ 4台限り
¥216,400

■構成：本体、ブロック（01-9292）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Hot/Cold Dry BathおよびShaker Incubator用ブロック（別売）

カタログNo.	ウェルφ/深さ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-9291 0.5mlチューブ×24本	8.1/26mm	1個 (1個×1パック)	¥66,000	キャンペーン対象外
01-9292 1.5mlチューブ×24本	10.9/31mm	1個 (1個×1パック)	¥66,000 → 5個限定 ¥34,150	
01-9293 2.0mlチューブ×24本	10.6/26mm	1個 (1個×1パック)	¥66,000	キャンペーン対象外
01-9294 5mlチューブ×8本	13.6/36mm	1個 (1個×1パック)	¥71,500	キャンペーン対象外
01-9295 15mlチューブ×8本	16.5/95mm	1個 (1個×1パック)	¥126,000	キャンペーン対象外
01-9296 50mlチューブ×4本	28.7/75mm	1個 (1個×1パック)	¥112,000 → 1個限定 ¥37,050	
01-9297 0.2ml PCRチューブ×96本または96ウェルPCRプレート×1枚	—	1個 (1個×1パック)	¥66,000	キャンペーン対象外
01-9298 96ウェルマイクロプレート×1枚	—	1個 (1個×1パック)	¥66,000	キャンペーン対象外



01-9291

01-9292

01-9293

01-9294

01-9295

01-9296

01-9297

01-9298

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器


LED イルミネーター

BLook™**BLook™**

- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ 人間工学に基づいた視野角
- ◆ オートシャットオフ機構
- ◆ ゲルカッティングツール付属



ボトムアップイルミネーション



サイドイルミネーション

BLook™ゲル撮影用ミニ遮光フード
スマートホンで簡単に撮影が可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ (W×L)	200×120mm
オートシャットオフ	5分
本体サイズ (W×L×H)	295×215×42mm
重量	1280g
電源	100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A

カタログ No.

BK001 1年保証希望販売価格
¥71,500→ **¥57,200**

キャンペーン中の参考価格

■ 構成：イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール（替刃付）、マニュアル（スリーブに記載されています）

● BLook™ ゲル撮影用ミニ遮光フード

カタログ No.

BK001-000B 1年保証希望販売価格
¥1,200→ **¥960**

キャンペーン中の参考価格

LED イルミネーター

PCR関連試薬

BLook™

蛍光色素入りPCRマスターMix

amaR OnePCR

- ◆ 室温でも3ヶ月（4℃で6か月、-20℃で1年間）保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムプロマイドと同等の感度
- ◆ amaR OnePCR SuperMix: 通常のPCR反応用
amaR OnePCR HiFi: High Fidelity PCR用
amaR OnePCR HotStar: Hot Start PCR用

蛍光色素入りゲルローディングダイ

Novel Juice

- ◆ 4℃で1年間保存可能
- ◆ 6Xローディングダイとして使用可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムプロマイドと同等の感度

蛍光色素入りReady-To-Use DNAサイズマーク

OneMARK

- ◆ 室温もしくは4℃で6か月保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムプロマイドと同等の感度
- ◆ OneMARK 100: 100 - 3,000 bps
OneMARK B: 250 - 10,000 bps

カタログNo.

商品名

包装

希望販売価格

SM213-0250	amaR OnePCR SuperMix 250反応*	1 kit	¥6,300
SM215-0250	amaR OnePCR HiFi 250反応*	1 kit	¥18,200
SM216-0250	amaR OnePCR HotStar 250反応*	1 kit	¥30,400
SL001-1000	Novel Juice (DNA Staining Reagent)	1mL (1mL×1本)	¥6,000
SD101-0100	OneMARK 100	600μL (600μL×1本)	¥5,000
SD110-0100	OneMARK B	600μL (600μL×1本)	¥5,000

*20mLのPCR反応系

キャンペーン対象外

LED イルミネーター（コンパクトタイプ）

μBLook™**BLook™**

ゲルトレーの着脱により
LEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機
構搭載

- ◆ コンパクト設計（フットプリント 193mm×199mm）
- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ フィルタ一面の汚れを防ぐゲルトレー付属

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	88×119mm
本体サイズ（W×L×H）	193×199×33mm
重量	500g
電源	入力：100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A 出力：12V, 1.5A

● ***μBLook™***


カタログ No.

BK003 **1年保証**希望販売価格
¥115,000キャンペーン中の参考価格
¥92,000

■ 構成：イルミネーター本体、ゲルトレイ、電源アダプター

注意：本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。

LED イルミネーター（ハンディタイプ）

pBLook™**BLook™**

- ◆ 手のひらサイズ
- ◆ 泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
本体サイズ（W×L×H）	83×83×22mm
重量	100g
電源	1.5V単四電池 3個

カタログ No.

BK002 **1年保証**希望販売価格
¥26,000キャンペーン中の参考価格
¥20,800

■ 構成：イルミネーター本体、マニュアル

pBLookのご使用にあたって

pBLookを使用してPCR産物を検出する場合、別途470nmで励起されるDNA染色用蛍光色素（SYBR® Greenなど）が必要となります。検出方法としては下記の2通りがあります。

PCR反応の際に

① 蛍光色素入りの反応液（マスターMix）を使用した場合
そのまま検出することが可能です。

② 蛍光色素が入っていない反応液を使用した場合
DNA検出用の蛍光色素入り染色液もしくは蛍光色素入りゲルローディングバッファーを添加する必要があります。

なお、エチジウムプロマイドはご使用になれません。

**在庫
限り!**
特別価格

トランスイルミネーター

BluView トランスイルミネーターBIOLOGIX
GROUP LIMITED

BluView Transilluminatorは、貴重なサンプルを損傷や劣化させない安全な青色光を使用しています。
そのため、ユーザーにも危険を及ぼすことがないので、安全に使用できます。

- 1.5kgと軽量のポータブルタイプ

波長	470nm
材質	アルミニウム合金
サイズ (W×D×H)	200×200×28.7mm
重量	1.5kg
電源	12VDC/5A, 60W Max
Filter Viewing area	16x16mm

カタログ No.

03-6201**1年保証**希望販売価格
¥170,000

キャンペーン中の参考価格

→ 1台限り

¥73,670

■構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

トランスイルミネーター

ダークリーダーBMBio
ST (Standard & Stable)

SYPRO® Orange・SYBR® Safe・EtBr・GFP・FITC・SYBR® Greenでの検出可能

- 特にSYBR® Green の2次ピークにターゲットをおいて高感度検出を可能にしています。
- DNA、タンパク質、人体に有害な紫外線は使用しておりません。
- GFP、FITCではリアルタイムでサンプルの確認ができます。
- 蛍光染色したDNAやプロテインサンプルを目視で確認できます。
- 大きな異なるフィルターサイズの2種類があります。

- DNAノンダメージ** • ニックが入りません
• ミューテーションが起こりません
• ゲルの変色がありません
- ゲルの切り出しが容易** • 有害な紫外線を発しません
• 紫外線用保護カバー不要
- UVとほぼ同感度** • SYBR® Greenでは結果良好
- コンパクト設計** • スペースを取らないコンパクト設計
• メンテナンスが容易

カタログNo.	DR-46B	DR-89X
フィルターサイズ	190×150mm	220×250mm
本体寸法 (W×D×H)	225×185×80mm	295×260×120mm
電源	100V, 50/60Hz	

カタログ No.

DR-46B**1年保証**

希望販売価格

¥272,000

※キャンペーン対象外

**▲DR-46B**

**在庫
限り!**
特別価格

カタログ No.

DR-89X**1年保証**

希望販売価格

¥352,000

→ 1台限り

キャンペーン中の参考価格

¥203,700

■構成：トランスイルミネーター本体、フィルター、メガネ、電源ケーブル、マニュアル、保証書


抗原賦活化装置

2100-Retriever

aptum

オートクレーブ装置としてもお使いいただけます!!

- ◆ 圧力鍋の原理で抗原の賦活化が容易
- ◆ 6個のチャンバーが装着可能 (18枚/チャンバー)
 - ・最大108枚のスライドを同時処理
 - ・6種類の異なるバッファーを同時に使用可能
- ◆ 形態の保存も良好
- ◆ 2時間半で作業完了 (加熱20分、冷却2時間以上)



● 2100-Retriever (スライドチャンバー 3個付)

カタログ No.

R2100 1年保証希望販売価格
¥480,000キャンペーン中の参考価格
→ **¥384,000**

包装: 1式 大箱包装: なし

■ 構成: 2100-Retriever本体、電源コード、スライドチャンバー×3、チャンバーパケット&フタ、クイックスタートガイド、マニュアル、保証書

在庫限り!
特別価格

● スライドチャンバー (3個入)

カタログ No.

R21001希望販売価格
¥35,000キャンペーン中の参考価格
→ 7個限り **¥24,140**

包装: 3個 (3個×1パック) 大箱包装: なし



ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

ウェスタンプロッティング自動プロセッシング

BlotCycler™ シリーズ**BlotCycler touch**
by PRECISION BIOSYSTEMS

プロトコール（最大）

2 種類

抗体（最大）

6 種類

チャンバー（最大）

6 個**BlotCycler mini**
by PRECISION BIOSYSTEMS

プロトコール

1 種類

抗体（最大）

2 種類

チャンバー（最大）

2 個**ブロッキングから2次抗体反応までの工程を
全自动で行う装置****全自动**


- ◆ すべてのプロッティング試薬を自動で送液
- ◆ 振とう機能付トレー
- ◆ 機内自動洗浄機能搭載

信頼性

- ◆ 正確な送液
- ◆ 1次抗体は回収可能
- ◆ 自動化による高い再現性
- ◆ 効率的な洗浄による感度の向上とバックグラウンドの低減
- ◆ 低温室内で使用可能

簡単操作

- ◆ コンパクト設計
- ◆ タッチパネルで簡単プログラミング



BlotCycler™ の使用により
検出強度およびバックグラウンドの改善が認められる



抗体・洗浄液タンク



1次抗体回収バイアル



操作タッチパネル

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

品名	BlotCycler™ touch	BlotCycler™ mini
チャンバー数 (1トレード)	Miniトレード	3
	Midiトレード	2
	Deltaトレード	3
	Megaトレード	—
チャンバーサイズ	Miniチャンバー	95×75mm
	Midiチャンバー	95×150mm
	Deltaチャンバー	95×40mm
	Megaチャンバー	—
抗体溶液量 (1次抗体／2次抗体)	Miniチャンバー	10-15ml/12-18ml
	Midiチャンバー	18-25ml/18-30ml
	Deltaチャンバー	3-10ml/4-12ml
	Megaチャンバー	—
プロッキング液量	Miniチャンバー	12-18ml
	Midiチャンバー	18-30ml
	Deltaチャンバー	4-12ml
	Megaチャンバー	—
洗浄液量（使用するチャンバー数による）	-3.5L	-2.5L
外寸 (W×D×H)	350×420×400mm	440×260×300mm
重量	12kg	6.8kg
電源	100-240V/5A (最大)	

※BlotCycler Touchの洗浄バッファータンクにはクリアタイプ、遮光タイプをお選びいただけます。ご注文時にご指定ください。

1年保証

カタログNo.	商品名	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
W5W1016	BlotCycler™-Touch Mini/Mini	Miniチャンバートレー×2	1式	¥1,960,000 →	¥1,568,000
W5W1014	BlotCycler™-Touch Midi/Midi	Midiチャンバートレー×2	1式	¥2,050,000 →	¥1,640,000
W5W1022	BlotCycler™-Touch Delta/Delta	Deltaチャンバートレー×2	1式	¥2,080,000 →	¥1,664,000
W5W1015	BlotCycler™-Touch Mini/Midi	Miniチャンバートレー×1 Midiチャンバートレー×1	1式	¥2,050,000 →	¥1,640,000
W5W1018	BlotCycler™-Touch Mini/Delta	Miniチャンバートレー×1 Deltaチャンバートレー×1	1式	¥2,050,000 →	¥1,640,000
W5W1020	BlotCycler™-Touch Convert	Miniチャンバートレー×2 Midiチャンバートレー×2 (交換可能)	1式	¥2,170,000 →	¥1,736,000
W20M2TMN	BlotCycler™-Mini Mini	Miniチャンバートレー×1	1式	¥1,500,000 →	¥1,200,000
W20M2TMD	BlotCycler™-Mini Midi	Midiチャンバートレー×1	1式	¥1,500,000 →	¥1,200,000
W20M2G	BlotCycler™-Mini Mega	Megaチャンバートレー×1	1式	¥1,590,000 →	¥1,272,000
W20M2D	BlotCycler™-Mini Delta	Deltaチャンバートレー×1	1式	¥1,520,000 →	¥1,216,000
VI100	BlotCycler™用コレクションバイアル	最大容量25ml	100本 (100本×1パック)	¥34,000 →	¥23,800
BMPB-CL500	BlotCycler™用クリーニング溶液	50倍濃度、500ml	1本	¥25,000 →	¥20,000

■構成：本体、プラグ、電源ケーブル、マニュアル、保証書

※BlotCycler Touchの洗浄バッファータンクにはクリアタイプ、遮光タイプをお選びいただけます。ご注文時にご指定ください。



動画はこちら


BlotCycler touch
製品紹介BlotCycler touch
プログラミング法BlotCycler Mini
製品紹介BlotCycler Mini
プログラミング法

サンプル密閉式超音波破碎装置

Bioruptor® II

ソニック・バイオ株式会社

- ◆サンプルの入ったチューブに水槽内で超音波を照射する破碎装置です。(下図参照)
- ◆チューブのフタを閉めたまま超音波処理できるので、飛散・コンタミネーションがありません。
- ◆多検体(最大48本/0.5mLチューブ)同時処理が可能です。
- ◆冷却水循環バスタブにより、投げ込み式で問題となるチューブ内の局所的な温度上昇がありません。
- ◆各種アクセサリーにより50µL～20mLの処理が可能です。
- ◆容量が10mL以上のチューブでは、破碎効率を上げるためにオートクレープ可能な共振棒を使用します。



動画はこちら



製品紹介 組み立て方法

アプリケーション

- ChIPアッセイ
- 次世代シーケンサー使用時におけるゲノムDNA断片化
- 細胞/組織からの核酸、タンパク質の抽出
- 大腸菌、乳酸菌、クロレラ等の破碎
- 難溶性試料の溶解
- ナノ粒子や燃料電池用触媒等の分散

実験規模に応じて
お選び頂ける3機種をご用意

	TYPE6	TYPE12	TYPE24
カタログNo.	BR2006A	BR2012A	BR2024A
同時処理本数	1.5, 10, 15 mLチューブ: 6本 0.5 mLチューブ: 12本 50 mLチューブ: 3本	1.5, 10, 15 mLチューブ: 12本 0.5 mLチューブ: 24本 50 mLチューブ: 6本	1.5, 10, 15 mLチューブ: 24本 0.5 mLチューブ: 48本 50 mLチューブ: 12本
破碎槽サイズ	175 (W) × 160 (D) × 280 (H) mm	240 (W) × 210 (D) × 280 (H) mm	320 (W) × 180 (D) × 280 (H) mm
重量	約24kg	約27kg	約28kg
超音波周波数		20KHz	
超音波出力		High/Low 2段切り替え式	
ランタイマー		1 ~ 60サイクル	
インターバルタイマー (ON/OFF)		ON: 1 ~ 99秒 OFF: 30 ~ 99秒	
装置サイズ (設置サイズ)		400 (W) × 300 (D) × 620 (H) mm	
電源		AC100-240V, 50/60Hz, 5.5A	
希望販売価格	¥1,650,000	¥1,800,000	¥2,050,000

※キャンペーン対象外

※アクセサリーは含まれておりません。別途処理容量に応じたものをお買い求めください。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

遺伝子導入装置

ECM® 830

細胞へのダメージを抑えられる

スクエアパルスの出力制御を行える遺伝子導入装置

スクエアパルスの特徴は、出力電圧、パルス幅、パルス数を正確に制御できる点で、これにより対象細胞への電気的なダメージを最小限に抑え、パルス出力後の細胞の生存率を向上させることができ、より幅広い対象細胞への遺伝子導入に対応できると共に、電気的ダメージを受け易い動物細胞での *in vivo* 実験にも有効です。



パルス形状	スクエア
電圧設定	高電圧モード 505 ~ 3000V (5V刻み) 低電圧モード 5 ~ 500V (1V刻み)
DCパルス設定	パルス幅設定 高電圧モード 10 ~ 600μsec (1μsec刻み) 低電圧モード 10 ~ 999μsec (1μsec刻み) 1 ~ 999msec (1msec刻み)
	パルス数 1 ~ 99
	パルスインターバル 0.1 ~ 10sec
条件メモリー機能	有 (1000プロトコール以上)
モニタリング機能	有 (パルス出力後実効電圧、パルス幅表示)

カタログ No.

BTX45-2052

1年保証

希望販売価格
¥2,460,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,968,000**

Twin-Wave エレクトロポレータ

Gemini

さらに使いやすく、遺伝子導入装置のコンプリートモデル

- ◆ タッチパネルディスプレイが従来よりも大きくなりました。
従来の4.3インチから4.7インチの大画面ディスプレイを搭載。タッチボタンや文字がより大きく、快適な操作性です。
- ◆ バクテリアから動物細胞などあらゆる細胞に対して遺伝子導入が可能
- ◆ *in vivo* 実験用として各種形状の電極類をご用意（オプション品）
- ◆ CRISPRを含め多彩なプロトコールを内蔵しており、あらかじめプログラムを設定する手間を省略

Gemini X2

BTX45-2040

1年保証

希望販売価格
¥2,920,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥2,336,000**

Gemini SC2 System

BTX45-2042

1年保証

希望販売価格
¥2,430,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,944,000**

■ 構成：Gemini 本体、電源ケーブル、キュベット、セーフティドーム、キュベットラック、マニュアル、保証書



カタログNo.	BTX45-2040	BTX45-2042
電圧	5~500V (LV) / 505~3000V (HV)	10~500V (LV) / 510~3000V (HV)
パルス幅 (矩形波)	0.01~999ms (LV) / 0.01~0.6ms (HV)	0.05~100ms (LV) / 0.05~5ms (HV)
連続パルス出力 (矩形波)	1~99	1~10 (LV) / 1~2 (HV)
パルス間隔 (矩形波)	0.1~10sec	0.1~10sec
キャパシティー (減衰波)	25~3275μF (LV) / 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μF (HV)	25~3275μF (LV) / 10, 25, 50μF (HV)
抵抗 (減衰波)	25~1575Ω (LV) / 50~1575Ω (HV)	50~1000Ω
連続パルス出力 (減衰波)	1~2 (>100Ω)	設定なし
パルス間隔 (減衰波)	5~30sec	設定なし
データ出力	USB/PC	設定なし

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&プレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

遺伝子導入装置

ECM® 399



エクスボンシャル波形の出力制御を行える 低価格版 遺伝子導入装置

エクスボンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、バクテリアなどの遺伝子導入に多用される5msecパルス幅（時定数）の出力や植物・哺乳動物細胞等の遺伝子導入時の低電圧設定にも対応しています。



パルス形状	エクスボンシャル	
DCパルス 設定	電圧 設定	高電圧モード 10 ~ 2500V (10V刻み) 低電圧モード 2 ~ 500V (2V刻み)
内部 抵抗	高電圧モード	150Ω (固定)
静電 容量	低電圧モード	150Ω (固定)
条件メモリー機能	高電圧モード	36μF (固定)
モニタリング機能	低電圧モード	1050μF (固定)
	条件メモリー機能	無
	モニタリング機能	有 (パルス出力後実効電圧、実効波形時定数表示)

カタログ No.

ECM399

1年保証

希望販売価格
¥778,000

キャンペーン中の参考価格

¥622,400

■ 構成：ECM® 399本体、PEPキュベットモジュール、キュベットラック、電源ケーブル、マニュアル、保証書

遺伝子導入装置


ECM® 630



幅広いアプリケーションに対応

エクスボンシャル波形の出力制御を行える遺伝子導入装置

エクスボンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、広い電圧値、R値（内部抵抗値）、C値（静電容量）の設定範囲を掛け合わせることにより、非常に多くの導入条件を設定することが可能、同社製 ECM600で培われた数多くのプロトコル条件（文献データ）を再現することができます。



パルス形状	エクスボンシャル	
DCパルス 設定	電圧 設定	高電圧モード 505 ~ 3000V (5V刻み) 低電圧モード 5 ~ 500V (1V刻み)
内部 抵抗	高電圧モード	50 ~ 1575Ω (25Ω刻み)
静電 容量	低電圧モード	25 ~ 1575Ω (25Ω刻み)
条件メモリー機能	高電圧モード	10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μF
モニタリング機能	低電圧モード	25 ~ 3275μF (25μF刻み)
	条件メモリー機能	有 (1000プロトコール以上)
	モニタリング機能	有 (パルス出力後実効電圧、実効波形時定数表示)

カタログ No.

BTX45-2051

1年保証

希望販売価格
¥2,220,000

キャンペーン中の参考価格

¥1,776,000

動物細胞遺伝子導入用バッファー

BTXpress™



◆ 高導入効率・高生存率：

これまで導入が難しかった細胞にも高い効率で遺伝子導入が可能
また低い細胞毒性により、導入後の生存率が改善

◆ あらゆる細胞種に対応：

BTXpress™は細胞種を選びません。これ1本であらゆる動物細胞種に対応可能

◆ 至適化を簡便に：バッファー条件を固定できるので、条件の至適化がより簡便

◆ 波形を選びません：矩形波はもちろん、減衰波を用いた動物細胞への遺伝子導入が可能

カタログNo.	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BTX45-0802	5ml×1キット (50反応分)	¥84,000	¥67,200
BTX45-0805	10ml×1キット (100反応分)	¥117,000	¥93,600

大箱包装：なし

キュベット

ディスポキュベット電極

BTX純正品



個装滅菌スポット付

希望販売価格
¥49,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥39,200

1個あたり
¥784

- ◆ ECMシリーズ (BTX®) の遺伝子導入装置に電極として使用できます。
- ◆ アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極です。
- ◆ キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献致します。
- ◆ キュベットからサンプルを回収するピペット(滅菌済)が1個ずつ付いています。
- ◆ 3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防ぎます。

カタログNo.	キャップ色	ギャップ	容量	包 装
BTX640	イエロー	4mm	80 ~ 800μl	G滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)
BTX620	ブルー	2mm	40 ~ 400μl	G滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)
BTX610	グレイ	1mm	20 ~ 70μl	G滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)

大箱包装：なし

キュベット

ディスポキュベット電極



- ◆ バイオラッド社およびエッペンドルフ社の遺伝子導入装置に電極として使用できます。
- ◆ アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極です。
- ◆ キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献致します。
- ◆ 各キュベットは、γ線滅菌済み、個装包装です。

希望販売価格
¥11,800キャンペーン中の参考価格
→ ¥8,2601個あたり
¥330

カタログNo.	キャップ色	ギャップ	容量	包 装
BM165-2088	ブルー	4mm	80 ~ 800μl	G滅菌 個装 25個 (1個個装×25パック)
BM165-2086	グリーン	2mm	40 ~ 400μl	G滅菌 個装 25個 (1個個装×25パック)
BM165-2089	ブラウン	1mm	20 ~ 70μl	G滅菌 個装 25個 (1個個装×25パック)

大箱包装：なし

注意：必要に応じてトランスマーピペット (#231-1S, 400本入)を別途ご購入下さい。

ホットトピックス

チップ

ピペット

チューブ&フレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

在庫
限り！
特別価格

PCR サーマルサイクラー

TurboCycler 2BLUE-RAY
BIOTECHコンパクト
A4サイズ最大温度上昇速度
5.5°C/秒大型タッチスクリーン
7インチリモートモニタリング
Wifi搭載

- ◆ コンパクト設計 (A4サイズ)
- ◆ 素早い起動 (投入後45秒で操作可能)
- ◆ 7インチ大型カラータッチスクリーン搭載
- ◆ 使いやすいオリジナルプログラムソフト
- ◆ 最大温度上昇速度 5.5°C /秒
- ◆ グラジェント機能搭載
- ◆ スマホアプリでリモートモニター可能
- ◆ USBでのプログラム移動が可能

● TurboCycler 2

カタログ No.

TCST-9612

2年保証

希望販売価格

¥698,000

→ 5台限り **¥558,400**

キャンペーン中の参考価格

■ 構成：本体、マニュアル、クイックガイド、キャリブレーションレポート、コンプレッションマット（5.2mm, 1.0mm各2枚）、電源コード、保証書




動画はこちら




手袋を着用したまま操作可能な
タッチパネルインターフェース



直観的なプログラミングが可能な「対話型」プログラミング



- 多彩な便利ツール標準装備
- Tmカルキュレーター
 - インキュベーションモード
 - コピー数コンバーター
 - マスターミックスウィザード



進行状況が一目でわかるモニタリング画面

**在庫
限り!**
特別価格

PCR サーマルサイクラー
TurboCycler LITE

BLUE-RAY
BIOTECH



エコノミカル
モデル

コンパクト
A4サイズ

グラジェント
機能

- ◆ コンパクト設計 (A4サイズ)
- ◆ 5インチモノクロLCMモニター搭載
- ◆ 最大温度上昇速度 3.0°C /秒
- ◆ 最小ランプスピード 0.1°C /秒
- ◆ リッド温度を35°C～120°Cまで設定可能
- ◆ グラジェント機能搭載

● TurboCycler^{LITE}

カタログ No.

TCLT-9610

2年
保証

希望販売価格
¥498,000

キャンペーン中の参考価格

→ 4台限り **¥398,400**

■ 構成：本体、マニュアル、クイックガイド、キャリブレーションレポート、コンプレッションマット（5.2mm, 1.0mm各2枚）、電源コード、スペアヒューズ、保証書

モデル	TurboCycler 2	TurboCycler ^{LITE}
対応容器	0.2mlPCRチューブ×96本もしくは96ウェルプレート1枚	
プロック材質／加熱技術	アルミニウムプロック／ペルチェ素子	
最大温度上昇・下降速度	5.5°C/秒・3.3°C/秒	3.0°C/秒・2.0°C/秒
温度精度	±0.3°C	±0.3°C
温度均一性	±0.3°C	±0.5°C
温度設定範囲	4~99.9°C	
リッド温度	105°C/120°C/OFF	35~120°C/OFF
グラジェント段階／温度設定範囲／温度幅	12段階／30~99°C／24.9°C	12段階／30~99°C／24.0°C
保存可能プログラム数	500プログラム	200プログラム
ユーザーフォルダーナー	100ユーザー	50ユーザー
パスワードプロテクション	あり	
ディスプレイ	7インチ カラーLCDタッチパネル	5インチ モノクロLCM
Wifiリモートモニタリング	有	なし
サイズ (W×D×H)	245×415×225mm	245×415×225mm
重量	9.5kg	9.0kg
電源	100~240V, 50/60Hz, 750W	100~240V, 50/60Hz, 500W

プレートリーダー

Absorbance 96 plate reader**いつもそばにある、これまで最もコンパクトなプレートリーダー**

革新的にシンプル、コンパクトなEnzoのAbsorbance 96 Plate Readerは、プレートリーダーをこれまでにないくらい手軽で、パーソナルなものにします。

ELISA、タンパク質定量アッセイ、セルベースアッセイなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。

**すべてのベンチにプレートリーダーを**

Absorbance 96は、96ウェルフォーマットのマイクロプレートリーダーです。

独自設計により設置面積はプレートとほぼ同じという、これまでにないコンパクトさを実現しました。

このコンパクトさでありながら、Absorbance 96は精密で正確な結果を提供する性能を備えています。価格も非常にお手頃です。

また、プレートを素早くセットできるオープンデザインを採用しているほか、USB接続による電源供給やユーザーコントロールソフトウェアへのアクセスも可能です。

Byonoy独自のソフトウェアとの組み合わせにより、Absorbance 96は、ELISAからタンパク質や細胞ベースのアッセイまで、さまざまなアプリケーションに使用できます。

小さなサイズ、大きなパフォーマンス

素晴らしい設計とデザインにより、その小さなサイズで大型のベンチトッププレートリーダー並みのパフォーマンスを発揮します。

左記に記したアプリケーションノートはAbsorbance96 と、標準的なベンチトッププレートリーダーの間に大きな差がなかったことを示しています。

Enzo の広範なELISAキットをはじめ、吸光度ベースの細胞・生化学的アッセイなどでもこの全く新しいプレートリーダーを体験することができます。

メンテナンスフリー ソリッドステートデザイン

Absorbance 96はこれまでのマイクロプレートリーダーのなかで、初めてのパーソナルデバイスです。96個の独立した検知ユニットを持ち、すべてのウェルを同時に平行して読み取りを行うことができ、迅速な測定を可能にします。この画期的なソリッドステートデザインとロングライフLEDのコンビネーションで、高い信頼性と品質をメンテナンスフリーでお届けすることができます。

様々なアッセイでご利用いただけます

Absorbance96 は日々のルーティーンワークを、簡単に、手早く行えるデザインになっています。

標準フィルターは 405, 450, 492, 620nmで、PNPP, ABTS, OPD や TMBなどの広範なELISA 対応しています。その他アッセイ用のフィルターも対応可能です (protein(Bradford or BCA) / cell-based (MTT、XTT) / cell density assays)。



- ◆ 省スペース設計
- ◆ 速い読み出しスピード
- ◆ 信頼性の高い測定結果
- ◆ 直感的な操作
- ◆ メンテナンスフリー

検知方法	吸光度
検知モード	エンドポイント、カイネティクス
プレートタイプ	96ウェルマイクロプレート
制御方法	専用ソフトウェアインストール済み外部PC
光源	LED×4
検知器	フォトダイオード x96
波長	405, 450, 492, 620nm (半値全幅 10nm) *タンパク、細胞関連アッセイ等に使用されるその他フィルターは、別途お問い合わせください。
測光範囲	0.0-4.0OD
直線性	405 nm: $\leq 1.5\% (0-2\text{ OD})$ $\leq 1.0\% (0-2\text{ OD})$ $\leq 3.0\% (2-3\text{ OD})$ $\leq 1.5\% (2-3\text{ OD})$
精度	$\leq 1.5\%$ または $\pm 0.010\text{ OD}$ (0-2 OD)
再現性	$\leq 0.5\% + 0.005\text{ OD}$ (0.0-2.0 OD) $\leq 1\% + 0.005\text{ OD}$ (2.0-3.0 OD)
分解能	0.001 OD
読み込み時間	単波長で最短2秒
データ出力	USB2.0 PC接続
サイズ (W×D×H)	96×154×55 mm
重量	0.9 kg
電源	5V USB電源
消費電力	2.5W

Application note

Benchmark Analysis of Novel Portable Absorbance Microplate Reader




Figure: Precision Testing.

TNF- α (mouse) ELISA was performed using a uniform solution of analyte across all analyzed wells.(A) Variation of wells within each device depicted as a box-and whisker plot.(B) Relative OD value change across single rows of the plate for all three devices. Midline shows median, box indicates inner-quartile range(IQR) from first to third quartile, whiskers indicate +/- 1.5xIQR and dots show outliers. Rhombus shows the mean and dotted line shows the overall mean(o.m.) across all three devices.

アプリケーションノート(英文)は下記よりご覧いただけます。
https://www.bmbio.com/img/product/ENZ_applicationnote.pdf



カタログ No.

ENZ-INS-A96

1年保証

希望販売価格
¥840,000

キャンペーン中の参考価格
→ **¥672,000**

■ 構成: 本体、電源コード、マニュアル、保証書

吸光マイクロプレートリーダー

DYNAREAD



- ◆ 96ウェルマイクロプレート (ELISAプレート) 向け
- ◆ エンドポイント法およびカイネティクス法が可能
- ◆ 長寿命、信頼性が高く、安定したLED光源
- ◆ ハイスピードな12チャネル読み取り
 - ・標準モード: 11秒 (シングル)、19秒 (デュアル)
 - ・クイックモード: 8秒 (シングル)、15秒 (デュアル)
- ◆ 最大8つのフィルターに対応 (405, 450, 490, 630nm の4つのフィルターを含む)
- ◆ 広いダイナミックレンジ
- ◆ リニア振とう機能搭載。速度と振幅の調整が可能
- ◆ PC、USBインターフェイスによる機器制御とデータ収集
- ◆ コンパクトなテーブルトップデザイン
- ◆ CE 取得済み

注意:リーダーのみの機能となります。

DYNAREAD



別途パソコンが必要

● DYNAREAD (4フィルター)

カタログ No.

D5206-E 1年保証


希望販売価格

¥1,200,000 ※キャンペーン対象外

■ 構成: 本体, USBケーブル, 電源コード, マニュアル, 保証書



波長範囲	365-1050nm
標準フィルター	405, 450, 490, 630nm
吸光度レンジ	0.0-4.00D
測定速度	10秒/1フィルター
光源	LED
対応プレート	96ウェルプレート
作業環境温度	15℃～30℃, 湿度80% (最大)
インターフェース	USB
コントロール	PC *別途ご用意ください。
サイズ (W×D×H)	280×425×175mm
重量	7kg
電源	100-230V, 50/60Hz, 30W (最大)



ライブセルイメージングシステム

EzScopeBLUE-RAY
BIOTECHEzScopeは非常にコンパクトでCO₂インキュベーター内に設置したまま、タイムラプスイメージを取得できます。

制御された条件下で24時間365日の測定を可能にします。

インキュベーターの外に出さずに離れた所でいつでも画像を観察することができる上、細胞への不要な刺激も与えません。

対物レンズは10x(付属)と20x(オプション)を使用でき高品質なイメージを取得できます。

1台のPCで最大4台までのEzScopeをコントロールできるので繰り返しの作業を減らすことで時間を節約し、実験効率を高めます。

- ◆ CO₂インキュベーター内に設置可能
- ◆ 1台のPCで4台のEzScopeを管理可能
- ◆ 明視野光源：白色LED
- ◆ 電動フォーカス
- ◆ ユーザーフレンドリーなソフトウェア
- ◆ EzCaptureソフトウェアによる画像編集
- ◆ XYステージ(オプション)も搭載可能
- ◆ サードパーティソフトウェアを導入することで遠隔操作可能



カタログ No.

BRLC-0101 1年保証希望販売価格
¥998,000

キャンペーン中の参考価格

¥798,400

- 構成:EzScope 101 本体 (10x対物レンズ付き), USBフラッシュドライブ, LEDランプアーム, USBデータケーブル, 電源アダプター (DC 5V), マニュアル, クイックガイド, 保証書

アプリケーション

- 生細胞イメージング
- 細胞増殖および密度
- 細胞遊走能
- 創傷治癒
- 幹細胞分化



Cardiomyocytes

Lung cancer



MDA-MB-231



A549

明視野光源	白色LED
対物レンズ	10x, 20x (オプション)
カメラ	1.3 MP CMOS Sensor
画像解像度	1280×1024ピクセル
出力フォーマット	Tiff (画像), AVI (ビデオ)
ソフトウェア	EzCapture (スナップショット, タイムラプスなど)
視野サイズ	2.6×2.0mm (10x対物レンズ)
解像度	2 μm/pixel (10x対物レンズ), 1 μm/pixel (20x対物レンズ)
Live View Frame Rate	8フレーム/秒
フォーカス	電動
XYステージ (オプション)	SBSフットプリント
ラボウェアホルダー (オプション)	35mm培養用ディッシュおよびスライド, 60mm培養用ディッシュおよびスライド, 25cm ² 培養フラスコ, 75cm ² 培養フラスコ
制御用PC	i3 CPU with 4 GB RAM, Windows 10 OS, i5 CPU with 8 GB RAM, Windows 10 OS for multiple units connection
インターフェース	USB 2.0/3.0, 4台まで
操作環境条件	0°C~42°C, 5%~95%湿度 (結露なし)
サイズ (W×D×H)	225×131×205mm
重量	2.0kg
電源	AC100-240V, 50/60Hz, DC5V, 2A

■ 関連商品

カタログNo.		大箱包装	希望販売価格
275-LCBR02-00	EzScope用 20x 対物レンズ	1個	¥52,000
275-LCBR03-00	EzScope用 XYステージ アダプター付	1式	¥155,000
275-LCBR04-00	EzScope XYステージ用アダプター 35mm 細胞培養・スライド用	1個	¥13,000
275-LCBR05-00	EzScope XYステージ用アダプター 60mm 細胞培養・スライド用	1個	¥13,000
275-LCBR06-00	EzScope XYステージ用アダプター 25cm ² フラスコ用	1個	¥13,000
275-LCBR07-00	EzScope XYステージ用アダプター 75cm ² フラスコ用	1個	¥13,000

※キャンペーン対象外

フローサイトメーター

Guava® Muse™ セルアナライザー

Luminex

簡単でお手頃なフローサイトメトリーをもっと身近に

洗練された細胞解析は柔軟かつシンプルでコストもかかりません。

Guava® Muse™ セルアナライザーを使用すると、コスト、労力、時間を節約して定量的な細胞解析を簡単に実施いただけます。

Muse セルアナライザーは、3種のパラメータ解析をコンパクトで使いやすいベンチトップ装置にまとめ、フローサイトメトリーをいつでも誰でも利用可能にしました。

ユーチュアフレンドリーなタッチスクリーンインターフェース、直感的な細胞解析ソフトウェア、最適化されたアッセイキットが、細胞解析を簡素化させます。

- ◆ コンパクトデザインで操作も簡単
- ◆ 直感的なソフトウェアとタッチスクリーンによりセットアップ・解析も迅速
- ◆ 専用試薬のMuse アッセイ試薬は単純プロトコールで結果の入手も簡単
- ◆ 設置面積が20 cm×25 cmの省スペースモデル
- ◆ 手頃な価格でフローサイトメトリーを実現



● Guava® Muse™ Cell Analyzer

カタログ No.

希望販売価格

0500-3115 1年保証 ¥2,930,000

※キャンペーン対象外



動画ははこちら



キャンペーン期間中に
Museを購入で下記Muse専用試薬の中から1つプレゼント

カタログNo.	商品名	希望販売価格	カタログNo.	商品名	希望販売価格
MCH100101	Muse System Check Kit	¥46,000	MCH200101	Muse™ H2A.X Activation Dual Detect Kit	¥87,000
MCH100102	Muse Count & Viability Kit (100 tests)	¥37,000	MCH200102	Muse™ EGFR-RTK Activation Dual Kit	¥77,000
MCH100104	Muse Count & Viability Reagent (200x)	¥44,000	MCH200103	Muse™ PI3K Activation Dual Detection Kit	¥77,000
MCH100105	Muse Annexin V & Dead Cell Kit	¥67,000	MCH200104	Muse™ MAPK Activation Dual Detection Kit	¥77,000
MCH100106	Muse Cell Cycle Kit	¥32,000	MCH200105	Muse™ Bcl-2 Activation Dual Detection Kit	¥87,000
MCH100107	Muse Cell Dispersal Reagent	¥31,000	MCH200107	Muse Multi Color DNA Damage Kit	¥77,000
MCH100108	Muse Caspase-3/7 Kit	¥95,000	MCH200108	Muse PI3/MAPK dual Activation Kit	¥96,000
MCH100109	Muse MultiCaspase Kit	¥109,000	MCH200109	Muse™ Autophagy LC3 -antibody based Kit	¥84,000
MCH100110	Muse MitoPotential Kit	¥82,000	MIM100101	Muse™ Human CD4 T Cell Kit	¥84,000
MCH100111	Muse Oxidative Stress Kit	¥71,000	MIM100102	Muse™ Human CD8 T Cell Kit	¥84,000
MCH100112	Muse Nitric Oxide Kit	¥80,000	MIM100103	Muse™ Human B Cell Kit	¥84,000
MCH100114	Muse Ki67 Proliferation Kit	¥71,000			


直感的なタッチスクリーンインターフェース

Museのインターフェースは、直感的なタッチスクリーンで簡単に操作ができ、フローサイトメトリーの専門知識はアッセイの実行に不要です。タッチスクリーン操作をたどるとサンプルローディング、測定調整、結果の取得まで簡単に実施いただけます。

簡単・迅速に細胞解析

信頼いただけるアッセイのために、LuminexではMuse セルアナライザーで堅牢な測定を行うために最適化された検証済みのキットを開発しました。プロトコールは単純化されているので、サンプル調製も簡単です。ソフトウェア設定を最適化する必要もありません。Museは、すべてのゲーティングパラメータ値と閾値を計算します。結果は各アプリケーションに固有のグラフィック形式と統計形式で表示されるため分析が明瞭です。最適化された設定で時間を節約し、試薬の無駄を省き予算を有効にお使いいただけます。

Muse Cell Count and Viability Kit




2種類のDNA結合試薬の透過性に基づく死細胞と死にゆく細胞の絶対数カウントと生存率を測定します。

Muse Multi-color DNA Damage Kit



細胞内のDNA損傷の程度を検出するためにリン酸化ATMタンパク質とヒストンH2A.Xのタンパク質をマルチプレックスで同時測定します。

Muse MultiCaspase Kit



カスパーゼ群の活性を検出する試薬と死細胞染色試薬を用いたアポトーシスモニタリングです。

Muse 専用試薬

細胞生物学のさまざまな侧面を調べるために豊富なMuseアッセイをご利用ください。


- 細胞数カウント・生死判定
- 細胞増殖
- アポトーシス
- シグナル伝達
- セルサイクル
- DNA損傷
- オートファジー
- 免疫

新しい小型サイトメトリー

Muse セルアナライザーは、小型化された蛍光検出器とマイクロキャピラリーを用いることで、従来の手法に比べて高い正確性と精度そして定量的な解析を実現します。直径2~60 μmの浮遊細胞と接着細胞のそれぞれを分析するのに十分な汎用性を備えたMuseは他の分析方法よりも優れたシングルセル解析を提供します。

レーザーベースの蛍光検出

Muse システムは、マイクロキャピラリー技術を用いることで、一般的なフローサイトメーターの10分の1のスペースに設置いただける一方、小型化された光学系を用いて高性能の細胞解析を実現します。レーザーベースの各細胞イベントの蛍光検出は3パラメータまで評価いただけます。



ホットトピックス

チップ

ビペット

チューブ&フレート

細胞培養

グローブ

リザーバー

CRYO

こんな商品もあります

機器

ユーザー様も代理店の皆様も是非! BM会員募集中

当社新商品や各種サービスの情報をいち早くお知らせするための e-mail 送信用の会員です。

登録料、年会費は一切ございません。

皆様のお役に立つサービスをご提供させていただきます。

ぜひご入会下さい!!

www.bmbio.com



ご登録は
ホームページの
こちらから



会員特典

新商品、セミナー、勉強会などを
ご案内いたします。

会員特典

先着限定や数量限定など
お得なキャンペーン情報を随時更新します。

登録
無料

＼お得な情報を配信します！／

メルマガ会員募集中!!

メールニュースでは、
新商品発売・おススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>



ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2022年9月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店