

# ビーエム機器株式会社 ワンダフルキャンペーン

# WONDERFUL CAMPAIGN 2023

期 間  
2023年1月5日～  
**3月17日**

P.5～9 <b>HOT TOPICS</b> PCRサーマルサイクラー 	P.10  BMBio ECO (Economy & Ecology) リザーバー	P.11～13 <b>ここがイチオシ!</b> ピペットパルプラス まとめると お得! 	P.20 <b>ここがイチオシ!</b> 電動ピッター FASTPETTE PRO  BlueSwan™
P.21～23 <b>ここがイチオシ!</b> プラチナ柔チップ・ フィルターチップ  BMBio プラチナ柔 PLATINUM TIP	P.24～32 QSPチップ  30% OFF! Quality Scientific Plastic	P.48 EVERGREEN 2ポジション キャップ付チューブ 	P.66～71 <b>30%OFF</b> 
P.76～77 BMBio EX (Excellent & Extra) BM touch ニトリル・ラテックス お買い得!  BM touch Nitrile S 100枚入	P.78～81 MICRFLEX 	P.95～116 CRYO製品 	P.75、82～95 こんな商品もあります!  995955 BMBio mask 50枚入
P.117～152 <b>20%OFF</b> Sigma 遠心機 遺伝子導入装置  卓上遠心機 ラボ用アスピレーター 	抗原賦活化装置  超音波破碎装置 	LEDイルミネーター フローサイトメーター 	P.148～151 <b>New!!</b> Accuris oススメ製品 

回覧 皆様でご回覧下さい。

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や製品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

# INDEX

## HOT TOPICS

### BMBioブランド PCRサーマルサイクラーシリーズ

・ミニサーマルサイクラー EL.....	5
・Single96 .....	6
・Ocean 2D .....	7
・TRILE .....	8
・snow .....	9

## 消耗品

### リザーバー

・BMBio リザーバー（エコノミカル） .....	10
----------------------------	----

### ピベット

#### 【マニュアルピベット】

・ <b>イチオシ!</b> ピベットパルプラス（シングルチャンネル・マルチチャンネル） .....	11~13
・Finnpipetteデジタルピベット（シングルチャンネル・マルチチャンネル） .....	14~15

#### 【電動ピベット】

・MPA・MPBシリーズ電動ピベット .....	16~18
・Labnet エクセルピベット .....	19

#### 【電動ピッター】

・ <b>イチオシ!</b> FASTPETTE PRO .....	20
・BlueSwan .....	20

### チップ

・ <b>イチオシ!</b> プラチナ柔チップ・フィルターチップ .....	21~23
--	-------

・ <b>30%OFF!</b> QSPチップ Tラック & Q-One詰め替え .....	24~27
ファーストクラスフィルターチップ .....	28
Q-Hi低吸着チップ 200μl .....	29
バルク・詰め替え・ラックチップ .....	30~32
・BMBio <sup>eco</sup> 大容量チップ .....	33
・BMBio <sup>eco</sup> エコノミカルチップ・フィルターチップ .....	34~35
・NOVAS フィルターチップ .....	36
・ABDOS マイクロチップ フィルター付 .....	37
・BMBio <sup>ST</sup> ロングチップ 低吸着タイプ .....	38
・BMBio <sup>eco</sup> オートクレーブ可能フィルターチップ .....	39

### チューブ・PCRチューブ・プレート

・リングロックチューブ・サンプリングチューブ・マイクロチューブ .....	40~44
・サンブルストックチューブ 1.5ml .....	44
・5ml サンプリングチューブ .....	45~47
・2ポジションキャップ付チューブ .....	48
・PCRシングルチューブ・8連チューブ・12連チューブ .....	49~52
・PCRプレート .....	53~54
・テストプレート・ディープウェルプレート .....	55~56
・プレート用シール .....	57~63
・プレート用ツール .....	64
・チューブラック .....	65

## 細胞培養

- **30%OFF** TPP細胞培養関連商品 ..... 66~71
- 培養容器・プレスチックピペット・ろ過フィルター ..... 72~73
- イノキュレーティングループ・ニードル ..... 73~74

## グローブ

- **お買い得!** BMBioブランドグローブ（ニトリル・ラテックス） ..... 76~77
- Microflexグローブ  
(ダイヤモンドグリッププラス・エクシード・スプリーノ・アルティメイトパリア・ウルトラフォーム) ..... 78~81
- グローブホルダー ..... 81

## こんな商品もあります！

- 不織布マスク ..... 75
- ホモジナイザー・ツール ..... 82~85
- バイオマッシャー ..... 86~89
- オートクレーブバッグ ..... 90~91
- 減菌シャーレ・コンラージ棒・広口ボトル ..... 92
- ラボ用高機能被覆フィルム ラボピタ ..... 93
- 3チャンネルタイマー ..... 94
- マーキングペン ..... 94
- ラミネートバック ..... 94
- ボトルディスペンサー ..... 95

## CRYO商品

- CryoSure 1.5mlチューブ & 専用ラック ..... 95
- クライオチューブ・ラック・フリーザーボックス ..... 96~102
- クライオチューブ用ラベル ..... 103
- biocisionコンテナ・ラック・クライオボックス ..... 104~116

## 機器

- 凍結細胞融解装置 YSシリーズ ..... 117
- マグネチックスターラー ..... 117
- ボルテックスミキサー ..... 118~119
- **20%OFF!** Sigma遠心機 ..... 120~122
- 卓上遠心機 ..... 123~126
- コンパクト多目的インキュベーター CULTURA M ..... 126
- ラボ用アスピレーター ..... 127
- ドライバース ..... 128~130
- 抗原賦活化装置 2100-Retriever ..... 131
- ウェスタンプロッティング自動プロセッシングシステム BlotCyclerシリーズ ..... 132~133
- LEDイルミネーター ..... 134~135
- PCRサーマルサイクラー TurboCyclerシリーズ ..... 136~137
- BTX遺伝子導入装置・バッファー・キュベット ..... 138~140
- ライブセルイメージングシステム EzScope ..... 141
- Luminex Guava Museセルアナライザー ..... 142~143
- サンプル密閉式超音波破碎装置 BIORUPTOR-One ..... 144~145
- ナノ粒子分散超音波装置 Nanoruptor-II ..... 146~147
- **New!!** Accurisおススメ製品
  - 96ウェルマイクロプレートウォッシャー スマートウォッシャー ..... 148
  - UVトランスイルミネーター ..... 149
  - パワーサプライ付ミニ電気泳動コンプレートシステム MyGel InstaViewシステム ..... 150
  - マイクロプレートリーダー スマートリーダー ..... 151
  - DYNEXマイクロプレートリーダー DYNAREAD ..... 152

## 共通アイコン



当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文戴いている商品です。



新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。

商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。  
(概算単価はパルク包装タイプより算出)

電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



ガム線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



商品が1個単位で個別包装滅菌されております。



未滅菌の商品です。商品種によっては、DNase,RNase,Pyrogen,endotoxin Freeの状態です。



滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。



ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。



商品の写真を原寸大で掲載しております。



商品が1本、1個等の単位で個別包装されています。



商品に目盛（外側にラインまたは、印字、刻印等）が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。



商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。



在庫限りで販売終了となります。

在庫限り特別価格となります。  
記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。

## チップアイコン



チップ先端部分がテーパーカット（斜角）になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。



チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にブレードの内壁やチューブの内壁にチップがひっかかる事が少ない形状です。



チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。



ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。



ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。



チップのビペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



チップのビペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もビペットを落ち込むこと無く、ビペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。



チップ材質を高品質バージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。



商品が袋（または+箱）にそのまま包装されています。



チップがラックに立った状態で包装されています。



チップ用の空ラックです。（包装にチップは含まれません。）



チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。



チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロゾルによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

## チューブアイコン



チューブにロック性能またはスクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。



スクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。



チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。



チューブのキャップがドーム状になっています。



チューブ胴体部の外側（またはキャップ表面）に書き込みができる部分（印字またはfrosted）があります。



チューブのキャップ内にシリコン製のOリングを使用しておりますので気密性に優れています。



特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

## プレートアイコン／プレートシールアイコン



ウェル（またはチューブ）底が丸底になっています。



ウェル（またはチューブ）底が平底になっています。



ウェル（またはチューブ）底がV底になっています。



プレート（またはチューブ）・マットのウェル形状が○（サークル）型になっています。



プレート（またはキャップ・マット）をハサミでカット出来ます。



シールがロール状に包装されています。箱から引き出しながらご使用戴けます。



シールがシート状に包装されています。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。



粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

## 機器アイコン



旋回

機器商品の仕様温度の上限を表しています。



回転



往復



振動



シーソー



ウェーブ



ローラー



ロータリー



機器商品の最大遠心力を表しています。

機器商品の動線を動線を表しています。

## 商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡をお願いいたします。  
新しい商品と交換させていただきます。（ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただいております。）  
尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

**HOT TOPICS**
**BMBio**  
 ST (Standard & Stable)
**BMBio****ミニサーマルサイクラー EL****〈32×0.2ml グラジェント機能付き〉**

BMBio ミニサーマルサイクラー EL は非常にコンパクトな32ウェルタイプのグラジェント付サーマルサイクラーです。

小さいながらも、高性能・ロングライフのペルチェを搭載し、ランピングレートは最大5°C/s、最大可能サイクル数100と大変パワフルです。また、グラジェント機能、大容量ストレージ、カラータッチスクリーンを備え、フルサイズのサーマルサイクラーにも引けを取らず、本格的なテストを大変お気軽に開始頂けます。

- ◆ 高性能なロングライフペルチエを搭載
- ◆ 熱伝導性の高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済み）を使用
- ◆ スケーラブルリッドは様々なチューブの高さに対応可能
- ◆ 5インチのTFTカラータッチディスプレイで、設定は簡単
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートによりお手軽にPCR開始可能
- ◆ フォルダ階層は自由に構成可能。
- ◆ 実行プログラムの経過をリアルタイム表示。
- ◆ ワンクリックインキュベーション機能搭載
- ◆ 電源が切れた場合は、回復後に自動的に再開
- ◆ USBコネクタ搭載で外部ストレージやマウスを使用可能
- ◆ ソフトウェア更新可能



カタログ No.

**BMSHBG0005**2年  
保証希望販売価格  
¥328,000

キャンペーン中の参考価格

**¥262,400**

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

サンプル数	32×0.2ml
温度選定範囲	4~100°C
加熱速度（最大）	5°C/s
冷却速度（最大）	4°C/s
温度均一性	≤±0.2°C
温度精度	≤±0.2°C
設定温度	0.1°C刻み
温度制御モード	BlockまたはTube
速度調節範囲	0.1~5°C
グラジェント設定温度	30~100°C
グラジェント温度幅	1~30°C
リッド温度設定範囲	30~110°C
保存可能なプログラム数	10000 + (USB FLASH)

最大ステップ数	30
最大サイクル数	100
ステップ時間の増減設定範囲	1秒~600秒
ステップ温度の増減設定範囲	0.1~10.0°C
一時停止機能	あり
自動データ保護機能	あり
4°Cでのホールド時間	無限
ディスプレイ	5インチ、800×480ピクセル
外部接続	USB2.0
サイズ (W×D×H)	190×267×115mm
重量	2.6kg
電源	85~264 VAC, 47~63 Hz, 600 W

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ＆プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

**HOT TOPICS**

# BMBioサーマルサイクラー Single96

〈グラジェント機能付〉

BMBioサーマルサイクラー Single96は、6つの独立した温度制御機能、グラジェント機能、カラータッチスクリーン、大容量ストレージ、マウス・キーボードの外部接続、Bluetoothプリンター対応など、さまざまな実験ニーズに対応した機能を備えています。最大ランピングレートは6°C/秒、100万回以上のサイクルが可能です。



- ◆ 長寿命のペルチェヒータユニットを6個搭載し、6つの温度ゾーンを独立して制御可能。
- ◆ 陽極酸化処理技術により強化されたアルミニウムモジュールにより高い温度伝達能と耐腐食性を実現しています。
- ◆ 最大6°C/秒の加熱・冷却速度（もしくはランピング速度）により貴重な時間を無駄にしません。
- ◆ 無段階調整可能なホットリッドは、異なる高さのチューブに調節可能。チューブの溶融と蒸発を防ぎます。
- ◆ Windowsインターフェース、8インチ（800×600、16色）TFTカラータッチスクリーンによるグラフィカルな表示で、設定やモニタリングが簡単に行えます。
- ◆ 11種類の標準プログラムファイルテンプレートを内蔵し、必要なファイルを素早く編集できます。
- ◆ フォルダー管理、ユーザーによるディレクトリの構築が可能です。
- ◆ 実行しているプログラムと残り時間をリアルタイムで表示し、実行中のプログラム編集も可能です。
- ◆ ワンクリック・インキュベーション機能を搭載し、変性、酵素処理、ELISAに対応可能です。
- ◆ 内蔵されているフラッシュメモリーに10000個の標準的なPCRプログラムを保存可能で、自由なフォルダー構成も可能です。
- ◆ リッドの温度とホット・リッド・モードは各種実験のニーズにあわせて設定可能です。
- ◆ 停電した場合、中止されたところから自動的にプログラムが再開します。
- ◆ 各ステップのデータをGLP形式で記録し、正確な実験結果の解析をサポートします。
- ◆ ユーザーのログイン管理、3段階の許可、パスワード保護機能により、データの安全性を確保しています。
- ◆ USBドライブを介してマウスやキーボードを使用でき、データ移動も可能です。
- ◆ USBおよびLANによるソフトウェアアップデートに対応。
- ◆ ネットワーク接続により、1台のコンピューターで複数台のPCRを制御可能。
- ◆ Bluetooth対応のプリンターの使用が可能です。

カタログ No.

**BMSHBG0004**

3年保証

希望販売価格  
¥690,000

キャンペーン中の参考価格

**¥552,000**

動画はこちら



■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

対応容器	0.2mlチューブ×96本 (8連チューブ×12本)
温度設定範囲	4-100°C
最大温度上昇速度/下降速度	6°C/秒、4°C/秒
温度均一性	≤±0.3°C
温度精度	≤±0.2°C
表示（設定）温度	0.1°C刻み
温度制御モード	Blockモード／Tubeモード
ランプスピード設定範囲	0.1-6°C
グラジェント設定温度	30-100°C
グラジェント温度幅	隣接する温度ゾーンの温度差は0.1～5°C
リッド温度設定範囲	30-110°C
リッド高調節	無段階
プログラム容量	10000 + (USB FLASH)
最大ステップ数	30

最大サイクル数	100
ステップ時間の増減設定範囲	1 Sec - 600 Sec
ステップ温度の増減設定範囲	0.1-10.0°C
ポーズ機能	有
自動データー保護機能	有
4°Cでのホールド時間	無限
タッチダウン機能	有
ロングPCR機能	有
言語	英語
LAN接続	有
LCD	8インチ、800×600ピクセル
外部接続	USB2.0, LAN
サイズ (WxDxH)	270x390x255mm
重量	約9Kg
電源	85-264VAC, 47-63Hz, 600 W

**HOT TOPICS**
**BMBio**  
 ST (Standard & Stable)
**BMBioサーマルサイクラー****Ocean 2D 〈グラジェント付〉****優れた2D機能**

- 変性とアニーリングの温度の同時設定により、実験時間を大幅に短縮
- 96パターンの温度の組み合わせからデータを取得。実験の成功にベストな設定を選択可能

**最大8°C/sの加熱・冷却速度  
(もしくはランピング速度)**

- 貴重な時間を無駄にしません。

**オペレーションシステムは  
Androidベース**

- 10.1インチの大画面タッチスクリーン
- メニュー画面の見やすさ、シンプルで使いやすいユーザーインターフェース

- 優れた耐久性のペルチェヒーティングユニットを搭載
- 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- 本体前後の通気口により、横に並べた使用が可能
- 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- 必要に応じて9個のショートカットキーを自由に設定
- ワンクリック・インキュベーション機能を搭載。変性、酵素処理、ELISAに対応
- リッドの温度とホット・リッド・モードは各実験のニーズに合わせた設定が可能
- USBドライブを搭載し、データ移動、マウス使用も可能
- 電源が断たれてしまった場合でも回復後にプログラムを中止されたところから自動的に再開



2Dグラジェント

カタログ No.

**BMSHBG0002**

3年保証

希望販売価格  
¥1,090,000

キャンペーン中の参考価格

**¥872,000**

■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書



プロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×96本
温度設定範囲	0°C～105°C
最大温度上昇速度/下降速度	8°C /秒、6°C /秒
速度調節	0.1-8°C
温度均一性	<±0.2°C
温度コントロール精度	<±0.1°C
グラジェント精度	±0.2°C
グラジェント設定範囲	30°C～105°C
グラディエント幅	ヨコ：1-30°C タテ：1-24°C
ホットリッド温度範囲	30-115°C
プログラム容量	20000 + (USB FLASH)
最大ステップ数	40
最大サイクル数	100

継続時間	1秒～18時間
時間インクリメント/デクリメント	1秒～600秒
温度インクリメント/デクリメント	0.1°C～10.0°C
インキュベーション機能	あり
自動データ保護機能	あり
一時停止機能	あり
ディスプレイ	10.1インチ、1024x600ピクセル、TFTカラータッチスクリーン
インターフェース	USB2.0、WIFI
サイズ (W×D×H)	270×385×255mm
重量	17.0kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
消費電力	1200W


**HOT TOPICS****BMBioサーマルサイクラー**

トリプル

**TRIPLE** <グラジェント付>

- 3×32well ブロック
- 高性能ペルチェを使用することで優れた耐久性を実現
- 最大温度上昇毎秒 5°C、下降速度毎秒 4°C
- コンパクト設計

- ◆ ブロックごとに8段階のグラジェント設定が可能
- ◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- ◆ ブロックごとに独立に制御でき、3種類のプログラムを同時に実施できます。
- ◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- ◆ 設定が容易なユーザーフレンドリーなインターフェース
- ◆ 8インチのTFTカラータッチスクリーンディスプレイ搭載
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- ◆ プログラム容量：10000+ (USBフラッシュ)
- ◆ 停電等で電源が切れた場合でも、回復後に自動的に再開
- ◆ GLPに準拠したレポートがすべてのステップを正確に記録し、実験結果の分析をサポート
- ◆ 3段階のユーザー管理機能、パスワードの設定でセキュリティをより確かなものにします。



グラジェントの方向 PCR温度条件の最適化

カタログ No.

**BMSHBG0001** 3年保証希望販売価格  
¥894,000

キャンペーン中の参考価格

**¥715,200**

■ 構成：サーマルサイクラー本体、ヒューズ×2、タッチペン、電源ケーブル、マニュアル、保証書




動画はこちら

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×32本×3
温度設定範囲	0-100°C
最大温度上昇速度/下降速度	5°C /秒、4°C /秒
温度コントロール精度	<±0.2°C
温度均一性	<±0.3°C
グラジェント設定範囲	30 ~ 100°C
ヒートリッド温度設定範囲	30 ~ 110°C
時間インクリメント	1秒~ 600秒
温度インクリメント	0.1 ~ 10.0°C

一時停止機能	有
ディスプレイ	8インチ TFTカラータッチスクリーン
プログラム	10000+ (USBフラッシュ)
インターフェース	USB2.0
オートリストア機能	有
サイズ (W×D×H)	270×390×255mm
重量	9kg
電源	110VAC、50/60Hz
消費電力	600W



- ・ブロックごとに独立にコントロール
- ・3種類のプログラムを同時にPCR

8インチTFTカラー  
タッチスクリーンディスプレイ

背面インターフェース

**HOT TOPICS**• **BMBioリアルタイムPCRサーマルサイクラー**

# snow

**特徴**

- ◆ ダブルチャンネル、ダブルブロックなので、2つのプログラムを同時に実行可能
- ◆ 小型で軽量なので持ち運びが容易
- ◆ 高性能な分析ソフトウェア -定性/定量、融解曲線、遺伝子鑑定- に対応
- ◆ 7インチ高解像度TFTカラータッチスクリーン、Windows10オペレーティングシステムを搭載
- ◆ 20Gのフラッシュメモリを標準装備。40,000件の実験データを保存可能
- ◆ プリンターに直接つなげられるので、コンピュータなしで印刷可能
- ◆ サイドスキャンテクノロジーで光路を短縮でき、安定した蛍光シグナル検出を実現
- ◆ ブラックリアクションブロックによるバックグラウンドのノイズを排除
- ◆ 検出光路を同一にすることで、再現性を向上
- ◆ 光源はメンテナンスフリーで長寿命、環境にもやさしいLED
- ◆ 電磁気ロックカバーを採用し、ホットリッドが不意に開くことを防止
- ◆ 前面のシャットダウンボタンがファイルデータを厳守
- ◆ 定電流回路でスムーズなパワー出力、ペルチェの保護、より正確な温度コントロールを実現
- ◆ 過電流、過加熱などを防ぐ機能および停電時の自動復帰機能を搭載
- ◆ 排熱口が前後についているので複数台並べて設置可能



カタログ No.

**BMSHBG0003** 2年保証希望販売価格  
¥1,380,000


キャンペーン中の参考価格

**¥1,104,000**


■ 構成：本体、ACアダプター、マニュアル、保証書

**アプリケーション例**

- ・バイオテクノロジーの研究分野
- ・各種伝染病
- ・食品安全検査
- ・家畜飼育
- ・農業、水産業 など

動画は[こちら](#)

オペレーションシステムはWindowsを採用



サイドスキャンテクノロジー

サンプル容量	0.2ml×16本 (8ウェル×2ブロック)
対応容器	0.2ml PCRチューブ、8連チューブ
反応容量	10～100μl
温度設定範囲	0～100°C
最大加熱速度	6°C/秒
温度変動	±0.1°C
均一性	±0.25°C
精度	±0.25°C
Lid設定温度	30～115°C
励起波長	460～550nm
蛍光波長	F1:520～540nm, F2:540～580nm
校正済み色素	F1:FAM/SYBR Green, F2:HEX/VIC/JOE/TET

光源	長寿命LED
検出器	高感度光電センサー
ダイナミックレンジ	1-10 <sup>10</sup> コピー
検出感度	1コピー
出力フォーマット	excel, csv, txt
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン、1280×800ピクセル
インターフェース	wifi, USB2.0
サイズ (W×D×H)	267×300×198mm
重量	5.5kg
電源	100-240V, 50/60Hz, 255W

## リザーバー


## BMBio リザーバー (エコノミカル)



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

- ◆ ピペットで分注作業する際の容器
- ◆ マルチチャンネルピペット (~12ch) を使用するときに便利
- ◆ ディスポーザブルタイプ
- ◆ 個装滅菌タイプと使いやすい5枚滅菌タイプ
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free Certificationの発行も可能

★マルチチャンネル  
ピペットに最適！★リーズナブル  
プライス!!

**目盛**  
各リザーバーには目盛が付いていますので注ぐサンプル量の目安としてご利用いただけます。

**4コーナーに注ぎ口**  
4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。



V底をより深く

V底の先端部分をさらに深くしたことで、希少な少量サンプルの分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン : 25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-1

電子  
滅菌希望販売価格  
¥9,100キャンペーン中の参考価格  
¥6,370

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

BM-0852-1

電子  
滅菌希望販売価格  
¥7,700キャンペーン中の参考価格  
¥5,390

包装: 50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装: -

材質: P.S

寸法: 146×63×24.5mm (W×D×H)



最大容量各5mlの3レーン

1 2 3

少量のサンプルを分注する際に、各レーンにて最大5mlまで分注が可能です。

3レーン : 25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0853-1

電子  
滅菌希望販売価格  
¥9,900キャンペーン中の参考価格  
¥6,930

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

BM-0853-2

電子  
滅菌希望販売価格  
¥7,700キャンペーン中の参考価格  
¥5,390

包装: 50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装: -

材質: P.S

寸法: 146×63×24.5mm (W×D×H)



幅広サイズの50mlリザーバー

1 2 3

あえて100mlリザーバーと同じサイズにすることでサンプル液面が低くなり、安定した分注操作が行えます。

1レーン : 50ml

25,50ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-2

電子  
滅菌希望販売価格  
¥9,100キャンペーン中の参考価格  
¥6,370

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

BM-0852-5

電子  
滅菌希望販売価格  
¥7,700キャンペーン中の参考価格  
¥5,390

包装: 50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装: -

材質: P.S

寸法: 146×82.5×29mm (W×D×H)



分注・回収しやすいスロット構造

1 2 3

サンプルが減ってきてても溝に集まりやすいスロット構造により、分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン : 100ml

50,100ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-3

電子  
滅菌希望販売価格  
¥9,100キャンペーン中の参考価格  
¥6,370

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

BM-0852-3

電子  
滅菌希望販売価格  
¥7,700キャンペーン中の参考価格  
¥5,390

包装: 50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装: -

材質: P.S

寸法: 146×83×31mm (W×D×H)



注意: オートクレーブ不可

# BM から買うと お得宣言!

ビーエムからピペットパルプラスを購入すると**お得宣言!!**

ピペットパルプラスどれでもまとめて**5本以上** 購入いただくと更にお得!!

シングルでも マルチでも



例えば・・・  
**PALP-2**

1本あたり  
キャンペーン中の参考価格  
¥31,500 → ¥22,050 → ¥21,250

例えば・・・  
**PALP-8-10**

1本あたり  
キャンペーン中の参考価格  
¥77,500 → ¥54,250 → ¥53,250

**PALP-12-200**

1本あたり  
キャンペーン中の参考価格  
¥91,500 → ¥64,050 → ¥63,050

ダブルで  
**お得!!**

プラチナ柔チップも更にお得!!

詳細は21~23ページをご覧下さい。

こんなに  
**お得!!**

(例) 下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

	キャンペーン中の参考価格	5本まとめると
PALP-2	¥31,500 → ¥22,050 →	¥21,250
PALP-10	¥31,500 → ¥22,050 →	¥21,250
PALP-20	¥29,500 → ¥20,650 →	¥19,850
PALP-8-10	¥77,500 → ¥54,250 →	¥53,250
PALP-12-200	¥91,500 → ¥64,050 →	¥63,050
合計	¥261,500 → ¥183,050 →	¥178,650

5本  
まとめると  
¥4,400も  
**お得!!**

## ピペット（マニュアル）

## PipetPAL® plus シングルチャンネルピペット

BMBio  
ST (Standard & Stable)

## ●チップカラー表示

使用可能チップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易です。



## ●容量ロックシステム

ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピッピング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。

## ●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。



PipetPAL plus

## ●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。



## ●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。

紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

上面(白い部分)  
だけが回転します。

## ●チップエJECTERを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエJECTERの位置を上下に調整することができます。エJECTERは洗浄が可能で、取り外しが容易です。



## ●オートクレーブ滅菌可能

本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌 (121°C / 0.1Mpa / 20分)を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。

※シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。

※マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。

## ●性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証



3年保証

5本まとめた場合の1本あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-2	0.002μl	¥31,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-10	0.02μl	¥31,500	→ ¥22,050 → ¥21,250
PALP-20	0.02μl	¥29,500	→ ¥20,650 → ¥19,850
PALP-50	0.2μl	¥29,500	→ ¥20,650 → ¥19,850
PALP-100	0.2μl	¥29,500	→ ¥20,650 → ¥19,850
PALP-200	0.2μl	¥29,500	→ ¥20,650 → ¥19,850
PALP-250	0.2μl	¥29,500	→ ¥20,650 → ¥19,850
PALP-1000	2μl	¥29,500	→ ¥20,650 → ¥19,850
PALP-5000	10μl	¥34,000	→ ¥23,800 → ¥23,000
PALP-10ml	20μl	¥36,500	→ ¥25,550 → ¥24,750

## PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3985 回転式スタンド 6本立て (シングルピペット用)	¥25,600

※キャンペーン対象外

◆ P3985はシングルピペットが6本掛けられ、回転式なので場所を取りません。  
(回転式スタンドはマルチチャンネルピペットをかけることができません。)

CERTIFIED  
ISO 9001Fully  
Autoclavable  
121°C, 0.1Mpa/20min

Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision[%]	Fit to tips
PALP-2	Min. 0.2	±12.0	±6.0	10μl
	1.0	±2.7	±1.3	
	Max. 2.0	±1.5	±0.7	
PALP-10	Min. 0.5	±4.0	±2.8	10μl
	5.0	±1.0	±0.6	
	Max. 10.0	±0.5	±0.4	
PALP-20	Min. 2	±3.0	±1.5	200μl
	10	±1.0	±0.5	
	Max. 20	±0.8	±0.3	
PALP-50	Min. 5	±2.5	±2.0	200μl
	25	±1.0	±0.6	
	Max. 50	±0.8	±0.4	
PALP-100	Min. 10	±1.6	±0.80	200μl
	50	±0.8	±0.24	
	Max. 100	±0.8	±0.20	
PALP-200	Min. 20	±1.2	±0.60	200μl
	100	±0.8	±0.25	
	Max. 200	±0.6	±0.20	
PALP-250	Min. 50	±1.0	±0.4	300μl
	125	±0.8	±0.3	
	Max. 250	±0.6	±0.3	
PALP-1000	Min. 100	±1.6	±0.40	1000μl
	500	±0.7	±0.20	
	Max. 1000	±0.6	±0.15	
PALP-5000	Min. 1000	±0.6	±0.25	5000μl
	2500	±0.6	±0.20	
	Max. 5000	±0.5	±0.15	
PALP-10ml	Min. 1000	±2.5	±0.6	10000μl
	5000	±0.8	±0.3	
	Max. 10000	±0.5	±0.2	

ピペット（マニュアル）

**PipetPAL® plus マルチチャンネルピペット**

- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッヂに対応
- シングルチャンネルと特長は同じです。  
(チップエジェクターを除く)

**● 疲れにくいデザイン設計**

フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。

**● 360度エジェクター**

ハンドルがどの方向を向いていてもチップをエJECTすることができ

**●チップコーン**

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。



ピペットパルプラス シングルでもマルチでも  
どれでも1本ご購入いただくと  
ピペットパルプラスと相性抜群の  
プラチナ柔チップシリーズ

(本冊子21~23ページ記載) がさらにお買い得!

※ピペットパルプラスに添付されている専用注文書にてご注文下さい。

※ピペットパルプラス1本につきプラチナ柔チップシリーズ  
(バルク・詰め替え・ラック・フィルター付) いずれかをキャンペー

ン価格より更にお買い得に!



**● プラチナ柔チップ(バルク・詰め替え・ラック)が  
キャンペーン参考価格より更に200円引き。**

例)

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格 更に

**W10-RL**

**¥3,850 → ¥3,650**

包 装: 960本 (96×10プレート)

大箱包装: 960本×5

**● プラチナ柔フィルター付チップが  
キャンペーン参考価格より更に400円引き。**

例)

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格 更に

**WF-10RS**

**¥9,590 → ¥9,190**

包 装: 960本 (96本×10ラック)

大箱包装: 960本×5



5本まとめた  
場合の1本  
あたりの価格

3年保証

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-8-10	0.02μl	¥77,500	¥54,250 → ¥53,250
PALP-8-50	0.10μl	¥77,500	¥54,250 → ¥53,250
PALP-8-200	0.20μl	¥77,500	¥54,250 → ¥53,250
PALP-8-300	1.00μl	¥77,500	¥54,250 → ¥53,250
PALP-12-10	0.02μl	¥91,500	¥64,050 → ¥63,050
PALP-12-50	0.10μl	¥91,500	¥64,050 → ¥63,050
PALP-12-200	0.20μl	¥91,500	¥64,050 → ¥63,050
PALP-12-300	1.00μl	¥91,500	¥64,050 → ¥63,050

**PipetPAL®用スタンド**

カタログNo.	希望販売価格
P3989 スタンド式 6本立て	¥22,000

※キャンペーン対象外

◆ P3989はシングル・マルチチャンネルピペット  
が合わせて6本掛けられます。

\*マルチチャンネルピペットを掛ける場合は、掛けられるピペット  
の本数が制限されますのでご了承下さい。



Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
<b>8 channel</b>				
PALP-8-10	Min 1 Max 10	±8.0 ±4.0 ±2.0	±6.0 ±2.0 ±1.2	10μl
PALP-8-50	Min 5 25 Max 50	±4.0 ±3.0 ±1.6	±2.5 ±1.2 ±0.6	200μl
PALP-8-200	Min 20 100 Max 200	±3.0 ±1.5 ±1.0	±1.5 ±0.8 ±0.6	200μl 300μl
PALP-8-300	Min 50 150 Max 300	±1.6 ±1.2 ±1.0	±1.5 ±1.0 ±0.6	300μl
<b>12 channel</b>				
PALP-12-10	Min 1 5 Max 10	±8.0 ±4.0 ±2.0	±6.0 ±2.0 ±1.2	10μl
PALP-12-50	Min 5 25 Max 50	±4.0 ±3.0 ±1.6	±2.5 ±1.2 ±0.6	200μl
PALP-12-200	Min 20 100 Max 200	±3.0 ±1.5 ±1.0	±1.5 ±0.8 ±0.6	200μl 300μl
PALP-12-300	Min 50 150 Max 300	±1.6 ±1.2 ±1.0	±1.5 ±1.0 ±0.6	300μl

## ピペット（マニュアル）

## Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット

thermoscientific

Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペットです。

人気の理由はスマートな軽量デザイン（シングル約100g、8ch/12ch/16ch約200g）で特に女性の研究者の皆様に最適です。更に高正確度、高精度で高精度な分注を実現します。

## ●セーフティラベル

透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利です。

## ●ユニークなフィンガーレスト

分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザインです。



## ●クイック・クリック容量設定

操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかるかもしれません。



## ●ソフトタッチチップイジェクション

特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減します。

## ●見やすいデジタルディスプレイ

ブラックパックに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザインです。

## ●エルゴノミクスマートデザイン

軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで手の小さい方や長時間使用の方でもハンドリングしやすいデザインです。

## ●フルオートクレーブ対応

ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます。(121°C、20分)

## ●優れた耐久性材質

金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用。これにより、軽量化と腐食体制を高めました。また、熱伝導性が低いため、ハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。

## ●容易なIn-Labメンテナンス

シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解ができます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単に行えます。

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	3年保証	
				キャンペーン中の参考価格	
BM4500000	0.2-2μl	0.01μl	¥27,900 →	¥19,530	
BM4500010	0.5-10μl	0.1μl	¥27,900 →	¥19,530	
BM4500080	2-20μl	0.1μl	¥25,500 →	¥17,850	
BM4500110	10-100μl	1.0μl	¥25,500 →	¥17,850	
BM4500090	20-200μl	1.0μl	¥25,500 →	¥17,850	
BM4500120	100-1000μl	5.0μl	¥25,500 →	¥17,850	
BM4500060	1000-5000μl	50.0μl	¥27,900 →	¥19,530	
BM4500070	2000-10000μl	100.0μl	¥30,600 →	¥21,420	

## Finnpipette用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
BM9420320 Finnpipette ミニスタンド 1台	¥9,000

\*キャンペーン対象外

注意：直接ピペットをかける場合には、クロスバーの丸みのある側を上にしてかけて下さい。

Model	検定容量		不正確度		不精密度		適合チップ
	[μl]	[μl]	[%]	[s.d.μl]	[cv.%]	[μl]	
BM4500000	Min 0.2	±0.024	±12.0	0.02	10.0	10	
	1	±0.035	±3.5	0.035	3.5		
	Max 2	±0.05	±2.5	0.04	2.0		
BM4500010	Min 1	±0.025	±2.5	0.02	2.0	10	
	5	±0.10	±2.0	0.05	1.0		
	Max 10	±0.10	±1.0	0.05	0.5		
BM4500080	Min 2	±0.06	±3.0	0.05	2.5	200	
	10	±0.15	±1.5	0.07	0.7		
	Max 20	±0.20	±1.0	0.08	0.4		
BM4500110	Min 10	±0.30	±3.0	0.10	1.0	200	
	50	±0.60	±1.2	0.20	0.4		
	Max 100	±0.80	±0.8	0.20	0.2		
BM4500090	Min 20	±0.36	±1.8	0.14	0.7	200	
	100	±1.00	±1.0	0.40	0.4		
	Max 200	±1.20	±0.6	0.40	0.2		
BM4500120	Min 100	±1.00	±1.0	0.60	0.6	1000	
	500	±4.00	±0.8	1.50	0.3		
	Max 1000	±6.00	±0.6	2.00	0.2		
BM4500060	Min 1000	±8.00	±0.8	3.0	0.3	5000	
	2500	±17.5	±0.7	7.5	0.3		
	Max 5000	±25.0	±0.5	10.0	0.2		
BM4500070	Min 2000	±20.0	±1.0	6.0	0.3	10000	
	5000	±40.0	±0.8	15.0	0.3		
	Max 10000	±50.0	±0.8	20.0	0.2		

ピペット（マニュアル）

**Finnpipetteデジタル マルチチャンネルピペット**

thermoscientific

**●グラビティデザイン**

ピペット全体の重量をヘッドにある程度比重をおいたデザインにより、チップ装着、サンプル分注等のハンドリングが重力に大きく抵抗せずにスムースに行えます。

**●スローカーブイジェクト**

緩やかな湾曲を描いたイジェクターがチップイジェクト時に各ノズルごとイジェクトするデザインの為一度にイジェクトする（例：8チャンネルであれば8本）負荷がかからず、チップイジェクトに必要な力を軽減します。



3年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>8 チャンネル</b>				
BM4510000	0.5-10μl	0.1μl	¥109,700	¥76,790
BM4510020	5-50μl	0.5μl	¥109,700	¥76,790
BM4510030	50-300μl	5.0μl	¥109,700	¥76,790
<b>12 チャンネル</b>				
BM4510010	0.5-10μl	0.1μl	¥126,000	¥88,200
BM4510040	5-50μl	0.5μl	¥126,000	¥88,200
BM4510050	50-300μl	5.0μl	¥126,000	¥88,200
<b>16 チャンネル</b>				
BM4510070	5-50μl	0.5μl	¥167,000	¥116,900

Model	検定容量 [μl]	不正確度		不精密度		適合チップ [μl]
		[μl]	[%]	[s.d.μl]	[cv.%]	
<b>8チャンネル</b>						
BM4510000	Min 1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
	5	±0.20	±4.0	0.15	3.0	
	Max 10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510020	Min 5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
	25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max 50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510030	Min 50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
	150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max 300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
<b>12チャンネル</b>						
BM4510010	Min 1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
	5	±0.2	±4.0	0.15	3.0	
	Max 10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510040	Min 5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
	25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max 50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510050	Min 50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
	150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max 300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
<b>16チャンネル</b>						
BM4510070	Min 5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	50μl 専用
	25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max 50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	

\*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 \*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー

ピペット

チップ

チューブ＆プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

15

## 電動ピペット

## MPA・MPB 電動ピペット



## 高精度

誰でも高い再現性の確保

## 速い

設定した量を正確に吸引・吐出するので調整不要

## 疲れない

プッシュボタンの上下繰り返し操作不要

## 多彩で便利なモード

- ◆ MD (Multiple Dispensing: 連続分注) モード：1回の吸引で連続分注が可能
- ◆ MIX (混合) モード：ワンプッシュで設定した容量×回数でピペットイング
- ◆ AUTO + MIX (分注混合) モード：分注後に続けて混合（搅拌）
- ◆ SA (Sequential Aspirating: 逐次吸引) モード：異なる液体を、設定した容量で吸引した後、全量吐出
- ◆ SD (Sequential Dispensing: 逐次排出) モード：同一サンプルを異なる容量に分注
- ◆ ブローアウト動作／リバース動作も各モードごとに設定可能です。



## 有機溶剤・酸に強い設計

- ◆ 振発性ガスが触れる部分はフッ素樹脂(PVDF)を使用
- ◆ ピストン部には耐酸性・耐薬品性に優れたフッ素系グリースをコーティング

## BM-MPAピペット用ガラスチップ: 200μl ~ 1200μl · 10ml

- ◆ アルカリ溶出が極めて少ない【ホウケイ酸ガラス-1】仕様
- ◆ 樹脂製チップを使用できないサンプルに便利
- ◆ BM-MPA ピペットシリーズとの組み合わせにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引
- ◆ ガラスチップ、接続アダプタはオートクレーブ可能(121℃、15分)
- ◆ 200/1200 μl用接続アダプタは、市販のパストールピペット(銅外径Φ 7mm)も使用可能

カタログNo.	規格	包装	希望販売価格
BM-AX-GL-200/1200	200/1200 μl	10本 (10本×1パック)	¥3,500
BM-AX-GL-10ML	10ml	10本 (10本×1パック)	¥4,000

大箱包装：なし キャンペーン対象外



\*商品の詳細についてはホームページをご覧ください。

## 電動ピペット

## MPA・MPB 電動ピペット



## ワイドな容量レンジ



## ● MPAシリーズ

希望販売価格

¥42,000

キャンペーン中の参考価格

¥33,600

3年保証

MPA電動ピッパーに  
マルチチャンネルタイプが新登場

マルチチャンネルユニットの着脱により  
先端部シリンドーユニットの着脱により  
チャンネル数の変更が可能

## ● MPBシリーズ(マルチチャンネル)

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥120,000

¥102,000

3年保証

## 選べる充電方法

## 充電ハンガー

カタログNo.	包装	希望販売価格
BM-AX-HA-CHG	1個 (1個×1パック)	¥5,000

◆ 付属のUSBケーブルによる充電(充電中も使用可能)



## 充電スタンド

カタログNo.	包装	希望販売価格
BM-AX-ST-CH-A1	1本用	1式 ¥12,000
BM-AX-ST-CH-M4	4本用	1式 ¥36,000



BM-AX-ST-CH-A1



3台まで連結可能



BM-AX-ST-CH-M4

※上記充電商品はキャンペーン対象外

## 電動ピペット

## MPA・MPB 電動ピペット



## ● MPAシリーズ（シングルチャンネル）

モデル	BM-MPA10		BM-MPA20		BM-MPA200		BM-MPA1200		BM-MPA10000								
容量範囲	0.5 - 10 μL		2.0 - 20 μL		10 - 200 μL		100 - 1200 μL		0.1 - 10mL								
性能	容量	1.0 μL	10 μL	2.0 μL	20 μL	10 μL	200 μL	100 μL	1200 μL	1.0mL							
性能	正確さ（±）	4.00%	1.00%	4.00%	1.00%	2.50%	0.60%	2.50%	0.50%	2.50%							
性能	再現性（CV）	2.50%	0.40%	2.50%	0.40%	1.00%	0.15%	0.60%	0.15%	0.15%							
最小可変容量	0.1 μL			1 μL				0.1mL									
プログラムメモリー	9種類																
分注スピード	5段階調整																
省エネルギー	10分後に自動電源オフ																
充電時間	約5時間／100%チャージ																
電源 <sup>＊1</sup>	ACアダプター：100VAC 50/60Hz DC 5V（標準付属品）、本体バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V/920mAh																
最大分注回数	約1800回（フル充電、標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて）																
オートクレーブ	ロアパーテのみ可能																
使用環境条件	15~30°C／85%RH以下																
全長	約280mm																
重量（電池を含む）	約150g			約160g			約170g		約190g								

＊1：充電中もお使いいただけます。

## ● MPBシリーズ（マルチチャンネル）

モデル	BM-MPB200-8			BM-MPB1200-8									
容量範囲	3.0 - 200 μL			15 - 1200 μL									
性能	容量	10 μL	100 μL	200 μL	100 μL	600 μL							
性能	正確さ（±）	5.00%	2.40%	1.20%	5.00%	2.00%							
性能	再現性（CV）	2.00%	0.60%	0.30%	1.20%	0.60%							
最小可変容量	0.1 μL			1 μL									
プログラムメモリー	9種類												
分注スピード	5段階調節												
省エネルギー	10分後に自動電源オフ												
充電時間	約5時間／100%チャージ												
電源 <sup>＊1</sup>	ACアダプター：100VAC 50/60Hz DC 5V（標準付属品）、本体バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V/920mAh												
最大分注回数 <sup>＊2</sup>	10 μL × 66回			15 μL × 80回									
オートクレーブ	不可												
使用環境条件	15~30°C／85%RH以下												
全長	約290mm												
重量（電池を含む）	約290g			約280g									

＊1：充電中もお使いいただけます。

＊2：フル充電、標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて

注意：MPBシリーズはオートクレーブ滅菌できません。

## 電動ピペット

## エクセル電動ピペット



## 操作モード

## ● オートモード (AUTO)

オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ビベッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。

## ● MDモード (反復分注モード)

MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。

## ● MIXモード (ミキシングモード)

定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。

## ● SAモード (連続定量分注) ※LE1200シリーズではお使いいただけません。

設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。

## ● SDモード (連続可変分注)

設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。

\*充電しながらのご使用は出来ません。

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	正確度 (%)	再現性 (%)	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>シングルチャンネル</b>						
LE10-1	0.5-10μl	0.1μl	±4.0 ~ ±1.5	≤2.5 ~ ≤0.4	¥71,000 →	¥56,800
LE20-1	2-20μl	0.1μl	±5.0 ~ ±1.0	≤2.0 ~ ≤0.3	¥72,000 →	¥57,600
LE200-1	10-200μl	1μl	±2.0 ~ ±0.6	≤1.0 ~ ≤0.15	¥72,000 →	¥57,600
LE1200-1*	100-1200μl	1μl	±1.5 ~ ±0.5	≤0.6 ~ ≤0.15	¥69,000 →	¥55,200
<b>マルチチャンネル (8ch)</b>						
LE10-8	0.5-10μl	0.1μl	±4.0 ~ ±1.5	≤2.5 ~ ≤0.5	¥144,000 →	¥115,200
LE20-8	2-20μl	0.1μl	±5.0 ~ ±1.0	≤2.0 ~ ≤0.3	¥144,000 →	¥115,200
LE200-8	10-200μl	1μl	±2.0 ~ ±0.6	≤1.0 ~ ≤0.15	¥155,000 →	¥124,000
LE1200-8*	100-1200μl	1μl	±1.5 ~ ±0.5	≤0.6 ~ ≤0.15	¥155,000 →	¥124,000
<b>マルチチャンネル (12ch)</b>						
LE10-12	0.5-10μl	0.1μl	±4.0 ~ ±1.5	≤2.5 ~ ≤0.5	¥157,000 →	¥125,600
LE20-12	2-20μl	0.1μl	±4.0 ~ ±1.0	≤2.5 ~ ≤0.5	¥165,000 →	¥132,000
LE200-12	10-200μl	1μl	±3.0 ~ ±0.6	≤1.0 ~ ≤0.15	¥168,000 →	¥134,400
LE1200-12*	100-1200μl	1μl	±3.0 ~ ±0.5	≤0.8 ~ ≤0.2	¥188,000 →	¥150,400

\* LE1200 シリーズでは SA モードをお使い頂けません。ご注意下さい。

\*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 \*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー

ピペット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器



**FASTPETTE 1本ご購入で、  
交換用シリンジフィルター (P2023, 0.2μm)  
5個をもれなくプレゼント!!**



## 電動ピペッター

**FASTPETTE PRO**

Labnet  
Labnet International, Inc.

- 人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。
- 0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
- フィルター及びピペットホルダーはオートクレープ可能です。
- 最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げることができます。
- フル充電で約2,000回ピペッティング可能
- 用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。
- 壁掛け式専用チャージスタンド付

重量	220g(本体)
バッテリー	ニッケル水素電池
バッテリー使用時間	約8時間 (充電時間: 7 ~ 8時間)
フィルター	疎水性0.2μm
材質	ノーズコーン: ポリプロピレン ピペットホルダー: シリコン

カタログ No. **BMP-7** 1年保証 希望販売価格 **¥51,700** → **¥41,360** キャンペーン中の参考価格

- 構成: ピペット本体、スタンド、0.2μm PTFEフィルター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
P2023	交換用シリンジフィルター 0.2μm	5個 (1個個装×5パック)	<b>¥4,200</b>



※キャンペーン対象外

## 電動ピペッター

**BlueSwan™**

BLUE-RAY  
BIOTECH

- 自立型デザイン: ピペットをつけた状態で立てておけます。
- 軽量: たったの180g (バッテリー含む)
- 短時間充電: 4時間の充電で約4,500回使用可能
- 充電しながらも使用可能
- 容易なスピード調整: スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードになります。
- バッテリーの消費量を3色で識別: 青 (フル充電)、紫 (半分)、赤 (少量)
- UV耐性



カタログ No. **BS01-1000** 1年保証 希望販売価格 **¥38,000** → **¥26,600** キャンペーン中の参考価格

- 構成: ピペット本体、リチウムイオンポリマーバッテリー、ウォールマウント、メンブレンフィルター (0.2μm)、電源ケーブル、マニュアル、保証書

BlueSwan™には他にはないユニークな機能として、液体と蒸気が放出される保護的な空洞があります。一般的に、ピペットの綿栓やノーズコーンのフィルターがピペット内部への液体のオーバーフローを防ぎますがこの空洞は、有機溶剤や腐食により生じる蒸気からPCBAの損傷を防止することが主な機能です。空洞がなければ、これら蒸気はピペット内部をランダムな方向に流れます。

ピペット容量	1-100mlプラスチックピペット もしくはガラスピペット
最大吸引/吐出スピード	>7.5ml/秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール	連続、ホイールの回転による速さの調製
回数	約4,500回 (25mlピペット使用時)
充電時間	約4時間
パワージャック	ミニUSB
フィルター	疎水性、Φ25mm、0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレープ	ノーズコーン、ピペットホルダー、フィルターのみ可
動作条件	5-40°C、0-85% RH
重量	180g (バッテリー含む)
電源	100-240VAC、50/60Hz、5V、2.0A

ここが  
イチオシ!

# BM から買うと お得宣言!



**ビーエムからピペットパルプラスを購入するとお得宣言!!**

ピペットパルプラス（シングル・マルチ）をどれでも1本ご購入いただくと  
相性抜群のプラチナ柔チップシリーズ（本冊子22~23ページ記載）がさらにお買い得！

※ピペットに添付されている専用注文書にてご注文下さい。  
※ピペット1本につきプラチナ柔チップシリーズ（バルク・詰め替え・ラック・フィルター付）  
いずれかをキャンペーン価格より更にお買い得に！

**さらに！** ピペットパルプラスどれでも **5本以上** まとめて購入いただくと  
1本あたりの価格が更にお得！！ ※詳しくは、本冊子11~13ページをご覧ください。



プラチナ柔チップ（バルク・詰め替え・ラック）が  
キャンペーン参考価格より更に**200円引き**。  
例)

カタログ No.	キャンペーン中の参考価格	更に	<b>¥3,650</b>
<b>W10-RL</b>	<b>¥3,850</b>	→	<b>¥3,650</b>

包装：960本（96本×10プレート） 大箱包装：960本×5



プラチナ柔フィルター付チップが  
キャンペーン参考価格より更に**400円引き**。  
例)

カタログ No.	キャンペーン中の参考価格	更に	<b>¥9,190</b>
<b>WF-10RS</b>	<b>¥9,590</b>	→	<b>¥9,190</b>

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

**Check!!**

**プラチナ柔チップとピペットパル（プラス）の相性**

チップの装着部が非常に柔らかいつくりになっている為、  
ピペットパル（プラス）への装着が容易です。  
シングルチャンネルはもちろん、マルチチャンネルへの装着も  
容易にできます。





チップ

## フィット感の高い プラチナ柔チップ〈低吸着タイプ〉

BMBio  
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

-10μl



ロング

先端  
スリート

目盛付

-10  
100Soft Fit  
ソフトフィットウルトラ  
クリア

全長：45.7mm 目盛：2, 10μl



カタログ No.

W10

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)  
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

バルク

¥2,700 → 414  
個限り

キャンペーン中の参考価格

¥1,890



W10-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)  
大箱包装：960本×5

リフィル

¥5,500 → 588  
個限り

¥3,850

W10-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)  
大箱包装：960本×5

ラック

¥7,000 → 665  
個限り

¥4,900

-200μl

先端  
スリート

目盛付

-10  
100Soft Fit  
ソフトフィットウルトラ  
クリア

全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

W200

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)  
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

バルク

¥2,500 → 371  
個限り

キャンペーン中の参考価格

¥1,750



W200-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)  
大箱包装：960本×5

リフィル

¥5,100 → 1,775  
個限り

¥3,570

W200-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)  
大箱包装：960本×5

ラック

¥7,200 → 1,089  
個限り

¥5,040

-300μl

先端  
スリート

目盛付

-10  
100Soft Fit  
ソフトフィットウルトラ  
クリア

全長：59.4mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

W300

未滅菌

包装：1,000本 (1,000本×1パック)  
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

バルク

¥3,000 → 110  
個限り

キャンペーン中の参考価格

¥2,100



W300-RL

未滅菌

包装：960本 (96本×10プレート)  
大箱包装：960本×5

リフィル

¥5,800 → 158  
個限り

¥4,060

W300-RS

電子滅菌

包装：960本 (96本×10ラック)  
大箱包装：960本×5

ラック

¥7,200 → 35  
個限り

¥5,040

-1000μl



ロング

先端  
スリート

目盛付

-10  
100Soft Fit  
ソフトフィットウルトラ  
クリア

全長：98.3mm 目盛：200, 500, 1000μl



カタログ No.

W1000

未滅菌

包装：768本 (768本×1パック)  
大箱包装：768本×10

希望販売価格

バルク

¥3,400 → 269  
個限り

キャンペーン中の参考価格

¥2,380



W1000-RL

未滅菌

包装：768本 (96本×8プレート)  
大箱包装：768本×5

リフィル

¥5,800 → 1,206  
個限り

¥4,060

W1000-RS


電子滅菌

包装：768本 (96本×8ラック)  
大箱包装：768本×5

ラック

¥7,500 → 779  
個限り

¥5,250



**在庫  
限り!**  
販売終了

BMBio<sup>®</sup> にゅう  
プラチナ柔  
PLATINUM TIP

チップ

## フィット感の高い プラチナ柔フィルター付チップ(低吸着タイプ)

BMBio<sup>®</sup>  
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

-10 μl



目盛付



100 μl



Soft Fit



ウルトラクリア

全長: 45.7mm 目盛: 2, 10 μl



原寸大



カタログ No.

WF-10RS



希望販売価格  
¥13,700

キャンペーン中の参考価格  
1,196 個限り

¥9,590

ピペット適合表は  
こちら

[https://www.bmbio.com/pipette\\_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)



-20 μl



目盛付



100 μl



Soft Fit



ウルトラクリア

全長: 50.8mm 目盛: 10 μl



原寸大



カタログ No.

WF-20RS



希望販売価格  
¥13,700

キャンペーン中の参考価格  
241 個限り

¥9,590

包 装: 960本 (96本×10ラック) ラック

大箱包装: 960本×5

-100 μl



目盛付



Soft Fit



ウルトラクリア

全長: 59.4mm 目盛: 10, 50, 100 μl

カタログ No.

WF-100RS



希望販売価格  
¥13,700

キャンペーン中の参考価格  
504 個限り

¥9,590

包 装: 960本 (96本×10ラック) ラック

大箱包装: 960本×5

-200 μl



Soft Fit



ウルトラクリア

全長: 59.4mm 目盛: 10, 50, 100 μl

カタログ No.

WF-200RS



希望販売価格  
¥13,700

キャンペーン中の参考価格  
359 個限り

¥9,590

包 装: 960本 (96本×10ラック) ラック

大箱包装: 960本×5

-1000 μl



Soft Fit



ウルトラクリア

全長: 98.3mm 目盛: 200, 500, 1000 μl

カタログ No.

WF-1000RS



希望販売価格  
¥13,700

キャンペーン中の参考価格  
231 個限り

¥9,590

包 装: 768本 (96本×8ラック) ラック

大箱包装: 768本×5

BMBio<sup>®</sup> にゅう  
プラチナ柔  
PLATINUM TIP

他商品



こんなにも  
切れ味が  
違う!!



BMBio<sup>®</sup> にゅう  
プラチナ柔  
PLATINUM TIP

他商品



## チップ

## Tラック (ラック入りチップ) &amp; Q-One®詰め替えチップ

## QSPのラックシステム


2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One®」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックにもご使用いただけます。



Tラック



Q-One®



## 進化した詰め替えチップ Q-One®

## エコロジー



ごみ50%削減!

ごみはプレート10枚と  
トランスポートスリーブ  
1枚のみ

交換プレートは0.2ml・0.6ml  
チューブラックとして再利用可能


## スペースセーブ

保管スペース  
縮小!詰める手間が  
はぶけます

## イージーピールオフシュリンク

シュリンク中心にある帯を片手で引っぱり

両側に開けば簡単にビニールを取  
ることができます。



## 品質保証

各商品は以下の項目を含みません。

未滅菌：

- RNase/DNase
- DNA
- パイロジエン

電子滅菌済：

- RNase/DNase
- DNA
- パイロジエン/エンドトキシン
- バイオバーゲン
- PCR インヒビター
- ATP

ロット固有の品質証明書のご依頼は、お近くの販売代理店に問い合わせて、カタログ番号とロット番号をお伝えください。

チップ

Tラック(ラック入りチップ)



&amp; Q-One®詰め替えチップ

QSP<sup>®</sup>  
Quincy Scientific Plastics

ホットトピックス

リザーバー

ピペット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## ピペットチップのリロードシステム



## ■ フリップロックラッチ：

片手での開閉が可能で、落下時に開くことはありません。

## ■ クリッククリップ：

凹凸の形状により、インサートを固定して抜け落ちを防ぎます。チップを付けて引き抜く時に角が持ち上がるかもしれません。

## ■ リサイクルロゴ：

すべてのラックコンポーネントに刻印されているため、リサイクル業者がプラスチックを適切にリサイクルできます。

## ■ U字の溝：

フタの取っ手はU字の溝にスライドし、オートクレーブの通気時にフタを支持します。

## ■ 高さが一致：

インサートとラックの高さは一致しているため、マルチチャンネル分注が簡単に行えます。

## ■ フタの縁：

ラボ内で、積み上げたラックをカートに載せて移動する際、ラックが滑るのを防ぎます。

## ■ 逆向きにも使用可能なフタ：

ヒンジ式のフタは分注の妨げにならず、逆向きにして取り外し式のフタとして利用することもできます。

## ■ マルチチャンネル設計：

すべてのインサートは96ウェルマルチチャンネル形式です。

## ■ 堅牢なインサート：

折れ曲がりを防ぎ、ピペットをしっかりと固定。マルチチャンネル分注に適しています。

## ■ 凹み穴：

マルチチャンネル作業用にチップをしっかりと固定します。

## ■ インクジェット：

すべてのインサートに品番とロット番号が印字されているため、全商品のロットが追跡可能であり、再注文が簡単です。

## ■ エルゴクリップ：

縦に長いクリップにより、チップに手を触れることなく、簡単にインサートをつかめます。

## リロード(詰め替え)のステップ

## ▶ ステップ 1



## ▶ ステップ 2



一番下のインサートをつかみ、ラックからスリーブを持ち上げて、スリーブ全体を空ラックに移します。スリーブの穴をラッタおよび背面のフタの突起部にしっかりと合わせます。

一番上のインサートの中央部分を押し下げて、一番下のインサートを空トレイにそっと差し込みます。プラスチック製スリーブは、ラックが下にない状態で机上に置かないでください。

## チップ

## Tラック(ラック入りチップ) &amp; Q-One®詰め替えチップ

QSP  
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

30% OFF!

ピベット適合表は  
こちら  
[https://www.bmbio.com/pipette\\_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)

-10μl

## 104シリーズ

ショート 先端ストレート 目盛付

全長：31.5mm

◆先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大

Tラック

カタログ No.

T104R-Q 未滅菌

希望販売価格

¥5,800 → ¥4,060

キャンペーン中の参考価格

T104RS-Q 電子滅菌

¥6,300

→ ¥4,410

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.

T104RL-Q 未滅菌

希望販売価格

¥4,600 → ¥3,220

T104RLS-Q 電子滅菌

¥5,400

→ ¥3,780

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-10μl

## 102シリーズ

ロング 先端ストレート 目盛付

全長：46.0mm

◆1.5mlチューブ内にピベットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。2, 5, 10, 20μlの目盛付



原寸大

Tラック

カタログ No.

T102R-Q 未滅菌

希望販売価格

¥6,000 → ¥4,200

キャンペーン中の参考価格

T102RS-Q 電子滅菌

¥6,400

→ ¥4,480

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.

T114R-Q 未滅菌

希望販売価格

¥5,500 → ¥3,850

T114RS-Q 電子滅菌

¥6,000

→ ¥4,200

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-200μl

## 110NEWシリーズ

先端ストレート

全長：50.0mm

◆最高の液切れを追及したチップ。様々なピベットにスムースにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大

Tラック

カタログ No.

T110R-NEW 未滅菌

希望販売価格

¥5,500 → ¥3,850

キャンペーン中の参考価格

T110RS-NEW 電子滅菌

¥6,000

→ ¥4,200

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.

110RL-NEW 未滅菌

希望販売価格

¥4,500 → ¥3,150

110RLS-NEW 電子滅菌

¥5,300

→ ¥3,710

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

-200μl

## TW110Nシリーズ

先端ストレート

全長：50.0mm

◆極薄・ストレート形状で好評のあるチップ



原寸大

Tラック

カタログ No.

TTW110RN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥5,500 → ¥3,850

キャンペーン中の参考価格

TTW110RNS-Q 電子滅菌

¥6,000

→ ¥4,200

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.

TTW110RLN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥4,500 → ¥3,150

TTW110RLNS-Q 電子滅菌

¥5,300

→ ¥3,710

包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5

チップ

**Tラック (ラック入りチップ) & Q-One®詰め替えチップ**

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

**-200μl 113-Gシリーズ**先端  
テープ  
目盛付

全長: 51.0mm

30% OFF!

ピペット適合表は  
こちら  
[https://www.bmbio.com/pipette\\_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.

**T113R-Q**

未滅菌

希望販売価格

¥5,600 → ¥3,920

キャンペーン中の参考価格

**T113RS-Q**

電子滅菌

¥6,100 →

¥4,270

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

**T113RL-Q**

未滅菌

希望販売価格

¥4,500 → ¥3,150

キャンペーン中の参考価格

**T113RLS-Q**

電子滅菌

¥5,300 →

¥3,710

包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5

-200μl

**113-GNシリーズ**先端  
テープ  
目盛付

全長: 51.0mm

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.

**T113RN-Q**

未滅菌

希望販売価格

¥5,600 → ¥3,920

キャンペーン中の参考価格

**T113RNS-Q**

電子滅菌

¥6,100 →

¥4,270

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

**T113RLN-Q**

未滅菌

希望販売価格

¥4,500 → ¥3,150

キャンペーン中の参考価格

**T113RLNS-Q**

電子滅菌

¥5,300 →

¥3,710

包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5

-1250μl

**112-XLシリーズ**

ロング

先端  
テープ

目盛付

全長: 89.0mm

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.

**T112XLR-Q**

未滅菌

希望販売価格

¥7,600 → ¥5,320

キャンペーン中の参考価格

**T112XLRS-Q**

電子滅菌

¥8,600 →

¥6,020

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

**T112XLRL-Q**

未滅菌

希望販売価格

¥6,100 → ¥4,270

キャンペーン中の参考価格

**T112XLRLS-Q**

電子滅菌

¥6,900 →

¥4,830

包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5

-1250μl

**112-NXLシリーズ**

ロング

先端  
テープ

目盛付

全長: 89.0mm

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.

**T112NXLR-Q**

未滅菌

希望販売価格

¥7,600 → ¥5,320

キャンペーン中の参考価格

**T112NXLRS-Q**

電子滅菌

¥8,600 →

¥6,020

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

**T112NXLRL-Q**

未滅菌

希望販売価格

¥6,100 → ¥4,270

キャンペーン中の参考価格

**T112NXLRLS-Q**

電子滅菌

¥6,900 →

¥4,830

包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5

ホットトピックス

リザーバー

ピペット

チューブ &amp; プレート

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## チップ

## QSP ファーストクラスフィルター付チップ・ラック

QSP  
Quality Scientific Products

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレープ不可

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピッティング操作を行って下さい。

-10μl



先端付

直盛付

10  
100

全長：31.5mm 目盛：2μl

原寸大

-10μl



先端付

全長：46.0mm

原寸大

-10μl



先端付

直盛付

10  
100

全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10μl

原寸大

-20μl



先端付

全長：46.0mm

原寸大

-20μl



先端付

全長：51.0mm

原寸大

-100μl



先端付

全長：51.0mm

原寸大

-200μl



先端付

全長：59.0mm 目盛：10, 50, 100, 200μl

原寸大

-200μl



先端付

全長：50.0mm 目盛：50, 100, 200μl

**マルチフィットデザイン**  
マルチチャンネル  
ピペットに最適!!

-1000μl




先端付

全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

原寸大

ラック包装はイージーピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っぱり、両側に開けば簡単にビニールを取ることができます。



使いやすい  
Tラック



30%  
OFF!

ピペット適合表は  
こちら[https://www.bmbio.com/  
pipette\\_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)

カタログ No.

TF104-10-Q



希望販売価格

¥12,600 → ¥8,820

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ -10μlで最もスタンダードなタイプ。

TF114-10-Q



¥12,600 → ¥8,820

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ 主にエッペンドルフ社 対応の-10μlチップ

TF102-10-Q



¥12,600 → ¥8,820

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ -10μlのロングタイプ

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止

TF114-20-Q



¥12,500 → ¥8,750

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ 主にエッペンドルフ社 対応の-20μlチップ

◆ シャープな先端テーパーカットの最もスタンダードなタイプ

TF113-20-Q



¥12,600 → ¥8,820

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ -20μlで最もスタンダードなタイプ

TF113-100-Q



¥12,600 → ¥8,820

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-100μlのスタンダードタイプ

TF108-200-Q



¥12,600 → ¥8,820

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-200μlのスタンダードタイプ

TF140-200-Q



¥12,600 → ¥8,820

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ -200μlのスタンダードタイプ

TF112-1000-Q



¥12,600 → ¥8,820

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

◆ -1000μlのスリムデザインタイプ

チップ

## スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -200μlチップ


  
Quinton Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

-200μl 070シリーズ 先端アーバー 全長: 51.0mm

30% OFF!


  
ピペット適合表は  
こちら  
[https://www.bmbio.com/pipette\\_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)


- ◆ オートクレーブ可能 (121℃、15分)
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ◆ 先端ストレート
- ◆ 色はナチュラルで、サンプルの目視に最適です。
- ◆ ローリテンションタイプ
- ◆ T200ERINSERT-Qはバルクチップ-200μl専用の空ラックです。
- ◆ 全長: 51.0mm
- ◆ 材質: P.P



カタログ No.

			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLR070-Q	未滅菌	1,000本 (1,000本×1パック)	大箱包装: 1,000本×10 バルク	¥2,500 → <b>¥1,750</b>
TLR070R-Q	未滅菌	960本 (96本×10ラック)	大箱包装: 960本×5 Tラック	¥5,500 → <b>¥3,850</b>
TLR070RS-Q	電子滅菌	960本 (96本×10ラック)	大箱包装: 960本×5 Tラック	¥6,000 → <b>¥4,200</b>
TLR070RL-Q	未滅菌	960本 (96本×5プレート×2パック)	大箱包装: 960本×5 詰め替え	¥4,500 → <b>¥3,150</b>
TLR070RLS-Q	電子滅菌	960本 (96本×5プレート×2パック)	大箱包装: 960本×5 詰め替え	¥5,300 → <b>¥3,710</b>

## パッケージオプション



	バルク	Tラック	Tラック(滅菌済)	リロード(詰め替え)	空ラック
包装	1,000本 (1,000本×1パック)	960本 (96本×10ラック)	960本 (96本×10ラック)	960本 (96本×5プレート×2パック)	インサートあり 10ラック インサートなし 10ラック
大箱包装	1,000本×10	960本×5	960本×5	960本×5	10ラック×5

「お得な情報を配信します!」

## メルマガ会員募集中!!

登録無料

メールニュースでは、

新商品発売・オススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除は[こちら](#)<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。



ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## チップ

## QSP バルクチップ &amp; 詰め替えチップ・ラックチップ

QSP  
Quality Scientific Products

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

30% OFF!

ピペット適合表は  
こちら  
[https://www.bmbio.com/  
pipette\\_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)

-10μl



全長：31.5mm 目盛：2μl

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大



(ヒンジラック)

-10μl



全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10, 20μl

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。



原寸大

-20μl



全長：46.0mm

◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプ



原寸大

在庫限り!  
販売終了

(ヒンジラック)

-200μl



全長：50.0mm

◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大



-200μl



全長：50.0mm

◆ 20年以上愛用され続けておりますスタンダードなイエローチップです。  
※ご注文の際は“110-CLASSIC”とご指定ください。

原寸大



(ノーマルラック)

-200μl



全長：50.0mm

◆ シンプルなスタンダードデザインです。  
◆ 色もナチュラルで、サンプルの目視に最適です。

原寸大

在庫限り!  
販売終了

(ヒンジラック)

カタログ No.

104-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,700 → ¥1,890

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

H-104-96RS-LR-Q 電子滅菌

¥6,700 → ¥4,690

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

カタログ No.

102-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,800 → ¥1,960

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

114-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,700 → ¥1,890

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

H-114-96RS-Q 電子滅菌

¥6,100 → 7個限り ¥4,270

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

カタログ No.

110NEW 未滅菌

希望販売価格

¥2,500 → ¥1,750

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

HRI-110NEW 未滅菌

¥24,000 → ¥16,800

包装：4800本 (96本×50プレート) 詰め替え 大箱包装：4800本×4

カタログ No.

110-CLASSIC 未滅菌

希望販売価格

¥2,400 → ¥1,680

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

110-96R-CLASSIC 未滅菌

¥5,500 → ¥3,850

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

110-96RS-CLASSIC 電子滅菌

¥6,000 → ¥4,200

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

カタログ No.

110-N-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,500 → ¥1,750

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バulk 大箱包装：1,000本×10

110-96RN-Q 未滅菌

¥5,500 → ¥3,850

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

110-96RNS-Q 電子滅菌

¥6,000 → ¥4,200

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

H-110-96RNS-Q 電子滅菌

¥6,100 → 2個限り ¥4,270

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

## チップ

## QSP バルクチップ &amp; ラックチップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)



30% OFF!

ピペット適合表は  
こちら

-200μl 先端ストレート 全長: 48.9mm



-200μl 先端テーパー 目盛付 全長: 51.0mm 目盛: 50, 100, 200μl



-200μl 先端テーパー 目盛付 全長: 51.0mm 目盛: 50, 100, 200μl



カタログ No.

115-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,700 → ¥1,890

115-96RS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥5,500 → ¥3,850

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

113-G-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,800 → ¥1,960

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10


-300μl 先端テーパー 目盛付 全長: 59.0mm 目盛: 10, 50, 100, 200μl

◆ 目盛付きでサンプルの目視に最適




-1000μl 先端ストレート 全長: 71.0mm

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなブルーチップ



-1000μl 先端ストレート 全長: 71.0mm

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなタイプで、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



在庫限り!



カタログ No.

111-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,900 → ¥2,030

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

111-R100-Q 未滅菌

希望販売価格

¥6,400 → ¥4,480

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

111-R100S-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥7,000 → ¥4,900

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

H-111-R100S-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥6,900 → ¥4,830

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

カタログ No.

111-N-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,900 → ¥2,030

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

111-R100N-Q 未滅菌

希望販売価格

¥6,400 → ¥4,480

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

111-R100NS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥7,000 → ¥4,900

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

H-111-R100NS-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥7,600 → 10個限り ¥5,320

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

\* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー

ピペット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## チップ


## QSP バルクチップ &amp; ラックチップ

QSP  
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

**-1000μl** 先端ストレート 目盛付 **10** 全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



原寸大



(ノーマルラック)

30% OFF!

ピベット適合表は  
こちら  
[https://www.bmbio.com/  
pipette\\_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)

カタログ No.

**112-G-Q** 未滅菌

希望販売価格

¥3,100 → ¥2,170

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク  
大箱包装：1,000本×10**112-R100GS-Q** 電子滅菌

¥7,300 → ¥5,110

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック  
大箱包装：1,000本×5

カタログ No.

**112-GN-Q** 未滅菌

希望販売価格

¥3,100 → ¥2,170

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク  
大箱包装：1,000本×10**112-R100GNS-Q** 電子滅菌

¥7,300 → ¥5,110

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック  
大箱包装：1,000本×5

カタログ No.

**116-Q** 未滅菌

希望販売価格

¥3,100 → ¥2,170

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク  
大箱包装：1,000本×10**116-R100S-Q** 電子滅菌

¥7,300 → ¥5,110

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック  
大箱包装：1,000本×5**-1000μl** 先端ストレート 目盛付 **10** 全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



原寸大



(ノーマルラック)

**-1000μl** 先端ストレート 全長：69.6mm

◆ 主に eppendorf社 対応のブルーチップです。



原寸大



(ノーマルラック)

**-1250μl** ロング 先端テープ 目盛付 **10** 全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ

◆ 先端テープカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ



原寸大

**-1250μl** ロング 先端テープ 目盛付 **10** 全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ

◆ 先端テープカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



原寸大

カタログ No.

**112-XL-Q** 未滅菌

希望販売価格

¥3,800 → ¥2,660

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク

大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

**112-NXL-Q** 未滅菌

希望販売価格

¥3,800 → ¥2,660

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク

大箱包装：1,000本×10

空ラックが  
お買い得!!

QSPバルクチップ用空ラック (インサート付)

● 10 μl用

カタログ No.

**T10ERINSERT-Q** 未滅菌

希望販売価格

¥3,900 → ¥2,730

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック

大箱包装：10個×5

● 200 μl用

カタログ No.

**T200ERINSERT-Q** 未滅菌

希望販売価格

¥3,900 → ¥2,730

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック

大箱包装：10個×5

● 1250 μl用

カタログ No.

**T1000ERINSERT-Q** 未滅菌

希望販売価格

¥4,300 → ¥3,010

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック

大箱包装：10個×5



※112-XL,112-NXLチップ用

## チップ

## 大容量チップ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分) (※フィルター付は不可)

## -5000μl BM-5MLシリーズ



全長: 123.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆ 主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>BM-5ML</b>	未滅菌	包装: 250本 (250本×1パック) 大箱包装: 250本×10	バルク	¥3,700 → <b>¥2,590</b>
<b>BM-R5ML</b>	未滅菌	包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥16,400 → <b>¥11,480</b>
<b>BM-RS5ML</b>	電子滅菌	包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥18,700 → <b>¥13,090</b>
<b>BM-FR5ML</b>	フィルター 電子滅菌	包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥80,800 → <b>¥56,560</b>

## -5000μl BM-5MLEシリーズ



全長: 123.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆ 主にeppendorf社対応ピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>BM-5MLE</b>	未滅菌	包装: 250本 (250本×1パック) 大箱包装: 250本×10	バルク	¥3,500 → <b>¥2,450</b>
<b>BM-R5MLE</b>	未滅菌	包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥16,400 → <b>¥11,480</b>
<b>BM-RS5MLE</b>	電子滅菌	包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥18,700 → <b>¥13,090</b>
<b>BM-FR5MLE</b>	フィルター 電子滅菌	包装: 500本 (50本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥80,800 → <b>¥56,560</b>

## -10000μl BM-10MLXLシリーズ



全長: 161.0mm 目盛: 0.5ml刻み

◆ 主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。



カタログ No.

			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>BM-10MLXL</b>	未滅菌	包装: 100本 (100本×1パック) 大箱包装: 100本×10★	バルク	¥3,800 → <b>¥2,660</b>
<b>BM-R10MLXL</b>	未滅菌	包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥21,300 → <b>¥14,910</b>
<b>BM-RS10MLXL</b>	電子滅菌	包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥23,700 → <b>¥16,590</b>
<b>BM-FR10MLXL</b>	フィルター 電子滅菌	包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥78,200 → <b>¥54,740</b>

★200本入りから100本入りに変更しました。

## -10000μl BM-10MLXLFシリーズ



全長: 144.0mm

◆ 主にFinnpipette、sartorius (BIOHIT) 社対応のピペットチップです。



原寸大



カタログ No.

			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>BM-10MLXLF</b>	未滅菌	包装: 100本 (100本×1パック) 大箱包装: 100本×10★	バルク	¥3,800 → <b>¥2,660</b>
<b>BM-R10MLXLF</b>	未滅菌	包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥19,500 → <b>¥13,650</b>
<b>BM-RS10MLXLF</b>	電子滅菌	包装: 250本 (25本×10ラック) 大箱包装: -	ラック	¥21,800 → <b>¥15,260</b>

★200本入りから100本入りに変更しました。

\*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー

ピペット

チップ

チューブ & プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## チップ

## 経済的！エコノミカルフィルター付チップ\*



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。

オーバーフローは防げませんので、慎重なピッティング操作を行って下さい。

ピペット適合表は  
こちら

[https://www.bmbio.com/  
pipette\\_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)

**-10 μl**

全長：31.6mm



原寸大



カタログ No.

**GF-10G-R**希望販売価格  
¥11,500キャンペーン中の参考価格  
**¥8,050**

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装 : 960本×5

**-10 μl**

全長：45.7mm



原寸大



カタログ No.

**GF-10E-R**希望販売価格  
¥11,500キャンペーン中の参考価格  
**¥8,050**

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装 : 960本×5

**-20 μl**

全長：50.8mm



原寸大



カタログ No.

**GF-20-R**希望販売価格  
¥11,500キャンペーン中の参考価格  
**¥8,050**

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装 : 960本×5

**-100 μl**

全長：50.8mm

目盛：10, 50, 100 μl



原寸大



カタログ No.

**GF-100-R**希望販売価格  
¥11,500キャンペーン中の参考価格  
**¥8,050**

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装 : 960本×5

**-200 μl**

全長：50.8mm

目盛：10, 50, 100 μl



原寸大



カタログ No.

**GF-200-R**希望販売価格  
¥11,500キャンペーン中の参考価格  
**¥8,050**

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装 : 960本×5

**-1000 μl**

全長：78.0mm



原寸大



カタログ No.

**GF-1000-R**希望販売価格  
¥11,500キャンペーン中の参考価格  
**¥8,050**

1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装 : 1,000本×5

チップ

## 経済的！ エコノミカルチップ\*

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)



- エコノミカルプライス。1本単価目安（バルク）¥1.5～1.8
- わずかな力でスムースフィットするチップ成型



-10μl ショート 先端スリット 全長：31.6mm  
 ◆ 10μlショートのスタンダードタイプ



原寸大

1本あたり  
¥1.7

カタログNo.

**BMT-10GB** 未滅菌

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,400 → ¥1,680

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×20

**BMT-10GR** 未滅菌

¥5,500 → ¥3,850

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

**BMT-10GRS** 電子滅菌

¥6,500 → ¥4,550

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl 先端テーパー 全長：50.8mm  
 ◆ イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大

1本あたり  
¥1.5

カタログNo.

**BMT-200B** 未滅菌

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,100 → ¥1,470

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×20

**BMT-200R** 未滅菌

¥5,500 キャンペーン対象外

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

**BMT-200RS** 電子滅菌

¥6,300 → ¥4,410

包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-1000μl 先端テーパー 全長：78.0mm  
 ◆ ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大

1本あたり  
¥1.8

カタログNo.

**BMT-1000B** 未滅菌

希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

¥2,500 → ¥1,750

包装：1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装：1,000本×5

**BMT-1000R** 未滅菌

¥7,400 → ¥4,560

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

**BMT-1000RS** 電子滅菌

¥8,600 → ¥6,020

包装：1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

ホットトピックス

リザーバー

ピペット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## チップ

## NOVAS フィルターチップ



- ◆ ローリテンションタイプ
- ◆ 減菌済

-10μl 全長：35.1mm



原寸大

カタログ No.

FT-10-L-R-S 減菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥15,300 → ¥9,640

包装：960本（96本×10ラック）ラック

-10μl ロング 全長：45.7mm



原寸大

-20μl 全長：50.7mm



原寸大

カタログ No.

FT-10XL-L-R-S 減菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥15,300 → ¥9,640

包装：960本（96本×10ラック）ラック

-100μl 全長：51.5mm



原寸大

カタログ No.

FT-20-L-R-S 減菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥15,300 → ¥9,640

包装：960本（96本×10ラック）ラック

-200μl 全長：51.5mm



原寸大

カタログ No.

FT-100-L-R-S 減菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥15,300 → ¥9,640

包装：960本（96本×10ラック）ラック

-1000μl 全長：78.1mm



原寸大

カタログ No.

FT-200-L-R-S 減菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥17,200 → ¥10,940

包装：960本（96本×10ラック）ラック

-1000μl ロング 全長：83.1mm



原寸大

カタログ No.

FT-1000-L-R-S 減菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥17,200 → ¥10,940

包装：960本（96本×10ラック）ラック



チップ

## マイクロチップ フィルター付



- ◆ DNase, RNase, Human DNA, ATP, heavy metal, endotoxin, pyrogen free
- ◆ ラックタイプ
- ◆ 材質：PP、疎水性PEフィルター
- ◆ ガンマ線滅菌済 SAL=10<sup>-6</sup>

## 2-200μl

全長：59.5mm、チップ先端：外径Φ0.86±0.05mm/内径Φ0.51±0.05mm、目盛：10μl, 50μl, 100μl, 200μl



カタログ No.

ABDP11033

G  
滅菌希望販売価格  
¥11,200

→ 29個限り ¥7,840

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック)

## 100-1000μl

全長：71.3mm、チップ先端：外径Φ1.45±0.05mm/内径Φ0.85±0.05mm、目盛：300μl, 500μl, 1000μl



カタログ No.

ABDP11037

G  
滅菌希望販売価格  
¥13,200

→ 15個限り ¥9,240

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック)

## 0.2-10μl

## 低吸着タイプ

全長：31.5mm、チップ先端：外径Φ0.8±0.05mm/内径Φ0.45±0.05mm、目盛：2μl, 10μl



カタログ No.

ABDP11061

G  
滅菌希望販売価格  
¥12,900

→ 25個限り ¥9,030

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック)

## 2-20μl

## 低吸着タイプ

全長：50.7mm、チップ先端：外径Φ0.95±0.05mm/内径Φ0.53±0.05mm、目盛：10μl



カタログ No.

ABDP11065

G  
滅菌希望販売価格  
¥12,900

→ 17個限り ¥9,030

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック)

## 100-1000μl

## 低吸着タイプ

全長：71.3mm、チップ先端：外径Φ1.45±0.05mm/内径Φ0.85±0.05mm、目盛：300μl, 500μl, 1000μl



カタログ No.

ABDP11077

G  
滅菌希望販売価格  
¥14,900

→ 9個限り ¥10,430

キャンペーン中の参考価格

包装：960本 (96本×10ラック)

**在庫  
限り!**  
販売終了

チップ

**ロングチップ 低吸着タイプ\***

BMBio  
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen Free

- ◆ ロングタイプの低吸着チップ
- ◆ DNase, RNase, パイロジエンフリー
- ◆ 目盛付
- ◆ 減菌済み

**-10μl**

全長: 39.1±0.15mm 目盛: 2 μl, 10 μl



カタログ No.

**BMSSCH0001**

希望販売価格

¥7,300 → 517個限り

キャンペーン中の参考価格

**¥3,750**包装: 960本 (96本×10ラック) ラック**BMSSCH0004**

¥5,000 → 807個限り

**¥3,500**包装: 960本 (96本×10プレート) 詰め替え**-200μl**

全長: 59.3±0.2mm 目盛: 10 μl, 50 μl, 100 μl



カタログ No.

**BMSSCH0002**

希望販売価格

¥6,000 → 462個限り

キャンペーン中の参考価格

**¥3,100**包装: 960本 (96本×10ラック) ラック**BMSSCH0005**

¥5,000 → 2,852個限り

**¥2,600**包装: 960本 (96本×10プレート) 詰め替え**-1000μl**

全長: 102±0.25mm 目盛: 200 μl, 500 μl, 1000 μl



カタログ No.

**BMSSCH0003**

希望販売価格

¥8,000 → 449個限り

キャンペーン中の参考価格

**¥4,100**包装: 960本 (96本×10ラック) ラック**BMSSCH0006**

¥2,400 → 5,296個限り

**¥1,200**包装: 384本 (96本×4プレート) 詰め替え

BMBio  
ECO (Economy & Ecology)**在庫  
限り!**  
販売終了

チップ

**オートクレーブ可能な フィルター付チップ**

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

**オートクレーブ  
可能**

- エアロゾルを効果的にブロックし、ピッパーを介したコンタミネーションを防止します。
  - 誤ってサンプルをフィルターまで吸い込んでサンプルの回収が可能で、PCRを阻害することはありません。
  - オートクレーブ滅菌が可能です。
- [推奨オートクレーブ条件]** 121°C 1気圧で15分間オートクレーブ後、温風乾燥してください。  
オートクレーブ装置の乾燥サイクルは使用しないでください。
- 市販の多くのピペットに適応します。適応の詳細についてはお問い合わせください。

**-10 μl**先端  
テープ

目盛付



-100



原寸大



カタログ No.

**BMAN-0010-R**未  
滅菌

希望販売価格

→ 3個限り

**¥5,010**

キャンペーン中の参考価格

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5 ラック

**BMAN-0010-RS**電子  
滅菌

希望販売価格

→ 3個限り

**¥5,620**

キャンペーン中の参考価格

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5 ラック

**-30 μl**先端  
テープ

全長: 50.5mm



原寸大



カタログ No.

**BMAN-0030-RS**電子  
滅菌

希望販売価格

→ 3個限り

**¥7,840**

キャンペーン中の参考価格

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5 ラック

**-100 μl**先端  
テープ

全長: 50.5mm



原寸大



カタログ No.

**BMAN-0100-B**未  
滅菌

希望販売価格

→ 6個限り

**¥3,300**

キャンペーン中の参考価格

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10 バルク

**BMAN-0100-R**電子  
滅菌

希望販売価格

→ 2個限り

**¥3,500**

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5 ラック

**BMAN-0100-RS**電子  
滅菌

希望販売価格

→ 8個限り

**¥7,300**

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5 ラック

**-1000 μl**先端  
テープ

全長: 73.0mm



原寸大



カタログ No.

**BMAN-1000-B**未  
滅菌

希望販売価格

→ 6個限り

**¥8,400**

キャンペーン中の参考価格

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10 バルク

**BMAN-1000-R**電子  
滅菌

希望販売価格

→ 14個限り

**¥12,000**

包装: 1,000本 (100本×10ラック) 大箱包装: 1,000本×5 ラック

**BMAN-1000-RS**電子  
滅菌

希望販売価格

→ 39個限り

**¥13,300**

包装: 1,000本 (100本×10ラック) 大箱包装: 1,000本×5 ラック

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

グローブ

こんな商品もあります

CRYO



機器

## チューブ

## リングロックチューブ

BMBio  
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレープ可能 (121°C, 15分) ※BM-15はオートクレープ不可



## チューブ

## サンプリングチューブ

BMBio  
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

オートクレープ可能 (121°C, 15分)



カタログ No.

**BMC-06** 未滅菌希望販売価格  
¥5,4001本あたり  
¥3.8キャンペーン中の参考価格  
¥3,780包装: 1,000本 (1,000本×1パック)  
大箱包装: 1,000本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 脳体に書き込み可能です。



カタログ No.

**BMC-15** 未滅菌希望販売価格  
¥3,2001本あたり  
¥4.5キャンペーン中の参考価格  
¥2,240包装: 500本 (500本×1パック)  
大箱包装: 500本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 脳体に書き込み可能です。



カタログ No.

**BMC-20** 未滅菌希望販売価格  
¥3,6001本あたり  
¥5.0キャンペーン中の参考価格  
¥2,520包装: 500本 (500本×1パック)  
大箱包装: 500本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 脳体に書き込み可能です。

## チューブ

## マイクロチューブ

DNase, RNase Free

オートクレープ可能 (121°C, 15分)

30% OFF!

QSP  
Quality Scientific Plastics

カタログ No.

**502-GRD-Q** 未滅菌希望販売価格  
¥3,6001本あたり  
¥2.5キャンペーン中の参考価格  
¥2,520包装: 1,000本 (1,000本×1パック)  
大箱包装: 1,000本×10

- ◆ 抜群の透明度
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 100μl刻みの目盛付



カタログ No.

**509-GRD-Q** 未滅菌希望販売価格  
¥2,2001本あたり  
¥3.1キャンペーン中の参考価格  
¥1,540包装: 500本 (500本×1パック)  
大箱包装: 500本×10

- ◆ 人気No.1のスタンダードタイプ
- ◆ シンプルな目盛でサンプルの目視が容易
- ◆ 500μl刻みの目盛付



カタログ No.

**508-GRD-Q** 未滅菌希望販売価格  
¥2,8001本あたり  
¥3.9キャンペーン中の参考価格  
¥1,960包装: 500本 (500本×1パック)  
大箱包装: 500本×10

- ◆ 抜群の透明度
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 250μl刻みの目盛付

## チューブ

## マイクロチューブ Micrewtube® チューブ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

- Micrewtube®は、サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。
- 3種類の容量 (0.5/1.5/2.0ml)、自立型とコニカル型からお選びいただけます。
- Micrewtube®チューブは-196°C～+121°Cの温度耐性があり、コニカル型タイプは最大20,000gで、自立型タイプは最大17,000gで遠心が可能です。
- キャップはウォッシャーシールタイプでキャップ上部に固定されたウォッシャーシールがサンプルの漏れを防止し、何度も使用できます。フラットトップなので書き込みができ、自動キャッシングマシンに使用できます。
- Micrewtube®のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能です。ガム線滅菌済みのチューブは、コンタミネーションから保護するために再密封可能な袋に包装されています（カタログNo.の後ろに“S”がついたもの）。また、カタログNo.に“SPR”がついた滅菌済みチューブは目盛付、書き込みスペース付になります。
- チューブ・キャップはポリプロピレン製
- 温度耐性：-196°C～121°C
- 遠心耐性：〈自立型〉最大17,000g 〈コニカル型〉最大20,000g

注意：

- 0.5/2.0ml 自立型Micrewtube®は、アングルローターのついたマイクロ遠心機には直接使用できません。  
遠心操作中は、チューブの底とローターチャンバーの壁間に十分な隙間があることを確認してください。
- チューブに水を入れてキャップし、フルスピードでテストしてください。
- 液体窒素での使用は避けてください。



カタログ No.

T335-2 未滅菌

希望販売価格  
¥28,800→ キャンペーン中の参考価格  
¥20,160

包装：1000本 (1000本×1パック)

大箱包装：-



カタログ No.

T335-2S G滅菌

希望販売価格  
¥18,200→ キャンペーン中の参考価格  
¥12,740

包装：500本 (50本×10パック)

大箱包装：-



カタログ No.

T335-2SPR G滅菌

希望販売価格  
¥24,500→ キャンペーン中の参考価格  
¥17,150

包装：500本 (50本×10パック)

大箱包装：-



カタログ No.

T335-4 未滅菌

希望販売価格  
¥28,700→ キャンペーン中の参考価格  
¥20,090

包装：1000本 (1000本×1パック)

大箱包装：-



カタログ No.

T335-4S G滅菌

希望販売価格  
¥18,200→ キャンペーン中の参考価格  
¥12,740

包装：500本 (50本×10パック)

大箱包装：-



カタログ No.

T335-4SPR G滅菌

希望販売価格  
¥24,500→ キャンペーン中の参考価格  
¥17,150

包装：500本 (50本×10パック)

大箱包装：-

## チューブ

## マイクロチューブ Micrewtube® チューブ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレープ可能 (121°C, 15分)

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

**T335-5** 未滅菌希望販売価格  
¥28,700→ **¥20,090**

包装: 1000本 (1000本×1パック)

大箱包装: -

自立型 2.0ml



カタログ No.

**T335-6** 未滅菌希望販売価格  
¥28,800→ **¥20,160**

包装: 1000本 (1000本×1パック)

大箱包装: -

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

**T335-7** 未滅菌希望販売価格  
¥28,700→ **¥20,090**

包装: 1000本 (1000本×1パック)

大箱包装: -

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

**T335-5S** G滅菌希望販売価格  
¥18,200→ **¥12,740**

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

自立型 2.0ml



カタログ No.

**T335-6S** G滅菌希望販売価格  
¥18,200→ **¥12,740**

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

**T335-7S** G滅菌希望販売価格  
¥18,200→ **¥12,740**

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

**T335-5SPR** G滅菌希望販売価格  
¥24,500→ **¥17,150**

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

自立型 2.0ml



カタログ No.

**T335-6SPR** G滅菌

希望販売価格

¥24,500 キャンペーン対象外

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

コニカル型 2.0ml



カタログ No.

**T335-7SPR** G滅菌

希望販売価格

¥24,500 キャンペーン対象外

包装: 500本 (50本×10パック)

大箱包装: -

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## チューブ

## ClikLok™ チューブ／マイクロチューブ



1.5ml



茶色  
(アンバー)  
もあります！

ウルトラクリア

フラットトップ

2.0ml

フラット  
トップ

目盛付

書き込み  
OK

カタログ No.

T330-7AM 未滅菌 アンバー

希望販売価格

¥3,100

キャンペーン中の参考価格

¥2,170

T330-7 未滅菌 色付

希望販売価格

¥3,000

キャンペーン中の参考価格

¥2,170

包装: 500本 (500本×1パック)

- ◆ 目視でも確認できる明瞭なチューブ
- ◆ 耐熱性
- ◆ 高速遠心可能な頑丈さ
- ◆ …ご注文の際にはご希望の色を指定してください。  
N: ナチュラル B: ブルー G: グリーン Y: イエロー

カタログ No.

T330-72B 未滅菌 ブルー

希望販売価格

¥5,400

キャンペーン中の参考価格

¥3,780

T330-72G 未滅菌 グリーン

希望販売価格

¥5,400

キャンペーン中の参考価格

¥3,780

T330-72Y 未滅菌 イエロー

希望販売価格

¥5,400

キャンペーン中の参考価格

¥3,780

包装: 500本 (500本×1パック)

- ◆ 使用中のキャップの開口をしっかり防
- ◆ コニカル型
- ◆ 目盛 (0.5, 1.0, 1.5ml) および書き込みスペース付

## チューブ

## T サンプルストックチューブ



コニカル型 1.5ml



原寸大

耐ボイル  
耐冷  
シリコンリング

カタログ No.

T-202S 電子滅菌 ナチュラル

希望販売価格

¥15,800

キャンペーン中の参考価格

¥11,060

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

**在庫  
限り!**  
販売終了

チューブ

**大容量サンプリングチューブ : 5.0ml****Argos**  
TECHNOLOGIES

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレープ可能 (121°C, 15分)



- ◆ 大容量の5mLチューブ
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 0.5ml刻みの目盛付きでフタに書き込み可能
- ◆ オートクレープ可能 (121°C、15分)
- ◆ DNase, RNase, Pyrogenフリー

**大幅  
値引き**

カタログ No.

			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>BMA-T2076A</b>	5mLサンプリングチューブ スタンダードタイプ	未滅菌	包 装: 200本 (200本×1パック) 大箱包装: —	¥14,700 → 65 個限り <b>¥10,290</b>
<b>BMA-T2076S-CA</b>	5mLサンプリングチューブ スタンダードタイプ	G 滅菌	包 装: 200本 (200本×1パック) 大箱包装: —	¥16,000 → 38 個限り <b>¥11,200</b>
<b>BMA-T2075A</b>	5mLサンプリングチューブ Capsafe™タイプ	未滅菌	包 装: 200本 (200本×1パック) 大箱包装: —	¥12,800 → 59 個限り <b>¥8,960</b>

\*T2076(A/S-CA)とT2075Aは胴径が異なります。

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## 5.0ml サンプリングチューブ

## ClikLok™ チューブ &amp; MacrewTube™ チューブ



## Simportの5.0mlチューブ

ClikLok™チューブとMacrewTube™チューブは、中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。


これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。

Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くのでピッパーのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。


チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。

- ◆ DNase, RNase, Pyrogen and DNA free
- ◆ 高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。
- ◆ フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能
- ◆ CAPINSERT™：キャップインサート（M957シリーズ）によるサンプル識別も大変便利
- ◆ フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能
- ◆ フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。
- ◆ オートクレーブ可能（121°C, 20分、フタを開けた状態）
- ◆ 材質：ポリプロピレン
- ◆ 遠心耐性：～25,000xg
- ◆ 温度耐性：-196～+121°C（液体窒素での液相保存には使用できません）

\*チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80°Cを越える実験ではSimport CapLock™の使用をおすすめしています。



T330 ClikLok™チューブ



T365 MacrewTube™チューブ

- ① 滑らかな底面
- ② 高い透明性でサンプルの識別が容易
- ③ 収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン
- ④ 目盛付き（0.5ml 刻み）
- ⑤ 加熱、保存、移動中に不意に開くことのない、信頼性の高いフタ
- ⑥ 90 度まで大きく開くフタ
- ⑦ サンプルを注入しやすい平らな開口部
- ⑧ ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
- ⑨ 3/4 回転でもれのないスクリューキャップ

5.0ml サンプリングチューブ

**ClikLok™ チューブ & MacrewTube™ チューブ****Simport**  
Scientific inc.**T330 ClikLok™ チューブ**

フラットトップキャップ



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	
T330-75N	■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75NS	■ Natural Sterile	200本 (100本×2パック)	¥10,000	→ ¥7,000	
T330-75B	■ Blue	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75G	■ Green	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75R	■ Red	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75Y	■ Yellow	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75AM	■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥7,700	→ ¥5,390	
T330-75AMS	■ Amber Sterile	200本 (100本×2パック)	¥10,000	→ ¥7,000	
T330-76N	キャップインサート対応*	■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76NS	キャップインサート対応*	■ Natural Sterile	200本 (100本×2パック)	¥9,300	→ ¥6,510
T330-76B	キャップインサート対応*	■ Blue	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76G	キャップインサート対応*	■ Green	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76R	キャップインサート対応*	■ Red	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76Y	キャップインサート対応*	■ Yellow	200本 (100本×2パック)	¥8,500	→ ¥5,950
T330-76AM	キャップインサート対応*	■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥10,000	→ ¥7,000
T330-76AMS	キャップインサート対応*	■ Amber Sterile	200本 (100本×2パック)	¥11,000	→ ¥7,700

※ M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

**T365 MacrewTube™ チューブ**

チューブ単体（チューブのみ）\*キャップについては下記 T366 シリーズよりお選びください。

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T365-5TN	■ Natural	200本 (100本×2パック)	¥4,900	→ ¥3,430
T365-5TAM	■ Amber	200本 (100本×2パック)	¥4,900	→ ¥3,430

チューブ &amp; スクリューキャップ（滅菌済み）M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T365-5NLSS	■ Natural	200本 (20本×10パック)	¥9,400	→ ¥6,580
T365-5AMLSS	■ Amber	200本 (20本×10パック)	¥9,400	→ ¥6,580

スクリューキャップ 5ml チューブ用（キャップのみ）M957 シリーズの Color CapInsert™ 対応

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T366NLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Natural	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366AMLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Amber	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366BLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Blue	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366GLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Green	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366RLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Red	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366WLS	ループなしフラットトップタイプ	○ White	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366YLS	ループなしフラットトップタイプ	■ Yellow	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366NLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Natural	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366AMSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Amber	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366BLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Blue	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366GLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Green	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366RLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Red	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366WLSL	ループ付フラットトップタイプ	○ White	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220
T366YLSL	ループ付フラットトップタイプ	■ Yellow	200個 (100個×2パック)	¥4,600 → ¥3,220

\*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

47

## チューブ

## 2ポジションキャップ付チューブ(目盛なし)

EVERGREEN

オートクレープ不可

滅菌済

小分け包装

## 2ポジションキャップ

ポジション①は通気性用途、  
ポジション②は非通気性用途に適しています。




P.S

- オートクレープ不可
- 遠心耐性：純水時 3000g
- 温度耐性：-40°C～60°C

P.P

- オートクレープ不可
- 遠心耐性：純水時 6000g
- 温度耐性：-80°C～121°C



12×75mm 容量5.0ml 丸底

カタログNo.

P.S 222-2036-050 G 滅菌

希望販売価格

¥20,900

キャンペーン中の参考価格

¥14,630

包装：500本 (25本×20パック)  
大箱包装：—

カタログNo.

P.P 222-2376-080 G 滅菌

希望販売価格

¥22,600

キャンペーン中の参考価格

¥15,820

包装：500本 (25本×20パック)  
大箱包装：—

13×100mm 容量8.0ml 丸底

カタログNo.

P.S 222-2061-050 G 滅菌

希望販売価格

¥24,900

キャンペーン中の参考価格

¥17,430

包装：500本 (25本×20パック)  
大箱包装：—

カタログNo.

P.P 222-2381-080 G 滅菌

希望販売価格

¥35,200

キャンペーン中の参考価格

¥24,640

包装：500本 (25本×20パック)  
大箱包装：—

17×100mm 容量16.0ml 丸底

カタログNo.

P.S 222-2094-050 G 滅菌

希望販売価格

¥28,300

キャンペーン中の参考価格

¥19,810

包装：500本 (25本×20パック)  
大箱包装：—

カタログNo.

P.P 222-2393-080 G 滅菌

希望販売価格

¥28,400

キャンペーン中の参考価格

¥19,880






包装：500本 (25本×20パック)  
大箱包装：—

## PCR チューブ

## PCRシングルチューブ・8連チューブ



- ◆ PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ
- ◆ 全体的に非常にクリアで透明感があります。
- ◆ キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりとフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。



カタログ No.	規格	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PCR-0104	0.1mL 4連チューブ キャップ、Rotor-Gene Q 適合	1000本 (4連×250ストリップ)	¥24,800 →	¥17,360
PCR-0108LP-TCP-C	0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 透明薄壁タイプ 8連クリアキャップ付	960本 (8連×120ストリップ)	¥22,800 →	¥15,960
PCR-0108LP-TCP-W	0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 白色薄壁タイプ 8連クリアキャップ付	960本 (8連×120ストリップ)	¥26,600 →	¥18,620
PCR-0208 <b>超お得!!</b>	8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ	1000本 (8連×125ストリップ)	¥15,200 →	¥9,120
PCR-0208-IF-F	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ フロストフラットキャップ付	960本 (8連×120ストリップ)	¥17,200 →	¥12,040
PCR-0208-IF-Q	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ クリアキャップ(凹型) qPCR用	960本 (8連×120ストリップ)	¥19,000 →	¥13,300
PCR-0208-IF-RT	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ クリアキャップ付 qPCR用	960本 (8連×120ストリップ)	¥18,600 →	¥13,020
PCR-0208-TCP-F	0.2mL 8連チューブ 透明薄壁タイプ 8連フラットキャップ付	960本 (8連×120ストリップ)	¥18,600 →	¥13,020
PCR-0208-TCP-RT	0.2mL 8連チューブ 透明薄壁タイプ 8連透明フラットキャップ付 qPCR用	960本 (8連×120ストリップ)	¥19,000 →	¥13,300
PCR-0208CP-F <b>超お得!!</b>	8連フラットキャップ フロストタイプ	1000本 (8連×125ストリップ)	¥3,200 →	¥1,920
PCR-0208CP-Q	8連フラットキャップ 透明 qPCR用 (凹型)	1000本 (8連×125ストリップ)	¥4,400 →	¥3,080
PCR-0208CP-RT	8連フラットキャップ 透明 qPCR用	1000本 (8連×125ストリップ)	¥4,000 →	¥2,800
PCR-02F	0.2mL PCRチューブ 透明薄壁タイプ フロストフラットキャップ付	1000本 (1000本×1パック)	¥8,600 →	¥6,020
PCR-02Q	0.2mL PCRチューブ 透明薄壁タイプ 8連透明フラットキャップ(凹型)付	1000本 (1000本×1パック)	¥8,600 →	¥6,020

\* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## PCR チューブ

## PCRシングル・8連・12連チューブ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレープ不可

キャップ

ドームキャップ

原寸大

フラットキャップ（リアルタイムPCR用）

ドーム

フラットキャップ

フラット

カタログ No.

**PCR-8CNEW**希望販売価格  
¥3,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,100

包装：1,000本分（8連×125ストリップ）大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

**QPCR-8C**希望販売価格  
¥5,400

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,780

包装：1,000本分（8連×125ストリップ）大箱包装：1,000本×10

温度耐性：-80°C～121°C

◆ PCR-8TNEWシリーズ専用のキャップとしてご使用戴けます。

※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

※PCR-8CおよびPCR-8Tは金型変更に伴い、PCR-8CNEW、PCR-8TNEWへカタログNo.を変更しております。（2016年10月17日）。

詳細は当社ホームページ（<https://www.bmbio.com>）内「商品のお知らせ」をご覧ください。

スタンダードチューブ：0.2ml

原寸大

カタログ No.

**PCR-8TNEW**希望販売価格  
¥14,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥10,010

包装：1,000本分（8連×125ストリップ）大箱包装：1,000本×10

遠心耐性：純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性：-80°C～121°C

◆ チューブにはナンバリングが刻印されており、ハンドリングミスが軽減されます。

◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

## スタンダードチューブ（フラットトップ）：0.2ml

原寸大

カタログ No.

**PCR-02F2**希望販売価格  
¥7,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥5,530

包装：1,000本（1,000本×1パック）大箱包装：1,000本×10

遠心耐性：純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性：-80°C～121°C

◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

在庫  
限り！  
特別価格

## スタンダードチューブ：0.2ml

原寸大

原寸大

## ■キャップ

カタログ No.

**T-3034-1C**希望販売価格  
¥3,700

キャンペーン中の参考価格

→ 166個限り ¥2,330

包装：960本/箱 大箱包装：

## ■チューブ

カタログ No.

**T-3114-1**希望販売価格  
¥15,800

キャンペーン中の参考価格

→ 144個限り ¥9,950

包装：960本/箱 大箱包装：

## PCR チューブ

## 経済的！ エコノミカルPCRシングル・8連チューブ



DNase, RNase, endotoxin Free

経済的

小分け包装

スタンダードチューブ (フラットトップ) : 0.2ml

原寸大

フラット  
トップ

カタログ No.

**MB-P02-A** 未滅菌希望販売価格  
¥18,000

キャンペーン中の参考価格


→ ¥12,600

包装: 3,000本 (500本×6袋) 大箱包装: —

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml &amp; ドームキャップ

原寸大

ドーム  
トップ

カタログ No.

**MB-P08-D** 未滅菌希望販売価格  
¥12,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥8,400

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装: —

◆ キャップへの書き込み可能

シングルフラットキャップ with チューブ: 0.2ml

原寸大

フラット  
トップ

カタログ No.

**MB-P08-A** 未滅菌希望販売価格  
¥18,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,100

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装: —

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml &amp; フラットキャップ

原寸大

フラット  
トップ

カタログ No.

**MB-P08-B** 未滅菌希望販売価格  
¥12,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥8,400

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装: —

◆ キャップへの書き込み可能

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml &amp; フラットキャップ

原寸大

フラット  
トップ

カタログ No.

**MB-Q200** 未滅菌希望販売価格  
¥13,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,450

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック) 大箱包装: —

◆ スタンダードプロファイル

◆ 色: ナチュラル

## PCR チューブ

## リアルタイムPCR 8連チューブ&amp;8連フラットキャップ 0.1ml/0.2ml



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレープ不可

- ◆ リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
- ◆ 肉薄のため優れた熱伝導性
- ◆ 使いやすい小分け包装
- ◆ ロープロファイルのため反応効率を高めます。
- ◆ ナンバリング（キャップ：A～H、チューブ：1～8）が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性：5,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性：-40℃～121℃

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

**MB-Q100** 未滅菌希望販売価格  
¥12,000→ **¥8,400**

包装：960本（8連×12本×10）

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

**MB-Q100C** 未滅菌希望販売価格  
¥18,000→ **¥12,600**

包装：960本（8連×12本×10）

- ◆ ポトムディテクションリアルタイムPCRマシンに最適

0.1ml ホワイト



カタログ No.

**MB-Q100W** 未滅菌希望販売価格  
¥19,000→ **¥13,300**

包装：960本（8連×12本×10）

0.2ml ホワイト



カタログ No.

**MB-Q200W** 未滅菌希望販売価格  
¥19,000→ **¥13,300**

包装：960本（8連×12本×10）

## PCR チューブ

## Amplitube™PCR 8連チューブ&amp;シングルロックフラットキャップ 0.1ml



DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレープ不可

- ◆ チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないで、コンタミネーション防止につながります。
- ◆ ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
- ◆ ロープロファイルのため反応効率が高い
- ◆ プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
- ◆ 未滅菌
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 色：ナチュラル
- ◆ 遠心耐性：純水時 5,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性：-40℃～121℃



カタログ No.

**T320-2LPN**希望販売価格  
¥21,000→ **¥14,700**

包装：1000本（8連×125本）

## PCR プレート

## 経済的！ エコノミカルPCRプレート




DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM 0 PCRプレート適合表をご覧下さい

96wellハーフスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

**MB-Q96-S** 未滅菌希望販売価格  
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥16,800**

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 一

- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellシンプレートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

**MB-P96** 未滅菌希望販売価格  
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥16,800**

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 一

- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

**MB-Q96-LBR** 未滅菌希望販売価格  
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥16,800**

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 一

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

注意: 他社ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

\* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

96wellエレベートスカートタイプ : 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

**MB-Q96** 未滅菌希望販売価格  
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥16,800**

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 一

- ◆ チューブの高さ : 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

**MB-Q96-LP** 未滅菌希望販売価格  
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥16,800**

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 一

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ : 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

**MB-Q96-LBR-W** 未滅菌希望販売価格  
¥25,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥17,500**

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 一

- ◆ チューブの高さ : 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質 : P.P
- ◆ 色 : ホワイト

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## PCR プレート

## PCR プレート

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレープ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM PCRプレート適合表をご覧下さい



96well ハーフスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

**PCR-96-PE2** 未滅菌希望販売価格  
¥6,300

キャンペーン中の参考価格

→ **¥4,410**

包装: 10枚 (10枚×1パック) 大箱包装: 10枚×5

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 主なヒートシーラー、シーリングマットに対応
- ◆ 材質P.P

96well シンプレートタイプ: 0.2ml



カットOK

カタログ No.

**PCR-96-I** 未滅菌希望販売価格  
¥26,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥18,550**


包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 50枚×2

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 材質P.P

24well シンプレート: 0.2ml



カタログ No.

**PCR-24-I** 未滅菌希望販売価格  
¥9,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥6,930**

包装: 50枚 (10枚×5パック)

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 材質P.P

※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。

96well エレベートスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

**BMP-96-AB** 未滅菌希望販売価格  
¥7,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,460**

包装: 10枚 (10枚×1パック) 大箱包装: 10枚×5

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 材質P.P

384well フルスカート: 0.03ml



カタログ No.

**PCR-384-IN** 未滅菌希望販売価格  
¥30,700

キャンペーン中の参考価格

→ **¥21,490**

包装: 50枚 (10枚×5パック)

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 材質P.P

※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。

48well シンプレート: 0.2ml



カタログ No.

**PCR-48-I** 未滅菌希望販売価格  
¥12,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,750**

包装: 50枚 (10枚×5パック)

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80°C~121°C

- ◆ 材質P.P

※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。

## テストプレート

## 96ウェル テストプレート〈ポリスチレン製〉

リーズナブルプライス → DNase, RNase, Pyrogen Free → オートクレープ不可

BMBio独自の高度な生産技術とモールドにより製造されました。  
DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。

 96well  
容量: 275μl

  
サークル  
  
丸底

カタログ No.

**BM6000** 減菌希望販売価格  
¥15,400

キャンペーン中の参考価格

→ ¥10,780

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: —

 96well  
容量: 275μl

  
サークル  
  
V底

カタログ No.

**BM6002** 減菌希望販売価格  
¥16,700

キャンペーン中の参考価格

→ ¥11,690

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: —

 96well  
容量: 300μl

  
サークル  
  
平底

カタログ No.

**BM6001** 減菌希望販売価格  
¥18,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥12,740

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: —

96wellプレート用フタ



カタログ No.

**BM6003** 減菌希望販売価格  
¥21,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥15,050

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: —

＼お得な情報を配信します！／

メルマガ会員募集中!!

登録  
無料

メールニュースでは、

新商品発売・オススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。



## ディープウェルプレート

## NOVAS ディープウェルプレート 96well



- ◆ DNase, RNaseフリー
- ◆ 耐久性のあるポリプロピレン製
- ◆ SBS規格

- ◆ -80°Cまでの低温に耐性
- ◆ 遠心耐性: ~4,000RCF

96well  
容量: 1.1 mL



カタログ No.

**DWP-11-RDU** 未滅菌

希望販売価格

¥4,000

キャンペーン中の参考価格  
**¥2,800**

包装: 5枚 (5枚×1パック) \*ハーフハイ

96well  
容量: 2.0 mL



カタログ No.

**DWP-20-SQU** 未滅菌

希望販売価格

¥5,000

キャンペーン中の参考価格  
**¥3,500**

包装: 5枚 (5枚×1パック)

シーリングマット

## NOVAS シーリングマット



- シーリングマット  
1.1/2mL 96wellプレート用 丸穴



シリコン

カタログ No.  
**SM-2ML-RD** 未滅菌希望販売価格  
¥7,500→  
キャンペーン中の参考価格  
**¥5,250**

包装: 10枚 (10枚×1パック)

- シーリングマット  
2mL 96wellプレート用 角穴



シリコン

カタログ No.  
**SM-2ML-SQ** 未滅菌希望販売価格  
¥7,500→  
キャンペーン中の参考価格  
**¥5,250**

包装: 10枚 (10枚×1パック)

- シーリングマット  
750μL 96wellプレート用 丸穴



シリコン

カタログ No.  
**SM-750UL-RD** 未滅菌希望販売価格  
¥7,500→  
キャンペーン中の参考価格  
**¥5,250**

包装: 10枚 (10枚×1パック)



PCR ストリップシール

**SureSeal AL Thermal Single Strips · SureSeal Thermal Single Strips**
**BMBio**  
ECO (Economy & Ecology)

ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。  
指が痛くなることはもうありません。

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート


細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

**SureSeal AL Thermal Single Strips**

BMEEXC0001

**SureSeal Thermal Single Strips**

BMEEXC0017

- ◆ 96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR 8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカットされています。
- ◆ 各シートには、使いやすいように連続パッキングライナーに8枚のストリップが入っています。
- ◆ プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することができます。
- ◆ DNase, RNaseフリー
- ◆ 当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現
- ◆ フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥がせます。
- ◆ 兩側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
- ◆ サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例: 96ラウンドウェルPCRプレート)
- ◆ 温度耐性:-20°C~120°C

**SureSeal AL Thermal Single Strips**

- ◆ 厚さ: 50.8μmのアルミニウム製フィルムは、廃棄物を最小限に抑えた設計になっています。
- ◆ アルミニホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単です。
- ◆ ピペットチップまたはロボットプローブでピアス可能なので、直接サンプルを回収できます。

**SureSeal Thermal Single Strips**

- ◆ ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることができます。
- ◆ 厚さ: 50.8μmの透明ポリエチレン製フィルム

注意: • PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。

- 8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
- ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください (BMEEXC0017)

カタログ No.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>BMEEXC0001</b>	SureSeal AL Thermal Single Strips	300ストリップ (6ストリップ×50パック)	¥6,200 → 9個限り	¥4,340
<b>BMEEXC0017</b>	SureSeal Thermal Single Strips	400ストリップ (8ストリップ×50パック)	¥9,900 → 4個限り	¥6,930

## プレート用シール

## プレート用シール（粘着）

DNase, RNase Free



## SureSeal &amp; SureSeal Breathable Dispenser



- ◆ SureSeal & SureSeal Breathable 用ディスペンサー
- ◆ プレートへのシーリングが容易です。
- ・材質:P.P (ディスペンサー)
- ・温度耐性:-80°C~121°C



## SureSeal



- ◆ 100枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード: グリーン
- ・シール厚: 38μm
- ・材質: ポリエチル
- ・温度耐性: -40°C~120°C

## SureSeal Breathable



- ◆ 50枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード: レッド
- ・シール厚: 140μm
- ・材質: レーヨン
- ・温度耐性: -20°C~80°C

在庫  
限り!

特別価格

## ● SureSeal Dispenser + 2×SureSeal Rollsのセット

カタログ No.

**BMF-SM-KIT-SP** 未滅菌 希望販売価格 ¥22,000 → 4個限り **¥15,400**

包装: 1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装: -

**BMF-SM-KIT-SPS** 滅菌 希望販売価格 ¥30,600 → 2個限り **¥21,420**

包装: 1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装: -

## ● SureSeal Rolls

カタログ No.

**BMF-RSMSP-2** 未滅菌 希望販売価格 ¥20,400 → **¥14,280**

包装: 2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装: -

**BMF-RSMSP-2-S** 滅菌 希望販売価格 ¥27,800 → **¥19,460**

包装: 2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装: -

## ● SureSeal Breathable Dispenser + 2×SureSeal Breathable Rollsのセット

カタログ No.

**BMF-SM-KIT-B** 未滅菌 希望販売価格 ¥20,000 → **¥14,000**

包装: 1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装: -

**BMF-SM-KIT-BS** 滅菌 希望販売価格 ¥27,700 → **¥19,390**

包装: 1式 (2ロール, 1ディスペンサー) 大箱包装: -

## ● SureSeal Breathable Rolls

カタログ No.

**BMF-RSMB-2** 未滅菌 希望販売価格 ¥18,200 → **¥12,740**

包装: 2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装: -

**BMF-RSMB-2-S** 滅菌 希望販売価格 ¥24,400 → **¥17,080**

包装: 2ロール (2ロール×1パック) 大箱包装: -

プレート用シール

## プレート用シール（粘着）

DNase, RNase Free


  
BMBio  
ECO (Economy & Ecology)

## SureSeal Thermal Max



カタログ No.

**BMF-TS2-100**

未滅菌


希望販売価格  
¥14,800キャンペーン中の参考価格  
¥10,360

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ SureSeal Thermal (下記) より優れた接着性と蒸発の低減を実現
- ◆ 長めのタブによりプレートへの脱着が容易
- ◆ PCRプレート用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・寸法 (W×D) : 79.4×139.7mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: ポリエステル
- ・温度耐性: -40°C~120°C

## SureSeal Thermal



カタログ No.

**BMF-100-THER-PLT**

未滅菌

希望販売価格  
¥13,400キャンペーン中の参考価格  
¥9,380

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

**BMF-STR-THER-PLT** 滅菌 希望販売価格  
¥17,600 → ¥12,320
 

包装: 50枚 (50枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ PCR用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない
- ・寸法 (W×D) : 79.4×135.1mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: P.P
- ・温度耐性: -40°C~120°C

**在庫限り!**  
特別価格

## SureSeal Thermal II



カタログ No.

**BMF-TSA-100**

未滅菌

希望販売価格  
¥14,800キャンペーン中の参考価格  
¥10,360

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆両端のタブにより容易にシールを剥がせます。
- ◆ プレートシーリング用パドルを使用することでしっかりと圧着が可能
- ・寸法 (W×D) : 77.8×135.5mm
- ・シール厚: 50μm
- ・材質: P.P
- ・温度耐性: -40°C~120°C

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## プレート用シール

## プレート用シール（粘着）

DNase, RNase Free



## SureSeal AL MAX



カタログ No.

**BMF-AF-100** 未滅菌希望販売価格  
¥17,300キャンペーン中の参考価格  
→ ¥12,110


包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：—

**BMF-AFS-25** 滅菌希望販売価格  
¥14,400キャンペーン中の参考価格  
→ ¥10,080

包装：50枚（50枚×1パック） 大箱包装：—

- ◆ PCRやサンプリング保存に適しています。
- ◆ 他のアルミシールと比べ裏紙を剥がしたときの巻き戻りが少ない。
- 寸法 (W×D) : 82.6×146.1mm
- シール厚: 36μm
- 材質: アルミニウム
- 温度耐性: -80°C～120°C

## SureSeal AL Raised-skirt



カタログ No.

**BMF-F-96-100** 未滅菌希望販売価格  
¥10,700キャンペーン中の参考価格  
→ ¥7,490

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：—

- ◆ 96ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- 寸法 (W×D) : 77.8×127.0mm
- シール厚: 38μm
- 材質: アルミニウム
- 温度耐性: -80°C～120°C

## SureSeal AL Flat-top




カタログ No.

**BMF-F-384-100** 未滅菌希望販売価格  
¥13,500キャンペーン中の参考価格  
→ ¥9,450

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：—

- ◆ 384ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- 寸法 (W×D) : 82.5×137.3mm
- シール厚: 38μm
- 材質: アルミニウム
- 温度耐性: -80°C～120°C

## SureSeal ST 短期保存・搬送用



カタログ No.

**BMPCR-SPS** 電子滅菌希望販売価格  
¥9,200キャンペーン中の参考価格  
→ ¥6,440

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：100枚×5

- ◆ 短期保存や搬送用に最適です。
- ◆ インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としてもご使用戴けます。
- 温度耐性: -40°C～104°C


プレート用シール

## プレート用シール（粘着）

DNase, RNase Free



## SureSeal Thermal qPCR



カタログ No.

**BMF-TS-RT2-100**

未滅菌


希望販売価格  
¥27,000キャンペーン中の参考価格  
→ ¥18,900

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ 透明度が高い

- 尺寸 (W×D) : 79.4×142.9mm
- シール厚: 50μm
- 材質: ポリエチル
- 温度耐性: -40°C~120°C

## SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt



カタログ No.

**BMF-TS-RT2RR-100**

未滅菌


希望販売価格  
¥27,000キャンペーン中の参考価格  
→ ¥18,900

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 透明度が高く、再現性が高い

- 尺寸 (W×D) : 77.8×130.8mm
- シール厚: 50μm
- 材質: ポリエチル
- 温度耐性: -40°C~120°C

## SureSeal Thermal qPCR II



カタログ No.

**BMF-TSS-RTQ-100**

未滅菌

希望販売価格  
¥37,900キャンペーン中の参考価格  
→ ¥26,530

包装: 100枚 (100枚×1パック) 大箱包装: -

**BMF-TSS-RTQS-50**

滅菌

希望販売価格  
¥21,000キャンペーン中の参考価格  
→ ¥14,700

包装: 50枚 (50枚×1パック) 大箱包装: -


- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
  - ◆ サンプル保存用としても適しています。
- 尺寸 (W×D) : 78.6×139.7mm
  - シール厚: 50μm
  - 材質: ポリオレフィン
  - 温度耐性: -70°C~100°C

## プレートシール

## プレート用シール（粘着）

  
BMBio  
ST (Standard & Stable)

## SureSeal ST 短期保存・搬送用



カタログ No.


**BMPCR-SP** 未滅菌希望販売価格  
¥6,600キャンペーン中の参考価格  
¥4,620

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：100枚×5

- ◆ 短期保存や搬送用に最適です。
- ◆ インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としてもご使用戴けます。

- ・ 温度耐性：-40°C～104°C
- ・ 尺寸 (W×D) : 146.0×79.6mm
- ・ シール厚 : 80μm
- ・ 材質 : ポリエチレン

## SureSeal TS プレート保存・搬送用



カタログ No.


**BMPCR-TS** 未滅菌希望販売価格  
¥8,500キャンペーン中の参考価格  
¥5,950

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：100枚×5

- ◆ コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。(直接ヒートリップに接しないで下さい。)

- ・ 温度耐性：-40°C～104°C
- ・ 尺寸 (W×D) : 135.5×80.0mm
- ・ シール厚 : 60μm
- ・ 材質 : ポリエチレン

## SureSeal AL Pierceable アルミシール (PCR・保存用)



カタログ No.


**BMPCR-AS-200** 未滅菌希望販売価格  
¥17,300キャンペーン中の参考価格  
¥12,110

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：100枚×5

- ◆ PCRや嫌光サンプルの保存に最適です。
- ◆ ピペットチップやノズルで貫通できる薄さです。

- ・ 温度耐性：-80°C～104°C
- ・ 尺寸 (W×D) : 146.0×80.0mm
- ・ シール厚 : 35μm
- ・ 材質 : アルミニウム

## SureSeal AL LS アルミシール (PCR・保存用)



カタログ No.

**BMPCR-AS-600** 未滅菌希望販売価格  
¥15,100キャンペーン中の参考価格  
¥10,570

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：100枚×5

- ◆ PCRや嫌光サンプルの保存に最適です。

- ・ 温度耐性：-80°C～104°C
- ・ 尺寸 (W×D) : 133.3×79.2mm
- ・ シール厚 : 50μm
- ・ 材質 : アルミニウム

シーリングマット

**NOVAS プレートシール**

- ◆ リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン
- ◆ フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用
- ◆ -80°C～+105°Cの環境で使用可能
- ◆ 低い自家蛍光特性
- ◆ フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。

## ● PCR用サーマルシール



カタログ No.

**SF-TS-600** 未滅菌

希望販売価格


¥12,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,820**

包装: 100枚 (100枚×1パック)

## ● リアルタイムPCR用オプティカルシール ウルトラクリア



カタログ No.

**SF-UC-500** 未滅菌

希望販売価格

¥47,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥33,460**

包装: 100枚 (100枚×1パック)

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

＼お得な情報を配信します！／

**メルマガ会員募集中!!**登録  
無料

メールニュースでは、

新商品発売・オススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。



## プレート用ツール

## プレート用シーリングパッド・ローラー



シール用ローラー



**在庫  
限り!**  
特別価格

シーリングパッド



フィルムシーリングパッド



**在庫  
限り!**  
特別価格

カタログ No.

**BMF-RL-PLT-01** 未滅菌希望販売価格  
¥5,700

→ 19個限り

キャンペーン中の参考価格

¥3,990

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: —

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 尺法 (W×D): 114×142mm
- ◆ 材質: ゴム (ローラー部)、アルミ (ハンドル部)

カタログ No.

**T-2417-17** 未滅菌希望販売価格  
¥1,700

→ ¥1,190

キャンペーン中の参考価格

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: —

- ◆ 柔軟性があり、各種シールをスムースに貼ることができます。
- ◆ プレートに粘着シールを貼り、ヘラの様にシールに押しかてて、シーリングさせて下さい。

カタログ No.

**BMF-PDL-5** 未滅菌希望販売価格  
¥1,300

→ 295個限り

キャンペーン中の参考価格

¥460

包装: 5個 (5個×1パック) 大箱包装: —

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 特にリム付プレートのシーリングに最適
- ◆ 尺法 (W×D): 73×96mm
- ◆ 材質: P.E

## チューブ・プレート用ツール

## 6WAY オープナー



オートクレーブ不可

これ一つで、各容量PCRチューブ、サンプリングチューブの開閉のみならず、シールを各プレートにしっかりと貼り付けできます。



6WAY オープナーの使い方をご覧いただけます!!  
<https://www.youtube.com/watch?v=zVn6vNSkIAQ>

カタログ No.

**MB-OPENER** 未滅菌



希望販売価格

¥3,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥2,240

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: 1個×15

0.1/0.2ml 8連PCR  
チューブ (ドームキャップ)0.1/0.2ml 8連PCR  
チューブ (フラットキャップ)0.2ml シングル  
PCRチューブ1.5mlサンプルリング  
チューブ0.1/0.2ml 8連PCRチューブ  
(ドーム・フラットキャップ)粘着シールを各種  
プレートに貼れます

## ラック

## コレクションプレート 80穴 1.5ml・2.0mlチューブ用

- ◆サンプリングチューブ1.5ml・2.0ml×80
- ◆オートクレープ可能(121℃,15分)
- ◆サイズ:28×227×67mm(H×W×D)
- ◆ウェル直径:11.2mmφ
- ◆温度耐性:-80℃~121℃
- ◆材質:P.P

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
801-02W	○白	1ラック	¥600	¥420
801-02B	●青	1ラック	¥700	¥490
801-02R	●赤	1ラック	¥700	¥490
801-02Y	●黄	1ラック	¥700	¥490
801-02O	●橙	1ラック	¥700	¥490
801-02L	●紫	1ラック	¥700	¥490



## ラック

## 0.2ml シングル・8連・12連チューブ用ラック

オートクレープ可能(121℃,15分)



カタログ No.

R-7909-2 未滅菌

希望販売価格  
¥6,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥4,550

包装:5ラック(青・緑・黄・橙・ピンク 各1) 大箱包装:—

- ◆温度耐性:-80℃~121℃
- ◆サイズ:129.5×88.9mm(W×D)(フタ付)
- ◆ウェル直径:6.0mmφ
- ◆材質:P.P

カタログ No.

R-7919-2 未滅菌

希望販売価格  
¥7,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥4,900

包装:5ラック(青・緑・黄・紫・赤 各1) 大箱包装:—

- ◆温度耐性:-80℃~121℃
- ◆サイズ:138.0×98.0 mm(W×D)(フタ付)
- ◆ウェル直径:6.0mmφ
- ◆材質:P.P

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

ホットピックス

リザーバー

ビペット

チップ

チューブ&amp;ブレート

細胞培養

グローブ


こんな商品もあります

CRYO

機器


ここが  
イチオシ!

# BM から買うと お得宣言!



## ビーエムから TPP商品 を購入するとお得宣言!!

本キャンペーン中の下記TPP商品を包装単位(例:カタログNo.93040なら900枚)の購入につき、50ml・15ml用遠心管ラック(TPP, BMBioコラボモデル<sup>\*1</sup>)を1ラックもれなくプレゼント!(商品に添付されています)



TPPの

50ml遠心管が  
10本

または

15ml遠心管が  
18本

立てられます

※遠心管はついていません。

※1 在庫状況によりコラボモデル(上記BMBioロゴなし)ではない遠心管ラックを添付させていただく場合もございます。

### プレゼント対象商品



(P.68)



(P.68)



(P.69)



(P.69)



(P.70)



## 世界が認める高品質とは・・・

1. ISO9001 の承認
2. ロット番号表示
3. 減菌保証
4. ロット管理体制
5. ノンパイロジエニック保証
6. 標準組織培養処理保証

### ● ロットナンバー表示

TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意できます。

## ● Non-Pyrogenic 保証

TPP 社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル 0.06EU/ml\*以下であることを保証しております。Non-Pyrogeic を保証している TPP 社の細胞培養商品なら、パイロジエンによる培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。

※ プラスチックピペット 25/50ml リザーバー付、バイオリアクターチューブ 600ml  
は 0.1EU/ml

※ ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV 関連商品、クライオチューブ用カラーコードは 0.5EU/ml

各ロットごとに製品が ISO9001 規格の内容に従って製造されている事を明記した証明書をご用意致します。



## セルカルチャー



◆オートクレーブ不可

◆DNase, RNase, Pyrogen Free

◆ガムマ線滅菌済

◆温度、遠心耐性

P.P(ポリプロピレン) : -190 ~ 120°C ~ 15,500×G

P.S(ポリスチレン) : -40 ~ 70°C ~ 1700×G

P.E(ポリエチレン) : -40 ~ 70°C




シーリングパッケージ(クリオチューブ以外)

ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。

パイロジエンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジエニックを保証しております。

30%OFF


## 細胞培養ディッシュ



- 標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。
- 均一のガス交換を考え、フタには6つの突起付
- 積み重ねた時の結露によりディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目

## ■ グリップリング

ディッシュ本体側面にグリップリングが付いているので、重ねて持ち運ぶ際や、培地交換の際に非常に容易なハンドリング



## ■ 4方向ナンバリング

ディッシュ底面に4方向のナンバリング付  
時計の文字盤と同じ 12, 3, 6, 9 と印字されているので顕微鏡観察時の位置決めが容易



## ■ 高い透明性

ウルトラクリアポリスチレンを使用する事で、より高い透明性を実現。重ねてもクリアに見えます。

カタログNo.	本体外寸	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
93040	G 滅菌	Φ40×11mm 900枚 (20枚×45パック)	¥52,800	→ ¥36,960	¥41.1
93060	G 滅菌	Φ60×16mm 840枚 (14枚×60パック)	¥51,700	→ ¥36,190	¥43.1
93100	G 滅菌	Φ100×20mm 240枚 (10枚×24パック)	¥25,800	→ ¥18,060	¥75.3
93150	G 滅菌	Φ150×20mm 100枚 (5枚×20パック)	¥31,100	→ ¥21,770	¥217.7

大箱包装：—

30%OFF

## 遠心管



- TPPの遠心管スクリューキャップは2方向に溝が切ってあり、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単

## ■ 書き込みスペース

全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付  
(ラベル貼付済み)だから文字が書き易い。



## ■ 先端メモリ

91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見る事ができます。

カタログNo.	容量	材質	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
91050	G 滅菌	50ml コニカル P.P	360本 (20本×18パック)	¥21,600	→ ¥15,120	¥42.0
91051	G 滅菌	50ml 自立 P.P	320本 (20本×16パック)	¥21,000	→ ¥14,700	¥45.9
91015	G 滅菌	15ml コニカル P.P	800本 (40本×20パック)	¥41,500	→ ¥29,050	¥36.3
91115	G 滅菌	15ml コニカル P.S	800本 (40本×20パック)	¥60,000	→ ¥42,000	¥52.5
91019	G 滅菌	13ml 平底 P.P	800本 (40本×20パック)	¥54,000	→ ¥37,800	¥47.3
91016	G 滅菌	13ml 丸底 P.P	800本 (40本×20パック)	¥54,000	→ ¥37,800	¥47.3
91017	G 滅菌	15ml 丸底 P.P	800本 (40本×20パック)	¥56,500	→ ¥39,550	¥49.4

大箱包装：—

## ●ラック

カタログNo.	仕様	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99017	G 滅菌	50ml×10本, 15ml×18本 1ラック (1ラック×1パック)	¥890	→ ¥560
99018	G 滅菌	50ml×4本, 15ml×8本 1ラック (1ラック×1パック)	¥900	→ ¥630
99019	G 滅菌	50ml×20本, 15ml×30本 1ラック (1ラック×1パック)	¥1,000	→ ¥700

大箱包装：カタログNo.99017なら1ラック×45, 99018なら1ラック×28, 99019なら1ラック×30



30%OFF

## 細胞培養フラスコ



◆ ピペットイングやセルスクレーパーなどが細胞を掻き出す際に、フラスコ底面の角に楽に届くネック構造

■ イエローキャップ(フィルターなし)



キャップについているVENTマークが真上に来るとストッパーが動き、常に同じポジションでのガス交換が可能!

■ フィルターキャップ

0.22μm疎水性メンブレンの使用により外部からのコンタミネーションを防ぐと共に、流速4.5 (LPM 13.7cm<sup>2</sup>/13.5pst)の均一なガス交換が可能

■ 大容量培養が可能

フラスコでは珍しい培養面積300cm<sup>2</sup>のフラスコをラインナップ!



カタログ No.	培養表面面積	キャップ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
90025	G滅菌 25cm <sup>2</sup>	イエロー	360個 (10個×36パック)	¥57,300 →	¥40,110	¥111.4
90026	G滅菌 25cm <sup>2</sup>	フィルター	360個 (10個×36パック)	¥63,000 →	¥44,100	¥122.5
90075	G滅菌 75cm <sup>2</sup>	イエロー	100個 (5個×20パック)	¥30,400 →	¥21,280	¥212.8
90076	G滅菌 75cm <sup>2</sup>	フィルター	100個 (5個×20パック)	¥33,000 →	¥23,100	¥231.0
90150	G滅菌 150cm <sup>2</sup>	イエロー	36個 (3個×12パック)	¥23,500 →	¥16,450	¥456.9
90151	G滅菌 150cm <sup>2</sup>	フィルター	36個 (3個×12パック)	¥25,500 →	¥17,850	¥495.8
90300	G滅菌 300cm <sup>2</sup>	イエロー	18個 (3個× 6パック)	¥25,600 →	¥17,920	¥995.6
90301	G滅菌 300cm <sup>2</sup>	フィルター	18個 (3個× 6パック)	¥27,000 →	¥18,900	¥1,050.0

大箱包装 : -

30%OFF

## 細胞培養プレート



◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

■ 全商品黒色ナンバリング

全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易

■ フタ、本体にイエローラベル


全商品のフタ、本体にイエローラベルが有り、書き込み可能

■ プレート底面にはウェルNo.が刻印

プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易

■ 全商品サイドグリップ付き

サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。



カタログ No.	ウェル数	仕様	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
92096	G滅菌 個装	96ウェル 平底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥60,800 →	¥42,560	¥262.7
92696	G滅菌	96ウェル 平底	108枚 (6枚×18パック)	¥36,000 →	¥25,200	¥233.3
92097	G滅菌 個装	96ウェル 丸底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥60,800 →	¥42,560	¥262.7
92697	G滅菌	96ウェル 丸底	108枚 (6枚×18パック)	¥36,000 →	¥25,200	¥233.3
92048	G滅菌 個装	48ウェル 平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥51,000 →	¥35,700	¥283.3
92448	G滅菌	48ウェル 平底	72枚 (4枚×18パック)	¥26,000 →	¥18,200	¥252.8
92024	G滅菌 個装	24ウェル 平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥51,000 →	¥35,700	¥283.3
92424	G滅菌	24ウェル 平底	72枚 (4枚×18パック)	¥26,000 →	¥18,200	¥252.8
92012	G滅菌 個装	12ウェル 平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥51,000 →	¥35,700	¥283.3
92412	G滅菌	12ウェル 平底	72枚 (4枚×18パック)	¥26,000 →	¥18,200	¥252.8
92006	G滅菌 個装	6ウェル 平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥51,000 →	¥35,700	¥283.3
92406	G滅菌	6ウェル 平底	72枚 (4枚×18パック)	¥26,000 →	¥18,200	¥252.8

大箱包装 : -


\* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

30%OFF  
ピペット

## プラスチックピペット

NEST<sup>®</sup>

- ◆ DNase、RNase、パイロジエンフリー
- ◆ カラーコードで容量が容易に識別
- ◆マイナス目盛付
- ◆ コンタミネーション抑制のためのポリオレフィン繊維  
フィルター
- ◆ 材質：透明性の高いポリスチレン製
- ◆ 電子滅菌済、SAL=10<sup>-6</sup>



カタログNo.	容量	長さ	マイナス目盛	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNB324001	電子滅菌 1ml	個装	280mm	-2ml	500本 (1本×500本)	¥10,300 → ¥7,210
WNB325001	電子滅菌 2ml	個装	280mm	-2ml	400本 (1本×400本)	¥9,500 → ¥6,650
WNB326001	電子滅菌 5ml	個装	340mm	-2ml	200本 (1本×200本)	¥5,900 → ¥4,130
WNB327001	電子滅菌 10ml	個装	339mm	-2ml	200本 (1本×200本)	¥6,700 → ¥4,690
WNB328001	電子滅菌 25ml	個装	309mm	-8ml	200本 (1本×200本)	¥12,300 → ¥8,610
WNB329001	電子滅菌 50ml	個装	344mm	-8ml	100本 (1本×100本)	¥10,000 → ¥7,000

大箱包装：-



30%OFF

## ボトルトップフィルター





- ◆ 0.22 μm PES（ポリエーテルスルファン）を使  
用し、ろ過効率を向上
- ◆ タンパク質低吸着
- ◆ ボトル口径は45mmΦ

## 角型フィルター採用

角型フィルターを採用した事により、丸型フィルターに比べて約20%フィルター面積が拡大。速やかな  
フィルトレーションが可能

## 均一なフィルトレーション

ボトルトップフィルターには、フィルター全体に均一な圧力がかかるように中心から  
同心円状の溝があります。




カタログNo.	Filter area	容量	寸法(L×W×H)	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
<b>セット(ボトルトップ&amp;ボトル) 個装</b>							
99150	G滅菌 49cm <sup>2</sup>	150ml	93×93×103mm	18個 (1個個装×18/パック)	¥28,400 →	¥19,880	¥1,104.4
99250	G滅菌 49cm <sup>2</sup>	250ml	93×93×145mm	12個 (1個個装×12/パック)	¥20,900 →	¥14,630	¥1,219.2
99500	G滅菌 49cm <sup>2</sup>	500ml	93×93×214mm	10個 (1個個装×10/パック)	¥22,000 →	¥15,400	¥1,540.0
99950	G滅菌 69cm <sup>2</sup>	1000ml	111×111×285mm	9個 (1個個装×9/パック)	¥37,200 →	¥26,040	¥2,893.3
<b>ボトルトップのみ 個装</b>							
99155	G滅菌 49cm <sup>2</sup>	150ml	90×89×57mm	36個 (1個個装×36/パック)	¥44,200 →	¥30,940	¥859.4
99255	G滅菌 49cm <sup>2</sup>	250ml	90×89×75mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥32,100 →	¥22,470	¥936.3
99505	G滅菌 49cm <sup>2</sup>	500ml	90×89×111mm	21個 (1個個装×21/パック)	¥36,100 →	¥25,270	¥1203.3
99955	G滅菌 69cm <sup>2</sup>	1000ml	108×108×143mm	12個 (1個個装×12/パック)	¥37,600 →	¥26,320	¥2,193.3
<b>ボトルのみ 個装</b>							
99157	G滅菌 —	150ml	93×93×63mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥15,200 →	¥10,640	¥443.3
99257	G滅菌 —	250ml	93×93×87mm	24個 (1個個装×24/パック)	¥19,200 →	¥13,440	¥560.0
99507	G滅菌 —	500ml	93×93×121mm	36個 (1個個装×36/パック)	¥46,900 →	¥32,830	¥911.9
99957	G滅菌 —	1000ml	111×111×160mm	20個 (1個個装×20/パック)	¥39,600 →	¥27,720	¥1,386.0

大箱包装：-



30%OFF

セルリフター・  
セルスクレーパー

## ■ スクレーパーブレード ①

わずかな力でブレードが回転し、一定角度でブレードが止まるのでフラスコなどからの細胞の回収が容易

## ■ スクレーパーブレード ②


弾力のあるポリプロピレン製で細胞を回収するのに最適

## ■ セルリフター

ヘラの様な形状のため、ディッシュ、ピールオフフラスコ、リクローザブルフラスコなどからの細胞や組織の回収に優れています。

## ■ 包装

セルリフター、セルスクレーパー共にペーパープラスチック包装なので商品の取出しが容易



カタログNo.	柄の長さ	ブレード幅	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
<b>セルスクレーパー</b>						
99002	G 滅菌 個装	240mm13mm	150本 (1本個装×150パック)	¥48,400	¥33,880	¥225.9
99003	G 滅菌 個装	300mm20mm	150本 (1本個装×150パック)	¥55,000	¥38,500	¥256.7
99004	G 滅菌 個装	380mm25mm	100本 (1本個装×100パック)	¥45,200	¥31,640	¥316.4
<b>セルリフター</b>						
99010	G 滅菌 個装	195mm 14mm	150本 (1本個装×150パック)	¥42,300	¥29,610	¥197.4

大箱包装：—

30%OFF


## Clipmax

## チャンバースライド



スライド (25×75mm) 上で直接培養できます。

- ◆ 細胞培養、免疫化学、さまざまな細胞分析に使用できます。
- ◆ アセトン、エタノール、キシレンなどに耐性。
- ◆ スライドの取りはずしに道具は必要ありません。
- ◆ フィルターキャップには0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付。
- ◆ サイズ: 33×93×32mm (W×D×H)  
(スライド部分: 25×75mm)
- ◆ 材質: P.S (チャンバー), COP (スライド)  
P.E (キャップ)
- ◆ 温度耐性:  
P.S (ポリスチレン) -40~70°C  
COP (シクロオレフィンポリマー) -40~120°C  
P.E (ポリエチレン) -40~70°C




1. 積み重ねられます。
2. チャンバーを取り除く前
3. チャンバーを取り除いた後
4. “クリックオフ”によりチャンバーを取りはずします。

カタログNo.	最大容量 (推奨容量)	培養面積	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価	
70010	G 滅菌 個装	5.0ml (3.5ml)	10cm <sup>2</sup>	5個 (1個個装×5パック)	¥10,500	¥7,350	¥1470.0


大箱包装：—

## 手 順

## 1.パッケージから取り出し



## 2. 培養 注意: 最大37°C、3週間



## 3. チャンバーの取り出し




## 細胞培養容器

**CELLLine Bioreactor Flasks CL350 350ml**

Argos


マニュアル（英語） **PDF** : <http://www.argos-tech.com/pdfs/celline-manual.pdf>

- ◆ モノクローナル抗体や組換えタンパク質の作製に最適
- ◆ 底面にガス透過性メンブレンを使用することでガス交換効率が向上
- ◆ 長期間培養が可能
- ◆ 分子量10,000以上のタンパク質は2枚の膜の間にとどまるので、作製後の精製が容易
- ◆ 培養後の濃縮、生成に関わるコストの低減
- ◆ 浮遊細胞用
- ◆ ガンマ線滅菌済・個別包装
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ 凍結不可
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ 材質：P.S (Cellline)、P.E (キャップ)



## CELLLine CLシリーズ

実験室規模で浮遊細胞または接着細胞をマイクロキャリアと組み合わせて使用するアプリケーションに最適。  
ハイブリドーマおよび他の多くのタイプの培養にお使いいただけます (CHO、NSO、SF細胞)。



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-90010	CELLLine CL350 350ml フラスコ	5個 (1個個装×5パック)	¥295,000	¥206,500

大箱包装：-

## プラスチックピペット

Argos

**プラスチックピペット ショートタイプ**

- ◆ 通常のピペットよりも 10cm ほど短い
- ◆ 読み取りやすい目盛
- ◆ 個別包装
- ◆ カラーコードで容量が見分けられます
- ◆ ディスペンサーBOXはピペットの出し入れが容易
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, endotoxin, Pyrogen Free
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ 材質：P.S



カタログNo.	規格	全長	目盛り	マイナス目盛り	カラーコード	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-PM5	G滅菌 個装	5ml	235mm	0.1ml	3ml	■ 青	200本 (1本個装×200パック)	¥20,000 → ¥14,000
BMA-PM10	G滅菌 個装	10ml	235mm	0.2ml	10ml	■ 橙	150本 (1本個装×150パック)	¥15,600 → ¥10,920
BMA-PM25	G滅菌 個装	25ml	235mm	0.5ml	10ml	■ 緑	100本 (1本個装×100パック)	¥25,800 → ¥18,060

大箱包装：-

## プラスチックピペット

Argos

**プラスチックピペット オープンエンドタイプ**

- ◆ チップを使用しないピペット先端が広口タイプ
- ◆ 粘度の高いサンプル向け
- ◆ 個別包装
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase Free
- ◆ ガンマ線滅菌済



カタログNo.	規格	全長	目盛	マイナス目盛	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-OEPS2	G滅菌 個装	2ml	270mm	0.1ml	0.3ml	500本 (1本個装×500パック)	¥33,000 → ¥23,100
BMA-OEPS5	G滅菌 個装	5ml	320mm	0.1ml	5ml	200本 (1本個装×200パック)	¥18,000 → ¥12,600
BMA-OEPS10	G滅菌 個装	10ml	310mm	0.1ml	3ml	200本 (1本個装×200パック)	¥18,800 → ¥13,160

大箱包装：-

\* キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

**在庫  
限り!**

バストールピペット

**プラスチックバストールピペット**

特別価格

曲げられるから  
とっても  
便利!

**Argos**

- ガラスピペットの代わりとなる安全なプラスチックピペット
- 先端が細長く曲げられるので、細口チューブや少量のチューブからのピッティングが可能
- アスピレーター用のピペットとしても使用可能
- 材質：P.S クラス 100,000 クリーンルーム内で製造
- DNase, RNase, Pyrogen Free
- 材質：P.S

*Flexibility equals safer pipetting options*

カタログNo.	長さ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-P0534	145mm	200本 (1本個装×200パック)	¥17,700 → 15個限り	¥6,570
BMA-P0900	230mm	200本 (1本個装×200パック)	¥21,200 → 15個限り	¥8,620

大箱包装：-

**在庫  
限り!**

細胞ろ過フィルター

**Cell strainers**

販売終了


**Argos**

- タブがついているのでピンセットでの取扱いが容易
- ガーゼろ過よりも速く容易に使用可能
- 均一な単細胞浮遊液が得られます。
- シンプルなディスポーザブルタイプでそのまま使用できるろ過フィルター
- 50ml 遠心管に使用可能
- 材質（フレーム）：P.P 製
- ガンマ線滅菌済

**アプリケーション**

次のようなフローサイトメトリーのサンプル準備にお使い頂けます。

- 髓、脾臓、胸腺、扁桃腺、リンパ節の単一細胞浮遊液
- 幹細胞、組織由来細胞、ガン細胞
- 初代細胞培養やイムノゲンの標本準備
- 凍結保存の準備
- 不活性化血清で生じた凝集タンパク質のろ過





BMA-CS040 (青)のみの販売となります。

カタログNo.	ポアサイズ	カラーコード	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-CS040	40 μm	青	50個 (1個個装×50パック)	¥21,000 → 7個限り	¥8,870

大箱包装：-

**培養関連製品****イノキュレーティングループ・ニードル****EVERGREEN**

- ハンドリングしやすいプラスチック設計です。
- ループの曲がり防止の為、箱に梱包されています。
- 全てガンマ線滅菌済です。
- 温度耐性：0°C～80°C



カタログNo.	色	規格	全長	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
333-5001-B10	ブルー	1μl ループ+スプレッダー	230.0mm	500本 (25本×20パック)	¥15,000 →	¥10,500
333-5010-Y10	イエロー	10μl ループ+スプレッダー	225.0mm	500本 (25本×20パック)	¥15,000 →	¥10,500
333-5012-G10	グリーン	ニードル+スプレッダー	225.0mm	500本 (25本×20パック)	¥15,200 →	¥10,640

大箱包装：500本×12

**在庫  
限り!**  
販売終了

培養関連製品

**イノキュレーティングループ・ニードル****Argos**

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

- ◆ Argosのループ&ニードルは、高品質なツイストニクロム線で作られており、鈎菌・接種作業に使用できます。
- ◆ ループは寒天培地を傷めることなく表面に沿ってスライドするよう設計されています。
- ◆ ハンドルなしループはホルダーと合わせて使用でき、鈎菌・接種作業から手を保護します。
- ◆ 材質はニッケルメッキした真ちゅう製で6インチと8インチから選択できます。

**こんな組み合わせでお使いいただけます！**

例えば・・・

BMA-L1102 (ループ) + BMA-L1110 (ホルダー)  
 BMA-L1101 (ループ) + BMA-L1111 (ホルダー)



カタログNo.	規 格	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>ハンドルなしループ</b>				
BMA-L1102	ループ S φ2.26mm	25本 (25本×1パック)	¥18,200 → 8個限り	¥3,200
BMA-L1103	ループ M φ2.91mm	25本 (25本×1パック)	¥18,200 → 7個限り	¥4,900
BMA-L1104	ループ L φ5.0mm	25本 (25本×1パック)	¥18,200 → 7個限り	¥3,900
<b>ハンドルなしループ (1μlもしくは10μl用)</b>				
BMA-L1101	ループ 1μl用 φ1.45mm	5本 (5本×1パック)	¥60,500 → 17個限り	¥10,600
BMA-L1100	ループ 10μl用 φ4.0mm	5本 (5本×1パック)	¥60,500 → 17個限り	¥10,600
<b>ループホルダー</b>				
BMA-L1110	6インチ ループホルダー	1本 (1本×1パック)	¥9,300 → 14個限り	¥1,600
BMA-L1111	8インチ ループホルダー	1本 (1本×1パック)	¥9,300 → 42個限り	¥3,100
<b>ハンドル付ループ</b>				
BMA-L1120	ハンドル(青)付ループ S φ2.5mm	5本 (5本×1パック)	¥15,800 → 5個限り	¥3,500
BMA-L1121	ハンドル(緑)付ループ M φ3.5mm	5本 (5本×1パック)	¥15,800 → 19個限り	¥3,600
BMA-L1122	ハンドル(赤)付ループ L φ5.5mm	5本 (5本×1パック)	¥15,800 → 16個限り	¥2,800
<b>ハンドル付ループ (1μlもしくは10μl用)</b>				
BMA-L1123	ハンドル(白)付ループ 1μl用 φ1.45mm	5本 (5本×1パック)	¥68,500 → 49個限り	¥10,500
BMA-L1124	ハンドル(クリア)付ループ 10μl用 φ4.0mm	5本 (5本×1パック)	¥56,500 → 48個限り	¥10,500
<b>ニードル</b>				
BMA-L1125	ハンドル(白)付 8インチストレートニードル	1本 (1本×1パック)	¥6,500 → 8個限り	¥1,200
BMA-L1126	ハンドル(青)付 8インチアンダルニードル	1本 (1本×1パック)	¥6,500 → 10個限り	¥1,200
BMA-L1127	ハンドルなし 3インチ ストレートニードル 25ゲージ	12本 (12本×1パック)	¥2,900 → 20個限り	¥550
BMA-L1128	ハンドル(クリア)付 10.75インチ ニードル	5本 (5本×1パック)	¥17,600 → 18個限り	¥3,100

大箱包装 : -

**在庫  
限り!**  
販売終了



こんな商品もあります！

**BMBio不織布マスク**

**BMBio**  
ST (Standard & Stable)

- ◆ 使い捨てマスク
- ◆ 3層構造
- ◆ グラスファイバーフリー
- ◆ 通気性あり
- ◆ 高いフィルター性能
- ◆ ノーズワイヤ付き
- ◆ 材質：ポリプロピレンスパンボンド不織布および  
ポリプロピレンマルトブローン不織布
- ◆ 未滅菌

\*医療用マスクではありません。  
\*衛生目的でご使用いただけます。

## 仕様

- サイズ (W×D) : 175±5×93±3mm
- ノーズワイヤ: 100±5mm
- 耳ひも: 170±10mm



**大幅値下げ!!**



**ウイルス飛まつ  
99.8%カット**

(一財)カケンテストセンター測定



**お得!!**

1ケース(40箱)単位の  
ご注文でさらにお得に  
なります。

**1箱あたり¥200**

カタログ No.

希望販売価格

**BMSTGV0001**

¥1,700 → 6,051個限り

キャンペーン中の参考価格

**¥400**

包装: 50枚 (50枚×1パック)

使用上の注意については、当社Webサイトにてご確認ください。

試験方法: JIS T 9001

承認番号: No.21-0135

発行日: 2021年8月25日

有効期限: 2023年10月21日

## ＼お得な情報を配信します！／ メルマガ会員募集中!!

**登録  
無料**

メールニュースでは、

新商品発売・おススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。





ニトリルグローブ

**BM touch Nitrile**
**BMBio**  
 EX (Excellent & Extra)

 1枚あたり  
**¥13**

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

希望販売価格

¥3,500

キャンペーン中の参考価格

**¥1,300**
**大幅値下げ!!**


## カタログ No.

## 商品名

## 包装

BMSTGV0002	未滅菌	BM touch Nitrile XS	100枚 (100枚×1パック)	1,760 個限り
BMSTGV0003	未滅菌	BM touch Nitrile S	100枚 (100枚×1パック)	3,227 個限り
BMSTGV0004	未滅菌	BM touch Nitrile M	100枚 (100枚×1パック)	3,783 個限り
BMSTGV0005	未滅菌	BM touch Nitrile L	100枚 (100枚×1パック)	853 個限り
BMSTGV0006	未滅菌	BM touch Nitrile XL	100枚 (100枚×1パック)	957 個限り

- ◆ 全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
- ◆ ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっています。
- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 優れた強度で破れにくくなっています。
- ◆ 快適でフィット感のあるデザインになっています。

## 品質基準

- ASTM D6319およびEN 455規格に準拠しています。
- QSR (GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016品質管理システムに基づいて製造されています。

	BMtouch Nitrile	ASTM	EN455
Length (mm)	Min 230 Min 240	Min 220 (XS, S) Min 230 (M, L, XL)	Min 240
Palm Width (mm)			
XS	76±3	70±10	<80
S	84±3	80±10	80±10
M	94±3	95±10	95±10
L	105±3	110±10	110±10
XL	113±3	120±10	>110
Thickness : Single Wall (mm)			
Finger	Min 0.05	Min 0.05	N/A
Palm	Min 0.05	Min 0.05	N/A

## 使用上の注意

- 研究・検査用の手袋です。医療用としてはご使用できません。
- 体質によっては、痒み、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用を控えてください。
- 薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
- 熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
- 爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。破れの原因となります。
- 感電の恐れがありますので、電気には触れないでください。
- 品質保持のため、直射日光や高温、多湿での保管は避けてください。



ラテックスグローブ  
**BM touch**

**BMBio**  
EX (Excellent & Extra)



1枚あたり  
**¥19**  
(38円/1双)

パウダーフリー

天然ゴム

STERILE

左右別

希望販売価格  
¥6,100

キャンペーン中の参考価格

**¥1,900****大幅値下げ!!**

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
BMXTGV0001	6.0 滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 <b>961個限り</b>
BMXTGV0002	6.5 滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 <b>908個限り</b>
BMXTGV0003	7.0 滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 <b>2,494個限り</b>
BMXTGV0004	7.5 滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 <b>679個限り</b>
BMXTGV0005	8.0 滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 <b>1,382個限り</b>
BMXTGV0006	9.0 滅菌	100枚(1双個装×50パック)	100枚×8 <b>516個限り</b>

快適なフィット感  
優れた操作性

- ◆ ガンマ線滅菌済み(1双パック)
- ◆ ペアタイプ(左右別)
- ◆ 環境にやさしい天然ラテックス
- ◆ ビードカフでスムーズな装着
- ◆ 快適なフィット感で優れた操作性
- ◆ 外側全面エンボス加工
- ◆ ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- ◆ 安心の二重包装



## 品質基準


- ASTM D3577およびEN455規格に準拠
- QSR(GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016による品質管理システム
- ガンマ線滅菌済み
- 無菌性試験済み

BM touch	
Length (mm)	280
Finger (mm)	0.26
Palm (mm)	0.22
Cuff (mm)	0.19



## 使用上の注意

天然ゴム製グローブのご使用により、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。



# MICROFLEX® 大箱購入で ハンドクリームプレゼント！

エクシードもしくはダイヤモンドグリッププラスを大箱（包装×10）包装購入で  
花王 アトリックス ハンドクリーム 50g 1本を  
もれなくプレゼント！（商品に添付されています）



## 花王 アトリックスハンドクリーム50g を 大箱包装（包装×10）1箱につき1本プレゼント

プレゼント

器具洗浄で荒れがちな手肌にうるおいベールを！

- ・荒れがちな手肌にうるおいを届けるために「浸透」と「保水」の2つの働きに着目。「うるおい持続ベール」が、乾燥や水仕事などのダメージから、手肌を守ります。しっとりとなじんでべたつきません。
- ・角層深くまでうるおいをとどける浸透性保湿成分\*1配合
- ・角層内部でうるおいをしっかり抱え込む水分保持成分\*2配合
- ・うるおい成分：セラミドE・カモミールエキス・月下香エキス配合
- ・微香性、無着色

\*1: ベタイン

\*2: ラウロイルグルタミン酸ジ(フィステリル・オクチルドデシル)

注意：上記、花王掲載部分を引用



## Check!! AQL (Acceptable Quality Level) とは

AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の割合(%)を表します。  
Microflex®ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査（気密性検査）により厳重に品質管理が行われております。

### 検査方法

- ① 各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査
- ② 1リットルの水を用いた水密性検査
- ③ 持続的な圧力負荷によるリーク検査

また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。

Microflex®ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。

## ラテックスグローブ

**DIAMOND GRIP PLUS™ ダイヤモンドグリップ プラス**

MICROFLEX

スタンダード  
ラテックスグローブ

パウダーフリー ラテックス 袖+3cm AQL 1.5

希望販売価格  
¥3,500 → **¥1,750** 未滅菌

※カタログNo.が下記へ変更となりました。  
DGP-INTが93754、サイズを表すXS～XLが  
60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	包装
63754060	XS	
63754070	S	
63754080	M	100枚 (100枚×1パック)
63754090	L	
63754100	XL	

	ASTM	DIAMOND GRIP PLUS™
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.13
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	22
After Aging	min. 14	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ パウダーからのコンタミを防ぎます。
- ◆ 米国FDA基準ASTM クリアー
- ◆ 外側はエンボス加工が施されており、滑りにくくなっています。

## ラテックスグローブ

ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度で手にジャストフィットし、あらゆる研究分野で広く使われているスタンダードグローブです。

## ニトリルグローブ

**XCEED® エクシード**

MICROFLEX

ERGOFORM™  
Ergonomic Design Technology



パウダーフリー ニトリル 耐薬品性 柔軟性抜群 AQL 0.65

希望販売価格  
¥8,500 → **¥3,950** 未滅菌

※カタログNo.が下記へ変更となりました。  
XC-INTが93733、サイズを表すXS～XLが  
60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	包装
93733060	XS	
93733070	S	250枚
93733080	M	(250枚×1パック)
93733090	L	
93733100	XL	230枚 (230枚×1パック)

	ASTM	XCEED®
Length(mm)	220	240±10
Cuff Thickness(mm)	n/a	0.06
Palm Thickness(mm)	min. 0.05	0.07
Finger Thickness(mm)	min. 0.05	0.11
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	33
After Aging	min. 14	31
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 500	400

- ◆ 250枚入り（一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り）でコスト＆スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- ◆ 他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

注意：XC-INTで始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

## ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。  
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっています。  
指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

## ニトリルグローブ

## Supreno® スプリーノ

MICROFLEX®

超特価！

大幅値下げ

エンボス加工で  
滑りにくい

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

AQL 0.65

希望販売価格

¥5,000

キャンペーン中の参考価格

¥2,500

未滅菌

※カタログNo.が下記へ変更となりました。  
SU-INTが93743、サイズを表すXS～XLが  
60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	包 装
93743060	XS	
93743070	S	
93743080	M	100枚 (100枚×1パック)
93743090	L	
93743100	XL	

大箱包装：100枚×10

	ASTM	SUPRENO®
Length (mm)	220	245±5
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.09
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.11
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.18
Tensile Strength	min. 14	36
Elongation	min. 500	500

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっている。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

在庫限り！  
販売終了

## ニトリルグローブ

## ULTIMATE BARRIER

MICROFLEX®

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

AQL 0.4

1枚あたり  
¥22.0

ULTIMATE BARRIERグローブ：高い耐薬品性と優れた装着感の両立  
TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

- ◆ 薬の浸透を防ぐ
- ◆ 特別に開発したニトリルにより多くの化学薬品に対して耐性

	93-850
Length (mm)	240
AQL	0.4
Palm Thickness (mm)	0.12
Finger Thickness (mm)	0.19
Tensile Strength (MPa)	Before Aging After Aging
Elongation at Break (%)	Before Aging After Aging
Force at Break (N)	Before Aging After Aging



動画 <http://www.ansell.com/en/Campaigns/TNT/Video.aspx>

カタログ No.	サイズ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
93850060	未滅菌 XS	100 枚 (100 枚×1 パック)	¥5,500 → 101個限り	¥2,200
93850070	未滅菌 S	100 枚 (100 枚×1 パック)	¥5,500 → 77個限り	¥2,200
93850100	未滅菌 XL	100 枚 (100 枚×1 パック)	¥5,500 → 18個限り	¥2,200

大箱包装：100枚×10



ニトリルグローブ

## Ultraform® ウルトラフォーム

MICROFLEX®

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

極薄

1枚あたり  
¥18.2

- ◆ 300枚入り(一般的なグローブの3倍)でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

	ASTM	Ultraform®
Length (mm)	220	230
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.06
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.06
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.08
Tensile Strength	Before Aging (Mpa)	min. 14 25
	After Aging (Mpa)	min. 14 27
Elasticity/Elongation	Before Aging (%)	min. 500 500
	After Aging (%)	min. 400 400



カタログ No.	サイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
UF-524-XS	未滅菌 XS	XS 300枚 (300枚×1パック)	¥18,200 → 56個限り	¥5,460
UF-524-S	未滅菌 S	S 300枚 (300枚×1パック)	¥18,200 → 117個限り	¥5,460
UF-524-M	未滅菌 M	M 300枚 (300枚×1パック)	¥18,200 → 360個限り	¥5,460
UF-524-L	未滅菌 L	L 300枚 (300枚×1パック)	¥18,200 → 20個限り	¥5,460

大箱包装: 300枚×10

## ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっています。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。



こんな商品もあります！

## グローブホルダー 3箱用

BMBio®

- ◆ 手袋の箱が3個入りますので、実験台の上などに種類・サイズ別に置き、グローブを取り出すことができます。
- ◆ 材質：アクリル

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-8018-3	1個	¥20,000 → 1個限り	¥5,350



ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ＆プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器



## ホモジナイザー

### フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー

- ◆ エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。
- ◆ 各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉碎、成分抽出が可能。
- ◆ 0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能。
- ◆ 高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉碎で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)。
- ◆ 新たにエッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品をご用意(5.0mlは44ページ掲載掲載)。

溝付きGタイプの先端部  
チューブの底に試料が  
トラップされません!



### コードレス用ホモジナイザー

### 1.5 / 0.5mL用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

ヘッド形状	ラージヘッド型 (LHタイプ)			ストレート型 (PAタイプ)			スマールヘッド型 (SHタイプ)		
全長/軸径/最大径	100/5/8mm			100/5/5mm			100/5/4mm		
先端材質	全PCTFE (継ぎ目なし)			全PCTFE (継ぎ目なし)			全PCTFE (継ぎ目なし)		
適合電動ツール	23M, 23M-R25			23M, 23M-R25			23M, 23M-R25		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ 3810X型 1.5mL	LH-EP3810X (旧: 226AX)	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-EP3810X (旧: 223AX)	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-EP3810X (溝付) (旧: 226AXG)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-EP3810X (溝付) (旧: 223AXG)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
エッペンドルフ 3810型 1.5mL	LH-EP3810 (旧: 226A)	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-EP3810 (旧: 223A)	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-EP3810 (溝付) (旧: 226AG)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-EP3810 (溝付) (旧: 223AG)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL	LH-EPSL15	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-EPSL15	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-EPSL15 (溝付)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-EPSL15 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 0.5mL	-			-			SH-EPSL05	4本	¥16,000 → 1個限り ¥10,600
ワトソン 131-4150型 1.5mL	LH-WA415 (旧: 276A)	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-WA415 (旧: 227A)	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-WA415 (溝付) (旧: 276AG)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-WA415 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥12,800	-		
ワトソン 131-5150型 1.5mL	LH-WA515 (旧: LH-WATSON-515C)	2本	¥19,000 → ¥15,200	PA-WA515	4本	¥14,000 → ¥11,200	-		
	LHG-WA515 (溝付)	2本	¥20,000 → ¥16,000	PAG-WA515 (溝付)	4本	¥16,000 → ¥12,800	在庫限定(終)		
ワトソン 130-8060型 0.5mL	-			-			SH-WA806 (旧: 451A)	4本	¥16,000 → 1個限り ¥10,600

\*セーフロックチューブ1.5ml 型番: 0030 120.086 \*セーフロックチューブ0.5ml型番: 0030 121.023  
 \*チューブ内に浮遊する試料などの場合はチューブ側面を含め接触面積が大きいLH,LHGタイプが効果的です。  
 \*型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。  
 \*PCTFE: 3 フッ化フッ素樹脂  
 \*オートクレーブ可能  
 \*上記以外のメーカーに対するホモジナイザーの製作可能です。お問い合わせください。

\*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホモジナイザー用コードレス電動ミキサー

**電動ミキサー 23M**

有限会社 アイ・エス・オー

簡易型電動ツールの着脱が容易なスナップフィット採用。

- ◆ 高回転タイプ
- ◆ 適合ホモジナイザー・・・ LH、LHG、PA、PAG、SH型0.5～5.0ml用、FT-2012A、FT-2012AG
- ◆ 汎用DCモーター仕様



電源	単4型乾電池2本（試用電池付属）
回転速度	約9,000rpm 固定(3V時)
全長	127mm
本体重量	約80g

カタログNo.	商品名	包 装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
23M	電動ミキサー	1式	なし	¥7,000 →	¥5,600

大箱包装：なし

※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

マニュアルディスピーラブルホモジナイザー

**チューブミキサー**BMBio  
ST (Standard & Stable)

1.5mlマイクロチューブの形状に合わせてあります。  
サンプルの混合、組織細胞のホモジナイズにお使い下さい。



オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ 長さ：8.5cm
- ◆ 材質：P.P

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
C-3452-2	チューブミキサー 100本 (100本×1パック)		¥21,000 →	¥9,510

大箱包装：一

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## パワーツール用ホモジナイザー

## 1.5mLチューブ用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

ヘッド形状						
全長/軸径/最大径	115/3 (SUS304) /8mm			115/3 (SUS304) /8mm		
先端材質	PCTFE			PCTFE		
適合電動ツール	PT-33M, PT-101			PT-33M, PT-101		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ 3810X型 1.5mL	SN-EP3810X (旧: N556X)	2本	¥16,000 → ¥12,800	SS-EP3810X (旧: 556X)	在庫限定(終) 2本	¥14,000 → 1個限り ¥8,400
	SNG-EP3810X (溝付) (旧: N556XG)	2本	¥17,000 → ¥13,600			
エッペンドルフ 3810型 1.5mL	SN-EP3810 (旧: N556)	2本	¥16,000 → ¥12,800			
	SNG-EP3810 (溝付) (旧: N556G)	2本	¥17,000 → ¥13,600			
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL	SNG-EPSL15 (溝付)	2本	¥17,000 → ¥13,600			
ワトソン 131-415C型 1.5mL	SN-WA415 (旧: N557)	2本	¥16,000 → ¥12,800	SS-WA415 (旧: 557)	在庫限定(終) 2本	¥14,000 → 1個限り ¥8,400
	SNG-WA415 (溝付) (旧: N557G)	2本	¥17,000 → ¥13,600			
ワトソン 131-515C型 1.5mL	SN-WA515 (旧: SN-WATSON-515C)	2本	¥16,000 → ¥12,800			
	SNG-WA515 (溝付)	2本	¥17,000 → ¥13,600			

\*セーフロックチューブ1.5ml 型番: 0030 120.086 \*セーフロックチューブ0.5ml型番: 0030 121.023

大箱包装: なし

\*SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。

\*型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。

\*PCTFE : 3フッ化フッ素樹脂

\*オートクレーブ可能

\*上記以外のメーカーに対応するホモジナイザーの製作可能です。お問い合わせください。

## コードレス用／パワーツール用ホモジナイザー

## エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

ヘッド形状						
全長/軸径/最大径	155/5/12mm			145/3/10mm		
先端材質	PCTFE (M4ネジによる接合)			PCTFE/ステンレス		
適合電動ツール	23M, 23M-R25			PT-33M, PT-101		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL	LH-EPSL50	2本	¥19,000 → ¥15,200	SS-EPSL50	2本	¥16,500 → ¥13,200
	LHG-EPSL50 (溝付)	2本	¥20,000 → ¥16,000	SG-EPSL50 (溝付)	2本	¥17,500 → ¥14,000

\*Safe-Lock Tube 0030 119.401 5.0ml対応品

大箱包装: なし

\*LHタイプ: 全フッ素樹脂タイプ、SSタイプ: ステンレス軸タイプ

\*オートクレーブ可能

パワーツール用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

## ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー

- マイクロチューブホモジナイザーと同様に各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザーです。
- 各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉碎、成分抽出が可能です。
- 高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉碎で発熱の心配もありません（手動または低速型電動ツール使用時）。



全長/先端部径/軸径	170/24/3mm	170/10/3mm	175/12/3mm	135/12/5mm
材質（先端部/軸部）	PCTFE/ステンレス	PCTFE/ステンレス	PCTFE/ステンレス	PCTFE
適合電動ツール	PT-33M, PT-101	PT-33M, PT-101	PT-33M, PT-101	23M, 23M-R25
対応チューブ	ファルコン 50mL	ファルコン 15mL	ファルコン 15mL	ファルコン 15mL
	FT-3010S 包装：2本 ￥16,500 →￥13,200	FT-3012S 包装：2本 ￥18,000 →￥14,400	FT-3012SG (溝付) 包装：2本 ￥19,000 →￥15,200	FT-2012A 包装：2本 ￥19,000 →￥15,200
	FT-3050SG (溝付) 包装：1本 ￥12,000 →￥9,600	FT-3010SG (溝付) 包装：2本 ￥17,500 →￥14,000	FT-3012SG (溝付) 包装：2本 ￥19,000 →￥15,200	FT-2012AG (溝付) 包装：2本 ￥20,000 →￥16,000

\*型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。

\*PCTFE：3フッ化フッ素樹脂

\*オートクレーブ可能

大箱包装：なし

電動ミキサー

有限会社 アイ・エス・オー

## パワーツール PT-33M

100V電源使用。着脱が容易なコレットチャック採用

(3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能)。

- 適合ホモジナイザー・・・ SN, SNG, SS, SG, FT-3010S, FT-3010SG, FT-3012S, FT-3012SG, FT-3050SG
- 汎用DCモーター仕様

電源 AC 100V (AC-DCアダプター付属)

回転速度 4,000 ~ 18,000rpm (可変連型)

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PT-33M	パワーツール PT-33M	1式	￥19,500 →	￥15,600

大箱包装：なし



※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

電動ミキサー

有限会社 アイ・エス・オー

## パワーツール PT-101

低回転・高トルク。高い回転精度。電源・モーター分離型。デジタル表示。

- 電源部、ハンドピース、フットスイッチから構成されています。
- 高精度のハンドピースで軸振れがきわめて少なくなっています。
- 超低速（0）から8,000rpmまでフットスイッチで可変速運転が可能で、回転摩擦による発熱も最小限に抑えることが可能です。
- ホモジナイザーとの接続：ワンタッチコレットチャック（全てのステンレス3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能）
- 適合ホモジナイザー・・・ SN, SNG, SS, SG, FT-3010S, FT-3010SG, FT-3012S, FT-3012SG, FT-3050SG

電源 AC100V

回転速度 0 ~ 800 ~ 8,000rpm  
(ツマミで最大回転数を設定し、その範囲をフットスイッチで回転数制御します。  
(例：0 ~ 800rpmをフットスイッチで制御可能)

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PT-101	パワーツール セット（パワーパック、ハンドピース、フットスイッチ）	1式	￥195,000 →	￥156,000
AD-352	全フッ素樹脂ホモジナイザー用アダプター	2個	￥3,600 →	￥2,880



※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

\*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器




ディスポーザブルホモジナイザー  
バイオマッシャー

nippi 株式会社ニッピ

# BioMasher®

サンプルからRNA・DNA・タンパク質を抽出する時に、試料を破碎する目的で使用します。

製品選択ガイド



バイオマッシャー  
**BioMasher® I**  
O-リング付き

遠心分離により試料を効率よく簡単に破碎



逆流を防ぐためのOリング付タイプ

特長	機器による同時処理
回収量	少
発熱	なし
使用機器	遠心分離機
コスト	¥141/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	△

\*チューブとホモジナイザーのセットです。

バイオマッシャー  
**BioMasher® I**  
O-リングなし



すり潰しが楽なリングなしタイプ

バイオマッシャー  
**BioMasher® II**  
広範囲の試料をスピーディーに大量に破碎




特長	高い回収量
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	—
コスト	¥100/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

\*チューブとホモジナイザーのセットです。

バイオマッシャー  
**BioMasher® sp**

広範囲の試料をスピーディーに大量に破碎



特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥250/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

\*チューブとホモジナイザーのセットです。

バイオマッシャー  
**BioMasher® III**  
すり潰しとフィルターの通過で二重の破碎効果



特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥160/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

\*チューブとホモジナイザーのセットです。

バイオマッシャー  
**BioMasher® V**

大量の試料に適用できるビッグサイズ



特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥440/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

\*チューブとホモジナイザーのセットです。


# BioMasher® I バイオマッシャーI

## 遠心分離により試料を効率よく破碎

試料の逆流を防ぐためのO-リング付タイプと、  
すり潰しが楽なO-リングなしタイプの2種類ラインナップ

- ◆ 遠心分離機を用いて生体組織を簡単に破碎できるディスポーザブルホモジナイザーです。試料は遠心力でフィルターを通過し、破碎されます。
- ◆ 破碎棒の先端に十字型のブレードがあり、手で押し回すことで、遠心力のみでは破碎しにくい試料をすり潰す効果があります。
- ◆ フィルターチューブには、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪があります。
- ◆ ポリエチレン製フィルター(PE)タイプはポリプロピレン製フィルター(PP)タイプよりもポアサイズが小さく、より細かい破碎が可能です。

※ 一部の試料（表皮や腸間膜、尾などの繊維質の多い組織）を除き、フィルターチューブにはバッファーを入れずに使用してください。  
遠心時にフィルターが詰まり、チューブが破損するおそれがあります。



カタログ No.	商品名	O-リング	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
NIP-30-15-O	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	○	PP	30本 (30本×1パック)	¥5,800 →	¥4,640
NIP-120-15-O	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	○	PP	120本 (30本×4パック)	¥19,600 →	¥15,680
NIP-30-20-O	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	○	PP	30本 (30本×1パック)	¥5,000 →	¥4,000
NIP-120-20-O	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	○	PP	120本 (30本×4パック)	¥17,000 →	¥13,600
NIP-30-15	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	×	PP	30本 (30本×1パック)	¥5,200 →	¥4,160
NIP-120-15	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	×	PP	120本 (30本×4パック)	¥17,300 →	¥13,840
NIP-30-20	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	×	PP	30本 (30本×1パック)	¥4,500 →	¥3,600
NIP-120-20	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	×	PP	120本 (30本×4パック)	¥15,000 →	¥12,000
NIP-30-15-O-PE	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	○	PE	30本 (30本×1パック)	¥5,800 →	¥4,640
NIP-120-15-O-PE	バイオマッシャーI 1.5ml チューブ	○	PE	120本 (30本×4パック)	¥19,600 →	¥15,680
NIP-30-20-O-PE	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	○	PE	30本 (30本×1パック)	¥5,000 →	¥4,000
NIP-120-20-O-PE	バイオマッシャーI 2.0ml チューブ	○	PE	120本 (30本×4パック)	¥17,000 →	¥13,600


チューブとホモジナイザーのセットになっています。

# BioMasher® III バイオマッシャーIII

## 破碎とフィルトレーションが同じ容器内で可能！

- ◆ バイオマッシャーIとIIの特長を併せ持ったタイプです。
- ◆ 内面ディンプル加工のフィルターチューブと表面ディンプル加工の攪拌棒の組み合わせで試料を破碎した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。
- ◆ 繊維質の多い試料の破碎にお勧めします。

※ 破碎が困難な試料は、専用電動攪拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破碎できます。



カタログ No.	商品名	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
320302	バイオマッシャー3 <small>未滅菌</small>	PP	50本 (1本×50パック)	¥9,200 →	¥7,360

チューブとホモジナイザーのセットになっています。


# BioMasher® II バイオマッシャーII

売れ筋  
No.1

nippi 株式会社ニッピ

すり面のディンプル加工により破碎効率UP!

- 内側ディンプル加工の1.5mlチューブと表面ディンプル加工の攪拌棒の組み合わせにより、効果的に試料を破碎するホモジナイザーです。
  - 試料をマイクロチューブに入れ、手で攪拌棒を回転して試料を破碎します。
  - 攪拌棒は、試料の跳ね返りを防ぎ、飛散・逆流を防止します。
  - マイクロチューブの底面に攪拌棒がフィットし、確実に試料を捉えます。
  - 動物組織・臓器・植物（茎・根・種子）、昆虫など各種試料の破碎に使用できます。
- ※ 破碎が困難な試料は、専用の電動攪拌機（パワーマッシャーII）を使用すると効果的に破碎できます。
- ※ 攪拌棒はオートクレープできません。  
滅菌が必要な場合は、滅菌済み製品（#320103）をご使用ください。



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
320102	バイオマッシャー2 未滅菌	100セット (1セット×100パック)	¥11,500	¥9,200
320103	バイオマッシャー2 滅菌済	100セット (1セット×100パック)	¥13,800	¥11,040


チューブとホモジナイザーのセットになっています。

# BioMasher® sp バイオマッシャーSP

nippi 株式会社ニッピ

破碎の対象範囲が広がりよりスピーディに！

- バイオマッシャーIIの容量が大きくなったタイプです。
  - 内面ディンプル加工の15mlチューブと表面ディンプル加工の攪拌棒の組み合わせにより、破碎効果を高めたホモジナイザーです。簡単に試料破碎が行えます。
  - 試料をチューブに入れ、手で攪拌棒を回転させて試料の破碎を行います。
  - チューブは底面が平底のため、確実に試料を破碎できます。
  - 動物組織・臓器・植物試料（茎・根・種）、昆虫試料など各種試料の破碎に使用できます。
- ※ 破碎が困難な試料は、専用電動攪拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破碎できます。
- ※ 攪拌棒はオートクレープできません。  
滅菌が必要な場合は滅菌済み製品（#893163、893164）をご使用ください。



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
893161	バイオマッシャーSP 未滅菌	40本 (40本×1パック)	¥11,500	¥9,200
893162	バイオマッシャーSP 滅菌済	100本 (50本×2パック)	¥28,800	¥23,040
893163	バイオマッシャーSP 滅菌済	40本 (40本×1パック)	¥13,800	¥11,040
893164	バイオマッシャーSP 滅菌済	100本 (50本×2パック)	¥32,200	¥25,760


チューブとホモジナイザーのセットになっています。

# BioMasher® V バイオマッシャーV

遠心分離により試料を効率よく破碎

- ◆バイオマッシャーIIIの容量が大きくなったタイプです。
  - ◆内面ディンプル加工のチューブと表面ディンプル加工の搅拌棒の組み合わせで試料を破碎した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。
  - ◆繊維質の多い試料の破碎にお勧めします。
- ※ 破碎が困難な試料は、専用電動搅拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破碎できます。

nippi 株式会社 ニッピ



カタログ No.	商品名	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
891390	バイオマッシャー5 未滅菌	PP	20本 (20本×1パック)	¥10,100	→ ¥8,080
891391	バイオマッシャー5 滅菌済	PP	100本 (20本×5パック)	¥50,600	→ ¥40,480
891392	バイオマッシャー5 滅菌済	PP	20本 (20本×1パック)	¥13,800	→ ¥11,040
891393	バイオマッシャー5 滅菌済	PP	100本 (20本×5パック)	¥69,000	→ ¥55,200

チューブとホモジナイザーのセットになっています。

## バイオマッシャー® II・III・V・SP専用 電動搅拌機

nippi 株式会社 ニッピ

# PowerMasher II

パワーマッシャーII

大量サンプルの破碎、  
手作業では困難な破碎もサポート！

- ◆バイオマッシャーII、III、V、SPの搅拌棒にセットして、電動で搅拌可能です（ギヤー式高トルク：450rpm）。
- ◆単3乾電池2本を使用します。



- 単3乾電池×2
- ギヤー式高トルク
- 回転数：約450回転/分

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
891300	パワーマッシャー2	1式	¥11,500	→ ¥9,200



こんな商品もあります！

## オートクレーブバッグ



- ◆ ビニール袋タイプ（材質：CPP）のオートクレーブバッグです。
- ◆ 1枚ずつ容易に取り出すことができます（09-302-0020）。
- ◆ 小型のバッグのため、生物学的に危険な試料を容易に廃棄することができます。
- ◆ 丈夫な材質のため、傷つきにくく破れにくいです。

カタログ No. **09-302-0020** 未滅菌 20cm×30cm 希望販売価格 **¥2,400** → キャンペーン中の参考価格 **¥1,680**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：100枚×10

1枚あたり  
**¥16.8**

カタログ No. **09-332-0000** 未滅菌 40cm×50cm 希望販売価格 **¥22,400** → キャンペーン中の参考価格 **¥15,680**

包装：250枚（250枚×1パック） 大箱包装：—

1枚あたり  
**¥62.7**

カタログ No. **09-342-0000** 未滅菌 50cm×80cm 希望販売価格 **¥30,600** → キャンペーン中の参考価格 **¥21,420**

包装：250枚（250枚×1パック） 大箱包装：—

1枚あたり  
**¥85.7**

※プリントは入っておりません。



こんな商品もあります！

## バイオハザードバッグ



## Benchtop Biohazard Bag

- ◆ チップやマイクロチューブなどを廃棄する際に適しています。
- ◆ バッグをホルダーにかけることができます。
- ◆ 小型タイプなので場所を取りません。
- ◆ 標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷されています。
- ◆ オートクレーブ処理可能

カタログ No. **B-1005-4** 未滅菌 バイオハザードバッグ 216×280mm 希望販売価格 **¥6,200** → キャンペーン中の参考価格 **¥4,340**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：—



**B-1005-6** 未滅菌 バッグホルダー 希望販売価格 **¥9,000** → キャンペーン中の参考価格 **¥6,300**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：—



## Biohazard Bag

- ◆ 標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷されています。
- ◆ オートクレーブ処理可能

カタログ No. **B-1002-30** 未滅菌 610×760mm 希望販売価格 **¥45,300** → 4個限り キャンペーン中の参考価格 **¥31,710**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：—





こんな商品もあります！

## オートクレーブ廃棄用バッグ サンバッグ



- ◆ 気密性の高い内袋とガス交換性の外袋の2重構造
- ◆ 2重構造なので破れにくい。
- ◆ 病原菌等の危険な物質の滅菌に最適
- ◆ 134℃ 30分間のオートクレーブ滅菌に耐えられます。
- ◆ 材質：PP/LDPE

カタログ No.

09-382-0000 未滅菌 600×900mm

希望販売価格

¥91,000 → 25個限定

キャンペーン中の参考価格

¥32,000

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：—

↓ 大幅  
値下げ


こんな商品もあります！

## オートクレーブ廃棄用バッグ サンバッグ



# Sunbag

- ◆ 材質はポリプロピレン製なので耐熱性は抜群
- ◆ 耐熱性：～132℃まで使用可能
- ◆ 透明性と耐久性もさらにアップし破れづらい
- ◆ 付属の結束バンドは溶けたアガロースをも漏らしません。
- ◆ 付属の滅菌テープにより、滅菌済みか未滅菌かの識別が可能
- ◆ 使いやすい専用スタンドもラインナップ

使用例



SB001 &amp; SB005

使用例



SB004 &amp; SB06

カタログ No.	商品名	規格	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
SB001	サンバッグSS	250×370mm	100枚（100枚×1パック）	¥4,500 →	¥3,600
SB002	サンバッグS	305×660mm	100枚（100枚×1パック）	¥8,000 →	¥6,400
SB003	サンバッグM	405×660mm	100枚（100枚×1パック）	¥11,000 →	¥8,800
SB004	サンバッグL	610×810mm	100枚（100枚×1パック）	¥15,000 →	¥12,000

構成：サンバック100枚、結束バンド100本、滅菌テープ1巻

注意：サンバックSSは結束バンドと滅菌テープは付属しません

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
SB005	サンバッグSS用スタンド*	1式	¥4,800 →	¥3,840
SB006	サンバッグL用スタンド*	1式	¥17,000 →	¥15,600
SB007	サンバッグS,M用アダプター	1式	¥8,500 →	¥6,800

注意：SB007を使用するにはSB006が必要になります。



こんな商品もあります！

## BMBio 滅菌シャーレ

BME-SNS0001  
(φ90×15mm)BME-SNS0002  
(φ90×20mm)

- ◆ 透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
- ◆ ズレ防止リブ付きで、段積時の安定性に優れています。
- ◆ 浅型と深型の2タイプ
- ◆ 深型は混釀が可能です。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ 電子滅菌済み



カタログ No.

BME-SNS0001 浅型

電子滅菌

希望販売価格  
¥8,600キャンペーン中の参考価格  
→ ¥6,020

包装：500枚 (10枚×50パック) 大箱包装：-

カタログ No.

BME-SNS0002 深型

電子滅菌


希望販売価格  
¥11,800キャンペーン中の参考価格  
→ ¥8,260

包装：500枚 (10枚×50パック) 大箱包装：-



こんな商品もあります！

## BMBioコンラージ棒

BME-SNS0003  
(T型)BME-SNS0004  
(デルタ型)

- ◆ ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要です。
- ◆ 表面が鏡面仕上げで培地を傷つけません。
- ◆ 2種類の先端形状 (T型、デルタ型)。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ サイズ：35×130mm (デルタ型) / 39×129mm (T型)
- ◆ 電子滅菌済み

カタログ No.

BME-SNS0003 T型

電子滅菌

希望販売価格  
¥12,200キャンペーン中の参考価格  
→ ¥8,540

包装：1,000本 (10本×100パック) 大箱包装：-

カタログ No.

BME-SNS0004 デルタ型

電子滅菌

希望販売価格  
¥12,200キャンペーン中の参考価格  
→ ¥8,540

包装：1,000本 (10本×100パック) 大箱包装：-



こんな商品もあります！

## BMBio広口ボトル

目盛付  
広口

- ◆ 広口密閉容器なので溶液の出し入れが容易です。
- ◆ 材質：P.E (本体)、P.P (キャップ)
- ◆ 容量：100ml
- ◆ サイズ：Φ50×87mm (外径)、Φ32mm (口内)
- ◆ 目盛付

カタログ No.

BME-SNS0005

希望販売価格  
¥9,700キャンペーン中の参考価格  
→ ¥6,790

包装：100個 (100個×1パック) 大箱包装：-



こんな商品もあります！

# Labopita ラボ用高機能被覆フィルム

株式会社アクリス  
aglis

ラボピタ®は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。ハサミを使わずに手で簡単にカットできますが、ミシン目入りタイプなら更にカットが容易です。雑形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにお使いいただけます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くお使いください。

- ◆ シャーレの隙間を密閉するのに便利
- ◆ 試験管などの径の小さい場合にはW20mmタイプ、ビーカーなどの径の大きい場合にはW50mmタイプをお勧めします。
- ◆ フィルムは約6倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィット！
- ◆ 保管：10°C～50°C

サンプルをご用意しております！



(20mm・ミシン目あり)  
サンプル品番：S1-Labopita

## ● W20mm 30m Roll

巻箱サイズ(フタを閉じた状態) (W×D×H) : 89×25×89mm  
ミシン目なし: W20mm 30m  
ミシン目あり: W20mm 30m P100、ミシン目間隔: 100mm

ロール



## ● W50mm 30m Roll

巻箱サイズ(フタを閉じた状態) (W×D×H) : 89×55×89mm  
ミシン目なし: W50mm 30m  
ミシン目あり: W50mm 30m P50、ミシン目間隔: 50mm

ロール



注意：  
 • 伸ばし過ぎると切れてしまいます。少しづつ力を加えて引っ張ってください。  
 • 自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

カタログNo.	商品名・規格	テープ幅	ミシン目	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
21-513	ラボピタ W20mm ×30m	20mm	なし	未滅菌 5ロール (5ロール×1パック)	¥3,000	→ ¥2,400
21-514	ラボピタ W20mm ×30m P100	20mm	あり	未滅菌 5ロール (5ロール×1パック)	¥3,000	→ ¥2,400
21-515	ラボピタ W50mm ×30m	50mm	なし	未滅菌 2ロール (2ロール×1パック)	¥2,400	→ ¥1,920
21-516	ラボピタ W50mm ×30m P50	50mm	あり	未滅菌 2ロール (2ロール×1パック)	¥2,400	→ ¥1,920

大箱包装：なし

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ & プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器



こんな商品もあります！

## 3チャンネルタイマー



- ◆ 100時間タイマー
- ◆ 3種類のタイマー時間を設定できます。
- ◆ 設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。
- ◆ アラーム経過後は自動的にカウントを終了
- ◆ 時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示ができます。
- ◆ マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能（ストラップは付属しません）

設定範囲	最大99分50秒、最小1秒
タイマー数	3チャンネル
タイマー機能	カウントダウン（アラーム設定まで）、カウントアップ（アラーム時間後）
アラーム時間	ブザー音：約30秒間
ブザー音量	約70dB/距離10cm
防水機能	無
電源・電池寿命	単4形乾電池1本・約1年
サイズ (W×D×H)	80×30×70mm
重量	約85g（電池含む）

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM-AD5701A	3チャンネルタイマー	1個 (1個×1パック)	¥2,800 → ¥2,240

■構成：タイマー本体、電池（モニタ用）、マニュアル、保証書



こんな商品もあります！

## マーキングペン LabMarker



- ◆ プラスチック上にも書いて消えません。
- ◆ すぐに乾きます。
- ◆ 耐久性のある先端と十分なインク量で長期間使用可能
- ◆ 耐水性インク
- ◆ 極細油性マーカー
- ◆ 色：黒、青



カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM52877-310	マーキングペン LabMarker 黒	10本 (10本×1パック)	¥4,400 → ¥3,080
BM52877-355	在庫限定 マーキングペン LabMarker 青	10本 (10本×1パック)	¥4,400 → 2個限り ¥2,770



こんな商品もあります！


## PP ラミネートプラスチックパック

日本ジェネティクス

- ◆ プレハイブリダイゼーション
- ◆ サンプル等の防湿保存に御使用戴けます。
- ◆ ハイブリダイゼーション
- ◆ メンブレンアッセイ等

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PS-I-300	300枚 (300枚×1パック)	¥22,000 → 3個限り	¥14,100

片方のみのシーリング加工でメンブレンを入れやすくまだがありません。



**在庫  
限り!**  
販売終了



こんな商品もあります！

**ボトルトップディスペンサー Labmax™**

**Labnet**  
Labnet International, Inc.



1年保証

- ◆ユニークな空気排除システム
- ◆安全に試薬を完封するためのガードバルブ
- ◆迅速かつ正確な容量調整

ピストン	直接置換できるガラスピストン
シリンダー	PTFE
ハウジング	ポリプロピレン
ボリューム調整	ロッキングロッカースイッチ
精度/再現性	±0.7%/±0.1%
オートクレーブ	可能 (121°C)
適応性	ほとんどの試薬や有機溶媒に安定。 HFバージョン商品は、フッ化水素酸の使用が可能

口径33mmタイプ: 24、28、38、45mmアダプター付

口径45mmタイプ: 28、33、38mmアダプター付

※HF=フッ化水素酸や他の溶媒用PTFEピストンおよびシリンドーバージョン

カタログNo.	容 量	正 確 度	許 容 誤 差	口 径	包 装	希望販売価格	キャンペーントリビュート
BMD5370-2	0.3-2.5ml	0.05ml	0.02ml	33mm	1式	¥68,300 → 2個限り	¥23,500
BMD5370-10	2.0-10.0ml	0.20ml	0.08ml	33mm	1式	¥68,300 → 1個限り	¥22,500
BMD5370-10HF*	2.0-10.0ml	0.20ml	0.08ml	33mm	1式	¥193,000 → 1個限り	¥63,500
BMD5370-25	5.0-25.0ml	0.50ml	0.15ml	45mm	1式	¥91,800 → 3個限り	¥30,000
BMD5370-25HF*	5.0-25.0ml	0.50ml	0.15ml	45mm	1式	¥255,000 → 1個限り	¥86,500

**在庫  
限り!**  
販売終了


チューブ

**Cryo Sure® チューブ**

**EVERGREEN**

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

自立型 : 1.5ml



カタログ No.

222-3902-085 G 埸菌希望販売価格  
¥24,000 → 6個限りキャンペーントリビュート  
¥16,800

包装: 500本(25本×20パック)

- ◆遠心耐性: 純水時 14,000RCF (×g)
- ◆温度耐性: -195°C ~ 121°C



Cryo Sure® は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に最適です。

特殊成型の“リムシール”で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。


**在庫  
限り!**  
販売終了

ラック

**Cryo Sure® 用作業ラック**

**EVERGREEN**

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)



カタログ No.

240-3919-Y80

希望販売価格  
¥9,100 → 4個限りキャンペーントリビュート  
¥6,370

包装: 5個 (5個×1パック)

- ◆温度耐性: -80°C ~ 121°C
- ◆片手でチューブキャップの開閉が容易に行えます。(2.5mlチューブ使用不可)
- ◆ラックを積み重ねて使用可能
- ◆50本のチューブが立てられます。

※Cryo Sure® シリーズの自立型のみ使用可能です。

## クライオチューブ

## クライオチューブ(アウターキャップ)

目盛付  
書込みOK

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121°C, 15分)



- ◆サンプルの凍結保存に最適です。
- ◆シリコンリングを使用しない気密設計です。
- ◆全てガンマ線滅菌済です。
- ◆温度耐性:-196°C~121°C

注意: 液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

バイオジエンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンバイオジエニックを保証しております。

1. クライオチューブ専用作業ラックで楽に作業ができます。
2. 容易にピッピング出来る構造をしてます。
3. 4.5mlにも対応している、保存ラックがあります。
4. 専用ラックは片手でフタを開閉できる構造になっています。
5. 全てジッパー付きなので、清潔に保管できます。
6. トリプレパック包装



## ●クライオチューブ

カタログNo.	形状	容量	直径×長さ(キャップなし)	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
89012	自立型 丸底	0.9ml	φ12×37 (33.8) mm	G滅菌	800本 (100本×8パック)	—	¥50,600 → ¥35,420
89020	自立型 丸底	1.5ml	φ12×48 (45.5) mm	G滅菌	800本 (100本×8パック)	—	¥52,300 → ¥36,610
89040	自立型 丸底	3.5ml	φ12×75 (72.5) mm	G滅菌	400本 (100本×4パック)	—	¥29,300 → ¥20,510
89050	自立型 丸底	4.5ml	φ12×90 (86.5) mm	G滅菌	400本 (100本×4パック)	—	¥30,000 → ¥21,000

## ●ラック・カラーコード


カタログNo.	仕様	寸法	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99020	カラーコード(青、黄、緑、紫、赤、白)	φ11×1mm	G滅菌	600個 (600個×1パック)	600個×13	¥7,200 → ¥5,040
99014	ラック 81本立 (3.5ml, 4.5ml用)	133×133×95mm	G滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×10	¥2,900 → ¥2,030
99015	ラック 81本立 (0.9ml, 1.5ml用)	133×133×45mm	G滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×20	¥2,600 → ¥1,820
99016	ラック 40本立 (4×10)	100×200×25mm	G滅菌	1ラック (1ラック×1パック)	1ラック×12	¥2,600 → ¥1,820

## クライオチューブ

**BMS Cryo Vial チューブ(インナーキャップ)**

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121°C, 15分) ※キャップ不可



- ◆ 高い透明度で高純度のポリプロピレン製です。(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)
- ◆ チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。
- ◆ 胴体に大きな白い書き込み可能なエリアがあります。
- ◆ 100µl刻みの太くて見やすい目盛付です。
- ◆ 生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。
- ◆ 温度耐性 : -190°C~121°C

注意: 液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。



50本包装パックは  
自立型のパック入り  
でチャック付です。

## ●シリコンシール

インナーキャップ・チューブ間にシリコンシールにより、密閉性に優れています。

## ●フラットネスシール

チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。

## ●クライオチューブ

カタログNo.	形 状	容 量	直 径×長さ (キャップなし)	包 装	希望販売価格	キャンペート中の参考価格
BMS6112	自立型	1.0ml	φ12.3×41.2 (31.7) mm	G滅菌 500本 (100本×5パック)	¥32,000 →	¥22,400
BMS6121	コニカル型	1.8ml	φ12.3×46.8 (37.3) mm	G滅菌 500本 (100本×5パック)	¥32,000 →	¥22,400
BMS6122	自立型	1.8ml	φ12.3×48.2 (38.4) mm	G滅菌 500本 (100本×5パック)	¥32,000 →	¥22,400
BMS6131	コニカル型	3.6ml	φ12.3×69.3 (59.7) mm	G滅菌 400本 (100本×4パック)	¥33,800 →	¥23,660
BMS6132	自立型	3.6ml	φ12.3×70.7 (60.9) mm	G滅菌 400本 (100本×4パック)	¥33,800 →	¥23,660
BMS6141	コニカル型	4.5ml	φ12.3×89.2 (79.7) mm	G滅菌 300本 (100本×3パック)	¥24,800 →	¥17,360
BMS6142	自立型	4.5ml	φ12.3×90.6 (81.0) mm	G滅菌 300本 (100本×3パック)	¥24,800 →	¥17,360

注意: 従来の50本入から100本入に随时包装内訳を変更しております。

大箱包装: -

## ●BMS Cryo Vial 用カラーキャップインサート

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペート中の参考価格
BMS6000-09	G滅菌 10色混合	500個 (10色混合×1パック)	¥3,600 →	¥2,520

※色… 白・青・赤・緑・黄・茶・オレンジ・グレー・紫・ピンク

大箱包装: -

- ◆ 10色のカラーキャップインサートをチューブのインナーおよびアウターキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易に行えます。

注意: BMS6321のチューブにはお使いいただけません。



## クライオチューブ

**BMS Cryo Vial チューブ(アウターキャップ)**

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレープ可能 (121°C, 15分) ※キャップ不可



- ◆ HDPEキャップは安全なリップシール機能があり、O-リング不要タイプです。
- ◆ アウターキャップにより、キャップ側面に試料が触れにくく、コンタミネーションを低減します。
- ◆ 温度耐性：-190°C～121°C

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

カタログNo.	形 状	容 量	直 径×長さ (キャップなし)	包 装	希望販売価格	キャンペーント中の参考価格
BMS6212	自立型	1.0ml	φ12.3×40.4 (32.8) mm	G 滅菌 500本 (100本×5パック)	¥32,500	¥22,050
BMS6321*	コニカル型	1.8ml	φ12.3×46.8 (37.3) mm	G 滅菌 500本 (100本×5パック)	¥31,500	¥22,050
BMS6222	自立型	1.8ml	φ12.3×47.5 (39.9) mm	G 滅菌 500本 (100本×5パック)	¥32,500	¥22,750
BMS6242	自立型	4.5ml	φ12.3×90.9 (83.3) mm	G 滅菌 300本 (100本×3パック)	¥23,000	¥16,100

\*カラーインサート (#BMS6000-09)をお使いいただけません。

大箱包装：-

## ラック

**BMS Cryo Vial チューブ用作業ラック**

オートクレープ不可

材質：TPE／ポリプロピレン

- ◆ チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
- ◆ 自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。
- ◆ ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
- ◆ 温度耐性：-80°C～121°C
- ◆ サイズ (W×D×H) : 193.7×95.3×22.9mm
- ◆ ウエル直径:13mmΦ



カタログNo.	容 量	包 装	希望販売価格	キャンペーント中の参考価格
BMS5160	未滅菌 40本立	1ラック (1ラック×1パック)	¥4,500	¥3,150

大箱包装：1ラック×5


## ラック

**BMS Cryo Vial チューブストレージラック**

オートクレープ可能 (121°C, 15分)

材質：ポリカーボネイト

- ◆ 耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
- ◆ 排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
- ◆ サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
- ◆ チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
- ◆ 赤、青、黄、緑、橙の5色セット (BMS5750のみ、青色ラック×5)です。
- ◆ 温度耐性：-196°C～121°C



カタログNo.	容 量	サ イ ズ	包 装	希望販売価格	キャンペーント中の参考価格
BMS5700	未滅菌 25本立	1.0/1.8mlチューブ用	76×76×54mm 5ラック (5ラック×1パック)	¥6,400	¥4,480
BMS5720	未滅菌 81本立	1.0/1.8mlチューブ用	133×133×54mm 5ラック (5ラック×1パック)	¥9,800	¥6,860
BMS5730	未滅菌 81本立	4.5mlチューブ用	133×133×95mm 5ラック (5ラック×1パック)	¥13,200	¥9,240
BMS5750	未滅菌 100本立	1.0/1.8mlチューブ用	133×133×54mm 5ラック (5ラック×1パック)	¥10,600	¥7,420

\*BMS5750のみ、青色ラック×5個

大箱包装：5ラック×4

\*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

フリーザーボックス

## フリーザーボックス

196  
穴

カタログ No.

BMFB-S196 未滅菌希望販売価格  
¥18,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥13,160

包装: 20セット (20セット×1パック) 大箱包装: -

温度耐性: -196°C~室温

- ◆ 0.2ml PCRチューブが196本立てられます。
- ◆ 8連・12連の0.2ml PCRチューブにも対応しています。

64  
穴

カタログ No.

BMFB-S64 未滅菌希望販売価格  
¥13,800

キャンペーン中の参考価格

→ 4個限り  
¥9,660

包装: 20セット (20セット×1パック) 大箱包装: -

温度耐性: -196°C~室温

- ◆ 0.2ml PCRチューブが64本立てられます。
- ◆ 8連の0.2ml PCRチューブにも対応しています。



紙ラック

## フリーザーボックス 空タイプ



リーズナブルプライス

オートクレーブ不可

材質: 耐冷紙

温度耐性: -196°C~室温

底部ドレン有り



カタログNo.

BMFB-D36 未滅菌

15ml

チューブ用ディバイダーのみ

包 装

20枚 (20枚×1パック)

希望販売価格

¥3,100 → 70個限り

キャンペーン中の参考価格 1個あたり

¥1,510 ¥75.5

BMFB-D16 未滅菌

50ml

チューブ用ディバイダーのみ

包 装

20枚 (20枚×1パック)

希望販売価格

¥4,400 → 33個限り

キャンペーン中の参考価格 1個あたり

¥1,610 ¥80.5

- ◆ サイズ (W×D×H) : 146×146×123mm

- ◆ 穴径: 15ml用22.0mm, 50ml用33.5mm

- ◆ 15ml・50mlチューブ用ディバイダーをお選び下さい。

大箱包装: -

カタログNo.

BMFB-4 未滅菌

ボックスのみ

包 装

20ボックス (20ボックス×1パック)

希望販売価格

¥10,000 → 9個限り

キャンペーン中の参考価格 1個あたり

¥7,000 ¥350

- ◆ サイズ (W×D×H) : 132×132×76mm

大箱包装: -



ラック

## フリーザーボックスラック (ラックのみ)



- ◆ 縦型フリーザー用のステンレス製ラック



カタログNo.

R-7861-332

包 装

1個

希望販売価格

¥21,783 → 3個限り

キャンペーン中の参考価格

¥13,720

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## ラック

## マグネット付 Cryo Vial ストレージラック

Argos

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

材質：ポリカーボネイト

- マグネットでフタとラック本体がしっかりと付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
- 耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
- 急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
- ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易
- 温度耐性：-196℃～121℃

	サイズ (W×D×H)	ウェル直径
BMA-R3142	76×76×52mm	Φ11.5mm
BMA-R3143	133×133×54mm	Φ11.5mm
BMA-R3144	133×133×95mm	Φ12.7mm
BMA-R3145	133×133×52mm	Φ12.7mm



ラックの色別でサンプル  
管理が容易です。

カタログNo.	色	容 量	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R3142	未滅菌 オレンジ	25本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	8ラック (8ラック×1パック)	¥21,800 → <b>¥15,260</b>
BMA-R3143	未滅菌 アソート(紫・緑・青・橙・各1)	81本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥16,400 → <b>¥11,480</b>
BMA-R3144	未滅菌 青	81本立	4.0/5.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥20,000 → <b>¥14,000</b>
BMA-R3145	未滅菌 緑	100本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	4ラック (4ラック×1パック)	¥17,200 → <b>¥12,040</b>

大箱包装：-

## ラック

## クーラーラック

BMBio  
ST (Standard & Stable)

オートクレーブ不可

材質：ポリカーボネイト

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ0.5/1.5/2.0mlチューブ用  
クーラーラック 24穴 (フタ付)

- 耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
- 片面0.6ml、片面1.5mlまたは2.0mlチューブ各20本のリバーシブルタイプ。
- ラック内の温度を0℃もしくは-15～-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適です。
- 万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブを入れてサンプル保存をしていれば最低約3時間はサンプル解凍を防げます。
- 保冷温度：R-2020-1 (白) …0℃  
R-2020-2 (青) …-15～-20℃
- サイズ (W×D×H) : 172.0×104.0×108.0mm
- ウェル直径：表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ



▲ R-2020-2

▲ R-2020-1

ご使用前に予めクーラーラックを指定温度 (0℃もしくは-15～-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。

カタログNo.	色	保冷温度	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-2020-1	未滅菌 白	0℃	1ラック (1ラック×1パック)	¥17,000	→ <b>¥11,900</b>
R-2020-2	未滅菌 青	-15～-20℃	1ラック (1ラック×1パック)	¥17,000	→ <b>¥11,900</b>

大箱包装：なし

**在庫  
限り!**  
特別価格

フリーザーラック

**フリーザーラック (1.5ml・2.0ml チューブ用)****Argos**

- ◆ 底部の4コーナーに突起があり、積み重ねてもずれにくい設計
- ◆ 横には数字、縦にアルファベットの印字付
- ◆ くり返し開閉しても丈夫なヒンジ
- ◆ ワンタッチ開閉
- ◆ クライオチューブサイズが100本立てられます。(1.5ml・2.0ml用)
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃, 15分)
- ◆ 温度耐性: -80℃
- ◆ サイズ: 60×140×140mm (H×W×D)
- ◆ ウエルサイズ: 12.3mm
- ◆ 材質: P.P



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-R3125	ナチュラル	1ラック	¥2,600 → 590個限り	¥800


**在庫  
限り!**  
販売終了

ラック

**リバーシブルラック 96穴 (0.2ml・0.6ml チューブ用)****Argos**

- ◆ オートクレーブ可能 (121℃、15分)
- ◆ フタ付

片面(表面)		片面(裏面)
収容本数	0.2ml×96本	0.6mlチューブ×96本
ウェル直径Φ	6.1mm	7.9mm
サイズ (W×D×H)		209×117×43mm
材質		P.P
温度耐性		-80℃～121℃



カタログ No.	商品名	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8620-11	リバーシブルラック 96穴	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 1個限り	¥1,740
8630-11	リバーシブルラック 96穴	ブルー	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 26個限り	¥1,740
8640	リバーシブルラック 96穴	バイオレット	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 7個限り	¥1,740



チューブ用クライオラベル

**PolarSafeチューブ用クライオラベル****Argos**

- ◆ -196℃使用可能
- ◆ インキュベーター使用可能
- ◆ ポリエスチル製
- ◆ チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット
- ◆ 剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質です
- ◆ プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット

**使用目的**

<b>9.5 mm</b>	0.5ml・1.5ml サンプリングチューブ用	<b>20×6 mm</b>	0.2ml PCRチューブ用	<b>38×6 mm</b>	96well・384well テストプレート用
<b>13 mm</b>	0.5ml・1.5ml・2.0ml サンプリングチューブ用	<b>25×13 mm</b>	0.5ml サンプリングチューブ用	<b>67×25 mm</b>	各種ラック・ボックス用
<b>19 mm</b>	15ml・50ml 遠心管用	<b>33×13 mm</b>	1.5ml・2.0ml サンプリングチューブ用		

**スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)**

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1274	未滅菌	○白	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥11,200 → <b>¥7,840</b>
BMA-L1275	未滅菌	○白	9.5mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥50,000 → <b>¥35,000</b>
BMA-L1292	未滅菌	白以外の5色	9.5mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥51,400 → <b>¥35,980</b>
BMA-L1293	未滅菌	●青	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥11,200 → <b>¥7,840</b>
BMA-L1294	未滅菌	●赤	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥11,200 → <b>¥7,840</b>
BMA-L1295	未滅菌	●緑	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥11,200 → <b>¥7,840</b>
BMA-L1296	未滅菌	●黄	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥11,200 → <b>¥7,840</b>
BMA-L1297	未滅菌	●紫	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥11,200 → <b>¥7,840</b>
BMA-L1182	未滅菌	○白	13mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥11,700 → <b>¥8,190</b>
BMA-L1277 在庫限定(終)	未滅菌	○白	19mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥66,700 → <b>7個限り</b> <b>¥7,500</b>

大箱包装：-

**スポットラベルシリーズ(レーザープリンタータイプ)**


・ラベルテンプレートを当社WEBサイトよりダウンロードできます。

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1181	未滅菌	○白	9.5mmφ	3,840ラベル (192ラベル×20シート)	¥23,300 → <b>¥23,310</b>
BMA-L1278 在庫限定(終)	未滅菌	○白	19mmφ	2,160ラベル (108ラベル×20シート)	¥50,200 → <b>15個限り</b> <b>¥3,500</b>

大箱包装：-

**サイドラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)**

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1273	未滅菌	○白	20×6mm	1,000ラベル (1ロール)	¥10,600 → <b>¥4,860</b>
BMA-L1271	未滅菌	○白	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥12,000 → <b>¥9,030</b>
BMA-L1286	未滅菌	●青	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥13,000 → <b>¥4,440</b>
BMA-L1287	未滅菌	●赤	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥13,000 → <b>¥4,440</b>
BMA-L1288	未滅菌	●緑	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥13,000 → <b>¥4,440</b>
BMA-L1289	未滅菌	●黄	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥13,000 → <b>¥4,440</b>
BMA-L1290	未滅菌	●紫	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥13,000 → <b>¥4,440</b>



大箱包装：-

**サイドラベルシリーズ(レーザープリンタータイプ)**

・ラベルテンプレートを当社WEBサイトよりダウンロードできます。

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1281	未滅菌	○白	25×13mm	2,380ラベル (119ラベル×20シート)	¥21,400 → <b>¥14,980</b>
BMA-L1279	未滅菌	○白	33×13mm	1,700ラベル (85ラベル×20シート)	¥22,200 → <b>¥15,540</b>
BMA-L1280	未滅菌	白以外の5色	33×13mm	2,125ラベル (85ラベル×25シート)	¥20,600 → <b>¥21,420</b>
BMA-L1283	未滅菌	○白	67×25mm	600ラベル (30ラベル×20シート)	¥38,900 → <b>¥13,500</b>
BMA-L1284 在庫限定(終)	未滅菌	○白	38×6mm	3,120ラベル (156ラベル×20シート)	¥31,300 → <b>10個限り</b> <b>¥13,500</b>
BMA-L1285 在庫限定(終)	未滅菌	白以外の5色	38×6mm	3,900ラベル (156ラベル×25シート)	¥254,000 → <b>9個限り</b> <b>¥13,500</b>

大箱包装：-

**アクリル製ラベルディスペンサー テモOK!**

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1000 在庫限定(終)	未滅菌	1個 ¥13,500 →	<b>¥4,970</b>

大箱包装：なし

- ◆ アクリル製のラベルディスペンサーはPolarSafeを6個収納できます。
- ◆ 底部に滑り止めのラバーが付いています。

\*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー  
ピベット  
チップチューブ & プレート  
細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

103

## 細胞凍結用コンテナ

## CoolCell®

biocision


CoolCell® alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80°Cのフリーザー内で、-1°C / 1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。

## Why Alcohol-Free?

- ◆ 安定した冷却速度-1°C / 1分
- ◆ 高い細胞生存率
- ◆ メンテナンス不要で廃棄物も出ない。
- ◆ 取り扱いが簡単


## CoolCell® アルコールコンテナ

メンテナンス	不要	5回に一度アルコール交換
予冷	不要	要
再現性	高い	アルコールの劣化による冷却能のバラツキあり
再使用	5分後	1時間以上
庫内への影響	小	大



CoolCell® LX

-80°Cのフリーザーに入れれば、あとは細胞凍結に理想的な、-1°C / 1分の冷却速度で細胞を凍結します。気密性の高いコンテナと特殊合金のコアリングにより、中のチューブを均等に冷却します。



CoolCell® FTS30 は特殊な金属合金とマイクロ対流を利用して、フリーザー内の -80°C の空気を下部ポートから引き入れて、均一に各チューブに分散させます。上部ポートからは熱を放出し、細胞凍結に理想的な冷却速度で30本のチューブ同時に凍結が可能です。凍結後は、チューブモジュールごとすべてのチューブ一度に取り出せます。

## CoolCell® LX

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×12本

従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- ・コンテナサイズ : Φ11.7×9.9 cm
- ・ウェルサイズ: 12.7mm

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-405	パープル	1個 (1個×1パック)	¥30,200	¥22,650
BCS-405G	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥30,200	¥22,650
BCS-405O	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥30,200	¥22,650
BCS-405PK	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥30,200	¥22,650



BCS-405

## CoolCell® 5mL LX

3.5ml ~ 5.0mlクライオチューブ×12本

従来品 (BCS-136) にはない蓋の開けやすさ (本体と蓋との境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- ・コンテナサイズ : Φ9.5×14.5 cm
- ・ウェルサイズ: 15.2mm

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-406	パープル	1個 (1個×1パック)	¥40,400	¥30,300



BCS-406

## CoolCell® FTS30

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本

本体とフタについている気孔ポートを介したエア対流設計により均等にクライオチューブを冷凍します。

- ・コンテナサイズ : Φ16.5×11.5 cm
- ・ウェルサイズ: 12.3mm

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-170G	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥82,400	¥61,800
BCS-170O	オレンジ	1個 (1個×1パック)	¥82,400	¥61,800
BCS-170PK	ピンク	1個 (1個×1パック)	¥82,400	¥61,800



BCS-170

細胞凍結用コンテナ

**CoolCell®**

biocision

**CoolCell® SV2**

2.0ml注射用アンプル×12本

- ・コンテナサイズ: Φ13.9×10.5 cm
- ・ウェルサイズ: Φ14.7×44.5mm

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-172	パープル	1個 (1個×1パック)	¥57,800 →	¥43,350

BCS-172CSには下記が含まれます。

- ・BCS-172
- ・BCS-266
- ・BCS-504



BCS-172

在庫  
限り!  
特別価格

**CoolCell® SV10**

10ml注射用アンプル×6本

- ・コンテナサイズ: Φ12.1×10.5 cm
- ・ウェルサイズ: Φ23.6×48.0mm

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-262	パープル	1個 (1個×1パック)	¥57,800 → 1個限り	¥33,250
BCS-262CS	パープル	1式	¥170,000 → 2個限り	¥85,100

BCS-262CSには下記が含まれます。

- ・BCS-262
- ・BCS-504
- ・BCS-265



BCS-262

**CoolCell® Filler Vial, 5.0ml**

Cool Cell® 5ml LXおよびCool Cell® 5ml用クライオバイアル5.0ml

- ・Cool Cell® 5ml LXおよびCool Cell® 5mlに使用可能
- ・グリセロール含有

カタログNo.	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-3106	6本 (6本×1パック)	¥5,200 →	¥3,900



BCS-3106

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## 氷不要の冷凍・冷却ボックス

**CoolBox™**

biacision

CoolBox™は氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBox™システムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack®やCoolSink®と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。

- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション  
ボックスサイズは4種類  
カラー変更は4色（パープル・グリーン・オレンジ・ピンク）

## 使用方法

- ① カートリッジを冷凍庫予冷
- ② 本体にカートリッジをセット
- ③ CoolRack®（専用ラック）またはアルミラックなどをセットし使用

	XT Starter	CoolBox™ 30	CoolBox™ XT
チューブの使用	●	●	●
プレートの使用	●	—	●
0.5°C～4°C Cooling Cartridges 蓋なし	4時間	4時間	10時間
蓋あり	—	10時間	16時間
-20°C～0°C Freezing Cartridge 蓋なし	—	3時間	5時間
蓋あり	—	6時間	8時間



サンプルを氷上に直接保存

- ・温度分布は不均一
- ・氷とサンプルが接触するのでコンタミネーションの危険があります



CoolRack®にて保存

- ・温度分布を均一に保つことが可能
- ・コンタミネーションの危険なし



CoolBox™にて保存

- ・長時間、温度分布を均一に保つことが可能
- ・電源や氷など必要なし

カタログNo.	包 装	希望販売価格
BCS-504	1式	¥41,200

CoolBox™ XT Starter

・外寸：16.2×12.0×6.1cm

キャンペーン対象外


- 構成**
- ・Starter XTホルダーベース + XT Cooling Core×1個
  - ・ホルダー XTホルダーベース



XT Starter

カタログNo.	包 装	希望販売価格
BCS-513	1個(1個×1パック)	¥13,200

キャンペーン対象外



## How It Works



XT Holder

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間(蓋なし)
0.5～4°C	XT Cooling Core	4時間

氷不要の冷凍・冷却ボックス


**CoolBox™**

biocision

**CoolBox™ 30**

- ・サイズ：内寸（12×10.4×7.9cm）※  
外寸（16.5×15.25×12.7cm）  
※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

- 構成**
- ・CoolBox™本体
  - ・Cooling Cartridge×1



BCS-130

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-130	パープル	1式	¥39,800 → 5個限り	¥23,800

**Freezing Cartridge & Cooling Cartridge**

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペー中の参考価格
BCS-131	Freezing Cartridge	3個 (3個×1パック)	¥84,400 → 4個限り	¥63,300
BCS-132	Cooling Cartridge	3個 (3個×1パック)	¥27,800 → 1個限り	¥ 20,850

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5～4°C	Cooling Cartridge	4時間	10時間
-20°C～0°C	Freezing Cartridge	3時間	6時間
-78°C	200ml Dry Ice	4時間	5時間

Freezing Cartridge  
BCS-131Cooling Cartridge  
BCS-132**CoolBox™ 30 System**

CoolBox™ 30 コンプリートシステム〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-133	BCS-166
商品名	M30 CoolBox™ System	CFT30 CoolBox™ System
システムに含まれるもの		
CoolBox™ 30	●	●
CoolRack®	M30 (BCS-108)	CFT30 (BCS-138)
収容本数	1.5ml/2.0mlマイクロチューブ×30本	1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本
カラー	パープル	パープル
希望販売価格	¥82,000 ↓ 5 個限り ¥61,500	¥94,200 ↓ 2 個限り ¥70,650
キャンペーン中の参考価格		

M30 CoolBox™ System  
BCS-133CFT30 CoolBox™ System  
BCS-166

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## 氷不要の冷凍・冷却ボックス

## CoolBox™

biocision

## CoolBox™ XT and 2XT

カタログNo.	色	包装	希望販売価格
BCS-502	パープル	1式	¥98,800
BCS-502G	グリーン	1式	¥98,800
BCS-502O	オレンジ	1式	¥98,800
BCS-502PK	ピンク	1式	¥98,800

サイズ：XT：内寸（14×9.9×9.4cm）※ 外寸（20×16×15cm）

キャンペーン対象外

※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 · XT: 本体+XT Cooling Core×1個

CoolBox™ XT  
BCS-502

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-503	パープル	1式	¥152,000	キャンペーン対象外
BCS-503G	グリーン	1式	¥152,000 →	¥114,000
BCS-503O	オレンジ	1式	¥152,000	キャンペーン対象外
BCS-503PK	ピンク	1式	¥152,000 →	¥114,000

サイズ：2XT：内寸（21×14.3×13.4cm）※ 外寸（26.5×20×15cm）

※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 · 2XT: 本体+XT Cooling Core×2個

CoolBox™ 2XT  
BCS-503


## XT Cooling Core &amp; XT Freezing Core

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-511	XT Cooling Core	1個 (1個×1パック)	¥36,000 →	¥20,940
BCS-512 在庫限定	XT Freezing Core	1個 (1個×1パック)	¥47,800 →2個限り	¥28,590



保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5～4°C	XT Cooling Core	10時間	16時間
-20°C～0°C	XT Freezing Core	5時間	8時間
-78°C	200ml Dry Ice	4時間	5時間

XT Cooling Core  
BCS-511XT Freezing Core  
BCS-512

## How It Works



CoolBox™ システムは、ベース、クーリングカートリッジ、蓋で構成されています。CoolBox™ XTにはマグネットスペーサーが含まれ、1°C～8°Cの温度帯をインジケーターで確認することができます。CoolBox™ は熱伝導モジュールを合わせて使用できるようデザインされています。



CoolBox™ XTシステムは、Cooling Coreを使用した場合、4°C以下を、蓋を開いた状態で、10時間、蓋を閉めた状態で、16時間温度を保つことが出来ます。

## 氷不要の冷凍・冷却ボックス

**CoolBox™**

biocision

BCS-502C  
XT用カラーBCS-503C  
XT2用カラーMicroTube24 CoolBox™ XT  
Workstation BCS-576PCR96 CoolBox™ XT Workstation  
BCS-570• CoolRack® Tall Tube Modules  
使用時に BCS-502 と共に使用• CoolRack® Tall Tube Modules  
使用時に BCS-503 と共に使用

カタログNo.	商品名	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-502C	CoolBox™ XT Extension Collar	パープル	1個(1個×1パック)	¥18,200	¥13,650
BCS-502CG	CoolBox™ XT Extension Collar	グリーン	1個(1個×1パック)	¥18,200	¥13,650
BCS-503C	CoolBox™ 2XT Extension Collar	パープル	1個(1個×1パック)	¥22,800	キャンペーン対象外
BCS-503CG	CoolBox™ 2XT Extension Collar	グリーン	1個(1個×1パック)	¥22,800	キャンペーン対象外
BCS-503CO	CoolBox™ 2XT Extension Collar	オレンジ	1個(1個×1パック)	¥22,800	キャンペーン対象外
BCS-503CPK	CoolBox™ 2XT Extension Collar	ピンク	1個(1個×1パック)	¥22,800	キャンペーン対象外

## CoolBox™ XT &amp; CoolBox™ 2XT コンプリートワークステーション(包装:各1式)

カタログNo.	BCS-576	BCS-575	BCS-570	BCS-572	BCS-573
商品名	MicroTube24 CoolBox™ XT Workstation	CryoTube24 CoolBox™ XT Workstation	PCR96 CoolBox™ XT Workstation	PCR Strip CoolBox™ XT Workstation	PCR Sample Preparation CoolBox™ 2XT Workstation
システムに含まれるもの					
CoolBox™	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT
CoolRack®	XT M24(BCS-535) (BCS-534)	XT CFT24 (BCS-529)	XT PCR96 (BCS-529)	XT M-PCR (BCS-523)	XT M24(BCS-535) XT PCR96(BCS-529)
収容本数	1.5ml/2.0mlマイクロチューブ×24本	1.5ml/2.0mlクライオチューブ×24本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 0.2mlPCRチューブ×96本	0.2mlPCRチューブ×48本 + 1.5ml/2.0mlマイクロチューブ×12本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 1.5ml/2.0mlチューブ×24本
カラー	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
希望販売価格	¥142,000 ↓	¥146,200	¥151,400 ↓	¥150,200 ↓	¥246,400
キャンペーン中の参考価格	¥106,500	キャンペーン対象外	¥113,550	¥112,650	キャンペーン対象外

**XT Starter PCR System**

biocision

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-556	XT starter PCR 96 system	1式	¥103,400	¥77,550
BCS-557	XT starter M-PCR system	1式	¥101,800	キャンペーン対象外

カタログNo.	BCS-556	BCS-557
商品名	XT starter PCR 96 system	XT starter M-PCR system
システムに含まれるもの		
XT-starter (BCS-504)	●	●
CoolRack®	BCS-529	BCS-523
収容本数	PCR 96ウェルプレート1枚 ストリップチューブ、PCRチューブ×96本	6ストリップ×8本、 1.5ml/2.0mlチューブ×12本



BCS-556



BCS-557

短時間の冷却で優れた保冷機能

**CoolRack®**

biacision



BCS-163



BCS-125G



BCS-535



BCS-539



BCS-108



BCS-102



BCS-116

**CoolRack® M - microtube modules**

カタログNo.	商品名	使用可能チューブ	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-163	CoolRack® M6	1.5ml/2mlチューブ×6本	60×43×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥11,400 →	¥8,550
BCS-164	CoolRack® M15	1.5ml/2mlチューブ×15本	102×64×38mm	グリーン	1個(1個×1パック)	¥11,400 →	¥8,550
BCS-165				オレンジ	1個(1個×1パック)	¥11,400 →	¥8,550
BCS-125	CoolRack® M30	1.5ml/2mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥27,600 →	¥20,700
BCS-125G	CoolRack® M90	1.5ml/2mlチューブ×90本	268×112×38mm	グリーン	1個(1個×1パック)	¥27,600 →	¥20,700
BCS-1250	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	オレンジ	1個(1個×1パック)	¥27,600 →	¥20,700
BCS-535	CoolRack® XT M24*	1.5ml/2mlチューブ×24本	128×85×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥51,600 →	¥38,700
BCS-539	CoolRack® XT 5ml*	5.0ml遠心チューブ×12本	127×86×50mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥58,400 →	¥43,800
BCS-108	CoolRack® M30	1.5ml/2mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥48,400 →	¥36,300
BCS-108G				グリーン	1個(1個×1パック)	¥48,400 →	¥36,300
BCS-1080				オレンジ	1個(1個×1パック)	¥48,400 →	¥36,300
BCS-102	CoolRack® M90	1.5ml/2mlチューブ×90本	268×112×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥72,600 →	¥54,450
BCS-116	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥96,200 →	¥72,150

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-127



BCS-128



BCS-137

**CoolRack® M-PF (conical tubes)**

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-127	CoolRack® M15-PF	1.5mlチューブ15本	102×64×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥37,800 →	¥28,350
BCS-128	CoolRack® M30-PF	1.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥56,800 →	¥42,600
BCS-137	CoolRack® M30-PF 500ul	0.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個(1個×1パック)	¥56,800 →	¥42,600

短時間の冷却で優れた保冷機能

**CoolRack®**

biocision



BCS-126



BCS-534



BCS-138



BCS-105

**CoolRack® CF - cryogenic vial & FACS tube modules**

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ×15本	102×64×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥27,600 →	¥20,700
BCS-534	CoolRack® XT CFT24*	クライオチューブ×24本 グリップ機能付	128×85×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥56,200 →	¥32,930
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ×30本 グリップ機能付	120×102×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥56,800 →	¥42,600
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ×45本	173×97×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥51,400 →	¥38,550

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-529



BCS-523



BCS-538

**CoolRack® PCR**

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-529	CoolRack® XT PCR96*	96ウェルプレート×1枚/ 0.2mlチューブ×96本 (12連・8連・シングル)	127×86×25mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥62,000 →	¥46,500
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR*	PCRチューブ×48本 (8連・シングル) +1.5ml/2mlチューブ×12本	127×86×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥60,400 →	¥45,300
BCS-538	CoolRack® XT PCR384*	384ウェルプレート×1枚	127×86×19mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥68,400 →	¥51,300

※ ANSI/SLAS 適合



BCS-231

**CoolRack® 96 - 2D barcode Storage tube modules**

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-231	CoolRack® 96x0.5ml	0.5ml 2Dサンプル 保存チューブ×96本	131×89×36mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥71,000 →	¥53,250

短時間の冷却で優れた保冷機能

**CoolRack®**

biacision



BCS-266



BCS-265

**CoolRack® SV - cell therapy injectable ampule modules**

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-266	CoolRack® SV2	2.0mlアンプル×12本	127×86×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥67,000 →	¥50,250
BCS-265	CoolRack® SV10	10.0mlアンプル×12本	127×36×38mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥67,000 →	¥33,300



BCS-232



BCS-153



BCS-154



BCS-532



BCS-533

**CoolRack® Tall Tube Modules - 15ml/50ml Tube modules**

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-232	CoolRack® L	15ml遠心管×12本	137×95×118mm	パープル	1個 (1個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml遠心管×9本	89×89×107mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥50,600 →	¥37,950
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml遠心管×4本	89×89×107mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥50,600 →	¥37,950
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF*	250ml遠心管×1本	89×89×140mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥79,400 →	¥59,550
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml遠心管×1本	89×89×72mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥79,400 →	¥59,550

\*コニカルチューブ



BCS-235



BCS-157



BCS-155



BCS-156

**CoolRack® V blood collection tube modules**

カタログNo.	商品名	サンプル数	外寸	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-235	CoolRack® LV	φ13mm/φ16mm テストチューブ×12本	137×95×96mm	パープル	1個 (1個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-157	CoolRack® VS13	φ13mm×75mm テストチューブ×9本	89×89×61mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,400 →	¥39,300
BCS-155	CoolRack® V13	φ13mm×100mm テストチューブ/ 5mlクライオチューブ×9本	89×89×84mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,400 →	¥39,300
BCS-156	CoolRack® V16	φ16×100mm テストチューブ×9本	89×89×84mm	グレー	1個 (1個×1パック)	¥52,400 →	¥39,300

短時間の冷却で優れた保冷機能

**CoolRack® 適合表**

biocision

- ◆ 優れた温度均一性
- ◆ さまざまな用途で使用可能
- ◆ それぞれの熱源使用時の平衡状態到達時間

**CoolRack® 対応 CoolBox™**


カタログNo.	商品名	フォーマット	XT Starter	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT	CoolBox™ 30
<b>CoolRack® M (円筒形)</b>						
BCS-163	CoolRack® M6	マイクロチューブ		●	●	●
BCS-125	CoolRack® M15	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-535	CoolRack® XT M24	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-539	CoolRack® XT 5ml	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-108	CoolRack® M30	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-102	CoolRack® M90	マイクロチューブ		※CoolRack®のみでの使用		
BCS-116	CoolRack® M96 ID	マイクロチューブ		※CoolRack®のみでの使用		
<b>CoolRack® M-PF (コニカル)</b>						
BCS-137	CoolRack® 500ul M30-PF	マイクロチューブ		●	●	●
BCS-127	CoolRack® M15-PF	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-128	CoolRack® M30-PF	マイクロチューブ	●	●	●	●
<b>CoolRack® CF</b>						
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ	●	●	●	●
BCS-534	CoolRack® CT CFT24	クライオチューブ	●	●	●	
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ・FACSチューブ		●		
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ・FACSチューブ	●		●	●
<b>CoolRack® PCR</b>						
BCS-529	CoolRack® XT PCR 96	96-well PCR プレート	●	●	●	
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR	8連0.2ml PCRチューブ+マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-538	CoolRack® XT PCR 384	384-well PCR プレート	●	●	●	
<b>CoolRack® 96</b>						
BCS-231	CoolRack® 96x0.5ml	2D チューブ	●	●	●	
<b>CoolRack® SV</b>						
BCS-266	CoolRack® SV2	アンプル	●	●	●	
BCS-265	CoolRack® SV10	アンプル	●	●	●	
<b>CoolRack® Tall Madule (XTで使用する場合、別途 XT Extension Collar (BCS-502-C、オプション) が必要)</b>						
BCS-232	CoolRack® L	15ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF	250ml 遠心管	●	●*	●*	
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml 遠心管	●	●	●	
<b>CoolRack® V</b>						
BCS-157	CoolRack® VS13	13×75mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-156	CoolRack® V16	16×100mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-155	CoolRack® V13	13×100mmチューブ	●	●*	●*	
BCS-235	CoolRack® LV	13mm/16mmチューブ	●	●*	●*	

※ 蓋を閉じるにはエクステンションカラーが必要です。

★ エクステンションカラーを付けても蓋は閉じられません。

## CoolSink® &amp; ThermalTray™

biocision

BCS-536  
平底プレート用BCS-537  
丸底プレート用BCS-184  
55ml リザーバー

カタログNo.	商品名	使用用途	外寸	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-536	CoolSink® XT 96F	6, 12, 24, 48, 96, 384 ウエルプレート(平底)	128×85×17mm	1個 (1個×1パック)	¥55,000 →	¥41,250
BCS-537	CoolSink® XT 96U	96ウエルプレート(U底)	128×85×17mm	1個 (1個×1パック)	¥61,400 →	¥46,050
BCS-184	CoolSink® LX 55	55mlリザーバー	146×64×35mm	1個 (1個×1パック)	¥47,000 →	¥28,780
BCS-313 在庫限定(終)	CoolSink® HL	細胞切片、スライド用(平型)	279×203×10mm	1個 (1個×1パック)	¥64,000 → 1個限り	¥30,700
BCS-303	CoolMat HL	CoolSink® HL用 サーフェスプロテクター		4個 (4個×1パック)	¥12,000 →	¥7,050

BCS-252  
液体窒素用BCS-123  
氷上用BCS-104  
ウォーターバス用

カタログNo.	商品名	使用用途	外寸	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-252	ThermalTray™ SLP	液体窒素内9Lアイスパン	280×140×32mm	1個 (1個×1パック)	¥54,600 →	¥40,950
BCS-123	ThermalTray™ LP	氷上の9Lアイスパン	280×140×51mm	1個 (1個×1パック)	¥57,000 →	¥42,750
BCS-104	ThermalTray™ MP	ウォーターバス	280×140×86mm	1個 (1個×1パック)	¥61,000 →	¥45,750

## アクセサリー

biocision



BCS-213MC

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-213MC	CrybCeps™ Cryogenic Vial Grippers; green, purple, pink, orange, blue	5個 (5個×1パック)	¥10,600 →	¥7,950

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

**TruCool® Ice Buckets and Pans**

biocision

- ◆ EVA (エチレン酢酸ビニルコポリマー) 製  
毒性のない物質のため安心して使用可能
- ◆ さまざまな用途で使用可能  
氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能
- ◆ 結露の発生防止  
外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易
- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション  
ボックスサイズは 5 種類  
カラーバリエーションは 7 色 (パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

**Mini 1L Ice Pan (159×159×95mm)**

	パープル	ライムグリーン	オレンジ	ピンク	ブルー	グリーン	レッド
	BCS-211PL	BCS-211GR	BCS-211OR	BCS-211PK	BCS-211B	BCS-211	BCS-212
希望販売価格 ¥13,000 →	¥9,750	¥9,750	¥9,750	¥9,750	¥9,750	¥9,750	¥9,750

**Midi 4L Ice Pan (311×222×114mm)**

	BCS-113PL	BCS-113GR	BCS-113OR	BCS-113PK	BCS-113B	BCS-113	BCS-114
希望販売価格 ¥19,800 →	¥14,850	¥14,850	¥14,850	¥14,850	¥14,850	¥14,850	¥14,850

**Maxi 9L Ice Pan (406×318×114mm)**

	BCS-111PL	BCS-111GR	BCS-111OR	BCS-111PK	BCS-111B	BCS-111	BCS-112
希望販売価格 ¥26,600 →	¥19,950	¥19,950	¥19,950	¥19,950	¥19,950	¥19,950	¥19,950

**Midi 4L Ice Pan with Lid (350×225×114mm)**

	BCS-117PL	BCS-117GR	BCS-117OR	BCS-117PK	BCS-117B	—	—
希望販売価格 ¥23,000 →	¥17,250	¥17,250	¥17,250	¥17,250	¥17,250	—	—

**Round 2.5L Ice Bucket with Lid (φ241×121mm)**

	BCS-115-25PL	BCS-115-25GR	BCS-115-25OR	BCS-115-25PK	BCS-115-25B	BCS-115-25G	BCS-115-25R
希望販売価格 ¥15,400 →	¥11,550	¥11,550	¥11,550	¥11,550	¥11,550	¥11,550	¥11,550

**Round 4L Ice Bucket with Lid (φ260×184mm)**

	BCS-115PL	BCS-115GR	BCS-115OR	BCS-115PK	BCS-115B	BCS-115	BCS-115R
希望販売価格 ¥17,200 →	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900

\* 上記、各1個 (1個×1パック) になります。

## 液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

## TruCool®

biocision

- ◆ ヒンジタイプの蓋  
蓋の開閉/チューブの管理が容易・コンタミリスクの軽減
- ◆ さまざまな温度帯で使用可能  
防水性・耐久性に優れており、ディープフリーザーや液体窒素内で何度も使用可能
- ◆ 仕切りがプラスチック製  
常に仕切り板が安定しているので、サンプルの管理が容易
- ◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション  
ボックスサイズ: 81本用, 100本用  
カラー: ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク) ※BCS-206シリーズ



BCS-206MC



BCS-206



BCS-209G



BCS-215P



BCS-217P

カタログNo.	サイズ	使用可能チューブ&本数	カラー	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-206			ホワイト	5個 (5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206B			ブルー	5個 (5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206G			グリーン	5個 (5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206O			オレンジ	5個 (5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206P			パープル	5個 (5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206PK			ピンク	5個 (5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-206MC		1.0ml/2.0ml クライオチューブ、 マイクロチューブ×81本	白以外5色	5個 (5個×1パック)	¥6,800 →	¥5,100
BCS-207	133× 133× 51mm		ホワイト	50個 (50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207B			ブルー	50個 (50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207G			グリーン	50個 (50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207O			オレンジ	50個 (50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207P			パープル	50個 (50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-207PK			ピンク	50個 (50個×1パック)	¥57,400 →	¥43,050
BCS-209G			グリーン	5個 (5個×1パック)	¥7,600 →	¥5,700
BCS-209P		1.0ml/2.0ml クライオチューブ、 マイクロチューブ×100本	パープル	5個 (5個×1パック)	¥7,600 →	¥5,700
BCS-220G			グリーン	50個 (50個×1パック)	¥65,000 →	¥48,750
BCS-220P 在庫限定			パープル	50個 (50個×1パック)	¥65,000 → 5個限り	¥37,500
BCS-215G			グリーン	6個 (6個×1パック)	¥10,800 →	¥8,100
BCS-215P 在庫限定	133× 133× 92mm	3.0ml/5.0ml クライオチューブ×81本 穴付	パープル	6個 (6個×1パック)	¥10,800 → 1個限り	¥6,130
BCS-219G			グリーン	30個 (30個×1パック)	¥44,200 →	¥33,150
BCS-219P			パープル	30個 (30個×1パック)	¥44,200 →	¥33,150
BCS-217G			グリーン	5個 (5個×1パック)	¥7,600 →	¥5,700
BCS-217P	133× 133× 51mm	1.0ml/2.0ml クライオチューブ×81本 穴付	パープル	5個 (5個×1パック)	¥7,600 →	¥5,700
BCS-221G			グリーン	50個 (50個×1パック)	¥65,000 →	¥48,750
BCS-221P 在庫限定			パープル	50個 (50個×1パック)	¥65,000 → 1個限り	¥37,500

## 凍結細胞融解装置

## 凍結細胞融解装置YSシリーズ

STREX ストレックス株式会社

解凍ブロックにセットするだけで再現性の高い融解処理が可能。

CPC/クリーンベンチ内にセットでき、ウォーターバスを使用しないのでコンタミネーションのリスクも低減する凍結細胞融解装置です。

- ◆ iPS/ES細胞/ヒト・動物のIVF/プライマリー細胞用
- ◆ ウォーターバスを使用しません  
水によるコンタミネーションリスクを低減
- ◆ 簡単操作  
ブロックにセットするだけで効率的な融解処理が可能
- ◆ コンパクト設計  
CPC/クリーンベンチ内での使用が可能
- ◆ 融解ブロックのサイズ設計が可能  
チューブサイズに合わせたブロックの製作が可能
- ◆ バリデーション対応  
温度チェックポートを装備しており、温度校正対応

温度設定	室温～40℃
サイズ (W×D×H)	105×235×75mm
電源	AC100～240V, 50/60Hz, 50W

カタログ No.

**YS-1**希望販売価格  
¥290,000

キャンペーン中の参考価格

**¥246,500**

■構成：YS-1本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書



マグネティックスターラー

**Hotplate マグネチックスターラー**BIOLOGIX  
GROUP LIMITED

- ◆ デジタル制御システム
- ◆ LEDディスプレイ
- ◆ 材質はABSなので難燃性で化学物質耐性です。
- ◆ 加熱速度が早い
- ◆ 安全機能：
  - ・50°C以上ではHOT注意インジケーターが表示されます。
  - ・ホットプレートの温度が320°Cを超えると自動的に加熱が停止します。
- ◆ セラミックコートしたステンレス製プラットフォームは化学物質に耐性があり傷つきにくい。

振とう速度	100～1500rpm
最大攪拌容量 (L, H <sub>2</sub> O)	3L
最大積載量	—
プラットフォームサイズ	φ135mm
温度条件	室温～280°C (1°C刻み)
本体サイズ (W×D×H)	150×260×80mm
重量	1.8kg
電源	100-120VAC, 50/60Hz, 515W

カタログ No.

**01-3101**

1年保証

希望販売価格  
¥57,000キャンペーン中の参考価格  
→ 9台限り **¥41,000**

■構成：スターラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書



ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## 小型ボルテックスミキサー

## MX-S ボルテックスミキサー

BIOLOGIX  
GROUP LIMITED

## アダプターごとチューブを外さずボルテックス（※アクセサリーのロッド&amp;アダプター使用時）

- ◆ スピードレンジ：最大2500rpm
- ◆ オペレーションモード：固定もしくは連続
- ◆ さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類（別売）



## ■ アプリケーション

	固定（高速）	連続（低速）
01-1191 (標準付属品)	●	●
01-1192+01-1131	●	
01-1192+01-1132	●	
01-1192+01-1133	●	
01-1192+01-1134	●	
01-1192+01-1135	●	
01-1193+01-1136	●	
01-1193+01-1131		●
01-1193+01-1132		●
01-1193+01-1133		●
01-1193+01-1134		●
01-1193+01-1135		●

カタログ No.

01-1101 1年保証希望販売価格  
¥36,700キャンペーン中の参考価格  
→ ¥29,360

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：MX-S本体、電源ケーブル、アダプター（01-1191）マニュアル、保証書

## ■ アクセサリー

## チューブアダプター（48本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1131	¥1,900	→ ¥1,520

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • Φ6mmテストチューブ×48本用アダプター  
 • 01-1192または01-1193と共に使用

## チューブアダプター（15本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1132	¥1,900	→ ¥1,520

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • Φ10mmテストチューブ×15本用アダプター  
 • 01-1192または01-1193と共に使用

## チューブアダプター（12本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1133	¥1,900	→ ¥1,520

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • Φ12mmテストチューブ×12本用アダプター  
 • 01-1192または01-1193と共に使用

## チューブアダプター（8本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1134	¥1,900	→ ¥1,520

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • Φ16mmテストチューブ×8本用アダプター  
 • 01-1192または01-1193と共に使用

## チューブアダプター（8本）



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1135	¥1,900	→ ¥1,520

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • Φ20mmテストチューブ×8本用アダプター  
 • 01-1192または01-1193と共に使用

## プラットフォームパッド



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1136	¥1,100	→ ¥880

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • 直径99mm以下のチューブ用プラットフォームパッド  
 • 01-1193と共に使用

## 吸引フット



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1137	¥700	→ ¥120

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • ゴム製吸引フット  
 • 本体の足に使用すればより安定に使用可能  
 注意：使用するには4つ必要となります。

## ホールディングロッド



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1192	¥8,400	→ ¥6,720

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • チューブアダプター用ホールディングロッド

## ユニバーサルトッププレート



カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1193	¥2,800	→ ¥2,240

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし  
 • ユニバーサルトッププレート（Φ100mm）

**在庫  
限り!**  
販売終了

パーソナルボルテックスミキサー

**Vortamix**

95mmφの  
コンパクト  
サイズ



振動

- ◆ 手のひらサイズの超小型
- ◆ パッドにチューブを押し付けるだけの簡単操作
- ◆ 50mL遠心管まで対応可能

振とう速度	3000rpm固定
サイズ (W×H)	φ95×85mm
重量	0.55kg
電源	100V

カタログ No. **BMA-V0000** 1年保証 希望販売価格 ¥33,500 **→ 9台限り** **¥26,800** キャンペーン中の参考価格

■ 構成: Vortamix本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**Argos**  
TECHNOLOGIES

ボルテックスミキサー

**BM-V2 LPボルテックスミキサー**

**BMBio**  
ST (Standard & Stable)

重さ3.8kg&4足吸盤で  
しっかりと実験台に固定され、  
ミキシング中、本体が横ズレしません。



振動

- ◆ コンパクト設計
- ◆ 独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
- ◆ 標準付属のヘッドはすりばち状で直径5cmです。

振とう速度	200~3200rpm
動作／軌道範囲	円環状／3mm
オペレーションモード	ON（連続運転）／OFFもしくは、タッチモード
温度条件	4°C~45°C
サイズ (W×D×H)	130×160×170mm
重量	3.8kg
電源	115VAC, 1.5A

カタログ No. **BM-V2** 1年保証 希望販売価格 ¥33,000 **→ ￥26,400** キャンペーン中の参考価格

■ 構成: BM-V2本体、電源ケーブル、アダプター、マニュアル、保証書

## ● BM-V2用パーツ (フラットホームII)

**BM-V2FH** 希望販売価格 ¥6,800 **→ ￥5,440** キャンペーン中の参考価格

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: なし

\*BM-V2FH (フラットホームII) は、凹凸付すりばち状の直径5.0cmのヘッドで小サイズのチューブのミキシングが可能です。

小型プレートスピナー

**MPS1000**

**Labnet**  
Labnet International, Inc.



動画はこちら



- ◆ 2枚のPCRプレートを一度に遠心することができるスピンドラウン専用遠心機
- ◆ 様々な形状の96ウェル及び384ウェルプレートに対応します。  
(遠心をかける際は、プレート用シールなどを貼って下さい)

収容枚数	PCRプレート×2枚
最大回転数	2500rpm
最大遠心力	500×g
ローター	固定(垂直)
使用温度範囲	4°C~35°C
サイズ (W×D×H)	190×210×183mm
重量	1.5kg
電源	~120V, 50/60Hz

カタログ No. **C1000** 1年保証 希望販売価格 ¥130,000 **→ ￥104,000** キャンペーン中の参考価格

■ 構成: スピナー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

## 遠心機

## Sigma 遠心機



本体、ローターすべて **20% OFF!!**

1年保証

ローターのキャンペーン価格については  
ホームページをご覧ください。

\*アダプターはキャンペーン対象外です。



Sigma  
総合カタログ  
はこちら



Sigma 1-14



Sigma 1-14K



Sigma 1-16



Sigma 1-16K



カタログ No.	SGM10015	SGM10021	SGM10045	SGM10048
	—	0.2-2ml	—	—
	0.2-2ml	0.2-2ml	0.2-5ml	0.2-5ml
	48ml	48ml	72ml	72ml
	14,800rpm	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm
	16,163xg	16,602xg	20,627xg	20,627xg
希望販売価格	¥260,000	¥780,000	¥337,000	¥968,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	<b>¥208,000</b>	<b>¥624,000</b>	<b>¥269,600</b>	<b>¥774,400</b>



Sigma 3-16L



Sigma 3-16KL



Sigma 3-18KS



カタログ No.	SGM10357	SGM10362	SGM10372
	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-94ml	0.2-94ml
	1,600ml	1,600ml	1,600ml
	15,300rpm	15,300rpm	18,000rpm
	21,460xg	21,913xg	30,070xg
希望販売価格	¥1,120,000	¥1,520,000	¥1,810,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	<b>¥896,000</b>	<b>¥1,216,000</b>	<b>¥1,448,000</b>

遠心機

**Sigma 遠心機****本体、ローターすべて 20% OFF!!**

1年保証

ローターのキャンペーン価格については

ホームページをご覧ください。

\*アダプターはキャンペーン対象外です。

Sigma  
総合カタログ  
はこちら**Sigma 2-7****Sigma 2-16P****Sigma 2-16KL****Sigma 3-30KS**

カタログ No.	<b>SGM10226</b>	<b>SGM10157</b>	<b>SGM10352</b>	<b>SGM10378</b>
	15-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP
	15ml	0.2-50ml	0.2-85ml	0.2-94ml
	450ml	450ml	450ml	510ml
	4,000rpm	15,000rpm	15,300rpm	30,000rpm
	2,540xg	20,627xg	21,913xg	70,121xg
希望販売価格	¥448,000	¥745,000	¥1,430,000	¥2,750,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	<b>¥358,400</b>	<b>¥596,000</b>	<b>¥1,144,000</b>	<b>¥2,200,000</b>

**Sigma 4-5L****Sigma 4-16S****Sigma 4-16KS**

カタログ No.	<b>SGM10403</b>	<b>SGM10383</b>	<b>SGM10388</b>
	15-750ml, MTP	0.2-750ml, MTP	0.2-750ml, MTP
	2-94ml	0.2-250ml	0.2-250ml
	3,000ml	3,000ml	3,000ml
	4,700rpm	13,500rpm	15,000rpm
	4,643xg	20,376xg	25,155xg
希望販売価格	¥1,170,000	¥1,380,000	¥2,090,000
キャンペーン中の参考価格(単品時)	<b>¥936,000</b>	<b>¥1,104,000</b>	<b>¥1,672,000</b>

\*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 \*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## 遠心機

## Sigma 遠心機



本体、ローターすべて **20% OFF!!**

ローターのキャンペーン価格については  
ホームページをご覧ください。  
\*アダプターはキャンペーン対象外です。

1年保証



Sigma  
総合カタログ  
はこちら



**Sigma 6-16S**



**Sigma 6-16KS**



**Sigma 8KS**



カタログ No.	<b>SGM10392</b>	<b>SGM10398</b>	<b>SGM10631(50Hz) SGM10630(60Hz)</b>
	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-1500ml, MTP, BB
	0.2-500ml	0.2-500ml	0.2-1000ml
	3,200ml	3,200ml	12,000ml
	13,500rpm	15,000rpm	10,500rpm
	20,376xg	25,419xg	20,461xg
希望販売価格	¥1,840,000	¥2,790,000	¥8,040,000
キャンペーン中の参考価格（単品時）	<b>¥1,472,000</b>	<b>¥2,232,000</b>	<b>¥6,432,000</b>

## アイコン



スイングローター



アングルローター



容量（最大）



最大回転数



最大遠心力



冷却

Sigma適合商品をWEBで簡単検索

Sigma社には多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を取り揃えております。

下記検索画面にて必要な条件（温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど）をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。

<https://www.sigma-zentrifugen.de/en/configurator>



Sigma  
適合商品検索

## 卓上遠心機

**Palm Micro Centrifuge**

回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適

収容本数	0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、 0.2ml 8連PCRチューブ×2本
最大遠心力	2,680RCF(xg)
最大回転数	7,000rpm
タイマー	連続運転
サイズ (W×D×H)	150×150×117mm
重量	0.5kg
電源	100-240V、50/60Hz

カタログ No.

**01-8001**

1年保証

希望販売価格  
¥34,000キャンペーン中の参考価格  
→ ¥27,200

■構成：Palm本体、0.2mlチューブアダプター、8連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

MAX  
2,680 xg

動画はこちら



安い!!

## チューブ用卓上遠心機

**Force Mini™****Labnet**  
Labnet International, Inc.

- ◆ 1.5ml/2.0mlチューブ用ローター（8本掛け）と0.2ml 8連チューブ用ローター（4本掛け）が付属しているので、各容量のチューブを遠心することができます。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または0.2ml 8連チューブ×4本 または0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000xg
サイズ (D×W×H)	155×132×110mm
重量	0.75kg
電源	115V、50/60Hz、65mA

カタログ No.

**SBC-140**

1年保証

希望販売価格  
¥55,700キャンペーン中の参考価格  
→ ¥44,560

■構成：Force Mini本体、電源ケーブル、0.2mlチューブ用アダプター×8、0.4/0.6mlチューブ用アダプター×8、1.5/2.0mlチューブ用ローター、0.2ml 8連チューブ用ローター、マニュアル、保証書

MAX  
2,000 xg

動画はこちら



## マイクロチューブ卓上遠心機

**PrismMini****Labnet**  
Labnet International, Inc.

- ◆ 1.5ml/2.0mlチューブ（8本）および0.2mlPCRチューブの遠心が可能です。
- ◆ ローターの脱着は、工具不要の簡単設計です。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または 0.2ml 8連チューブ×4本、0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000xg
サイズ (D×W×H)	132×132×112mm
重量	0.55kg
電源	120V、50/60Hz

カタログ No.

**C-1801**

1年保証

希望販売価格  
¥58,600キャンペーン中の参考価格  
→ ¥46,880

■構成：PrismMini本体、電源ケーブル、1.5/2.0ml用ローター、0.2ml用ローター、マニュアル、保証書

MAX  
2,000 xg

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## ミニ卓上遠心機

## Flat Mini



- ◆ 簡単操作（リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ）
- ◆ ショート遠心と15分間連続遠心が可能
- ◆ 1.5/2.0mLチューブ用ローター、0.2mL 8連PCRチューブ用ローター付属
- ◆ 非接触型リッドセンサー採用

チューブ数	1.5/2.0mLチューブ6本または 0.2mL 8連PCRチューブ 2ストリップ(0.2mL PCRチューブ 16本)
最大回転数	6,500rpm
最大RCF	2,234xg (1.5/2.0mLチューブ用ローター)、 2,182xg(0.2mL 8連PCRチューブ用ローター)
加速時間	4秒
減速時間	2秒
遠心時間	モード切替スイッチにより選択 ショートモード：12秒 連続モード：15分（リッドを開けた段階で停止）
サイズ (W×D×H)	150×150×103mm
重量	650g
電源	100-240V, 50/60Hz, 20W



カタログ No.

**BMEGYR0001** 1年保証

希望販売価格

¥28,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥22,400**

- 構成：本体、ローター（2種）、ローター交換用スパナ、ACアダプター、操作マニュアル、保証書

在庫限り！

スライド用卓上遠心機

## Force Spin Prep™



- ◆ 素早い遠心加速と停止。約10秒で2枚のスライドを素早く乾燥させます。
- ◆ 2個のスライドカセットに、それぞれ一枚ずつスライドを設置（スライドはインチタイプ）
- ◆ 本体のON/OFFスイッチによる操作と、フタの開閉による操作でON／OFFのコントロールができます。

収容本数	スライド×2枚（標準的なサイズ）（インチタイプ）
最大遠心力	1,750RCF(g)
最大回転数	4,800rpm
サイズ (W×D×H)	132×155×110mm
重量	0.75kg
電源	115V, 50／60Hz, 130mA

カタログ No.

**SBC-150**1年保証

希望販売価格

¥79,000

キャンペーン中の参考価格

→ **6台限り ¥30,000**

- 構成：遠心機本体、スライドカセット2個、マニュアル、保証書



卓上遠心機

**NEST 卓上遠心機**

- ◆ 電子ロック：遠心分離中は蓋がロックされており、遠心終了後に自動的に開きます。
- ◆ 素早い遠心加速を実現。作動中でも作動音が静か
- ◆ 使いやすいタッチパネル操作
- ◆ LCDディスプレイは速度、時間、動作状態をリアルタイム表示
- ◆ 遠心時間と速度設定が調整しやすく、遠心分離中でも速度の調整が可能

**ユニバーサルタイプ : 0.2ml/0.5ml/1.5ml/5.0mlチューブ用**

- ◆ 0.2ml 8連チューブ×2、0.5mlチューブ×8、  
1.5mlチューブ×12、5.0mlチューブ×4

**5mLチューブ用 (穴径14.2mm)**

- ◆ 5mLチューブ (アダプターの穴径が14.2mm) 用遠心機  
※外径が14mm以上のチューブは使用できません。  
推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。
- ◆ 5mLチューブ×8本用

カタログNo.	WNB102001	WNB102002
タイプ	ユニバーサルタイプ	5mLチューブ用 (アダプターの穴径が14.2mm*)
収容本数	0.2ml 8連チューブ×2、 0.5ml チューブ×8、 1.5ml チューブ×12、 5.0ml チューブ×4	5mLチューブ×8
回転数	500-6000rpm	
最大遠心力	2400g	
サイズ (W×D×H)	260×220×150mm	
電源	110-220V、50/60Hz	

※ 予告なく仕様が変更される場合がございます。

※ 注意: 5mL チューブを遠心する際、専用の5mL チューブのみ使用可能です。推奨  
チューブ: WNB603011、WNB603111

カタログ No.

**WNB102001** 1年保証希望販売価格  
¥46,700**キャンペーン中の参考価格  
→ ¥37,360**

カタログ No.

**WNB102002** 1年保証希望販売価格  
¥46,700**キャンペーン中の参考価格  
→ ¥37,360**

■ 構成: 本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

**■ 専用5mL チューブ**

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
WNB603011	マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ	未滅菌	2000本 (200本×10パック) <b>¥28,200</b>
WNB603111	マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ	滅菌	2000本 (200本×10パック) <b>¥31,000</b>

キャンペーン対象外

在庫  
限り！  
特別価格

小型遠心機

1536

GYROZEN®

MAX  
21,206 xg

CE GMP

- ◆ 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2mlチューブ用小型遠心機
  - ◆ スタンダードセットには本体、2.0mlチューブ×24本用ローター（GRE-m2.0-24）付
  - ◆ プログラムは100件までメモリー可能
  - ◆ スピード設定機能
  - ◆ 密閉型バイオシールローター
- ※その他のローターについてはお問い合わせ下さい。

最大回転数/遠心力	15,000rpm/21,206xg
最大収容本数	2.0mlチューブ×36本（GRE-m2.0-36使用時）
設定温度	—
タイマー	パルス・≤99分・連続運転
Time at Set Speed	有
ノイズ	≤ 60dB
Acc/Dec (ステップ)	9/10ステップ
プログラム	100
ローターの認識機構	—
バランス認識機構	有
セーフティーロック機能	有
終了時自動開蓋	有
アラーム音量可変機能	有
電動式蓋の閉鎖	有
電力	450VA
サイズ (W×D×H)	240×378×240mm
重量 (ローターなし)	11.9Kg
CEマーク	有

カタログ No.

GZ-1536-110BMR 1年保証 希望販売価格 ~~¥389,000~~ → 4台限り **¥272,300**

キャンペーン中の参考価格

■構成：1536本体、ローター（GRE-m2.0-24）、ローターロッキングツール、グリース、電源ケーブル、マニュアル、保証書

コンパクト多目的インキュベーター

CULTURA® M

AIDIAN

## 少数検体の細菌培養等に最適

- ◆ 小型・軽量：持ち運び可能で、置き場所を選びません。
- ◆ 温度設定25～45℃：微生物培養や化学反応など多目的に使用可能
- ◆ 透明なドア：ドアが透明なので、いつでもドアを開けずに内部観察が可能
- ◆ 縦置きも可能

カタログ No.

132754 1年保証希望販売価格  
¥77,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥61,600**

■構成：本体、棚板（ディッシュ用）、マルチラック（チューブ用）、サーモメーター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

設定温度範囲	25～45℃
温度精度	±1℃
材質	ABS（本体）/ PC（ドア）
庫内寸法 (W×D×H)	220×150×120mm
本体寸法 (W×D×H)	310×168×155mm
重量	1.1kg
電源	100VAC、50/60Hz
消費電力（最大）	30W

縦置きも  
できます

## ラボ用アスピレーター

**ASPIRE™**

ASPIRE™はメンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。吸引圧力は調節も可能です。圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。

- ◆ 真空ポンプ内蔵
- ◆ コンパクトなデザイン
- ◆ 圧力調整可能
- ◆ 分かりやすい圧力
- ◆ 安全で正確な吸引



ASPIRE™は、幅広いアスピレーション用途に対応しており、組織培養容器やプレートからの培地の除去、上清の除去などが可能です。

人間工学に基づいたハンドコントローラーが付属しており、200～300μlの標準的な使い捨てピペットチップに適合します。ハンドコントローラーとアダプターはPOM（ポリオキシメチレン）製で、オートクレーブ可能です。

ポリカーボネート製のボトルには、信頼性の高いオーバーフロー保護バルブが組み込まれています。これにより、液体がボトル上限に達した時にチューブが自動的に閉じられ、吸引をストップすることができます。また、交換可能なインラインフィルターが、ボトルから侵入する汚染物質や湿気からポンプを保護します。

ハンドコントローラーは人間工学に基づいたデザインで、長時間でも快適に使用することができます。ボタンを押すと吸引します。バストールピペット、セロロジカルピペットに対応し、さらに2つのアクセサリーピペット・コーンが付属しており、1つは200/300μlのピペットチップに対応したコーン、もう1つは細かい吸引が可能な細いステンレス製のキャビラリー用です。

最大吸引量	14mL/秒
最大フロー	15L/分
真空範囲	-30～-750mbar
ノイズレベル	59.6db
真空ポンプ	オイルフリーピストン
サイズ	240×200×340mm
重量	2.2Kg
電源	115V

カタログ No.

**V0020** 希望販売価格  
¥181,000-

キャンペーン中の参考価格


**¥144,800**

## ■ 構成

- ・真空ポンプ内蔵ベース
- ・回収ボトル (2L、ポリカーボネート製)
- ・抗菌・疎水性フィルター
- ・シリコンチューブ
- ・ハンドヘルド真空コントローラー (A)
- ・シングルチャンネル用アダプター (200μl/300μl ピペットチップ用) (B)
- ・シングルチャンネル用ステンレス製アダプター (40mm) (C)
- ・マニュアル
- ・保証書

## 【オプション(別売)】

- ・シングルチャンネル用ステンレス製アダプター (80mm) (D)
- ・8チャンネル用ステンレス製アダプター (E)
- ・8チャンネル用アダプター (200μl/300μl ピペットチップ用) (F)



カタログ No.

**V1002-1SL** 希望販売価格  
¥25,200-

キャンペーン中の参考価格

**¥20,160**

カタログ No.

**V1002-S8**

ASPIRE™用シングルチャンネルアダプター(80mm) (D)

カタログ No.

**V1002-8**

ASPIRE™用8チャンネルアダプター (ステンレスノズル) (E)

カタログ No.

**V1002-8**

ASPIRE™用8チャンネルアダプター(200 μLチップ用) (F)

包装

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

1本	¥6,500	→	¥5,200
1個	¥25,200	→	¥20,160
1個	¥41,800	→	¥33,440

\*当ページ掲載商品は包装:1式、大箱包装:なしです。 \*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホットトピックス

リザーバー

ピペット

チップ

チューブ &amp; プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## ドライバス

## Labnet Digital Dry Baths

Labnet  
Labnet International, Inc.本体  
のみ

▲ D1301

▲ D1302



▲ D1304



お得!!

- ◆ シングル、デュアルまたは4ブロックの3種類があります（シングルモデルは1個、デュアルモデルは2個、4ブロックは4個のブロックを設置することができます）。
- ◆ 2つのディスプレイ
- ◆ USB接続により、データのトレーサビリティが可能
- ◆ 透明なフタ付

\*注意：別途ブロックが必要となります。

カタログNo.	D1301	D1302	D1304
ブロック	1	2	4
温度範囲	室温+5°C~150°C		
タイマー	1分~99時間59分 または 連続運転		
最小表示単位	0.1°C / 1分		
ブロック温度の均一性	±0.2°C		
温度精度	±0.3°C		
インターフェイス	USB		
サイズ (W×D×H)	210×290×120mm	210x390x120mm	
重量 (本体のみ)	3.2kg	4.4kg	
電源	~115V、1.6A、50/60Hz		

\*注意：デュアルブロックでのブロック1つまたは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控えください。

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>D1301</b> シングルブロック <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">1年保証</span>	¥81,000	→ <b>¥64,800</b>
<b>D1302</b> デュアルブロック <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">1年保証</span>	¥99,800	→ <b>¥79,840</b>
<b>D1304</b> 4ブロック <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">1年保証</span>	¥143,000	→ <b>¥114,400</b>

■構成：ドライバス本体、ブロックリフター、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書

## Digital Dry Baths専用 Block

- ◆ それぞれのブロックは腐食防止加工を施したアルミニウムを使用しています。
- ◆ 加工されたブロックは温度を効率よく伝導します。

カタログNo.	用途	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
<b>D1101</b>	穴なしブロック	1個 (1個×1パック)	¥18,400	→ <b>¥14,720</b>
<b>D1102</b>	0.2ml PCRチューブ×48本 または 0.2ml 8連PCRチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥20,800	→ <b>¥16,640</b>
<b>D1102A</b>	2.0mlチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>¥16,000</b>
<b>D1105</b>	0.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥21,200	→ <b>¥16,960</b>
<b>D1105A</b>	1.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>¥16,000</b>
<b>D1105A-RACK 在庫限定</b>	1.5mlチューブ×20本用ラック D1105Aに適応 3個入	3個 (3個×1パック)	¥7,000	→ <b>8個限定</b> <b>¥2,210</b>
<b>D1106</b>	6mmチューブ×35本	1個 (1個×1パック)	¥21,200	→ <b>¥16,960</b>
<b>D1110</b>	10mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>¥16,000</b>
<b>D1112 在庫限定</b>	12mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>8個限定</b> <b>¥8,800</b>
<b>D1113 在庫限定</b>	13mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>6個限定</b> <b>¥7,500</b>
<b>D1115-TALL</b>	15ml遠心管×12本	1個 (1個×1パック)	¥21,200	→ <b>¥16,960</b>
<b>D1116</b>	15/16mlチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥21,200	→ <b>¥16,960</b>
<b>D1117</b>	17mmチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>¥16,000</b>
<b>D1120</b>	20mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>¥16,000</b>
<b>D1125</b>	25mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>¥16,000</b>
<b>D1150-TALL</b>	50ml遠心管×5本	1個 (1個×1パック)	¥20,000	→ <b>¥16,000</b>
<b>D1196-PCR</b>	96ウェルPCRプレート×1枚 ※シングルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥49,000	→ <b>¥39,200</b>
<b>D1296 在庫限定</b>	96ウェルプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥28,000	→ <b>3個限定</b> <b>¥14,400</b>
<b>D1296-PCR</b>	96ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥48,000	→ <b>¥38,400</b>
<b>D1100-PS</b>	D1102, D1102A, D1105, D1105A用ポップチューブストッパー	1個 (1個×1パック)	¥7,400	→ <b>¥5,920</b>
<b>D12384</b>	384ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥51,300	→ <b>¥41,040</b>

**在庫  
限り!**  
販売終了

ドライバス

**Hot/Coldドライバス**

BIOLOGIX

本体  
のみ

HOT  
100c

COLD  
-5c

**Hot/Cold Dry Bath Incubator**

- ◆ 優れた温度コントロールシステム
- ◆ 高温でも低温でも維持できます。
- ◆ カスタムオペレーションプログラムの作成を保存
- ◆ 目的に合わせたブロック（別売）をご用意しております（本体に 01-9292 は付属）。

温度範囲	室温以下～100°C (温度設定範囲-5～100°C)
温度精度 (20～45°C)	0.5°C
最大加熱速度	5.5°C /分、5°C (100°C→室温) /分
最大冷却速度	0.5°C (室温以下) /分
プログラム	6
サイズ (W×D×H) (ヒートブロック含まず)	200×235×120mm
電源	100～240V、180W
電源	～120V、50/60Hz

カタログ No.

01-9201

1年  
保証

希望販売価格

¥292,000

→ 4台限り

キャンペーン中の参考価格

¥141,700

■ 構成：本体、ブロック（01-9292）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

HOT  
100c

ローター

**Shaker Incubator**

- ◆ 01-9201 にシェーカー機能が備っています。
- ◆ 優れた温度コントロールシステム
- ◆ 高温でも低温でも維持できます。
- ◆ オービタルな動き
- ◆ 1500rpmまでの搅拌が可能
- ◆ カスタムオペレーションプログラムの作成と保存
- ◆ 目的に合わせたブロック（別売）をご用意しております。

温度範囲	15～100°C (温度設範囲0.1～100°C)
温度精度 (20～45°C)	±0.5
温度均一性	最大0.5
最大加熱速度	5.5°C /分
最大冷却速度	2.5°C (100°C→室温) /分、0.5°C (室温以下) /分
回転速度	300～1500rpm
動作/軌道範囲	円環状/3mm
プログラム	6
サイズ (W×D×H) (ヒートブロック含まず)	200×235×120mm
電源	100～240V、200W

カタログ No.

01-9301

1年  
保証

希望販売価格

¥475,000

→ 4台限り



キャンペーン中の参考価格

¥192,300

■ 構成：本体、ブロック（01-9292）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

本体  
のみ**Hot/Cold Dry BathおよびShaker Incubator用ブロック（別売）**

カタログNo.	ウェルφ/深さ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-9292 1.5mlチューブ×24本	10.9/ 31mm	1個 (1個×1パック)	¥66,000 → 5個限定	¥17,900
01-9296 50mlチューブ×4本	28.7/ 75mm	1個 (1個×1パック)	¥112,000 → 1個限定	¥17,900



01-9292

01-9296

ホットトピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

## ドライバス

**AccuBlock™ Mini**
**HOT  
100°C**


- ◆ 1.5ml チューブ専用小型ドライバス
- ◆ マイクロプロセッサー制御により、正確な温度コントロールを実現できます。
- ◆ 大きく見やすいLCDディスプレイ / タイマー付き。
- ◆ 付属のサンプリングチューブ用のラック (AccuRack) を使用することにより、サンプリングチューブを容易にロックから取り出すことができます。
- ◆ ブロック材質：アルミニウム（腐食防止加工）

温度範囲	室温+5°C～100°C
温度設定	0.1°Cずつ
温度均一性	≤0.2°C
温度精度	≤0.2°C
時間	1分～19時間59分または連続運転
収容本数	1.5mlサンプリングチューブ×12本
サイズ (W×D×H)	140×120×60mm
重量	1.3kg
電源	~120V、50/60Hz

カタログ No.

**D0100**

希望販売価格  
¥65,300

キャンペーン中の参考価格

**¥52,240**

■ 構成：ドライバス本体, AccuRack™, 電源ケーブル, コード, マニュアル, 保証書

**在庫限り!**  
販売終了

## ドライバス

**Dry Bath Incubator**
**HOT  
120°C**


- ◆ 温度範囲：室温～120°C
- ◆ 過熱防止機能内蔵
- ◆ 目的に合わせたブロック（別売）を用意しております。（本体に 01-9193 は付属）

温度範囲	室温+5°C～120°C
温度精度	±0.5°C
最大温度	140°C
タイマー	1分～99時間59分または連続運転
サイズ (W×D×H)	175×290×85mm
重量	1.6kg
電源	100～240V、160W

カタログ No.

**01-9101**

希望販売価格  
¥78,400

キャンペーン中の参考価格

**¥48,000**

■ 構成：ドライバス本体, ブロック (01-9193), 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



▲ 01-9192



▲ 01-9193



▲ 01-9194

## ■ ブロック


カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-9192	0.5mlチューブ×40本、ウェルΦ/深さ：8.2/26.4mm	1個 (1個×1パック)	¥23,700 → 1個限り	¥12,500
01-9193	1.5ml/2.0mlチューブ×40本、ウェルΦ/深さ：11/34.7mm	1個 (1個×1パック)	¥23,700 → 1個限り	¥10,900
01-9194	5ml/15mlチューブ×28本、ウェルΦ/深さ：17/48mm	1個 (1個×1パック)	¥23,700 → 5個限り	¥11,000

## 抗原賦活化装置


**2100-Retriever**

オートクレーブ装置としてもお使いいただけます!!

- ◆ 圧力鍋の原理で抗原の賦活化が容易
- ◆ 6個のチャンバーが装着可能 (18枚/チャンバー)
  - ・最大108枚のスライドを同時処理
  - ・6種類の異なるバッファーを同時に使用可能
- ◆ 形態の保存も良好
- ◆ 2時間半で作業完了 (加熱20分、冷却2時間以上)



未処理 マイクロウェーブ使用 2100-Retriever 使用



● 2100-Retriever (スライドチャンバー3個付)

カタログ No.

**R2100** 1年保証

希望販売価格  
¥480,000

キャンペーン中の参考価格  
→ **¥384,000**

包装: 1式 大箱包装: なし

■ 構成: 2100-Retriever本体、電源コード、スライドチャンバー×3、チャンバーパケット&フタ、クイックスタートガイド、マニュアル、保証書

**在庫限り!**  
特別価格

● スライドチャンバー(3個入)

カタログ No.

**R21001**

希望販売価格  
¥35,000

キャンペーン中の参考価格  
→ 7個限り **¥24,140**

包装: 3個 (3個×1パック) 大箱包装: なし

ホットトピックス

リザーバー

ビペラート

チップ

チューブ&amp;ブレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

ウェスタンブロッティング自動プロセッシング

**BlotCycler™ シリーズ**

**BlotCycler touch**  
by PRECISION BIOSYSTEMS



プロトコール（最大）  
**2 種類**

抗体（最大）  
**6 種類**

チャンバー（最大）  
**6 個**

**BlotCycler mini**  
by PRECISION BIOSYSTEMS



プロトコール  
**1 種類**

抗体（最大）  
**2 種類**

チャンバー（最大）  
**2 個**

### ブロッキングから2次抗体反応までの工程を全自動で行う装置

#### 全自动


- ◆ すべてのブロッティング試薬を自動で送液
- ◆ 振とう機能付トレー
- ◆ 機内自動洗浄機能搭載

#### 信頼性

- ◆ 正確な送液
- ◆ 1次抗体は回収可能
- ◆ 自動化による高い再現性
- ◆ 効率的な洗浄による感度の向上とバックグラウンドの低減
- ◆ 低温室内で使用可能

#### 簡単操作

- ◆ コンパクト設計
- ◆ タッチパネルで簡単プログラミング



BlotCycler™ の使用により  
検出強度およびバックグラウンドの改善が認められる



抗体・洗浄液タンク



1次抗体回収バイアル



操作タッチパネル

ホットピックス

リザーバー

ピベット

チップ

チューブ&amp;プレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

品名	BlotCycler™ touch	BlotCycler™ mini
チャンバー数 (1トレー)	Miniトレー	3
	Midiトレー	2
	Deltaトレー	3
	Megaトレー	—
チャンバーサイズ	Miniチャンバー	95×75mm
	Midiチャンバー	95×150mm
	Deltaチャンバー	95×40mm
	Megaチャンバー	—
抗体溶液量 (1次抗体／2次抗体)	Miniチャンバー	10-15ml/12-18ml
	Midiチャンバー	18-25ml/18-30ml
	Deltaチャンバー	3-10ml/4-12ml
	Megaチャンバー	—
プロッキング液量	Miniチャンバー	12-18ml
	Midiチャンバー	18-30ml
	Deltaチャンバー	4-12ml
	Megaチャンバー	—
洗浄液量（使用するチャンバー数による）	-3.5L	-2.5L
外寸（W×D×H）	350×420×400mm	440×260×300mm
重量	12kg	6.8kg
電源	100-240V/5A（最大）	

※BlotCycler Touchの洗浄バッファータンクにはクリアタイプ、遮光タイプをお選びいただけます。ご注文時にご指定ください。

1年保証

カタログNo.	商品名	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
W5W1016	BlotCycler™-Touch Mini/Mini	Miniチャンバートレー×2	1式	¥1,960,000 →	¥1,568,000
W5W1014	BlotCycler™-Touch Midi/Midi	Midiチャンバートレー×2	1式	¥2,050,000 →	¥1,640,000
W5W1022	BlotCycler™-Touch Delta/Delta	Deltaチャンバートレー×2	1式	¥2,080,000 →	¥1,664,000
W5W1015	BlotCycler™-Touch Mini/Midi	Miniチャンバートレー×1 Midiチャンバートレー×1	1式	¥2,050,000 →	¥1,640,000
W5W1018	BlotCycler™-Touch Mini/Delta	Miniチャンバートレー×1 Deltaチャンバートレー×1	1式	¥2,050,000 →	¥1,640,000
W5W1020	BlotCycler™-Touch Convert	Miniチャンバートレー×2 Midiチャンバートレー×2（交換可能）	1式	¥2,170,000 →	¥1,736,000
W20M2TMN	BlotCycler™-Mini Mini	Miniチャンバートレー×1	1式	¥1,500,000 →	¥1,200,000
W20M2TMD	BlotCycler™-Mini Midi	Midiチャンバートレー×1	1式	¥1,500,000 →	¥1,200,000
W20M2G	BlotCycler™-Mini Mega	Megaチャンバートレー×1	1式	¥1,590,000 →	¥1,272,000
W20M2D	BlotCycler™-Mini Delta	Deltaチャンバートレー×1	1式	¥1,520,000 →	¥1,216,000
VI100	BlotCycler™用コレクションバイアル	最大容量25ml	100本 (100本×1パック)	¥34,000 →	¥23,800
BMPB-CL500	BlotCycler™用クリーニング溶液	50倍濃度、500ml	1本	¥25,000 →	¥20,000

■構成：本体、プラグ、電源ケーブル、マニュアル、保証書

※BlotCycler Touchの洗浄バッファータンクにはクリアタイプ、遮光タイプをお選びいただけます。ご注文時にご指定ください。



動画はこちら

BlotCycler touch  
製品紹介BlotCycler touch  
プログラミング法BlotCycler Mini  
製品紹介BlotCycler Mini  
プログラミング法


## LED イルミネーター

**BLook™****BLook™**

- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ 人間工学に基づいた視野角
- ◆ オートシャットオフ機構
- ◆ ゲルカッティングツール付属



ボトムアップイルミネーション



サイドイルミネーション

BLook™ゲル撮影用ミニ遮光フード  
スマートホンで簡単に撮影が可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ (W×L)	200×120mm
オートシャットオフ	5分
本体サイズ (W×L×H)	295×215×42mm
重量	1280g
電源	100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A

カタログ No.

**BK001** 1年保証希望販売価格  
¥71,500→ **¥57,200**

キャンペーン中の参考価格

■ 構成：イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール（替刃付）、マニュアル（スリーブに記載されています）

## ● BLook™ ゲル撮影用ミニ遮光フード

カタログ No.

**BK001-000B** 1年保証希望販売価格  
¥1,200→ **¥960**

キャンペーン中の参考価格

## LED イルミネーター

**PCR関連試薬****BLook™**

## 蛍光色素入りPCRマスターMix

**amaR OnePCR**

- ◆ 室温でも3ヶ月（4℃で6か月、-20℃で1年間）保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムプロマイドと同等の感度
- ◆ amaR OnePCR SuperMix: 通常のPCR反応用  
amaR OnePCR HiFi: High Fidelity PCR用  
amaR OnePCR HotStar: Hot Start PCR用

## 蛍光色素入りゲルローディングダイ

**Novel Juice**

- ◆ 4℃で1年間保存可能
- ◆ 6Xローディングダイとして使用可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムプロマイドと同等の感度

## 蛍光色素入りReady-To-Use DNAサイズマーク

**OneMARK**

- ◆ 室温もしくは4℃で6か月保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムプロマイドと同等の感度
- ◆ OneMARK 100: 100 - 3,000 bps  
OneMARK B: 250 - 10,000 bps

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格
<b>SM213-0250</b>	amaR OnePCR SuperMix 250反応*	1 kit	¥6,300
<b>SM215-0250</b>	amaR OnePCR HiFi 250反応*	1 kit	¥18,200
<b>SM216-0250</b>	amaR OnePCR HotStar 250反応*	1 kit	¥30,400
<b>SL001-1000</b>	Novel Juice (DNA Staining Reagent)	1mL (1mL×1本)	¥6,000
<b>SD101-0100</b>	OneMARK 100	600μL (600μL×1本)	¥5,000
<b>SD110-0100</b>	OneMARK B	600μL (600μL×1本)	¥5,000

\*20mLのPCR反応系

キャンペーン対象外

## LED イルミネーター（コンパクトタイプ）

***μBLoK™*****BLoK™**

ゲルトレーの着脱により  
LEDが自動的に点灯・消  
灯するオートスイッチ機  
構搭載

- ◆ コンパクト設計（フットプリント 193mm×199mm）
- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ フィルタ一面の汚れを防ぐゲルトレー付属

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	88×119mm
本体サイズ（W×L×H）	193×199×33mm
重量	500g
電源	入力：100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A 出力：12V, 1.5A

● ***μBLoK™***


カタログ No.

BK003 **1年保証**希望販売価格  
¥115,000キャンペーン中の参考価格  
**¥92,000**

■ 構成：イルミネーター本体、ゲルトレイ、電源アダプター

注意：本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。

## LED イルミネーター（ハンディタイプ）

***pBLoK™*****BLoK™**

- ◆ 手のひらサイズ
- ◆ 泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
本体サイズ（W×L×H）	83×83×22mm
重量	100g
電源	1.5V単四電池 3個

カタログ No.

BK002 **1年保証**希望販売価格  
¥26,000キャンペーン中の参考価格  
**¥20,800**

■ 構成：イルミネーター本体、マニュアル

## pBLoKのご使用にあたって

pBLoKを使用してPCR産物を検出する場合、別途470nmで励起されるDNA染色用蛍光色素（SYBR® Greenなど）が必要となります。検出方法としては下記の2通りがあります。

PCR反応の際に

① 蛍光色素入りの反応液（マスターMix）を使用した場合  
そのまま検出することが可能です。

② 蛍光色素が入っていない反応液を使用した場合  
DNA検出用の蛍光色素入り染色液もしくは蛍光色素入りゲルローディングバッファーを添加する必要があります。

なお、エチジウムプロマイドはご使用になれません。

ホットピックス

リザーバー

ビペッタ

チップ

チューブ&amp;ブレート

細胞培養

グローブ

こんな商品もあります

CRYO

機器

在庫  
限り！  
特別価格PCR サーマルサイクラー  
**TurboCycler 2**BLUE-RAY  
BIOTECHコンパクト  
A4サイズ最大温度上昇速度  
5.5°C/秒大型タッチスクリーン  
7インチリモートモニタリング  
Wifi搭載

- ◆ コンパクト設計 (A4サイズ)
- ◆ 素早い起動 (投入後45秒で操作可能)
- ◆ 7インチ大型カラータッチスクリーン搭載
- ◆ 使いやすいオリジナルプログラムソフト
- ◆ 最大温度上昇速度 5.5°C /秒
- ◆ グラジェント機能搭載
- ◆ スマホアプリでリモートモニター可能
- ◆ USBでのプログラム移動が可能

**● TurboCycler 2**

カタログ No.

**TCST-9612**

2年保証

希望販売価格

¥698,000

→ 5台限り **¥558,400**

キャンペーン中の参考価格


■ 構成：本体、マニュアル、クイックガイド、キャリブレーションレポート、コンプレッションマット（5.2mm, 1.0mm各2枚）、電源コード、保証書




手袋を着用したまま操作可能な  
タッチパネルインターフェース



直観的なプログラミングが可能な「対話型」プログラミング



- 多彩な便利ツール標準装備
- Tmカルキュレーター
  - インキュベーションモード
  - コピー数コンバーター
  - マスターミックスウィザード



進行状況が一目でわかるモニタリング画面

**在庫  
限り!**  
特別価格

PCR サーマルサイクラー  
**TurboCycler LITE**

BLUE-RAY  
BIOTECH



エコノミカル  
モデル

コンパクト  
A4サイズ

グラジェント  
機能

- ◆ コンパクト設計 (A4サイズ)
- ◆ 5インチモノクロLCDモニター搭載
- ◆ 最大温度上昇速度 3.0°C /秒
- ◆ 最小ランプスピード 0.1°C /秒
- ◆ リッド温度を35°C～120°Cまで設定可能
- ◆ グラジェント機能搭載

● TurboCycler<sup>LITE</sup>

カタログ No.

**TCLT-9610**

2年  
保証

希望販売価格  
¥498,000

キャンペーン中の参考価格

→ 7台限り **¥310,000**

■ 構成：本体、マニュアル、クイックガイド、キャリブレーションレポート、コンプレッションマット（5.2mm, 1.0mm各2枚）、電源コード、スペアヒューズ、保証書

モデル	TurboCycler 2	TurboCycler <sup>LITE</sup>
対応容器	0.2mlPCRチューブ×96本もしくは96ウェルプレート1枚	
プロック材質／加熱技術	アルミニウムプロック／ペルチェ素子	
最大温度上昇・下降速度	5.5°C/秒・3.3°C/秒	3.0°C/秒・2.0°C/秒
温度精度	±0.3°C	±0.3°C
温度均一性	±0.3°C	±0.5°C
温度設定範囲	4~99.9°C	
リッド温度	105°C/120°C/OFF	35~120°C/OFF
グラジェント段階／温度設定範囲／温度幅	12段階／30~99°C／24.9°C	12段階／30~99°C／24.0°C
保存可能プログラム数	500プログラム	200プログラム
ユーザーフォルダー数	100ユーザー	50ユーザー
パスワードプロテクション	あり	
ディスプレイ	7インチ カラーLCDタッチパネル	5インチ モノクロLCD
Wifiリモートモニタリング	有	なし
サイズ (W×D×H)	245×415×225mm	245×415×225mm
重量	9.5kg	9.0kg
電源	100~240V, 50/60Hz, 750W	100~240V, 50/60Hz, 500W

## 遺伝子導入装置

**ECM® 830**細胞へのダメージを抑えられる  
スクエアパルスの出力制御を行える遺伝子導入装置

スクエアパルスの特徴は、出力電圧、パルス幅、パルス数を正確に制御できる点で、これにより対象細胞への電気的なダメージを最小限に抑え、パルス出力後の細胞の生存率を向上させることができ、より幅広い対象細胞への遺伝子導入に対応できると共に、電気的ダメージを受け易い動物細胞での *in vivo* 実験にも有効です。



パルス形状	スクエア
電圧設定	高電圧モード 505～3000V (5V刻み) 低電圧モード 5～500V (1V刻み)
DCパルス設定	パルス幅 設定 高電圧モード 10～600μsec (1μsec刻み) 低電圧モード 10～999μsec (1μsec刻み) 1～999msec (1msec刻み)
	パルス数 1～99
	パルスインターバル 0.1～10sec
条件メモリー機能	有(1000プロトコール以上)
モニタリング機能	有(パルス出力後実効電圧、パルス幅表示)

## ■ アプリケーション

- ・動物細胞への遺伝子導入
- ・動物組織への *in vivo* 遺伝子導入
- ・植物組織（プロトプラスト）への遺伝子導入
- ・細菌、酵母への遺伝子導入 など

カタログ No.

**BTX45-2052**

1年保証

希望販売価格  
¥2,460,000

キャンペーン中の参考価格

**¥1,968,000**

## Twin-Wave エレクトロポレータ

**Gemini**

## さらに使いやすく、遺伝子導入装置のコンプリートモデル

- ◆ タッチパネルディスプレイが従来よりも大きくなりました。  
従来の4.3インチから7インチの大画面ディスプレイを搭載。タッチボタンや文字がより大きく、快適な操作性です。
- ◆ バクテリアから動物細胞などあらゆる細胞に対して遺伝子導入が可能
- ◆ *in vivo* 実験用として各種形状の電極類をご用意（オプション品）
- ◆ CRISPRを含め多彩なプロトコールを内蔵しており、あらかじめプログラムを設定する手間を省略



## 在庫限り！ Gemini X2

特別価格

Gemini X2

BTX45-2040

1年保証

希望販売価格  
¥2,920,000

3台限り

キャンペーン中の参考価格

**¥1,640,000**

## Gemini SC2 System

**BTX45-2042**

1年保証

希望販売価格  
¥2,430,000

キャンペーン中の参考価格

**¥1,944,000**

■ 構成：Gemini 本体、電源ケーブル、キュベット、セーフティドーム、キュベットラック、マニュアル、保証書

カタログNo.	BTX45-2040	BTX45-2042
電圧	5-500V (LV) / 505-3000V (HV)	10-500V (LV) / 510-3000V (HV)
パルス幅 (矩形波)	0.01-999ms (LV) / 0.01-0.6ms (HV)	0.05-100ms (LV) / 0.05-5ms (HV)
連続パルス出力 (矩形波)	1-99	1-10 (LV) / 1-2 (HV)
パルス間隔 (矩形波)	0.1-10sec	0.1-10sec
キャパシティー (減衰波)	25-3275μF (LV) / 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μF (HV)	25-3275μF (LV) / 10, 25, 50μF (HV)
抵抗 (減衰波)	25-1575Ω (LV) / 50-1575Ω (HV)	50-1000Ω
連続パルス出力 (減衰波)	1-2 (>100Ω)	設定なし
パルス間隔 (減衰波)	5-30sec	設定なし
データ出力	USB/PC	設定なし
インターフェース	7インチ タッチスクリーン	
データー出力	USB/PC 設定なし	
サイズ (WxDxH)	324x286x216mm	
重量	7.3kg	

## 遺伝子導入装置

**ECM® 399**

## エクスボンシャル波形の出力制御を行える 低価格版 遺伝子導入装置

エクスボンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、バクテリアなどの遺伝子導入に多用される5msecパルス幅(時定数)の出力や植物・哺乳動物細胞等の遺伝子導入時の低電圧設定にも対応しています。



パルス形状	エクスボンシャル	
電圧	高電圧モード	10 ~ 2500V (10V刻み)
設定	低電圧モード	2 ~ 500V (2V刻み)
DCパルス	内部	高電圧モード 150Ω (固定)
設定	抵抗	低電圧モード 150Ω (固定)
静電	高電圧モード	36μF (固定)
容量	低電圧モード	1050μF (固定)
条件メモリー機能	無	
モニタリング機能	有 (パルス出力後実効電圧、実効波形時定数τ表示)	

## ■ アプリケーション

- ・細菌、酵母への遺伝子導入
- ・一部動物細胞への遺伝子導入 など

カタログ No.

**ECM399**

1年保証

希望販売価格  
¥778,000

キャンペーン中の参考価格

**¥622,400**

■ 構成 : ECM® 399本体、PEPキュベットモジュール、キュベットラック、電源ケーブル、マニュアル、保証書

## 遺伝子導入装置

**ECM® 630**

## 幅広いアプリケーションに対応

## エクスボンシャル波形の出力制御を行える遺伝子導入装置

エクスボンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、広い電圧値、R値(内部抵抗値)、C値(静電容量)の設定範囲を掛け合わせることにより、非常に多くの導入条件を設定することが可能、同社製 ECM600で培われた数多くのプロトコル条件(文献データ)を再現することができます。



パルス形状	エクスボンシャル	
電圧	高電圧モード	505 ~ 3000V (5V刻み)
設定	低電圧モード	5 ~ 500V (1V刻み)
DCパルス	内部	高電圧モード 50 ~ 1575Ω (25Ω刻み)
設定	抵抗	低電圧モード 25 ~ 1575Ω (25Ω刻み)
静電	高電圧モード	10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μF
容量	低電圧モード	25 ~ 3275μF (25μF刻み)
条件メモリー機能	有 (1000プロトコール以上)	
モニタリング機能	有 (パルス出力後実効電圧、実効波形時定数τ表示)	

## ■ アプリケーション

- ・細菌・酵母への遺伝子導入
- ・動物細胞への遺伝子導入
- ・植物細胞、プロトプラストへの遺伝子導入

カタログ No.

**BTX45-2051**

1年保証

希望販売価格  
¥2,220,000

キャンペーン中の参考価格

**¥1,776,000**

## 動物細胞遺伝子導入用バッファー

**BTXpress™**

## ◆ 高導入効率・高生存率：

これまで導入が難しかった細胞にも高い効率で遺伝子導入が可能  
また低い細胞毒性により、導入後の生存率が改善

## ◆ あらゆる細胞種に対応：

BTXpress™は細胞種を選びません。これ1本であらゆる動物細胞種に対応可能

## ◆ 至適化を簡便に：バッファー条件を固定できるので、条件の至適化がより簡便

## ◆ 波形を選びません：矩形波はもちろん、減衰波を用いた動物細胞への遺伝子導入が可能

カタログNo.	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BTX45-0802	5ml×1キット (50反応分)	¥84,000 →	¥67,200
BTX45-0805	10ml×1キット (100反応分)	¥117,000 →	¥93,600

大箱包装：なし

## キュベット

**ディスポキュベット電極**

BTX純正品



個装滅菌スポット付

希望販売価格

¥49,000

キャンペーン中の参考価格

¥39,200

1個あたり

¥784

- ◆ ECMシリーズ(BTX®)の遺伝子導入装置に電極として使用できます。
- ◆ アルミニウム製電極を内蔵したディスパーザブル式キュベット電極です。
- ◆ キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献致します。
- ◆ キュベットからサンプルを回収するピペット(滅菌済)が1個ずつ付いています。
- ◆ 3種類のキャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防ぎます。

カタログNo.	キャップ色	ギャップ	容量	包 装
BTX640	イエロー	4mm	80～800μl	G滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)
BTX620	ブルー	2mm	40～400μl	G滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)
BTX610	グレイ	1mm	20～70μl	G滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)

大箱包装：なし

## キュベット

**ディスポキュベット電極**

- ◆ バイオラッド社およびエッペンドルフ社の遺伝子導入装置に電極として使用できます。
- ◆ アルミニウム製電極を内蔵したディスパーザブル式キュベット電極です。
- ◆ キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献致します。
- ◆ 各キュベットは、γ線滅菌済み、個装包装です。

希望販売価格  
¥11,800 →キャンペーン中の参考価格  
¥8,2601個あたり  
¥330

カタログNo.	キャップ色	ギャップ	容量	包 装
BM165-2088	ブルー	4mm	80～800μl	G滅菌 個装 25個 (1個個装×25パック)
BM165-2086	グリーン	2mm	40～400μl	G滅菌 個装 25個 (1個個装×25パック)
BM165-2089	ブラウン	1mm	20～70μl	G滅菌 個装 25個 (1個個装×25パック)

大箱包装：なし

注意：必要に応じてトランスマーピペット（#231-1S, 400本入）を別途ご購入下さい。

## ライブセルイメージングシステム

**EzScope**BLUE-RAY  
BIOTECHEzScopeは非常にコンパクトでCO<sub>2</sub>インキュベーター内に設置したまま、タイムラプスイメージを取得できます。

制御された条件下で24時間365日の測定を可能にします。

インキュベーターの外に出さずに離れた所でいつでも画像を観察することができる上、細胞への不要な刺激も与えません。

対物レンズは10x(付属)と20x(オプション)を使用でき高品質なイメージを取得できます。

1台のPCで最大4台までのEzScopeをコントロールできるので繰り返しの作業を減らすことで時間を節約し、実験効率を高めます。

- ◆ CO<sub>2</sub>インキュベーター内に設置可能
- ◆ 1台のPCで4台のEzScopeを管理可能
- ◆ 明視野光源：白色LED
- ◆ 電動フォーカス
- ◆ ユーザーフレンドリーなソフトウェア
- ◆ EzCaptureソフトウェアによる画像編集
- ◆ XYステージ(オプション)も搭載可能
- ◆ サードパーティソフトウェアを導入することで遠隔操作可能



カタログ No.

**BRLC-0101** 1年保証希望販売価格  
¥998,000


キャンペーン中の参考価格

**¥513,000**

- 構成 : EzScope 101 本体 (10x対物レンズ付き), USBフラッシュドライブ, LEDランプアーム, USBデータケーブル, 電源アダプター (DC 5V), マニュアル, クイックガイド, 保証書

## アプリケーション

- 生細胞イメージング
- 細胞増殖および密度
- 細胞遊走能
- 創傷治癒
- 幹細胞分化



Synovial Mesenchymal Stem Cells



Cardiomyocytes



Lung cancer



MDA-MB-231



A549

明視野光源	白色LED
対物レンズ	10x, 20x (オプション)
カメラ	1.3 MP CMOS Sensor
画像解像度	1280×1024ピクセル
出力フォーマット	Tiff (画像), AVI (ビデオ)
ソフトウェア	EzCapture (スナップショット, タイムラプスなど)
視野サイズ	2.6×2.0mm (10x対物レンズ)
解像度	2 μm/pixel (10x対物レンズ), 1 μm/pixel (20x対物レンズ)
Live View Frame Rate	8フレーム/秒
フォーカス	電動
XYステージ (オプション)	SBSフットプリント
ラボウェアホルダー (オプション)	35mm培養用ディッシュおよびスライド, 60mm培養用ディッシュおよびスライド, 25cm <sup>2</sup> 培養フラスコ, 75cm <sup>2</sup> 培養フラスコ
制御用PC	i3 CPU with 4 GB RAM, Windows 10 OS, i5 CPU with 8 GB RAM, Windows 10 OS for multiple units connection
インターフェース	USB 2.0/3.0, 4台まで
操作環境条件	0°C ~ 42°C, 5% ~ 95%湿度 (結露なし)
サイズ (W×D×H)	225×131×205mm
重量	2.0kg
電源	AC100-240V, 50/60Hz, DC5V, 2A

## ■ 関連商品

カタログNo.		大箱包装	希望販売価格
275-LCBR02-00	EzScope用 20x 対物レンズ	1個	¥52,000
275-LCBR03-00	EzScope用 XYステージ アダプター付	1式	¥155,000
275-LCBR04-00	EzScope XYステージ用アダプター 35mm 細胞培養・スライド用	1個	¥13,000
275-LCBR05-00	EzScope XYステージ用アダプター 60mm 細胞培養・スライド用	1個	¥13,000
275-LCBR06-00	EzScope XYステージ用アダプター 25cm <sup>2</sup> フラスコ用	1個	¥13,000
275-LCBR07-00	EzScope XYステージ用アダプター 75cm <sup>2</sup> フラスコ用	1個	¥13,000

※キャンペーン対象外

## フローサイトメーター

## Guava® Muse™ セルアナライザー

Luminex

## 簡単でお手頃なフローサイトメトリーをもっと身边に

洗練された細胞解析は柔軟かつシンプルでコストもかかりません。

Guava® Muse™ セルアナライザーを使用すると、コスト、労力、時間を節約して定量的な細胞解析を簡単に実施いただけます。

Muse セルアナライザーは、3種のパラメータ解析をコンパクトで使いやすいベンチトップ装置にまとめ、フローサイトメトリーをいつでも誰でも利用可能にしました。ユーチューブフレンドリーなタッチスクリーンインターフェース、直感的な細胞解析ソフトウェア、最適化されたアッセイキットが、細胞解析を簡素化させます。

- ◆ コンパクトデザインで操作も簡単
- ◆ 直感的なソフトウェアとタッチスクリーンによりセットアップ・解析も迅速
- ◆ 専用試薬のMuse アッセイ試薬は単純プロトコールで結果の入手も簡単
- ◆ 設置面積が20 cm×25 cmの省スペースモデル
- ◆ 手頃な価格でフローサイトメトリーを実現



## ● Guava® Muse™ Cell Analyzer

カタログ No.

0500-3115 1年保証

希望販売価格

¥2,930,000

※キャンペーン対象外



動画はこちら



## Muse™ 専用キットと試薬

製品名	製品番号
<strong>セルヘルス</strong>	
Muse™ Count & Viability Kit 40ml (100 tests)	MCH100102
Muse™ Count & Viability Kit 240ml (600 tests)	MCH600103
Muse™ Count & Viability 100 Tests (200X)	MCH100104
Muse™ Autophagy LC3-Antibody Based Kit (50 tests)	MCH200109
Muse™ Oxidative Stress Kit (100 tests)	MCH100111
Muse™ Nitric Oxide Kit (100 tests)	MCH100112
Muse™ Ki67 Proliferation Kit (100 tests)	MCH100114
Muse™ Cell Cycle Kit (100 tests)	MCH100106
Muse™ Cell Dispersal Kit (100 tests)	MCH100107
<strong>シグナル伝達</strong>	
Muse™ H2A.X Activation Dual Detection Kit(50 tests)	MCH200101
Muse™ EGFR-RTK Activation Dual Detection Kit (50 tests)	MCH200102
Muse™ PI3K Activation Dual Detection Kit(50 tests)	MCH200103
Muse™ MAPK Activation Dual Detection Kit(50 tests)	MCH200104
Muse™ Bcl-2 Activation Dual Detection Kit(50 tests)	MCH200105
Muse™ Multi-Color DNA Damage Kit (50 tests)	MCH200107
Muse™ PI3K/MAPK Dual Pathway Activation Kit (50 tests)	MCH200108
<strong>アポトーシス</strong>	
Muse™ Annexin V & Dead Cell Kit (100 tests)	MCH100105
Muse™ Caspase-3/7 Kit (100 tests)	MCH100108
Muse™ MultiCaspase Kit (100 tests)	MCH100109
Muse™ MitoPotential Kit (100 tests)	MCH100110
<strong>免疫</strong>	
Muse™ Human CD4 T Cell Kit (100 tests)	MIM100101
Muse™ Human CD8 T Cell Kit (100 tests)	MIM100102
Muse™ Human B Cell Kit (100 tests)	MIM100103
<strong>タンパク質検出</strong>	
Muse™ P.f.-P.v. Antigen Detection Kit* (100 tests)	MPA100101
Guava® SARS-CoV-2 マルチ抗原抗体アッセイキット(100 tests)	FCPA100101

\*Muse™ P.f.-P.v. Detection Kit は、受注生産品のため 50 キット以上のご注文数から承ります。詳細はお問い合わせください。

※キャンペーン対象外


## 直感的なタッチスクリーンインターフェース

Museのインターフェースは、直感的なタッチスクリーンで簡単に操作ができ、フローサイトメトリーの専門知識はアッセイの実行に不要です。タッチスクリーン操作をたどるとサンプルローディング、測定調整、結果の取得まで簡単に実施いただけます。

## 簡単・迅速に細胞解析

信頼いただけるアッセイのために、LuminexではMuse セルアナライザーで堅牢な測定を行うために最適化された検証済みのキットを開発しました。プロトコールは単純化されているので、サンプル調製も簡単です。ソフトウェア設定を最適化する必要もありません。Museは、すべてのゲーティングパラメータ値と閾値を計算します。結果は各アプリケーションに固有のグラフィック形式と統計形式で表示されるため分析が明瞭です。最適化された設定で時間を節約し、試薬の無駄を省き予算を有効にお使いいただけます。

### Muse Cell Count and Viability Kit



2種類のDNA結合試薬の透過性に基づく死細胞と死にゆく細胞の絶対数カウントと生存率を測定します。

### Muse Multi-color DNA Damage Kit



細胞内のDNA損傷の程度を検出するためにリン酸化ATMタンパク質とヒストンH2A.Xのタンパク質をマルチプレックスで同時測定します。

### Muse MultiCaspase Kit



カスパーゼ群の活性を検出する試薬と死細胞染色試薬を用いたアポトーシスモニタリングです。

## Muse 専用試薬

細胞生物学のさまざまな側面を調べるために豊富なMuseアッセイをご利用ください。


- 細胞数カウント・生死判定
- 細胞増殖
- アポトーシス
- シグナル伝達
- セルサイクル
- DNA損傷
- オートファジー
- 免疫

## 新しい小型サイトメトリー

Muse セルアナライザーは、小型化された蛍光検出器とマイクロキャピラリーを用いることで、従来の手法に比べて高い正確性と精度そして定量的な解析を実現します。直径2~60 μmの浮遊細胞と接着細胞のそれぞれを分析するのに十分な汎用性を備えたMuseは他の分析方法よりも優れたシングルセル解析を提供します。

## レーザーベースの蛍光検出

Muse システムは、マイクロキャピラリー技術を用いることで、一般的なフローサイトメーターの10分の1のスペースに設置いただける一方、小型化された光学系を用いて高性能の細胞解析を実現します。レーザーベースの各細胞イベントの蛍光検出は3パラメータまで評価いただけます。



## サンプル密閉式超音波破碎装置

**BIORUPTOR®-One**

ソニックバイオ株式会社

**サンプル密閉式超音波破碎装置 BIORUPTOR®-One とは**

- ・サンプルの入ったチューブに水槽内で超音波を照射する破碎装置です。
- ・チューブの蓋を閉めたまま超音波処理できるので、飛散・コンタミネーションがありません。
- ・多検体 (0.5mlチューブ 12本 1.5mlチューブ 8本) 同時処理が可能です。
- ・冷却水を入れたバスタブで超音波処理することにより、投げ込み式で問題となるチューブ内の局所的な温度上昇がありません。
- ・各種アクセサリーにより0.5mlチューブから50ml遠心管での処理が可能です。
- ・容量が10ml以上のチューブでは、破碎効率を上げるためオートクレーブ可能な共振棒を使用します。

**超音波発振装置 と 破碎層****一体型となりながらコンパクト**

- ◆ 超音波発生装置や破碎層、消音箱が一体型になりコンパクト
- ◆ 専用冷水循環器も操作がより簡単に
- ◆ 従来のBIORUPTOR® II Type6にくらべ1.5ml、0.5mlチューブのサンプル処理数がアップ
- ◆ カバーを開けると運転が停止する安全設計



跳ね上げ式の防音カバーにより、アクセサリーの脱着がより簡単になりました。



フレークアイスを冷媒として利用する冷水循環器です。一般的なチラーに比べ素早く4°C付近へ冷却を行います。専用設計の冷水循環器で BIORUPTOR®-One の超音波発振タイミングとシンクロし超音波 OFF のタイミングで冷水を循環します。水流による超音波破碎効率に影響を与えません。



操作性に優れる  
メンブランスイッチを採用



切替バルブを削減しより直感的に使用できる冷水循環器操作パネル

**BIORUPTOR®-One**

破碎層サイズ (W×D×H)	175×160×280mm
同時処理本数	1.5mlチューブ×8本、0.5mlチューブ×12本
超音波周波数	20KHz
超音波出力	High/Low2段切替式
ランタイマー	1～99サイクル
インターバルタイマー	ON:1～99秒、OFF:30～99秒
装置サイズ (W×D×H)	350×250×300mm
重量	9Kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、4.5A

**専用冷水循環器**

装置サイズ (W×D×H)	410×280×300mm
重量	7.3Kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、1.0A

※予告なく仕様が変更される場合がございます。

## BIORUPTOR®-One標準セット

BIORUPTOR-One、専用冷水循環器、1.5ml および 0.5ml チューブ用アタッチメントとメインボディがセットになっていてすぐに超音波破碎が開始できるお勧めセット



1年保証

カタログ No.	商品名	希望販売価格
BR-1ALL	BIORUPTOR®-One標準セット	¥1,880,000

BIORUPTOR-One 標準セットは下記 5 点のセット価格になります

BR-1	BIORUPTOR®-One	¥1,500,000
CR-02	BIORUPTOR®-One専用冷水循環器	¥327,000
SRD-MB1	スライド式アタッチメントメインボディー	¥56,000
SRD-AD1508	スライド式アタッチメントアダプター1.5ml8本用	¥81,000
SRD-AD0512	スライド式アタッチメントアダプター0.5ml12本用	¥87,000

構成 : BIORUPTOR®-One標準セット

※キャンペーン対象外

BIORUPTOR®-One本体、専用冷水循環器本体、1.5mlチューブ用アタッチメントアダプター、0.5mlチューブ用アタッチメントアダプター、アタッチメントメインボディー、電源コード、マニュアル、保証書

\*BIORUPTOR®-Oneおよび専用冷水循環器単体時は本体、電源コード、マニュアル、保証書となります。

### ■ 10ml、15ml用アクセサリー

カタログNo.	品名	使用可能チューブ	包装	希望販売価格
ALG-6	ギヤー版		1個	¥11,500
CHIP-10	10mlチューブ用チップ（共振棒）	専用チューブAS-500	6本	¥57,000
FT-15WS		ファルコン及びグライナー社製	3本	¥67,000
CT-15WS	15mlチューブ用チップ（共振棒）	コーニング及びイワキ社製	3本	¥67,000
ST-15WS		スミロン(住友)社製	3本	¥67,000
TT-15WS		TPP社製	3本	¥67,000

※キャンペーン対象外

### ■ 50ml用アクセサリー

カタログNo.	品名	使用可能チューブ	包装	希望販売価格
ALG-50-3	ギヤー版 (50mlチューブ)		1個	¥11,500
FT-50WS		ファルコン及びグライナー社製	1本	¥54,000
CT-50WS	50mlチューブ用チップ（共振棒）	コーニング及びイワキ社製	1本	¥54,000
ST-50WS		スミロン(住友)社製	1本	¥54,000
TT-50WS		TPP社製	1本	¥54,000

※キャンペーン対象外

### ■ 消耗品

カタログNo.	品名	対応共振棒	包装	希望販売価格
P-10	O-リング 10mlチューブ用チップ専用	CHIP-10	12個	¥1,200
P-10A	O-リング 15mlチューブ用チップ専用	FT,CT,ST,TT-15WS用	6個	¥2,000
P-22A	O-リング 50mlチューブ用チップ専用	ST-50WS用	3個	¥2,000
P-22B	O-リング 50mlチューブ用チップ専用	FT,CT,TT-50WS用	3個	¥2,000
AS-500	10mlチューブ（滅菌済み）	CHIP-10	500個	¥18,500


※キャンペーン対象外

## ナノ粒子の分散に最適な超音波処理装置

**Nanoruptor-II**

ソニックバイオ株式会社

- ◆ 各種ナノ粒子（カーボンナノチューブ・フラーレン・ナノダイヤモンド等）の分散処理に最適
- ◆ 分散を目的とした超音波分散機であり、破碎を目的とした BIORUPTOR® の姉妹機
- ◆ 密閉状態での超音波処理が可能なため、コンタミネーションの心配がない。また、サンプル飛散を押さえナオリスクの低減が可能
- ◆ 丸形超音波処理槽を採用し、サンプルに対する超音波処理の高効率化を実現



## 新設計の超音波処理槽



- ・丸型の超音波処理槽を採用しサンプルに対する超音波処理の高効率化を実現
- ・デッキ蓋を廃止した新設計のタンクユニットにより超音波エネルギーのロスを大幅に軽減

## タンクユニット



タンクユニットのファンを大型化し従来製品に比べ排熱効率を向上

## メンプランスイッチ



操作性に優れるメンプランスイッチを採用

## 豊富なアクセサリー



サンプルの処理量や特性に合わせ様々なアクセサリーを使用可能

## 別売の冷水循環器と接続可能



Nanoruptorとシンクロし超音波 OFF 時に冷水を循環することが可能です。水流による超音波の乱れがありません。超音波照射時に問題となる発熱をおさえることができます。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
NR-2	密閉式超音波分散装置 Nanoruptor-II	1年保証	1式 ¥2,700,000
BR2CR01	BIORUPTOR®-II専用冷水循環器 *	1年保証	1式 ¥360,000

\* : BR2CR01 は Nanoruptor-II にも接続可能です。

※キャンペーン対象外

商品名	密閉式超音波分散装置 Nanoruptor-II
超音波周波数	20kHz
超音波出力調整	High / Low2段切替式
ランタイマー	1~99サイクル
インターバルタイマー(ON)	1~99秒
インターバルタイマー(OFF)	30~99秒
処理本数	1本(50mlチューブ)~
設置スペース(W×D×H)	400×320×620mm
	消音箱 400×300×520mm、13Kg
サイズ(W×D×H)・重量	破碎槽 250×200×260mm、7Kg コントローラー 400×320×100mm、7Kg
電源	AC100~240V、50/60Hz、5.5A
備考	本製品は高周波利用設備許可申請が必要な製品になります。別途、処理量に応じたアクセサリーや冷水循環器をお買い求めください。

■ 構成: 本体、電源コード、接続ケーブル、マニュアル、保証書



▲NG-350-50+MM-50WS  
(ガラスチューブは含みません)



▲SRD-MB1+SRD-AD1508

## ■ アクセサリー

商品名	使用可能チューブ	カタログ No.	包装	希望販売価格
<b>50mL ガラスチューブ (マルエム社 NX-50) 用アクセサリー</b>				
ギヤー板	50mLチューブ用	NG-350-50	1個(1個×1パック)	¥9,000
50mLチューブ用チップ (共振棒)	50mLチューブ用チップ	MM-50WS	1個(1個×1パック)	¥57,000
<b>0.5mL, 1.5mL チューブ用アクセサリー</b>				
アタッチメントメインボディー	スライド式アタッチメントメインボディー	SRD-MB1	1個(1個×1パック)	¥56,000
スライド式アタッチメント	0.5mL 12本用	SRD-AD0512	1個(1個×1パック)	¥87,000
アダプター	1.5mL 8本用	SRD-AD1508	1個(1個×1パック)	¥81,000
<b>10mL, 15mL チューブ用アクセサリー</b>				
ギヤー板	0.5·1.5·10·15mLチューブ用	ALG-6	1個(1個×1パック)	¥11,500
10mLチューブ用チップ (共振棒)	専用チューブ (カタログNo.AS-500)	CHIP-10	6個(6個×1パック)	¥57,000
	ファルコン及びグライナー社製	FT-15WS	3個(3個×1パック)	
15mLチューブ用チップ (共振棒)	コニング及びイワキ社製	CT-15WS	3個(3個×1パック)	¥67,000
	スミロン(住友) 製	ST-15WS	3個(3個×1パック)	
	TPP社製	TT-15WS	3個(3個×1パック)	
専用チューブ	10mL専用チューブ滅菌済	AS-500	500本(10本×5パック)	¥18,500
<b>50mL チューブ用アクセサリー</b>				
ギヤー板	50mLチューブ	ALG-50-3	1個(1個×1パック)	¥11,500
	ファルコン及びグライナー社製	FT-50WS	1個(1個×1パック)	
50mLチューブ用チップ (共振棒)	コニング及びイワキ社製	CT-50WS	1個(1個×1パック)	¥54,000
	スミロン(住友) 製	ST-50WS	1個(1個×1パック)	
	TPP社製	TT-50WS	1個(1個×1パック)	

※キャンペーン対象外

## ■ 消耗品

商品名	カタログ No.	包装	希望販売価格
<b>共振棒交換用 O リング</b>			
Oリング 10mLチューブ用チップ専用	P-10	12個(12個×1パック)	¥1,200
Oリング CT-15WS用	P-10A	6個(6個×1パック)	
Oリング CHIP-50, CT-50WS, FT-50WS用	P-22A	3個(3個×1パック)	¥2,000
Oリング FT-50WS, CT-50WS, ST-50WS用	P-22B	3個(3個×1パック)	

※本製品は高周波利用設備許可申請が必要な製品になります。

※キャンペーン対象外

# New!! 96ウェルマイクロプレートウォッシャー

## SMARTWASHER™ 96

ELISA等の吸光測定の洗浄過程でパワフルにその力を発揮します  
ELISAプレートを高速、正確、信頼性のある準備を行う事が可能

- ◆ 吸引ニードルも正確にコントロール可能
  - ・正確性: 0.1mm
  - ・最小残液量:  $\leq 1\mu\text{L}$  / ウエル
- ◆ 自動リンス機能によるクロスコンタミネーションを最小限に抑制
- ◆ 100種類のプログラムをカスタマイズ可能
- ◆ 廃液ボトルに上限センサー搭載
- ◆ 洗浄プロトコルはメモリースティック等に転送可能



研究には柔軟性が必要ですが、SmartWasher™ 96 はそれを提供します。この全自动ウォッシャーは、U、V、C、または平底のフルプレート、部分プレート、ストリップに対応しています。複数の吸引ポイント設定により、吸引後のウェル内の残留液体を最小限に抑えることができます。分注量、吸引時間、ソーカ・振とうサイクル、振とう速度など、すべてのパラメータは 4.3 インチの大型 LCD ディスプレイとキー パッドで簡単にプログラムできます。最大 100 の洗浄プロトコールを SmartWasher™ 96 に保存し、必要なときに呼び出したり、フラッシュドライブを使って装置間で転送したりすることができます。


洗浄ボトル 2 本、リンスボトル 1 本、廃液ボトル 1 本が付属しています。すべてのボトルにレベルセンサーを搭載し、液が少なくなったとき、または廃液ボトルの場合は空にする必要があるときに、ユーザーに警告を発します。また、自動洗浄機能により、ニードルと洗浄ヘッドがプライミングされ、クロスコンタミネーションや目詰まりを防止します。

8 チャンネルと 12 チャンネルのウォッシュヘッドが別用意されており、どちらの向きのプレートにも対応します。透明なアクリル製シールドが洗浄エリアを囲み、プレートを可視化することができます。万一、液体がこぼれたり、漏れたりした場合は、トレー上の傾斜を持ったウェルにより、すぐに液体を除去し、クロスコンタミネーションを防止します。

SmartWasher™ 96 は、SmartReader™ 96 マイクロプレート吸光光度計やその他の一般的なプレートリーダーのパートナーとして最適です。



マルチブル吸引ポイント設定が可能で（最大3ポジション）、異なるタイプのプレートにも最適化された吸引が可能です。また、全てのウエル形状にも対応可能です。



ディスプレイサイズ	4.3-inch LCD ディスプレイ
洗浄ニードルヘッド（別売）	8/12チャンネル
洗浄モード	1/2/3 ポイント吸引
マイクロプレート適合性	96wells
残液量	$\leq 1\mu\text{L}$ (各well)
排出液量範囲	50 $\mu\text{l}$ - 2000 $\mu\text{l}$
洗浄サイクル数	1 ~ 99 サイクル
登録可能プログラム数	100 programs
リンス機能時間設定	00 : 00 ~ 03 : 59 (mm : ss)
ソーカ/シェーク時間設定	00 : 00 ~ 99 : 00 (mm : ss)
ウォッシュボトル 液量レベル警告機能	有(洗浄、リンスボトルに残量センサー搭載)
洗浄溶液チャンネル数	3 ポトル
廃液ボトル液量レベル警告機能	ボトル満了時に警告有
廃液吸引	可能
サイズ (W×D×H)	345×460×200 mm
重量	11.5kg

1 年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
MW9600	Accuris SmartWasher™ 96 Microplate Washer w/o manifolds, 115V	1式	¥858,000
MW9600-WSHB	Accuris SmartWasher™ 96 Microplate Washer , Wash bottle assembly	1式	¥29,000
MW9600-WSTB	Accuris SmartWasher™ 96 Microplate Washer , Waste bottle assembly	1式	¥29,000
MW9600-8CM	Accuris SmartWasher™ 96 Microplate Washer , 8-Channel Manifold	1式	¥58,000
MW9600-12CM	Accuris SmartWasher™ 96 Microplate Washer , 12-Channel Manifold	1式	¥64,000

■ 構成: 本体、電源コード、マニュアル、保証書

※キャンペーン対象外

# New!! UVトランスイルミネーター E3000 / E3100



Accuris™ UVトランスイルミネーターは省スペースデザインであり、全てのラボに共通する悩みを解決します。  
用途に拠ってご検討頂けるスタンダードなE3000とより省スペース型であるE3100の2機種をご用意しております。




E3000



E3100

- ◆ UV波長はミッドレンジの302nm
- ◆ EtBr, SmartGlow, SYBR色素での核酸染色液に最適
- ◆ E3000は2種の調光設定が可能 (50%/100%)
- ◆ ゲル撮影システムのUVトランスイルミネーターとして最適

	E3000	E3100
光源	4×8W UV放電管	4×6W UV放電管
波長	302nm	302nm
フィルターサイズ	16×19cm	16.5×13.5cm
出力設定	50%/100%	不可
外寸 (W×D×Hcm)	26.5×32.5×14	25×20×7
電圧	120V 50/60Hz	120V 50/60Hz



### Compatible DNA Stains

- Ethidium Bromide
- SmartGlow™ LD and PS
- Gel Red™
- Gel Green™
- SYBR® Green
- SYBR® Safe
- Diamond™ Nucleic Acid Dye



1年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
E3000	Accuris™ UV Transilluminator	1式	¥190,000
E3100	Accuris MyView™ Compact UV Transilluminator	1式	¥126,000

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書


※キャンペーン対象外

# New!! パワーサプライ付きコンプリートシステム

**ACCURIS INSTRUMENTS**

## myGel™ InstaView™ システム

myGel™ InstaView™には、ミニ電気泳動ゲルのキャスティング、泳動、観察に必要なものがすべて揃っており、パワーサプライも内蔵されています



- ◆ ゲルタンクには、大型（10.5×10cm）または小型（10.5×6cm）のゲルトレイを1つ収容できます。
- ◆ 付属のトレイ、コーム、漏れ防止用キャスティングスタンドを使って、簡単にゲルを流し込むことができます。
- ◆ パワーサプライはゲルタンクに直接接続するため、リード線が不要で毎回確実に接続されます。
- ◆ 出力電圧は35V、50V、100Vに調整でき、泳動時間は最大99分まで設定できます。
- ◆ ゲルタンクとフタの間の磁気ロックにより、フタが適切に閉まっていない場合には装置に電流が流れるのを防ぎます。
- ◆ セットアップ完了後、ミニLEDトランスイルミネーターをタンクの下の所定の位置にスライドさせ、スイッチを入れるだけで、いつでもリアルタイムで泳動の様子を見ることができます。
- ◆ 波長465nmの青色光はDNAにダメージを与えることがなく、SmartGlow™, SYBR™ Green, GelGreenなどの一般的な緑色蛍光染色を励起することができます。
- ◆ フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAバンドを確認することができます。
- ◆ 電気泳動後は、付属のイメージングエンクロージャーを使用し、簡単にスマートフォンで高解像度の画像を撮影することができます。
- ◆ 画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。



出力電圧	35V、50V、100V
タイマー	0-99分、連続
安全機能	磁気ロック
バッファー容量	230ml
トレイ容量	大 10.5×10cm (厚さ 0.5cm) 小 10.5×6cm (厚さ 0.5cm)
光源	青色LED, 465nm
サイズ (W×D×H)	255×210×140mm
重量	1.04kg
入力電圧	115V～230V, 50/60Hz
保証	2年

2年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
E1201	myGel™ InstaView™ Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator	1式	¥159,000
E1200-CS1	InstaView™ Electrophoresis System , Extra casting set	1式	¥7,800
E1101-COMB1	myGel™ Mini Electrophoresis System , Reversible Combs	1式	¥1,600
E1200-OC	InstaView™ Electrophoresis System, Orange filter cover for mini LED transilluminator	1式	¥6,300

※キャンペーン対象外



## 吸光マイクロプレートリーダー

## DYNAREAD



- ◆ 96ウェルマイクロプレート (ELISAプレート) 向け
- ◆ エンドポイント法およびカイネティクス法が可能
- ◆ 長寿命、信頼性が高く、安定したLED光源
- ◆ ハイスピードな12チャネル読み取り
  - ・標準モード: 11秒 (シングル)、19秒 (デュアル)
  - ・クイックモード: 8秒 (シングル)、15秒 (デュアル)
- ◆ 最大8つのフィルターに対応 (405, 450, 490, 630nm の4つのフィルターを含む)
- ◆ 広いダイナミックレンジ
- ◆ リニア振とう機能搭載。速度と振幅の調整が可能
- ◆ PC、USBインターフェイスによる機器制御とデータ収集
- ◆ コンパクトなテーブルトップデザイン
- ◆ CE 取得済み

注意:リーダーのみの機能となります。

# DYNAREAD



別途パソコンが必要

## ● DYNAREAD (4フィルター)

カタログ No.

**D5206-E** 1年保証


希望販売価格

**¥1,200,000** ※キャンペーン対象外

■ 構成: 本体, USBケーブル, 電源コード, マニュアル, 保証書



波長範囲	365-1050nm
標準フィルター	405, 450, 490, 630nm
吸光度レンジ	0.0-4.0OD
測定速度	10秒/1フィルター
光源	LED
対応プレート	96ウェルプレート
作業環境温度	15°C ~ 30°C, 湿度80% (最大)
インターフェース	USB
コントロール	PC *別途ご用意ください。
サイズ (W×D×H)	280×425×175mm
重量	7kg
電源	100-230V, 50/60Hz, 30W (最大)



\*当ページ掲載商品は包装:1式、大箱包装:なしです。 \*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

## ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。  
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2022年12月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。  
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店