



プレミアキャンペーン開催中！

キャンペーン期間：2025年10月1日～2025年12月19日まで

自動キャップ開閉装置

EzDecap™ スクリューキャップ開閉システム



スマートなデザインの自動キャップ開閉装置

EzDecap™は、スクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途で、チューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です。特許出願中の独自の技術を用いており、キャップの落下エラーを低減し、片手で効率的なキャップ開閉が可能です。さまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載し、かつ、コンパクトなデザインにより実験台のみならず、安全キャビネット内でも使用可能です。

- ◆ 業務効率の向上
特許出願中の独自の技術により、片手での操作を可能にし、日常業務を効率化します。
- ◆ 省スペースで設置可能
コンパクトなデザインで、実験台や安全キャビネット内で使用可能
- ◆ 様々な大きさのチューブに幅広く対応
クライオチューブから50mL 遠心管まで、キャップグリッパーの交換不要で、様々な大きさのチューブに対応可能です。
適用範囲：キャップの直径 11 ～ 40mm
- ◆ 多彩な動作モード
様々なキャッピングおよびデキャップのニーズに合わせて、4つの異なる動作モードから選択可能です。

サイズ (W×D×H)	170×240×290mm
重量	3.0kg (Body : 0.9kg、Bracket : 2.1kg)
所要時間 (Cap/Decap)	約3秒
適用キャップの範囲	直径11 ～ 40mm
電源	Input : AC100-240V、50/60Hz Output : DC9V、4A

カタログ No.

BRDC-0000

希望販売価格



¥210,000

キャンペーン中の参考価格

➡ **¥147,000**

■ 構成： 本体、電源コード、マニュアル、保証書



動画はこちら



日本語マニュアル



4オペレーションモード

1. Hold Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーに保持されます。

2. Release Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

3. Decap Only モード

連続でキャップを開けます。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

4. Cap Only モード

連続でキャップを締めます。



プレミアムキャンペーン開催中！

キャンペーン期間：2025 年 10 月 1 日～2025 年 12 月 19 日まで

ボルテックスミキサー

BM-V2 LPボルテックスミキサー

BMBio
ST (Standard & Stable)

重さ3.8kg&4足吸盤で
しっかり実験台に固定され、
ミキシング中、本体が横ズレしません。



- ◆ コンパクト設計
- ◆ 独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
- ◆ 標準付属のヘッドはすりばち状で直径5cmです。

振とう速度	200～3200rpm
動作／軌道範囲	円環状／3mm
オペレーションモード	ON (連続運転)／OFFもしくは、タッチモード
温度条件	4℃～45℃
サイズ (W×D×H)	130×160×170mm
重量	3.8kg
電源	115VAC, 1.5A



BM-V2FH

カタログ No.

BM-V2 1年保証

希望販売価格
¥60,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥48,400**

■ 構成：BM-V2本体、電源ケーブル、アダプター、マニュアル、保証書

● BM-V2用パーツ (フラットホームⅡ)

BM-V2FH

希望販売価格
¥7,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,950**

包装：1個 (1個×1パック) 大箱包装：なし

※BM-V2FH (フラットホームⅡ) は、凹凸付すりばち状の直径5.0cmのヘッドで小サイズのチューブのミキシングが可能です。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2025年10月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について
商品の在庫・ご注文について

TEL：03-6666-5903／FAX：03-6666-5907
TEL：03-6666-5902／FAX：03-5677-4081

■ 代理店